

EB-Pro

Plus | Plus vite | Plus ciblé |

Sonde sans fil (192 cristaux / 32 canaux) / Lauréat du prix IF 2021



Précision améliorée et détection anticipée. Adapté aux bovins, équins, ovins et porcins. Utilisé pour l'analyse de l'utérus, des ovaires, des structures fœtales, du sexe fœtal, des pathologies de l'appareil reproducteur, des membres postérieurs, des tendons, des os, des yeux, de l'abdomen et des organes thoraciques chez le cheval.

EB-Pro

Faites davantage | Plus rapidement | Plus ciblé

EB-Pro, spécialement élaboré pour tous les aspects des bovins et des équidés. imagerie de reproduction, ainsi que pour l'imagerie fondamentale des tendons équin.

- ◆ Performances IP54 Imagerie HD
- ◆ Intelligente : 32 canaux, 128 éléments
- ◆ 12 heures de travail ininterrompu, lunettes vidéo jusqu'à 4 heures. (option)
- ◆ Logiciel vétérinaire breveté BMV Connexion et conversion rapides
- ◆ Compatible avec les tablettes (Android, Windows), les smartphones et les ordinateurs portables.
- ◆ Les tablettes et les téléviseurs peuvent être connectés simultanément, offrant ainsi une connexion plus rapide et une conversion simplifiée.
- ◆ De nombreux accessoires sont disponibles : stick d'introduction, lentilles binoculaires, appareils intelligents, sac à dos, ceinture, dragonne, valise portable, chargeur de smartphone, télécommande sans fil, airprint, etc.



Caractéristiques techniques

	EB-Pro
Size,weight	185 x 80 x 35 mm,650g
Dust and splash proof	Yes
	Broadband linear rectal(Active array length 64mm) Broadband rectal curved array transducer (for deeper imaging)
Elements	192 crystal array
Channels	32 channels
Frequency Max	2–11 MHz
Depth Imaging	31cm
Modes	B, M
Viewing device	Android Smartphone/ Tablet/I-Scan® Goggles.
Battery life (hrs)	10~12 hours
Battery Charging	Battery can be charged from DC power adapter or car 12v accessory socket

