

## EB-Pro

Meer | Sneller | Gericht

draadloze sonde (192 kristallen /32 kanalen)/ IF-winnaar 2021



Hogere precisie en vroegere detectie in vergelijking met andere methoden. Geschikt voor runderen, paarden, schapen en varkens, en veelvuldig toegepast in onderzoek naar de baarmoeder, eierstokken, foetale structuur, geslachtsbepaling, aandoeningen van het voortplantingssysteem, de achterste ledematen, pezen, botten, ogen, buik en borstkas van paarden.

## EB-Pro

### Doe meer | Sneller | Gerichter

EB-Pro is specifiek ontworpen voor alle facetten van de rundvee- en paardenhouderij. reproductieve beeldvorming, evenals voor fundamentele beeldvorming van paardenpezen.

- ◆ IP54-prestaties HD-beeldvorming
- ◆ Intelligent: 32 kanalen, 128 elementen
- ◆ 12 uur ononderbroken gebruik, videobril tot 4 uur (optie)
- ◆ Speciaal gepatenteerde veterinaire software van BMV Connexion en snelle verbinding.
- ◆ Ondersteunt tablets, mobiele telefoons en laptops op Android en Windows.
- ◆ Tablets en tv's kunnen gelijktijdig worden aangesloten, wat resulteert in een snellere verbinding en verhoogd gebruiksgemak.
- ◆ Een scala aan accessoires: introductiestick, binoculaire lenzen, smartapparaten, rugzak, riem, polsbandjes, reiskoffer, mobiele oplader, draadloze afstandsbediening en airprint, enz.



### Technische specificaties

|                              | EB-Pro                                                                                                          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Size,weight</b>           | 185 x 80 x 35 mm,650g                                                                                           |
| <b>Dust and splash proof</b> | Yes                                                                                                             |
|                              | Broadband linear rectal(Active array length 64mm) Broadband rectal curved array transducer (for deeper imaging) |
| <b>Elements</b>              | 192 crystal array                                                                                               |
| <b>Channels</b>              | 32 channels                                                                                                     |
| <b>Frequency Max</b>         | 2–11 MHz                                                                                                        |
| <b>Depth Imaging</b>         | 31cm                                                                                                            |
| <b>Modes</b>                 | B, M                                                                                                            |
| <b>Viewing device</b>        | Android Smartphone/ Tablet/I-Scan® Goggles.                                                                     |
| <b>Battery life (hrs)</b>    | 10~12 hours                                                                                                     |
| <b>Battery Charging</b>      | Battery can be charged from DC power adapter or car 12v accessory socket                                        |

