



Chambre d'inhalation pour CHAT



FABRIQUÉ EN
FRANCE

www.animhal.com



Notre expertise en néonatalogie au service de la santé des chats

Qui sommes-nous ?

AnimHal Healthcare est la division animale d'OptimHal. OptimHal est un laboratoire français basé en Normandie et spécialisé dans la déposition pulmonaire des médicaments. L'entreprise est aujourd'hui devenue une référence mondiale dans le domaine de l'aérosolthérapie.

Pourquoi AnimHal® Cat ?

Le profil respiratoire des chats est similaire à celui des nouveau-nés. C'est pourquoi, particulièrement sensible à la cause animale, OptimHal *via* AnimHal Healthcare a tenu à apporter son expertise en néonatalogie pour développer des dispositifs vétérinaires et contribuer au bien-être des chats.

Un traitement local plus efficace avec moins d'effets secondaires

AnimHal® Cat permet l'administration de médicament par voie inhalée. Contrairement aux traitements par voie orale, AnimHal® Cat délivre le médicament directement dans la zone à traiter.

Cette caractéristique permet de **générer une action plus rapide, de réduire la quantité de médicament à administrer et de diminuer le risque d'effets secondaires chez le chat.**



FABRIQUÉ EN
FRANCE




L'info en +

Nos recherches en néonatalogie ont montré que la chambre d'inhalation est plus efficace pour les volumes courants inférieurs à 80mL lorsque la valve inspiratoire est retirée.

C'est pourquoi, AnimHal Healthcare préconise l'utilisation de la valve inspiratoire uniquement pour les chats les plus grands (de plus de 9kg).

Caractéristiques techniques



FABRIQUÉ EN
FRANCE


Un masque développé et optimisé pour les chats

Le masque fourni avec AnimHal® Cat est directement inspiré de la recherche en néonatalogie. Ce masque a été développé et conçu pour optimiser le traitement par inhalation pour de faibles volumes respiratoires comme celui des chats.

La forme du masque a fait l'objet d'une collaboration avec le SIAMU, *service d'urgence et de soins intensifs du centre Hospitalo-Universitaire Vétérinaire de VetAgro Sup*. Cette collaboration est venue confirmer que le masque AnimHal® Cat convient à la majorité des chats, contrairement aux masques ronds habituellement fournis. Il s'agit ici d'une véritable innovation qui favorise l'observance des traitements inhalés du chat.

AnimHal® Cat : pratique et solide

- Compatible avec la majorité des aérosol-doseurs
- Démontable et lavable entièrement
- Idéale pour le transport grâce à sa petite taille
- Fabriquée avec des matériaux robustes





AnimHal Healthcare
24 rue du Train Renard
ZA d'Armanville - BP 46
50700 Valognes - France


Tél : +33 (0) 233 887 094
Fax : +33 (0) 233 887 095

Contact mail :
contact@animhal.com


Site internet :
www.animhal.com




Rejoignez-nous !



@AnimHalHealthCare



@animhal_hc



@AnimHal_HC