

Catalogue

# Médico-chirurgical

Édition n°12 / 2025-2026

*Au coeur  
de votre clinique*




# INNOVATION RÉVOLUTIONNAIRE VIRBAC



## L'alliance ALIMENT-MÉDICAMENT qui bouleverse la prise en charge de la MRC\* FÉLINE



Plus d'informations  
en scannant le QR code



**MÉDICAMENT**  
Bénazépril pour  
réduire la protéinurie

**ALIMENT  
DIÉTÉTIQUE  
COMPLET**

Pour une prise en charge  
nutritionnelle de la MRC\*

ALIMENT •  
**2en1**•  
MÉDICAMENT

Efficacité démontrée :  
une meilleure efficacité  
et une inhibition de l'activité  
de l'ECA\*\* aussi efficace  
qu'avec les comprimés<sup>1</sup>

Haute appétence  
démontrée<sup>1,2</sup>

Innocuité prouvée même en  
cas de surconsommation<sup>3</sup>



\*MRC : Maladie Rénale Chronique  
\*\*ECA : Enzyme de Conversion de l'Angiotensine

1. Étude interne menée en 2023 sur 112 chats atteints de MRC, dans des conditions réelles, soit nourris avec un aliment médicamenteux contenant du bénazépril, soit traités avec des comprimés de bénazépril (0,5-1mg de bénazépril/kg de poids corporel). 2. Étude interne menée en 2023 sur 24 chats atteints de MRC, dont la consommation alimentaire a été surveillée quotidiennement pendant 3 à 6 semaines. 3. King et al. Tolerability and efficacy of benazepril in cats with chronic kidney disease. J Vet Pharmacol Ther. 2006;29(3):225-227

Façonnons l'avenir  
de la santé animale

**Virbac**






# ALCYON,

## la centrale de distribution, facilitatrice du monde vétérinaire

ALCYON, acteur majeur de la distribution de produits et de services pour les vétérinaires adhérents depuis 1973, met à disposition de ses clients des solutions innovantes et fiables au travers de 4 centres Logistique en France (Arras, Landerneau, Lyon, Pau).

ALCYON facilite la distribution multi-laboratoires en santé animale de médicaments, équipements, consommables et aliments tout en garantissant le bon approvisionnement quotidien des cliniques.

À vos côtés dès le début de vos projets,  
nous vous accompagnons  
de l'installation aux développements



## Une logistique hi-tech pour vous approvisionner efficacement



Une **garantie de traçabilité**  
des produits

**50 000m<sup>2</sup> d'entrepôts** pour le stock  
vétérinaire le + important de France



**+25 000 références**

• **Équipement : 5 000** • **Consommables : 7 000**  
• **Aliments : 2 100** • **Médicaments : 10 900**

**50 000 lignes de commandes**  
préparées par jour



**99,9% de fiabilité** de livraison

**5 000 clients**  
en Canine, Rurale, Équine et Mixte



## Nos 4 centres Logistique

### ARRAS

ZA Actiparc  
231 Bd Jules César - CS80003  
62051 Saint Laurent Blangy Cedex  
**03 21 24 65 65**  
[materiel.arras@alcyon.com](mailto:materiel.arras@alcyon.com)

### LANDERNEAU

ZI de Kériel Plouédern  
BP 109  
29411 Landerneau Cedex  
**02 98 85 46 10**  
[materiel.landerneau@alcyon.com](mailto:materiel.landerneau@alcyon.com)

### LYON

Technoparc Rhône Vallée  
115 rue Charpak  
01390 Civrieux  
**04 72 26 24 20**  
[materiel.lyon@alcyon.com](mailto:materiel.lyon@alcyon.com)

### PAU

ZI du pont long II  
Rue du Valentin  
64811 Serres-Castet Cedex  
**05 59 33 51 50**  
[materiel.pau@alcyon.com](mailto:materiel.pau@alcyon.com)

Contactez le **Service Relation Clients** : **04 72 26 24 20** • [relationclientele.alcyon@alcyon.com](mailto:relationclientele.alcyon@alcyon.com) • [alcyon.com](http://alcyon.com)

Les prix figurant dans ce catalogue sont ceux en vigueur au 1<sup>er</sup> septembre 2025. Ils sont indicatifs et susceptibles d'évoluer sans préavis.  
**Les prix actualisés sont consultables sur le site internet [alcyon.com](http://alcyon.com).**


## Une sélection d'équipements au service d'une **pratique vétérinaire performante**

Notre gamme **évolue** en permanence pour répondre aux **exigences croissantes** de la profession. En nous inspirant des avancées de la médecine humaine, nous identifions des **technologies d'avant-garde** pouvant être **adaptées** au domaine vétérinaire.

### Notre objectif

Vous proposer des **équipements innovants**, sélectionnés grâce à une **veille technique et scientifique** continue. Nous vous offrons notre **retour d'expérience** d'implantation aux côtés de praticiens renommés.

**Qualité, fiabilité et précision** sont les piliers de notre démarche afin de fournir des solutions qui facilitent et améliorent le quotidien des praticiens, tout en **contribuant activement au bien-être animal**.



## Les témoignages clients sur les implantations réalisées

**CHV SAINT-MARTIN (74)**  
DRE VÉTÉRAIRE ADELIN LINSART

« ALCYON nous a aidé à nous installer dans notre nouveau bâtiment en nous fournissant du matériel, notamment des cages en se basant sur le plan de notre structure, et en déterminant quel était **le matériel le plus adapté**. Nous avons pu discuter avec nos interlocuteurs de la pertinence de chaque action réalisée en matière d'équipements. »

**CLINIQUE VÉTÉRAIRE DU CÈDRE (94)**  
DR NICOLAS MEURET

« ALCYON nous a bien aidé à répondre à notre demande et à trouver le matériel qui nous correspondait. Notre demande était spécifique et **ALCYON a su trouver le matériel adéquat**. [...] L'équipe a été très réactive et à l'écoute ; ils nous ont bien aidé ! [...] **nous recommandons ALCYON !** »



# Une large offre de services portée par notre expertise et l'innovation



## Une expertise et un accompagnement complets concernant l'équipement :

- **Sélectionner des produits innovants, de qualité et adaptés** au milieu vétérinaire, grâce à une veille technologique et scientifique permanente, et le support d'une vingtaine de vétérinaires experts de l'anesthésie, de la gestion de la douleur, des urgences et soins intensifs, et de la dentisterie.
- **Proposer un accompagnement** de l'achat à l'installation par une équipe experte en matériel qui assiste et conseille les vétérinaires dans le choix des équipements, leur installation et leur prise en main.
- **Former les équipes vétérinaires et ASV** pour qu'elles puissent utiliser leurs équipements au maximum de leur potentiel et ainsi les rentabiliser plus rapidement, en partenariat avec les laboratoires, fournisseurs et des vétérinaires experts.



## Une sélection pointue de formations au service de l'expertise métier vétérinaire :

- Des **intervenants** reconnus et experts de leur sujet.
- Des **thématiques** fortes, diversifiées et répondant aux attentes du terrain.
- Un **accompagnement** complet : formations médicales et managériales à destination des vétérinaires et des ASV.
- Des **formats variés** : webinaires, formations en présentiel, travaux pratiques, soirées thématiques.



## Un engagement fort pour le développement des cliniques vétérinaires avec VÉTOPRENEUR :

- Des **soirées thématiques conviviales**, favorisant l'échange, sur des sujets managériaux et de développement (Comprendre et intégrer les nouvelles générations, Leadership vétérinaire,...).
- Des **programmes de formation complets**, abordant tous les aspects de gestion d'une clinique vétérinaire.
- Une ambition **d'adapter ces modules** de formation pour répondre aux attentes spécifiques des réseaux de cliniques.

# IMPACT+

## Un engagement collectif pour proposer une gamme de consommables éco-responsables

En 2024, cette gamme a vu le jour, avec pour objectif de proposer aux vétérinaires une offre en consommables ayant un impact écologique réduit. Nous avons sélectionné et mis en avant des produits répondant à un cahier des charges ambitieux afin de valoriser des références éco-responsables.

### Produits nettoyants

Omniprésents en clinique vétérinaire, les **produits nettoyants** peuvent avoir un impact environnemental significatif. Le score **IMPACT+** permet d'identifier les solutions les plus respectueuses de l'environnement parmi les alternatives disponibles. L'objectif n'est pas de remettre en cause leur rôle essentiel dans l'hygiène et la biosécurité, mais de **valoriser les produits alliant efficacité et réduction de l'empreinte écologique**.

#### Critères :

- **Obtention de labels** (Écolabel = 5/5 ; Non = 0/5 – Pondération : 40%)
- **Présence de pictogrammes de danger** (Oui = 0/5 ; Non = 5/5 ; Pondération : 40%)
- **Pays de fabrication** (France = 5/5 ; Europe = 3/5 ; Autre = 0/5 ; Pondération : 10%)
- **Produit à diluer** (Oui = 5/5 ; Non = 0/5 ; Pondération : 10%)

### Savons mains

#### Critères :

- **Pays de fabrication** (France = 5/5 ; Europe = 3/5 ; Autre = 0/5 ; Pondération : 20%)
- **Obtention de labels** (Écolabel = 5/5 ; Pas de label = 0/5 ; Pondération : 40%)
- **Présence de pictogrammes de danger** (Non = 5/5 ; Oui = 0/5 ; Pondération : 40%)

### Lessives

#### Critères :

- **Pays de fabrication** (France = 5/5 ; Europe = 3/5 ; Autre = 0/5 ; Pondération : 20%)
- **Obtention de labels** (Écolabel = 5/5 ; Pas de label = 0/5 ; Pondération : 30%)
- **Présence de pictogrammes de danger** (Non = 5/5 ; Oui = 0/5 ; Pondération : 30%)
- **Produit concentré** (Oui = 5/5 ; Non = 0/5 – Pondération : 20%)

### Produits vaisselle

#### Critères :

- **Pays de fabrication** (France = 5/5 ; Europe = 3/5 ; Autre = 0/5 ; Pondération : 20%)
- **Obtention de labels** (Écolabel = 5/5 ; Pas de label = 0/5 ; Pondération : 40%)
- **Présence de pictogrammes de danger** (Non = 5/5 ; Oui = 0/5 ; Pondération : 30%)
- **Présence de parfum** (Non = 5/5 ; Oui = 0/5 ; Pondération : 10%)

## Scores IMPACT+

Un système de notation permettant d'identifier facilement l'impact écologique des produits commercialisés par ALCYON.



Les scores vont de 0 à 5 sachant que les produits les plus éco-responsables obtiennent la note de 5.

Un dialogue a été initié avec plus de 50 fournisseurs majeurs pour répertorier des informations incontournables et évaluer l'impact environnemental de leurs produits\*\* : pays de fabrication, origine des matières premières, utilisation de matières recyclées, obtention de labels reconnus (ÉCOCERT, Écolabel...), procédés de fabrication issus d'une R&D novatrice, etc.

\*Les scores reposent sur les données transmises par les fournisseurs.

\*\*Les biocides, par nature nocifs pour certains organismes vivants, doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale particulière et sont pour l'instant exclus de la notation.

### Essuyage

L'essuyage à usage unique reste par essence peu éco-responsable et des solutions réutilisables (microfibres, torchons, serviettes éponges, ... lavés régulièrement) sont à privilégier lorsque cela est possible. L'essuyage à usage unique étant dans certains cas nécessaire, le score IMPACT+ permet d'identifier les solutions présentant un impact environnemental réduit.

#### Critères :

- **Pays de fabrication** (France = 5/5 ; Europe = 3/5 ; Autre = 0/5 ; Pondération : 20%)
- **Obtention de labels** (FSC seul = 2,5/5 ; Écolabel seul = 2,5/5 ; FSC + Écolabel = 5/5 ; Pondération : 40%)
- **Utilisation de matières recyclées** (100% de matières recyclées = 5/5 ; Mixte = 2,5/5 ; Non = 0/5 ; Pondération : 20%)
- **Nature de l'emballage** (Papier = 5/5 ; Carton = 2,5/5 ; Plastique = 0/5 ; Pondération : 10%)
- **Traitement de blanchiment ou coloration du papier** (Non = 5/5 ; Oui = 0/5 ; Pondération : 10%)



# Engageons-nous ensemble vers une démarche toujours plus « Éco-responsable »



Partenaire de confiance des vétérinaires indépendants, des groupes et des GIE, nous nous engageons dans les défis environnementaux, d'éco-responsabilité et de bien-être animal en respect de nos clients, nos fournisseurs, nos collaborateurs et de la communauté.

Nous avons la conviction que le meilleur moyen d'être respectueux de notre planète est de préserver ses ressources. C'est le fil directeur de toute notre démarche.

## 4 piliers pour une transformation durable



### Adopter une logistique décarbonée :

amélioration continue de notre empreinte carbone avec des moyens de transport optimisés ou alternatifs



### Proposer une logistique raisonnée :

économie circulaire, recyclage et tri des éléments de conditionnement



### Respecter le bien-être animal :

une offre de produits adaptée et respectueuse



### Être une marque employeur forte



Nous encourageons le recyclage, l'ingéniosité quant à certaines catégories d'articles et l'économie circulaire

## Votre efficacité opérationnelle

Avec **ALCYON**, gagnez en efficacité et performance.



### Vos outils de commande

**alcyon.com** :  
un outil simple et efficace  
pour passer votre  
commande

**ALCYON Commandes** :  
application mobile sous  
Android ou iOS



### Votre gestion de clinique

**Inventaire simplifié** :  
sur notre application mobile  
ou avec un scanner mobile

**Retours de produits** :  
en autonomie, directement sur alcyon.com

**Statistiques d'achats** :  
mesurez l'évolution de vos achats sur 3 ans

**dr.ve<sup>+</sup>o**

logiciel de gestion adapté aux cliniques, réseaux,  
en visite et sur différents sites à la fois



### Votre stratégie commerciale

**Gérer vos prix** : simulation de  
scénarios pour le pilotage de  
votre activité

**Professionnalisation  
de votre établissement** :  
solutions d'étiquettes,  
supports de communication

## Utilisez notre plateforme de commande

en toute **autonomie**

avec **ALCYON Academy** sur YouTube 

- Des **tutoriels** sur l'utilisation de l'application et du site internet
- Un contenu **mis à jour** dès la sortie de nouvelles fonctionnalités
- Un accès **simple, gratuit et illimité** à partir du QR code fournis

Scannez le  
QR code pour  
accéder à la  
chaîne Youtube



## Simplifiez vos inventaires avec **l'Appli ALCYON**



# Le Service Après-Vente ALCYON

## Nos objectifs

- **Garantir** un service après-vente de **qualité** par des **solutions concrètes** de réparation et des **conseils adaptés** aux pratiques et contraintes des vétérinaires.
- Vous permettre de poursuivre votre activité malgré la panne de votre appareil, en mettant à votre disposition un parc de plus de 400 équipements de prêt.
- Vous apporter **tout renseignement** relatif à **l'utilisation, l'entretien** ou le **fonctionnement** de votre équipement.

## Nos solutions

- **Réparation** dans votre structure ou en atelier
- **Prêt ou Location** d'équipements
- **Affûtages** de vos têtes de coupe de tondeuses
- **Aiguisages** de vos ciseaux ou autres instruments tranchants
- **Maintenance préventive** de votre parc de matériels par notre technicien SAV



Une équipe  
de **6 techniciens**



Un parc de **470 équipements**  
de prêts



Une prise en charge téléphonique  
dans les **8 heures ouvrées**



Un objectif de réparation  
de **8 jours ouvrés maximum\***

\*Dans les 8 semaines s'il est envoyé  
chez le fabricant

## TARIF HT INDICATIF 2025

(pour les équipements n'étant plus sous garantie)

| Diagnostic téléphonique ALCYON   |                                                               | Offert                |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Mise à disposition d'équipements |                                                               | Tarif selon matériel* |
| Forfaits                         | Enlèvement d'équipement en panne                              | 45,41 €               |
|                                  | Nettoyage**                                                   | 57,96 €               |
|                                  | Analyse de panne                                              | 59,86 €***            |
|                                  | Maintenance préventive - 2h30 dans votre structure            | 250,00 €              |
| Main d'œuvre                     | Électro/technicien - la demi-heure                            | 46,26 €               |
|                                  | Électro/technicien - l'heure                                  | 92,46 €               |
|                                  | Électronicien - l'heure : Échographie, Monitoring, Radiologie | 121,72 €              |
| Frais de déplacement             | Technicien ALCYON                                             | Sur devis             |
|                                  | Technicien fournisseur                                        | Sur devis             |
| Affûtage                         | Tête de tonte canine - l'unité                                | 18,08 €               |
|                                  | Tête de tonte canine - l'unité pour plus de 5 unités          | 15,55 €               |
|                                  | Tête de tonte canine - l'unité pour plus de 15 unités         | 13,60 €               |
|                                  | Tête de tonte bovin/équin - l'unité                           | 20,80 €               |
|                                  | Tête de tonte bovin/équin - l'unité pour plus de 5 unités     | 17,88 €               |
|                                  | Paire de ciseaux                                              | 17,87 €               |



Qualité  
de la réparation :  
**5,1/6**



Délai de la réparation :  
**4,9/6**



**88,3%** d'échanges  
jugés **satisfaisants** et  
**très satisfaisants**

Source : 2025

Afin de **garantir la sécurité de nos techniciens**, nous vous demandons de **nettoyer, décontaminer et emballer soigneusement** votre matériel avant son enlèvement par nos soins.

\*Offert aux clients Alcyonnaires \*\*Facturé en cas de réception d'équipement souillé \*\*\*Frais en sus si retour demandé. Offert en cas de réparation.

## Nous contacter



- **Hotline technique :**  
**04 72 26 24 20 (option 3),**
- **alcyon.com** : accès « contact »  
dans la rubrique « SAV »
- **SAV@alcyon.com**

## ENLÈVEMENT SPÉCIFIQUE SAV :

Afin de **garantir une reprise de l'équipement en panne** dans les **meilleurs délais**, le SAV ALCYON dispose d'un **ramassage express spécifique** qui assure son enlèvement\* en dehors du flux habituel de livraison de médicaments, consommables et petfood.

\* Pour tout équipement mesurant moins de 2 mètres linéaires (H + L + l) et pesant moins de 30 kg.



# Sommaire

## Consommables

### Pansements ..... 12

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Bandes                    | 12 |
| Sparadrap adhésif         | 19 |
| Protection du pansement   | 20 |
| Compresse                 | 22 |
| Coton                     | 24 |
| Cicatrisation - Hémostase | 25 |
| Attelles                  | 29 |
| Minerves & carcans        | 29 |

### Injection ..... 33

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Aiguilles                        | 33 |
| Seringues                        | 37 |
| Cathéters - Microperfuseurs      | 42 |
| Perfuseurs - Transfuseurs        | 47 |
| Administration des anticancéreux | 52 |
| Prélèvements sanguins            | 53 |

### Sutures ..... 57

|                     |    |
|---------------------|----|
| Agrafeuses          | 57 |
| Sutures aiguillées  | 58 |
| Dévidoirs           | 72 |
| Aiguilles à sutures | 74 |

### Sondes ..... 76

|                     |    |
|---------------------|----|
| Sondes stomacales   | 76 |
| Sondes vésicales    | 77 |
| Drains - Implants   | 79 |
| Insémination canine | 83 |

### Chirurgie ..... 86

|            |    |
|------------|----|
| Champs     | 86 |
| Tranchants | 89 |

### Gants ..... 91

|                    |    |
|--------------------|----|
| Brosses à ongles   | 91 |
| Gants de chirurgie | 91 |
| Gants d'examen     | 94 |
| Gants de rurale    | 97 |

### Habillement ..... 99

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Vêtements de consultation | 99  |
| Vêtements de chirurgie    | 102 |
| Vêtements de rurale       | 104 |

### Laboratoire ..... 107

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Microscopie - Colorants - Fixateurs | 107 |
| Biopsie - Prélèvement               | 109 |
| Bandelettes et tests                | 112 |

## Hygiène

### Entretien de la clinique ..... 116

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sols                         | 116 |
| Surfaces                     | 116 |
| Multiusage                   | 118 |
| Essuyage                     | 125 |
| Contrôle des odeurs          | 128 |
| Sanitaires                   | 129 |
| Vaisselle                    | 131 |
| Matériel et petit équipement | 131 |

### Entretien et hygiène du linge ..... 134

|               |     |
|---------------|-----|
| Lessives      | 134 |
| Détachants    | 135 |
| Assouplissant | 136 |

### Entretien des instruments ..... 136

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Instruments                        | 136 |
| Nettoyants machines et accessoires | 138 |

### Nettoyage et désinfection

### des mains ..... 138

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Savons doux              | 138 |
| Savon désinfectants      | 139 |
| Brosses                  | 140 |
| Solution hydroalcoolique | 140 |

## Équipements

### Anesthésie ..... 144

|              |     |
|--------------|-----|
| Appareils    | 144 |
| Accessoires  | 150 |
| Surveillance | 159 |

### Perfusion - Soins intensifs ..... 163

### Imagerie ..... 168

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Appareils       | 168 |
| Accessoires     | 172 |
| Radioprotection | 174 |
| Échographie     | 176 |
| Endoscopie      | 178 |

### Dentisterie ..... 182

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Détartreurs et polisseurs                  | 182 |
| Accessoires pour détartreurs et polisseurs | 186 |
| Instruments et consommables                | 192 |

### Tonte ..... 205

|                |     |
|----------------|-----|
| Appareils      | 205 |
| Têtes de coupe | 209 |

### Chirurgie ..... 210

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Bistouris & cautères | 210 |
| Aspirateurs          | 214 |

### Physiothérapie ..... 215

### Mobilier ..... 217

|                |     |
|----------------|-----|
| Éclairage      | 217 |
| Tables         | 220 |
| Petit mobilier | 227 |
| Contention     | 230 |

### Chenil ..... 233

|             |     |
|-------------|-----|
| Cages       | 233 |
| Accessoires | 235 |

### Diagnostic - Identification ..... 240

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| E.C.G.                     | 240 |
| Stéthoscopes               | 241 |
| Pression artérielle        | 243 |
| Ophtalmoscopie             | 244 |
| Otoscope                   | 248 |
| Manches et transformateurs | 249 |
| Thermomètres               | 250 |
| Identification             | 251 |
| Divers                     | 252 |

### Laboratoire ..... 253

|                |     |
|----------------|-----|
| Analyseurs     | 253 |
| Centrifugeuses | 254 |
| Microscopes    | 255 |
| Laboratoire    | 256 |

### Hygiène - Stérilisation ..... 258

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Nettoyage                     | 258 |
| Appareils de stérilisation    | 259 |
| Consommables de stérilisation | 261 |
| Boîtes, plateaux & tambours   | 262 |

## Instrumentation

### Chirurgie générale ..... 268

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Ciseaux              | 268 |
| Pincés               | 269 |
| Porte-aiguilles      | 272 |
| Écarteurs pas d'ânes | 273 |

### Ophtalmologie ..... 275

### Ostéosynthèse ..... 279

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Plaques                                           | 279 |
| Vis                                               | 288 |
| Gamme Alcyon                                      | 291 |
| PAX                                               | 292 |
| Implants et instruments verrouillés pour vis Star | 295 |
| Instruments                                       | 297 |
| TPLO                                              | 303 |
| TTA & TTA X-GEN                                   | 304 |
| CLR                                               | 307 |
| CLM                                               | 309 |
| ESF                                               | 310 |
| Moteurs                                           | 314 |
| Ligament et tendon artificiels                    | 317 |

## Équine

### Dentisterie ..... 320

### Maréchalerie ..... 323

### Castration ..... 326

### Insémination artificielle transfert embryon ..... 327

### Gynécologie - Urologie ..... 328

### Digestif ..... 330

### Respiratoire ..... 332

### Imagerie ..... 333

### Chirurgie - Anesthésie - Monitoring ..... 336

### Diagnostic - Laboratoire ..... 339

### Ophtalmologie ..... 341

### Contention - Protection ..... 342

### Hygiène et soins ..... 343

## Rurale

### Injection ..... 346

|           |     |
|-----------|-----|
| Seringues | 346 |
|-----------|-----|

### Gynécologie ..... 351

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Gynécologie - Vêlage | 351 |
| Insémination         | 354 |
| Maternité            | 355 |
| Soin de la mamelle   | 358 |
| Castration           | 359 |

### Contention ..... 360

### Soin du pied ..... 363

### Écornage ..... 366

### Digestif ..... 367

### Drogage ..... 369

### Marquage ..... 371

### Tonte ..... 374

### Volailles ..... 375

### Diagnostic et locaux d'élevages ..... 375

## Consommables

|               |     |
|---------------|-----|
| • Pansements  | 12  |
| • Injection   | 33  |
| • Sutures     | 57  |
| • Sondes      | 76  |
| • Chirurgie   | 86  |
| • Gants       | 91  |
| • Habillement | 99  |
| • Laboratoire | 107 |

# PANSEMENTS

## BANDES

## Adhésives



## BANDE ADHÉSIVE JOKER

Bande adhésive, élastique en longueur.  
Bande 100% coton avec enduction latex.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT |
|----------------|-----------|------|
| 4,5 m x 5 cm   | 112 32 90 | 2,23 |
| 4,5 m x 7,5 cm | 112 33 00 | 2,87 |



## TENSOPLAST B

Bande 100% coton adhésive élastique  
avec élément protecteur. Avec latex.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|---------------|-----------|-------|-----|-------|
| 2,5 m x 3 cm  | 660 20 59 | 3,21  | 10  | 3,04  |
| 2,5 m x 6 cm  | 660 20 65 | 4,38  | 10  | 4,20  |
| 2,5 m x 8 cm  | 660 20 71 | 5,29  | 10  | 5,16  |
| 2,5 m x 10 cm | 660 20 88 | 6,33  | 10  | 6,16  |
| 2,5 m x 15 cm | 800 56 17 | 10,12 | 5   | 9,88  |
| 2,5 m x 20 cm | 660 20 94 | 12,15 | 5   | 11,84 |



## URGO STRAPPING HB

Bande adhésive renforcée, élastique tissée,  
hypoallergénique sans solvant avec film  
intercalaire.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|---------------|-----------|------|-----|------|
| 2,5 m x 3 cm  | 800 60 77 | 2,33 | 10  | 2,28 |
| 2,5 m x 6 cm  | 800 60 83 | 3,46 | 10  | 3,37 |
| 2,5 m x 8 cm  | 800 61 08 | 4,36 | 10  | 4,24 |
| 2,5 m x 10 cm | 800 61 14 | 5,29 | 10  | 5,14 |



## TENSOPLAST HB

Bande 100% coton adhésive élastique,  
sans latex pour une haute tolérance cutanée,  
avec élément protecteur. Adaptée aux peaux  
sensibles, colle hypoallergénique.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|---------------|-----------|-------|-----|-------|
| 2,5 m x 3 cm  | 601 11 05 | 3,56  | 10  | 3,45  |
| 2,5 m x 6 cm  | 660 21 02 | 4,78  | 10  | 4,65  |
| 2,5 m x 8 cm  | 660 21 19 | 5,74  | 10  | 5,61  |
| 2,5 m x 10 cm | 660 21 25 | 7,06  | 10  | 6,95  |
| 2,5 m x 15 cm | 601 11 11 | 10,16 | 5   | 9,89  |
| 2,5 m x 20 cm | 607 94 22 | 13,43 | 5   | 13,12 |



## TENSOPLAST VET

Bande 100% coton adhésive élastique,  
avec élément protecteur siliconé :  
faible bruit au retrait.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|---------------|-----------|-------|-----|-------|
| 2,5 m x 3 cm  | 800 57 35 | 3,31  | 10  | 3,23  |
| 2,5 m x 6 cm  | 800 57 41 | 4,58  | 10  | 4,18  |
| 2,5 m x 8 cm  | 800 57 58 | 5,79  | 10  | 5,18  |
| 2,5 m x 10 cm | 800 57 70 | 6,50  | 10  | 5,99  |
| 2,5 m x 15 cm | 800 57 93 | 9,94  | 5   | 9,71  |
| 2,5 m x 20 cm | 800 58 01 | 11,88 | 5   | 11,64 |



## ADERPLAST

Bande élastique adhésive 100% coton. Masse  
caoutchouc chirurgical à haut pouvoir adhésif.  
Bonne tolérance cutanée. Protection sur papier  
siliconé, peu bruyant, avec rebord pour faciliter  
le décollage.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|---------------|-----------|------|-----|------|
| 2,5 m x 3 cm  | 823 71 38 | 4,17 | 12  | 3,57 |
| 2,5 m x 6 cm  | 823 71 44 | 5,50 | 18  | 4,91 |
| 2,5 m x 8 cm  | 823 71 50 | 6,73 | 12  | 6,12 |
| 2,5 m x 10 cm | 823 71 67 | 8,02 | 12  | 7,15 |



## OPTIPLASTE-E

Bande adhésive élastique tissée, 100% coton,  
enroulée à l'envers sans élément protecteur.  
Excellente adhésivité. Bonne tolérance cutanée.  
Bande enroulée sur un moyeu en plastique  
permettant aisance de manipulation  
et déroulement sans bruit.  
Ne nécessite pas de préparation préalable.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|---------------|-----------|------|-----|------|
| 2,5 m x 6 cm  | 818 62 05 | 4,44 | 10  | 4,34 |
| 2,5 m x 8 cm  | 818 61 97 | 5,34 | 10  | 5,15 |
| 2,5 m x 10 cm | 818 62 11 | 6,40 | 10  | 6,26 |



## NYLEXOPLAST

Bande adhésive élastique tissée,  
hypoallergénique, sans solvant.  
Film intercalaire en papier siliconé permettant  
un décollage silencieux de la bande.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT |
|---------------|-----------|------|
| 2,5 m x 3 cm  | 800 60 02 | 2,61 |
| 2,5 m x 6 cm  | 800 60 19 | 3,80 |
| 2,5 m x 8 cm  | 117 19 80 | 4,99 |
| 2,5 m x 10 cm | 800 60 48 | 5,47 |



Une expertise reconnue au service des animaux



## LES BANDES ADHÉSIVES IDÉALES À VOTRE USAGE



### Tensoplast® Vet

**Élément protecteur siliconé**

- Pas de bruit à la pose, **non stressant** pour l'animal
- Excellente adhésivité



### Optiplaste®-E

**Sans élément protecteur**

- Pose facile et rapide
- Adaptée au contexte d'urgence



ET TOUJOURS...

### Tensoplast® B et HB

**La bande adhésive élastique de référence**



## PANSEMENT SUPERABSORBANT



### Cutimed® Sorbion®

**L'absorption et la rétention rapide, sans compromis !**

- Pour les plaies fortement exsudatives



### Delta-Cast® Elite

**Résine polyester alliant haute maniabilité et résistance**

- Pour immobilisation distale ou jambe entière
- Plâtre de pied



SEPTEMBRE 2025 - 240313

**BSN-RADIANT SAS** - Locataire - Gérante - Capital social : 288 000 Euros - RCS Le Mans 652 880 519  
Siège social : 57, boulevard Demorieux - 72100 LE MANS

**Essity France SAS** - Capital social : 50 374 272,18 Euros - RCS Bobigny 509 395 109.  
Siège social : 151-161, boulevard Victor-Hugo - 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE

**Service Clients** : Tél. : 02 43 83 40 40  
e-mail : orthosoins@essity.com

## EXTENSA PLUS

**Bande élastique dans le sens de la longueur**, avec lisières tissées, enduite d'une masse adhésive, hypoallergénique, recouverte d'un protecteur en polyéthylène.  
Élasticité > 50%. Sans latex.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT |
|---------------|-----------|------|
| 2,5 m x 3 cm  | 104 19 40 | 2,35 |
| 2,5 m x 6 cm  | 104 19 50 | 3,05 |
| 2,5 m x 8 cm  | 104 19 60 | 3,55 |
| 2,5 m x 10 cm | 104 19 70 | 4,23 |

## FREEPLAST - ANTI-ADHÉSIF

**Solution anti-adhésive, pour un décollement facile des pansements adhésifs et l'élimination des traces de colle.**

- Décollement facile, rapide et indolore.
- Élimine les traces de colle restant sur la peau et les poils.
- Facilite les soins liés aux pansements et bandages.
- Format généreux, facile à utiliser.
- Livré à l'unité.



## LEUKOTAPE REMOVER

**Solvant pour résidus de colle.**  
Retrait indolore des contentions adhésives.



## EAZE OFF

**Combinaison de siloxanes non toxiques pour dissoudre la colle, ou éliminer les restes de colle des pansements ou sparadraps.**  
Eazy-off déstabilise temporairement les propriétés adhésives de la colle sur les bandes et sparadraps et aide ainsi à les enlever sans douleur. Il s'évapore ensuite sans laisser de résidu anti-collant sur la peau, permettant ainsi d'appliquer une nouvelle bande.  
Parfait pour aider à enlever de vieilles bandes, usées, sales ou humides sur lesquelles il est difficile de trouver le début du pansement.  
Eazy-off s'utilise aussi pour remettre en place des bandes mal positionnées.  
Il ne pique pas et n'irrite pas.



| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------|-----------|------|-----|------|
| 125 ml      | 117 01 90 | 7,74 | 12  | 6,80 |

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 350 ml      | 833 95 31 | 17,04 |

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------|-----------|-------|
| Spray 50 ml  | 100 71 50 | 14,97 |
| Spray 200 ml | 100 71 60 | 39,34 |



## ESSAYER LA BANDE COHÉSIVE VETRAP™



La bande cohésive Vetrap™ de 3M™ est le choix privilégié des professionnels pour les bandages auto-adhésifs, offrant soutien, protection et sécurité. Grâce à sa conception unique, les couches adhèrent entre elles, garantissant un maintien supérieur et réduisant le risque de glissement. Le matériau frais, léger et poreux permet à la peau de respirer, assurant un confort optimal.

### BANDES Cohésives

#### PETFLEX

Bande auto-adhésive. Déchirable à la main, ne colle pas aux poils, excellente tenue, facile à enlever.



| DÉSIGNATION                        | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|------------------------------------|-----------|------|-----|------|
| <b>MOTIF EMPREINTES FOND BLANC</b> |           |      |     |      |
| 4,5 m x 5 cm                       | 829 27 52 | 3,33 | 18  | 2,04 |
| 4,5 m x 7,5 cm                     | 829 27 69 | 4,31 | 12  | 4,12 |
| 4,5 m x 10 cm                      | 829 27 75 | 4,71 | 18  | 4,52 |
| <b>BLEU</b>                        |           |      |     |      |
| 4,5 m x 5 cm                       | 821 40 77 | 2,88 | 18  | 2,74 |
| 4,5 m x 7,5 cm                     | 821 41 20 | 3,79 | 12  | 2,29 |
| 4,5 m x 10 cm                      | 821 41 66 | 4,17 | 18  | 2,05 |
| <b>ROUGE</b>                       |           |      |     |      |
| 4,5 m x 5 cm                       | 821 41 14 | 2,88 | 18  | 2,74 |
| 4,5 m x 7,5 cm                     | 821 41 43 | 3,79 | 12  | 3,55 |
| 4,5 m x 10 cm                      | 821 41 95 | 4,17 | 18  | 3,05 |
| <b>VERT</b>                        |           |      |     |      |
| 4,5 m x 5 cm                       | 821 41 08 | 2,88 | 18  | 2,74 |

#### VETRAP

Bande de contention élastique cohésive à usage vétérinaire.

Fines, légères, perméables à l'air, les bandes cohésives élastiques Vetrap s'utilisent pour réaliser une contention lors de traumatismes ou pour réduire ou prévenir un œdème, un hématome.

Auto cohésives : elles tiennent sur elles-mêmes et ne collent ni à la peau ni aux poils ou fourrure de l'animal traité.

Elles peuvent également servir à maintenir une compresse, un pansement ou autre dispositif. Elles se découpent à volonté dans la longueur, préférer les grandes largeurs pour les jambes des chevaux ou animaux d'élevage, tandis que les petites largeurs conviendront mieux aux animaux de compagnie.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|---------------|-----------|------|-----|------|
| <b>ROUGE</b>  |           |      |     |      |
| 4,5 m x 5 cm  | 115 80 20 | 2,80 | 36  | 2,64 |
| 4,5 m x 10 cm | 115 80 50 | 3,73 | 18  | 3,51 |
| <b>NOIR</b>   |           |      |     |      |
| 4,5 m x 5 cm  | 115 80 10 | 2,80 | 36  | 2,64 |
| 4,5 m x 10 cm | 115 80 40 | 3,73 | 18  | 3,51 |
| <b>BLEU</b>   |           |      |     |      |
| 4,5 m x 5 cm  | 115 79 90 | 2,80 | 36  | 2,64 |
| 4,5 m x 10 cm | 115 80 30 | 3,73 | 18  | 3,51 |

## FOCUS SUR...

// BANDE FLEX  
COHÉSIVE JOKER

Bande auto-adhésive, déchirable à la main, très solide, légère, flexible et respirante, sans constriction du bandage. Rapide et facile à enlever à la main, pas besoin de ciseaux.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|----------------|-----------|------|-----|------|
| <b>BLEU</b>    |           |      |     |      |
| 4,5 m x 5 cm   | 112 34 10 | 3,20 | 20  | 2,93 |
| 4,5 m x 7,5 cm | 112 34 30 | 3,43 | 20  | 3,16 |
| 4,5 m x 10 cm  | 112 34 40 | 4,04 | 20  | 3,59 |
| <b>ORANGE</b>  |           |      |     |      |
| 4,5 m x 5 cm   | 112 35 30 | 3,20 | 20  | 2,93 |
| 4,5 m x 7,5 cm | 112 35 40 | 3,43 | 20  | 3,16 |
| 4,5 m x 10 cm  | 112 35 50 | 4,04 | 20  | 3,59 |
| <b>ROUGE</b>   |           |      |     |      |
| 4,5 m x 5 cm   | 112 34 60 | 3,20 | 20  | 2,93 |
| 4,5 m x 7,5 cm | 112 34 70 | 3,43 | 20  | 3,16 |
| 4,5 m x 10 cm  | 112 34 80 | 4,04 | 20  | 3,59 |
| <b>VERT</b>    |           |      |     |      |
| 4,5 m x 5 cm   | 112 34 90 | 3,20 | 20  | 2,93 |
| 4,5 m x 7,5 cm | 112 35 00 | 3,43 | 20  | 3,16 |
| 4,5 m x 10 cm  | 112 35 20 | 4,04 | 20  | 3,59 |

// BANDE COHÉSIVE  
JOKER

Bande cohésive auto-adhérente, souple et respirante, sans constriction du pansement.

Facile à enlever à la main.  
Contient du latex.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|----------------|-----------|------|-----|------|
| <b>BLEU</b>    |           |      |     |      |
| 4,5 m x 5 cm   | 112 33 30 | 1,94 | 20  | 1,62 |
| 4,5 m x 10 cm  | 112 33 50 | 3,21 | 20  | 2,81 |
| <b>ROUGE</b>   |           |      |     |      |
| 4,5 m x 5 cm   | 112 33 70 | 1,94 | 20  | 1,62 |
| 4,5 m x 7,5 cm | 112 33 80 | 2,54 | 20  | 2,27 |
| 4,5 m x 10 cm  | 112 34 00 | 3,21 | 20  | 2,81 |

Eaze-Off™  
Spray anti-adhésif

Le seul décollant sur le marché pour enlever les sparadraps et bandages collants sans traumatisme pour les animaux.



**MILLPLEDGE  
VETERINARY**



## PANSEMENTS

### COFLEX

Bande cohésive élastique résistante et confortable. Facile à utiliser.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-----------------------|-----------|------|-----|------|
| 4,5 m x 5 cm - Rouge  | 836 51 03 | 2,99 | 12  | 2,82 |
| 4,5 m x 5 cm - Bleu   | 836 51 26 | 2,99 | 12  | 2,82 |
| 4,5 m x 7,5 cm - Vert | 836 51 49 | 3,85 | 12  | 3,62 |
| 4,5 m x 10 cm - Bleu  | 836 51 55 | 4,81 | 18  | 4,09 |
| 4,5 m x 10 cm Rouge   | 836 51 78 | 4,81 | 18  | 4,09 |



### FUN STRAP

Bande élastique cohésive avec 3 motifs différents.

Adhérente sur elle-même, sans coller aux poils. Résistante, elle se découpe à la main.

Coloris selon arrivage.

| DÉSIGNATION                              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------------------|-----------|-------|
| 4,5 m x 5 cm - Par 24                    | 103 22 50 | 48,74 |
| 4,5 m x 7,5 cm - Par 12                  | 103 22 60 | 33,53 |
| 4,5 m x 10 cm - Par 12                   | 103 22 70 | 35,62 |
| Kit 3 bandes x 9 modèles, soit 27 bandes | 103 22 80 | 68,62 |



### EASIFIX COHÉSIVE

Bande légère auto-adhérente extensible.

Excellente conformabilité et extensibilité.

Ne colle pas aux poils. Idéale pour le maintien du pansement de Robert-Jones.

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|--------------|-----------|-------|-----|-------|
| 4 m x 4 cm   | 105 92 70 | 2,06  |     |       |
| 4 m x 8 cm   | 105 92 80 | 2,66  |     |       |
| 4 m x 12 cm  | 105 93 00 | 3,43  |     |       |
| 20 m x 4 cm  | 842 99 49 | 8,19  | 10  | 7,80  |
| 20 m x 6 cm  | 669 39 03 | 9,27  | 10  | 8,68  |
| 20 m x 8 cm  | 669 39 26 | 10,69 | 10  | 10,07 |
| 20 m x 10 cm | 669 39 32 | 12,02 | 30  | 10,79 |
| 20 m x 12 cm | 669 39 49 | 13,47 |     |       |



### STRAP BAND AMER

Bande cohésive violette, au goût amer, pour prévenir le masticage et le déchirement. Contient du benzoate de dénatonium, un agent répulsif au goût très amer.

Cette substance est utilisée comme répulsif pour prévenir l'ingestion.

| DÉSIGNATION                            | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------------------|-----------|-------|
| 4,5 m x 5 cm - Par 24                  | 823 35 25 | 32,77 |
| 4,5 m x 7,5 cm - Par 12                | 823 37 84 | 20,35 |
| 4,5 m x 10 cm - Par 12                 | 828 21 27 | 30,71 |
| Assortiment : 8 en 5 cm et 8 en 7,5 cm | 823 37 78 | 30,44 |



### BANDE FUN CHEWY NO NO

Bande cohésive à motifs colorés et enduite d'une substance répulsive pour éviter le léchage.

Stérilisable, facilement sécable. Longueur 5 m.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------|-----------|-------|
| 5 cm - Par 12   | 106 42 40 | 28,98 |
| 7,5 cm - Par 12 | 106 42 50 | 37,47 |



### BANDE COHÉSIVE FANTAISIE

Pour dédramatiser le geste médical !

Bandes cohésives de 5 mètres avec différents motifs.

| DÉSIGNATION                                                                                    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>FUNNY FARM - BOÎTE COMPRENANT : 3 X VACHE, 3 X POULE, 3 X TRACTEUR, 3 X MOUTON</b>          |           |       |
| 5 m x 5 cm - Par 12                                                                            | 825 64 14 | 29,89 |
| 5 m x 7,5 cm - Par 12                                                                          | 825 64 20 | 41,15 |
| 5 m x 10 cm - Par 12                                                                           | 825 64 37 | 44,71 |
| <b>SAVANE - BOÎTE COMPRENANT : 3 X LÉOPARD MARRON, 3 X LÉOPARD ROSE, 3 X TIGRE, 3 X GIRAFE</b> |           |       |
| 5 m x 5 cm - Par 12                                                                            | 825 64 43 | 29,22 |
| 5 m x 7,5 cm - Par 12                                                                          | 825 64 66 | 37,46 |
| 5 m x 10 cm - Par 12                                                                           | 825 64 72 | 45,74 |



### Bande cohésive de haute qualité

- Longueur = 5m - plus long que la concurrence
- Roulée à l'envers
- Stérilisable en autoclave
- Motifs ludiques et colorés





## POWERFLEX

**Bande cohésive très résistante, pour chevaux.**  
Maintient sans glisser ni comprimer, sécable à la main.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|----------------------|-----------|------|-----|------|
| Noir - 4,5 m x 10 cm | 836 52 09 | 3,67 | 18  | 3,07 |
| Bleu - 4,5 m x 10 cm | 836 52 15 | 3,67 | 18  | 3,07 |



## FLEX ON

**Bande cohésive pour chevaux.**

| DÉSIGNATION                            | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|----------------------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| Bleu - 10 cm x 4,5 m<br>Par 18         | 828 04 99 | 39,81 | 6   | 32,09 |
| Vert citron<br>10 cm x 4,5 m<br>Par 18 | 101 11 80 | 39,81 | 36  | 32,11 |
| Noir - 10 cm x 4,5 m<br>Par 18         | 823 05 44 | 39,81 | 36  | 32,09 |
| Bleu - 5 cm x 4,5 m<br>Par 36          | 828 04 76 | 45,77 | 4   | 38,37 |
| Bleu - 7,5 cm x 4,5 m<br>Par 24        | 828 04 82 | 42,82 | 6   | 37,44 |



## HOOF FIT TAPE

**Hoof Fit Tape permet de protéger les pieds des salissures extérieures.**

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT |
|---------------|-----------|------|
| 10 cm x 4,5 m | 826 25 38 | 2,32 |

## BANDES Crêpe Gaze



## ELASTOMULL HAFT

**Bande aérée polyvalente de maintien léger auto-adhérente.**

Structure « crêpe » aérée à coton majoritaire (40 %) associée à du latex micropulvérisé  
- Lisières tissées : pas d'effilochage et risque de garrot limité.  
- Adaptée au bandage de tête et de membre.  
- Auto-adhérence par simple pression  
Stérilisable en autoclave.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|---------------------|-----------|------|-----|------|
| <b>LONGUEUR 4 M</b> |           |      |     |      |
| 4 cm                | 109 02 90 | 1,54 | 10  | 1,46 |
| 6 cm                | 109 03 00 | 1,78 | 10  | 1,70 |
| 8 cm                | 109 03 10 | 1,94 | 10  | 1,85 |
| 10 cm               | 109 03 20 | 2,17 | 10  | 2,07 |
| 12 cm               | 109 03 40 | 2,49 | 10  | 2,19 |



## BANDE DE GAZE

**Bande de gaze 100% coton, 17 fils, 2 lisières.**  
Non stérile, aérée, sous emballage individuel.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------|-----------|------|-----|------|
| 4 m x 5 cm  | 800 68 41 | 0,27 | 10  | 0,23 |
| 4 m x 7 cm  | 800 68 58 | 0,36 | 10  | 0,33 |
| 4 m x 10 cm | 800 68 64 | 0,46 | 10  | 0,42 |



## PEHA-FIX

**Bande de fixation élastique blanche.**  
Grâce à sa structure, la bande ne glisse pas sur elle-même lorsqu'elle est appliquée.  
70 % viscose, 30 % polyamide.  
Sans latex, phtalates et colophane.  
Emballage individuel.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------|-----------|------|-----|------|
| 4 m x 4 cm  | 108 17 90 | 0,23 | 20  | 0,17 |
| 4 m x 6 cm  | 108 18 10 | 0,26 | 20  | 0,22 |
| 4 m x 8 cm  | 108 18 20 | 0,36 | 20  | 0,32 |
| 4 m x 10 cm | 108 18 30 | 0,34 | 20  | 0,31 |
| 4 m x 12 cm | 108 18 40 | 0,43 | 20  | 0,35 |

## PANSEMENTS



## BANDE EXTENSIBLE

**Bande extensible non stérile.**

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------|-----------|------|-----|------|
| 5 cm x 4 m  | 108 53 80 | 0,14 | 20  | 0,13 |
| 7 cm x 4 m  | 108 53 90 | 0,22 | 20  | 0,21 |
| 10 cm x 4 m | 108 53 70 | 0,27 | 20  | 0,25 |



## BANDE DE CRÊPE

**Qualité supérieure, pur coton non stérile.**

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------|-----------|------|-----|------|
| 4 m x 5 cm  | 800 67 46 | 0,43 | 20  | 0,29 |
| 4 m x 7 cm  | 800 67 52 | 0,52 | 20  | 0,44 |
| 4 m x 10 cm | 800 67 69 | 0,47 | 20  | 0,42 |
| 4 m x 15 cm | 800 67 75 | 0,96 | 20  | 0,85 |
| 4 m x 20 cm | 800 67 81 | 1,46 | 20  | 1,25 |



## BANDE DE CRÊPE COTON

**Bande non stérile 100% coton.**  
Sous emballage individuel.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------|-----------|------|-----|------|
| 5 cm x 4 m  | 112 19 10 | 0,40 | 20  | 0,32 |
| 7 cm x 4 m  | 112 19 20 | 0,55 | 20  | 0,41 |
| 10 cm x 4 m | 112 19 30 | 0,52 | 20  | 0,47 |
| 15 cm x 4 m | 112 19 40 | 1,01 | 20  | 0,93 |



# PANSEMENTS

## BANDES

## Immobilisation



## OUATE ORTHOPÉDIQUE

Non stérile, sous emballage individuel.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|----------------|-----------|------|-----|------|
| 2,7 m x 5 cm   | 100 84 90 | 0,48 | 50  | 0,45 |
| 2,7 m x 7,5 cm | 828 05 07 | 0,65 | 50  | 0,59 |
| 2,7 m x 10 cm  | 100 13 50 | 0,75 | 50  | 0,69 |
| 2,7 m x 15 cm  | 827 97 57 | 1,23 | 50  | 1,14 |



## SOFFBAN SYNTHETIC

Ouate de rembourrage en non tissé et composée de fibres synthétiques hydrofuges. Extensible et conforme, elle se déchire aisément par simple traction et reste en place après lissage, grâce aux fibres qui adhèrent entre elles.

Peu absorbant, évitant ainsi la macération et le contact du plâtre ou d'un matériau synthétique avec les téguments.

Formule sans latex. 100% polyester.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|----------------|-----------|------|-----|------|
| 2,7 m x 5 cm   | 110 20 00 | 0,46 | 12  | 0,45 |
| 2,7 m x 7,5 cm | 110 20 20 | 0,63 | 12  | 0,61 |
| 2,7 m x 10 cm  | 110 20 30 | 0,77 | 12  | 0,76 |
| 2,7 m x 15 cm  | 110 20 50 | 1,17 | 12  | 1,16 |
| 2,7 m x 20 cm  | 110 20 60 | 1,54 | 6   | 1,52 |



## PROBAND

Ouate de rembourrage en fibres de polyester, alliant souplesse et élasticité.

Extensible et thermomoulable, facilitant l'application. Ouate peu absorbante, évite la macération et réduit les risques d'irritations. Résistante (80 g/m²) mais peut se déchirer facilement à la main. Stérilisable.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT |
|---------------|-----------|------|
| 10 cm x 2,7 m | 828 92 24 | 0,78 |
| 15 cm x 2,7 m | 828 92 30 | 0,95 |
| 20 cm x 2,7 m | 828 92 47 | 1,31 |



## OUATE KISTLER

Bande de ouate pour les pansements contentifs des membres des chevaux.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 6 m x 18 cm | 829 52 88 | 9,19 |



## DELTA-CAST ELITE

Bande 100 % radiotransparente constituée d'un support polyester exempt de fibre de verre et imprégnée d'une résine de polyuréthane.

Excellente maniabilité (bande légèrement extensible). Bords non agressifs.

Haute résistance et robustesse.

Livrés avec des gants poudrés sans latex.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|-----------------|-----------|-------|-----|-------|
| 1,8 m x 2,5 cm  | 836 11 57 | 7,45  | 10  | 7,15  |
| 3,6 m x 5 cm    | 836 11 63 | 10,01 | 10  | 9,95  |
| 3,6 m x 7,5 cm  | 836 11 86 | 12,21 | 10  | 12,13 |
| 3,6 m x 10 cm   | 836 11 92 | 14,36 | 10  | 14,25 |
| 3,6 m x 12,5 cm | 836 12 00 | 17,36 | 10  | 16,91 |



## DELTA-LITE PLUS

Bande de résine en fibre de verre.

Délai de mise en charge : 20 min.

Radio transparente : 80 %. La surface non abrasive ainsi qu'une excellente conformabilité assurent le confort de l'animal.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|-----------------|-----------|-------|-----|-------|
| 1,8 m x 2,5 cm  | 838 96 12 | 7,34  |     |       |
| 3,6 m x 5 cm    | 838 96 29 | 9,93  |     |       |
| 3,6 m x 7,5 cm  | 838 96 35 | 12,08 | 10  | 11,89 |
| 3,6 m x 10 cm   | 838 96 41 | 14,28 | 10  | 14,03 |
| 3,6 m x 12,5 cm | 838 96 58 | 17,32 |     |       |



## VETCAST PLUS

Bande de résine.

Pose après trempage (quelques sec.) dans l'eau à température ambiante, rigide en 5 minutes (port de gants conseillé). Radiotransparente.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|----------------|-----------|-------|-----|-------|
| 3,6 m x 5 cm   | 800 80 30 | 12,43 | 5   | 12,01 |
| 3,6 m x 7,5 cm | 800 80 47 | 15,30 | 5   | 14,35 |
| 3,6 m x 10 cm  | 800 80 53 | 18,32 | 5   | 17,19 |



## BIPLATRIX

Bande plâtrée à prise ultra rapide (2 minutes).

Plâtre adapté pour des petites dimensions ou animaux de petites tailles. Pour la réalisation de plâtres d'urgence, plâtres de petites et moyennes dimensions.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|--------------------|-----------|------|-----|------|
| 3 m x 5 cm - Par 4 | 661 85 28 | 5,66 | 10  | 5,48 |
| 2 m x 10 cm        | 660 47 56 | 2,27 | 10  | 2,23 |
| 2 m x 15 cm        | 660 47 62 | 3,03 | 10  | 2,95 |
| 2 m x 20 cm        | 660 47 79 | 3,85 | 10  | 3,82 |





## SPARADRAP-ADHÉSIF



## ADHÉROPLASTE FIBRANNE

Sparadrap multi-usages.

Excellente adhésivité même en milieu humide.  
Maintien des pansements et fixation de sondes.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT |
|-------------|-----------|-------|-----|------|
| 25 m x 2 cm | 635 98 19 | 5,48  | 10  | 5,28 |
| 25 m x 5 cm | 818 48 67 | 13,83 |     |      |



## LEUKOPLAST S

Support acétate tissé sécable à la main, masse adhésive contenant du caoutchouc naturel pour une adhésivité forte et prolongée.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|--------------------|-----------|------|-----|------|
| <b>NON PERFORÉ</b> |           |      |     |      |
| 5 m x 1,25 cm      | 660 00 37 | 1,62 | 12  | 1,49 |
| 5 m x 2 cm         | 660 00 43 | 2,13 | 12  | 1,61 |
| 5 m x 5 cm         | 838 66 54 | 2,97 |     |      |
| <b>PERFORÉ</b>     |           |      |     |      |
| 5 m x 5 cm         | 800 69 99 | 3,34 | 6   | 3,19 |
| 5 m x 10 cm        | 601 09 91 | 8,26 |     |      |



## LEUKOPLAST PRO LF

Sparadrap tissé avec support fibranne, masse adhésive sans latex pour une tenue prolongée et une haute tolérance cutanée.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT |
|--------------------|-----------|-------|-----|------|
| <b>NON PERFORÉ</b> |           |       |     |      |
| 5 m x 1,25 cm      | 607 94 74 | 1,15  | 12  | 1,11 |
| 5 m x 2 cm         | 660 42 07 | 2,11  | 12  | 1,80 |
| 5 m x 5 cm         | 601 12 81 | 3,05  | 5   | 2,95 |
| <b>PERFORÉ</b>     |           |       |     |      |
| 5 m x 10 cm        | 611 23 26 | 8,79  | 6   | 8,36 |
| 5 m x 18 cm        | 611 23 32 | 13,69 |     |      |



## URGOSYVAL

Sparadrap blanc tissé, hypoallergénique, aéré. Sécable à la main.



| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------|-----------|------|-----|------|
| 5 m x 2 cm  | 800 71 31 | 1,75 | 6   | 1,69 |

## BANDE ADHÉSIVE VDT

Ruban adhésif imperméable offrant une bonne durabilité et une excellente résistance à l'eau. Pose rapide et sûre.

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT |
|--------------|-----------|------|
| 50 mm x 50 m | 108 70 30 | 7,40 |
| 75 mm x 50 m | 108 70 40 | 9,53 |



## DURAPORE

Sparadrap tissé solide avec un degré d'adhésivité très élevé.

Indications : fixation de pansements même volumineux ou de dispositifs médicaux tels que les tubulures ou sondes de trachéotomie, confections d'attelles de petites extrémités.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------|-----------|-------|
| 9 m x 2,5 cm - Par 12 | 800 70 36 | 43,94 |



## HYPAFIX TRANSPARENT

Film adhésif en rouleau, constitué d'un support en polyuréthane transparent enduit d'une masse adhésive acrylique à haute tolérance cutanée. Imperméable à l'eau, perméable aux gaz, radio transparent. Pour fixation des grands pansements, drains, cathéters. Permet la surveillance de la saturation de la compresse à travers le pansement.

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------|-----------|-------|
| 10 m x 10 cm | 838 38 68 | 28,65 |
| 10 m x 15 cm | 837 70 23 | 29,04 |

## PANSEMENTS

## SPARADRAP INDUSTRIEL

Ruban de toile fibranne. Résistant et conforme. Tout usage.



| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT |
|--------------|-----------|------|
| 50 m x 19 mm | 801 56 85 | 7,71 |



## LEUKOMED

Pansement adhésif non-tissé stérile avec compresse non adhérente et absorbante. Masse adhésive à haute tolérance cutanée. Recouvrement de plaies peu à moyennement exsudatives, radiotransparent.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| 8 x 10 cm - Par 50  | 837 88 73 | 20,75 |
| 10 x 20 cm - Par 50 | 837 88 96 | 50,47 |



## LEUKOMED T

Film adhésif transparent stérile à haute tolérance cutanée.

Perméable à l'oxygène et à la vapeur d'eau et imperméable à l'eau, aux bactéries et aux virus. Fixation cathéters et drains. Protection imperméable des plaies aiguës sèches (sutures).

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| 5 x 7,2 cm - Par 50 | 837 88 44 | 26,56 |
| 8 x 10 cm - Par 50  | 837 88 67 | 36,72 |
| 15 x 20 cm - Par 50 | 821 63 95 | 98,26 |



## URGO STÉRILE

Pansement non-tissé stérile.

Support multi-extensible doux en polyester. Masse adhésive : acrylique à haute tolérance cutanée. Compresse très absorbante recouverte d'un voile anti-adhérent en polyéthylène. Micro-aéré, évite la macération. Transparent aux rayons X. Adhésif sur les 4 côtés.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| 5,3 x 7 cm - Par 50 | 834 14 04 | 13,15 |

## PANSEMENTS

### PROTECTION DU PANSEMENT

### JERSEY HYDROFUGE

Jersey en polyester pour la protection sous bande de synthèse pour immobilisation.

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------|-----------|-------|
| 3 cm x 10 m  | 110 55 90 | 7,18  |
| 5 cm x 10 m  | 110 56 10 | 9,42  |
| 7 cm x 10 m  | 110 56 20 | 14,63 |
| 10 cm x 10 m | 110 56 40 | 18,14 |



### JERSEY TUBULAIRE

Bandage élastique en jersey coton. Assure le maintien des pansements. Protège la peau sous le plâtre.

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------|-----------|-------|
| 25 m x 3 cm  | 800 81 65 | 5,51  |
| 25 m x 5 cm  | 800 81 71 | 6,23  |
| 25 m x 7 cm  | 800 81 88 | 7,68  |
| 25 m x 10 cm | 800 81 94 | 11,34 |
| 25 m x 15 cm | 800 82 02 | 15,57 |
| 25 m x 20 cm | 800 82 19 | 20,33 |



### FILET TUBULAIRE SANS LATEX

Produit à larges mailles et très grande élasticité, aéré et confortable, il conserve la liberté de mouvement du patient. Il permet le maintien de pansements sans pli, sans compression, ni adhésif. Longueur étirée : 25 m. Longueur non étirée : 7 m. Élasticité dans le sens de la longueur : > 300 %. Élasticité dans le sens de la largeur : au maximum 10 fois la largeur initiale. Produit non fabriqué à partir de matières premières contenant du latex naturel.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Taille 2    | 822 06 17 | 4,69  |
| Taille 4    | 822 06 23 | 5,79  |
| Taille 5    | 822 06 46 | 6,47  |
| Taille 6    | 822 06 52 | 10,33 |
| Taille 7    | 822 06 69 | 11,62 |
| Taille 8    | 822 06 75 | 14,48 |

1



2

### BOTTINES

Bottines extrêmement résistantes et sans couture. La bottine se moule sur la patte du chien pour plus de confort. Le tissu se resserre sur le poignet pour éviter le passage de la terre ou la neige. Un velcro de 25 mm de large permet une très bonne tenue. En prévention : pour protéger les coussinets du chien sur un terrain abrasif, pour éviter la formation de glaçons sous les pattes lors d'un séjour dans la neige, pour protéger de la chaleur ou du sel. En soin : pour protéger un coussinet ou un ongle abîmé.

| DÉSIGNATION                    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------|-----------|-------|
| <b>1 - CONFORT</b>             |           |       |
| Rose S - 7 x 12,5 cm - Par 4   | 113 80 70 | 22,98 |
| Rouge M - 8 x 13 cm - Par 4    | 113 80 80 | 22,98 |
| Jaune L - 9 x 14 cm - Par 4    | 113 81 00 | 22,98 |
| Bleu XL - 10 x 15 cm - Par 4   | 114 54 90 | 22,98 |
| <b>2 - PROTECT - RENFORCÉE</b> |           |       |
| Rose XS - 6 x 10 cm - Par 4    | 114 54 80 | 25,65 |
| Rouge M - 8 x 13,5 cm - Par 4  | 113 81 10 | 25,65 |
| Jaune L - 9 x 14 cm - Par 4    | 113 81 30 | 25,65 |
| Bleu XL - 9,5 x 16 cm - Par 4  | 113 81 40 | 25,65 |



### BUSTER BODY STEP'N GO

Ce body extrêmement doux et respirant fabriqué à partir de bambou offre une protection parfaite aux chiens en convalescence. Il permet de bouger librement tout en empêchant d'atteindre les plaies et les zones sensibles. - L'arrière s'ouvre entièrement pour une manipulation sans stress. - Les fermetures garantissent un montage sûr et facile. - Fabriqué à partir de tissu de bambou ultradoux, respirant et flexible assurant une liberté de mouvement totale. Lavable en machine à 40°C.



### MEDICAL PET SHIRT LAPIN

Gilet protecteur permettant une totale liberté de mouvement. Après une intervention chirurgicale, remplace la collerette. Ne serre pas l'abdomen et maintient l'animal au chaud. Ajout possible d'une compresse dans la doublure ventrale. Protège l'animal en cas d'affections dermatologiques. Lavable en machine à 30°C.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------|-----------|-------|
| T.XXXS - 0,6 à 0,8 kg | 100 88 10 | 16,46 |
| T.XXS - 0,9 à 1,5 kg  | 100 88 20 | 16,46 |
| T.XS - 1,6 à 2 kg     | 100 88 30 | 16,46 |
| T.S - 2,1 à 3,5 kg    | 100 88 40 | 16,46 |
| T.M - 3,6 à 4,5 kg    | 100 88 50 | 16,46 |
| T.L - 4,5 à 5,5 kg    | 100 88 70 | 16,46 |



| DÉSIGNATION                                       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>CHIEN - DUSTY GREEN</b>                        |           |       |
| XS - Long. dos : 38 cm<br>Tour poitrail : 46 cm   | 115 81 50 | 18,73 |
| S - Long. dos : 41 cm<br>Tour poitrail : 54 cm    | 115 81 60 | 18,73 |
| M - Long. dos : 45 cm<br>Tour poitrail : 58 cm    | 115 81 80 | 18,73 |
| L - Long. dos : 52 cm<br>Tour poitrail : 62 cm    | 115 81 90 | 21,84 |
| XL - Long. dos : 62 cm<br>Tour poitrail : 70 cm   | 115 82 10 | 21,84 |
| <b>CHIEN - PEACHY ORANGE</b>                      |           |       |
| XS - Long. dos : 38 cm<br>Tour poitrail : 46 cm   | 115 82 20 | 18,73 |
| S - Long. dos : 41 cm<br>Tour poitrail : 54 cm    | 115 82 40 | 18,73 |
| M - Long. dos : 45 cm<br>Tour poitrail : 58 cm    | 115 82 50 | 18,73 |
| L - Long. dos : 52 cm<br>Tour poitrail : 62 cm    | 115 82 60 | 21,84 |
| XL - Long. dos : 62 cm<br>Tour poitrail : 70 cm   | 115 82 70 | 21,84 |
| <b>CHAT - BLUE</b>                                |           |       |
| XXS - Long. dos : 33 cm<br>Tour poitrail : 42 cm  | 116 55 60 | 20,35 |
| XS - Long. dos : 38,5 cm<br>Tour poitrail : 46 cm | 116 55 70 | 21,33 |
| S - Long. dos : 43,5 cm<br>Tour poitrail : 52 cm  | 116 55 80 | 21,33 |

## MEDICAL PET SHIRT

**Gilet protecteur permettant une totale liberté de mouvement.**

- Après une intervention chirurgicale, remplace la collerette. Ne serre pas le ventre et maintient l'animal au chaud. Coloration ventrale bleu clair permettant le contrôle d'éventuels suintements de la plaie. Ajout possible d'une compresse dans la doublure ventrale.
  - Protège l'animal en cas d'affections dermatologiques.
  - Pendant les chaleurs ou en cas d'incontinence, possibilité d'incorporer une serviette hygiénique.
- Lavable en machine à 30°C.



## MANCHE DE PROTECTION

**Pour la protection des membres après une chirurgie.**

Ajustable par velcros et pressions.

Lavable en machine à 30°C.

| DÉSIGNATION                                               | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>MANCHE SIMPLE</b>                                      |           |       |
| XXS - Tour poitrail 30/43 cm - Long. de la patte 12 cm    | 828 75 15 | 18,05 |
| XS - Tour de poitrail 40/52 cm Long. de la patte 17 cm    | 828 75 21 | 18,05 |
| S - Tour de poitrail 45/61 cm - Long. de la patte 23 cm   | 828 75 38 | 18,05 |
| M - Tour de poitrail 54/68 cm - Long. de la patte 26 cm   | 828 75 44 | 18,05 |
| L - Tour de poitrail 64/84 cm - Long. de la patte 35 cm   | 828 75 50 | 18,04 |
| XL - Tour de poitrail 80/104 cm - Long. de la patte 41 cm | 828 75 67 | 18,04 |

| DÉSIGNATION                                                                      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>CHIEN UNI</b>                                                                 |           |       |
| 4XS : Mini Chihuahua - Longueur 19-30 cm                                         | 103 93 40 | 17,97 |
| XXXS : Chihuahua - Longueur 22-35 cm                                             | 818 85 69 | 17,97 |
| XXS : Chat, Chihuahua, Caniche toy, Yorkshire nain - Longueur 33-42 cm           | 818 85 75 | 17,97 |
| XS : Chat, Yorkshire, Terrier, Lhassa Apso, Caniche - Longueur 40-45 cm          | 818 85 81 | 17,97 |
| S : Bichon, Pékinois, Bouledogue Français, Carlin, Terrier - Longueur 43-51 cm   | 818 85 98 | 18,03 |
| S Plus : Cocker Anglais, Podengo Portugais, Samoyede - Longueur 49-57 cm         | 824 24 70 | 18,03 |
| M : Beagle, Caniche, Fox terrier, Chow-chow, Épagneul Breton - Longueur 55-69 cm | 818 86 06 | 18,01 |
| M+ : Colley, Drahthaar - Longueur 61-72 cm                                       | 103 93 60 | 18,00 |
| L : Colley, Boxer, Cocker, Drahthaar, Labrador - Longueur 67-76 cm               | 818 86 12 | 18,01 |
| XL : Rottweiler, Berger Allemand, Bouvier Bernois - Longueur 74-82 cm            | 818 86 29 | 18,04 |
| XXL : Saint Bernard, Terre Neuve - Longueur 80-92 cm                             | 818 86 35 | 18,01 |
| <b>CHIEN - MOTIF ZÈBRE</b>                                                       |           |       |
| M : Beagle, Caniche, Fox terrier, Chow-chow, Épagneul Breton - Longueur 55-69 cm | 114 99 70 | 17,83 |
| L : Colley, Boxer, Cocker, Drahthaar, Labrador - Longueur 67-76 cm               | 114 99 90 | 17,83 |
| XL : Rottweiler, Berger Allemand, Bouvier Bernois - Longueur : 74/82 cm          | 115 00 00 | 17,83 |
| <b>CHAT UNI</b>                                                                  |           |       |
| 4XS - Longueur 25-32 cm                                                          | 103 93 50 | 16,54 |
| XXXS - Longueur 29-37 cm                                                         | 820 85 27 | 16,54 |
| XXS - Longueur 33-42 cm                                                          | 818 86 58 | 16,54 |
| XS - Longueur 40-45 cm                                                           | 818 86 41 | 16,54 |
| S - Longueur 43-51 cm                                                            | 824 24 87 | 16,54 |
| <b>CHAT - MOTIF LÉOPARD</b>                                                      |           |       |
| 4XS - Longueur 25/32 cm                                                          | 115 00 30 | 16,33 |
| 2XS - Longueur 33/42 cm                                                          | 115 00 40 | 16,33 |
| XS - Longueur 40/45 cm                                                           | 115 00 50 | 16,33 |
| S - Longueur 43/51 cm                                                            | 115 00 60 | 16,33 |
| <b>CHAT - MOTIF ZÈBRE</b>                                                        |           |       |
| 3XS - Longueur 29/37 cm                                                          | 115 00 20 | 16,33 |



## VETBODY

**Body de protection pour chien avec fermetures par boutons pressions.**

- Utilisable après une chirurgie, pour protéger la plaie, ou lors de pathologies cutanées.
  - Composition : 75% polyester, 25% élasthanne.
  - Matière douce, chaude et confortable.
  - Matière alliant résistance et élasticité pour une grande facilité de mouvements.
  - Système de fermeture unique et facile par boutons pressions. Permet un ajustement optimal à la silhouette de l'animal.
  - Lavable en machine à 30°C. Sèche-linge non recommandé.
  - Disponible en 9 tailles. La taille exprimée en centimètres correspond à la longueur du dos (de l'encolure à la base de la queue).
- Livré à l'unité.



| DÉSIGNATION                                              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------------------------------------|-----------|-------|
| 4XS - 20-25 cm - Petits chihuahua, chiots de petite race | 117 00 90 | 17,96 |
| 3XS - 28-33 cm - Caniche toy, Chihuahua                  | 117 01 00 | 18,40 |
| 2XS - 33-39 cm - Yorkshire, Teckel, Bichon               | 117 01 10 | 18,46 |
| XS - 42-49 cm - Boston terrier, Carlin                   | 117 01 20 | 18,79 |
| S - 46-54 cm - Bouledogue français                       | 117 01 30 | 20,23 |
| M - 48-57 cm - Cocker, Beagle                            | 117 01 40 | 21,10 |
| L - 60-67 cm - Épagneul, Border Collier, Boxer           | 117 01 50 | 21,86 |
| XL - 62-72 cm - Berger Allemand, Labrador                | 117 01 60 | 22,69 |
| 2XL - 72-83 cm - Cane Corso                              | 117 01 80 | 24,87 |





# SOINS POST-OPÉRATOIRES

## BUSTER Body Suit pour Chiens et Chats, Step'n Go

Le Body Suit tissu en fibre de bambou est  
ultradoux, respirant et flexible.

Il permet au chien et au chat de se remettre  
d'une chirurgie ou de blessures mineures ;  
De se déplacer librement pendant la guérison

Il empêche le patient d'atteindre les plaies  
et les zones tendres.



Body Suit - Chien



Body Suit - Chat



kruise.com

### COMPRESSES



## COMPRESSE DE GAZE NON STÉRILE

17 fils.

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|------------------------|-----------|------|-----|------|
| 8 PLIS                 |           |      |     |      |
| 5 x 5 cm - Par 100     | 105 62 60 | 1,61 | 10  | 1,38 |
| 7,5 x 7,5 cm - Par 100 | 105 62 70 | 3,47 | 10  | 2,95 |
| 10 x 10 cm - Par 100   | 105 63 00 | 5,39 | 10  | 4,58 |
| 12 PLIS                |           |      |     |      |
| 7,5 x 7,5 cm - Par 100 | 105 62 90 | 4,54 | 10  | 4,08 |
| 10 x 10 cm - Par 100   | 105 63 20 | 6,58 | 10  | 5,60 |



## COMPRESSE DE GAZE NON STÉRILE

17 fils.

Compresse de gaze hydrophile 100% coton à  
pliage chirurgical et à bords rentrés conformes  
à la Pharmacopée européenne, stérilisation  
possible à l'oxyde d'éthylène, au rayonnement  
ou à la vapeur. Classe I..

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|------------------------|-----------|------|-----|------|
| 8 PLIS                 |           |      |     |      |
| 5 x 5 cm - Par 100     | 800 72 89 | 1,83 | 10  | 1,45 |
| 7,5 x 7,5 cm - Par 100 | 800 72 95 | 3,68 | 10  | 3,56 |
| 10 x 10 cm - Par 100   | 800 73 26 | 6,29 | 10  | 6,09 |
| 12 PLIS                |           |      |     |      |
| 7,5 x 7,5 cm - Par 100 | 800 73 03 | 4,68 | 20  | 4,23 |



## COMPRESSE DE GAZE STÉRILE 16 PLIS

Stérile. 16 plis. 17 fils.

Compresse de gaze hydrophile 100% coton  
conformes à la Pharmacopée  
européenne, stérilisation à l'oxyde d'éthylène.  
Classe I stérile.  
Sachets individuels.

| DÉSIGNATION                             | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT |
|-----------------------------------------|-----------|-------|-----|------|
| 16 PLIS. SACHET STÉRILE DE 1 COMPRESSE  |           |       |     |      |
| 5 x 5 cm - Par 50                       | 800 73 32 | 4,10  | 12  | 3,71 |
| 7,5 x 7,5 cm - Par 50                   | 800 73 49 | 6,57  | 12  | 5,83 |
| 10 x 10 cm - Par 50                     | 800 73 55 | 10,30 | 12  | 9,37 |
| 10 x 10 cm - Par 100                    | 829 15 63 | 18,87 |     |      |
| 12 PLIS. SACHET STÉRILE DE 5 COMPRESSES |           |       |     |      |
| 7,5 x 7,5 cm - Par 50                   | 110 08 00 | 15,76 |     |      |



## COMPRESSE DE GAZE STÉRILE 12 PLIS

17 fils. 12 plis. 10 sachets de 5 compresses.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------|-----------|-------|
| 7,5 x 7,5 cm - Par 50 | 110 08 00 | 15,73 |



## COMPRESSE NON TISSÉE

4 épaisseurs. 40g.

Compresses en non tissé composées de viscose et de polyester conformes à la Pharmacopée européenne et aux normes EDANA 1996, stérilisation possible à l'oxyde d'éthylène, au rayonnement ou à la vapeur. Classe I.

| DÉSIGNATION                                  | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|----------------------------------------------|-----------|------|-----|------|
| <b>4 PLIS - NON STÉRILE</b>                  |           |      |     |      |
| 5 x 5 cm - Par 100                           | 848 01 17 | 0,47 | 10  | 0,43 |
| 7,5 x 7,5 cm - Par 100                       | 800 73 78 | 1,46 | 10  | 1,30 |
| 10 x 10 cm - Par 100                         | 833 86 32 | 2,46 | 10  | 1,87 |
| <b>4 PLIS - STÉRILE</b>                      |           |      |     |      |
| 7,5 x 7,5 cm - Stérile - Par 50 sachets de 2 | 829 30 59 | 4,24 |     |      |



## COMPRESSE NON TISSÉE

Ne s'effiloche pas, ne colle pas à la plaie. Très bonne absorption. 4 plis.

| DÉSIGNATION                        | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|------------------------------------|-----------|------|-----|------|
| <b>NON STÉRILE - 30 G</b>          |           |      |     |      |
| 5 x 5 cm - Par 100                 | 105 63 70 | 0,49 | 50  | 0,43 |
| 7,5 x 7,5 cm - Par 100             | 105 63 30 | 0,90 | 50  | 0,79 |
| 10 x 10 cm - Par 100               | 105 63 60 | 1,50 | 50  | 1,28 |
| <b>STÉRILE - 40 G</b>              |           |      |     |      |
| 7,5 x 7,5 cm - Par 50 sachets de 2 | 105 63 50 | 3,64 | 12  | 3,09 |



## PANSEMENT ABSORBANT NON TISSÉ

Pansement absorbant en non tissé avec voile hydrophobe.

| DÉSIGNATION                       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------------|-----------|-------|
| Non stérile - 15 x 20 cm - Par 50 | 114 04 80 | 7,06  |
| Stérile 20 x 25 cm - Par 100      | 115 30 90 | 53,49 |



## COMPRESSE MELOLIN

Compresses stériles, absorbantes.

N'adhère pas à la plaie, accélère la cicatrisation.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------|-----------|-------|
| 10 x 10 cm - Par 100 | 834 40 06 | 42,63 |



## COMPRESSE À LAPAROTOMIE

Compresses de gaze abdominales stériles prélavées en double emballage, 100% coton, avec boucle de préhension. Dispositif invasif de type chirurgical temporaire, radiodétectables par la présence d'une plaque de sulfate de baryum, stérilisation à l'oxyde d'éthylène. Classe IIa.

Compresses sous 2 sachets pelables en papier film polyéthylène.

Les compresses conditionnées en double emballage permettent une garantie de stérilité supplémentaire pour le bloc opératoire. Les sachets possèdent une double étiquette de traçabilité.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|--------------------------|-----------|------|-----|------|
| 30 x 30 cm - Sachet de 5 | 116 44 30 | 4,95 | 10  | 3,96 |
| 45 x 45 cm - Sachet de 5 | 116 44 40 | 4,95 | 10  | 3,96 |



## COMPRESSE DE GAZE STÉRILE - XRAY

Compresses stériles radio-détectables. 16 plis.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT |
|---------------------------|-----------|------|
| 10 x 10 cm - Sachet de 10 | 115 32 90 | 1,11 |



# PANSEMENTS

## COTON



## COTON-TIGE

| DÉSIGNATION                          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------------|-----------|-------|
| <b>1 EXTRÉMITÉ COTON</b>             |           |       |
| 15 cm - Par 100                      | 800 74 73 | 1,47  |
| Stérile 15 cm - Par 100 paquets de 2 | 848 01 23 | 20,01 |
| <b>2 EXTRÉMITÉS COTON</b>            |           |       |
| 8 cm - Par 100                       | 820 94 90 | 0,93  |



## BAMBOOSTICK®

Bamboostick® est un bâtonnet ouaté de grand format, spécialement étudié pour les soins des oreilles des chiens.

- Surface de coton importante pour un nettoyage complet et efficace.
- Capacité d'absorption 12 fois supérieure à celle d'un coton-tige «humain».
- Sécurité d'utilisation : permet de nettoyer l'oreille sans risque pour le tympan.
- Permet un soin rapide, facile et sans douleur.
- 100 % biodégradable : peut être incinéré sans pollution.

| DÉSIGNATION                                    | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT |
|------------------------------------------------|-----------|-------|-----|------|
| S/M - 12 cm<br>d.6 mm - Par 50                 | 101 93 70 | 1,74  | 10  | 1,58 |
| S/M - 12 cm<br>d.6 mm<br>Par 10 sachets de 30  | 827 97 28 | 14,62 |     |      |
| L/XL - 14 cm<br>d.8 mm - Par 50                | 821 83 94 | 1,74  | 10  | 1,58 |
| L/XL - 14 cm<br>d.8 mm<br>Par 10 sachets de 30 | 827 97 11 | 14,62 |     |      |



## COTON

Format de soins 100% coton.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT |
|---------------------------|-----------|------|
| Carrés de 0,7 g - par 500 | 800 74 15 | 6,09 |
| Boules de 0,7 g - Par 700 | 800 73 90 | 5,28 |



## COTON HYDROPHILE PRÉ-DÉCOUPÉ

Coton accordéon.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|---------------|-----------|------|-----|------|
| 500 g         | 800 74 44 | 4,86 |     |      |
| 250 g - Extra | 110 18 70 | 3,70 | 6   | 3,57 |
| 500 g - Extra | 110 18 80 | 6,53 | 10  | 6,14 |



## ZELLIN

Les tampons Zellin sont des tampons plats prédécoupés permettant la réalisation de désinfections locales avant ou après une injection ou la mise en place d'une perfusion. Dimension de chaque tampon : 4 x 5 cm.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT |
|---------------------------|-----------|------|
| Rouleau 500 tampons - 4 m | 821 78 16 | 2,81 |



## COTON AMÉRICAIN

Coton entouré d'un voile de gaze.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------|-----------|-------|
| 3,5 m x 30 cm - 500 g | 453 56 95 | 10,15 |
| 3,5 m x 45 cm - 750 g | 453 56 89 | 16,07 |
| 12 m x 45 cm - 2,6 kg | 848 01 52 | 55,21 |

## LANCETTE OCULAIRE BEAVER

Pointe absorbante.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT |
|---------------------|-----------|------|
| <b>CELLULOSE</b>    |           |      |
| Bleu clair - Par 10 | 828 82 36 | 5,55 |



## COTON HYDROPHOBE

Coton destiné à l'absorption des exsudats, nettoyage périphérique des plaies et instruments, support à l'application de produit sur la peau.

100% coton blanchi hydrophobe.  
Largeur : 20 cm.  
Épaisseur de la nappe: +/- 675g/m².

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|--------------------|-----------|-------|-----|-------|
| 500 g - Long.3,5 m | 115 87 00 | 6,37  | 20  | 5,96  |
| 1 kg - Long.7 m    | 115 87 10 | 12,51 | 9   | 11,70 |



## VETERINARY GAMGEE

Coton sous gaze, stérilisable, prêt à l'emploi. Pour la protection des membres du cheval.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------|-----------|-------|
| 2,3 m x 45 cm | 711 64 44 | 25,73 |
| 3,5 m x 30 cm | 711 64 50 | 25,58 |



## DRESS'ON

Dress'On est un pansement vétérinaire aux multiples propriétés. Il peut être utilisé en pansement à sec, en cataplasme à chaud ou froid. Il est très utilisé lors d'abcès, seime, cloue de rue, lymphangite, molettes ou escarres.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| 20 x 40 cm - Par 10 | 113 90 50 | 38,73 |





## COTON GAZE COUSU

Pour membres antérieurs et postérieurs.

| DÉSIGNATION                                 | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------------------|-----------|-------|
| 45 x 35 cm - Par 20 - Antérieur             | 823 05 50 | 24,14 |
| 45 x 50 cm - Par 20 - Postérieur            | 838 07 75 | 38,10 |
| 45 x 63 cm - Par 20 - Jarret                | 818 03 03 | 46,82 |
| 10 pièces de 45 x 35 cm et 10 de 45 x 50 cm | 835 72 62 | 32,35 |

## CICATRISATION-HÉMOSTASE

### KATUOR PANSEMENT LIQUIDE

Katuor est un pansement liquide pelliculaire formant un film de protection utilisé pour le recouvrement des plaies superficielles ou post-opératoires.

Ce film est transparent pour une surveillance fonctionnelle aisée de l'évolution de la plaie et assure une barrière étanche aux agressions extérieures. Propriétés : semi perméable, le film protecteur laisse respirer la peau et évite les risques de macération. Son pouvoir couvrant lui confère un maintien durable de plusieurs jours ainsi que l'imperméabilité vis à vis de l'eau. Non irritant, il n'induit pas le grattage ou le léchage. Non cytotoxique et biodégradable. Sans sel d'aluminium. Indications : recouvrement de plaies superficielles ou suturées, des zones d'irritation liées au rasage ou à l'usage de protection cutanée sous adhésifs.



| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|-------------|-----------|-------|-----|-------|
| Spray 28 ml | 823 98 87 | 18,83 | 12  | 17,54 |



### AIRGID ÉPONGE DENTAIRE IM3

Airgid IM3, éponge de gélatine et collagène à action hémostatique additionnée de 5 % d'argent colloïdal.

Utilisée pour prévenir l'infection de la plaie et contrôler les saignements post-extraction. primaires, réactionnels et secondaires. La présence d'argent contribue à fournir une activité antibactérienne pendant toute la durée d'absorption. Structure en mousse uniformément poreuse qui absorbe plusieurs fois son propre poids de sang et favorise l'agrégation des thrombocytes. Le bouchon formé remplit et s'adapte parfaitement à la cavité de la plaie et stabilise le coagulum sanguin. Libération des ions d'argent au fur et à mesure de la résorption de l'éponge pour prolonger l'effet anti bactérien. Résorption complète en 3-4 semaines Airgid peut être coupé sur mesure pour s'adapter parfaitement à la cavité alvéolaire mais ne doit pas être compressé. Si nécessaire, la plaie peut être suturée avec Airgid en place. Durée de conservation de 3 ans au sec, à l'abri de la lumière et de tout contact avec du peroxyde d'hydrogène.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------|-----------|--------|
| 10 x 10 mm - Par 20 | 112 80 60 | 20,80  |
| 20 x 20 mm - Par 20 | 112 80 70 | 143,98 |



### COMPRESSE OTHÉMATOME

Compresse pour le traitement des hématomes de l'oreille. Stérile.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------|-----------|-------|
| 12 x 8 cm - Par 10 | 109 24 00 | 27,75 |



### PANGEN

Hémostatique local d'action rapide (saignement arrêté en 2 à 6 minutes), conservant son intégrité en milieu humide et permettant une manipulation aisée du produit lors de l'application.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------|-----------|-------|
| 2,5 x 3,5 cm - Par 10 | 825 95 42 | 64,33 |
| 5 x 7 cm - Par 10     | 800 72 08 | 86,90 |



GRANULATION

DÉTERSION

### URGOSTART PLUS

Pansement avec matrice cicatrisante micro-adhérente pour réduire le temps de cicatrisation et avec fibres poly-absorbantes pour nettoyer la plaie.

UrgoStart Plus Compresse est un pansement indiqué pour tous les stades de cicatrisation, dès la phase de détersion jusqu'à cicatrisation, dans le traitement des plaies exsudatives chroniques et aiguës.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------|-----------|--------|
| 6 x 6 cm - Par 16   | 112 71 70 | 57,05  |
| 13 x 12 cm - Par 16 | 112 71 90 | 164,00 |



## EQUIPADDING

Coton hydrophile absorbant recouvert de gaze, de grande qualité, pour la protection et le traitement des plaies. Support doux, bonne isolation thermique.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|---------------|-----------|-------|-----|-------|
| 15 cm x 3,5 m | 828 47 41 | 11,12 | 12  | 10,43 |
| 30 cm x 3,2 m | 828 47 58 | 18,28 | 12  | 13,73 |
| 45 cm x 2,3 m | 828 47 64 | 18,83 | 12  | 14,30 |



## FORMTEX


Formtex est un cataplasme vétérinaire naturel très polyvalent.

- Pansement contenant de l'acide borique et du tragacanth.
- Couche de contact en non tissé.
- Couche interne de laine de coton.
- Support en plastique vert empêchant la contamination externe et maintenant l'humidité et la chaleur.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| 20 x 40 cm - Par 12 | 108 69 10 | 39,59 |

# PANSEMENTS

## Schéma décisionnel : choix du pansement en fonction du type de plaie



### DÉTERSION

## SORBACT

Acétate enduit de chlorure de dialkylcarbamole (DACC) au pouvoir hydrophobe.

Fixe 90% des germes et agents pathogènes de façon irréversible. Les germes sont ainsi éliminés à chaque changement de pansement. Ne pas utiliser avec des pommades ou corps gras qui inhibent l'action de la compresse. La compresse peut être gardée jusqu'à 3 jours.

| DÉSIGNATION                                     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>COMPRESSE - PLAIE MOYENNEMENT EXSUDATIVE</b> |           |       |
| 7 x 9 cm - Par 40                               | 826 77 48 | 99,10 |
| <b>PANSEMENT - PLAIE ABONDAMMENT EXSUDATIVE</b> |           |       |
| 10 x 10 cm - Par 10                             | 826 77 19 | 46,81 |
| 10 x 20 cm - Par 10                             | 826 77 60 | 85,49 |

### DÉTERSION

## URGOCLEAN

Compresse : indiquée dès la phase de déterision des plaies exsudatives chroniques et des plaies potentiellement fibrineuses : plaies aiguës (brûlures, dermabrasions, plaies post opératoires).

Mèche : indiquée dès la phase de déterision des plaies exsudatives cavitaires et anfractueuses, chroniques, aiguës (plaies traumatiques), plaies post-opératoires.

Contre-indications mèche :

- ne pas utiliser sur des plaies sèches,
  - non résorbable, Urgoclean mèche ne doit pas être utilisée comme compresse chirurgicale.
- Contre-indications communes compresse et mèche :
- ne pas associer Urgoclean au peroxyde d'hydrogène, ni à des antiseptiques de la famille des organo-mercuriels ou d'hexamidine,
  - ne pas utiliser Urgoclean en cas de sensibilité connue au pansement ou à l'un de ses composants,
  - ne pas utiliser en tant qu'éponge chirurgicale pour des plaies très hémorragiques.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| 6 x 6 cm - Par 10        | 826 92 79 | 13,48 |
| 10 x 10 cm - Par 16      | 826 92 85 | 37,49 |
| Mèche 5 x 40 cm - Par 16 | 826 93 22 | 61,65 |



### DÉTERSION

## ANIPLAST HYDRO

Pansement cicatrisant.

Couche hydrocolloïde sans gélatine enduite sur un film de polyuréthane. Limite les infections. Retrait aisé et sans douleur, respect des tissus cicatriciels. Favorise la formation de tissu de granulation et d'épithélialisation ainsi que l'auto-débridement de la plaie.

Indications : plaies légèrement à modérément exsudatives telles que les escarres de décubitus, plaies chroniques à cicatrisation lente, abrasion de la peau, plaies chirurgicales et brûlure du second degré produisant une quantité modérée d'exsudat.

Contre-indications : brûlure du 3° degré, muscles à vif, os, tendons ou blessures infectées.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| 10 x 10 cm - Par 10 | 822 90 38 | 32,97 |
| 20 x 20 cm - Par 5  | 822 90 44 | 59,51 |



## DÉTERSION

## MANUKA AD

Pansement très absorbant en polyacrylate et fibres polyester, imprégné à 100% de miel. Manuka AD a une couche hydro colloïde en surface facilitant la manipulation et l'application du pansement.

Celle-ci, en se combinant avec l'exsudat, acquiert une propriété non-adhérente qui facilite le changement du pansement. Pour plaies nécrotiques, infectées, exsudatives. Effet anti-bactérien important. UMF 15 (Unique Manuka Factor), pour débridement auto-lytique.

Le miel est imprégné dans le pansement, et non pas simplement déposé. Stérile.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------|-----------|-------|
| 5 x 5 cm - Par 10     | 823 41 40 | 68,29 |
| 10 x 12,5 cm - Par 10 | 823 41 57 | 97,16 |



## DÉTERSION

## MANUKA GEL

Le gel Manuka G est composé à 100% de miel. Dans un tube applicateur unidose, il permet de maintenir des conditions optimales d'humidité pour assurer une cicatrisation rapide de la plaie. La forte teneur en sucre de Manuka Gel produit une pression osmotique permettant le débridement auto-lytique des tissus nécrosés et la réduction rapide de la mauvaise odeur des plaies.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT |
|-----------------|-----------|------|
| Manuka gel 15 g | 823 43 06 | 5,78 |

## GRANULATION

## ALGOPLAQUE PANSEMENT

Pansement hydrocolloïde stérile à forte capacité d'absorption, perméable à l'air mais imperméable à l'eau. À utiliser sur les plaies avec perte de substance.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| 10 x 10 cm - Par 16 | 800 71 48 | 38,34 |



## GRANULATION

## CUTICELL CLASSIC

Pansement gras stérile en gaze 100% coton, à mailles resserrées, imprégnées de paraffine neutre. Recommandé pour les plaies en phase de bourgeonnement et d'épidermisation.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| 5 x 5 cm - Par 5    | 834 78 49 | 1,67  |
| 10 x 10 cm - Par 10 | 834 78 32 | 7,76  |
| 10 x 40 cm - Par 10 | 838 56 95 | 16,79 |



## GRANULATION

## URGOTUL SAG

Pansement lipido-colloïde non adhésif, imprégné de particules de sulfadiazine argent.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| 10 x 12 cm - Par 16 | 819 76 86 | 43,43 |

## DÉTERSION

## ÉPIDERMISATION

## GRANULATION

## ANIPLAST SPONGI

Pansement super absorbant.

Pansement non-adhérent, semi-occlusif en mousse recouvert d'un épais film de polyuréthane résistant à l'eau. Limite les macérations et infections. Augmente les capacités d'absorption du pansement. Retrait aisé et sans douleur. Favorise la formation de tissu de granulation et d'épithélialisation ainsi que l'auto-débridement de la plaie. Indications : plaies fortement exsudatives telles que brûlures du second degré, plaies chirurgicales et blessures traumatiques du stade de déterision jusqu'à l'épidermisation. Contre-indications : blessures recouvertes de tissus nécrotiques noirs ou secs jusqu'à ce que ceux-ci soient enlevés chirurgicalement, blessures infectées, plaies s'étendant aux muscles, os, tendons. Brûlure du 3<sup>e</sup> degré. Renouvellement : à saturation ou tous les 5 jours.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| 10 x 10 cm - Par 10 | 822 90 50 | 45,13 |
| 20 x 20 cm - Par 3  | 822 90 67 | 35,87 |



## GRANULATION

## ANIPLAST TULLO

Pansement tulle gras.

Compresse absorbante 100% coton, imprégnée de paraffine blanche.

Pas de macération, les exsudats ne sèchent pas sur la plaie. Protège les tissus et limite la douleur. Favorise la granulation.

Indications : contact primaire avec la plaie pour limiter l'adhérence et faciliter le drainage des exsudats pendant la phase de granulation. Traitement des brûlures, escarres, lacérations, abrasions, plaies modérément exsudatives. Pour le transfert des morceaux lors de greffes cutanées.

Contre-indications : l'application sur une plaie fortement exsudative peut provoquer une macération des tissus en l'absence de drainage. Renouvellement : de quelques jours à tous les jours. Si le pansement est laissé en place trop longtemps, il peut adhérer à la plaie et léser le tissu néoformé lors de son retrait.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| 10 x 10 cm - Par 20 | 822 90 73 | 17,81 |
| 10 X 20 cm - Par 10 | 822 90 96 | 14,84 |



## GRANULATION

## URGOTUL ABSORB

Pansement absorbant micro-adhérent non adhésif de type hydrocellulaire, bénéficiant de la technologie lipido-colloïde micro adhérente.

- Forte capacité d'absorption et de rétention des exsudats, limitant les risques de macération des bords de la plaie.

En présence des exsudats, les particules hydrocolloïdes se gélifient et forment un film lipido colloïde à l'interface plaie/pansement qui :

- crée un milieu humide favorisant la cicatrisation,
- empêche le pansement d'adhérer à la plaie,
- permet des renouvellements indolores.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| 13 x 12 cm - Par 16 | 826 92 62 | 50,72 |



## PANSEMENTS



### GRANULATION

## URGOTUL

Pansement lipidocolloïde stérile. Trame polyester à fils continus indéformables enduite d'une masse de particules hydrocolloïdes et de vaseline. Pour cicatrisation en milieu humide (pH contrôlé de 6,5 à 7) lors de plaies aiguës (dermabrasions, brûlures) ou au stade de bourgeonnement et épidermisation. À recouvrir d'un pansement secondaire.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| 10 x 10 cm - Par 10 | 106 31 20 | 23,34 |
| 15 x 20 cm - Par 10 | 834 13 73 | 71,41 |



### GRANULATION

## MANUKA ND

Les pansements Manuka possèdent une action antimicrobienne non négligeable, mesurée grâce à l'indice UMF (Unique Manuka Factor). Les pansements Manuka ont un indice UMF de 15 (indice maximum). Manuka ND est un pansement non adhérent, utilisé pour nettoyer la plaie. Il favorise un environnement humide propice à la guérison des plaies.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------|-----------|-------|
| 10 x 12,5 cm - Par 10 | 828 23 57 | 65,15 |



### ÉPIDERMISATION

## ANIPLAST SURGI

Pansement absorbant non adhérent. Compresse non tissée portant un feuillet de polyéthylène perforé sur chaque face. Absorption rapide et contrôlée des exsudats tout en évitant la pénétration d'autres substances. Pas de macération, limite les infections. Indications : plaies modérément exsudatives, plaies d'abrasion, plaies chirurgicales. Contre-indications : brûlure du 3<sup>e</sup> degré ou plaies fortement hémorragiques.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT |
|---------------------|-----------|------|
| 10 x 10 cm - Par 12 | 822 89 90 | 9,40 |
| 10 x 20 cm - Par 6  | 822 90 09 | 7,03 |



1



2



3

## THERMOGEL

La poche thermogel chaud/froid est ajustable grâce à son élastique pour une application sur différentes parties du corps.

| DÉSIGNATION                           | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------------|-----------|-------|
| 1 - 10 x 26 cm - Extra confort        | 104 21 50 | 7,95  |
| 2 - 20 x 30 cm - Maxi                 | 104 21 70 | 12,92 |
| <b>SPÉCIALE ARTICULATION</b>          |           |       |
| 3 - 17 x 30 cm - Spécial articulation | 104 26 90 | 12,50 |



## INSTANT COLD PACK

Poche de froid instantané à usage unique, sans stockage préalable au réfrigérateur. Maintient le froid durant environ 30 min.

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT |
|--------------|-----------|------|
| 24 x 14,5 cm | 826 68 55 | 2,64 |



## BOMBE DE FROID

Bombe de froid instantané.

Retarde la formation d'œdèmes, réduit le risque d'hémorragies et limite l'enflure grâce à l'action de vasoconstriction du froid.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------|-----------|------|-----|------|
| 150 ml      | 104 21 90 | 4,02 | 12  | 3,30 |
| 400 ml      | 104 21 80 | 4,93 | 6   | 4,09 |



## ANIMALINTEX

Cataplasme vétérinaire : pansement de 3 couches contenant un gel drainant et un antiseptique (acide borique).

3 utilisations :  
- chaude et humide,  
- froide et humide,  
- en pansement sec.

| DÉSIGNATION                              | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------------------|-----------|--------|
| 40 x 21 cm<br>Par 10 sachets individuels | 711 64 38 | 145,74 |
| Forme sabot - 14 x 14 cm<br>Sachet de 3  | 736 73 01 | 18,63  |



## ATTELLES



### ATTELLE ALU ET MOUSSE

Attelle malléable. Mousse légère pour plus de souplesse.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT |
|----------------|-----------|------|
| 45 cm x 2 cm   | 800 76 74 | 2,95 |
| 45 cm x 2,5 cm | 800 76 80 | 2,44 |
| 40 cm x 5 cm   | 800 76 45 | 7,03 |
| 40 cm x 8 cm   | 800 76 51 | 8,09 |
| 40 cm x 10 cm  | 800 76 68 | 9,54 |



### ATTELLE MALLÉABLE

Attelle d'aluminium recouverte d'une épaisseur de mousse sur les deux faces.

Facile à couper. Radiotransparente. Souple, atraumatique, prend facilement la forme du membre à immobiliser.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| 45 x 250 mm - Par 4 | 104 15 70 | 14,72 |
| 55 x 350 mm - Par 4 | 104 15 90 | 17,05 |
| 90 x 400 mm - Par 4 | 104 16 00 | 19,97 |



### ATTELLE PLASTIQUE ET MOUSSE GENIA

Attelle plastique forme gouttière garnie d'une mousse de protection. Plusieurs lignes de découpe pour adapter l'attelle à l'animal. Radiotransparente. Orifices d'aération le long de l'attelle pour une meilleure ventilation.

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT |
|--------------|-----------|------|
| <b>BLEU</b>  |           |      |
| 20 cm x 3 cm | 800 76 97 | 4,75 |
| <b>ROUGE</b> |           |      |
| 30 cm x 4 cm | 800 77 05 | 5,17 |
| <b>VERT</b>  |           |      |
| 40 cm x 5 cm | 800 77 11 | 7,30 |



### ATTELLE PLASTIQUE ET MOUSSE

Attelle plastique forme gouttière garnie d'une mousse de protection. Plusieurs lignes de découpe pour adapter l'attelle à l'animal. Radiotransparente. Orifices d'aération le long de l'attelle pour une meilleure ventilation.

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT |
|--------------|-----------|------|
| 20 cm x 3 cm | 101 77 10 | 6,45 |
| 30 cm x 4 cm | 101 77 20 | 7,08 |
| 40 cm x 5 cm | 101 77 30 | 7,80 |



### ATTELLE QUICK SPLINT

Attelle en plastique transparent pour un ajustement rapide et précis. Elle est aérée pour une meilleure ventilation.

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------|-----------|-------|
| <b>ANTÉRIEUR</b>        |           |       |
| Petit modèle - La paire | 800 77 86 | 34,77 |
| Moyen modèle - La paire | 800 77 63 | 40,46 |
| Grand modèle - La paire | 800 77 57 | 48,72 |
| <b>POSTÉRIEUR</b>       |           |       |
| Petit modèle - La paire | 800 77 40 | 28,94 |
| Moyen modèle - La paire | 800 77 34 | 34,78 |
| Grand modèle - La paire | 800 77 28 | 42,41 |

## PANSEMENTS

### MINERVES & CARCANS



### COLLIER CARCAN CLIC COLLAR

Totalement transparent, léger et souple, permet à l'animal de voir autour de lui. 100% polypropylène recyclable. Se ferme d'un simple « clic », la mise en place du carcan devient aussi simple que de boutonner une chemise. Fabriqué avec 40% de matière recyclé et 100% recyclable.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------|-----------|--------|
| 7,5 cm - Par 10  | 804 38 71 | 20,34  |
| 10 cm - Par 10   | 804 38 88 | 23,08  |
| 12,5 cm - Par 10 | 804 88 80 | 27,31  |
| 15 cm - Par 10   | 804 38 94 | 31,12  |
| 20 cm - Par 10   | 804 39 02 | 34,05  |
| 25 cm - Par 10   | 804 39 19 | 43,97  |
| 30 cm - Par 10   | 804 39 25 | 53,29  |
| 35 cm - Par 10   | 101 12 20 | 102,10 |
| 40 cm - Par 10   | 804 88 97 | 121,86 |



### COLLIER CARCAN GREENCOL

Transparent, polypropylène recyclé à 80%, recyclable à 100%. Fermeture rapide. Pourtour ondulé.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------|-----------|--------|
| 7,5 cm - Par 12  | 823 12 36 | 22,42  |
| 10 cm - Par 12   | 823 12 13 | 25,43  |
| 12,5 cm - Par 12 | 823 12 07 | 29,42  |
| 15 cm - par 12   | 823 35 77 | 33,63  |
| 17,5 cm - Par 12 | 115 63 40 | 33,65  |
| 20 cm - par 12   | 823 17 91 | 37,00  |
| 25 cm - par 12   | 823 14 14 | 46,37  |
| 30 cm - Par 12   | 823 14 08 | 56,73  |
| 35 cm - Par 12   | 101 05 70 | 97,70  |
| 40 cm - Par 12   | 101 05 80 | 127,40 |



PANSEMENTS

FOCUS SUR...

// COLLIER CARCAN CLASSIC JOKER

Collier carcan transparent polypropylène.  
Boucles de fixation au collier de l'animal.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------|-----------|-------|
| 7,5 cm - Par 10  | 109 18 50 | 12,72 |
| 10 cm - Par 10   | 109 18 60 | 14,78 |
| 12,5 cm - Par 10 | 109 18 70 | 16,20 |
| 15 cm - Par 10   | 109 18 80 | 20,42 |
| 20 cm - Par 10   | 109 19 00 | 25,34 |
| 25 cm - Par 10   | 109 19 10 | 31,45 |
| 30 cm - Par 10   | 109 19 20 | 46,74 |



FOCUS SUR...

// COLLIER CARCAN SNAP'N GO JOKER

Collier carcan transparent en polypropylène avec boucles de fixation au collier de l'animal.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------|-----------|-------|
| 7,5 cm - Par 10  | 109 19 30 | 14,36 |
| 10 cm - Par 10   | 109 19 40 | 15,54 |
| 12,5 cm - Par 10 | 109 19 60 | 18,75 |
| 15 cm - Par 10   | 109 19 70 | 21,21 |
| 20 cm - Par 10   | 109 19 90 | 25,36 |
| 25 cm - Par 10   | 109 20 00 | 33,59 |
| 30 cm - Par 10   | 109 20 20 | 47,77 |



COLLIER CARCAN VELFAST

Colliers carcans en polypropylène transparent incolore avec double liseré néoprène.  
Liseré néoprène périphérique souple et silencieux, amortissant les chocs et le bruit.  
Il permet un meilleur confort pour l'animal et une adaptation plus rapide au port du carcan. Fixation simple et rapide par scratch offrant une excellente résistance à l'arrachage avec un réglage de la bande selon le tour de cou.  
Lignes anti-rayures en relief. Code couleur pour identifier les tailles.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT   | UV2 | € HT  |
|------------------------------|-----------|--------|-----|-------|
| 7,5 cm - Bleu - Par 12       | 110 99 00 | 40,07  |     |       |
| 10 cm - Violet - Par 12      | 110 99 10 | 44,58  | 10  | 42,37 |
| 12,5 cm - Orange - Par 12    | 110 99 20 | 53,50  |     |       |
| 15 cm - Vert - Par 12        | 110 99 30 | 59,41  |     |       |
| 17,5 cm - Marron - Par 12    | 116 95 90 | 63,11  |     |       |
| 20 cm - Jaune - Par 12       | 110 99 50 | 67,10  |     |       |
| 25 cm - Rouge - Par 12       | 110 99 60 | 84,74  |     |       |
| 30 cm - Blau marine - Par 12 | 110 99 80 | 102,87 |     |       |







# SOINS POST-OPÉRATOIRES

## Carcans BUSTER Originaux

Carcan Classic Opaque - Clic  
- Brachycéphalique - Lapin - Nac

Une solution efficace pour empêcher le patient d'atteindre et d'endommager les plaies sur le corps.

## CalmDown par KRUUSE® Bouton postopératoire

- ♥ Phéromone testée scientifiquement
- ♥ Contribue à apaiser les chiens et les chats, et réduire le stress
- ♥ Compatible avec tous les carcans en plastique
- ♥ Effet pendant un minimum de 10 jours



Calm Down



Les carcans

KRUUSE® 2025 - 21495 FR

kruise.com



## COLLIER CARCAN CLASSIQUE

Carcan «Classique» de protection à usage unique. Réalisé en polyéthylène, opaque, souple et résistant. Les tailles correspondent à la hauteur.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------|-----------|-------|
| 7,5 cm - Par 10  | 804 36 70 | 16,82 |
| 10 cm - Par 10   | 804 36 87 | 19,08 |
| 12,5 cm - Par 10 | 804 36 93 | 22,55 |
| 15 cm - Par 10   | 804 37 01 | 27,11 |
| 20 cm - Par 10   | 804 37 18 | 30,34 |
| 25 cm - Par 10   | 804 37 24 | 38,74 |
| 30 cm - Par 10   | 804 37 30 | 48,24 |



## COLLIER CARCAN FUNCOL

Collier carcan transparent à impressions de couleur en forme de pattes avec fixations sur le collier de l'animal. Pourtour ondulé. Lignes en relief anti-rayures. 3 à 5 réglages de tour de cou par taille.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT   | UV2 | € HT  |
|---------------------------|-----------|--------|-----|-------|
| 7,5 cm - Turquoise Par 12 | 838 78 95 | 24,15  |     |       |
| 10 cm - Violet Par 12     | 838 79 03 | 27,68  |     |       |
| 12 cm - Orange Par 12     | 838 79 26 | 33,41  |     |       |
| 15 cm - Vert Par 12       | 838 79 32 | 36,68  |     |       |
| 17,5 cm - Marron Par 12   | 111 40 70 | 41,47  |     |       |
| 20 cm - Jaune Par 12      | 838 79 49 | 41,62  |     |       |
| 25 cm - Rouge Par 12      | 838 79 55 | 52,31  | 6   | 49,72 |
| 30 cm - Bleu Par 12       | 838 79 61 | 63,84  |     |       |
| 35 cm - Vert foncé Par 12 | 111 40 80 | 115,49 |     |       |
| 40 cm - Indigo Par 12     | 111 40 90 | 150,04 |     |       |



## TRANSCOL

Modèle transparent en polypropylène coloré, une couleur par taille pour un choix plus rapide :

- système d'attache rapide et sécurisé par un double passage des languettes,
- attaches indépendantes sur le collier,
- lignes en relief anti-rayure,
- pourtour ondulé.

| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------|-----------|-------|
| 7,5 cm - Turquoise - Par 12 | 833 35 40 | 23,10 |
| 10 cm - Violet - Par 12     | 833 35 57 | 26,47 |
| 12,5 cm - Orange - Par 12   | 833 35 63 | 31,40 |
| 15 cm - Vert - Par 12       | 833 35 86 | 35,40 |
| 20 cm - Jaune - Par 12      | 833 35 92 | 39,11 |
| 25 cm - Rouge - Par 12      | 833 36 00 | 48,85 |
| 30 cm - Bleu - Par 12       | 833 36 17 | 59,53 |

## PANSEMENTS

### COLLIER CARCAN NEOCOL



Collier carcan en polypropylène transparent et incolore avec liseré néoprène amortissant et réfléchissant et fixations rapides.

- Code couleur permettant une identification visuelle de la taille.
- 3 à 5 réglages de tour du cou par taille.
- Protège la tête, l'abdomen et les membres.
- Système d'attache rapide et sécurisé par un double passage des languettes.

| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------|-----------|-------|
| 7,5 cm - Turquoise - Par 12 | 101 07 30 | 38,51 |
| 10 cm - Violet - Par 12     | 101 07 50 | 43,28 |
| 12,5 cm - Orange - Par 12   | 101 07 60 | 51,18 |
| 15 cm - Vert - Par 12       | 101 07 70 | 57,60 |
| 20 cm - Jaune - Par 12      | 101 07 80 | 61,93 |
| 25 cm - Rouge - Par 12      | 101 07 90 | 81,40 |
| 30 cm - Bleu foncé - Par 12 | 101 08 10 | 94,31 |



### COLLIER CARCAN NECKY

Collier carcan translucide en polypropylène, matière 80% recyclée.

Système de fixation standard sécurisé, une attache solidaire du collier, les autres indépendantes.

Lignes en relief anti-rayures et pourtour ondulé. Trou de stockage pour suspendre le collier.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------|-----------|--------|
| 7,5 cm - Par 12  | 838 54 36 | 17,43  |
| 10 cm - Par 12   | 838 54 42 | 20,24  |
| 12,5 cm - Par 12 | 838 54 59 | 23,23  |
| 15 cm - Par 12   | 838 54 65 | 28,44  |
| 17,5 cm - Par 12 | 115 63 30 | 27,51  |
| 20 cm - Par 12   | 838 54 71 | 31,67  |
| 25 cm - Par 12   | 838 54 88 | 38,28  |
| 30 cm - Par 12   | 838 54 94 | 48,21  |
| 35 cm - Par 12   | 101 05 50 | 78,12  |
| 40 cm - Par 12   | 101 05 60 | 101,32 |



### COLLIER CARCAN SOUPLE CHAT

En matériau non tissé déperlant, doux et facile à nettoyer. Pour chats et petits chiens.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------|-----------|-------|
| 14 cm - Par 10 | 838 73 81 | 15,81 |



### COLLIER CARCAN SOUPLE SOFTE

Collier carcan souple.

Contrairement aux autres colliers carcan, le SoftE absorbe le bruit, ce qui le rend très bien toléré.

Lavable.

Le SoftE Smart Collar est fabriqué en tissu rembourré et constitue une barrière efficace contre le léchage et l'auto-traumatisme.

Tissu non tissé non enduit, qui est non allergène, non toxique et résistant à l'eau. Récompensé par le statut international « Cat Friendly » en 2015.

Doté d'un cordon de serrage permettant un ajustement précis et sûr. Flexible, léger, se plie à plat pour un rangement facile et reprend sa forme au besoin.

| DÉSIGNATION                                               | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Taille 1 - Cou 24 cm<br>Longueur 10 cm - Par 5            | 116 81 10 | 24,37 |
| Taille 2 - Cou 31 cm<br>Longueur 14 cm - Par 5            | 116 81 40 | 27,71 |
| Taille 3 - Cou 40 cm<br>Longueur 16 cm - Par 5            | 116 81 30 | 33,93 |
| Taille 4 - Cou 50 cm<br>Longueur 20 cm - Par 5            | 116 81 00 | 41,57 |
| Taille 5 - Cou 53 cm<br>Longueur 24 cm - Par 5            | 116 81 20 | 53,04 |
| Taille 6 - Lévrier - Par 5<br>Cou 40 cm et longueur 32 cm | 117 10 30 | 12,10 |



### COLLIER CARCAN EZ SOFT

Carcan en matière douce et résistante aux déchirures.

Attache cabillot pour faciliter l'application. Tour en Lycra® au niveau de la nuque pour plus de confort. Technologie Flexstay® qui permet de maintenir la forme de la collerette. Lavage en machine.

| DÉSIGNATION                                   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------------------------|-----------|-------|
| XS - Tour de cou : 9 à 25 cm - Prof. 10 cm    | 108 59 60 | 6,01  |
| S - Tour de cou : 14 à 31 cm - Prof. 14 cm    | 108 59 70 | 7,23  |
| M - Tour de cou : 18 à 38 cm - Prof. 17 cm    | 108 59 80 | 8,15  |
| L - Tour de cou : 30 à 51 cm - Prof. 20 cm    | 108 60 00 | 10,54 |
| XL - Tour de cou : 35,5 à 57 cm - Prof. 24 cm | 108 60 10 | 12,00 |



### COLLIER CARCAN POUR BRACHYCÉPHALE

Collier transparent spécialement conçu pour les races brachycéphales.

Il a été élargi afin de ne pas avoir à ajouter et à couper le collier et dispose d'un système de fixation simple et rapide par « Clic ».

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------|-----------|-------|
| 10 cm - Par 10 | 108 02 80 | 27,43 |
| 12 cm - Par 10 | 108 03 00 | 37,64 |
| 16 cm - Par 10 | 108 03 10 | 49,11 |
| 20 cm - Par 10 | 108 03 30 | 63,86 |
| Kit de 4       | 108 08 00 | 52,42 |



### COLLIER POUR CARCAN

Résistant et confortable.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT |
|----------------|-----------|------|
| T 7,5 à 10 cm  | 804 39 31 | 3,15 |
| T 12,5 à 15 cm | 804 39 48 | 3,15 |
| T 20 à 30 cm   | 804 39 54 | 3,24 |



### SUPPORT EN INOX POUR COLLIER CARCAN

Fixation murale.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------|-----------|--------|
| L 87,5 x H 3,5 cm | 804 37 99 | 114,82 |

## PANSEMENTS



### COLLIER LUNE® PERROQUET

Empêche l'animal de s'arracher les plumes (stress, parasitoses cutanées, maladies métaboliques dermosensibilisantes). Élément gonflable en PVC logé dans une housse protectrice en cuir.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Perroquet   | 829 97 54 | 50,02 |



### COLLIER CARCAN POUR LAPIN

Carcan de protection spécialement étudié pour les lapins. Empêche l'animal de lécher ou mordre ses blessures.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------|-----------|-------|
| Collier - Par 10 | 820 23 06 | 15,21 |



### COLLIER CARCAN NAC

Empêche les oiseaux de béqueter leurs blessures. Mise en place à l'aide d'une simple agrafeuse de bureau. Transparent. Les tailles correspondent à la hauteur.

| DÉSIGNATION                                             | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------------------------------|-----------|-------|
| 8 cm - Par 10                                           | 804 56 57 | 10,47 |
| 10 cm - Par 10                                          | 804 56 63 | 14,65 |
| 14 cm - Par 10                                          | 804 56 86 | 16,10 |
| 20 cm - Par 10                                          | 804 56 92 | 24,40 |
| Panaché (5 x 8 et 10 cm, 3 x 14 cm, 2 x 20 cm) - Par 15 | 833 56 39 | 21,60 |

## INJECTION

### AIGUILLES

#### Tailles aiguilles

| Gauge | diamètre intérieur en mm | Couleur       |
|-------|--------------------------|---------------|
| 30    | 0,3                      | Jaune         |
| 29    | 0,33                     | Rouge         |
| 27    | 0,4                      | Gris          |
| 26    | 0,45                     | Marron / Brun |
| 25    | 0,5                      | Orange        |
| 24    | 0,55                     | Violet        |
| 23    | 0,6                      | Bleu          |
| 22    | 0,7                      | Noir          |
| 21    | 0,8                      | Vert          |
| 20    | 0,9                      | Jaune         |
| 19    | 1,1                      | Crème / Beige |
| 18    | 1,2                      | Rose          |
| 17    | 1,5                      | Rouge         |
| 16    | 1,6                      | Blanc         |
| 14    | 2                        | Vert          |



### AIGUILLE HYPODERMIQUE MICROLANCE BD

Aiguille hypodermique à usage unique. La conception du biseau fait appel aux technologies de pointe pour un indice de pénétration optimal.

Parois minces autorisant l'utilisation d'aiguilles plus fines à débit égal.

| DÉSIGNATION                   | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------------------------|-----------|------|-----|------|
| <b>JAUNE VIF</b>              |           |      |     |      |
| 13 mm x 3/10 (30G) Par 100    | 823 94 10 | 4,25 | 10  | 3,98 |
| <b>ORANGE</b>                 |           |      |     |      |
| 16 mm x 5/10 (25G) Par 100    | 800 01 69 | 3,16 | 10  | 2,94 |
| <b>BLEU</b>                   |           |      |     |      |
| 25 mm x 6/10 (23G) Par 100    | 800 00 34 | 3,16 | 10  | 2,94 |
| <b>ROSE</b>                   |           |      |     |      |
| 40 mm x 12/10 (18G) - Par 100 | 116 44 70 | 3,61 | 10  | 3,36 |
| <b>VERT</b>                   |           |      |     |      |
| 16 mm x 8/10 (21G) Par 100    | 101 16 80 | 2,71 | 10  | 2,52 |
| 25 mm x 8/10 (21G) Par 100    | 800 01 81 | 3,31 | 10  | 3,08 |
| 40 mm x 8/10 (21G) Par 100    | 800 01 98 | 3,61 | 10  | 3,36 |
| 50 mm x 8/10 (21G) Par 100    | 800 02 06 | 2,92 | 10  | 2,84 |
| <b>BLANC</b>                  |           |      |     |      |
| 40 mm x 16/10 (16G) Par 100   | 114 50 10 | 6,62 | 10  | 6,16 |



### COLLIER LUNE®

Collier très léger en PVC, gonflable et réutilisable destiné à empêcher le chat ou le chien de mordiller une plaie, un pansement ou une suture. Housse protectrice lavable, sangle de fermeture réglable.

| DÉSIGNATION                                                                                 | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>COLLIER</b>                                                                              |           |       |
| T 1 - Tour de cou : 14/20 cm - Chat                                                         | 807 04 77 | 43,52 |
| T 2 - Tour de cou : 20/28 cm - Toys                                                         | 807 04 83 | 53,04 |
| T 3 - Tour de cou 29/42 cm Chien moyen (caniche)                                            | 807 05 08 | 57,54 |
| T 4 - Tour de cou : 43/56 cm, diam. ext. 30 cm - Grand chien (labrador)                     | 807 05 14 | 63,02 |
| T 4XL - Tour de cou : 43/56 cm, diam. ext. 40 cm - Grand chien (labrador) - Plaies distales | 829 97 48 | 72,93 |
| T 5 - Tour de cou : 57/70 cm Très grand chien (Terre Neuve)                                 | 807 45 41 | 72,85 |



### COLLIER CLOUD KONG

Collerette gonflable ultra douce. Couvre uniquement le torse et le dos. Coussin de velours pour plus de confort. Permet aux patients de conserver toute leur visibilité. Lavable en machine. Résistant aux morsures et coups de griffes.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| XS - 15 à 20 cm     | 106 97 60 | 11,72 |
| S - 17,5 à 30 cm    | 106 97 70 | 13,04 |
| M - 25 à 35,5 cm    | 106 97 80 | 14,31 |
| L - 38 à 50,5 cm    | 106 98 00 | 16,93 |
| XL - 50,5 à 63,5 cm | 106 98 10 | 18,25 |



FOCUS SUR...

// AIGUILLE  
HYPODERMIQUE JOKER

Aiguille hypodermique stérile à usage unique.  
Aiguille inox siliconée. Embase Luer-Lock translucide pour une confirmation du flashback facile.  
Sans DEHP, sans PVC, non fabriqué avec du latex en caoutchouc naturel.

| DÉSIGNATION                      | RÉFÉRENCE | € HT |
|----------------------------------|-----------|------|
| <b>ROUGE</b>                     |           |      |
| 12,5 mm x 3,3/10 (29G) - Par 100 | 111 51 00 | 2,62 |
| <b>BRUN</b>                      |           |      |
| 10 mm x 4,5/10 (26G) - Par 100   | 111 50 90 | 2,16 |
| 12,5 mm x 4,5/10 (26G) - Par 100 | 111 50 80 | 2,16 |
| <b>ORANGE</b>                    |           |      |
| 16 mm x 5/10 (25G) - Par 100     | 111 50 70 | 2,16 |
| <b>VIOLET</b>                    |           |      |
| 25 mm x 5,5/10 (24G) - Par 100   | 111 50 50 | 2,47 |
| <b>BLEU</b>                      |           |      |
| 25 mm x 6/10 (23G) - Par 100     | 111 50 10 | 2,16 |
| 32 mm x 6/10 (23G) - Par 100     | 111 50 20 | 2,16 |
| <b>VERT</b>                      |           |      |
| 25 mm x 8/10 (21G) - Par 100     | 111 50 00 | 2,16 |
| 50 mm x 8/10 (21G) - Par 100     | 112 01 60 | 2,71 |
| <b>JAUNE</b>                     |           |      |
| 25 mm x 9/10 (20G) - Par 100     | 111 49 90 | 2,01 |
| <b>CRÈME</b>                     |           |      |
| 25 mm x 11/10 (19G) - Par 100    | 111 49 60 | 2,47 |
| 50 mm x 11/10 (19G) - Par 100    | 111 49 80 | 2,71 |
| <b>ROSE</b>                      |           |      |
| 25 mm x 12/10 (18G) - Par 100    | 111 49 40 | 2,62 |
| 40 mm x 12/10 (18G) - Par 100    | 111 49 50 | 2,62 |
| <b>BLANC</b>                     |           |      |
| 40 mm x 16/10 (16G) - Par 100    | 111 49 30 | 6,42 |



AIGUILLE  
HYPODERMIQUE  
B. BRAUN

Aiguille Stérican hypodermique siliconée,  
à paroi mince, montées sur une embase  
translucide, colorée (conforme à la norme  
NF EN ISO 6009) et munie d'un cône luer.

| DÉSIGNATION                    | RÉFÉRENCE | € HT |
|--------------------------------|-----------|------|
| <b>JAUNE VIF</b>               |           |      |
| 12 mm x 3/10 (30G) - Par 100   | 100 67 60 | 4,87 |
| <b>GRIS</b>                    |           |      |
| 12 mm x 4/10 (27G) - Par 100   | 100 54 90 | 4,36 |
| <b>BRUN</b>                    |           |      |
| 25 mm x 4,5/10 (26G) - Par 100 | 100 67 80 | 4,36 |
| <b>ORANGE</b>                  |           |      |
| 16 mm x 5/10 (25G) - Par 100   | 826 31 53 | 4,36 |
| <b>BLEU</b>                    |           |      |
| 25 mm x 6/10 (23G) - Par 100   | 826 31 30 | 4,23 |
| 30 mm x 6/10 (23G) - Par 100   | 100 54 60 | 4,36 |
| 60 mm x 6/10 (23G) - Par 100   | 103 57 30 | 4,36 |

| DÉSIGNATION                   | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------------------------|-----------|------|
| <b>NOIR</b>                   |           |      |
| 30 mm x 7/10 (22G) - Par 100  | 100 54 50 | 4,36 |
| 40 mm x 7/10 (22G) - Par 100  | 100 54 70 | 4,36 |
| <b>VERT</b>                   |           |      |
| 25 mm x 8/10 (21G) - Par 100  | 827 42 57 | 4,36 |
| 40 mm x 8/10 (21G) - Par 100  | 826 31 47 | 4,36 |
| <b>JAUNE</b>                  |           |      |
| 25 mm x 9/10 (20G) - Par 100  | 826 45 66 | 4,36 |
| 40 mm x 9/10 (20G) - Par 100  | 100 54 40 | 4,36 |
| <b>CRÈME</b>                  |           |      |
| 30 mm x 11/10 (19G) - Par 100 | 100 54 10 | 4,36 |
| 40 mm x 11/10 (19G) - Par 100 | 100 54 00 | 4,36 |
| 50 mm x 11/10 (19G) - Par 100 | 100 54 30 | 4,87 |
| <b>ROSE</b>                   |           |      |
| 40 mm x 12/10 (18G) - Par 100 | 826 31 76 | 4,36 |



## AIGUILLE HYPODERMIQUE DISPOJECT

Aiguille hypodermique stérile à usage unique en acier inoxydable.

Triple biseau et tube siliconé.

Conicité 6% Luer-Lock. Embase en résine époxy.

| DÉSIGNATION                     | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|---------------------------------|-----------|------|-----|------|
| <b>BRUN</b>                     |           |      |     |      |
| 13 mm x 4,5/10 (26G)<br>Par 100 | 103 21 00 | 3,66 |     |      |
| <b>ORANGE</b>                   |           |      |     |      |
| 16 mm x 5/10 (25G)<br>Par 100   | 101 96 20 | 3,66 | 10  | 3,53 |
| <b>BLEU</b>                     |           |      |     |      |
| 16 mm x 6/10 (23G)<br>Par 100   | 101 96 70 | 3,66 |     |      |
| 25 mm x 6/10 (23G)<br>Par 100   | 101 96 30 | 3,66 |     |      |
| <b>VERT</b>                     |           |      |     |      |
| 16 mm x 8/10 (21G)<br>Par 100   | 101 96 40 | 3,66 |     |      |
| 25 mm x 8/10 (21G)<br>Par 100   | 101 87 90 | 3,66 |     |      |
| 38 mm x 8/10 (21G)<br>Par 100   | 103 21 40 | 3,66 |     |      |
| 50 mm x 8/10 (21G)<br>Par 100   | 103 21 60 | 3,65 |     |      |
| <b>JAUNE</b>                    |           |      |     |      |
| 25 mm x 9/10 (20G)<br>Par 100   | 102 05 40 | 3,66 |     |      |
| 38 mm x 9/10 (20G)<br>Par 100   | 103 21 70 | 3,66 |     |      |
| <b>BEIGE</b>                    |           |      |     |      |
| 25 mm x 11/10 (19G)<br>Par 100  | 101 88 00 | 3,66 |     |      |
| 50 mm x 11/10 (19G)<br>Par 100  | 103 21 90 | 3,65 |     |      |
| <b>ROSE</b>                     |           |      |     |      |
| 38 mm x 12/10 (18G)<br>Par 100  | 101 96 60 | 3,66 |     |      |

## AIGUILLE BOVIVET RENFORCÉE

Aiguille hypodermique à usage unique.

| DÉSIGNATION                            | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|----------------------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| 38 mm x 16/10 (16G)<br>Gris - Par 100  | 110 32 70 | 28,43 | 10  | 24,76 |
| 38 mm x 21/10 (14G)<br>Vert - Par 100  | 110 32 90 | 33,93 | 10  | 28,84 |
| 50 mm x 15/10 (17G)<br>Rouge - Par 100 | 110 32 60 | 34,42 | 10  | 30,04 |
| 60 mm x 21/10 (14G)<br>Vert - Par 100  | 110 33 00 | 43,19 | 10  | 37,14 |
| 80 mm x 21/10 (14G)<br>Vert - Par 100  | 110 33 10 | 43,31 | 10  | 39,78 |

## AIGUILLE HYPOJET

Aiguille hypodermique stérile à usage unique en acier inoxydable pour grands animaux.

Triple biseau et tube siliconé. Embase polypropylène. Conicité 6% Luer-Lock.

| DÉSIGNATION                    | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|--------------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| <b>VERT CLAIR</b>              |           |       |     |       |
| 9 mm x 8/10 (21G)<br>Par 100   | 805 83 35 | 5,58  | 10  | 5,19  |
| <b>JAUNE</b>                   |           |       |     |       |
| 6 mm x 9/10 (20G)<br>Par 100   | 833 06 07 | 18,14 |     |       |
| <b>BEIGE</b>                   |           |       |     |       |
| 16 mm x 11/10 (19G)<br>Par 100 | 806 19 00 | 12,18 | 10  | 11,33 |
| <b>ROSE</b>                    |           |       |     |       |
| 6 mm x 13/10 (18G)<br>Par 100  | 833 06 13 | 20,21 | 10  | 18,59 |
| 16 mm x 13/10 (18G)<br>Par 100 | 822 65 19 | 11,40 | 10  | 10,88 |
| 50 mm x 13/10 (18G)<br>Par 100 | 800 32 68 | 14,63 | 10  | 14,46 |
| <b>ROUGE</b>                   |           |       |     |       |
| 20 mm x 15/10 (17G)<br>Par 100 | 806 18 92 | 15,48 | 10  | 15,18 |
| 30 mm x 15/10 (17G)<br>Par 100 | 806 16 33 | 15,88 | 10  | 15,50 |
| 50 mm x 15/10 (17G)<br>Par 100 | 805 36 97 | 16,63 | 10  | 16,15 |
| <b>BLANC</b>                   |           |       |     |       |
| 38 mm x 16/10 (16G)<br>Par 100 | 800 32 80 | 15,37 | 10  | 15,01 |
| 25 mm x 16/10 (16G)<br>Par 100 | 821 61 88 | 17,03 |     |       |
| <b>VERT</b>                    |           |       |     |       |
| 30 mm x 20/10 (14G)<br>Par 100 | 805 37 11 | 19,78 | 10  | 18,96 |
| 38 mm x 20/10 (14G)<br>Par 100 | 800 33 05 | 19,32 | 10  | 18,43 |
| 50 mm x 20/10 (14G)<br>Par 100 | 805 37 05 | 23,19 | 10  | 22,26 |
| 60 mm x 20/10 (14G)<br>Par 100 | 800 33 40 | 25,04 | 10  | 23,54 |
| 80 mm x 20/10 (14G)<br>Par 100 | 800 33 57 | 34,19 | 10  | 33,65 |

## AIGUILLE BOVIVET

Aiguille hypodermique à usage unique.

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------------------|-----------|------|
| 25 mm x 16/10 - Par 100 | 820 28 49 | 7,69 |

## AIGUILLE PLASTI-DETECT

Aiguille approuvée par l'INAPORC, stérile à usage unique.

Luer-lock, triple biseau. Canule en acier inoxydable détectable. Détection par tout type de détecteurs de métal et notamment ceux utilisés dans les abattoirs.

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|-------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| <b>VERT</b>             |           |       |     |       |
| 9 mm x 8/10 - Par 100   | 824 57 64 | 25,06 | 20  | 21,72 |
| 16 mm x 8/10 - Par 100  | 820 31 45 | 23,60 | 20  | 19,72 |
| 50 mm x 8/10 - Par 100  | 823 11 99 | 25,02 | 20  | 23,16 |
| <b>CRÈME</b>            |           |       |     |       |
| 16 mm x 11/10 - Par 100 | 836 57 87 | 22,59 | 20  | 21,06 |
| 50 mm x 11/10 - Par 100 | 818 08 52 | 25,10 | 20  | 23,23 |
| <b>ROSE</b>             |           |       |     |       |
| 16 mm x 13/10 - Par 100 | 836 52 44 | 22,59 | 20  | 21,06 |
| 25 mm x 13/10 - Par 100 | 104 65 20 | 22,59 |     |       |
| 40 mm x 12/10 - Par 100 | 821 34 45 | 25,10 | 20  | 23,23 |
| 50 mm x 13/10 - Par 100 | 836 53 85 | 25,10 | 20  | 23,23 |
| <b>ROUGE</b>            |           |       |     |       |
| 20 mm x 15/10 - Par 100 | 836 53 91 | 22,59 | 20  | 20,73 |
| 30 mm x 15/10 - Par 100 | 836 54 16 | 25,10 | 20  | 23,23 |
| 50 mm x 15/10 - Par 100 | 836 52 50 | 25,10 | 20  | 23,23 |

## AIGUILLE ALU-DETECT

Aiguille approuvée par l'INAPORC, stérile à usage unique.

Luer-lock, triple biseau. Canule en acier inoxydable détectable par tout type de détecteurs de métal.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| 38 mm x 16/10<br>Par 100 | 836 53 62 | 30,34 | 20  | 27,84 |
| 50 mm x 20/10<br>Par 100 | 836 53 79 | 31,22 | 20  | 28,95 |

## COLLECTEUR D'AIGUILLES

Collecteur très pratique et hygiénique. Permet de recueillir les aiguilles utilisées.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 1,8 l       | 115 45 20 | 2,23 |
| 5 l         | 115 45 10 | 3,48 |

# INJECTION

## AIGUILLE HYPODERMIQUE PRIMAJECT

Aiguille hypodermique stérile à usage unique en acier inoxydable de qualité standard.  
Triple biseau et tube siliconé.  
Embase en résine époxy.

| DÉSIGNATION                           | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|---------------------------------------|-----------|------|-----|------|
| Marron - 0,45 (26G) x 13 mm - Par 100 | 117 02 00 | 2,16 | 20  | 1,90 |
| Orange - 0,5 (25G) x 16 mm - Par 100  | 112 20 40 | 2,42 |     |      |
| Bleu - 0,6 (23G) x 16 mm - Par 100    | 112 75 00 | 2,14 |     |      |
| Bleu - 0,6 (23G) x 25 mm - Par 100    | 112 20 80 | 2,42 |     |      |
| Vert - 0,8 (21G) x 16 mm - Par 100    | 112 75 10 | 2,14 |     |      |
| Vert - 0,8 (21G) x 25 mm - Par 100    | 112 20 90 | 2,46 |     |      |
| Jaune - 0,9 (20G) x 25 mm - Par 100   | 112 20 50 | 2,46 |     |      |
| Beige - 1,1 (19G) x 25 mm - Par 100   | 117 02 10 | 2,19 | 20  | 1,92 |
| Rose - 1,2 (18G) x 25 mm - Par 100    | 117 02 20 | 2,40 | 20  | 2,11 |
| Rose - 1,2 (18G) x 38 mm - Par 100    | 112 20 70 | 2,69 |     |      |



## AIGUILLE HYPODERMIQUE STANDARD

En inox, embase luer-lock.  
Multi-usage, stérilisable.

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|----------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| 6 mm x 10/10 (20G) Par 12  | 833 05 82 | 18,79 | 12  | 15,85 |
| 10 mm x 10/10 (20G) Par 12 | 800 28 20 | 3,82  | 12  | 2,80  |
| 15 mm x 10/10 (20G) Par 12 | 800 28 37 | 3,82  | 12  | 2,80  |
| 10 mm x 15/10 (17G) Par 12 | 829 95 18 | 4,09  | 12  | 3,00  |
| 15 mm x 15/10 (17G) Par 12 | 800 28 43 | 4,09  | 12  | 3,00  |
| 20 mm x 15/10 (17G) Par 12 | 800 28 95 | 3,88  | 12  | 2,79  |
| 30 mm x 15/10 (17G) Par 12 | 800 29 55 | 4,10  | 12  | 3,00  |
| 20 mm x 20/10 (14G) Par 12 | 800 29 03 | 4,10  | 12  | 3,00  |
| 30 mm x 20/10 (14G) Par 12 | 800 29 90 | 4,10  | 12  | 3,00  |
| 40 mm x 20/10 (14G) Par 12 | 800 30 15 | 4,10  | 12  | 3,00  |
| 50 mm x 20/10 (14G) Par 12 | 800 30 38 | 3,96  | 12  | 2,90  |



## AIGUILLE HYPODERMIQUE DELVO

Aiguille Delvo en inox, triple biseau, embase luer-lock.


| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|----------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| 4 mm x 7/10 (22G) Par 12   | 800 25 30 | 17,22 | 6   | 17,03 |
| 10 mm x 7/10 (22G) Par 12  | 800 25 76 | 17,22 | 6   | 17,03 |
| 7 mm x 10/10 (20G) Par 12  | 833 05 47 | 16,22 |     |       |
| 10 mm x 10/10 (20G) Par 12 | 806 35 95 | 16,06 | 6   | 15,88 |
| 15 mm x 10/10 (20G) Par 12 | 800 25 82 | 16,06 | 6   | 15,88 |
| 20 mm x 10/10 (20G) Par 12 | 800 26 42 | 16,06 | 6   | 15,88 |
| 20 mm x 13/10 (18G) Par 12 | 800 26 59 | 17,65 | 6   | 17,30 |
| 30 mm x 13/10 (18G) Par 12 | 800 26 94 | 17,65 | 6   | 17,31 |
| 10 mm x 15/10 (17G) Par 12 | 800 25 53 | 18,22 | 6   | 17,87 |
| 15 mm x 15/10 (17G) Par 12 | 800 25 99 | 18,22 | 6   | 17,87 |
| 20 mm x 15/10 (17G) Par 12 | 800 26 65 | 18,22 | 6   | 17,87 |
| 25 mm x 15/10 (17G) Par 12 | 833 05 30 | 18,22 | 6   | 17,84 |
| 30 mm x 15/10 (17G) Par 12 | 800 27 02 | 18,22 | 6   | 17,87 |
| 40 mm x 15/10 (17G) Par 12 | 800 27 25 | 18,19 | 6   | 17,87 |
| 50 mm x 15/10 (17G) Par 12 | 800 27 48 | 18,14 | 6   | 17,80 |
| 10 mm x 20/10 (14G) Par 12 | 819 83 32 | 23,75 | 6   | 23,52 |
| 15 mm x 20/10 (14G) Par 12 | 819 79 99 | 23,75 | 6   | 23,52 |
| 20 mm x 20/10 (14G) Par 12 | 800 26 71 | 23,75 | 6   | 23,52 |
| 25 mm x 20/10 (14G) Par 12 | 103 86 70 | 23,30 | 12  | 22,87 |
| 30 mm x 20/10 (14G) Par 12 | 800 27 19 | 23,77 | 6   | 23,54 |
| 40 mm x 20/10 (14G) Par 12 | 800 27 31 | 27,84 | 6   | 27,63 |
| 50 mm x 20/10 (14G) Par 12 | 800 27 54 | 27,89 | 6   | 27,71 |
| 60 mm x 20/10 (14G) Par 12 | 800 27 60 | 28,34 | 6   | 27,80 |
| 25 mm x 30/10 (11G) Par 12 | 826 61 86 | 32,95 | 6   | 32,78 |
| 60 mm x 30/10 (11G) Par 12 | 818 91 26 | 48,99 |     |       |



## AIGUILLES DERMASTEEL

Aiguilles hypodermiques en acier inoxydable avec parois renforcées, de qualité standard.  
Triple biseau court Conicité 6% Luer-Lock  
Embase 14 mm Livré par boîte de 12.

| DÉSIGNATION                          | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|--------------------------------------|-----------|------|-----|------|
| 15 mm x 1,5 mm - 17G x 5/8" - Par 12 | 818 76 47 | 2,24 |     |      |
| 20 mm x 13 mm - 18G x 3/4" - Par 12  | 117 02 70 | 2,44 | 12  | 2,24 |



## DERMOJET

Injection sans aiguille par projection intra-dermique de doses de 0,1 ml.

S'arme automatiquement par un levier qui prélève la dose dans le réservoir de 4 ml.  
Utilisations : acupuncture, anesthésie locale, mésothérapie, vaccination.

| DÉSIGNATION                            | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------------------|-----------|--------|
| Dermojet médical 1/10                  | 800 12 98 | 541,56 |
| <b>PIÈCES DÉTACHÉES</b>                |           |        |
| 2 - Ensemble piston                    | 840 89 24 | 208,52 |
| 5 - Tube réservoir                     | 800 13 06 | 15,68  |
| 6 - Joint torique R3 piston            | 841 08 84 | 6,94   |
| 7 - Joint torique R7                   | 841 09 38 | 5,51   |
| 8 - Rondelle teflon                    | 841 70 01 | 6,99   |
| 9 - Filtre gros                        | 840 97 40 | 6,05   |
| 9a - Filtre fin                        | 840 95 04 | 6,05   |
| 10 - Ressort de soupape                | 841 67 34 | 10,87  |
| 11 - Siège de pastille                 | 834 93 63 | 40,18  |
| 12 - Joint torique de tête             | 841 09 50 | 6,12   |
| 13 - Écrou de pastille                 | 840 85 22 | 87,15  |
| 14 - Soupape                           | 841 98 56 | 27,06  |
| 15 - Siège de soupape monté            | 834 76 83 | 71,50  |
| 16 - Joue d'appui                      | 841 10 85 | 26,39  |
| 17 - Écrou joue d'appui                | 840 85 39 | 34,07  |
| 18 - Ressort principal                 | 841 67 63 | 19,88  |
| 19 - Cage à billes                     | 840 36 02 | 81,20  |
| 20 - Bouton de déclenchement           | 840 32 69 | 74,86  |
| 21 - Ressort de bouton                 | 841 67 86 | 6,56   |
| 22 - Écrou de tête                     | 834 93 57 | 85,78  |
| 26 - Levier armement                   | 841 19 03 | 90,18  |
| 27 - Ressort épingle de levier         | 801 47 63 | 24,09  |
| 28 - Joint torique supérieur réservoir | 841 09 67 | 13,60  |
| 29 - Axe de levier                     | 840 19 74 | 27,38  |
| 30 - Gicleur rubis                     | 841 02 81 | 21,66  |
| 31 - Joint dans collerette             | 841 09 73 | 8,68   |
| 32 - Embout makrolon                   | 801 47 57 | 16,03  |
| 35 - Tête éjection montée              | 842 46 10 | 619,83 |
| 42 - Bille                             | 840 24 36 | 2,08   |



## SERINGUES

| DÉSIGNATION                                       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>AIGUILLE EUROPA</b>                            |           |       |
| L 9 mm x diam 0,18 mm - Par 100                   | 103 79 90 | 10,93 |
| L 13 mm x diam 0,26 mm - Par 100                  | 752 60 01 | 10,93 |
| L 25 mm x diam 0,28 mm - Par 100                  | 752 60 18 | 11,57 |
| L 40 mm x diam 0,30 mm - Par 100                  | 752 60 24 | 10,93 |
| <b>AIGUILLE TRADITION ARGENT</b>                  |           |       |
| L 13 mm x diam 0,24 mm - Par 100                  | 752 60 47 | 12,18 |
| L 25 mm x diam 0,26 mm - Par 100                  | 752 60 76 | 12,18 |
| L 25 mm x diam 0,30 mm - Par 100                  | 752 60 99 | 12,18 |
| <b>AIGUILLE TRADITION CUIVRE</b>                  |           |       |
| L 40 mm x diam 0,30 mm - Par 100                  | 752 61 07 | 12,18 |
| L 50 mm x diam 0,35 mm - Par 100                  | 752 61 13 | 12,18 |
| <b>MOXA : PURE ARMOISE, PRÊTE À L'UTILISATION</b> |           |       |
| Mini - Par 100                                    | 833 71 82 | 9,67  |



## AIGUILLE ACUPUNCTURE

**Aiguilles d'acupuncture TRADITION** : aiguilles traditionnelles bimétalliques de premier choix, sous emballage individuel. Avec manche en cuivre ou argenté.

**Aiguilles d'acupuncture EUROPA** : aiguilles traditionnelles bimétalliques de premier choix, regroupées par blister de 10 aiguilles avec manche en cuivre.

Emballage économique, respectueux de l'environnement avec blisters faciles à ouvrir.

SERINGUE BD  
DISCARDIT 2 PIÈCES

Seringue stérile, sans latex à corps transparent : **précision et sécurité.**

Force de glissement réduite : avancée plus régulière du piston et positionnement plus facile sur la graduation désirée. Embout excentré.

Étanchéité absolue.

| DÉSIGNATION                       | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-----------------------------------|-----------|------|-----|------|
| 2 ml - Embout centré - Par 100    | 800 22 63 | 3,55 | 5   | 3,26 |
| 5 ml - Embout excentré - Par 100  | 800 22 86 | 4,83 | 5   | 4,43 |
| 10 ml - Embout excentré - Par 100 | 800 22 92 | 6,49 | 5   | 5,91 |
| 20 ml - Embout excentré - Par 80  | 800 23 00 | 8,52 | 5   | 7,33 |

MAD - DISPOSITIF  
D'ATOMISATION NASAL

Le **MAD NASAL™** permet l'administration sûre et indolore de médicament par voie intranasale,

sans aiguille, en l'atomisant en une fine brume de particules de 30 à 100 microns.

Conçu pour optimiser l'absorption à travers la muqueuse nasale afin d'améliorer la biodisponibilité et offrir une action rapide.

Sous la forme d'un bouchon conique souple, qui s'adapte à la narine de l'animal, le MAD NASAL™ forme un joint qui vient obstruer la narine en empêchant l'expulsion. Un stylet malléable rend cette atomisation possible quelle que soit la position.

Absorption rapide et efficace, évite le métabolisme pré-systémique gastro-intestinal et hépatique, augmentant la biodisponibilité du médicament par rapport à celle obtenue après l'absorption gastro-intestinale.

Les médicaments administrés par l'intermédiaire de MAD NASAL™ ne sont pas soumis à un métabolisme de premier passage. Non stérile.

**Les + :**

- Hautes concentrations sériques des médicaments
- Début d'action rapide
- Facile à utiliser et à administrer
- Ne nécessite que peu de ressources (équipement, personnel)
- Gain de temps : pas de préparation de lignes IV
- Non invasif et indolore

| DÉSIGNATION                                        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------------------------------|-----------|-------|
| MAD - Seringue 1 ml<br>Avec percuteur de transfert | 114 37 40 | 11,48 |
| MAD - Seringue 3 ml<br>Avec percuteur de transfert | 114 37 50 | 11,50 |

SERINGUE B. BRAUN  
INJEKT 2 PIÈCES

Seringue 2 pièces stériles avec graduation **0,1 ml pour un dosage précis.**

| DÉSIGNATION                              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------------------|-----------|-------|
| 2 ml - Embase Luer centrée<br>Par 100    | 822 73 87 | 8,09  |
| 5 ml - Embase Luer excentrée<br>Par 100  | 824 33 40 | 5,80  |
| 10 ml - Embase Luer excentrée<br>Par 100 | 115 55 40 | 10,37 |
| 20 ml - Embase Luer excentrée<br>Par 100 | 824 33 57 | 13,71 |

SERINGUE DISPOJECT  
2 PIÈCES

Seringue à usage unique 2 pièces sans aiguille, en **polypropylène.**

Sans latex, sans silicone, sans DEHP et sans styrène. Embase Luer centré.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------|-----------|-------|
| 2 ml - Par 100  | 111 07 00 | 6,28  |
| 5 ml - Par 100  | 115 52 40 | 7,46  |
| 10 ml - Par 100 | 115 52 50 | 10,28 |
| 20 ml - Par 50  | 115 52 60 | 7,71  |



# INJECTION

## FOCUS SUR...



### // SERINGUE JOKER 3 PIÈCES

- Seringue stérile à usage unique sous emballage individuel.
- Échelle de graduation et corps transparent
  - Embase Luer
  - Cône centré en 1 ml et 2 ml
  - Cône excentré en 5 ml, 10 ml, 20 ml
  - Apyrogène, non toxique et sans PVC

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------|-----------|-------|
| 1 ml - Par 100  | 117 06 80 | 7,44  |
| 2 ml - Par 100  | 117 07 00 | 6,45  |
| 5 ml - Par 100  | 117 07 10 | 7,91  |
| 10 ml - Par 100 | 117 07 20 | 11,06 |
| 20 ml - Par 100 | 117 07 30 | 15,71 |



### SERINGUE BECTON DICKINSON PLASTIPAK

Stérile, sans latex. 3 pièces. Embout excentré. Bague de retenue évitant le retrait accidentel de la tige du piston.


| DÉSIGNATION                   | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|-------------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| 20 ml Embout excentré Par 120 | 800 23 69 | 24,86 | 2   | 23,08 |
| 30 ml Embout excentré Par 60  | 843 34 19 | 26,10 | 4   | 25,60 |
| 50 ml Embout excentré Par 60  | 800 23 81 | 26,67 |     |       |



### SERINGUE BECTON DICKINSON EMERALD

Stérile, sans latex. 3 pièces. Centré. Les seringues BD Emerald™ répondent à nos normes les plus élevées en matière de qualité des produits tout en réduisant l'impact environnemental du fait qu'elles utilisent jusqu'à 30 % moins de matériau que les autres seringues et des matériaux non toxiques dans leur processus de production.

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|------------------------|-----------|------|-----|------|
| 2 ml - Centré Par 100  | 824 12 46 | 4,82 | 30  | 4,49 |
| 5 ml - Centré Par 100  | 824 12 23 | 6,46 | 20  | 5,75 |
| 10 ml - Centré Par 100 | 824 12 17 | 9,86 |     |      |



### SERINGUE OMNIFIX B. BRAUN 3 PIÈCES

Seringue 3 pièces stérile. Embase Luer centrée en 3 ml, excentrée de 5 à 50 ml.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT |
|-----------------|-----------|-------|-----|------|
| 3 ml - Par 100  | 821 89 80 | 8,23  | 24  | 6,51 |
| 5 ml - Par 100  | 837 87 84 | 13,92 |     |      |
| 10 ml - Par 100 | 822 00 37 | 13,84 |     |      |
| 20 ml - Par 100 | 823 04 78 | 13,27 |     |      |
| 30 ml - Par 100 | 835 60 50 | 58,91 |     |      |
| 50 ml - Par 100 | 821 89 97 | 39,79 |     |      |

### SERINGUE TERUMO 3 PIÈCES

Seringue 3 pièces stérile avec un joint supplémentaire sur le piston pour une utilisation plus confortable. L'injection se fait sans à-coup grâce au glissement plus aisé du piston dans le corps de la seringue. Embase Luer centrée jusqu'à 5 ml, puis excentrée.

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| 3 ml centré - Par 100  | 111 84 60 | 5,38  |     |       |
| 5 ml centré - Par 100  | 111 84 80 | 6,53  |     |       |
| 10 ml excentré Par 100 | 114 40 40 | 8,39  | 12  | 7,80  |
| 20 ml excentré Par 50  | 111 84 70 | 6,02  |     |       |
| 30 ml centré - Par 25  | 108 70 70 | 9,99  | 10  | 9,75  |
| 50 ml excentré Par 25  | 800 25 24 | 11,87 | 10  | 10,41 |

Quality time for better care

"Quality time for better care" is the brand promise of Terumo Medical Care Solutions<sup>1</sup>

**TERUMO** MEDICAL CARE SOLUTIONS

HOSPITAL CARE

Cathéters I.V.  
pour toute  
application  
de 14 à 26G



Votre partenaire de confiance  
dans les soins vétérinaires

### Seringue 3 pièces



1-50 ml



différents  
embouts

### Cathéter IV Surflo™



14-26 G



19-64 mm

### Aiguille hypodermique Agani™



18-30 G



13-50 mm

**Terumo France S.A.S**

Bâtiment Atria – 3ème étage

1 avenue Edouard Belin

92500 RUEIL MALMAISON

France

Seringues trois pièces (dispositif de classe IIa (CE 0197)), stériles et apyrogènes. Seringue destinée à l'injection de médicaments, immédiatement après leur préparation. Surflo™ Cathéter IV périphérique (dispositif de classe IIa (CE 0123)) pour accès veineux périphérique à court terme qui, en combinaison avec d'autres dispositifs médicaux, permet l'administration de fluides. Agani™ aiguille hypodermique (dispositif de classe IIa (CE 0123)). Ces dispositifs sont réservés aux professionnels de santé. Lire attentivement l'étiquette du produit. Date de création: Avril 2024. <sup>1</sup>Du temps de qualité pour de meilleurs soins. <sup>2</sup>Du temps de qualité pour de meilleurs soins.

[www.terumo-europe.com](http://www.terumo-europe.com) - +33-1-30-96-13-00



## INJECTION



### SERINGUE DISPOJECT 3 PIÈCES

Seringue 3 pièces stérile.

Cône Luer centré de 1 à 5 ml, excentré à partir de 10 ml.

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT |
|----------------------------|-----------|-------|-----|------|
| <b>CENTRÉ</b>              |           |       |     |      |
| 1 ml - Par 100 Tuberculine | 102 34 90 | 7,78  |     |      |
| 2 ml - Par 100             | 102 11 30 | 7,30  | 32  | 6,81 |
| 5 ml - Par 100             | 102 40 10 | 8,30  |     |      |
| <b>EXCENTRÉ</b>            |           |       |     |      |
| 10 ml - Par 100            | 102 11 40 | 10,50 |     |      |
| 20 ml - Par 50             | 102 46 80 | 9,58  |     |      |
| 30 ml - Par 50             | 102 11 50 | 17,75 |     |      |
| 50 ml - Par 30             | 102 28 50 | 13,97 |     |      |
| <b>SERINGUE DE GAVAGE</b>  |           |       |     |      |
| 50 ml - Par 30             | 103 20 80 | 16,74 |     |      |



### SERINGUE AVEC AIGUILLE

Seringue 3 pièces montée avec aiguille.  
Embase centrée.

| DÉSIGNATION                                  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>BECTON DICKINSON</b>                      |           |       |
| 3 ml - Aiguille 25 mm - 6/10 - Bleu Par 100  | 113 05 40 | 18,20 |
| 3 ml - Aiguille 25 mm - 9/10 - Jaune Par 100 | 834 79 09 | 14,53 |
| <b>TERUMO</b>                                |           |       |
| 3 ml - Aiguille 25 mm - 6/10 - Bleu Par 100  | 114 50 20 | 9,58  |
| 3 ml - Aiguille 25 mm - 8/0 - Vert Par 100   | 114 50 30 | 9,58  |
| 3 ml - Aiguille 38 mm - 8/10 - Vert Par 100  | 114 50 40 | 9,58  |



### SERINGUE UU SANS ESPACE MORT

Seringue stérile 3 pièces. Embase Luer centrée.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------|-----------|-------|
| 1 ml - Par 100 | 821 92 93 | 14,68 |

### SERINGUE LUER-LOCK BECTON DICKINSON

Seringue 3 pièces stérile.  
Embase Luer-Lock centrée.



| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------|-----------|-------|
| 1 ml           | 820 28 32 | 2,39  |
| 3 ml - Par 200 | 104 20 50 | 43,33 |
| 50 ml          | 801 57 45 | 0,45  |

### SERINGUE LUER-LOCK B. BRAUN

Omnifix. 3 pièces.



| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------|-----------|-------|
| 10 ml - Par 100 | 835 42 98 | 13,31 |
| 20 ml - Par 100 | 835 43 06 | 25,95 |
| 50 ml - Par 100 | 835 43 41 | 49,28 |



### SERINGUE LUER-LOCK TERUMO

Seringue 3 pièces stérile.  
Embase Luer-Lock centrée.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------|-----------|-------|
| 2 ml - Par 100  | 834 52 76 | 14,88 |
| 5 ml - Par 100  | 820 28 61 | 11,82 |
| 10 ml - Par 100 | 820 28 78 | 19,18 |
| 20 ml - Par 50  | 820 28 84 | 7,48  |



### SERINGUE DE GAVAGE

Seringue 3 pièces stérile avec cône de gavage centré.

| DÉSIGNATION                    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------|-----------|-------|
| 1 - 50 ml - Embout conique     | 800 34 81 | 0,92  |
| 2 - 50 ml - Omnifix - Par 100  | 105 01 00 | 70,35 |
| 3 - 50 ml - Dispoject - Par 30 | 103 20 80 | 16,74 |



### VETPEN

Stylo à insuline spécifiquement conçu pour les chiens et les chats diabétiques.

Cet appareil dispose d'une technologie innovante qui simplifie l'administration de l'insuline pour la rendre plus facile, plus sûre et plus précise.

Le dispositif VetPen a été conçu exclusivement pour une utilisation avec les cartouches de Caninsulin.

Précision et stabilité de la dose injectée.

**VetPen 0,5 à 8 UI** : idéal pour les chats, il permet l'injection de volumes compris entre 0,5 et 8 UI avec un incrément de 0,5 UI.

**VetPen 1 à 16 UI** : idéal pour les chiens de petit à moyen format, il permet l'injection de volumes compris entre 1 et 16 UI avec un incrément de 1 UI.

Des volumes supérieurs à 16 UI peuvent néanmoins être injectés. Dans ce cas, la dose devra être administrée en deux injections de volume égal.

**Chaque kit de démarrage contient :**

- VetPen 8 UI ou VetPen 16 UI,
  - une boîte de 28 aiguilles spécialement adaptées,
  - un système de sécurité pour démonter l'aiguille,
  - une pochette de transport,
  - une brochure d'explication à destination du propriétaire utilisateur du stylo VetPen.
- S'utilise avec des cartouches de 2,7 ml.

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------|-----------|-------|
| Kit de démarrage 8 UI  | 811 35 19 | 14,16 |
| Kit de démarrage 16 UI | 811 35 25 | 13,99 |
| Aiguilles - Par 100    | 811 35 31 | 34,85 |



### SERINGUE À TUBERCULINE ET TEST

Seringue 3 pièces stérile graduée en centième de ml. Embase centrée. Usage Unique.

| DÉSIGNATION                                   | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT |
|-----------------------------------------------|-----------|-------|-----|------|
| <b>SERINGUE NUE</b>                           |           |       |     |      |
| 1 ml - 3P Pentaferte Par 100                  | 800 24 29 | 8,55  |     |      |
| 1 ml - Omnifix 3P BBraun - Par 100            | 104 67 70 | 11,10 |     |      |
| 1 ml - Injekt 2P B.Braun - Par 100            | 833 76 67 | 7,70  |     |      |
| 1 ml - 3P BD Par 120                          | 101 69 20 | 9,03  | 8   | 7,83 |
| <b>AIGUILLE MONTÉE</b>                        |           |       |     |      |
| 1 ml Aig. 4/10 x 13 mm Pic - Par 100          | 826 44 83 | 11,73 |     |      |
| 1 ml Aig. 4,5/10 x 12 mm Pentaferte - Par 100 | 801 70 69 | 13,35 |     |      |



## SERINGUE À INSULINE 40UI PIC

Seringue graduée en unité insuline 40 UI/ml sertie.

1 ml. Embase centrée.

| DÉSIGNATION                       | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-----------------------------------|-----------|------|-----|------|
| <b>AIG. SERTIE 3/10 X 12.7 MM</b> |           |      |     |      |
| Par 30                            | 826 45 08 | 6,44 | 5   | 5,99 |



## SERINGUE À INSULINE SOL-VET 40 UI


Seringue à insuline 40 UI sertie.

Aiguilles conçues pour assurer une administration confortable.

Marquage gradué de l'unité d'insuline clair.

Faible espace mort - précision améliorée et moins de gaspillage de médicaments par rapport aux seringues conventionnelles.

| DÉSIGNATION                                | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>0,3 ML - AIG. SERTIE 3/10 X 12,5 MM</b> |           |       |
| Par 100                                    | 103 16 20 | 12,30 |



## SERINGUE À INSULINE 40UI

Seringue à usage unique graduée en unité insuline 40 UI/ml.

1 mL.

| DÉSIGNATION                                     | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|-------------------------------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| <b>NUE</b>                                      |           |       |     |       |
| Par 100                                         | 800 24 06 | 13,50 | 12  | 12,59 |
| <b>MONTÉE</b>                                   |           |       |     |       |
| Aiguille 26G x 1/2" (0,45 mm x 12 mm) - Par 100 | 800 24 12 | 24,54 |     |       |
| Aiguille 28G x 1/2" (0,36 mm x 12 mm) - Par 100 | 111 96 00 | 20,54 |     |       |
| Aiguille 25G x 5/8" (0,50 mm x 16 mm) - Par 100 | 111 95 90 | 20,54 |     |       |
| <b>SERTIE</b>                                   |           |       |     |       |
| Aiguille 29G x 1/2" (0,33 mm x 12 mm) - Par 100 | 805 83 12 | 29,25 |     |       |



## SERINGUE À INSULINE OMNIFIX 100 UI

Seringue à insuline 100 UI montée.

1 ml. Aiguille 26G 0,45 x 12 mm.

| DÉSIGNATION                         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------------|-----------|-------|
| <b>AIGUILLE MONTÉE 0,45 X 12 MM</b> |           |       |
| Par 100                             | 833 83 42 | 13,63 |



## SERINGUE À INSULINE 40UI DISPOJECT

Seringues 3 pièces 40UI sertie.

Aiguille extra-fine surmoulée.

- Stérile, usage unique, sans latex.

- Aiguille avec un capuchon de protection.

Graduation 0,5 UI.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| <b>0,3 ML - AIG. 30G</b> |           |       |
| Par 100                  | 116 08 90 | 13,70 |
| <b>1 ML - AIG. 29G</b>   |           |       |
| Par 100                  | 107 83 80 | 14,74 |



## SERINGUE À INSULINE 40UI SÉCURISÉE

Seringue 3 pièces 40 UI de 1 mL avec aiguille extra-fine surmoulée de 29G.

- Stérile, usage unique, sans latex.

- Seringue à insuline sécurisée avec un système unique et innovant de protection permettant de bloquer l'aiguille une fois la seringue utilisée afin de ne pas se piquer.

- Apporte sécurité et confort à l'utilisateur.

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------|-----------|-------|
| <b>SERTIE SÉCURISÉE</b> |           |       |
| Aiguille 29 G - Par 100 | 107 79 90 | 29,64 |



## SERINGUE À INSULINE 100 UI PIC

Seringue à insuline 100UI Pic Solution.

Embase centrée.

| DÉSIGNATION                          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------------|-----------|-------|
| <b>SERTIE</b>                        |           |       |
| 0,3 ml - Aig 0,25 x 8 mm - Par 30    | 102 23 30 | 5,73  |
| 0,5 ml - Aig 0,33 x 8 mm - Par 30    | 826 44 25 | 4,38  |
| 0,5 ml - Aig 0,33 x 12,7 mm - Par 30 | 106 63 00 | 3,71  |
| <b>MONTÉE</b>                        |           |       |
| 1 ml - Aig. 0,5 x 16 mm - Par 100    | 826 44 02 | 16,17 |



## CONNECTEUR MICROCLAVE MILA

Connecteur avec perforateur IV d'un côté et raccord à vis de l'autre pour une connexion sur un prolongateur ou une seringue Luer-Lock.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT |
|-----------------------|-----------|------|
| Connecteur MicroClave | 104 36 20 | 3,50 |



## MINI SPIKE PLUS

Dispositif d'injection et d'aspiration pour ampoules.

Avec filtre de ventilation de 0,45 µm pour une réduction du risque de contamination.

| DÉSIGNATION                                 | RÉFÉRENCE | € HT |
|---------------------------------------------|-----------|------|
| Vert - Sans filtre de fluide À l'unité      | 116 78 20 | 2,90 |
| Bleu - Avec filtre de fluide 5 µm À l'unité | 113 78 70 | 2,24 |

## INJECTION

### CATHÉTERS - MICROPERFUSEURS



#### VENOFIX A

Épicrânien avec tubulure PVC sans DEHP de 30 cm. Aiguille à triple biseau micro-siliconé. Avec obturateur.

| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-----------------------------|-----------|------|-----|------|
| Gris 4/10 (27G) x 10 mm     | 115 62 10 | 0,40 | 50  | 0,35 |
| Orange 5/10 (25G) x 15 mm   | 115 62 20 | 0,40 | 50  | 0,35 |
| Violet 5,5/10 (24G) x 20 mm | 115 62 40 | 0,41 | 50  | 0,37 |
| Bleu 6,5/10 (23G) x 20 mm   | 115 62 50 | 0,40 | 50  | 0,35 |
| Noir 7/10 (22G) x 20 mm     | 115 62 70 | 0,41 | 50  | 0,37 |
| Vert 8/10 (21G) x 20 mm     | 115 62 80 | 0,40 | 50  | 0,35 |
| Crème 11/10 (19G) x 20 mm   | 115 62 90 | 0,40 | 50  | 0,35 |

## À savoir

### CATHÉTERS : les différents matériaux

Le polymère fluoré (Téflon® PTFE) et le polyuréthane (Vialon®) offrent moins d'adhérence aux bactéries que les cathéters en PVC (cf SFHH, Société Française d'Hygiène Hospitalière).

Les cathéters en Téflon sont plus sujets aux déformations c'est-à-dire aux phénomènes de plicatures.

Le polyuréthane permet d'augmenter la durée du cathétérisme.



#### MIRAGE

Microperfuseur épicrânien à aiguille, longueur 20 mm, triple affilage et traitement silicone antifriction. Cône rigide Luer Lock. Tube 30 cm.

| DÉSIGNATION                           | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|---------------------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| Bleu 6/10 - (23G) x 20 mm - Par 100   | 826 44 77 | 16,12 |     |       |
| Noir 7/10 - (22G) x 20 mm - Par 100   | 826 44 60 | 16,12 | 10  | 11,37 |
| Vert 8/10 - (21G) 21 mm - Par 100     | 826 44 54 | 16,12 |     |       |
| Jaune 9/10 - (20G) x 20 mm - Par 100  | 826 44 48 | 16,12 |     |       |
| Crème 11/10 - (19G) x 20 mm - Par 100 | 826 44 31 | 16,12 |     |       |



## VENOCAN CATHETER

Les cathéters KRUUSE sont soigneusement conçus avec des aiguilles pointues et de longs biseaux pour minimiser la douleur et l'inconfort pendant la mise en place.

Le sang est visible via les chambres de flash-back transparentes pour assurer un bon placement en toute sécurité.



kruuse.com

KRUUSE© 2024 - 21040 FR



## FOCUS SUR...

### // CATHÉTER JOKER À AILETTES ET SITE



**Cathéter intraveineux avec site d'injection et ailettes.**

Aiguillage de haut niveau, pointe conique atraumatique. Cathéter FEP à paroi mince avec 3 lignes de contraste radiographique. Chambre de retour veineux transparente. Capuchon Luer-Lock pour la fermeture de l'extrémité proximale du cathéter. Sans latex ni pyrogène, stérile, à usage unique.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|---------------------------|-----------|------|-----|------|
| 0,7 (24G) x 19 mm - Jaune | 112 32 10 | 0,99 | 50  | 0,94 |
| 0,9 (22G) x 25 mm - Bleu  | 112 32 40 | 1,04 | 50  | 0,98 |
| 1,0 (20G) x 32 mm - Rose  | 112 32 30 | 1,04 | 50  | 0,98 |



## FOCUS SUR...

### // CATHÉTER JOKER SANS AILETTE



**Cathéter intraveineux sans ailette.** Aiguillage de haut niveau, pointe conique atraumatique.

Cathéter FEP à paroi mince avec 3 lignes de contraste radiographique.

Chambre de retour veineux transparente.

Capuchon Luer-Lock pour la fermeture de l'extrémité proximale du cathéter.

Sans latex ni pyrogène, stérile, à usage unique.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|---------------------------|-----------|------|-----|------|
| 0,7 (24G) x 19 mm - Jaune | 112 32 60 | 0,84 | 50  | 0,80 |
| 0,9 (22G) x 25 mm - Bleu  | 112 32 50 | 0,84 | 50  | 0,80 |
| 1,3 (18G) x 45 mm - Vert  | 112 32 70 | 0,84 | 50  | 0,80 |



### INSYTE

**Fabriqu** en Vialon (TM) radio-opaque, biomatériau hémocompatible, le cathéter BD Insyte offre des qualités exceptionnelles de pénétration, d'intégrité du chanfrein et de tolérance. Chambre de visualisation du reflux sanguin. Zone de préhension. Poussoir à l'embase de la canule.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------------|-----------|------|-----|------|
| <b>JAUNE</b>      |           |      |     |      |
| 0,7 x 19 mm - G24 | 800 06 37 | 0,86 | 50  | 0,76 |
| <b>BLEU</b>       |           |      |     |      |
| 0,9 x 25 mm - G22 | 800 06 14 | 0,86 | 50  | 0,76 |
| <b>ROSE</b>       |           |      |     |      |
| 1,1 x 30 mm - G20 | 800 06 66 | 0,89 | 50  | 0,79 |
| <b>VERT</b>       |           |      |     |      |
| 1,3 x 30 mm - G18 | 800 06 72 | 0,86 | 50  | 0,76 |
| 1,3 x 45 mm - G18 | 800 06 89 | 0,86 | 50  | 0,76 |
| <b>GRIS</b>       |           |      |     |      |
| 1,7 x 45 mm - G16 | 800 06 20 | 0,86 | 50  | 0,76 |



### VENOCAN PLUS

**Cathéter en FEP à ailettes flexibles.**

Bonne prise en main lors du cathétérisme. Paroi mince et grand diamètre intérieur permettant un bon écoulement. Chambre de reflux translucide pour visualiser le retour veineux. Sans site d'injection.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|--------------------------|-----------|------|-----|------|
| 0,7 (24G) x 19 mm Jaune  | 822 34 32 | 1,71 | 50  | 1,52 |
| 0,9 (22G) x 25 mm Bleu   | 822 34 49 | 1,71 | 50  | 1,52 |
| 1,1 (20G) x 33 mm Rose   | 822 34 55 | 2,02 | 50  | 1,78 |
| 1,3 (18G) x 45 mm Vert   | 822 34 61 | 2,02 | 50  | 1,78 |
| 1,7 (16G) x 50 mm Gris   | 822 34 78 | 2,02 | 50  | 1,78 |
| 2,1 (14G) x 50 mm Orange | 822 34 84 | 2,02 | 50  | 1,78 |

## INJECTION

### Code couleur cathéters

| Gauge | diamètre intérieur en mm | Couleur    |
|-------|--------------------------|------------|
| 26    | 0,6                      | Violet     |
| 24    | 0,7                      | Jaune      |
| 22    | 0,9                      | Bleu foncé |
| 20    | 1,1                      | Rose       |
| 18    | 1,3                      | Vert foncé |
| 17    | 1,4                      | Blanc      |
| 16    | 1,7                      | Gris       |
| 14    | 2,1                      | Orange     |
| 13    | 2,4                      | Rouge      |
| 12    | 2,7                      | Bleu clair |



### VASOVET

**Cathéter en polyuréthane avec ailettes et site d'injection.** Biseau très tranchant permettant des angles de ponction variables avec une résistance à la ponction diminuée. Capillaire du cathéter en polyuréthane ultra résistant, à effet mémoire, bien toléré, permettant une durée de pose prolongée.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|------------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| Jaune<br>0,7 x 19 mm - G24   | 818 89 83 | 1,63  | 50  | 1,60  |
| Bleu<br>0,9 x 25 mm - G22    | 818 90 08 | 1,63  | 50  | 1,60  |
| Rose<br>1,1 x 33 mm - G20    | 818 90 14 | 1,63  | 50  | 1,60  |
| Vert<br>1,3 x 33 mm - G18    | 818 90 43 | 1,62  | 50  | 1,60  |
| Vert<br>1,3 x 45 mm - G18    | 818 90 37 | 1,62  | 50  | 1,60  |
| Orange<br>2,2 x 50 mm - G14  | 818 90 66 | 1,63  | 50  | 1,60  |
| Orange<br>2,2 x 100 mm - G14 | 818 90 72 | 21,69 | 10  | 19,57 |



### INSYTE SANS AILETTE

**Fabriqué en Vialon (TM) radio-opaque,** biomatériau hémocompatible, le cathéter BD Insyte offre des qualités exceptionnelles de pénétration, d'intégrité du chanfrein et de tolérance.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|---------------------------|-----------|------|-----|------|
| 0,9 x 25 mm - G22<br>Bleu | 829 42 83 | 0,86 | 50  | 0,76 |
| 1,7 x 45 mm - G16<br>Gris | 112 66 40 | 0,86 |     |      |

### Cathéters courts

|                          | Fabricant        | Matériau      | Ailettes      | Site injection |
|--------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>JOKER</b>             | JOKER            | FEP           | Oui           | Oui            |
|                          |                  |               | Non           | Non            |
| <b>VASOVET</b>           | B Braun          | Polyuréthane  | Oui           | Oui            |
| <b>VASOFIX</b>           | B Braun          | Polyuréthane  | Oui           | Oui            |
| <b>INTROCAN</b>          | B Braun          | Polyuréthane  | Oui (petites) | Non            |
|                          |                  |               | Non           | Non            |
| <b>VENOCAN PLUS</b>      | Kruuse           | FEP           | Oui           | Non            |
| <b>VENOCAN MINI</b>      | Kruuse           | FEP           | Oui (petites) | Non            |
| <b>INSYTE</b>            | Becton Dickinson | Vialon        | Oui (petites) | Non            |
|                          |                  |               | Non           | Non            |
| <b>CATHENA MULTIGARD</b> | Becton Dickinson | Vialon        | Oui (petites) | Non            |
|                          |                  |               | Non           | Non            |
| <b>NEOFLO PRO</b>        | Becton Dickinson | Vialon        | Oui (petites) | Non            |
| <b>ANIVEN</b>            | Genia            | FEP           | Oui           | Non            |
| <b>SURFLO</b>            | Terumo           | FEP           | Oui (petites) | Non            |
|                          |                  |               | Non           | Non            |
| <b>INTRANULE</b>         | Vygon            | Polypropylène | Oui           | Non            |
| <b>INTRAFLON II</b>      | Vygon            | PTFE          | Oui           | Non            |



### VASOFIX

**Cathéter court avec site d'injection.**

Site d'injection. Aiguille à triple biseau universel permettant différents angles de ponction. Canule en polyuréthane et FEP. Ailettes stabilisant le dispositif. Ergot sur l'embase indiquant l'orientation du biseau de l'aiguille et permettant de monter le cathéter dans la veine. Chambre de visualisation transparente.

| DÉSIGNATION                    | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|--------------------------------|-----------|------|-----|------|
| <b>JAUNE</b>                   |           |      |     |      |
| 0,7 x 19 mm - G24<br>22 ml/mm  | 838 63 35 | 1,67 | 50  | 1,63 |
| <b>BLEU</b>                    |           |      |     |      |
| 0,9 x 25 mm - G22<br>36 ml/mm  | 838 65 59 | 1,67 | 50  | 1,63 |
| <b>ROSE / BLANC</b>            |           |      |     |      |
| 1,1 x 25 mm - G20<br>65 ml/mm  | 838 63 70 | 1,67 | 50  | 1,63 |
| <b>ROSE</b>                    |           |      |     |      |
| 1,1 x 33 mm - G20<br>61 ml/mm  | 838 65 65 | 1,67 | 50  | 1,63 |
| <b>VERT / BLANC</b>            |           |      |     |      |
| 1,3 x 33 mm - G18<br>103 ml/mm | 838 63 93 | 1,67 | 50  | 1,63 |
| <b>VERT</b>                    |           |      |     |      |
| 1,3 x 45 mm - G18<br>96 ml/mm  | 838 63 41 | 1,67 | 50  | 1,63 |
| <b>BLANC</b>                   |           |      |     |      |
| 1,5 x 45 mm - G17<br>128 ml/mm | 838 63 58 | 1,67 | 50  | 1,63 |
| <b>GRIS</b>                    |           |      |     |      |
| 1,7 x 50 mm - G16<br>196 ml/mm | 838 63 64 | 1,67 | 50  | 1,63 |
| <b>ORANGE</b>                  |           |      |     |      |
| 2,2 x 50 mm - G14<br>343 ml/mm | 838 63 87 | 1,67 | 50  | 1,63 |

### ANIVEN

**Cathéter intraveineux vétérinaire en FEP muni d'ailettes mobiles souples monté sur une aiguille interne à pointe triple biseau.** Sans latex, ni DEHP.

Aiguille de qualité vétérinaire avec triple biseau long pour une pique excellente et une pose efficace et indolore. Glisse optimale grâce au silicone en surface.

Cathéter en téflon fluoroéthylène propylène (FEP) siliconé conçu pour éviter le retroussement lors de la mise en place du cathéter.

- Chambre de visualisation transparente pour une visualisation immédiate du reflux sanguin, membrane poreuse hygiénique calibrée pour permettre au sang de monter rapidement dans la chambre de visualisation sans débordement.
- Ailettes mobiles et souples comprenant deux rainures pour s'adapter parfaitement au membre de l'animal.
- Fixation du cathéter possible par suture grâce aux deux trous présents sur les ailettes.
- Bouchon Luer-Lock reprenant le code couleur du cathéter.



| DÉSIGNATION                           | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|---------------------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| Jaune - 0,7 (24G)<br>x 19 mm - Par 12 | 112 08 90 | 15,74 | 50  | 15,47 |
| Bleu - 0,9 (22G)<br>x 25 mm - Par 12  | 112 09 00 | 15,97 | 50  | 15,70 |
| Rose - 1,1 (20G)<br>x 33 mm - Par 12  | 112 09 10 | 16,22 | 50  | 15,94 |
| Vert - 1,3 (18G)<br>x 45 mm - Par 12  | 112 09 20 | 16,60 | 50  | 16,31 |

## INTROCAN - AVEC AILETTES

Cathéter court polyuréthane.  
Aiguille à triple biseau.  
Chambre de reflux transparente.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------------|-----------|------|-----|------|
| <b>JAUNE</b>      |           |      |     |      |
| 0,7 (24G) x 19 mm | 833 01 22 | 1,18 | 50  | 1,05 |
| <b>BLEU</b>       |           |      |     |      |
| 0,9 (22G) x 25 mm | 833 01 39 | 1,18 | 50  | 1,05 |
| <b>ROSE</b>       |           |      |     |      |
| 1,1 (20G) x 32 mm | 833 01 68 | 1,18 | 50  | 1,05 |
| <b>VERT</b>       |           |      |     |      |
| 1,3 (18G) x 45 mm | 833 01 74 | 1,18 | 50  | 1,05 |
| <b>GRIS</b>       |           |      |     |      |
| 1,7 (16G) x 50 mm | 833 01 45 | 1,18 | 50  | 1,05 |
| <b>ORANGE</b>     |           |      |     |      |
| 2,2 (14G) x 50 mm | 833 01 51 | 1,18 | 50  | 1,05 |

## INTROCAN - SANS AILETTE

Cathéter court en polyuréthane sans ailette.  
Système de sécurité au retrait de l'aiguille.  
Chambre de visualisation.

| DÉSIGNATION                         | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT |
|-------------------------------------|-----------|-------|-----|------|
| Jaune - 0,7 (24G) x 19 mm - Par 50  | 102 20 70 | 55,91 |     |      |
| Bleu - 0,9 (22G) x 25 mm - Par 50   | 822 93 86 | 55,91 |     |      |
| Rose - 1,1 (20G) x 32 mm - Par 50   | 102 20 90 | 55,91 |     |      |
| Orange - 2,2 (14G) x 50 mm - Par 50 | 108 65 50 | 1,18  | 50  | 1,05 |

## SURFLO - AVEC AILETTES

Cathéter constitué d'une aiguille triple biseau et d'un cathéter FPE. Parfaite biocompatibilité, adhésion plaquettaire et bactérienne minimisée, excellente inertie chimique

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|--------------------------|-----------|------|-----|------|
| Jaune 0,74 (24G) x 19 mm | 108 97 10 | 0,66 | 50  | 0,63 |
| Bleu 0,9 (22G) x 25 mm   | 107 83 10 | 0,66 | 50  | 0,63 |
| Rose 1,0 (20G) x 32 mm   | 107 83 20 | 0,66 | 50  | 0,63 |

## SURFLO - SANS AILETTE

En FEP pour une plus grande flexibilité sans risque de pliure et une meilleure biocompatibilité. Radio-opaque.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT |
|------------------------------|-----------|-------|-----|------|
| <b>JAUNE</b>                 |           |       |     |      |
| 7/10 (24G) x 19 mm           | 829 11 32 | 0,68  | 50  | 0,64 |
| <b>BLEU</b>                  |           |       |     |      |
| 8,5/10 (22G) x 25 mm         | 806 37 21 | 0,68  | 50  | 0,64 |
| <b>ROSE</b>                  |           |       |     |      |
| 11/10 (20G) x 32 mm          | 806 37 15 | 0,68  | 50  | 0,64 |
| <b>VERT</b>                  |           |       |     |      |
| 13/10 (18G) x 51 mm          | 834 62 58 | 0,68  | 50  | 0,64 |
| <b>GRIS</b>                  |           |       |     |      |
| 16/10 (16G) x 51 mm - Par 50 | 835 18 80 | 30,12 |     |      |
| <b>ORANGE</b>                |           |       |     |      |
| 21/10 (14G) x 64 mm          | 801 47 40 | 0,68  | 50  | 0,64 |

## VENOCAN MINI

Cathéter avec aiguille à biseau long de haute qualité pour minimiser la douleur lors du placement.

- Chambre anti-retour transparente.
- Petites ailettes pour une manipulation facile.
- Tube en Téflon® FEP (éthylène propylène fluoré) de qualité médicale. Temps suggéré de mise en place : jusqu'à 3 jours.
- Cathéter à paroi mince avec un grand diamètre intérieur assurant un bon débit.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------------|-----------|------|-----|------|
| <b>VIOLET</b>     |           |      |     |      |
| 0,6 (26G) x 13 mm | 115 78 40 | 1,84 | 50  | 1,63 |

## Cathéters longs

|                    | Fabricant        | Matériau      | Ailettes | Terme |
|--------------------|------------------|---------------|----------|-------|
| <b>ANGIOCATH</b>   | Becton Dickinson | Téflon        | Non      | Court |
| <b>EQUIN</b>       | Mila             | Polyuréthane  | Oui      | Long  |
| <b>ANICATH</b>     | Millepledge      | Polyuréthane  | Oui      | Long  |
| <b>INTRANULE</b>   | VYGON            | Polypropylène | Oui      | Court |
| <b>INTRAFON II</b> | VYGON            | PTFE          | Oui      | Court |

## NEOFLO PRO

Cathéter court veineux périphérique pour petits animaux en Teflon, avec ailettes.

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|----------------------------|-----------|------|-----|------|
| Violet - (26G) 0,6 x 19 mm | 113 08 40 | 2,15 | 50  | 1,98 |
| Jaune - (24G) 0,7 x 19 mm  | 116 88 40 | 2,15 | 50  | 1,98 |

## INTRAFLON II

Cathéter IV en PTFE. Canule intraveineuse avec embase à ailettes montée sur une aiguille avec une pointe triple biseau. L'embase Luer Lock de l'aiguille comprend une chambre de visualisation du reflux sanguin.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------------|-----------|------|-----|------|
| <b>JAUNE</b>      |           |      |     |      |
| 0,7 x 18 mm - G24 | 806 16 27 | 2,33 | 50  | 2,23 |
| <b>BLEU</b>       |           |      |     |      |
| 0,8 x 28 mm - G22 | 806 16 04 | 2,33 | 50  | 2,23 |
| <b>ROSE</b>       |           |      |     |      |
| 1,0 x 36 mm - G20 | 800 08 44 | 3,05 | 50  | 2,95 |
| <b>VERT</b>       |           |      |     |      |
| 1,3 x 38 mm - G18 | 806 16 10 | 2,33 | 50  | 2,23 |
| <b>VERT CLAIR</b> |           |      |     |      |
| 1,3 x 47 mm - G18 | 800 08 67 | 3,05 | 50  | 2,95 |
| <b>GRIS</b>       |           |      |     |      |
| 1,6 x 60 mm - G16 | 800 08 96 | 3,05 | 50  | 2,95 |
| <b>ORANGE</b>     |           |      |     |      |
| 2,1 x 52 mm - G14 | 818 49 91 | 2,33 | 50  | 2,23 |
| 2,1 x 80 mm - G14 | 800 09 10 | 3,05 | 50  | 2,95 |
| <b>ROUGE</b>      |           |      |     |      |
| 2,4 x 80 mm - G13 | 800 09 27 | 3,05 | 50  | 2,95 |
| <b>BLEU CLAIR</b> |           |      |     |      |
| 2,7 x 80 mm - G12 | 800 09 56 | 3,05 | 50  | 2,95 |

## INTRANULE

Cathéter I.V. court en polypropylène radiostérilisé. Avec ailettes.

| DÉSIGNATION                        | RÉFÉRENCE | € HT   | UV2 | € HT |
|------------------------------------|-----------|--------|-----|------|
| 12/10 (18G) x 105 mm Vert - Par 50 | 833 20 78 | 188,78 |     |      |
| 16/10 (16G) x 105 mm Gris - Par 50 | 836 68 64 | 176,21 |     |      |
| 23/10 (13G) x 105 mm - Rouge       | 800 44 05 | 3,91   | 50  | 3,77 |



## INJECTION



### CATHENA MULTIGUARD BD SANS AILETTE

Cathena est le cathéter IV sécurisé tout-en-un qui s'associe à vos priorités et répond à vos attentes : le bien-être du patient, la précision et la sécurité.

Les cathétres Cathena intègrent un système de confirmation basé sur un **retour triple** pour plus de précision lors de la mise en place et un contrôle du retour veineux. La technologie de mandrin BD Instaflash visible dans la canule fournit une confirmation immédiate de l'entrée dans le vaisseau. La confirmation secondaire correspond au moment où le sang apparaît dans la chambre de visualisation du retour veineux après avoir abaissé et avancé le cathéter, confirmant que le cathéter est dans le vaisseau. Le troisième retour a lieu lorsque le sang afflue dans l'embase de cathéter colorée à mesure que le mandrin est retiré, fournissant ainsi une autre confirmation.

Cathéter en biomatériau BD Vialon qui s'assouplit à la chaleur corporelle lorsqu'il est dans la veine, ce qui permet de prolonger la durée de cathétérisme.

La technologie Multiguard, conçue pour minimiser l'exposition au sang lors de l'insertion initiale du cathéter et éliminer le besoin de compression veineuse lors des connexions et déconnexions ultérieures.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------------|-----------|------|-----|------|
| <b>JAUNE</b>      |           |      |     |      |
| 0,7 x 19 mm - G24 | 110 93 50 | 2,49 | 50  | 2,30 |
| <b>BLEU</b>       |           |      |     |      |
| 0,9 x 25 mm - G22 | 110 93 40 | 2,49 | 50  | 2,30 |
| <b>ROSE</b>       |           |      |     |      |
| 1,1 x 32 mm - G20 | 110 93 20 | 2,49 | 50  | 2,30 |



### ANICATH ÉQUIN

Cathéter en polyuréthane, adapté pour une utilisation à long terme (jusqu'à 20 jours).

Ailettes perforées pour fixer plus facilement un sparadrap.

Aiguille de ponction à triple-biseautage très solide. Diminue les risques de plis pendant l'insertion.

Siliconé pour une insertion supérieure à travers les tissus.

Chambre de prévisualisation.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------|-----------|-------|
| <b>GRIS</b>          |           |       |
| (16G) - 1,7 x 75 mm  | 106 20 70 | 11,81 |
| <b>ORANGE</b>        |           |       |
| (14G) - 2,1 x 89 mm  | 106 20 50 | 11,81 |
| (14G) - 2,1 x 133 mm | 106 20 60 | 11,81 |



### CATHENA MULTIGUARD BD À AILETTES

Cathena est le cathéter IV sécurisé tout-en-un qui s'associe à vos priorités et répond à vos attentes : le bien-être du patient, la précision et la sécurité.

Il intègre un système de confirmation basé sur un **retour triple** pour plus de précision lors de la mise en place et un contrôle du retour veineux. La technologie de mandrin BD Instaflash visible dans la canule fournit une confirmation immédiate de l'entrée dans le vaisseau.

La confirmation secondaire correspond au moment où le sang apparaît dans la chambre de visualisation du retour veineux après avoir abaissé et avancé le cathéter, confirmant que le cathéter est dans le vaisseau.

Le troisième retour a lieu lorsque le sang afflue dans l'embase de cathéter colorée à mesure que le mandrin est retiré, fournissant ainsi une autre confirmation.

Cathéter en biomatériau BD Vialon qui s'assouplit à la chaleur corporelle lorsqu'il est dans la veine, ce qui permet de prolonger la durée de cathétérisme.

La technologie BD Multiguard, conçue pour minimiser l'exposition au sang lors de l'insertion initiale du cathéter et éliminer le besoin de compression veineuse lors des connexions et déconnexions ultérieures.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------------|-----------|------|-----|------|
| <b>JAUNE</b>      |           |      |     |      |
| 0,7 x 19 mm - G24 | 110 94 90 | 2,49 | 30  | 2,30 |
| <b>BLEU</b>       |           |      |     |      |
| 0,9 x 25 mm - G22 | 110 94 70 | 2,49 | 30  | 2,30 |
| <b>ROSE</b>       |           |      |     |      |
| 1,1 x 25 mm - G20 | 110 94 30 | 2,49 | 30  | 2,30 |
| 1,1 x 32 mm - G20 | 110 94 40 | 2,49 | 30  | 2,30 |



### ANGIOCATH

Cathéter veineux périphérique droit en téflon, sans ailette.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------|-----------|-------|
| <b>GRIS</b>        |           |       |
| 1,7 (16G) x 83 mm  | 805 83 29 | 10,44 |
| 1,7 (16G) x 133 mm | 834 32 48 | 10,44 |
| <b>ORANGE</b>      |           |       |
| 2,1 (14G) x 83 mm  | 806 07 05 | 10,44 |
| 2,1 (14G) x 133 mm | 805 82 52 | 10,44 |



### CATHÉTER ÉQUIN EN POLYURÉTHANE

Mise en place pour une durée de 14 à 21 jours.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------|-----------|-------|
| <b>NOIR</b>        |           |       |
| 2,1 x 90 mm - G14  | 764 41 37 | 18,28 |
| 2,1 x 130 mm - G14 | 762 84 57 | 19,80 |
| <b>JAUNE</b>       |           |       |
| 2,8 x 130 mm - G12 | 818 24 08 | 20,58 |



### BOUCHON OBTURATEUR POUR CATHÉTER

S'adapte sur tous les cathétres.

| DÉSIGNATION                                 | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|---------------------------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| Bouchon obturateur jaune In Stopper Par 100 | 822 64 88 | 32,02 |     |       |
| Bouchon Stopper vert - Par 100              | 116 43 00 | 22,89 | 10  | 21,36 |
| Bouchon obturateur + opercule               | 114 64 10 | 0,28  |     |       |
| Bouchon Luer Lock Male BD                   | 115 86 70 | 0,15  | 100 | 0,11  |



### BOUCHON AVEC SITE INJECTION MILA

Empêche le reflux sanguin dans le cathéter.

Ne nécessite pas de serrage pour contrôler le reflux induit par la valve.

Luer-Lock mâle/ femelle.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT |
|----------------|-----------|------|
| Bouchon LL M/F | 113 62 70 | 2,52 |

## PERFUSEURS-TRANSFUSEURS



## PERFUSEUR JOKER - 2 SITES D'INJECTION

Perfuseur à 2 sites d'injection pour faciliter l'injection d'un animal sur la table ou dans la cage.

Équipé d'une chambre compte-gouttes avec filtre 15 µ, une molette de serrage et d'un clamp d'occlusion.

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------------------|-----------|------|-----|------|
| 20 gouttes/ml<br>240 cm | 109 22 20 | 1,23 | 25  | 1,16 |
| 60 gouttes/ml<br>175 cm | 116 76 50 | 1,30 | 25  | 1,15 |



## ANISSET PETITS ANIMAUX

Perfuseur à microgouttes : 60 gouttes/ml.

Longueur : 165 cm. Tube très rigide avec pointe de pénétration unique.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT |
|--------------------------|-----------|------|
| Perfuseur petits animaux | 824 36 47 | 4,31 |



## PERFUVET MICRO

Perfuseur à micro-débit de haute précision à deux sites d'injection pour très petits animaux (chiots, chatons, petits gabarits, NAC).

- Raccord luer-lock situé à 5 cm du premier site d'injection permettant de débrancher facilement la perfusion pour déplacer l'animal.
- Régulateur de débit haute précision permettant d'affiner la perfusion
- Calibrage 60 gouttes/ml. Tubulure PVC extra longue de 200 cm
- Deux sites d'injection à 20 cm et 110 cm de l'embase luer-lock.
- Corps de chambre transparent et souple pour le contrôle du débit et un amorçage rapide.
- Pointe acérée pour percer facilement tout type de flacon.
- Filtre à air obturable.
- Embout terminal luer-lock mobile et capuchon de protection.
- Coupe-débit instantané.

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------|-----------|-------|
| 2 m - Par 12 | 101 96 10 | 41,10 |

MOINS DE CECI

PLUS DE CECI

# Aniset Anti $\infty$ Kink®

UNIQUE: PERFUSEURS AVEC TUBULURES INÉCRASABLES POUR LES VÉTÉRINAIRES"  
ACHETEZ LES PERFUSEURS MILLPLEDGE



MILLPLEDGE  
VETERINARY

## INJECTION



### PRIMELINE

**Perfuseur par gravité.**

Perforateur en plastique transparent à prise d'air incorporée.  
Bague blanche.  
Perforateur bi-canal transparent avec prise d'air.  
Embout terminal de type luer lock protégé par un protecteur purgeable à double «coiffe» équipé d'une membrane hydrophobe permettant la purge du perfuseur sans enlever le protecteur.  
Résistance jusqu'à 0,5 bar (selon test norme ISO 8536-4).  
Le volume mort du perfuseur Intrafix Primeline peut varier de 12 à 15 mL selon le remplissage de la chambre compte-goutte allant jusqu'à l'anneau blanc.  
Calibrage 20 gouttes par ml.  
Sans DEHP au seuil de 0,1% m/m de matière de plastique homogène et sans latex.


| DÉSIGNATION                            | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|----------------------------------------|-----------|------|-----|------|
| Avec site d'injection à 30 cm - 175 cm | 820 31 16 | 1,51 | 100 | 1,30 |
| Avec robinet 3 voies à 60 cm - 185 cm  | 104 54 50 | 1,51 | 100 | 1,31 |



### INTRAFIX SAFESET LP

**La tubulure en PVC souple limite les obstructions.** Le filtre Air Stop retient la solution au niveau de la chambre compte-gouttes lorsque le contenant de la perfusion est vide ce qui évite de perfuser de l'air à l'animal et prévient le risque d'embolie gazeuse. Le débit se trouve alors légèrement ralenti. Chambre compte-gouttes calibrée à 20 gouttes/ml.  
Tubulure : 150 cm. Embout luer-lock équipé d'une membrane hydrophobe.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------------|-----------|------|-----|------|
| Perfuser Intrafix | 838 85 64 | 1,51 | 100 | 1,31 |



### PERFUVET SOLO

**Perfuseur à site d'injection unique pour petits animaux :** 20 gouttes/ml, tubulure PVC 180 cm.  
Régulateur de débit à roulette, site d'injection à 17 cm de l'embase Luer-Lock.  
Filtre à air obturable.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|-------------|-----------|-------|-----|-------|
| Par 25      | 112 99 20 | 23,37 | 12  | 22,98 |



### PERFUVET DUO

**Perfuseur petits animaux extra-long à 2 ports d'injection.** Tubulure en PVC de 200 cm pour éviter le recours à un prolongateur. 2 ports d'injection à respectivement 110 cm et 10 cm. Calibration 20 gouttes/ml.  
**Le Perfuvet Plug** est doté en plus d'un raccord Luer-Lock situé à 5 cm du premier site d'injection permettant de débrancher facilement la perfusion pour déplacer l'animal.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT |
|----------------------|-----------|-------|-----|------|
| Perfuvet Duo 200 cm  | 822 80 85 | 1,83  | 12  | 1,73 |
| Perfuvet Plug Par 12 | 827 66 41 | 23,80 |     |      |



### PERFUSEUR PERFUSEND - SANS SITE D'INJECTION

**Tubulure par gravité en PVC.** Sans DEHP, sans latex. Longueur 158 cm.  
Diam. Interne : 3 mm. 20 gouttes/ml.  
Chambre compte-gouttes avec perforateur, filtre 15 µm.

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT |
|------------------------|-----------|------|
| 20 gouttes/ml - 150 cm | 100 17 10 | 0,68 |



### PERFUSEUR OSALIA

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------------------|-----------|------|-----|------|
| 190 cm Régulateur débit | 107 79 20 | 3,57 | 10  | 3,20 |
| 200 cm                  | 107 79 10 | 0,99 | 25  | 0,89 |



### PERFUSEUR AVEC SITE INJECTION BD

**Perfuseur avec site injection, chambre composée de deux ailettes qui facilitent la pénétration de la poche ou du flacon.** Le filtre terminal permet de faire la purge sans enlever la capsule et sans perte de soluté.

| DÉSIGNATION                                 | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|---------------------------------------------|-----------|------|-----|------|
| 180 cm 20 gouttes/ml                        | 114 37 90 | 0,99 | 100 | 0,94 |
| 220 cm - Avec robinet 3 voies 20 gouttes/ml | 110 73 60 | 1,65 |     |      |



### PERFUSEUR SPIRALÉ

**Perfuseur hélicoïdal stérile sans latex.**  
Longueur : 350 cm avec régulateur de débit, site d'injection en Y.  
Embout luer-lock, 1 ml = 20 gouttes.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT |
|--------------------|-----------|------|
| Perfuser à spirale | 819 05 20 | 4,40 |



### PERFUSEUR BD AVEC RÉGULATEUR DE DÉBIT

**Régulateur de débit tambour monté sur perfuseur BD.** Le régulateur de débit a vocation à augmenter la précision du débit de perfusion. Constitué de : perforateur, chambre compte-gouttes avec filtre, régulateur de débit, site d'injection Y, clamp, Luer Lock mobile, filtre de purge.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 222 cm      | 116 08 50 | 2,27 |





## PERFUSEUR HÉLICOÏDAL 1 PERFORATEUR

Perfuseur hélicoïdal pour petits animaux, poulain.

Sans DEHP, raccord en Y.

D. intérieur : 3 mm. D. extérieur : 4,1 mm.

Longueur : 3,6 m.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT |
|----------------------|-----------|------|
| Perfuseur hélicoïdal | 113 05 70 | 6,93 |



## ANISSET

Perfuseur sans latex avec 2 ports d'injection en Y, 20 gouttes/ml, longueur : 2 m. Raccord permettant de déconnecter la perfusion lorsque l'animal a besoin d'être déplacé. Tube très rigide avec pointe de pénétration unique.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT |
|------------------|-----------|------|
| Perfuseur Aniset | 825 65 26 | 2,95 |



## ANISSET SPIRALÉ

Perfuseur hélicoïdal pour poulain avec prolongateur déconnectable.

Spécialement conçu pour un usage vétérinaire. Bonne qualité de tubulure pour une meilleure mobilité et confort d'utilisation.

Débit : 20 gouttes/ml.

Longueur détendu : 3,5 m.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT |
|--------------------------|-----------|------|
| Perfuseur Aniset spiralé | 825 64 95 | 5,29 |



## ANISSET DIAL A FLOW

Perfuseur avec régulateur de débit très précis (5-250 ml/heure), pour une meilleure précision lors de l'administration de petits volumes. 20 gouttes/ml. Tube très rigide avec une pointe de pénétration unique.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT |
|------------------------------|-----------|------|
| Perfuseur Aniset Dial a flow | 820 22 98 | 3,78 |




## EXADROP

Régulateur de débit de précision pour la perfusion par gravité.

- régulateur avec graduation fine,
- taux de débit constant,
- clamp pour l'interruption de courte durée de la perfusion,
- embout Luer Lock.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------|-----------|------|-----|------|
| 180 cm      | 826 80 44 | 2,99 | 50  | 2,70 |
| 210 cm      | 826 80 50 | 3,68 | 50  | 3,20 |



## INFUSOMAT

Perfuseur pour pompe à perfusion

Infusomat, stérile, à usage unique, destiné à l'administration parentérale de préparations injectables. Perforateur plastique à prise d'air incorporée avec membrane hydrophobe, assurant la filtration bactériologique de l'air. Prise d'air obturable par un clapet. Compte-gouttes calibré à 20 gouttes par ml. Tubulure transparente (diam. intérieur 3 mm, diam. extérieur 4,1 mm). Clamp de sécurité anti free-flow vert. Embout terminal de type luer lock.

| DÉSIGNATION                                   | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-----------------------------------------------|-----------|------|-----|------|
| Infusomat Spaceline 250 cm                    | 835 93 67 | 2,68 | 100 | 2,24 |
| Infusomat Spaceline 1 site d'injection 270 cm | 828 59 01 | 3,85 | 100 | 3,25 |
| Infusomat Spaceline 2 sites d'injection       | 821 96 37 | 8,96 | 25  | 7,70 |
| Infusomat PlusLine 1 site d'injection 300 cm  | 113 33 20 | 2,75 |     |      |

## INJECTION



## DISPOSITIF ANTI-PINCEMENT

Le système Anchor se fixe sur les tubulures standards (maximum : 4 mm) afin d'éviter les problèmes de pincement ou d'entortillement des tubes de perfusion. Il permet également de stabiliser la tubulure et faciliter la fixation du cathéter.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Par 10      | 828 58 41 | 11,15 |



## DISPOSITIF ANTI-PINCEMENT K-STAR

Dispositif anti-pincement pour perfuseur.

Limite le risque d'entortillement de la tubulure. Il se positionne dans n'importe quel sens et est rapide à mettre en place.

Adaptable : utilisation à 4 ou 5 branches en fonction de la situation.

Il peut être utilisé sur les tubulures standards de 4 mm de diamètre maximum.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT |
|--------------------------|-----------|------|
| K-Star - d.3 cm - Par 50 | 102 05 70 | 9,29 |



## ATTELLE DE PROTECTION DE CATHÉTER

Atelle en plastique flexible robuste mais léger conçue pour protéger le site de fixation des cathéters intraveineux chez les chiens.

Permet d'éviter les pansements. Facile à appliquer, il suffit de sélectionner la bonne taille permettant une bonne couverture du site d'insertion du cathéter.

Fixation par sangles velcro. Une tubulure de perfusion peut être insérée dans les boucles intégrées si nécessaire.

Réutilisable (autoclavable ou nettoyage avec un désinfectant classique).

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| Taille M    | 116 72 40 | 4,65 |
| Taille L    | 116 81 70 | 5,34 |
| Taille XL   | 116 81 60 | 5,52 |

## INJECTION



### EASYPUMP II

Le système Easypump® II est destiné à administrer un traitement par perfusion intraveineuse, sous-cutanée ou périurale continue (selon le modèle du diffuseur). Diffuseur portable avec une membrane élastomérique en silicone, une enveloppe de protection en PVC souple et un tube d'extension en PVC muni d'un filtre à air et à particules. Fonctionne sans courant et autorise parfois un retour à la maison.

**Contre-indications :** injection de sang, de produits sanguins, d'insuline, de nutrition parentérale totale, d'émulsions lipidiques.

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------|-----------|-------|
| 125 ml - 5 ml/h - 25 h  | 111 42 70 | 31,10 |
| 270 ml - 10 ml/h - 27 h | 111 42 80 | 38,88 |



### PROLONGATEUR POUR PERFUSEUR

Le prolongateur permet de gagner du temps sur les injections, d'éviter de se blesser les mains, de supprimer les causes de cassures d'aiguilles, de limiter les pertes de produits.

Mâle/Femelle.

| DÉSIGNATION                               | RÉFÉRENCE | € HT   | UV2 | € HT |
|-------------------------------------------|-----------|--------|-----|------|
| 10 cm - d.int.3,0 / ext.4,1 mm            | 116 43 20 | 0,49   | 200 | 0,44 |
| 25 cm - d.int. 3,0 / ext. 4,0 mm - Par 12 | 826 45 89 | 8,80   |     |      |
| 50 cm - d.int. 1,6 / ext. 2,5 mm - Par 12 | 821 25 69 | 10,42  |     |      |
| 50 cm - d.int 3 mm                        | 116 66 60 | 0,88   | 200 | 0,57 |
| 50 cm - d.int. 3 / ext. 4 mm - Par 12     | 823 35 19 | 9,74   |     |      |
| 70 cm - d.int. 2,5 / ext. 4 mm - Par 12   | 821 25 52 | 12,74  |     |      |
| 100 cm - d.int.1,0 / ext.2,5 mm           | 826 81 79 | 0,83   |     |      |
| 150 cm - d.int.3 / ext.4 mm               | 800 19 38 | 1,00   | 200 | 0,82 |
| 150 cm - Haute pression 40b d.int. 1 mm   | 114 04 20 | 1,09   | 200 | 0,90 |
| 200 cm - Spirale                          | 828 54 62 | 3,73   |     |      |
| 200 cm d.int. 3 mm                        | 805 87 66 | 0,77   | 100 | 0,74 |
| <b>BBRAUN</b>                             |           |        |     |      |
| 25 cm - Par 100                           | 108 92 00 | 148,63 |     |      |
| 150 cm - Spirale d.int : 2 mm - Par 50    | 104 59 90 | 348,60 |     |      |
| 200 cm                                    | 100 08 30 | 1,64   | 100 | 1,51 |
| 300 cm - Spirale d.int : 1 mm - Par 50    | 104 60 00 | 387,04 |     |      |



### PROLONGATEUR AVEC SITE D'INJECTION

Dispositif stérile, à usage unique, destiné à être raccordé aux dispositifs de perfusion, par gravité uniquement.

| DÉSIGNATION                     | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT |
|---------------------------------|-----------|-------|-----|------|
| 25 cm - d.int 3 mm x d.ext 4 mm | 114 74 20 | 0,50  | 200 | 0,41 |
| Infusjet 26,5 cm Par 25         | 108 68 80 | 28,69 |     |      |



### PROLONGATEUR LECTROCATH

Le LectroCath se raccorde à un cathéter artériel pour la mesure de la pression artérielle ou à un cathéter veineux lorsque le prolongateur véhicule un soluté, des médicaments présentant des interactions avec le PVC (absorption, adsorption, réaction chimique avec l'un des composants du PVC). Le polyéthylène présente en effet une excellente inertie chimique.

Femelle Luer-lock/Mâle Luer-lock.

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------|-----------|--------|
| d. 1 x 2 mm - 2 m - Par 50 | 112 99 40 | 124,80 |



### PERFUVET LARGE

Perfuseur pour grands animaux extra long, gros débit.

- Tubulure PVC extra longue de 230 cm très résistante.
- Chambre compte-goutte de grande capacité (30 ml), souple et résistante, étudiée pour un amorçage rapide, calibrage 20 gouttes/ml.
- Pointe acérée pour percer facilement tout type de flacon.
- Filtre à air obturable.
- Embout terminal Luer-Lock mobile avec capuchon de protection.
- Régulateur de débit à roulettes et coupe débit instantané.

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT |
|------------------------|-----------|------|
| 230 cm - 20 gouttes/ml | 111 30 10 | 2,14 |



### PERFUSEUR EN Y À GROS DÉBIT

Sans prise d'air.  
D. intérieur : 4,8 mm - D. extérieur : 6,8 mm.

| DÉSIGNATION                          | RÉFÉRENCE | € HT |
|--------------------------------------|-----------|------|
| Perfuseur en Y à gros débit - 230 cm | 805 36 39 | 3,43 |



### PERFUSEUR HÉLIOÏDAL STAT ÉQUIN

Perfuseur stérile composé de : 2 trocarts de perfusion, 3 sites d'injection, 1 chambre de goutte à goutte, 1 tubulure hélicoïdale extensible.

D. intérieur : 4 mm - D. extérieur : 6 mm.

| DÉSIGNATION                      | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------------|-----------|--------|
| Perfuseur 4 perforateurs - 5,3 m | 822 81 68 | 34,43  |
| Perfuseur 2 perforateurs - 4,3 m | 762 84 86 | 49,27  |
| Support perfusion 5 poches       | 833 37 12 | 285,54 |



### PERFUSEUR ANISET L/A ÉQUIN

Set de perfusion pour grands animaux. Permet d'administrer un grand volume de liquide sur une longue période. Tubulure diamètre 4,8 mm. 300 cm.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------|-----------|-------|
| 2 perforateurs | 106 20 80 | 33,14 |
| 4 perforateurs | 106 21 00 | 36,27 |



## PERFUSEUR GRANDS ANIMAUX GÉNIA

Dispositif d'injection intraveineuse de grands volumes. Tube d. 4/7 mm.

| DÉSIGNATION                       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------------|-----------|-------|
| <b>RÉUTILISABLE</b>               |           |       |
| 1 - Imovalve - 150 cm             | 800 18 78 | 9,07  |
| 3 - Imométal - 150 cm             | 848 00 34 | 22,22 |
| <b>USAGE UNIQUE</b>               |           |       |
| 2 - Imoplast UU - 150 cm          | 822 38 57 | 2,48  |
| <b>PIÈCES DE RECHANGE</b>         |           |       |
| Cloche                            | 801 48 81 | 4,05  |
| Tube versilic 4 x 8 mm - Le mètre | 801 49 12 | 4,08  |
| Embout Luer-Lock                  | 801 48 98 | 7,60  |
| Raccord plastique                 | 848 00 28 | 1,04  |



## SET DE TRANSFERT TRANSOFIX

Utilisé pour la reconstitution de liquides stériles.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------|-----------|-------|
| Transofix - Par 50 | 838 59 33 | 62,15 |



## ROBINET 3 VOIES

Sans latex et sans PVC. Résiste aux lipides, cytostatiques et antiseptiques.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT |
|-----------------|-----------|------|
| Robinet 3 voies | 114 60 50 | 0,80 |



## PERFUSEUR RÉGLABLE GRANDS ANIMAUX

Perfuseur destiné aux très grands animaux type bovins et équins. Réglage du débit par une molette plastique. Régulateur à gorge permettant une régulation stable et précise du volume. Filtre de surface important pour un débit rapide. Filtre sur la chambre compte-gouttes. Luer-lock mobile en bout de tubulure (la tubulure ne tourne pas sur elle-même lors du branchement).

D. intérieur : 4,8 mm - D. extérieur : 6,8 mm.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|--------------------|-----------|------|-----|------|
| Perfuseur - 250 cm | 801 49 35 | 2,90 | 50  | 2,58 |



## MANCHETTE À PRESSION

Pour accélérer la vitesse de perfusion.

| DÉSIGNATION                   | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------|-----------|--------|
| 5 l - Avec manomètre et poire | 109 15 30 | 335,60 |

## CONNECTEUR MICROCLAVE MILA

Connecteur avec perforateur IV d'un côté et raccord à vis de l'autre pour une connexion sur un prolongateur ou une seringue Luer-Lock.




| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT |
|-----------------------|-----------|------|
| Connecteur MicroClave | 104 36 20 | 3,50 |

## COMBIFIX

Adaptateurs permettant de combiner différents types d'embouts.



| DÉSIGNATION                         | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------------|-----------|--------|
| Luer Lock Femelle / Femelle Par 100 | 103 74 70 | 309,18 |
| Luer Lock Mâle / Mâle - Par 100     | 104 60 30 | 76,42  |



## RACCORD DOUBLE

Pour tube de 4 à 12 mm.  
Emballage individuel stérile.

| DÉSIGNATION                       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------------|-----------|-------|
| Raccord double 6 à 12 mm - Par 10 | 103 62 40 | 56,76 |

# ANISSET™ L/A

Set de perfusion hélicoïdal équin de haute qualité avec 2 ou 4 pointes d'insertion munies de colsons, gros débit avec des pinces d'arrêt, tube spirale de 3,8 mètres étiré et colson souple pour attacher à la crinière du cheval.

# ANICATH™ L/A

Cathéter équin long terme à ailettes : matériau : Polyuréthane. Élimine le risque de thromboses. Peut être laissé en place jusqu'à 21 jours. Résistant aux courbures.

*Ailettes flexibles facile à positionner et suturer*

*Pas de retournement*

*360° de rotation*  
Sur les 2 et 4 pointes au dessus de la chambre à gouttes.



# INJECTION



## TRANSFUSEUR

Chambre du perfuseur sous le perforateur avec compte-goutte, calibré à 20 gouttes/ml. Filtre à sang inversé de 10 cm<sup>2</sup> à ouverture des mailles de 200 µ placé dans la chambre.  
Tubulure : d. interne 3 mm, d. externe 4 mm.  
Régulateur de débit : pince à roulette et embout terminal mâle, luer-lock, mobile.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------|-----------|------|-----|------|
| 192 cm      | 115 74 10 | 1,14 | 100 | 1,12 |



## POCHE À TRANSFUSION CHAT

Pour le prélèvement et le stockage du sang facilement et rapidement.  
La version simple ne nécessite pas de matériel additionnel. L'ajout d'anticoagulant ACD permet une durée de stockage du sang total jusqu'à 4 semaines (à conserver entre 1°C et 6°C).  
Chaque poche est équipée d'un port qui permet l'injection d'additifs après séparation.  
Le pack est livré avec un épicrotène, une seringue (60 ml) et une aiguille (18G).  
Sans anticoagulant.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------|-----------|-------|
| Poche simple 60 ml | 104 34 40 | 19,45 |



## ANTICOAGULANT POUR POCHE À SANG ACD.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 500 ml      | 829 86 83 | 17,24 |



## POCHE À SANG

Pour les poches sans ACD : 1 l de préparation = 875 ml de sang et 125 ml d'anticoagulant.

| DÉSIGNATION                      | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT |
|----------------------------------|-----------|-------|-----|------|
| AVEC ACD                         |           |       |     |      |
| 1 - 250 ml                       | 110 17 60 | 7,66  | 20  | 7,31 |
| 1 - 450 ml                       | 110 17 70 | 7,71  | 20  | 7,37 |
| 2 - 250 ml avec cathéter Par 5   | 112 79 70 | 29,51 |     |      |
| 2 - 500 ml avec cathéter - Par 5 | 116 14 50 | 26,14 |     |      |
| SANS ACD                         |           |       |     |      |
| 3 - 150 ml                       | 819 97 74 | 25,46 |     |      |
| 3 - 4 l                          | 806 18 57 | 52,78 |     |      |



## FILTRE SANGUIN

Filtre en acier inoxydable conçu pour filtrer les particules dans les composants sanguins jusqu'à 18 microns.

L'embout Luer permet l'utilisation d'une seringue standard sans aiguille.  
Capacité du filtre 50 cc pour le sang total.  
Capacité de filtre de 20 cc pour tous les autres composants sanguins.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------|-----------|-------|
| Filtre 18 microns | 112 74 30 | 13,34 |

# ADMINISTRATION DES ANTICANCÉREUX



## PHASEAL OPTIMA

PhaSeal Optima est un dispositif de transfert en système clos strict (liquide et vapeur) utilisé pour la préparation, le transfert et l'administration de médicaments par voie parentérale.

Le fonctionnement de BD PhaSeal est basé sur 2 technologies :

- La double membrane présente sur chaque composant assure des connexions sèches entre les différents composants BD PhaSeal.
- La chambre d'expansion du Protector égalise les pressions dans le dispositif.

Le système est constitué de 3 composants qui forment ensemble un système strictement clos.

- Le Protector se fixe sur le flacon de médicament et assure une égalisation de pression en système clos via la chambre d'expansion étanche.
- L'Injector se fixe sur une seringue Luer-Lock. Cette canule d'injection encapsule l'aiguille pendant toute la manipulation pour limiter les risques de piqûre accidentelle.
- Le Connector se fixe sur la voie d'accès au patient permettant l'administration du médicament en système clos.

| DÉSIGNATION                                                           | RÉFÉRENCE | € HT |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| 1 - Protector bleu P13-O - D. flacon : 13 mm - volume chambre : 10 ml | 113 06 00 | 7,85 |
| 2 - Protector vert P20-O - D. flacon : 20 mm - volume chambre : 50 ml | 113 06 10 | 7,55 |
| 3 - Injector N35-O - Canule (18G) Volume int. de l'aiguille : 0,04 ml | 113 05 80 | 5,69 |
| 4 - Connector C35-O Volume résiduel : 0,16 ml                         | 113 06 20 | 2,75 |
| 5 - Adaptateur de perfusion C100-O                                    | 113 06 30 | 3,11 |



## CHEMFORT

La protection contre l'exposition aux médicaments dangereux commence par le dispositif de transfert de médicaments à système clos (CSTD).

Chemfort est un dispositif de transfert en système clos (CSTD) qui empêche mécaniquement la libération de médicaments, y compris les antinéoplasiques et les substances dangereuses, sous forme liquide, vapeur, ou d'aérosol, que ce soit durant la préparation, la reconstitution, la composition ou l'administration, minimisant ainsi l'exposition aux substances dangereuses des individus, du personnel médical et de l'environnement.

**Chemfort empêche l'introduction de contaminants microbiens et aéroportés** dans le transfert du médicament ou du fluide jusqu'à 7 jours et pour 10 activations du système.

| DÉSIGNATION                                                             | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----|------|
| 1 - Adaptateur flacon 20 mm MG245248 vol.mort : 0.035 ml                | 115 53 00 | 4,46  | 50  | 4,17 |
| 2 - Adaptateur Luer Lock en système clos MG245250 vol. mort : 0.0006 ml | 115 53 10 | 1,18  | 100 | 1,10 |
| 3 - Adaptateur seringue en système clos MG245267 vol. mort : 0.020 ml   | 115 53 20 | 6,32  | 50  | 5,90 |
| 4 - Adaptateur seringue à verrouillage MG245277 vol.mort : 0.020 ml     | 115 53 80 | 8,68  |     |      |
| 5 - Adaptateur pour poche avec ligne MG245259 vol. mort : 0.222 ml      | 115 53 30 | 4,34  |     |      |
| 6 - Adaptateur Spike connexion Twist Med MG245251 vol. mort : 0.088 ml  | 115 53 40 | 5,25  |     |      |
| 7 - Adaptateur CSTD MG245252                                            | 115 53 50 | 4,81  |     |      |
| 8 - Ligne Y pour poche MG245253                                         | 115 54 00 | 10,70 |     |      |

## PRÉLÈVEMENTS SANGUINS



## GARROT LATEX

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------------|-----------|------|
| Garrot plat 70 cm | 800 17 66 | 3,66 |



## GARROT NIPLOK

Garrot en plastique avec un cordon élastique solide, parfait pour les petits animaux.

Le mécanisme de libération rapide permet une utilisation d'une seule main.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT |
|---------------|-----------|------|
| Garrot Niplok | 833 83 07 | 4,04 |



## GARROT TYPE STRIP QUICK

Garrot de type Strip Quick avec poussoir vissé.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| Garrot                   | 800 17 72 | 28,58 |
| <b>PIÈCE DE RECHANGE</b> |           |       |
| Caoutchouc rechange      | 800 17 37 | 10,04 |
| Système de fermeture     | 823 42 81 | 9,99  |



## GARROT PRAEMETA

Fermeture métallique résistante en alliage spécial haut de gamme.

Excellente élasticité, décompression progressive.

Utilisation d'une main pour serrer/tirer sur l'extrémité de la bande

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------|-----------|-------|
| Garrot Praemeta | 801 70 98 | 77,52 |

## INJECTION



## GARROT TYPE KAWE

Fermeture plastique et desserrage progressif.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Garrot      | 109 89 90 | 10,06 |



## GARROT POUR CHAT

Garrot pour chat en forme de pince. Mise en place et retrait simple et rapide. Peut également être utilisé sur des chiens de petite taille.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------|-----------|-------|
| Garrot pour chat | 818 83 45 | 24,72 |



## TUBE MULTIVETTE

Microtube capillaire pour prélèvement de sang veineux.

Une aiguille est fixée au tube capillaire. Permet un remplissage automatique du tube interne grâce à la pression intraveineuse.

| DÉSIGNATION                       | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|-----------------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| <b>ORANGE</b>                     |           |       |     |       |
| Héparine Lithium 0,6 ml - Par 100 | 807 70 31 | 47,66 | 10  | 39,65 |
| <b>VIOLET</b>                     |           |       |     |       |
| EDTA 0,6 ml Par 100               | 823 38 96 | 47,67 | 10  | 39,05 |
| <b>BLANC</b>                      |           |       |     |       |
| Serum 0,6 mL Par 100              | 115 87 90 | 40,83 | 10  | 31,41 |

# INJECTION

## MICROTUBE

| DÉSIGNATION                                          | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|------------------------------------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| <b>ROUGE</b>                                         |           |       |     |       |
| EDTA 1,3 ml<br>Par 100                               | 843 35 89 | 34,78 | 10  | 28,99 |
| <b>VIOLET</b>                                        |           |       |     |       |
| EDTA K3 0,25 ml<br>Par 50                            | 104 57 40 | 42,23 | 10  | 39,51 |
| EDTA 0,6 ml<br>Par 100                               | 823 38 96 | 47,67 | 10  | 39,05 |
| <b>MARRON</b>                                        |           |       |     |       |
| VetTest Sérum gel<br>1,1 ml - Par 100                | 807 70 19 | 52,71 | 10  | 45,41 |
| <b>ORANGE</b>                                        |           |       |     |       |
| Microvette -<br>Héparine lithium<br>0,3 ml - Par 100 | 820 63 10 | 65,98 | 10  | 56,16 |
| Héparine Lithium<br>1,3 ml - Par 100                 | 805 93 23 | 36,39 | 10  | 31,09 |
| Gradué avec bille                                    |           |       |     |       |



## TUBE À PRÉLÈVEMENT VACUETTE

Tube de prélèvement Greiner Bio-One sous vide en PET (polyéthylène téréphtalate). Bouchon vissant qui évite les projections. Les tubes sont présentés debout sur plaques de polystyrène sécables (5 rangées de 10 tubes).

| DÉSIGNATION                                                                   | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2   | € HT  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 1 - Adaptateur Luer (pour utilisation d'aiguille simple)<br>Par 100           |           |       |       |       |
| 828 73 08                                                                     | 17,74     | 3     | 17,10 |       |
| 2 - Corps de tube standard<br>Par 100                                         |           |       |       |       |
| 115 92 90                                                                     | 7,85      | 20    | 7,20  |       |
| <b>BOUCHON BLANC - SEC - ANALYSE LIQUIDE CÉPHALORACHIDIEN</b>                 |           |       |       |       |
| 4 ml - Par 50                                                                 | 828 70 53 | 7,50  | 6     | 7,13  |
| 9 ml - Par 50                                                                 | 828 70 76 | 8,39  | 6     | 8,03  |
| <b>BOUCHON ROUGE VIF - AVEC SÉRUM SÉPARATEUR ET ACTIVATEUR DE COAGULATION</b> |           |       |       |       |
| 3,5 ml - Par 50                                                               | 828 71 65 | 11,49 | 6     | 10,87 |
| 8 ml - Par 50                                                                 | 828 72 77 | 13,44 | 6     | 12,83 |




| DÉSIGNATION                                                              | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| <b>BOUCHON ROUGE - AVEC SÉRUM ACTIVATEUR DE COAGULATION</b>              |           |       |     |       |
| 3 ml - Par 50                                                            | 828 71 42 | 6,68  | 6   | 6,30  |
| 4 ml - Par 50                                                            | 828 71 59 | 7,04  | 6   | 6,68  |
| 5 ml - Vrac 50                                                           | 818 02 37 | 7,16  | 6   | 6,79  |
| 5 ml - Par 50                                                            | 818 02 43 | 7,02  | 6   | 6,75  |
| 9 ml - Par 100                                                           | 828 72 60 | 7,63  | 3   | 7,12  |
| <b>BOUCHON VERT - HÉPARINE LITHIUM - BIOCHIMIE</b>                       |           |       |     |       |
| 3 ml - Par 50                                                            | 828 71 71 | 9,05  | 6   | 8,69  |
| 4 ml - Vrac 50                                                           | 819 03 59 | 9,81  | 3   | 9,43  |
| 9 ml - Par 50                                                            | 828 71 94 | 9,91  | 6   | 9,49  |
| <b>BOUCHON MAUVE - EDTA - HÉMATOLOGIE</b>                                |           |       |     |       |
| K3 - 1 ml - Par 50                                                       | 102 23 20 | 6,70  | 6   | 6,32  |
| K3 - 3 ml - Par 50                                                       | 828 72 48 | 6,70  | 6   | 6,32  |
| K3 - 4 ml - Par 50                                                       | 828 72 54 | 7,09  | 6   | 6,70  |
| K2 - 9 ml - Par 50                                                       | 828 71 36 | 7,94  | 6   | 7,55  |
| <b>BOUCHON BLEU - CITRATE DE SODIUM 3,8% - PARAMÈTRES DE COAGULATION</b> |           |       |     |       |
| 1,8 ml - Par 50                                                          | 828 70 82 | 8,64  | 6   | 8,15  |
| 3,6 ml - Par 50                                                          | 828 71 07 | 8,64  | 6   | 8,14  |
| 4 ml - Vrac 50                                                           | 819 03 42 | 8,64  | 6   | 8,15  |
| 9 ml - Par 50                                                            | 106 77 20 | 12,43 | 6   | 11,82 |
| <b>BOUCHON GRIS - FLUORURE/OXALATE - GLYCÉMIE, LACTATE</b>               |           |       |     |       |
| 4 ml - Par 50                                                            | 828 71 13 | 8,34  | 6   | 7,92  |

Optimisez la qualité de vos prélèvements sanguins !



Ordre de prélèvement à respecter



\* Ces recommandations sont valables pour les tubes de prélèvement de la famille des Microvette® 100 à 500 µl, microtubes 1,3 ml bouchons attachés ou à vis, Multivette® 600.

La large gamme de dispositifs SARSTEDT permet un prélèvement adapté à chaque animal.



making a difference

# SOLUTIONS DE PRÉLÈVEMENT VACUETTE®

Qualité, sécurité et traçabilité



Contact : Distri Conseil  
Téléphone : 06 08 23 18 37



## AIGUILLE ET TUBE VACUTAINER BECTON DICKINSON

Aiguille et tube de prélèvement sous vide Becton-Dickinson.



| DÉSIGNATION                                                               | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| <b>1 - AIGUILLES DOUBLES</b>                                              |           |       |     |       |
| 7/10 x 25 mm<br>Noir - Par 100                                            | 113 52 70 | 9,37  | 10  | 8,93  |
| 9/10 x 25 mm<br>Jaune - Par 100                                           | 106 97 50 | 9,49  | 10  | 9,10  |
| 9/10 x 40 mm<br>Jaune - Par 100                                           | 828 74 32 | 9,29  | 10  | 8,89  |
| 12/10 x 25 mm<br>Rose - Par 100                                           | 829 44 55 | 9,98  | 10  | 9,51  |
| 12/10 x 38 mm<br>Rose - Par 100                                           | 829 43 14 | 9,98  | 10  | 9,51  |
| <b>ACCESSOIRES</b>                                                        |           |       |     |       |
| 2 - Adaptateur Luer<br>pour utilisation<br>d'aiguilles simples<br>Par 100 | 828 74 90 | 16,02 | 10  | 15,62 |
| 3 - Corps 5 ml<br>Par 20                                                  | 828 74 84 | 18,95 | 5   | 18,02 |
| 4 - Corps 5 ml UU<br>Par 250                                              | 834 96 01 | 12,15 |     |       |
| Portoir plastique<br>10 tubes<br>Par 100                                  | 829 44 61 | 23,66 |     |       |
| <b>BOUCHON BLANC - TUBE DE PURGE SEC</b>                                  |           |       |     |       |
| 4 ml - Par 100                                                            | 828 73 14 | 10,87 | 10  | 10,49 |
| <b>BOUCHON ROUGE - TUBE SEC SILICONÉ VERRE</b>                            |           |       |     |       |
| 5 ml - Par 40                                                             | 624 50 85 | 8,96  | 5   | 8,57  |
| <b>BOUCHON ROUGE - SILICE ET SÉPARATEUR DE SÉRUM</b>                      |           |       |     |       |
| 4 ml - Par 100                                                            | 828 58 87 | 10,53 | 10  | 10,13 |
| 8,5 ml - Par 100                                                          | 828 74 78 | 21,80 | 10  | 20,91 |
| <b>BOUCHON MAUVE - ETDA K2 - HÉMATOLOGIE</b>                              |           |       |     |       |
| 2 ml - Par 100                                                            | 828 73 89 | 12,72 | 10  | 12,45 |
| 3 ml - Par 100                                                            | 828 74 49 | 11,09 | 10  | 10,66 |
| 4 ml - Par 100                                                            | 828 74 55 | 11,91 | 10  | 11,52 |
| 10 ml - Par 100                                                           | 828 73 72 | 15,99 | 10  | 15,46 |
| <b>BOUCHON VERT - HÉPARINE LITHIUM</b>                                    |           |       |     |       |
| 2 ml - Par 100                                                            | 828 73 95 | 13,05 | 10  | 12,54 |
| 4 ml - Par 100                                                            | 828 74 03 | 13,01 | 10  | 12,49 |
| <b>BOUCHON JAUNE - SST ACTIVATEUR DE COAGULATION</b>                      |           |       |     |       |
| 3,5 ml - Par 100                                                          | 100 02 00 | 18,95 |     |       |



## AIGUILLE VACUETTE

Aiguille à prélèvement sous vide Greiner Bio-One.

| DÉSIGNATION                                       | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|---------------------------------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| 7/10 x 25 mm<br>Prélèvement<br>multiple - Par 100 | 828 72 02 | 12,24 | 3   | 11,73 |
| 7/10 x 40 mm<br>Par 100                           | 828 72 25 | 12,12 | 3   | 11,48 |
| 9/10 x 25 mm<br>Prélèvement<br>multiple - Par 100 | 828 72 19 | 12,24 | 3   | 11,73 |
| 9/10 x 40 mm<br>Par 100                           | 828 72 31 | 12,12 | 3   | 11,48 |
| 12,5/10 x 25 mm<br>Par 100                        | 818 02 72 | 11,71 | 3   | 11,07 |
| 12,5/10 x 38 mm<br>Par 100                        | 818 02 89 | 11,35 | 3   | 10,88 |

## INJECTION



### TUBE DE PRÉLÈVEMENT À VIDE

Tube de prélèvement à vide.

- Température de stockage : 4-25 °C.
- Durée de conservation : 2 ans.
- Le tube est en PET.
- Le couvercle est un capuchon en PP avec une membrane en caoutchouc.
- Tube à vide.

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT |
|------------------------|-----------|------|
| <b>MAUVE - EDTA K2</b> |           |      |
| 2 mL - Par 100         | 116 99 00 | 8,41 |
| 5 mL - Par 100         | 116 99 10 | 8,94 |
| <b>VERT - HÉPARINE</b> |           |      |
| 2 mL - Par 100         | 116 99 30 | 9,46 |
| 5 mL - Par 100         | 116 99 40 | 9,73 |
| <b>ROUGE - SEC</b>     |           |      |
| 2 mL - Par 100         | 116 99 50 | 8,41 |
| 5 mL - Par 100         | 116 99 60 | 8,90 |



### TUBE PLASTIQUE POUR PRÉLÈVEMENT

Tube plastique pour le recueil du sang.

| DÉSIGNATION                            | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|----------------------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| 5 ml - Bouchon rouge - Sec - Par 100   | 803 46 13 | 6,92  | 10  | 5,47  |
| 5 ml - Bouchon mauve - EDTA K3 Par 100 | 803 45 47 | 11,35 | 10  | 10,07 |



### PORTOIR POUR TUBES

Portoir pour 5 x 12 tubes diamètre maximum 16 mm en polypropylène.  
Dimensions : 246 x 105 x H 72 mm.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|-------------|-----------|-------|-----|-------|
| Bleu        | 117 18 60 | 12,19 | 5   | 10,76 |

### VACUETTE CODE-BARRE EDTA K3

Tube PET (polyéthylène téréphthalate) pré-code barré utilisé pour des analyses d'hématologie et immuno-hématologie dans le sang total.



| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------|-----------|--------|
| 4 ml - Violet - Par 600 | 115 94 50 | 103,43 |



### PORTOIR 10 TUBES

Portoir thermoformé 10 tubes pour le transport d'échantillons biologiques de prophylaxie.  
Portoir adapté à la boîte postale fourreau.

| DÉSIGNATION                                      | RÉFÉRENCE | € HT |
|--------------------------------------------------|-----------|------|
| Portoir 10 tubes                                 | 805 40 18 | 0,35 |
| Boîte postale fourreau carton 18,7 x 22 x 115 mm | 842 61 87 | 0,47 |

### TRANSPORT D'ÉCHANTILLONS

Boîte d'expédition postale en polypropylène blanc opaque. Couvercle à charnières avec 4 pressions de sécurité. Pour 5 tubes de 5 ml ou 4 tubes de 10 ml.  
Dimensions extérieures : L 35 x l 90 x h 23 mm.

| DÉSIGNATION                             | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-----------------------------------------|-----------|------|-----|------|
| Boîte expédition postale 6 tubes 5/7 ml | 108 32 90 | 1,33 | 172 | 1,20 |



### LANCETTE DE PRISE DE SANG

Lancette Vitrex® Steel pointe plate emballage unitaire.

| DÉSIGNATION                         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------------|-----------|-------|
| Lancette de prise de sang - Par 200 | 838 20 24 | 10,48 |



## AGRAFEUSES



### SET DE SUTURE STÉRILE

Set prêt à l'usage pour réaliser une suture. Une solution simple au besoin d'intervention en urgence.

Composé de :

- 1 Blister 15,5 x 19 cm / 4 alvéoles
- 1 Champ non tissé 1 face plastique 45 x 45 cm troué 5 x 6,5 cm centré + 2 stickers adhésifs
- 1 Champ cellulose 30 x 48 cm
- 5 Compresses non tissé 7,5 x 7,5 cm 4 plis 30 g
- 1 Pince inox Adson 12 cm à griffes
- 1 Ciseaux inox 12 cm droit bout pointu embout siliciné
- 1 Porte aiguille 14 cm
- 1 Champ ouate 1 face plastique 45 x 45 cm à plat
- 8 Compresses non tissé 7,5 x 7,5 cm 4 plis 30 g
- 8 Tampons de gaze 3 cm

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|--------------------|-----------|------|-----|------|
| Set suture stérile | 109 77 80 | 5,84 | 40  | 4,98 |



### AGRAFEUSE APPOSE

Contenance : 35 agrafes.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|------------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| 35 R standard (5,7 x 3,8 mm) | 800 82 60 | 25,64 | 12  | 25,00 |
| 35 W large (6,9 x 3,8 mm)    | 800 83 37 | 25,70 | 12  | 24,98 |



### AGRAFEUSE VISISTAT

Fermeture de la peau en chirurgie générale, thoracique, obstétrique, gynécologique, orthopédique, cardiovasculaire, urologique et plastique.

| DÉSIGNATION                           | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|---------------------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| 35 agrafes standard (5,7 x 3,9 mm)    | 843 00 94 | 17,69 | 6   | 14,30 |
| 35 agrafes larges 35 W (6,5 x 4,7 mm) | 805 14 16 | 16,61 | 6   | 13,31 |



### AGRAFEUSE STAPVET

Agrafeuse cutanée stérile à usage unique avec 35 agrafes en acier inoxydable

Tête angulaire pour une bonne visibilité, poignée ergonomique pour une bonne prise en main. Pose facile, bonne tenue des agrafes, maintient parfait de la plaie.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|-----------------|-----------|-------|-----|-------|
| 35 W (7 x 4 mm) | 108 62 90 | 12,13 | 10  | 11,38 |



### AGRAFEUSE MANIPLER

Agrafeuse cutanée stérile, 35 agrafes larges.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|---------------------------|-----------|------|-----|------|
| 35 agrafes (6,9 x 3,6 mm) | 818 29 63 | 9,51 | 6   | 8,91 |



### AGRAFEUSE SKIN STAPLER SMI

Agrafeuse au design ergonomique et manipulation aisée. Facilité de vérifier le nombre d'agrafes restantes.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------------|-----------|------|
| 35 agrafes - 35 W | 104 36 60 | 5,28 |



### OTE-AGRAFES SMI

Ote-agrafes à usage unique.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| Ote-agrafes | 102 41 40 | 5,30 |



### OTE-AGRAFES GENIA

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------|-----------|------|-----|------|
| Ote agrafes | 108 62 70 | 4,01 | 10  | 3,86 |

## SUTURES

### VETBOND

Colle chirurgicale au n-butyl cyanoacrylate destinée à la fermeture des plaies

cutanées. Polymérise en quelques secondes au contact des tissus ou des liquides biologiques, ce qui permet la soudure des lèvres de la plaie. Diminue le traumatisme des tissus et améliore l'esthétique de la plaie en réduisant les marques cicatricielles. Élimination naturelle après cicatrisation. Présentation : gel de couleur bleue.

Conservation : un an après la date d'ouverture. Un flacon permet la fermeture de 75 à 100 cm de plaie cutanée. Le produit peut être réfrigéré ou congelé pour prolonger sa durée de vie.



| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------|-----------|-------|
| Vetbond - 3 ml | 807 66 52 | 31,67 |



### SURGIBOND

Colle tissulaire au N-butyl cyanoacrylate.

Fermeture de plaies, maintien supplémentaire d'une suture, arrêt de saignement, protection contre les infections.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 2,5 ml      | 101 04 70 | 14,14 |

### LEUKOPLAST SKIN ADHÉSIVE

Leukoplast® skin Adhésive est une colle cutanée stérile à haute viscosité, utilisée pour la fermeture cutanée de plaies ou d'incisions. Sous l'effet de l'humidité existante de la peau, la colle se polymérise et forme en quelques secondes un film souple qui protège la plaie et rapproche ses berges en toute sécurité.



| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|-------------|-----------|-------|-----|-------|
| 0,36 ml     | 115 75 20 | 19,80 | 10  | 18,25 |
| 0,7 ml      | 115 75 30 | 21,14 | 10  | 19,39 |



### CIRE À OS W31

La cire osseuse est un mélange stérile de cire d'abeille et de palmitate d'isopropyle (agent adoucissant la cire) qui atténue l'homéostasie des os en agissant comme barrière mécanique.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| Par 12      | 805 98 72 | 129,36 |



# SUTURES



## CLIPS VASCULAIRES SLS

**Clips vasculaires pour l'hémostase simple et rapide.**

Les clips en titane pur ont une consistance souple et présentent une histocompatibilité élevée. Ils sont fiables et ne glissent pas. Ils sont utilisables dans de nombreux domaines par exemple pour toute exérèse de masse endocavitaire très vascularisée, grâce à la diversité des dimensions.

Les applicateurs se stérilisent à l'autoclave uniquement.

| DÉSIGNATION                                                    | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| <b>CLIPS</b>                                                   |           |        |
| 2,6 mm - Micro - Blanc - Reptiles Par 6                        | 821 13 40 | 5,55   |
| 3,6 mm - Petit - Jaune - Cochons d'Inde - Par 6                | 821 13 57 | 4,52   |
| 4,7 mm - Petit / moyen - Violet Cochons d'Inde, Lapins - Par 6 | 821 13 63 | 4,52   |
| 5,6 mm - Moyen - Bleu - Lapins, Chats - Par 6                  | 821 13 86 | 4,52   |
| 9,0 mm - Moyen / grand - Vert Chats, Petits chiens - Par 6     | 821 13 92 | 8,30   |
| 12,3 mm - Grand - Orange - Chiens Par 6                        | 821 14 00 | 11,36  |
| <b>APPLICATEUR 20 CM</b>                                       |           |        |
| Micro - Blanc                                                  | 821 12 80 | 123,00 |
| Petit - Jaune                                                  | 821 12 97 | 123,00 |
| Petit / moyen - Violet                                         | 821 13 05 | 123,00 |
| Moyen - Bleu                                                   | 821 13 11 | 123,00 |
| Moyen / grand - Vert                                           | 821 13 28 | 123,00 |
| Grand - Orange                                                 | 821 13 34 | 123,00 |



## AGRAFEUSE GIA DST RECHARGEABLE

**Agrafeuse linéaire coupante pour interventions chirurgicales, résection, section transversale de tissus et la création d'anastomoses.**

Agrafeuse vendue chargée.

Rechargeable environ 7 fois.

| DÉSIGNATION                                           | RÉFÉRENCE | € HT   | UV2 | € HT   |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------|-----|--------|
| <b>AGRAFEUSE</b>                                      |           |        |     |        |
| Bleu - Larg. 60 mm<br>L. tissu 3,8 mm<br>64 agrafes   | 113 69 50 | 255,19 | 3   | 244,26 |
| Bleu - Larg. 80 mm<br>L. tissu 3,8 mm<br>84 agrafes   | 113 69 80 | 255,19 | 3   | 244,26 |
| Vert - Larg. 80 mm<br>L. tissu 4,8 mm<br>84 agrafes   | 113 70 00 | 255,19 | 3   | 244,26 |
| Vert - Larg. 100 mm<br>L. tissu 4,8 mm<br>104 agrafes | 113 70 30 | 255,19 | 3   | 244,26 |
| <b>AGRAFE DE RECHANGE</b>                             |           |        |     |        |
| Bleu - Larg. 60 mm<br>L. tissu 3,8 mm<br>64 agrafes   | 113 70 40 | 94,70  |     |        |
| Bleu - Larg. 80 mm<br>L. tissu 3,8 mm<br>84 agrafes   | 113 70 70 | 94,70  |     |        |
| Vert - Larg. 60 mm<br>L. tissu 4,8 mm<br>64 agrafes   | 113 70 60 | 94,70  |     |        |
| Vert - Larg. 80 mm<br>L. tissu 4,8 mm<br>84 agrafes   | 113 70 80 | 94,70  |     |        |
| Vert - Larg. 100 mm<br>L. tissu 4,8 mm<br>104 agrafes | 113 71 00 | 94,70  |     |        |



## AGRAFEUSE TA RECHARGEABLE

**Agrafeuse linéaire non coupante TA pour interventions ouvertes.**

Agrafeuse vendue chargée.

Rechargeable environ 7 fois.

| DÉSIGNATION                                          | RÉFÉRENCE | € HT   | UV2 | € HT   |
|------------------------------------------------------|-----------|--------|-----|--------|
| <b>BLANC</b>                                         |           |        |     |        |
| Larg. 30 mm /<br>2,5 mm - 23 agrafes<br>(18 x 27 mm) | 113 71 30 | 255,19 | 3   | 244,26 |
| <b>BLEU</b>                                          |           |        |     |        |
| Larg. 30 mm /<br>3,5 mm - 11 agrafes<br>(19 x 30 mm) | 113 82 30 | 255,19 | 3   | 244,26 |
| Larg. 60 mm /<br>3,5 mm - 21 agrafes<br>(19 x 30 mm) | 113 71 40 | 255,19 | 3   | 244,26 |
| <b>VERT</b>                                          |           |        |     |        |
| Larg. 60 mm /<br>4,8 mm - 21 agrafes<br>(24 x 35 mm) | 113 71 50 | 255,19 | 3   | 244,26 |
| Larg. 60 mm /<br>4,8 mm - 33 agrafes<br>(24 x 35 mm) | 113 71 70 | 255,19 | 3   | 244,26 |
| <b>AGRAFE</b>                                        |           |        |     |        |
| Blanc - Larg. 30 mm<br>Ep. 2,5 mm<br>23 agrafes      | 113 72 00 | 101,52 |     |        |
| Bleu - Larg. 30 mm<br>Ep. 3,8 mm<br>11 agrafes       | 113 71 80 | 101,52 |     |        |
| Bleu - Larg. 60 mm<br>Ep. 3,5 mm<br>21 agrafes       | 113 72 10 | 101,52 |     |        |
| Bleu - Larg. 90 mm<br>Ep. 3,5 mm<br>33 agrafes       | 113 72 30 | 101,52 |     |        |
| Vert - Larg. 30 mm<br>Ep. 3,5 mm<br>21 agrafes       | 113 82 40 | 101,52 |     |        |
| Vert - Larg. 60 mm<br>Ep. 4,8 mm<br>21 agrafes       | 113 72 20 | 101,52 |     |        |
| Vert - Larg. 90 mm<br>Ep. 4,8 mm<br>33 agrafes       | 113 72 40 | 101,52 |     |        |

# AIGUILLÉES

# Fil résorbable



## VICRYL RAPIDE

**Fil résorbable en polyglactine tressé incolore :** spécifiquement traité pour réduire la durée de résistance à 10 - 14 jours. Utilisé pour les sutures de la peau et des muqueuses. Résorption : 42 jours.

| DÉSIGNATION                              | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|------------------------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| <b>D 1 - USP 5/0 - AIG 3/8 T</b>         |           |       |     |       |
| 13 mm - fil : 75 cm<br>VR2289            | 115 26 60 | 13,02 | 36  | 10,61 |
| <b>D 1,5 - USP 4/0 - AIG 3/8 T</b>       |           |       |     |       |
| 16 mm - fil : 75 cm<br>VR 2294           | 801 25 86 | 11,28 | 36  | 8,97  |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 3/8 TAPER CUT</b> |           |       |     |       |
| 17 mm - fil : 75 cm<br>VR 2280           | 801 25 92 | 12,48 | 36  | 9,77  |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 3/8 T</b>         |           |       |     |       |
| 16 mm - fil : 75 cm<br>VR2295            | 828 44 16 | 11,56 | 36  | 9,19  |
| 19 mm - fil : 75 cm<br>VR 2298           | 801 26 00 | 11,42 | 36  | 9,09  |
| 24 mm - fil : 75 cm<br>VR 2252           | 807 73 38 | 11,89 | 36  | 9,46  |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 3/8 T</b>         |           |       |     |       |
| 24 mm - fil : 75 cm<br>VR 2253           | 801 26 17 | 10,84 | 36  | 8,47  |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 1/2 T</b>         |           |       |     |       |
| 36 mm - fil : 90 cm<br>VR 2217           | 801 26 23 | 12,63 | 36  | 10,04 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG DROITE T</b>      |           |       |     |       |
| 50 mm - fil : 75 cm<br>VR 2240           | 801 26 46 | 11,90 | 36  | 9,47  |
| <b>D 3,5 - USP 0 - AIG 3/8 T</b>         |           |       |     |       |
| 30 mm - fil : 90 cm<br>VR2287            | 828 44 68 | 13,44 | 36  | 10,70 |



## Faire son choix en suture résorbable

| NOM                    | LABORATOIRE | RÉSISTANCE                           | RÉSORPTION      | COMPOSITION                                      | STRUCTURE    | DÉVIDOIR ROULETTE |
|------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| MONOPLUS               | B.Braun     | 50% à 28 jours                       | 180 - 210 jours | Polydioxanone                                    | Monofilament |                   |
| MONOPLUS RACEPACK      | B.Braun     | 70% à 35 jours                       | 180 - 210 jours | Polydioxanone                                    | Monofilament |                   |
| MONOSYN                | B.Braun     | 50% à 14 jours                       | 60 - 90 jours   | Polyglyconate                                    | Monofilament |                   |
| MONOSYN QUICK          | B.Braun     | 70 - 80% à 5 jours                   | 56 jours        | Polyglyconate                                    | Monofilament |                   |
| MONOSYN RACEPACK       | B.Braun     | 50% à 14 jours                       | 60 - 90 jours   | Polyglyconate                                    | Monofilament |                   |
| MONOCRYL               | Elanco      | Violet : 28 jours / Ambré : 21 jours | 90 - 120 jours  | Polyglécaprone                                   | Monofilament |                   |
| MONOCRYL PLUS          | Elanco      | Violet : 28 jours / Ambré : 21 jours | 90 - 120 jours  | Polyglécaprone                                   | Monofilament |                   |
| PDS II                 | Elanco      | 98 jours                             | 180 - 210 jours | Polydioxanone                                    | Monofilament |                   |
| PDS PLUS               | Elanco      | 98 jours                             | 180 - 210 jours | Polydioxanone                                    | Monofilament |                   |
| FASTFIL                | Genia       | 70% à 7 jours                        | 90 jours        | Polyglycolide-co-caprolactone                    | Monofilament |                   |
| MONOFIL                | Genia       | 65% à 28 jours                       | 180 - 220 jours | Polydioxanone                                    | Monofilament |                   |
| BIOSYN                 | Medtronic   | 40% à 21 jours                       | 90 à 110 jours  | Glycomer 631                                     | Monofilament |                   |
| CAPROSYN               | Medtronic   | 50% à 5 jours                        | 56 jours        | Polyglytone                                      | Monofilament |                   |
| MAXON                  | Medtronic   | 50% à 28 jours                       | 180 jours       | Polyglyconate                                    | Monofilament |                   |
| PDX MONOFIL            | Noevia      | 70% à 15 jours                       | 90 jours        | Polydioxanone                                    | Monofilament |                   |
| PGC MONOFIL            | Noevia      | 50% - 60% à 7 jours                  | 90 - 120 jours  | Polyglécaprone                                   | Monofilament |                   |
| SURGICRYL MONOFILAMENT | SMI         | 50% à 42 jours                       | 180 - 210 jours | Polydioxanone                                    | Monofilament |                   |
| SURGICRYL MONOFAST     | SMI         | 50% à 7 jours                        | 90 - 120 jours  | Polyglécaprone                                   | Monofilament | x                 |
| NOVOSYN                | B.Braun     | 40 - 50% à 21 jours                  | 56 - 70 jours   | Acide polyglycolique                             | Tressé       | x                 |
| VICRYL                 | Elanco      | 35 jours                             | 56 - 70 jours   | Polyglactine 910                                 | Tressé       | x                 |
| VICRYL PLUS            | Elanco      | 35 jours                             | 56 - 70 jours   | Polyglactine 910 + triclosan                     | Tressé       |                   |
| VICRYL RAPIDE          | Elanco      | 10 - 14 jours                        | 42 jours        | Polyglactine 910                                 | Tressé       |                   |
| LACFIL                 | Genia       | 50% à 21 jours                       | 60 - 70 jours   | Copolymère de glycolide et L-lactide             | Tressé       |                   |
| LACFIL PLUS            | Genia       | 70% à 14 jours                       | 80 jours        | Copolymère de glycolide et L-lactide + triclosan | Tressé       |                   |
| LACFIL FAST            | Genia       | 50% à 7 jours                        | 28 - 42 jours   | Copolymère de glycolide et L-lactide             | Tressé       |                   |
| POLYSORB               | Medtronic   | 30% à 21 jours                       | 56 à 70 jours   | Lactomer 9-1                                     | Tressé       | x                 |
| VELOSORB FAST          | Medtronic   | 45% à 5 jours                        | 40 à 50 jours   | Acide polyglycolique                             | Tressé       |                   |
| PGLA                   | Noevia      | 80% à 14 jours                       | 56 - 70 jours   | Polyglycolide-co-lactide                         | Tressé       |                   |
| SURGICRYL 910          | SMI         | 50% à 21 jours                       | 56 - 70 jours   | Polyglactine 910                                 | Tressé       |                   |
| SURGICRYL PGA          | SMI         | 50% à 21 jours                       | 60 à 90 jours   | Acide polyglycolique                             | Tressé       |                   |



## VICRYL PLUS

Suture résorbable tressée antibactérienne qui réduit les risques d'infection du site opératoire, violet. Filament tressé de polyglactine 910 avec traitement de surface et enduit de triclosan. Mêmes performances techniques que Vicryl. Résistance : 35 jours. Résorption : 56 à 70 jours.

| DÉSIGNATION                              | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|------------------------------------------|-----------|------|-----|------|
| <b>D 1 - USP 5/0 - 1/2 R TAPER POINT</b> |           |      |     |      |
| 17 mm - fil : 70 cm VCP303H              | 116 40 30 | 8,24 | 36  | 6,54 |
| <b>D 1,5 - USP 4/0 - 3/8 T</b>           |           |      |     |      |
| 19 mm - fil : 70 cm VCP397H              | 833 14 75 | 8,58 | 36  | 6,83 |
| <b>D 1,5 - USP 4/0 - 1/2 R</b>           |           |      |     |      |
| 17 mm - fil : 70 cm VCP3040H             | 825 90 51 | 8,90 | 36  | 7,11 |
| <b>D 1,5 - USP 4/0 - 1/2 R TAPER CUT</b> |           |      |     |      |
| 17 mm - fil : 70 cm - VCP304H            | 116 42 80 | 8,25 | 36  | 6,49 |
| <b>D 2 - USP 3/0 - 3/8 T</b>             |           |      |     |      |
| 19 mm - fil : 70 cm VCP398H              | 833 14 81 | 8,53 | 36  | 6,76 |
| 24 mm - fil : 70 cm VCP452H              | 833 14 98 | 8,12 | 36  | 6,39 |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 1/2 T</b>         |           |      |     |      |
| 22 mm - fil : 45 cm VCP460H              | 828 44 45 | 8,58 | 36  | 6,83 |
| <b>D 2 - USP 3/0 - 1/2 T</b>             |           |      |     |      |
| 36 mm - fil : 90 cm VCPJV471H            | 116 36 20 | 7,81 | 36  | 6,12 |

| DÉSIGNATION                              | RÉFÉRENCE | € HT   | UV2 | € HT |
|------------------------------------------|-----------|--------|-----|------|
| <b>D 2 - USP 3/0 - 1/2 R</b>             |           |        |     |      |
| 26 mm - fil : 70 cm VCP316H              | 833 15 06 | 8,08   | 36  | 6,42 |
| <b>D 2 - USP 3/0 - 1/2 R TAPER POINT</b> |           |        |     |      |
| 22 mm - fil : 70 cm VCP311H              | 116 37 20 | 7,78   | 36  | 6,19 |
| 31 mm - fil : 70 cm VCP319H              | 116 40 90 | 7,83   | 36  | 6,20 |
| <b>D 2 - USP 3/0 - 3/8 R</b>             |           |        |     |      |
| 17 mm - fil : 75 cm VCPJV1025H           | 116 38 30 | 8,79   | 36  | 7,01 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - 1/2 R</b>             |           |        |     |      |
| 26 mm - fil : 70 cm VCP 317H - Par 36    | 101 79 00 | 281,90 |     |      |
| 31 mm - fil : 70 cm VCP2016H             | 116 39 90 | 7,68   | 36  | 6,10 |
| 36 mm - fil : 70 cm VCP323H - Par 36     | 833 74 95 | 7,87   |     |      |
| <b>D 3 - USP 2/0 - 3/8 T</b>             |           |        |     |      |
| 24 mm - fil : 70 cm VCP453H              | 833 15 29 | 8,12   | 36  | 6,39 |
| 30 mm - fil : 70 cm VCP586H              | 833 15 58 | 8,03   | 36  | 6,16 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - 1/2 T</b>             |           |        |     |      |
| 22 mm - fil : 70 cm VCP461H              | 833 15 35 | 8,58   | 36  | 6,83 |
| 26 mm - fil : 70 cm VCP969H              | 833 15 64 | 8,58   | 36  | 6,83 |
| 30 mm - fil : 70 cm VCP1086H             | 106 43 20 | 8,61   | 36  | 6,86 |
| 36 mm - fil : 70 cm VCP466H              | 833 15 41 | 8,58   | 36  | 6,83 |
| 40 mm - fil : 90 cm VCPJV484H            | 116 39 10 | 8,19   | 36  | 6,49 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - 3/8 R</b>             |           |        |     |      |
| 32 mm - fil : 70 cm VCP1036H             | 833 15 12 | 8,27   | 36  | 6,55 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 3/8 T</b>         |           |        |     |      |
| 24 mm - fil : 70 cm Incolore - VCP443H   | 116 38 70 | 7,75   | 36  | 6,11 |
| <b>D 3,5 - USP 0 - 3/8 T</b>             |           |        |     |      |
| 30 mm - fil : 70 cm VCP587H              | 833 15 93 | 8,03   | 36  | 6,28 |
| 30 mm - fil : 70 cm VCP5200H             | 116 38 00 | 7,68   | 36  | 6,12 |
| <b>D 3,5 - USP 0 - 3/8 R</b>             |           |        |     |      |
| 32 mm - fil : 70 cm VCP1037H             | 833 15 70 | 8,27   | 36  | 6,55 |

| DÉSIGNATION                                   | RÉFÉRENCE | € HT   | UV2 | € HT |
|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----|------|
| <b>D 3,5 - USP 0 - AIG. 1/2 R</b>             |           |        |     |      |
| 36 mm - fil : 70 cm VCP324H - Par 36          | 101 18 50 | 237,36 |     |      |
| 31 mm - fil : 70 cm VCP247H                   | 117 18 00 | 8,43   | 36  | 6,75 |
| <b>D 3,5 - USP 0 - AIG. 1/2 R TAPER POINT</b> |           |        |     |      |
| 40 mm - fil : 90 cm VCP358H                   | 116 40 10 | 8,25   | 36  | 6,65 |
| 26 mm - fil : 70 cm VCP318H                   | 116 41 60 | 7,79   | 36  | 6,21 |
| <b>D 3,5 - USP 0 - 1/2 T</b>                  |           |        |     |      |
| 27 mm - fil : 70 cm VCP974H                   | 828 36 87 | 8,58   | 36  | 6,83 |
| 36 mm - fil : 90 cm VCP473H                   | 833 15 87 | 8,06   | 36  | 6,40 |
| <b>D 3,5 - USP 0 - AIG 1/2 T</b>              |           |        |     |      |
| 40 mm - fil : 90 cm VCP485H                   | 116 41 70 | 8,29   | 36  | 6,59 |
| <b>D 4 - USP 1 - 3/8 R</b>                    |           |        |     |      |
| 31 mm - fil : 70 cm VCP1038H                  | 833 66 79 | 9,27   | 36  | 7,67 |
| <b>D 4 - USP 1 - AIG 1/2 R</b>                |           |        |     |      |
| 40 mm - fil : 90 cm VCP359H                   | 116 41 40 | 8,90   | 36  | 7,09 |
| <b>D 4 - USP 1 - AIG 1/2 R TAPER POINT</b>    |           |        |     |      |
| 31 mm - fil : 70 cm VCP9213H                  | 116 39 50 | 7,79   | 36  | 6,23 |
| <b>D 4 - USP 1 - 1/2 T</b>                    |           |        |     |      |
| 30 mm - fil : 70 cm VCP1088H                  | 828 36 93 | 8,60   | 36  | 6,84 |
| 36 mm - fil : 90 cm VCP474H                   | 833 66 33 | 8,70   | 36  | 6,91 |
| 40 mm - fil : 90 cm VCP486H                   | 833 66 62 | 8,70   | 36  | 6,91 |
| 48 mm - fil : 90 cm VCP 1058H - Par 36        | 834 57 21 | 346,24 |     |      |
| <b>D 5 - USP 2 - AIG 1/2 R</b>                |           |        |     |      |
| 40 mm - fil : 90 cm VCP360H                   | 116 38 80 | 9,82   | 36  | 7,83 |
| <b>D 5 - USP 2 - 1/2 T</b>                    |           |        |     |      |
| 36 mm - fil : 90 cm VCP482H                   | 100 99 20 | 8,73   | 36  | 6,94 |
| 40 mm - fil : 90 cm VCP481H                   | 833 66 56 | 8,70   | 36  | 6,91 |
| 48 mm - fil : 90 cm VCP1059H                  | 833 66 27 | 10,53  | 36  | 8,37 |

# SUTURES



## VICRYL

**Fil résorbable en polyglactine tressé traité violet** : son traitement de surface hydrophobe assure une bonne glisse, un bon positionnement du nœud et une faible capillarité.  
Résistance : 35 jours.  
Résorption : 56 à 70 jours.

| DÉSIGNATION                                           | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| <b>D 0,3 - USP 9/0 - AIG 3/8 T - OPH</b>              |           |       |     |       |
| 6,6 mm - fil : 30 cm<br>JV7439                        | 801 03 92 | 38,78 | 12  | 30,85 |
| <b>D 0,4 - USP 8/0 - AIG DBLE 3/8 COBRA</b>           |           |       |     |       |
| 6,5 mm - fil : 30 cm<br>JV7548                        | 824 14 76 | 45,25 | 12  | 36,02 |
| <b>D 0,4 - USP 8/0 - AIG DBLE 1/2 SPATULÉE</b>        |           |       |     |       |
| 5,5 mm - fil : 20 cm<br>JV7574                        | 828 43 91 | 45,27 | 12  | 36,02 |
| <b>D 0,5 - USP 7/0 - AIG. DBLE 3/8 COBRA</b>          |           |       |     |       |
| 6,5 mm - fil : 45 cm<br>JV7546                        | 824 14 82 | 41,88 | 12  | 33,30 |
| <b>D 0,7 - USP 6/0 - AIG DOUBLE 3/8 T</b>             |           |       |     |       |
| 11 mm - fil : 45 cm<br>JV554                          | 848 16 25 | 25,03 | 12  | 20,25 |
| <b>D 0,7 - USP 6/0 - AIG DOUBLE 3/8 R MICRO-POINT</b> |           |       |     |       |
| 13 mm - fil : 45 cm<br>Incolore - JV1727              | 828 37 01 | 15,09 | 12  | 12,43 |
| <b>D 1 - USP 5/0 - AIG DOUBLE 3/8 R MICRO-POINT</b>   |           |       |     |       |
| 13 mm - fil : 45 cm<br>Incolore - JV1719              | 828 43 27 | 14,11 | 36  | 11,60 |
| <b>D 1 - USP 5/0 - AIG 3/8 T</b>                      |           |       |     |       |
| 13 cm - fil : 75 cm<br>JV389                          | 801 20 20 | 8,34  | 36  | 6,62  |
| <b>D 1,5 - USP 4/0 - AIG 1/2 R BLACK LASER</b>        |           |       |     |       |
| 18 mm - fil : 70 cm<br>JV3040                         | 807 21 34 | 8,70  | 36  | 7,31  |
| <b>D 1,5 - USP 4/0 - AIG 3/8 T</b>                    |           |       |     |       |
| 13 mm - fil : 75 cm<br>JV390                          | 801 20 95 | 8,26  | 36  | 6,54  |
| 19 mm - fil : 75 cm<br>JV397                          | 801 21 03 | 8,17  | 36  | 6,47  |
| <b>D 1,5 - USP 4/0 - AIG 3/8 R BLACK LASER</b>        |           |       |     |       |
| 17 mm - fil : 75 cm<br>JV1024                         | 801 20 89 | 8,99  | 36  | 7,01  |
| 17 mm - fil : 75 cm<br>Pointe Visi Black<br>JV2024    | 807 21 11 | 8,99  | 36  | 7,00  |



## SURGICRYL 910

**Suture tressée et enduite de polyglactine 910 et de L-Lactide.**  
Résorption totale : 56 à 70 jours.  
Résistance : 50% à 21 jours.

| DÉSIGNATION                                  | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|----------------------------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 1/2 R BLACK LASER</b> |           |       |     |       |
| 31 mm - fil : 70 cm<br>J245H                 | 114 56 10 | 7,67  | 36  | 6,07  |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 1/2 R TAPER</b>       |           |       |     |       |
| 26 mm - fil : 70 cm<br>J316H                 | 112 79 20 | 7,74  | 36  | 6,13  |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 3/8 R BLACK LASER</b> |           |       |     |       |
| 17 mm - fil : 75 cm<br>JV1025                | 801 21 61 | 8,62  | 36  | 6,88  |
| 22 mm - fil : 75 cm<br>JV2950                | 807 21 28 | 9,28  | 36  | 7,32  |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG T DROITE</b>          |           |       |     |       |
| 60 mm - fil : 70 cm<br>J523H                 | 116 00 40 | 7,35  | 36  | 6,00  |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 1/2 T</b>             |           |       |     |       |
| 26 mm - fil : 75 cm<br>JV969                 | 801 22 50 | 7,94  | 36  | 6,30  |
| <b>D 4 - USP 1 - AIG 1/2 R BLACK LASER</b>   |           |       |     |       |
| 31 mm - fil : 70 cm<br>J9213H                | 112 78 60 | 7,64  | 36  | 6,11  |
| <b>D 4 - USP 1 - AIG 3/8 R</b>               |           |       |     |       |
| 31 mm - fil : 70 cm<br>J1038H                | 114 65 00 | 8,75  | 36  | 6,96  |
| <b>D 5 - USP 2 - AIG 1/2 TAPERCUT</b>        |           |       |     |       |
| 48 mm<br>Boucle 150 cm<br>JV1937G            | 828 43 85 | 22,85 | 12  | 18,18 |
| <b>D 5 - USP 2 - AIG 1/2 T</b>               |           |       |     |       |
| 36 mm - fil : 90 cm<br>JV482                 | 801 25 34 | 8,56  | 36  | 6,90  |
| <b>D 2 - USP 3/0 - LIGAPAK</b>               |           |       |     |       |
| 2,5 m - JV1205                               | 801 22 21 | 9,70  | 20  | 7,71  |
| <b>D 3 - USP 2/0 - LIGAPAK</b>               |           |       |     |       |
| 2,5 m - J1206G                               | 114 65 20 | 10,11 | 12  | 8,03  |
| <b>D 3,5 - USP 0 - LIGAPAK</b>               |           |       |     |       |
| 2,5 m - J1207G                               | 114 65 30 | 10,55 | 12  | 8,39  |
| <b>D 4 - USP 1 - LIGAPAK</b>                 |           |       |     |       |
| 2,5 m - J1208G                               | 114 65 50 | 11,26 | 12  | 8,95  |
| <b>D 5 - USP 2 - LIGAPAK</b>                 |           |       |     |       |
| 2,5 m - JV1209                               | 801 25 63 | 12,01 | 20  | 9,56  |

| DÉSIGNATION                                          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>D 1,5 - USP 4/0</b>                               |           |       |
| Aig 3/8 - Triangulaire 19 mm<br>Fil : 75 cm - Par 12 | 104 12 70 | 28,00 |
| <b>D 2 - USP 3/0</b>                                 |           |       |
| Aig 3/8 - Triangulaire 24 mm<br>Fil : 75 cm - Par 12 | 103 86 80 | 26,97 |
| <b>D 3 - USP 2/0</b>                                 |           |       |
| Aig 3/8 - Triangulaire 24 mm<br>Fil : 75 cm - Par 12 | 103 83 40 | 26,15 |
| Aig 3/8 - Triangulaire 30 mm<br>Fil : 75 cm - Par 12 | 104 12 80 | 25,44 |
| <b>D 3,5 - USP 0</b>                                 |           |       |
| Aig 3/8 - Triangulaire 30 mm<br>Fil : 75 cm - Par 12 | 103 87 00 | 29,04 |
| <b>D8 USP 6</b>                                      |           |       |
| Aig 1/2 Triangulaire 48 mm<br>Fil : 150 cm - Par 12  | 108 81 20 | 59,55 |



## SURGICRYL PGA

**Fil résorbable d'acide polyglycolique tressé, violet.**  
Résorption : 60 à 90 jours.  
Résistance : 50% à 21 jours.

| DÉSIGNATION                        | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT |
|------------------------------------|-----------|-------|-----|------|
| <b>BOBINE</b>                      |           |       |     |      |
| D 3 - USP 2/0 - 2,5 m              | 821 35 28 | 2,23  | 12  | 2,03 |
| D 3,5 - USP 0 - 2,5 m              | 821 35 34 | 2,33  | 12  | 2,13 |
| D 3,5 - USP 0 - 25 m<br>Bobine     | 103 53 50 | 33,36 |     |      |
| D 4 - USP 1 - 2,5 m                | 821 35 40 | 2,58  | 12  | 2,37 |
| D 5 - USP 2 - 2,5 m                | 823 63 28 | 3,11  | 12  | 2,70 |
| <b>D 1,5 - USP 4/0 - AIG 3/8 T</b> |           |       |     |      |
| 19 mm - fil : 75 cm                | 821 33 79 | 2,28  | 12  | 2,07 |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 3/8 T</b>   |           |       |     |      |
| 24 mm - fil : 75 cm                | 821 34 51 | 2,13  | 12  | 2,02 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 3/8 T</b>   |           |       |     |      |
| 24 mm - fil : 75 cm                | 821 34 68 | 2,48  | 12  | 2,07 |
| 30 mm - fil : 75 cm                | 821 34 74 | 2,27  | 12  | 1,96 |
| <b>D 3,5 - USP 0 - AIG 3/8 T</b>   |           |       |     |      |
| 30 mm - fil : 75 cm                | 821 34 80 | 2,56  | 12  | 2,23 |
| <b>D 3,5 - USP 0 - AIG 1/2 T</b>   |           |       |     |      |
| 40 mm - fil : 90 cm                | 821 34 97 | 2,34  | 12  | 2,17 |
| <b>D 4 - USP 1 - AIG 3/8 T</b>     |           |       |     |      |
| 36 mm - fil : 75 cm<br>Par 12      | 103 83 90 | 29,14 |     |      |
| <b>D 4 - USP 1 - AIG 1/2 T</b>     |           |       |     |      |
| 36 mm - fil : 90 cm                | 821 35 05 | 2,34  | 12  | 2,17 |
| <b>D 5 - USP 2 - AIG 1/2 T</b>     |           |       |     |      |
| 48 mm - fil : 90 cm                | 821 35 11 | 2,79  | 12  | 2,54 |







## POLYSORB

Suture synthétique résorbable tressée composée de Lactomer 9-I. Grande résistance, fluidité intra-tissulaire et bonnes performances au nouage. Fil pour tout type de suture notamment les parois musculaires.  
Résistance : 30% à 21 jours.  
Résorption : 56 à 70 jours.

| DÉSIGNATION                        | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|------------------------------------|-----------|------|-----|------|
| <b>D 0,7 - USP 6/0 - AIG 3/8 T</b> |           |      |     |      |
| 11 mm - fil : 45 cm<br>SL 1625     | 820 28 03 | 6,63 | 36  | 5,33 |
| <b>D 1 - USP 5/0 - AIG 1/2 R</b>   |           |      |     |      |
| 17 mm - fil : 75 cm<br>UL 202      | 824 15 65 | 5,22 | 36  | 4,18 |
| <b>D 1 - USP 5/0 - AIG 3/8 T</b>   |           |      |     |      |
| 13 mm - fil : 45 cm<br>SL 5687     | 106 17 60 | 6,26 | 36  | 5,27 |
| <b>D 1,5 - USP 4/0 - AIG 3/8 T</b> |           |      |     |      |
| 19 mm - fil : 75 cm<br>SL 635      | 828 49 07 | 5,48 | 36  | 4,50 |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 3/8 R</b>   |           |      |     |      |
| 22 mm - fil : 75 cm<br>GL 303      | 828 49 42 | 5,22 | 36  | 4,45 |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 3/8 T</b>   |           |      |     |      |
| 19 mm - fil : 75 cm<br>SL 636      | 806 23 31 | 5,15 | 36  | 4,27 |
| 24 mm - fil : 75 cm<br>SL 694      | 806 23 48 | 5,18 | 36  | 4,30 |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 1/2 R</b>   |           |      |     |      |
| 22 mm - fil : 75 cm<br>GL 182      | 806 42 41 | 5,20 | 36  | 4,37 |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 1/2 T</b>   |           |      |     |      |
| 24 mm - fil : 75 cm<br>SL 632      | 828 49 13 | 5,69 | 36  | 4,85 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 3/8 T</b>   |           |      |     |      |
| 24 mm - fil : 75 cm<br>CL 823      | 806 23 77 | 5,00 | 36  | 4,18 |
| 30 mm - fil : 75 cm<br>SL 611      | 806 42 58 | 4,91 | 36  | 4,11 |

| DÉSIGNATION                       | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|-----------------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 3/8 R</b>  |           |       |     |       |
| 32 mm - fil : 75 cm<br>GL 523     | 806 41 81 | 4,91  | 36  | 4,11  |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 1/2 T</b>  |           |       |     |       |
| 24 mm - fil : 75 cm<br>SL 612     | 806 80 03 | 5,25  | 36  | 4,44  |
| 30 mm - fil : 75 cm<br>SL 622     | 806 23 54 | 5,38  | 36  | 4,50  |
| 37 mm - fil : 90 cm<br>CL 916     | 806 23 60 | 7,01  | 36  | 5,86  |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 1/2 R</b>  |           |       |     |       |
| 30 mm - fil : 75 cm<br>GL 223     | 828 51 89 | 5,27  | 36  | 4,43  |
| <b>D 3,5 - USP 0 - AIG 3/8 T</b>  |           |       |     |       |
| 30 mm - fil : 90 cm<br>SL 712     | 806 23 83 | 4,91  | 36  | 4,11  |
| <b>D 3,5 - USP 0 - AIG 3/8 R</b>  |           |       |     |       |
| 32 mm - fil : 90 cm<br>GL 524     | 835 15 32 | 5,19  | 36  | 4,41  |
| <b>D 3,5 - USP 0 - AIG 1/2 T</b>  |           |       |     |       |
| 37 mm - fil : 90 cm<br>CL 917     | 806 79 72 | 7,25  | 36  | 6,30  |
| <b>D 3,5 - USP 0 - BOBINE</b>     |           |       |     |       |
| 2,5 m - LL 224                    | 806 24 14 | 7,83  | 24  | 6,54  |
| <b>D 4 - USP 1 - AIG 1/2 T</b>    |           |       |     |       |
| 37 mm - fil : 90 cm<br>CL 918     | 806 24 08 | 7,38  | 36  | 6,19  |
| <b>D 4 - USP 1 - AIG 1/2 R</b>    |           |       |     |       |
| 40 mm - fil : 90 cm<br>CL 915     | 806 41 98 | 6,36  | 36  | 5,30  |
| <b>D 5 - USP 2 - AIG 1/2 T</b>    |           |       |     |       |
| 40 mm - fil : 90 cm<br>CL 937     | 806 42 12 | 5,81  | 36  | 4,85  |
| 48 mm - fil : 90 cm<br>CL 929     | 806 42 29 | 6,60  | 36  | 5,51  |
| <b>D 5 - USP 2 - AIG 1/2 R</b>    |           |       |     |       |
| 65 mm<br>Double 240 cm<br>CL 835L | 806 79 37 | 13,99 | 24  | 11,78 |
| <b>D 5 - USP 2,5 - BOBINE</b>     |           |       |     |       |
| 2,5 m - LL 226                    | 806 24 20 | 9,80  | 24  | 8,19  |



## NOVOSYN

Novosyn est indiqué pour la fermeture ou la ligature des tissus mous lors d'interventions de chirurgie générale.

Fil tressé résorbable aiguillé acide polyglycolique (90%), L-lactate (10%). Excellente tenue du nœud. Recommandé pour le rapprochement des tissus mous.  
Résistance à 21 jours = 40 à 50%.  
Résorption complète entre 56 et 70 jours.

| DÉSIGNATION                        | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|------------------------------------|-----------|------|-----|------|
| <b>D 1,5 - USP 4/0 - AIG 3/8 T</b> |           |      |     |      |
| 19 mm - fil : 70 cm<br>C0068420N1  | 821 47 69 | 5,35 | 36  | 4,50 |
| <b>D 1,5 - USP 4/0 - AIG 1/2 R</b> |           |      |     |      |
| 17 mm - fil : 70 cm<br>C0068013N1  | 821 07 19 | 5,35 | 36  | 4,50 |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 1/2 R</b>   |           |      |     |      |
| 26 mm - fil : 70 cm<br>C0068041N1  | 821 07 25 | 5,35 | 36  | 4,50 |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 1/2 T</b>   |           |      |     |      |
| 26 mm - fil : 70 cm<br>C0068241N1  | 828 37 53 | 5,35 | 36  | 4,50 |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 3/8 T</b>   |           |      |     |      |
| 19 mm - fil : 70 cm<br>C0068421N1  | 821 47 81 | 5,28 | 36  | 4,43 |
| 24 mm - fil : 70 cm<br>C0068235N1  | 821 07 31 | 5,28 | 36  | 4,18 |

| DÉSIGNATION                                     | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------------------------------------------|-----------|------|-----|------|
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 1/2 R</b>                |           |      |     |      |
| 26 mm Micro pointe<br>fil : 70 cm<br>C0068336N1 | 108 72 70 | 5,35 | 36  | 4,50 |
| 30 mm - fil : 70 cm<br>C0068047                 | 821 47 52 | 5,35 | 36  | 4,50 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 1/2 T</b>                |           |      |     |      |
| 26 mm - fil : 70 cm<br>C0068242N1               | 821 07 48 | 5,28 | 36  | 4,43 |
| 37 mm - fil : 90 cm<br>C0068495N1               | 821 07 54 | 5,35 | 36  | 4,50 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 3/8 R TROCART</b>        |           |      |     |      |
| 32 mm - fil : 70 cm<br>C0068247N1               | 821 07 60 | 5,35 | 36  | 4,50 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 3/8 T</b>                |           |      |     |      |
| 19 mm - fil : 70 cm<br>C0068422N1               | 821 07 77 | 5,35 | 36  | 4,50 |
| 24 mm - fil : 70 cm<br>C0068236N1               | 821 07 83 | 5,27 | 36  | 4,33 |
| 30 mm - fil : 70 cm<br>C0068274N1               | 821 08 08 | 5,27 | 36  | 4,43 |
| <b>D 3,5 - USP 0 - AIG 1/2 T</b>                |           |      |     |      |
| 37 mm - fil : 70 cm<br>C0068296N1               | 821 08 14 | 5,35 | 36  | 4,50 |
| 40 mm - fil : 90 cm<br>C0068486N1               | 102 66 30 | 5,35 | 36  | 4,50 |
| <b>D 3,5 - USP 0 - AIG 3/8 RT</b>               |           |      |     |      |
| 32 mm - fil : 70 cm<br>C0068324N1               | 821 08 20 | 5,35 | 36  | 4,50 |
| <b>D 3,5 - USP 0 - AIG 3/8 T</b>                |           |      |     |      |
| 24 mm - fil : 70 cm<br>C0068237N1               | 828 37 82 | 5,35 | 36  | 4,50 |
| 30 mm - fil : 90 cm<br>C0069148                 | 828 38 07 | 5,35 | 36  | 4,50 |
| 30 mm - fil : 70 cm<br>C0068248N1               | 821 08 37 | 5,35 | 36  | 4,50 |

| DÉSIGNATION                                         | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-----------------------------------------------------|-----------|------|-----|------|
| <b>D 4 - USP 1 - AIG 1/2 R</b>                      |           |      |     |      |
| 40 mm - fil : 90 cm<br>C0068557                     | 821 08 66 | 5,35 | 36  | 4,50 |
| <b>D 4 - USP 1 - AIG 1/2 T</b>                      |           |      |     |      |
| 37 mm - Aiguille forte<br>fil : 70 cm<br>C0068297N1 | 821 47 75 | 5,35 | 36  | 4,50 |
| 37 mm - fil : 90 cm<br>C0068497N1                   | 821 08 72 | 5,35 | 36  | 4,50 |
| 40 mm - fil : 90 cm<br>C0068487N1                   | 108 72 50 | 5,35 | 36  | 4,50 |
| 40 mm - Aiguille forte<br>fil : 90 cm<br>C0068587N1 | 821 08 89 | 5,35 | 36  | 4,50 |
| <b>D 4 - USP 1 - AIG 3/8 T</b>                      |           |      |     |      |
| 30 mm - fil : 70 cm<br>C0068249                     | 821 32 21 | 5,35 | 36  | 4,50 |
| <b>D 5 - USP 2 - AIG 1/2 T</b>                      |           |      |     |      |
| 48 mm - fil : 90 cm<br>B0068463                     | 108 71 90 | 5,35 | 24  | 4,50 |
| <b>D 5 - USP 2 - AIG 3/8 T</b>                      |           |      |     |      |
| 35 mm - fil : 70 cm<br>C0068259                     | 821 09 03 | 5,35 | 36  | 4,50 |
| <b>BOBINE</b>                                       |           |      |     |      |
| D 2 - 2,5 m<br>G0058715                             | 822 41 18 | 5,32 | 12  | 4,47 |
| D 3 - 2,5 m<br>G0058716                             | 822 41 24 | 5,32 | 12  | 4,47 |
| D 3,5 - 2,5 m<br>G0058717                           | 822 41 30 | 5,32 | 12  | 4,47 |
| D 4 - 2,5 m<br>G0058719                             | 822 41 47 | 5,32 | 12  | 4,47 |
| D 5 - 2,5 m<br>G0058720                             | 822 41 53 | 5,32 | 12  | 4,47 |

## SUTURES



### LACFIL

Fil synthétique TRESSÉ résorbable, violet, monté sur une aiguille en acier inoxydable de très haute qualité. À usage unique.

- Composition : PGLA - copolymère de glycolide (90%) et de L-lactide (10%).
- Enduction : copolymère de lactide et de glycolide, et stéarate de calcium.
- Tolérance : très bonne.
- Glisse : très grande fluidité; l'enduction limite l'effet scie-fil.
- Souplesse : excellente maniabilité, positionnement facile des nœuds.
- Tenue des nœuds : excellente.
- Temps de résistance à la tension : 21 jours (50 %).
- Temps de résorption : 60 à 70 jours.
- Aiguille en acier inoxydable et sertissage de qualité supérieure. Aiguille siliconée pour une meilleure glisse.
- Indications : fil polyvalent (ligatures et sutures des tissus mous en chirurgie générale).
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.
- Conditionnement : support « race track » garantissant un déroulement du fil sans nœud et avec moins d'effet mémoire ; emballé dans une pochette aluminium individuelle avec ouverture facile et rapide.
- Conservation : 5 ans. Usage immédiat après ouverture. Livré par boîte de 12 sachets. Longueur de fil 90 cm.

### LACFIL PLUS

Fil synthétique TRESSÉ résorbable, violet, antibactérien, monté sur une aiguille en acier inoxydable de très haute qualité. À usage unique.

- Composition : PGLA - copolymère de glycolide (90%) et de L-lactide (10%) ; triclosan (antibactérien).
- Enduction : copolymère de lactide et de glycolide, et stéarate de calcium.
- Tolérance : très bonne.
- Glisse : très grande fluidité; l'enduction limite l'effet scie-fil.
- Souplesse : excellente maniabilité, positionnement facile des nœuds.
- Tenue des nœuds : excellente.
- Temps de résistance à la tension : 14 jours (70 %).
- Temps de résorption : 80 jours.
- Aiguille en acier inoxydable et sertissage de qualité supérieure. Aiguille siliconée pour une meilleure glisse.
- Indications : fil polyvalent (ligatures et sutures des tissus mous en chirurgie générale).
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.
- Conditionnement : support « race track » garantissant un déroulement du fil sans nœud et avec moins d'effet mémoire ; emballé dans une pochette aluminium individuelle avec ouverture facile et rapide.
- Conservation : 5 ans. Usage immédiat après ouverture. Livré par boîte de 12 sachets. Longueur de fil 90 cm.

| DÉSIGNATION                                        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>D 1,5 - USP 4/0 - AIGUILLE 3/8 TRIANGULAIRE</b> |           |       |
| Aiguille 19 mm - Fil 90 cm - Par 12                | 117 02 90 | 39,92 |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIGUILLE 1/2 TRIANGULAIRE</b>   |           |       |
| Aiguille 23 mm - Fil 90 cm - Par 12                | 117 03 00 | 39,92 |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIGUILLE 3/8 RONDE</b>          |           |       |
| Aiguille 17 mm - Fil 90 cm - Par 12                | 116 80 40 | 39,92 |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIGUILLE 3/8 TRIANGULAIRE</b>   |           |       |
| Aiguille 19 mm - Fil 90 cm - Par 12                | 116 61 20 | 39,92 |
| Aiguille 24 mm - Fil 90 cm - Par 12                | 116 60 90 | 39,92 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIGUILLE 1/2 RONDE</b>          |           |       |
| Aiguille 36 mm - Fil 90 cm - Par 12                | 116 91 20 | 39,92 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIGUILLE 1/2 TRIANGULAIRE</b>   |           |       |
| Aiguille 26 mm - Fil 90 cm - Par 12                | 116 62 90 | 39,92 |
| Aiguille 36 mm - Fil 90 cm - Par 12                | 116 61 50 | 39,92 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIGUILLE 3/8 RONDE</b>          |           |       |
| Aiguille 30 mm - Fil 90 cm - Par 12                | 116 80 30 | 39,92 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIGUILLE 3/8 TRIANGULAIRE</b>   |           |       |
| Aiguille 24 mm - Fil 90cm - Par 12                 | 116 60 70 | 39,92 |
| Aiguille 30 mm - Fil 90 cm - Par 12                | 116 60 80 | 39,92 |
| <b>D 3,5 - USP 0 - AIGUILLE 1/2 TRIANGULAIRE</b>   |           |       |
| Aiguille 36 mm - Fil 90 cm - Par 12                | 116 61 70 | 39,92 |
| <b>D 3,5 - USP 0 - AIGUILLE 3/8 RONDE</b>          |           |       |
| Aiguille 30 mm - Fil 90 cm - Par 12                | 116 91 00 | 39,92 |
| <b>D 3,5 - USP 0 - AIGUILLE 3/8 TRIANGULAIRE</b>   |           |       |
| Aiguille 30 mm - Fil 90 cm - Par 12                | 116 61 10 | 39,92 |
| <b>D 4 - USP 1 - AIGUILLE 1/2 TRIANGULAIRE</b>     |           |       |
| Aiguille 36 mm - Fil 90 cm - Par 12                | 116 61 40 | 39,92 |
| Aiguille 40 mm - Fil 90 cm - Par 12                | 116 90 30 | 39,92 |
| Aiguille 48 mm - Fil 90 cm - Par 12                | 117 03 30 | 39,92 |
| <b>D 4 - USP 1 - AIGUILLE 3/8 RONDE</b>            |           |       |
| Aiguille 31 mm - Fil 90 cm - Par 12                | 117 03 10 | 39,92 |
| <b>D 5 - USP 2 - AIGUILLE 1/2 TRIANGULAIRE</b>     |           |       |
| Aiguille 40 mm - Fil 90 cm - Par 12                | 116 84 60 | 39,92 |
| Aiguille 48 mm - Fil 90 cm - Par 12                | 117 03 40 | 39,92 |



| DÉSIGNATION                                      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIGUILLE 3/8 TRIANGULAIRE</b> |           |       |
| Aiguille 19 mm - Fil 90 cm - Par 12              | 116 89 70 | 47,58 |
| Aiguille 24 mm - Fil 90 cm - Par 12              | 116 62 30 | 47,58 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIGUILLE 1/2 TRIANGULAIRE</b> |           |       |
| Aiguille 30 mm - Fil 90 cm - Par 12              | 117 03 60 | 47,58 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIGUILLE 3/8 TRIANGULAIRE</b> |           |       |
| Aiguille 24 mm - Fil 90 cm - Par 12              | 116 61 90 | 47,58 |
| Aiguille 30 mm - Fil 90 cm - Par 12              | 116 62 00 | 47,58 |
| <b>D 3,5 - USP 0 - AIGUILLE 3/8 TRIANGULAIRE</b> |           |       |
| Aiguille 30 mm - Fil 90 cm - Par 12              | 116 66 80 | 47,58 |
| <b>D 4 - USP 1 - AIGUILLE 1/2 TRIANGULAIRE</b>   |           |       |
| Aiguille 36 mm - Fil 90 cm - Par 12              | 116 84 80 | 47,58 |
| <b>D 5 - USP 2 - AIGUILLE 1/2 TRIANGULAIRE</b>   |           |       |
| Aiguille 48 mm - Fil 90 cm - Par 12              | 116 92 60 | 47,58 |



### LACFIL FAST

Fil synthétique TRESSÉ résorbable, incolore, monté sur une aiguille en acier inoxydable de très haute qualité. À usage unique.

- Composition : PGLA - copolymère de glycolide (90%) et de L-lactide (10%).
- Enduction : copolymère de lactide et de glycolide, et stéarate de calcium.
- Tolérance : très bonne.
- Glisse : très grande fluidité; l'enduction limite l'effet scie-fil.
- Souplesse : excellente maniabilité, positionnement facile des nœuds.
- Tenue des nœuds : excellente.
- Temps de résistance à la tension : 7 jours (50 %).
- Temps de résorption : 28 à 42 jours.
- Aiguille en acier inoxydable et sertissage de qualité supérieure. Aiguille siliconée pour une meilleure glisse.
- Indications : chirurgies des tissus mous, lorsqu'un rapprochement à court terme est requis. Idéal pour les sutures cutanées des animaux sauvages ou difficiles.
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.
- Conditionnement : support « race track » garantissant un déroulement du fil sans nœud et avec moins d'effet mémoire ; emballé dans une pochette aluminium individuelle avec ouverture facile et rapide.
- Conservation : 5 ans. Usage immédiat après ouverture. Livré par boîte de 12 sachets. Longueur de fil 90 cm.

| DÉSIGNATION                                        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>D 1,5 - USP 4-0 - AIGUILLE 3/8 TRIANGULAIRE</b> |           |       |
| Aiguille 16 mm - Fil 90 cm - Par 12                | 116 72 30 | 59,97 |
| <b>D 3 - USP 2-0 - AIGUILLE 3/8 TRIANGULAIRE</b>   |           |       |
| Aiguille 24 mm - Fil 90 cm - Par 12                | 116 66 70 | 59,97 |
| Aiguille 30 mm - Fil 90 cm - Par 13                | 117 03 50 | 59,97 |
| <b>D 3,5 - USP 0 - AIGUILLE 3/8 TRIANGULAIRE</b>   |           |       |
| Aiguille 30 mm - Fil 90 cm - Par 12                | 116 80 70 | 59,97 |



## P.D.S. PLUS

PDS Plus Antibactérien est un monofilament de Poly (P-dioxanone) généralement utilisé pour le rapprochement des tissus mous, y compris pour les tissus cardiovasculaires pédiatriques et dans la chirurgie ophtalmique.

Suture particulièrement adaptée lorsqu'il est souhaitable d'utiliser une suture résorbable alors qu'un soutien prolongé (jusqu'à 6 semaines) est nécessaire.

Résistance : 98 jours.

Résorption : 180 à 210 jours.

| DÉSIGNATION                                        | RÉFÉRENCE | € HT   | UV2 | € HT  |
|----------------------------------------------------|-----------|--------|-----|-------|
| <b>D 0,7 - USP 6/0 - AIG 1/2 R TAPERPOINT</b>      |           |        |     |       |
| 13 mm - fil : 70 cm<br>PDP926H                     | 116 39 70 | 10,38  | 36  | 8,02  |
| <b>D 0,7 - USP 6/0 - AIG 3/8 T MULTIPASS</b>       |           |        |     |       |
| 11 mm - fil : 45 cm<br>-Incolore - PDP489H         | 116 41 20 | 13,85  | 36  | 10,78 |
| <b>D 1,5 - USP 4/0 - AIG 1/2 R</b>                 |           |        |     |       |
| 17 mm - fil : 70 cm<br>PDP304H                     | 116 42 60 | 9,77   | 36  | 7,79  |
| <b>D 1,5 - USP 4/0 - AIG 1/2 R TAPERPOINT PLUS</b> |           |        |     |       |
| 22 mm - fil : 70 cm<br>PDP3100H - Par 36           | 825 45 10 | 329,73 |     |       |
| <b>D 1,5 - USP 4/0 - AIG 3/8 R</b>                 |           |        |     |       |
| 17 mm - fil : 70 cm<br>PDP9077H                    | 116 37 70 | 9,55   | 36  | 7,71  |
| <b>D 1,5 - USP 4/0 - AIG 3/8 T</b>                 |           |        |     |       |
| 19 mm - fil : 70 cm<br>PDP397H                     | 116 37 90 | 9,53   | 36  | 7,70  |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 1/2 R</b>                   |           |        |     |       |
| 22 mm - fil : 70 cm<br>PDP311H                     | 116 38 60 | 8,93   | 36  | 7,08  |
| 26 mm - fil : 70 cm<br>PDP316H                     | 116 42 10 | 9,13   | 36  | 7,24  |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 1/2 R VISIBLACK</b>         |           |        |     |       |
| 22 mm - fil : 70 cm<br>PDP3110H                    | 116 42 30 | 9,56   | 36  | 7,71  |
| 26 mm - fil : 70 cm<br>PDP3160H - Par 36           | 825 44 96 | 323,52 |     |       |



| DÉSIGNATION                                  | RÉFÉRENCE | € HT   | UV2 | € HT |
|----------------------------------------------|-----------|--------|-----|------|
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 3/8 T</b>             |           |        |     |      |
| 24 mm - fil : 70 cm<br>PDP452H - Par 36      | 823 68 60 | 308,65 |     |      |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 1/2 R</b>             |           |        |     |      |
| 26 mm - fil : 70 cm<br>PDP317H - Par 36      | 827 42 63 | 294,27 |     |      |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 1/2 R SPATULÉE</b>    |           |        |     |      |
| 31 mm - fil : 70 cm<br>PDP9133H              | 116 40 80 | 9,68   | 36  | 7,86 |
| 36 mm - fil : 70 cm<br>PDP323H               | 116 39 60 | 9,51   | 36  | 7,72 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 1/2 T</b>             |           |        |     |      |
| 36 mm - fil : 70 cm<br>PDP466H               | 116 40 20 | 9,38   | 36  | 7,61 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 3/8 T</b>             |           |        |     |      |
| 24 mm - fil : 70 cm<br>PDP453H - Par 36      | 823 68 77 | 284,58 |     |      |
| 26 mm - fil : 70 m<br>PDP969H - Par 36       | 827 94 09 | 317,17 |     |      |
| <b>D 3,5 - USP 0 - AIG 1/2 T</b>             |           |        |     |      |
| 36 mm - fil : 70 cm<br>PDP467H - Par 36      | 825 89 27 | 319,71 |     |      |
| <b>D 3,5 - USP 0 - AIG 1/2 R TAPER POINT</b> |           |        |     |      |
| 31 mm - fil : 70 cm<br>PDP2017H              | 116 39 40 | 9,38   | 36  | 7,40 |
| <b>D 4 - USP 1 - AIG 1/2 R</b>               |           |        |     |      |
| 48 mm - fil : 90 cm<br>PDP371T               | 116 36 50 | 9,24   | 24  | 7,33 |
| <b>D 4 - USP 1 - AIG 1/2 R SPATULÉE</b>      |           |        |     |      |
| 36 mm - fil : 70 cm<br>PDP325H               | 116 40 50 | 8,93   | 36  | 7,08 |
| <b>D 4 - USP - 1 - AIG 1/2 T</b>             |           |        |     |      |
| 36 mm - fil : 70 cm<br>PDP468H Par 36        | 825 45 04 | 324,16 |     |      |



## P.D.S. II

Fil résorbable en polydioxanone monofilament

violet : sa résistance supérieure à 60 jours permet l'utilisation de fil résorbable sur des tissus à cicatrisation lente.

Résistance : 98 jours.

Résorption : 180 à 210 jours.

| DÉSIGNATION                              | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT |
|------------------------------------------|-----------|-------|-----|------|
| <b>D 1,5 - USP 4/0 - AIG 1/2 R LASER</b> |           |       |     |      |
| 18 mm - fil : 70 cm<br>Z 3040H           | 807 21 86 | 10,33 | 36  | 8,30 |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 3/8 T</b>         |           |       |     |      |
| 19 mm - fil : 70 cm<br>Z 398H            | 800 84 90 | 9,82  | 36  | 7,93 |
| <b>D 4 - USP 1 - AIG 1/2 R LASER</b>     |           |       |     |      |
| 36 mm - fil : 70 cm<br>Z 325H            | 828 93 36 | 8,76  | 36  | 6,95 |

AIGUILLES SERTIES  
GÉNIA SUTURES

- 3 différentes sections d'aiguilles
- 3 fils tressés résorbables
- 2 fils monofilaments résorbables &
- 2 fils monofilaments non résorbables

Notre support «Race Track» garantit un déroulement du fil sans noeud & un effet mémoire minimisé.




GENIA-GROUP.COM

génia

## SURGITEK

Gants de chirurgie stériles, en latex, anatomiques à manchettes longues. Disponible en poudrés & non poudrés.





## PGLA TRESSÉ

Le PGLA est une suture résorbable stérile composée polyglactine 910 enduite avec une combinaison de Polyglycolide-co-lactide (30/70) et de Stéarate de Calcium pour une meilleure lubrification.

Résistance : 80% à 14 jours, 90% à 28 jours. Résorption : 10% à 14 jours, 25% à 28 jours, complète entre 56 et 70 jours.

| DÉSIGNATION                            | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------------------|-----------|-------|
| D 2 - USP 3/0 - AIG 3/8 T              |           |       |
| 24 mm - fil : 90 cm - PGLA2CN - Par 12 | 826 34 66 | 36,81 |
| D 2 - USP 3/0 - AIG 3/8 R              |           |       |
| 24 mm - fil : 90 cm - PGLA2RN - Par 12 | 116 02 00 | 36,81 |
| D 3 - USP 2/0 - AIG 3/8 T              |           |       |
| 30 mm - fil : 90 cm - PGLA3CN - Par 12 | 826 34 43 | 36,81 |
| D 3 - USP 2/0 - AIG 3/8 R              |           |       |
| 30 mm - fil : 90 cm - PGLA3RN - Par 12 | 826 35 26 | 36,81 |
| D 3,5 - USP 0 - AIG 3/8 T              |           |       |
| 30 mm - fil : 90 cm - PGLA35C - Par 12 | 826 34 72 | 36,81 |
| D 4 - USP 1 - AIG 1/2 T                |           |       |
| 40 mm - fil : 90 cm - PGLA4C - Par 12  | 826 35 03 | 36,81 |
| D 5 - USP 2 - AIG 1/2 T                |           |       |
| 48 mm - fil : 90 cm - PGLA5CN - Par 12 | 816 80 29 | 36,81 |

**LE CHOIX  
QUALITE-PRIX**  
DEPUIS 2007

www.noevia.fr

**vetsuture®**  
PREMIUM

Une gamme complète pour toutes vos interventions.  
Adoptée par des milliers de vétérinaire en Europe.



## MONOCRYL PLUS

Fil résorbable antibactérien, monofilament de polyglécaprone 25, enduit d'Irgacare MP. Disponible en deux vitesses de résistance : 28 jours (violet) ou 21 jours (ambré). Résorption : 90 à 120 jours.

| DÉSIGNATION                                         | RÉFÉRENCE | € HT   | UV2 | € HT  |
|-----------------------------------------------------|-----------|--------|-----|-------|
| <b>D 0,7 - USP 6/0 - AIG R 1/2</b>                  |           |        |     |       |
| 12 mm - fil : 70 cm - Violet - MCP9260H             | 116 64 30 | 10,26  | 36  | 8,25  |
| <b>D 1 - USP 5/0 - AIG 1/2 R</b>                    |           |        |     |       |
| 18 mm - fil : 70 cm - Violet - MCP2131H - Par 36    | 116 90 80 | 335,63 |     |       |
| <b>D 1 - USP 5/0 - AIG 3/8 T</b>                    |           |        |     |       |
| 13 mm - fil : 70 cm - Ambré - MCP389H               | 116 40 60 | 14,69  | 36  | 11,51 |
| <b>D 1 - USP 5/0 - AIG 3/8 T MULTIPASS</b>          |           |        |     |       |
| 13 mm - fil : 70 cm - Violet - MCP1013H             | 116 38 20 | 10,24  | 36  | 8,32  |
| <b>D 1,5 - USP 4/0 - AIG 1/2 SPATULÉE VISIBLACK</b> |           |        |     |       |
| 22 mm - fil : 70 cm - Violet - MCP3100H             | 116 42 20 | 9,03   | 36  | 8,38  |
| 26 mm - fil : 70 cm - Violet - MCP3150H             | 116 38 90 | 9,35   | 36  | 7,47  |



## MONOFIL

Fil synthétique MONOFILAMENT résorbable, violet, monté sur une aiguille en acier inoxydable de très haute qualité. À usage unique.

- Composition : PDO – polymère de p-dioxanone.
- Tolérance : excellente, aucun effet mèche.
- Glisse : excellente.
- Souplesse : bonne.
- Tenue des nœuds : bonne.
- Temps de résistance à la tension : 28 jours (65 %).
- Temps de résorption : 180 à 220 jours.
- Aiguille en acier inoxydable et sertissage de qualité supérieure. Aiguille siliconée pour une meilleure glisse.
- Indications : chirurgies des tissus mous, organes creux, chirurgie ophtalmologique. Idéal pour les patients à risques (animaux atteints de diabète, Cushing, cancer...).
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.
- Conditionnement : support « race track » garantissant un déroulement du fil sans nœud et avec moins d'effet mémoire ; emballé dans une pochette aluminium individuelle avec ouverture facile et rapide.
- Conservation : 5 ans. Usage immédiat après ouverture. Livré par boîte de 12 sachets. Longueur de fil 90 cm.

| DÉSIGNATION                                     | RÉFÉRENCE | € HT   | UV2 | € HT  |
|-------------------------------------------------|-----------|--------|-----|-------|
| <b>D 1,5 - USP 4/0 - AIG 3/8 R</b>              |           |        |     |       |
| 17 mm - fil : 70 cm - Violet - MCP3548H         | 116 38 50 | 10,24  | 36  | 8,26  |
| <b>D 1,5 - USP 4/0 - AIG 3/8 T</b>              |           |        |     |       |
| 19 mm - fil : 70 cm - Ambré - MCP4422H          | 101 33 80 | 9,98   | 36  | 8,05  |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 1/2 R</b>                |           |        |     |       |
| 31 mm - fil : 70 cm - Violet - MCP3200H         | 116 42 90 | 9,86   | 36  | 8,08  |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 1/2 R LASER</b>          |           |        |     |       |
| 26 mm - fil : 70 cm - Violet - MCP3160          | 828 35 81 | 9,55   | 36  | 7,68  |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 3/8 R LASER</b>          |           |        |     |       |
| 17 mm - fil : 70 cm - Violet - MCP3050          | 828 35 98 | 10,26  | 36  | 8,28  |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 1/2 T</b>                |           |        |     |       |
| 22 mm - fil : 70 cm - Ambré - MCP458H - Par 36  | 110 39 00 | 293,11 |     |       |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 3/8 T</b>                |           |        |     |       |
| 24 mm - fil : 70 cm - MCP442H                   | 101 02 50 | 9,51   | 36  | 7,87  |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 1/2 R</b>                |           |        |     |       |
| 31 mm - fil : 70 cm - Violet - MCP3441G         | 116 36 40 | 16,89  | 12  | 13,85 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 1/2 R LASER</b>          |           |        |     |       |
| 26 mm - fil : 70 cm - Violet - MCP3170H         | 828 36 06 | 9,44   | 36  | 7,92  |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 1/2 R TAPER POINT</b>    |           |        |     |       |
| 36 mm - fil : 70 cm - Violet - MCP227H - Par 36 | 116 39 20 | 283,37 |     |       |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 1/2 T</b>                |           |        |     |       |
| 36 mm - fil : 90 cm - Violet - MCP917H          | 116 42 00 | 11,13  | 36  | 8,90  |
| 30 mm - fil : 70 cm - Ambré - MCP1086H          | 116 39 30 | 9,76   | 36  | 8,03  |

| DÉSIGNATION                                                 | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>D 1,5 - USP 4/0 - AIGUILLE 1/2 TRIANGULAIRE</b>          |           |       |
| Aiguille 19 mm - Fil 90 cm - Par 12                         | 116 72 50 | 41,97 |
| <b>D 1,5 - USP 4/0 - AIGUILLE 3/8 RONDE (TAPER CUTTING)</b> |           |       |
| Aiguille 17 mm - Fil 90 cm - Par 12                         | 116 92 30 | 44,78 |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIGUILLE 1/2 RONDE (TAPER CUTTING)</b>   |           |       |
| Aiguille 26 mm - Fil 90 cm - Par 12                         | 117 04 30 | 41,97 |
| Aiguille 18 mm - Fil 90 cm - Par 12                         | 117 04 20 | 44,78 |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIGUILLE 3/8 RONDE (TAPER CUTTING)</b>   |           |       |
| Aiguille 20 mm - Fil 90 cm - Par 12                         | 116 62 20 | 41,97 |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIGUILLE 3/8 TRIANGULAIRE</b>            |           |       |
| Aiguille 24 mm - Fil 90 cm - Par 12                         | 116 80 50 | 41,97 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIGUILLE 1/2 RONDE (TAPER CUTTING)</b>   |           |       |
| Aiguille 26 mm - Fil 90 cm - Par 12                         | 116 85 20 | 41,97 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIGUILLE 1/2 TRIANGULAIRE</b>            |           |       |
| Aiguille 26 mm - Fil 90 cm - Par 12                         | 117 02 50 | 44,78 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIGUILLE 3/8 RONDE (TAPER CUTTING)</b>   |           |       |
| Aiguille 20 mm - Fil 90 cm - Par 12                         | 116 62 60 | 41,97 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIGUILLE 3/8 TRIANGULAIRE</b>            |           |       |
| Aiguille 24 mm - Fil 90 cm - Par 12                         | 116 66 90 | 41,97 |
| <b>D 3,5 - USP 0 - AIGUILLE 1/2 TRIANGULAIRE</b>            |           |       |
| Aiguille 36 mm - Fil 90 cm - Par 12                         | 117 17 70 | 43,75 |
| <b>D 3,5 - USP 0 - AIGUILLE 3/8 TRIANGULAIRE</b>            |           |       |
| Aiguille 30 mm - Fil 90 cm - Par 12                         | 116 92 70 | 41,97 |
| <b>D 4 - USP 1 - AIGUILLE 1/2 TRIANGULAIRE</b>              |           |       |
| Aiguille 40 mm - Fil 90 cm - Par 12                         | 116 92 90 | 44,78 |

| DÉSIGNATION                                  | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|----------------------------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| <b>D 3 - USP 3/0 - AIG 1/2 TAPER CUT</b>     |           |       |     |       |
| 26 mm - fil : 70 cm - Violet - MCP3440G      | 116 36 30 | 16,83 | 12  | 13,52 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 3/8 R TAPER POINT</b> |           |       |     |       |
| 26 mm - fil : 70 cm - Violet - MCP296H       | 116 37 30 | 9,70  | 36  | 7,92  |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 3/8 T</b>             |           |       |     |       |
| 24 mm - fil : 70 cm - Ambré - MCP4443H       | 116 41 50 | 9,17  | 36  | 7,19  |
| <b>D 3,5 - USP 0 - AIG 1/2 R TAPER CUT</b>   |           |       |     |       |
| 36 mm - fil : 90 cm - Violet - MCP918H       | 116 40 00 | 11,17 | 36  | 8,93  |
| <b>D 3,5 - USP 0 - AIG 1/2 T</b>             |           |       |     |       |
| 36 mm - fil : 70 cm - Ambré - MCP267H        | 116 42 40 | 9,45  | 36  | 7,77  |
| <b>D 3,5 - USP 0 - AIG 3/8 T</b>             |           |       |     |       |
| 30 mm - fil : 70 cm - Violet - MCP587H       | 116 41 80 | 9,10  | 36  | 7,41  |
| <b>D 4 - USP 1 - AIG 1/2 R</b>               |           |       |     |       |
| 40 mm - fil : 90 cm - Violet - MCP4959H      | 116 41 10 | 11,23 | 36  | 9,00  |
| <b>D 4 - USP 1 - AIG 1/2 T</b>               |           |       |     |       |
| 36 mm - fil : 90 cm - Violet - MCP919H       | 116 41 90 | 10,93 | 36  | 8,75  |
| 36 mm - fil : 70 cm - Incolore - MCP268H     | 116 37 40 | 9,54  | 36  | 7,47  |
| <b>D 4 - USP 1 - AIG 1/2 R TAPER POINT</b>   |           |       |     |       |
| 31 mm - fil : 70 cm - Violet - MCP3755G      | 116 36 60 | 9,36  | 12  | 7,74  |
| 36 mm - fil : 70 cm - Violet - MCP229H       | 116 42 50 | 10,00 | 36  | 8,22  |



## MONOSYN QUICK

Monofilament synthétique résorbable à court terme composé de glyconate. Monosyn® Quick est indiqué dans le rapprochement des tissus mous à cicatrisation rapide. Fil incolore. Résistance : 70 à 80 % après 5 jours. Résorption complète en 56 jours.

| DÉSIGNATION                                   | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-----------------------------------------------|-----------|------|-----|------|
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 3/8 T</b>              |           |      |     |      |
| 19 mm pointe précision - fil : 70 cm C0025037 | 822 31 71 | 7,74 | 36  | 6,51 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 3/8 T</b>              |           |      |     |      |
| 24 mm pointe précision - fil : 70 cm C0025044 | 822 31 88 | 7,74 | 36  | 6,51 |

# SUTURES



## FASTFIL

Fil synthétique MONOFILAMENT à résorption rapide, violet, monté sur une aiguille en acier inoxydable de très haute qualité. À usage unique.

- Composition : PGCL – poly(glycolide-co-caprolactone).
- Tolérance : excellente, aucun effet mèche.
- Glisse : excellente.
- Souplesse : bonne.
- Tenue des nœuds : bonne.
- Temps de résistance à la tension : 7 jours (70 %).
- Temps de résorption : 90 jours.
- Aiguille en acier inoxydable et sertissage de qualité supérieure. Aiguille siliconée pour une meilleure glisse.
- Indications : chirurgies des tissus mous, organes creux. Idéal pour les surjets intradermiques, le tissu sous-cutané ou la cavité buccale.
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.
- Conditionnement : support « race track » garantissant un déroulement du fil sans nœud et avec moins d'effet mémoire ; emballé dans une pochette aluminium individuelle avec ouverture facile et rapide.
- Conservation : 5 ans. Usage immédiat après ouverture. Livré par boîte de 12 sachets. Longueur de fil 90 cm.

| DÉSIGNATION                                                 | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>D 1 - USP 5/0 - AIGUILLE 3/8 RONDE (TAPER CUTTING)</b>   |           |       |
| Aiguille 13 mm - Fil 90 cm - Par 12                         | 117 04 10 | 47,33 |
| <b>D 1,5 - USP 4/0 - AIGUILLE 1/2 RONDE (TAPER CUTTING)</b> |           |       |
| Aiguille 18 mm - Fil 90 cm - Par 12                         | 116 80 20 | 50,37 |
| Aiguille 22 mm - Fil 90 cm - Par 12                         | 117 03 80 | 50,37 |
| <b>D 1,5 - USP 4/0 - AIGUILLE 3/8 RONDE (TAPER CUTTING)</b> |           |       |
| Aiguille 18 mm - Fil 90 cm - Par 12                         | 117 03 70 | 50,37 |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIGUILLE 1/2 RONDE (TAPER CUTTING)</b>   |           |       |
| Aiguille 22 mm - Fil 90 cm - Par 12                         | 117 03 90 | 50,37 |
| Aiguille 26 mm - Fil 90 cm - Par 12                         | 116 62 80 | 50,37 |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIGUILLE 1/2 TRIANGULAIRE</b>            |           |       |
| Aiguille 26 mm - Fil 90 cm - Par 12                         | 116 93 20 | 50,37 |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIGUILLE 3/8 RONDE (TAPER CUTTING)</b>   |           |       |
| Aiguille 20 mm - Fil 90 cm - Par 12                         | 116 80 60 | 50,37 |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIGUILLE 3/8 TRIANGULAIRE</b>            |           |       |
| Aiguille 24 mm - Fil 90 cm - Par 12                         | 116 85 10 | 50,37 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIGUILLE 1/2 RONDE (TAPER CUTTING)</b>   |           |       |
| Aiguille 26 mm - Fil 90 cm - Par 12                         | 116 62 50 | 50,37 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIGUILLE 3/8 TRIANGULAIRE</b>            |           |       |
| Aiguille 24 mm - Fil 90 cm - Par 12                         | 116 80 00 | 50,37 |
| Aiguille 30 mm - Fil 90 cm - Par 12                         | 116 84 90 | 50,37 |
| <b>D 4 - USP 1 - AIGUILLE 1/2 TRIANGULAIRE</b>              |           |       |
| Aiguille 36 mm - Fil 90 cm - Par 12                         | 117 04 00 | 50,37 |



## MONOSYN

Fil de suture résorbable monofilament de polyglyconate permettant de pratiquer de nombreuses interventions en utilisant la même suture du début à la fin (castration, ovariectomie, chirurgie abdominale).

Résistance de 50% à 14 jours.

Résorption de 60 à 90 jours.

Toutes les aiguilles sont «Easyslide» : acier très résistant et siliconé.

| DÉSIGNATION                                     | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------------------------------------------|-----------|------|-----|------|
| <b>D 1 - USP 5/0 - AIG 3/8 T</b>                |           |      |     |      |
| 12 mm - fil : 70 cm<br>Violet - C0023413        | 824 15 42 | 6,57 | 36  | 5,46 |
| <b>D 1,5 - USP 4/0 - AIG 3/8 T</b>              |           |      |     |      |
| 12 mm - fil : 70 cm<br>Incolore - C0023414      | 828 31 44 | 6,57 | 36  | 5,46 |
| <b>D 1,5 - USP 4/0 - AIG 3/8 R</b>              |           |      |     |      |
| 22 mm - fil : 70 cm<br>Violet - C0022354        | 829 68 85 | 6,57 | 36  | 5,46 |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 1/2 R POINTE DIAMANT</b> |           |      |     |      |
| 26 mm - fil : 70 cm<br>Violet - C0022305        | 828 37 18 | 6,58 | 36  | 5,46 |
| 30 mm - fil : 140 cm<br>Violet - C2022035       | 833 01 97 | 6,57 | 36  | 5,46 |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 1/2 R</b>                |           |      |     |      |
| 22 mm - fil : 70 cm<br>Violet - C2022015        | 828 35 52 | 7,56 | 36  | 6,45 |
| 26 mm - fil : 90 cm<br>Violet - C0022425        | 827 83 73 | 6,58 | 36  | 5,46 |

| DÉSIGNATION                                     | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------------------------------------------|-----------|------|-----|------|
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 3/8 R POINTE DIAMANT</b> |           |      |     |      |
| 20 mm - fil : 70 cm<br>Violet - C0022355        | 806 84 92 | 6,57 | 36  | 5,46 |
| 26 mm - fil : 70 cm<br>Violet - C0022365        | 828 33 68 | 6,58 | 36  | 5,46 |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 3/8 R</b>                |           |      |     |      |
| 22 mm - fil : 70 cm<br>Violet - C0022100        | 829 68 79 | 6,57 | 36  | 5,46 |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 3/8 T</b>                |           |      |     |      |
| 19 mm - fil : 45 cm<br>Incolore - C0023205      | 828 35 46 | 6,58 | 36  | 5,46 |
| 24 mm - fil : 70 cm<br>Violet - C0022215        | 833 88 10 | 6,57 | 36  | 4,98 |
| <b>D 3,5 - USP 0 - AIG 3/8 T</b>                |           |      |     |      |
| 30 mm - fil : 70 cm<br>Incolore - C0023437      | 828 37 24 | 6,58 | 36  | 5,46 |
| <b>D 3,5 - USP 0 - AIG 3/8 R</b>                |           |      |     |      |
| 32 mm - fil : 70 cm<br>Violet - C0022377        | 833 01 80 | 6,58 | 36  | 5,46 |
| <b>D 3,5 - USP 0 - AIG 1/2 T</b>                |           |      |     |      |
| 37 mm - fil : 70 cm<br>Incolore - C0023237      | 828 32 04 | 6,58 | 36  | 5,46 |
| <b>D 3,5 - USP 0 - AIG 1/2 T DIAMANT</b>        |           |      |     |      |
| 48 mm - fil : 90 cm<br>Violet C0022332          | 828 33 39 | 6,58 | 36  | 5,46 |
| <b>D 4 - USP 1 - AIG 3/8 R POINTE DIAMANT</b>   |           |      |     |      |
| 32 mm - fil : 70 cm<br>Violet - C0022378        | 806 85 17 | 6,56 | 36  | 5,44 |
| <b>D 4 - USP 1 - AIG 1/2 R</b>                  |           |      |     |      |
| 37 mm - fil : 90 cm<br>Violet - C0022448        | 102 66 40 | 6,58 | 36  | 5,46 |



## MONOSYN RACEPACK®

Fil résorbable monofilament de polyglyconate. Fil de suture polyvalent permettant de pratiquer de nombreuses interventions en utilisant la même suture du début à la fin (castration, ovariectomie, chirurgie abdominale).

Résistance de 50% à 14 jours. Toutes les aiguilles sont «Easyslide» : acier très résistant et siliconé. Résorption de 60 à 90 jours.

Packaging RacePack® (RCP) : système innovant d'emballage de sutures où la suture est bobinée en cercle sur un «guide».

| DÉSIGNATION                                       | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|---------------------------------------------------|-----------|------|-----|------|
| <b>D 1 - USP 5/0 - AIG 1/2 R</b>                  |           |      |     |      |
| 13 mm - fil : 70 cm<br>Violet - C2022008          | 111 79 10 | 6,05 | 36  | 5,16 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 3/8 R</b>                  |           |      |     |      |
| 26 mm - Diamant<br>fil : 70 cm Violet<br>C2022366 | 111 79 90 | 5,96 | 36  | 4,98 |
| 26 mm - fil : 70 cm<br>Violet - C2022118          | 111 80 30 | 6,52 | 36  | 5,40 |

| DÉSIGNATION                                | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|--------------------------------------------|-----------|------|-----|------|
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 3/8 T</b>           |           |      |     |      |
| 24 mm - fil : 70 cm<br>Violet - C2022216   | 111 79 30 | 5,96 | 36  | 4,88 |
| 30 mm - fil : 70 cm<br>Violet - C2022231   | 111 79 50 | 6,02 | 36  | 5,03 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 1/2 T</b>           |           |      |     |      |
| 26 mm - fil : 70 cm<br>Incolore - C2023240 | 111 80 10 | 6,52 | 36  | 5,40 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 1/2 R</b>           |           |      |     |      |
| 26 mm - fil : 70 cm<br>Violet - C2022086   | 111 79 20 | 6,02 | 36  | 5,04 |
| 26 mm - fil : 90 cm<br>Violet - C2022426   | 111 80 00 | 6,02 | 36  | 5,03 |
| <b>D 3,5 - USP 0 - AIG 3/8 T</b>           |           |      |     |      |
| 24 mm - fil : 70 cm<br>Violet - C2022217   | 111 79 40 | 6,02 | 36  | 5,03 |
| 30 mm - fil : 70 cm<br>Violet - C2022232   | 111 79 60 | 6,02 | 36  | 5,03 |
| <b>D 4 - USP 1 - AIG 3/8 T</b>             |           |      |     |      |
| 30 mm - fil : 70 cm<br>Violet - C2022233   | 111 79 70 | 6,02 | 36  | 5,03 |





## BIOSYN

**Monofilament synthétique résorbable composé de Glycomer 631.** Maniabilité, résistance supérieure à 21 jours et tenue au nœud parfaite en font le fil de choix pour les sutures digestives et urinaires.  
Résistance : 40% à 21 jours.  
Résorption : 90 à 110 jours.

| DÉSIGNATION                              | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|------------------------------------------|-----------|------|-----|------|
| <b>D 1,5 - USP 4/0 - AIG 1/2 R</b>       |           |      |     |      |
| 17 mm - fil : 75 cm<br>UM 203            | 828 38 59 | 6,46 | 36  | 5,22 |
| 22 mm - fil : 75 cm<br>GM181             | 820 81 19 | 6,91 | 36  | 5,55 |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 3/8 T</b>         |           |      |     |      |
| 24 mm - fil : 75 cm<br>Incolore - SM 693 | 828 39 25 | 6,64 | 36  | 5,36 |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 1/2 R</b>         |           |      |     |      |
| 22 mm - fil : 75 cm<br>GM 324            | 806 22 94 | 6,58 | 36  | 5,39 |
| 26 mm - fil : 75 cm<br>GM 122            | 806 22 88 | 6,37 | 36  | 5,23 |

| DÉSIGNATION                              | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|------------------------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 1/2 T</b>         |           |       |     |       |
| 24 mm - fil : 75 cm<br>SM 632            | 828 38 71 | 6,86  | 36  | 5,68  |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 3/8 T</b>         |           |       |     |       |
| 24 mm - fil : 75 cm<br>Incolore - SM 823 | 828 39 31 | 6,67  | 36  | 5,76  |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 1/2 R</b>         |           |       |     |       |
| 26 mm - fil : 70 cm<br>GM 123            | 806 23 02 | 6,77  | 36  | 5,55  |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 1/2 T</b>         |           |       |     |       |
| 26 mm - fil : 75 cm<br>CM 879            | 806 23 19 | 6,02  | 36  | 4,93  |
| 37 mm - fil : 75 cm<br>CM 816            | 828 39 02 | 6,38  | 36  | 5,49  |
| <b>D 3,5 - USP 0 - AIG 1/2 T</b>         |           |       |     |       |
| 37 mm - fil : 75 cm<br>CM 817            | 806 23 25 | 6,22  | 36  | 5,12  |
| <b>D 3,5 - USP 0 - AIG 1/2 R</b>         |           |       |     |       |
| 27 mm - fil : 75 cm<br>CM 884            | 828 39 48 | 6,49  | 36  | 5,60  |
| <b>D 4 - USP 1 - AIG 1/2 T</b>           |           |       |     |       |
| 48 mm - fil : 90 cm<br>CM 222            | 828 39 77 | 7,21  | 36  | 5,78  |
| <b>D 4 - USP 1 - AIG 1/2 R</b>           |           |       |     |       |
| 65 mm - fil : 240 cm<br>CML 780L         | 828 39 83 | 13,78 | 12  | 11,06 |

| DÉSIGNATION                              | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|------------------------------------------|-----------|------|-----|------|
| <b>D 1,5 - USP 4/0 - AIG 3/8 T</b>       |           |      |     |      |
| 19 mm - fil : 70 cm<br>C2024536          | 111 78 80 | 5,74 | 36  | 4,76 |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 3/8 T</b>         |           |      |     |      |
| 24 mm - fil : 70 cm<br>C2024520          | 111 78 70 | 6,09 | 36  | 5,05 |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 1/2 R</b>         |           |      |     |      |
| 26 mm - fil : 70 cm<br>C2024025          | 111 78 30 | 6,44 | 36  | 6,08 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 1/2 R DIAMANT</b> |           |      |     |      |
| 26 mm - fil : 70 cm<br>C2024026          | 111 78 50 | 5,23 | 36  | 4,67 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 3/8 T</b>         |           |      |     |      |
| 24 mm - fil : 70 cm<br>C2024990          | 111 78 90 | 5,23 | 36  | 4,67 |
| 26 mm - fil : 70 cm<br>C2024186          | 111 78 60 | 5,16 | 36  | 4,28 |

| DÉSIGNATION                        | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|------------------------------------|-----------|------|-----|------|
| <b>D 1 - USP 5/0 - AIG 1/2 R</b>   |           |      |     |      |
| 17 mm - fil : 70 cm<br>C0024283    | 828 31 09 | 8,02 | 36  | 6,85 |
| <b>D 1,5 - USP 4/0 - AIG 3/8 R</b> |           |      |     |      |
| 18 mm - fil : 70 cm<br>C0024534    | 838 92 85 | 5,27 | 36  | 4,72 |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 3/8 T</b>   |           |      |     |      |
| 19 mm - fil : 70 cm<br>C0024519    | 828 31 38 | 6,14 | 36  | 5,10 |
| <b>D 4 - USP 1 - AIG 1/2 T</b>     |           |      |     |      |
| 37 mm - fil : 90 cm<br>C0024106    | 838 92 56 | 6,08 | 36  | 5,05 |



## SURGICRYL MONOFAST

**Fil résorbable violet en polyglécaprone monofilament.**

Résorption : 90 à 120 jours.  
Résistance : 50% après 7 jours.

| DÉSIGNATION                    | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT |
|--------------------------------|-----------|-------|-----|------|
| <b>D 1,5 - USP 4/0</b>         |           |       |     |      |
| Aig 3/8 T 19 mm<br>fil : 75 cm | 821 35 63 | 2,68  | 12  | 2,39 |
| <b>D 2 - USP 3/0</b>           |           |       |     |      |
| Aig 1/2 R 26 mm<br>fil : 75 cm | 821 35 86 | 2,68  | 12  | 2,39 |
| Aig 3/8 T 19 mm<br>fil : 75 cm | 821 35 92 | 2,68  | 12  | 2,39 |
| Aig 3/8 T 24 mm<br>fil : 75 cm | 821 36 00 | 2,68  | 12  | 2,39 |
| <b>D 3 - USP 2/0</b>           |           |       |     |      |
| Aig 3/8 T 24 mm<br>fil : 75 cm | 821 36 17 | 2,68  | 12  | 2,39 |
| Aig 1/2 R 26 mm<br>fil : 75 cm | 821 36 23 | 2,73  | 12  | 2,44 |
| <b>D 3,5 - USP 0</b>           |           |       |     |      |
| Aig 1/2 R 30 mm<br>fil : 75 cm | 821 36 46 | 3,08  | 12  | 2,73 |
| <b>D 5 - USP 2</b>             |           |       |     |      |
| 1,5 m - Par 12                 | 825 92 75 | 29,35 |     |      |
| 2,5 m - Par 12                 | 821 02 86 | 44,23 |     |      |



## VELOSORB FAST

**Fil tressé dérivé des acides glycoliques et lactiques indiqué dans le rapprochement de la peau et des muqueuses, dans les cas où seuls 7 à 10 jours de soutien de la plaie sont nécessaires.** Bonne maniabilité et tenue au nœud pendant la fermeture.

Résistance à la traction : 45% après 5 jours, 0% après 14 jours.  
Résorption complète en 40 à 50 jours.

| DÉSIGNATION                      | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|----------------------------------|-----------|------|-----|------|
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 3/8 T</b> |           |      |     |      |
| 24 mm - fil : 75 cm<br>SV2252    | 825 87 84 | 7,63 | 36  | 6,35 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 3/8 T</b> |           |      |     |      |
| 24 mm - fil : 75 cm<br>SV2253    | 824 21 97 | 7,62 | 36  | 6,35 |

## MONOPLUS RACEPACK®

**Fil violet monofilament résorbable synthétique de polydioxanone non enduit.**

Résistance 35 jours post implantation d'au moins 50%. Résorption 180 à 210 jours.  
Indication : rapprochement prolongé des tissus mous sur des animaux souffrant d'un retard de cicatrisation (diabète, cancer).

Packaging RacePack® (RCP) : système innovant d'emballage de sutures où la suture est bobinée en cercle sur un «guide».

## MONOPLUS

**Fil violet monofilament résorbable synthétique de polydioxanone non enduit.**

Résistance 28 jours post implantation d'au moins 50%. Résorption 180 à 210 jours.  
Indication : rapprochement prolongé des tissus mous sur des animaux souffrant d'un retard de cicatrisation (diabète, cancer).

# SUTURES



## CAPROSYN

Suture monofilament synthétique résorbable (polyglytone), idéale pour les fermetures sous-cutanées. Meilleure glisse au passage intra tissulaire permettant un rapprochement des berges de la plaie en toute sécurité. Résistance : 10 à 12 jours. Résorption : 50% à 5 jours.

| DÉSIGNATION                             | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-----------------------------------------|-----------|------|-----|------|
| <b>D 2 - USP 3 - AIG 3/8 T</b>          |           |      |     |      |
| 19 mm - Incolore<br>fil : 75 cm - SC692 | 836 17 72 | 7,20 | 36  | 5,78 |
| <b>D 3 - USP 2 - AIG 3/8 T</b>          |           |      |     |      |
| 26 mm - Incolore<br>fil : 75 cm - SC586 | 836 18 26 | 7,42 | 36  | 5,95 |



## PDX MONOFIL

PDX est une suture résorbable monofilament stérile préparée depuis le polymère, poly(p-dioxanone). Résistance : 70% à 14 jours, 50% à 28 jours, 25% à 42 jours. Résorption : 90 jours et quasi complète en 6 mois.

| DÉSIGNATION                             | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------------------|-----------|-------|
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 1/2 TAPERCUT</b> |           |       |
| 26 mm - fil : 75 cm - PDX2DTC           | 111 23 30 | 3,46  |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 3/8 T</b>        |           |       |
| 20 mm - fil : 75 cm - PDX2TC - Par 12   | 826 35 32 | 41,58 |
| 24 mm - fil : 75 cm - PDX2RC - Par 12   | 108 70 60 | 41,58 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 1/2 TAPERCUT</b> |           |       |
| 26 mm - fil : 75 cm - PDX3DTC           | 111 22 70 | 3,46  |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 3/8 T</b>        |           |       |
| 24 mm - fil : 75 cm - PDX3RC - Par 12   | 106 60 50 | 41,58 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 3/8 TAPERCUT</b> |           |       |
| 20 mm - fil : 75 cm - PDX3TC - Par 12   | 826 35 49 | 41,58 |
| <b>D 3,5 - USP 0 - AIG 3/8 T</b>        |           |       |
| 30 mm - fil : 75 cm - PDX3SRC           | 106 60 90 | 41,58 |
| <b>D 4 - USP 1 - AIG 1/2 T</b>          |           |       |
| 40 mm - fil : 75 cm - PDX4RC - Par 12   | 106 60 70 | 41,58 |



## PGC MONOFIL

PGC (Polyglecaprone 25) est un monofilament synthétique à résorption rapide composé de Polymères de Glycolide co-caprolactone. Résistance : 50-60% à 7 jours, 20-30% à 14 jours. Résorption : 90 et 120 jours.

| DÉSIGNATION                               | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>D 1,5 - USP 4/0 - AIG 3/8 TAPERCUT</b> |           |       |
| 18 mm - fil : 75 cm - PGC15TC<br>Par 12   | 116 02 60 | 48,05 |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 3/8 TAPERCUT</b>   |           |       |
| 20 mm - fil : 75 cm - PGC2TC<br>Par 12    | 116 02 70 | 48,05 |
| 24 mm - fil : 75 cm - PGC2CN<br>Par 12    | 826 35 55 | 48,05 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 1/2 T</b>          |           |       |
| 26 mm - fil : 75 cm - PGC3DCN             | 111 22 90 | 4,00  |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 1/2 TAPERCUT</b>   |           |       |
| 26 mm - fil : 75 cm - PGC3DTC<br>Par 12   | 105 56 20 | 48,05 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 3/8 T</b>          |           |       |
| 30 mm - fil : 75 cm - PGC3CN<br>Par 12    | 103 30 70 | 48,05 |
| <b>D 3,5 - USP 0 - AIG 1/2 TAPERCUT</b>   |           |       |
| 26 mm - PGC35DTC<br>Par 12                | 116 02 80 | 48,05 |
| <b>D 4 - USP 1 - AIG 1/2 T</b>            |           |       |
| 40 mm - fil : 75 cm - PGC4CN              | 111 23 20 | 4,00  |

## Surgicryl®

### fil resorbables

**LES DEVIDOIRS DE SURGICRYL avec LIQUIDE DE CONSERVATION**

Profitez d'une stabilité optimale pendant 8 mois après l'ouverture du dévidoir – une performance qui vous assure tranquillité et fiabilité.

**SURGICRYL® 910 Polyglactine 910**  
Environ 30 jours de soutien tissulaire

**SURGICRYL® PGA Acide polyglycolique**  
Environ 30 jours de soutien tissulaire

**SURGICRYL® Monofast Polyglecaprone 25**  
Environ 20 jours de soutien tissulaire

**SURGICRYL® Monofilament Polydioxanone**  
Environ 60 jours de soutien tissulaire

Besoin de plus d'infos ?  
Notre équipe est à votre écoute via [info@sutures.be](mailto:info@sutures.be)

**SMI - le spécialiste des ligatures vétérinaires**  
vous offre une gamme complète

**Qualité & sécurité**

**smi**  
[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

SMI AG • Steinerberg 8 • 4780 - St. Vith / BELGIQUE • T.: +32 80 22 72 92 • [info@sutures.be](mailto:info@sutures.be)



## MAXON

Fil résorbable, monofilament de polyglyconate : excellente résistance, sécurité du nœud, manipulation aisée, mémoire minimale. Résistance : 50% à 28 jours. Résorption : 180 jours.

| DÉSIGNATION                              | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|------------------------------------------|-----------|------|-----|------|
| <b>D 1,5 - USP 4/0 - AIG 1/2 R</b>       |           |      |     |      |
| Vert - 20 mm<br>fil : 75 cm - 621731     | 801 10 03 | 5,86 | 36  | 4,83 |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 3/8 T</b>         |           |      |     |      |
| Incolore - 24 mm<br>fil : 75 cm - 661841 | 801 10 26 | 6,06 | 36  | 5,04 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 1/2 R</b>         |           |      |     |      |
| Vert - 26 mm<br>fil : 75 cm - 623351     | 801 10 61 | 7,36 |     | 5,91 |



## SURGICRYL MONOFILAMENT

Fil résorbable de polydioxanone monofilament violet. Résorption : 180 à 210 jours. Résistance : 50% persiste après 28/42 jours.

| DÉSIGNATION                        | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|------------------------------------|-----------|------|-----|------|
| <b>D 1,5 - USP 4/0 - AIG 3/8 T</b> |           |      |     |      |
| 19 mm - fil : 75 cm                | 821 36 52 | 2,79 | 12  | 2,49 |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 3/8 T</b>   |           |      |     |      |
| 19 mm - fil : 75 cm                | 821 36 69 | 2,87 | 12  | 2,55 |
| 24 mm - fil : 70 cm                | 828 52 78 | 2,87 | 12  | 2,54 |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 1/2 R</b>   |           |      |     |      |
| 26 mm - fil : 75 cm                | 821 36 75 | 2,66 | 12  | 2,34 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 3/8 T</b>   |           |      |     |      |
| 24 mm - fil : 75 cm                | 821 36 81 | 2,97 | 12  | 2,65 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 1/2 R</b>   |           |      |     |      |
| 26 mm - fil : 75 cm                | 821 36 98 | 2,72 | 12  | 2,33 |
| <b>D 3,5 - USP 0 - AIG 3/8 T</b>   |           |      |     |      |
| 24 mm - fil : 75 cm                | 821 37 06 | 3,08 | 12  | 2,72 |
| <b>D 4 - USP 1 - AIG 1/2 R</b>     |           |      |     |      |
| 40 mm - fil : 90 cm                | 821 37 12 | 2,99 | 12  | 2,68 |



## PGA MONOFIL

Le PGA Monofil est une suture tressée résorbable enduite (Acide polyglycolique). Fil violet. Boîte de 12 sachets.

| DÉSIGNATION                                      | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------------------------------------|-----------|--------|
| <b>D 0,3 - USP 9/0 - AIG 3/8 DOUBLE SPATULÉE</b> |           |        |
| 6,4 mm - Fil : 30 cm - Par 12                    | 116 76 20 | 190,85 |
| <b>D 0,7 - USP 6/0 - AIG 3/8 DOUBLE SPATULÉE</b> |           |        |
| 8 mm - Fil : 45 cm - Par 12                      | 116 76 40 | 157,11 |

## AIGUILLÉES

## Fil irrésorbable

### Faire son choix en suture non résorbable

| FIL NON RÉSORBABLE | LABORATOIRE | COMPOSITION                     | STRUCTURE    |
|--------------------|-------------|---------------------------------|--------------|
| DAFILON            | B-Braun     | Polyamide                       | Monofilament |
| ACIER              | Elanco      | Acier                           | Monofilament |
| ETHILON            | Elanco      | Polyamide                       | Monofilament |
| PROLENE            | Elanco      | Polypropylène                   | Monofilament |
| FILANYL            | Genia       | Polyamide                       | Monofilament |
| MONOSOF            | Medtronic   | Polyamide                       | Monofilament |
| NOVAFIL            | Medtronic   | Polybutester                    | Monofilament |
| SURGIPRO           | Medtronic   | Polypropylène                   | Monofilament |
| NYLON              | Noevia      | Nylon                           | Monofilament |
| DACLON             | SMI         | Polyamide                       | Monofilament |
| POLYPROPYLENE      | SMI         | Polypropylène                   | Monofilament |
| ETHIBOND EXCEL     | Elanco      | Polyester                       | Tressé       |
| MERSILENE          | Elanco      | Poly (téréphthalate d'éthylène) | Tressé       |
| SOIE               | Elanco      | Soie                            | Tressé       |

Indications données par les fabricants



## ETHIBOND EXCEL

Fil de polyester tressé, enduit pour améliorer la glisse, réduire le traumatisme tissulaire et l'effet mèche. Facile à manipuler, bonne résistance à la tension. Nœud d'excellente qualité. Fil utilisé dans les chirurgies orthopédiques. L'aiguille Tapercut est ronde à pointe triangulaire pour un traumatisme tissulaire minimal et un bon pouvoir de pénétration.



## SOIE NOIRE

Soie tressée américaine noire : traitée pour éliminer toute impureté et très résistante.

| DÉSIGNATION                        | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|------------------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| <b>D 0,7 - USP 6/0 - AIG 3/8 R</b> |           |       |     |       |
| 9 mm - fil : 45 cm<br>FK802        | 802 51 17 | 17,29 | 12  | 14,00 |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 3/8 T</b>   |           |       |     |       |
| 24 mm - fil : 75 cm<br>7093H       | 801 17 18 | 5,81  | 36  | 4,61  |
| <b>D 3,5 - USP 0 - AIG 3/8 T</b>   |           |       |     |       |
| 30 mm - fil : 75 cm<br>680H        | 801 17 53 | 5,81  | 36  | 4,61  |
| <b>D 4 - USP 1 - AIG 3/8 T</b>     |           |       |     |       |
| 30 mm - fil : 75 cm<br>F2243       | 801 17 76 | 5,81  | 36  | 4,61  |
| <b>D 4 - USP 1 - AIG DROITE T</b>  |           |       |     |       |
| 63 mm - fil : 75 cm<br>F2242       | 801 17 82 | 5,81  | 36  | 4,61  |

| DÉSIGNATION                      | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT |
|----------------------------------|-----------|-------|-----|------|
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 3/8 T</b> |           |       |     |      |
| 24 mm - fil : 75 cm<br>X 32034   | 807 20 74 | 6,53  | 36  | 5,42 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 1/2 T</b> |           |       |     |      |
| 26 mm - fil : 75 cm<br>X 32041   | 104 09 00 | 6,53  | 36  | 5,41 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 3/8 T</b> |           |       |     |      |
| 24 mm - fil : 75 cm<br>X 32035   | 848 17 89 | 6,53  | 36  | 5,42 |
| 30 mm - fil : 75 cm<br>X 32037   | 829 68 62 | 6,54  | 36  | 5,41 |
| <b>D 3,5 - USP 0 - AIG 3/8 T</b> |           |       |     |      |
| 30 mm - fil : 75 cm<br>EH7688H   | 828 40 08 | 6,54  | 36  | 5,41 |
| <b>D 6 - USP 3 - AIG 1/2 T</b>   |           |       |     |      |
| 40 mm - fil : 75 cm<br>X 32071   | 824 10 97 | 6,53  | 36  | 5,42 |
| <b>D 8 - USP 6 - AIG 1/2 R</b>   |           |       |     |      |
| 40 mm - fil : 75 cm<br>X 32082G  | 107 12 00 | 10,77 | 12  | 8,86 |




## DACLON

Fil irrésorbable polyamide monofilament. Bleu.

| DÉSIGNATION                       | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-----------------------------------|-----------|------|-----|------|
| <b>D. 1.5 - USP 4/0</b>           |           |      |     |      |
| Aig 3/8 T 19 mm<br>fil : 75 cm    | 821 37 29 | 1,18 |     |      |
| Aig 3/8 T 24 mm<br>fil : 75 cm    | 100 88 80 | 1,18 | 12  | 1,01 |
| <b>D. 2 - USP 3/0</b>             |           |      |     |      |
| Aig 3/8 T 24 mm<br>fil : 75 cm    | 102 02 50 | 1,18 | 12  | 1,01 |
| Aig droite T 60 mm<br>fil : 75 cm | 821 37 64 | 1,18 |     |      |
| <b>D. 3 - USP 2/0</b>             |           |      |     |      |
| Aig 3/8 T 30 mm<br>fil : 75 cm    | 821 37 41 | 1,18 | 12  | 1,01 |
| Aig droite T 60 mm<br>fil : 75 cm | 821 37 70 | 1,18 | 12  | 1,01 |
| <b>D. 4 - USP 1</b>               |           |      |     |      |
| Aig 3/8 T 30 mm<br>fil : 75 cm    | 821 37 58 | 1,19 | 12  | 1,03 |
| <b>D. 5 - USP 2</b>               |           |      |     |      |
| Aig 3/8 T 45 mm<br>fil : 90 cm    | 824 14 24 | 1,21 | 12  | 1,05 |



# SUTURES



## DAFILON

Monofilament de polyamide bleu pour la réalisation de sutures cutanées.

| DÉSIGNATION                                 | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|---------------------------------------------|-----------|------|-----|------|
| <b>D 1 - USP 5/0 - AIG 3/8 T</b>            |           |      |     |      |
| 19 mm - fil : 90 cm<br>C0935255             | 828 29 89 | 3,21 | 36  | 2,73 |
| <b>D 1,5 - USP 4/0 - AIG 3/8 T</b>          |           |      |     |      |
| 24 mm - fil : 75 cm<br>C0935344             | 834 14 85 | 3,21 | 36  | 2,73 |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG DROITE T</b>         |           |      |     |      |
| 51 mm - fil : 90 cm<br>C0935603             | 828 30 03 | 3,21 | 36  | 2,73 |
| 60 mm - fil : 90 cm<br>C0934658             | 834 14 91 | 3,21 | 36  | 2,73 |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 3/8 T</b>            |           |      |     |      |
| 24 mm - fil : 75 cm<br>C0935352             | 834 15 16 | 3,21 | 36  | 2,73 |
| 30 mm - fil : 75 cm<br>C0935468             | 828 34 86 | 3,21 | 36  | 2,73 |
| 24 mm - fil : 90 cm<br>C0935328             | 828 34 34 | 3,21 | 36  | 2,73 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 3/8 T</b>            |           |      |     |      |
| 24 mm - fil : 90 cm<br>C0935336             | 807 58 94 | 3,21 | 36  | 2,73 |
| 24 mm - fil : 75 cm<br>C0935360             | 805 48 28 | 3,21 | 36  | 2,73 |
| 30 mm - fil : 75 cm<br>C0935476             | 834 15 22 | 3,21 | 36  | 2,73 |
| 30 mm - fil : 90 cm<br>C0935522             | 822 61 75 | 3,21 | 36  | 2,73 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG DROITE T DIAMANT</b> |           |      |     |      |
| 60 mm - fil : 75 cm<br>C0932663             | 829 83 12 | 3,21 | 36  | 2,73 |
| <b>D 3,5 - USP 0 - AIG 3/8 T</b>            |           |      |     |      |
| 24 mm - fil : 75 cm<br>C0935379             | 107 85 90 | 3,21 | 36  | 2,73 |
| 30 mm - fil : 75 cm<br>C0935484             | 828 35 00 | 3,21 | 36  | 2,73 |
| <b>D 4 - USP 1 - AIG 1/2 T</b>              |           |      |     |      |
| 48 mm - fil : 75 cm<br>C0932620             | 828 34 57 | 3,18 | 36  | 2,71 |
| <b>D 4 - USP 1 - AIG 3/8 T</b>              |           |      |     |      |
| 30 mm - fil : 90 cm<br>C0934429             | 828 35 23 | 3,21 | 36  | 2,73 |
| 30 mm - fil : 75 cm<br>C0935492             | 834 15 39 | 3,21 | 36  | 2,73 |
| <b>D 4 - USP 1 - AIG DROITE T</b>           |           |      |     |      |
| 51 mm - fil : 90 cm<br>C0935573             | 828 35 17 | 3,21 | 36  | 2,73 |

## NOVAFIL

Monofilament non résorbable de polybutester bleu vif pour une bonne visibilité. Bonne capacité d'élongation. Résistance à la torsade et à l'effilochage. Absence de mémoire. Excellente glisse.



| DÉSIGNATION                          | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|--------------------------------------|-----------|------|-----|------|
| <b>D. 2 - USP 3/0 - AIG 3/8 T</b>    |           |      |     |      |
| 24 mm                                | 835 38 67 | 3,54 | 36  | 2,90 |
| 30 mm                                | 835 38 73 | 3,54 | 36  | 2,90 |
| <b>D. 3 - USP 2/0 - AIG 3/8 T</b>    |           |      |     |      |
| 30 mm                                | 835 38 96 | 3,67 | 36  | 3,00 |
| <b>D. 3 - USP 2/0 - AIG DROITE T</b> |           |      |     |      |
| 60 mm                                | 835 68 77 | 3,59 | 36  | 2,95 |



## ETHILON

Bien que non résorbables, les fils d'éthilon perdent environ 10-20% de leur résistance par an in vivo. Suture cutanée monofilament de polyamide idéale mais elle peut aussi être utilisée pour les sutures sous-cutanées ou musculaires. Par contre, elle est déconseillée à l'intérieur des séreuses et des cavités synoviales.

| DÉSIGNATION                                  | RÉFÉRENCE | € HT   | UV2 | € HT |
|----------------------------------------------|-----------|--------|-----|------|
| <b>BLEU / D 1,5 - USP 4/0 - AIG 3/8 T</b>    |           |        |     |      |
| 19 mm - fil 90 cm<br>F2414H                  | 801 04 17 | 4,45   | 36  | 3,57 |
| <b>BLEU / D 2 - USP 3/0 - AIG 3/8 T</b>      |           |        |     |      |
| 19 mm - fil : 90 cm<br>F2415H                | 801 04 23 | 4,45   | 36  | 3,57 |
| <b>BLEU / D 3,5 - USP 0 - AIG 3/8 T</b>      |           |        |     |      |
| 36 mm - fil : 90 cm F<br>3234 - Par 36       | 816 84 08 | 132,55 |     |      |
| <b>BLEU / D 4 - USP 1 - AIG 3/8 T</b>        |           |        |     |      |
| 36 mm - fil : 90 cm<br>F2441H                | 828 40 20 | 4,54   | 36  | 3,63 |
| <b>NOIR / D 1 - USP 5/0 - AIG 3/8 T</b>      |           |        |     |      |
| 16 mm - fil : 60 cm<br>F 2413                | 830 04 57 | 4,44   | 36  | 3,55 |
| <b>NOIR / D 1,5 - USP 4/0 - AIG 3/8 T</b>    |           |        |     |      |
| 16 mm - fil : 60 cm<br>F 2435                | 828 40 43 | 4,45   | 36  | 3,57 |
| 24 mm - fil : 90 cm<br>F 2416                | 833 74 14 | 4,44   | 36  | 3,55 |
| <b>NOIR / D 1,5 - USP 4/0 - AIG T DROITE</b> |           |        |     |      |
| 50 mm - fil : 90 cm<br>F 2429                | 830 04 86 | 4,70   | 36  | 3,79 |
| <b>NOIR / D 2 - USP 3/0 - AIG 3/8 T</b>      |           |        |     |      |
| 24 mm - fil : 90 cm<br>F 2417                | 801 02 45 | 4,53   | 36  | 3,68 |
| 30 mm - fil : 90 cm<br>F 2419                | 801 02 74 | 4,51   | 36  | 3,67 |
| <b>NOIR / D 2 - USP 3/0 - AIG DROITE T</b>   |           |        |     |      |
| 48 mm - fil : 90 cm<br>F 2430                | 801 02 80 | 4,58   | 36  | 3,72 |
| <b>NOIR / D 3 - USP 2/0 - AIG 1/2 T</b>      |           |        |     |      |
| 36 mm - fil : 90 cm<br>F 3256BH              | 109 12 70 | 4,48   | 36  | 3,61 |
| <b>NOIR / D 3 - USP 2/0 AIG 3/8 T</b>        |           |        |     |      |
| 26 mm - fil : 90 cm<br>F2418H                | 112 77 80 | 4,54   | 36  | 3,63 |
| 30 mm - fil : 90 cm<br>F3232BH               | 112 77 70 | 4,69   | 36  | 3,69 |
| 36 mm - fil : 90 cm<br>F 2422                | 801 03 11 | 4,49   | 36  | 3,58 |
| <b>NOIR / D 3 - USP 2/0 AIG DROITE T</b>     |           |        |     |      |
| 50 mm - fil : 90 cm<br>F 2431H               | 801 03 28 | 4,71   | 36  | 3,78 |
| <b>NOIR / D 4 - USP 1 - AIG 3/8 T</b>        |           |        |     |      |
| 30 mm - fil : 90 cm<br>F 2440                | 801 03 57 | 4,51   | 36  | 3,59 |
| <b>NOIR / D 4 - USP 1 - AIG T DROITE</b>     |           |        |     |      |
| 50 mm - fil : 90 cm<br>F 2442                | 801 03 63 | 5,14   | 36  | 4,10 |



## PROLENE

Fil non résorbable en polypropylène monofilament bleu : sa parfaite tolérance en fait le fil irrésorbable de choix des chirurgies orthopédiques (tendons, ligaments).

| DÉSIGNATION                                      | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|--------------------------------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| <b>D 0.3 - USP 9/0 - AIG 3/8 T</b>               |           |       |     |       |
| Aig double 6,6 mm<br>fil : 23 cm - F7854         | 802 51 00 | 60,82 | 12  | 50,88 |
| <b>D 0,7 - USP 6/0 - AIG 3/8 MICRO-POINT</b>     |           |       |     |       |
| 13 mm - fil : 75 cm<br>EH7975H                   | 828 41 32 | 8,96  | 36  | 6,40  |
| <b>D 1 - USP 5/0 - AIG 3/8 T</b>                 |           |       |     |       |
| 16 mm - fil : 75 cm<br>F 2805                    | 801 14 57 | 7,27  | 36  | 5,59  |
| <b>D 1,5 - USP 4/0 - AIG DOUBLE 3/8 TAPERCUT</b> |           |       |     |       |
| 17 mm - fil : 75 cm<br>F 2828                    | 828 41 55 | 10,91 | 36  | 9,08  |
| <b>D 1,5 - USP 4/0 - AIG 3/8 T</b>               |           |       |     |       |
| 19 mm - fil : 75 cm<br>EH 7150H                  | 828 41 49 | 7,27  | 36  | 5,59  |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 3/8 T</b>                 |           |       |     |       |
| 24 mm - fil : 75 cm<br>EH7694H                   | 801 14 63 | 7,26  | 36  | 5,61  |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 1/2 R</b>                 |           |       |     |       |
| 26 mm - fil : 75 cm<br>8832H                     | 828 41 61 | 7,37  | 36  | 6,09  |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG T DROITE</b>              |           |       |     |       |
| 60 mm - fil : 75 cm<br>8622H                     | 104 08 80 | 7,27  | 36  | 5,63  |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 1/2 T</b>                 |           |       |     |       |
| 26 mm - fil : 75 cm<br>F 2819                    | 848 18 90 | 7,27  | 36  | 5,62  |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 3/8 T</b>                 |           |       |     |       |
| 30 mm - fil : 75 cm<br>EH7697H                   | 801 14 92 | 7,26  | 36  | 5,61  |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG T DROITE</b>              |           |       |     |       |
| 60 mm - fil : 75 cm<br>8623H                     | 114 03 40 | 7,24  |     |       |
| <b>D 3,5 - USP 0 - AIG 3/8 T</b>                 |           |       |     |       |
| 30 mm - fil : 75 cm<br>F2815H                    | 112 77 50 | 7,25  | 36  | 5,61  |



## SURGIPRO

Monofil irrésorbable en polypropylène. Fil non enduit bleu.

| DÉSIGNATION                      | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|----------------------------------|-----------|------|-----|------|
| <b>D 1 - USP 5/0 - AIG 3/8 T</b> |           |      |     |      |
| 16 mm - fil : 45 cm<br>SP559G    | 106 17 70 | 7,53 | 36  | 6,38 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 3/8 T</b> |           |      |     |      |
| 26 mm - fil : 75 cm<br>SP685     | 806 80 49 | 4,98 | 36  | 4,12 |
| <b>D 3,5 - USP 0 - AIG 3/8 T</b> |           |      |     |      |
| 39 mm - fil : 75 cm<br>SP690     | 806 80 32 | 4,97 | 36  | 4,10 |
| <b>D 5 - USP 2 - AIG. 3/8 T</b>  |           |      |     |      |
| 77 mm - fil : 75 cm<br>CP460     | 806 80 26 | 7,99 | 24  | 6,67 |



## FILANYL

Fil synthétique MONOFILAMENT non résorbable, bleu, monté sur une aiguille en acier inoxydable de très haute qualité. À usage unique.

- Composition : polyamide (Nylon).
- Temps de résistance à la tension : longue durée. Perte progressive de la résistance au fil du temps.
- Aiguille en acier inoxydable et sertissage de qualité supérieure. Aiguille siliconée pour une meilleure glisse.
- Indications : chirurgies des tissus mous. Idéal pour les sutures cutanées.
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.
- Conditionnement : support « race track » garantissant un déroulement du fil sans nœud et avec moins d'effet mémoire ; emballé dans une pochette aluminium individuelle avec ouverture facile et rapide.
- Conservation : 5 ans. Usage immédiat après ouverture. Livré par boîte de 12 sachets. Longueur de fil 90 cm.

| DÉSIGNATION                                         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>D 1 - USP 5/0 - AIGUILLE 3/8 TRIANGULAIRE</b>    |           |       |
| Aiguille 16 mm - Fil 90 cm - Par 12                 | 116 90 00 | 19,59 |
| <b>D 1,5 - USP 4/0 - AIGUILLE 3/8 TRIANGULAIRE</b>  |           |       |
| Aiguille 19 mm - Fil 90 cm - Par 12                 | 116 82 30 | 19,59 |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIGUILLE DROITE TRIANGULAIRE</b> |           |       |
| 48 mm - Fil 90 cm - Par 12                          | 117 04 40 | 19,59 |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIGUILLE 3/8 TRIANGULAIRE</b>    |           |       |
| Aiguille 19 mm - Fil 90 cm - Par 12                 | 116 90 10 | 19,59 |
| Aiguille 24 mm - Fil 90 cm - Par 12                 | 116 61 30 | 19,59 |
| Aiguille 30 mm - Fil 90 cm - Par 12                 | 116 92 40 | 19,59 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIGUILLE 3/8 TRIANGULAIRE</b>    |           |       |
| Aiguille 30 mm - Fil 90 cm - Par 12                 | 116 61 60 | 19,59 |
| Aiguille 26 mm - Fil 90 cm - Par 12                 | 116 93 30 | 19,59 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIGUILLE DROITE TRIANGULAIRE</b> |           |       |
| Aiguille 48 mm - Fil 90 cm - Par 12                 | 116 62 10 | 19,59 |
| <b>D 3,5 - USP 0 - AIGUILLE 3/8 TRIANGULAIRE</b>    |           |       |
| Aiguille 30 mm - Fil 90 cm - Par 12                 | 116 93 00 | 19,59 |
| <b>D 4 - USP 1 - AIGUILLE DROITE TRIANGULAIRE</b>   |           |       |
| Aiguille 48 mm - Fil 90 cm - Par 12                 | 117 10 50 | 20,52 |
| <b>D 4 - USP 1 - AIGUILLE 3/8 TRIANGULAIRE</b>      |           |       |
| Aiguille 30 mm - Fil 90 cm - Par 12                 | 116 89 80 | 19,21 |



## POLYPROPYLENE

Suture monofilament non résorbable de polypropylène bleue.

| DÉSIGNATION                                   | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT |
|-----------------------------------------------|-----------|-------|-----|------|
| D 3 - USP 2 - Aig 3/8 R - 30 mm - Par 12      | 107 80 90 | 16,60 |     |      |
| D 4 - USP 1 - Aig 3/8 T - 45 mm - fil : 90 cm | 824 14 18 | 1,45  | 12  | 1,28 |



## MONOSOF

Monofilament irrésorbable de polyamide (nylon), très maniable et souple au nœud, il est principalement utilisé pour les sutures cutanées.

| DÉSIGNATION                         | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------------------------------|-----------|------|-----|------|
| <b>D 1,5 - USP 4/0 - AIG 3/8 T</b>  |           |      |     |      |
| 19 mm - fil : 90 cm SN644           | 835 15 03 | 3,22 | 36  | 2,70 |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 3/8 T</b>    |           |      |     |      |
| 19 mm - fil : 90 cm SN 665          | 806 41 75 | 3,25 | 36  | 2,70 |
| 24 mm - fil : 90 cm SN 648          | 806 42 64 | 3,14 | 36  | 2,61 |
| 30 mm - fil : 90 cm SN 771          | 806 22 36 | 3,02 | 36  | 2,50 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 3/8 T</b>    |           |      |     |      |
| 26 mm - fil : 75 cm SN 664          | 828 30 61 | 3,16 | 36  | 2,63 |
| 30 mm - fil : 90 cm SN 788          | 806 22 71 | 3,16 | 36  | 2,61 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG DROITE T</b> |           |      |     |      |
| 51 mm - fil : 90 cm SN 617          | 806 22 59 | 3,25 | 36  | 2,68 |
| <b>D 4 - USP 1 - AIG 3/8 T</b>      |           |      |     |      |
| 30 mm - fil : 90 cm SN 790          | 806 22 42 | 3,26 | 36  | 2,70 |



## NYLON MONOFILAMENT

Le NYLON est un monofilament non résorbable non enduit. Fil noir lisse et très facile à utiliser.

| DÉSIGNATION                           | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------------|-----------|-------|
| <b>D 1 - USP 5/0 - AIG 3/8 T</b>      |           |       |
| 13 mm - fil : 90 cm - NYL1CN - Par 12 | 108 67 30 | 19,26 |
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 3/8 T</b>      |           |       |
| 24 mm - fil : 90 cm - NYL2CN - Par 12 | 826 34 89 | 19,26 |
| <b>D 3 - USP 2/0 - AIG 3/8 T</b>      |           |       |
| 30 mm - fil : 90 cm - NYL3CN - Par 12 | 826 34 95 | 19,26 |
| <b>D 3,5 - USP 0 - AIG 3/8 T</b>      |           |       |
| 30 mm - fil : 90 cm - NYL35CN Par 12  | 106 60 40 | 19,26 |
| <b>D 4 - USP 1 - AIG 3/8 T</b>        |           |       |
| 30 mm - fil : 90 cm - NYL4CN - Par 12 | 106 60 20 | 19,26 |



## ACIER MONOFIL

Acier inoxydable résistant et souple.

| DÉSIGNATION                      | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|----------------------------------|-----------|------|-----|------|
| <b>D 2 - USP 3/0 - AIG 3/8 T</b> |           |      |     |      |
| 19 mm - fil : 75 cm F 2707       | 800 85 15 | 7,60 | 12  | 6,34 |
| <b>D 4 - USP 1 - AIG 1/2 T</b>   |           |      |     |      |
| 40 mm - fil : 75 cm F 2711       | 800 85 38 | 8,01 | 12  | 6,60 |



## MERSILENE

Mersilene est une suture chirurgicale non résorbable, tressée composée de Poly (téréphthalate d'éthylène).

Indications : rapprochement et/ou la ligature des tissus mous, y compris dans les soins cardiovasculaires, ophtalmiques et neurologiques.

(Mersilene = nouveau nom de Mersutures).

| DÉSIGNATION                                    | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|------------------------------------------------|-----------|------|-----|------|
| <b>D 2 - USP 3-0 - AIG DROITE TRIANGULAIRE</b> |           |      |     |      |
| 36 mm - fil : 75 cm - Vert F2539               | 117 09 70 | 5,76 | 36  | 4,76 |
| <b>D 2 - USP 3-0 - AIG 3/8 TRIANGULAIRE</b>    |           |      |     |      |
| 19 mm - fil : 75 cm - Vert - F2502             | 117 09 60 | 5,78 | 36  | 4,77 |
| <b>D 3 - USP 2-0 - AIG DROITE TRIANGULAIRE</b> |           |      |     |      |
| 48 mm - fil : 75 cm - Vert - F2540H            | 117 00 20 | 5,76 | 36  | 4,76 |
| <b>D 3 - USP 2-0 - AIG 3/8 TRIANGULAIRE</b>    |           |      |     |      |
| 19 mm - fil : 45 cm - Vert - EH7559H           | 116 67 70 | 5,44 | 36  | 4,35 |
| 24 mm - fil 75 cm - Vert - F2503               | 117 09 10 | 5,78 | 36  | 4,77 |
| <b>D 3,5 - USP 0 - AIG DROITE TRIANGULAIRE</b> |           |      |     |      |
| 48 mm - fil : 75 cm - Vert - F2541             | 117 09 20 | 5,76 | 36  | 4,76 |
| <b>D 3,5 - USP 0 - AIG 3/8 TRIANGULAIRE</b>    |           |      |     |      |
| 26 mm - fil : 75 cm - Vert - F 2505H           | 117 08 90 | 5,78 | 36  | 4,77 |
| <b>D 4 - USP 1 - AIG DROITE TRIANGULAIRE</b>   |           |      |     |      |
| 48 mm - fil : 75 cm Vert - F2546H              | 114 52 60 | 5,76 | 36  | 4,76 |
| <b>D 4 - USP 1 - AIG 3/8 TRIANGULAIRE</b>      |           |      |     |      |
| 30 mm - fil : 75 cm - Vert - F2557H            | 117 09 30 | 5,75 | 36  | 4,75 |
| <b>D 6 - USP 3+4 - AIG DROITE TRIANGULAIRE</b> |           |      |     |      |
| 60 mm - fil 75 cm - Vert - F2536H              | 117 00 40 | 5,76 | 36  | 4,76 |
| <b>D 6 - USP 3+4 - AIG 1/2 TRIANGULAIRE</b>    |           |      |     |      |
| 40 mm - fil : 75 cm - Vert - F2526             | 117 09 40 | 5,75 | 36  | 4,75 |
| 48 mm - fil : 75 cm - Vert - F2528             | 117 09 50 | 5,75 | 36  | 4,75 |

# SUTURES

## DÉVIDOIRS Fil résorbable



### PRACTIMONO PDO

Le Practimono PDO est un fil de suture monofilament à résorption longue composé de polydioxanone.

Son diamètre microscopique uniforme évite l'effet de sciage et en fait un fil maniable et souple. Ce fil convient à différents types de chirurgie des tissus mous et qui exigent un temps très long soutien tissulaire.

Couleur : violet.

Résistance : 50% après 42 jours.

Résorption : 180 à 210 jours.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------|-----------|-------|
| D 3 - USP 2/0 - 25 m         | 114 60 70 | 48,03 |
| D 4 - USP 1 - 25 m           | 115 34 10 | 52,50 |
| D 5 - USP 2 - 2,5 m - Par 12 | 115 73 80 | 52,50 |
| D 5 - USP 2 - 25 m           | 114 60 80 | 52,50 |
| D 5 - USP 2 - 50 m           | 115 42 80 | 89,25 |



### PRACTISORB PGCL

Practisorb PGCL est un fil de suture résorbable monofilament composé de polyglécaprone 25, un copolymère composé de 75% de glycolide et de 25% d'é-caprolactone.

Practisorb PGCL offre une grande résistance à la traction et une réaction tissulaire minimale.

Couleur : violet.

Résistance : 50% à 42 jours.

Résorption : 90 / 120 jours.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------|-----------|-------|
| D 5 - USP 2 - 2,5 m - Par 12 | 115 34 30 | 52,50 |

## Faire son choix en suture résorbable en dévidoir

| FIL RÉSORBABLE  | LABORATOIRE | RÉSISTANCE JOURS | RÉSORPTION JOURS | COMPOSITION                            | STRUCTURE    |
|-----------------|-------------|------------------|------------------|----------------------------------------|--------------|
| PRACTIMONO PDO  | AIP         | 50% à 42 jours   | 180 à 210 jours  | Polydioxanone                          | Monofilament |
| PRACTISORB PGCL | AIP         | 60% à 7 jours    | 90 à 120 jours   | Polyglécaprone 25                      | Monofilament |
| FASTFIL         | Génia       | 55% à 7 jours    | 80 à 120 jours   | Polyglycolide-co-caprolactone          | Monofilament |
| MONOFIL         | Génia       | 75% à 30 jours   | 180 à 240 jours  | Polydioxanone                          | Monofilament |
| PRACTICRYL PGA  | AIP         | 50% à 21 jours   | 60 à 90 jours    | Acide Polyglycolique                   | Tressé       |
| GLYCOFIL        | Génia       | 50% à 15 jours   | 60 à 90 jours    | Acide Polyglycolique                   | Tressé       |
| LACFIL          | Génia       | 50% à 21 jours   | 60 à 80 jours    | PGLA acide glycolique / acide lactique | Tressé       |
| SURGICRYL       | SMI         | 50% à 21 jours   | 60 à 90 jours    | Acide Polyglycolique                   | Tressé       |

Indications données par les fabricants



### FASTFIL

Fil synthétique résorbable monofilament violet à résorption rapide.

Indiqué pour le rapprochement et le soutien des tissus mous nécessitant une cicatrisation rapide (utérus). Contre indiqué pour les rapprochements nécessitant plus d'une semaine de cicatrisation.

Résistance de 55% à 7 jours.

Résorption de 80 à 120 jours.

Péremption après ouverture : 2 mois.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| D 5 - USP 2 |           |       |
| 25 m        | 825 67 04 | 63,97 |



### PRACTICRYL PGA

Le Practicryl PGA est un fil de suture résorbable synthétique tressé fabriqué à partir d'acide polyglycolique (PGA).

Le revêtement de la suture permet un passage plus facile à travers les tissus et une diminution de l'irritation des tissus. Practicryl est recommandé pour le rapprochement de tissus mous, y compris l'ophtalmologie.

Couleur : violet.

Résistance : 50% après 21 jours.

Résorption : 60 à 90 jours.

| DÉSIGNATION                    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------|-----------|-------|
| D 1,5 - USP 4/0 - 25 m         | 116 12 50 | 34,57 |
| D 2 - USP 3/0 - 25 m           | 116 67 40 | 41,97 |
| D 3 - USP 2/0 - 25 m           | 115 43 00 | 45,50 |
| D 3,5 - USP 0 - 25 m           | 115 79 50 | 42,00 |
| D 4 - USP 1 - 25 m             | 116 12 40 | 47,25 |
| D 5 - USP 2 - 2,5 m - Par 12   | 115 34 20 | 40,01 |
| D 5 - USP 2 - 50 m             | 115 85 00 | 65,89 |
| D 6 - USP 3/4 - 2,5 m - Par 12 | 115 73 50 | 42,36 |
| D 6 - USP 3/4 - 50 m           | 115 85 80 | 65,89 |
| D 7 - USP 5 - 2,5 m - Par 12   | 115 73 70 | 42,36 |
| D 7 - USP 5 - 35 m             | 114 60 60 | 56,48 |



### MONOFIL

Monofilament polydioxanone.

Résistance : 75% à 30 jours.

Résorption : 180 à 240 jours.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------|-----------|--------|
| D 3 - USP 2/0 |           |        |
| 15 m          | 835 78 07 | 36,90  |
| D 4 - USP 1   |           |        |
| 15 m          | 835 78 13 | 39,11  |
| D 5 - USP 2   |           |        |
| 5 m - Par 12  | 818 68 89 | 193,00 |
| 15 m          | 836 58 30 | 41,14  |
| 25 m          | 835 78 36 | 54,58  |
| 50 m          | 835 78 42 | 99,63  |
| D 6 - USP 3+4 |           |        |
| 5 m - Par 12  | 818 68 95 | 207,60 |
| 15 m          | 836 11 05 | 44,30  |
| 25 m          | 835 78 59 | 63,25  |
| 50 m          | 836 02 58 | 121,23 |



### SURGICRYL DÉVIDOIR

Fil résorbable tressé d'acide polyglycolique.

Résorption : 60 à 90 jours.

Résistance : 50% à 21 jours.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------|-----------|-------|
| D 3 - USP 3/0 |           |       |
| 15 m          | 826 80 67 | 21,95 |
| 25 m          | 103 53 40 | 30,51 |
| D 3,5 - USP 0 |           |       |
| 15 m          | 103 17 00 | 27,17 |
| D 5 - USP 2   |           |       |
| 25 m          | 836 06 37 | 36,32 |
| 50 m          | 836 06 43 | 60,69 |
| D 6 - USP 3+4 |           |       |
| 25 m          | 836 06 66 | 39,99 |
| 50 m          | 836 06 72 | 73,66 |
| D 7 - USP 5   |           |       |
| 25 m          | 836 06 89 | 40,69 |
| D 8 - USP 6   |           |       |
| 25 m          | 836 07 03 | 44,21 |



## GLYCOFIL

Fil synthétique tressé composé d'un polymère d'acide glycolique enduit d'un revêtement biocompatible. Résorption en 60 à 90 jours. 50% de perte de tension entre 15 et 18 jours, 100% dans les 30 jours.



| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------|-----------|--------|
| <b>DÉVIDOIR 5 M</b>    |           |        |
| D 5 - USP 2 - Par 12   | 818 68 37 | 165,00 |
| D 6 - USP 3+4 - Par 12 | 818 68 43 | 170,46 |
| D 7 - USP 5 - Par 12   | 818 68 66 | 175,65 |
| D 8 - USP 6 - Par 12   | 818 68 72 | 185,85 |
| <b>DÉVIDOIR 15 M</b>   |           |        |
| D 2 - USP 3/0          | 835 78 65 | 32,00  |
| D 3 - USP 2/0          | 835 78 71 | 33,10  |
| D 3,5 - USP 0          | 835 78 88 | 37,90  |
| D 4 - USP 1            | 835 78 94 | 32,70  |
| D 5 - USP 2            | 818 08 17 | 34,85  |
| D 6 - USP 3+4          | 820 99 81 | 35,70  |
| D 7 - USP 5            | 820 99 98 | 37,38  |
| D 8 - USP 6            | 835 58 14 | 39,12  |
| <b>DÉVIDOIR 25 M</b>   |           |        |
| D 2 - USP 3/0          | 828 64 50 | 39,03  |
| D 3 - USP 2/0          | 828 00 68 | 36,46  |
| D 3,5 - USP 0          | 825 51 42 | 47,37  |
| D 5 - USP 2            | 835 79 02 | 44,57  |
| D 6 - USP 3+4          | 835 79 19 | 46,22  |
| D 7 - USP 5            | 835 79 25 | 52,88  |
| D 8 - USP 6            | 835 79 31 | 57,01  |
| <b>DÉVIDOIR 50 M</b>   |           |        |
| D 5 - USP 2            | 820 99 75 | 77,66  |
| D 6 - USP 3+4          | 836 00 40 | 81,58  |
| D 7 - USP 5            | 836 00 57 | 98,14  |
| D 8 - USP 6            | 836 00 63 | 107,92 |

## LACFIL

Fil synthétique résorbable tressé. Composition : PGLA - copolymère d'acide glycolique (90%) et d'acide lactique (10%). Temps de résistance à la tension : 50% à 21 jours. Temps de résorption : 60-80 jours. Indications : fil parfaitement polyvalent (utérus, muscle, peau).



| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------|-----------|--------|
| <b>D 5 - USP 2</b>   |           |        |
| 15 m                 | 820 91 94 | 37,50  |
| 25 m                 | 820 92 48 | 49,68  |
| 50 m                 | 820 92 83 | 84,96  |
| <b>D 6 - USP 3+4</b> |           |        |
| 15 m                 | 820 92 02 | 39,00  |
| 25 m                 | 820 92 54 | 52,91  |
| 50 m                 | 820 93 08 | 93,43  |
| <b>D 7 - USP 5</b>   |           |        |
| 15 m                 | 820 92 19 | 42,06  |
| 25 m                 | 820 92 60 | 62,16  |
| 50 m                 | 820 93 14 | 114,26 |
| <b>D 8 - USP 6</b>   |           |        |
| 15 m                 | 820 92 25 | 43,49  |
| 25 m                 | 820 92 77 | 65,29  |
| 50 m                 | 820 93 20 | 117,32 |

## DÉVIDOIRS Fil irrésorbable

### Faire son choix en suture non résorbable en dévidoir

| FIL NON RÉSORBABLE | LABORATOIRE | COMPOSITION | STRUCTURE |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| FILAMID            | Génia       | Polyamide   | Tressé    |
| FILSILK            | Génia       | Soie        | Tressé    |
| SUPRAMID           | SMI         | Polyamide   | Tressé    |
| VITAFIL            | SMI         | Polyester   | Tressé    |
| SOIE               | SMI         | Soie        | Tressé    |

Indications données par les fabricants



## SUPRAMID

Tresse polyamide gainée non résorbable.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------|-----------|-------|
| <b>D 3 - USP 2/0</b> |           |       |
| 100 m                | 848 21 51 | 27,36 |
| <b>D 3,5 - USP 0</b> |           |       |
| 100 m                | 848 21 68 | 30,29 |
| <b>D 5 - USP 2</b>   |           |       |
| 75 m                 | 801 69 57 | 30,73 |
| <b>D 6 - USP 3+4</b> |           |       |
| Blanc - 50 m         | 801 69 63 | 26,03 |
| <b>D 7 - USP 4</b>   |           |       |
| 40 m                 | 833 55 91 | 24,40 |
| <b>D 8 - USP 6</b>   |           |       |
| 40 m                 | 801 69 86 | 26,07 |



## VITAFIL

Tresse de polyester non résorbable.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------|-----------|-------|
| <b>D 4 - USP 1</b>   |           |       |
| 100 m                | 801 26 52 | 20,07 |
| <b>D 5 - USP 2</b>   |           |       |
| 100 m                | 801 26 69 | 21,66 |
| <b>D 6 - USP 3+4</b> |           |       |
| 80 m                 | 801 26 75 | 21,60 |
| <b>D 7 - USP 4</b>   |           |       |
| 60 m                 | 801 26 81 | 21,07 |
| <b>D 8 - USP 5</b>   |           |       |
| 50 m                 | 801 26 98 | 20,15 |
| <b>D 9 - USP 6</b>   |           |       |
| 40 m                 | 801 27 06 | 22,20 |

## SUTURES



## SOIE

Tresse de soie non résorbable.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------|-----------|-------|
| <b>D 3 - USP 2/0</b> |           |       |
| 100 m                | 801 16 35 | 33,89 |
| <b>D 5 - USP 2</b>   |           |       |
| 100 m                | 806 16 79 | 35,63 |
| <b>D 6 - USP 3+4</b> |           |       |
| 80 m                 | 801 16 58 | 28,59 |
| <b>D 7 - USP 4</b>   |           |       |
| 60 m                 | 801 16 64 | 33,38 |
| <b>D 8 - USP 5</b>   |           |       |
| 50 m                 | 801 16 70 | 24,29 |
| <b>D 9 - USP 6</b>   |           |       |
| 40 m                 | 801 16 87 | 28,88 |



## FILESTER

Fil de polyester tressé, blanc.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| D6 - USP 3+4 - 90 m | 818 23 19 | 37,94 |
| D7 - USP 5 - 65 m   | 818 07 57 | 37,03 |
| D8 - USP 6 - 45 m   | 818 07 63 | 27,83 |



## FILSILK

Fil de soie noir tressé, peu capillaire, robuste et souple.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------|-----------|-------|
| D 6 - USP 3+4 - 90 m | 818 10 01 | 35,98 |
| D 7 - USP 5 - 70 m   | 838 95 69 | 30,99 |
| D 8 - USP 6 - 55 m   | 818 03 49 | 29,76 |
| D 9 - USP 7 - 45 m   | 838 95 75 | 29,96 |



## FILAMID


Fil de polyamide tressé et gainé, noir.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| D6 - USP 3+4 - 70 m | 818 07 92 | 37,21 |
| D7 - USP 5 - 60 m   | 836 58 47 | 33,61 |
| D8 - USP 6 - 50 m   | 838 29 52 | 30,70 |

# SUTURES

## AIGUILLES À SUTURES

### Aiguille à suture allemande




### AIGUILLE À SUTURE ALLEMANDE

Aiguilles non stériles.  
L : longueur, C : corde.

| DÉSIGNATION                                          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------------------------------|-----------|-------|
| CHAS À RESSORT - AIG 3/8 RONDE CHIRURGIE INTESTINALE |           |       |
| L : 23 mm - C : 17 mm - N° 6 - Par 12                | 801 71 12 | 14,39 |
| L : 29 mm - C : 23 mm - N° 4 - Par 12                | 801 71 35 | 14,39 |
| L : 38 mm - C : 30 mm - N° 2 - Par 12                | 801 71 41 | 14,39 |
| L : 90 mm - C : 71 mm - Par 12                       | 819 41 62 | 23,18 |
| CHAS SIMPLE - AIG 3/8 RONDE                          |           |       |
| L : 90 mm - C : 71 mm - Par 12                       | 821 66 79 | 21,45 |
| L : 132 mm - C : 104 mm - Par 12                     | 821 48 70 | 28,14 |
| CHAS À RESSORT - AIG 3/8 TRIANGULAIRE                |           |       |
| L : 18 mm - C : 14 mm - N° 16 - Par 12               | 801 72 18 | 17,81 |
| L : 24 mm - C : 19 mm - N° 14 - Par 12               | 801 72 30 | 17,81 |
| L : 30 mm - C : 24 mm - N° 12 - Par 12               | 801 72 76 | 17,84 |
| L : 37 mm - C : 29 mm - N° 10 - Par 12               | 801 72 99 | 17,84 |
| L : 46 mm - C : 36 mm - N° 8 - Par 12                | 801 73 36 | 17,84 |
| L : 54 mm - C : 42 mm - N° 6 - Par 12                | 801 73 59 | 17,84 |
| L : 64 mm - C : 50 mm - N° 4 - Par 12                | 801 73 71 | 17,84 |
| L : 74 mm - C : 58 mm - N° 2 - Par 12                | 801 73 88 | 17,84 |
| CHAS À RESSORT - AIG FORME SKI                       |           |       |
| L : 36 mm - N° 10 - Par 12                           | 801 74 77 | 17,84 |
| L : 43 mm - N° 8 - Par 12                            | 801 74 83 | 17,84 |

### Aiguille anglaise (fine)



### AIGUILLE ANGLAISE (FINE)

Aiguilles non stériles pour  
peaux et muscles.  
L : longueur, C : corde

| DÉSIGNATION                            | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------------------|-----------|-------|
| CHAS À RESSORT - AIG 3/8 T             |           |       |
| L : 23 mm - C : 18 mm - N° 20 - Par 12 | 801 72 24 | 17,84 |
| L : 28 mm - C : 22 mm - N° 18 - Par 12 | 801 72 47 | 17,84 |
| L : 30 mm - C : 24 mm - N° 16 - Par 12 | 801 72 53 | 17,84 |
| L : 32 mm - C : 26 mm - N° 14 - Par 12 | 801 72 82 | 17,84 |
| L : 38 mm - C : 30 mm - N° 12 - Par 12 | 801 73 07 | 17,84 |
| L : 43 mm - C : 34 mm - N° 10 - Par 12 | 801 73 13 | 17,84 |
| L : 48 mm - C : 38 mm - N° 8 - Par 12  | 801 73 42 | 17,84 |
| L : 56 mm - C : 44 mm - N° 6 - Par 12  | 801 73 65 | 17,84 |
| CHAS FERMÉ - AIG 3/8 T                 |           |       |
| 90 mm - Génia - Par 12                 | 836 39 66 | 35,03 |
| CHAS À RESSORT - AIG DROITE            |           |       |
| 50 mm - Fine - N° 6 - Par 12           | 801 74 31 | 17,84 |

Aiguille SMI




**Aig 3/8 Ronde**



801 67 04 (L : 90 mm)



801 67 10 (L : 90 mm)



829 07 76 (L : 130 mm)

**Aig 3/8 Triangulaire**




801 67 79 (L : 90 mm)



801 68 22 (L : 90 mm)



801 67 85 (L : 100 mm)



801 68 39 (L : 100 mm)



801 68 51 (L : 130 mm)

Echelle approximative

AIGUILLE SMI

Aiguilles en acier inoxydable.  
L : longueur C : corde.

| DÉSIGNATION                                         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------------------------------|-----------|-------|
| AIG 3/8 RONDE                                       |           |       |
| L : 90 mm - C : 74 mm<br>Chas fermé - Par 12        | 801 67 10 | 11,47 |
| L : 90 mm - C : 74 mm<br>Chas à ressort - Par 12    | 801 67 04 | 11,47 |
| L : 130 mm - C : 100 mm<br>Chas fermé - Par 12      | 829 07 76 | 11,78 |
| AIG 3/8 TRIANGULAIRE                                |           |       |
| L : 30 mm - Chas fermé - Par 12                     | 102 78 20 | 10,99 |
| L : 40 mm - Chas fermé - Par 12                     | 103 77 40 | 10,99 |
| Fine- L : 70 mm - Chas fermé - Par 12               | 102 78 30 | 11,39 |
| Fine - L : 90 mm - C : 74 mm<br>Chas fermé - Par 12 | 833 85 43 | 12,64 |
| L : 90 mm - C : 74 mm<br>Chas fermé - Par 12        | 801 68 22 | 11,55 |
| L : 90 mm - C : 74 mm<br>Chas à ressort - Par 12    | 801 67 79 | 11,55 |
| L : 100 mm - C : 80 mm<br>Chas fermé - Par 12       | 801 68 39 | 12,21 |
| L : 100 mm - C : 80 mm<br>Chas à ressort - Par 12   | 801 67 85 | 12,26 |
| L : 130 mm - C : 100 mm<br>Chas fermé - Par 12      | 801 68 51 | 10,95 |
| AIG SERPENTINE                                      |           |       |
| L : 135 mm - Chas fermé - Par 12                    | 801 74 48 | 11,44 |



AIGUILLE À SUTURE KRUUSE


Aiguille 3/8 triangulaire, chas à ressort.



| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| LARGEUR DE LA CORDE |           |       |
| L : 17 mm - Par 10  | 825 30 19 | 17,97 |
| L : 25 mm - Par 10  | 825 30 25 | 17,97 |
| L : 29 mm - Par 10  | 825 30 31 | 17,97 |
| L : 41 mm - Par 10  | 825 30 48 | 18,04 |
| L : 61 mm - Par 10  | 825 30 54 | 17,97 |
| L : 89 mm - Par 10  | 825 30 60 | 17,97 |

AIGUILLE CADAVERIQUE

Aiguille à pointe triangulaire.  
Chas fermé.



| DÉSIGNATION                    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------|-----------|-------|
| En S - 120 mm - Par 12         | 838 09 24 | 55,15 |
| En S - 130 mm - Par 12         | 835 82 73 | 55,15 |
| En S - 150 mm - Génia - Par 12 | 821 00 10 | 48,00 |
| 3/8 - 126 mm - Génia - Par 12  | 821 10 38 | 34,41 |
| 3/8 - 150 mm - Génia - Par 12  | 829 80 68 | 43,47 |

AIGUILLE DE REVERDIN

Aiguille en inox avec un gros manche et chas mobile.



| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| Courbe - 21 cm - QM | 114 09 90 | 29,88 |

AIGUILLE À SUTURES EXTRA-FINE GÉNIA

Aiguilles à suture en acier inoxydable reverse cutting, courbes, pointe extra fine triangulaire. Chas large simple.

| DÉSIGNATION                            | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------------------|-----------|-------|
| AIG. 3/8 TRIANGULAIRE - CHAS SIMPLE    |           |       |
| Corde : 71 mm - Total : 90 mm - Par 12 | 105 21 60 | 33,94 |
| Corde : 49 mm - Total : 65 mm - Par 12 | 106 18 30 | 27,92 |



## SONDES

### SONDES STOMACALES



### SONDE NASO-ŒSOPHAGIENNE POLYURÉTHANE MILA

Sonde polyuréthane non-irritante, Radio opaque, avec mandrin pour le dégazage et l'alimentation.

Peut également être placée chirurgicalement en sonde de jejunostomie.

Sonde graduée avec raccord en Y. Bout fermé. 2 œils latéraux.

| DÉSIGNATION                       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------------|-----------|-------|
| CH6 (2 mm) x 55 cm                | 106 08 00 | 28,88 |
| CH8 (2,67 mm) x 108 cm            | 106 08 10 | 29,26 |
| CH14 (4,6 mm) x 125 cm            | 837 76 84 | 50,28 |
| Longeur ajustable - Avec ailettes |           |       |
| CH18 (6 mm) x 250 cm              | 115 33 30 | 54,86 |



### SONDE NASO-ŒSOPHAGIENNE PVC

Sonde en PVC siliconée, transparente avec raccord en plastique avec bord cranté, convient à l'adaptateur Luer.

Extrémité cylindrique, 2 œils. Stérile.

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|----------------------------|-----------|------|-----|------|
| 5 mm (CH14) x 80 cm - Vert | 803 12 24 | 1,38 | 10  | 1,13 |
| Sans bouchon               |           |      |     |      |



### SONDE ŒSOPHAGIENNE SILICONE MILA

Sonde silicone Radio opaque à ouverture distale et multiperforée sur les côtés.

Avec raccord Luer-Lock femelle et bouchon.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| 4 mm (12CH) x 38 cm      |           |       |
| Trous latéraux sur 5 cm  | 103 35 60 | 29,72 |
| 4,67 mm (14CH) x 38 cm   |           |       |
| Trous latéraux sur 7 cm  | 103 35 70 | 29,72 |
| 6,67 mm (20CH) x 38 cm   |           |       |
| Trous latéraux sur 10 cm | 103 35 80 | 29,72 |



### SONDE STOMACALE

En PVC Eruplast. Extrémité fermée arrondie. 2 œils. Souple. Embout conique. Stérile.

| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT |
|-----------------------------|-----------|------|
| 4 mm (CH12) x 80 cm - Blanc | 803 13 65 | 0,76 |
| 6 mm (CH18) x 80 cm - Rouge | 803 13 71 | 0,71 |
| 8 mm (CH24) x 80 cm - Bleu  | 803 13 88 | 1,42 |
| 10 mm (CH32) x 80 cm - Gris | 803 13 94 | 1,50 |



### SONDE DE LEVIN

Pour dégazage lors de dilatation torsion de l'estomac. Sonde souple graduée tous les 10 cm. Extrémité arrondie fermée. 4 œils sur 7 cm. Ligne radio opaque. Embout caoutchouc à godet conique pour seringue. Stérile.

| DÉSIGNATION                    | RÉFÉRENCE | € HT |
|--------------------------------|-----------|------|
| 4,7 mm (CH14) x 125 cm - Verte | 803 11 87 | 1,61 |



### SONDE ALIMENTATION BUSTER

Sonde graduée en PVC souple et résistant aux plicatures, pour un confort accru du patient.

Pointe douce et ronde pour une introduction atraumatique. La surface lisse évite le besoin de lubrifiant. Ligne radio-opaque pour garantir un placement correct du tube.

Selon la procédure, les tubes peuvent être laissés en place jusqu'à 4 semaines.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT |
|-----------------------|-----------|------|
| <b>GRIS</b>           |           |      |
| CH5 - 1,7 mm x 50 cm  | 110 15 80 | 1,67 |
| <b>VERT</b>           |           |      |
| CH6 - 2 mm x 50 cm    | 110 13 90 | 1,67 |
| <b>BLEU</b>           |           |      |
| CH8 - 2,7 mm x 50 cm  | 110 15 70 | 1,67 |
| <b>NOIR</b>           |           |      |
| CH10 - 3,3 mm x 50 cm | 110 14 00 | 1,67 |



### SONDE ALIMENTATION VYGON

Sonde à gavage en PVC pour courte durée avec petit godet souple et bouchon (excepté 12 Fr). Extrémité fermée. 2 orifices latéraux. Tube transparent avec ligne O.R.X. Marquage centimétrique de 5 à 35 cm.

| DÉSIGNATION                   | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------------------------|-----------|------|
| 1,5 mm (CH4) x 40 cm - Blanc  | 111 13 90 | 1,55 |
| 2,30 mm (CH7) x 40 cm - Jaune | 111 13 70 | 1,55 |
| 3,30 mm (CH10) x 50 cm - Noir | 111 13 60 | 1,55 |
| 4 mm (CH12) x 50 cm           |           |      |
| Sans code couleur             | 111 14 00 | 1,55 |



### SONDE D'ŒSOPHAGOSTOMIE MILA

Sonde en polyuréthane radio opaque non irritant. Adaptateur en Y pour l'alimentation, les médicaments et le flush. Longueur ajustable après le placement en coupant l'extrémité proximale.

Livré avec des ailettes à suturer.

| DÉSIGNATION                            | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------------------|-----------|-------|
| Chat - 4,67 mm (CH14) ajustable 33 cm  | 103 35 90 | 36,72 |
| Chien - 4,67 mm (14CH) ajustable 75 cm | 109 14 50 | 36,72 |



### SONDE ALIMENTAIRE POUR OISEAUX

Canule inox Luer Lock avec embout rond.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------|-----------|-------|
| 1,2 x 50 mm - Courbe | 843 09 29 | 54,09 |
| 2 x 50 mm - Courbe   | 843 09 12 | 54,16 |
| 2 x 50 mm - Droite   | 843 09 35 | 55,55 |



### OBTURATEUR POUR SONDE

Obturbateur pour sonde naso-œsophagienne.

| DÉSIGNATION                   | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------------------------|-----------|------|
| Obturbateur sonde ou seringue | 113 51 70 | 1,11 |

## SONDES VÉSICALES

### SONDE VÉSICALE BÉQUILLÉE

PVC. Extrémité fermée, arrondie.  
2 œils latéraux. Embase en godet. Stérile.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT |
|----------------------|-----------|------|
| 2 mm (CH6) x 18 cm   | 803 17 15 | 1,87 |
| 2,6 mm (CH8) x 18 cm | 803 17 09 | 1,87 |



### SONDE VÉSICALE CHIEN

Sonde vésicale pour chien à extrémité atraumatique fermée. 2 œils latéraux. Connexion Luer. Stérile, à usage unique.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|----------------|-----------|------|-----|------|
| 1,3 mm x 50 cm | 109 20 30 | 5,04 | 10  | 4,97 |
| 2 mm x 50 cm   | 109 20 50 | 4,79 | 10  | 4,16 |
| 2,6 mm x 50 cm | 109 20 60 | 4,90 | 10  | 4,79 |
| 3,3 mm x 50 cm | 109 20 70 | 4,79 | 10  | 4,16 |

### SONDE VÉSICALE SEMI-RIGIDE LL

Sonde en polypropylène, semi-rigide. Extrémité fermée arrondie. 2 œils. Embout Luer lock démontable. Stérile.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|----------------------|-----------|------|-----|------|
| 2 mm (CH7) x 50 cm   | 803 15 37 | 7,27 | 12  | 7,09 |
| 2,6 mm (CH8) x 50 cm | 803 15 20 | 7,27 | 12  | 7,09 |
| 3,3 mm (CH9) x 50 cm | 803 15 43 | 7,17 | 12  | 6,94 |

### SONDE VÉSICALE CHIEN AVEC MANDRIN


Sonde en PVC, extrémité arrondie fermée atraumatique, un œil, graduée tous les cm sur 50 cm. Mandrin métallique, raccord Luer Lock. Non stérile. Opaque aux rayons X.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT |
|----------------|-----------|------|
| 1,3 mm x 70 cm | 803 16 61 | 6,08 |
| 1,7 mm x 70 cm | 803 16 78 | 6,08 |
| 2 mm x 70 cm   | 803 16 90 | 6,08 |
| 2,3 mm x 70 cm | 803 16 84 | 6,08 |
| 2,6 mm x 70 cm | 112 48 70 | 6,08 |

### SONDE VÉSICALE CHIEN KRUUSE NC

Sonde vésicale sans DEHP, biocompatible. Sa souplesse limite le risque de dommage des muqueuses de l'urètre. Orifices latéraux de drainage atraumatique. Convient pour un placement moyen-long terme (3 jours).

| DÉSIGNATION                          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------------|-----------|-------|
| 1,6 mm (CH5) x 50 cm - Gris - Par 5  | 112 53 40 | 50,68 |
| 2 mm (CH6) x 50 cm - Vert - Par 5    | 112 53 50 | 50,68 |
| 2,6 mm (CH8) x 50 cm - Bleu - Par 5  | 112 53 70 | 50,68 |
| 3,3 mm (CH10) x 50 cm - Noir - Par 5 | 112 53 80 | 50,68 |



### SONDE VÉSICALE SEMI-RIGIDE


Sonde en polyéthylène Portex. Semi-rigide. Extrémité fermée arrondie. 2 œils. Embout conique rigide Luer Lock. Stérile.

| DÉSIGNATION                                | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------------------|-----------|-------|
| 1 mm (CH4) x 30,5 cm Chat - 3 FG - Rose    | 803 15 95 | 11,76 |
| 1,3 mm (CH5) x 30,5 cm Chat - 4 FG - Blanc | 803 16 03 | 9,59  |
| 2 mm (CH6) x 50 cm Chien - 6 FG - Jaune    | 803 15 72 | 9,06  |
| 2,6 mm (CH8) x 50 cm Chien - 8 FG - Orange | 803 15 66 | 9,08  |
| 3,3 mm (CH9) x 60 cm Chien - 10 FG - Blanc | 803 15 89 | 11,01 |

### SONDE VÉSICALE CHIEN UROLENE

Sonde vésicale avec 2 œillets latéraux, extrémité fermée. Embase Luer-lock. Colerette tournante pour un meilleur confort pour l'animal.

| DÉSIGNATION                   | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------------------------|-----------|------|-----|------|
| 1,3 mm (CH4) x 30 cm - Vert   | 105 85 90 | 4,81 | 12  | 4,11 |
| 1,7 mm (CH5) x 35 cm - Gris   | 105 86 10 | 4,78 | 12  | 4,90 |
| 2,0 mm (CH6) x 45 cm - Orange | 105 86 20 | 5,25 | 12  | 4,73 |
| 2,6 mm (CH8) x 50 cm - Bleu   | 105 86 30 | 6,28 | 12  | 5,58 |
| 3,3 mm (CH10) x 60 cm - Brun  | 105 86 40 | 6,98 | 12  | 6,40 |



### CATHÉTER URINAIRE CHIEN À RÉTROPULSION MILA

Cathéter de drainage urinaire à court terme pour le prélèvement et le drainage de la vessie chez les chiens mâles.

Le cathéter permet une hydropulsion rétrograde complète des calculs urétraux logés dans la vessie. Si cliniquement requis, le cathéter permet un échange rapide et facile vers une sonde plus long terme de Foley en silicone.

- Cathéter bleu en polyuréthane radio-opaque avec une pointe souple et effilée conçue pour être atraumatique et passer en toute sécurité de l'urètre à la vessie. Sa rigidité est un hybride entre le polypropylène et le caoutchouc rouge.
- Plusieurs trous latéraux avec trou d'extrémité pour une hydropulsion rétrograde. Le trou d'extrémité à l'extrémité du cathéter permet le passage du fil de guidage pour un échange rapide du cathéter sur le fil. La longueur minimale requise de fil guide est 173 cm.
- Marquages centimétriques pour un placement précis en profondeur.
- Extrémité Luer Lock pour une connexion facile au sac de drainage ou à une seringue.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------|-----------|-------|
| 2 mm (6FR) x 55 cm    | 114 00 10 | 17,14 |
| 2,6 mm (8FR) x 55 cm  | 114 00 20 | 17,14 |
| 3,3 mm (10FR) x 55 cm | 114 00 30 | 17,14 |



### SONDE VÉSICALE AJUSTABLE OPEN-END MILA

Sonde vésicale stérile à extrémité ouverte en polyuréthane rigide pour faciliter son insertion. Les ailettes ajustables permettent d'adapter la longueur de la sonde à l'animal (jusqu'à 25 cm) et d'être suturée. Embout Luer-Lock.

| DÉSIGNATION                                    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------------------------|-----------|-------|
| 3,5CH (1,17 mm) - Ajustable 15 cm              | 109 13 50 | 17,90 |
| 3,5CH (1,17 mm) - Ajustable 25 cm              | 819 40 50 | 17,90 |
| 5CH (1,66 mm) - Ajustable 25 cm                | 819 40 44 | 20,96 |
| 3,5CH (1,17 mm) - Avec mandrin Ajustable 15 cm | 816 79 98 | 20,96 |
| 3,5CH (1,17 mm) - Avec mandrin Ajustable 25 cm | 816 80 06 | 20,96 |

## SONDES



### SONDE DE FOLEY LATEX RUSCH

**Sonde à ballonnet.** Latex siliciné. Extrémité fermée arrondie. Simple courant. Stérile.

| DÉSIGNATION                               | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------------------------------------|-----------|------|
| 2,7 mm (CH8) x 30 cm<br>Ballonnet 3 ml    | 114 54 70 | 5,03 |
| 3,3 mm (CH10) x 30 cm<br>Ballonnet 3 ml   | 827 35 59 | 5,03 |
| 4 mm (CH12) x 40 cm<br>Ballonnet 10 ml    | 805 02 79 | 1,97 |
| 4,66 mm (CH14) x 40 cm<br>Ballonnet 10 ml | 110 03 00 | 1,97 |
| 6 mm (CH18) x 40 cm<br>Ballonnet 15 ml    | 805 02 85 | 1,79 |
| 8 mm (CH24) x 40 cm<br>Ballonnet 15 ml    | 101 76 90 | 1,79 |
| 10 mm (CH30) x 40 cm<br>Ballonnet 15 ml   | 816 88 80 | 2,00 |

### SONDE DE FOLEY SILICONE RUSCH

**Bout fermé.** Ballonnet distal pour maintien de la sonde. Stérile.

| DÉSIGNATION                            | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------------------|-----------|-------|
| 2 mm (CH6) x 31 cm<br>Ballonnet 1,5 ml | 114 54 60 | 14,50 |



### SONDE DE FOLEY SILICONE 2 VOIES

**Sonde vésicale long terme avec ballonnet.** 100% silicone, elle ne provoque aucune allergie et limite le risque de plicature.

Surface parfaitement lisse pour éviter les irritations urétrales. Extrémité fermée et 2 œils latéraux parfaitement atraumatiques.

Ligne Radio opaque. Sylet d'introduction. Voie pour drainage urétrale.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT |
|-----------------------|-----------|-------|-----|------|
| 1 mm (CH6) x 30 cm    | 109 21 50 | 10,96 | 10  | 9,65 |
| 1 mm (CH6) x 60 cm    | 109 21 60 | 10,96 | 10  | 9,65 |
| 2,7 mm (CH8) x 60 cm  | 109 21 70 | 10,96 | 10  | 9,65 |
| 2,7 mm (CH8) x 90 cm  | 109 21 90 | 10,96 | 10  | 9,65 |
| 3,3 mm (CH10) x 45 cm | 109 22 00 | 10,96 | 10  | 9,65 |
| 3,3 mm (CH10) x 90 cm | 109 22 10 | 10,96 | 10  | 9,65 |



### SONDE DE FOLEY MILA

**Sonde silicone stérile radio opaque, livrée avec guide.**

| DÉSIGNATION                                                 | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>AVEC STYLET, RACCORD SAPIN/EMBOU FEMELLE LL, BOUCHON</b> |           |       |
| CH24 (8 mm) - 150 cm<br>Ballonnet 30 cc                     | 114 10 70 | 79,62 |

### SONDE VÉSICALE JACKSON CHAT AVEC MANDRIN

**Sonde de Jackson, stérile avec mandrin.** Extrémité fermée arrondie, 2 œils. Embout Luer lock plastique rigide. Pastille perforée de 4 trous pour fixation.


| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|------------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| 1,3 mm (CH5) x 11 cm - Blanc | 803 14 60 | 12,13 | 5   | 11,02 |
| 1 mm (CH4) x 11 cm - Rose    | 803 14 77 | 12,68 | 5   | 11,52 |



### SONDE VÉSICALE CHAT AVEC DISQUE

**Sonde vésicale court terme.** Fermeture distale, 2 trous latéraux. Disque de suture rotatif.

| DÉSIGNATION                                                                   | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----|------|
| <b>PLASTIQUE - POUR SONDAGE VÉSICAL</b>                                       |           |      |     |      |
| 1 mm x 13 cm                                                                  | 109 20 80 | 4,42 | 12  | 4,11 |
| 1,3 mm x 13 cm                                                                | 109 20 90 | 4,42 | 12  | 4,11 |
| <b>PLASTIQUE DOUX ET SOUPLE - POUR MISE EN PLACE PROLONGÉE - AVEC MANDRIN</b> |           |      |     |      |
| 1,3 mm x 13 cm                                                                | 109 21 30 | 5,16 | 12  | 4,34 |
| 1,3 mm x 16 cm                                                                | 109 21 40 | 4,80 | 12  | 4,56 |



### SONDE VÉSICALE CHAT UROLENE

**Sonde vésicale avec deux types d'extrémités :**

- Extrémité fermée avec deux œillets latéraux.
- Extrémité ouverte : facilite le retrait du bouchon dans l'urètre, sondage plus rapide.

Embase Luer-Lock. Colerette tournante pour un meilleur confort pour l'animal.

| DÉSIGNATION                             | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-----------------------------------------|-----------|------|-----|------|
| <b>AVEC MANDRIN - EXTRÉMITÉ FERMÉE</b>  |           |      |     |      |
| 1 mm (CH3) x 11 cm - Rose               | 105 85 50 | 5,41 | 12  | 4,81 |
| 1 mm (CH3) x 13 cm - Rose               | 115 51 70 | 5,43 | 12  | 4,83 |
| 1,3 mm (CH4) x 14 cm - Vert             | 105 85 60 | 5,40 | 12  | 4,80 |
| <b>AVEC MANDRIN - EXTRÉMITÉ OUVERTE</b> |           |      |     |      |
| 0,8 mm (CH2,5) x 11 cm - Bleu           | 108 54 00 | 5,46 | 12  | 5,13 |
| 1 mm (CH3) x 11 cm - Rose               | 108 53 50 | 4,83 | 12  | 4,54 |
| 1 mm (CH3) x 13 mm - Rose               | 115 51 90 | 4,86 | 12  | 4,32 |
| 1,3 mm (CH4) x 14 cm - Vert             | 108 64 40 | 4,83 | 12  | 4,54 |
| <b>SANS MANDRIN - EXTRÉMITÉ FERMÉE</b>  |           |      |     |      |
| 1 mm (CH3) x 11 cm - Rose               | 105 85 70 | 3,09 | 12  | 2,95 |
| 1 mm (CH3) x 13 cm - Rose               | 115 51 80 | 3,79 | 12  | 3,37 |
| 1,3 mm (CH4) x 14 cm - Vert             | 105 85 80 | 3,58 | 12  | 3,07 |

### SONDE VÉSICALE CHAT BUSTER

**Extrémité fermée arrondie.** 2 œils. Embout Luer plastique rigide. Pastille perforée de 2 trous pour fixation. Stérile.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|------------------------------|-----------|------|-----|------|
| 1,3 mm (CH5) x 13 cm - Blanc | 803 14 83 | 5,74 | 12  | 5,47 |
| 1 mm (CH4) x 13 cm - Blanc   | 803 15 08 | 5,74 | 12  | 5,47 |
| <b>AVEC MANDRIN</b>          |           |      |     |      |
| 1 mm x 13 cm                 | 834 18 58 | 6,10 | 12  | 5,66 |
| 1,3 mm x 13 cm               | 834 18 64 | 5,93 | 12  | 5,46 |



### SONDE VÉSICALE SMI CHAT

**Fabriquée en polyéthylène basse densité avec un stylet d'introduction, doux et flexible.**

Connecteur Luer-Lock pour seringue ou poche à urine. Œils latéraux atraumatiques. Convient pour un placement moyen-long (3 jours).

| DÉSIGNATION                                  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------------------------|-----------|-------|
| Avec mandrin - 1 mm x 13 cm<br>Rose - Par 12 | 103 81 90 | 26,94 |
| Avec mandrin - 1,3 x 13 cm<br>Blanc - Par 12 | 104 07 80 | 27,32 |





## POCHE À URINE

Poche de recueil urinaire possédant une valve anti-reflux, une tubulure de 90 cm et un bouchon de vidange.

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------|-----------|-------|
| Poche à urine 2 l - Par 10 | 100 94 80 | 20,28 |



## POCHE À URINE MILA

Poche à urine avec graduations commençant à 50 ml. Montée avec un verrou luer mâle et un drain torsadé.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 600 cc      | 113 63 30 | 28,96 |



## TUBE À URINE VACUTAINER

Système BD Vacutainer pour le recueil, le transport et la conservation de l'urine.

| DÉSIGNATION                                           | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Sans additif - Beige - 16 x 100 mm<br>11 ml - Par 100 | 112 10 50 | 16,65 |



## COLLECTEUR URINE URIPET

Set pour récupération des urines des femelles. Facilite la récupération de l'urine pour analyses, en limitant le risque de contamination.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| Uripet      | 825 41 25 | 4,04 |



## LITIÈRE KATKOR POUR PRÉLÈVEMENT D'URINE

Litière pour chat non absorbante destinée à la récolte d'échantillons d'urine. En cas de suspicion de cristaux urinaires, vous pourrez les caractériser aisément. On peut également réaliser les tests sur bandelettes (corps cétoniques, glucose, protéines...). Cette litière est composée d'éléments certifiés par la FDA (Food and Drugs Administration) comme pouvant entrer en contact avec des aliments. Elle ne diffuse ni n'absorbe de calcium, de magnésium ou de potassium. Katkor n'influence ni le pH, ni le taux de protéines, ni le taux d'érythrocytes et ni celui des leucocytes dans l'urine. Un sachet permet de récolter 7 ml sur un volume émis de 10 ml. Le prélèvement peut être effectué facilement au domicile des propriétaires.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT |
|----------------|-----------|------|
| Sachet - 200 g | 807 56 87 | 3,14 |



## LITIÈRE SABLE KIT4CAT

Litière biodégradable hydrophobe faite de sable recouvert d'une pellicule non-toxique qui retient l'urine. La collecte de l'urine se fait très aisément avec une pipette. Le kit comprend 3 sachets de 300 g de sable, 3 pipettes et 3 tubes à prélèvement.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------|-----------|-------|
| Litière Kit4Cat | 823 97 52 | 20,54 |



## DRAIN THORACIQUE DRENTECH® DUNE

**DRENTECH® DUNE, unité de drainage thoracique sec stérile, à usage unique.**  
Destinées à évacuer l'air et/ou les fluides de la cage thoracique ou du médiastin. Existe avec 3 chambres ou 4 chambres, double drain (chambres de collecte (1100 + 1000 ml).  
Caractéristiques :  
- Dimension : 150 x 230 x 135 mm.  
- Capacité chambre de collecte : 2100 ml.  
- Poignée pour transport ou fixation.  
- Valve automatique d'évacuation de pression positive excessive.  
- Valve manuelle filtrée de pression négative.  
- Manomètre mécanique de régulation de l'aspiration de -5 à -40 H<sup>2</sup>O.  
- Port d'échantillonnage dans la chambre de collecte.  
- Tubulure patient sans latex avec connecteur / déconnecteur, clamp et adaptateur conique au drain.  
- Visuel de mise en service de la valise inscrit sur la façade.  
Conditionnement individuel stérile.  
Livré par 4, péremption 5 ans.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------|-----------|--------|
| 3 chambres - Par 4           | 116 86 00 | 191,25 |
| 4 chambres - Par 4           | 116 86 10 | 244,78 |
| <b>CONNECTEUR</b>            |           |        |
| Connecteur Luer Lock Ch 7-10 | 116 88 90 | 8,00   |



## DRAIN THORACIQUE KRUUSE

**Cathéter (drain) avec trocart pour faciliter la pénétration, le placement et la manipulation.**  
- Marquage pour évaluer la pénétration 2 œils latéraux.  
- Extrémité proximale avec connecteur conique.  
- Ligne radio-opaque pour la détection aux rayons X.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------|-----------|-------|
| CH10 - 3,3 mm x 25 cm | 113 97 90 | 14,90 |
| CH12 - 4 mm x 25 cm   | 112 10 00 | 14,90 |
| CH20 - 6,6 mm x 42 cm | 112 10 10 | 14,90 |

# SONDES

## Drains

|                            | Référence | Désignation                                              | Matériau          | Fabricant  | Trocart | Extrémité |
|----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------|-----------|
| Actif - Thoracique         | 803 66 41 | Drain thoracique avec trocart CH12 - 4 mm - 23 cm        | PVC               | Cardinal   | X       | Godet     |
|                            | 822 57 50 | Drain thoracique 4,7 mm (14G) x 20 cm - Fenêtré sur 6 cm | Polyuréthane      | Mila       | x       | Luer Lock |
|                            | 106 07 40 | Drain thoracique 4 mm (12G) x 30 cm - Fenêtré sur 15 cm  |                   |            |         |           |
|                            | 113 62 90 | Drain thoracique CH16 - 5,33 mm - 34 cm                  | PVC               | Mila       | X       | Conique   |
|                            | 113 63 10 | Drain thoracique CH20 - 6,66 mm - 34 cm                  |                   |            |         |           |
|                            | 113 63 20 | Drain thoracique CH24 - 8 mm - 34 cm                     |                   |            |         |           |
|                            | 818 06 97 | Drain thoracique CH10 - 3,3 mm - 15 cm                   | PVC               | Securos    |         | Luer Lock |
|                            | 818 07 05 | Drain thoracique CH10 - 3,3 mm - 25 cm                   |                   |            |         |           |
|                            | 106 02 30 | Drain Pleuracan Set A - Cathéter 2,7 x 450 mm            | PVC               | Bbraun     | X       | Conique   |
|                            | 113 97 90 | Drain thoracique + trocart CH12 - 4 mm                   | PVC               | Kruuse     | X       | Conique   |
|                            | 112 10 00 | Drain thoracique + trocart CH12 - 4 mm                   |                   |            |         |           |
|                            | 112 10 10 | Drain thoracique + trocart CH20 - 6,6 mm                 |                   |            |         |           |
|                            | 108 33 20 | Drain Easydrain Vert - d. 1 x 2 mm x 30 cm               | Polyéthylène      | Vygon      | X       | Luer Lock |
|                            | 108 33 40 | Drain Easydrain Jaune - d. 1,7 x 2,7 mm x 40 cm          |                   |            |         |           |
|                            | 108 33 10 | Drain Easydrain Rouge - d. 1,7 x 2,7 mm x 50 cm          |                   |            |         |           |
|                            | 108 31 20 | Drain Easydrain Bleu - d. 2,2 x 3,3 mm x 50 cm           |                   |            |         |           |
| Actif - Abdominal          | 115 43 40 | Drain thoracique trocart 9,3 mm (28FR) x 40 cm           | PVC               | Vygon      | X       | Droit     |
|                            | 115 43 30 | Drain thoracique trocart 10,6 mm (32FR) x 40 cm          | PVC               | Vygon      | X       | Droit     |
|                            | 802 40 46 | Drain Redon CH12 - 4 mm - 50 cm                          | PVC               | Dahlhausen |         | Droit     |
|                            | 802 40 52 | Drain Redon CH18 - 6 mm - 50 cm                          |                   |            |         |           |
|                            | 802 40 69 | Drain Redon CH24 - 8 mm - 50 cm                          |                   |            |         |           |
|                            | 822 57 21 | Drain Jackson Pratt - 4,5 mm                             | Silicone          | Mila       |         | Droit     |
|                            | 822 57 38 | Drain Jackson Pratt - 7 mm                               |                   |            |         |           |
|                            | 822 57 44 | Drain Jackson Pratt - 10 mm                              |                   |            |         |           |
| Actif - Passif - Abdominal | 822 62 06 | Drain Blake CH24 - 8 mm                                  | Silicone          | Mila       |         | Droit     |
|                            | 822 62 12 | Drain Blake CH33 - 11 mm                                 |                   |            |         |           |
|                            | 829 52 59 | Drain Easy Flo 6 mm - 30 cm                              | Silicone          | Dahlhausen |         |           |
|                            | 829 52 65 | Drain Easy Flo 16 mm - 30 cm                             |                   |            |         |           |
|                            | 112 02 50 | Drain de Penrose 6,3 mm x 1 m                            | Silicone          | Matériel   |         |           |
|                            | 112 02 60 | Drain de Penrose 8 mm x 1 m                              |                   |            |         |           |
|                            | 112 02 70 | Drain de Penrose 10 mm x 1 m                             |                   |            |         |           |
|                            | 112 02 80 | Drain de Penrose 13 mm x 1 m                             |                   |            |         |           |
|                            | 113 79 70 | Drain de Penrose 6,25 mm x 40 cm                         | Latex             | Matériel   |         |           |
|                            | 113 79 90 | Drain de Penrose 10 mm x 40 cm                           |                   |            |         |           |
|                            | 113 79 80 | Drain de Penrose 15 mm x 40 cm                           |                   |            |         |           |
|                            | 802 41 06 | Mèche de gaze iodoformée 5 m x 1 cm                      | Coton + iodoforme | Lohmann    |         |           |
|                            | 802 41 12 | Mèche de gaze iodoformée 5 m x 2 cm                      |                   |            |         |           |
|                            | 802 41 29 | Mèche de gaze iodoformée 5 m x 5 cm                      |                   |            |         |           |
|                            | 837 91 57 | Mèche de gaze 5 m x 2 cm                                 | Coton             | Lohmann    |         |           |
|                            | 837 91 63 | Mèche de gaze 5 m x 5 cm                                 |                   |            |         |           |




## DRAINAGE THORACIQUE SECUROS

Pour le traitement des pneumothorax et épanchements pleuraux.

Valve unidirectionnelle adaptée pour les chats et chiens. Raccord Luer Lock.

| DÉSIGNATION                     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------|-----------|-------|
| 1 - Drain 3,3 x 150 mm          | 818 06 97 | 25,34 |
| 2 - Drain 3,3 x 250 mm          | 818 07 05 | 26,54 |
| ACCESSOIRES                     |           |       |
| 3 - Valve Léo unidirectionnelle | 818 06 80 | 16,50 |
| 4 - Prolongateur valve 15 cm    | 818 07 11 | 7,17  |
| 5 - Prolongateur valve 30 cm    | 818 07 28 | 9,80  |
| 6 - Poire Redon 20 ml           | 818 07 34 | 8,45  |



## DRAIN PLEURAL EASYDRAIN

Dispositif pour le drainage pleural liquidien ou gazeux comprenant :

- un drain en PE, O.R.X. protégé par une gaine de stérilité pré-montée sur l'aiguille de ponction et orifices latéraux
- une aiguille de ponction
- un robinet 3 voies avec manchon de préhension antiplicature facilitant le montage du drain et assurant une fixation optimale
- un raccord conique

| DÉSIGNATION                      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------------|-----------|-------|
| Vert                             |           |       |
| Drain : d. 1 mm/2 mm x 30 cm     | 108 33 20 | 21,17 |
| Aiguille : d. 2,4 (13G) x 57 mm  |           |       |
| Jaune                            |           |       |
| Drain : d. 1,7 mm/2,7 mm x 40 cm | 108 33 40 | 21,17 |
| Aiguille : d. 3,3 (10G) x 77 mm  |           |       |
| Rouge                            |           |       |
| Drain : d. 1,7 mm/2,7 mm x 50 cm | 108 33 10 | 21,17 |
| Aiguille : d. 3,3 (10G) x 77 mm  |           |       |
| Bleu                             |           |       |
| Drain : d. 2,2 mm/3,3 mm x 50 cm | 108 31 20 | 21,17 |
| Aiguille : d. 4 (8G) x 77 mm     |           |       |

## DRAIN THORACIQUE VYGON

Drain en PVC transparent avec ligne O.R.X.

2 orifices latéraux, avec disque de fixation.

Poignée assurant une bonne préhension et une insertion contrôlée.

| DÉSIGNATION                     | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|---------------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| 9,3 mm (28FR) 40 cm             | 115 43 40 | 12,04 | 20  | 11,45 |
| 10,6 mm (32FR) 40 cm            | 115 43 30 | 12,04 | 20  | 11,45 |
| ACCESSOIRE                      |           |       |     |       |
| Raccord Luer-lock Male - Par 50 | 106 10 10 | 62,68 |     |       |



## DRAIN THORACIQUE PVC MILA AVEC ADAPTATEURS

Drain thoracique PVC avec trocart pointu et adaptateurs. Extrémité ouverte avec deux grands trous latéraux. Marques de profondeur.

| DÉSIGNATION                              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------------------|-----------|-------|
| AVEC 1 CLAMP, 1 RACCORD LL, 1 TUBE 90 CM |           |       |
| 5,33 mm (16CH) x 34 cm                   | 113 62 90 | 26,66 |
| 6,66 mm (20CH) x 34 cm                   | 113 63 10 | 26,66 |
| 8 mm (24CH) x 34 cm                      | 113 63 20 | 26,66 |



## DRAIN THORACIQUE TROCARD

Drain en PVC monté sur trocart en aluminium à extrémité sphérique stérile. Extrémité distale ouverte. 2 œils latéraux. La pointe mousse de l'extrémité du trocart requiert la pose, dans l'espace pleural, selon la méthode dissection à minima. Pour le drainage d'air ou des collections liquidienues en situation d'urgence.

| DÉSIGNATION                         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------------|-----------|-------|
| 4 mm x (CH12) x 23 cm               | 803 66 41 | 11,73 |
| ACCESSOIRES                         |           |       |
| Adaptateur olive / Luer femelle     | 820 22 23 | 6,02  |
| Robinet à valves unidirectionnelles | 824 36 99 | 17,60 |
| Valve Léo unidirectionnelle         | 818 06 80 | 16,50 |
| Valve Heimlich                      | 805 22 55 | 18,04 |
| Poire d'aspiration 100 cc           | 108 42 20 | 28,96 |
| Poire d'aspiration 150 cc           | 108 42 40 | 28,96 |
| Poire d'aspiration 200 cc           | 825 79 74 | 28,96 |
| Poire d'aspiration 400 cc           | 825 79 68 | 35,04 |

## DRAIN PLEURACAN SET A COMPLET

Set pour drainage pleural et thoracique selon la technique de Matthys.

Le set A, kit complet est composé de :

- Aiguille de ponction à paroi mince, biseau court 3,35 x 78 mm.
- Cathéter, en polyuréthane, Ø 2,7 x l. 450 mm.
- Double valve anti-reflux.
- Seringue Luer-Lock, 50 ml.
- Robinet à trois voies, blanc, tubulure 100 mm.
- Poche de recueil de sécrétions 2 litres.


| DÉSIGNATION                   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------|-----------|-------|
| Set A - Cathéter 2,7 x 450 mm | 106 02 30 | 30,30 |



## VALVE DE HEIMLICH

Pour drainage thoracique. Stérile.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------|-----------|-------|
| Valve Heimlich | 805 22 55 | 18,04 |



## DRAIN THORACIQUE MILA GUIDEWIRE

Cathéter de drainage MILA® à simple lumière et multi orifices en polyuréthane radio opaque.

Indiqué pour : pyothorax, hémithorax, pneumothorax, lavage péritonéal d'urgence et drain péricardique.

Valve bidirectionnelle fermée avec adaptateurs luer pour empêcher la pénétration de l'air dans le thorax. Ailettes additionnelles pour sécurisation de la suture.

Le kit inclus un système de fil guide 60 cm, un cathéter, ailettes pour suture, valve fermée avec bouchon.

| DÉSIGNATION                              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------------------|-----------|-------|
| 4,7 mm (14G) x 20 cm<br>Fenêtré sur 6 cm | 822 57 50 | 50,28 |
| 4 mm (12G) x 30 cm<br>Fenêtré sur 15 cm  | 106 07 40 | 51,80 |
| <b>ACCESSOIRES</b>                       |           |       |
| Valve Léo unidirectionnelle              | 818 06 80 | 16,50 |
| Prolongateur valve 15 cm                 | 818 07 11 | 7,17  |
| Poire Redon 20 ml                        | 818 07 34 | 8,45  |

## À savoir

### DRAINS ACTIFS

Quand privilégier un drainage actif ?

Lorsque :

- L'espace peut être clos hermétiquement.
- La viscosité du fluide est faible à modérée.
- L'adhésion tissulaire est fortement souhaitée.
- La localisation de la blessure ne permet pas un drainage ouvert (plaies dorsales ou profondes).
- Pour les cavités thoraciques ou abdominales.



## ROBINET 3 VOIES À VALVES UNIDIRECTIONNELLES

Robinet 3 voies à valves unidirectionnelles pour permettre la vidange d'un pneumothorax en un seul geste. Livré avec un raccord pour drains de 6 à 11 mm.

| DÉSIGNATION                         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------------|-----------|-------|
| Robinet à valves unidirectionnelles | 824 36 99 | 17,60 |
| Raccord seul                        | 825 80 86 | 3,32  |



## ADAPTATEUR ANIDAPT

Adaptateur Anidapt 12 à 30CH pour sonde vésicale, drain thoracique ou naso-gastrique. Raccord Luer Lock femelle.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|--------------------|-----------|------|-----|------|
| Adaptateur Anidapt | 825 65 03 | 3,01 | 10  | 2,81 |



## DRAIN JACKSON PRATT MILA

Drain multiperforé en silicone. Longueur 20 cm. Découpable.

| DÉSIGNATION                                 | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------------------|-----------|-------|
| 4,5 mm                                      | 822 57 21 | 16,76 |
| 7 mm                                        | 822 57 38 | 16,76 |
| 10 mm                                       | 822 57 44 | 16,76 |
| <b>POIRE D'ASPIRATION AVEC VALVE 1 VOIE</b> |           |       |
| 150 ml                                      | 824 12 69 | 24,00 |
| 400 ml                                      | 824 12 81 | 31,24 |

## SONDES

### DRAIN DE BLAKE MILA

Drain cannelé silicone idéal pour la dialyse péritonéale.

Longueur de la partie cannelée : 20 cm. Longueur découppable.

| DÉSIGNATION                                 | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------------------|-----------|-------|
| 8 mm                                        | 822 62 06 | 24,84 |
| 11 mm                                       | 822 62 12 | 24,84 |
| <b>POIRE D'ASPIRATION AVEC VALVE 1 VOIE</b> |           |       |
| 150 ml                                      | 824 12 69 | 24,00 |
| 400 ml                                      | 824 12 81 | 31,24 |



### DRAIN DE REDON

Drain stérile avec 56 orifices répartis sur 14 cm.

| DÉSIGNATION                           | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------------|-----------|-------|
| 50 cm x 4 mm (CH 12)                  | 802 40 46 | 0,99  |
| 50 cm x 6 mm (CH18)                   | 802 40 52 | 1,05  |
| 50 cm x 8 mm (CH24)                   | 802 40 69 | 3,82  |
| <b>ACCESSOIRES</b>                    |           |       |
| Raccord double - d. 4-12 mm<br>Par 10 | 103 62 40 | 56,76 |

### DRAINOBAG

Flacon de drainage chirurgical en PVC à usage unique, avec vide intégré.

Dépression 900 mbars.

Graduation de 10 en 10 ml.

Connecteur multi-charrière permettant l'utilisation de drains CH6 à 18.

Indicateur de vide. Tubulure : 60 cm.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT |
|-----------------------|-----------|------|
| Drainobag vide 150 ml | 806 29 57 | 7,47 |



### DRAIN DE PENROSE LATEX

Drain souple, à paroi mince en latex. Stérile

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-----------------|-----------|------|-----|------|
| 6,25 mm x 40 cm | 113 79 70 | 1,57 | 10  | 1,02 |
| 15 mm x 40 cm   | 113 79 90 | 1,57 | 10  | 1,02 |
| 10 mm x 40 cm   | 113 79 80 | 1,57 | 10  | 1,02 |



## SONDES

### À savoir

#### QUELLES RÈGLES POUR PLACER UN DRAIN ?

- Matériau le plus souple possible pour favoriser la réduction des traumatismes tissulaires et permettre une visualisation radiographique si le drain est endommagé ou délogé.
- Utilisation de drains d'aspiration actifs (fermés) dans la mesure du possible.
- Fixation à la paroi de façon à ne pas pouvoir être mobilisés intempestivement (solide fil de nylon fixé à la peau).
- Les drains sont enlevés dès que possible pour diminuer la probabilité d'infection ascendante.
- Raccordement de l'extrémité du drain à une poche que l'on peut vider sans toucher au drain. Si c'est impossible, l'extrémité du drain ou de la lame est placée dans une poche de recueil fixée à la peau ou dans un pansement absorbant (ouaté) régulièrement changé.
- Utilisation d'une technique aseptique lors de la pause et des soins.



### DRAIN DE PENROSE SILICONE

Drain souple stérile en silicone.

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|--------------|-----------|-------|-----|-------|
| 6,3 mm x 1 m | 112 02 50 | 13,18 | 10  | 12,72 |
| 8 mm x 1 m   | 112 02 60 | 13,18 | 10  | 12,72 |
| 10 mm x 1 m  | 112 02 70 | 13,18 | 10  | 12,72 |
| 13 mm x 1 m  | 112 02 80 | 13,18 | 10  | 12,72 |



### DRAIN EASY FLO

**Drains de silicone.** Conception originale pour une optimisation du drainage. Radio-opaques et stériles.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT |
|---------------|-----------|------|
| 6 mm x 30 cm  | 829 52 59 | 5,11 |
| 16 mm x 30 cm | 829 52 65 | 5,17 |



### MÈCHE DE GAZE NON IODOFORMÉE

Longueur : 5 m.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 2 cm        | 837 91 57 | 4,43 |
| 5 cm        | 837 91 63 | 7,26 |

### MÈCHE DE GAZE IODOFORMÉE

Bande de gaze en coton pour chirurgie.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 5 m x 1 cm  | 802 41 06 | 8,59  |
| 5 m x 2 cm  | 802 41 12 | 8,83  |
| 5 m x 5 cm  | 802 41 29 | 12,17 |



### CATHÉTER À SACCULECTOMIE

Cathéter à ballonnet en silicone Mila avec pointe profilée et rigide spécial pour ablation des glandes anales.

La pointe rigide permet l'introduction dans le sac anal pour le distendre et faciliter la dissection chirurgicale.

| DÉSIGNATION                     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------|-----------|-------|
| Ø 13 mm x 17,5 cm - Ballon 1 ml | 108 30 60 | 15,24 |
| Ø 20 mm x 17,5 cm - Ballon 3 ml | 108 30 80 | 15,24 |



### TREILLIS POLYPROPYLÈNE

Treillis élastique et durable de polypropylène monofilament. Facile à couper, bien toléré. Solution de renforcement de la paroi abdominale.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 15 x 15 cm  | 824 13 41 | 22,80 |
| 30 x 30 cm  | 824 13 58 | 51,41 |



### KIT EXCISION SAC ANAL

**Nouvelle génération de kit d'excision de sac anal pour une utilisation plus facile, plus rapide et économique.**

Cartouche à double chambre, chacune avec un gel polymère inerte non toxique. Capacité de 2,4 ml, suffisante pour les patients plus grands. Embout mélangeur : les 2 composants sont mélangés lorsqu'ils sont enfoncés dans la chambre de mélange par un simple tour et un clic du moyeu de la seringue. Le gel se solidifie 2 à 4 minutes après l'application. Aiguille en plastique émoussée de 18G pour une insertion aisée dans le sac anal. Conception ergonomique pour les petites mains.

| DÉSIGNATION                            | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------------------|-----------|-------|
| Kit excision - Seringue 2,4 cc - Par 5 | 110 11 20 | 50,92 |



### POLYMESH

**POLYMESH est un treillis de renforcement pariétal.** Mesh de polypropylène destinée à la réparation ou le renforcement des hernies, et autres atteintes abdominales.

| DÉSIGNATION                                                                                    | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Light - Découpable 200 x 65 mm<br>Résistance 100N<br>Allongement : 65% (sens chaîne)           | 109 87 90 | 55,69  |
| À suturer - Non adhésive<br>200 x 150 mm - Résistance 120N<br>Allongement : 130% (sens chaîne) | 109 88 00 | 124,47 |



### PARIETENE MACROPORE

Le renfort macroporeux Parietene est indiqué pour la réparation des hernies ou autres déficiences des fascias nécessitant l'ajout d'un matériau de renfort.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| 30 x 30 cm  | 112 98 70 | 103,57 |

## INSÉMINATION CANINE



### SET DE RÉCOLTE SEMENCE CANINE

Set comprenant : 3 entonnoirs de couleurs différentes et 4 tubes 15 ml avec bouchon.

| DÉSIGNATION                                 | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------------------|-----------|-------|
| Petit chien : hauteur cône (sans bec) 55 mm | 107 73 50 | 20,81 |



### LUBRIFIANT REPROJECTIL

Lubrifiant non spermicide, soluble à l'eau. Favorise la viabilité du sperme.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT |
|-------------|-----------|-------|-----|------|
| 100 ml      | 107 86 50 | 6,60  | 100 | 6,36 |
| Bidon 3 l   | 828 67 34 | 43,76 |     |      |
| Pompe       | 828 67 40 | 13,45 |     |      |



### PHOTOMÈTRE SDM1

Mesure de la concentration en spermatozoïdes des étalons. Lecture sans dilution. Ne pas utiliser sur une paillette décongelée. Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT     |
|------------------------|-----------|----------|
| Photomètre SDM1        | 828 66 80 | 2 231,46 |
| Microcuvette - Par 100 | 828 67 28 | 90,84    |

### PIPETTE RÉGLABLE

Pipette réglable de 20 à 200 µl. Autoclavable.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------|-----------|--------|
| Pipette 20 - 200 µl | 107 76 70 | 568,36 |



### MICROSCOPE POUR ANALYSE DE LA SEMENCE MINITUBE

Microscope avec configuration spéciale pour l'analyse du sperme avec système de chauffage et unité de contrôle de la température pour un réglage individuel de la température.

- Objectifs : 10X, 40X, 100X.
  - Excellent contraste de phase et optique de champ clair.
  - Support de microscope robuste, mécanique bien conçue.
  - Avec système de chauffage intégré et unité de contrôle pour le réglage de la température.
- Garantie 1 an.


| DÉSIGNATION                                           | RÉFÉRENCE | € HT     |
|-------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Microscope à contraste de phase et platine chauffante | 114 42 00 | 3 646,11 |



### LAME ET LAMELLE VERRE MINITUBE

| DÉSIGNATION                   | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------------------------|-----------|------|
| Lame 76 x 26 mm - Par 50      | 107 76 10 | 5,19 |
| Lamelles 18 x 18 mm - Par 100 | 107 76 20 | 3,37 |

## SONDES



### CELLULE DE THOMA

Hématimètre qui permet de compter le nombre de cellules en suspension dans une solution. Taille : 0.1 mm.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------|-----------|-------|
| Cellule de Thoma | 828 65 62 | 64,28 |

### MILIEU DE CONSERVATION CANIPLUS CHILL ST CANINE

Pour sperme congelé, en une seule étape.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 20 ml       | 103 17 10 | 39,37 |



### DILUEUR CANIPLUS CHILL T

Milieu de conservation long terme pour semence canine réfrigérée.

Permet la conservation du sperme canin jusqu'à 10 jours. 70% de la motilité conservée à 10 jours. Développé pour permettre les échanges internationaux de semence fraîche de chien sans en altérer les qualités. Prêt à l'emploi, ne nécessite aucun ajout, sans ingrédient d'origine animale. Avec antibiotique. Le produit peut être transporté pendant 8 jours à une température de 20°C.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 20 ml       | 110 98 60 | 48,96 |



### BOÎTE NEOPOR

Boîte de transport pour semence canine réfrigérée, conçue pour une conservation jusqu'à 45 heures.

Livrée avec 2 seringues (5 ml et 10 ml), 2 éléments réfrigérants et un carton d'emballage.

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------|-----------|-------|
| Boîte Neopor | 107 76 00 | 18,14 |

SONDES

Insémination artificielle canine

| Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Référence     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Détermination du moment de l'ovulation / Dosage de la progestérone ou LH chez la chienne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| TESTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| OVUCHECK premate 5 - 1 x 5 - Test semi-quantitatif de dosage de progestérone dans le sang chez la chienne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7331651       |
| WITNESS LH x 6<br>Test de diagnostic rapide par technique d'immuno-migration rapide (R.I.M.) de l'hormone lutéinisante chez les chiens et les chats. Permet de déterminer le moment optimal pour la reproduction en identifiant le jour de la poussée de LH dans le sérum canin et félin. Peut également aider à distinguer les femelles ovariectomisées.                                                                                                              | 1861020       |
| TEST CATALYST PROGESTÉRON x 6<br>Test quantitatif sur l'analyseur de biochimie Catalyst One. Pour estimer le moment de l'ovulation et la période optimale de fertilité en suivant l'augmentation de la progestéronémie par des dosages répétés.                                                                                                                                                                                                                        | 1114050       |
| BIOMARQUEURS SPEED PROGESTÉRON x 6<br>Test immunologique par fluorescence pour la mesure quantitative de progestérone dans le sérum ou le plasma canin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1820950       |
| Récolte de la semence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| Set de récolte de semence canine - Pour petits chiens, en 3 étapes.<br>3 entonnoirs rouge, blanc et bleu - Hauteur sans le bec 5,5 cm. 4 tubes à centrifuger, 15 ml chacun, gradués, en plastique, avec couvercle.                                                                                                                                                                                                                                                     | 1077350       |
| TUBE RÉCOLTE ROND 15 ml OSIRIS - En pyrex, stérilisable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8032040       |
| TUBE RÉCOLTE CONIQUE 10ML OSIRIS - En pyrex, stérilisable , gradué au 1/10°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8032034       |
| GANT DE PROTECTION POLYÉTHYLÈNE - Par 100 - Ambidextre non stérile et non poudré.<br>Protège la main du collecteur pendant le nettoyage du prépuce. À retirer avant la collecte de la semence.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8038290       |
| Seringue UU TERUMO 3 pièces 2-2,5 ml Luer Lock - Par 100<br>Pour le recueil de sperme, les prises de sang ou l'injection de médicaments liquides. Transparente, non spermicide.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8345276       |
| Seringue UU BD 3 pièces 10 ml Luer Lock - Par 100<br>Pour le recueil de sperme, les prises de sang ou l'injection de médicaments liquides. Transparente, non spermicide.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1042080       |
| LUBRIFIANT REPROJELLY - 100 ml - Non spermicide, soluble dans l'eau.<br>- Iso-osmotique et favorable aux spermatozoïdes, favorise la viabilité des cellules spermatiques<br>- Les lots sont testés pour la compatibilité avec les spermatozoïdes<br>- Viscosité idéale pour mieux enrober les gants, le matériel d'IA et les instruments.                                                                                                                              | 1078650       |
| LUBRIFIANT REPROJELLY - 3 l Sans pompe distributrice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8286734       |
| POMPE POUR LUBRIFIANT REPROJELLY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8286740       |
| Évaluation de la semence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| PHOTOMÈTRE SDM1 CANINE<br>Calibré et développé pour la pour mesurer les concentrations de spermatozoïdes de la semence canine.<br>Les échantillons de sperme brut peuvent être utilisés sans dilution. L'étalonnage est effectué automatiquement avec chaque échantillon.<br>La concentration de sperme est affichée en millions de spermatozoïdes/m.                                                                                                                  | 8286680       |
| MICROCUVETTE POUR PHOTOMÈTRE SDM1 X100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8286728       |
| MICROSCOPE CONTRASTE DE PHASE et PLATINE CHAUFFANTE Binoculaire, objectifs 10x, 40x, 100x, contrôle T° avec l'unité HTI 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1144200       |
| LAME MICROSCOPE 76 X 26MM - Par 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1077610       |
| LAMELLE MICROSCOPE 18 X 18MM - Par 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1077620       |
| CELLULE NUMÉRATION DE THOMA Profondeur 0,1 mm - Hémocytomètre - Cellule de comptage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8286562       |
| CELLULE NUMÉRATION DE MALASSEZ - Hémocytomètre-Cellule de comptage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8030259       |
| Traitement de la semence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| MILIEU CONSERVATION CANIPLUS CHILL ST 20 ML<br>Milieu de conservation haute performance à court terme pour sperme canin réfrigéré ≤ 5 jours.<br>Protège les spermatozoïdes pendant le stockage en milieu réfrigéré. Idéal pour les expéditions à court terme.                                                                                                                                                                                                          | 1031710       |
| MILIEU CONSERVATION CANIPLUS CHILL LT 20 ML<br>Milieu de conservation haute performance à long terme pour sperme canin réfrigéré ≤ 10 jours.<br>Protège les spermatozoïdes pendant le stockage en milieu réfrigéré,maintient la motilité post-dégel à un haut niveau. Idéal pour les expéditions internationales / nationales.                                                                                                                                         | 1109860       |
| Transport de la semence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| BOITE NEOPOR TRANSPORT SEMENCE RÉFRIGÉRÉE Conserve une température optimale pendant environ 45 heures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1077600       |
| TUBE À SEMENCE 13 ML FOND ARRONDI Par 100 - Avec graduation. Fond rond. Sans bouchon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8286869       |
| BOUCHON POUR TUBE SEMENCE BLANC Par 100 (Autres couleurs sur demande : rouge, bleu, violet, vert, jaune).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8286875       |
| INSÉMINATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| Semence fraîche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| Insémination intra-vaginale La semence est déposée dans la partie antérieure du vagin. Semence fraîche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| SONDE INSÉMINATION MINITUBE ST 22 CM - Droite - à l'unité - En plastique rigide avec un morceau de tuyau et un adaptateur Luer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1001060       |
| SONDE INSÉMINATION MINITUBE ST 44 CM - Droite - à l'unité - En plastique rigide avec un morceau de tuyau et un adaptateur Luer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1077530       |
| SONDE INSÉMINATION MINITUBE ST 44 CM - Droite - Paquet de 10 - En plastique rigide avec un morceau de tuyau et un adaptateur Luer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1077540       |
| SONDE INSÉMINATION MAVIC CH18 12 CM Taille 1<br>12 cm Ø 6 mm avec seringue 5 ml et ballonnet (sonde de Foley)<br>Yorkshire, Chihuahua, Cavalier King Charles, Caniche nain, Levrette d'Italie, Papillon, Pinscher nain, Jack Russell, Bichon Maltais, Loulou de Poméranie, Shih Tzu, Pékinois, Caim Terrier, Schnauzer miniature, Teckel nain, Petit Caniche, Lhasa apso, Carlin                                                                                       | 1121380       |
| SONDE INSÉMINATION MAVIC CH18 25 CM Taille 2<br>25 cm Ø 6 mm avec seringue 5 ml et ballonnet (sonde de Foley)<br>Bouledogue Français, Fox Terrier, Caniche Moyen, Boston Terrier, Beagle, Bull Terrier, Cocker, Épagneul Breton, Welsh Cordi, Pit Bull, Bichon frisé, Border Colley, Levrier, Springer, Teckel, Dalmatien, Schnauzer, Scottish, American Staff, Shar Pei, ...                                                                                          | 1121400       |
| SONDE INSÉMINATION MAVIC CH36 40 CM Taille 3<br>40 cm Ø 6 mm avec seringue 10 ml et ballonnet (sonde de Foley)<br>Levrier Afghan, Airedale Terrier, Boxer, Braque de Weimar, Golden Retriever, Colley, Setter Irlandais, Bouledogue Américain, Bouledogue Anglais, Doberman, Labrador, Berger Allemand, Briard, Dogue Allemand, Schnauzer géant, Saint-Hubert, Bouvier bernois, Bobtail, Terre-neuve, Saint-Hubert, Chien des Pyrénées, Rottweiler, Saint-Bernard, ... | 1121410       |
| PISTOLET OSIRIS INSÉMINATION<br>Système à usage unique pour semence fraîche ou décongelée recueillie dans un tube à essai de 15 ml.<br>Pistolet avec sonde souple d'insémination OSIRIS avec ballonnet (type Foley) 27,5 cm - Ballonnet 8 ml-Ø 2,5 cm.                                                                                                                                                                                                                 | 8032011       |
| TUBE RÉCOLTE ROND 15 ML OSIRIS - En pyrex, stérilisable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8032040       |
| TUBE RÉCOLTE CONIQUE 10 ML OSIRIS - En pyrex, stérilisable, gradué au 1/10°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8032034       |
| ASPISEM POUR REMPLISSAGE SER UU X100 - Pour utilisation avec le pistolet OSIRIS. À l'aide du tube de remplissage (Aspistem) et de la seringue, aspirer la quantité de semence désirée.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8245824       |
| Insémination intra-utérine. Semence fraîche, réfrigérée ou congelée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| Sonde norvégienne (méthode scandinave d'Andersen) CRECS - Centre Reproduction Carnivores Sud-Ouest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Non référencé |
| Hystéroscope/endoscopes TCI avec port d'entrée, joint et adaptateur de nettoyage Longueur 43 cm, autoclavable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non référencé |
| Semence congelée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| Décongélateur à paillettes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1046740       |





## DÉCONGÉLATEUR À PAILLETES

### Décongélateur de semences en paillettes.

Permet de décongeler les paillettes de 0,5 ml et 0,25 ml.


Témoins lumineux : LED rouge allumé le temps de la chauffe et LED vert lorsque la température de l'eau avoisine les 37° C (+/- 1° C).

Fonctionne sur batterie en 12 V et avec un adaptateur 110/220 V.

Livré avec adaptateur 220 V, un thermomètre et un panier.

Poids : 2 kg. Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------|-----------|--------|
| Décongélateur | 104 67 40 | 297,58 |



## PISTOLET OSIRIS

Cathéter à usage unique avec ballon pour insémination de la chienne avec de la semence fraîche ou réfrigérée.

Livré sans accessoire.

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------|-----------|-------|
| 1 - Pistolet            | 803 20 11 | 79,32 |
| 2 - Cône de récolte     | 803 20 28 | 30,65 |
| <b>TUBES DE RÉCOLTE</b> |           |       |
| 3 - Rond 15 ml          | 803 20 40 | 15,18 |
| 4 - Conique 10 ml       | 803 20 34 | 28,82 |



## SONDE INSÉMINATION CANINE MINITUBE


Pipette stérile en plastique rigide avec adaptateur luer.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT |
|----------------------|-----------|-------|-----|------|
| 22 cm - Unitaire     | 100 10 60 | 6,76  | 10  | 5,58 |
| 22 cm - Paquet de 10 | 107 75 50 | 24,14 |     |      |
| 22 cm - Paquet de 20 | 116 63 40 | 48,30 |     |      |
| 44 cm - Unitaire     | 107 75 30 | 4,20  |     |      |
| 44 cm - Paquet de 10 | 107 75 40 | 26,16 |     |      |

## SONDE INSÉMINATION MAVIC

Sonde d'insémination canine à usage unique, avec ballonnet. Livrée avec seringue.

| DÉSIGNATION                         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------------|-----------|-------|
| Toys - CH18 x 12 cm                 | 112 13 80 | 75,63 |
| Petit et moyen chien - CH18 x 25 cm | 112 14 00 | 75,63 |
| Grand chien - CH36 x 40 cm          | 112 14 10 | 80,15 |



## SONDE INSÉMINATION CHIENNE

Sonde légèrement flexible pour chienne : insémination, lavage et soins utérin.

Cathéter terminé par un embout luer flexible 5 mm. Extrémité arrondie atraumatique.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|----------------------|-----------|------|-----|------|
| Stérile 5 mm x 22 cm | 109 22 80 | 0,71 | 10  | 0,63 |



# CHIRURGIE CHAMPS




## SURGISLEEVE

L'écarteur de paroi SurgiSleeve est conçu pour accéder à la cavité abdominale en passant par une plaie rétractée atraumatique, offrant une exposition maximale pour une incision de taille minimale.

Les écarteurs dotés d'un anneau de rétraction amovible permettent un abord chirurgical pour les interventions en laparotomie.

| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------|-----------|-------|
| S - 2,5 à 6 cm              | 112 56 90 | 43,14 |
| M - 5 à 9 cm                | 112 57 00 | 50,94 |
| Avec anneau - L - 9 à 14 cm | 112 57 30 | 62,37 |



## CHAMP FENÊTRÉ BARRIER

Champ fenêtré adhésif à ouverture, stérile, en non tissé absorbant grâce à la viscose 23 g/m<sup>2</sup> et imperméable grâce au film polyéthylène PE de 27,5 µ.

| DÉSIGNATION                               | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------------------|-----------|-------|
| 45 x 75 cm - Ouverture Ø 7 cm<br>Par 90   | 112 30 40 | 68,97 |
| 50 x 60 cm - Ouverture 6 x 8 cm<br>Par 75 | 112 30 60 | 68,88 |
| 75 x 90 cm - Ouverture 6 x 8 cm<br>Par 40 | 112 30 50 | 60,06 |



## CHAMP NON-TISSÉ BARRIER

Champ stérile composé de 2 couches :

- 1 couche non tissée très absorbante grâce à la viscose 23 g/m<sup>2</sup>.
- 1 couche de polyéthylène imperméable sur toute la surface, 40 µ.

Bonne capacité d'absorption. Résistant à la rupture, il est utilisable dans toute spécialité chirurgicale.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------|-----------|-------|
| 37,5 x 45 cm - Par 40 | 111 83 70 | 13,41 |
| 45 x 75 cm - Par 25   | 111 72 40 | 14,31 |
| 75 x 90 cm - Par 38   | 110 07 40 | 33,19 |
| 100 x 150 cm - Par 40 | 110 07 50 | 77,90 |



## TROUSSE DE BASE 4 CHAMPS BARRIER

Trousse de base stérile.

Composition :

- 1 champ de table 150 x 190 cm laminé 2 couches en non tissé 23 g/m<sup>2</sup>.
- film polyéthylène 55 g/m<sup>2</sup> renfort 75 x 190 cm.
- 2 serviettes absorbantes 19 x 25 cm en cellulose.
- 4 champs adhésifs 75 x 90 cm laminé 3 couches en non tissé 23 g/m<sup>2</sup>
- film polyéthylène 40 g/m<sup>2</sup> - cellulose 20 g/m<sup>2</sup>.

| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT |
|-----------------------------|-----------|-------|-----|------|
| Trousse de base<br>4 champs | 820 78 41 | 10,18 | 24  | 8,93 |



## CHAMP DRAPVET

Champ opératoire stérile à usage unique non tissé 53 g/m<sup>2</sup>. 1 face lisse et imperméable et 1 face non tissée, confortable et absorbante rappelant la souplesse du tissu.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------|-----------|-------|
| 37 x 45 cm - Par 30   | 115 94 40 | 19,01 |
| 48 x 75 cm - Par 24   | 107 13 90 | 18,53 |
| 75 x 90 cm - Par 12   | 107 14 00 | 14,54 |
| 125 x 125 cm - Par 12 | 107 14 20 | 30,94 |
| 200 x 300 cm - Par 6  | 107 14 30 | 43,14 |



## CHAMP FOLIODRAPE

Champ stérile en non tissé. Imperméable à l'humidité et aux germes pathogènes.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|-----------------------|-----------|-------|-----|-------|
| <b>PROTECT</b>        |           |       |     |       |
| 37 x 45 cm - Par 125  | 104 21 20 | 33,03 | 4   | 31,92 |
| 45 x 75 cm - Par 65   | 829 39 64 | 23,73 | 4   | 22,93 |
| 50 x 60 cm            |           |       |     |       |
| Trou d. 7 cm - Par 70 | 102 23 80 | 34,02 |     |       |
| 75 x 90 cm - Par 140  | 102 21 50 | 20,26 | 4   | 19,56 |
| 90 x 150 cm - Par 80  | 835 11 24 | 23,14 | 4   | 22,29 |
| 95 x 120 cm           |           |       |     |       |
| De table - Par 25     | 105 32 80 | 24,23 |     |       |



## CHAMP STERI-DRAPE ADHÉSIF

Champ en polyéthylène à inciser. Transparent et auto-adhésif, imperméable aux bactéries mais perméable à la vapeur d'eau.

| DÉSIGNATION                        | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------------|-----------|--------|
| 60 x 45 cm                         |           |        |
| Aire à inciser 50 x 45 cm - Par 10 | 833 20 61 | 148,91 |
| 90 x 60 cm                         |           |        |
| Aire à inciser 60 x 60 cm - Par 10 | 848 65 68 | 215,20 |
| 40 x 40 cm                         |           |        |
| Ouverture ronde 6,3 cm - Par 10    | 848 65 51 | 59,74  |




## CHAMP IOBAN

Champ à inciser adhésif iodé antimicrobien.

Doublure en PE et un bord non adhésif pour faciliter l'application. Libération progressive et continue du principe actif pendant toute la durée de l'intervention chirurgicale.


| DÉSIGNATION                        | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------------|-----------|--------|
| Surface totale 15 x 20 cm          |           |        |
| Aire à inciser 10 x 20 cm - Par 10 | 819 36 59 | 91,61  |
| Surface totale 44 x 35 cm          |           |        |
| Aire à inciser 34 x 35 cm - Par 10 | 836 24 12 | 125,77 |
| Surface totale 66 x 45 cm          |           |        |
| Aire à inciser 56 x 45 cm - Par 10 | 109 04 70 | 260,97 |
| Surface totale 66 x 60 cm          |           |        |
| Aire à inciser 56 x 60 cm - Par 10 | 818 95 05 | 203,16 |



## CHAMP RAUCODRAPE ADHÉSIF

Champ stérile, à fenêtre centrée, composé de :  
1 couche en non-tissé polypropylène, 1 couche de film polyester.


| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| Fenêtré diam. 6 cm  |           |       |
| 50 x 60 cm - Par 70 | 823 23 42 | 85,70 |
| Fenêtré diam. 8 cm  |           |       |
| 75 x 90 cm - Par 40 | 821 03 81 | 74,36 |
| 75 x 90 cm - Par 38 | 824 25 99 | 52,26 |



## TROUSSE DE BASE RAUCODRAPE

**Composition :** 1 champ de table 150 x 190 cm, 1 bande adhésive 9 x 25 cm, 4 champs 2 couches adhésifs 75 x 75 cm.


| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-----------------------|-----------|------|-----|------|
| Trousse de base Smart | 104 61 90 | 9,20 | 8   | 9,12 |



## CHAMP RAUCODRAPE PRO

**Champ stérile composé de :** 1 couche en non-tissé polypropylène, 1 couche de film polyester.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------|-----------|-------|
| <b>CHAMP DE SOINS</b>     |           |       |
| 38 x 45 cm - Par 220      | 827 52 74 | 76,03 |
| 45 x 75 cm - Par 120      | 823 13 77 | 59,24 |
| 75 x 90 cm Light - Par 65 | 823 13 83 | 52,22 |
| 75 x 90 cm - Par 40       | 824 25 18 | 34,67 |
| 100 x 150 cm - Par 27     | 822 31 13 | 62,01 |
| 150 x 180 cm - Par 13     | 824 26 07 | 44,78 |
| 150 X 240 cm - Par 13     | 824 26 13 | 53,51 |
| <b>CHAMP DE TABLE</b>     |           |       |
| 150 x 190 cm - Par 15     | 824 26 36 | 51,43 |



## CHAMP RAUCODRAPE PRO À INCISER

Film polyuréthane, masse adhésive sans colophane. Champ fin et transparent. Grande élasticité et extrême résistance à l'étirement. Stérile.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------|-----------|------|-----|------|
| 12 x 17 cm  | 819 33 98 | 1,78 | 10  | 1,34 |
| 30 x 20 cm  | 819 34 06 | 4,02 | 10  | 3,42 |
| 40 x 35 cm  | 819 34 12 | 6,40 | 10  | 5,07 |



## CHAMP BUSTER

**Champ stérile 100% polyéthylène à usage unique.**

Réalise une barrière totalement imperméable entre vous et l'animal. Possibilité de le coller sur la peau préalablement tondue.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------|-----------|-------|
| 30 x 45 cm - Par 25   | 110 10 10 | 16,13 |
| 60 x 90 cm - Par 25   | 110 10 20 | 23,96 |
| 90 x 120 cm - Par 25  | 110 10 30 | 30,10 |
| 120 x 120 cm - Par 25 | 110 11 50 | 35,16 |
| 120 x 180 cm - Par 25 | 110 10 50 | 53,01 |
| 120 x 250 cm - Par 25 | 110 10 60 | 76,22 |



## SPRAY ADHÉSIF

Fixation des champs en polyéthylène.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 150 ml      | 803 80 77 | 11,86 |



## CHAMP DE TABLE BARRIER

**Trousse de base stérile.**

Composition :

- 1 champ de table 150 x 190 cm laminé 2 couches en non tissé 23 g/m².
- film polyéthylène 55 g/m² renfort 75 x 190 cm.
- 2 serviettes absorbantes 19 x 25 cm en cellulose.
- 4 champs adhésifs 75 x 90 cm laminé 3 couches en non tissé 23 g/m².
- film polyéthylène 40 g/m² - cellulose 20 g/m².

| DÉSIGNATION                          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------------|-----------|-------|
| Champ de table 150 x 190 cm - Par 22 | 102 71 10 | 56,55 |



## CHAMP ECO DRAPE EN ROULEAU

**Tissu médical/chirurgical bleu de haute performance et stérilisable.**

Matériel développé par une technologie révolutionnaire qui combine la cellulose et les fibres synthétiques pour créer un matériel de non-tissé de haute qualité, très solide, stérilisable et qui convient pour l'usage chirurgical.

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|--------------|-----------|-------|-----|-------|
| 60 cm x 10 m | 102 93 90 | 12,37 | 30  | 11,79 |



## CHAMP DE TABLE EQUIVET

Champ de table en rouleau pour chirurgie équine.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------|-----------|-------|
| Champ 200 x 350 cm | 100 10 30 | 47,50 |
| Rouleau de 14      |           |       |



## CHIRURGIE



### TROUSSE ORTHOPÉDIQUE

#### Contient :

- 1 champ (150 x 200 cm) en non tissé, muni d'une fente de 100 cm adhésivée et d'une ouverture de diamètre 4 cm.
- 1 champ de table (120 x 140 cm) en polyéthylène bleu avec renfort en non tissé absorbant.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------|-----------|-------|
| Trousse orthopédique | 806 21 47 | 19,99 |



### TROUSSE ARTHROSCOPIE LOHMANN

Trousse composée de champs en 2 couches et renfort absorbant, stérile.

- 1 champ de table 150 x 190 cm.
- 1 bande adhésive 9 x 50 cm en non tissé.
- 1 champ d'extrémité renforcée 225 x 320 cm et renfort absorbant avec orifice Ø 7 cm.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------|-----------|-------|
| 1 articulation | 823 73 16 | 18,48 |



### STOCKINETTE

Champ spécial pour arthroscopie du cheval composé d'une gaine en polyéthylène doublée d'un non tissé, roulée sur elle-même et fermée à son extrémité.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|------------------------------|-----------|------|-----|------|
| 24 x 110 cm<br>Petite taille | 806 22 13 | 3,79 | 22  | 2,93 |
| 32 x 120 cm<br>Grande taille | 806 22 07 | 5,34 | 28  | 4,24 |



### JAMBIÈRE

En polyéthylène, stérile.


| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT |
|------------------------|-----------|------|
| 75 x 120 cm - La paire | 100 05 70 | 4,69 |



### HOUSSE POUR CAMÉRA

Stérile.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------|-----------|------|-----|------|
| 14 x 254 cm | 100 05 50 | 2,55 | 80  | 2,47 |



### TROUSSE DE LAPAROTOMIE POUR CHEVAL

#### Contient :

- 2 jambières (70 x 120 cm).
- 1 champ de laparotomie (260 x 370 cm) avec une partie non tissée, une partie polyéthylène, 2 «U» (14 x 85 cm) avec bandes adhésives de fixation, une fenêtre (10 x 60 cm) avec film à inciser et une poche «U» (110 x 130 cm) en polyéthylène transparent.
- 1 champ de table (140 x 190 cm) en polyéthylène bleu.

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------|-----------|-------|
| Trousse de laparotomie | 819 84 44 | 49,24 |



### ESSUIE-MAINS STÉRILE FOLIODRAPE

Serviettes absorbantes Foliodrape stériles.  
100% cellulose. Sans latex ni phtalate.  
Format : 33 x 33 cm. Blister de 2 serviettes.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|----------------------|-----------|-------|-----|-------|
| Boîte de 25 blisters | 103 23 60 | 19,23 | 4   | 17,86 |



### CHAMP OPÉRATOIRE TISSÉ COTON/ POLYESTER - VERT

Champ opératoire non stérile vert, 50% coton / 50% polyester.

Finition ourlets piqués.

Poids au m<sup>2</sup> article fini : 180 g.

Traitement : flambé 2 faces, thermofixé, antiboulochage.

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------|-----------|-------|
| 48,5 x 50 cm | 114 24 10 | 2,64  |
| 73 x 75 cm   | 114 24 20 | 3,64  |
| 100 x 100 cm | 114 24 40 | 8,76  |
| 100 x 150 cm | 114 24 50 | 11,52 |



### CHAMP OPÉRATOIRE COTON/POLYESTER AVEC FENTE

Champ opératoire non stérile vert, 50% coton / 50% polyester.

Finition ourlets piqués.

Poids au m<sup>2</sup> article fini : 180 g.

Traitement : flambé 2 faces, thermofixé, antiboulochage.

| DÉSIGNATION                    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------|-----------|-------|
| 48,5 x 50 cm - Fente 13 x 1 cm | 114 24 60 | 3,36  |
| 73 x 75 cm - Fente 23 x 2 cm   | 114 24 70 | 4,20  |
| 100 x 100 cm - Fente 25 x 2 cm | 114 24 80 | 9,70  |
| 100 x 150 cm - Fente 41 x 2 cm | 114 24 90 | 12,53 |



### DRAP D'EXAMEN UU

Rouleau de largeur 50 cm, prédécoupé tous les 40 cm - 150 formats.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------|-----------|-------|
| Ouate blanche  | 806 25 55 | 8,03  |
| Plastifié bleu | 806 25 49 | 10,89 |



## ALÈSE DRYSOFT

Alèse super absorbante, soyeuse et confortable constituée d'un coussin absorbant en cellulose défibrée (SAP\*) recouvert d'un voile de cellulose et reposant sur un non-tissé imperméable et antidérapant :

- 5 couches pour augmenter l'imprégnation des liquides.
- Gel polymère (SAP\*) pour neutraliser les odeurs.
- Protection anti-microbienne.
- S'imbibe rapidement.
- Ne coule pas après absorption des quantités mentionnées.
- Modérément humide après imbibation des quantités requises.

\* Polyacrylate de sodium : polymère capable d'absorber 200 à 300 fois sa masse en eau.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|------------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| 40 x 60 cm - 36 g<br>Par 30  | 827 45 24 | 9,01  | 8   | 8,81  |
| 60 x 60 cm - 66 g<br>Par 30  | 827 45 30 | 14,38 | 8   | 14,00 |
| 60 x 90 cm - 105 g<br>Par 25 | 827 45 47 | 19,01 | 8   | 18,17 |
| 60 x 90 cm - 140 g<br>Par 25 | 827 45 53 | 24,22 | 8   | 23,83 |



## ALÈSE

Alèse constituée d'un coussin absorbant en cellulose défibrée et d'un voile de cellulose diffuseur. Toute l'humidité est ainsi immédiatement absorbée. Le recouvrement intégral du produit par un voile de cellulose non tissé empêche le contact des fluides avec la peau.

| DÉSIGNATION                                 | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|---------------------------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| <b>STANDARD</b>                             |           |       |     |       |
| 40 x 60 cm - 36 g<br>Abs. 320 ml - Par 30   | 824 31 91 | 7,36  | 6   | 6,48  |
| 60 x 60 cm - 66 g<br>Abs. 560 ml - Par 30   | 818 15 09 | 9,79  | 4   | 8,98  |
| 60 x 90 cm - 105 g<br>Abs. 880 ml - Par 30  | 818 15 15 | 14,35 | 4   | 13,16 |
| <b>SUPÉRIEURE</b>                           |           |       |     |       |
| 60 x 90 cm - 175 g<br>Abs. 1580 ml - Par 25 | 805 03 45 | 15,64 | 2   | 15,05 |

## TRANCHANTS



## MANCHE DE BISTOURI

Manche en acier inoxydable pour lames de chirurgie.

| DÉSIGNATION                        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------------|-----------|-------|
| N°3 en inox - Pour lames N°10 à 15 | 821 51 60 | 10,20 |
| N°4 en inox - Pour lames N°20 à 24 | 821 51 77 | 10,20 |
| N°4 - Pliant pour lames N° 20 à 24 | 802 18 00 | 3,55  |



## LAME DE BISTOURI STÉRILE

Lame en acier au carbone pour des incisions de grande précision.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------|-----------|-------|
| Lame coupe-fils - Par 100 | 802 18 17 | 21,60 |
| N°10 - Par 100            | 802 18 23 | 15,87 |
| N°11 - Par 100            | 802 18 46 | 15,87 |
| N°12 - Par 100            | 802 18 52 | 15,87 |
| N°15 - Par 100            | 802 18 69 | 15,87 |
| N°19 - Par 100            | 834 71 28 | 15,87 |
| N°20 - Par 100            | 802 18 75 | 15,87 |
| N°21 - Par 100            | 802 18 81 | 15,87 |
| N°22 - Par 100            | 802 18 98 | 15,87 |
| N°23 - Par 100            | 802 19 06 | 15,87 |
| N°24 - Par 100            | 802 19 12 | 15,87 |



## LAME DE BISTOURI NON STÉRILE

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------|-----------|-------|
| N°10 - Par 100 | 819 26 54 | 16,03 |
| N°11 - Par 100 | 821 55 10 | 16,03 |
| N°22 - Par 100 | 802 19 29 | 16,03 |
| N°23 - Par 100 | 819 25 59 | 16,03 |
| N°24 - Par 100 | 802 19 35 | 16,03 |



## BISTOURI UU STÉRILE

Manche en plastique monté avec lame en acier inoxydable. Emballage individuel.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT |
|---------------|-----------|------|
| N°10 - Par 10 | 806 17 45 | 4,33 |
| N°11 - Par 10 | 802 17 34 | 4,33 |
| N°15 - Par 10 | 802 17 40 | 4,33 |
| N°20 - Par 10 | 806 37 73 | 4,33 |
| N°21 - Par 10 | 848 23 81 | 4,33 |
| N°22 - Par 10 | 802 17 57 | 4,33 |
| N°23 - Par 10 | 848 23 98 | 4,33 |
| N°24 - Par 10 | 802 17 63 | 4,33 |



## BISTOURI POUR AUTOPSIE

| DÉSIGNATION                            | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------------------|-----------|-------|
| Manche                                 | 801 97 95 | 10,04 |
| Lames pour bistouri autopsie<br>Par 10 | 801 98 03 | 16,06 |



## LAME ET MANCHE DE BISTOURI SWANN-MORTON

Manche très fin en inox avec une mâchoire qui enserre la lame.

Lames stériles à double biseau, destinées aux interventions en sites opératoires restreints.

| DÉSIGNATION                              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------------------|-----------|-------|
| Manche pour lame SM 64 et SM 65          | 829 00 84 | 22,58 |
| Lame SM 64 - Extrémité carré<br>Par 25   | 829 01 09 | 51,60 |
| Lame SM 65 - Extrémité pointue<br>Par 25 | 829 00 90 | 51,60 |



# CHIRURGIE



## LAME MINIBLADE BV

Lames avec code couleur pour une identification rapide.  
Instruments stériles. Grande qualité de coupe.

| DÉSIGNATION                                    | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------------------------|-----------|--------|
| <b>LAMES MINI BLADE - UU</b>                   |           |        |
| Vert : pointe arrondie, tranchant sur une face | 828 80 12 | 13,80  |
| Orange : pointe recourbée                      | 828 80 29 | 9,25   |
| Bleu : droite double biseau                    | 828 80 35 | 18,12  |
| Noir : lamellaire 60° - Par 3                  | 105 44 60 | 114,62 |



## RASOIR CHIRURGICAL - UU

Rasoir 1 lame Wilkinson à usage unique.  
Pré-opératoire non stérile.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| Rasoir UU - Par 100 | 838 42 47 | 32,43 |



## RASOIR DOUBLE LAME

Rasoir qualité chirurgicale pour grands animaux (livré sans lame).

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------|-----------|-------|
| Rasoir double lame | 822 55 37 | 21,25 |
| Lames - Par 100    | 104 56 80 | 13,52 |





## BROSSES



### BROSSE CHIRURGICALE NEOCLEANBRUSH - SÈCHE

La brosse Neocleanbrush permet une désinfection chirurgicale des mains par lavage ou friction (indiquée avant tout geste à risque élevé). Brosse constituée d'une partie éponge douce et d'une partie brosse plastique pour les ongles.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|--------------------|-----------|------|-----|------|
| Brosse avec éponge | 806 35 08 | 0,47 | 25  | 0,38 |



### BROSSE CHIRURGICALE PVP IODÉE

La PVP iodée est un nettoyant antimicrobien très efficace. Chaque brosse contient suffisamment de savon pour une procédure de lavage de 3 à 5 min. Stérile.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|------------------|-----------|------|-----|------|
| Brosse PVP Iodée | 114 03 50 | 0,95 | 25  | 0,88 |



### BROSSE CHIRURGICALE CHLOREXHDINE

Brosse chirurgicale humide à base de chlorhexidine. Emballage individuel stérile.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Par 25      | 112 31 20 | 20,06 |



## GANTS DE CHIRURGIE



### SURGITEK GANTS DE CHIRURGIE LATEX NON POUDRÉS

Gants de chirurgie stériles, anatomiques à manchettes longues, en latex non poudrés.

- Latex naturel de haute qualité, à faible taux de protéines pour limiter les risques d'allergie.
- Non poudrés, pour davantage de sécurité du patient et de l'utilisateur.
- Ultra sensibles pour un toucher optimal
- Surface micro-texturée pour une meilleure préhension.
- Grande résistance à la rupture : force médiane à la rupture 9 N minimum.
- Longueur 280 mm : meilleure protection de la partie basse de l'avant-bras.
- Épaisseur paume : 0,13 mm ; poignet : 0,12 mm ; doigts : 0,15 mm.
- Bord roulé pour un retrait plus aisé.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| 6 - Par 50 paires   | 115 50 90 | 38,03 |
| 6,5 - Par 50 paires | 115 51 00 | 38,03 |
| 7 - Par 50 paires   | 115 51 10 | 38,03 |
| 7,5 - Par 50 paires | 115 51 20 | 38,03 |
| 8 - Par 50 paires   | 115 51 40 | 38,03 |
| 8,5 - Par 50 paires | 115 51 50 | 38,03 |



### VASCO OP ECO GANTS DE CHIRURGIE LATEX NON POUDRÉS

Gants opératoires stériles, en latex naturel très élastique, sans poudre, avec revêtement intérieur synthétique pour enfiler facilement. Avec surface micro-rugueuse pour une bonne prise. Grande élasticité, très résistant. Forme parfaitement anatomique avec manchette à bord roulé. Blanc.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------|-----------|-------|
| T6 - Par 40 paires   | 111 99 90 | 40,39 |
| T6,5 - Par 40 paires | 112 00 00 | 40,39 |
| T7 - Par 40 paires   | 112 00 10 | 40,39 |
| T7,5 - Par 40 paires | 112 00 20 | 40,39 |
| T8 - Par 40 paires   | 112 00 30 | 40,39 |
| T8,5 - Par 40 paires | 112 00 40 | 40,39 |

## GANTS



### PROTEXIS GANTS DE CHIRURGIE LATEX NON POUDRÉS

Gants chirurgicaux stériles en latex non poudrés avec revêtement en nitrile.

Le revêtement en nitrile est effectué par un procédé de triple trempage intégrant du latex et du nitrile. La couche externe est en latex, la couche intermédiaire est un mélange de latex et de nitrile et la couche intérieure est en nitrile. L'ensemble a une finition SMT (Technologie de modification de surface) pour un toucher doux et une excellente sensibilité tactile. Couleur : marron clair. Épaisseurs : manchette et paume ≥ 0,14 mm, doigt : 0,17 mm. Allongement : 1042 - 1081%. AQL : 0,65.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------|-----------|-------|
| T 5,5 - Par 50 paires | 823 73 39 | 78,35 |
| T 6,5 - Par 50 paires | 823 73 45 | 78,35 |
| T 7 - Par 50 paires   | 823 73 51 | 78,35 |
| T 7,5 - Par 50 paires | 823 73 68 | 78,35 |
| T 8 - Par 50 paires   | 823 73 74 | 78,35 |
| T 8,5 - Par 50 paires | 823 73 80 | 78,35 |
| T 9 - Par 50 paires   | 823 73 97 | 78,35 |



### PROTEXIS LATEX MICRO GANTS DE CHIRURGIE LATEX NON POUDRÉS

Gants de chirurgie latex stériles, non poudrés. Couche interne en nitrile, lubrification CPC (Cetylpyridinium Chloride), Darvan L et silicone. Couleur : marron clair. Longueur T 5,5 à 6,5 : 282 mm. Longueur T 7 à 9 : 295 mm. Allongement : 750%. Épaisseurs : doigt : 0,17, paume : 0,14, manchette : 0,14 mm. AQL : 0,65. Classe : IIa. Normes : EU Directive 93/42/EEC, EN 455-1, -2, -3, -4, CE 658835

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------|-----------|-------|
| T 6 - Par 50 paires   | 111 77 10 | 41,12 |
| T 6,5 - Par 50 paires | 111 77 20 | 41,12 |
| T 7,5 - Par 50 paires | 111 77 40 | 40,52 |
| T 8 - Par 50 paires   | 111 77 60 | 41,12 |
| T 8,5 - Par 50 paires | 111 77 70 | 41,12 |
| T 9 - Par 50 paires   | 111 77 90 | 41,12 |

## GANTS

### Choisir ses gants de chirurgie

| Modèle               | Composition   | Poudré | Couleur | Niveau de protection                                                                  | Protection risque chimique               | NQL/AQL* | Fabricant       | Le + produit                                                                              | Référence        |
|----------------------|---------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| GAMMEX LATEX         | Latex         |        | Blanc   | CAT  | EN-374                                   | 0,65     | Ansell          | Très faible résidus chimiques et protéiques , formulation exempte de DPG, CCP, caséine.   | <b>109 71 50</b> |
| ENCORE LATEX MICRO   | Latex         |        | Marron  | CAT  | "EN-374-1/2/3<br>EN-455-1/2/3/4"         | 1,5      | Ansell          | Haut niveau de sensibilité tactile, idéal pour les interventions chirurgicales délicates. | <b>109 72 70</b> |
| SURGITEK NON POUDRE  | Latex         |        | Blanc   |                                                                                       |                                          | 0,65     | Genia           | Ultra sensitifs pour un toucher optimal.                                                  | <b>115 51 00</b> |
| VASCO OP ECO         | Latex         |        | Blanc   | CAT  | EN-455-1/2/3/4                           | 0,65     | Bbraun          | Revêtement intérieur synthétique.                                                         | <b>111 99 90</b> |
| PROTEXIS             | Latex/Nitrile |        | Marron  | CAT  | EN-455-1/2/3/4                           | 0,65     | Cardinal Health | Revêtement intérieur nitrile.                                                             | <b>823 73 39</b> |
| PROTEXIS latex micro | Latex/Nitrile |        | Marron  | CAT  | EN-455-1/2/3/4                           | 0,65     | Cardinal Health | Revêtement intérieur nitrile.                                                             | <b>111 77 10</b> |
| VASCO OP             | Latex         | X      | Beige   | CAT  | EN-455 1-4,<br>EN-421, EN-420,<br>EN-374 | 0,65     | Bbraun          | Intérieur poudré, bord roulé.                                                             | <b>111 85 40</b> |
| SURGITEK             | Latex         | X      | Blanc   | CAT  | EN-455-1/2/3                             | 1        | Genia           | Grande résistance à la rupture.                                                           | <b>115 29 40</b> |

\*Niveau de qualité acceptable

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme NF EN 455-1<br>Détection trous       | Détermine les exigences spécifiques et désigne les méthodes de tests pour les gants médicaux non réutilisables en matière de détection des trous. Les gants non réutilisables doivent être soumis à un test d'échantillonnage conformément à la norme ISO 2859-fraction représentative minimum en fonction de l'acceptabilité/du refus doit respecter le code d'échantillonnage « L ». L'absence de perforations est atteinte à partir d'une valeur de NQA de 1,5 ou inférieure. |
| Norme NF EN 455-2<br>Propriétés Physiques  | La norme EN 374-2 caractérise l'étanchéité sans impliquer de résistance. Cela inclut les gants dans toutes les catégories de risques. La présente norme spécifie une méthode d'essai pour la résistance à la pénétration des gants de protection contre les produits chimiques et/ou les micro-organismes.                                                                                                                                                                       |
| Norme NF EN 455-3<br>Évaluation biologique | Cette norme fixe les seuils maximaux tolérés en protéines et agents allergisants présents dans les gants en latex.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme NF EN 374-1 | La résistance à l'air et à l'eau a été testée, le gant n'est pas poreux: il supporte des projections de produits chimiques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Norme NF EN 374-2 | "Gants de protection contre les micro-organismes. Étanche selon EN374-2:2003 conforme au minimum au niveau 2 de l'essai de pénétration. La résistance à la pénétration des gants est mesurée suivant la procédure ISO 2859 qui définit 3 niveaux de qualité acceptable AQL (Acceptable Quality Level)."                                                                                                                                |
| Norme NF EN 374-3 | Un gant résistant aux produits chimiques est un gant étanche selon EN374-2:2003 et qui a obtenu un indice de performance au moins égal à 2 pour trois produits de la liste ci-dessous : A = méthanol ; B = acétone ; C = acétonitrile; D = dichlorométhane ; E = carbone disulfure ; F = toluène ; G = diéthylamine ; Y = tétrahydrofurane ; I = acétate d'éthyle ; J = n-heptane ; K = soude caustique 40% ; L = acide sulfurique 96% |

| NIVEAU DE PROTECTION : CATÉGORIES                                                     | Niveau de risque                                                                                                                              | Contrôle des fabrications                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Risques mineurs : désinfectant, détergents dilués.                                                                                            | Autocertification par le fabricant                                                                                               |
|    | Risques intermédiaires : produits de désinfection des surfaces, bactéries et germes contenus par exemple dans des flacons d'analyse d'urines. | Examen CE de Type par organisme notifié                                                                                          |
|  | Risques irréversibles : produits chimiques agressifs, produits chimiques dangereux.                                                           | Surveillance de fabrication par organisme notifié (essai de produits prélevés par sondage ou système de qualité selon ISO 9000). |



### VASCO OP GANTS DE CHIRURGIE LATEX POUDRÉS

**Gants de chirurgie stériles en latex, intérieur poudré, bord roulé.**

Longueur : 270 mm (T6) à 285 mm (T8).

Allongement : 810%.

Épaisseur de la paume : 0,21 mm.

Épaisseur de la manchette : 0,175 mm.

Dispositif de classe IIa, CE 0123 (TÜV Süd, DE), 93/42/EEC.

Conforme aux normes : EN 455 1-4, ISO 10282, ISO 10993, ISO 11137, ASTM D3577, ASTM D5712, EN 421, EN 420, EN 374, ISO 16523, ISO 16604, ASTM F1671.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------|-----------|-------|
| T6 - Par 50 paires   | 111 85 40 | 47,19 |
| T6,5 - Par 50 paires | 111 85 50 | 47,19 |
| T7 - Par 50 paires   | 111 85 70 | 47,19 |
| T7,5 - Par 50 paires | 111 85 80 | 47,19 |
| T8 - Par 50 paires   | 111 86 00 | 47,19 |
| T8,5 - Par 50 paires | 111 86 10 | 47,19 |

### ENCORE® LATEX MICRO GANTS DE CHIRURGIE LATEX NON POUDRÉS

**Dextérité accrue grâce à une finition antidérapante, idéale pour les interventions délicates.**

Les gants ENCORE® Latex Micro ont été conçus pour répondre aux attentes de plus en plus grandes en matière de sensations tactiles. Leur haut niveau de sensibilité tactile en fait un allié idéal pour les interventions chirurgicales délicates. Sa micro-épaisseur assure un double gantage confortable et sa couleur brune minimise la réflexion lumineuse.

La technologie SureFit d'Ansell empêche la manchette de glisser sur l'avant-bras et l'excellent rapport solidité/épaisseur du gant assure une protection fiable des professionnels de la santé.

Associant sécurité et sensibilité tactile, ce gant est doté d'une enduction interne en polyuréthane résistant aux désinfectants hydro-alcooliques pour les mains, qui constitue une couche de protection supplémentaire entre la peau et le latex. En outre, les gants ENCORE® présentent une très faible teneur en protéines (maximum 30 µg/g de protéines extractibles dans l'eau) et leur formulation spéciale en latex utilisant moins d'accélérateurs chimiques réduit les risques d'irritation cutanée.

Conforme aux normes EN ISO 21420:2020.

Longueur : 29,5 cm.

Épaisseur du doigt : 0,18 mm.

Épaisseur de la paume : 0,15 mm.

Épaisseur de la manchette : 0,12 mm.



| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|-----------------------|-----------|-------|-----|-------|
| T 5,5 - Par 50 paires | 109 72 70 | 44,25 | 4   | 41,92 |
| T 6 - Par 50 paires   | 109 72 80 | 44,25 | 4   | 41,92 |
| T 6,5 - Par 50 paires | 109 72 90 | 44,25 | 4   | 41,92 |
| T 7 - Par 50 paires   | 109 73 00 | 44,25 | 4   | 41,92 |
| T 7,5 - Par 50 paires | 109 73 20 | 44,25 | 4   | 41,92 |
| T 8 - Par 50 paires   | 109 73 30 | 44,25 | 4   | 41,92 |
| T 8,5 - Par 50 paires | 109 73 40 | 44,25 | 4   | 41,92 |
| T 9 - Par 50 paires   | 109 73 50 | 44,25 | 4   | 41,92 |

## GAMMEX LATEX GANTS DE CHIRURGIE NON POWDRÉS

Solution de pointe en latex non poudré,  
pour la chirurgie générale.

Ce gant offre une barrière de protection efficace, sans compromettre la sensibilité tactile. L'enduction interne synthétique à base aqueuse permet d'enfiler facilement les gants, même sur mains humides. Une bande collante, appliquée sur la partie supérieure de la manchette droite, assure un excellent ancrage sur la casaque, réduisant ainsi la pression exercée sur l'avant-bras durant les opérations.

Ces gants garantissent une préhension sûre tant en milieu sec qu'humide afin de faciliter la manipulation des instruments. Cette propriété est renforcée par la surface externe micro-texturée du gant, aussi obtenue grâce à un contrôle minutieux du dosage lors de l'étape finale de chloration en usine.

Très basse teneur en protéines de latex et en résidus d'accélérateurs chimiques, résultat de longs processus de lixiviation et de cycles de lavage en post-production, sa formulation sans thiurames ni MBT (mercaptobenzothiazoles) est sans danger pour la peau.

Conforme aux normes EN ISO 21420:2020.

Longueur : 29 cm.

Épaisseur du doigt : 0,22 mm.

Épaisseur de la paume : 0,20 mm.

Épaisseur de la manchette : 0,20 mm.



| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|-----------------------|-----------|-------|-----|-------|
| T 6 - Par 50 paires   | 109 71 50 | 41,35 | 4   | 39,69 |
| T 6,5 - Par 50 paires | 109 71 70 | 41,35 | 4   | 39,69 |
| T 7 - Par 50 paires   | 109 71 80 | 41,35 | 4   | 39,69 |
| T 7,5 - Par 50 paires | 109 72 00 | 41,35 | 4   | 39,69 |
| T 8 - Par 50 paires   | 109 72 10 | 41,35 | 4   | 39,69 |
| T 8,5 - Par 50 paires | 109 72 30 | 41,35 | 4   | 39,69 |
| T 9,5 - Par 50 paires | 109 72 60 | 38,87 | 4   | 34,50 |



## SURGITEK GANTS DE CHIRURGIE LATEX POWDRÉS

Gants de chirurgie en latex stériles,  
anatomiques à manchettes longues,  
légèrement prépoudrés.

Épaisseur de la paume : 0,23 mm

Épaisseur manchette : 0,21 mm

Longueur : 290 mm.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|-----------------------|-----------|-------|-----|-------|
| T 6 - Par 50 paires   | 115 29 40 | 47,51 |     |       |
| T 6,5 - Par 50 paires | 829 06 64 | 47,52 | 4   | 46,25 |
| T 7 - Par 50 paires   | 829 06 58 | 47,52 | 4   | 46,25 |
| T 7,5 - Par 50 paires | 807 83 78 | 47,55 | 4   | 46,28 |
| T 8 - Par 50 paires   | 829 06 41 | 47,52 |     |       |
| T 8,5 - Par 50 paires | 829 06 35 | 47,57 |     |       |

# Ansell

GOLD | Top 5%  
ecovadis  
Sustainability Rating  
AUG 2024

## Pourquoi Ansell ?

Leader mondial en EPI proposant des solutions  
adaptées aux professionnels vétérinaires

Avec plus d'un siècle d'expertise, nous accompagnons chaque jour plus de 10 millions de professionnels dans le monde en leur proposant des équipements innovants, sûrs et spécialement conçus pour répondre aux besoins uniques des vétérinaires.



Gamme  
étendue



Essais chimiques  
rigoureux



Expertise en affaires  
réglementaires



Normes de qualité  
rigoureuses



Responsabilité  
sociale d'entreprise



Continuité de l'approvi-  
sionnement et diversifi-  
cation de la fabrication

Au-delà de la protection de base, opter pour des gants adaptés et adopter de bonnes pratiques de soin des mains permet aux professionnels de la santé vétérinaire de réduire les risques de maladies professionnelles et de mieux préserver la santé et le bien-être animal

ENCORE™  
Latex Micro



GAMMEX™  
Latex



ERGOFORM™  
Ergonomic Design Technology

La technologie ERGOFORM™  
allège les contraintes du travail  
quotidien

Ansell CARES™

Nos ressources cliniques et nos programmes éducatifs accrédités continue permettent aux professionnels de santé de suivre gratuitement des formations, d'accumuler des crédits et de progresser professionnellement.

\*D'après des essais réalisés en interne ; données déposées. Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et © sont des marques commerciales, déposées ou non, d'Ansell Ltd ou de ses filiales. © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.



## GANTS

### GANTS D'EXAMEN

#### PEHA SOFT FINO GANTS D'EXAMEN NITRILE NON POUDRÉS

Gant d'examen violet sans poudre non stérile en caoutchouc de nitrile sans latex.

Extrémités des doigts texturées pour une haute sensibilité tactile et une prise sûre. Adaptation morphologique parfaite. Très élastique, résistant aux déchirures et sûr. Ne comporte pas de risque d'allergie contre les protéines du latex (de type I).

Épaisseur du doigt : 0,11 mm.

Épaisseur de la paume : 0,07 mm.

Épaisseur de la manchette : 0,05 mm.

Longueur : 240 mm.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|----------------|-----------|------|-----|------|
| T XS - Par 150 | 104 20 00 | 8,78 | 10  | 8,20 |
| T S - Par 150  | 104 20 10 | 8,78 | 10  | 8,20 |
| T M - Par 150  | 104 20 20 | 8,78 | 10  | 8,20 |
| T L - Par 150  | 104 20 30 | 8,78 | 10  | 8,20 |
| T XL - Par 150 | 104 20 40 | 8,78 | 10  | 8,20 |



#### VASCO NITRIL LIGHT GANTS D'EXAMEN NITRILE NON POUDRÉS

Gant nitrile, exempt de poudres et de latex, ayant une sensibilité tactile extrêmement élevée liée à une haute élasticité pour votre protection quotidienne. Structure micro-rugueuse au niveau des doigts pour une préhension sûre. Longueur : 24 cm. Épaisseur paume : 0,07 mm.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------|-----------|-------|
| T. S - Par 100 | 826 02 49 | 17,32 |
| T. M - Par 100 | 826 02 55 | 17,32 |
| T. L - Par 100 | 826 02 61 | 17,32 |
| T. XL - Par 90 | 826 02 78 | 17,32 |

### Choisir ses gants d'examen

| Modèle              | Composition  | Poudré | Couleur     | Niveau de protection | Protection risque chimique | NQL/AQL* | Fabricant | Le + produit                                                                                           | Référence |
|---------------------|--------------|--------|-------------|----------------------|----------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NITRILE NON POUDRE  | Nitrile      |        | Blanc       | CAT I                | EN-420, EN-455-1/2         | 1,5      | PLG       | Alternative au gant de chirurgie pour les petites procédures + prévention allergie de type 1, au latex | 822 93 92 |
| PEHA SOFT FINO      | Nitrile      |        | Violet      | CAT II               | EN-374-1/2/3               | 1,5      | Hartmann  | Bonne protection                                                                                       | 104 20 00 |
| VASCO NITRILE LIGHT | Nitrile      |        | Bleu        | CAT III              | EN-455 - EN-420 - EN374    | 1,5      | Bbraun    | Sensibilité tactile extrêmement élevée                                                                 | 826 02 49 |
| VETRILE             | Nitrile      |        | Bleu        | CAT III              | EN-374-1/4 - EN-374-5      | 1,5      | Genia     | Bonne durabilité : résistance aux perforations et aux déchirures                                       | 822 71 40 |
| PEHA SOFT PROTECT   | Latex        |        | Blanc       | CAT I                | EN-455-1/2/3/4             | 1,5      | Hartmann  | Surface texturée aux doigts, traitement simple chlorination                                            | 115 95 80 |
| MICROTOUCH COATED   | Latex        |        | Beige       | CAT III              | EN-21420:2020              | 1,5      | Ansell    | Gantage aisé et confort maximal                                                                        | 109 70 90 |
| EXAMED NON POUDRE   | Latex        |        | Blanc       | nc                   | EN-374-1/4/5 - EN-420      | 1,5      | Genia     | Résistants et confortables                                                                             | 113 80 40 |
| EXAMED              | Latex        | X      | Blanc       | nc                   | EN-455-1/2/3               | 1,5      | Genia     | Grande résistance à la rupture                                                                         | 838 97 99 |
| LATEX POUDRE        | Latex        | X      | Blanc       | CAT I                | EN-455-1/2/3               | 1,5      | Magister  | Précision des gestes : grande finesse du gant                                                          | 803 81 95 |
| VINYLE              | Vinyle       | X      | Blanc       | CAT I                | non                        | 1,5      | Magister  | Gant poudré à l'amidon de maïs non OGM                                                                 | 803 81 66 |
| VINYLE NON POUDRE   | Vinyle       |        | Blanc       | CAT I                | non                        | 1,5      | Magister  | Gant non-spermicide                                                                                    | 806 93 56 |
| POLYÉTHYLÈNE        | Polyéthylène |        | Transparent |                      |                            |          |           | Gant agréé alimentaire                                                                                 | 803 82 90 |

| NIVEAU DE PROTECTION : CATÉGORIES | Niveau de risque                                                                                                                             | Contrôle des fabrications                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I                                 | Risques mineurs: désinfectant, détergents dilués                                                                                             | Autocertification par le fabricant                                                                                               |
| II                                | Risques intermédiaires: produits de désinfection des surfaces, bactéries et germes contenus par exemple dans des flacons d'analyse d'urines. | Examen CE de Type par organisme notifié                                                                                          |
| III                               | Risques irréversibles: produits chimiques agressifs, produits chimiques dangereux.                                                           | Surveillance de fabrication par organisme notifié (essai de produits prélevés par sondage ou système de qualité selon ISO 9000). |

\*Niveau de qualité acceptable

#### PEHA SOFT LATEX PROTECT - GANTS D'EXAMEN LATEX NON POUDRÉS

Gant d'examen sans poudre en latex naturel, non stérile, ambidextre et à manchette à bord roulé. Il possède une surface texturée aux doigts et un traitement simple chlorination. Longueur : 240 mm. Épaisseur doigts : 0,12 mm - paume : 0,10 mm. AQL : 1,5.



| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-----------------------|-----------|------|-----|------|
| XS - 5,5/6 - Par 100  | 115 95 80 | 5,96 | 10  | 5,15 |
| S - 6,5/7 - Par 100   | 115 95 90 | 5,96 | 10  | 5,15 |
| M - 7,5/8 - Par 100   | 115 96 00 | 5,96 | 10  | 5,15 |
| L - 8,5/9 - Par 100   | 115 96 10 | 5,96 | 10  | 5,15 |
| XL - 9,5/10 - Par 100 | 115 96 30 | 5,96 | 10  | 5,03 |

## Gants d'examen - Différentes matières

|                            | NITRILE | NEOPRENE | LATEX | VINYL |
|----------------------------|---------|----------|-------|-------|
| Durabilité                 | ****    | ***      | ***   | *     |
| Confort                    | ***     | ***      | ****  | *     |
| Préhension                 | ***     | ****     | ***   | **    |
| Risque d'allergies réduit* | ****    | ****     |       | ****  |

\*Réduction du risque de réaction pouvant survenir à la suite d'allergies de type I.

GANTS D'EXAMEN  
NITRILE NON POUDRÉS

Gants blancs non stériles sans latex, sans phtalates.

Épaisseur de la paume : 0,05 mm.

Longueur : 24 cm.

Allongement avant rupture : 500%.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT |
|------------------|-----------|------|
| T 6/7 - Par 100  | 822 93 92 | 7,23 |
| T 7/8 - Par 100  | 822 94 00 | 7,23 |
| T 8/9 - Par 100  | 822 94 17 | 7,23 |
| T 9/10 - Par 100 | 822 94 23 | 7,23 |

GANT D'EXAMEN  
MICROTOUCH -  
NITRILE NON POUDRÉ

Gant d'examen blanc en nitrile non poudré plus solide à l'ajustement et au toucher.

Ce gant non stérile est une formulation en nitrile standard. Plus épais et plus solide, il offre un ajustement et un toucher supérieurs.

L'enduction polymère interne facilite le gantage, tandis que l'absence de poudre réduit considérablement les risques d'abrasion cutanée.

Protection contre les allergies au latex de type I. Produit homologué pour la manipulation des produits chimio thérapeutiques.

Longueur du gant : 240 mm.

Épaisseur doigt : 0.10 mm, paume : 0.07 mm.

NAQ/AQL : 1,5.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT |
|----------------------|-----------|------|
| TXS 5,5/6 - Par 150  | 114 64 30 | 7,39 |
| TS 6,5/7 - Par 150   | 114 64 40 | 7,85 |
| TM 7,5/8 - Par 150   | 114 64 60 | 7,85 |
| TL 8,5/9 - Par 150   | 114 64 70 | 7,85 |
| TXL 9,5/10 - Par 120 | 114 64 90 | 5,90 |

EXAMED  
GANTS D'EXAMEN  
LATEX NON POUDRÉS

Gants d'examen ambidextres résistants et confortables, non stériles.

Surface lisse en latex naturel à faible taux de protéine pour limiter les risques d'allergie, bord roulé. Grande résistance à la rupture > 650%.

Norme de porosité AQL 1,5.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------|-----------|-------|
| T.6-7 - Par 100  | 113 80 40 | 14,06 |
| T.7-8 - Par 100  | 113 84 20 | 14,06 |
| T.8/9 - Par 100  | 114 34 30 | 14,06 |
| T 9-10 - Par 100 | 114 04 00 | 14,06 |

PEHA SOFT LATEX  
CONFORT -  
GANTS D'EXAMEN  
LATEX NON POUDRÉS

Gants d'examen sans poudre en latex naturel, non stérile et à usage unique, ambidextre et à manchette à bord roulé.

Ils possèdent une surface texturée aux doigts (assurant une prise optimale) et un traitement par double chloration (permettant un enfilage facile).

Coloris: jaunâtre

Longueur totale : 240 mm.

Épaisseur (valeurs moyennes) :

- manchettes : 0,10 mm

- paume : 0,15 mm

- doigt : 0,18 mm

Gants conformes aux Normes EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 455-1 (AQL=1.5), EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN 16523-1, EN ISO 21420, ASTM F1671/ISO 16604.

Conserver dans un endroit propre et sec (craint l'humidité), à l'abri de la lumière directe du soleil.

Les gants contiennent du latex naturel susceptible de provoquer des réactions allergiques.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|---------------------|-----------|------|-----|------|
| XS - 5/6 - Par 100  | 116 76 70 | 8,35 | 10  | 7,70 |
| S - 6/7 - Par 100   | 116 76 80 | 8,35 | 10  | 7,70 |
| M - 7/8 - Par 100   | 116 76 90 | 8,35 | 10  | 7,70 |
| L - 8/9 - Par 100   | 116 77 00 | 8,35 | 10  | 7,70 |
| XL - 9/10 - Par 100 | 116 77 10 | 8,35 | 10  | 7,70 |

VETRILE  
GANTS D'EXAMEN  
NITRILE NON POUDRÉS

Gants d'examen synthétiques à usage unique 100% nitrile, non poudrés, non stériles.

Potentiel allergénique réduit : absence de protéines de latex. Ambidextres, résistants. Surface lisse et bord roulé.

Bonne durabilité : résistance aux perforations et aux déchirures. Bonne élasticité :

élongation de 600%. Barrière microbienne.

Bonne performance face aux caustiques et aux détergents ainsi qu'à l'alcool et à la chlorhexidine. AQL 1,5.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------|-----------|-------|
| TS - 6/7 - Par 100   | 822 71 40 | 13,43 |
| TM - 7/8 - Par 100   | 826 37 27 | 13,43 |
| TL - 8/9 - Par 100   | 826 42 18 | 13,43 |
| TXL - 9/10 - Par 100 | 826 42 24 | 13,43 |



## DOIGTIER

Polyéthylène. 2 doigts.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| Par 100     | 803 82 84 | 1,47 |

## GANTS



### MICROTOUCH COATED GANTS D'EXAMEN LATEX NON POUDRÉS

**Gantage aisé et confort maximal.**

Parce qu'ils s'enfilent facilement et rapidement grâce à leur enduction interne en polyacrylate, les gants MICRO-TOUCH® Coated d'Ansell constituent la solution idéale pour les utilisateurs qui doivent changer de gants fréquemment et sans perdre de temps.

Très faible teneur en protéines résiduelles et absence de poudre pour minimiser les allergies. Conforme aux normes EN ISO 21420:2020.

Longueur : 24,5 cm.

Épaisseur du doigt : 0,15 mm.

Épaisseur de la paume : 0,11 mm.

Épaisseur de la manchette : 0,08 mm.

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|--------------|-----------|------|-----|------|
| XS - Par 100 | 109 70 90 | 7,29 | 4   | 6,70 |
| S - Par 100  | 109 71 00 | 7,29 | 4   | 6,70 |
| M - Par 100  | 109 71 10 | 7,29 | 4   | 6,70 |
| L - Par 100  | 109 71 20 | 7,29 | 4   | 6,70 |
| XL - Par 100 | 109 71 30 | 7,29 | 4   | 6,70 |



### GANTS D'EXAMEN VINYLE POUDRÉS

**Gant poudré à l'amidon de maïs non OGM.**

Bords roulés.

Épaisseur du doigt : 0,10 mm.

Épaisseur de la paume : 0,11 mm.

Épaisseur de la manchette : 0,17 mm.

Longueur : 240 mm.

Allongement avant rupture : 350% min.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT |
|------------------|-----------|------|
| T 6/7 - Par 100  | 803 81 66 | 6,33 |
| T 7/8 - Par 100  | 803 81 72 | 6,33 |
| T 8/9 - Par 100  | 803 81 89 | 6,33 |
| T 9/10 - Par 100 | 838 56 66 | 6,33 |



### GANTS D'EXAMEN POLYÉTHYLÈNE

**Gant non poudré.**

Épaisseur : 18 microns - Longueur : 30 cm.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-----------------|-----------|------|-----|------|
| T 7/8 - Par 100 | 117 19 70 | 1,06 | 10  | 0,96 |



### GANTS D'EXAMEN VINYLE NON POUDRÉS

**Gants ambidextres vinyles non-poudrés, non-spermicides.**

Épaisseur du doigt : 0,10 mm.

Épaisseur de la paume : 0,11 mm.

Épaisseur manchette : 0,09 mm.

Allongement avant rupture : 350%.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT |
|-----------------|-----------|------|
| T 6/7 - Par 100 | 806 93 56 | 5,43 |
| T 7/8 - Par 100 | 806 93 62 | 5,43 |
| T 8/9 - Par 100 | 806 93 79 | 5,43 |



### EXAMED GANTS D'EXAMEN LATEX POUDRÉS

**Gants d'examen et de soins à usage unique, non stériles, pré-poudrés en latex.**

Épaisseur des doigts : 0,17 mm.

Épaisseur de la paume : 0,15 mm.

Épaisseur du poignet : 0,13 mm.

Longueur : 24 cm.

Allongement avant rupture : 650 %.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------|-----------|-------|
| T 6/7 - Par 100  | 838 97 99 | 14,42 |
| T 7/8 - Par 100  | 838 98 07 | 14,42 |
| T 8/9 - Par 100  | 838 98 13 | 14,42 |
| T 9/10 - Par 100 | 821 30 72 | 14,42 |



### GANTS D'EXAMEN LATEX POUDRÉS

**Gants en latex blancs poudrés.**

Longueur : 240 mm.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT |
|------------------|-----------|------|
| T 6/7 - Par 100  | 803 81 95 | 8,50 |
| T 7/8 - Par 100  | 803 82 26 | 8,50 |
| T 8/9 - Par 100  | 803 82 32 | 8,50 |
| T 9/10 - Par 100 | 822 67 61 | 8,50 |



### GANT NITRILE NOIR

**Gant en nitrile noir à grande manchette.**

Longueur : 30 cm. Entièrement texturés pour une très bonne prise en main. Particulièrement adaptés à la traite : les dépôts blancs dans le lait, qui peuvent être indicateurs de mammite, sont plus faciles à repérer sur le fond noir.

Utilisables à gauche ou à droite. Non stériles. Sans thiurame, thiazole ni protéines de latex allergènes, sans latex, sans poudre.

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT |
|--------------|-----------|------|
| L - Par 50   | 110 19 60 | 7,87 |
| XL - Par 50  | 110 19 70 | 7,87 |
| XXL - Par 50 | 110 30 20 | 7,99 |



### SUPPORT UNIVERSEL POUR BOÎTES DE GANTS

**Le support universel se maintient à plat sur le poste de travail ou verticalement au mur.**

Il est flexible et convient à toutes dimensions de boîtes. Il permet d'éviter tout contact avec la boîte.

Livré avec 2 modes de fixations : vis ou adhésifs.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Support     | 826 83 92 | 22,89 |



## GANTS DE RURALE



## GREEN AIR GANTS BIODÉGRADABLES

Le premier gant ultra-respirant, biodégradable et home-compostable.

Sa matière naturelle le rend 7 fois plus perméable à l'air qu'un gant ordinaire ce qui permet de laisser respirer votre peau et d'évacuer la condensation accumulée. Vous évitez ainsi les irritations et les rougeurs. Sa matière soyeuse garantit également une très bonne sensibilité, parfaite pour un toucher précis et un meilleur placement avec une haute résistance à la perforation.

Ce gant est idéal pour les vèlages, poulinages et autres mises-bas, pour les inséminations, ou encore pour les examens gynécologiques chez les chevaux et les vaches.

Taille unique L. Longueur : 92 cm.

Épaisseur : 21 µ.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Par 100     | 824 35 58 | 18,64 |



## GANT D'INSÉMINATION GIA POLYSEM

Ce gant a été spécialement conçu pour les inséminations artificielles et les fouilles.

Il bénéficie d'une bonne sensibilité tactile qui facilite l'acte d'insémination.

Épaisseur 24µ.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------|-----------|-------|
| T.M - Par 100 | 111 76 50 | 11,48 |



## GANTS D'EXAMEN POLYSEM



| DÉSIGNATION                                                                            | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| <b>1 - COPOLYMÈRE - BONNE SENSIBILITÉ TACTILE AVEC ATTACHE</b>                         |           |       |     |       |
| 23 microns, 92 cm T.S - Par 100                                                        | 109 29 60 | 17,97 |     |       |
| 23 microns, 100 cm T.M - Par 100                                                       | 109 29 80 | 17,97 |     |       |
| 23 microns, 100 cm T.L - Par 100                                                       | 822 50 81 | 17,71 |     |       |
| 23 microns, 100 cm T.XL - Par 100                                                      | 109 29 70 | 17,97 |     |       |
| <b>2 - VETORANGE - POUR LES GESTES QUOTIDIENS</b>                                      |           |       |     |       |
| 28,5 microns, 92 cm Orange - Robuste et économique Par 100                             | 803 85 22 | 13,47 | 20  | 12,76 |
| <b>3 - VETORANGE PLUS</b>                                                              |           |       |     |       |
| 30 microns - Taille M - Avec lien - Par 100                                            | 116 74 50 | 14,06 | 10  | 13,30 |
| 30 microns - Taille L - Avec lien - Par 100                                            | 107 94 60 | 14,06 | 10  | 13,30 |
| <b>4 - SPÉCIAL DÉLIVRANCE, POULINAGE</b>                                               |           |       |     |       |
| 31 microns, 92 cm - Brun - Taille S - Permet des examens longs et difficiles - Par 100 | 116 74 40 | 13,32 | 10  | 12,60 |
| 31 microns, 92 cm - Brun - Taille M - Permet des examens longs et difficiles - Par 100 | 116 74 20 | 13,32 | 10  | 12,60 |
| 31 microns, 92 cm - Brun - Taille L - Permet des examens longs et difficiles - Par 100 | 803 85 45 | 13,32 | 10  | 12,60 |
| <b>5 - POLYTACTYL - POUR FOUILLE ET ÉCHOGRAPHIE</b>                                    |           |       |     |       |
| 33 microns, 92 cm Jaune - T.S - Par 100                                                | 109 29 40 | 14,90 |     |       |
| 33 microns, 100 cm Jaune - T.M - Par 100                                               | 833 64 84 | 14,90 |     |       |
| 33 microns, 92 cm Jaune - T.L - Par 100                                                | 803 85 68 | 14,68 |     |       |
| 33 microns, 100 cm Jaune - T.XL - Par 100                                              | 109 29 50 | 14,90 |     |       |
| <b>6 - POLYVER - LE PLUS RÉSISTANT DE LA GAMME POUR DES ACTES LONGS ET DIFFICILES</b>  |           |       |     |       |
| 36 microns, 92 cm - Vert Bonne résistance à la déchirure - Par 80                      | 803 85 80 | 16,10 |     |       |
| <b>7 - PROTÈGE ÉPAULE</b>                                                              |           |       |     |       |
| 30 microns, 120 cm Rouge - Par 50                                                      | 101 50 10 | 12,05 |     |       |
| <b>8 - ECO SENSITIV POUR ÉCHOGRAPHIE, COLLECTE D'EMBRYONS</b>                          |           |       |     |       |
| 27 microns, 92 cm Rouge - Par 100                                                      | 829 14 74 | 12,83 | 10  | 12,13 |



# GANTS



## GANTS D'EXAMEN GÉNIA

| DÉSIGNATION                                                                                                    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>1 - MAXOGAN - 25 MICRONS, 120 CM AVEC PROTÈGE-AISSELLE - VERT</b>                                           |           |       |
| Par 50                                                                                                         | 113 51 90 | 14,16 |
| <b>2 - AISOGAN - 25 MICRONS - 124 CM - TRANSPARENT</b>                                                         |           |       |
| Intègre un protège-aisselle et un passage pour la tête. Très pratique pour les diagnostics de gestation Par 50 | 803 86 05 | 21,02 |
| <b>3 - SENSIGAN - 28 MICRONS, 95 CM - TRANSPARENT</b>                                                          |           |       |
| Fin, souple et moulant, excellente sensibilité tactile, comporte une attache de fixation - Par 100             | 803 86 11 | 21,55 |
| <b>4 - PROGAN - 30 MICRONS, JAUNE - SURFACE SOYEUSE SENSITIVE, SOUDURES FINES ET RÉSISTANTES</b>               |           |       |
| Taille S - 87 cm - Par 100                                                                                     | 103 22 30 | 13,75 |
| Taille M - 90 cm - Par 100                                                                                     | 836 44 92 | 14,97 |
| Taille L - 95 cm - Par 100                                                                                     | 103 22 40 | 17,53 |
| <b>5 - EXPLOGAN - 30 MICRONS, 95 CM - ORANGE</b>                                                               |           |       |
| Lien passant autour du cou - Par 100                                                                           | 843 12 19 | 17,37 |
| <b>6 - POLYGAN - 24 MICRONS - ORANGE</b>                                                                       |           |       |
| TS Long. 87 cm - Par 100                                                                                       | 115 77 80 | 9,10  |
| TM Long. 90 cm - Par 100                                                                                       | 115 78 00 | 9,91  |
| TL Long. 95 cm - Par 100                                                                                       | 115 78 10 | 10,74 |



## POLYTACTYL GANTS STÉRILES GRANDS ANIMAUX

Gants stériles 92 cm, 33 microns.  
Idéal pour la transplantation embryonnaire.

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------|-----------|-------|
| Gant jaune 92 cm - Par 100 | 818 66 42 | 68,82 |





VÊTEMENTS  
DE CONSULTATIONBLOUSE MIXTE  
MI-CHIEN MI-CHAT

Blouse mixte col en V. Motif idéal pour les vétérinaires !

Fentes latérales, 2 poches en bas de chaque côté, 1 poche poitrine. Tissu anti-boulochage. Entretien facile : séchage rapide et ne se froisse pas.

Composition : 100% coton.  
Lavage : 40°C.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| S           | 115 22 20 | 26,19 |
| M           | 115 22 30 | 26,19 |
| L           | 115 22 40 | 26,19 |
| XL          | 115 22 50 | 26,19 |
| XXL         | 115 22 60 | 26,19 |

BLOUSE MIXTE  
PETITS CHATS

Blouse mixte col en V. Motif idéal pour les vétérinaires !

Fentes latérales, 2 poches en bas de chaque côté, 1 poche poitrine. Tissu anti-boulochage. Entretien facile : séchage rapide et ne se froisse pas.

Composition : 100% coton.  
Lavage : 40°C.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| S           | 115 22 70 | 26,19 |
| M           | 115 22 80 | 26,19 |
| L           | 115 23 00 | 26,19 |
| XL          | 115 23 10 | 26,19 |
| XXL         | 115 23 20 | 26,19 |

BLOUSE MIXTE  
DICKIES

Tunique avec col en V, coupe unisexe alliant confort et durabilité. Poche poitrine, fente pour stylo, cou avec bande en sergé, fentes latérales. 55% coton peigné / 45% polyester. Lavage à 60°C.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| VERT        |           |       |
| XS          | 115 03 20 | 15,91 |
| S           | 115 03 30 | 15,91 |
| M           | 115 03 40 | 15,91 |
| L           | 115 03 50 | 15,91 |
| XL          | 115 03 60 | 15,91 |
| XXL         | 115 03 70 | 15,91 |
| BORDEAUX    |           |       |
| XS          | 115 05 10 | 15,91 |
| S           | 115 05 20 | 15,91 |
| M           | 115 05 40 | 15,91 |
| L           | 115 05 50 | 15,91 |
| XL          | 115 05 60 | 15,91 |
| XXL         | 115 05 70 | 15,91 |

## BLOUSE MIXTE BALLY

Blouse blanche manches longues mixte.

Col tailleur, 4 boutons pressions, 4 larges poches.

Longueur : 105 cm.

Composition : 65% polyester et 35% coton.

Sergé 210 g/m².

Lavage à 70°.

Labels Fairtrade et Oekotex.

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------|-----------|-------|
| Taille 36/38 | 803 90 65 | 35,70 |
| Taille 44/46 | 803 90 94 | 35,70 |
| Taille 48/50 | 803 91 02 | 35,70 |
| Taille 52/54 | 803 91 19 | 36,41 |
| Taille 56/58 | 803 91 25 | 36,41 |



## BLOUSE MIXTE CLAUDE

Blouse médicale unisexe.

Coupe droite. Col mao. Entièrement pressonnée sur le devant. 3 poches. Manches courtes ou longues. Longueur dos : 78 cm. Tissu FeelStrech.

Matière respirante.

Lavage : jusqu'à 75°C (40°C recommandé).

Séchage rapide. Repassage facile.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| MANCHES COURTES - MARINE |           |       |
| S                        | 101 21 40 | 67,29 |
| M                        | 101 21 50 | 67,29 |
| L                        | 101 21 60 | 67,29 |
| XL                       | 101 21 70 | 67,29 |
| XXL                      | 101 21 80 | 67,29 |





## HABILLEMENT



### PANTALON MIXTE CORE

Pantalon en tissu doux d'inspiration sportswear qui s'étire dans les deux sens pour un confort maximum.  
Coupe moderne avec taille élastique et cordon, poches plaquées, poche arrière.  
55% coton / 42% polyester / 3% élasthanne.  
Lavage à 60°C.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| NOIR        |           |       |
| XS          | 115 12 90 | 25,26 |
| S           | 115 13 00 | 25,26 |
| M           | 115 13 20 | 25,26 |
| L           | 115 13 30 | 25,26 |
| XL          | 115 13 50 | 25,26 |
| XXL         | 115 13 60 | 25,26 |
| 3XL         | 115 13 70 | 25,26 |



### BLOUSE HOMME CHEROKEE CORE

**Blouse médicale stretch.**  
Tissu stretch très léger, ajustement près du corps. Coupe moderne avec 2 poches plaquées, 1 poche intérieure et 1 poche arrière.  
Nombreux détails : fente pour badge d'identification, boucle de stéthoscope et fente pour stylo, aérations latérales.  
Composition : 55% coton / 42% polyester / 3% élasthanne.  
Lavage : 60°C. Repassage facile.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| VERT        |           |       |
| S           | 115 08 00 | 23,07 |
| M           | 115 08 10 | 23,07 |
| L           | 115 08 30 | 23,07 |
| XL          | 115 08 40 | 23,07 |
| XXL         | 115 09 30 | 23,07 |
| 3XL         | 115 09 40 | 23,07 |
| BORDEAUX    |           |       |
| S           | 115 10 40 | 23,21 |
| M           | 115 10 60 | 23,21 |
| L           | 115 10 70 | 23,21 |
| XL          | 115 10 80 | 23,21 |
| XXL         | 115 10 90 | 23,07 |
| 3XL         | 115 11 00 | 23,07 |



### BLOUSE FEMME CHEROKEE CORE

**Blouse médicale stretch.**  
Tissu stretch très léger, ajustement près du corps. Coupe moderne avec 2 poches plaquées, 1 poche intérieure et 1 poche arrière.  
Nombreux détails : fente pour badge d'identification, boucle de stéthoscope et fente pour stylo, aérations latérales.  
Composition : 55% coton &ndash / 42% polyester / 3% élasthanne.  
Lavage : 60°C. Repassage facile.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| BORDEAUX    |           |       |
| XS          | 115 07 20 | 23,21 |
| S           | 115 07 40 | 23,21 |
| M           | 115 07 50 | 23,21 |
| L           | 115 07 70 | 23,21 |
| XL          | 115 07 80 | 23,21 |
| XXL         | 115 07 90 | 23,21 |
| VERT        |           |       |
| XS          | 115 05 80 | 23,21 |
| S           | 115 05 90 | 23,21 |
| M           | 115 06 00 | 23,21 |
| L           | 115 06 10 | 23,21 |
| XL          | 115 06 20 | 23,21 |
| XXL         | 115 06 30 | 23,21 |

### BLOUSE FEMME BARCO ONE

**Blouse médicale cintrée anti-statique.**  
Tissu ultra stretch qui évacue l'humidité et assure un confort optimal. Son traitement antistatique la rend anti-poils. Col V. 2 doubles poches sur l'avant et fentes latérales.  
Longueur : 68 cm environ.  
Composition : 50% polyester recyclé / 7% élasthanne.  
Lavage : 30/40°C. Repassage facile.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| BLEU        |           |       |
| XS          | 115 18 50 | 31,97 |
| S           | 115 18 70 | 31,97 |
| M           | 115 18 80 | 31,97 |
| L           | 115 18 90 | 31,97 |
| XL          | 115 19 00 | 31,97 |
| XXL         | 115 19 10 | 36,35 |





## BLOUSE FEMME LOUISE

Blouse médicale féminine cintrée, avec fermeture zippée. Convient à toutes les silhouettes du S au XXL. 3 poches, fente dos. Longueur dos 74 cm. Manches courtes. Tissu FeelStrech. Matière respirante. Lavage : jusqu'à 75°C (40°C recommandé). Séchage rapide. Repassage facile.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| <b>BLEU/ARDOISE</b>      |           |       |
| S                        | 101 37 00 | 83,00 |
| M                        | 101 37 10 | 83,00 |
| L                        | 101 37 30 | 83,00 |
| XXL                      | 101 37 60 | 83,00 |
| <b>ARDOISE/FRAMBOISE</b> |           |       |
| S                        | 101 41 90 | 83,00 |
| M                        | 101 42 00 | 83,00 |
| L                        | 101 42 10 | 83,00 |
| XL                       | 101 42 20 | 83,00 |
| XXL                      | 101 42 30 | 83,00 |



## PANTALON FEMME BARCO ONE

Pantalon médical coupe droite. Tissu ultra stretch qui évacue l'humidité. 5 poches : 2 poches plaquées à l'avant, 2 poches arrières et 1 poche cargo. Attache cordon et taille élastique. Fentes atérales sur le bas des jambes. Longueur : 80 cm environ. Composition : 50% polyester / 43% polyester recyclé / 7% élasthanne. Lavage : 30/40°C. Repassage facile.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| <b>NOIR</b> |           |       |
| XS          | 115 20 50 | 36,65 |
| S           | 115 20 70 | 36,65 |
| M           | 115 20 80 | 36,65 |
| L           | 115 21 00 | 36,65 |
| XL          | 115 21 10 | 36,65 |
| XXL         | 115 21 30 | 40,30 |



## PANTALON FEMME PATSY

Pantalon médical spécialement conçu pour le secteur de la santé.

Coupe ajustée. Élastiques sur les côtés afin d'optimiser le confort lors des mouvements et déplacements. Passants intégrés. Avec 2 larges poches cavalières. Fermeture facile et rapide à l'aide d'un bouton clou et fermeture à glissière. Composition : 65% polyester / 35% coton. Tissage : Sergé 210 g/m². Lavage : 60°C. Labels Fairtrade et Oekotex.

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------|-----------|-------|
| <b>BLANC</b> |           |       |
| T0 - 34/36   | 113 17 40 | 16,77 |
| T1 - 38/40   | 113 17 60 | 16,77 |
| T2 - 42/44   | 113 17 70 | 16,77 |
| T3 - 46/48   | 113 17 90 | 16,77 |
| T4 - 48/50   | 113 18 00 | 16,77 |
| T5 - 52/54   | 113 18 20 | 16,77 |



## PANTALON FEMME AXEL

Pantalon médical féminin façon treillis. Modèle près du corps, 2 poches plaquées devant. Poche à rabat sur le haut de la cuisse. Taille réglable par une patte sur le côté. Entrejambe 78 cm. Largeur bas : 17 cm. Tissu FeelStretch. Lavage : jusqu'à 75°C (40°C recommandé).

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------|-----------|-------|
| <b>ARDOISE</b> |           |       |
| S              | 101 45 80 | 63,24 |
| M              | 101 45 90 | 63,24 |
| L              | 101 46 00 | 63,24 |
| XL             | 101 46 10 | 63,24 |
| XXL            | 101 46 30 | 63,24 |



## HABILLEMENT



## CALOT TISSU

Calot taille unique réutilisable à l'infini.

Taille adaptable grâce à des liens de serrage solides en sergé de coton.

Adapté pour les professionnels qui ne nécessitent pas de travailler en milieu complètement stérile.

Composition : 100% coton / doublé sur le devant pour plus de confort.

Lavage : jusqu'à 60°C, sans essorage.

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------|-----------|-------|
| 1 - Matous   | 113 32 10 | 22,41 |
| 2 - Dogs     | 113 32 20 | 22,41 |
| 3 - Apatou   | 113 32 50 | 22,41 |
| 4 - Toutous  | 113 32 60 | 22,41 |
| 5 - Belizon  | 113 32 70 | 22,41 |
| 6 - Papattes | 113 32 80 | 22,41 |



## LUNETTES DE PROTECTION

La forme de la visière protège des projections de liquide et particules. Les branches sont réglables (longueur et inclinaison) pour un maximum de confort. Polycarbonate transparent, sans latex. Poids : 35 g. Conforme à la norme EN166. À porter par-dessus les lunettes de vue.

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT |
|------------------------|-----------|------|
| Lunettes de protection | 820 96 10 | 2,13 |

## MASQUE FFP2 BARRIER

Masque à élastique avec une couche interne douce pour le confort.



| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|-------------|-----------|-------|-----|-------|
| Par 20      | 111 71 40 | 31,89 | 10  | 16,46 |

## HABILLEMENT

### SABOT SCHUZZ

**Sabot médical avec lanière rabattable.**  
Modèle ultrarésistant. Très souple et léger (seulement 250 g). Thermoformable et confortable. Anti-transpirant et anti-odeur. Semelle anti-dérapante, non marquante, antisaleté.  
Composition : Plastique polymère de type EVA injecté.  
Lavage : en machine à 40°C.



### TENNIS

**Sneakers médicales.**  
Chaussures de sport à filet, ultra légères avec semelle ergonomique crantée EVA blanche. Permet un bon maintien du pied.  
Lavage : en machine à 30°C sans essorage.



| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------|-----------|-------|
| MOTIF COCCINELLES |           |       |
| Taille 36         | 827 65 69 | 32,59 |
| Taille 37         | 825 59 75 | 32,59 |
| Taille 38         | 825 59 81 | 32,59 |
| Taille 39         | 825 59 98 | 32,59 |
| Taille 40         | 825 71 29 | 32,59 |
| BLANC             |           |       |
| Taille 37         | 825 60 06 | 28,96 |
| Taille 39         | 825 60 29 | 28,96 |
| Taille 40         | 825 60 35 | 28,96 |
| Taille 41         | 100 58 40 | 28,96 |
| Taille 42         | 825 69 63 | 28,96 |
| Taille 43         | 825 69 86 | 28,96 |
| Taille 44         | 825 69 92 | 28,96 |
| NOIR              |           |       |
| Taille 37         | 825 60 87 | 28,96 |
| Taille 38         | 825 60 93 | 28,96 |
| Taille 39         | 825 61 01 | 28,96 |
| Taille 40         | 825 61 18 | 28,96 |
| Taille 41         | 828 59 99 | 28,96 |
| Taille 42         | 825 70 17 | 28,96 |
| Taille 43         | 825 70 23 | 28,96 |
| Taille 44         | 825 70 46 | 28,96 |
| Taille 45         | 825 70 52 | 28,96 |

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| ARDOISE     |           |       |
| Taille 36   | 106 23 60 | 41,61 |
| Taille 37   | 106 23 70 | 41,61 |
| Taille 38   | 106 23 90 | 41,61 |
| Taille 39   | 106 24 00 | 41,61 |
| Taille 40   | 106 24 10 | 41,61 |
| Taille 41   | 106 24 20 | 41,61 |
| Taille 42   | 106 24 30 | 41,61 |
| Taille 43   | 106 24 50 | 41,61 |
| Taille 44   | 106 24 60 | 41,61 |
| Taille 46   | 106 24 90 | 41,61 |
| FUSCHIA     |           |       |
| Taille 36   | 106 25 10 | 41,61 |
| Taille 37   | 106 25 20 | 41,61 |
| Taille 38   | 106 25 40 | 41,61 |
| Taille 39   | 106 25 50 | 41,61 |
| Taille 40   | 106 25 60 | 41,61 |
| Taille 41   | 106 25 70 | 41,61 |

### VÊTEMENTS DE CHIRURGIE

Usage Unique



### CASAQUE DE CHIRURGIE BARRIER RENFORCÉE

**Utilisation lors d'interventions chirurgicales de longue durée ou humides.**  
Vêtement stérile à usage unique 44 g/m². Confection soudée, casaque traitée antistatique, hydrophobe, sans latex, matière SMS pour une meilleure résistance et une meilleure protection. Renfort des manches avec une matière respirante. Long renfort sur le devant de la casaque. Conforme EN 13795.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|------------------|-----------|------|-----|------|
| L - XL - 127 cm  | 838 42 82 | 5,11 | 24  | 4,51 |
| XXL - L - 152 cm | 838 42 99 | 5,22 | 28  | 4,50 |



### CASAQUE DE CHIRURGIE BARRIER PRIMARY PLUS

**Primary Plus BARRIER® est une casaque chirurgicale stérile à usage unique classée Performance Standard (SP).**  
Elle est fabriquée en non tissé 5 g/m² suivant la méthode de fabrication SMS. Elle est emballée avec 2 essuie-mains et 1 feuille de papier crêpe. Elle a reçu un traitement antistatique et anti-alcool.

| DÉSIGNATION                                          | RÉFÉRENCE | € HT |
|------------------------------------------------------|-----------|------|
| TL-L - Hauteur 134 cm<br>Largeur poitrine 55 cm      | 114 58 90 | 3,54 |
| TXL - Hauteur 129 cm<br>Largeur poitrine 61 cm       | 114 59 20 | 3,54 |
| TXXL-L - Hauteur 144 cm<br>Largeur poitrine 60 cm    | 114 59 00 | 3,77 |
| TXXL-XL - Hauteur 157 cm<br>Largeur poitrine 65,5 cm | 114 59 10 | 3,69 |





## CASAQUE DE CHIRURGIE SMMS

Casaque stérile bleue, poignets tricotés, sans latex.

Très léger, le matériau SMMS (4 couches) protège efficacement contre les bactéries et les fluides. C'est également une matière respirante et confortable.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT |
|------------------|-----------|------|
| <b>STANDARD</b>  |           |      |
| T.M              | 111 66 30 | 4,17 |
| T.L              | 111 67 60 | 4,21 |
| T.XL             | 111 67 70 | 4,55 |
| <b>RENFORCÉE</b> |           |      |
| T.L              | 111 67 80 | 4,41 |
| T.XL             | 111 67 90 | 4,43 |



## CASAQUE UROLOGIE BARRIER

Casaque chirurgicale urologique BARRIER® CLASSIC conçue pour les interventions réalisées en position assise.

Imperméable aux liquides sur toute la surface, le dos est ouvert pour offrir un meilleur confort thermique. Le renfort imperméable au niveau des manches monte largement au-dessus du coude afin de limiter le risque de pénétration des liquides.

Cette casaque est fabriquée dans un matériau doux et confortable.

Conforme aux normes EN 13795 et AAMI.

| DÉSIGNATION                         | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------------------------------|-----------|------|
| T.XL - 160 cm - Avec 2 essuie-mains | 101 33 40 | 6,39 |



## CASAQUE DE CHIRURGIE SENTINEX PRO

Casaque en non tissé hydrophobe de couleur verte. Poignets jersey. Fermeture à l'encolure par 2 velcros. Dos avec ceinture à nouer. Contient 2 essuie-mains.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 120 cm      | 100 74 80 | 3,44 |
| 150 cm      | 101 67 90 | 3,91 |



## MASQUE DE CHIRURGIE À ÉLASTIQUES

Masque chirurgical haute filtration, non stérile, 3 plis, hypoallergénique avec barrette nasale anti-buée. Type II. Bleu, format 95 x 175 mm. Élastique sans latex.

| DÉSIGNATION                                  | RÉFÉRENCE | € HT |
|----------------------------------------------|-----------|------|
| <b>BLEU</b>                                  |           |      |
| Résistance respiratoire <40 Pa/cm² - Par 50  | 113 15 60 | 4,77 |
| Résistance respiratoire < 29 Pa/cm² - Par 50 | 112 48 20 | 3,05 |



## MASQUE DE CHIRURGIE

Type II. Non stérile.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| <b>VERT</b>              |           |       |
| Avec élastiques - Par 50 | 833 19 43 | 10,52 |

## CALOT DE CHIRURGIE

Calot de chirurgie non stérile, non tissé, micro perforé.

Confortable, il laisse respirer le cuir chevelu. Grande extensibilité, réglable à la nuque.



| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------|-----------|-------|
| Bleu - Par 150 | 828 28 48 | 42,31 |

## CALOT DE CHIRURGIE MICRO-PERFORÉ

Calot de chirurgien en non tissé à usage unique de couleur bleue. Non stérile.

28 g/m² avec micro-perforations, cellulose et liant acrylique. Ne contient pas de latex.



| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Par 150     | 112 77 40 | 30,93 |



## CHARLOTTE DE CHIRURGIE

Charlotte de chirurgiwe, non tissée.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT |
|--------------------------|-----------|------|
| Blanche - Par 100        | 111 73 50 | 6,48 |
| Bleue Sentinex - Par 100 | 824 25 24 | 8,08 |
| Verte - Par 100          | 116 15 60 | 7,88 |



## SURCHAUSSURES ANTIDÉRAPANTES

Semelle gaufrée imperméable et antidérapante.

Elastique à la cheville recouvert de matière pour plus de confort. Non-tissé souple et respirant. Coloris blanc avec semelles bleues.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Par 500     | 101 90 80 | 59,94 |

## HABILLEMENT

### VÊTEMENTS DE CHIRURGIE

Tissés



### PANTALON DE CHIRURGIE

**Pantalon de chirurgie mixte vert.**  
50% polyester / 50% coton.  
Ceinture élastiquée. Boutonnière intérieure.  
Entrejambe 80 cm.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| <b>VERT</b> |           |       |
| T0 - 34/36  | 106 01 40 | 16,24 |
| T2 - 42/44  | 106 01 60 | 16,24 |
| T3 - 46/48  | 106 01 70 | 16,24 |
| T4 - 48/50  | 106 01 90 | 16,24 |
| <b>BLEU</b> |           |       |
| T0 - 34/36  | 111 35 40 | 16,28 |
| T1 - 38/40  | 821 67 80 | 16,28 |
| T3 - 46/48  | 111 35 50 | 16,28 |



### TUNIQUE DE CHIRURGIE

**Longueur 78 cm, col V, 3 poches.**  
Sergé, 65% polyester / 35% coton.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------|-----------|-------|
| <b>VERT</b>      |           |       |
| Taille 1 - 38/40 | 803 95 04 | 23,88 |
| Taille 2 - 42/44 | 803 95 10 | 23,88 |
| Taille 3 - 46/48 | 803 95 27 | 23,88 |
| Taille 4 - 50/52 | 803 95 33 | 23,88 |
| Taille 5 - 54/56 | 803 95 56 | 23,88 |

### VÊTEMENTS DE RURALE

Usage unique



### CASAQUE DE VÊLAGE POLYSEM

**Casaque de vêlage à usage unique.** Manches longues ajustées, découpe d'aisance au dos et conception robuste pour une bonne protection.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------|-----------|-------|
| 140 cm - Par 25 | 834 15 68 | 43,75 |
| 155 cm - Par 25 | 803 99 12 | 43,75 |



### CASAQUE UU SPÉCIALE ÉCHOGRAPHIE

Avec ses manches longues ajustées et ses découpes d'aisances au dos, cette casaque offre une bonne protection et permet de protéger un échographe.  
Polyéthylène transparent, 30 microns.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------|-----------|-------|
| 155 cm - Par 25 | 101 50 90 | 43,72 |

### COMBINAISON DE VISITE UU À CAPUCHE

**Manches longues à élastique, fermeture éclair, capuche et poche.** Très bonne résistance et protection efficace. Couleur bleue. 50 g/m².

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|--------------------|-----------|------|-----|------|
| T XL               | 820 83 84 | 2,49 | 50  | 1,99 |
| T XXL              | 108 42 70 | 2,49 |     |      |
| T XXL - Sans poche | 106 00 70 | 2,65 |     |      |



### CASAQUE DE VÊLAGE GÉNIA - PROTECT

**Casaque de protection à usage unique en polyéthylène, qualité professionnelle, pour césarienne, vêlage, échographie, examen.**  
Manches raglan longues en forme d'entonnoir, se serrant sur l'avant-bras pour assurer l'étanchéité. Sans ouverture dans le dos, longue et ample pour s'agenouiller.  
Emballage individuel.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|-----------------|-----------|-------|-----|-------|
| 130 cm - Par 24 | 838 76 42 | 44,11 |     |       |
| 140 cm - Par 24 | 803 99 87 | 46,28 | 6   | 45,36 |
| 156 cm - Par 24 | 804 01 05 | 50,85 | 6   | 49,41 |
| 165 cm - Par 24 | 838 76 59 | 60,27 |     |       |



### BLOUSE DE VISITE NON TISSÉE

**Blouse non tissée polypropylène 50 g/m² à usage unique.** Fermeture par 4 boutons pression, poignets élastiqués. Sachet individuel.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|--------------------------|-----------|------|-----|------|
| <b>BLEU - SANS POCHE</b> |           |      |     |      |
| 120 cm                   | 828 97 21 | 1,75 | 50  | 1,53 |
| 150 cm                   | 113 98 10 | 1,95 | 50  | 1,74 |
| <b>BLEU - AVEC POCHE</b> |           |      |     |      |
| 120 cm                   | 101 66 40 | 2,31 | 50  | 1,96 |



## CHARLOTTE DE VISITE D'ÉLEVAGE

Charlotte blanche à élastique.  
48 cm de diamètre. Sans latex.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT |
|-------------------|-----------|-------|-----|------|
| Blanche - Par 100 | 803 99 70 | 15,38 | 10  | 9,81 |



## SURCHAUSSURES ANTIDÉRAPANTES

Semelle gaufrée imperméable et antidérapante.  
Elastique à la cheville recouvert de matière pour plus de confort. Non-tissé souple et respirant.  
Coloris blanc avec semelles bleues.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Par 500     | 101 90 80 | 59,94 |



## SURCHAUSSURES

Sur-chaussures en polyéthylène pour milieu humide.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------|-----------|------|-----|------|
| Par 100     | 104 63 50 | 2,22 | 10  | 2,14 |



## SURBOTTES UU

Surbottes avec élastiques, d'une hauteur de 50 cm destinées à un usage intensif.  
Bon maintien grâce à leurs doubles élastiques.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------|-----------|-------|
| Surbottes - Par 50 | 804 00 22 | 11,97 |

## VÊTEMENTS DE RURALE

### Tissés



## BLOUSE DE VISITE MARRON

Blouse 100% coton robuste traité irrétrécissable (lavage 90°C). Fermeture par boutons pressions callotés en métal non peint résistants à des lavages intensifs. 3 poches extérieures et 1 poche intérieure. Fente d'aisance dans le dos avec triangle de renfort. Longueur : 1,25 m.

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------|-----------|-------|
| Taille 36/38 | 820 30 79 | 57,51 |
| Taille 40/42 | 819 89 70 | 57,51 |
| Taille 44/46 | 820 33 17 | 60,26 |
| Taille 48/50 | 820 33 23 | 60,26 |
| Taille 52/54 | 819 89 87 | 61,40 |
| Taille 56/58 | 820 30 85 | 61,40 |
| Taille 60/62 | 820 33 46 | 61,40 |
| Taille 64/66 | 820 33 81 | 92,79 |
| Taille 68/70 | 820 33 98 | 96,97 |



## CASAQUE DE VÊLAGE KRUTEX

Casaque légère et imperméable. L'attache se fait par un velcro au dos. Les coutures sont soudées. Les manches sont courtes, le tour de bras en caoutchouc est réglable. Casaque en PVC (69%) et en nylon (31%).

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 1,30 m      | 803 97 28 | 88,09 |
| 1,40 m      | 803 97 34 | 96,44 |
| 1,50 m      | 803 97 40 | 98,89 |

## HABILLEMENT

## VESTE ET PANTALON DE VÊLAGE KRUTEX

Blouson imperméable, coutures soudées, manches courtes avec tour de bras en caoutchouc réglable, 69% PVC, 31% nylon.



| DÉSIGNATION                   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------|-----------|-------|
| <b>VESTE DE VÊLAGE</b>        |           |       |
| Grand modèle - Taille 54      | 803 98 17 | 71,61 |
| Très grand modèle - Taille 58 | 803 98 23 | 71,62 |
| <b>PANTALON DE VÊLAGE</b>     |           |       |
| Très petit modèle - 75 cm     | 848 59 65 | 72,91 |
| Petit modèle - Taille 46      | 803 98 46 | 53,17 |
| Moyen modèle - Taille 50      | 803 98 52 | 48,54 |
| Grand modèle - Taille 54      | 803 98 69 | 53,17 |



## TABLIER DE VÊLAGE KRUTEX

Tablier résistant et facile d'entretien.  
69% PVC / 31% nylon.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 1,10 m      | 803 98 75 | 25,70 |
| 1,20 m      | 803 98 81 | 25,70 |
| 1,30 m      | 803 98 98 | 25,70 |

## PROTÈGE-AISSELLE KRUTEX

Manchette en caoutchouc autour du bras.  
69% PVC / 31% nylon.



| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------|-----------|-------|
| Protège-aisselle | 803 99 06 | 28,36 |



## HABILLEMENT



### BOTTES AIGLE CHAMBORD PRO2

**La botte de référence pour les professionnels.** Conçue pour le travail cette botte est confortable et résistante. Sa semelle permet une adhérence optimale sur tous les terrains. Doublure à séchage rapide - Semelle extérieure à crantage autonettoyant - Accroche et amorti.

Composition :

- Tige : Caoutchouc naturel majoritaire.
- Doublure : 100% Polyamide.
- Semelle extérieure : Caoutchouc.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------|-----------|-------|
| <b>FEMME - SUREAU</b> |           |       |
| Taille 37             | 116 58 20 | 83,31 |
| Taille 38             | 116 58 30 | 83,31 |
| Taille 39             | 116 58 40 | 83,31 |
| Taille 40             | 116 58 50 | 83,31 |
| <b>HOMME - KAKI</b>   |           |       |
| Taille 42             | 116 58 60 | 83,31 |
| Taille 43             | 116 58 70 | 83,31 |
| Taille 44             | 116 58 80 | 83,31 |
| Taille 45             | 116 59 00 | 83,31 |



### BOTTES AIGLE PARCOURS 2

**La première botte anti-fatigue.** Avec sa semelle en tridensité en caoutchouc et son coussin amortissant, la botte Parcours 2 offre depuis 2012 un confort permettant de marcher plus longtemps sans se fatiguer. Le pied est maintenu fermement grâce à sa forme ajustée à la cheville.

- Doublure à séchage rapide.
- Semelle extérieure à crantage autonettoyant.
- Accroche et adhérence.

Composition :

- Tige : caoutchouc naturel majoritaire.
- Doublure : 100% polyamide.
- Semelle extérieure : caoutchouc.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| <b>KAKI</b> |           |        |
| Taille 43   | 116 59 10 | 126,91 |
| Taille 44   | 116 59 20 | 126,91 |



### BOTTES AIGLE PARCOURS 2 SIGNATURE

**La première botte anti-fatigue. Version premium avec une doublure et des finitions en cuir.**

Avec sa semelle en tri-densité en caoutchouc et son coussin amortissant, la botte Parcours 2 Signature offre un confort permettant de marcher plus longtemps sans se fatiguer. Le pied est maintenu fermement grâce à sa forme ajustée à la cheville.

- Doublure à régulation de chaleur. 100% cuir pleine fleur de vache.
- Semelle extérieure à crantage en caoutchouc : accroche et adhérence.
- Tige en caoutchouc naturel majoritaire : souplesse et résistance.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| <b>BRUN</b> |           |        |
| Taille 42   | 117 08 50 | 291,59 |
| Taille 43   | 117 08 60 | 291,59 |
| Taille 44   | 117 08 70 | 291,59 |
| Taille 45   | 117 08 80 | 291,59 |



### CHAUSSURES AIGLE LAFORSE 2MTD

**Le bottillon en cuir étanche et respirant.** Ce bottillon en cuir pleine fleur est membrané MTD. Étanche et respirant, il apporte robustesse et confort à toute épreuve.

- Pare-pierres avant résistant et durable.
- Semelle confortable.
- Membrane étanche et respirable.
- Technologie MTD.

Composition :

- Tige : 90% cuir pleine fleur de vache et 10% polyester.
- Membrane : 100% polyester.
- Pare-pierres : synthétique.
- Semelle extérieure : caoutchouc.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------|-----------|-------|
| <b>MARRON</b> |           |       |
| Taille 37     | 116 59 30 | 97,88 |
| Taille 38     | 116 59 40 | 97,88 |
| Taille 39     | 116 59 60 | 97,88 |
| Taille 40     | 116 59 70 | 97,88 |
| Taille 41     | 116 59 90 | 97,88 |
| Taille 42     | 116 60 00 | 97,88 |
| Taille 43     | 116 60 20 | 97,88 |
| Taille 44     | 116 60 30 | 97,88 |
| Taille 45     | 116 60 50 | 97,88 |



### LAVE-BOTTES

**Lave-bottes en acier inoxydable pour pose verticale au sol.**

Stable et anti-dérapant. Complet avec 5 brosses de nettoyage et grille-grattoir. Nettoyage à l'eau. Avec dispositif de mélange de produits désinfectants ou de nettoyage.

Branchement 1/2". Garantie 18 mois.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| Lave-bottes | 822 42 94 | 129,39 |

## MICROSCOPIE - COLORANTS - FIXATEURS



## BOÎTE DE PÉTRI

Ces boîtes pour applications en microbiologie sont fabriquées dans des conditions d'asepsie strictes, avec une production et un conditionnement en ligne (ISO 6).

- Empilage stable.
- Fond plat, aucune déformation jusqu'à 55°C.
- Excellente qualité optique : transparence totale.

| DÉSIGNATION                                       | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|---------------------------------------------------|-----------|------|-----|------|
| 3 événements<br>d.55 x h.14,2 mm<br>Par 10        | 114 51 70 | 1,04 | 108 | 1,01 |
| Sans ergot, 2 sursacs<br>d.90 x h.14 mm<br>Par 20 | 109 92 80 | 7,91 |     |      |

PIPETTE PASTEUR  
VERRE

Pipette Pasteur en verre, thermo stérile, à usage unique pour manipulation des liquides et bactériologie.

| DÉSIGNATION                        | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|------------------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| Pointe ouverte<br>270 mm - Par 250 | 116 21 10 | 33,91 | 4   | 30,83 |

PIPETTE DE  
TRANSFERT  
POLYÉTHYLÈNE

Pipettes de transfert en polyéthylène. Adaptées au stockage au froid et dans l'azote liquide.

| DÉSIGNATION                                       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------------------------|-----------|-------|
| 1 ml - 21 gouttes/ml<br>Sans graduation - Par 400 | 115 41 50 | 52,24 |
| 4 ml - 28 gouttes/ml<br>Sans graduation - Par 500 | 818 14 84 | 33,63 |
| 5 ml - 22 gouttes/ml<br>Graduation 2 ml - Par 500 | 834 19 01 | 42,28 |
| 5 ml - 23 gouttes/ml<br>Graduation 1 ml - Par 500 | 836 41 73 | 23,93 |

PIPETTE SÉROLOGIQUE  
POLYSTYRÈNE

Pipette 100% polystyrène haute transparence, graduées, stériles, apyrogène. Graduons jaugées pour une distribution précise à  $\pm 3\%$ , avec emplacement pour filtre.


| DÉSIGNATION                    | RÉFÉRENCE | € HT |
|--------------------------------|-----------|------|
| Pipette stérile 2 ml           | 834 12 26 | 0,19 |
| Pipette stérile 5 ml           | 834 12 32 | 0,42 |
| Pipette stérile 5 ml Lot de 10 | 811 60 44 | 8,50 |
| Pipette stérile 10 ml          | 829 50 64 | 0,41 |

LAMES ET LAMELLES  
DE VERRE

| DÉSIGNATION                                                                          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>LAMELLE COUVRE-OBJET</b>                                                          |           |       |
| 20 x 20 mm - Par 200                                                                 | 803 06 15 | 4,25  |
| 24 x 50 mm - Par 100                                                                 | 101 89 40 | 5,24  |
| Borosilaté 20 x 20 mm - Par 200                                                      | 116 08 80 | 4,07  |
| <b>LAME SUPERFROST, HAUTE QUALITÉ, LARGE PLAGE D'IDENTIFICATION, BORDS RODÉS 90°</b> |           |       |
| 76 x 26 mm - Par 72                                                                  | 803 06 09 | 32,90 |
| <b>LAME À BORDS RODÉS 45°</b>                                                        |           |       |
| 76 x 26 mm - Par 50                                                                  | 112 54 40 | 2,90  |
| <b>LAME À BORDS RODÉS 90°, DÉPOLIE ET DÉGRAISSÉE AVEC PLAGE D'IDENTIFICATION</b>     |           |       |
| 76 x 26 mm - Par 50                                                                  | 803 05 90 | 5,55  |
| <b>LAME À BORDS COUPÉS À 90°</b>                                                     |           |       |
| 90° - 76 x 26 mm - Par 50                                                            | 112 54 30 | 2,92  |

LAME ET LAMELLE  
VERRE MINITUBE

| DÉSIGNATION                   | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------------------------|-----------|------|
| Lame 76 x 26 mm - Par 50      | 107 76 10 | 5,19 |
| Lamelles 18 x 18 mm - Par 100 | 107 76 20 | 3,37 |



## CELLULE DE THOMA

Hématimètre qui permet de compter le nombre de cellules en suspension dans une solution. Taille : 0,1 mm.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------|-----------|-------|
| Cellule de Thoma | 828 65 62 | 64,28 |

CELLULE  
DOUBLE DE MALASSEZ

Comptage des globules blancs et rouges au microscope.

| DÉSIGNATION                        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------------|-----------|-------|
| Cellule plastique                  | 803 02 59 | 95,07 |
| Lamelle planée 20 x 26 mm - Par 10 | 816 85 49 | 23,09 |

## OSES UU

Anse à usage unique en polystyrène. Facilite l'étalement et n'entame pas la gélose grâce à une surface ultra-lisse de l'anse. Manche rigide hexagonal pour une meilleure préhension. Volume 10 µl, couleur bleue.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------|-----------|-------|
| Par 50 sachets de 10 oses | 835 89 36 | 36,08 |

CAPILLAIRE  
HÉMATOCRITE

Pour centrifugeuse avec rotor à hématocrite.

| DÉSIGNATION                                                | RÉFÉRENCE | € HT |
|------------------------------------------------------------|-----------|------|
| Capillaire hématocrite 40 mm<br>Fugevet - Par 100          | 106 06 00 | 6,58 |
| Capillaire hépariné 40 µl<br>Rouge - L.75 mm - Par 100     | 802 96 64 | 5,06 |
| Capillaire sans héparine 40 µl<br>Bleu - L.75 mm - Par 100 | 829 40 82 | 3,59 |

## LABORATOIRE

### HUILE À IMMERSION

Pour observation avec un objectif à immersion.



| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 100 ml      | 803 05 84 | 38,58 |



### PÂTE DE SCELLEMENT

Plaquette avec 24 fentes de maintien vertical numérotées et contenant une pâte de scellement pour la fermeture à froid des capillaires hématocrits avant centrifugation ou lecture directe.

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------|-----------|-------|
| Pâte de scellement - Par 2 | 803 42 40 | 11,04 |



### TUBE À CENTRIFUGER CONIQUE

Tube en polypropylène -copolymer incolore, couvercle à charnière. Autoclavable à 120°C (15 minutes). Adapté à la congélation à -90°C et à la centrifugation max. 5 000 g. Zone de marquage dépolie sur le bouchon du tube pour l'étiquetage et l'identification des échantillons.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| 5 ml - Stérile - Par 200 | 110 51 40 | 93,50 |
| Tube 50 ml - Par 25      | 828 69 06 | 22,06 |



### TUBE À ESSAI

Tube à essai à usage unique. Le tube sodo-calcique ne résiste pas à la flamme. Non autoclavable.

| DÉSIGNATION                         | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------------------------------|-----------|------|
| Tube sodocalcique 16 x 160 mm 20 ml | 803 51 33 | 0,38 |



### TEST SIMPLET

Lames porte-objet pré-colorées, prêtes à l'emploi pour l'étude morphologique des cellules sanguines et la formule leucocytaire, la coloration des spermatozoïdes et l'examen cytologique.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| Par 50      | 803 48 37 | 212,53 |



### CELLULE MAC MASTER

Cellule pour examen coprologique.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------|-----------|-------|
| Cellule Mac Master acrylique | 805 82 17 | 51,69 |



### BOÎTE ET TAMIS POUR FÈCES

Dispositif à remettre au client pour récolter des fèces et permettant l'analyse des parasites intestinaux des chiens et chats. Le Fasol est une solution saturée de sulfate de magnésium ayant une densité égale à 1,28.

| DÉSIGNATION                       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------------|-----------|-------|
| Boîte + Tamis                     | 818 13 14 | 1,05  |
| Liquide de flottaison Fasol - 1 l | 820 23 41 | 19,30 |

### GÉLOSE KLIGER IRON AGAR

La gélose au fer Kliger aide à différencier les bacilles entériques à Gram négatif, sur la base de leur capacité à fermenter le dextrose et le lactose et à produire des sulfures.



| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------|-----------|--------|
| Tube 9 ml - Par 100 | 111 26 40 | 516,68 |

### GIEMSA

Ce colorant agit en 10 min sur des frottis secs et des gouttes épaisses.



| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 250 ml      | 803 02 71 | 17,52 |



### COLORATION RAL 555

Coloration rapide des frottis sanguins. Contient 3 flacons : bleu de méthylène, éosine, fixateur. Variante rapide du May Grunwald Giemsa. En milieu aqueux transformé, il permet une coloration différentielle des frottis sanguins (formes leucocytaires et recherche de parasites). Il trouve également une application pour les examens cytologiques des liquides, des ponctions et des calques.

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------|-----------|-------|
| Coffret complet         | 803 51 91 | 62,31 |
| ÉLÉMENTS DE RECHANGE    |           |       |
| Bleu de méthylène - 1 l | 833 68 63 | 69,64 |
| Éosine - 1 l            | 833 68 57 | 69,27 |
| Fixateur - 1 l          | 803 43 75 | 51,81 |

### MAY GRUNWALD

Bleu de méthylène, éosine.



| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 250 ml      | 803 43 98 | 12,01 |





## HEMACOLOR

Coloration rapide des frottis sanguins type May Grunwald. Coffret complet : 1 solution de fixation, 2 solutions de coloration tamponnées (non rechargeables), comprimés tampons.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------|-----------|--------|
| Coffret complet              | 803 02 88 | 93,68  |
| Solution bleue - 2,5 l       | 835 15 55 | 143,92 |
| Solution rose - 2,5 l        | 835 15 61 | 136,24 |
| Solution de fixation - 2,5 l | 803 53 57 | 74,31  |



## KIT GRAM-NICOLLE

Coloration des bactéries à gram positif (en violet) et à gram négatif (en rose).

Contenu du kit (4 x 240 ml) : violet de gentiane phéniqué, liquide de lugol stabilisé PVP, différenciateur rapide (alcool/acétone), fuch sine de Ziehl 1/10.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 4 x 240 ml  | 838 91 96 | 47,87 |



## NIGROSINE SOLUTION 4%

Coloration pour analyse des spermatozoïdes vivants/morts.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 50 ml       | 107 74 00 | 20,18 |

## BIOPSIE - PRÉLÈVEMENT



## TUBE ANALYSE LIQUIDE CÉPHALORACHIDIEN

Bouchon blanc. Sec. Stérile.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|---------------|-----------|------|-----|------|
| 4 ml - Par 50 | 828 70 53 | 7,50 | 6   | 7,13 |
| 9 ml - Par 50 | 828 70 76 | 8,39 | 6   | 8,03 |



## TUBE À URINE VACUETTE

Sans additif, stérile. Bouchon stérile.

| DÉSIGNATION                        | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|------------------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| 5 ml - Diam. 13 x 75 mm - Par 50   | 101 78 90 | 14,33 | 6   | 13,66 |
| 10 ml - Diam. 16 x 100 mm - Par 50 | 828 70 99 | 8,86  | 6   | 8,38  |



## ÉCOUVILLON 1 EXTRÉMITÉ COTON

1 extrémité coton.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT |
|-----------------|-----------|------|
| 15 cm - Par 100 | 800 74 73 | 1,47 |



## ÉCOUVILLON POUR VIRUS

Écouvillon à tige plastique, bouton dacron avec milieu de transport pour virus.

Durée de transport et de conservation : 24 h à température ambiante, au-delà de 24 h entre le prélèvement et l'analyse, conserver l'écouvillon au réfrigérateur.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------|-----------|-------|
| 14 cm - Par 25 | 823 14 89 | 37,30 |

## Tailles des biopsies

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| Moelle Osseuse | moins de 5 kg | 18G - 1,02 mm |
|                | 5 - 15 kg     | 15G - 1,45 mm |
|                | 15 - 30 kg    | 13G - 1,83 mm |
|                | 30 - 50 kg    | 11G - 2,3 mm  |
| Corticale      | plus de 50 kg | 8G - 3,26 mm  |
|                | moins de 5 kg | 11G - 2,3 mm  |
|                | 5 - 15 kg     | 8G - 3,26 mm  |
| Tissu mou      | plus de 15 kg | Tréphine      |
|                |               | 14G - 1,63 mm |



## ÉCOUVILLON

Écouvillons stériles avec milieu :

- Gélose de Stuart : durée de transport et de conservation 48 h.
  - Amies : durée de transport et de conservation 72 h.
  - Amies-Charbon : recherche de la Métrite Contagieuse des équidés.
- Écouvillon sec : préconisé pour une durée de transport n'excédant pas 4 h.

| DÉSIGNATION                       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------------|-----------|-------|
| Gélose de Stuart - Tige plastique | 803 44 35 | 0,51  |
| Amies - Tige plastique            | 802 41 58 | 1,20  |
| Amies - Charbon - Tige aluminium  | 833 14 69 | 0,69  |
| Écouvillon sec - Tige plastique   | 803 44 41 | 0,34  |
| Écouvillon sec fin - Par 100      | 818 15 44 | 50,82 |



## AIGUILLE À BIOPSIE DES TISSUS MOUS MILA

Aiguille à biopsie avec bout échogène pour le placement sous échographie. Marquage centimétrique pour évaluer la profondeur de pénétration.

Opération d'une seule main activée par ressort pour la collecte de biopsie par carottage des tissus mous. La précision de coupe aide à préserver l'architecture cellulaire pour un diagnostic plus précis.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------|-----------|-------|
| 1,7 mm (16G) x 8 cm  | 112 76 50 | 46,40 |
| 1,7 mm (16G) x 15 cm | 112 76 60 | 46,40 |
| 2,1 mm (14G) x 8 cm  | 112 76 30 | 46,40 |
| 2,1 mm (14G) x 15 cm | 112 76 40 | 46,40 |

## LABORATOIRE

### AIGUILLE À PONCTION DE MOELLE OSSEUSE B-LOCK

Aiguille à biopsie osseuse stérile à usage unique avec une pointe en forme de «bouche de poisson», utilisée pour prélever des parties de moelle osseuse et d'os dans la région de la crête iliaque. Un connecteur luer-lock permet le raccordement d'une seringue pour aspirer un échantillon de biopsie cytologique. Une canule supplémentaire permet un prélèvement de manière plus sûre et moins traumatisante, sans mouvement de dislocation.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|---------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| 8G x 10 cm<br>Vert foncé  | 116 07 80 | 30,72 | 10  | 28,80 |
| 11G x 10 cm - Blanc       | 116 07 90 | 31,65 | 10  | 29,67 |
| 13G x 10 cm<br>Bleu clair | 116 08 10 | 32,26 | 10  | 30,24 |

### AIGUILLE À PONCTION DE MOELLE OSSEUSE BCUT

Aiguille à biopsie de la moelle osseuse stérile à usage unique utilisée pour prélever des parties de la moelle osseuse dans la région de la crête iliaque. Un connecteur luer-lock permet de connecter une seringue pour aspirer un échantillon de biopsie cytologique. La poignée ergonomique permet une prise en main confortable et sûre pour l'opérateur.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|---------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| 8G x 10 cm<br>Vert foncé  | 116 07 30 | 30,72 | 10  | 28,80 |
| 11G x 10 cm - Blanc       | 116 07 50 | 30,72 | 10  | 28,80 |
| 13G x 10 cm<br>Bleu clair | 116 07 60 | 30,56 | 10  | 28,65 |



### AIGUILLE SPINALE MILA

Aiguille spinale avec centre marqué et cannelé pour orientation facile du biseau de l'aiguille.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| (20G) 0,9 x 200 mm  | 837 75 66 | 16,54 |
| (18G) 1,25 x 150 mm | 837 75 20 | 13,48 |
| (18G) 1,25 x 200 mm | 837 75 37 | 16,54 |
| (18G) 1,25 x 250 mm | 837 75 43 | 18,44 |



### AIGUILLE À RACHI-ANESTHÉSIE ET PONCTION LOMBAIRE

Aiguille en acier inoxydable, avec mandrin et bague de polypropylène mobile le long de la canule. Qualité de pénétration grâce à un biseau court. Canule à glissement aisé. Embase translucide pour une visualisation du LCR. Stérile et à usage unique.

| DÉSIGNATION                              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>BECTON DICKINSON - YALE - SPINALE</b> |           |       |
| (25G) 0,5 x 50 mm - Bleu                 | 806 28 22 | 6,26  |
| (22G) 0,7 x 76 mm - Noir                 | 834 96 18 | 1,80  |
| (20G) 0,9 x 76 mm - Jaune                | 803 07 27 | 2,94  |
| (20G) 0,9 x 150 mm - Jaune               | 843 02 72 | 7,98  |
| <b>BBRAUN - SPINOCAN</b>                 |           |       |
| (22G) 0,7 x 75 mm - Noir - Par 25        | 834 56 55 | 58,25 |
| (20G) 0,9 x 75 mm - Jaune - Par 25       | 818 10 99 | 58,25 |



### AIGUILLE QUINCKE

Aiguille pour ponction lombaire.

Aiguilles à connexion sécurisée destinées à l'injection de solutions anesthésiques dans l'espace sous-arachnoïdien ; pour la ponction lombaire afin de collecter le fluide cérébrospinal dans le cadre de tests ou pour l'injection d'agents médicamenteux dans le cadre d'un traitement médical.

- Aiguille spinale de type Quincke avec embase transparente et mandrin obturateur.
- Le connecteur est de type non-Luer pour répondre à la norme ISO 80369-6 appelé NRFit™. La gamme de dispositifs présentant la connexion NRFit™ a pour nom commercial NeuraFit™. Cette gamme présente une connexion de type NRFit™ conforme à la norme ISO-80369-6. Ces aiguilles ne peuvent pas être connectées à des dispositifs destinés à une autre application.
- L'embase du mandrin comporte un code couleur normalisé correspondant au diamètre extérieur de l'aiguille.
- L'embase de l'aiguille est en plastique transparent pour visualiser le reflux du liquide céphalo-rachidien, et est ergonomique pour assurer une prise en main et une manipulation facile.
- Le mandrin est étroitement ajusté au biseau de l'aiguille (évite les risques de carottage et d'endommagements des tissus, diminuant les risques d'infections). Il est muni d'un ergot indiquant l'orientation du biseau et il est facilement repositionnable dans l'aiguille en cas d'échec de la ponction dure

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|--------------------------|-----------|------|-----|------|
| Rose (18G) 1,2 X 90 mm   | 116 57 80 | 3,11 | 20  | 2,21 |
| Jaune (20G) 0,9 X 90 mm  | 116 58 00 | 3,35 | 20  | 2,38 |
| Noir (22G) - 0,7 X 38 mm | 116 57 70 | 3,35 | 20  | 2,38 |
| Noir (22G) 0,7 X 90 mm   | 116 57 90 | 3,35 | 20  | 2,38 |



### CYTO BROSSE

Brosse endocervicale Cervibrush Plus à tête sécable. Non stérile.

| DÉSIGNATION                   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------|-----------|-------|
| Non stérile - 20 cm - Par 100 | 820 84 38 | 42,40 |



### PUNCH À BIOPSIE KRUUSE

Punch à biopsie cutanée de haute qualité, stérile et jetable, avec poignée légère.

La lame de coupe est d'une seule pièce assurant ainsi une coupe nette.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 3 mm        | 838 14 73 | 4,51 |
| 4 mm        | 803 08 68 | 4,68 |
| 6 mm        | 803 08 45 | 4,68 |
| 8 mm        | 803 08 51 | 4,68 |



### PUNCH À BIOPSIE STÉRILE

Punch prêt à l'emploi, pour des prélèvements cutanés précis et sûrs.

Bordure tranchante très fine. Poignée en plastique antidérapante. Longueur totale : 9,3 cm.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------|-----------|------|-----|------|
| 2 mm        | 112 11 30 | 1,92 |     |      |
| 3 mm        | 113 94 70 | 1,92 | 10  | 1,81 |
| 4 mm        | 113 94 90 | 1,92 | 10  | 1,81 |
| 6 mm        | 113 95 00 | 1,92 | 10  | 1,81 |
| 8 mm        | 113 95 20 | 1,92 | 10  | 1,81 |



### CURETTE DERMATOLOGIQUE UU

Stérile.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 3 mm        | 104 10 70 | 3,71 |
| 4 mm        | 104 10 80 | 3,71 |
| 5 mm        | 104 10 90 | 3,71 |

## BOÎTE CARTON À PRÉLÈVEMENT

Carton d'expédition de prélèvements.



| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------|-----------|-------|
| Petit modèle - Par 10 | 820 55 98 | 9,45  |
| Moyen modèle - Par 10 | 820 56 06 | 18,33 |
| Grand modèle - Par 10 | 820 56 12 | 61,34 |



## POT À PRÉLÈVEMENT

Étanchéité parfaite, fond et paroi renforcés.

| DÉSIGNATION                                    | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT |
|------------------------------------------------|-----------|-------|-----|------|
| <b>QUALIBACT</b>                               |           |       |     |      |
| 150 ml<br>H 70 x d.60 mm                       | 114 35 70 | 0,77  |     |      |
| <b>ASEPTIQUE</b>                               |           |       |     |      |
| 30 ml polystyrène                              | 114 58 50 | 0,20  |     |      |
| <b>STÉRILE</b>                                 |           |       |     |      |
| 40 ml polystyrène<br>H 70 x d.30 mm<br>Par 100 | 823 14 95 | 14,28 |     |      |
| 60 ml polyéthylène<br>H 70 x d.33 mm           | 821 56 51 | 0,20  | 700 | 0,18 |
| <b>NON STÉRILE</b>                             |           |       |     |      |
| 200 ml<br>H 95 x d.58 mm                       | 114 33 20 | 0,81  |     |      |
| 500 ml polystyrène<br>H 70 x d.125 mm          | 803 44 64 | 1,28  |     |      |
| 1000 ml polystyrène<br>H. 120 x d.125 mm       | 803 44 70 | 1,68  |     |      |



## BOÎTE SNAP SECURE

Son corps est cylindrique et son ouverture large. Pour gélules, crèmes ou poudres. Le couvercle se pose en toute simplicité, par simple pression. Ensuite, il vous suffira de retirer la languette d'inviolabilité pour ouvrir le pot.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 265 cc      | 833 94 59 | 1,98 |



## BOÎTE PRÉLÈVEMENT EN PLASTIQUE

Avec bouchon.

| DÉSIGNATION                    | RÉFÉRENCE | € HT |
|--------------------------------|-----------|------|
| <b>CARRÉE</b>                  |           |      |
| 1,25 l - H 200 x D 56 mm       | 843 32 30 | 1,53 |
| 2 l - H 280 x D 85 mm          | 843 32 18 | 1,86 |
| <b>RONDE</b>                   |           |      |
| 0,25 l - H 100 x D 47 mm       | 829 87 14 | 0,70 |
| 0,50 l - H 90 x D 95 mm        | 843 32 24 | 1,06 |
| <b>RONDE COUVERCLE VISSANT</b> |           |      |
| 125 g - 250 ml                 | 829 33 32 | 1,45 |
| 250 g - 500 ml                 | 835 14 43 | 3,22 |
| 500 g - 1000 ml                | 835 14 66 | 5,01 |



## FLACON PLASTIQUE

Flacon plastique avec bouchon.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------|-----------|-------|
| 30 ml - Par 20 | 819 86 51 | 14,06 |
| 125 ml         | 111 45 30 | 1,05  |
| 250 ml         | 895 33 20 | 1,41  |
| 500 ml         | 116 13 70 | 1,59  |
| 1 l            | 843 32 47 | 1,96  |
| Opaque - 1 l   | 825 82 70 | 1,30  |



## FLACON POMPE PLASTIQUE

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 500 ml      | 112 15 80 | 7,92 |



## FLACON VERRE

| DÉSIGNATION                              | RÉFÉRENCE | € HT |
|------------------------------------------|-----------|------|
| <b>VERRE BLANC - AVEC BOUCHON</b>        |           |      |
| 30 ml                                    | 835 14 20 | 1,12 |
| 60 ml                                    | 807 11 17 | 1,22 |
| 100 ml                                   | 807 11 00 | 1,32 |
| 150 ml                                   | 833 68 40 | 1,22 |
| 250 ml                                   | 829 33 49 | 1,88 |
| <b>VERRE BLANC AVEC CAPSULE À SERTIR</b> |           |      |
| 10 ml                                    | 823 84 80 | 1,89 |
| 24 ml                                    | 823 84 97 | 1,99 |
| 50 ml                                    | 823 85 05 | 2,40 |
| <b>VERRE BLANC - AVEC COMPTE-GOUTTES</b> |           |      |
| 30 ml                                    | 807 11 23 | 3,23 |
| <b>VERRE AMBRÉ - AVEC COMPTE-GOUTTES</b> |           |      |
| 15 ml - Compte gouttes                   | 106 49 50 | 2,05 |
| <b>VERRE JAUNE - AVEC BOUCHON</b>        |           |      |
| 15 ml - Bouchon Stilligoutte             | 835 06 85 | 0,95 |
| 30 ml                                    | 107 20 50 | 1,15 |
| 60 ml                                    | 829 33 61 | 1,19 |
| 100 ml                                   | 821 90 28 | 1,32 |
| Ambré - 100 ml                           | 103 80 10 | 1,27 |
| 250 ml                                   | 829 33 55 | 1,88 |
| 500 ml                                   | 835 14 37 | 2,31 |



## FLACON CRUCHON AVEC BOUCHON

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 500 ml      | 829 46 10 | 1,84 |



## LABORATOIRE

### FLACON SPRAY



| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| AMBRÉ       |           |      |
| 30 ml       | 104 99 00 | 3,33 |
| 100 ml      | 104 99 10 | 3,88 |



### JERRICAN

Plastique, avec bouchon.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 5 l         | 818 49 33 | 3,85 |



### SEAU PLASTIQUE AVEC COUVERCLE

Seau plastique avec anse,  
pour le conditionnement.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 3 l         | 843 32 53 | 4,22  |
| 11 l        | 805 91 97 | 5,82  |
| 15 l        | 107 28 40 | 7,74  |
| 20 l        | 835 56 42 | 11,21 |

## BANDELETTES ET TESTS



### KIT RAPIDE DE GROUPE SANGUIN

Test rapide (2 min) de détermination du  
groupe sanguin du chien et du chat avec  
seulement 10 µl de sang. Ce système est fondé  
sur la migration des globules rouges sur une  
bandelette de papier spécialement traitée, sous  
l'effet d'un flux de tampon se déplaçant par  
capillarité.

Chien : détermination du groupe DEA 1.1.

Chat : détermination du groupe A et/ou B.

Une carte de groupe sanguin et une fiche pour  
le carnet de santé sont incluses dans le kit.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------|-----------|-------|
| Groupe sanguin chien | 834 91 91 | 24,58 |
| Groupe sanguin chat  | 834 92 16 | 24,58 |



### SCHIRMER

Mesure de la production de larmes  
pour l'oeil sec.

Permet d'évaluer la sécrétion lacrymale, par  
la mesure du degré d'imbibition d'un papier  
absorbant spécifique (bandelettes graduées).

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Par 100     | 113 82 00 | 29,54 |

### FLUORESCINE

Détection des corps étrangers  
et ulcères profonds sur la  
cornée.

L'ulcère cornéen est confirmé  
si la fluorescéine laisse une  
coloration verte.



| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Par 100     | 113 81 90 | 29,54 |



ALCYON

# Tests Bandelettes Réactifs

Retrouvez tous les **tests**,  
**bandelettes** et **réactifs**  
sur **alcyon.com**

*Le diagnostic en toute confiance,  
pour tous les vétérinaires*


**KITVIA SAS**

16 chemin Perbost 31800 LABARTHE-INARD, France

**KITVIA**  
www.kitvia.com



DIAGNOSTIC ZOETIS

# Faire progresser le diagnostic



Technologie de dernière génération\*



Solution complète de  
diagnostic biologique



Intelligence Artificielle  
par apprentissage profond\*

\* Vetscan Imagyst et Vetscan OptiCell sont assistés par l'intelligence artificielle



## Hygiène

- Entretien de la clinique 116
- Entretien et hygiène du linge 134
- Entretien des instruments 136
- Nettoyage et désinfection  
des mains 138



## DÉTERGENT TOUS SOLS ÉCOLOGIQUE - LE VRAI PROFESSIONNEL

Nettoie et dégraisse tous types de sols même fragiles.

Formule biotechnologique idéale pour nettoyer tous types de sols et surfaces, grâce à son pH neutre. Décroche les biofilms et désincruste les joints, parfaite pour un nettoyage quotidien. Flacon autodoseur pratique.

- Formule biotechnologique, pH neutre, respectueuse de l'environnement,
- Décroche les biofilms et désincruste les joints efficacement,
- Sèche rapidement, idéal pour un nettoyage quotidien sans interruption,
- Bouchon doseur.

À diluer : Sol peu sale = 0,25% / Sol sale = 0,50% Écolabel.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 1 l         | 826 05 74 | 7,50  |
| 5 l         | 826 05 80 | 25,18 |



## ELIABSORB POUDRE SOLIDIFIANTE

Idéal pour absorber tous les liquides (eau, boissons, urines, vomissements...). Absorbe jusqu'à 100 fois son volume. Les surfaces traitées sont assainies et désodorisées.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 1 l         | 101 39 90 | 26,07 |



## PRIM'VERT NDS SOL

Prim'vert NDS nettoie efficacement en laissant une odeur fraîche et persistante.

Grâce à son pH neutre, il peut être utilisé sur tout type de sol sans nécessité de rinçage. À diluer : 0,5 %.

Écolabel.

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------|-----------|-------|
| Citron - 5 l | 823 74 05 | 24,93 |



## BIEN NET ODOR SOL

Nettoyant pour tous types de sols résistants à l'eau.

Parfume l'espace nettoyé pendant 6 à 8h. Bon pouvoir détergent et dégraissant, redonne de l'éclat aux surfaces traitées.

À diluer : de 0,5% à 1%. Pour un effet renforcé : jusqu'à 2%.

Ne comporte aucun pictogramme de danger.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|----------------|-----------|-------|-----|-------|
| Gardenia - 5 l | 106 26 40 | 27,59 | 2   | 24,50 |



## AXISURF NETTOYANT S

Nettoyant professionnel à haute performance et surodorant.

En balayage ou essuyage humide, lavage mouillé, nettoyage par pulvérisation, autolaveuse ou centrale de dilution.

Utilisation à 0,5 % (soit 40 mL dans un seau de 8 litres d'eau à 20 °C). Doser à l'aide du flacon doseur ou du bouchon doseur.

En autolaveuse, ne pas dépasser 0,5 %.

Ne pas rincer. Pour les surfaces en contact avec des denrées alimentaires, rincer à l'eau potable.

Utilisable en alternance avec Axisurf Multi ND.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 1 l         | 110 02 60 | 13,17 |
| 5 l         | 110 02 80 | 42,36 |



## CRÈME À RÉCUPER

Crème à récupérer lustrante. Ne raye pas, convient à tout type de surface. Parfum Citron.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 1 l         | 807 49 66 | 3,46 |



## VINAIGRE MÉNAGER 14°

Vinaigre ménager permettant de multiples applications : nettoyant, détachant, dégraissant.

Il élimine les traces de calcaire sur les carrelages et sanitaires, nettoie, désodorise et remplace l'adoucissant des machines à laver le linge.

Efficace, économique et non toxique pour l'environnement.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|-------------|-----------|-------|-----|-------|
| 1 l         | 114 51 30 | 4,49  | 12  | 4,29  |
| 5 l         | 114 51 40 | 20,79 | 4   | 19,83 |

## SURFACES

## Désinfectants



## AXISURF SPRAY ND

**Solution désinfectante pour les surfaces, matériaux, équipements et mobilier.**

Nettoyage et désinfection par pulvérisation et essuyage, au quotidien, des surfaces des tables, paillasses et équipements.

Solution hydroalcoolique à base d'ammonium quaternaire, prête à l'emploi, avec parfum pamplemousse.

**Bactéricide** : EN 13727, EN 13727+A2, EN 13697.

**Levuricide** : EN 13697, EN 13624.

**Virucide contre les virus enveloppés** : EN 16777. EN 14476.

**Mycobactéricide** : EN 14348.

**Biocide TP2 et TP4.** Usage réservé aux professionnels. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|----------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| 750 ml                     | 820 18 21 | 15,35 |     |       |
| 5 l                        | 820 18 38 | 71,45 | 2   | 69,65 |
| Pompe 20 ml pour bidon 5 l | 114 12 50 | 7,93  |     |       |

GENIA CLEAN SPRAY  
DÉSINFECTANT -  
LARGE SPECTRE

**Pour la désinfection des surfaces à très haut risque infectieux en milieu vétérinaire.**

Prêt à l'emploi, sans rinçage.

Spectre d'activité : bactéricide, levuricide et fongicide, virucide, mycobactéricide, cryptosporicide, coccidiocide, ascaricide. Efficace dès 1 min sur les bactéries, les levures et sur Parvovirus canin et Calicivirus félin. À utiliser avec précaution sur les surfaces fragiles (pH acide). Effectuer un test avant application.

**Biocide TP3.** Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|-------------|-----------|-------|-----|-------|
| 750 ml      | 115 95 20 | 16,76 | 6   | 15,93 |
| 5 l         | 115 95 40 | 78,38 | 4   | 74,53 |



## AXISURF DVA

**Désinfectant One Shot par voie aérienne.**

Désinfecte l'environnement par brumisation automatique. Convient pour les zones à haut risque. Un aérosol de 50 ml permet de traiter 40 m³ d'air.

**Bactéricide** : EN1276.

**Fongicide** : EN1650.

**Virucide** : EN14476.

**Biocide TP2.** Usage réservé aux professionnels. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 50 ml       | 116 13 30 | 16,34 |
| 300 ml      | 114 74 50 | 52,05 |

ELIGERM D.V.A -  
ONE SHOT

**Désinfectant One Shot par voie aérienne.**

Désinfecte l'environnement par brumisation automatique. Convient pour les zones à haut risque.

Un aérosol de 50 ml permet de traiter 40 m³ d'air.

**Bactéricide** : EN1276 en 5 mn à +20°C sur les souches Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae et Pseudomonas aeruginosa.

**Fongicide** : EN1650 en 15 mn à +20°C sur les souches Candida albicans et Aspergillus niger.

**Virucide** : EN14476 en 5 min 20°C sur Adenovirus, poliovirus, MNV, HBV, HCV, HIV, H5N1 et H1N1.

Ne pas utiliser en présence humaine ou animale.

**Biocide TP2.** Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------|-----------|-------|
| Aérosol 50 ml | 807 56 35 | 12,66 |



## MILTON AÉROSOL

**Solution désinfectante et parfumante en flacon aérosol.**

Désinfecte les surfaces et objets, élimine les mauvaises odeurs et assainit l'air ambiant.

Parfum eucalyptus lavande.

**Bactéricide** : en 5 minutes selon EN 1040

**Levuricide** : en 5 minutes selon EN 1275 sur C.albicans

**Virucide** : actif uniquement sur VIH.

**Biocide TP2 et TP4.** Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------|-----------|-------|
| 300 ml compressé = 750 ml | 111 31 80 | 15,04 |

## SURFACES

## Nettoyants - Désinfectants

GÉNIA CLEAN SPRAY  
MOUSSANT

**Détergent désinfectant moussant de surface, prêt à l'emploi.**

Association d'un agent nettoyant mouillant et d'actifs anti-microbiens pour décrocher les souillures et désinfecter. Sans rinçage, séchage rapide et sans trace.

Spectre d'activité : bactéricide, levuricide, virucide. produit actif sur des virus enveloppés tels que le virus de la Covid - 19.

Temps de contact : 5 minutes.

**Biocide TP2 et TP4.** Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 750 ml      | 823 25 20 | 11,68 |
| 5 l         | 823 37 61 | 55,37 |



## PRIM'VERT VITRES

**Nettoyant pour vitres et surfaces modernes prêt à l'emploi.** Ne laisse pas de traces.

Peut également s'utiliser sur les surfaces modernes (plastique, stratifié, ...).



| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 750 ml      | 820 69 36 | 4,91  |
| 5 kg        | 820 69 42 | 12,55 |

## NETTOYANT VITRES

**Nettoyage efficace pour surfaces en verre, plexiglas et formica.**

Élimine saleté, graisses et taches sans traces, séchage rapide. Brillance garantie pour un entretien impeccable au quotidien.



| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 750 ml      | 807 50 78 | 6,76 |

## SANITERPEN NETTOYANT PARFUMANT

**Saniterpen Nettoyant Parfumant nettoie et parfume tous types de sols et surfaces fréquentées par les animaux.**

Parfum très rémanent (jusqu'à 8h) et bien toléré par les animaux. Le nettoyage des accessoires pour animaux (caisses de transport, bacs à litière, ...) est également possible.

À diluer : 0.2%.

95,7 % des ingrédients sont d'origine végétale et minérale.

Flacon recyclable en PET 100% recyclé.



| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| Souffle d'Orient - 1 l   | 104 46 80 | 14,79 |
| Bouquet des Landes - 1 l | 104 47 00 | 14,79 |

## NETTOYANT ELIPROP

**Nettoyant liquide pour toutes les surfaces.**

Dégraisse, nettoie et laisse une agréable odeur de propre sur les surfaces lavées.

Sans rinçage. N'altère pas les surfaces peintes.

Dilution 0,4 % = 30 ml pour 8 l d'eau.



| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| Parfum pin - 5 l    | 807 49 95 | 11,19 |
| Parfum citron - 5 l | 829 01 50 | 11,19 |

L'innovation au service du nettoyage  
Nettoyer et protéger les surfaces & votre environnement

Prim'vert



La réponse écologique à 100 % de vos besoins !  
Une gamme de produits 100% certifiés

Bien net



La sécurité et le confort de l'utilisateur  
Une efficacité boostée par la technologie **Terr'Actif**  
en associant les enzymes, les probiotiques  
& les biosurfactants



GROUPE ELIS  
Votre partenaire Hygiène



## NETTOYANT SOL ET SURFACE PROPRE ODEUR DSE

Détergent surodorant sol et surface écolabel.

Sans rinçage. Sans phosphate et sans EDTA.

Séchage rapide. Compatible avec les sols protégés, skaï, pierre naturelle, émail, carrelage, aciers inox, marbre, plastiques.

Ingrédients d'origine végétale : > 91%.

Surfaces très sales ou utilisation surodorante : diluer à 0,5% (2 x 25 ml pour un seau de 10 l d'eau).

Surfaces sales : diluer à 0,25% (25 ml pour un seau de 10 l d'eau).

Écolabel.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|-------------------|-----------|-------|-----|-------|
| Rose Litchi - 5 l | 115 85 40 | 30,48 | 2   | 28,55 |



## CSI URINE

Nettoyant enzymatique.

CSI urine nettoie efficacement et naturellement les taches et les odeurs d'urine.

Efficace sur toutes les surfaces dures ou absorbantes et pour des taches anciennes ou fraîches.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|----------------|-----------|-------|-----|-------|
| Chien - 500 ml | 104 46 60 | 12,30 | 4   | 11,47 |
| Chat - 500 ml  | 104 46 40 | 12,30 | 4   | 11,47 |



## CSI URINE TAPIS

CSI Urine Tapis nettoie naturellement les taches et les odeurs d'urine sur les tapis et moquettes.

Efficace sur les taches anciennes ou fraîches.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 1 l         | 105 60 40 | 15,33 |



## JAVEL

Eau de Javel Bec Formule

Pro 2,6%.

Format économique 2 litres.

Idéal pour une désinfection efficace. Élimine les mauvaises odeurs. Assure un blanc éclatant.

**Bactéricide** : EN13697.

**Sporicide** : EN13704.

**Virucide** : EN14476.

**Biocide TP2, 3 et 4.** Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 2 l - 2,6 % | 823 96 92 | 2,58 |



## AXISURF DHN

Solution à activité ultra-rapide et large spectre pour une désinfection de haut niveau.

Solution prête à l'emploi pour les surfaces et équipements homologués en environnement vétérinaire. Destinée à l'hygiène vétérinaire pour désinfecter les surfaces hautement contaminées comme les logements d'animaux domestiques, le matériel d'élevage ou encore le matériel de transport d'animaux domestiques.

Désinfection des surfaces (tables, cages...), matériaux, équipements et mobilier sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux. Activité antimicrobienne très rapide sur tous types de germes (bactéricide et levuricide en 30 secondes, virucide en 1 à 5 minutes).

**Bactéricide** : EN 13697 ; EN 13727 et EN 14561 ; Actif selon EN 14349.

**Fongicide** : EN 13624. EN 1657.

**Mycobactéricide** : EN 14348.

**Sporicide** : EN 14347.

**Virucide** : EN 14476 + A1. EN 14675 (Calicivirus félin et Parvovirus porcin).

**Biocide TP2 et TP3.** Usage professionnel.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------|-----------|-------|
| 750 ml                     | 828 24 98 | 20,74 |
| 5 l                        | 100 68 00 | 96,29 |
| Pompe 20 ml pour bidon 5 l | 114 12 50 | 7,93  |



## SANITERPEN DÉSINFECTANT SPRAY

Formule bactéricide, levuricide et virucide pour nettoyer, désinfecter et odoriser les accessoires et les surfaces de l'environnement animal (chiens, chats, rongeurs et oiseaux).

Il facilite le nettoyage des cages, paniers, caisses, litières, volières, niches tout en laissant un agréable parfum très bien toléré par les animaux.

Activité bactéricide et levuricide. Activité virucide sur les virus enveloppés.

98 % des ingrédients sont d'origine végétale et minérale. Bidon majoritairement recyclable et pulvérisateur issu de 66,43 % de plastique recyclé.

**Biocide TP2 et TP4.** Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 750 ml      | 100 37 60 | 9,54 |



## ANIOSPRAY SURF 29

Désinfection des surfaces, du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés (stéthoscopes, câbles et connectiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie ...). Ne laisse ni trace au séchage, ni film gras après pulvérisation.

**Bactéricide** : EN 1040, EN 13727, EN 13697, NF T 72-281

**Levuricide** : EN 1275, EN 13624, EN 13697 et NF T 72-281

**Fongicide** : EN 1275, EN 13624 et EN 13697

**Biocide TP2.** Usage professionnel. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------|-----------|-------|
| 1 l           | 114 09 60 | 8,96  |
| 5 l           | 108 68 10 | 34,03 |
| Pulvérisateur | 115 57 60 | 5,78  |

## À savoir

Actif contre la parvovirose.



## QUINTICARE PLUS

**Produit désinfectant spécialisé des surfaces en acier inoxydable (tables, cages,...).**

Bactéricide, virucide, fongicide. Non toxique, non colorant, non altérant et non irritant à toutes les dilutions de travail. Dilution pour une utilisation quotidienne : 1/100. Dilution pour les zones à haut risque : 1/50 ou 1/10 selon les pathogènes.

**Virucide** : EN14476 (Parvovirus canin), EN14675, DEFRA.

**Bactéricide** : EN1656, EN1276.

**Fongicide** : EN1657.

**Mycobactéricide** : EN14204.

**Biocide TP2 et TP4.** Usage professionnel.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 5 l         | 833 72 65 | 58,69 |



## VIRKON S TABLETS

**Désinfectant en comprimés à diluer bactéricide fongicide et virucide.** Il combat 18 familles de virus, très efficace contre les bactéries, champignons, la teigne, moisissures, levures et mycoplasmes. Homologué en présence des animaux. Il est utilisable en agriculture biologique. Dilution selon l'utilisation.

**Bactéricide** : EN14349; EN16437.

**Virucide** : EN14675.

**Biocide TP2, 3, 4 et 5.** Usage professionnel.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations de sécurité concernant le produit.

| DÉSIGNATION                   | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------|-----------|--------|
| 10 pastilles de 5 g           | 188 08 60 | 5,83   |
| 12 fl. de 50 pastilles de 5 g | 187 64 70 | 275,55 |

## PASTILLES DE CHLORE

**Désinfectant universel, en comprimés effervescent libérant en solution de l'eau de javel.**

Bactéricide, Levuricide, Fongicide, Sporicide, Virucide. Elles permettent un dosage précis, un stockage réduit, une sûreté d'utilisation, une utilisation aisée et une distribution rationnelle.

**Bactéricide** : EN1276, EN13697

**Fongicide** : EN13697

**Sporicide** : EN13704

**Virucide** : EN14476

**Produit biocide.** Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------|-----------|-------|
| 300 pastilles | 101 39 70 | 12,07 |

## LINGETTES DÉSINFECTANTES

**Lingettes désinfectantes pour mains et surfaces.**

Idéales pour le contact alimentaire. Efficaces et rapides, elles permettent une désinfection simple des petites surfaces et ustensiles, réduisant les risques de contamination croisée.

**Bactéricide** : EN1276, EN13697, EN13727, EN1500

**Fongicide / levuricide** : EN13697, EN1650, EN13624

**Virucide** : EN16777, EN14476

**Biocide TP1, 2 et 4.** Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------|-----------|------|-----|------|
| Par 100     | 116 37 00 | 5,51 | 12  | 5,11 |

## VIRKON S

**Désinfectant en poudre bactéricide fongicide et virucide.** Il combat 18 familles de virus, très efficace contre les bactéries, champignons, la teigne, moisissures, levures et mycoplasmes. Homologué en présence des animaux. Il est utilisable en agriculture biologique. Dilution selon l'utilisation.

**Bactéricide** : EN14349; EN16437.

**Virucide** : EN14675.

**Biocide TP2, 3, 4 et 5.** Usage professionnel.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations de sécurité concernant le produit.

| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------|-----------|--------|
| Boîte de 1 kg               | 187 62 70 | 30,62  |
| Boîte de 2,5 kg             | 187 62 80 | 66,97  |
| Boîte de 5 kg               | 187 63 70 | 118,64 |
| Sceau de 10 kg              | 187 63 80 | 208,57 |
| Boîte de 25 sachets de 50 g | 187 64 00 | 116,72 |



Fabriqué en FRANCE

## SANITERPEN DÉSINFECTANT PLUS - FRAÎCHEUR VERTE

**Puissant odorisant désinfectant bactéricide qui laisse un parfum frais et durable, bien toléré par les animaux.**

Très économique car très concentré, il est particulièrement adapté à la désinfection de chenils, étables, écuries, poulaillers, clapiers, camions, vans, etc.

À diluer de 1 à 2 %.

**Bactéricide** : EN14349 en 30 min à 1% ; EN13697 en 5 min à 2%.

73 % des ingrédients sont d'origine végétale et minérale.

Flacon issu de 83,33 % de plastique recyclé.

**Biocide TP2 et 3.** Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 1 l         | 100 37 50 | 16,06 |
| 5 l         | 103 04 80 | 64,57 |

Fabriqué en FRANCE



## SANITERPEN DÉSINFECTANT 90

**Saniterpen Désinfectant 90 est un désinfectant haute performance au large spectre.**

Il est particulièrement recommandé pour la désinfection des zones à risques (quarantaine,...) et dans le cadre des mesures de lutte contre les maladies réputées contagieuses (agrément DSV n° 01283 du 26/06/07) en dilution à 1% : fièvre aphteuse, myxomatose, peste porcine, maladie de Newcastle et maladie d'Aujeszky, parvovirus canin, calicivirus félin, coronavirus félin.

**Bactéricide** : (0,25 ou 0,5%) : EN13697,

EN14349, EN1276

**Levuricide** : (0,2%) : EN1657

**Fongicide** : (5%) : EN1650

**Virucide (1%)** : EN14675

**Biocide de TP2, 3 et 4.** Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez les précautions d'emploi et assurez-vous que celle-ci est indispensable.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 1 l         | 112 50 00 | 19,31 |



## AXISURF MULTI ND

Détergent désinfectant et surodorant pour toutes les surfaces lavables : les sols, les matériaux, les équipements et le mobilier sans contact avec des denrées alimentaires.

À diluer à 0,5 %. Pour un usage en cas de teigne, diluer à 2%. En balayage et essuyage humide ou en autolaveuses et centrales de dilution. En autolaveuse, ne pas dépasser 0,5%. Sans rinçage sauf pour les surfaces destinées à être en contact avec des denrées alimentaires.

**Bactéricide (0,5 %) :** EN 1276 (15 min), EN 13697 (15 min). EN 14349 (15 min).

**Levuricide (0,5 %) :** EN 1650, EN 13697, EN 1657.

**Fongicide (2 %) :** EN 1657.

**Virucide (0,5%) :** EN 14675.

**Biocide TP2.** Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|----------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| 1 l                        | 110 19 10 | 17,40 |     |       |
| 5 l                        | 110 19 20 | 46,68 | 2   | 45,43 |
| Pompe 20 ml pour bidon 5 l | 114 12 50 | 7,93  |     |       |

## AXISURF SPRAY SA

Détergent-désinfectant prêt à l'emploi pour les surfaces et équipements vétérinaires.

Bactéricide, fongicide et virucide. Idéal pour les tables, cages, matériaux, équipements et mobiliers sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux.

**Bactéricide :** EN 1040 (5 min), EN 1276 (5 min), EN 14349 (1 min).

**Fongicide :** EN 1275 (15 min), EN 1650 (15 min). EN 1657 (5 min).

**Virucide :** EN 14675.

**Biocide TP2, 3 et 4.** Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------|-----------|-------|
| 750 ml                     | 112 03 10 | 15,65 |
| 5 l                        | 112 03 00 | 73,64 |
| Pompe 20 ml pour bidon 5 l | 114 12 50 | 7,93  |

## SURFA'SAFE R PREMIUM

Mousse détergente désinfectante parfumée, destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces en milieu. Convient pour les revêtements de table d'examen. Formulé sans alcool. Sa mousse compacte adhère bien aux surfaces à traiter et ne laisse pas de trace. Couvre un large spectre antimicrobien (bactéries y compris BHR, Rotavirus... dès 3 min.)

**Bactéricide :** EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 14561.

**Fongicide/levuricide :** EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562.

**Virucide :** Selon EN 14476, PRV (HBV), BVDV (HCV), Vaccinivirus, Herpès virus, Rotavirus, EN 14476.

Prêt à l'emploi.

**Biocide TP2 et 4.** Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 750 ml      | 828 14 87 | 11,08 |

## SURFA SAFE PREMIUM

Surfa Safe Premium Spray nettoyant et désinfectant en une seule opération.

Convient aux surfaces, structures externes des équipements et dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs. Sans rinçage (sauf pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires, la peau ou les muqueuses).

**Bactéries :** EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 13727, EN 13697.

**Levures :** EN 1275, EN 13697, EN 13624.

**Moisissures :** EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 13624, EN 13697.

**Virus :** EN 14476, EN 14476, EN 14476.

**Biocide TP2 et 4.** Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 750 ml      | 114 09 10 | 11,08 |

## ELIODOR DDS

Détergent, désinfectant et surodorant des sols et surfaces.

Sans rinçage. Pour un effet nettoyant-désinfectant et surodorant : diluer à 0,25% dans l'eau. Pour un effet nettoyant-désinfectant et surodorant renforcé : diluer à 0,5% dans l'eau. Utilisation manuelle ou mécanique.

**Bactéricide :** EN 1276, EN 13697.

**Levuricide :** EN 1650, EN 13697.

**Biocide TP2.** Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------|-----------|-------|
| Parfum citron - 5 kg | 820 63 04 | 43,89 |

## ENSEMBLE, COMBATTONS LES INFECTIONS

Découvrez notre gamme de produits d'hygiène et de désinfection dédiée aux structures vétérinaires.



🐾 Hygiène des mains 🐾 Hygiène de l'environnement de la clinique 🐾 Traitement de l'instrumentation



SCANNEZ LE QR CODE ICI



# PARFOIS ÇA FAIT DU BIEN D'ÊTRE CLEAN

**génia**

## DÉCOUVREZ GÉNIA CLEAN®

Notre large gamme de produits **normés TP1,2,3,4\*** & **certifiés Ecocert\*\***, ainsi que tous nos conseils d'utilisation, sur notre site web **genia-group.com**

**genia-group.com**

\*Références produits biocides : 317450, 317452, 317444, 317414, 317408, 317410, 317440, 317442.  
\*\*Références produits Ecocert\* : 317450, 317452, 317444.  
Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



## GÉNIA CLEAN SPRAY DÉTERGENT DÉSINFECTANT

**Nettoyant, désinfectant des surfaces à haut risque infectieux.**

Prêt à l'emploi.

Spectre d'activité : bactéricide, fongicide, virucide.

Temps de contact : action immédiate grâce à ses tensio-actifs.

Parfum pamplemousse léger.

Séchage rapide et sans trace.

**Bactéricide** : EN 1040

**Fongicide** : EN 1275

**Virucide** : EN 14476 + A1

**Sporicide** : EN 13704

**Biocide TP2.** Usage professionnel. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Spray 1 l   | 838 32 94 | 26,41 |
| 5 l         | 838 33 02 | 98,35 |

## GÉNIA CLEAN SPRAY DÉSINFECTANT QUOTIDIEN

**Pour le nettoyage et la désinfection de tous types de surfaces à haut risque infectieux en milieu vétérinaire.**

Liquide prêt à l'emploi.

Spectre d'activité : bactéricide, levuricide, actif sur virus enveloppés.

Temps de contact : laisser agir 1 à 30 minutes selon l'effet recherché et le domaine d'application.

Ne pas rincer, sauf en application sur les surfaces en contact avec des denrées alimentaires.

Essuyer pour un rendu sans traces.

Utilisable sur tous types de surfaces (pH 7).

**Bactéricide** : EN1276 (1 min), EN 13697 (surfaces non poreuses) (1 min), EN 13727 + A2 (5 min), EN14349 (surfaces non poreuses) (30 min).

**Levuricide** : EN1650 (3 min), EN13697 (surfaces non poreuses) (5 min), EN 13624 (5 min), EN16438 (surfaces non poreuses) (30 min).

**Virucide** : EN14476 + A2 (5 min).

**Biocide TP2, 3 et 4.** Usage professionnel. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 750 ml      | 114 58 20 | 14,29 |
| 5 l         | 114 58 30 | 68,23 |





## SURFANIOS PREMIUM

**Détergent et désinfectant adapté à un usage quotidien** sur les sols, murs et surfaces des blocs opératoires, services à hauts risques, services de soins... ainsi que sur les dispositifs médicaux non-invasifs (stéthoscopes, marteaux à réflexes, testeurs de glycémie...).

Avec son large spectre, antimicrobien en temps de contact, il est efficace sur les bactéries et moisissures isolées de l'environnement hospitalier.

À diluer à 0,25%.

**Bactéricide** : EN 1040, EN 1276, EN 13727, EN 13697

**Levuricide** : EN 1275, EN 1650, EN 13697

**Tuberculocide** : EN 14348, EN 14563

**Moisissures** : EN 1275, EN 13697, EN 1650

**Virucide** : EN 14476, EN 14476, vaccinovirus.

**Biocide TP2.** Usage professionnel. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|-------------|-----------|-------|-----|-------|
| 1 l         | 114 73 90 | 5,71  | 12  | 5,24  |
| 5 l         | 114 74 00 | 30,32 | 2   | 29,54 |



## GÉNIA CLEAN DÉSINFECTANT SOL

**Puissant désinfectant des sols et surfaces à diluer.**

Bactéricide, virucide, levuricide selon les normes liées au TP3 et TP4. Actif sur les virus d'intérêt vétérinaire dont Parvovirus et Calicivirus.

Label ECOCERT : produit utilisable en agriculture biologique et développé pour allier efficacité et respect de l'environnement.

À diluer : effet bactéricide à 0,4 % et virucide à 1,25 %.

5 litres = jusqu'à 1250 litres de solution active.

**Bactéricide** : EN1276, EN3697, NFT 72-300, EN1656, EN14349, NFT 72-281

**Levuricide** : NFT 72-300, EN1657, EN16438.

**Biocide TP2, 3 et 4.** Usage professionnel. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|-------------|-----------|-------|-----|-------|
| 5 l         | 112 30 80 | 97,78 | 4   | 92,67 |



## SANITERPEN VIRACTIF - PRÊT À L'EMPLOI

**Saniterpen Viractif est un produit 4 en 1 : nettoyeur, dégraissant, détartrant, désinfectant.** Produit certifié selon le référentiel « Ecodétergent » disponible sur [www.ecocert.com](http://www.ecocert.com), il élimine bactéries, champignons, levures et virus.

98,6 % d'ingrédients d'origine végétale et minérale.

Efficace même en eau froide. Actif sur tous les virus enveloppés dont Coronavirus, virus du Coryza, grippe aviaire, rage.

Parfum frais bien toléré par les animaux.

Diluer de 2 à 4 % (soit de 20 à 40 ml par litre d'eau) selon l'activité recherchée.

**Bactéricide** : EN 1276, EN 13697, EN 1656

**Levuricide** : EN 13697

**Fongicide** : EN 13697

**Virucide** : EN 14476 + A2

**Biocide TP 2, 3 et 4.** Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| Prêt à l'emploi - 750 ml | 112 50 10 | 11,29 |



## MELISEPTOL FOAM PURE

**Détergent désinfectant de surfaces, prêt à l'emploi, à faible concentration en alcool (17%).**

S'utilise sur le mobilier médical et les surfaces.

Compatible avec les polymères (caoutchouc, latex, silicone), les sondes à ultrasons et le faux .

Sans aldéhydes ni alkylamines. Large spectre virucide.

**Bactéricide** : EN 1040, EN 1276.

**Fongicide** : EN 1275 (C. albicans et A. niger).

**Virucide** : HIV, HBV/HCV, Rotavirus, Vaccinavirus, Norovirus, Polyomavirus, virus Influenza Type A H7N1.

**Biocide TP2.** Usage professionnel. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 750 ml      | 105 39 20 | 14,69 |



## SPRAY DÉSINFECTANT BACOBAN

**Nettoyant désinfectant prêt à l'emploi, pour surfaces, matériels et dispositifs médicaux.**

Sans alcool. Action antimicrobienne prolongée jusqu'à 10 jours (effet rémanent)

Excellente tolérance cutanée. Fort pouvoir nettoyant

**Bactéricide** : EN 1040, EN 1276, EN 13727, EN 13697, EN 14561, EN 14561, EN 16615.

**Levuricide** : EN 1275, EN 13624, EN 1650, EN 16615.

**Fongicide** : EN 13624.

**Virucide** : EN 14476.

**Biocide TP2.** Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 500 ml      | 823 89 13 | 12,83 |



## OXYFLOOR ND ANIOS

**Détergent désinfectant sols et surfaces.**

Poudre sans odeur. Action simultanée de nettoyage et désinfection. Dose unique.

Actif sur Clostridium difficile en 15 min.

Alternative au chlore.

Conservation de la solution : 8 heures.

Dilution à 0,5 %.

**Bactéricide** : EN 13727, EN 13697 Activité sur BMR

**Mycobactéricide** : EN 14563, EN 14348, EN 13697

**Virucide** : EN 14476+A1

**Levures** : EN 13697, EN 14562

**Levuricide** : EN 1275, EN 13697, EN 14562, EN 13624

**Sporicide** : Clostridium difficile : EN 13697, EN 13705

**Biocide TP2 et TP4.** Usage professionnel. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------|-----------|-------|
| 5 sachets de 25 g | 826 09 82 | 15,23 |



## BLUE MASTER KIT

Blue est une petite machine qui transforme en 10 min une formulation concentrée (composée d'eau, de sel NaCl, de vinaigre à 14° et d'un colorant E132) et de l'eau du robinet en un puissant produit nettoyant, désinfectant et désodorisant pour toutes les surfaces, sans déchets et sans pictogrammes de danger.

Il nettoie, désinfecte, désodorise sans rinçage et sans déchet tout en respectant le bien-être animal et sans agresser votre peau.

Blue est «non-classé» en terme d'éco-toxicité, c'est-à-dire sans danger pour l'utilisateur ou pour l'environnement dans un usage professionnel normal.

**Bactéricide** : EN 1276 (30 s), EN 13697 (5 min), EN1656 (10MIN), EN13727 (15min), EN14651 (15 min).

**Virucide** : EN13704 (15 min), EN14476 (1 min), EN17122 (1 min).

**Fongicide / Levuricide** : EN13697 (15 min), EN1650 (2 min), EN1657 (15min), EN13697 (15 min), EN16324 (15 min), EN14562 (15 min).

100 ml de produit concentré = 14 l de produit ménager.

Composition du produit final : 250 ppm acide hypochloreux, 0,0000003% de soude caustique.

Capacité de production de la machine : 350 ml en 12 minutes.

Dimensions de la machine : h.21 x l.9 cm.

Master kit livré avec : boîte de rangement de la machine, adaptateur 100-240 V, 100 ml de concentré naturel de Blue, 50 ml de solution de test, 1 flacon spray, flacon de solution hydroalcoolique.

**Ecoscore A.**

**Biocide TP1, 2, 3, 4.** Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Fabrique en  
FRANCE



| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------|-----------|-------|
| Master Kit                  | 114 48 90 | 96,75 |
| <b>ÉLÉMENTS DE RECHANGE</b> |           |       |
| Flacon spray vide 360 mL    | 116 90 70 | 2,01  |
| Recharge 100 ml             | 114 48 70 | 21,00 |

## ASEPTONET LINGETTES

**Lingettes nettoyantes et désinfectantes pour les surfaces lisses ou petits matériels.**

Sans rinçage. Bactéricide, levuricide, virucide. Sans alcool. Usage professionnel. Non agressif, contient moins de 5% d'agents de surface non ioniques.

**Bactéricide** : EN1276, EN13697, EN13727, EN13697, EN16615.

**Levuricide** : EN1650, EN13697, EN13624, EN16615.

**Virucide** : EN14476 EN14476, EN16777.

**Biocide TP2 et 4.** Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| Par 100     | 829 92 40 | 8,63 |

## LINGETTES WIP ANIOS EXCEL BIODÉGRADABLES

Les lingettes WIP Anios Excel Biodégradables sont conçues pour le traitement des surfaces, des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs.

Sans alcool ni parfum, leur formulation garantit une excellente compatibilité avec les matériaux sensibles comme le polycarbonate, le PMMA ou l'acier inoxydable.

Leur tissu en viscose 100 % biodégradable assure une bonne résistance mécanique et un contact optimal avec les surfaces.

**Batéricide** : EN13727, EN 1276, En 13697, EN 16615

**Virucide** : EN 14476

**Levuricide** : EN 13624, EN16615, EN13697

**Fongicide** : EN13624, EN13697

**Biocide TP2.** Usage professionnel. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| Par 100     | 108 04 80 | 4,53 |

## LINGETTES DÉSINFECTANTES BACOBAN

Lingettes prêtes l'emploi pour la désinfection et le nettoyage sans alcool des surfaces. Effet antimicrobien à long terme (effet rémanent) Sans formaldéhyde. Sans phénol. Sans rinçage.

**Bactéricide** : EN 1040, EN 1276, EN 13727, EN 13697, EN 14561, EN 14561, EN 16615.

**Levuricide** : EN 1275, EN 13624, EN 1650, EN 16615.

**Fongicide** : EN 13624.

**Virucide** : EN 14476.

**Biocide TP2.** Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations de sécurité concernant le produit.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT |
|-------------|-----------|-------|-----|------|
| Par 50      | 104 36 30 | 11,23 | 16  | 8,79 |

## ESSUYAGE

## Essuie-Mains et Distributeurs



## ESSUIE-TOUT MÉNAGER

Essuie-tout blanc en pure ouate de cellulose extra forte.

Ce produit est conçu pour être très absorbant tout en offrant une épaisseur importante et une structure gaufrée qui optimise ses performances.

Certifié pour le contact alimentaire.

Fabriqué en Italie.


| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|--------------------------|-----------|------|-----|------|
| Rouleau 45 formats Par 4 | 116 52 50 | 2,32 | 3   | 2,18 |



## ESSUIE-TOUT

Essuie-tout en pure pâte. Super absorbant. Écolabel.

| DÉSIGNATION                                                         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Super absorbant, Écolabel - 2 plis 64 - formats 23 x 24 cm - Par 24 | 828 05 59 | 40,21 |



## ESSUIE-MAINS MINI - DÉVIDAGE CENTRAL

Essuie-mains 2 plis en pure ouate de cellulose, blanc. Gaufré, collé. 16,5 g. Convient au contact alimentaire. Écolabel. Fabriqué en France. Retirer le mandrin central en carton pour un dévidage central.

Distributeur en ABS blanc à dévidage central pour essuie-mains.

Diamètre utile : 14,4 cm - Hauteur : 23 cm. Fabriqué en Espagne.

| DÉSIGNATION                                      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>ESSUIE-MAINS</b>                              |           |       |
| 200 formats L.25 x l.19,5 cm - 50 m d.ext. 13 cm | 116 52 60 | 15,24 |
| <b>DISTRIBUTEUR</b>                              |           |       |
| Distributeur Mini                                | 116 78 10 | 31,33 |



## SYSTÈME D'ESSUYAGE MINI REFLEX M3

Papier d'essuyage multi-usage 2 plis idéal pour absorber les liquides et s'essuyer les mains.

Il peut s'utiliser avec le distributeur à dévidage central Tork® 108 62 50.

Essuie-mains à dévidage central, feuille à feuille en pâte 100% désencrée.

Facile à utiliser d'une seule main, réduisant les risques de contamination croisée car les utilisateurs ne touchent que ce qu'ils utilisent. Il permet de réduire la consommation de papier jusqu'à 37% par rapport à distributeur à dévidage central classique.

Indicateur de fin de rouleau qui permet d'anticiper les ruptures.

Mandrin SmartCore® qui se retire aisément pour assurer une disponibilité constante.

Agréé Contact Alimentaire.

| DÉSIGNATION                                          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>ESSUIE-MAINS</b>                                  |           |       |
| 200 formats, 2 plis, Écolabel 19,4 x 33,5 cm - Par 9 | 807 45 70 | 54,33 |
| <b>DISTRIBUTEUR</b>                                  |           |       |
| Distributeur Mini Reflex M3 Turquoise                | 108 62 50 | 39,74 |



## ESSUYAGE MAXI - DÉVIDAGE CENTRAL

Essuie-mains 2 plis en pure ouate de cellulose, blanc. 16,5 g.

Certifié contact alimentaire. Fabriqué en France. Retirer le mandrin central en carton pour un dévidage central.

Distributeur en ABS blanc à dévidage central pour essuie-mains.

Diamètre utile : 20,5 cm - Hauteur : 23 cm. Fabriqué en Espagne.

| DÉSIGNATION                                          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>ESSUIE-MAINS GAUFRÉ COLLÉ</b>                     |           |       |
| 450 formats L.18 x l.18 cm - 80 m D.18 cm - Par 6    | 116 52 80 | 10,29 |
| <b>ESSUIE-MAINS LISSE</b>                            |           |       |
| 450 formats L.30 x l.20 cm - 135 m D.18,5 cm - Par 6 | 116 52 70 | 19,44 |
| <b>DISTRIBUTEUR</b>                                  |           |       |
| Distributeur Maxi                                    | 116 53 80 | 24,38 |



## PAPIER D'ESSUYAGE TORK PLUS MINI M1

Papier d'essuyage Plus multi-usage 2 plis Tork.

Idéal pour absorber les liquides et essuyer les mains. Il s'utilise avec le distributeur à dévidage central Tork® 818 09 06, qui constitue une solution polyvalente compacte pour les environnements professionnels présentant des besoins d'essuyage des mains et des surfaces. Blanc. 2 plis. 214 feuilles. par 11.

Largeur du rouleau : 21,50 cm.

Diamètre du rouleau 14 cm.

L'indicateur de fin de rouleau Tork vous aide à planifier les changements de rouleaux et à éviter les ruptures et la frustration. Papier à la fois doux, résistant et absorbant, pour un séchage plus efficace et moins de gaspillage.

Facile à utiliser d'une seule main.

FSC, Écolabel.

| DÉSIGNATION                     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------|-----------|-------|
| <b>ESSUIE MAINS</b>             |           |       |
| Blanc - 2 plis - 214 F - Par 11 | 821 57 40 | 85,57 |
| <b>DISTRIBUTEUR</b>             |           |       |
| Distributeur Tork Mini M1       | 818 09 06 | 43,78 |



## ESSUIE-MAINS DÉVIDAGE CENTRAL ECONATURAL

Essuyage intensif écologique avec mandrin déchirable.

Format optimisé. 2 plis. 20x25 cm. 450 feuilles. Avec mandrin déchirable pour faciliter le tirage central des feuilles. Fabriquée à partir de matériaux recyclés.

FSC, Écolabel.

| DÉSIGNATION                             | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------------------|-----------|-------|
| Rouleau de 450 formats 20 x 25 cm Par 6 | 112 03 20 | 28,08 |



## PAPIER D'ESSUYAGE TORK PLUS M2

**Papier d'essuyage sans mandrin Tork Plus.**  
Idéal pour absorber les liquides et essuyer les mains. Il s'utilise avec le distributeur à dévidage central Tork® 818 09 12, qui constitue une solution polyvalente de grande capacité pour les environnements professionnels présentant des besoins d'essuyage des mains et des surfaces. Blanc. 2 plis. 457 feuilles. Par 6. Largeur : 21,50 cm. Diamètre du rouleau : 19 cm.  
L'indicateur de fin de rouleau Tork vous aide à planifier les changements de rouleaux et à éviter les ruptures et la frustration. Papier à la fois doux, résistant et absorbant, pour un séchage plus efficace et moins de gaspillage. Facile à utiliser d'une seule main.  
**FSC, Écolabel.**

| DÉSIGNATION                                                           | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>ESSUIE-MAINS</b>                                                   |           |       |
| Tork M2 - 457 formats - 35 x 21,5 cm 2 plis, Écolabel - 160 m - Par 6 | 848 70 36 | 85,35 |
| <b>DISTRIBUTEUR</b>                                                   |           |       |
| Distributeur Tork M2                                                  | 818 09 12 | 58,69 |



## SYSTÈME D'ESSUYAGE REFLEX M4

**Papier d'essuyage multi-usage idéal pour absorber les liquides et s'essuyer les mains, grâce à sa résistance et à son haut niveau d'absorption.** Essuie-mains feuille à feuille, à dévidage central en pâte 100% désencrée. Il peut s'utiliser avec le distributeur à dévidage central Tork® 807 45 58.  
Facile à utiliser d'une seule main, réduisant les risques de contamination croisée car les utilisateurs ne touchent que ce qu'ils utilisent. Il permet de réduire la consommation de papier jusqu'à 37% par rapport à distributeur à dévidage central classique.  
Indicateur de fin de rouleau qui permet d'anticiper les ruptures.  
Mandrin SmartCore® qui se retire aisément pour assurer une disponibilité constante.  
Agréé Contact Alimentaire.

| DÉSIGNATION                              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>ESSUIE-MAINS</b>                      |           |       |
| 1 - 1 pli - 340 formats - Par 6 bobines  | 829 87 89 | 61,28 |
| 2 - 2 plis - 450 formats - Par 6 bobines | 807 45 64 | 68,30 |
| <b>DISTRIBUTEUR</b>                      |           |       |
| Distributeur Reflex M4                   | 807 45 58 | 74,46 |



## BOBINE À DÉVIDAGE CENTRAL BLEUE

**Bobine à mandrin.**  
Couleur bleue. 2 plis. 450 feuilles. 19 g/m². Emballage individuel. Par 6.  
Largeur bobine : 30 cm.  
Diamètre bobine : 20 cm.  
Diamètre intérieur mandrin : 51 mm.

| DÉSIGNATION                   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------|-----------|-------|
| Bleu - 2 plis - 450 F - Par 6 | 106 10 90 | 47,92 |



## ESSUIE-MAINS EN ROULEAU ADVANCED H1

**Essuie-mains Tork en rouleau.**  
Compatible Distributeur Tork Matic®. Blanc. 2 plis. Gaufre. Par 6. Grands essuie-mains doux procurant une sensation de qualité supérieure qui laisse une impression durable.  
Largeur du rouleau : 21 cm.  
Diamètre du rouleau : 19 cm.  
Diamètre intérieur mandrin : 3,80 cm.  
**FSC. Écolabel.**

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| Blanc - 2 plis - Par 6 | 101 68 10 | 95,16 | 2   | 89,56 |



## PAPIER D'ESSUYAGE TORK PLUS - BLEU

**Papier d'essuyage en bobine bleu.**  
2 plis. 750 feuilles. Gaufre. Par 2.  
Technologie QuickDry : plus résistant et plus absorbant que le papier ordinaire.  
Multi-usages : gère la plupart des tâches d'essuyage.  
Efficace : à la fois doux, résistant et absorbant pour un séchage efficace et moins de gaspillage.  
Largeur du rouleau : 23,50 cm.  
Diamètre du rouleau : 26,20 cm. Diamètre intérieur du mandrin : 7,10 cm.

| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|-----------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| Bleu - 2 plis 750 F - Par 2 | 829 37 63 | 41,88 | 6   | 36,51 |



## ESSUIE-MAINS EN BOBINE

**Bobine industrielle essuie-mains blanc, ouate pure cellulose.** Dévidage possible par l'extérieur ou par le centre.  
Convient au contact alimentaire.  
Dévidoir mural en métal.  
Largeur maxi. du rouleau : 34 cm.  
Diamètre maxi. : 33 cm.  
Fabriqué en Italie.

| DÉSIGNATION                                      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>ESSUIE-MAINS</b>                              |           |       |
| 700 feuilles 20 x 25 cm - d.26 cm 200 m - Par 2  | 116 52 90 | 11,61 |
| 1500 feuilles 22 x 25 cm - d.30 cm 375 m - Par 2 | 116 53 00 | 24,62 |
| <b>DISTRIBUTEUR</b>                              |           |       |
| Dérouleuse mural                                 | 116 53 50 | 22,00 |



## BOBINE ESSUYAGE ECONATURAL

**Papier résistant et absorbant.**  
Fabriqué à partir de fibres de cellulose recyclées à 100%.  
2 plis. 22 x 30 cm. Par deux.  
Écologique, résistant et absorbant.  
**FSC et Écolabel.**

| DÉSIGNATION                                        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------------------------------|-----------|-------|
| 1500 formats - 220 x 300 mm 450 m - 2 plis - Par 2 | 112 03 70 | 32,13 |



## PAPIER D'ESSUYAGE TORK BASIC

**Papier d'essuyage en rouleau blanc.**  
2 plis. 1500 feuilles. Par 2.  
Multi-usages - convient à la plupart des tâches d'essuyage. Bonne résistance (même mouillé) et bonne capacité d'absorption.  
Largeur du rouleau : 21 cm  
Diamètre du rouleau : 31,50 cm. Diamètre intérieur mandrin : 5,90 cm.  
**FSC et Écolabel.**

| DÉSIGNATION                     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------|-----------|-------|
| Blanc - 2 plis - 1500 F - Par 2 | 824 48 13 | 52,30 |



# Réduisez votre consommation et minimisez votre impact environnemental **avec les solutions Tork**



**807 45 58**

## **Tork Reflex™ Distributeur à dévidage central**

- 37% de réduction\* de la consommation grâce à la distribution feuille à feuille
- Un papier d'essuyage polyvalent, résistant et absorbant



**115 33 40**

## **Tork Savon mousse limpide, formule biodégradable**

- 99% d'ingrédients d'origine naturelle\*\*
- 35% de réduction de la consommation d'eau\*\*\*

\*Comparé au système Tork à dévidage central

\*\*Formule du savon Limpide conforme à ISO16128

\*\*\*Basé sur panel test interne comparant Tork savon mousse Mains – Limpide et Tork savon mousse Doux



## ESSUIE-MAINS TORK X-PRESS H2

Séchage des mains de grande qualité avec les grands essuie-mains interfoliés Tork Xpress® qui sont doux pour les mains et procurent une sensation de confort supérieure. Ces essuie-mains sont adaptés au distributeur Tork Xpress® pour les sanitaires à fréquentation moyenne. Écolabel.

| DÉSIGNATION                                | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>ESSUIE-MAINS</b>                        |           |       |
| 136 formats 34 x 21,2 cm<br>Par 21 Paquets | 116 09 30 | 77,20 |
| <b>DISTRIBUTEUR</b>                        |           |       |
| Distributeur H2<br>L 30 x p 13 x h 29 cm   | 807 56 06 | 70,62 |



## ESSUIE-MAINS PLIÉ H3 TORK

Essuie-mains pliés en V Tork Advanced. Pliage en V. Gaufre. 250 formats. 100% recyclé. Hautement doux. Ces essuie-mains sont adaptés au Distributeur pour Essuie-Mains pliés en V Tork pour environnements exigeants. Ils aident à contrôler la consommation et à favoriser une bonne hygiène des mains grâce à une distribution feuille à feuille fiable.

| DÉSIGNATION                                        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>ESSUIE-MAINS</b>                                |           |       |
| Pliage en V - 250 formats<br>23 x 24,8 cm - Par 15 | 823 84 45 | 69,88 |
| <b>DISTRIBUTEUR</b>                                |           |       |
| Distributeur Tork H3<br>L 33,3 x H 44 x P 13,6 cm  | 818 08 81 | 80,00 |



## ESSUIE-MAINS PLIÉS

Distributeur compatible avec tous les essuie-mains pliés. Capacité : 600 feuilles, jusqu'à 26 cm de laize. Dimensions : L.27,5 x h.36,5 cm. Fabriqué en Espagne. Essuie-mains blanc pure ouate, 2 plis gaufrés collés. Écolabel. Fabriqué en France.

| DÉSIGNATION                                      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>ESSUIE-MAINS</b>                              |           |       |
| En V - 200 formats 21 x 21 cm<br>16,5 g - Par 15 | 116 53 20 | 25,08 |
| En W - 125 formats 21 x 30 cm<br>18 g - Par 25   | 116 53 10 | 32,85 |
| <b>DISTRIBUTEUR</b>                              |           |       |
| Distributeur essuie-mains pliés                  | 116 54 00 | 19,21 |



## MOUCHOIR PAPIER

Mouchoir en papier blanc, 2 plis, pure pâte.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT | UV3 | € HT |
|-----------------------|-----------|------|-----|------|-----|------|
| Paquet de 100 formats | 116 53 40 | 1,16 | 20  | 1,04 | 40  | 0,92 |

## CONTRÔLE DES ODEURS



## MP NEUTROX SPRAY



Neutraliseur d'odeurs breveté. MP Neutrox neutralise en deux ou trois pulvérisations les mauvaises odeurs. Sans gaz propulseur - 100 % produit actif.

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT |
|--------------|-----------|------|
| Flacon 75 ml | 452 78 91 | 9,24 |



## DESTRUCTEUR D'ODEUR STROMBOLI

Aérosol désodorisant. Une note fraîche, agréable et citronnée.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 750 ml      | 106 46 90 | 12,55 |



## BOMBE DÉSODORISANTE CITRON

Désodorise délicatement l'atmosphère et apporte une note fraîche et parfumée à la pièce. Pulvérisation sèche, sans retombée.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 750 ml      | 843 28 74 | 4,65 |



## CHENIL ODOR ELIMINATOR

Produit concentré qui élimine les odeurs les plus anciennes et tenaces. À ajouter avec les produits nettoyants habituels. Utilisable sur toutes les grandes surfaces : murs, sols, chenil, cage, cour et enclos. Concentré très puissant à diluer dans l'eau.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------|-----------|-------|
| Flacon de 500 ml | 183 05 70 | 31,36 |



## NETTOYANT DESTRUCTEUR D'ODEUR CLEAN ODOR - LE VRAI PROFESSIONNEL

Formule biotechnologique pour éliminer efficacement et durablement les mauvaises odeurs organiques (urine, matière fécale, etc.). Élimine durablement les mauvaises odeurs organiques. Odores instantanément et fait briller les surfaces. Compatible avec tous types de supports, y compris les textiles. S'utilise aussi bien pur qu'en dilution pour les sols (0,5%). Utilisable en autolaveuse. Odeur Menthe.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------|-----------|-------|
| Pulvérisateur 750 ml | 826 06 05 | 13,80 |
| 5 l                  | 826 06 11 | 69,72 |



## DESTRUCTEUR D'ODEUR ANIOS'R

### Destructeur d'odeur.

Effet rémanent du parfum.  
Détruit les mauvaises odeurs et parfume agréablement vos différentes surfaces et locaux.  
Spray prêt à l'emploi.

Utilisez les produits biocides avec précaution.  
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations de sécurité concernant le produit.

| DÉSIGNATION                            | RÉFÉRENCE | € HT |
|----------------------------------------|-----------|------|
| <b>FRESH GARDEN - PARFUM FRAÎCHEUR</b> |           |      |
| Pulvérisateur 750 ml                   | 826 09 01 | 9,92 |



## M.I.P HUILES ESSENTIELLES

### Huiles essentielles de pin, girofle, cannelle et thym.

MIP peut s'utiliser pur ou dilué dans l'eau.  
L'aérosol de 50 ml s'utilise pour 20 à 25 m³, le 500 ml s'utilise pour 500m³ environ.  
Hygiène des sols et des murs des locaux d'élevage, désodorisation : 50 ml + 4 l d'eau.  
Hygiène des atmosphères : 500 ml + 20 à 30 l d'eau..

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| 1 - Aérosol 50 ml   | 654 74 84 | 6,44  |
| 1 - Aérosol 500 ml  | 654 74 78 | 11,60 |
| 2 - Flacon 1 litre  | 654 74 61 | 23,45 |
| 2 - Flacon 5 litres | 846 36 56 | 90,57 |

## ELIWC GEL

### Détartrant liquide assainissant.

Pour lavabos, robinetterie, baignoires, sanitaires. Produit prêt à l'emploi.  
Nettoie, détartré et fait briller.  
Sans danger pour les fosses septiques.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 1 kg        | 101 39 60 | 5,10 |



## PRIM'VERT GEL WC

### Nettoyant détartrant désodorisant sous forme de gel.

Nettoyant pour l'entretien journalier des cuvettes, urinoirs, surfaces verticales. Laisse une odeur fraîche et agréable.

Écolabel.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 1 kg        | 820 69 65 | 6,02 |



## AXIGREEN SANI 2D

### Détergent détartrant écologique pour surfaces sanitaires.

Formulé à partir de matières premières d'origine biologique, sans phosphate, sans éther de glycol et sans EDTA, afin de réduire les impacts sur l'environnement et sur l'Homme liés au cycle de vie du produit.

Efficacité détergente et détartrante significativement supérieure à celle des produits traditionnels (tests AFNOR). Facilite l'élimination des dépôts de tartre et limite le développement des biofilms.

pH acide. Compatible avec l'émail, le plastique, l'inox. Incompatible avec les matériaux sensibles aux acides (pierre naturelle, marbre, etc.), les cires de revêtement des sols.

Parfum pin.

Écolabel.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 750 ml      | 184 47 30 | 8,25 |



## ANIOS SPS PREMIUM SANITAIRE

### Nettoyage, détartrage, désinfection des sanitaires sur toutes les surfaces émaillées, inox ou plastiques.

Haut pouvoir détartrant. Produit prêt à l'emploi et non corrosif (formule sans acide fort).

**Bactéricide** : EN 1040, EN 13697, EN 1276, EN 13727

**Fongicide** : EN 1275, EN 13697, EN 13624

**Virucide** : Selon EN 14476 : BVDV (HCV), PRV (HBV)

**Levuricide** : EN 1275, EN 1650, EN 13624, EN 13697

**Biocide TP2.** Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------|-----------|------|-----|------|
| 750 ml      | 105 84 20 | 7,70 | 12  | 6,76 |



## BIEN NET GEL SDD

### Nettoyant détartrant désinfectant des cuvettes WC.

Nettoie, détartré et désinfecte en une seule opération. Désodorise et laisse une agréable odeur de propreté. Excellente adhérence aux parois pour une action prolongée et une efficacité renforcée. Le flacon flex facilite le traitement des parties difficilement accessibles comme l'intérieur de la cuvette.

**Bactéricide** : EN1276, EN13697

**Levuricide** : EN1650, EN13697

Ne comporte aucun pictogramme de danger.

**Biocide TP2.** Usage professionnel. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------|-----------|------|-----|------|
| 750 ml      | 105 84 60 | 5,88 | 6   | 5,22 |



## BIEN NET 4D

### Nettoyant détartrant désinfectant désodorisant des sanitaires.

Prêt à l'emploi. Recommandé pour le nettoyage et la désinfection au quotidien des mobiliers et surfaces sanitaires. Action déperlante qui retarde le retour du calcaire. Fait briller de multiples surfaces (faïences, chromes, céramiques, émail, stratifiées, peintes). Le produit laisse une odeur agréable après utilisation. Ne comporte aucun pictogramme de danger.

**Biocide TP2.** Usage professionnel. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|-------------|-----------|-------|-----|-------|
| 750 ml      | 105 84 30 | 6,13  | 5   | 5,47  |
| 5 l         | 105 84 40 | 24,58 | 4   | 21,61 |





## GEL CANALISATIONS - LE VRAI PROFESSIONNEL

### Gel Canalisations et Fosse Septique Bio.

Gel enzymatique biologique pour nettoyer et éliminer les mauvaises odeurs, prévenir les engorgements, et renforcer l'action des fosses septiques.

Élimine biologiquement le dégagement des mauvaises odeurs.

Prévient les engorgements et les bouchons.

Renforce l'action microbienne des fosses septiques.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 1 l         | 826 06 28 | 12,02 |



## ELIPRO D13 DÉBOUCHEUR

**Déboucheur liquide surpuissant.** Pour éliminer instantanément les bouchons de poils et de graisse. Respecte les fosses septiques. Odeur soufrée normale à l'utilisation. Utiliser avec gants et lunettes. Ne pas le mélanger à d'autres produits chimiques ou ménagers. Ne pas utiliser sur des installations en bakélite.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 1 l         | 807 51 44 | 9,72 |



## DÉTARTRANT UNIVERSEL

### Détartrant universel.

USAGE RESERVE AUX PROFESSIONNELS. Concentré à diluer de 15 à 30% selon les applications.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| <b>DÉTARTRANT</b>        |           |       |
| Détartrant universel 1 l | 805 94 87 | 29,27 |



## PAPIER TOILETTE MAXIROL

Papier hygiénique blanc 2 plis en pure ouate. 14,5 g. 1400 formats. 8,3 x 25 cm. 350 m. Écolabel.

| DÉSIGNATION                                                 | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>PAPIER TOILETTE</b>                                      |           |       |
| 1400 formats 8,3 x 25 cm 350 m - Par 6                      | 116 53 30 | 18,87 |
| <b>DISTRIBUTEUR</b>                                         |           |       |
| Distributeur Maxirol 1.33 x h.34 x p. 12,5 cm D.utile 28 cm | 116 53 90 | 21,62 |



## PAPIER TOILETTE ECONATURAL

Papier toilette en ouate douce et résistante issue du recyclage des briques alimentaires. Ce papier, aux fibres de couleur naturelle car non blanchies, est certifiée EU Écolabel et FSC.

| DÉSIGNATION                                    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------------------------|-----------|-------|
| 200 feuilles - 2 plis gaufrés Par 96 rouleaux  | 112 03 40 | 46,06 |
| 250 feuilles - 3 plis - 27,5 m Par 30 rouleaux | 112 03 60 | 25,31 |



## PAPIER TOILETTE

### Papier toilette classique.

En fibres recyclées, blanc avec motif fleurs. Double épaisseur, 200 feuilles. Certifié EU Écolabel.

| DÉSIGNATION                           | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|---------------------------------------|-----------|------|-----|------|
| 2 plis - 200 feuilles Par 12 rouleaux | 116 66 10 | 2,57 | 8   | 2,47 |



## PAPIER TOILETTE TORK T4

Papier extra doux premium. Rouleau traditionnel. Écolabel.

| DÉSIGNATION                                                 | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----|------|
| Tork Extra-doux 4 plis - 150 formats 12,5 cm x 18,8 m Par 6 | 115 94 00 | 10,27 | 7   | 7,36 |



## PAPIER TOILETTE TORK MINI JUMBO T2

Le papier toilette mini Jumbo Tork Premium concilie performances et apparence et toucher exceptionnels.

Convient pour les sanitaires à fréquentation moyenne à élevée. Papier doux, gaufré et décoré. H 27,5 x L 34,5 x P 13,2 cm. 2 plis. Blanc. Écolabel.

| DÉSIGNATION                                        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------------------------------|-----------|-------|
| Mini Jumbo - 2 plis blanc, Écolabel 170 m - Par 12 | 806 84 28 | 82,38 |



## PAPIER TOILETTE TORK T8

### Papier toilette TORK T8.

Les rouleaux Tork SmartOne de grande capacité sont adaptés aux sanitaires exigeants. 1150 formats. 13,4 x 18 cm. Écolabel.

| DÉSIGNATION                                | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>ROULEAU PAPIER</b>                      |           |       |
| Écolabel 1150 formats 13,4 x 18 cm - Par 6 | 834 73 87 | 42,84 |



## PRIM'VERT LIQUIDE VAISSELLE

Nettoyant et dégraissant efficace pour le nettoyage de la vaisselle.

Neutre, ce produit n'agresse pas les mains. Aussi efficace en eau dure qu'en eau douce.

Pour laver le plus efficacement possible, économiser l'eau, l'énergie et protéger l'environnement, immerger la vaisselle au lieu de la laver au jet du robinet.

Un lavage efficace ne nécessite pas une mousse importante.

Écolabel.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 1 l         | 820 68 82 | 5,52  |
| 5 kg        | 108 04 60 | 15,33 |

## LIQUIDE VAISSELLE

Ce liquide vaisselle possède un fort pouvoir dégraissant, moussant et émulsionnant, même à faible concentration.

Sa formule au fort pouvoir mouillant, laisse la vaisselle brillante et sans trace. Il est compatible avec tous les matériaux (fer, inox, verre, faïence, plastique, argenterie, etc.).

Parfum : citron.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------|-----------|------|-----|------|
| 1 l         | 115 84 90 | 2,32 | 6   | 2,09 |

## LIQUIDE VAISSELLE - LE VRAI PROFESSIONNEL

Détergent Vaisselle Main.

Formule biotechnologique puissante & douce. Idéal pour éliminer salissures, dégraisser et faire briller sans allergène. Respecte les mains sensibles.

Fait briller sans laisser de trace

Efficace en trempage sur salissures incrustées

Produit concentré mais doux pour les mains, respect des mains sensibles, pH neutre

Écolabel.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 1 l         | 826 05 45 | 8,01 |



## PRIM'VERT TABLETTES LAVE-VAISSELLE

Tablettes pour le lavage de la vaisselle en machine.

Destiné au lavage en machine de la vaisselle.

Donne de bons résultats à basses températures (50°-55°C).

Choisissez un cycle de lavage à basses températures, faites tourner le lave-vaisselle à pleine charge et ne dépassez pas la dose de détergent recommandée. Cela limitera la consommation d'énergie et d'eau et réduira la pollution de l'eau.

Écolabel.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------|-----------|-------|
| 125 tablettes 18 g | 104 31 10 | 26,13 |



## SEL RÉGÉNÉRANT

Pour lave vaisselle.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 2 kg        | 824 45 17 | 4,25 |



## LIQUIDE RINÇAGE LAVE-VAISSELLE

Évite le voile de calcaire, permet d'obtenir une vaisselle brillante et favorise le séchage de la vaisselle.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 500 ml      | 807 51 21 | 5,31 |

## POUBELLE CONTAINER

Poubelle plastique fourre-tout. Couvercle basculant.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 25 litres   | 843 21 24 | 15,98 |
| 50 litres   | 843 21 30 | 17,26 |



## SAC JAUNE DASRI

Sac de collecte des DASRI : déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux.

Matériau : PE basse densité. Conforme à la norme NF X30-501.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT |
|---------------|-----------|------|
| 20 l - Par 25 | 103 74 30 | 2,19 |
| 30 l - Par 25 | 821 05 76 | 3,27 |
| 50 l - Par 25 | 821 05 82 | 5,37 |



## SAC POUBELLE

| DÉSIGNATION                     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------|-----------|-------|
| 20 L                            |           |       |
| Blanc - HD 13 microns - Par 50  | 825 98 03 | 1,54  |
| 30 L                            |           |       |
| Noir - BD 14 microns - Par 25   | 825 99 96 | 1,26  |
| 50 L                            |           |       |
| Blanc - BD 30 microns - Par 200 | 826 00 19 | 35,61 |
| Rouge - BD 30 microns - Par 20  | 826 00 02 | 3,65  |
| Noir - BD 26 microns - Par 200  | 112 97 00 | 24,32 |
| 100 L                           |           |       |
| Noir - BD 55 microns - Par 200  | 826 00 31 | 47,40 |
| 110 L                           |           |       |
| Noir - BD 80 microns - Par 100  | 826 00 54 | 48,43 |
| 130 L                           |           |       |
| Blanc - BD 80 microns - Par 100 | 826 00 48 | 55,29 |
| Noir - BD 55 microns - Par 100  | 826 00 60 | 30,02 |
| Noir - BD 80 microns - Par 100  | 104 77 70 | 42,46 |
| Noir - HD 95 microns - Par 10   | 826 20 47 | 14,52 |

## Entretien de la clinique

## MATÉRIEL ET PETIT ÉQUIPEMENT

## Entretien des locaux

## PULVÉRISATEUR

Flacon pulvérisateur vide.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 650 ml      | 805 82 98 | 3,37 |
| 750 ml      | 112 15 90 | 7,35 |



## FLACON BLUE

Flacon spray vide. 360 mL.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT |
|--------------------------|-----------|------|
| Flacon spray vide 360 mL | 116 90 70 | 2,01 |



## ÉPONGE RÉCURANTE

Petit modèle.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Par 10      | 113 51 30 | 11,38 |



## ÉPONGE VÉGÉTALE

Éponge végétale.

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------|-----------|-------|
| N°4 - Par 10 | 807 66 69 | 12,60 |



## GANTS DE MÉNAGE

**Gants de ménage.** Extérieur latex, intérieur coton floqué. Conforme à la norme EN 420 relative à l'ergonomie, la constitution, l'innocuité et le confort.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT |
|-----------------------|-----------|------|
| Taille 6-6,5 la paire | 843 25 26 | 1,41 |
| Taille 7-7,5 la paire | 843 30 52 | 1,41 |
| Taille 8-8,5 la paire | 843 30 69 | 1,41 |
| Taille 9-9,5 la paire | 838 08 64 | 1,41 |



## LAVETTE MICROFIBRE EMR

**Microfibre bi-composition:**

- une partie grattante sans risque de rayure pour décrocher les salissures et le calcaire.
- une partie pour capter les microsalissures et sécher les surfaces.

Points forts : idéal pour le nettoyage de l'inox. Dégraissage en profondeur des surfaces sans laisser de traces.



| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 30 x 30 cm  | 820 35 82 | 3,51 |

## LAVETTE MICROFIBRE

**Essuyage et nettoyage de toutes surfaces.** S'utilise à sec ou humide.

Points forts : dégraissage en profondeur des surfaces sans laisser de traces.

Absorbe et retient les micro particules.

Ne pas employer mouillé (essorer fortement).



| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT |
|------------------|-----------|------|
| Verte 30 x 40 cm | 829 92 92 | 3,53 |

## NETTOIE-VITRE MICROFIBRE

Permet le nettoyage sans traces de toutes surfaces lisses (vitres, miroirs, inox sanitaire).



| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 40 x 50 cm  | 807 47 94 | 5,41 |

## TORCHON À VAISSELLE

**Torchon 100% coton, 160 g/m².**  
Lavable en machine à 90°C.



| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------|-----------|-------|
| 50 x 70 cm - Par 3 | 106 15 10 | 16,14 |

## LAVETTE NETTY

**Lavette microfibre non-tissée,** offrant un traitement bactériostatique permanent, très résistante et efficace sur toutes les surfaces, même les plus délicates.  
Ne laisse aucune trace ni peluche.



| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------|-----------|-------|
| Bleu - 40 x 40 cm - Par 5 | 820 36 07 | 16,24 |

## Entretien des sols



## BALAI SPEEDY

Balai Speedy avec franges coton.

| DÉSIGNATION                             | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------------------|-----------|-------|
| Balai complet : manche, monture, frange | 822 70 97 | 34,53 |
| Frange de rechange - Bleu               | 101 88 80 | 5,61  |

## À savoir

Doit être utilisé humide, jamais trempé.



## MOP MICROFIBRE DE LAVAGE

**Pour le lavage, le récurage et la désinfection des sols de tous types, murs et plafonds.**

Les points forts : dégraissage en profondeur, évite la formation de film chimique, trame renforcée pour la résistance.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------|-----------|-------|
| MOP Lavage 18 x 48 cm | 820 35 18 | 10,73 |





## MOP MICROFIBRE DE BALAYAGE

Pour le dépoussiérage des sols, murs et plafonds de toute surface lisse.

Les points forts : absorbe et retient les micro-particules.

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------|-----------|-------|
| MOP balayage Évolution | 825 48 52 | 10,78 |



## GAZE UU POUR BALAI

Gaze UU pour balai.

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT |
|------------------------|-----------|------|
| 60 x 20 cm - Lot de 50 | 843 34 31 | 3,01 |



## FRANGE POUR BALAI ESPAGNOL

Frangé pour balai espagnol.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| Frangé      | 833 62 19 | 5,31 |



## PELLE ET BALAYETTE

Longueur : 33 cm - Largeur : 21 cm.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT |
|--------------------|-----------|------|
| Pelle et balayette | 843 25 61 | 2,63 |



## BALAI

Balai et brosse.

| DÉSIGNATION                            | RÉFÉRENCE | € HT |
|----------------------------------------|-----------|------|
| Manche à vis pour balai soie et brosse | 843 24 95 | 2,50 |
| Brosse                                 | 843 24 72 | 4,19 |
| Brosse soie                            | 843 25 49 | 7,19 |

## RACLETTE SOL

Pour éliminer l'eau en cas de lavage haute pression.

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT |
|----------------------------|-----------|------|
| Manche balai pour raclette | 843 31 12 | 1,94 |
| Raclette 45 cm sans manche | 843 24 89 | 5,29 |



## CHARIOT LAVAGE 2 SEAUX

Chariot de lavage plastique avec presse à mâchoires et 2 seaux de 25 litres.

Timon articulé en rilsan. Pour le lavage par la méthode des doubles seaux. Un seau dit propre pour le désinfectant et un seau dit sale rempli d'un tiers d'eau pour récupérer les eaux d'essorage.

Dimensions : L 38 x H 97 x P 72,5 cm.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------|-----------|--------|
| 15 litres + presse | 100 17 20 | 157,73 |



## AUTOLAVEUSE IMOP XL

Autolaveuse 2 bacs (eau propre 4 l / eau sale 8 l) ultra compacte pour un encombrement minimal.

Mini autolaveuse avec la flexibilité d'un système de mop.

- Set de batterie 9Ah et chargeur inclus.  
- Park&Drive support inclus.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT    |
|-------------|-----------|---------|
| Imop XL V22 | 115 32 60 | 3404,70 |

## Entretien de la clinique

### MATÉRIEL ET PETIT ÉQUIPEMENT

#### Équipement de la clinique

## BALAYETTE WC AVEC SUPPORT

Ensemble WC réceptacle et brosse en fibres de polypropylène pour un nettoyage efficace et hygiénique.



| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT |
|------------------------|-----------|------|
| Balayette avec support | 843 20 93 | 3,38 |

## SEAU RENFORCÉ

Seau renforcé plastique.



| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 16 litres   | 834 74 53 | 9,01 |

## RACLETTE VITRE

Kit comprenant une poignée et une raclette de 35 cm.



| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Raclette    | 807 49 20 | 11,61 |

## ENREGISTREUR DE TEMPÉRATURE



Enregistreur de température pour assurer la traçabilité de vos transports ainsi que pour les mesures de température dans les réfrigérateurs, les congélateurs, les chambres froides. Simplement placé à proximité des produits, l'enregistreur contrôle la température en permanence de façon sûre et discrète. Son logiciel gratuit permet une programmation rapide de l'enregistreur et une analyse simple.

- Transfert rapide des données via interface USB.
- Température d'utilisation : -30°C à 70°C.
- Cadence de mesure réglable de 1 minute à 24 h.
- Affichage digital de la température.
- Alarmes à l'écran.
- Autonomie 500 jours (avec une cadence de 15 mn à +25 °C).
- Haute sécurité des données, même pile vide.
- Mémoire 16 000 valeurs.
- Étanche selon IP65, conforme EN12830.

Dimensions : 60 x 38 x 18,5 mm.  
Livré avec support de fixation murale, piles (2x CR2032 - 8262320) et protocole d'étalonnage.  
Garantie 2 ans.

| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------|-----------|--------|
| Enregistreur de température | 822 02 15 | 223,30 |

### ELIPLUS LESSIVE LIQUIDE



**Lessive liquide sans phosphates pour tous types de textiles.**

Efficace à basses températures (30°C). Bidon avec bouchon doseur anti-goutte.

**Lavage à la main** : 1 dose de 100 ml (soit 2 bouchons pleins) pour 5l d'eau

**Lavage en machine** : machine type professionnelle : 10 à 30 ml par kg de linge sec.

Machine type ménagère : dosage pour 5 kg de linge sec.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 6 l         | 807 50 84 | 20,42 |



### PRIM'VERT LESSIVE LIQUIDE



**Lessive écologique sans phosphate pour toutes fibres à partir de 30°C.**

Traite en profondeur les taches les plus difficiles, respecte les couleurs, les vêtements gardent leur éclat d'origine. Effet anti-calcaire préventif pour les machines à laver.

Écodétergent certifié par ECOCERT

GREENLIFE selon le référentiel

ECOCERT disponible sur le site : [detergent.ecocert.com](http://detergent.ecocert.com).

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 5 l         | 820 68 53 | 32,83 |



### LESSIVE ELIPLUS TAB



**Tablettes sans phosphate pour le lavage du linge.** Concentrée, économique, une dose correspond à 3 fois son poids en poudre linge traditionnelle, sans surdosage.

Complexe d'enzymes et d'agents de blanchiment actifs sur les taches organiques et les taches grasses pour une propreté impeccable. Complexe d'agents anticalcaire synergisés pour prévenir du grisaillement d'un linge lors de lavages répétés en eau dure.

Conditionnée dans un sachet hydrosoluble qui garantit la conservation et l'efficacité du produit.

| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------|-----------|-------|
| Seau de 4 kg<br>= 200 doses | 116 43 10 | 37,41 |



### PRIM'VERT LESSIVE POUDRE



**Lessive poudre extra-concentrée de très haute performance pour le lavage de tous types de fibres dès 30°C.**

Hautement dégraissante et détachante avec un parfum frais et rémanent. Poudre sans phosphates et sans zéolithe.

Produit certifié Écolabel.



| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 15 kg       | 100 98 10 | 73,56 |

### LESSIVE ARIEL PODS 3EN1 PROFESSIONNEL



**Lessive liquide super concentrée en dosettes.**

3 compartiments, 3 actions : nettoyage en profondeur, élimination des taches, éclat. Convient pour tous les textiles (blanc ou couleur). Grande performance dès 30°C. Contrôle parfait du dosage.



| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------|-----------|-------|
| Par 2 x 60 doses | 116 95 60 | 94,53 |

Une gamme complète pour l'hygiène & la propreté de vos textiles



**GROUPE ELI**  
Votre partenaire Hygiène

## ELIPLUS LESSIVE DÉSINFECTANTE

**Poudre concentrée pour blanc et couleurs résistantes.**

Produit de lavage à haute teneur en agents de blanchiment.

Détachant dès 30°C.

Contient des enzymes pour l'enlèvement des taches protéiniques et d'amidon.

La poudre est SANS PHOSPHATE ET SANS ZEOLITHE. Cette innovation s'inscrit dans le cadre d'une démarche de développement durable et respectueuse de l'environnement.

Ce nouveau système est capable de remplacer à la fois les phosphates, responsables de l'eutrophisation des milieux aquatiques, mais aussi les zéolithes, particules insolubles susceptibles de se déposer sur les vêtements mais aussi dans les conduits de la machine.

Bactéricide : EN 1276 (15 min à 40°C)

**Biocide TP2.** Usage professionnel. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



## ANIOS PRO LESSIVE DÉSINFECTANTE

**Lavage et désinfection du linge, tous textiles dès 40°C.**

Procure d'excellents résultats grâce à sa haute concentration en agents de blanchiment, enzymes, tensio-actifs et agents alcalins. Sans phosphate.

**Bactéricide :** EN 1040, EN 1276 (40°C, 10 g/l, temps de contact 15 minutes), EN 1276 sur souches sauvages.

**Biocide TP2.** Usage professionnel. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



## LESSIVE DÉSINFECTANTE ARIEL FORMULA PRO+

**Lessive professionnelle désinfectante ultra performante.** Formule concentrée pour une haute performance de détachage.

**Bactéricide :** EN 1276 incl. SDRM.

**Virucide :** Coronavirus, EN14476.

**Fongicide :** EN 1650 Candida albicans pour une hygiène optimale. Parfum frais et subtil.

**Biocide TP2.** Usage professionnel. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 20 kg       | 829 93 17 | 64,38 |

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 15 kg       | 826 08 41 | 94,81 |

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 11 kg       | 116 95 00 | 84,41 |

## DÉTACHANTS

### ANIOS DTS

**Nettoie et détache toute surface lavable.**

Prêt à l'emploi.

Élimine : tâches d'encre, feutre, marqueur, stylo, peinture, rouge à lèvres, caoutchouc, tanin.

Très performant pour détacher avant lavage : blouses, cols de chemise, manchettes.

Parfum agrumes.



| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 750 ml      | 826 08 87 | 8,69 |

### GÉNIA CLEAN DÉTACHANT IODE INSTANTANÉ



**Détachant instantané pour éliminer les taches d'iode sur sols, surfaces, textiles et matériel médical.**

Élimination de tout type de traces d'iodes, fraîches ou anciennes.

Utilisation à titre curatif et préventif sans frotter. Sans colorant et sans parfum.

Utilisation possible en machine à laver.



| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 500 ml      | 838 33 19 | 21,57 |

### ELIPLUS OXY DÉTACHANT

**Détachant sans javel, tout textile, efficace sur tout type de salissure.** Complément idéal de la lessive liquide. Ne décolore pas.



| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 3 kg        | 807 51 09 | 10,35 |

### IODOCLEAN ANIOS



**Pour l'élimination des taches d'iode sur sols et surfaces.**

Prêt à l'emploi.

Compatibilité toutes surfaces lavables non poreuses. Formule sans Butylglycol.



| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------|-----------|------|-----|------|
| 750 ml      | 115 96 60 | 9,81 | 12  | 8,99 |



## Entretien et Hygiène du linge

### ASSOUPLISSANT



### LENOR ADOUCISSANT PROFESSIONNEL

Fraîcheur «Brise de la mer» qui dure très longtemps.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|-----------------------|-----------|-------|-----|-------|
| Brise de la mer - 4 L | 116 88 50 | 46,64 | 3   | 42,27 |



## Entretien des instruments

### INSTRUMENTS

### Nettoyants

### Désinfectants

### AXISEPT NETTOYANT ENZYMATIQUE

Détergent enzymatique pour le pré-nettoyage du matériel médico-chirurgical vétérinaire. Solution hydrosoluble prête à l'emploi.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 750 ml      | 110 79 60 | 19,16 |



### MEDICLEAN

Détergent puissant conçu pour le nettoyage des instruments avant leur stérilisation.

Il est particulièrement efficace contre les résidus biologiques tenaces. Ce produit est adapté à une utilisation dans les nettoyeurs ultrasoniques et les thermodésinfecteurs.

Élimine efficacement les résidus biologiques, graisses et protéines  
Formulation douce pour préserver la qualité et la durabilité des instruments  
Format économique pour une utilisation prolongée à moindre coût

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 5 l         | 115 92 60 | 84,39 |



### BIONET

Poudre détergente non ionique et sels alcalins de sodium et phosphate trisodique pour le lavage des instruments chirurgicaux, du matériel de laboratoire, des plans de travail et des paillasse sans froter. Détersif puissant à effet instantané, biodégradable. Détruit les pyrogènes, élimine les fragments de sang, les tissus et autres matières organiques ou minérales. Prépare les instruments à une propreté (chimique) optimale en vue d'une stérilisation.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 900 g       | 837 69 92 | 20,79 |



### HYDEACHLORHEX

Désinfectant liquide bactéricide répondant à la norme NF 13727 pour instruments médicaux et chirurgicaux.

S'utilise dilué à 1%.

**Biocide TP2.** Usage professionnel. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| 1 l         | 822 95 35 | 19,87  |
| 2 l         | 478 97 40 | 30,57  |
| Bidon 25 l  | 478 97 28 | 266,47 |



### STÉRANIOS 2%

Désinfection à froid du matériel chirurgical et médical, du matériel d'endoscopie et des instruments thermosensibles.

Solution prête à l'emploi, qui ne nécessite pas d'activateur.

Conservation maximale du bain de trempage : 7 jours.

**Bactéricide** : EN 13727, EN 14561, EN 14348, EN 14563

**Levuricide/Fongicide** : EN 13624, EN 14562

**Virucide** : EN 14476  
L'activité sporicide est démontrée en 1h, 20°C (NF T 72-230/231) et pour des temps de contact prolongés (EN 13704).

Dispositif médical.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 5 l         | 838 83 05 | 16,53 |



### Nettoyants - Désinfectants

### ANIOSYME X3

Nettoyage et désinfection de l'instrumentation médico-chirurgicale et du matériel d'endoscopie avant stérilisation.

Formule brevetée.

Efficacité anti-microbienne optimisée dès 5 minutes.

Non corrosif vis-à-vis des matériaux.

**Bactéricide** : EN 13727 et EN 14561

**Levuricide** : EN 13624 et EN 14562

**Virucide** : (sur virus enveloppés) EN 14476/ EN 17111

Dispositif médical.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 1 l         | 114 08 70 | 20,05 |
| 5 l         | 114 08 80 | 81,97 |



### CLEAN EXCEL D

Nettoyage et pré-désinfection des instruments médicaux et chirurgicaux.

Association originale de principes actifs en synergie. Haut niveau de détergence démontrée. Efficace même en eau dure. Non corrosif, compatible avec un large panel de matériaux.

**Bactéricide** : EN 13727, EN 14561

**Mycobactéricide** : EN 14348, EN 14563

**Levuricide** : EN 13624, EN 14562

**Virucide** : PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), HSV-1, Vaccinia virus, HIV-1

**Biocide TP2.** Usage professionnel. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------|-----------|--------|
| 25 ml - Par 200 | 827 95 85 | 133,91 |





## AXISEPT TRIZYME

**Détergent Désinfectant enzymatique pour la pré-désinfection des dispositifs médicaux.**

Concentration et temps de contact : selon l'activité antimicrobienne recherchée.

Produit à diluer à 0,5 % (5 mL/L) en respectant un temps de contact de 10 minutes pour une activité bactéricide, levuricide et virucide. Pour une activité tuberculocide diluer à 2 % (20 mL/L) pour un temps de contact de 60 minutes ou à 5 % (50 mL/L) pour un temps de contact de 10 minutes.

Immerger les dispositifs médicaux dans la solution diluée en respectant le temps de contact indiqué.

Si nécessaire, brosser en insistant sur les parties creuses. Rincer abondamment les dispositifs médicaux traités à l'eau du réseau, afin d'éliminer les salissures et les résidus de produits.

Pour les endoscopes, suivre les recommandations locales en vigueur. Dispositif médical.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 1 L         | 116 90 60 | 48,67 |

## SEKUSEPT AKTIV

**Sekusept aktiv combine nettoyage actif et désinfection efficace alliés à une excellente compatibilité matériaux : un seul produit apportant toutes les caractéristiques nécessaires à l'utilisateur, aux patients et aux instruments.**

Élimination active des taches de protéines, aucun effet de fixation.

Grâce à sa performance de nettoyage et à son spectre large d'efficacité, Sekusept aktiv peut être utilisé pour toutes les étapes de traitement manuel de l'instrumentation.

Issu du concept PerOxyBalance®, le désinfectant Sekusept Aktiv grâce à son pH neutre est à la fois sans danger pour les opérateurs, les patients et l'instrumentation et les endoscopes. Ne convient pas pour le traitement des instruments composés de laiton, cuivre, chromés et nickelés/plaqués ou présentant des dommages mécaniques.



**Bactéricide :** EN 13727, EN 14561

**Levuricide :** EN 13624, EN 14562

**Fongicide :** EN 13624, EN 14562

**Mycobactéricide :** EN 14348, EN 14563

**Tuberculicide :** EN 14348, EN 14563

**Virucide :** EN 14476, EN 17111

**Sporicide :** EN 17126, EN 17126 (Clostridium difficile)

Usage réservé aux professionnels.

Dispositif médical.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|-------------|-----------|-------|-----|-------|
| 1,5 kg      | 114 64 00 | 39,70 | 4   | 38,36 |

## GÉNIA CLEAN POWDRE

**Poudre enzymatique pour le nettoyage et la pré-désinfection du matériel médico-chirurgical et de l'instrumentation à usage vétérinaire avant stérilisation.**

Spectre d'activité : bactéricide, levuricide et virucide sur virus enveloppés.

La solution diluée peut se conserver 72h.

Efficacité renforcée grâce à l'activité enzymatique et au pH alcalin de la solution.

Préserve l'intégrité des instruments, élimine le biofilm et le calcaire.

Compatible avec les cuves à ultrasons.



**Biocide TP3.** Usage professionnel. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 1 kg        | 113 05 00 | 55,50 |



## UMONIUM 38

**Umonium 38 nettoie et désinfecte les instruments et dispositifs médicaux thermosensibles et thermorésistants.**

Ce désinfectant est recommandé pour le lavage manuel ou en bain à ultrasons. La solution décolle et dissout les salissures organiques, les maintient en suspension et prépare un rinçage parfait de l'instrumentation. Il offre une protection contre une contamination pendant l'opération de nettoyage.

Il est non toxique, biodégradable, non corrosif (pH7), non coagulant, sans aldéhyde, sans résidus après rinçage. 100% compatible avec divers matériaux : caoutchouc, silicone, métaux....

Pré-désinfection : 0,5% (25 ml pour 5 l d'eau).

Instrumentation propre : désinfection à 2,5% (25 ml pour 1 l d'eau).

Dispositif médical.

**Bactéricide :** EN 1040, EN 13727, EN 14561

**Mycobactéricide :** EN 14348, EN 14563

**Fongicide :** EN 1275, EN 13624, EN 14562

**Virucide :** EN 14476.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| 1 l         | 104 88 30 | 60,92  |
| 5 l         | 103 97 10 | 244,88 |



## UMONIUM 38 EQUIPEMENTS

**Désinfectant médical prêt à l'emploi.**

Simple et ergonomique, le pistolet double fonction projette une mousse idéale pour le nettoyage ou pulvérise un jet fin pour une désinfection optimale. Convient pour les dispositifs médicaux invasifs, surfaces de dispositifs médicaux non invasifs et les équipements médicaux. Neutre, sans effet de corrosion, ni toxique, ni irritant. Désinfecte en profondeur à partir de 1 min de temps de contact.

**Bactéricide :** EN 1040, EN13727, EN14561

**Fongicide :** EN1275, EN13624, EN14562

**Myco-bactéricide :** EN14348, EN14563

**Virucide :** EN14476.

Dispositif médical.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|-------------|-----------|-------|-----|-------|
| Spray 1 l   | 103 75 30 | 28,61 | 12  | 27,81 |

## Entretien des instruments

## NETTOYANTS MACHINES ET ACCESSOIRES

## À savoir

## Mode d'emploi

- Vidangez le réservoir de l'autoclave.
- Mélanger 2 bouchons (20 ml) à 1 litre d'eau déminéralisée.
- Remplissez le réservoir avec une solution de nettoyage.
- Faire fonctionner l'autoclave pendant un cycle - puis vidanger.
- Remplissez le réservoir avec de l'eau déminéralisée et faites fonctionner l'autoclave pour un cycle supplémentaire de rinçage.
- Essuyez et vidangez le réservoir et essuyez la chambre intérieure à sec.
- Recharger le réservoir.



## SOLUTION DE NETTOYAGE POUR AUTOCLAVE

Solution de nettoyage à la vapeur pour autoclaves, à diluer.

Spécialement formulée pour l'entretien de tous les autoclaves de paillasse.

Une solution efficace qui fonctionne avec de la vapeur pour enlever la graisse et la saleté et prévenir la formation des dépôts de tartre.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 1 l         | 110 74 10 | 43,19 |

## SPRAY SILICONE

Lubrification des instruments et des sondes.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 500 ml      | 804 07 08 | 10,36 |



## INSTRUBAC

Bac de trempage pour la pré-désinfection et la désinfection des instruments médicaux.

Bac conçu pour recevoir des solutions détergentes professionnelles. Bac de trempage équipé d'un panier ramassage, transport et nettoyage des instruments souillés. Le panier s'enlève facilement. Panier en polypropylène. Bac de trempage non autoclavable pour le traitement du matériel médical.

| DÉSIGNATION                                                    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| 2L utiles - Couvercle avec fente - Panier L.23 x l.17 x h.9 cm | 828 98 85 | 56,71 |

## Nettoyage et Désinfection des mains

## SAVONS DOUX



## AXIDERM - SAVON DOUX - ÉCOLABEL

Savon doux, destiné au lavage simple et fréquent de la peau. Il est utilisable régulièrement entre chaque consultation et avant friction hydroalcoolique. Enrichi en agents hydratants (glycérine, acide lactique), surgrasants et protecteurs d'origine naturelle permettant de préserver l'épiderme lors de lavages fréquents.

Formulation hypoallergénique, sans parfum ni colorant, conçue pour minimiser les risques de réactions allergiques et testées sous contrôle dermatologique sur peaux sensibles. Écolabel.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------|-----------|-------|
| 500 ml        | 115 60 90 | 8,47  |
| 1 l - Airless | 115 61 00 | 14,17 |
| 5 l           | 115 60 80 | 45,95 |



## GÉNIA CLEAN LOTION LAVANTE DOUCE

Lotion lavante des mains haute tolérance pour usage intensif.

Excellent pouvoir nettoyant. Formule au pH neutre. Formulation hypoallergénique sans parfum ni colorant.

S'utilise en :

- lavage simple : 30 secondes,
- lavage antiseptique : 3 minutes,
- lavage chirurgical : 3 minutes suivies d'une friction hydroalcoolique en deux temps (2 fois 1 minute).

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 1 l + pompe | 820 69 88 | 11,25 |
| 5 l         | 824 08 38 | 40,51 |





### DISTRIBUTEUR ET SAVON TORK S4

Avec le savon mousse, soutenez vos aspirations en matière de développement durable sans compromis sur l'hygiène des mains. Il est formulé avec un nombre limité d'ingrédients, dont 99 % d'origine naturelle.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------|-----------|-------|
| <b>SAVON</b>                 |           |       |
| Mousse limpide 1 l           | 115 33 40 | 12,38 |
| <b>DISTRIBUTEUR</b>          |           |       |
| Distributeur Tork S4 - Blanc | 115 33 50 | 54,42 |



### SAVON CRÈME MAINS ELIDERM

Crème nacrée blanche sans solvant conçue pour le lavage des mains. Préserve la douceur de votre peau. Non irritant grâce à son pH proche de 7 contrairement aux savons classiques à pH alcalin. Agréablement parfumé.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 5 l         | 829 41 71 | 11,24 |



### ANIOSAFE SAVON DOUX HF

Savon doux enrichi en glycérine, conçu pour un lavage fréquent des mains afin de préserver la peau. Sans parfum et sans colorant.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|----------------|-----------|-------|-----|-------|
| 1 L avec pompe | 114 08 60 | 8,46  | 12  | 7,96  |
| 1 L - Airless  | 114 09 40 | 8,21  | 12  | 7,76  |
| 5 L            | 116 98 00 | 29,90 | 4   | 28,88 |



### SAVON LIQUIDE TORK - S1

Savon liquide adapté aux peaux sensibles. Pouvoir nettoyant concentré. Facile à utiliser d'une seule main. Certifié hypoallergénique par l'ECARF, le Centre européen de recherche sur les allergies. 96 % des ingrédients sont d'origine naturelle. Sans parfum ajouté. Convient à un usage fréquent. Écolabel.

| DÉSIGNATION                      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------------|-----------|-------|
| <b>SAVON</b>                     |           |       |
| Peaux sensibles - 1 l - Écolabel | 806 84 63 | 11,70 |



### SAVON MOUSSE TORK LOTUS

Le distributeur Tork pour savon mousse est adapté pour tout type d'environnements sanitaires. Facile et agréable à utiliser, se répartit facilement sur les mains.

| DÉSIGNATION                       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------------|-----------|-------|
| Savon mousse ultra classic 800 ml | 834 74 01 | 18,85 |



### RIVADOUCE CUTAFACTINE

Crème protectrice et hydratante. Soins protecteurs cutanés des peaux fragilisées et sensibles, apportant un confort immédiat et laissant la peau souple et parfumée. Apaise la peau grâce à la présence d'extrait de calendula. Sans parabène et sans phénoxyéthanol.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 150 g       | 739 42 61 | 11,58 |



### HYDEACLEAN

Savon à base de chlorhexidine avec agent adoucissant. Prêt à l'emploi.

Nettoyant, désinfectant conforme à la Directive Biocide Européenne n°98/8/CE (digluconate de chlorhexidine 10% soit 2% de chlorhexidine). Tensioactif adoucissant : apaise les irritations tout en rendant la peau douce et souple.

**Biocide TP1.** Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 500 ml      | 819 82 14 | 10,52 |
| 1 l         | 112 20 00 | 15,33 |
| 5 l         | 818 86 64 | 70,71 |



### CHLORISEPTINE SAVON DÉSINFECTANT

Solution moussante de chlorhexidine à 4 %. Désinfection hygiénique et chirurgicale des mains par lavage.

Nettoyage et désinfection de la peau saine de l'animal avant chirurgie. Effet cumulatif et rémanent de la chlorhexidine sur la peau.

Lavage hygiénique (selon EN 1499) : 30 secondes avec 3 ml.

Lavage chirurgical (selon EN 12791) : 2 x 2,5 minutes, avec 2 x 3 ml.

Une pression délivre 1,5 ml de solution. Contient des agents protecteurs de l'épiderme. Sans parabène, sans phénoxyéthanol et sans phtalate.

**Biocide TP1.** Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|----------------|-----------|-------|-----|-------|
| 1 l avec pompe | 116 20 50 | 18,29 | 12  | 17,81 |
| Airless - 1 l  | 116 20 60 | 25,23 |     |       |

# Nettoyage et Désinfection des mains

## SAVON SKINSAN 2%

**Lotion lavante douce antimicrobienne.**

Efficacité à large spectre pour un lavage hygiénique des mains et une décolonisation efficace du corps.

Contient 2% de chlorhexidine.

Très bonne compatibilité avec la peau.

Enrichi en ingrédients apaisants et hydratants.

Sans parfum et sans colorant.

Testé sous contrôle dermatologique

Stockage entre +5°C et +25°C.

Efficacité du produit non dilué :

**Lavage hygiénique des mains** : EN1499 temps de contact 30 sec

**Bactéricide** : EN13727\* temps de contact 30 sec

**Levuricide** : EN13624\* temps de contact 60 sec

**Virus enveloppés** : EN14476 temps de contact 60 sec

\*conditions de saleté.

Usage réservé aux professionnels.

**Biocide TP1.** Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------|-----------|-------|
| 1L avec pompe | 116 88 10 | 11,01 |
| 5L            | 116 88 30 | 23,15 |
| 1L Airless    | 116 88 00 | 10,35 |



## BROSSES



### BROSSE SIMPLE FACE

Brosse souple pour le nettoyage des ongles ou des instruments.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| Brosse      | 823 10 58 | 4,95 |



### BROSSE CHIRURGICALE CHLOREXHDINE

Brosse chirurgicale humide à base de chlorexidine. Emballage individuel stérile.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Par 25      | 112 31 20 | 20,06 |

## BROSSE À ONGLES DOUBLE FACE

Support polypropylène, fibres nylon.

Dim. : 85 x 40 x 30 mm

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT |
|-----------------|-----------|------|
| Brosse à ongles | 843 19 00 | 2,27 |



## BROSSE CHIRURGICALE NEOCLEANBRUSH - SÈCHE

La brosse Neocleanbrush permet une désinfection chirurgicale des mains par lavage ou friction (indiquée avant tout geste à risque élevé).

Brosse constituée d'une partie éponge douce et d'une partie brosse plastique pour les ongles.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|--------------------|-----------|------|-----|------|
| Brosse avec éponge | 806 35 08 | 0,47 | 25  | 0,38 |



## BROSSE CHIRURGICALE PVP IODÉE

Brosse chirurgicale.

La PVP iodée est un nettoyant antimicrobien très efficace. Chaque brosse contient suffisamment de savon pour une procédure de lavage de 3 à 5 min. Stérile.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|------------------|-----------|------|-----|------|
| Brosse PVP Iodée | 114 03 50 | 0,95 | 25  | 0,88 |

## SOLUTION HYDROALCOOLIQUE

### AXIDERM GEL SPS

**Gel hydroalcoolique Spécial Peau Sensible.**

Désinfection rapide et large spectre par friction.

- Friction hygiénique (selon EN 1500) :

30 secondes avec 3 ml (=1 pression).

- Friction chirurgicale (selon EN 12791) :

2 x 45 secondes, avec 2 x 3 ml pour une rémanence de 3 heures.

Contient des agents protecteurs procurant une excellente compatibilité cutanée. Sans colorant, sans parfum, sans parabène ni phénoxyéthanol.

**Biocide TP1.** Usage professionnel. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 500 ml      | 100 58 70 | 12,30 |



### ANIOSGEL 800

**Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction.**

Formule hypoallergénique.

**Bactéricide** : EN 1040, selon EN 13727, EN 13727.

**Levuricide** : EN 1275, EN 13624, EN 1650, (EN 1650).

**Virucide** : EN 14476, EN 14476

**Biocide TP1.** Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT |
|------------------------------|-----------|------|
| Flacon à pompe 3 ml - 300 ml | 108 06 30 | 6,40 |





## HYDEAGEL

**Gel hydroalcoolique glyciné pour la désinfection des mains.**

Sans rinçage, sans parfum, avec agent hydratant  
Matières premières de grande qualité :  
- Alcool agricole «SURFIN» de très grande pureté (courbe UV ultra lisse).  
- Glycérine végétale 99% de grande pureté  
Origine naturelle à 97 %.

**Biocide TP1.** Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 500 ml      | 112 42 10 | 5,82  |
| 5 l         | 113 46 50 | 38,43 |



## ANIOSGEL 85 NPC

**Gel hydroalcoolique thixotropique prêt à l'emploi.** Pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction. Ne colle pas aux doigts. Formule hypoallergénique, sans parfum, ni colorant.

**Bactéricide :** EN 1040, EN 13727

**Mycobactéricide :** EN 14348

**Fongicide :** EN 1275, EN 13624, EN 1650

**Virucide :** EN 14476

**Biocide TP1.** Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------|-----------|-------|
| 300 ml avec pompe | 104 75 00 | 5,96  |
| 500 ml avec pompe | 826 18 81 | 7,28  |
| 1 l avec pompe    | 114 28 50 | 11,09 |

## GENIA CLEAN GEL HYDRO- ALCOOLIQUE GLYCÉRINÉ



**Antiseptie rapide des mains, sans rinçage ni essuyage.**

Spectre d'activité : bactéricide, levuricide et fongicide, virucide, mycobactéricide.

Contient un émoullant pour hydrater et prévenir l'irritation de la peau.

Formulation hypoallergénique sans colorant ni parfum.

S'utilise pour la désinfection des mains :

- avant examen médical,
- avant une intervention chirurgicale,
- au comptoir à disposition des clients

**Fongicide :** EN 1275

**Virucide :** NFT 72-180, EN 14476.

**Bactéricide :** EN 1040, EN 13727

**Mycobactéricide :** EN 14348

**Fongicide :** EN 1275, EN 13624, EN 1650

**Virucide :** EN 14476

**Biocide TP1.** Usage professionnel. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 500 ml      | 100 89 30 | 10,50 |

## Suprelorin®

### MENTIONS OBLIGATOIRES

**SUPRELORIN® 4,7 mg** Implant pour chiens et chats. **Composition :** 4,7 mg de desloréline (sous forme d'acétate de desloréline). **Espèces cibles :** Chiens, chats (mâles). **Indications :** chiens mâles : Induction d'une infertilité temporaire chez les chiens mâles non castrés, à maturité sexuelle, et en bonne santé. Chien femelle prépubère : Induction d'une infertilité temporaire pour retarder le premier œstrus et les premiers signes de chaleurs et pour éviter une gestation à un jeune âge chez les chiennes immatures sexuellement, non stérilisées et en bonne santé. L'implant doit être administré entre 12 et 16 semaines d'âge. Chat mâle : Induction d'une infertilité temporaire et suppression des odeurs des urines et des comportements sexuels tels que la libido, les vocalisations, le marquage urinaire et l'agressivité chez les chats mâles non castrés âgés de plus de 3 mois. **Contre-indications :** Aucune. **Effets indésirables :** Toutes les espèces cibles : Chez les animaux prépubères, la gonadectomie chirurgicale et la suppression hormonale peuvent retarder la fermeture des cartilages de croissance des os longs, généralement sans conséquences cliniques ou pathologiques. Chien (mâle et femelle) : Un œdème modéré ou la formation de croûtes au site de l'implant ont été fréquemment observés pendant 14 jours au cours des études d'innocuité et d'efficacité. Une dermatite localisée, pouvant durer jusqu'à 6 mois, a été fréquemment rapportée au cours d'un essai de terrain. Au cours de la période de traitement, de rares effets cliniques ont été rapportés : De rares cas d'effets sur le pelage (p.ex. perte de poils, alopecie, modification du pelage), d'incontinence urinaire et de symptômes associés à la désensibilisation (p.ex. diminution de la taille et de l'activité des testicules, prise de poids) ont été signalés pendant la période de traitement. Dans de très rares cas, il est possible qu'un testicule remonte par l'anneau inguinal. Une augmentation transitoire de la libido, une augmentation de la taille des testicules et une douleur testiculaire immédiatement après l'implantation ont été très rarement signalées. Ces signes ont disparu sans traitement. Un changement transitoire du comportement avec développement d'une agressivité a été très rarement rapporté. Chez l'Homme et l'animal, les hormones sexuelles (testostérone et progestérone) modulent la susceptibilité de faire des convulsions. Des crises épileptiformes ont été observées dans de très rares cas et ont été rapportées en moyenne 40 jours après l'implantation, le délai moyen d'apparition des signes était de 14 jours après celle-ci, au plus tôt le jour même et au plus tard 36 semaines après l'implantation. Chat : Des réactions locales transitoires, consistant en une rougeur et une douleur ou une sensation de chaleur, ont été fréquemment observées le jour de l'implantation. Dans une étude de terrain, des gonflements (< 5 mm) modérés ont été fréquemment observés jusqu'à 45 jours. Dans une étude de laboratoire, un gonflement sévère (> 4 cm) persistant pendant plus de 7 mois a été rapporté chez 1 chat sur 18. Chez les chats mâles à maturité sexuelle, une augmentation temporaire de l'activité sexuelle et des fugues peut être observée dans les premières semaines suivant l'implantation. L'augmentation de l'appétit et la prise de poids sont des effets connus de la stérilisation. Chez certains chats traités, le poids corporel peut augmenter jusqu'à 10 % pendant la période d'effet. **Catégorie :** Liste I. A usage vétérinaire. A ne délivrer que sur ordonnance.

**SUPRELORIN® 9,4 mg** Implant pour chiens mâles et furets mâles. **Composition :** 9,4 mg de desloréline (sous forme d'acétate de desloréline). **Espèces cibles :** Chiens mâles et furets mâles. **Indication :** Induction d'une infertilité temporaire chez les chiens mâles et furets mâles arrivés à maturité sexuelle, non castrés et en bonne santé. **Contre-indications :** Aucune. **Effets indésirables :** Chez les chiens : Un œdème modéré au site de l'implant a été fréquemment observé pendant 14 jours au cours des études d'innocuité et d'efficacité. Au cours de la période de traitement, de rares effets cliniques ont été rapportés : troubles du pelage (p.ex. perte de poils, alopecie, modification des poils), incontinence urinaire, symptômes associés à la baisse de testostérone (p.ex. diminution de la taille des testicules, réduction de l'activité, prise de poids). Dans de très rares cas, un testicule peut monter dans l'anneau inguinal. Dans de très rares cas, une augmentation transitoire de l'intérêt sexuel a été observée ainsi qu'une augmentation de la taille des testicules et une douleur testiculaire immédiatement après l'implantation. Ces signes se sont résorbés sans traitement. Dans de très rares cas, un changement transitoire du comportement a été rapporté avec la manifestation d'agression. Chez l'Homme et l'animal, les hormones sexuelles (testostérone et progestérone) modulent la susceptibilité de faire des convulsions. Des crises épileptiformes ont été observées dans de très rares cas et ont été rapportées en moyenne 40 jours après l'implantation, le délai moyen d'apparition des signes était de 14 jours après celle-ci, au plus tôt le jour même et au plus tard 36 semaines après l'implantation. Chez les furets : Un œdème modéré et transitoire, un prurit et un érythème au site de l'implant ont pu être observés au cours des études cliniques. **Catégorie :** Liste I. A usage vétérinaire. A ne délivrer que sur ordonnance.



# La stérilisation évolue...

© 08/2024 Virbac. Tous droits réservés.



Disponible  
au dosage 9,4 mg

## ...Parlons-en !



Consultez les dernières  
recommandations **WSAVA**  
en matière de stérilisation

Façonnons l'avenir  
de la santé animale

**Virbac**

## Équipements

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| • Anesthésie                  | 144 |
| • Perfusion - Soins intensifs | 163 |
| • Imagerie                    | 168 |
| • Dentisterie                 | 182 |
| • Tonte                       | 205 |
| • Chirurgie                   | 210 |
| • Physiothérapie              | 215 |
| • Mobilier                    | 217 |
| • Chenil                      | 233 |
| • Diagnostic - Identification | 240 |
| • Laboratoire                 | 253 |
| • Hygiène - Stérilisation     | 258 |

# ANESTHÉSIE

## APPAREILS

### Appareils d'anesthésie gazeuse

Les VMS ou VME possèdent, sur un seul montage compact, tous les éléments d'anesthésie et de contrôle. Appareil livré sans cuve. Garantie 3 ans, hors accessoires (tuyaux, ballons...).



| Caractéristiques                           | VMS                                                                          | VME                                          | VME Tabletop                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Base                                       | Pied chromé<br>5 roulettes                                                   | Pied plastique<br>5 roulettes                | Sur châssis époxy mural<br>ou à poser |
| Rotamètre O <sub>2</sub>                   |                                                                              | 0,2 à 4 L                                    |                                       |
| Bouton délivrance d'urgence O <sub>2</sub> |                                                                              | X                                            |                                       |
| Valve de pression d'évacuation             |                                                                              | X                                            |                                       |
| Valve inspiratoire de sécurité             | X                                                                            | en option                                    | en option                             |
| Bac à Chaux avec manomètre                 | 1500 cc                                                                      | 1100 cc                                      | 1100 cc                               |
| Tube d'évacuation des gaz expirés          |                                                                              | X                                            |                                       |
| Circuits                                   | Jeu tuyaux 1 m avec<br>raccord en Y + 2 ballons caoutchouc + circuit de Bain | Annelés diam. 15 et<br>22 mm + 3 ballons PVC |                                       |
| Informations complémentaires               |                                                                              |                                              | 7 kg - Dim. : H.46 x L.41 x P.19 cm   |
| Référence                                  | <b>102 34 00</b>                                                             | <b>102 39 90</b>                             | <b>102 34 10</b>                      |
| PU € HT                                    | 3 750,30                                                                     | 2 568,18                                     | 2 836,70                              |



### CUVE ISOFLURANE TEC III

Avec pipette.  
Appareil neuf garanti 1 an.

| DÉSIGNATION                       | RÉFÉRENCE | € HT     |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| Cuve Isoflurane TEC III           | 833 98 21 | 1 027,65 |
| Pipette de remplissage (violette) | 804 86 96 | 83,05    |



### CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE M50 - 5 L

Concentrateur d'oxygène stationnaire compact et léger. Utilise la technologie PSA<sup>(\*)</sup> standard pour fournir un débit d'oxygène allant jusqu'à 5 litres par minute.

L'air ambiant contient 21% d'oxygène, 78% d'azote, 0,9% d'argon et 0,1% de gaz rares.

Le M50 intègre un dispositif de contrôle pour surveiller les niveaux d'oxygène, et d'une alarme « No-Flow » pour alerter en cas d'absence d'oxygène délivré.

- Léger, seulement 15,2 kg.
- Silencieux, 42 dB.
- Design compact et élégant avec poignée pour faciliter sa manipulation.
- Débit réglable jusqu'à 5 l/min.

Garantie 2 ans.

(\*) Pressure Swing Adsorption ou Séparation par Pressurisation Alternée, technologie de séparation des gaz de l'air qui utilise l'air ambiant comme seule matière première.



| DÉSIGNATION                              | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------------------|-----------|--------|
| M50 - 5 l                                | 114 07 10 | 908,46 |
| <b>ACCESSOIRE</b>                        |           |        |
| Humidificateur pour M50                  | 114 07 40 | 6,13   |
| <b>ÉLÉMENTS DE RECHANGE</b>              |           |        |
| Filtre bactérien pour M50 et OC-E100     | 114 07 60 | 14,48  |
| Filtre à air pour M50                    | 114 07 70 | 7,24   |
| Filtre papier double pour M50 et OC-E100 | 114 07 80 | 14,48  |
| Embout universel                         | 835 13 48 | 8,75   |
| Raccord Universel                        | 835 13 48 | 8,75   |
| Raccord noir d'angle humidificateur M50  | 116 01 10 | 2,60   |

### CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE OC-E100 - 10 L

Concentrateur d'oxygène stationnaire, fournit jusqu'à 10 litres d'oxygène par minute.

Sépare l'oxygène des autres gaz de l'air et le délivre à des concentrations élevées. Intègre un dispositif de contrôle pour surveiller le niveau de pureté de l'oxygène, et d'une alarme « No-Flow » pour alerter en cas d'absence d'oxygène délivré.

- Design élégant pour une utilisation facile.
  - Affichage de la concentration d'oxygène en temps réel.
  - Grand écran LCD couleur.
  - Silencieux, 50 dB.
- Dim. 689 x 381 x 347 mm. Poids : 27 kg.  
Garantie 2 ans.

| DÉSIGNATION                              | RÉFÉRENCE | € HT     |
|------------------------------------------|-----------|----------|
| OC-E100 - 10 l                           | 114 07 30 | 1 724,66 |
| <b>ÉLÉMENTS DE RECHANGE</b>              |           |          |
| Filtre bactérien pour M50 et OC-E100     | 114 07 60 | 14,48    |
| Filtre papier double pour M50 et OC-E100 | 114 07 80 | 14,48    |





## BRAS ARTICULÉ WATO

Bras articulé série M pour moniteur Mindray avec plaque de montage coulissante 20,3 x 20,3 cm.

- Deux points de pivot pour un réglage latéral.
- Réglages de l'inclinaison et du pivotement.
- Gamme de mouvements allant de l'affleurement à l'extension complète.
- Gestion des câbles sous le bras.
- Plage d'inclinaison : +12 / -10 degrés.
- Charge maximale totale du bras : 13,6 kg.
- Poids du produit : 2,0 kg.

Garantie 5 ans.

| DÉSIGNATION                                             | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 1 - Bras articulé avec plaque                           | 113 87 10 | 752,94 |
| 2 - Poteau D.3,2 cm x L. 45,7 cm, charge max. : 11,3 kg | 113 87 20 | 87,84  |
| 3 - Plaque d'adaptation pour montage moniteur sur bras  | 108 93 10 | 35,25  |



## CUVE D'ANESTHÉSIE MINDRAY

Évaporateur anesthésique Mindray V60.

Compensation automatique du débit, de la température et de la pression, permet de délivrer des agents anesthésiques avec précision et une concentration constante.

- Remplissage : Keyfill, avec pipette de remplissage fournie.
- Montage : Selectatec.
- Débit minimal de gaz frais de 0,2 l/min, spécialement conçu pour l'anesthésie à faible débit.
- Poids vide : 6,9 kg.
- Plage de concentration : 0-6%.
- Plage de débit : 0,2-15 l/min.
- Angle d'inclinaison maximal : 30°.
- Dimensions : h 239 x l 120 x p 205 mm.

S'adapte sur les ventilateurs d'anesthésie Wato 20/35/65, les appareils Veta 5 et VETA 3 ainsi que tout appareil d'anesthésie avec fixation de la cuve Selectatec.

Conception sans entretien, aucun calibrage n'est nécessaire.

| DÉSIGNATION                                | RÉFÉRENCE | € HT     |
|--------------------------------------------|-----------|----------|
| Cuve Isoflurane V60 - Keyfill avec pipette | 108 19 50 | 1 889,50 |
| Cuve Sevoflurane - Keyfill avec pipette    | 108 19 60 | 1 884,61 |
| Cuve Sevoflurane - Quick-Fill              | 116 46 30 | 1 884,61 |



## RESPIRATEUR ARTIFICIEL SV300 VET

Respirateur artificiel de pointe simple à configurer, facile à utiliser, et d'usage polyvalent.

Le SV300 Vet est doté de modes de ventilation étendus et convient aux soins intensifs aigus. Compact, interface utilisateur intuitive.

Ventilation intelligente et adaptative et technologie de synchronisation avancée : s'adapte automatiquement au schéma respiratoire du patient sur la base de l'analyse de la forme d'onde pour améliorer la synchronisation patient-ventilateur.

Réduit le travail respiratoire du patient en ajustant la sensibilité des déclencheurs inspiratoires et expiratoires.

Évite les dépassements de pression ou les manques de débit.

Fonctions de protection des poumons : fonctions complètes qui offrent davantage de choix aux vétérinaires.

Outil de sevrage facile à utiliser : protocole standardisé avec surveillance continue et affichage des résultats. Écran tactile 12 pouces, réglable pour un angle de vision optimal.

Indicateur de plage de réglages et résumé des réglages. Indicateur de plage d'alarme, alarme active avec code couleur, limites d'alarme automatiques.

Livré avec son chariot, sans fonctions de monitoring (CO<sub>2</sub>, SpO<sub>2</sub>), sans WIFI.

Réchauffeur/humidificateur non inclus.

Garantie 2 ans.

| DÉSIGNATION                                                        | RÉFÉRENCE | € HT      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Respirateur SV300 VET                                              | 117 13 80 | 12 639,53 |
| <b>CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES</b>                                 |           |           |
| Capteur de débit proximal néonatal de type thermique, usage unique | 117 14 00 | 100,02    |
| Câble pour le capteur de débit                                     | 117 13 90 | 360,07    |



## DÉFIBRILLATEUR UMED 20 VET V2

Défibrillateur UMED 20 VET Mindray avec pacing, sur batterie.

Nouvelle version, désormais compatible avec la stimulation externe et la défibrillation synchronisée !

Une approche plus complète des soins d'urgence cardiaque avec une solution tout-en-un : défibrillation, stimulation et surveillance. Analyse automatique du rythme.

Technologie QShock™ pour une défibrillation extrêmement rapide.

Capacité de pacemaker externe permettant une stimulation cardiaque en cas de brady-arythmie sévère ou permettant la défibrillation synchronisée.

Design compact et léger.

Interface conviviale grâce aux boutons pour la sélection de l'énergie, la charge et l'administration du choc.

Livré avec : palettes externes à 2 tailles intégrées.

Batterie.

Câble multifonction.

Kits ECG (câble type IEC à connexion snap), SpO<sub>2</sub> et NIBP.

Échantillon patch électrode petite taille.

Échantillon patch électrode grande taille.

| DÉSIGNATION                                    | RÉFÉRENCE | € HT     |
|------------------------------------------------|-----------|----------|
| UMED 20 VET V2                                 | 117 13 40 | 4 296,60 |
| Gel 250 ml                                     | 111 44 30 | 19,47    |
| <b>OPTIONS - PACING</b>                        |           |          |
| Palette de choc 2,5 cm                         | 115 31 70 | 900,00   |
| Palette de choc 5,08 cm                        | 115 31 80 | 900,00   |
| <b>OPTIONS - DÉFIBRILLATION</b>                |           |          |
| Électrodes de défibrillation uu pédiatrique x5 | 111 44 10 | 162,72   |
| <b>ACCESSOIRES DE RÉASSORT</b>                 |           |          |
| Câble électrode de défibrillation              | 111 44 20 | 381,49   |





1



2



3

## Anesthésie Veta Mindray

Les appareils d'anesthésie VETA de Mindray Animal Care sont modernes et évolutifs.

**Ergonomique** : compact, sur chariot à roulettes avec un minimum d'encombrement au sol.  
**Intuitif** : fonctionnement simple et confortable.

**Sûr** : avec son volume courant de 5 à 1500 ml, VETA 3 assure l'anesthésie de tout type de patient jusqu'à 150 kg. AGCO (délivrance des gaz frais sur circuit auxiliaire) standard.

**Moderne** : design et look actuel.

**Pratique** : livré avec une cuve isoflurane ne nécessitant aucune maintenance.



|                                                                 | 1                                |                                    |                                  | 2                                        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                 | VETA 3                           |                                    |                                  | VETA 3X                                  |
| Références                                                      | 112 44 40<br>Isoflurane          | 115 32 30<br>Isoflurane selectatec | 115 16 70<br>Sévoflurane         | 116 04 00<br>Tabletop                    |
| PU € HT                                                         | 3 600,00                         | 3 899,86                           | 3 600,00                         | 2 800,00                                 |
| Chariot roulettes                                               | ✓                                | ✓                                  | ✓                                | Murale<br>ou à poser                     |
| Panier                                                          | ✓                                | ✓                                  | ✓                                | ✗                                        |
| Respirateur intégré                                             | ✗                                | ✗                                  | ✗                                | ✗                                        |
| Alimentation gaz                                                | O2                               | O2                                 | O2                               |                                          |
| Gaz moteur                                                      |                                  |                                    |                                  |                                          |
| Gaz vecteur                                                     | O2                               | O2                                 | O2                               | O2                                       |
| Source O2                                                       | Concentrateur<br>ou prise murale | Concentrateur<br>ou prise murale   | Concentrateur<br>ou prise murale | Concentrateur<br>ou prise murale         |
| Tuyau O2                                                        | ✓                                | ✓                                  | ✓                                | ✓                                        |
| Soufflet                                                        |                                  |                                    |                                  |                                          |
| Modèles ventilatoires                                           |                                  |                                    |                                  |                                          |
| Écran capacitif                                                 |                                  |                                    |                                  |                                          |
| Résolution écran                                                |                                  |                                    |                                  |                                          |
| Paramètres affichés                                             |                                  |                                    |                                  |                                          |
| Module CO2 Sidestream                                           |                                  |                                    |                                  |                                          |
| Volume courant                                                  |                                  |                                    |                                  |                                          |
| Fréquence respiratoire RR                                       |                                  |                                    |                                  |                                          |
| Pression inspiratoire cm H2O                                    |                                  |                                    |                                  |                                          |
| PEP cm H2O                                                      |                                  |                                    |                                  |                                          |
| Sortie auxiliaire de gaz<br>ACGO (Auxiliaire Common Gaz Outlet) | interrupteur<br>mécanique        | interrupteur<br>mécanique          | interrupteur<br>mécanique        | interrupteur<br>mécanique                |
| Batterie interne<br>et autonomie                                |                                  |                                    |                                  |                                          |
| Oxygène rapide (flush)-débit                                    | 10 L/min~15 L/min                | 10 L/min~15 L/min                  | 10 L/min~15 L/min                | 15 L/min~25 L/min                        |
| Valve APL                                                       | Jusqu'à 70 cm H2O                | Jusqu'à 70 cm H2O                  | Jusqu'à 70 cm H2O                | Jusqu'à 70 cm H2O                        |
| Canister CO2                                                    | 1500 ml                          | 1500 ml                            | 1500 ml                          | 800 ml                                   |
| Débitmètre                                                      | 1<br>0-4 l/mn                    | 1<br>0-4 l/mn                      | 1<br>0-4 l/mn                    | 1<br>0-4 l/mn                            |
| AGSS évacuation des gaz                                         | Passive                          | Passive                            | Passive                          | Passive                                  |
| Poids de l'animal                                               | 0,5 à 150 kg max                 | 0,5 à 150 kg max                   | 0,5 à 150 kg max                 | 0,5 à 150 kg max                         |
| Dimensions h x l x p (mm)                                       | 1215 x 620 x 690                 | 1215 x 620 x 690                   | 1215 x 620 x 690                 | 400 x 400 x 300                          |
| Poids de la machine                                             | 20 kg                            | 20 kg                              | 20 kg                            | ≤ 20 kg                                  |
| Manuel opérateur en Français                                    | ✓                                | ✓                                  | ✓                                | ✓                                        |
| Évaporateur autocalibration                                     |                                  |                                    |                                  |                                          |
| Gaz halogéné                                                    | Isoflurane                       | Isoflurane                         | Sévoflurane                      | Isoflurane                               |
| Montage évaporateur                                             | Fixe                             | Selectatec                         | Fixe                             | Fixe                                     |
| Remplissage                                                     | Keyfill                          | Keyfill                            | Keyfill                          | Keyfill                                  |
| Nombre positions évaporateur                                    | 1                                | 1                                  | 1                                | 1                                        |
| Chariot roulettes                                               | ✓                                | ✓                                  | ✓                                | ✗                                        |
| Support filtre narcotique                                       | ✓<br>Sans pesée                  | ✓<br>Sans pesée                    | ✓<br>Sans pesée                  | ✓<br>Uniquement avec le support<br>mural |
| Accessoires<br>kit consommables petits animaux-1120850          | ✓                                | ✓                                  | ✓                                | ✓                                        |
| Accessoires<br>kit consommables grands animaux                  | 1120860                          | 1120860                            | 1120860                          | 1120860                                  |
| Accessoires en option                                           |                                  |                                    |                                  |                                          |
| Support concentrateur O2 avec connecteur NIST                   | 1124470                          | 1124470                            | 1124470                          |                                          |
| Connecteur rapide NIST                                          | 1124450                          | 1124450                            | 1124450                          |                                          |
| Support perfusion                                               | 1124480                          | 1124480                            | 1124480                          |                                          |
| Filtre narcotique Vetguard                                      | 1140050                          | 1140050                            | 1140050                          | 1140050                                  |
| Kit AGSS-évacuation active des gaz halogénés                    | 1139750                          | 1139750                            | 1139750                          | 1139750                                  |
| Module VETA BAIN                                                | 1164490                          | 1164490                            | 1164490                          | 1164490                                  |
| Kit Selectatec                                                  | 1160380                          |                                    | 1160380                          | 1171080                                  |
| Dispositif gestion des câbles                                   | 1166310                          | 1166310                            | 1166310                          | 1166310                                  |
| Kit accessoires CO2 Sidestream petits animaux                   |                                  |                                    |                                  |                                          |
| Kit accessoires CO2 Sidestream grands animaux                   |                                  |                                    |                                  |                                          |
| Kit montage mural                                               |                                  |                                    |                                  | 1160410                                  |
| Kit montage moniteur multiparamétrique Min-<br>dray-simple      | 1140060                          | 1140060                            | 1140060                          |                                          |
| Manuel opérateur en Français - Gratuit                          | 1152820                          | 1152820                            | 1152820                          |                                          |
| Option mode PCV                                                 |                                  |                                    |                                  |                                          |
| Option mode SIMV                                                |                                  |                                    |                                  |                                          |
| Option mode VS Plus                                             |                                  |                                    |                                  |                                          |
| Garantie                                                        | 2 ans                            | 2 ans                              | 2 ans                            | 2 ans                                    |

| VETA 5                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 116 86 20<br>Basic plus isoflurane                                                                                                                          | 113 07 50<br>Basic sevoflurane                                                                                                                              | 113 07 30<br>Professional                                                                                                                                                                                       | 115 32 10<br>Professional selectatec                                                                                                                                                                            | 113 48 10<br>Premium                                                                                                                                                                                            |
| 6 930,00                                                                                                                                                    | 6 941,25                                                                                                                                                    | 8 474,10                                                                                                                                                                                                        | 8 531,59                                                                                                                                                                                                        | 9 790,00                                                                                                                                                                                                        |
| ✓                                                                                                                                                           | ✓                                                                                                                                                           | ✓                                                                                                                                                                                                               | ✓                                                                                                                                                                                                               | ✓                                                                                                                                                                                                               |
| ✓                                                                                                                                                           | ✓                                                                                                                                                           | ✓                                                                                                                                                                                                               | ✓                                                                                                                                                                                                               | ✓                                                                                                                                                                                                               |
| ✓                                                                                                                                                           | ✓                                                                                                                                                           | ✓                                                                                                                                                                                                               | ✓                                                                                                                                                                                                               | ✓                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
| Turbine intégrée                                                                                                                                            | Turbine intégrée                                                                                                                                            | Turbine intégrée                                                                                                                                                                                                | Turbine intégrée                                                                                                                                                                                                | Turbine intégrée                                                                                                                                                                                                |
| O2                                                                                                                                                          | O2                                                                                                                                                          | O2                                                                                                                                                                                                              | O2                                                                                                                                                                                                              | O2                                                                                                                                                                                                              |
| Concentrateur<br>ou prise murale                                                                                                                            | Concentrateur<br>ou prise murale                                                                                                                            | Concentrateur<br>ou prise murale                                                                                                                                                                                | Concentrateur<br>ou prise murale                                                                                                                                                                                | Concentrateur<br>ou prise murale                                                                                                                                                                                |
| ✓                                                                                                                                                           | ✓                                                                                                                                                           | ✓                                                                                                                                                                                                               | ✓                                                                                                                                                                                                               | ✓                                                                                                                                                                                                               |
| 300 ml, 1500 ml                                                                                                                                             | 300 ml, 1500 ml                                                                                                                                             | 300 ml, 1500 ml                                                                                                                                                                                                 | 300 ml, 1500 ml                                                                                                                                                                                                 | 300 ml, 1500 ml                                                                                                                                                                                                 |
| VS et VS plus<br>Prise en charge du volume<br>Ventilation intelligente<br>VCV<br>Ventilation à volume contrôlé                                              | VS<br>Prise en charge du volume<br>Ventilation intelligente<br>VCV<br>Ventilation à volume contrôlé                                                         | VS<br>Prise en charge du volume<br>Ventilation intelligente<br>VCV<br>Ventilation à volume contrôlé<br>SIMV<br>Ventilation Obligatoire Intermittente<br>Synchronisée<br>PCV<br>Ventilation à pression contrôlée | VS<br>Prise en charge du volume<br>Ventilation intelligente<br>VCV<br>Ventilation à volume contrôlé<br>SIMV<br>Ventilation Obligatoire Intermittente<br>Synchronisée<br>PCV<br>Ventilation à pression contrôlée | VS<br>Prise en charge du volume<br>Ventilation intelligente<br>VCV<br>Ventilation à volume contrôlé<br>SIMV<br>Ventilation Obligatoire Intermittente<br>Synchronisée<br>PCV<br>Ventilation à pression contrôlée |
| 8"                                                                                                                                                          | 8"                                                                                                                                                          | 8"                                                                                                                                                                                                              | 8"                                                                                                                                                                                                              | 8"                                                                                                                                                                                                              |
| 1024*768                                                                                                                                                    | 1024*768                                                                                                                                                    | 1024*768                                                                                                                                                                                                        | 1024*768                                                                                                                                                                                                        | 1024*768                                                                                                                                                                                                        |
| Volume courant<br>Concentration en O2<br>Pression des voies respiratoires<br>Fréquence respiratoire<br>Volume minute<br>PEP (pression expiratoire positive) | Volume courant<br>Concentration en O2<br>Pression des voies respiratoires<br>Fréquence respiratoire<br>Volume minute<br>PEP (pression expiratoire positive) | Volume courant<br>Concentration en O2<br>Pression des voies respiratoires<br>Fréquence respiratoire<br>Volume minute<br>PEP (pression expiratoire positive)                                                     | Volume courant<br>Concentration en O2<br>Pression des voies respiratoires<br>Fréquence respiratoire<br>Volume minute<br>PEP (pression expiratoire positive)                                                     | Volume courant<br>Concentration en O2<br>Pression des voies respiratoires<br>Fréquence respiratoire<br>Volume minute<br>PEP (pression expiratoire positive)                                                     |
| ✗                                                                                                                                                           | ✗                                                                                                                                                           | ✗                                                                                                                                                                                                               | ✗                                                                                                                                                                                                               | ✓                                                                                                                                                                                                               |
| 5-1500 ml                                                                                                                                                   | 5-1500 ml                                                                                                                                                   | 5-1500 ml                                                                                                                                                                                                       | 5-1500 ml                                                                                                                                                                                                       | 5-1500 ml                                                                                                                                                                                                       |
| 2-60 bpm                                                                                                                                                    | 2-60 bpm                                                                                                                                                    | 2-60 bpm                                                                                                                                                                                                        | 2-60 bpm                                                                                                                                                                                                        | 2-60 bpm                                                                                                                                                                                                        |
| 5cmH2O~50cmH2O                                                                                                                                              | 5cmH2O~50cmH2O                                                                                                                                              | 5cmH2O~50cmH2O                                                                                                                                                                                                  | 5cmH2O~50cmH2O                                                                                                                                                                                                  | 5cmH2O~50cmH2O                                                                                                                                                                                                  |
| 3~30 cmH2O                                                                                                                                                  | 3~30 cmH2O                                                                                                                                                  | 3~30 cmH2O                                                                                                                                                                                                      | 3~30 cmH2O                                                                                                                                                                                                      | 3~30 cmH2O                                                                                                                                                                                                      |
| interrupteur<br>mécanique                                                                                                                                   | interrupteur<br>mécanique                                                                                                                                   | interrupteur<br>mécanique                                                                                                                                                                                       | interrupteur<br>mécanique                                                                                                                                                                                       | interrupteur<br>mécanique                                                                                                                                                                                       |
| 1                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                               |
| Lithium - 120 mn                                                                                                                                            | Lithium - 120 mn                                                                                                                                            | Lithium - 120 mn                                                                                                                                                                                                | Lithium - 120 mn                                                                                                                                                                                                | Lithium - 120 mn                                                                                                                                                                                                |
| 10 L/min~15 L/min                                                                                                                                           | 10 L/min~15 L/min                                                                                                                                           | 10 L/min~15 L/min                                                                                                                                                                                               | 10 L/min~15 L/min                                                                                                                                                                                               | 10 L/min~15 L/min                                                                                                                                                                                               |
| Jusqu'à 70 cm H2O                                                                                                                                           | Jusqu'à 70 cm H2O                                                                                                                                           | Jusqu'à 70 cm H2O                                                                                                                                                                                               | Jusqu'à 70 cm H2O                                                                                                                                                                                               | Jusqu'à 70 cm H2O                                                                                                                                                                                               |
| 1500 ml                                                                                                                                                     | 1500 ml                                                                                                                                                     | 1500 ml                                                                                                                                                                                                         | 1500 ml                                                                                                                                                                                                         | 1500 ml                                                                                                                                                                                                         |
| 1                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                               |
| 0-4 l/mn                                                                                                                                                    | 0-4 l/mn                                                                                                                                                    | 0-4 l/mn                                                                                                                                                                                                        | 0-4 l/mn                                                                                                                                                                                                        | 0-4 l/mn                                                                                                                                                                                                        |
| Passive                                                                                                                                                     | Passive                                                                                                                                                     | Passive                                                                                                                                                                                                         | Passive                                                                                                                                                                                                         | Passive                                                                                                                                                                                                         |
| 0,5 à 150 kg max                                                                                                                                            | 0,5 à 150 kg max                                                                                                                                            | 0,5 à 150 kg max                                                                                                                                                                                                | 0,5 à 150 kg max                                                                                                                                                                                                | 0,5 à 150 kg max                                                                                                                                                                                                |
| 1375 x 620 x 690                                                                                                                                            | 1375 x 620 x 690                                                                                                                                            | 1375 x 620 x 690                                                                                                                                                                                                | 1375 x 620 x 690                                                                                                                                                                                                | 1375 x 620 x 690                                                                                                                                                                                                |
| 43 kg                                                                                                                                                       | 43 kg                                                                                                                                                       | 43 kg                                                                                                                                                                                                           | 43 kg                                                                                                                                                                                                           | 43 kg                                                                                                                                                                                                           |
| ✓                                                                                                                                                           | ✓                                                                                                                                                           | ✓                                                                                                                                                                                                               | ✓                                                                                                                                                                                                               | ✓                                                                                                                                                                                                               |
| Isoflurane                                                                                                                                                  | Sevoflurane                                                                                                                                                 | Isoflurane                                                                                                                                                                                                      | Isoflurane                                                                                                                                                                                                      | Isoflurane                                                                                                                                                                                                      |
| Fixe                                                                                                                                                        | Fixe                                                                                                                                                        | Fixe                                                                                                                                                                                                            | Selectatec                                                                                                                                                                                                      | Fixe                                                                                                                                                                                                            |
| Keyfill                                                                                                                                                     | Keyfill                                                                                                                                                     | Keyfill                                                                                                                                                                                                         | Keyfill                                                                                                                                                                                                         | Keyfill                                                                                                                                                                                                         |
| 1                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                               |
| ✓                                                                                                                                                           | ✓                                                                                                                                                           | ✓                                                                                                                                                                                                               | ✓                                                                                                                                                                                                               | ✓                                                                                                                                                                                                               |
| ✓                                                                                                                                                           | ✓                                                                                                                                                           | ✓                                                                                                                                                                                                               | ✓                                                                                                                                                                                                               | ✓                                                                                                                                                                                                               |
| Avec pesée                                                                                                                                                  | Avec pesée                                                                                                                                                  | Avec pesée                                                                                                                                                                                                      | Avec pesée                                                                                                                                                                                                      | Avec pesée                                                                                                                                                                                                      |
| ✓                                                                                                                                                           | ✓                                                                                                                                                           | ✓                                                                                                                                                                                                               | ✓                                                                                                                                                                                                               | ✓                                                                                                                                                                                                               |
| 1120860                                                                                                                                                     | 1120860                                                                                                                                                     | 1120860                                                                                                                                                                                                         | 1120860                                                                                                                                                                                                         | 1120860                                                                                                                                                                                                         |
| 1124470                                                                                                                                                     | 1124470                                                                                                                                                     | 1124470                                                                                                                                                                                                         | 1124470                                                                                                                                                                                                         | 1124470                                                                                                                                                                                                         |
| 1124450                                                                                                                                                     | 1124450                                                                                                                                                     | 1124450                                                                                                                                                                                                         | 1124450                                                                                                                                                                                                         | 1124450                                                                                                                                                                                                         |
| 1124480                                                                                                                                                     | 1124480                                                                                                                                                     | 1124480                                                                                                                                                                                                         | 1124480                                                                                                                                                                                                         | 1124480                                                                                                                                                                                                         |
| 1140050                                                                                                                                                     | 1140050                                                                                                                                                     | 1140050                                                                                                                                                                                                         | 1140050                                                                                                                                                                                                         | 1140050                                                                                                                                                                                                         |
| 1139750                                                                                                                                                     | 1139750                                                                                                                                                     | 1139750                                                                                                                                                                                                         | 1139750                                                                                                                                                                                                         | 1139750                                                                                                                                                                                                         |
| 1164490                                                                                                                                                     | 1164490                                                                                                                                                     | 1164490                                                                                                                                                                                                         | 1164490                                                                                                                                                                                                         | 1164490                                                                                                                                                                                                         |
| 1163080                                                                                                                                                     | 1163080                                                                                                                                                     | 1163080                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 1163080                                                                                                                                                                                                         |
| 1166310                                                                                                                                                     | 1166310                                                                                                                                                     | 1166310                                                                                                                                                                                                         | 1166310                                                                                                                                                                                                         | 1166310                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 1121850                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 1121860                                                                                                                                                                                                         |
| 1140060                                                                                                                                                     | 1140060                                                                                                                                                     | 1140060                                                                                                                                                                                                         | 1140060                                                                                                                                                                                                         | 1140060                                                                                                                                                                                                         |
| 1138680                                                                                                                                                     | 1138680                                                                                                                                                     | 1138680                                                                                                                                                                                                         | 1138680                                                                                                                                                                                                         | 1138680                                                                                                                                                                                                         |
| 1144060                                                                                                                                                     | 1144060                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1144070                                                                                                                                                     | 1144070                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                             | 1166970                                                                                                                                                     | 1166970                                                                                                                                                                                                         | 1166970                                                                                                                                                                                                         | 1166970                                                                                                                                                                                                         |
| 2 ans                                                                                                                                                       | 2 ans                                                                                                                                                       | 2 ans                                                                                                                                                                                                           | 2 ans                                                                                                                                                                                                           | 2 ans                                                                                                                                                                                                           |





1



2



3

## Anesthésie Wato Mindray

**Respirateur d'anesthésie WATO, premier ventilateur d'anesthésie par inhalation conçu pour les vétérinaires.** Toutes les fonctions essentielles sont intégrées et accessibles aisément. Ventilateur 100 % électronique haute performance qui permet à l'utilisateur de choisir le mode de ventilation le plus adapté à la situation. Livré sans cuve et sans kit d'accessoires.



|                        | 1                                                                             | 2                                                                                                    |                                                                                                      | 3                                                                                     |                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | WATO 20 vet                                                                   | WATO 35 vet                                                                                          |                                                                                                      | WATO 65                                                                               |                                                                                       |
| Références             | 112 07 60                                                                     | 112 08 10                                                                                            | 112 08 20                                                                                            | 114 45 90                                                                             | 108 19 30                                                                             |
| Modèle                 | Basic                                                                         | Advance                                                                                              | Premium                                                                                              | Advance                                                                               | Premium                                                                               |
| PU € HT                | 9 574,11                                                                      | 15 927,11                                                                                            | 17 622,80                                                                                            | 30 640,40                                                                             | 35 079,00                                                                             |
| Respirateur            | Ventilateur à contrôle électronique                                           | Ventilateur à contrôle électronique                                                                  | Ventilateur à contrôle électronique                                                                  | Ventilateur à contrôle électronique                                                   | Ventilateur à contrôle électronique                                                   |
| Gaz moteur             | Air                                                                           | Air                                                                                                  | Au choix(*) : O2 ou Air<br>(*) Choisir en fonction de l'équipement présent                           | Au choix(*) : O2 ou Air<br>(*) Choisir en fonction de l'équipement présent            |                                                                                       |
| Écran                  | 7 pouces, couleur                                                             | Écran tactile 10,4 pouces, couleur                                                                   | Écran tactile 10,4 pouces, couleur                                                                   | Écran tactile 15 pouces, couleur                                                      | Écran tactile 15 pouces, couleur                                                      |
| Paramètres ventilation | Volume courant<br>20 à 1 500 ml (mode volume)<br>5 à 1 500 ml (mode pression) | Volume courant<br>20 à 1 500 ml (mode volume)<br>5 à 1 500 ml (mode pression, PCV-VG)                | Volume courant<br>20 à 1 500 ml (mode volume)<br>5 à 1 500 ml (mode pression, PCV-VG)                | Volume courant<br>10~1500 mL (SIMV-VC)<br>5~1500 mL (VCV, PCV-VG, SIMV-VG)            | Volume courant<br>10~1500 mL (SIMV-VC)<br>5~1500 mL (VCV, PCV-VG, SIMV-VG)            |
|                        | Pinsp (pression inspiratoire)<br>5~60 cmH2O (incrément de 1 cmH2O)            | Pinsp (pression inspiratoire)<br>5~60 cmH2O (incrément de 1 cmH2O)                                   | Pinsp (pression inspiratoire)<br>5~60 cmH2O (incrément de 1 cmH2O)                                   | Pinsp (pression inspiratoire)<br>5~80 cmH2O                                           | Pinsp (pression inspiratoire)<br>5~80 cmH2O                                           |
|                        | Plimit<br>10~100 cmH2O (incrément de 1 cmH2O)                                 | Plimit<br>10~100 cmH2O (incrément de 1 cmH2O)                                                        | Plimit<br>10~100 cmH2O (incrément de 1 cmH2O)                                                        | Plimit<br>10~100 cmH2O (incrément de 1 cmH2O)                                         | Plimit<br>10~100 cmH2O (incrément de 1 cmH2O)                                         |
|                        |                                                                               | ΔPsupp<br>3~60 cmH2O (incrément de 1 cmH2O)                                                          | ΔPsupp<br>3~60 cmH2O (incrément de 1 cmH2O)                                                          |                                                                                       | ΔPsupp<br>3~60 cmH2O (CPAP/PS)                                                        |
|                        | Fréquence<br>4~100 bpm (incrément de 1 bpm)                                   | Fréquence<br>4~100 bpm (incrément de 1 bpm)<br>Fréquence minimale<br>2 - 60 bpm (incrément de 1 bpm) | Fréquence<br>4~100 bpm (incrément de 1 bpm)<br>Fréquence minimale<br>2 - 60 bpm (incrément de 1 bpm) | Fréquence<br>2~100 bpm                                                                | Fréquence<br>2~100 bpm                                                                |
|                        | Rapport I:E<br>4:1 - 1:8 (incrément de 0,5)                                   | Rapport I:E<br>4:1 - 1:8 (incrément de 0,5)                                                          | Rapport I:E<br>4:1 - 1:8 (incrément de 0,5)                                                          | Rapport I:E<br>4:1 - 1:8 (incrément de 0,5)                                           | Rapport I:E<br>4:1 - 1:8 (incrément de 0,5)                                           |
|                        | Pause inspiratoire (Tip:Ti)<br>OFF, 5 % - 60 % (incrément de 5 %)             | Pause inspiratoire (Tip:Ti)<br>OFF, 5 % - 60 % (incrément de 5 %)                                    | Pause inspiratoire (Tip:Ti)<br>OFF, 5 % - 60 % (incrément de 5 %)                                    | Pause inspiratoire (Tip:Ti)<br>OFF, 5 % - 60 % (incrément de 5 %)                     | Pause inspiratoire (Tip:Ti)<br>OFF, 5 % - 60 % (incrément de 5 %)                     |
|                        |                                                                               | Temps inspiratoire (Tinsp)<br>0,2 - 5,0 s (incrément de 0,1 s)                                       | Temps inspiratoire (Tinsp)<br>0,2 - 5,0 s (incrément de 0,1 s)                                       | Temps inspiratoire (Tinsp)<br>0,2 - 10,0 s                                            | Temps inspiratoire (Tinsp)<br>0,2 - 10,0 s                                            |
|                        |                                                                               | Fenêtre de déclenchement (Trigger)<br>5 % - 90 % (incrément de 5 %)                                  | Fenêtre de déclenchement (Trigger)<br>5 % - 90 % (incrément de 5 %)                                  | Fenêtre de déclenchement (Trigger)<br>5 % - 90 % (incrément de 5 %)                   | Fenêtre de déclenchement (Trigger)<br>5 % - 90 % (incrément de 5 %)                   |
|                        |                                                                               | Déclenchement de débit (Flow trigger)<br>0,5 ~ 15 L/min (incrément de 0,5 L/min)                     | Déclenchement de débit (Flow trigger)<br>0,5 ~ 15 L/min (incrément de 0,5 L/min)                     | Déclenchement de débit (Flow trigger)<br>0,2 ~ 15 L/min (incrément de 0,5 L/min)      | Déclenchement de débit (Flow trigger)<br>0,2 ~ 15 L/min (incrément de 0,5 L/min)      |
|                        |                                                                               | Déclenchement de pression (Pressure Trigger)<br>-20 ~ -1 cmH2O (incrément de 1 cmH2O)                | Déclenchement de pression (Pressure Trigger)<br>-20 ~ -1 cmH2O (incrément de 1 cmH2O)                | Déclenchement de pression (Pressure Trigger)<br>-20 ~ -1 cmH2O (incrément de 1 cmH2O) | Déclenchement de pression (Pressure Trigger)<br>-20 ~ -1 cmH2O (incrément de 1 cmH2O) |
|                        |                                                                               | Seuil de fin d'expiration<br>5 % - 60 % (incrément de 5 %)                                           | Seuil de fin d'expiration<br>5 % - 60 % (incrément de 5 %)                                           | Seuil de fin d'expiration<br>5 % - 80 %                                               | Seuil de fin d'expiration<br>5 % - 80 %                                               |
| Paramètres moniteur    |                                                                               | Tslope<br>0,0 - 2,0 s (incrément de 0,1 s)                                                           | Tslope<br>0,0 - 2,0 s (incrément de 0,1 s)                                                           | Tslope<br>0,0 - 2,0 s                                                                 | Tslope<br>0,0 - 2,0 s                                                                 |
|                        | Volume minute<br>0 ~ 100 L/min                                                | Volume minute<br>0 ~ 100 L/min                                                                       | Volume minute<br>0 ~ 100 L/min                                                                       | Volume minute<br>0 ~ 100 L/min                                                        | Volume minute<br>0 ~ 100 L/min                                                        |
|                        | Volume courant<br>0~2500 ml                                                   | Volume courant<br>0~2500 ml                                                                          | Volume courant<br>0~2500 ml                                                                          | Volume courant<br>0~3000 ml                                                           | Volume courant<br>0~3000 ml                                                           |
|                        | Oxygène inspiré (FiO2)<br>18 % ~ 100 %                                        | Oxygène inspiré (FiO2)<br>18 % ~ 100 %                                                               | Oxygène inspiré (FiO2)<br>18 % ~ 100 %                                                               | Oxygène inspiré (FiO2)<br>18 % ~ 100 %                                                | Oxygène inspiré (FiO2)<br>18 % ~ 100 %                                                |
|                        | Pression des voies respiratoires<br>-20 ~ 120 cmH2O                           | Pression des voies respiratoires<br>-20 ~ 120 cmH2O                                                  | Pression des voies respiratoires<br>-20 ~ 120 cmH2O                                                  | Pression des voies respiratoires<br>-20 ~ 120 cmH2O                                   | Pression des voies respiratoires<br>-20 ~ 120 cmH2O                                   |
|                        | I:E 4:1 - 1:8 (incrément de 0,5)                                              | I:E 8:1 ~ 1:10                                                                                       | I:E 8:1 ~ 1:10                                                                                       | I:E 50:1 ~ 1:50                                                                       | I:E 50:1 ~ 1:50                                                                       |
|                        | Fréquence<br>4 ~ 100 bpm                                                      | Fréquence<br>0 ~ 120 bpm                                                                             | Fréquence<br>0 ~ 120 bpm                                                                             | Fréquence<br>0 ~ 120 bpm                                                              | Fréquence<br>0 ~ 120 bpm                                                              |
|                        |                                                                               | PEEP<br>0 ~ 70 cmH2O                                                                                 | PEEP<br>0 ~ 70 cmH2O                                                                                 | PEEP<br>0 ~ 70 cmH2O                                                                  | PEEP<br>0 ~ 70 cmH2O                                                                  |
|                        |                                                                               | Résistance (R)<br>0 ~ 600 cmH2O/(L/s)                                                                | Résistance (R)<br>0 ~ 600 cmH2O/(L/s)                                                                | Résistance (R)<br>0 ~ 600 cmH2O/(L/s)                                                 | Résistance (R)<br>0 ~ 600 cmH2O/(L/s)                                                 |
|                        |                                                                               | Conformité (C)<br>0 ~ 300 ml/cmH2O                                                                   | Conformité (C)<br>0 ~ 300 ml/cmH2O                                                                   | Conformité (C)<br>0 ~ 300 ml/cmH2O                                                    | Conformité (C)<br>0 ~ 300 ml/cmH2O                                                    |
| Alarmes                |                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                      | Élasticité (E)<br>0.003 to 10 hPa/mL (cmH2O/mL)                                       | Élasticité (E)<br>0.003 to 10 hPa/mL (cmH2O/mL)                                       |
|                        | Gestion des alarmes<br>Pas d'alarme audible de défaut de pression négative    | Gestion des alarmes                                                                                  | Gestion des alarmes                                                                                  | Gestion des alarmes                                                                   | Gestion des alarmes                                                                   |
| Débitmètre             | Débitmètre verre avec protection contre l'hypoxie                             | Débitmètre verre avec protection contre l'hypoxie                                                    | Débitmètre verre avec protection contre l'hypoxie                                                    | Débitmètre verre avec protection contre l'hypoxie, débitmètre mécanique de secours    | Débitmètre verre avec protection contre l'hypoxie, débitmètre mécanique de secours    |

|                                                                                                      | 1                                                                         | 2                                                                         | 3                                                                         |                                                                                      |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      | WATO 20 vet                                                               | WATO 35 vet                                                               | WATO 65                                                                   |                                                                                      |                                                                                      |
| Références                                                                                           | 112 07 60                                                                 | 112 08 10                                                                 | 112 08 20                                                                 | 114 45 90                                                                            | 108 19 30                                                                            |
| Ergonomie                                                                                            | Plan de travail, 2 tiroirs                                                | Plan de travail, 3 tiroirs                                                | Plan de travail, 3 tiroirs                                                | Plan de travail, 3 tiroirs                                                           | Plan de travail, 3 tiroirs                                                           |
| Batterie                                                                                             | 1 batterie 150 mn                                                         | 1 Batterie de secours 90 mns                                              | 1 Batterie de secours 90 mns                                              | 2 Batterie de secours 90 mns                                                         | 2 Batterie de secours 90 mns                                                         |
| Canister CO2                                                                                         | 1500 ml                                                                   | 1500 ml                                                                   | 1500 ml                                                                   | 1500 ml                                                                              | 1500 ml                                                                              |
| O2 auxiliaire                                                                                        | ✗                                                                         | ✓                                                                         | ✓                                                                         | ✓                                                                                    | ✓                                                                                    |
| Prises de courant auxiliaires                                                                        | ✗                                                                         | ✓                                                                         | ✓                                                                         | ✓                                                                                    | ✓                                                                                    |
| ACGO, sortie de gaz auxiliaire commune sans surveillance de la pression                              | Connecteur ISO 22 mm de diamètre extérieur et 15 mm de diamètre intérieur | Connecteur ISO 22 mm de diamètre extérieur et 15 mm de diamètre intérieur | Connecteur ISO 22 mm de diamètre extérieur et 15 mm de diamètre intérieur | Intégré<br>Connecteur ISO 22 mm de diamètre extérieur et 15 mm de diamètre intérieur | Intégré<br>Connecteur ISO 22 mm de diamètre extérieur et 15 mm de diamètre intérieur |
| Nombre position évaporateurs                                                                         | 2                                                                         | 2                                                                         | 2                                                                         | 2                                                                                    | 2                                                                                    |
| Kit accessoires                                                                                      | ✗                                                                         | ✗                                                                         | ✗                                                                         | ✗                                                                                    | ✗                                                                                    |
| Gaz alimentation                                                                                     | Air                                                                       | O2 & Air                                                                  | O2 & Air                                                                  | O2 & Air                                                                             | O2 & Air                                                                             |
| Source                                                                                               | Murale                                                                    | Murale                                                                    | Murale                                                                    | Murale                                                                               | Murale                                                                               |
| Flexibles (Tuyaux)                                                                                   | Air                                                                       | O2 & Air                                                                  | O2 & Air                                                                  | O2 & Air                                                                             | O2 & Air                                                                             |
| Circuit respiratoire                                                                                 | Avec bras,<br>Sans Bypass CO2                                             | Avec bras,<br>Sans Bypass CO2                                             | Avec bras,<br>Sans Bypass CO2                                             | Avec bras,<br>Sans Bypass CO2                                                        | Avec bras,<br>Sans Bypass CO3                                                        |
| VC                                                                                                   | ✓                                                                         | ✗                                                                         | ✗                                                                         | ✗                                                                                    | ✗                                                                                    |
| PCV                                                                                                  | ✓                                                                         | ✗                                                                         | ✗                                                                         | ✓                                                                                    | ✓                                                                                    |
| AI<br>(mode de ventilation assisté avec pression de consigne)                                        | ✓                                                                         | ✗                                                                         | ✗                                                                         | ✗                                                                                    | ✗                                                                                    |
| PCV-VCV                                                                                              | ✗                                                                         | ✓                                                                         | ✓                                                                         | ✓                                                                                    | ✓                                                                                    |
| PCV-VG                                                                                               | ✗                                                                         | ✓                                                                         | ✓                                                                         | ✓                                                                                    | ✓                                                                                    |
| SIMV                                                                                                 | ✗                                                                         | ✓                                                                         | ✓                                                                         | ✓                                                                                    | ✓                                                                                    |
| PSV                                                                                                  | ✗                                                                         | ✓                                                                         | ✓                                                                         | ✗                                                                                    | ✗                                                                                    |
| PS                                                                                                   | ✗                                                                         | ✗                                                                         | ✗                                                                         | ✓                                                                                    | ✗                                                                                    |
| CPAP-PS                                                                                              | ✗                                                                         | ✗                                                                         | ✗                                                                         | Option                                                                               | ✓                                                                                    |
| SIMV-VG                                                                                              | ✗                                                                         | ✗                                                                         | ✗                                                                         | Option                                                                               | ✓                                                                                    |
| Loop                                                                                                 | ✗                                                                         | ✗                                                                         | ✓                                                                         | ✓                                                                                    | ✓                                                                                    |
| PC/VC                                                                                                | ✗                                                                         | ✓                                                                         | ✓                                                                         | ✗                                                                                    | ✗                                                                                    |
| VS/PEP                                                                                               | ✓                                                                         | ✗                                                                         | ✗                                                                         | ✗                                                                                    | ✗                                                                                    |
| AGSS évacuation des gaz<br>(*) Nécessite une prise murale SEGA                                       | Passive<br>Active en option(*)                                            | Passive<br>Active en option(*)                                            | Passive<br>Active en option(*)                                            | Passive<br>Active en option(*)                                                       | Passive<br>Active en option(*)                                                       |
| Manœuvres de recrutement alvéolaire                                                                  | ✗                                                                         | ✗                                                                         | ✗                                                                         | ✗                                                                                    | ✓                                                                                    |
| Module des gaz(*)<br>(* multi gaz-Mainstream-Sidestream-Microstream)                                 | ✗                                                                         | Option                                                                    | Option                                                                    | Option                                                                               | Option                                                                               |
| Poids patients                                                                                       | 1-100 kg                                                                  | 0,5 – 150 Kg                                                              | 0,5 – 150 Kg                                                              | 0,5 – 150 Kg                                                                         | 0,5 – 150 Kg                                                                         |
| Dimensions<br>h x l x p mm                                                                           | 1375 x 880 x 620                                                          | 1410 x 780 x 690                                                          | 1410 x 780 x 690                                                          | 1370 x 780 x 690                                                                     | 1370 x 780 x 690                                                                     |
| Poids machine                                                                                        | 120 kg                                                                    | <145 kg                                                                   | <145 kg                                                                   | <145 kg                                                                              | <145 kg                                                                              |
| Accessoires et produits connexes                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                                           |                                                                                      |                                                                                      |
| Évaporateur isoflurane selectatec Keyfill                                                            | 1081950                                                                   | 1081950                                                                   | 1081950                                                                   | 1081950                                                                              | 1081950                                                                              |
| Évaporateur sévoflurane selectatec Keyfill                                                           | 1081960                                                                   | 1081960                                                                   | 1081960                                                                   | 1081960                                                                              | 1081960                                                                              |
| Évaporateur sévoflurane selectatec Quickfill                                                         | 1164630                                                                   | 1164630                                                                   | 1164630                                                                   | 1164630                                                                              | 1164630                                                                              |
| Bras latéral articulé support pour moniteur Mindray<br>(*) nécessite une plaque d'adaptation 1089310 |                                                                           | 1081980                                                                   | 1081980                                                                   | 1081980                                                                              | 1081980                                                                              |
| Poteau porte perfusion<br>(*) complément du bras articulé                                            |                                                                           | 1138720                                                                   | 1138720                                                                   | 1138720                                                                              | 1138720                                                                              |
| Kit complet AGSS actif                                                                               | 1106550                                                                   | 1106560                                                                   | 1106560                                                                   | 1106560                                                                              | 1106560                                                                              |
| Module gaz halogénés + O2                                                                            |                                                                           | 1083140                                                                   | 1083140                                                                   | 1083140                                                                              | 1083140                                                                              |
| Kit accessoires multigaz pour module gaz halogénés                                                   |                                                                           | 1139960                                                                   | 1139960                                                                   | 1139960                                                                              | 1139960                                                                              |
| Connecteur 3 voies ACGO                                                                              |                                                                           | 1106600                                                                   | 1106600                                                                   |                                                                                      |                                                                                      |
| Kit accessoires petits animaux                                                                       | 1120850                                                                   | 1120850                                                                   | 1120850                                                                   | 1120850                                                                              | 1120850                                                                              |
| Kit accessoires grands animaux                                                                       | 1120860                                                                   | 1120860                                                                   | 1120860                                                                   | 1120860                                                                              | 1120860                                                                              |
| Câble pour relier 1 moniteur ePM à la station WATO                                                   |                                                                           | 1171220                                                                   | 1171220                                                                   | 1171220                                                                              | 1171220                                                                              |
| Maintenance<br>(*) Contrat partenaire                                                                | Tous les 2 ans                                                            | Tous les 2 ans                                                            | Tous les 2 ans                                                            | Tous les 2 ans                                                                       | Tous les 2 ans                                                                       |
| Garantie                                                                                             | 2 ans                                                                     | 2 ans                                                                     | 2 ans                                                                     | 2 ans                                                                                | 2 ans                                                                                |



## ANESTHÉSIE

### ACCESSOIRES

### DÉBITMÈTRE ROTAMÈTRE OXYGÈNE



Débitmètre permettant de régler le débit d'oxygène médical ou d'air devant être administré aux patients par voies respiratoires à partir d'une prise crantée normalisée.

Muni d'un embout verrouillable permettant le branchement à une source murale de gaz sous pression. Le débitmètre doit être positionné à la verticale. Lorsque le dispositif est raccordé, ouvrir lentement le robinet de réglage jusqu'à ce que la bille indique le débit choisi, la lecture s'effectuant au milieu de la bille. Le matériel est livré sans tétine de sortie (olive). La tétine permet le raccordement d'un tuyau à un masque à oxygène. Il peut également être équipé d'un humidificateur à usage unique, un raccord spécifique est nécessaire afin de raccorder le débitmètre.

| DÉSIGNATION                                   | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------------------------|-----------|--------|
| Débitmètre O2 0-5 l/min                       | 114 04 90 | 130,30 |
| Débitmètre O2 0-5 l/min avec kit montage rail | 114 23 90 | 130,30 |
| Débitmètre O2 - 0-15 L/min                    | 117 12 30 | 83,48  |
| <b>ACCESSOIRE</b>                             |           |        |
| Humidificateur 250 ml                         | 115 45 30 | 32,23  |
| <b>PIÈCE DE RECHANGE</b>                      |           |        |
| Raccord à olive                               | 115 37 60 | 4,90   |



### VALVE D'OXYGÉNOTHÉRAPIE À LA DEMANDE ÉQUINE

Valve d'oxygénothérapie à la demande adaptée à la pratique équine.

Dispositif robuste et compact qui offre une assistance précieuse après l'anesthésie, ainsi qu'une administration d'oxygène d'urgence rapide et facile.

La valve fournit un soutien inestimable à la récupération post-anesthésie.

Caractéristiques techniques :

- Pression d'entrée : 50 à 75 psi (50 psi pour fournir un débit d'oxygène de 160 l/min par simple pression sur un bouton ou à la demande du cheval).
- Pression de livraison : 0 à 40 mmHg.
- Effort inspiratoire à 50 psi : 0 à 2,5 cmH2O pour démarrer le débit.
- Débit maximum : 160 l/min.
- Filtration : 4 microns.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------|-----------|--------|
| Valve - Équine | 117 19 00 | 992,38 |



### COMBIBAG INSUFFLATEUR MANUEL

Insufflateur et aide respiratoire à 2 volumes : petit de 100 à 500 ml, grand de 500 à 1000 ml.

Valve de sécurité à 2 paliers 20 et 60 mbars. Utilisable tel quel ou relié à une bouteille d'oxygène 70 ou 100%.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------|-----------|--------|
| Combibag                     | 801 80 57 | 320,21 |
| <b>ACCESSOIRES</b>           |           |        |
| Tuyau annelé                 | 805 12 21 | 99,58  |
| Tube silicone diam. 3 x 7 mm | 800 55 11 | 3,68   |

## À savoir

### RÈGLES D'UTILISATION DE LA CHAUX SODÉE

- Ne pas attendre que le changement de couleur soit total.
- Changer la chaux dès la première constatation de changement de couleur.
- Stocker la chaux à l'abri de la lumière et de l'humidité.

### CHAUX SODÉE INTERSORB PLUS



Chaux sodée conventionnelle constituée de petits cylindres poreux de 3 mm de diamètre, parfaitement adaptée à l'absorption du CO<sub>2</sub> dans le domaine médical.

Virage de blanc à violet. Contient 3% d'hydroxyde de sodium et répond à toutes les exigences des Pharmacopées Américaines et Britanniques.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 5 l         | 108 86 80 | 29,85 |

### CHAUX SODÉE SPHERASORB



Chaux sodée de grade médical, spécifiquement conçue pour répondre aux conditions d'utilisation exigées au sein du milieu médical. Protection et capacité d'absorption de CO<sub>2</sub> élevée.

- Seulement 1.5 % d'Hydroxyde de Sodium.
  - Zéolite pour réduire le risque d'assèchement.
  - Constitué de sphères de 3-4 mm traitées pour minimiser la formation de poussière.
- Répond à toutes les exigences des pharmacopées Américaines et Britanniques.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 5 l         | 108 86 90 | 38,40 |

### CHAUX SODÉE LOFLOSORB

Absorbant de CO<sub>2</sub>, de grade médical, sans Hydroxyde alcalin, non caustique.

Élimine le risque de réactions avec les agents anesthésiques volatiles.

- Ne contient ni Hydroxyde de Potassium ni Hydroxyde de Sodium.
  - Constitué de sphères de 3-4 mm traitées pour minimiser la formation de poussière.
  - Changement de couleur stable de vert à violet. La formule chimique spécifiquement conçue pour l'absorption du CO<sub>2</sub> sans avoir recours à un quelconque Hydroxyde alcalin.
- Excellente capacité d'absorption bien que moindre à celle de Spherasorb ou IntersorbPlus. Répond à toutes les exigences des pharmacopées Américaines et Britanniques.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 5 l         | 108 87 00 | 57,71 |



## RÉANIMATEUR IM3

Pour la respiration artificielle d'urgence, ce ballon est idéal pour administrer de l'oxygène pur (en connectant le dispositif à une source d'oxygène) ou de l'air ambiant à un chien ou un chat. Il peut être utilisé avec une sonde endotrachéale standard ou un masque anesthésique. Le ballon est muni d'un clapet anti-retour.



| DÉSIGNATION                                   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------------------------|-----------|-------|
| Réanimateur manuel chat et chien              | 827 89 24 | 40,76 |
| Réanimateur manuel grand chien, poulain, veau | 112 18 10 | 44,93 |



## BAC À CHAUX CIRCULAIRE

Dispositif conçu pour absorber le CO<sub>2</sub> d'un circuit respiratoire fermé ou semi-fermé par l'intermédiaire de chaux sodée.

Fonctionne avec la plupart des appareils d'anesthésie et se fixe facilement.

Les gaz anesthésiques pénètrent dans l'absorbant par la tubulure du connecteur en T (22 mm), directement du côté de l'inhalation.

Réduit le gaspillage de gaz et accélère la réaction de l'animal à l'agent anesthésique par rapport à d'autres absorbants où le gaz pénètre directement dans la chaux sodée.

Le CO<sub>2</sub> est absorbé en deux cycles :

- Pendant l'expiration, car les gaz expirés sont dirigés vers le ballon.

- Pendant l'inspiration : plus grande efficacité d'absorption du dioxyde de carbone, jusqu'à 4 heures avec une canalisation minimale.

400 g de chaux sodée : durée de vie supérieure à 6 heures à faible débit chez les petits animaux.

Deux valves unidirectionnelles : inspiration, expiration. Valve APL intégrée avec orifice d'élimination des gaz résiduels.

Bac cylindrique robuste en polycarbonate, autoclavable.

Remplissage facile.

Pour animaux de 10 kg et plus.

| DÉSIGNATION                              | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------------------|-----------|--------|
| Avec entrée de gaz frais.                |           |        |
| Fixation raccord nipple (raccord tétine) | 115 90 80 | 558,49 |
| Sans entrée de gaz frais.                |           |        |
| Fixation barre                           | 115 90 90 | 558,49 |

## Circuits anesthésiques

|                           | Circuit ouvert pour animaux de moins de 7 kg                                                                                                                   | Circuit semi-fermé ou fermé pour animaux de plus de 7 kg                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Débit de gaz              | gaz frais ≥ ventilation minute du sujet                                                                                                                        | Débit de gaz ≥ consommation du patient                                       |
| Consommation de gaz       | Élevée > utilisation coûteuse                                                                                                                                  | Faible > économie                                                            |
| Gaz expirés               | Rejet par le patient de la totalité des gaz expirés à l'extérieur                                                                                              | Réinhalation des gaz expirés : passage des gaz sur la chaux sodée            |
| Perte d'eau et de chaleur | Oui                                                                                                                                                            | Non : réchauffement et humidification des gaz expirés grâce à la chaux sodée |
| Valves                    | Valve de non réinhalation, légère (minimum d'effort au patient) et le plus près possible de la sonde d'intubation ou du masque (réduire l'espace mort).        | 2 valves unidirectionnelles<br>1 valve expiratoire tarée                     |
| Ballon réservoir          | Ballon réservoir alimenté en gaz par un tuyau souple qui réalise la jonction avec le débitlitre : situé le plus près possible des voies respiratoires du sujet | Ballon réservoir                                                             |
| Pollution                 | Oui                                                                                                                                                            | Non                                                                          |
| Montage                   | Très simple et léger                                                                                                                                           | Plus complexe                                                                |
| Sécurité                  | Peu d'espace mort                                                                                                                                              | Espace mort plus important (limiter les raccords)                            |

## BLOC BAIN POUR VETA 3/5/3X

Adaptateur de circuit de Bain pour appareils d'anesthésie VETA ; pour une anesthésie en toute sécurité des petits animaux.

La sécurité est améliorée par rapport aux systèmes entièrement jetables, grâce à l'incorporation d'un manomètre en ligne et d'une valve Veta APL, qui a fait ses preuves.

Il peut être monté sur le rail latéral de Veta 3/3X/5.

Ce système additionnel non ré-inhalatoire comprend le bloc principal VetaBain, un circuit respiratoire Bain coaxial spécialement conçu, un tuyau AGSS pour l'évacuation passive des gaz, un connecteur et un ballon.

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------|-----------|--------|
| Adaptateur circuit de Bain | 116 44 90 | 580,00 |



## CIRCUIT CLEAR FLO

Circuit usage unique équipé d'un canister de chaux sodée de 500 g, d'une valve unidirectionnelle, d'une valve APL, d'un ballon de 2 litres et d'une évacuation des gaz expirés. Longueur du circuit : 1,80 m. Utilisable en circuit semi-fermé, en respiration spontanée ou, sans le ballon, raccordé à un respirateur.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------|-----------|-------|
| Circuit Clear Flo | 834 12 03 | 82,90 |



## CIRCUIT RÉ-INHALATOIRE SEMI-JETABLE

Circuit ré-inhalatoire semi-jetable pour animaux > 7 kg. Aide à réduire l'utilisation d'agents anesthésiques coûteux.

- Système léger et semi-jetable
- Faible résistance à l'écoulement
- Tubulure patient coaxiale avec pièce en Y pivotante à 360°
- Ballon de 2 litres
- Adaptateur de récupération : 30 mm femelle à 22 mm mâle

| DÉSIGNATION                         | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------------|-----------|--------|
| Circuit re-inhalatoire - Ballon 2 l | 110 12 70 | 235,80 |



## CIRCUIT DE BAIN

Circuit coaxial de ventilation de Bain type Mapleson D standard, avec valve APL et ballon de 2 l avec grille anti-occlusion.

- Canalisation interne des circuits munie d'un raccord à rotule à l'extrémité patient : empêche la ligne de gaz interne de vriller et garantit l'arrivée des gaz frais jusqu'au patient.
  - Valve expiratoire à limitation de pression réglable (APL).
  - Réglage de la pression par rotation de la molette.
  - Valve à limitation de pression réglable : permet l'échappement des gaz inspirés/ expirés en excès dans le circuit pour éviter les surpressions dans les poumons du patient.
  - Sécurité du patient : la valve, même en position fermée, libère le gaz si la pression en fin d'inspiration dépasse : 60 cm H<sub>2</sub>O pour la valve adulte.
  - Raccord de sortie 30 mm : autorise le branchement d'un système d'évacuation des gaz pour éviter la pollution de l'environnement.
- Diamètre circuit : 22 mm - Raccord patient : 22M/15F.


Dans un souci économique, ce circuit est plutôt adapté aux animaux de moins de 8 kg. Livré sans tuyau transparent.

| DÉSIGNATION                                                                                                     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Circuit 1,6 m - Ballon 2 l                                                                                      | 801 76 49 | 26,01 |
| Circuit 2,8 m - Ballon 2 l                                                                                      | 111 29 70 | 35,40 |
| <b>POUR UNE UTILISATION EN IRM, LORSQUE LE RESPIRATEUR N'EST PAS COMPATIBLE AVEC DES RÉSONANCES MAGNÉTIQUES</b> |           |       |
| Circuit 5,4 m - Ballon 2 l                                                                                      | 111 29 80 | 57,87 |
| <b>OPTIONS</b>                                                                                                  |           |       |
| PEEP valve pour circuit de Bain                                                                                 | 807 26 25 | 22,14 |
| Raccord en T pour PEEP valve 22M - 22M - 22F                                                                    | 820 91 36 | 2,95  |
| Raccord évacuation des gaz expirés 22M-30F                                                                      | 820 90 82 | 2,95  |
| Raccord coudé pour moniteur 22M - 22F                                                                           | 818 10 76 | 3,04  |
| Raccord circuit de bain / cuve inox                                                                             | 821 62 54 | 21,91 |
| Raccord 22M/22F                                                                                                 | 820 90 99 | 2,79  |

## ANESTHÉSIE RACCORDS & PIÈCES

M : mâle / F : femelle.

| DÉSIGNATION                                       | RÉFÉRENCE | € HT |
|---------------------------------------------------|-----------|------|
| Raccord 22M/22F                                   | 820 90 99 | 2,79 |
| Raccord 22M/22M                                   | 818 53 87 | 2,68 |
| Raccord 22M/30M                                   | 110 90 60 | 2,67 |
| Raccord évacuation des gaz expirés 22M-30F        | 820 90 82 | 2,95 |
| Raccord 22M/ 15F conique O <sub>2</sub> D. 6,5 mm | 835 13 54 | 4,03 |
| Raccord 22M - 6 mm                                | 829 96 71 | 2,60 |
| Raccord 22F/22F                                   | 818 53 93 | 3,69 |
| Raccord en T pour PEEP valve 22M-22M-22F          | 820 91 36 | 2,95 |
| Raccord en T 22M/15F - 22F                        | 836 20 62 | 3,74 |
| Raccord coudé Bain 22M - 22F                      | 818 10 76 | 3,04 |




## CIRCUIT PATIENT AYRES NAC

| DÉSIGNATION                          | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|--------------------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| Circuit Ayres < 7 kg<br>Ballon 0,5 l | 114 86 70 | 32,12 | 2   | 30,52 |



## CIRCUIT PATIENT AYRES < 7 KG

| DÉSIGNATION                        | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|------------------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| Circuit Ayres < 7 kg<br>Ballon 1 l | 114 86 90 | 31,38 | 2   | 29,81 |



## CIRCUIT COAXIAL UNIFLOW

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 2,4 m       | 113 98 80 | 44,83 |

Circuit Mapleson F annelé 15 mm avec pièce en T et ballon 0,5 l à tétine fermée, longueur 1,8 m. Version modifiée du circuit Jackson-Rees, offre la possibilité d'évacuer les gaz expirés et en excès, ce qui est difficile à réaliser avec un circuit Jackson-Rees conventionnel. La valve APL sur le circuit, est placée loin du patient, ce qui facilite la respiration spontanée ou la ventilation manuelle.

Circuit Mapleson C annelé 10 mm avec valve, pièce en T et ballon 1 l à tétine fermée, 1,8 m. Grâce à son espace mort minime, ce circuit dispose d'un temps de réponse très court pour le changement des concentrations anesthésiques. Il permet également l'évacuation des gaz expirés et en excès.

UniFlow est un circuit de type coaxial conçu pour l'anesthésie à bas débit avec ligne de monitoring des gaz respiratoires intégrée.

Par son concept, ce circuit offre la possibilité de réchauffer et d'humidifier les gaz inspirés. UniFlow peut être utilisé chez des patients d'au moins 5 kg.

Livré complet avec un testeur de fuite qui permet à l'utilisateur de tester de manière indépendante les tubulures internes et externes du circuit.




| DÉSIGNATION                                       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------------------------|-----------|-------|
| Raccord coudé 22M 15F + Orifice 7,6 mm            | 114 86 30 | 3,17  |
| Raccord coudé CO <sub>2</sub> - 22F/15M           | 107 27 00 | 9,97  |
| Raccord conique cuve pour circuit de bain         | 821 62 54 | 21,91 |
| Raccord chromé entrée de cuve FS2A                | 804 87 79 | 55,61 |
| Raccord chromé sortie de cuve - SF2               | 804 87 85 | 52,98 |
| Raccord Y tuyau patient                           | 843 16 91 | 8,24  |
| Raccord vis O <sub>2</sub> nut + nipple rotamètre | 838 04 62 | 9,20  |
| Tuyau plastique - le mètre                        | 820 97 45 | 1,86  |
| Raccord Y entrée débitaire VME                    | 835 39 79 | 15,32 |



# SONDES ENDOTRACHÉALES

## Sondes Endotrachéales en Caoutchouc Rouge

- Les sondes sont faites d'un matériau en caoutchouc rigide, qui empêche le vrillage et permet une utilisation répétée
- La désinfection et la stérilisation sont possible par autoclave à 134°



kruuse.com

KRUUSE 2025 - 21495 FR



## TUYAU PATIENT

Tuyaux patient en PVC.

| DÉSIGNATION                                                        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| D. 15 mm x L. 1,6 m - 2 tubes avec raccord en Y soudé côté patient | 819 96 27 | 28,77 |
| D. 22 mm x L. 1,2 m - Tube simple, intérieur lisse, sans raccord   | 820 90 76 | 4,73  |
| Raccord Y tuyau patient                                            | 843 16 91 | 8,24  |



## MASQUE D'ANESTHÉSIE SOUPLE - OISEAU, RONGEUR.

Masque IM3, en silicone souple transparent, à faible espace mort.

Adapté aux oiseaux et rongeurs, ouverture de 25 mm.



| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------|-----------|-------|
| Masque 25 mm | 112 17 10 | 42,14 |

## MASQUE D'ANESTHÉSIE

Masque d'anesthésie transparent avec membrane d'étanchéité en caoutchouc. Connecteur mâle 15 mm.

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------|-----------|-------|
| <b>1 - SANS CROCHET</b> |           |       |
| D. 51 x h 27 mm         | 109 23 40 | 32,21 |
| D. 60 x h 33 mm         | 109 23 50 | 32,19 |
| <b>2 - AVEC CROCHET</b> |           |       |
| D. 65 x h 64 mm         | 109 23 60 | 38,79 |
| D. 92 x h 92 mm         | 109 23 70 | 45,26 |
| D. 115 x h 112 mm       | 109 23 80 | 46,30 |
| D. 140 x h 140 mm       | 109 23 90 | 48,42 |



## MASQUE D'ANESTHÉSIE SOUPLE IM3

Masque IM3, en silicone souple transparent, à faible espace mort.

| DÉSIGNATION                              | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------------------|-----------|--------|
| <b>CHAT</b>                              |           |        |
| Ouverture : 55 mm                        | 112 17 20 | 42,14  |
| <b>CHIEN</b>                             |           |        |
| Museau longueur : 55 mm                  | 112 17 50 | 44,95  |
| Museau longueur : 60 mm                  | 112 17 30 | 47,76  |
| Museau longueur : 80 mm                  | 112 17 60 | 47,77  |
| <b>JEU DE MASQUES</b>                    |           |        |
| Set de 5 masques : 25, 35, 55, 60, 80 mm | 112 17 80 | 203,50 |



## FILTRE ANTI-HUMIDITÉ > 60 ML



Filtre stérile échangeur de chaleur et d'humidité avec luer lock.

Conçu pour reproduire les fonctions des voies aériennes supérieures à savoir la restitution au patient de la chaleur et de l'humidité des gaz expirés.

- Perte d'humidité : 7,8 mg H<sub>2</sub>O/l.
- Restitution d'humidité calculée : 30,8 mg H<sub>2</sub>O/l.
- Résistance à 30 l/min : 0,5 cm H<sub>2</sub>O.
- Résistance à 60 l/min : 1,6 cm H<sub>2</sub>O.
- Volume compressible : 20 ml.
- Poids : 11,8 g.
- Connexions : 15M-22M/15F.
- Volume courant minimum : >60 ml.

| DÉSIGNATION                   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------|-----------|-------|
| Filtre anti-humidité - Par 20 | 110 53 90 | 70,22 |

## FILTRE ANTI-HUMIDITÉ > 180 ML



Filtre respiratoire stérile, échangeur de chaleur et d'humidité, spécialement conçu pour être utilisé sur des circuits d'anesthésie afin de diminuer l'accumulation de condensation et d'humidité dans le système patient.

- Efficacité de filtration : >99,998%.
- Perte d'humidité : 6 mg H<sub>2</sub>O/L.
- Restitution d'humidité calculée : 32,3 mg H<sub>2</sub>O/l.
- Résistance à 30 l/min : 1,6 cm H<sub>2</sub>O.
- Résistance à 60 l/min : 2,7 cm H<sub>2</sub>O.
- Volume compressible : 57 ml.
- Poids : 31 g.
- Connexions : 22F/15M-22M/15F et prise luer lock.
- Volume courant minimum : >180 ml.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT |
|----------------------|-----------|------|
| Filtre anti-humidité | 109 93 00 | 4,45 |



## SONDE TRACHÉALE PVC - KIT DE DÉMARRAGE

Kit de démarrage de 23 sondes trachéales en PVC.

Avec ballonnet : 17 sondes de 2 à 10 mm.  
Sans ballonnet : 6 sondes de 2 à 4,5 mm.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------|-----------|-------|
| Kit de 23 sondes | 114 63 70 | 54,71 |

## DISPOSITIF ASPIR-GUARD IM3



Dispositif Aspir-Guard pour prévenir l'aspiration accidentelle.

Empêche les fluides et les débris dentaires d'être aspirés accidentellement au cours des procédures dentaires de routine, par blocage de l'oropharynx.

L'Aspir-Guard est un protecteur en forme de beignet, en PVA déshydraté (Alcool Polyvinyle) qui, une fois réhydraté, a un toucher doux tel une éponge.

Une fois le patient intubé, l'Aspir-Guard est placé sur l'extrémité distale de la sonde, juste à l'extérieur de l'épiglotte.

Des liens permettent de le fixer et de le maintenir en les attachant à ceux utilisés pour fixer la sonde au patient.

Une fois la procédure terminée, l'Aspir-Guard est délicatement retiré avec la sonde d'intubation.



| DÉSIGNATION                                   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------------------------|-----------|-------|
| S - Pour sonde 3,5 à 6 mm<br>D. 30 mm - Par 3 | 114 21 80 | 4,77  |
| M - Pour sonde 6,5 à 8 mm<br>D. 40 mm - Par 3 | 114 21 70 | 6,85  |
| L - Pour sonde 9 à 10 mm<br>D. 55 mm - Par 3  | 114 21 60 | 9,21  |
| Jeu de 9 pièces                               | 114 21 90 | 19,65 |



## V-GEL ADVANCED

Dispositif supra-glottique à usage unique pour les voies aériennes spécifiquement développé pour les vétérinaires et destiné à remplacer la sonde d'intubation endotrachéale.

- Mise en place rapide : se pose au niveau du larynx sur l'entrée de la trachée. Pose guidée par l'extrémité distale qui entre dans l'œsophage et la forme ergonomique qui assure un blocage au niveau des piliers du voile du palais.
  - Positionnement stable sans risque de rotation ou de retrait en cours d'utilisation.
  - A-traumatique pour les voies respiratoires.
  - Passage d'air maximal facilitant la respiration/ventilation sans occasionner de surpression.
- Le D-Grip évite que les tubes et les câbles ne se plient.




| DÉSIGNATION                    | RÉFÉRENCE | € HT   | UV2 | € HT  |
|--------------------------------|-----------|--------|-----|-------|
| <b>1 - LAPIN</b>               |           |        |     |       |
| R1 - 0,6 à 1,5 kg              | 825 73 94 | 17,49  | 5   | 16,15 |
| R2 - 1 à 2 kg                  | 825 74 02 | 17,67  | 5   | 16,31 |
| R3 - 1,8 à 3,5 kg              | 825 74 19 | 18,02  | 5   | 16,29 |
| R4 - 2,5 à 4 kg                | 825 74 25 | 18,38  | 5   | 16,62 |
| R5 - 3,5 à 5 kg                | 825 74 31 | 19,95  | 5   | 18,40 |
| R6 - + 4,5 kg                  | 825 74 48 | 20,14  | 5   | 18,21 |
| <b>2 - CHAT</b>                |           |        |     |       |
| C1 - 1 à 2 kg                  | 825 74 54 | 18,54  | 5   | 17,11 |
| C2 - 1,5 à 3 kg                | 825 74 60 | 18,71  | 5   | 17,28 |
| C3 - Standard 3 à 5 kg         | 825 74 77 | 18,89  | 5   | 17,44 |
| <b>3 - CHIEN</b>               |           |        |     |       |
| D3                             | 114 11 50 | 30,36  | 5   | 27,45 |
| D4                             | 114 11 60 | 30,82  | 5   | 27,86 |
| D5                             | 114 11 70 | 32,16  | 5   | 29,08 |
| D6                             | 114 11 90 | 24,38  | 5   | 22,04 |
| <b>ACCESSOIRES</b>             |           |        |     |       |
| Lubrifiant stérile Spray 30 ml | 825 75 20 | 12,79  |     |       |
| D-Grip - Support pour circuit  | 825 75 37 | 129,63 |     |       |

## Guide des tailles V-Gel chien : tableau indicatif

|                               | Poids      |               | Poids      |             | Poids     | Taille | Référence |
|-------------------------------|------------|---------------|------------|-------------|-----------|--------|-----------|
| Brachycéphale<br>Museau court | 6 à 10 kg  | Museau normal | 4 à 7 kg   | Museau long | 2 à 4 kg  | D3     | 114 11 50 |
|                               | 9 à 15 kg  |               | 6 à 10 kg  |             | 4 à 7 kg  | D4     | 114 11 60 |
|                               | 14 à 20 kg |               | 9 à 15 kg  |             | 9 à 10 kg | D5     | 114 11 70 |
|                               | 19 à 26 kg |               | 14 à 20 kg |             | 9 à 15 kg | D6     | 114 11 90 |

La taille correcte doit être déterminée en fonction de la forme et de la taille du pharynx.

## Sonde trachéale avec ballonnet



| Diam. Intérieur  | CH | PVC<br>Usage unique<br>avec raccord<br>TELEFLEX | PVC<br>Usage unique<br>avec raccord<br>PROACT | Silicone<br>avec raccord | Caoutchouc<br>rouge<br>sans raccord | Raccord<br>pour sonde rouge |
|------------------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 2 mm<br>PU HT    |    |                                                 |                                               | 109 24 60<br>47,24 €     |                                     |                             |
| 2,5 mm<br>PU HT  | 14 | 108 37 50<br>5,01 € x 10 : 4,52 €               |                                               |                          | 110 02 50<br>27,29 €                | 109 82 10<br>1,48 €         |
| 3 mm<br>PU HT    | 14 | 828 84 89<br>5,01 € x 10 : 4,52 €               | 109 94 30<br>3,60 € x 10 : 3,36 €             | 803 68 59<br>30,68 €     | 108 88 80<br>27,29 €                | 109 82 20<br>1,58 €         |
| 3,5 mm<br>PU HT  | 16 | 819 64 68<br>5,01 € x 10 : 4,52 €               | 109 94 40<br>3,60 € x 10 : 3,36 €             |                          | 108 88 90<br>27,29 €                | 109 82 30<br>1,58 €         |
| 4 mm<br>PU HT    | 18 | 827 28 96<br>5,01 € x 10 : 4,52 €               | 109 25 80<br>3,60 € x 10 : 3,36 €             | 805 17 64<br>30,44 €     | 108 89 00<br>27,29 €                | 109 82 40<br>1,58 €         |
| 4,5 mm<br>PU HT  | 20 | 835 44 01<br>5,01 € x 10 : 4,52 €               | 109 25 90<br>3,60 € x 10 : 3,36 €             |                          | 108 89 10<br>27,29 €                | 109 82 50<br>1,58 €         |
| 5 mm<br>PU HT    | 22 | 827 29 04<br>5,01 € x 10 : 4,52 €               | 109 94 60<br>3,60 € x 10 : 3,36 €             | 805 17 70<br>31,74 €     | 108 89 30<br>27,29 €                | 109 82 70<br>7,34 €         |
| 5,5 mm<br>PU HT  | 24 | 835 44 18<br>5,01 € x 10 : 4,52 €               | 109 26 10<br>3,60 € x 10 : 3,36 €             |                          | 108 89 40<br>27,29 €                | 109 82 80<br>1,58 €         |
| 6 mm<br>PU HT    | 26 | 827 29 10<br>5,01 € x 10 : 4,52 €               | 109 26 30<br>3,60 € x 10 : 3,36 €             | 109 24 80<br>29,85 €     | 108 89 50<br>27,29 €                | 109 83 00<br>1,58 €         |
| 6,5 mm<br>PU HT  | 28 | 827 29 27<br>5,01 € x 10 : 4,52 €               | 109 26 40<br>3,60 € x 10 : 3,36 €             |                          | 108 89 60<br>27,29 €                | 109 83 10<br>1,58 €         |
| 7 mm<br>PU HT    | 30 | 827 29 33<br>5,01 € x 10 : 4,52 €               | 109 26 50<br>3,60 € x 10 : 3,36 €             | 109 24 90<br>29,87 €     | 108 89 70<br>27,29 €                | 109 83 30<br>1,58 €         |
| 7,5 mm<br>PU HT  | 32 | 827 29 56<br>5,01 € x 10 : 4,52 €               | 109 26 60<br>3,60 € x 10 : 3,36 €             |                          | 108 89 80<br>27,29 €                | 109 83 40<br>1,58 €         |
| 8 mm<br>PU HT    | 34 | 827 29 62<br>5,01 € x 10 : 4,52 €               | 109 26 70<br>3,60 € x 10 : 3,36 €             | 109 25 00<br>29,87 €     | 108 89 90<br>27,29 €                | 109 83 60<br>1,58 €         |
| 8,5 mm<br>PU HT  | 36 | 835 44 24<br>5,01 € x 10 : 4,52 €               | 109 26 80<br>3,60 € x 10 : 3,36 €             |                          | 108 90 00<br>27,29 €                | 109 83 70<br>1,58 €         |
| 9 mm<br>PU HT    | 38 | 827 29 79<br>5,01 € x 10 : 4,52 €               | 109 26 90<br>3,60 € x 10 : 3,36 €             | 109 25 10<br>29,87 €     | 108 90 10<br>27,29 €                | 109 83 80<br>1,58 €         |
| 9,5 mm<br>PU HT  | 40 | 835 44 30<br>5,01 € x 10 : 4,52 €               | 109 27 00<br>3,60 € x 10 : 3,36 €             |                          | 108 90 20<br>27,29 €                | 109 83 90<br>1,58 €         |
| 10 mm<br>PU HT   | 42 |                                                 | 109 27 10<br>3,60 €                           | 109 25 20<br>41,56 €     | 108 90 30<br>27,29 €                | 109 84 00<br>1,58 €         |
| 10,5 mm<br>PU HT | 44 |                                                 |                                               |                          | 108 90 40<br>27,29 €                | 109 84 20<br>1,58 €         |
| 11 mm<br>PU HT   | 46 |                                                 |                                               | 109 25 40<br>54,42 €     | 108 90 50<br>27,29 €                | 109 84 30<br>1,58 €         |
| 12 mm<br>PU HT   | 47 |                                                 |                                               | 108 40 40<br>58,73 €     | 843 34 54<br>148,80 €               | 843 34 77<br>34,94 €        |
| 13 mm<br>PU HT   | 51 |                                                 |                                               |                          | 843 34 60<br>148,80 €               | 843 34 83<br>34,94 €        |
| 14 mm<br>PU HT   | 52 |                                                 |                                               | 824 80 18<br>178,83 €    | 801 90 45<br>181,89 €               | 801 83 18<br>34,94 €        |
| 16 mm<br>PU HT   |    |                                                 |                                               | 836 45 52<br>147,36 €    | 824 00 11<br>141,87 €               | 109 84 40<br>34,94 €        |

## Sonde endotrachéale silicone équine



Sonde équine souple et flexible en silicone transparente.  
Permet la détection de sang / mucus pendant l'utilisation.  
Ballonnet gonflable par une valve anti-retour.  
Raccord universel connectable sur toutes les tailles.  
Stérilisable à 115°C pendant 20 min. maximum.

| Descriptif                 | Référence | PU € HT |
|----------------------------|-----------|---------|
| Diam. int : 16 mm - 70 cm  | 836 45 52 | 211,42  |
| Diam. int : 18 mm - 75 cm  | 836 45 69 | 211,28  |
| Diam. int : 20 mm - 90 cm  | 836 45 75 | 239,23  |
| Diam. int : 22 mm - 90 cm  | 805 26 28 | 241,43  |
| Diam. int : 24 mm - 90 cm  | 805 26 40 | 242,05  |
| Diam. int : 26 mm - 100 cm | 836 45 81 | 273,82  |
| Diam. int : 28 mm - 100 cm | 836 45 98 | 372,88  |

# ANESTHÉSIE

## Sonde trachéale sans ballonnet

|                 |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Diam. Intérieur | PVC<br>usage unique avec raccord                                                  | Silicone<br>avec stylet et raccord                                                 | Silicone<br>sans stylet, avec raccord                                               |
| 1 mm            |                                                                                   | 111 13 20                                                                          | 111 65 40                                                                           |
| PU HT           |                                                                                   | 23,62 €                                                                            | 22,80 € / Par 5 : 22,30 €                                                           |
| 1,5 mm          |                                                                                   | 111 13 30                                                                          | 111 65 50                                                                           |
| PU HT           |                                                                                   | 23,62 €                                                                            | 22,80 € / Par 5 : 22,30 €                                                           |
| 2 mm            | 836 23 53                                                                         |                                                                                    |                                                                                     |
| PU HT           | 3,03 €                                                                            |                                                                                    |                                                                                     |
| 2,5 mm          | 836 23 69                                                                         |                                                                                    |                                                                                     |
| PU HT           | 3,03 €                                                                            |                                                                                    |                                                                                     |
| 3,5 mm          | 836 23 75                                                                         |                                                                                    |                                                                                     |
| PU HT           | 3,03 €                                                                            |                                                                                    |                                                                                     |

## CAGE À INDUCTION

Cage d'induction.  
Livrée avec tuyau et raccords.

| DÉSIGNATION                         | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------------|-----------|--------|
| 1 - 40 x 21 x 27 cm - En plexiglass | 114 13 20 | 258,81 |
| 2 - 20 x 10 x 10 cm - En plexiglass | 117 14 30 | 399,02 |
| 3 - 30 x 30 x 18 cm - En plastique  | 117 14 10 | 76,45  |



## SUPPORT POUR SONDES TRACHÉALES

Support inox pour le stockage et le séchage  
ordonnés des sondes trachéales avec  
connecteurs de 2,0 à 13,0 mm.  
Facile à nettoyer et à désinfecter.  
Montage facile.  
Largeur : 71 cm.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------|-----------|-------|
| Support inox 71 cm | 114 63 60 | 37,78 |



## RACCORD ANNELÉ VERSILIC

Fait le lien entre le tuyau d'inspiration  
et le raccord pour sonde trachéale.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------|-----------|-------|
| Raccord pour sonde | 801 82 70 | 37,51 |



## SERINGUE AG CUFFIL

AG Cuffil est un dispositif de contrôle  
et de réglage de la pression ainsi que  
du volume des ballonnets de sondes.  
Mesure de la pression du ballonnet sans espace  
mort grâce à la technologie spécifique  
d'un capteur.  
Réglage de la pression : ajustement de la  
pression à l'aide du piston. Seringue 13 x 3 x 2 cm  
avec écran digital pour faciliter l'utilisation.  
Volume : 10 ml. Plage de mesure 0 – 99 cm H<sub>2</sub>O.  
Précision ± 2 cm H<sub>2</sub>O.  
Limitée à 100 utilisations.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------|-----------|-------|
| Seringue AG Cuffil | 108 97 50 | 37,51 |

## MANDRIN POUR SONDE TRACHÉALE

Mandrin en pvc pour sonde trachéale destiné à  
rigidifier la sonde et faciliter son introduction.  
Diamètre extérieur 2 mm, longueur 40 cm :  
pour sonde de diamètre intérieur de 2,5 et 3 mm.  
Diamètre extérieur 3,3 mm, longueur 45 cm :  
pour sonde de diamètre intérieur de 3,5 à 4,5 mm.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------|-----------|-------|
| Diamètre extérieur 2 mm   | 824 13 06 | 15,08 |
| Diamètre extérieur 3,3 mm | 824 12 98 | 15,08 |



## MANOMÈTRE DE PRESSION AMBU

Conçu pour le gonflage et le monitoring de la  
pression des masques laryngés et des sondes  
d'intubation munies de ballonnets à basse  
pression.

Tubulure amovible de type « Luer » permet  
de relier le manomètre, soit à la tubulure de  
connexion, soit directement au masque laryngé  
ou à la sonde d'intubation.

- Appareil ergonomique, léger, peu encombrant
- Conception simple et robuste
- Bouton d'ajustement de pression qui permet  
d'adapter la pression désirée

Large cadran disposant de 2 zones de mesures  
calibrées en cmH<sub>2</sub>O avec code couleur pour une  
visibilité optimale.  
Dimensions : L 150 x l 75 x h 75 mm. Diamètre  
du cadran : 68 mm. Poids : 166 g.  
Longueur tubulure : 100 cm. Crochet de  
suspension.

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------|-----------|--------|
| Manomètre de pression Ambu | 116 18 90 | 154,55 |
| ÉLÉMENT DE RECHANGE        |           |        |
| Tubulure 100 cm            | 116 19 10 | 5,14   |





## ATTACHE POUR SONDE TRACHÉALE

Attache réutilisable et découpable pour attacher les sondes endotrachéales.

Cette attache tient fermement au tube, réduisant les mouvements accidentels et les dommages potentiels à la trachée. Elle n'absorbe pas le sang ou la salive contrairement à la gaze ou la lacette. Idéale durant les procédures dentaires car elle évite les dommages sur la pièce à main causés par la prise de gaze dans la turbine. Facile à utiliser et plus rapide à appliquer ou à retirer que la gaze ou d'autres liens. Ne se lie pas et ne colle pas aux poils du museau. De couleur vive pour être aisément repérable. Stérilisation à froid uniquement. Longueur : 120 cm.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------|-----------|-------|
| 120 cm - Par 50 | 112 17 90 | 24,59 |

## GOUPILLON SONDE TRACHÉALE

Pour le nettoyage de la sonde d'anesthésie.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT |
|-----------------|-----------|------|
| Goupillon 5 mm  | 100 81 90 | 9,51 |
| Goupillon 10 mm | 835 80 20 | 9,51 |



## LARYNGOSCOPE DE POCHE

Laryngoscope de poche à LED IM3. Livré avec 1 lame chat, 1 lame chien, l'alimentation et 1 câble de chargement.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------|-----------|-------|
| Laryngoscope de poche | 116 85 80 | 56,46 |



## BALLON D'ANESTHÉSIE CAOUTCHOUC

Ballon en caoutchouc noir, antistatique, avec anneau de suspension.



## LARYNGOSCOPE LED

Lame droite à canal d'intubation à droite.

| DÉSIGNATION                                   | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------------------------|-----------|--------|
| <b>LAME MILLER AVEC LOUPE GROSSISSANTE 3X</b> |           |        |
| T00 - 42 x 9 mm                               | 100 95 06 | 188,03 |
| T0 - 55 x 10 mm                               | 100 95 70 | 166,31 |
| T1 - 77 x 10 mm                               | 100 95 80 | 166,31 |

## LARYNGOSCOPE HEINE LED

Les lames Miller Classic+ simplifient l'intubation.

L'épaule raccourcie de la lame améliore de façon spectaculaire la vision de l'épiglotte et des cordes vocales. La lèvre distale de la lame présente une forme réellement non traumatique. Fibre optique HEINE HiLite, jusqu'à 6500 micro-fibres pour une meilleure transduction lumineuse et une longévité accrue. Le faisceau de fibres est protégé à ses deux extrémités contre toute détérioration d'ordre mécanique. Garantie 5 ans.



| DÉSIGNATION                                               | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------------------------------------|-----------|--------|
| <b>LAME MILLER SANS LOUPE</b>                             |           |        |
| T2 - 152 x 13 mm                                          | 100 96 00 | 135,37 |
| T3 - 167 x 13 mm                                          | 100 96 10 | 135,37 |
| T4 - 207 x 16 mm                                          | 100 95 90 | 135,37 |
| Ruminant - 295 x 16 mm                                    | 110 32 20 | 135,37 |
| <b>MANCHE À PILES</b>                                     |           |        |
| Court pour petits animaux<br>Livré sans pile (2 x LR6)    | 100 97 50 | 171,48 |
| <b>MANCHE RECHARGEABLE</b>                                |           |        |
| Standard - Rechargeable<br>sur transformateur (non livré) | 100 97 40 | 133,59 |
| Standard - Rechargeable                                   | 100 97 80 | 244,33 |
| <b>PILES</b>                                              |           |        |
| Pile 1,5 V Alkaline - AA / LR06<br>Par 4                  | 111 86 70 | 4,14   |
| Pile 1,5 V Alkaline - LR14                                | 111 87 30 | 1,69   |



| DÉSIGNATION                                    | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------------------------|-----------|--------|
| <b>LAME MILLER DROITE F.O</b>                  |           |        |
| N°0 - L 80 x l 10,5 mm                         | 821 60 76 | 179,55 |
| N°1 - L 100 x l 11,5 mm                        | 838 94 28 | 185,12 |
| N°2 - L 152 x l 13 mm                          | 103 95 10 | 190,70 |
| N°3 - L 192 x l 13 mm                          | 103 95 20 | 199,62 |
| <b>ALIMENTATION À PILES</b>                    |           |        |
| Poignée LED à piles<br>(2 x LR14 non fournies) | 106 69 50 | 281,03 |
| Pile 1,5 V Alkaline - LR14                     | 111 87 30 | 1,69   |
| <b>ALIMENTATION RECHARGEABLE</b>               |           |        |
| Poignée NT4 LED 3,5V                           | 106 69 20 | 393,67 |
| Chargeur de table Beta NT4                     | 102 66 70 | 318,95 |



## À savoir

Vous pouvez confier les filtres à gaz halogénés usagés à l'activité Cyclavet pour leur élimination dans la filière des médicaments périmés et non utilisés.

Pour plus d'information :  
contact@cyclavet.fr



## FILTRE NARCOTIQUE VETAGUARD

Filtre narcotique seul pour appareil d'anesthésie.

Capacité d'absorption du filtre : 200 g.

Poids initial du filtre : 1 000 g.

Remplacement du filtre à 1 200 g.

Composition : charbon activé.

Ø raccord tuyau : 22 mm.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Filtre seul | 114 00 50 | 37,09 |



## FILTRE POUR GAZ HALOGÉNÉS

Filtre au charbon actif pour isoflurane et sévoflurane.

Le filtre doit être raccordé au tuyau d'évacuation des gaz usés de votre circuit anesthésique et posé à plat (connecteur d'entrée : diam. 22 mm). Le filtre peut absorber au moins 200 g de gaz halogénés usés. Lorsque le poids du filtre atteint 1 000 g (poids initial de 800 g), le placer dans un sac plastique fermé et le jeter avec les ordures incinérables (déchetterie).

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------|-----------|-------|
| Filtre pour gaz halogénés | 108 46 30 | 42,31 |



## FILTRE NARCOTIQUE

Filtre à charbon actif pour absorption des gaz halogénés.

Avec tuyau d'évacuation 2 m x Ø 22 mm.

À remplacer quand le poids dépasse 1000 g.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------|-----------|-------|
| Filtre complet | 112 21 70 | 55,94 |



## TUYAU D'ÉVACUATION POUR GAZ EXPIRÉS

Tuyau 2 mètres livré sans raccord.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT |
|-----------------|-----------|------|
| 2 mètres        | 803 73 85 | 8,19 |
| Raccord 22M/22M | 818 53 87 | 2,68 |



## SPRAY SILICONE

Lubrification des instruments et des sondes.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 500 ml      | 804 07 08 | 10,36 |

## LUNETTES À OXYGÈNE

Lunettes à oxygène.

Tubulure avec embouts souples pour narines.

| DÉSIGNATION                   | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------------------------|-----------|------|-----|------|
| 1,8 m<br>Chien moyen et grand | 114 86 40 | 2,77 | 5   | 2,72 |
| 2,1 m<br>Chat, petit chien    | 114 86 60 | 2,73 | 5   | 2,68 |



## COMPRESSEUR

Compresseur électrique à piston de 0 à 8 bars.

Permet d'alimenter l'anesthésie gazeuse ainsi que tout le matériel pneumatique (Moteur).

Transportable aisément grâce à sa poignée et son faible poids (30 kg). Niveau sonore faible (45 dB). Intègre un filtre de 5 microns plus un filtre de 0,01 micron et un déshumidificateur.

Les filtres sont lavables.

Volume aspiré : 50 l/min.

Débit de sortie : 34 l/min à 7 bars,

32 l/min à 8 bars.

Réservoir : 24,5 l.

Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION                        | RÉFÉRENCE | € HT     |
|------------------------------------|-----------|----------|
| Compresseur                        | 803 76 52 | 2 978,33 |
| Kit de refroidissement avec filtre | 104 62 10 | 475,06   |
| <b>CONSOMMABLE</b>                 |           |          |
| Huile pour compresseur - 0,5 l     | 805 91 39 | 65,65    |



## SURVEILLANCE

## FOCUS SUR...

// MONITEUR LIFEWINDOW  
AMAGNÉTIQUE

**Moniteur patient compatible IRM pour la surveillance des signes vitaux.** Utilise des modules spécifiques vétérinaires de classe mondiale, Masimo/Respironics®, Nonin®, Suntech®, pour mesurer l'ECG, la SpO<sub>2</sub> et la PNI.

Conçu pour être installé dans une salle de contrôle, en dehors de la salle d'IRM et toutes les connexions patient conçues pour passer par le guide d'ondes de la salle d'IRM jusqu'au patient.

- Mesures de référence, 100% spécifique aux vétérinaires.
- Sécurité IRM jusqu'à 7 Tesla.
- Écran TFT 12.1 rétro éclairé LED, haute définition, tactile.
- Boîtier en alliage d'aluminium robuste, résistant aux chocs, réduit les interférences électromagnétiques qui perturbent les mesures.
- Capnographie : Sidestream Respironics®.
- Surveillance de la respiration avec forme d'onde utilisant une technologie exclusive VetResp.
- PNI : haute performance SunTech Vet BP.
- Visualisation et impression à distance.
- Rapports complets sur les patients.
- Option NAC : fréquence cardiaque jusqu'à 999 BPM.
- Système d'exploitation Windows® intégré avec interface utilisateur facile.
- Stockage jusqu'à 72 heures de données.
- Port Ethernet standard.
- Interface en Anglais.

Livré avec : câble patient ECG 3 dérivation sécurisé pour l'IRM, fils en fibre de carbone, 2 paquets de 5 électrodes ECG IRM pré-gélifiées d.41 mm, option NAC (câble SpO<sub>2</sub> et capteur lingual vétérinaire Nonin®), 1 ligne échantillon, 1 extension de ligne échantillon et 1 adaptateur respiratoire, câble PNI et 7 brassards et 1 appareil pour mesurer l'impédance entre les électrodes de surface fixées sur un sujet. Garantie 2 ans.



| DÉSIGNATION                             | RÉFÉRENCE | € HT      |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| Moniteur Lifewindow                     | 114 33 90 | 27 877,32 |
| <b>ACCESSOIRES DE RECHANGE</b>          |           |           |
| Capteur SPO <sub>2</sub> - Petit modèle | 115 68 20 | 2 018,73  |
| Capteur SPO <sub>2</sub> - Grand modèle | 115 57 00 | 2 364,06  |
| Velcro capteur SpO <sub>2</sub>         | 115 57 90 | 41,33     |
| Électrode Bio impédance El Chek         | 115 57 50 | 344,45    |
| Ligne échantillon                       | 115 56 60 | 74,63     |
| Câble ECG                               | 115 56 40 | 3 404,73  |
| Électrode gel - Par 10                  | 115 56 90 | 31,00     |
| Câble ECG 3 brins                       | 115 56 70 | 347,89    |
| Tuyau PNI                               | 115 57 20 | 74,63     |
| Set de 7 brassards                      | 115 57 30 | 114,82    |

## Faire son choix en monitoring

| Modèle                  | Référence | Écran tactile | Fc HR | IP indice perfusion | Fr - RR | PANI NIBP | PAI IBP | SpO <sub>2</sub> | PCO <sub>2</sub> et CO <sub>2</sub> | FiO <sub>2</sub> | ECG | Temp. C° | Imprimante | Multi Gaz |
|-------------------------|-----------|---------------|-------|---------------------|---------|-----------|---------|------------------|-------------------------------------|------------------|-----|----------|------------|-----------|
| Respivet                | 102 42 00 |               |       |                     | X       |           |         |                  |                                     |                  |     |          |            |           |
| Respivet Nano           | 106 35 90 |               |       |                     | X       |           |         |                  |                                     |                  |     |          |            |           |
| Stéthoscope oesophagien | 820 50 78 |               | X     |                     |         |           |         |                  |                                     |                  |     |          |            |           |
| PM60                    | 828 89 05 |               | X     |                     |         |           |         | X                |                                     |                  |     |          |            |           |
| Capnostream C20         | 108 91 90 |               |       |                     | X       |           |         | X                | X                                   |                  |     |          |            |           |
| Capnostream C35         | 105 36 10 |               |       |                     | X       |           |         | X                | X                                   |                  |     |          |            |           |
| Capno H+ Vet            | 112 60 40 |               |       |                     | X       |           |         | X                | X                                   | X                |     |          |            |           |
| ePM10M Vet              | 116 03 60 | X             | X     | X                   | X       | X         |         | X                | X                                   |                  | X   | X        | X          |           |
| ePM10M Vet              | 116 03 70 | X             | X     | X                   | X       | X         | X       | X                | X                                   |                  | X   | X        | X          |           |
| ePM12M Vet              | 112 46 60 | X             | X     | X                   | X       | X         | option  | X                | X                                   |                  | X   | X        | X          |           |
| ePM12M Vet              | 112 46 70 | X             | X     | X                   | X       | X         | option  | X                | X                                   |                  | X   | X        | X          | X         |
| Lifewindow - IRM        | 114 33 90 | X             | X     |                     | X       | X         |         | X                | X                                   |                  | X   | X        |            | option    |

BRAS SUR RAIL  
POUR MONITEUR MINDRAY

Bras de support pivot 240 mm (existe en 300 mm).

- Plaque plongeante 5°.
  - Pince pour rail vertical.
- Capacité de charge maximale du bras de support et de l'adaptation moniteur : 18 kg.



| DÉSIGNATION                                        | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------------------------------|-----------|--------|
| Bras sur rail                                      | 115 79 80 | 601,25 |
| <b>OPTION</b>                                      |           |        |
| Plaque d'adaptation pour montage moniteur sur bras | 108 93 10 | 35,25  |

BRAS DE TABLE POUR  
MONITEUR MINDRAY

Plaque de fixation moniteur de 5°, plongeante avec fonction pivot et bascule.

Pour montage sur des tables, des plans de travail ou en pose libre.



| DÉSIGNATION                                        | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------------------------------|-----------|--------|
| Bras pour table                                    | 115 79 70 | 420,15 |
| <b>OPTION</b>                                      |           |        |
| Plaque d'adaptation pour montage moniteur sur bras | 108 93 10 | 35,25  |



## // MONITEUR EPM12M VET



**La simplicité à portée de main. Moniteur modulaire, intelligent, simple et performant.**

- Écran tactile Haute définition 12".
  - Large angle de visualisation.
  - Paramètres précis et fiables : les fausses alertes sont réduites grâce à la technologie innovante Crozfusion.
  - Rétro-éclairage automatique.
  - Évolutif et modulaire Plug & Play.
  - Algorithmes précis.
  - Sans ventilateur, pour éviter que les poils ne pénètrent dans l'appareil.
  - Respiration : 0-200 RPM.
  - Fréquence cardiaque : 15-350 BPM.
  - CO<sub>2</sub> : Sidestream Artema.
  - PNI : algorithme vétérinaire de tolérance aux signaux faibles et aux interférences.
  - ECG : algorithme d'analyse multi-électrodes (Brevet exclusif Mindray), déclenchement intelligent et alarme visible. Analyses d'arythmie, du segment ST, QT.
  - SpO<sub>2</sub> : algorithme de faible perfusion et anti-mouvements.
  - Température : sonde rectale ou œsophagienne, 0-50°C.
  - Export et import des données via clé USB.
  - Mémoires : 101 données, 120 h de tendances, 1000 événements et formes d'onde relatives, résultat de la mesure NIBP de 1000 groupes.
- Livré avec : tuyau PNI, 4 brassards, sonde SpO<sub>2</sub>, sonde de température, ligne échantillon avec piège à eau, câble ECG et 5 pinces crocodile, module CO<sub>2</sub> Sidestream ou module multigaz avec CO<sub>2</sub>.
- Garantie 2 ans, hors accessoires.

| DÉSIGNATION                                                               | RÉFÉRENCE | € HT     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| ePM12M Vet - Sidestream, sans imprimante                                  | 112 46 60 | 5 043,58 |
| ePM12 Vet - Sidestream, avec imprimante                                   | 114 10 20 | 5 798,38 |
| ePM12M Vet - Multigaz, imprimante                                         | 112 46 70 | 9 957,20 |
| <b>OPTIONS</b>                                                            |           |          |
| Chariot avec panier                                                       | 104 09 40 | 332,19   |
| Bras mural pour moniteur - 24 cm                                          | 110 56 60 | 277,44   |
| Plaque montage moniteur sur bras mural                                    | 108 93 10 | 35,25    |
| Module Pression Invasive 2 canaux                                         | 115 90 60 | 290,58   |
| Module CO Débit cardiaque                                                 | 117 12 50 | 241,72   |
| <b>ACCESSOIRES DE RECHANGE</b>                                            |           |          |
| Capteur SpO <sub>2</sub>                                                  | 826 69 67 | 113,09   |
| Câble SpO <sub>2</sub> - 2,5 m                                            | 826 69 50 | 34,10    |
| Sonde de température                                                      | 826 69 73 | 50,13    |
| Câble ECG 3 fils                                                          | 115 81 30 | 37,10    |
| Extension câble ECG                                                       | 826 69 38 | 45,09    |
| Pince crocodile Mindray - À l'unité                                       | 826 69 44 | 7,32     |
| Tuyau PANI petits animaux - 3 m                                           | 826 69 96 | 22,55    |
| Brassard PANI 4 - 8 cm                                                    | 826 70 04 | 6,72     |
| Brassard PANI 5,8 - 10,9 cm                                               | 105 60 60 | 6,72     |
| Brassard PANI 7,1 - 13,1 cm                                               | 105 60 70 | 6,72     |
| Brassard PANI 8 - 15 cm                                                   | 105 59 50 | 6,72     |
| Piège à eau standard                                                      | 112 21 40 | 22,37    |
| Piège à eau petits animaux                                                | 112 21 50 | 22,37    |
| Ligne CO <sub>2</sub> - Animal >10 kg - 2,5 m                             | 107 09 60 | 8,06     |
| Ligne échantillon CO <sub>2</sub> - Animal <10 kg                         | 101 93 00 | 9,34     |
| Adaptateur voies respiratoires coudé                                      | 101 93 20 | 9,26     |
| Kit PI ICU Hospira - Câble 12 broches, 5 transducteurs UU, support, clamp | 108 93 70 | 276,70   |
| Transducteur UU ICU Hospira                                               | 110 29 40 | 45,09    |
| Support pour transducteur ICU Hospira                                     | 116 19 70 | 15,00    |
| Clamp / pince de montage pour transducteur ICU Hos                        | 116 19 80 | 23,00    |
| Kit de pression invasive BD                                               | 108 95 50 | 461,16   |
| Transducteur de Pression Invasive BD - Par 5                              | 108 83 70 | 256,20   |
| Support transducteur BD                                                   | 116 19 60 | 67,01    |

## MONITEUR EPM10 VET

**La simplicité à portée de main.**

Moniteur avec capnographie Sidestream intégrée, intelligent, simple et performant.

- Écran tactile Haute Définition 10".
- Large angle de visualisation.
- Paramètres précis et fiables : les fausses alertes sont réduites grâce à la technologie innovante Crozfusion™.
- Rétro-éclairage automatique.
- Algorithmes précis.
- Sans ventilateur, pour éviter que les poils ne pénètrent dans l'appareil.
- Respiration : 0-200 RPM.
- Fréquence cardiaque : 15-350 BPM.
- CO<sub>2</sub> : Sidestream.
- PNI : algorithme vétérinaire de tolérance aux signaux faibles et aux interférences.
- ECG : algorithme d'analyse multi-électrodes (Brevet exclusif Mindray), déclenchement intelligent et alarme visible.
- Analyses d'arythmie, du segment ST, QT.

- SpO<sub>2</sub> : algorithme de faible perfusion et anti-mouvements.
  - Température : sonde rectale ou œsophagienne, 0-50°C.
  - Export et import des données via clé USB.
  - Mémoires : 101 données, 120 h de tendances, 1000 événements et formes d'onde relatives, résultat de la mesure NIBP de 1000 groupes.
- Livré avec : tuyau PNI, 4 brassards, sonde SpO<sub>2</sub>, sonde de température, ligne échantillon avec piège à eau, câble ECG et 5 pinces crocodile, module CO<sub>2</sub> Sidestream intégré.
- Garantie 2 ans, hors accessoires.

| DÉSIGNATION                                                | RÉFÉRENCE | € HT     |
|------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| ePM10 Vet Sidestream, avec imprimante                      | 116 03 60 | 3 845,60 |
| ePM10 Vet Sidestream, avec imprimante et Pression Invasive | 116 03 70 | 4 519,20 |
| <b>OPTIONS ET ACCESSOIRES</b>                              |           |          |
| Identiques à l'ePM12 Vet                                   |           |          |





## ADAPTATEUR ESPACE MORT

Raccord avec port latéral qui permet de réduire l'espace mort et la ré-inspiration des gaz expirés en raccordant directement une ligne échantillon de capnographie Sidestream.

Ce connecteur de petite taille remplace le connecteur standard des sondes endotrachéales pour permettre la connexion aux lignes d'échantillonnage d' $\text{etCO}_2$ .

Idéal lors l'utilisation d'un capnographe Sidestream sur les petits animaux, les oiseaux, etc.

| DÉSIGNATION                                         | RÉFÉRENCE | € HT |
|-----------------------------------------------------|-----------|------|
| Par 4 - Pour taille de sonde : 2 - 2,5 - 3 - 3,5 mm | 116 19 90 | 8,00 |



## DISPOSITIF DE GESTION DE CÂBLES POUR VETA 3 ET 5

Dispositif optionnel constitué d'un système de barrette avec joints en silicone et crochets. Permet de clamper les câbles du moniteur et de ranger les câbles roulés en-dessous. Compatible avec VETA 3 et 5.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------|-----------|--------|
| Pour Véta 3 et 5 | 116 63 10 | 130,00 |



## KIT ACCESSOIRES GAZ RÉSIDUEL POUR MODULE AG/CO2

Ce kit contribue à limiter une des sources de contamination de l'environnement de travail par les gaz halogénés.

Un tube relie l'échappement du module de gaz à un connecteur 30F-30M inséré sur le port AGSS du moniteur de surveillance de la machine VETA ou directement sur le port AGSS du moniteur vers le filtre narcotique.

Conçu pour :

- Le traitement, via le port AGSS, des gaz anesthésiques résiduels provenant des modules de capnographie  $\text{CO}_2$  ou multi gaz des moniteurs de surveillance anesthésique ainsi que des machines d'anesthésie VETA
- La récupération des gaz expulsés par les analyseurs de gaz halogénés

Ce dispositif peut être utilisé avec une grande variété de capnographe à flux latéral, d'analyseurs de gaz halogénés et d'appareils d'anesthésie.

Il est particulièrement utile pour les appareils d'anesthésie VETA 3 et 5.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------|-----------|-------|
| Kit accessoires gaz résiduel | 115 93 50 | 64,97 |



mindray  
animal care

## OXYMÈTRE PM-60VET

Surveillance continue du  $\text{SpO}_2$  et de la fréquence cardiaque.

Alarmes sonores et visuelles réglables. Batteries AA (non fournies) qui offrent jusqu'à 36 heures d'autonomie.

Livré avec capteur  $\text{SpO}_2$  et coque en silicone.

Garantie 3 ans (hors accessoires).

| DÉSIGNATION                                             | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------------------------------------|-----------|--------|
| PM-60Vet                                                | 828 89 05 | 415,59 |
| <b>OPTIONS</b>                                          |           |        |
| Système fixation sur pied à perfusion                   | 110 66 50 | 90,46  |
| Coque de protection silicone - Bleue                    | 110 49 00 | 21,87  |
| <b>ACCESSOIRES</b>                                      |           |        |
| Capteur $\text{SpO}_2$                                  | 826 69 67 | 113,09 |
| Clip capteur $\text{SpO}_2$ - Forme ronde Petite taille | 108 67 70 | 12,20  |
| Clip capteur $\text{SpO}_2$ - Forme ronde Grande taille | 108 67 60 | 12,20  |
| Kit chargeur + batterie Li-Ion                          | 828 89 11 | 118,73 |

## STÉTHOSCOPE ŒSOPHAGIEN AMPLIFIÉ

Livré avec 3 sondes diamètre 4, 6 et 8 mm.

Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------|-----------|--------|
| Stéthoscope               | 820 50 78 | 332,20 |
| <b>PIÈCES DE RECHANGE</b> |           |        |
| Sonde 4 mm                | 820 50 84 | 21,82  |
| Sonde 6 mm                | 820 50 90 | 21,82  |



## Capno

|                      | Sidestream                                                                                                          | Mainstream                                                                                                                                                                           | Microstream                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Principe</b>      | Ligne échantillon mesure à distance                                                                                 | Capteur dans le circuit patient                                                                                                                                                      | Ligne échantillon mesure à distance                                                                                             |
| <b>Avantages</b>     | Légèreté pour le circuit<br>Possibilité de monitorer d'autres gaz                                                   | Mesure en temps réel                                                                                                                                                                 | Légèreté pour le circuit<br>Petit volume<br>Mesure très précise<br>Possibilité de monitorer d'autres gaz<br>Très faible latence |
| <b>Inconvénients</b> | Obstruction de la ligne échantillon par des sécrétions<br>Latence de mesure (2-3 s)<br>Taille du volume échantillon | Ajout d'espace mort dans le circuit<br>Poids du capteur qui peut conduire à des coudes dans le circuit<br>La chambre échantillon peut-être contaminée par de l'eau ou des sécrétions | Coût                                                                                                                            |

# ANESTHÉSIE



## RESPIVET NANO

Dispositif de monitoring respiratoire

ultracompact et facile à utiliser.

Détecte la respiration d'un chaton de 500 g jusqu'aux grands chiens de 100 kg.

L'alarme intégrée avertit si le patient arrête de respirer pendant 30 secondes.

Connexion tuyau : d. int. 15mm, d. ext. 22 mm.

Connexion sonde trachéale : d. ext. 15 mm.

Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------|-----------|--------|
| RespiVet Nano             | 106 35 90 | 276,55 |
| ÉLÉMENT DE RECHANGE       |           |        |
| Pile 3 V Lithium - CR2032 | 111 88 90 | 6,57   |



## OXYMÈTRE CAPNOGRAPHE CAPNO H+ VET

Moniteur de surveillance de l'eTCO<sub>2</sub> et de la FiO<sub>2</sub>, polyvalent, simple, abordable.

Conception ergonomique pour un confort optimal. Technologie Sidestream à débits multiples, pour les animaux intubés et non intubés.

- Compatible avec les lignes d'échantillonnage luer standards.

- Écran couleur avec indications claires.

- Alarmes visuelles et sonores ajustables et faciles à utiliser.

- Batterie intégrée rechargeable, au lithium longue durée, 3,7 V. 3500 mAh).

Fourni avec un support pour bureau, un boîtier de protection en silicone, un chargeur secteur USB 5V, un étui, capteur de SpO<sub>2</sub> type Y, des adaptateurs, 1 ligne d'échantillonnage CO<sub>2</sub>. Garantie 1 an (unité principale et batterie).

| DÉSIGNATION                             | RÉFÉRENCE | € HT     |
|-----------------------------------------|-----------|----------|
| Capno H+ Vet                            | 112 60 40 | 2 479,61 |
| OPTION                                  |           |          |
| Dispositif de fixation                  | 112 60 50 | 163,36   |
| CONSOMMABLES                            |           |          |
| Ligne échantillon - 1,27 mm x 2 m       | 107 27 60 | 12,45    |
| Ligne échantillon - 1,27 mm x 3 m       | 107 27 80 | 12,02    |
| Piège à eau pour ligne standard         | 107 27 10 | 11,95    |
| Piège à eau pour ligne microstream      | 107 27 20 | 11,95    |
| ACCESSOIRES DE RECHANGE                 |           |          |
| Raccord coudé CO <sub>2</sub> - 22F/15M | 107 27 00 | 9,97     |
| Capteur SpO <sub>2</sub>                | 107 27 50 | 130,19   |



## RESPIVET

Le moniteur respiratoire RespiVet est un appareil facile à utiliser et une solution de surveillance à faible coût.

Seulement 2 paramètres avec alarmes : sensibilité et apnée.

- Paramètres d'alarme d'apnée :

10 à 60 secondes.

- Sensibilité réglable pour les patients : 0,5 à 1000 kg.

- Cellule photoélectrique pour la réinitialisation de l'alarme mains libres.

- Affichage LED de la fréquence respiratoire.

- Signal acoustique pour chaque respiration.

- Connecteur du tuyau patient : Ø extérieur 22 mm, Ø intérieur 15 mm.

- Connecteur de tube trachéal : Ø extérieur 15 mm.

- Batterie rechargeable : jusqu'à 70 heures d'utilisation.

Dimensions : L 13 x l 13 x h 6 cm.

Livré avec capteur et raccord en L.

Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| RespiVet    | 102 42 00 | 450,95 |



## CAPNOSTREAM C20 - C35

Moniteur à 2 paramètres SpO<sub>2</sub> et CO<sub>2</sub> technologie Microstream, pour une vision précise et continue de l'adéquation de la ventilation chez les patients intubés et non intubés.

Image plus complète de l'état respiratoire du patient grâce à la fonction Apnea-Sat Alert, pour prévenir les schémas répétitifs d'apnées et de désaturation en oxygène.

Livré avec capteur SpO<sub>2</sub>, câble rallonge 3 m, 1 ligne échantillon petits animaux.

Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION                                                | RÉFÉRENCE | € HT     |
|------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Capnostream C20- À poser                                   | 108 91 90 | 3 216,72 |
| CONSOMMABLES                                               |           |          |
| Ligne échantillon CO <sub>2</sub> XL Spéciale IRM - 900 cm | 109 18 40 | 11,77    |
| Ligne échantillon CO <sub>2</sub> petits animaux           | 115 94 80 | 20,63    |
| PIÈCES DE RECHANGE                                         |           |          |
| Capteur lingual SpO <sub>2</sub>                           | 829 18 30 | 140,30   |

## GEL POUR DOPPLER



| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT |
|--------------------------|-----------|------|
| Gel ultraphonique 250 ml | 843 37 21 | 6,64 |



## TENSIOMÈTRE VET HDO

Tensiomètre électronique pour chiens, chats. Méthode oscillométrique. Matériel validé par l'ACVIM (American College of Veterinary Internal Medicine) et l'ISFM (International Society of Feline Medicine).

Excellente corrélation avec la mesure de la pression invasive. Surveillance d'anesthésie et monitoring cardio-vasculaire possibles. Paramètres mesurés : fréquence cardiaque, pression artérielle systolique, diastolique et moyenne.

La visualisation de la courbe d'oscillométrie offre en plus, des indications précieuses sur le rythme cardiaque et l'élasticité artérielle.

- Utilisation intuitive.

- Détection automatique des brassards.

- Mesure rapide (8 - 15 sec chez le chat).

- Visualisation des mesures en temps réel sur PC (option).

- Détection et élimination des artefacts de mouvements.

Alimentation secteur 220 V - 6 V ou 4 piles AAA 1,5 V (non fournies) ou prise micro USB.

Livré avec 3 brassards (chat, petit chien, grand chien) et logiciel d'analyse (MDSWIN pour Windows).

Garantie 2 ans.

| DÉSIGNATION                        | RÉFÉRENCE | € HT     |
|------------------------------------|-----------|----------|
| BLUETOOTH                          |           |          |
| Vet HDO Bluetooth, sans adaptateur | 102 45 30 | 1 997,50 |
| VERSION USB                        |           |          |
| Vet HDO                            | 102 36 40 | 1 827,50 |
| Vet HDO avec tablette et clavier   | 102 45 50 | 2 280,00 |
| BRASSARDS                          |           |          |
| Chat - Moins de 8 kg               | 102 36 60 | 60,71    |
| Petit chien - 8 à 15 kg            | 102 36 80 | 60,71    |
| Grand chien - Plus de 15 kg        | 102 36 90 | 60,71    |



## TENSIOMÈTRE PETMAP G3

PetMAP, spécialement conçu pour l'usage vétérinaire, permet la mesure de la pression artérielle sur chats et chiens de toutes tailles en diagnostic et en monitoring.

- Technologie PPO (Optimisation brevetée PetMAP), qui permet de sélectionner l'espèce (chat, chien) et l'endroit de mesure (patte avant, queue, patte arrière) améliorant la corrélation à la pression artérielle invasive.
- Mesures : pression artérielle systolique et diastolique, pression artérielle moyenne (MAP), Fréquence Cardiaque.
- Écran tactile pour une utilisation rapide et facile.
- Affichage en temps réel de « l'enveloppe » oscillométrique NSV (Valeur de Session Nominale) : calcul beaucoup plus précis qu'une simple moyenne. La NSV est la valeur la plus représentative de la pression artérielle pendant une session de multiples mesures.
- Affichage des moyennes expurgées des extrêmes sous forme de tableau.
- Possibilité d'insérer une carte mémoire SD pour la sauvegarde des mesures.

Dimensions : 15 x 8 x 3 cm - Poids : 460 g (piles comprises).

Piles : Graphic II = 4 piles AA / Graphic 3 = 4

piles AA rechargeables sur secteur.

Brassards inclus : 2 - 2,5 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5,5 cm.

Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION                              | RÉFÉRENCE | € HT     |
|------------------------------------------|-----------|----------|
| PetMAP G3 - Avec suivi de la température | 111 00 70 | 2 735,83 |
| PetMAP Graphic II                        | 827 90 94 | 2 464,49 |
| <b>BRASSARDS</b>                         |           |          |
| 2 cm                                     | 821 71 24 | 60,14    |
| 2,5 cm                                   | 821 71 53 | 60,14    |
| 3 cm                                     | 821 71 76 | 60,14    |
| 3,5 cm                                   | 821 71 82 | 60,14    |
| 4 cm                                     | 821 71 99 | 60,14    |
| 4,5 cm                                   | 821 72 07 | 60,14    |
| 5,5 cm                                   | 821 72 13 | 60,14    |
| 6,5 cm                                   | 821 72 36 | 71,35    |
| 8 cm                                     | 821 72 42 | 71,35    |
| 10 cm                                    | 821 72 59 | 71,35    |
| 13 cm                                    | 821 72 65 | 71,35    |



## PERFUSION - SOINS INTENSIFS

### Vetario

Unité de soins intensifs destinée à l'animal en hypothermie ou en réanimation.



|                                                                            | T30       | S40 Advance II | S50 Advance II | T40M      | T50M      |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Hauteur totale (mm)                                                        | 297       | 470            | 550            | 470       | 550       |
| Largeur hors tout (mm)                                                     | 270       | 485            | 690            | 485       | 690       |
| Profondeur totale (mm)                                                     | 275       | 385            | 490            | 385       | 490       |
| Surface au sol (mm)                                                        | 240 x 240 | 400 x 300      | 600 x 400      | 400 x 300 | 600 x 400 |
| Volume utile (litres)                                                      | 9,5       | 40             | 100            | 40        | 100       |
| Consommation électrique (Watts) Max                                        | 36        | 150            | 150            | 150       | 150       |
| Alimentation                                                               | 230 v     | 230 v          | 230 v          | 230 v     | 230 v     |
| Alimentation 12v*                                                          | ✓         | ✗              | ✗              | ✗         | ✗         |
| Poids (kg)                                                                 | 2,1       | 6,7            | 8,7            | 6,7       | 8,7       |
| Compatibilité avec l'oxygène                                               | ✗         | ✗              | ✗              | ✓         | ✓         |
| Contrôle numérique de température                                          | ✓         | ✓              | ✓              | ✓         | ✓         |
| Affichage de la température                                                | ✓         | ✓              | ✓              | ✓         | ✓         |
| Affichage numérique de l'humidité                                          | ✗         | ✓              | ✓              | ✓         | ✓         |
| Réservoir eau                                                              | ✗         | ✓              | ✓              | ✓         | ✓         |
| Option pompe humidité (822 70 74)                                          | ✗         | ✗              | ✗              | ✓         | ✓         |
| Alarme de température                                                      | ✓         | ✓              | ✓              | ✓         | ✓         |
| Alarme de température ambiante                                             | ✓         | ✓              | ✓              | ✓         | ✓         |
| Thermostat secondaire                                                      | ✗         | ✗              | ✗              | ✓         | ✓         |
| Plage d'humidité augmentée                                                 | ✗         | ✓              | ✓              |           |           |
| LED                                                                        | ✗         | ✓              | ✓              | ✓         | ✓         |
| Vitesse de ventilation variable                                            | ✗         | ✓              | ✓              | ✗         | ✗         |
| Nébuliseur                                                                 | ✗         | ✓              | ✓              | ✓         | ✓         |
| Plastique anti microbien (protection antimicrobienne Polygiene Biomaster™) | ✓         | ✓              | ✓              | ✓         | ✓         |
| Portable                                                                   | ✓         | ✗              | ✗              | ✗         | ✗         |
| Empilable                                                                  | ✓         | ✗              | ✗              | ✗         | ✗         |
| Référence                                                                  | 110 32 30 | 114 19 20      | 114 19 30      | 827 28 50 | 827 28 67 |
| PU € HT HORS PROMO                                                         | 308,59    | 770,80         | 958,29         | 1443,55   | 1674,03   |

\*Garantie de 3 ans avec enregistrement sur le site de [www.vetario.co.uk](http://www.vetario.co.uk)



## CAGE D'OXYGÉNOTHÉRAPIE MOBILE SHOR-LINE

Pour une visibilité et une surveillance maximales du patient dans n'importe quelle zone de la clinique.

Cage inox H.762 x l.914 x p.781 mm sur châssis mobile. Le dessus de la cage fournit une surface de travail supplémentaire.

Porte en polycarbonate transparent de 9,5 mm d'épaisseur, totalement étanche grâce à un joint en mousse.

Ouvertures d'aération pour réduire la condensation à l'intérieur de la cage. Roulettes 13 cm et poignée pour faciliter le déplacement.

Humidificateur et chambre en polycarbonate amovible pour chauffer (avec de l'eau chaude) ou refroidir (avec de la glace).

Indicateur numérique de température et humidité.

En option :

- Compteur d'oxygène : idéal pour vérifier ponctuellement le % d'oxygène. Étalonnage et surveillance à une touche. Précision de pourcentage de O<sub>2</sub> +/- 3%.

- Affichage à trois chiffres, facile à lire.

- Tuyau et masque.

| DÉSIGNATION                                     | RÉFÉRENCE | € HT     |
|-------------------------------------------------|-----------|----------|
| Cage d'oxygénothérapie H.762 x l.914 x p.781 mm | 110 28 80 | 2 841,66 |
| <b>OPTIONS</b>                                  |           |          |
| Compteur O <sub>2</sub>                         | 110 28 90 | 637,36   |
| Kit masque + tuyau                              | 110 29 00 | 186,29   |
| Joint de porte                                  | 111 95 60 | 35,04    |



## OXY HOOD

Délivrance d'oxygène sans stress et mise en place facile.

Il est conçu comme un collier carcan dont l'extrémité est fermée par un « couvercle » plastique maintenu par une fermeture éclair. L'oxygène passe par un humidificateur et arrive à l'Oxy Hood grâce à une lunette à oxygène. Applications possibles : traitement du coryza, oxygénothérapie, induction des NAC.

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------|-----------|--------|
| Chat et petit chien     | 805 51 76 | 138,97 |
| Chien de taille moyenne | 805 51 53 | 206,44 |
| Chien de grande taille  | 805 51 47 | 245,64 |



## AEROKAT

La chambre d'inhalation AeroKat est conçue pour être utilisée avec un aérosol-doseur (inhalateur) afin d'administrer des médicaments en aérosol aux chats souffrant d'asthme félin, de bronchite chronique ou de rhinite allergique.

Une fois reliée à l'inhalateur, AeroKat permet au chat de respirer normalement et d'inhaler le médicament en aérosol profondément dans ses poumons.

L'indicateur visuel Flow-Vu aide à compter le nombre de respirations, s'assure de l'administration du produit par la chambre et vérifie que l'étanchéité entre le museau et le masque est satisfaisante. À l'inspiration, l'indicateur vert vif du Flow-Vu flotte ou se déplace vers le chat. Lorsque l'animal arrête d'inspirer ou expire, l'indicateur revient à la position verticale.

| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------|-----------|-------|
| AeroKat                     | 105 54 90 | 81,23 |
| Masques diam. 3,2 et 3,9 cm |           |       |
| <b>MASQUE DE RECHANGE</b>   |           |       |
| Small - 30 mm               | 110 12 10 | 10,68 |
| Médium - 40 mm              | 110 11 90 | 13,47 |



## NÉBULISEUR MIKO

Aérosol à compresseur fonctionnant sur secteur.

Taille des particules : 2,44 µ.

Nébuliseur validé aussi sur les NAC.

Débit : 0,36 ml/min. Bruit : 56 dB.

Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION                                                                                | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Nébuliseur Miko                                                                            | 827 85 22 | 40,88 |
| <b>PIÈCE DE RECHANGE</b>                                                                   |           |       |
| Kit nébulisation boîte : chambre Hi-Flo, 2 masques (humain), embouts buccal + nasal, tuyau | 108 84 60 | 7,74  |
| Kit nébulisation : chambre Hi-Flo, 2 masques (humain), embouts buccal + nasal, tuyau       | 108 84 70 | 7,93  |
| Chambre Hi-Flo                                                                             | 108 84 50 | 2,59  |
| Tuyau flexible                                                                             | 102 19 00 | 1,86  |



## AERODAWG®

Chambre d'inhalation canine AeroDawg® est conçue pour être utilisée avec un aérosol-doseur (inhalateur) afin d'administrer des médicaments en aérosol aux chiens souffrant de maladies respiratoires comme la bronchite chronique, la paralysie laryngée ou l'affaïssement trachéal.

Une fois reliée à l'inhalateur, la chambre d'inhalation AeroDawg® permet à l'animal de respirer normalement et d'inhaler le médicament en aérosol en profondeur. Un indicateur visuel Flow-Vu permet de compter le nombre de respirations de l'animal et peut aider à vérifier l'étanchéité entre le museau et le masque.

Lorsque le chien inspire, l'indicateur vert vif du Flow-Vu flotte ou se déplace vers l'animal. Lorsque le chien arrête d'inspirer ou expire, l'indicateur revient à la position verticale.

| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------|-----------|-------|
| AeroDawg® <10 kg            |           |       |
| Masques diam. 3,2 et 3,9 cm | 105 55 10 | 81,66 |
| AeroDawg® >10 kg            |           |       |
| Masques diam. 3,9 et 4,7 cm | 105 55 20 | 79,38 |

## NÉBULISEUR NB

Aérosol à compresseur fonctionnant sur secteur.

Le mélange médicamenteux est délivré à l'animal grâce à un accessoire en option comme un masque, un Oxy-hood, une cage ou une cage Vetario type M.

Taille des particules : 5 µ.

Débit : 0,4 ml/min. Bruit : 35 dB.

Garantie 2 ans.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------|-----------|-------|
| Nébuliseur NB | 827 86 86 | 63,90 |



## POUSSE-SERINGUE BENEFUSION ESP VET

Pousse-seringue Mindray BeneFusion eSP, le tout en un qui combine les fonctions de perfusion, nutrition et transfusion sanguine.

Écran tactile couleur capacitif de 3,5". Interface utilisateur intuitive, permet une programmation rapide des paramètres clés.

Efficacité du flux de travail grâce à la fonction SmartRapid qui garantit une perfusion rapide en réduisant significativement le temps d'initialisation : mise en route 2 s, chargement de la seringue 4 s, premières gouttes de perfusion délivrées 3 s.

Prévision du temps restant sans saisie du volume de perfusion (VTBI).

Sécurité renforcée : précision des performances de perfusion inégalée ± 1,8 % et assurée sur de longues heures.

Dimensions : ≤ 257 x 150 x 73 mm. Poids : 1,6 kg.

Garantie 2 ans.

| DÉSIGNATION                               | RÉFÉRENCE | € HT     |
|-------------------------------------------|-----------|----------|
| Benefusion eSP Vet                        | 114 02 40 | 1 085,35 |
| OPTIONS                                   |           |          |
| Station Benefusion eDS Vet 4 emplacements | 114 02 50 | 780,80   |

Benefusion eDS présentée avec pompe à perfusion et pousse-seringue (non fournis)



## POMPE À PERFUSION BENEFUSION EVP VET

Pompe à perfusion volumétrique Mindray BeneFusion eVP, la pompe tout en un qui combine les fonctions de perfusion, nutrition et transfusion sanguine.

- Batterie intelligente : ≥ 11 heures @25 ml/h.

- Écran tactile couleur capacitif 3,5", interface utilisateur intuitive, défilement des informations vers le haut et le bas.

- Pince anti-écoulement.

- Résolution rapide des problèmes : système de pression dynamique, indicateur sous forme de jauge avec pression numérique pour surveiller la tendance de la pression dans la tubulure.

- Système d'étiquettes numériques : codification par couleurs : jusqu'à 30 couleurs, jusqu'à 30 catégories, maximum 5000 médicaments, préconfigurée par défaut pour 54 médicaments.

- Fonction titrage pour modifier rapidement le taux, prévision du temps restant sans saisie du volume de perfusion (VTBI).

- Bolus automatique/manuel, volume personnalisé.

- Large gamme de détection d'occlusion de 50 à 1125 mm Hg : 15 niveaux.

- Sécurité renforcée : précision des performances de perfusion inégalée ± 4,5 % et assurée sur de longues heures. Fonction SmartAIR TM : double capteur à ultrasons pour détecter les bulles d'air avec plus de précision et éviter les fausses alertes d'air dans la tubulure ou les alertes manquées, taille de détection des bulles d'air de 15 µl.

- Déclenchement : à partir de 0,01 ml/h.

- Débit maximal : 2300 ml/h.

- Mise en route rapide : allumage en 2 s.

Dimensions : 210 x 140 x 73 mm. Poids : 1,7 kg.

Garantie 2 ans.

| DÉSIGNATION                               | RÉFÉRENCE | € HT     |
|-------------------------------------------|-----------|----------|
| Benefusion eVP Vet                        | 114 02 10 | 1 158,07 |
| OPTIONS                                   |           |          |
| Station Benefusion eDS Vet 4 emplacements | 114 02 50 | 780,80   |

## Perfusion

### Calcul du débit du pousse-seringue :

$$\text{Débit en ml / kg / heure} = \frac{\text{taille de seringue ml}}{\text{Poids animal [en kg]} \times \text{Durée Intervention (h)}}$$

### Débit de perfusion des pompes à perfusion

Il sera déterminé par le débit du fluide à perfuser pour l'entretien.

### Calcul de la quantité de médicament à ajouter à la seringue ou à la poche :

$$\text{Médicament à ajouter en mg} = \frac{\text{Tx de perfusion du médicament (mg / kg / h)} \times \text{Vol. poche ou seringue (ml)}}{\text{Débit de perfusion (ml/kg/h)}}$$



## SUPPORT POMPE PERFUSION POUR CAGE VETINOX

| DÉSIGNATION                         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------------|-----------|-------|
| Support pompe à perfusion pour cage | 112 76 00 | 88,25 |



## POMPE À PERFUSION ANIFM I3 - MINDRAY

**Pompe à perfusion sur batterie polyvalente : pour la perfusion de liquide, la transfusion et l'alimentation entérale.**

- Conception conviviale et intuitive qui mesure la pression d'occlusion.
- Affichage clair des données avec des suggestions pour la résolution des problèmes lors de l'alerte de la pression d'occlusion.
- Possibilité de sélection de programmes spécifiques en fonction des produits pharmaceutiques et de la fluidothérapie.
- Alarmes sonore et visuelle.
- Pince de montage rotative : une simple pression sur un bouton permet la fixation à l'horizontale ou la verticale, sur une cage ou un support de perfusion.
- Peut être utilisé avec le système de surveillance central CMS (en option).
- Débit de perfusion : 0,1 ml/heure à 2000 ml/heure.

Garantie 2 ans.



| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------|-----------|--------|
| Pompe à perfusion AniFM I3 | 115 93 20 | 806,25 |

## POMPE À PERFUSION ANIFM I1

**Pompe à perfusion vétérinaire sur batterie, conviviale et ergonomique : compacte et légère, facile à transporter et à monter.**

- Technologie spéciale, minimise les sources potentielles d'erreur causées par des perfusions de longues durées ou par des variations dans la qualité des consommables.
- Connexion électrique sur le côté, afin qu'elle ne dépasse pas dans la cage.
- Système de suspension astucieux pour assurer une perfusion précise et stable quelque soit la position de l'appareil.
- Écran 2,2" LCD monochrome 128 x 64 pixels.
- Alarmes sonore et visuelle : détection de bulles à plusieurs niveaux.
- Sensibilité de détection des bulles réglée sur 5 positions, sécurité sans faux négatifs, tout en évitant les interférences d'alarme non critiques.
- Batterie durable : autonomie  $\geq 4,5$  h à 25 ml/h, charge  $\leq 5$  h à pleine capacité.
- 5 Modes : débit, dose, temps, micro-perfusion, perfusion.
- Haute précision  $\leq \pm 4,5$  % adaptée à l'utilisation sur petits animaux.
- Débit 0,10 ml/h – 2000 ml/h, incrément de 0,1 ml/h.



- KVO 0,1-5,0 ml/h.
  - Affichage dynamique de la pression pour prédire les occlusions à l'avance.
  - Système intelligent de gestion des occlusions : DPS et Anti-Bolus.
  - Haut niveau de résistance à l'eau et à la poussière : IP44.
  - Set d'IV préconfigurés.
  - Pince universelle pour le montage sur cage.
- Dimensions : 126 x 200 x 118 mm.  
Poids < 1,2 kg sans clamp.  
Garantie 2 ans.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| AniFM I1    | 116 03 40 | 572,70 |



## POUSSE-SERINGUE ANIFM S3 - MINDRAY

**Pousse seringue 1 voie, sur batterie, au design convivial et intuitif.**

- AniFM S3 dispose d'un frein automatique, qui garantit contre l'injection accidentelle en cas de chute de la machine.
  - Possibilité de sélection de programmes spécifiques en fonction des produits pharmaceutiques et de la fluidothérapie.
  - Conception conviviale et compacte.
  - Peut être utilisé avec le système de surveillance central CMS (en option).
  - Pince de montage rotative.
  - Débit : 01 - 2300 ml/heure.
- Garantie 2 ans.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------------|-----------|--------|
| Pousse-seringue AniFM S3 | 115 93 40 | 806,25 |



## POUSSE-SERINGUE BENEFUSION SP1 VET

**Pousse-seringue vétérinaire sur batterie, facile à utiliser : opération courante en moins de 3 étapes.**

Fonction de démarrage rapide : Première goutte délivrée dans les 2 à 3 secondes, assurant une thérapie immédiate même pour les débits les plus faibles.

- Écran 2,5" LCD monochrome, 132 x 32 pixels.
  - Haut niveau de résistance à l'eau et à la poussière : IP34.
  - Système intelligent de gestion des occlusions : DPS et anti-bolus.
  - Seringues préconfigurées.
  - Pince universelle pour le montage sur cage.
- Dimensions : 336 x 132 x 110 mm.  
Poids < 1,8 kg sans clamp.  
Garantie 2 ans.

| DÉSIGNATION                        | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------------|-----------|--------|
| Pousse seringue benefusion SP1 VET | 114 83 40 | 572,55 |



## FOCUS SUR...

### // RÉCHAUFFEUR MISTRAL AIR

Générateur à air pulsé pour le réchauffement des patients et la gestion de l'hypothermie péri-opératoire.

Technologie brevetée basse pression pour une diffusion optimisée et homogène de l'air chaud sur toute la surface de la couverture. Mistral Air transfère le maximum d'énergie au patient afin de le maintenir en normothermie. Doté d'un filtre HEPA13 pour le maintien de la qualité de l'air.

- Faible niveau sonore : 44 dB.
  - Dimensions (LxPxH) : 250 x 335 x 380 mm.
  - Alimentation : 220-230 VAC.
  - Puissance moyenne : 700 W.
  - Poids : 5,8 kg.
  - Longueur du tuyau : 1,8 m.
  - Réglages de température : 32°, 38°, 43°C et température ambiante.
  - Débit : 49 CFM (1,4 m³/minute).
- Il peut être fixé sur un pied support (en option) ou sur un pied à perfusion. Livré sans couverture.
- Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT   | UV2 | € HT  |
|----------------------------|-----------|--------|-----|-------|
| Mistral Air seul           | 109 11 50 | 936,52 |     |       |
| <b>CONSOMMABLES</b>        |           |        |     |       |
| Couverture UU 127 x 64 cm  | 109 11 80 | 13,11  | 40  | 11,14 |
| Couverture UU 145 x 102 cm | 109 06 60 | 11,23  | 40  | 9,57  |
| Couverture UU 218 x 127 cm | 104 10 50 | 13,01  | 40  | 11,09 |
| <b>OPTIONS</b>             |           |        |     |       |
| Pied avec panier           | 109 11 60 | 436,69 |     |       |



### RÉCHAUFFEUR DE PERFUSION

Pour réchauffer tous les liquides administrés par voie intraveineuse.

Compact et léger, affichage LED, affichage de la température.

- Deux options de fixation : avec une lanière ou une pince.
  - Temps de préchauffage : moins de 2 min.
  - Réglage de la température : entre 35°C et 42°C à des débits de 25 ml/h à 1000 ml/h (pas de 0,1°C).
  - Alarmes visuelle et sonore : surchauffe, température trop basse, erreur système, boîtier ouvert, rappel de chauffage
- Compatibilité des perfuseurs : sets de perfusion standards de 20 à 60 gouttes/ml - D. 3,4/4,5 mm.

Alimentation : secteur 240 V - 50/ 60 Hz, 85 kW.  
Dimensions : 18 x 7 x 3,5 cm.  
Garantie 1 an.



### COUVERTURE UNIVERSELLE

Couverture universelle usage unique pour réchauffeur à air pulsé spécialement conçues pour un usage vétérinaire.

Surface en polyester poreux qui fournit un faible flux d'air uniformément réparti, un réchauffement efficace, réduisant le facteur de « refroidissement éolien » et minimisant la contamination par les poils.

Les couvertures sont codées par couleur, le côté blanc est toujours en contact avec le patient.

| DÉSIGNATION                   | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------|-----------|--------|
| <b>POUR CAGE</b>              |           |        |
| Chat et petit chien - Par 10  | 111 19 30 | 277,89 |
| Chien moyen et grand - Par 10 | 111 19 40 | 277,89 |



## FOCUS SUR...



## // RADIO FUTURA MAX DR

**Rapidité, sécurité et confort de travail.**

- Générateur de rayons X à très haute fréquence 100 kHz et décharge de condensateur, 32 kW, 125 kV.
- Capteur plan iodeure de césium grand champ de fabrication Française (Thales<sup>®</sup>), intégré au générateur. Le plus grand champ d'examen du marché grâce aux dimensions du détecteur. Image numérique haute résolution, technologie Pixium Csl à forte capacité d'absorption des rayons X qui permet de réduire la dose de rayonnement tout en conservant une image de grande qualité.
- Dimensions du détecteur : 43 x 43 cm.
- Acquisition de l'image en 3 secondes avec une résolution à 148 µm.
- DQE @ 0.05 pl / mm : 65 % (Valeur type 6.4 µGy RQA5).
- AD conversion : 16 bits.
- Dose de saturation ≥ 85 / Dose linéaire maximum ≥ 50.
- Grille haute résolution en fibre de carbone.
- Ordinateur HP All-in-One 800 G4 professionnel : écran digital, 2 disques durs (SDD pour le software du système et HDD pour le stockage des images DICOM).
- Logiciels : créés spécifiquement pour l'activité vétérinaire. Pas de clic superflu, les outils sont tous accessibles directement depuis la fenêtre de traitement d'image.
- IntechForCaptation ou VetRad pour la capture et l'affichage tout-en-un.
- IntechForView pour le traitement des images.
- Protocole et certification DICOM 3.0, liste de travail, correction automatique de la grille, connectivité avec Dr Veto, MyPacs (ou autre Pacs).

Garantie électronique : 24 mois.

Garantie du tube : 1 an au prorata temporis.

Garantie informatique (PC) : 3 ans.

Garantie capteur plan : 2 ans.

En option : extension de garantie du capteur plan (hors PC) : 1 an et jusqu'à la 3<sup>e</sup> année.



| DÉSIGNATION                             | RÉFÉRENCE | € HT      |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| Futura MAX DR SW VXVUE + grille carbone | 110 85 20 | 41 766,62 |
| Futura MAX DR SW IFC + grille carbone   | 111 90 60 | 40 156,62 |
| <b>OPTIONS</b>                          |           |           |
| Support moniteur mural                  | 106 30 30 | 176,52    |
| Support moniteur articulé pour table    | 102 06 70 | 551,82    |
| Moniteur supplémentaire Full HD         | 106 30 10 | 303,91    |



## RADIO FUTURA MAX

**Fiabilité, performance et évolutivité, la Futura MAX répond à toutes vos exigences.**

- Générateur 32 kW très haute fréquence 100kHz à décharge de condensateur.
- Kilovoltage : 40-125 kV (par pas de 1).
- Milliampère : 25 à 400 mA (en 9 étapes).
- Foyers : 0,6 / 1,3 mm.
- Anode tournante (3 000 rpm).
- Collimateur à 4 feuilles haute protection (R221) à éclairage LED.
- Grille antidiffusion rapport 10.
- Alimentation : monophasé 220V, 50/60 Hz, 16 A max. Résistance totale en ligne 0,4 Ω.
- Contrôle automatique et protection du courant de filament et protection contre les surtensions.
- Plateau plat silencieux 2 mouvements. Dimensions : L 140 X l 65 cm.
- Dimensions requises pour l'installation : L 240 X l 150 cm.

Écran tactile à techniques anatomiques.

Enregistrement automatique des paramètres de tir.

Garantie électronique : 24 mois.

Garantie du tube : 12 mois au prorata temporis.



## STATIF POUR RADIO PORTABLE

Statif pour radio portable.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT      |
|------------------|-----------|-----------|
| Radio Futura MAX | 108 45 50 | 19 635,20 |

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT     |
|-------------|-----------|----------|
| Statif      | 827 88 29 | 1 924,50 |





## CAPTEUR PLAN - TOUT GÉNÉRATEUR

Détecteur portable polyvalent à écran plat pour la radiographie numérique. Scintillateur Csl : TI Césium.

- Haute qualité d'image avec une résolution spatiale de 140.
- Logiciels spécifiques vétérinaires facile d'utilisation.
- Communication sans fil avec la fonction AP sans fil intégrée (Inside APTM).
- Panneau fixe 43 x 43 cm de la taille d'une cassette.
- Stabilité et fiabilité de l'AED (détection automatique d'exposition).
- Temps de démarrage rapide : 15 secondes.
- Temps d'acquisition rapide des images : 2 s.
- Structure mécanique robuste.
- Conversion analogique-numérique 16 bits.
- Léger : 4,5 kg.

Livré avec logiciels de capture et traitement de l'image et un PC HP EliteOne.

Garantie capteur 5 ans, informatique 1 an.

| DÉSIGNATION                                                    | RÉFÉRENCE | € HT      |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>LOGICIEL VXVUE</b>                                          |           |           |
| Capteur plan 43 x 43 cm                                        | 115 87 60 | 26 656,00 |
| <b>LOGICIELS INTECHFORCAPTION (IFC) ET INTECHFORVIEW (IFV)</b> |           |           |
| Capteur plan 43 x 43 cm                                        | 115 87 70 | 26 656,00 |
| 35 x 43 cm - IFV                                               | 111 94 70 | 24 523,40 |
| Tout générateur                                                |           |           |



## PROTECTION DE PLAQUE SILICONE CR7 IM3

Protection pour plaques CR7 IM3. En silicone.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------|-----------|-------|
| T2 - 3 x 4 cm | 116 55 90 | 35,04 |



## NUMÉRISEUR CR7 VET 2.0 IM3

CR 7 2.0 VET nouvelle version, scanner de plaques d'image d'IM3. La référence en imagerie radiographique numérique pour la dentisterie vétérinaire.


Fonctions pionnières en intelligence artificielle, flux de travail simplifié, une numérisation simultanée, un mode autonome. Résolution la plus élevée inégalée de 40 LP/mm théorique et 25 LP/mm réelle. Large gamme de plaques flexibles minces permettant un positionnement facile, allant des tailles 0 (2,2 x 3,5 cm) à la taille 5 (5,7 x 9,4 cm). Temps de traitement rapide : moins de 8 secondes. Balayage complet de la bouche d'un grand chien en seulement 6 scans. Logiciel dédié vétérinaire : Vet Exam Pro. Conforme DICOM.



## PLAQUE CR7 IM3

Plaques d'imagerie à haute résolution pour une résolution optimale : 25 lp/mm.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------|-----------|--------|
| Lapin - 2,2 x 5,4 cm - Par 2 | 112 61 20 | 335,22 |
| T0 - 2 x 3 cm - Par 2        | 112 60 70 | 201,74 |
| T1 - 2 x 4 cm - Par 2        | 111 72 00 | 201,74 |
| T2 - 3 x 4 cm - Par 4        | 112 60 90 | 374,74 |
| T3 - 2,7 x 5,4 cm - Par 2    | 112 61 00 | 240,68 |
| T4 - 5,7 x 7,5 cm            | 112 61 10 | 287,64 |
| T5 - 5,7 x 9,4 cm            | 827 50 09 | 461,71 |



Livré sans PC.

Livré avec logiciel, un assortiment de plaques, guides et protections de plaques.

Configuration PC minimale requise : Windows 10, 64 Bit Professional.

Disque dur de poste de travail >500GB

| DÉSIGNATION                              | RÉFÉRENCE | € HT      |
|------------------------------------------|-----------|-----------|
| CR7 2.0 - Avec logiciel                  | 117 16 70 | 11 900,51 |
| <b>PLAQUES CR7 2.0 ET CR8</b>            |           |           |
| T0 - 35 x 22 mm - Par 2                  | 117 15 40 | 211,64    |
| T1 - 40 x 24 mm - Par 2                  | 117 15 50 | 211,64    |
| T3 - 54 x 27 mm - Par 2                  | 117 15 80 | 234,87    |
| T4 - 76 x 57 mm - A l'unité              | 117 16 00 | 286,35    |
| T4C - 54 x 44 mm - A l'unité             | 117 16 10 | 509,85    |
| T5 - 94 x 57 mm - A l'unité              | 117 16 30 | 569,52    |
| R3 - Spécial Lapin<br>54 x 22 mm - Par 2 | 117 16 60 | 612,28    |



## PROTECTION DE PLAQUE CR7 - CR 7 2.0 - CR8 IM3

Gaine de protection pour écrans à mémoire intra-oraux.

Compatible avec les plaques CR7 / CR7 2.0 / CR8.

Pour la sécurité de l'animal et de l'opérateur, ainsi que la longévité du numériseur CR et des plaques à mémoire, les gaines à usage unique sont à utiliser comme telles.

| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------|-----------|-------|
| <b>À USAGE UNIQUE</b>       |           |       |
| T0 - 2 x 3 cm - Par 100     | 113 95 30 | 33,67 |
| T1 - 2 x 4 cm - Par 100     | 113 95 50 | 36,79 |
| T2 - 3 x 4 cm - Par 300     | 113 95 60 | 85,39 |
| T3 - 2,7 x 5,4 cm - Par 100 | 113 95 70 | 39,32 |
| T4 - 5,7 x 7,5 cm - Par 100 | 113 95 80 | 44,28 |
| T5 - 5,7 x 9,4 cm - Par 100 | 113 95 90 | 81,34 |

## RADIO DENTAIRE HALO DC IM3

**Générateur de rayons X dentaire vétérinaire.**

**Ergonomie :** liberté absolue de positionnement, s'installe rapidement en s'adaptant à n'importe quelle exigence d'espace, contrôle total sans fil grâce à une télécommande qui permet de programmer et de faire fonctionner l'appareil à distance en offrant une gamme complète de scénarii d'exposition intuitifs.

**Qualité :** imagerie intra-orale à très haute définition.

Foyer le plus fin (0,4 mm) pour une garantie d'images toujours nettes.

**Sécurité :** irradiation minimale, qualité optimale des images avec la dose minimum de rayons, réduction au minimum des temps d'exposition.

**Facilité d'utilisation :** définit automatiquement l'exposition correcte et ajuste les kV et mA en sélectionnant la dent sur un écran dédié au vétérinaire.

**Robustesse :** bras léger et solide en aluminium extrudé pour une résistance et une durabilité élevée.

**Fiabilité :** système d'auto-équilibrage intégré pour réduire tout risque de vibration ou de dérive de la tête du tube pendant l'acquisition de l'image.

**Exposition séquentielle :** pas interruptions imputables à la surchauffe du tube quand une utilisation répétée est nécessaire. Le cycle rapide de service dynamique permet des expositions en séquence en tenant toujours sous contrôle la température du tube.

**Caractéristiques techniques :**

- Générateur :  $\bar{A}$ ; potentiel constant, commandé par micro-processeur
  - Fréquence de service : 145÷230 KHz avec réglage automatique (175 KHz typiques)
  - Foyer : 0,4 mm (IEC 336)
  - Filtration totale : 2,0 mm Al @ 70 kV
  - Courant anodique : 4 / 8 mA
  - Tension du tube radiogène : 60 / 65 / 70 kV
  - Temps d'exposition : 0,010 - 1,000 sec échelle R10 et R20
  - Distance foyer - peau : 20 et 30 cm
  - Champ d'irradiation :  $\varnothing$  60 mm cône rond, détachable
  - Alimentation : 50/60 Hz, 115-120 Vac  $\pm$  10 % ou 230-240 Vac  $\pm$  10 %
  - Cycle de service : Fonctionnement en continu avec réglage automatique jusqu'à 1 s/80 s totaux
  - Bras (pour la version murale) : Disponibles en 3 longueurs : 40 cm – 60 cm – 90 cm
  - Extension maximum du bras (version murale) : 230 cm à partir du mur.
- Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT     |
|------------------------|-----------|----------|
| Radio HALO DC - Mobile | 117 11 20 | 5 024,28 |
| Radio HALO DC - Murale | 117 11 40 | 3 883,72 |
| Longueur 40 cm         | 115 49 90 | 215,95   |
| Longueur 60 cm         | 114 49 30 | 363,52   |
| Longueur 90 cm         | 113 89 70 | 510,44   |



## RADIO DENTAIRE REVOLUTION 4DC IM3 - MURALE

**Générateur de rayons X dentaires Revolution 4DC, version murale.**

Rotule révolutionnaire entièrement pivotante. Définition automatique de l'exposition correcte et ajustement des kV et mA par simple sélection de l'icône de dent appropriée.

Images toujours nettes grâce au tube à potentiel constant combiné à la focale la plus petite du marché 0,4 mm.

Verrouillage marche/arrêt tactile, permet de repositionner sans effort la tête du tube entre les expositions.

Télécommande sans fil.

Version murale : choisir la longueur du bras.

**1154990-40 cm**

**1144930-60 cm**

**1138970-90 cm**

Garantie 24 mois.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT     |
|-----------------------|-----------|----------|
| Radio dentaire murale | 116 91 70 | 4 590,96 |



## CAPTEUR DENTAIRE IM3 - MODÈLE X - TAILLE 2

Capteur de radiologie numérique IM3, modèle X Taille 2, innovant et performant.

- Images numériques haute résolution en temps réel, automatiquement affichées sur votre ordinateur en quelques secondes.
- Partage des images avec d'autres utilisateurs et archivage aisés.
- Acquisition instantanée.
- Technologie CMOS, assure la transmission rapide d'images haute résolution.

Spécificités :

- Résolution : 20 lp/mm.
- Surface du capteur : 36 x 26 mm.
- Taille du pixel : 19 x 19 µm.
- Nombre de pixels : 2.5M.
- Longueur du câble : 2.5 m.
- Compatible USB 2.0/3.0, câble d'extension USB d'1 mètre (standard).

Livré avec : capteur taille 2, logiciel VET EXAM PRO.

Garantie 2 ans.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT     |
|---------------------|-----------|----------|
| Modèle X - Taille 2 | 115 67 20 | 7 452,21 |

## CAPTEUR DENTAIRE IM3 - MODÈLE Y - TAILLE 4

Capteur de radiologie numérique Y IM3, Taille 4, une avancée significative pour la dentisterie vétérinaire.

Ses dimensions, 53,8 x 77,1 x 6,5 mm, permettent une zone d'imagerie plus large et plus complète en capturant des structures dentaires détaillées avec une plus grande précision.

- Polyvalent grâce à sa taille augmentée, pour une gamme plus large d'applications sur différentes espèces.
- Haute résolution : 20 lp/mm.
- Technologie scintillateur CsI pour une résolution nettement supérieure et avec moins de bruit.
- Partage des images avec d'autres utilisateurs et archivage aisés.
- Plage dynamique étendue : équipé d'un WDR, aucun risque de surexposition aux rayonnements.
- Plus la plage dynamique est large, meilleure est la capacité du capteur à lire à la fois les doses élevées et faibles d'exposition aux rayons X.

Les pilotes TWAIN, rendent le capteur DR Y compatible avec une large gamme de logiciels d'imagerie : l'installation de logiciels supplémentaires est inutile si vous êtes déjà équipé.

Taille du pixel : 18.5 µm. Numérisation : 12/14 bits. Sortie USB 2.0.

Livré avec : capteur taille 4, sans logiciel.

Garantie 2 ans.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT     |
|---------------------|-----------|----------|
| Modèle Y - Taille 4 | 115 66 80 | 6 776,00 |



1



2

## Radio portable

Générateur de rayons X portable sur secteur ou batterie, pour applications radiographiques.

|                          | 1                             | 2                              |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|                          | MEX+20 LITE                   | VET-60                         |
| Espèce visée             | Équine                        | Équine/Canine                  |
| <b>Sortie</b>            |                               |                                |
| Tube Vol. / Courant      | 90 kV / 20 mA                 | 100 kV / 60 mA                 |
| Plage de tension         | 50 - 90 kV<br>par pas de 1 kV | 40 - 100 kV<br>par pas de 1 kV |
| mAs Plage                | 0,4 mAs - 20 mAs<br>25 pas    | 0,4 mAs - 100 mAs<br>25 pas    |
| Max. puissance           | 1,6 kW à 80 kV                | 3,2 kW à 80 kV                 |
| <b>Tube à RayonsX</b>    |                               |                                |
| Application Toshiba      | OX / 70 CEI                   | Toshiba D - 205B               |
| Focal Spot               | 1,2 mm                        | 2,0 mm<br>Anode stationnaire   |
| Capacité                 | 10 kHU                        | 40 kHU                         |
| Taux de refroidissement  |                               | 378 HU / sec                   |
| <b>Collimateur</b>       |                               |                                |
| Champ lumineux minimum   | 5 x 5 cm @ 1 m SID            | 5 x 5 cm @ 1 m SID             |
| Champ lumineux max       | 35 x 35 cm @ cm SID           | 35 x 35 cm @ 65 cm SID         |
| Lampe                    | LED                           | LED                            |
| Pointeur                 | Faisceau laser intégré        | Faisceau laser intégré         |
| Minuterie automatique    |                               | 30 secondes                    |
| Longueur échelle SID     |                               | 2 m                            |
| <b>Puissance</b>         |                               |                                |
| Entrée                   | 110-220 V                     | 220-240 V                      |
| Fréquence / phase        | 50/60 Hz, monophasé           | 50/60 Hz, monophasé            |
| Compensation de tension  | ± 10%                         | ± 10%                          |
| <b>Caractéristiques</b>  |                               |                                |
| Mémoire PROM             | 15 APR                        | 8 APR                          |
| Poids                    | 7,2 kg                        | 14,6 kg                        |
| Dimensions               | 203 x 174 x 307 mm            | ± 250 x 195 x 355 mm           |
| <b>Batterie</b>          |                               |                                |
| Type                     | Lithium Polymère              |                                |
| Capacité (mAh)           | 4 800                         |                                |
| Exposition pleine charge | Max 560 à 80 kV / 2 mAs       |                                |
| Temps de charge          | 4 heures                      |                                |
| Garanties                | 1 an                          |                                |
| <b>Référence</b>         | <b>110 48 80</b>              | <b>106 70 40</b>               |
| <b>PU € HT</b>           | 9 405,03                      | 9 613,80                       |

## CAPTEUR DENTAIRE IM3 - PACK TAILLE 2 + TAILLE 4

Capteur de radiologie numérique dentaire IM3 innovant et performant.

- Images numériques haute résolution (20 lp/mm) en temps réel, automatiquement affichées sur votre ordinateur en quelques secondes.
- Partage des images avec d'autres utilisateurs et archivage aisés.
- Acquisition instantanée.
- Technologie CMOS, assure la transmission rapide d'images haute résolution.

Le capteur Y, taille 4, est équipé de pilotes TWAIN, qui le rendent compatible avec une large gamme de logiciels d'imagerie : l'installation de logiciels supplémentaires est inutile si vous êtes déjà équipé.

Livré avec : capteur X taille 2, capteur Y taille 4 et logiciel VET EXAM PRO.

Garantie 2 ans.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT      |
|--------------------------|-----------|-----------|
| Pack Taille 2 + Taille 4 | 115 67 10 | 12 873,30 |



## IMAGERIE

## ACCESSOIRES

## COUP DE POING

Boîte étanche à un bouton de verrouillage dotée d'une tête rouge type coup de poing Ø 40 mm.

Dimensions : 68 x 68 x 53 mm.  
Indice de protection : IP 65.



| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------|-----------|-------|
| Coup de poing | 835 30 40 | 97,95 |

## VOYANT ROUGE

Feu fixe à très grande luminosité, composé de 8 LEDs. L'entrée du câble d'alimentation peut être réalisée par le côté ou par le dessous de l'embase. Dimensions : Ø 85 mm x h 81 mm. Tension : 110 / 230 V. Indice de protection : IP 65.



| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------|-----------|-------|
| Voyant rouge | 835 30 57 | 72,32 |



Matelas avec option

## MATELAS DENTODORM

Matelas d'aide au positionnement pour traitements dentaires, chirurgies et diagnostics radiographiques. Léger, robuste et isolant en mousse expansée.

| DÉSIGNATION                             | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------------------|-----------|--------|
| 75 x 30 x 8 cm                          | 100 70 80 | 197,42 |
| <b>OPTION</b>                           |           |        |
| Support de tête pour chien, chat ou NAC | 100 71 30 | 123,27 |



## SAC IMMOBILISATION

Sac en vinyle résistant, pour le maintien de l'animal en position sous les rayons X.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| 15 x 25 cm - 1,2 kg | 833 37 58 | 24,13 |
| 18 x 27 cm - 2 kg   | 833 37 64 | 28,96 |



## MATELAS COQUILLE

Matelas de contention.

Se rigidifie autour de l'animal lors de l'aspiration de l'air. À utiliser avec la pompe.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------|-----------|--------|
| 60 x 30 cm        | 803 59 43 | 74,21  |
| 100 x 50 cm       | 803 59 37 | 108,21 |
| <b>ACCESSOIRE</b> |           |        |
| Pompe             | 112 50 90 | 33,78  |



## MATELAS VACUUMAT DE CONTENTION

Matelas de contention à vide d'air en polyuréthane extrêmement résistant.

Matière souple, agréable et très résistante, il est radiotransparent, facilement lavable. Sa grande capacité de microbilles permet de mieux épouser les formes de l'animal. Idéal à utiliser lors de radiographie, IRM, scanner, échographie ou encore en chirurgie grâce à un système d'aspiration de l'air qui permet d'immobiliser complètement l'animal dans la position désirée. Isolant thermique. Valve de sécurité intégrée afin de maintenir le vide d'air au delà de 72 h. Attention : ne pas utiliser avec un bistouri électrique. Livré avec une pompe.

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------|-----------|--------|
| 40 x 60 cm                 | 107 14 50 | 62,39  |
| 60 x 100 cm                | 107 14 60 | 140,93 |
| <b>ÉLÉMENT DE RECHANGE</b> |           |        |
| Pompe                      | 107 14 70 | 12,97  |



## MARQUEUR RADIO - DROITE ET GAUCHE

Pour une échelle fiable, quel que soit le système utilisé, en particulier lors de la soumission de radiographies pour avis.

| DÉSIGNATION                           | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------------|-----------|-------|
| Jeu de 2 marqueurs : droite et gauche | 111 99 30 | 12,15 |



## MATELAS VACUUMAT XXL À POIGNÉES

Matelas de contention à vide d'air avec des poignées pour une utilisation en brancard.

- Grande capacité de microbilles pour mieux épouser les formes de l'animal.
- Matière souple, agréable et très résistante.
- Idéal à utiliser lors de radiographie, échographie, IRM, scanner ou encore en chirurgie grâce à un système d'aspiration de l'air qui permet d'immobiliser complètement l'animal dans la position désirée.
- 4 poignées intégrées sur le dessous, confortables et très résistantes, pour faciliter le transport de l'animal immobilisé.
- Idéal pour les grands chiens. Peut supporter jusqu'à 100 kg.
- Valve de sécurité de haute qualité intégrée afin de maintenir le vide d'air au delà de 72 h. Livré à l'unité avec une pompe.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------|-----------|--------|
| XXL à poignées - 60 x 120 cm | 116 81 90 | 194,23 |



## DISPOSITIF DE CONTENTION PET HOLDER

Pet Holder, dispositif de contention pour simplifier la vie et protéger la santé des vétérinaires praticiens.

Créé par une vétérinaire (la Dre Agatha Derrien) pour les vétérinaires, PET HOLDER est un ingénieux dispositif pour une meilleure contention des animaux sédatisés lors des clichés radio et pour une radioprotection optimale. PET HOLDER permet de réaliser les clichés radiographiques avec toutes les incidences voulues, en toute autonomie sans aide(s) pour la contention.

Convient à tous type de support lisse. Kit de 2 ventouses, couleur bleue.

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|-------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| Kit de 2 ventouses Bleu | 116 85 90 | 77,00 | 4   | 64,55 |




## DISTRACTEUR DE VEZZONI

Aide au bon positionnement des hanches lors de la radiographie de dépistage de la dysplasie coxo-fémorale.

Le chien est positionné en décubitus dorsal.



| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Distracteur | 825 18 42 | 98,16 |



## KIT DE POSITIONNEMENT RADIOGRAPHIQUE IM3

Kit complet comprenant un jeu d'angles de positionnement, de protections contre les morsures et des affiches de positionnement dentaire radiographique pour chiens, chats et lapins.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| Kit complet | 110 64 00 | 250,05 |



## DISPOSITIF DE POSITIONNEMENT RADIOLOGIQUE

Dispositif d'étalonnage et de positionnement aux rayons X convenant à la plupart des procédures orthopédiques.

Conçu pour aider les vétérinaires à compenser le grossissement inhérent causé par la divergence d'un faisceau de rayons X. Aide à mesurer avec précision l'anatomie du patient (genou, hanche, pied etc.). Réduit les complications peropératoires en donnant une mesure cohérente à n'importe quel angle ou hauteur.

Élimine la variable du facteur d'agrandissement des rayons X lors du processus de création de modèles orthopédiques.

Sphères d'étalonnage métalliques symétriques (Ø 10 ou 25 mm) montées sur bras flexible. L'utilisation d'un objet sphérique comme référence élimine les erreurs créées par l'orientation de la règle qui pourrait ne pas être tout à fait parallèle à la plaque.

Le bras articulé permet de positionner le dispositif correctement et facilement dans le même plan que la zone anatomique d'intérêt. Ce dispositif est particulièrement utile avec un logiciel de radiographie numérique doté d'une fonction d'étalonnage.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| 10 mm       | 111 00 90 | 133,50 |
| 25 mm       | 111 01 00 | 141,79 |

## LINGETTE NETTOYANTE POUR PLAQUE CR7 IM3

Lingettes convenant au nettoyage des plaques pour numériseur CR7, elles sont conçues pour ne pas endommager la surface de la plaque. Composition : 4 g de 2-propanol.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Par 10      | 115 27 40 | 18,85 |



## SUPPORT FLEXIBLE POUR MARQUEUR RADIO

Support flexible pour marqueur radio droite ou gauche.

Les marqueurs radio permettent d'améliorer la précision sur la zone d'intérêt.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------|-----------|-------|
| Support flexible | 111 99 40 | 66,01 |





## IMAGERIE

### RADIOPROTECTION



### TABLIER RADIO ULTRALITE

Tablier de protection radio demi chasuble Ultralite, idéal pour les courtes expositions. Version en alliage Ultralite, plus économique que la version alliage zerolead. Matériau breveté, réduit en plomb. Complément en tungstène, antimoine et bismuth. Conforme avec la norme 61331-3:2014, testé pour tout le spectre (50 à 150 kV). Directive Européenne IEC 61331-1 : 2014 89/686/CEE IEC 61331-3 : 2014 Équivalence de plomb en frontal Pb 0,35 mm, Atténuation 80kV : 96,20% - 100kV : 92,90% Épaulettes rembourrées. Protection frontale intégrale. Poche poitrine, une poche externe et une poche interne pour le port du dosimètre. Bandes stretch latérales et fermeture Velcro. Garantie 3 ans.

| DÉSIGNATION                                   | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------------------------|-----------|--------|
| Gris - T.S - Tour de poitrine : jusqu'à 99 cm | 112 80 20 | 211,96 |
| Bleu - T.M - Tour de poitrine : 100 à 115 cm  | 110 95 70 | 235,15 |



### PROTÈGE THYROÏDE ZÉRO LEAD

Matériau composite garantissant le même niveau de protection que le plomb (0,5 mm), mais avec 30% de poids en moins.

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------|-----------|-------|
| Bleu pétrole | 822 59 74 | 73,03 |

### À savoir

Il est recommandé de radiographier les tabliers, une fois par an à 2 mAs et 50 kV pour détecter les fissures éventuelles.  
Pour une meilleure conservation, évitez de plier vos tabliers.



### TABLIER RADIO

Tablier frontal en tissu polyamide imprégné, fermeture par boucle sur l'avant. Tablier conforme aux standards 2017 IEC 61331-1 :2014 et IEC 61331-3 :2014, à l'article 11, B, n° 1 (c) de la directive du Conseil 89/686 / CEE pour les équipements de protection individuelle.

| DÉSIGNATION                               | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------------------|-----------|--------|
| 0,50 MM DE PLOMB - LARGEUR X LONGUEUR     |           |        |
| Taille 38/40 - Vert                       | 833 75 26 | 197,98 |
| Taille 42/44 - Bleu - 60 x 100 cm         | 805 94 12 | 197,98 |
| Taille 52/54 - Vert bouteille 65 x 110 cm | 805 94 29 | 197,98 |
| Taille 52/54 - Bleu - 65 x 110 cm         | 819 03 71 | 197,98 |
| Taille 56/58 - Marine - 75 x 110 cm       | 805 94 35 | 197,98 |
| Taille 56/58 - Vert bouteille 75 x 110 cm | 805 95 01 | 197,98 |



### PROTÈGE THYROÏDE

0,5 mm de plomb.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Bleu        | 805 94 06 | 70,77 |
| Vert        | 805 99 03 | 61,11 |



### TABLIER RADIO ZÉRO LEAD

Tablier en tissu ultra-léger, renfermant du tungstène, du bismuth, de l'antimoine et d'autres composants en lieu et place du plomb. Ce matériau composite garantit le même niveau de protection que le plomb (0,5 mm), avec une diminution de poids de 30%.

| DÉSIGNATION                                    | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------------------------|-----------|--------|
| BLEU                                           |           |        |
| H 100 cm - TS<br>Tour de poitrine 100 cm       | 823 10 29 | 375,90 |
| H 100 cm - TM<br>Tour de poitrine 100 à 115 cm | 822 91 33 | 380,34 |
| H 100 cm - TL<br>Tour de poitrine 116 à 130 cm | 820 93 72 | 436,69 |



### GANTS RADIO PALMAIRES

Une ouverture en face palmaire permet de glisser les doigts hors du gant pour une meilleure contention de l'animal.  
0,50 mm de plomb.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------|-----------|--------|
| Bleu - La paire | 805 93 98 | 143,42 |
| Vert - La paire | 805 93 81 | 143,42 |



### GANTS RADIO 5 DOIGTS

0,5 mm de plomb.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------|-----------|--------|
| Bleu - La paire | 822 03 04 | 290,56 |





## GANTS RADIO 5 DOIGTS CUIR ARTIFICIEL

Gants en cuir artificiel plombé (0,5 mm) haute résistance.

Très souple, sans couture avec intérieur doux, amovible et lavable.  
Longueur : 30 cm.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| La paire    | 108 71 10 | 175,18 |



## VISIÈRE ANTI-X

Visière en acrylique plombé, équivalent 0,10 mm de plomb.

Ce système convient à toute forme de visage et autorise le port de verres correcteurs.


| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------|-----------|--------|
| Visière complète | 821 65 50 | 534,87 |



## LUNETTES ANTI-X

Avec protège-côtés. Poids : 80 g.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------|-----------|--------|
| 0,70 mm de plomb | 801 45 33 | 147,24 |



## TRÈFLE DE SIGNALISATION

Signalisation de l'accès à la salle de radiologie.

L'accès de la zone surveillée est signalé par un trèfle gris-bleu et celui de la zone contrôlée par un trèfle vert.

| DÉSIGNATION                                      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------------------------|-----------|-------|
| Trèfle gris bleu - Zone surveillée<br>18 x 13 cm | 835 58 08 | 13,18 |
| Trèfle vert - Zone contrôlée<br>13 x 18 cm       | 803 58 83 | 14,20 |



## TRÈFLE NOIR SUR FOND JAUNE

À coller sur votre générateur de radiologie.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| Trèfle      | 820 33 75 | 0,57 |

## À savoir

Une signalisation permanente doit avertir du fonctionnement du générateur et interdire l'accès du local qui ne peut être franchi par inadvertance. L'accès de la zone surveillée est signalé par un trèfle gris-bleu et celui de la zone contrôlée par un trèfle vert. Un voyant lumineux rouge doit être situé au-dessus des portes d'accès. Ce signal doit fonctionner quand l'appareil de radiographie est utilisé. L'accès est interdit aux mineurs et aux femmes enceintes. Ne pas oublier l'affichage réglementaire dans et en dehors de la salle radio.

## À savoir

La PCR détermine la fréquence de lecture du dosimètre en fonction de l'exposition du personnel. Pour votre premier enregistrement, prenez contact avec le service matériel au 04 72 26 24 20 (option 2).

## DOSIMÈTRE

Dosimètre de technologie TLD (thermoluminescence).

Très faible seuil de détection des rayons X, grande fiabilité. Méthode de mesure validée par l'IRSN. Contactez votre établissement pour votre abonnement de dosimétrie.



| DÉSIGNATION                    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------|-----------|-------|
| Dosimètre poitrine trimestriel | 833 85 37 | 9,57  |
| Dosimètre poitrine mensuel     | 829 52 36 | 6,05  |
| Dosimètre bague trimestriel    | 836 03 24 | 14,63 |

## TAPIS RADIO DENTAIRE IM3

Tapis de radiographie dentaire à glisser sous la tête du patient.

Il absorbe les rayonnements, ce qui réduit la diffusion pendant la radiographie dentaire, assurant la sécurité du patient et du vétérinaire. Plus léger et plus facile à entretenir que les tapis en plomb. Faible teneur en plomb, constitué d'une couche de plomb et d'une couche d'antimoine : épaisseur de 0,5 mm, pour une protection équivalant à celle fournie par 0,5 mm de plomb.

Bloque environ 99,5% des rayonnements à 60-70 kVp. Étanche, donc facile à désinfecter. La réduction de la diffusion des rayonnements permet également d'améliorer le contraste.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| 40 x 40 cm  | 114 15 50 | 157,13 |



## CINTRE PORTE-TABLIER

Les lamelles de plomb peuvent être endommagées par un mauvais rangement des tabliers qui ne doivent surtout pas être pliés. Ce cintre prolonge donc la durée de vie de vos tabliers.

| DÉSIGNATION                   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------|-----------|-------|
| Cintre porte-tablier de plomb | 801 44 73 | 22,11 |



## PORTE-TABLIERS

Support mural pour deux tabliers et une paire de gants de radiologie.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------|-----------|--------|
| Porte-tabliers radio | 101 65 60 | 267,10 |

## IMAGERIE

### ÉCHOGRAPHIE



### PLATEAU ÉCHOCARDIOGRAPHIE

Table spéciale échocardiographie en polyéthylène avec découpe de travail en forme de triangle.

Dimensions plateau : 140 x 60 x 19 cm.

Matelas réversible avec ruban-crochets à fixer sur la table.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------|-----------|--------|
| Plateau seul         | 834 04 68 | 532,49 |
| Matelas              | 820 74 27 | 191,68 |
| Réducteur de découpe | 820 74 33 | 142,04 |



### MATELAS PROFILVET PREMIUM

Pour échographie abdominale.

Matelas plus résistant aux griffures et au temps grâce à son nouveau revêtement. Se lave très facilement et supporte parfaitement les produits d'hygiène utilisés en clinique.

La forme légèrement incurvée et l'inclinaison permettent un large accès à tout l'abdomen.

| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------|-----------|--------|
| L.105 x l.45 x h.15 à 23 cm | 104 00 60 | 295,35 |
| Housse de rechange          | 104 00 70 | 160,32 |



### GEL ÉCHOGRAPHIE

Gel de contact pour échographie.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 250 ml      | 109 90 00 | 1,53 |



### DOGGY RELAX

Favorise le calme des animaux pendant les examens échographiques. Améliore le confort de l'opérateur. Radiotransparent.

| DÉSIGNATION                           | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------------------|-----------|--------|
| Petit modèle<br>L.45 x P.25 x H.13 cm | 803 59 20 | 128,24 |
| Moyen modèle<br>L.55 x P.34 x H.17 cm | 803 59 14 | 166,06 |
| Grand modèle<br>L.65 x P.46 x H.20 cm | 803 59 08 | 212,89 |
| Maxi modèle                           | 823 59 55 | 244,58 |
| Jeu de 3 coussins                     | 834 50 00 | 415,88 |

### GEL ÉCHOGRAPHIQUE AQUASOUND

Haute viscosité. Hypoallergénique.



| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 250 ml      | 824 20 62 | 1,47  |
| 5 l         | 824 20 79 | 13,29 |



### PROTÈGE-SONDE

Protège-sonde en polyéthylène. Embout largeur utile à plat 47 mm, longueur utile à plat 120 mm, longueur hors tout 980 mm, longueur utile 800 mm. Conçue pour être adaptable aux sondes endorectales et sectorielles.

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------|-----------|--------|
| Boîte distributrice de 500 | 833 68 28 | 133,62 |



### GUÉRIDON SCANSTER

Guéridon portable et pliable, la solution idéale pour supporter un échographe jusqu'à 15 kg ou un système DR. Hauteur réglable sur 4 positions : 25, 40, 80 et 110 cm. Le chariot comprend deux supports pour sondes.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT     |
|------------------|-----------|----------|
| Guéridon Scanser | 822 86 65 | 1 570,99 |





## SONDE D'ÉCHOGRAPHIE BUTTERFLY IQ3 AVEC ABONNEMENT CLOUD

**Sonde d'échographie humaine Butterfly IQ3™.**  
Compatible avec les appareils Android ou iOS, smartphone(\*), tablette ou iPad.  
Technologie ultrasons sur puce de silicium, remplace le système de transducteurs traditionnels.

L'appareil POCUS le plus facile à utiliser avec la meilleure qualité d'image, un traitement rapide des données, des outils d'imagerie avancés, une ergonomie centrée sur l'utilisateur et un temps de balayage exceptionnel.

Visualisation des images grâce à l'application Butterfly Network : tactile et intuitive, à télécharger.

21 préréglages optimisés.

Outils d'imagerie avancés :

- Compteur automatique de lignes B
- Calcul automatique du volume de la vessie, NeedleViz™
- iQ Slice™ (iOS uniquement), iQ Fan™ (iOS uniquement)
- Outil de marquage de la ligne médiane
- Calculs de l'OB
- 5 protocoles d'étiquetage
- Calcul du volume générique, calcul du volume gastrique, calcul des angles Alpha/Beta, calcul de la réduction du diamètre de la carotide
- Plage de fréquences : 1-12 MHz- linéaire, convexe et Phased Array
- Modes d'acquisition d'images B-mode (2-D), Tissue harmonic imaging, M-mode, Biplane Imaging™, Color Doppler imaging (CDI), Power Doppler imaging (PDI), Doppler à ondes pulsées (PWD)
- Contrôles : du gain, TGC (proche, moyen, lointain), profondeur

Livré avec deux câbles USB-C 2.0, 1 chargeur à contact magnétique et un abonnement au cloud Butterfly illimité.

Livré sans étui (option).

Garantie : 3 ans

(\*)Vérifiez la compatibilité de votre support.



## SONDE D'ÉCHOGRAPHIE BUTTERFLY IQ+VET AVEC ABONNEMENT CLOUD

**Sonde d'échographie vétérinaire Butterfly IQ+VET sur batterie.**

Multi-espèces, compatible avec les appareils Android ou iOS, smartphone(\*), tablette ou iPad.

Technologie ultrasons sur puce de silicium, remplace le système de transducteurs traditionnels.

Visualisation des images grâce à l'application Butterfly Network : tactile et intuitive, à télécharger.

12 préréglages optimisés, Plage de fréquence 1-10 MHz.

Modes d'acquisition d'images : Mode B (2-D), Mode M, Doppler : couleur, puissance, à ondes pulsées.

Affichage et traitement des images : Agrandissement (zoom), Profondeur d'imagerie min. 1 cm.

Profondeur d'imagerie max. 30 cm.

Mesures et annotations : Linéaires, elliptiques,

Étiquettes de texte.

Numérisation, téléchargement et stockage illimité et sécurisé dans le cloud.

Batterie lithium-ion 2 600 mAh non remplaçable, autonomie 120 minutes (2 heures d'utilisation continue).

Livré sans étui (option).

Livré avec un câble USB-C 2.0, chargeur de contact et un abonnement au cloud Butterfly illimité.

Garantie : 1 an

(\*)Vérifiez la compatibilité de votre support

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT     |
|----------------------------|-----------|----------|
| Pack avec abonnement Cloud | 116 65 50 | 6 640,22 |
| <b>ACCESSOIRES</b>         |           |          |
| Étui rigide                | 116 65 90 | 192,05   |
| Étui souple                | 116 65 70 | 109,98   |
| Étui souple mini           | 116 65 80 | 80,02    |
| Holster                    | 116 66 00 | 80,02    |

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT     |
|----------------------------|-----------|----------|
| Pack avec abonnement Cloud | 116 65 40 | 5 459,40 |
| <b>ACCESSOIRES</b>         |           |          |
| Étui rigide                | 116 65 90 | 192,05   |
| Étui souple                | 116 65 70 | 109,98   |
| Étui souple mini           | 116 65 80 | 80,02    |
| Holster                    | 116 66 00 | 80,02    |




## IMAGERIE

## ENDOSCOPIE

## INSTRUMENTS SOUPLES POUR FIBROSCOPE

| DÉSIGNATION                                   | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------------------------|-----------|--------|
| <b>PINCE À PRÉHENSION À MORS BROCHET</b>      |           |        |
| D.1,8 mm x L.160 cm<br>Stérile à Usage Unique | 111 81 40 | 138,70 |
| <b>PINCE CROCODILE POUR CORPS ÉTRANGER</b>    |           |        |
| D.1,0 mm x L.120 cm                           | 106 12 20 | 540,14 |
| <b>PINCE À CROCHET</b>                        |           |        |
| D.2,4 mm x L.230 cm                           | 106 12 30 | 487,87 |
| <b>PINCE À BIOPSIE</b>                        |           |        |
| D.1,0 mm x L.120 cm                           | 106 11 90 | 540,14 |
| D.2,4 mm x L.230 cm                           | 106 11 80 | 408,01 |
| D.1,8 mm x 160 cm - Stérile à usage           | 112 09 70 | 22,55  |
| D.2,4 mm x L.160 cm<br>Stérile à usage        | 116 18 80 | 198,86 |
| <b>BROSSE CYTOLOGIE</b>                       |           |        |
| D.2,45 mm x L.230 cm                          | 106 12 60 | 123,68 |
| <b>BROSSE DE NETTOYAGE</b>                    |           |        |
| D.1,2 mm x L.120 cm                           | 106 13 00 | 78,64  |

KIT ENDOSCOPIE  
FIREFLY

L'endoscopie polyvalente abordable.

Ce kit de démarrage en endoscopie rigide est facile d'utilisation et contient une gamme complète d'outils robustes en acier inoxydable pour une variété d'applications cliniques et chirurgicales.

L'endo-caméra sans fil Firefly et la source d'éclairage à LED compacte sont également compatibles avec la plupart des endoscopes du marché.

Livré avec : caméra sans fil avec câble et chargeur, source de lumière LED, 2 batteries, chargeur, endoscope rigide 105x2,7 mm, gaine avec canal de travail, CD du software, récepteur et câble USB, mallette de rangement.

Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION                               | RÉFÉRENCE | € HT     |
|-------------------------------------------|-----------|----------|
| Kit Firefly                               | 106 44 90 | 3 455,55 |
| Kit TV - Pour transmettre la vidéo sur TV | 825 63 48 | 144,57   |

V-LOC 180  
POUR ENDO STITCH

Dispositif de fermeture de plaie constitué d'un monofilament résorbable long terme (acide glycolique, carbonate de tryméthylène) pourvu de crans unidirectionnels et d'une boucle préformée.

La résistance à la traction initiale est globalement perdue 21 jours après l'implantation. La résorption des sutures synthétiques résorbables V-LOC 180 est globalement achevée après 180 jours.

| DÉSIGNATION                               | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------------------|-----------|-------|
| D 3 - USP 2/0<br>Aig. droite 9 mm - 15 cm | 112 97 20 | 69,39 |
| D 3,5 - USP 0<br>Aig. droite 9 mm - 20 cm | 112 97 70 | 69,39 |



## ENDOSCOPIE STORZ

Contactez votre établissement pour toutes autres demandes.

| DÉSIGNATION                                                         | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| <b>RHINOSCOPIE PETIT CHIEN, CHAT</b>                                |           |        |
| Pince à préhension flexible<br>3 Fr - 28 cm                         | 824 42 85 | 886,12 |
| <b>RHINOSCOPE CHIEN - OTOSCOPIE PETITS ANIMAUX - ENDOSCOPIE NAC</b> |           |        |
| Pince à préhension flexible<br>5 Fr - 34 cm                         | 824 43 16 | 797,47 |
| <b>GASTROSCOPIE PETITS ANIMAUX</b>                                  |           |        |
| Pince à corps étranger basket<br>6 Fr - 14 x 10 cm - 200 cm         | 824 42 33 | 574,62 |

SONDE D'ASPIRATION  
TRACHÉALE

Cathéter de récupération d'échantillon stérile via un endoscope. Pour maintenir la stérilité pendant le placement, le cathéter externe a un bouchon de glycol dans la pointe.

Une fois en place, le cathéter interne est avancé, poussant le bouchon de glycol.

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------|-----------|-------|
| D. ext. 1,80 mm x 1,9 m | 115 33 00 | 60,86 |



## Les moniteurs AMBU®

Unités de visualisation  
AMBU®.



|                       | Ambu® aView™                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ambu® aView™ 2 Advance                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ambu® aBox™ 2                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Références            | 105 91 30                                                                                                                                                                                                                                                                         | 115 88 80                                                                                                                                                                                                                                                                              | 114 21 30                                                                                                                                                                                                                                              |
| PU € HT               | 2 069,10                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 950,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 213,00                                                                                                                                                                                                                                               |
| Appareil              | Moniteur portable à écran tactile<br>plug & play<br>Image élargie grâce à Image Extend<br>Connexion possible sur moniteur externe pour un<br>partage d'image encore plus étendu                                                                                                   | Processeur avec écran tactile Full HD portable de haute<br>qualité<br>plug & play<br>Excellente imagerie et une interface utilisateur intuitive                                                                                                                                        | Moniteur LCD à résolution Full HD<br>unité de visualisation et de traitement avec<br>un écran tactile intégré<br>plug-and-play<br>conception compacte et flexible comprend un<br>processeur, un enregistreur et une<br>interface utilisateur intuitive |
| Résolution pixels     | 800 x 480                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1920 x 1080                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1920 x 1080                                                                                                                                                                                                                                            |
| Orientation           | Horizontale                                                                                                                                                                                                                                                                       | Paysage                                                                                                                                                                                                                                                                                | Paysage                                                                                                                                                                                                                                                |
| Écran                 | LCD TFT couleur 8,5 pouces                                                                                                                                                                                                                                                        | LCD TFT couleur 12,8 pouces<br>écran tactile capacitif                                                                                                                                                                                                                                 | LCD TFT couleur 12,8 pouces<br>écran tactile capacitif                                                                                                                                                                                                 |
| Ajustement de l'image | Contrôle de la luminosité<br>Contrôle du contraste                                                                                                                                                                                                                                | Contrôle de la couleur<br>Contrôle du contraste<br>Contrôle de la netteté<br>Contrôle de la luminosité                                                                                                                                                                                 | Optimisation continue de l'image                                                                                                                                                                                                                       |
| Transfert de fichiers | USB                                                                                                                                                                                                                                                                               | USB<br>PACS via DICOM                                                                                                                                                                                                                                                                  | USB<br>PACS via DICOM                                                                                                                                                                                                                                  |
| Connectivité          | USB Type A<br><br>Connexion Video out<br>Prise Jack 3,5 mm<br>(adaptateur câble RCA inclus)                                                                                                                                                                                       | 2 x USB 3.0 Type A<br><br>Sortie vidéo HDMI                                                                                                                                                                                                                                            | Avant: 1x USB 3.0;<br>Arrière: 3x USB 3.0<br>2x USB 2.0 (tous de type A)<br>Sortie vidéo DVI-D et 3G-SDI<br>WIFI<br>Connecteur Ethernet RJ45                                                                                                           |
| Capacité de stockage  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 128 GB                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Batterie              | 10,8V 4300mAh Lithium-ion<br>Autonomie 3 h                                                                                                                                                                                                                                        | 14,4 V 6500 mAh Lithium-ion<br>Autonomie >2,5 h                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dimensions            | Largeur 241 mm<br>Hauteur 175 mm<br>Épaisseur 33,5 mm                                                                                                                                                                                                                             | Largeur 331 mm<br>Hauteur 215 mm<br>Épaisseur 52 mm                                                                                                                                                                                                                                    | Hauteur écran dans un angle de 90° 278 mm<br>Hauteur écran replié à plat 121 mm<br>Largeur 330 mm<br>Profondeur 337 mm                                                                                                                                 |
| Poids                 | 1,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 kg                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Montage               | Interface de montage VESA<br>Sur pied à perfusion<br>ou à poser                                                                                                                                                                                                                   | Interface de montage VESA<br>Sur pied à perfusion<br>ou à poser                                                                                                                                                                                                                        | À poser                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fibres compatibles    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| aScope 4              | 1091110 -aScope 4 Broncho Large 60 cm<br>1091120-aScope 4 Broncho Regular 60 cm<br>1091130-aScope 4 Broncho Slim 60 cm<br>1110240-aScope 4 Rhino Slim 35 cm<br>1110250-aScope 4 Rhino Slim 30 cm<br>sans canal opérateur<br>1125530-aScope 4 Cysto 39 cm<br>(*Image non sublimée) | 1091110 -aScope 4 Broncho Large 60 cm<br>1091120-aScope 4 Broncho Regular 60 cm<br>1091130-aScope 4 Broncho Slim 60 cm<br>1110240-aScope 4 Rhino Slim 35 cm<br>1110250-aScope 4 Rhino Slim 30 cm<br>sans canal opérateur                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| aScope 5              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1125530-aScope 4 Cysto 39 cm<br>1158900-aScope 5 Broncho 5.0/2.2 60 cm<br>1158910-aScope 5 Broncho 5.6/2.8 60 cm<br>1158930-aScope 5 Broncho 4.2/2.2 60 cm<br>1158920-aScope 5 Broncho 2.7/1.2 60 cm<br>1166640-aScope 5 Urétéro 1,2 mm 68 cm<br>1171110-aScope 5 Cysto 2,0 mm 38,8 cm | 1158900-aScope 5 Broncho 5.0/2.2 60 cm<br>1158910-aScope 5 Broncho 5.6/2.8 60 cm<br>1158930-aScope 5 Broncho 4.2/2.2 60 cm<br>1158920-aScope 5 Broncho 2.7/1.2 60 cm<br>1166640-aScope 5 Urétéro 1,2 mm 68 cm<br>1171110-aScope 5 Cysto 2,0 mm 38,8 cm |
| aScope Gastro         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1142120-aScope Gastro 2,8 mm 103 cm                                                                                                                                                                                                                    |

## Les fibres AMBU®

Les fibres souples AMBU® combinent les avantages habituels des endoscopes classiques et les avantages de la solution à usage unique.



1



2



3



4

|   | Référence | Désignation                                     | PU € HT                                                | Couleur de la fibre | Référence Ambu® | Port de connexion sur le moniteur aView™ | Port de Connexions Sur le moniteur aView™ 2 Advance | Port de Connexions Sur le moniteur aBox™ 2 | Stérile |
|---|-----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|
| 1 | 1142120   | Fibre aScope Gastro Large                       | 702,35                                                 |                     | 483 00 1000     | ×                                        | ×                                                   | Gris                                       | ✓       |
| 2 | 1125530   | Fibre aScope 4 Cysto                            | À l'unité : 301,32<br>Par 2 : 270,54<br>Par 3 : 251,64 | Vert                | 600 00 1000     | Port unique                              | Bleu, vert                                          | ×                                          | ✓       |
| 3 | 1091110   | Fibre aScope 4 Broncho Large                    |                                                        | Orange              | 478 00 1000     | Port unique                              | Bleu, vert                                          | ×                                          | ✓       |
|   | 1091120   | Fibre aScope 4 Broncho Régular                  |                                                        | Vert                | 477 00 1000     | Port unique                              | Bleu, vert                                          | ×                                          | ✓       |
|   | 1091130   | Fibre aScope 4 Broncho Slim                     |                                                        | Gris                | 476 00 1000     | Port unique                              | Bleu, vert                                          | ×                                          | ✓       |
| 4 | 1110250   | Fibre aScope 4 Rhino Slim sans canal opérateur  | À l'unité : 251,10<br>Par 2 : 225,45<br>Par 3 : 209,70 | Violet              | 510 00 1000     | Port unique                              | Bleu, vert                                          | ×                                          | ✓       |
| 5 | 1110240   | Fibre aScope 4 Rhino Slim avec canal opérateur  | À l'unité : 301,32<br>Par 2 : 270,54<br>Par 3 : 251,64 | Vert                | 512 00 1000     | Port unique                              | Bleu, vert                                          | ×                                          | ✓       |
| 6 | 1158900   | Fibre aScope 5 Broncho 5.0/2.2                  | À l'unité : 465,92<br>Par 2 : 418,32<br>Par 3 : 389,20 | Rouge               | 621 00 1000     | ×                                        | Gris                                                | Gris                                       | ✓       |
|   | 1158910   | Fibre aScope 5 Broncho 5.6/2.8                  |                                                        | Rouge               | 622 00 1000     | ×                                        | Gris                                                | Gris                                       | ✓       |
|   | 1158930   | Fibre aScope 5 Broncho 4.2/2.2                  |                                                        | Rouge               | 620 00 1000     | ×                                        | Gris                                                | Vert                                       | ✓       |
|   | 1158920   | Fibre aScope 5 Broncho 2.7/1.2                  |                                                        | Rouge               | 624 00 1000     | ×                                        | Gris                                                | Vert                                       | ✓       |
| 7 | 1165610   | Fibre aScope 4 Broncho Large avec kit sampler   | À l'unité : 318,06<br>Par 2 : 285,57<br>Par 3 : 265,62 | Orange              | 478 50 1000     | Port unique                              | Bleu, vert                                          | ×                                          | ✓       |
|   | 1165620   | Fibre aScope 4 Broncho Régular avec kit sampler |                                                        | Vert                | 477 50 1000     | Port unique                              | Bleu, vert                                          | ×                                          | ✓       |
| 8 | 1166640   | Fibre aScope 5 Urétéro                          | À l'unité : 720,00<br>Par 2 : 648,00                   | Vert                | 605 00 1000     | ×                                        | Gris                                                | Vert                                       | ✓       |
| 9 | 1171110   | Fibre aScope 5 Cysto                            |                                                        | Vert                | 602 00 1000     | ×                                        | Gris                                                | Gris                                       | ✓       |



## TROCART OPTIQUE VERSAONE

Trocart destiné à diverses procédures endoscopiques pour créer et maintenir un point d'insertion.

Le trocart peut être utilisé avec ou sans visualisation des insertions primaires et secondaires.

L'embout en forme de « nez de dauphin » facilite l'insertion et la mise en place du trocart. Nervures de fixation pour empêcher la canule de bouger pendant les procédures.

Excellente visualisation pour une identification claire des tissus lors de l'insertion.

Fonction de verrouillage à enclenchement pour sécuriser l'obturateur pendant l'insertion.

Chaque taille convient à une utilisation avec des instruments allant de 5 mm jusqu'à la taille de trocart indiquée.

| DÉSIGNATION                                  | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------------------------|-----------|--------|
| <b>TROCART OPTIQUE AVEC CHEMISE STRIÉE</b>   |           |        |
| 5 x 70 mm                                    | 113 74 20 | 60,75  |
| 5 x 150 mm                                   | 113 72 60 | 60,75  |
| 12 x 70 mm                                   | 113 74 40 | 71,05  |
| 12 x 150 mm                                  | 113 74 30 | 71,05  |
| <b>TROCART SANS LAME AVEC CHEMISE STRIÉE</b> |           |        |
| 5 x 70 mm                                    | 115 66 20 | 59,55  |
| <b>TROCART AVEC LAME ET CHEMISE STRIÉE</b>   |           |        |
| 5 x 70 mm                                    | 115 66 30 | 95,89  |
| <b>TROCART MOUSSE AVEC ANCRE</b>             |           |        |
| 12 x 100 mm                                  | 113 74 50 | 133,86 |





| Canal opérateur | Longueur | Profondeur de champ | Champ de vision (degrés) | Diamètre extérieur gaine d'insertion | Diamètre intérieur canal opérateur | Angles de béquillage                                             | Diamètre de l'extrémité distale | Largeur minimale du canal de l'instrument | Diamètre intérieur minimal de la sonde d'intubation | Taille minimale de la sonde double lumière |
|-----------------|----------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ✓               | 1030 mm  | 3-100 mm            | 140°                     |                                      | 2,8 mm                             | 210° haut<br>90° bas<br>100° gauche<br>100° droite               | 9,9 mm                          |                                           |                                                     |                                            |
| ✓               | 390 mm   | 3-100 mm            | 120°                     | 5,4 mm                               | 2,2 mm                             | 210° vers le haut<br>120° vers le bas                            | 5,4 mm                          |                                           |                                                     |                                            |
| ✓               | 600 mm   | 6-50 mm             | 85°                      | 5,8 mm                               | 2,8 mm                             | 180° vers le haut<br>160° vers le bas                            | 6,2 mm                          | 2,6 mm                                    | 7,0 mm                                              |                                            |
| ✓               | 600 mm   | 6-50 mm             | 85°                      | 5,0 mm                               | 2,2 mm                             | 180° vers le haut<br>180° vers le bas                            | 5,4 mm                          | 2,0 mm                                    | 6,0 mm                                              | 41 Fr                                      |
| ✓               | 600 mm   | 6-50 mm             | 85°                      | 3,8 mm                               | 1,2 mm                             | 180° vers le haut<br>180° vers le bas                            | 4,2 mm                          | 1,2 mm                                    | 5,0 mm                                              | 35 Fr                                      |
| ✗               | 300 mm   |                     |                          | 3,0 mm                               | ✗                                  | 130° haut<br>130° bas                                            | 3,5 mm                          |                                           |                                                     |                                            |
| ✓               | 350 mm   |                     |                          | 5,0 mm                               | 2,2 mm                             | 130° haut<br>130° bas                                            | 5,5 mm                          |                                           |                                                     |                                            |
| ✓               | 600 mm   | 3-100 mm            | 120°                     | 5,0 mm                               | 2,2 mm                             | 195° haut<br>195° bas<br>Fonction rotation<br>120° gauche/droite | 5,4 mm                          | 6,0 mm                                    | Jusqu'à 2,2 mm                                      |                                            |
| ✓               | 600 mm   | 3-100 mm            | 120°                     | 5,6 mm                               | 2,8 mm                             | 195° haut<br>195° bas<br>Fonction rotation<br>120° gauche/droite | 6,0 mm                          | 7,0 mm                                    | Jusqu'à 2,8 mm                                      |                                            |
| ✓               | 600 mm   | 3-100 mm            | 120°                     | 4,2 mm                               | 2,2 mm                             | 210° haut<br>210° bas<br>Fonction rotation<br>120° gauche/droite | 4,4 mm                          | 4,8 mm                                    | 5,0 mm                                              | 15 Fr                                      |
| ✓               | 600 mm   | 3-100 mm            | 120°                     | 2,7 mm                               | 2,2 mm                             | 210° haut<br>210° bas<br>Fonction rotation<br>120° gauche/droite | 3,0 mm                          | 3,0 mm                                    | 3,5 mm                                              | 10,5 Fr                                    |
| ✓               | 600 mm   | 6-50 mm             | 85°                      | 5,8 mm                               | 2,8 mm                             | 180° vers le haut<br>160° vers le bas                            | 6,2 mm                          | 2,6 mm                                    | 7,0 mm                                              | ✗                                          |
| ✓               | 600 mm   | 6-50 mm             | 85°                      | 5,0 mm                               | 2,2 mm                             | 180° vers le haut<br>180° vers le bas                            | 5,4 mm                          | 2,0 mm                                    | 6,0 mm                                              | 41 Fr                                      |
| ✓               | 680 mm   | 2-50 mm             | 90°                      | 2,7 mm                               | 1,2 mm                             | 270° haut<br>270° bas                                            | 2,63 mm                         |                                           |                                                     |                                            |
| ✓               | 388 mm   | 3-100 mm            | 120°                     | 5,4 mm                               | 2,2 mm                             | 210° haut<br>120° bas                                            | 5,6 mm                          |                                           |                                                     |                                            |

## TROCART THORACIQUE THORACOPORT

Trocart utilisé dans les procédures endoscopiques thoraciques pour établir un port d'entrée pour l'instrumentation.

Composé d'un obturateur à bout émoussé et d'un manchon fileté non conducteur, avec une protection à son extrémité proximale pour protéger contre la pénétration de corps étrangers dans la cavité thoracique et pour la stabilisation de l'instrument.

| DÉSIGNATION                        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------------|-----------|-------|
| 10,5 mm - Instrument jusqu'à 11 mm | 113 74 60 | 57,05 |
| 11,5 mm - Instrument jusqu'à 12 mm | 113 74 70 | 57,05 |

## ENDOCATCH - SAC D'EXTRACTION

Endo Catch Gold, sac d'extraction de pièces opératoires.

Il se compose d'un long tube cylindrique acier inoxydable et d'une poche de polyuréthane qui réduit au minimum le débordement et la contamination per opératoire en isolant et en contenant des spécimens.

| DÉSIGNATION                                    | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------------------------|-----------|--------|
| <b>TROCART 11/12 MM</b>                        |           |        |
| 220 ml - D. ouverture sac : 6,4 mm - 29,5 cm   | 114 34 00 | 97,29  |
| <b>TROCART 15 MM</b>                           |           |        |
| 1000 ml - D. ouverture sac : 12,7 mm - 34,5 cm | 115 78 20 | 133,28 |

# DENTISTERIE

## DÉTARTREURS ET POLISSEURS

### Gamme évolution IM3

XXXXXXXX.

**IM3®**



| Références                                                                  | 116 04 40                                                                                                                        | 116 04 60 | 116 04 30 | 116 04 20                                                                                                                                                         | 117 15 30                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle                                                                      | Evolve                                                                                                                           | Evolve    | Advance   | Professional                                                                                                                                                      | Professional                                                                                                                                                                                                     |
| Code IM3                                                                    | E1HCNMO                                                                                                                          | E1HCSMO   | A1HCNMO   | PMMCSM2                                                                                                                                                           | PULCSM3                                                                                                                                                                                                          |
| PU € HT                                                                     | 7366,91                                                                                                                          | 8963,71   | 7565,71   | 14748,82                                                                                                                                                          | 14966,22                                                                                                                                                                                                         |
| Chariot avec compresseur                                                    | ✓                                                                                                                                | ✓         | ✓         | ✓                                                                                                                                                                 | ✓                                                                                                                                                                                                                |
| Écran numérique LCD régler la vitesse, la direction et le couple du moteur. | ✗                                                                                                                                | ✗         | ✓         | ✓                                                                                                                                                                 | ✓                                                                                                                                                                                                                |
| Contrôle le détartreur                                                      | ✗                                                                                                                                | ✓         | ✗         | ✓                                                                                                                                                                 | ✓                                                                                                                                                                                                                |
| Détartreur intégré                                                          | ✗                                                                                                                                | ✓         | ✗         | ✓                                                                                                                                                                 | ✓                                                                                                                                                                                                                |
| Système de refroidissement sélectionneur de solution CLS et d'eau           | ✓                                                                                                                                | ✓         | ✓         | ✓                                                                                                                                                                 | ✓                                                                                                                                                                                                                |
| 2 bouteilles                                                                | ✓                                                                                                                                | ✓         | ✓         | ✓                                                                                                                                                                 | ✓                                                                                                                                                                                                                |
| Paille de désinfection continue l'eau de refroidissement pendant 365 jours  | ✓                                                                                                                                | ✓         | ✓         | ✓                                                                                                                                                                 | ✓                                                                                                                                                                                                                |
| Pièces à main & contre angles                                               | - 1x Haute vitesse - Ligne pneumatique avec refroidissement<br>- 1x Basse vitesse (Air) - Ligne pneumatique sans refroidissement |           |           | - 1x Haute vitesse<br>- 1x Basse vitesse<br>- 1x Micromoteur électrique<br>- 1 Contre-angle 1:1 avec refroidissement<br>- 1 contre-angle 1:5 avec refroidissement | - 1x Haute vitesse<br>- 1x Micromoteur électrique<br>- 1x Lampe de durcissement<br>- Contre-angle 1:1 avec refroidissement<br>- Contre-angle 1:1 sans refroidissement<br>- Contre-angle 1:5 avec refroidissement |
| Lampe de polymérisation                                                     | ✗                                                                                                                                | ✗         | ✗         | ✗                                                                                                                                                                 | ✓                                                                                                                                                                                                                |
| Aspiration autoclavable                                                     | ✓                                                                                                                                | ✓         | ✓         | ✓                                                                                                                                                                 | ✓                                                                                                                                                                                                                |
| Seringue Trois Voies                                                        | ✓                                                                                                                                | ✓         | ✓         | ✓                                                                                                                                                                 | ✓                                                                                                                                                                                                                |
| Contrôle au Pied                                                            | ✓                                                                                                                                | ✓         | ✓         | ✓                                                                                                                                                                 | ✓                                                                                                                                                                                                                |
| Porte-fraises magnétique                                                    | ✓                                                                                                                                | ✓         | ✓         | ✓                                                                                                                                                                 | ✓                                                                                                                                                                                                                |
| Plateau à Instruments intégré en Corian®                                    | ✓                                                                                                                                | ✓         | ✓         | ✓                                                                                                                                                                 | ✓                                                                                                                                                                                                                |
| Poignée                                                                     | ✓                                                                                                                                | ✓         | ✓         | ✓                                                                                                                                                                 | ✓                                                                                                                                                                                                                |
| Roues Verrouillables                                                        | ✓                                                                                                                                | ✓         | ✓         | ✓                                                                                                                                                                 | ✓                                                                                                                                                                                                                |
| Codage couleur pour toutes les lignes d'air, d'eau et électriques internes  | ✓                                                                                                                                | ✓         | ✓         | ✓                                                                                                                                                                 | ✓                                                                                                                                                                                                                |
| Compresseur sans huile                                                      | ✓                                                                                                                                | ✓         | ✓         | ✓                                                                                                                                                                 | ✓                                                                                                                                                                                                                |
| Garantie pièces unité dentaire                                              | 3 ans                                                                                                                            | 3 ans     | 3 ans     | 3 ans                                                                                                                                                             | 3 ans                                                                                                                                                                                                            |
| Garantie compresseur                                                        | 3 ans                                                                                                                            | 3 ans     | 3 ans     | 3 ans                                                                                                                                                             | 3 ans                                                                                                                                                                                                            |
| Garantie pièces à main                                                      | 1 an                                                                                                                             | 1 an      | 1 an      | 1 an                                                                                                                                                              | 1 an                                                                                                                                                                                                             |

| Modèles | E = Evolve                                                                                                   | A = Advanced                                                                                                                              | P = Professional                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1H      | 1H = 1 grande vitesse et 1 petite vitesse<br>SW = 1 grande vitesse et 1 petite vitesse avec eau              | 1H = 1 grande vitesse et 1 petite vitesse<br>SW = 1 grande vitesse et 1 petite vitesse avec eau<br>MM = 1 micromoteur et 1 grande vitesse | 1H = 1 haute vitesse, 1 SW et 1 basse vitesse<br>2H = 2 haute vitesse et 1 basse vitesse<br>MM = 1 micromoteur, 1 haute vitesse et 1 basse vitesse<br>UL = 1 micromoteur, 1 haute vitesse et 1 lampe à polymériser |
| C       | Montage : C = Chariot avec compresseur ; N = Chariot avec rangement ; W = Bras mural T = Bras Tara           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |
| S       | Détartreur : S = Raccord Satelec ; E = Raccord EMS ; N = Sans détartreur                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |
| MO      | Contre-angles : MO = Pas de contre-angle ; M1 = contre-angle 1:1 ; M2 = contre-angle 1:1 et contre-angle 1:5 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |
| L       | L = Lampe à polymériser                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |

## Gamme classique IM3

Équipements dentaires professionnels offrant une infinité d'options.

**IM3®**



| Références                                                                                                                                               | 100 62 80                                                                               | 827 96 39                                                                | 821 12 51                                                                                    | 109 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle                                                                                                                                                   | GS Deluxe Start                                                                         | GS Deluxe LED sans aspiration                                            | ELITE LED avec aspiration                                                                    | PRO 2000 LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Code IM3                                                                                                                                                 | U3010                                                                                   | U3019                                                                    | U3500                                                                                        | U3080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PU € HT                                                                                                                                                  | 3974,54                                                                                 | 5963,99                                                                  | 6527,82                                                                                      | 7572,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Caractéristiques                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LED                                                                                                                                                      | ✗                                                                                       | ✗                                                                        | ✓                                                                                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Unité d'aspiration – aspiration variable autoclavable et filtre bactérien, livrée avec cinq embouts d'aspiration petits et cinq grands                   | En option                                                                               | En option                                                                | ✓                                                                                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Câblage anti-enchevêtrement pour pièces à main haute et basse vitesse                                                                                    | ✓                                                                                       | ✓                                                                        | ✓                                                                                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Système de refroidissement, sélectionneur de solution CLS et d'eau 1 ou 2 bouteilles                                                                     | 1<br>1029990 Ambrée                                                                     | 2<br>1029990 Ambrée<br>1030000 Transparente                              | 2<br>1029990 Ambrée<br>1030000 Transparente                                                  | 2<br>1029990 Ambrée<br>1030000 Transparente                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Seringue à trois voies air, eau et brouillard avec embout autoclavable                                                                                   | ✓                                                                                       | ✓                                                                        | ✓                                                                                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sortie d'eau pressurisée pour détartreur ultrasonique                                                                                                    | ✓                                                                                       | ✓                                                                        | ✓                                                                                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Panneau de commande en Corian®                                                                                                                           | ✓                                                                                       | ✓                                                                        | ✓                                                                                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Panneau de commande en Corian® avec porte-fraise magnétique intégré                                                                                      | En option                                                                               | ✓                                                                        | ✓                                                                                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Instructions d'entretien en référence rapide imprimées sur la machine                                                                                    | ✓                                                                                       | ✓                                                                        | ✓                                                                                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Compresseur sans huile                                                                                                                                   | ✓                                                                                       | ✓                                                                        | ✓                                                                                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Construction en aluminium laqué et acier inoxydable                                                                                                      | ✓                                                                                       | ✓                                                                        | ✓                                                                                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Câble d'alimentation mâle/femelle IEC de rechange pour détartreur ultrasonique                                                                           | ✓                                                                                       | ✓                                                                        | ✓                                                                                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Plateau d'instruments en acier inoxydable                                                                                                                | En option                                                                               | ✓                                                                        | En option                                                                                    | ✗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Système de distribution codé par couleur pour faciliter l'entretien                                                                                      | ✓                                                                                       | ✓                                                                        | ✓                                                                                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Interrupteur pour sélectionner les pièces à main haute ou basse vitesse                                                                                  | ✓                                                                                       | ✓                                                                        | ✓                                                                                            | ✗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Activateurs automatiques de pièces à main                                                                                                                | ✗                                                                                       | ✗                                                                        | ✗                                                                                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pièces à main                                                                                                                                            | Pièce à main haute vitesse pour une section rapide des dents. Polisseur à basse vitesse | Pièce à main à basse vitesse<br>Pièce à main haute vitesse LED pivotante | Pièce à main basse vitesse Advantage<br>Pièce à main pivotante à LED haute vitesse Advantage | Pièce à main basse vitesse Advantage<br>Pièce à main haute vitesse LED pivotante Advantage.<br>Cône droit pivotant 4:1 Advantage pour le polissage<br>Cône droit 1:1 Advantage pour le polissage<br>Cône droit 1:1 pour les attaches dentaires de restauration, ainsi que pour la chirurgie des lapins et orthopédique en utilisant les fraises HP |
| 1039600 Pièce haute vitesse sans LED Advantage avec bouton-poussoir - L7100                                                                              | ✓                                                                                       | ✓                                                                        | ✗                                                                                            | ✗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1015130 Pièce haute vitesse à pivotement LED Advantage - L7300                                                                                           | ✗                                                                                       | ✗                                                                        | ✓                                                                                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Polisseur 1100120 & 1035690 Moteur basse vitesse Advantage et cône droit 4:1 Advantage - L6200 & L6250                                                   | ✗                                                                                       | ✓                                                                        | ✓                                                                                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1100150 Pièce à main de polissage à basse vitesse économique H6020                                                                                       | ✓                                                                                       | ✗                                                                        | ✗                                                                                            | ✗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Moteur basse vitesse à eau avant et arrière, contre-angle RA interne à LED et pièce à main droite 4:1 Advantage - L2010, L2004 & L6250 (1035690)         | En option                                                                               | En option                                                                | En option                                                                                    | En option                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8214568 Pièce à main droite 1:1 HP pour le moteur basse vitesse. Utilisé pour les soins dentaires des lapins/rongeurs et le travail orthopédique - L6860 | En option                                                                               | En option                                                                | En option                                                                                    | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1009940 Pièce à main droite 1:1 chirurgie LED Advantage - L7800                                                                                          | En option                                                                               | En option                                                                | En option                                                                                    | En option                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Garanties                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Garantie sur les montages et le compresseur d'air                                                                                                        | 2 ans                                                                                   | 5 ans                                                                    | 5 ans                                                                                        | 5 ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Garantie sur toutes les pièces à main                                                                                                                    | 6 mois                                                                                  | 1 an                                                                     | 2 an                                                                                         | 3 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Garantie sur les panneaux de commande dentaires incluant les composants                                                                                  | 2 ans                                                                                   | 5 ans                                                                    | 5 ans                                                                                        | 5 ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Options de détartreur ultrasonique                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1091030 Détartreur ultrasonique IM3 Piezo avec quatre inserts-U2200                                                                                      | En option                                                                               | En option                                                                | En option                                                                                    | En option                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1042370 Détartreur ultrasonique IM3 42-12 avec deux inserts en titane - 06979                                                                            | En option                                                                               | En option                                                                | En option                                                                                    | En option                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1141580 Détartreur ultrasonique IM3 Ultra LED avec deux embouts                                                                                          | En option                                                                               | En option                                                                | En option                                                                                    | En option                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Accessoires                                                            | Référence | PU € HT |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| Pièce à main 4:1 à bout conique pour contre-angle polissage UU - L6250 | 103 56 90 | 247,25  |
| Micromoteur basse vitesse - 25000 t/min - L6200                        | 110 01 20 | 278,29  |
| Pièce à main droite 1:1 pour kit rongeur ou polissage - L6860          | 821 45 68 | 153,7   |
| Pièce à main 1:1 de polissage à bout conique avec micromoteur - H2060  | 110 01 50 | 336,83  |
| Poussoir iPush IM3 jaune                                               | 827 72 73 | 25,93   |
| Kit d'entretien pour unité dentaire Start                              | 114 16 70 | 27,44   |
| Kit d'entretien pour unité dentaire Elite                              | 114 16 90 | 73,95   |
| Kit d'entretien pour unité dentaire GS Deluxe                          | 114 16 80 | 59,6    |
| Kit entretien pour unité dentaire Pro                                  | 114 17 00 | 73,95   |
| Tapis silicone pour plateau                                            | 114 44 60 | 15,45   |
| Filtre à air du compresseur : à changer annuellement                   | 110 59 90 | 13,97   |





## TABLE DE CHIRURGIE TARA IM3

**Table multifonction à plateau en V, le nec plus ultra !**

Table entièrement inox, à pied central très stable. Base munie de roulettes rétractables avec frein.

Plateau en V, pour faciliter un meilleur positionnement de l'animal et son confort, récupérateur de liquide au centre. Les 2 volets de la table se commandent électriquement de façon indépendante.

Pédale de commande de la table sans fil pour limiter l'encombrement au sol.

La table Tara a été conçue pour recevoir des équipements de dentisterie optionnels, rendant la table ergonomique : plateau dentaire, unité dentaire.

- Dimensions du plateau :

L 120 (160 cm avec le plateau dentaire) x l 60 cm.

- Rallonge de table (option) : 30 cm.

- Poids : 95 kg.

- Charge de sécurité : 160 kg.

- Hauteur mini : 59 cm, maxi : 115 cm.

- Inclinaison : 0 à 10°.

- Moteurs : 4 éléments, 24 V.

- Protection : IP54.

Garantie 1 an.

**IM3®**

| DÉSIGNATION                                                                                                                                             | RÉFÉRENCE | € HT     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Table Tara L.120 x l.60 cm                                                                                                                              | 110 30 40 | 6 304,89 |
| <b>OPTIONS POUR LA CHIRURGIE</b>                                                                                                                        |           |          |
| Extension chirurgie - Plateau 30 cm                                                                                                                     | 110 31 20 | 1 248,33 |
| Système d'attache au rail Clamcleat, type taquet à bateau                                                                                               | 110 31 60 | 100,43   |
| Bras double pivot avec plateau instruments                                                                                                              | 110 31 30 | 1 189,78 |
| Bras double pivot support moniteur avec connecteur VESA standard pour la plupart des moniteurs de surveillance multiparamétriques (moniteur non inclus) | 110 31 50 | 800,85   |
| <b>OPTIONS DE DENTISTERIE - DÉTAIL DES UNITÉS DENTAIRES EN CHAPITRE DENTISTERIE</b>                                                                     |           |          |
| Extension dentaire : plateau avec grille en demi-lune                                                                                                   | 110 30 60 | 1 649,80 |
| Bras pour unité dentaire                                                                                                                                | 110 30 70 | 487,55   |
| Unité dentaire Elite Sans compresseur                                                                                                                   | 110 30 90 | 4 637,29 |
| Unité dentaire Pro 2000 Sans compresseur                                                                                                                | 110 31 00 | 5 340,15 |
| Compresseur sans huile IM3                                                                                                                              | 109 09 90 | 2 255,94 |



## PACK DE CONSOMMABLES POUR UNITÉ DENTAIRE IM3

Le pack de consommables pour unité dentaire IM3 est un moyen pratique de constituer un stock de consommables essentiels nécessaires aux procédures dentaires vétérinaires.

Il est composé de :

- 50 Liens attache-sonde en silicone
- 1 Tapis dentaire
- 1 Solution CLS 250 ml
- 100 Contre-angle de polissage à usage unique
- 100 Cupules de pâtes à polir 2 g
- 1 Kit de 36 fraises diamant chat chien

| DÉSIGNATION                           | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------------------|-----------|--------|
| Pack consommables pour unité dentaire | 116 19 20 | 312,58 |



## PÉRIOTOME VET TOME

**Périotome électrique, pour une extraction dentaire précise avec une perte osseuse alvéolaire minime ou nulle et sans traumatisme.**

Des embouts/lames, associés à l'action mécanique d'entrée / sortie générée par la pièce à main, coupent le ligament parodontal sans générer de chaleur. Idéal pour remplacer le luxateur ou le périotome, en canine ou sur des félins.

Commande au pied. 10 niveaux de puissance réglables pour des interventions du petit chat au grand chien et jusqu'au grand félin (lion).

Livré avec 4 embouts/lames en acier inoxydable ultra-minces (flexibles), 2 standards et 2 grands formats.

Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION                          | RÉFÉRENCE | € HT     |
|--------------------------------------|-----------|----------|
| Périotome Vet Tome                   | 109 10 20 | 3 609,84 |
| <b>PIÈCE DE RECHANGE</b>             |           |          |
| Insert standard - 37 mm - Par 5      | 112 18 70 | 142,65   |
| Insert racine droite - 40 mm - Par 5 | 112 18 80 | 142,65   |



## POLISSEUR PL3

**Polisseur compact à écran digital.**

Il convient également à la dentisterie des NAC.

Affichage de la vitesse de rotation :

0 à 30 000 tours/minute.

Dimensions : L 19,2 x l 15,5 x H 8,5 cm.

Livré avec une pièce à main 1:1, pédale de commande, 10 contre-angles de polissage UU, pâte à polir.

Garantie 1 an hors accessoires.

| DÉSIGNATION                                                                                                 | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Polisseur PL3                                                                                               | 827 62 27 | 778,05 |
| <b>OPTIONS</b>                                                                                              |           |        |
| Kit rongeur : 1 disque diamanté 20 mm avec protection, 1 fraise diamantée 60 mm avec protection pour lapins | 100 80 90 | 148,80 |
| Contre-angle polissage pour cupule                                                                          | 806 74 00 | 157,90 |
| <b>CONSOMMABLES</b>                                                                                         |           |        |
| Cupule polissage UU à emboîter Par 100                                                                      | 821 12 74 | 36,52  |
| Contre-angle de polissage UU bleu 60° - Par 100                                                             | 838 93 45 | 97,07  |
| Contre-angle polissage UU rose 360° - Par 100                                                               | 110 17 90 | 56,69  |



IM3®

## DÉTARTREUR - POLISSEUR SP6 LED

Combiné compact détartreur piezo-électrique et micromoteur pour le polissage.

Réglage de la puissance par un unique bouton de commande. Écran digital LCD pour l'affichage de la vitesse de rotation : 0-30 000 tours/minute.

Polissage à 4 000 tours/minute.

Livré avec 1 pédale, 2 inserts, 1 pièce à main 1:1, 10 contre-angles de polissage UU, pâte à polir, tuyau arrivée d'eau et connecteur mâle, sans pompe à eau.

Garantie 1 an hors accessoires.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT     |
|------------------------------|-----------|----------|
| Détartreur polisseur SP6 LED | 110 74 30 | 1 569,18 |

### PIÈCES DE RECHANGE

|                                                                                            |           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Insert BS-P - Détartrage mixte supra et sous-gingival                                      | 106 59 20 | 54,83 |
| Insert BS2 - Détartrage supra-gingival - Élimination des ciments orthopédiques sans résine | 106 59 10 | 54,83 |
| Insert BS3 - Élimination des dépôts supra-gingivaux volumineux                             | 106 59 30 | 64,60 |
| Contre-angle de polissage UU bleu 60° - Par 100                                            | 838 93 45 | 97,07 |
| Contre-angle polissage UU rose 360° - Par 100                                              | 110 17 90 | 56,69 |

## DÉTARTREUR ULTRASONIC

Un concentré de technologie et de performance.

Détartreur à ultrasons haute fréquence 42 000 Hertz grâce à sa technologie ferro magnétostrictive.

La grande fréquence des ultrasons permet des micro-déplacements en pointe d'insert de l'ordre de 10 à 20 µm d'amplitude pour ôter de manière efficace, rapide et en douceur la plaque et le tartre, sans contact avec l'émail de la dent et sans dégagement de chaleur.

Action efficace et sans danger sur les dépôts importants, jusqu'à 13 mm de profondeur dans les poches parodontales.

Pièce à main et support en Corian® autoclavable (121°C -18 minutes maximum). Touche marche/arrêt sur la pièce à main, pas de pédale.

Indicateur lumineux d'intensité sur le dessus de l'appareil.

Raccordement possible à une pompe à eau pour l'irrigation (pression maximum 3 bars).



Livré avec une tige ferrite de rechange et 2 inserts en titane : 1 insert universel 12 mm pour le tartre supra et sous gingival, 1 insert parodontal 18 mm pour les poches sous gingivales.

Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT     |
|-----------------------|-----------|----------|
| Détartreur Ultrasonic | 104 23 70 | 1 986,18 |
| INSERT DE RECHANGE    |           |          |
| Tige ferrite          | 110 06 10 | 43,74    |



## DÉTARTREUR P6

Détartreur piezo-électrique à puissance stable et performance fiable.

Commande automatique de gain pour stabiliser et ajuster la puissance (de 1 à 20). Fréquence des vibrations : 26 KHz à 32 KHz.

Dimensions : L.21 x P.10 cm. Poids : 2 kg.

Livré avec 4 inserts et une clé, sans pompe.

Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------|-----------|--------|
| Détartreur P6 LED | 109 10 30 | 907,75 |

### INSERTS DE RECHANGE

|                                                                                             |           |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Insert BS2 - Détartrage supra-gingivale - Élimination des ciments orthopédiques sans résine | 106 59 10 | 54,83 |
| Insert BS3 - Élimination des dépôts supra-gingivaux volumineux                              | 106 59 30 | 64,60 |
| Insert BS-P - Détartrage mixte supra et sous-gingivale                                      | 106 59 20 | 54,83 |

### OPTION

|                        |           |       |
|------------------------|-----------|-------|
| Pompe iM3 orange - 5 l | 103 84 20 | 93,81 |
|------------------------|-----------|-------|



## CONTRE-ANGLE DE POLISSAGE UU

Contre angle de polissage oscillant à usage unique IM3, avec cupule en caoutchouc souple.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| Bleu 60° - Par 100  | 838 93 45 | 97,07 |
| Rose 360° - Par 100 | 110 17 90 | 56,69 |



# DENTISTERIE

## ACCESSOIRES POUR DÉTARTREURS & POLISSEURS



### LUNETTES ANTI-BUÉE

Lunettes confortables et anti-buée.

Protègent des projections lors des interventions dentaires : aérosols, pulvérisations, fragments de dents.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Lunettes    | 827 50 44 | 21,84 |



### LAMPE DENTAIRE IM3

Design créatif, base magnétique solide, pouvant être fixée sur des tables ou des plateaux d'instruments à l'aide d'une feuille d'acier adhésive préparée.

Bras flexible de 33 cm qui peut être facilement ajusté pour éclairer n'importe quelle zone dans n'importe quelle direction.

Source d'éclairage à technologie LED COB pour un éclairage vif de haute puissance et faible consommation d'énergie (3 W).

- Couleur d'éclairage blanche, froide et non scintillante 5000 K.

- Interrupteur d'alimentation fonctionnel sur le câble USB 3 m.

- Fonctions de gradation et de minuterie

- Éclairage à 3 niveaux de gradation (OFF- 15%- 40%- 100%- OFF).

- Fonction minuterie réglable :

15 minutes - 30 minutes - 1 heure.

Livré avec adaptateur d'alimentation USB, entrée minimum 5 V - 1 A.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------|-----------|--------|
| Lampe dentaire IM3 | 111 71 90 | 133,17 |




### CLS

Solution permettant de réduire le temps de fraisage et de masquer les odeurs.

Formule à base de chlorhexidine, glycérine, éthanol et parfumé à la menthe.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 250 ml      | 827 92 72 | 14,40 |



### TAPIS DENTAIRE IM3

Accessoire indispensable, le tapis dentaire IM3 a révolutionné les soins dentaires vétérinaires.

- Permet l'écoulement des liquides et produits chimiques.
- Confortable pour l'animal.
- Surface pour placer les instruments.
- Lavable en machine.
- Réutilisable et recyclable.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------|-----------|--------|
| 40 x 30 cm - Par 5 | 112 58 00 | 152,97 |



### COSYPAD

Tapis maillé à partir d'une matière issue du milieu médical utilisée comme anti-escarre.

Le Cosypad® offre confort, hygiène et facilité d'entretien. Il remplit toutes les conditions pour le confort des animaux et un gain de temps pour les professionnels.

- Alternative de choix aux caillebotis, aux alèses et autres litières.

- Prévention des escarres.

- Hygiénique : les liquides sont évacués au travers du tapis laissant l'animal au sec.

- Très résistant, imputrescible et isolant. Lavable en machine à laver à 40°C avec une pastille d'eau de Javel ou au jet avec désinfection par trempage dans une solution appropriée. Séchage rapide.

Utilisations : dans les cages d'hospitalisation, sur les tables de consultation, au bloc opératoire, pendant la phase de réveil post-opératoire, pour le détartrage, dans les chenils...

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------|-----------|-------|
| T1 - 33 x 50 cm  | 104 55 30 | 46,50 |
| T2 - 39 x 71 cm  | 104 55 40 | 57,86 |
| T3 - 55 x 71 cm  | 104 55 50 | 65,12 |
| T4 - 60 x 115 cm | 104 55 60 | 87,21 |



### MAXI GUARD

Maxi Guard Oral est un gel qui contient de l'ascorbate de zinc avec un complexe d'acide aminé taurine dans une base de mucopolysaccharidique sans goût qui nettoie et rafraîchit la cavité buccale et les dents des petits animaux. Il est spécialement conçu pour les propriétaires d'animaux qui ont besoin d'un produit dentaire à la maison à long terme. Maxi Guard Oral contrôle rapidement la mauvaise haleine et ne décolore pas les dents. Il est particulièrement utile avec des animaux qui font preuve de réticence face à l'utilisation de sprays, dentifrices, tampons et de produits artificiellement aromatisés. Une fois mélangé, ce produit a une durée de vie de 14 mois réfrigérés ou 6 mois dans un endroit frais et sombre. Une bouteille de 60 ml fournit au moins 2 mois de traitement basé sur 1-2 gouttes par application au quotidien. Convient pour tous les animaux, en particulier les petits animaux comme les chiots et les chatons.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 60 ml       | 827 73 33 | 10,88 |



### CANULE D'ASPIRATION IM3

Canule d'aspiration avec tube stérile pour unité dentaire IM3.

Longueur : 150 cm.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------|-----------|-------|
| CANULE AVEC TUBE |           |       |
| Par 5            | 107 73 00 | 23,92 |
| CANULE SEULE     |           |       |
| Par 5            | 107 83 90 | 14,34 |




### PIÈCE À MAIN DE DÉTARTREUR IM3

Compatible Satelec.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------|-----------|--------|
| Pièce à main IM3 | 100 62 20 | 388,39 |





## STRAW IM3

Paille compatible avec toutes les tailles de flacons dentaires.

- L'installation facile grâce au raccord Luer Lock.
- Pour une utilisation avec de l'eau distillée.
- Traitement choc intégré.
- Le prétraitement interne réduit les impuretés dans l'eau.
- Désinfection continue pendant 365 jours.
- Conforme à la conformité BMP et ne contient pas d'oxydants tels que comme l'iode ou le chlore, qui libèrent du mercure dans les eaux usées dentaires.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| Straw iM3   | 113 99 50 | 259,26 |



## POMPE À EAU IM3

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------|-----------|-------|
| Pompe iM3 - 5 l | 103 84 20 | 93,81 |



## POMPE À EAU SATELEC

| DÉSIGNATION                               | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------------------|-----------|--------|
| Pompe                                     | 804 70 18 | 263,58 |
| <b>CONSOMMABLE</b>                        |           |        |
| Détartrant universel 1 l                  | 805 94 87 | 29,27  |
| <b>PIÈCES DÉTACHÉES</b>                   |           |        |
| Raccord femelle pour pompe à eau Satelec  | 805 91 74 | 42,88  |
| Filtre eau + joint                        | 834 36 85 | 11,03  |
| Kit de 3 joints pour pompe jaune Satelec  | 821 22 04 | 17,20  |
| Kit de 3 joints pour pompe orange Satelec | 806 37 96 | 33,74  |



## INSERT IM3

Pour les détarteurs piézoélectriques P4, P6 & SP6 iM3.

Compatibles avec le P5 Satelec.

| DÉSIGNATION                                                                             | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| BS2 - Détartrage supra-gingival<br>Élimination des ciments<br>orthopédiques sans résine | 106 59 10 | 54,83 |
| BS3 - Élimination des dépôts<br>supra-gingivaux volumineux                              | 106 59 20 | 54,83 |
| BSP - Détartrage mixte supra<br>et sous gingival                                        | 106 59 30 | 64,60 |

## À savoir

- Tous les inserts de détartrage (excepté l'insert N°2) s'utilisent tangentiellement à la surface de la dent (ne jamais travailler avec la pointe de l'insert).
- Mettre en place et retirer l'insert avec la clef sans forcer
  - Vérifier régulièrement l'usure à l'aide de la carte d'usure
  - Après nettoyage, stériliser l'insert en autoclave (134°C, 2 bars, 18 minutes)



## INSERT SATELEC

| DÉSIGNATION                                                | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Insert 1 - Universel, supra-gingival                       | 804 69 87 | 93,90  |
| Insert 1 S - Long et fin                                   | 833 34 97 | 104,84 |
| Mixte supra et sous-gingival                               |           |        |
| Insert 2 - Pour élimination du tartre épais supra-gingival | 804 69 93 | 104,84 |
| H3 - Secteur antérieur, forme curette                      | 804 80 35 | 158,21 |
| Insert 10 X - Inter-proximal et supra-gingival, coudé fin  | 805 46 04 | 104,84 |
| Insert 10 Z - Sous gingival, poche 4 mm - Gradué           | 806 18 34 | 137,84 |
| Insert PV1 - Spécial vétérinaire                           | 836 48 13 | 162,18 |
| Curette sous-gingivale                                     |           |        |



## SONDE UROLITHIASE

Ces sondes s'adaptent sur les appareils

Newtron, Cocoon spray, P6, P6 LED, PL3 et SP6.

| DÉSIGNATION                       | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------------|-----------|--------|
| Sonde courbe pour chat            | 804 55 51 | 148,92 |
| Sonde courte (11 cm) pour chien   | 804 55 68 | 148,92 |
| Sonde longue (16,5 cm) pour chien | 804 55 74 | 148,92 |



## PIÈCE À MAIN SATELEC

| DÉSIGNATION                                                                        | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 1 - Pièce à main stérilisable<br>Suprasson - Cocoon spray                          | 841 42 50 | 640,74 |
| 2 - Pièce à main LED - P-Max<br>Newtron, P5 Newtron Led et P5<br>Newtron XS Led    | 820 85 62 | 886,89 |
| 3 - Pièce à main Newtron grise<br>P5 Newtron BOOSTER, P5 Newtron,<br>P5 Newtron XS | 823 65 93 | 640,74 |



## PIÈCE À MAIN DROITE NSK

Pièce à main droite en titane Ti-Max qui combine une technologie évoluée à un design à la fois élégant et ergonomique.

Pièce à main avec lumière rapport 1:1.

Spray interne simple.

Pour fraise HP / PM, queue lisse Ø 2,35 mm.

Vitesse max : 40 000 t/min.

| DÉSIGNATION                                                                                       | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Bague bleue 1:1, avec LED et spray interne 1 buse - HP/PM Queue lisse 2,35 mm - Maxi 40 000 t/min | 110 47 90 | 840,76 |



## PIÈCE À MAIN IM3

Instrument adaptable sur le polisseur PL3, le combiné détartreur-polisseur SP6 et sur l'unité dentaire iM3.

| DÉSIGNATION                                                   | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Pièce à main droite 1:1 pour kit rongeur ou polissage - L6860 | 821 45 68 | 153,70 |



## CONTRE-ANGLE

Tous les contre-angles sont autoclavables jusqu'à 135°C. Les contre-angles avec spray intégré sont en titane pour la légèreté. Roulement céramique pour une durée de vie accrue et fonctionnement silencieux. Bouton poussoir pour un remplacement simplifié de la fraise. Système Clean Head qui empêche la contamination interne.

| DÉSIGNATION                                                                        | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| <b>CONTRE-ANGLE SPRAY EXTERNE - SANS LUMIÈRE</b>                                   |           |        |
| 1 - Bague bleue, 1:1, 1 buse - RA/CA<br>Queue encoche 2,35 mm<br>Maxi 40 000 t/min | 804 90 52 | 345,88 |
| 2 - Bague orange, 1:3, 3 buses - FG<br>Queue lisse 1,6 mm<br>Maxi 120 000 t/min    | 101 88 90 | 741,41 |
| Bague orange 1:3, 1 buse - FG<br>Queue lisse 1,6 mm<br>Maxi 40 000 t/min           | 823 62 16 | 964,96 |
| <b>CONTRE-ANGLE AVEC SPRAY INTERNE - SANS LUMIÈRE</b>                              |           |        |
| Bague bleue 1:1 - RA/CA Queue<br>à encoche 2,35 mm<br>Maxi 40 000 t/min            | 829 50 93 | 365,23 |
| Bague rouge 1:5, 4 buses - FG<br>Queue lisse 1,6 mm<br>Maxi 200 000 t/min          | 829 51 01 | 547,14 |
| <b>CONTRE-ANGLE AVEC SPRAY INTÉGRÉ - AVEC LUMIÈRE</b>                              |           |        |
| Bague bleue 1:1, 1 buse - RA/CA<br>Queue à encoche 2,35 mm<br>Maxi 40 000 t/min    | 834 19 47 | 508,29 |
| 3 - Bague rouge, 1:5, 4 buses - FG<br>Queue lisse 1,6 mm<br>Maxi 200 000 t/min     | 834 19 30 | 672,59 |



## CONTRE-ANGLE RAPIDE NON LED IM3

Contre-angle rapide économique iM3.

| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------|-----------|--------|
| Contre angle rapide non LED | 103 96 00 | 608,77 |



## CUPULE ET PÂTE DE POLISSAGE

| DÉSIGNATION                                              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>1 - CUPULE POUR CONTRE-ANGLE POLISSAGE 8067400</b>    |           |       |
| Cupule polissage UU à emboîter<br>Par 100                | 821 12 74 | 36,52 |
| Cupule polissage à clipser iM3<br>Par 100                | 111 89 70 | 22,14 |
| <b>CONTRE ANGLE POLISSAGE UU - IM3</b>                   |           |       |
| 2 - Contre-angle polissage UU rose<br>360° - Par 100     | 110 17 90 | 59,69 |
| 3 - Contre-angle de polissage UU<br>bleu - 60° - Par 100 | 838 93 45 | 97,07 |
| <b>PÂTE À POLIR</b>                                      |           |       |
| Pâte à polir - Pot 200 g                                 | 827 62 56 | 18,49 |
| Pâte à polir sur bague - Par 100                         | 827 62 62 | 29,34 |



## MANDRIN RA POUR CUPULE DE POLISSAGE À EMBOÎTER IM3

Mandrin RA pour cupule de polissage à emboîter.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------|-----------|-------|
| Mandrin RA - Par 6 | 111 89 60 | 26,74 |



## HUILE POUR INSTRUMENTS ROTATIFS IM3

MD30 d'IM3 est une huile lubrifiante synthétique spécialement pour pièces à main et contre angles.

Compatible avec l'environnement, ne contient aucun composant toxique. Préserve également la durabilité des pièces en plastique, des revêtements et des joints.

Cycles de lubrification recommandés :

- **Arrière de la pièce à main** : essentiel après chaque nettoyage interne, avant chaque stérilisation ou après 30 minutes d'utilisation (ou au moins une fois par jour)

- **Mandrin de la pièce à main** : chaque semaine, placez 3-4 gouttes d'huile dans le système de mandrin.

\*Les pièces à main iM3 doivent être lubrifiées avec le lubrifiant iM3 MD30 ou MD40. Le non-respect de cette consigne annule toutes les garanties.

| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------|-----------|-------|
| Flacon compte-gouttes 30 ml | 827 92 89 | 15,65 |



## NETTOYANT WL CLEAN IM3

Pour un nettoyage interne qui ne fixe pas les protéines, avant la désinfection et la stérilisation des instruments médicaux et dentaires creux, comme les turbines, les pièces à main et les contre-angles.

WL-clean est un dispositif médical de catégorie I. Il a été élaboré dans le respect des normes EN ISO 15883 et des recommandations de la Société allemande de stérilisation hospitalière (DGSV).

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| Sans adaptateur - 500 ml | 113 14 40 | 42,01 |

## À savoir

La lubrification est indispensable au bon fonctionnement des contre-angles. Désolidariser la tête du contre-angle du corps réducteur. Les têtes en acier inox peuvent être déposées dans un bac à ultra-sons. Après séchage et avant stérilisation il faut lubrifier. L'embout spécifique permet non seulement de lubrifier mais aussi d'évacuer la solution saline qui a pénétré à l'intérieur de la tête. Après lubrification, laisser la pièce 12 h sur du papier absorbant avant de la remonter.



## LUBRIFIANT IM3

Pour entretenir les contre-angles.

| DÉSIGNATION                                       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------------------------|-----------|-------|
| Huile pour contre-angle 400 ml                    | 821 19 14 | 55,78 |
| <b>OPTIONS</b>                                    |           |       |
| 1 - Embout pour pièce à main haute vitesse        | 115 54 30 | 7,74  |
| 2 - Embout pour pièce à main droite basse vitesse | 101 08 30 | 7,64  |
| Embout pour contre-angle raccord 4 trous          | 101 08 40 | 4,12  |



## DISQUE DE POLISSAGE FLEXIBLE - JEU COMPLET

Sert à polir les restaurations composites ou lors des odontoplasties. Lot de 100, 25 unités de chaque type : grains fins, moyens, gros et très gros. Fournis avec un mandrin 2,35 mm à encliquetage.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Par 100     | 113 04 00 | 72,22 |



## LUBRIFIANT PANASPRAY

Nettoyage et lubrification des contre-angles. Préconisé après chaque utilisation.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 500 ml      | 834 03 79 | 61,46 |



## PLATEAU SUPPORT FRAISE DENTAIRE

Permet de recevoir aussi bien les fraises turbines que contre angle. Support en inox, tubes en silicone. Stérilisable en autoclave.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 8 trous     | 821 05 99 | 21,55 |



## PORTE-FRAISES DENTAIRE IM3

Porte-fraises en aluminium pour 10 fraises FG. Le support pour fraises IM3 est conçu pour que les fraises ne tombent pas lorsqu'il est retourné.

| DÉSIGNATION                     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------|-----------|-------|
| Porte-fraises FG - 10 positions | 114 36 50 | 33,03 |



## SET DE FRAISES ESSENTIALS IM3

Le set de fraises « Essentials » IM3, est idéal pour démarrer la dentisterie vétérinaire.

Il contient six fraises de chacune des six plus importantes pour les extractions de base. Un porte-fraises pratique est inclus, pour que les fraises soient organisées et facilement accessibles.

Le set IM3 Essentials contient un porte-fraise autoclavable et 36 fraises FG 19 mm :

- 6 x Round 2 – Chat, petit chien.
- 6 x Round 4 – Chat, petit et grand chien.
- 6 x Round 6 – Grand chien.
- 18 Fraises Xcut pour la section de dents et diverses procédures dentaires :
- 6 x n° 699 – Chat, petit chien.
- 6 x n° 701L – Chat, petit chien.
- 6 x n° 702L – Grand chien.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------|-----------|--------|
| Set 36 fraises IM3 | 115 54 40 | 115,56 |



## KIT DE FRAISES DIAMANTÉES IM3

Cet ensemble de cinq fraises diamant de haute qualité convient aux contre-angles haute vitesse.

Les fraises diamant à grain moyen sont idéales pour la préparation des couronnes, le remodelage, la réduction occlusale, la préparation d'accès, le lissage de la structure dentaire et des matériaux de restauration. Les fraises sont également disponibles à l'unité. Fabriquées en Europe.

| DÉSIGNATION                     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------|-----------|-------|
| FG QUEUE LISSE LONG. 19 MM      |           |       |
| Kit de 5 fraises diamantées IM3 | 827 73 04 | 38,39 |



## Fraises dentaires



| FORME                           | MATÉRIAU  | ISO | N°    | LONG. COUPE | LONG. TOTALE | REF IM3 | HP/PM        | RA/CA        | FG TUR       | UNITÉ DE VENTE | PU € HT |
|---------------------------------|-----------|-----|-------|-------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------|
|                                 |           |     |       |             |              |         | Grand Laiton | Grand Laiton | Grand Laiton |                |         |
| Boule                           | Diamant   | 014 | 4     |             | 19           | D7040   |              |              | 113 00 30    | 5              | 31,68   |
| Boule                           | Diamant   | 018 | 6     |             | 19           | D7060   |              |              | 113 00 40    | 5              | 31,68   |
| Boule (6)                       | Diamant   | 023 | 8     |             | 19           | D7080   |              |              | 114 36 00    | 5              | 31,72   |
| Boule                           | Diamant   | 023 | 9     |             | 19           |         |              |              | 804 82 71    | 1              | 8,75    |
| Boule                           | Diamant   | 035 | 13    |             | 19           | D9035   |              |              | 115 37 30    | 5              | 30,90   |
| Boule                           | Diamant   | 023 | 10    |             | 22           |         |              | 804 82 88    |              | 1              | 9,91    |
| Boule                           | Diamant   | 023 | 11    |             | 44,5         |         | 804 73 43    |              |              | 1              | 8,75    |
| Boule                           | Tungstène | 008 | 1     |             | 19           | C9050   |              |              | 114 52 20    | 5              | 22,81   |
| Boule                           | Tungstène | 010 | 2     |             | 19           | C9080   |              |              | 827 90 42    | 5              | 22,73   |
| Boule                           | Tungstène | 010 | 2     |             | 25           | C9085   |              |              | 114 05 90    | 5              | 28,02   |
| Boule                           | Tungstène | 012 | 3     |             | 44,8         | D7980   | 108 68 00    |              |              | 5              | 26,68   |
| Boule (5)                       | Tungstène | 014 | 4     |             | 19           | C9110   |              |              | 828 08 32    | 5              | 22,73   |
| Boule                           | Tungstène | 014 | 4     |             | 16           | D7920   |              |              | 111 76 80    | 5              | 22,73   |
| Boule                           | Tungstène | 014 | 4     |             | 25           | C9115   |              |              | 114 05 70    | 5              | 28,02   |
| Boule                           | Tungstène | 018 | 6     |             | 19           | C9140   |              |              | 828 08 49    | 5              | 24,75   |
| Boule                           | Tungstène | 018 | 6     |             | 25           | C9145   |              |              | 114 05 80    | 5              | 28,02   |
| Boule                           | Tungstène | 023 | 8     |             | 19           | C9142   |              |              | 114 52 30    | 5              | 22,73   |
| Boule                           | Tungstène | 023 | 8     |             | 44,5         | C9180   | 100 42 40    |              |              | 5              | 26,68   |
| Cône (8)                        | Diamant   | 014 |       | 8           | 19           | D7091   |              |              | 115 54 60    | 5              | 47,54   |
| Cône bout rond (2)              | Tungstène | 012 | 1171  |             | 19           |         |              |              | 102 00 10    | 5              | 25,72   |
| Cône plat                       | Tungstène | 009 | 169 L |             | 21           |         |              |              | 107 84 30    | 5              | 24,76   |
| Cône plat (3)                   | Tungstène | 010 | 170 L |             | 21           |         |              |              | 107 84 40    | 5              | 24,76   |
| Cône renversé                   | Diamant   | 018 |       |             | 44,5         |         | 804 83 48    |              |              | 1              | 5,81    |
| Cône renversé (9)               | Diamant   | 018 |       |             | 19           |         |              |              | 804 83 25    | 1              | 5,81    |
| Cône renversé                   | Tungstène | 014 | 37    |             | 22           | D7830   |              | 112 29 80    |              | 5              | 24,47   |
| Cylindrique                     | Diamant   | 014 |       | 8           | 44,5         |         | 804 84 08    |              |              | 1              | 10,80   |
| Cylindrique                     | Diamant   | 016 |       | 4           | 22           |         |              | 804 83 83    |              | 1              | 5,81    |
| Cylindrique (7)                 | Diamant   | 016 |       | 4           | 19           |         |              |              | 804 74 26    | 1              | 5,81    |
| Fissure conique                 | Tungstène | 009 | 169   | 4,2         | 19           | D8011   |              |              | 114 52 00    | 5              | 22,65   |
| Fissure conique                 | Tungstène | 009 | 169 L | 5,2         | 19           | D8006   |              |              | 113 14 20    | 5              | 22,73   |
| Fissure conique                 | Tungstène | 009 | 169 L | 5,2         | 25           | D8014   |              |              | 113 14 80    | 5              | 35,06   |
| Fissure conique (1)             | Tungstène | 010 | 170 L | 6           | 19           | D8009   |              |              | 113 48 70    | 5              | 22,73   |
| Fissure conique                 | Tungstène | 010 | 170 L | 6           | 25           | C9089   |              |              | 113 48 40    | 5              | 35,06   |
| Fissure conique                 | Tungstène | 012 | 171 L | 6           | 19           | D8008   |              |              | 113 48 80    | 5              | 22,73   |
| Fissure conique                 | Tungstène | 016 | 172 L | 6           | 19           | D8007   |              |              | 114 35 90    | 5              | 22,76   |
| Fissure conique surtaillée      | Tungstène | 009 | 699   | 4,2         | 19           | D8012   |              |              | 827 90 59    | 5              | 22,73   |
| Fissure conique surtaillée      | Tungstène | 010 | 700   | 4,2         | 16           | C9001   |              |              | 113 14 30    | 5              | 22,73   |
| Fissure conique surtaillée      | Tungstène | 012 | 701   | 4,2         | 19           | C9320   |              |              | 111 94 10    | 5              | 22,73   |
| Fissure conique surtaillée      | Tungstène | 012 | 701 L | 6           | 25           | C7015   |              |              | 110 01 70    | 5              | 28,02   |
| Fissure conique surtaillée      | Tungstène | 012 | 701 L | 6           | 19           | C7010   |              |              | 828 08 55    | 5              | 20,10   |
| Fissure conique surtaillée (11) | Tungstène | 016 | 702 L | 6           | 19           | D7810   |              |              | 828 08 26    | 5              | 20,10   |
| Fissure conique surtaillée (10) | Tungstène | 016 | 702 L | 6           | 25           | D7815   |              |              | 114 35 80    | 5              | 28,06   |
| Fissure conique surtaillée      | Tungstène | 021 | 703 L | 7,5         | 19           | C4450   |              |              | 114 46 60    | 5              | 22,73   |
| Fissure conique surtaillée      | Tungstène | 021 | 703 L | 7,5         | 44,5         | D7990   | 100 42 20    |              |              | 5              | 26,68   |
| Fissure surtaillée (13)         | Tungstène | 010 | 557   | 4,2         | 22           | C9290   |              | 110 73 70    |              | 5              | 22,41   |
| Fissure surtaillée (12)         | Tungstène | 010 |       | 4,2         | 44,5         |         |              | 804 73 89    |              | 1              | 5,50    |
| Flamme                          | Diamant   | 012 |       | 8           | 19           | D7965   |              |              | 108 93 20    | 5              | 41,16   |
| Flamme ovale (4)                | Diamant   | 023 |       | 5           | 19           | D7095   |              |              | 108 39 50    | 5              | 47,51   |
| Zekria (14)                     | Tungstène | 008 |       | 11          | 23           |         |              |              | 804 81 99    | 1              | 15,53   |
| Zekria                          | Tungstène | 008 |       | 11          | 44,5         |         | 804 81 53    |              |              | 1              | 15,53   |
| Zekria                          | Tungstène | 008 |       | 11          | 27,5         |         |              | 804 81 82    |              | 1              | 15,53   |
| Zekria                          | Tungstène | 009 |       | 9           | 23           |         |              | 829 79 85    |              | 1              | 21,68   |



## SET DE 36 FRAISES DIAMANTÉES CHIEN CHAT IM3

Les fraises dentaires sont des outils essentiels qui doivent être changés entre chaque patient pour une hygiène et des performances optimales.

Le set comprend un assortiment de six de chacune des six fraises diamantées à grain moyen les plus populaires.

- 6x Ronde 4 – 19 mm FG
- 6x Ronde 6 – 19 mm FG
- 6x Ronde 8 – 19 mm FG
- 6x Ronde 13 – 19 mm FG
- 6x Conique – 19 mm FG
- 6x Football – 19 mm FG
- 1 Support de fraises autoclavable

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------|-----------|--------|
| Pour chien - chat | 116 19 40 | 115,56 |



## FRAISE DE ROSEN

Queue lisse de diamètre 2,35 mm (FG).

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------|-----------|-------|
| LONGUEUR 70 MM |           |       |
| Diam. 1,8 mm   | 838 28 63 | 6,43  |
| Diam. 2,3 mm   | 838 28 86 | 6,43  |
| Diam. 2,7 mm   | 833 62 54 | 12,84 |
| Diam. 3,5 mm   | 838 29 00 | 18,35 |
| Diam. 4 mm     | 838 29 23 | 18,35 |
| Diam. 4,5 mm   | 838 29 17 | 23,60 |



## FRAISE CONIQUE HP IM3

Fraise conique en carbure pour découper l'acrylique.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------|-----------|-------|
| Fraise conique HP | 115 73 10 | 72,44 |



## FRAISE FG PIERRE ARKANSAS IM3

Fraise dentaire FG pierre d'Arkansas blanche 661 idéale pour lisser les ORL peu profonds et les bords tranchants de l'émail.

Taille de la tête : 025 - Longueur de coupe : 7,0 mm - Longueur totale : 19 mm.

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------|-----------|-------|
| Fraise Arkansas FG 025 | 115 92 10 | 22,39 |



## SET DE 36 FRAISES DIAMANTÉES ET EXTRACTION IM3

Ensemble hybride de fraises d'extraction populaires et de fraises diamantées. Les fraises dentaires sont des outils essentiels qui doivent être changés entre chaque patient pour une hygiène et des performances optimales. Le set comprend un jeu de fraises les plus populaires.

- 6x Xcut Fissure Taper 699 – 19 mm FG
- 6x Xcut Fissure Taper 701L – 19 mm FG
- 6x Xcut Fissure Taper 702L – 19 mm FG
- 6x Ronde 4 – 19 mm FG
- 6x Ronde 6 – 19 mm FG
- 6x Ronde 8 – 19 mm FG
- 1 Support de fraises autoclavable

| DÉSIGNATION                                             | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Set de 36 fraises diamantées et extraction - Chien chat | 116 19 50 | 115,56 |



## FRAISES POUR GINGIVECTOMIE

Fraises pour gingivectomie.

Pour l'élimination contrôlée du tissu gingival afin de restaurer la profondeur normale du sillon dans les cas d'hyperplasie gingivale.

Idéal pour un contouring en douceur afin de remodeler la marge gingivale.

| DÉSIGNATION                     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------|-----------|-------|
| CANNELÉE ISO 012 (1,2MM)        |           |       |
| 1 - 19 mm FG                    |           |       |
| Longueur de coupe 3,5mm         |           |       |
| Pour pièce à main haute vitesse | 116 85 70 | 40,07 |
| Par 5                           |           |       |
| FLAMME ISO 018 (18MM)           |           |       |
| 2 - 19 mm FG                    |           |       |
| Longueur de coupe 3,8 mm        |           |       |
| Pour pièce à main haute vitesse | 116 85 60 | 49,66 |
| Par 5                           |           |       |
| OVOÏDE ISO 018 (1,8 MM)         |           |       |
| 3 - 19 mm FG                    |           |       |
| Longueur de coupe 3,5mm         |           |       |
| Pour turbine                    | 116 85 50 | 49,66 |
| Par 5                           |           |       |



## FRAISES POUR RONGEURS

Les pièces à main permettent d'effectuer des petits travaux d'orthopédie. Le kit rongeur avec la tige pour disque + une pièce à main s'adaptent sur un micro-moteur standard. Les pièces à main sont autoclavables.

| DÉSIGNATION                                                                                                     | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| FRAISES                                                                                                         |           |        |
| Fraise diamantée 60 mm pour molaires                                                                            | 821 42 84 | 20,07  |
| 1 - Kit de 6 fraises acier : 2 boules, 2 cônes inversés, 2 longues striées                                      | 819 97 16 | 92,88  |
| Fraise conique 45 mm - Ne convient pas au protecteur de fraise.                                                 | 828 15 82 | 22,93  |
| Fraise HP tungstène tubulaire pour lapin - Ne convient pas au protecteur de fraise                              | 111 72 20 | 37,67  |
| PIÈCES À MAIN                                                                                                   |           |        |
| Pièce à main 1:1, spray externe HP/PM Queue lisse 2,35 mm Maxi 40 000 t/min                                     | 822 67 84 | 304,43 |
| PROTECTEUR DE JOUE                                                                                              |           |        |
| Protecteur pour fraise longue et pièce à main IM3                                                               | 821 42 49 | 59,34  |
| Protecteur pour disque 20 mm IM3                                                                                | 827 52 80 | 63,30  |
| KIT RONGEUR                                                                                                     |           |        |
| 2 - Kit rongeur : 1 disque diamanté 20 mm avec protection, 1 fraise diamantée 60 mm avec protection pour lapins | 100 80 90 | 148,80 |
| 3 - Disque diamant, montage sur pièce à main                                                                    | 824 18 55 | 29,68  |

## DENTISTERIE

## INSTRUMENTS ET CONSOMMABLES



## TÊTE DE DENTISTERIE

Tête en plexiglass.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------|-----------|--------|
| Tête de chat  | 101 17 10 | 108,08 |
| Tête de chien | 116 18 60 | 123,21 |
| Tête de lapin | 823 01 94 | 91,46  |



## CADRE DE DIGUE IM3

Cadre de digue en caoutchouc autoclavable.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------|-----------|-------|
| Cadre de digue | 115 47 20 | 15,43 |
| Digue - Par 30 | 115 47 30 | 28,63 |



## OUVRE-BOUCHE SILICONE IM3

Ouvre-bouche en silicone autoclavable, atraumatique.

À insérer dans la partie postérieure de la mâchoire.

Autoclavable. Sans latex.

| DÉSIGNATION                    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------|-----------|-------|
| Small - 30 x 25 x 20 mm - Vert | 111 01 70 | 15,56 |
| Large - 30 x 40 x 30 mm - Bleu | 111 01 80 | 15,56 |



## OUVRE-BOUCHE KOJIMA

Ouvre-bouche innovant pour des interventions dentaires plus sûres chez le chat et le chien.

Dit de Kojima car fabriqué selon les procédures dentaires de ce spécialiste en endodontie.

Composé de 2 cylindres qui peuvent être ajustés dans leur longueur via un filetage.

Facilement adaptable à l'anatomie buccale d'un chat ou d'un chien, les blessures sont évitées une fois l'ajustement défini car une tension excessive n'est plus possible.

En matière plastique robuste et radio transparente. Facile à nettoyer et à désinfecter.

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------|-----------|-------|
| XS - 3 à 4 cm              | 106 50 50 | 13,76 |
| S - 4 à 6 cm               | 106 50 40 | 17,45 |
| M - 6 à 8 cm               | 106 50 30 | 22,15 |
| L - 8 à 11,5 cm            | 106 50 10 | 19,82 |
| XL - 12 à 15 cm            | 106 50 00 | 26,25 |
| Set de 5 : XS, S, M, L, XL | 107 04 60 | 44,51 |



## PAS-D'ÂNE À RESSORT IM3

Muni d'un système de verrouillage unique qui nécessite peu de force pour maintenir la position ouverte désirée dans la bouche de l'animal.

La légèreté de cet instrument à ressort couplé au système de verrouillage réduit le risque de myalgie, de névralgie et / ou de traumatisme au niveau de l'articulation temporo-mandibulaire.

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------|-----------|-------|
| 5 cm - Furet           | 827 90 65 | 20,17 |
| 8 cm                   | 106 70 80 | 20,89 |
| 12 cm                  | 106 70 60 | 22,77 |
| Set de 3 : 5, 8, 12 cm | 100 74 50 | 43,11 |



## PAS-D'ÂNE IM3

Robuste et léger, avec filetage.

Convient pour les petits et les grands lapins.

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------|-----------|-------|
| 1 - Léger    | 823 16 50 | 33,94 |
| 2 - Filetage | 827 59 43 | 70,53 |



## PAS-D'ÂNE PLASTIQUE

Pas d'âne en plastique radio-transparent.

S'utilise même si l'animal a perdu des dents.

Se nettoie facilement en cuve à ultrasons et se stérilise à froid ou à l'autoclave.

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------|-----------|-------|
| Petit modèle | 804 79 98 | 34,17 |
| Grand modèle | 804 80 06 | 34,15 |



## ÉCARTEUR À JOUES

Écarteur facilitant l'accès et la visualisation grâce à sa longue portée. Indispensable lors des interventions avec des longues fraises diamantées sur les molaires.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 28 mm       | 111 71 50 | 31,34 |
| 40 mm       | 827 50 38 | 31,34 |
| 60 mm       | 827 50 50 | 33,94 |



## ÉCARTEUR DE JOUE IM3

Permet d'atteindre le fond de la cavité buccale des rongeurs et des lapins.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------|-----------|-------|
| Très petit modèle | 827 53 11 | 20,87 |
| Petit modèle      | 828 15 30 | 20,87 |
| Grand modèle      | 828 15 24 | 23,49 |





## RÉTRACTEUR IM3

Pince à double usage : rétracteur à lèvre en pratique canine et releveur de paupière en médecine équine.

Mors recouvert de plastique pour minimiser les traumatismes. Autoclavable.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------|-----------|-------|
| Rétracteur iM3 | 828 15 47 | 26,11 |



## ÉCARTEUR MINNESOTA IM3

Écarteur polyvalent : une extrémité retient la joue et l'autre éloigne la langue de la zone chirurgicale. Utilisé pour soulever et protéger les tissus et l'utilisateur lors d'extractions chirurgicales

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------|-----------|-------|
| Écarteur Minnesota | 111 72 10 | 26,11 |



## MIROIR DENTAIRE IM3

Miroir rond d. 22 mm sur manche rond.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Diam. 22 mm | 115 45 40 | 25,84 |



## SONDE EXPLORATRICE

Sondage des cavités coronaires.  
Test de la perméabilité des canaux.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| Sonde double féline | 102 49 50 | 26,11 |



## SONDE PARODONTALE GRADUÉE

Sonde de la profondeur de la poche parodontale.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------|-----------|-------|
| Sonde parodontale graduée | 804 68 52 | 36,54 |



## SONDE PARODONTALE DOUBLE IM3

L'extrémité de la sonde est dotée de repères parodontaux gravés qui ne s'effaceront pas même après de nombreux cycles d'autoclave. La pointe fine mais solide est idéale pour les sondages parodontaux chez les chats ou les chiens. L'autre extrémité de la sonde est équipée d'un explorateur en forme de crochet pour détecter les défauts dentaires tant supra-gingivaux que sous-gingivaux.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| Sonde parodontale double | 821 42 61 | 26,11 |



## SONDE DE RHEIN

Pour la recherche des cavités du collet dentaire. Pour explorer les cavités corono-radicaux.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------|-----------|-------|
| Sonde de Rhein | 804 73 14 | 12,99 |



## SONDE PARODONTALE ERGO IM3

Sonde exploratrice en forme de crochet couplée à une sonde parodontale graduée. Manche en silicone souple qui offre un confort et une meilleure prise en main pendant l'utilisation. Acier inoxydable de haute qualité. Autoclavable à 135°C.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| Sonde parodontale double | 115 66 70 | 46,42 |

## DENTISTERIE



## SONDE POUR LÉSIONS RÉSORPTIVES IM3

La lésion résorptive est le résultat d'une érosion que subit l'émail de la dent chez le chat.

Cette sonde permet une détection sous-gingivale des lésions résorptives et du tartre résiduel.

Elle sert également à diagnostiquer les atteintes de furcation (perte d'os alvéolaire entre les racines dentaires).

| DÉSIGNATION                    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------|-----------|-------|
| Sonde pour lésions résorptives | 114 44 70 | 26,48 |



## SET PARODONTAL ERGO IM3

Kit de 5 instruments à parodontie Ergo, nouvelle gamme d'instruments dentaires ergonomique d'IM3.

Manches au design innovant en silicone souple pour une meilleure adhérence et un plus grand confort d'utilisation.

Code couleur pour le manche : indique la forme et la fonction de l'instrument. Autoclavable à 135°C.

Kit contenant : miroir dentaire, curette de Gracey, curette universelle, curette à tartre, sonde et la cassette de rangement autoclavable.

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------|-----------|--------|
| 5 instruments avec support | 111 20 90 | 258,22 |

## DENTISTERIE



## PINCE À TARTRE IM3

La pince à tartre est dotée d'un bec incurvé pour permettre l'élimination facile du tartre épais de la surface de la dent avant de détartre les dents.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------|-----------|-------|
| Pince à tartre | 100 04 60 | 43,11 |



## TROUSSE À PARODONT IM3

Trousse de 8 instruments pour chat et petit chien, pour un examen complet, composée de : 1 élévateur 1 mm, 1 élévateur 2 mm, 1 sonde exploratrice, 1 davier, 1 élévateur à périoste, 1 sonde à résorption, 1 faucille et 1 curette à détartre.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------|-----------|--------|
| Trousse 8 instruments IM3 | 827 90 71 | 173,68 |



## TROUSSE DE DENTISTERIE NAC IM3

Trousse complète pour la dentisterie des rongeurs et des lapins. Contient 8 instruments : 1 pas-d'âne, 3 écarteurs à joues, 2 luxateurs, 1 spatule, 1 pince à extraction.

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------|-----------|--------|
| Trousse dentisterie IM3 | 827 53 05 | 262,50 |



## PINCE COUPE INCISIVE NAC

Pince spéciale pour la coupe d'une incisive de lapin, cobaye.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 17,5 cm     | 834 61 52 | 94,50 |



1



2



3

## TROUSSE À EXTRACTION DENTAIRE IM3

Idéale pour un premier équipement en dentisterie.

**Trousse 5 instruments** : 4 élévateurs doubles (2, 3, 4 mm), 1 davier extraction petites dents 12,5 cm.

**Set de 12 instruments** : 6 élévateurs sur manche court (1 à 6 mm), 1 davier extraction petites dents 12,5 cm, 1 élévateur à périoste double, 1 porte-aiguille de Mayo Hegard, 1 pince à disséquer Adson Brown, 1 paire de ciseaux de Lagrange, 1 manche de bistouri, 1 container inox.

**Set de 13 instruments** : 6 élévateurs à ailettes de 1 à 6 mm à manche court, 1 élévateur à périoste à double extrémité 2/4, 1 davier d'extraction droit, 1 porte-aiguille Mayo Hégar, 1 pince à tissus, 1 ciseaux de La Grange à lames courbes et dentelées, 1 porte-lame de bistouri à manche rond, 1 ciseaux à suture courbes et émoussés, 1 cassette autoclavable 205 x 165 x 30 mm en acier inoxydable.

**Trousse de 14 instruments** : élévateurs de 1 à 5 mm, sonde droite, davier, écarteur à joue, pince à ôter le tartre, curette subgingivale, curette supragingivale, curette faucille, sonde exploratrice, élévateur à périoste double.

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------|-----------|--------|
| 1 - Set 12 instruments     | 102 49 30 | 261,17 |
| 2 - Set 13 instruments     | 115 31 30 | 288,61 |
| 3 - Trousse 14 instruments | 819 94 03 | 261,17 |



## PINCE COUPE MOLLAIRE

Utilisation : coupe des surdents et crochets. La forme de l'instrument permet la visualisation de la dent pendant la coupe.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 14 cm       | 836 60 02 | 49,40 |



## RÂPE À DENTS

En inox.  
L. 165 x l. 10 mm.

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------|-----------|-------|
| Râpe à dents | 804 90 46 | 44,60 |



## RÂPE À DENTS NAC DIAMANTÉE

La surface de la râpe est concave pour s'ajuster aux molaires sans glisser sur les côtés.

Le grain en diamant est idéal pour ôter les pointes dentaires sans abîmer la structure de la racine. Cette râpe assure un travail soigné.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------|-----------|-------|
| Large, 16,5 cm - Pour lapins | 834 15 80 | 70,40 |



## LUXATEUR INCISIVES IM3

Luxateur à incisives ou molaires pour lapins et NAC.

| DÉSIGNATION                          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------------|-----------|-------|
| Luxateur incisives - Lapin           | 828 15 76 | 39,15 |
| Luxateur molaires - Lapin            | 100 43 50 | 39,15 |
| Luxateur incisives supérieures - NAC | 100 42 50 | 39,15 |
| Luxateur incisives inférieures - NAC | 100 42 70 | 39,15 |





## LUXATOR

Luxateurs conçus pour des extractions en confort et sécurité. Ils préservent l'intégrité de l'os alvéolaire. Le manche est ergonomique pour une sensibilité tactile et un contrôle optimum. La pointe de la lame, extrêmement fine, cause un minimum de dommage tissulaire. En acier spécialement traité pour une longévité exceptionnelle de la lame. Stérilisation : autoclave, résiste à l'étuvage en chaleur sèche (180°C).  
Lame courbée : utilisation générale/début.  
Lame contre coudée : lingual et/ou distal molaires.  
Lames droite : interproximal à apical et périotome.


| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------|-----------|--------|
| <b>DROIT</b>                |           |        |
| 1 mm - Vert clair - I1s     | 829 34 73 | 215,40 |
| 2 mm - Vert - I2s           | 829 34 38 | 192,83 |
| 3 mm - Gris - I3s           | 829 34 50 | 192,83 |
| <b>COURBE</b>               |           |        |
| Arrière - 3 mm - Noir - I3c | 829 34 44 | 192,83 |
| <b>CONTRE COUDE</b>         |           |        |
| 3 mm - Bleu - I3ca          | 829 34 67 | 192,83 |
| <b>KIT</b>                  |           |        |
| 5 luxateurs + 1 aiguiser    | 829 34 96 | 341,48 |



## LUXATEUR IM3

Luxateurs pour dents de chat et de chiens. Luxateurs fins et pointus pour section du ligament parodontal par insertion de l'extrémité de l'instrument dans l'espace parodontal. Ces luxateurs ne doivent pas être utilisés comme des élévateurs car les extrémités peuvent être endommagées.

| DÉSIGNATION                       | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------------|-----------|--------|
| Trousse de 5 luxateurs - 1 à 5 mm | 828 12 40 | 144,96 |
| <b>LUXATEUR À L'UNITÉ</b>         |           |        |
| 1 mm                              | 100 71 10 | 33,94  |
| 2 mm                              | 108 12 90 | 33,94  |
| 3 mm                              | 100 81 30 | 33,94  |
| 4 mm                              | 113 84 80 | 33,94  |
| 5 mm                              | 100 62 50 | 33,94  |



## LUXATEUR ERGO DROIT IM3

La ligne IM3 ERGO est spécialement conçue pour offrir confort et contrôle pendant les interventions.

Manche au design innovant avec inserts en silicone souple pour une meilleure adhérence et un plus grand confort d'utilisation. Le code couleur du manche indique la fonction de l'instrument et le code couleur des inserts indique la taille de l'instrument. Largeur des luxateurs : pointu pour racines, 2, 3, 4, 5 mm. Livrés dans une cassette autoclavable à 135°C.

| DÉSIGNATION                             | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------------------|-----------|--------|
| <b>MANCHE VIOLET - 111 MM</b>           |           |        |
| Set de 5 luxateurs droits avec cassette | 113 06 70 | 279,51 |
| 1,3 mm                                  | 113 02 00 | 52,22  |
| 2 mm                                    | 114 37 00 | 52,22  |
| 3 mm                                    | 114 44 90 | 53,00  |
| <b>MANCHE BLANC - 125 MM</b>            |           |        |
| Set de 5 luxateurs avec support         | 111 20 80 | 279,51 |
| 1,3 mm                                  | 114 36 60 | 52,22  |
| 2 mm                                    | 111 81 10 | 52,22  |
| 2 mm                                    | 111 81 20 | 52,22  |
| 4 mm                                    | 115 61 90 | 52,22  |



## ÉLÉVATEUR ERGO DROIT IM3

La ligne IM3 ERGO est spécialement conçue pour offrir confort et contrôle pendant les interventions.

Manche au design innovant avec inserts en silicone souple pour une meilleure adhérence et un plus grand confort d'utilisation. Le code couleur du manche indique la fonction de l'instrument et le code couleur des inserts indique la taille de l'instrument. Largeur des élévateurs : pointu pour racines, 2, 3, 4, 5 mm. Livrés dans une cassette autoclavable à 135°C.

| DÉSIGNATION                             | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------------------|-----------|--------|
| <b>MANCHE ROSE - 125 MM</b>             |           |        |
| Pointe fine                             | 111 71 80 | 52,22  |
| Set de 5 élévateurs droit avec cassette | 111 20 70 | 279,51 |



## ÉLÉVATEUR ERGO À AILETTES IM3

La ligne IM3 ERGO est spécialement conçue pour offrir confort et contrôle pendant les interventions.

Kit de 5 élévateurs à ailes ergonomique en acier inoxydable, extrémité aux bords tranchants. Manche au design innovant avec inserts en silicone souple pour une meilleure adhérence et un plus grand confort d'utilisation. Le code couleur du manche indique la fonction de l'instrument et le code couleur des inserts indique la taille de l'instrument. Manche vert : pour petites mains, 111 mm. Manche bleu : 125 mm. Largeur des élévateurs : 2, 3, 4, 5 et 6 mm. Livrés dans une cassette autoclavable à 135°C.

| DÉSIGNATION                       | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------------|-----------|--------|
| <b>MANCHE VERT - XS - 111 MM</b>  |           |        |
| Set de 5 élévateurs avec cassette | 110 82 10 | 279,51 |
| 2 mm                              | 113 17 30 | 52,22  |
| 3 mm                              | 114 45 00 | 53,00  |
| <b>MANCHE BLEU - S - 125 MM</b>   |           |        |
| Set de 5 élévateurs avec cassette | 111 20 60 | 279,51 |
| 2 mm                              | 114 48 40 | 52,22  |
| 3 mm                              | 114 48 50 | 52,22  |



## CASSETTE ERGO IM3

Cassette porte-instruments pour le rangement et la stérilisation de 5 luxateurs ou élévateurs Ergo. Autoclavable.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------|-----------|-------|
| Cassette Ergo iM3 | 113 02 40 | 78,34 |





## Instruments dentaires DENTANOMIC à lames interchangeables.



|                 | Référence | Désignation                                   | Descriptif                                                                                                                                                                                                                 | Largeur lame | PU € HT |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| Lames seules    |           |                                               |                                                                                                                                                                                                                            |              |         |
| 1               | 116 88 60 | Lame Dentanomic élévateur 2mm                 | Pour des racines plus courtes et robustes.<br>Sert à étirer le ligament parodontal.                                                                                                                                        | 2 mm         | 42,64   |
|                 | 116 88 70 | Lame Dentanomic élévateur 3 mm                |                                                                                                                                                                                                                            | 3 mm         | 42,64   |
| 2               | 117 15 10 | Lame Dentanomic luxateur 1,5 mm               | Pour les racines plus minces et plus faibles.<br>Sert à couper le ligament parodontal.                                                                                                                                     | 1,5 mm       | 42,64   |
|                 | 116 87 40 | Lame Dentanomic luxateur 2 mm                 |                                                                                                                                                                                                                            | 2 mm         | 42,64   |
|                 | 116 87 50 | Lame Dentanomic luxateur 3 mm                 |                                                                                                                                                                                                                            | 3 mm         | 42,64   |
| Poignées seules |           |                                               |                                                                                                                                                                                                                            |              |         |
| 3               | 117 17 30 | Poignée Dentanomic sans lame bleue TL         | Poignée longue, sans lame, bleue                                                                                                                                                                                           | Longue       | 120,06  |
|                 | 116 87 00 | Poignée Dentanomic sans lame bleue TN         | Poignée standard, sans lame, bleue                                                                                                                                                                                         | Standard     | 120,06  |
| 4               | 117 17 50 | Poignée Dentanomic sans lame rose TL          | Poignée longue, sans lame, rose                                                                                                                                                                                            | Longue       | 120,06  |
|                 | 116 87 20 | Poignée Dentanomic sans lame rose TN          | Poignée standard, sans lame, rose                                                                                                                                                                                          | Standard     | 120,06  |
| 5               | 117 17 40 | Poignée Dentanomic sans lame vert TL          | Poignée longue, sans lame, vert                                                                                                                                                                                            | Longue       | 120,06  |
|                 | 116 87 10 | Poignée Dentanomic sans lame vert TN          | Poignée standard, sans lame, vert                                                                                                                                                                                          | Standard     | 120,06  |
| Sets            |           |                                               |                                                                                                                                                                                                                            |              |         |
| 6               | 117 15 00 | Set Dentanomic Bronze 2 poignées TL           | 2 poignées longues violet et orange<br>1 jeu de lames élévateur (toutes tailles)<br>1 jeu de lames Luxateur(toutes tailles)<br>1 support de rangement                                                                      | Longue       | 709,32  |
|                 | 117 14 70 | Set Dentanomic Bronze 2 poignées TN           | 2 poignées standards violet et orange<br>1 jeu de lames élévateur (toutes tailles)<br>1 jeu de lames Luxateur (toutes tailles)<br>1 support de rangement                                                                   | Standard     | 709,32  |
| 7               | 117 14 80 | Set Dentanomic Gold 5 poignées TL             | 5 poignées longues violet, orange, vert, bleu et rose<br>1 jeu de lames élévateur (toutes tailles)<br>1 jeu de lames Luxateur (toutes tailles)<br>1 support de rangement<br>1 kit d'affûtage<br>1 boîte de stérilisation   | Longue       | 1421,40 |
|                 | 117 14 50 | Set Dentanomic Gold 5 poignées TN             | 5 poignées standards violet, orange, vert, bleu et rose<br>1 jeu de lames élévateur (toutes tailles)<br>1 jeu de lames Luxateur (toutes tailles)<br>1 support de rangement<br>1 kit d'affûtage<br>1 boîte de stérilisation | Standard     | 1421,40 |
| 8               | 117 14 90 | Set Dentanomic Silver 3 poignées TL           | 3 poignées longues vert, bleu et rose<br>1 jeu de lames élévateur (toutes tailles)<br>1 jeu de lames Luxateur(toutes tailles)<br>1 support de rangement<br>1 kit d'affûtage                                                | Longue       | 993,60  |
|                 | 117 14 60 | Set Dentanomic Silver 3 poignées TN           | 3 poignées standards vert, bleu et rose<br>1 jeu de lames élévateur (toutes tailles)<br>1 jeu de lames Luxateur(toutes tailles)<br>1 support de rangement<br>1 kit d'affûtage                                              | Standard     | 993,60  |
| 9               | 117 17 20 | Set Dentanomic 5 lames spécial chat           | Assortiment spécial chat<br>3 lames de luxation (1,5, 2 et 3 mm)<br>2 lames d'élévation (2 et 3 mm)                                                                                                                        |              | 212,52  |
| Accessoires     |           |                                               |                                                                                                                                                                                                                            |              |         |
| 10              | 116 87 70 | Support stérilisation 9 lames Dentanomic      | Support de rangement et de stérilisation pour 9 lames Dentanomic avec couvercle                                                                                                                                            |              | 143,64  |
| 11              | 117 17 60 | Rack stérilisation pour 5 poignées Dentanomic | Support de stérilisation avec plateau amovible jusqu'à 5 poignées<br>Dimensions fermeture comprise (en cm) :<br>L 28 x l 14 x H 5                                                                                          |              | 202,86  |
| 12              | 117 17 00 | Pack affûtage pour lames Dentanomic           | Kit d'affûtage de lames Dentanomic comprenant 1 outil et 1 pierre à aiguiser diamantée DMT®<br>Aucune huile requise (affûtage à sec ou à l'eau)                                                                            |              | 105,16  |

1

2

3

4

5

12

6

8

9

10

7

11

## Conseils Instruments



Grâce aux lames interchangeables, les instruments peuvent être adaptés rapidement et facilement à la situation chirurgicale concernée.

Il n'est plus nécessaire de jeter l'instrument dans son intégralité une fois la lame usée. Les lames sont extra-dures et possèdent une affûtage spécial très tranchant pour couper les fibres parodontales cervicales sans trop d'effort et pour élargir l'espace parodontal.

La poignée très légère et ergonomique en aluminium de haute qualité tient parfaitement dans la main et permet une manipulation sûre de l'instrument.

## POIGNÉES DENTANOMIC

## • Choisir la bonne taille

**Manches standards** : correspondent à une taille de gant < 7,5

**Manches allongés ou longs** : correspondent à une taille de gant > 7,5

## • Choisir la lame

**La connexion des lames est universelle** : toutes les lames s'adaptent à tous les manches.


Changer la lame à l'aide de la clé ou d'un objet en forme de pièce de monnaie.

Le moyen le plus rapide est de maintenir la clé immobile et de tourner la poignée.


Un serrage doux suffit.

## • Nettoyer les poignées

- 1** Retirer les lames des manches. Séparer les manches colorés des pièces en acier pour éviter d'endommager la finition colorée.  
Utiliser des solutions de nettoyage pour instruments chirurgicaux adaptés aux instruments en acier et en aluminium.  
Utiliser de l'eau déionisée (distillée) dans le nettoyeur à ultrasons et pour le rinçage final afin de protéger la finition colorée.
- 2** Jeter les lames endommagées et émoussées.  
Vérifier et affûter le tranchant des lames après chaque utilisation
- 3** Stériliser les manches et les lames à l'autoclave et les conserver au sec dans leur pochette.



## LAMES DENTANOMIC



**E** Les lames d'élévation ont un profil latéral épais.

**L** Les lames de luxation ont un profil latéral fin à double tranchant.

**E4/L3** Le numéro fait référence à la largeur de la lame (mm)

Les lames DENTANOMIC ont des bords plus fins et plus tranchants que ceux auxquels vous êtes habitué, ce qui rend la chirurgie plus rapide et plus facile.

Perfectionner votre technique d'extraction vous permettra de profiter pleinement de ces lames et de protéger leurs bords.

► Inscrivez-vous sur le site de DENTANOMIC pour une formation en ligne gratuite et en direct sur la technique instrumentale : [www.dentanomic.com/training-session](http://www.dentanomic.com/training-session)

## DENTISTERIE



### ÉLÉVATEUR À PÉRIOSTE DOUBLE

Permet de soulever un lambeau muco-périosté. Utilisation pour chat, petit et moyen chien lors d'extraction chirurgicale.

| DÉSIGNATION                                 | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------------------|-----------|-------|
| 1 - Courbe pour dents de lait 2 mm iM3      | 100 43 40 | 32,65 |
| 2 - Plat 2/4 mm iM3                         | 828 15 99 | 33,94 |
| 3 - Molt - 1 côté pointu, 1 côté mousse iM3 | 100 44 20 | 28,72 |
| 5 - Élévateur double très fin iM3           | 821 42 55 | 33,94 |



### ÉLÉVATEUR DE RACINE

Pour extraire les racines dentaires. Longueur 15 cm.

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------|-----------|-------|
| 2,5 mm - Courbe         | 837 77 44 | 55,82 |
| 4,5 mm - Courbe arrière | 804 72 19 | 55,82 |



### ÉLÉVATEUR À RACINES DROIT

L'élévateur de racines est idéal pour les extractions chez les chats et les petits chiens. La petite poignée permet le contrôle total et la finesse nécessaires lors de l'extraction de petites dents fragiles.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 1,3 mm      | 115 28 00 | 26,41 |



### PIERRE À AIGUISER IM3

Pierre Arkansas pour affûter les luxateurs et élévateurs.

| DÉSIGNATION                                | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------------------|-----------|-------|
| Pierre à aiguiser                          | 100 44 30 | 33,67 |
| Cône d'affûtage pour élévateur ou luxateur | 113 01 90 | 34,46 |



### ÉLÉVATEUR IM3

Bord de l'instrument conçu pour élargir l'alvéole et saisir la dent dans l'espace du ligament parodontal. Risque réduit de fracture de la dent et de la racine. Ergonomie renforcée grâce à la forme courte et au gros manche.

| DÉSIGNATION                                                               | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Cassette inox 6 élévateurs                                                |           |        |
| Forme lame ailée à manche court 1 à 6 mm                                  | 100 74 40 | 198,07 |
| 1 - Trousse 6 élévateurs - Forme lame ailée à manche court 1 à 6 mm       | 821 71 30 | 150,18 |
| 2 - Trousse de 6 élévateurs - Forme lame ailée - Manche standard 1 à 6 mm | 827 50 15 | 150,18 |
| <b>ÉLÉVATEUR MANCHE COURT</b>                                             |           |        |
| 1 mm - Pointe épaisse Manche court                                        | 828 16 07 | 30,78  |
| 2 mm - Pointe épaisse Manche court                                        | 828 18 43 | 30,78  |
| 1 mm - A ailes - Manche court                                             | 102 49 40 | 31,34  |
| 2 mm - A ailes - Manche court                                             | 102 48 70 | 31,34  |
| 3 mm - A ailes - Manche court                                             | 102 48 80 | 31,34  |
| 5 mm - A ailes - Manche court                                             | 115 61 80 | 31,40  |
| <b>ÉLÉVATEUR MANCHE STANDARD</b>                                          |           |        |
| 1 mm - A ailes - Manche standard                                          | 828 10 10 | 30,78  |
| 2 mm - A ailes - Manche standard                                          | 100 41 80 | 30,78  |
| 3 mm - A ailes - Manche standard                                          | 108 90 70 | 30,78  |
| 4 mm - A ailes - Manche standard                                          | 100 41 90 | 30,78  |
| 5 mm - A ailes - Manche standard                                          | 113 02 10 | 30,78  |



### CASSETTE À INSTRUMENTS IM3

Grande cassette (boîte) porte-instruments en acier inoxydable très résistant avec fermeture et inserts en silicone.

Conçue pour sécuriser et stocker les instruments dentaires à stériliser à l'autoclave.

Elle peut recevoir 6 à 8 élévateurs ou une combinaison d'instruments tels qu'un set d'extraction de 13 pièces.

Dimensions : 205 x 165 x 30 mm.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------|-----------|--------|
| Boîte inox 205 x 120 x 30 mm | 114 36 90 | 89,46  |
| Boîte inox 205 x 165 x 30 mm | 112 81 00 | 119,76 |



### TROUSSE DE 14 ÉLÉVATEURS IM3

L'ensemble d'instruments dentaires iM3 de 14 pièces avec élévateurs à ailes a été conçu pour simplifier le choix du bon instrument dentaire. L'ensemble complet comprend les instruments pour examiner, nettoyer et extraire les dents des chiens et des chats.

La trousse comprend :

Élévateurs à ailes de 1 à 5 mm  
Cure-racine  
Pince à tartre  
Pince d'extraction  
Écarteur Minnesota  
Curette sous-gingivale  
Curette à détartrer  
Curette faucille  
Sonde exploratrice  
Élévateur à périoste double

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------|-----------|--------|
| Trousse 14 élévateurs | 113 48 90 | 261,17 |
| Poignée courte        |           |        |



### ÉLÉVATEUR DOUBLE IM3

Pour l'extraction des canines rétinienne (dents de lait) chez les chiens de taille moyenne.

L'extrémité acérée de l'élévateur coupe le ligament parodontal tandis que la courbure de la pointe de l'élévateur suit la courbe mésiale et l'autre extrémité suit la courbe distale de la racine.

| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------|-----------|-------|
| Courbe 3 mm - Dents de lait | 100 43 00 | 32,65 |



### PLATEAU POUR INSTRUMENTS DENTAIRES ET FRAISES

Plateau dentaire pour instruments et fraises.

En plastique bleu autoclavable.

Avec des séparateurs et une section pour contenir les fraises dentaires.

Dimensions : 340 x 245 mm.

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------|-----------|-------|
| Plateau - 34 x 24,5 cm | 116 92 20 | 24,34 |



## SYNDESMOTOME CHOMPRET DROIT

Facilite la luxation d'une dent par dilacération du ligament parodontal.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------|-----------|-------|
| Syndesmotome droit | 804 70 82 | 40,20 |

## SYNDESMOTOME DE CHOMPRET FAUCILLE IM3

Utilisé pour couper et détacher le ligament parodontal de la racine de la dent.

La conception incurvée en forme de faucille, permet des extractions atraumatiques et la préservation de la gencive et du périoste.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 15 cm       | 114 15 70 | 29,62 |



## SYNDESMOTOME DU DOCTEUR BERNARD

Utilisé pour la rupture du ligament avant avulsion dentaire.

Dimensions des lames : Largeur 4 mm, longueur 7 mm, épaisseur 1,5 mm.

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------|-----------|-------|
| Manche                  | 804 70 99 | 37,61 |
| Lame n°0 - plate        | 804 71 13 | 14,44 |
| Lame n°1 - creuse       | 804 71 59 | 13,75 |
| Lame n°11 - très creuse | 804 71 88 | 13,75 |



## CURETTE ALVÉOLAIRE DOUBLE

Petite curette en forme de cuillère, idéale pour débriider l'alvéole après l'extraction dentaire chez le chat et le chien.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------|-----------|-------|
| Small - Chat, petit chien | 110 95 40 | 26,11 |
| Large - Chien             | 110 95 50 | 26,11 |



## SYNDESMO LUXATEUR

Permet d'atteindre les 2/3 de la racine pour une luxation aisée.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 1 - 3 mm    | 804 80 93 | 48,75 |
| 2 - 5 mm    | 804 81 30 | 48,75 |



## DAVIER RÉTENTIF FORME SYNDESMOTOME

Davier à mors triangulaires biseautés et tranchants. Permet de franchir le collet pour saisir la dent sur la partie radiculaire. Peut s'utiliser sur des dents délabrées.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------|-----------|-------|
| 15 cm - Coudé | 804 81 47 | 96,42 |



## DAVIER

Pour cueillir la dent après luxation lors d'une extraction.


| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------|-----------|-------|
| 11 cm - Droit | 804 72 48 | 31,52 |
| 15 cm - Droit | 804 72 25 | 49,23 |
| 15 cm - Coudé | 804 72 31 | 49,23 |



## DAVIER DE WITZEL

Les mors très fins et longs de ce davier permettent la préhension d'esquilles de la racine lors d'extraction dentaire.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------|-----------|-------|
| 16 cm - Contre coudé | 804 68 69 | 42,03 |



## DAVIER À RACINES IM3

Davier à extrémités courbes et rainurées, idéal pour l'extraction de racines chez le chat et petits chiens.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 15 cm       | 827 53 28 | 46,98 |



## DAVIER D'EXTRACTION IM3

| DÉSIGNATION                                    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------------------------|-----------|-------|
| EXTRACTION DE RACINES BRISÉES OU PETITES DENTS |           |       |
| 1 - 13,8 cm                                    | 828 10 27 | 46,98 |
| DAVIER DROIT                                   |           |       |
| 2 - 12,5 cm                                    | 821 37 87 | 43,11 |
| EXTRACTION DE PETITES DENTS                    |           |       |
| 12,5 cm                                        | 828 18 37 | 41,79 |
| EXTRACTION DENT DE CHAT ET PETIT CHIEN         |           |       |
| 3 - Mors à angle droit                         | 828 85 90 | 41,79 |



## DAVIER MOLAIRE NAC IM3

Davier spécialement étudié pour l'extraction des prémolaires et molaires de lapin. Ses mors étroits et coudés à 100° facilitent l'accès aux dents.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Davier      | 823 16 67 | 60,26 |

## PINCE D'EXTRACTION COURBE IM3

Pince d'extraction IM3 idéale pour l'extraction des racines chez le chat et les petits chiens ou comme alternative aux daviers ordinaires grâce à la taille réduite de l'instrument et aux extrémités rainurées, fines et incurvées qui se rejoignent lorsque les mors sont fermés.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------|-----------|-------|
| Pince d'extraction courbe | 113 48 60 | 46,98 |

## PINCE À TENON IM3

Conçue avec précision, idéale pour les mâchoires étroites, offrant un accès inégal aux zones difficiles de la bouche des petits animaux. Pour la délicate procédure d'extraction des dents prémolaires et molaires, garantissant un processus sûr et efficace.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Bouts fins  | 115 92 00 | 44,01 |

## PORTE-AIGUILLE MAYO HEGARD IM3 - QUALITÉ MÉDICALE

Porte-aiguille en inox.

| DÉSIGNATION                     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------|-----------|-------|
| Porte-aiguille Mayo Hegard - QM | 113 00 20 | 20,87 |

## SCIE-FIL

Pour la coupe de dent ou de corne.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| Diam. : 1 mm - 10 m | 108 33 00 | 21,23 |

## PINCE À DISSÉQUER ADSON IM3

Pince avec des pointes fines à dents de rat qui permettent de saisir les tissus en douceur.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------|-----------|-------|
| À griffes fines - QC | 115 44 20 | 14,49 |

## SPATULE IM3

Facilite l'examen des dents des rongeurs et lagomorphes par le repositionnement de la langue. Poignée très légère.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Spatule IM3 | 827 98 69 | 26,11 |

## CURETTE

Élimination du tartre, surfaçage radiculaire, curetage des tissus.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------|-----------|-------|
| Curette - Aile droite | 804 69 12 | 18,46 |
| Curette - Aile gauche | 804 69 29 | 18,46 |

## CURETTE À DÉTARTRER IM3

Pour enlever plaque et dépôt à la surface de la dent.

| DÉSIGNATION                          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------------|-----------|-------|
| 1 - Curette double extra fine - chat | 114 36 80 | 26,15 |
| 2 - Curette double                   | 100 42 90 | 26,11 |
| 3 - Curette supra-gingivale          | 114 59 40 | 26,09 |

## CURETTE FAUCILLE À DÉTARTRER IM3

Pour détartrage supra-gingival.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------|-----------|-------|
| Curette faucille | 100 42 80 | 26,11 |

## SPATULE DE HEIDMAN

Pour charger des matériaux de comblement ou de reconstruction.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------|-----------|-------|
| Spatule de Heidman | 804 78 34 | 13,70 |

## SPATULE DE ZAHLE

Instrument à cire et à modeler « Roach ». Double extrémité. Bord tranchant. Longueur 12,5 cm.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------|-----------|-------|
| Spatule de Zahle | 111 06 40 | 19,65 |

## SPATULE À CIMENT IM3

Pour le mélange des matériaux composites. Pointes revêtues pour un nettoyage facile.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------|-----------|-------|
| Spatule à ciment | 113 04 80 | 34,78 |

## INSTRUMENT D'OBTURATION MALLÉABLE IM3

Pour l'appliquer des matériaux de restauration. Pointes revêtues pour un nettoyage facile.

| DÉSIGNATION                                                    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| 1T à deux bouts, petite pointe recourbée                       | 113 01 40 | 32,77 |
| 2T à deux bouts, petit et grand bouts en forme de tonneau      | 113 01 50 | 32,77 |
| 3T à deux bouts, grande pointe recourbée                       | 113 01 70 | 39,32 |
| 4T à deux bouts, extrémités petite et grande en forme de boule | 113 01 80 | 39,34 |

## MINI SPATULE HEIDEMANN IM3

Sert au positionnement de composite et au contourage grâce à une extrémité plate et une extrémité en forme de boule, selon les exigences du praticien. Pointes revêtues pour un nettoyage facile.

| DÉSIGNATION                           | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------------|-----------|-------|
| Mini spatule de heidmann pr composite | 113 04 70 | 44,98 |



## FIL ORTHOPÉDIQUE IM3

Fil orthopédique en acier inoxydable pour la réparation des fractures de la mâchoire.

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------|-----------|-------|
| N°26 0,4 mm - Rouleau 10 m | 113 04 60 | 28,38 |



## TIRE-NERF IM3

Pour éliminer rapidement et sûrement le contenu du canal radiculaire.  
Longueur totale 47 mm, Longueur utile 9 mm.  
Code couleur indiquant les tailles de 1 à 5.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Par 5       | 110 01 60 | 17,09 |



## AIGUILLE D'IRRIGATION ENDODONTIE

Aiguille d'irrigation spéciale pour l'endodontie. Double face dans une longueur spécifique vétérinaire.  
Paquet de 25 aiguilles.

| DÉSIGNATION                    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------|-----------|-------|
| 27 G - Longueur 60 mm - Par 25 | 116 92 00 | 18,46 |
| 23 G - 31 mm - Par 25          | 116 92 10 | 12,06 |

## KIT ENDODONTIQUE DE DÉMARRAGE IM3

Kit de démarrage endodontique comprenant :

Pointes Gutta Percha :  
- 28 mm 15-80,  
- 60 mm 15-140,  
- 80 mm 15-140.  
Pointes en papier :  
- 28 mm 15-80,  
- 60 mm 15-140,  
- 80 mm 15-140.  
Forets à portes 28 mm 1-6.  
Forets Gates 32 mm 1-6.  
Règle Endo 15 cm.  
Porte-doigts pour lime Endo.  
Coussins de remplacement.  
Support pour 12 flacons Endo.  
Bloc de mesure Endo.  
Écarteur SS, 15-40#, 25 mm.  
Plugger SS 15-40# 25 mm.  
Condenseur NITI 25-60 mm.  
Limes barbelées 47mm Taille 1-5 (5).  
Jeu de spirales Lentulo - 5 pièces.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------|-----------|--------|
| Kit endodontique | 115 47 10 | 777,07 |



## POINTE DE PAPIER IM3

Pour sécher le canal radiculaire.

| DÉSIGNATION                    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------|-----------|-------|
| 28 mm - ISO 15 à 40 - Par 200  | 113 00 80 | 9,87  |
| 28 mm - ISO 45 à 80 - Par 200  | 113 00 60 | 9,87  |
| 28 mm - ISO 90 à 140 - Par 200 | 113 00 50 | 9,87  |
| 60 mm - ISO 60 à 80 - Par 60   | 116 04 70 | 16,98 |



## POINTE GUTTA PERCHA IM3

Permet de condenser la pâte endocanalaire sur les parois.

| DÉSIGNATION                     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------|-----------|-------|
| 120 mm - ISO 15 à 25 - Par 30   | 115 46 30 | 34,21 |
| 120 mm - ISO 30 à 40 - Par 30   | 115 46 50 | 34,21 |
| 120 mm - ISO 45 à 55 - Par 30   | 115 46 60 | 65,27 |
| 120 mm - ISO 60 à 80 - Par 30   | 115 46 70 | 65,27 |
| 120 mm - ISO 90 à 110 - Par 30  | 115 46 80 | 65,45 |
| 120 mm - ISO 120 à 140 - Par 30 | 115 46 90 | 65,27 |



## LIME ROTATIVE IM3

Les limes rotatives iM3 Control Cut sont fabriquées à partir de nickel-titane pour une résistance et une flexibilité accrues. Elles sont conçues pour fonctionner dans un mouvement alternatif, mais peuvent également fonctionner dans un mouvement vers l'avant uniquement sur des canaux plus grands pour augmenter la vitesse de traitement. La conception avancée des limes réduit le risque d'élimination de l'excès de dentine et d'affaiblissement de la dent. Pour améliorer encore les aspects de sécurité du système, une pointe non coupante a été ajoutée pour réduire les risques de tablette ou de couper à travers l'apex de la dent. Elles comportent un point de rupture unique en haut de la lime empêchant toute rupture dans le canal, des butées endodontiques à code couleur ISO et un système de cerclage unique pour identifier facilement la taille de la lime, même à distance.

| DÉSIGNATION                                        | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------------------------------|-----------|--------|
| L totale 31 mm, utile 16 mm ISO 0,25 à 0,6 - Par 8 | 115 45 70 | 58,40  |
| L totale 31 mm, utile 16 mm ISO 0,7 à 1,4 - Par 8  | 115 46 00 | 74,37  |
| L totale 60 mm, utile 30 mm ISO 0,25 à 0,6 - Par 8 | 115 45 90 | 94,82  |
| L totale 60 mm, utile 30 mm ISO 0,7 à 1,4 - Par 8  | 115 46 20 | 107,55 |





## KIT DE LIMES K IM3

Kit de limes K-reamers de démarrage fabriqué en acier pour une résistance à la torsion élevée et une excellente flexibilité. À usage unique. Kit comprenant pour chaque longueur 18 tailles de ISO 0,15 à 1,4 :

- Longueur totale : 31 mm/utile : 16 mm
- Longueur totale : 60 mm/utile : 30 mm
- Longueur totale 80 mm/utile 30 mm
- Cône 0,02.

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------|-----------|--------|
| Kit de limes démarrage | 115 45 60 | 243,29 |



## COOLSI PLUS

Coolsin Plus, résine acrylique autopolymérisable pour le traitement des fractures de la mâchoire. Résistance mécanique à la compression et à la flexion élevées évitant tout risque de fracture. Polissage optimal.

| DÉSIGNATION                                  | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------------------------|-----------|--------|
| Cartouche dual 50 ml + 10 embouts mélangeurs | 105 47 70 | 120,91 |
| Applicateur seul                             | 112 99 80 | 86,23  |



## ETICK COLLAGÈNE

Pansement chirurgical hémostatique. S'utilise dans une alvéole dentaire, après extraction ou au niveau d'un champ opératoire réduit.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------|-----------|-------|
| Boîte de 25 cylindres | 836 48 88 | 91,62 |



## SUPPORT DE DOIGT POUR LIMES IM3

Anneau et support autoclavables. Livré avec des anneaux grands et petits, un coussin jetable.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| Support de doigt         | 115 47 60 | 16,57 |
| <b>PIÈCE DE RECHANGE</b> |           |       |
| Coussin pour limes       | 115 48 00 | 4,87  |



## AIRGID - ÉPONGE DENTAIRE IM3

Airgid IM3, éponge de gélatine et collagène à action hémostatique additionnée de 5 % d'argent colloïdal.

Utilisée pour prévenir l'infection de la plaie et contrôler les saignements post-extraction. primaires, réactionnels et secondaires.

La présence d'argent contribue à fournir une activité antibactérienne pendant toute la durée d'absorption.

Structure en mousse uniformément poreuse qui absorbe plusieurs fois son propre poids de sang et favorise l'agrégation des thrombocytes. Le bouchon formé remplit et s'adapte parfaitement à la cavité de la plaie et stabilise le coagulum sanguin.

Libération des ions d'argent au fur et à mesure de la résorption de l'éponge pour prolonger l'effet anti bactérien.

Résorption complète en 3-4 semaines. Airgid peut être coupé sur mesure pour s'adapter parfaitement à la cavité alvéolaire mais ne doit pas être compressé.

Si nécessaire, la plaie peut être suturée avec Airgid en place.

Durée de conservation de 3 ans au sec, à l'abri de la lumière et de tout contact avec du peroxyde d'hydrogène.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------|-----------|--------|
| 10 x 10 mm - Par 20 | 112 80 60 | 20,80  |
| 20 x 20 mm - Par 20 | 112 80 70 | 143,98 |



## ETCHGEL IM3

Gel de mordantage dentaire – 36 % d'acide phosphorique. À base d'eau purifiée à l'ozone selon les normes pharmacologiques internationales, il permet un rinçage facile et complet du produit.

Formulé à l'aide de produits bruts naturels qui ne tachent pas les dents.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| 6,5 g                    | 113 02 60 | 14,86 |
| Embout mélangeur - Par 5 | 113 02 70 | 2,51  |



## CIMENT VERRE IONOMÈRE IM3

Ciment verre ionomère renforcé de restauration, utilisé comme revêtement des cavités pour les obturations, le scellement des fissures, l'obturation des petits défauts non cariés des tissus dentaires durs et les obturations temporaires.

| DÉSIGNATION                               | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------------------|-----------|-------|
| Flacon poudre 20 g + flacon liquide 15 ml | 113 03 10 | 43,53 |



## SEALAPEX SCELLANT IM3

Sealapex est un scellant canalaire original sans eugénol, à base d'hydroxyde de calcium, qui favorise une guérison rapide et la formation de tissus durs.

Livré avec : base 12 g, catalyseur 18 g, tampons de mélange.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------|-----------|-------|
| Sealapex coffret | 115 47 90 | 77,58 |



## ADHÉSIF BOND IM3

Système d'adhésif dentaire universel, il garantit une concentration d'adhésif de  $20 \pm 3$  MPa pour l'émail et de  $12 \pm 2$  MPa pour la dentine.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 4 ml        | 113 02 80 | 39,65 |



## CIMENT SEALAPEX XPRESS AUTOMIX

Ciment polymère à l'hydroxyde de calcium. Permet une cicatrization et une formation rapide de tissus durs.

Les seringues Automix offrent un mélange avec un rapport parfait de 1:1 pour une application facile, efficace et simple.

Comprend :

- 2 x 10,5 g seringues
- 20 x embouts de mélange
- Documentation

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------|-----------|--------|
| 2 seringues de 10,5 g | 116 91 80 | 156,78 |



## PÂTE D'HYDROXYDE DE CALCIUM IM3

Pâte de désinfection du canal radiculaire qui peut être appliquée en tant que pansement désinfectant temporaire lors du traitement du canal radiculaire ou être utilisée pour le coiffage pulpaire direct ou indirect.

Comprend 20 embouts applicateurs.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------|-----------|-------|
| Seringue 2 g + 20 embouts | 113 03 30 | 50,06 |

## LAMPE LED À PHOTOPOLYMERISER IM3

Lampe à polymériser à haute densité, avec pare-lumière. Circuit de compensation automatique pour une puissance de sortie constante. Six modes de temps de travail : 5, 10, 15, 20, 25, 30 secondes. Trois modes de fonctionnement : plein, rampe, impulsion.

- Intensité radiante :  $1100-1200 \text{ mW/cm}^2$
- Gamme de longueur d'onde :  $440 \sim 480 \text{ nm}$

Livré avec 100 manchons.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------|-----------|--------|
| Lampe LED à photopolymériser | 113 02 50 | 351,01 |



## TETRIC POWERFILL - COMPOSITE IM3

Le Tetric PowerFill est un composite sculptable dont les temps de polymérisation par la lumière commencent à partir de trois secondes.

Excellentes propriétés de manipulation pour s'adapter à toutes les situations.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| 3 x 3 g     | 115 47 50 | 216,14 |


## KIT COMPOSITES DE DÉMARRAGE IM3

Ce kit de démarrage fournit tous les accessoires et matériaux composites pour commencer les techniques de restauration et d'endodontie.

Le kit contient :

- Composites temporaires Colourflow iM3 vert (1 g) et rose (1 g).
- Composite de création, nuance A1 iM3, seringue de 6 g.
- Composite Silkflow, nuance A1 iM3, seringue de 2 g.
- Ciment canalair MTA iM3 20 x 0,25 g.
- Gel de mordantage Etchgel iM3 à 36%, seringue de 6,5 g.
- Adhésif Bond iM3, flacon de 4 ml.
- Gros blocs de mélange, 3 x 100 feuilles.
- Petits blocs de mélange, 3 x 100 feuilles.
- Godet Dappen en plastique usage unique x 100.
- Micro applicateurs classiques x 100, fins x 100, ultrafins x 100.
- Lampe LED à photopolymériser avec socle de chargement.

Les éléments du kit peuvent être commandés séparément.



## BLOC DE MÉLANGE IM3

Bloc de mélange iM3.

| DÉSIGNATION                       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------------|-----------|-------|
| 70 x 80 mm - Par 3 x 100 feuilles | 113 03 20 | 17,17 |



## TETRIC POWERFLO - COMPOSITE IM3

Composite dentaire fluide nano-hybride pour les restaurations postérieures, directes permettant des temps de photopolymérisation à partir de 3 secondes.

Facilité de manipulation au quotidien.

Peu sujet aux inclusions de bulles d'air.

Profondeur de polymérisation fiable des incréments, jusqu'à 4 mm.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------|-----------|-------|
| Seringue de 2 g | 115 50 10 | 54,42 |



| DÉSIGNATION                     | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------------|-----------|--------|
| Kit composites de démarrage iM3 | 114 51 90 | 633,96 |



## MICRO-APPLICATEUR IM3

Économique et jetable, permettant d'économiser jusqu'à 80 % grâce à la réduction des matériaux excédentaires utilisés. Se plie dans n'importe quel angle pour le placement de petites quantités contrôlées de matériaux dans des zones d'accès limité.

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------------------|-----------|------|
| 1,5 mm - Rose - Par 100 | 113 03 00 | 3,86 |
| 2,0 mm - Vert - Par 100 | 113 02 90 | 3,86 |
| 2,5 mm - Bleu - Par 100 | 115 47 70 | 3,78 |



## SELF CURE IM3 - COMPOSITE

Self Cure iM3 est un matériau composite temporaire pour les couronnes temporaires, les réparations des fractures de la mâchoire, etc. Comprend : une cartouche à mélange automatique, 5 embouts mélangeurs et 5 applicateurs fins.

| DÉSIGNATION                                 | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------------------------|-----------|--------|
| Pistolet                                    | 113 04 10 | 48,13  |
| Cartouche + 5 embouts + 5 applicateurs fins | 113 04 30 | 106,64 |
| Embout mélangeur - Par 50                   | 113 04 40 | 29,61  |



## SILKFLOW IM3

Composite dentaire fluide photopolymérisé. Silkflow est un composite photopolymérisé universel avec une large gamme d'applications.

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------|-----------|-------|
| Seringue 2 g            | 113 03 40 | 34,04 |
| <b>EMBOUT MÉLANGEUR</b> |           |       |
| Par 5                   | 113 03 50 | 2,53  |



## CRÉATION A1 IM3 - CREATE

Composite dentaire photopolymérisé pour la restauration de la structure de la dent perdue par traumatisme et pour cimenter les couronnes et les attelles.

La forte proportion de lentulo et les petites particules hybrides contribuent à améliorer les propriétés physiques et mécaniques, ce qui entraîne une amélioration de la résistance au déchirement et à l'abrasion, une meilleure esthétique et facilite la manipulation. Fourni sous forme de pâte unique. Ne nécessite pas de mélange, ce qui permet de contrôler le temps de travail et améliore les performances.

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------|-----------|-------|
| Seringue 6 g | 113 03 70 | 42,91 |



## COLOURFLOW IM3

Composite fluide coloré pour les soins de composites temporaires.

Utilisé principalement pour la fixation maxillo mandibulaire des fractures de la mâchoire ou pour les extensions temporaires des couronnes pour les malocclusions dentaires. Crée intentionnellement un fort contraste visuel entre l'émail de la dent et le matériau composite.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| Seringue 1 g - Rose | 113 03 80 | 29,92 |
| Seringue 1 g - Vert | 115 73 00 | 28,96 |





APPAREILS

Tondeuse canine

| Référence | Modèle       | Fabricant | Tonte générale | Tonte & finition | Finition | Puissance | Oscillations                       | dB | larg. tonte | Poids             | Secteur | Temps de charge | Autonomie batterie | Compatibilité tête de coupe |
|-----------|--------------|-----------|----------------|------------------|----------|-----------|------------------------------------|----|-------------|-------------------|---------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| 804 51 43 | FAVORITA II  | AESCULAP  | ✓              |                  |          | 35 W      | 2300 t/min                         | 70 | 40 mm       | 650 g             | ✓       |                 |                    | Favorita / Aesculap         |
| 821 98 50 | FAV 5        | AESCULAP  | ✓              |                  |          | 35 W      | 2300 t/min                         | 70 | 20 à 60 mm  | 650 g             | ✓       |                 |                    | Aesculap                    |
| 114 29 00 | MOTIVA       | WAHL      | ✓              |                  |          | nc        | 5300 t/min                         | nc | 20 à 60 mm  | 270 g             | ✓       | 80 min          | 120 min            | Aesculap                    |
| 821 98 21 | LIBRA        | AESCULAP  | ✓              |                  |          | 35 W      | 2300 t/min                         | 65 | 40 mm       | 475 g av batterie | Option  | 50 min          | 60 min             | Aesculap                    |
| 108 51 70 | PULSE ZR II  | ANDIS     |                | ✓                |          | nc        | 1800/3800 t/min                    | nc | 20 à 60 mm  | 477 g av batterie |         | 120 min         | 120 min            | Aesculap                    |
| 823 76 12 | AGC          | ANDIS     |                | ✓                |          | 35 W      | 3400/4400 t/min                    | 80 | 21 à 60 mm  | 320 g             | ✓       |                 |                    | Aesculap                    |
| 826 36 38 | A6 SLIM      | OSTER     |                | ✓                |          | 25 W      | 3100/3600/4100 t/min               | nc | 22 à 60 mm  | 370 g             | ✓       |                 |                    | Aesculap                    |
| 111 32 70 | SUPER TRIM   | WAHL      |                | ✓                |          |           | 5750 t/min                         | nc | 23 à 60 mm  | 130 g             |         | 120 min         | 100 min            | Aesculap                    |
| 109 84 50 | ISIS         | AESCULAP  |                |                  | ✓        | 3,7 V     | 5700 t/min                         | 60 | 24 mm       | 115 g av batterie |         | 90 min          | 90-120 min         | Isis (non affûtable)        |
| 818 01 25 | VEGA 2       | AESCULAP  |                | ✓                |          | 4,8 V     | 5500 t/min                         |    | 40 mm       | 250 g             |         | 130 min         | 180 min            | Vega (non affûtable)        |
| 111 96 30 | VETIVA       | WAHL      |                |                  | ✓        |           | 5500 t/min                         | nc | 32 mm       | 120 g             | ✓       | 60 min          | 120 min            | Vetiva                      |
| 106 39 70 | SAPHIR       | HEINIGER  | ✓              |                  |          | 35 W      | 1800, 2300, 2800, 3300, 3800 t/min | 63 | 40 mm       | 425 g             |         | 60 min          | 120 min            | Heiniger                    |
| 116 87 90 | FAVORITA CLI | AESCULAP  | ✓              |                  |          | nc        | 3300 t/min                         | 63 | 40 mm       | 390 g             |         | 240 min         | 180 min            | Aesculap                    |
| 114 51 10 | KM5          | WAHL      | ✓              |                  |          | nc        | 3000/ 3500 t/min                   | 63 | 40 mm       | 360 g             | ✓       | 100 min         | 180 min            | Aesculap                    |
| 116 44 10 | KM SUPERA    | WAHL      | ✓              |                  |          | nc        | 3000 / 3700 t/min                  | 68 | 40 mm       | 411 g             |         | 100 min         | 180 min            | Aesculap                    |

À savoir

Il est nécessaire de changer les charbons lorsqu'ils atteignent une longueur de 4 mm. Lorsque le levier oscillant est utilisé le résultat de la coupe est insuffisant même avec des têtes de coupe affûtées.



TONDEUSE FAVORITA II

Tondeuse précise et silencieuse de conception très robuste grâce à un moteur de grande puissance.

Pas de surchauffe même en fonctionnement permanent. Filtre à air facile à changer. Entretien très simple.  
Poids : 700 g - Puissance : 35 W.  
Livrée sans tête de coupe.  
Garantie 1 an, hors accessoires.

| DÉSIGNATION                      | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------------|-----------|--------|
| Tondeuse Aesculap                | 804 51 43 | 363,34 |
| <b>PIÈCES DE RECHANGE</b>        |           |        |
| Levier                           | 110 19 40 | 16,29  |
| Charbon avec ressort - À l'unité | 804 48 99 | 8,20   |
| Charbon sans ressort             | 102 09 30 | 5,83   |
| Filtre à air                     | 842 51 01 | 4,43   |
| Cache interrupteur               | 842 50 58 | 1,28   |



TONDEUSE LIBRA

Tondeuse sans fil pour petits animaux.  
Batteries rechargeables Lithium-Ion.  
Temps de charge : 50 min. Poids : 475 g.  
Fonctionne avec toutes les têtes de coupe Favorita.  
Livrée en coffret avec 2 batteries, une station, 1 flacon d'huile, sans tête de coupe.  
Garantie 1 an, sauf batterie et accessoires.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------|-----------|--------|
| Tondeuse complète         | 821 98 21 | 488,60 |
| <b>PIÈCES DE RECHANGE</b> |           |        |
| Batterie                  | 820 94 55 | 66,06  |
| Chargeur                  | 820 94 61 | 86,78  |



TONDEUSE HEINIGER SAPHIR

Une tondeuse puissante et novatrice.

Une fois utilisée, la Saphir devient un outil de travail indispensable pour la tonte professionnelle des petits animaux.  
Moteur 35 W à aimants permanents, silencieux et puissant. Station de recharge de qualité supérieure avec un dock supplémentaire pour une deuxième batterie, et avec indicateur de charge. Deux batteries hautement performantes conçues avec la technologie la plus récente (lithium ion), permettant une tonte de plus de 120 min pour moins de 60 min de chargement.  
- Vitesse moteur : 2650 t/min.  
- Puissance : 35 W.  
- Temps de charge : 60 min.  
- Poids : 425 g.  
- Dimensions L x l x h : 204 x 50 x 41 mm.  
Livrée avec peignes 1.5 mm, station de recharge, 2 batteries, huile, brosse et mode d'emploi.  
Compatible avec les têtes Oster.  
Garantie 2 ans.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------|-----------|--------|
| Tondeuse Saphir       | 106 39 70 | 298,33 |
| <b>TÊTE DE TONTE</b>  |           |        |
| N°10 - Hauteur 1,5 mm | 828 63 26 | 42,80  |

**AESCULAP®**  
CLIPPERS

La qualité allemande depuis 1912



## Favorita CLi

[www.kerbl.fr](http://www.kerbl.fr)

### TONDEUSE FAVORITA CLI

**Nouvelle génération de Favorita sur batterie.**

La tondeuse sur batterie innovante et puissante pour l'utilisation professionnelle !

L'« écran InfoDEL » intégré permet de consulter le niveau de charge de la batterie et les infos de graissage et de nettoyage à tout moment.

- Favorita InfoLED : information permanente sur l'état de service de la batterie et de l'appareil ! Mise en garde si l'unité de contrôle enregistre un problème, par ex. une surchauffe.
- Très grande puissance de 3300 cycles grâce au moteur de haute qualité sans balais.
- Les batteries lithium-ion de dernière génération garantissent des durées de fonctionnement extrêmement longues par rapport au modèle précédent.
- Ergonomique et parfaitement équilibré.
- Poids de seulement 390 grammes pour travailler sans fatigue.
- Chargeur avec affichage à diodes et blocs d'alimentation pour machine et batterie de recharge.

Livré sans tête de coupe.

Le kit comprend : 1 x tondeuse sur batterie Favorita CLi, 1 x flacon d'huile Aesculap (GT604), 1 x mode d'emploi, 1 x chargeur, 2 x batteries lithium-ion.



### TONDEUSE SUPER TRIM SANS FIL

**Tondeuse professionnelle de finition.**

Tondeuse idéale pour obtenir des contours précis et travailler en toute sécurité et près de la peau !

Batterie Ni-MH, 100 min d'autonomie. Temps de charge 120 min. Poids : 130 g. Livrée avec 1 tête de coupe de précision chromée, socle de charge, câble, socle de charge, brosse de nettoyage et huile. Garantie 2 ans, sauf pièces d'usure.

### TONDEUSE ANDIS PULSE ZR II

**Tondeuse professionnelle rechargeable, équipée d'une tête de tonte chirurgicale n°40 céramique.**

Moteur puissant, 5 vitesses : 1800, 2300, 2800, 3300, 3800 t/min.

Autonomie : 3 h - Temps de charge : 2 h.

Poids : 477 g avec lame et batterie.

Livrée avec 1 tête n°40, 2 accus, 1 socle de charge, flacon d'huile, oscillateur de recharge, mallette de rangement.

Garantie 1 an, sauf batterie et accessoires.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------|-----------|--------|
| Rouge - Avec 2 batteries     | 116 87 90 | 309,81 |
| <b>ACCESSOIRES</b>           |           |        |
| Clé de réglage tête de coupe | 115 66 40 | 42,10  |

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| Tondeuse Super Trim | 111 32 70 | 87,14 |

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------|-----------|--------|
| Tondeuse Andis Pulse ZR II | 108 51 70 | 335,65 |
| <b>PIÈCE DE RECHANGE</b>   |           |        |
| Batterie de recharge       | 108 69 00 | 123,73 |



# KM Supera

Tondeuse sans fil



Livrée avec deux batteries



2 niveaux de vitesse  
(3000 & 3700 tr/min)



Design léger et ergonomique

La puissance  
sans fil  
illimitée



## TONDEUSE KM SUPERA WHAL - SANS FIL

Tondeuse sans fil pour la tonte complète ou partielle des chiens et des chats de tout type de pelage.

Moteur sans balai à 2 vitesses : 3000 et 3700 t/min.

Faible niveau sonore : 68 dB.

Grande autonomie : 2 batteries interchangeables incluses avec jusqu'à 180 minutes d'autonomie et 100 minutes de charge. Compatible avec les têtes Snap On (Oster).

Livrée avec tête de coupe n°10 1,5 mm, 2 batteries, socle de charge, huile, brosse de nettoyage.

Garantie 2 ans, sauf pièces d'usure.



| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------|-----------|--------|
| Tondeuse KM Supera Whal | 116 44 10 | 301,61 |



## TONDEUSE OSTER A6 SLIM

La tondeuse Oster A6 combine design, ergonomie, résistance moteur et légèreté. 3 vitesses : 3100, 3600 et 4000 t/min.

pour une efficacité et un confort accrus. Équipée d'un cordon électrique de 3,66 m, elle permet plus de flexibilité.

Compatible avec les têtes de coupe Oster.

Poids : 700 g. Bruit : 34 dB.

Livrée avec huile, brosse de nettoyage, sans tête de coupe.

Garantie 2 ans, sauf accessoires.



## TONDEUSE FAVS

Tondeuse robuste pour petits animaux à système de coupe « SnapOn ».

Fonctionne avec toutes les têtes de coupe Oster, Moser, Andis, Wahl.

Longueur de câble : 4 m.

Poids : 650 g.

Puissance : 35 W.

Livré avec : tondeuse, tête de coupe n°10 (1,5 mm), huile.

Garantie 1 an, hors accessoires.



## TONDEUSE VEGA II

Tondeuse sur batterie Vega II. Entièrement repensée, la tondeuse vétérinaire Vega II à 3 niveaux de vitesse séduit à la fois par une nouvelle batterie performante, dont l'autonomie atteint jusqu'à 3 heures, et par une commande électronique de puissance « Speed Control » permettant des résultats fiables même sur des pelages difficiles à tondre.

- Très bonne performance de tonte grâce à la tête de coupe en acier inoxydable.

- Tient parfaitement dans la main grâce à sa forme élancée.

- Fonctionne silencieusement et sans vibration.

- Également utilisable avec le câble de chargement branché.

- Tête de coupe amovible sans outil pour un nettoyage facile.

- Tête de coupe de précision à dents fines avec réglage de la hauteur de coupe intégré sur 3 niveaux (0,5 / 1,5 / 2,5 mm).

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------|-----------|--------|
| Tondeuse A6 Slim | 826 36 38 | 225,16 |

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------|-----------|--------|
| Tondeuse FAVS | 821 98 50 | 372,19 |

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| Vega 2      | 117 18 70 | 239,44 |



## TONDEUSE ISIS

Pour tonte du site d'injection ou finitions. Moteur silencieux. Fonctionne sur batterie. Réglage de la hauteur de coupe sur 4 niveaux avec le surpeigne de 3 à 6 mm. Livré avec une tête de coupe, batterie + chargeur flacon d'huile. **Peigne non affûtable.**



| DÉSIGNATION                     | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------------|-----------|--------|
| Tondeuse Isis - Batterie LI-ION | 109 84 50 | 130,45 |
| Tête de coupe GT608             | 818 91 03 | 34,33  |



## TONDEUSE VETIVA - WAHL

La tondeuse Vetiva est très légère et silencieuse.

La batterie Li-on, hautement efficace, sans effet de mémoire contient une autonomie de 120 minutes et une recharge rapide de 60 minutes. Elle fonctionne aussi bien sur batterie que sur secteur.

- Tête de coupe professionnelle, coupe très près de la peau à 0,4 mm.
  - Moteur commandé par processeur pour une puissance de coupe constante.
  - Seulement 120 g.
  - Interrupteur avec témoin de charge intégré.
- Livrée avec contre-peigne variable de 3 à 6 mm, socle de charge, câble, brosse de nettoyage, huile.
- Garantie 2 ans, hors pièces d'usure.

| DÉSIGNATION                        | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------------|-----------|--------|
| Vetiva - Avec contre-peigne 3/6 mm | 111 96 30 | 134,67 |

## TONDEUSE KMS WAHL

Tondeuse filaire professionnelle pour des résultats maximums.

La tondeuse KMS est dotée d'un puissant moteur à 2 vitesses pour un fonctionnement en continu. Le corps arrondi assure un guidage optimal et augmente la vitesse de tonte. Son ergonomie ainsi que son poids réduit et idéalement réparti permettent un travail moins fatigant. Elle tient parfaitement en main grâce à la surface antidérapante sur le dessous de la coque, pour un maintien sûr. Qualité de coupe toujours constante grâce au système automatique de régulation de la puissance. Câble d'alimentation secteur professionnel léger et ultra-souple, longueur 4,2 m, avec un anneau en métal pour suspendre la tondeuse. Adaptateur secteur économiseur d'énergie à basse tension. Moteur : 3 000/3 500 t/min, 2 vitesses. Tension d'alimentation : 100 – 240 V, 50 – 60 Hz. Dimensions : 195 x 53 x 48,5 mm. Poids : 360 g. Livrée avec 1 tête de tonte et une burette d'huile. Garantie 2 ans, sauf pièces d'usure.



| DÉSIGNATION                       | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------------|-----------|--------|
| Tondeuse KMS avec 1 tête de coupe | 114 51 10 | 151,11 |



## TONDEUSE MOTIVA WAHL - SANS FIL

La tondeuse sans fil pour la tonte partielle avec la puissance du lithium.

Moteur CC puissant (5 300 tr/min) à faibles vibrations. Dispose d'une excellente réduction de bruit et de la fonction de contrôle automatique de la vitesse pour une puissance constante quel que soit le niveau de batterie ou le type de pelage. Batterie Li-Ion avec une autonomie de 120 minutes pour une charge de 80 minutes. Indicateur de charge lumineux indiquant le statut de la batterie. Possibilité de l'utiliser avec ou sans fil. Légère (270 g) et ergonomique pour éviter la fatigue du poignet. Câble 3 m. Garantie 2 ans, sauf pièces d'usure.



| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT   | UV2 | € HT  |
|----------------------|-----------|--------|-----|-------|
| Tondeuse Motiva      | 114 29 00 | 106,03 |     |       |
| <b>TÊTE DE COUPE</b> |           |        |     |       |
| 0,7/3 mm             | 102 25 00 | 30,29  | 3   | 28,06 |



## TONDEUSE ANDIS AGC

Tondeuse professionnelle secteur 2 vitesses. 35 W, équipée d'une tête chirurgicale n°40 (0,25 mm).

Vitesses de coupe : 2400/3100 t/min. Poids 646 g sans tête de coupe. Moteur compatible avec les têtes de coupe Oster ou Aesculap pour tondeuse Oster. Garantie 1 an, sauf accessoires.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------|-----------|--------|
| Tondeuse Andis AGC | 823 76 12 | 213,84 |

## TÊTES DE COUPE

### À savoir

- À chaque tonte, nettoyez la tête de coupe avec une brosse souple puis lubrifiez-la avec de l'huile spécialement réservée à cet effet. Lorsque la tondeuse est en marche et la tête enclenchée, appliquez un mince filet d'huile sur l'ensemble des dents, à l'arrière du contre-peigne et dans la rainure de guidage du contre peigne. Essuyez le surplus huileux avec un chiffon.
- Vérifiez votre parc de peignes de tondeuse et ne pas envoyer à l'affûtage les peignes auxquels il manque une dent. Une tête neuve mesure environ 1 mm d'épaisseur.
- Nettoyez le filtre à air régulièrement, car un filtre encrassé provoque un échauffement anormal du moteur. Ne jamais utiliser la tondeuse sans le filtre car les poils seraient aussitôt aspirés à l'intérieur du moteur.
- Resserrez les vis du mécanisme de la tête lorsqu'elle vibre, claqué ou a tendance à s'extraire de la tondeuse.
- Changez les charbons tous les 12 à 18 mois.

## TÊTES DE COUPE FAVORITA II

Largeur de coupe 45 mm excepté pour la spéciale patte GT 772 15 mm.

| DÉSIGNATION                                               | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------------------------------------|-----------|--------|
| <b>TONTE CHIRURGICALE</b>                                 |           |        |
| Haut. de coupe 1/20 mm - GH 700<br>Pour chats             | 804 50 25 | 60,22  |
| Haut. de coupe 1/10 mm - GH 703                           | 804 50 02 | 63,50  |
| <b>COUPE DES CANICHES</b>                                 |           |        |
| Haut. de coupe 1/2 mm - GT 730                            | 804 50 19 | 56,91  |
| <b>TONTE GÉNÉRALE</b>                                     |           |        |
| Haut. de coupe 1 mm - GH 712<br>Dents courtes             | 804 49 36 | 60,42  |
| Haut. de coupe 1 mm - GT 736<br>Dents longues et espacées | 804 49 13 | 57,90  |
| <b>TONTE COURTE</b>                                       |           |        |
| Haut. de coupe 2 mm - GT 742<br>Dents longues             | 804 50 48 | 70,46  |
| Haut. de coupe 2 mm - GH 715<br>Dents courtes             | 804 50 31 | 54,67  |
| <b>TONTE MOYENNE</b>                                      |           |        |
| Haut. de coupe 3 mm - GT 748<br>Dents longues et espacées | 804 50 54 | 55,84  |
| Haut. de coupe 3 mm - GT 754<br>Dents courtes             | 804 50 60 | 59,38  |
| <b>TONTE TOUT HIVER</b>                                   |           |        |
| Haut. de coupe 5 mm - GT 758<br>Dents courtes et espacées | 804 50 77 | 65,94  |
| Haut. de coupe 7 mm - GT 770<br>Dents longues             | 804 50 83 | 72,77  |
| Haut. de coupe 9 mm - GT 779                              | 835 81 03 | 72,80  |
| <b>SPÉCIALE PATTES</b>                                    |           |        |
| Larg. 15 mm - GT 772                                      | 804 51 37 | 79,99  |
| <b>POUR CHIEN À POILS LONGS</b>                           |           |        |
| Haut. de coupe 16 mm - GT 784<br>Dents longues            | 829 70 92 | 102,16 |
| <b>ACCESSOIRES</b>                                        |           |        |
| Casier pour tête de coupe                                 | 804 48 82 | 17,56  |
| Support mural                                             | 804 49 07 | 24,20  |



## TÊTES DE COUPE AESCULAP POUR TONDEUSES OSTER

Compatible avec moteurs Oster, Wahl, Andis et Moser.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 0,2 mm N50  | 836 07 55 | 30,44 |
| 0,25 mm N40 | 836 07 61 | 30,89 |
| 0,5 mm N30  | 836 07 32 | 30,44 |
| 1,2 mm N15  | 836 07 78 | 30,44 |
| 1,5 mm N10  | 836 07 49 | 30,44 |
| 3 mm N7     | 836 07 84 | 30,44 |
| 6,3 mm N5   | 836 07 90 | 43,90 |



## TÊTE DE COUPE ANDIS

Céramique. Compatible Oster et Wahl. Accroche Snap-on.

| DÉSIGNATION                               | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------------------|-----------|-------|
| N°10 - 1,5 mm - Céramique (non affûtable) | 100 02 60 | 37,36 |
| N°30 - 0,5 mm - Inox                      | 100 02 50 | 38,99 |
| N°40 - Céramique (non affûtable)          | 825 65 84 | 41,31 |
| Contre peigne céramique pour tête n°40    | 108 07 70 | 23,33 |

### À savoir

Après chaque tonte, lubrifier la tête de tonte. Nettoyer le filtre à air régulièrement.

## LUBRIFIANT POUR TÊTE DE COUPE



| DÉSIGNATION                                     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------------------------|-----------|-------|
| Burette 90 ml                                   | 804 47 70 | 6,03  |
| Clipper Spray - Avec germicide 300 ml           | 804 47 87 | 11,12 |
| Spray lubrifiant réfrigérant - 500 ml           | 823 15 49 | 8,04  |
| Spray lubrifiant réfrigérant Blade Ice - 400 ml | 102 25 40 | 8,09  |

## BISTOURI INNOLCON À ULTRASONS

**Système chirurgical à ultrasons pour saisie, section et dissection et coagulation en chirurgie ouverte et laparoscopique.**

Permet de couper et coaguler les tissus mous, couper et sceller des vaisseaux jusqu'à 5,5 mm de diamètre.

Le bistouri à ultrasons offre une plus grande précision, une vitesse de dissection rapide, un dégagement de fumée faible et aucun courant électrique ne traverse le corps des patients.

Le générateur INNOLCON® fournit deux niveaux de puissance - minimum et maximum - et offre un réglage de la puissance à 5 niveaux pour répondre aux différentes exigences cliniques telles qu'une dissection plus rapide ou une coagulation fiable.

Il est équipé d'un bouton d'alimentation mécanique pour garantir la fiabilité et la sécurité du système.

- Écran tactile incliné pour un fonctionnement fluide et confortable.

- Technologie adaptative INNOLCON® grâce à un algorithme de blocage automatique de la fréquence dynamique et de réponse intelligente.

- Contrôle précis de l'énergie fournie grâce au générateur qui détecte intelligemment la variation de l'état des tissus : réduction des dommages thermiques, accélération de la vitesse de coupe, amélioration de la capacité de coagulation.

- Transducteurs à céramiques piezzo électriques avec haute efficacité de conversion de l'énergie électrique en énergie acoustique, sortie maximale de 35 W.

- Deux pièces à mains (transducteurs) sont fournies pour connecter les différents types d'instruments ; en alliage d'aluminium, qualité aviation militaire, avec une résistance mécanique et une résistance à la corrosion élevées.

- 6 formats d'instruments ergonomiques à usage unique pour des chirurgies précises et sans fatigue : 2 ciseaux scalpel (9 et 17 cm), 4 scalpels type gun (13, 22, 35 et 45 cm).

- Pédale à 2 commandes correspondant aux réglages d'énergie minimum et maximum.

Livré avec 1 générateur, 1 pédale, 2 transducteurs, sans instruments.

Chariot en option.

Garantie 1 an.



| DÉSIGNATION                            | RÉFÉRENCE | € HT      |
|----------------------------------------|-----------|-----------|
| Bistouri Innolcon avec 2 transducteurs | 113 46 70 | 12 824,32 |
| <b>ACCESSOIRES</b>                     |           |           |
| Chariot bistouri Innolcon              | 113 46 80 | 2 074,50  |
| Scalpel 13 cm                          | 113 46 90 | 560,04    |
| Scalpel 22 cm                          | 113 47 00 | 560,04    |
| Scalpel 35 cm                          | 113 47 10 | 560,04    |
| Scalpel 45 cm                          | 113 47 20 | 560,04    |
| Ciseau 9 cm                            | 113 47 30 | 560,04    |
| <b>PIÈCES DE RECHANGE</b>              |           |           |
| Transducteur pour Scalpel gun          | 113 47 50 | 2 079,00  |
| Transducteur pour ciseau scalpel       | 113 47 70 | 2 079,00  |

## BISTOURI ÉLECTRONIQUE SU 140

**Un bistouri chirurgical polyvalent au meilleur prix.**

Appareil piloté par micro-processeur.

Auto-diagnostic au démarrage et en cours d'utilisation avec signal d'alarme en cas de problème. Contrôle permettant une régulation automatique en temps réel (7000 contrôles à la seconde) de la puissance pour une utilisation optimale et sécurisée.

Puissance monopolaire à 500 Ω : coupe 140 W, coupe coagulante 120 W, coagulation 120 W.

Puissance monopolaire à 500 Ω :

microcoagulation 80 W.

Puissance bipolaire à 100 Ω : coagulation 100 W.

Livré en mode monopolaire avec un cordon secteur, un manche monopolaire, un cordon avec plaque neutre, un jeu d'électrodes et une pédale.

Le modèle D-MPC en plus des caractéristiques ci-dessus possède une pédale à deux positions qui permet la coupe et la coagulation.

Garantie 2 ans (hors accessoires).

| DÉSIGNATION                                       | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------------------------------|-----------|--------|
| Bistouri SU140-MPC                                | 110 03 10 | 959,06 |
| Bistouri SU140-DUO MPC                            | 110 03 20 | 971,70 |
| <b>OPTIONS</b>                                    |           |        |
| Cordon bipolaire                                  | 806 51 40 | 119,79 |
| Pince bipolaire coudée 0,7 mm 12 cm               | 821 79 63 | 113,66 |
| Pince bipolaire coudée 1 mm 20 cm                 | 821 79 40 | 141,06 |
| Pince bipolaire coudée 2 mm 20 cm                 | 821 79 57 | 137,02 |
| <b>PIÈCES DE RECHANGE</b>                         |           |        |
| Plaque neutre avec câble                          | 826 19 29 | 184,66 |
| Cordon monopolaire avec manche                    | 806 51 34 | 49,00  |
| Manche à commande digitale                        | 806 74 17 | 45,11  |
| Électrode 10 mm - Jeu de 6 électrodes différentes | 802 16 16 | 15,00  |
| Électrode spatulée droite - Par 5                 | 107 09 40 | 14,00  |
| Électrode à anse 15 x 10 mm                       | 835 94 79 | 7,01   |
| Pédale pneumatique                                | 806 51 57 | 49,00  |







## BISTOURI ERBE VIO 100C

Bistouri électrique piloté par la dernière génération de micro-processeur pour plus de performances.

- Régulation automatique de la puissance de sortie avec affichage du palier de puissance jusqu'à 100 W en coupe et 80 W en coagulation.
  - Palier de puissance réglable par pas de 1 W de 0 à 100 W.
  - Mémorisation de 4 programmes utilisateurs.
  - Pilotage par microprocesseur en temps réel.
  - Carter fermé sans ventilateur et sans ouïe de ventilation.
  - Surface plane sans bouton, avec touches sensibles pour un nettoyage parfait.
  - Secteurs de coupe et de coagulation séparés.
  - Démarrage AUTOSTART en bipolaire.
- Livré avec : pédale double avec câble, manche monopolaire avec câble 4 m autoclave (300 fois, 138°C / 18 min), plaque neutre en silicone et câble de 4 m.
- Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION                                     | RÉFÉRENCE | € HT     |
|-------------------------------------------------|-----------|----------|
| Bistouri VIO 100C avec accessoires monopolaires | 820 96 91 | 6 058,19 |
| <b>OPTIONS</b>                                  |           |          |
| Pince bipolaire droite 14 cm pointe mousse 1 mm | 835 87 64 | 272,28   |
| Pince bipolaire 1 mm - 19 cm                    | 838 52 12 | 301,47   |
| Câble bipolaire longueur 4 m                    | 835 87 70 | 101,66   |
| <b>PIÈCES DE RECHANGE</b>                       |           |          |
| Manche porte-électrode Slimline                 | 113 54 20 | 215,20   |
| Câble pour plaque neutre 4 m                    | 113 54 40 | 138,34   |
| Plaque neutre                                   | 113 54 50 | 538,00   |



## FREEZPEN

Pratique, compact, facile à utiliser, rentable, sans entretien.

Instrument de cryochirurgie pour traiter et éliminer, rapidement et efficacement en quelques secondes (5 à 30 s), des lésions cutanées inesthétiques les plus courantes chez les animaux : verrues, petites tumeurs cutanées, les cils aberrants ou supplémentaires (distichiasis). Destruction des tissus à l'aide de protoxyde d'azote N<sub>2</sub>O projeté sous pression (55 bars) et avec une haute précision (jusqu'à 5 mm de profondeur sur une surface allant 2 à 10 mm) à l'aide d'une pointe. Les tissus sains sont épargnés.

Selon le type et la taille de la lésion traitée, le tissu est gelé puis forme une croûte qui tombera en 15 jours.

Livré avec :

- Kit 16 g : Freezpen, 6 cartouches de 16 g et 3 applicateurs (petits) : 1-3, 2-6, 4-8 mm.
- Kit 35 g : Freezpen, 4 cartouches de 35 g et 3 applicateurs, 2 longs 60 mm : 1-4, 2-6 mm et un petit 4-8 mm.

Garantie Freezpen 5 ans.

Garantie applicateurs 2 ans.

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT     |
|-------------------------|-----------|----------|
| 1 - Freezpen - Kit 16 g | 114 81 70 | 1 906,28 |
| 2 - Freezpen - Kit 35 g | 114 81 80 | 2 263,39 |
| <b>APPLICATEUR</b>      |           |          |
| Bleu - 1-3 mm           | 114 81 90 | 297,77   |
| Blanc - 2-6 mm          | 114 82 00 | 297,77   |
| Vert - 4-8 mm           | 114 82 30 | 297,77   |
| Orange - 1-4 mm         | 114 82 40 | 514,79   |
| Longueur 60 mm          |           |          |
| Blanc - 2-6 mm          | 114 82 50 | 514,79   |
| Longueur 60 mm          |           |          |
| <b>CARTOUCHE</b>        |           |          |
| Cartouche 16 g          | 114 82 60 | 12,10    |
| Cartouche 35 g          | 114 82 70 | 45,37    |

## CAUTÈRE ÉLECTRIQUE

60 W. Livré sans électrode.

| DÉSIGNATION                   | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------|-----------|--------|
| Cautère électrique            | 802 16 39 | 121,13 |
| <b>ACCESSOIRES</b>            |           |        |
| Électrode arrondie tranchante | 802 16 68 | 51,65  |
| Électrode forme boule         | 802 16 45 | 51,65  |
| Électrode pointue tranchante  | 802 16 51 | 51,65  |



## CAUTÈRE OPHTHALMOLOGIQUE BEAVER

Cautère à usage unique.  
Axe 12,7 mm à pointe fine.

| DÉSIGNATION                      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------------|-----------|-------|
| Haute température : 813 - 1148°C | 828 80 87 | 41,04 |
| Basse température : 454 - 649°C  | 828 80 70 | 43,90 |

## MARQUEUR CHIRURGICAL STÉRILE

Marqueur chirurgical stérile.  
Encre violette.  
Emballage individuel stérile.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| Violet      | 116 90 90 | 1,60 |



## CORDON LIGASURE ÉLECTRODE

Cordon d'électrode LigaSure Valleylab.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 4,6 m       | 113 77 10 | 47,81 |



## MANCHE FORCE TRIVERSE VALLEYLAB

Dispositif électrochirurgical en forme de crayon Force TriVerse avec électrode à lame hexagonale, à verrouillage Edge, cordon en silicone 3 m.

Compatible avec les générateurs électrochirurgicaux Valleylab. Performances optimisées avec Valleylab FT10 et FX8 grâce à un mode d'énergie réactif qui fournit une dissection et un effet thermique avec l'activation d'un seul bouton. En mode Valleylab, le dispositif Force TriVerse offre : un passage en douceur à travers les tissus et un effet thermique moindre que le mode coagulation.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------|-----------|-------|
| Force TriVerse | 113 82 60 | 46,21 |



## MANCHE ROCKER VALLEYLAB

Dispositif électrochirurgical en forme de crayon avec électrode à lame hexagonale, cordon en silicone 4,6 m.

Interrupteur à bascule. Réutilisable environ 50 fois. Stérilisable en autoclave. Compatible avec les générateurs électrochirurgicaux Valleylab.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------|-----------|--------|
| Manche Rocker | 113 82 70 | 101,22 |



## CRYO IQ DERM PLUS

Instrument de cryothérapie petit, efficace et facile à utiliser.

Dispositif de pulvérisation liquide, il fournit une congélation millimétrique au site de traitement par le biais de micro-capillaires. Se tient comme un crayon dans la main pour faciliter son utilisation et fournir une application très précise. Répartition uniforme, précise et économique de l'agent de refroidissement lors de la pression sur le levier de dosage. Le niveau de froid généré, est adaptée à la vitesse à laquelle le levier de dosage est abaissé. - Clapet anti-retour intégré pour éviter la fuite de gaz et permettre une utilisation maximale. - Filtre intégré (5 µm), pour maintenir le gaz N<sub>2</sub>O médicalement stérile, sans pollution. - Température de congélation constante de -89°C. Une fois perforé, l'oxyde nitreux est délivré avec une pression de 725 psi / 50 bars. à la lésion.

Poids : 82 g

Livré dans une valisette avec 1 cartouche 25 g, 1 embout pointe de verre Ø 1-4 mm, 1 guide d. 22 x L 120 mm.

Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------|-----------|--------|
| CryoIQ Derm Plus   | 108 54 40 | 306,42 |
| <b>CONSOMMABLE</b> |           |        |
| Cartouche N2O 25 g | 105 79 50 | 51,17  |



## CRYO PROFESSIONAL

Conçu pour faire disparaître les verrues et autres lésions cutanées bénignes.

La température d'action (-55°C) est atteinte en 15 secondes. Traitement rapide en 15 à 40 secondes.

Les applicateurs à usage unique s'adaptent à chaque lésion.

L'aérosol de 170 ml de gaz Cryo Professional est composé d'un mélange qui respecte la couche d'ozone.

| DÉSIGNATION                                        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------------------------------|-----------|-------|
| Set avec gaz 170 ml + 60 applicateurs de 2 mm      | 104 10 20 | 74,96 |
| Set avec gaz 170 ml + 50 applicateurs de 5 mm      | 104 10 10 | 74,96 |
| Set avec gaz 170 ml + 30 applicateurs de 2 et 5 mm | 104 10 40 | 74,96 |



## CRYO IQ PRO LIQUID

La cryochirurgie compacte, économique et facile à utiliser, sur le terrain comme au cabinet.

Méthode d'application puissante qui permet de pénétrer rapidement dans la lésion ciblée : pulvérisation d'un spray d'oxyde nitreux comme cryogène givrant sur la lésion à une température constante de -89°C et une pression de 50 bars. Précis, le Cryo IQ évite la destruction du tissu sain adjacent grâce à un contrôle de la largeur et de la profondeur du traitement.

Avec une application de 4 secondes, la peau sera pénétrée en profondeur entre 1 et 5 à 6 mm maximum. Applicateur interchangeable.

Nombreuses applications possibles :

dermatologie, gynécologie, tumeurs...

Longueur : 120 mm. Diamètre : 22 mm.

Poids : 82 g.

Livré dans une valisette avec 1 cartouche de N<sub>2</sub>O 25 g, 1 embout pour la congélation par pulvérisation Ø 1-6 mm, 1 embout de contact Ø 5 mm.

Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------|-----------|--------|
| Cryo IQ® PRO liquid | 105 79 40 | 724,16 |
| <b>CONSOMMABLE</b>  |           |        |
| Cartouche N2O 25 g  | 105 79 50 | 51,17  |



## ÉLECTRODE LIGASURE POLYHÉSIVE

Électrodes de retour patient pour électrochirurgie.

Technologie innovante, qualité et sécurité.

Fabriquées avec un hydrogel adhésif conducteur breveté à forte humidité.

Non stérile.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------|-----------|-------|
| Pour 0,45 à 2,7 kg | 113 77 00 | 12,29 |
| Pour 2,7 à 13,6 kg | 113 76 90 | 10,02 |



## CORDON BIPOLAIRE COVIDIEN

Cordon bipolaire en silicone réutilisable de 4,6 m (14,76 pi) pour pince à coagulation bipolaire à deux broches de style américain à utiliser avec n'importe quel générateur électrochirurgical Covidien.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------|-----------|--------|
| Cordon bipolaire | 113 82 50 | 248,26 |



## ÉLECTRODE EDGE

Électrode d'électrochirurgie à aiguille enduite Edge, avec gaine de sécurité.

Conçue pour fournir des performances de coupe améliorées lors de dissections fines, quel que soit le type de tissu.

| DÉSIGNATION                                              | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Aiguille Safety sleeve Longueur 7,2 cm - E1465B - Par 25 | 114 63 50 | 297,77 |
| Aiguille - Longueur 7,2 cm - E1452 Par 50                | 115 66 00 | 214,50 |
| Lame - Longueur 7,62 cm - E1450X Par 50                  | 115 65 90 | 209,45 |



## Ligasure™

Instruments stériles à usage unique Medtronic.



|          | Désignation             | Code fabricant | Longueur | Ø Tige / Axe     | Rotation | Mâchoire/Mors                                                                                | Longueur scellement/ligature/Fusion | Longueur de coupe/dissection | Compatibilité Générateur                          | Indications                                    | Référence        | PU € HT |
|----------|-------------------------|----------------|----------|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------|
| <b>1</b> | Fusion division         | LF1212         | 18,8 cm  |                  |          | Incurvée                                                                                     | 16,5 mm                             | 14,7 mm                      | Valleylab™ FT10<br>Valleylab™ LS10                | Chirurgie ouverte<br>petits animaux            | <b>113 75 00</b> | 441,27  |
| <b>2</b> | Exact                   | LF2019         | 21 cm    |                  |          | Courbe                                                                                       |                                     | 20,6 cm                      |                                                   |                                                | <b>114 63 40</b> | 529,47  |
| <b>3</b> | Impact                  | LF4418         | 18 cm    | 13,5 cm<br>Ovale |          | Courbe, 14°                                                                                  | 36 mm                               | 34 mm                        | Valleylab™ FT10                                   | Chirurgie ouverte<br>petits animaux,<br>équins | <b>113 75 10</b> | 562,92  |
| <b>4</b> | Blunt tip, laparoscopie | LF1837         | 37 cm    |                  | 180°     | Mors droit texturé avec plots en céramique et pointes profilées<br>Ouverture bilatérale      | 18,3 mm                             | 16,8 mm                      | ForceTriad™<br>Valleylab™ FT10<br>Valleylab™ LS10 | Coelioscopie                                   | <b>113 75 30</b> | 542,08  |
|          |                         | LF1844         | 44 cm    |                  |          |                                                                                              |                                     |                              |                                                   | Laparoscopie équine                            | <b>113 75 50</b> | 553,38  |
| <b>5</b> | Atlas ouvert            | LS1020         | 20 cm    | 10 mm            | < 359°   | Droit, bilatéral, extrémité arrondie                                                         | 22 mm                               | 20 mm                        | Valleylab™ FT10<br>Valleylab™ LS10                | Chirurgie ouverte<br>petits animaux,<br>équins | <b>113 75 60</b> | 449,86  |
|          | Atlas laparo            | LS1037         | 37 cm    |                  |          |                                                                                              |                                     |                              |                                                   | Coelioscopie équine,<br>petits animaux         | <b>113 75 80</b> | 459,88  |
| <b>6</b> | Maryland ouvert         | LF1923         | 23 cm    | 5 mm             | 350°     | Mors Maryland texturés avec plots en céramique et pointes profilées<br>Ouverture unilatérale | 20,3 mm                             | 18,5 mm                      | Forcetriad™<br>Valleylab™ FT10<br>Valleylab™ LS10 | Chirurgie ouverte                              | <b>113 75 90</b> | 634,48  |
|          | Maryland laparo         | LF1937         | 37 cm    |                  |          |                                                                                              |                                     |                              |                                                   | Coelioscopie petits animaux                    | <b>113 76 10</b> | 644,02  |
|          |                         | LF1944         | 44 cm    |                  |          |                                                                                              |                                     |                              |                                                   | Coelioscopie équine                            | <b>113 76 20</b> | 663,10  |
| <b>7</b> | Crochet                 | LF5637         | 37 cm    |                  | 315°     | Crochet monopolaire rétractable en L<br>Mors Maryland                                        | 20 mm                               |                              | ForceTriad™<br>Valleylab™ FT10                    | Coelioscopie petits animaux                    | <b>113 76 40</b> | 630,66  |
|          |                         | LF5644         | 44 cm    |                  | 315°     |                                                                                              |                                     |                              |                                                   | Coelioscopie équine                            | <b>113 76 50</b> | 644,02  |
| <b>8</b> | Scellement division     | LS1520         | 20 cm    | 5 mm             | 179°     | En V (Dauphin)<br>5-2,6 mm                                                                   | 18 mm                               | 12 mm                        | ForceTriad™<br>Non compatible Valleylab™          |                                                | <b>113 76 70</b> | 534,30  |
|          |                         | LS1500         | 37 cm    | 5 mm             | 179°     |                                                                                              |                                     |                              |                                                   |                                                | <b>113 76 60</b> | 524,76  |



## CHIRURGIE

### ASPIRATEURS



### ASPIRATEUR CHIRURGICAL POLIVAC

Aspirateur portable 30 l/min.

Bouteille et couvercle en polycarbonate incassable et stérilisable de 2 litres graduée en ml. Dispositif de trop-plein avec soupape en silicone. Tuyau d'aspiration en silicone et système rapide pour la communication des bouteilles.

Livré sans pédale.

Garantie 2 ans hors accessoires.


| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------|-----------|--------|
| Aspirateur chirurgical 2 l   | 805 50 29 | 838,59 |
| <b>OPTION</b>                |           |        |
| Pédale pneumatique           | 806 51 57 | 49,00  |
| <b>PIÈCES DE RECHANGE</b>    |           |        |
| Filtre trop plein            | 826 86 24 | 10,46  |
| Bocal plastique 2 l          | 843 35 95 | 23,36  |
| Bouchon plastique pour bocal | 843 36 03 | 38,93  |



### CANULE D'ASPIRATION RIGIDE

Canule d'aspiration chirurgicale rigide et stérile. Avec poignée de préhension intégrant le dispositif de contrôle et d'arrêt de l'aspiration. Extrémité avec crépine. Longueur 25 cm.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT |
|-----------------------|-----------|------|
| Diamètre 11 mm (32CH) | 802 14 44 | 5,89 |



### CANULE D'ASPIRATION SEMI-RIGIDE

Canule d'aspiration chirurgicale semi-rigide et stérile. Extrémité coudée, longueur 25 cm.

| DÉSIGNATION                        | RÉFÉRENCE | € HT |
|------------------------------------|-----------|------|
| <b>EXTRÉMITÉ MOYENNE 6 MM</b>      |           |      |
| Diamètre 6 mm (18CH)               | 802 14 09 | 1,42 |
| <b>EXTRÉMITÉ EXTRA LARGE 10 MM</b> |           |      |
| Diamètre 10 mm (30CH)              | 802 14 21 | 4,83 |
| <b>EXTRÉMITÉ À CRÉPINE 6 MM</b>    |           |      |
| Diamètre 8,7 mm (26CH)             | 802 14 38 | 2,86 |



### TUBE ASPIRATEUR

Pour tout type d'aspirateur chirurgical.

| DÉSIGNATION                             | RÉFÉRENCE | € HT |
|-----------------------------------------|-----------|------|
| <b>ARGYLE - STÉRILE</b>                 |           |      |
| D. 5 mm x L. 1,8 m                      | 114 54 20 | 1,15 |
| <b>NON STÉRILE</b>                      |           |      |
| 7 mm x 12 mm - Stérilisable<br>Au mètre | 802 14 67 | 5,45 |



### CANULE D'ASPIRATION EN INOX

| DÉSIGNATION                         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------------|-----------|-------|
| Frazier - Coudée - d.2,7 mm - 18 cm | 109 85 60 | 33,86 |
| Frazier - Coudée - d.3,3 mm - 18 cm | 109 92 10 | 31,80 |
| Poole - Droite - d.10 mm - 22,2 cm  | 109 85 70 | 33,13 |



## FOCUS SUR...

## // ÉLECTROSTIMULATEUR PT3010P

Appareil d'électrothérapie pour traiter les douleurs aiguës et chroniques sans besoin de tondre ou raser l'animal.

Basé sur la stimulation nerveuse électrique transcutanée (TENS) et la stimulation musculaire électrique (EMS).

3 programmes de fréquence individuels pour le traitement des douleurs aiguës, chroniques ou mixtes : massage, TAB et vibrations.

5 programmes standards de renforcement musculaire et d'endurance : P4 à P8, développés par un spécialiste pour des traitements et zones spécifiques, non modifiables individuellement.

Intensité réglable pour chaque programme. Programmes fournis sur une carte SD.

Alimentation : 3 piles LR03 AAA 1,5 V.

Dimensions : L 62 x H 175 x P 20 mm. Poids : 120 g.

Livré avec : électrostimulateur, électrodes lavables small et large, bandes Velcro élastiques pour la fixation des électrodes, 2 poches chaud/froid.

Garantie 1 an.



| DÉSIGNATION                      | RÉFÉRENCE | € HT     |
|----------------------------------|-----------|----------|
| Électrostimulateur PT3010P       | 112 66 50 | 1 118,26 |
| <b>ACCESSOIRES</b>               |           |          |
| Électrode T S sans câble - Par 2 | 112 66 80 | 72,68    |
| Électrode T L sans câble - Par 2 | 112 66 70 | 72,68    |
| Câble pour électrode             | 112 67 00 | 8,30     |

## À savoir



Contre-indications :

- N'utilisez pas le PT-3010 en même temps que des appareils haute fréquence tels que les téléphones portables
- N'utilisez pas le PT-3010 en cas d'arythmie cardiaque, gestation, maladies de la peau, tumeurs malignes présentes dans zone de traitement, ou autour de la tête.

## INSTANT COLD PACK



Poche de froid instantané à usage unique, sans stockage préalable au réfrigérateur. Maintient le froid durant environ 30 min.

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT |
|--------------|-----------|------|
| 24 x 14,5 cm | 826 68 55 | 2,64 |

## À savoir



Afin d'éviter tout risque de brûlures, placer un linge entre la peau et la poche de froid.

## ORTHÈSE REHAB - JARRET



L'orthèse du jarret peut être utilisée pour le soutien et la guérison d'une blessure ou comme support articulaire chez les chiens souffrant d'arthrose.

80 % néoprène, 11 % nylon, 9 % polyester.  
Lavable à la main et séchage à l'air libre.

| DÉSIGNATION                                                            | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| XS - H 14 x l 10 cm<br>Cocker, Whippet, Terrier, Cavalier King Charles | 101 95 50 | 43,05 |
| S - H 16 x l 12 cm<br>Colley, Springer Spaniel, Border Collie, Beagle  | 828 21 58 | 43,05 |
| M - H 17,5 x l 14 cm<br>Labrador, Golden Retriever, Dalmatien, Boxer   | 828 21 62 | 43,05 |
| XL - H 20,5 x l 16 cm<br>Chien de grande race                          | 101 63 60 | 43,05 |

## ORTHÈSE REHAB - CARPE



Orthèse destinée aux besoins de soutien de l'articulation carpienne, en cas de blessures, d'arthrose et en pré- et post-opératoires.

80 % néoprène, 11 % nylon, 9 % polyester.

| DÉSIGNATION                                                               | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| XS - H 8,5 x l 10,5 cm<br>Cocker, Whippet, Terrier, Cavalier King Charles | 104 48 10 | 28,04 |
| S - H 9,5 x l 12,5 cm<br>Colley, Springer Spaniel, Border Collie, Beagle  | 828 21 85 | 28,04 |
| M - H 11,5 x l 14,5 cm<br>Labrador, Golden Retriever, Dalmatien, Boxer    | 828 21 91 | 28,04 |
| L - H 13,5 x l 17,5 cm<br>Rottweiler, Bouvier Bernois, Berger Allemand    | 828 60 71 | 28,04 |



## LAMPE CHAUFFANTE IR THERA

Prépare les tissus aux soins réalisés en physiothérapie (massage, kinésithérapie).

Lampe chauffante infrarouge avec interrupteur sans contact. 250 Watts. Longévité des ampoules IR (culot E27) : 5000 heures. 90% de l'énergie est transmise sous forme infrarouge. Longueur de câble : 4 m - Isolation classe I. Diamètre tête de lampe : 260 mm. Base de lampe : 69 x 69 mm, hauteur : 115 mm. Longueur de flexible : 860 mm. Poids : 3 kg. Livrée sans support. Garantie 3 ans.



| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------|-----------|--------|
| Lampe IR sans support        | 103 68 70 | 384,88 |
| ACCESSOIRES                  |           |        |
| Pied roulant lesté 60-100 cm | 103 68 80 | 148,52 |



## PHOVIA LAMPE LUMINOTHÉRAPIE

Lampe destinée à une utilisation en luminothérapie avec le kit PHOVIA.

La lampe à LED PHOVIA est un dispositif à utiliser dans le cadre du système PHOVIA conçu pour créer un environnement favorisant de manière physique les mécanismes de régénération propres à la peau. Lorsque la lampe est utilisée dans un environnement à plus de 30°C, l'utilisateur doit observer un temps de refroidissement de 60 secondes entre deux utilisations. Les capteurs thermiques constituent une protection et empêchent l'utilisation de la lampe lorsque la température interne excède une limite de danger prédéfinie.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT   | UV2 | € HT   |
|-------------------|-----------|--------|-----|--------|
| Lampe             | 185 69 20 | 937,77 | 6   | 921,65 |
| Kit 5 pots de gel | 188 41 30 | 81,00  | 6   | 80,58  |



## GONIOMÈTRE

En plastique pour mesurer les angles articulaires.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| Goniomètre  | 831 04 21 | 7,02 |

## RUBAN DE MESURE GRADUÉ

Ruban en tissu souple avec système d'enroulement, retour automatique par pression bouton pour mesurer la circonférence du poitrail. Permet le suivi de l'amyotrophie/musculature des chiens dans les processus douloureux chroniques. Graduation en centimètre et millimètre. Longueur : 200 cm.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 2 m         | 818 11 13 | 2,94 |



## MATELAS À MÉMOIRE DE FORME

Le matelas à mémoire de forme réagit à la chaleur corporelle. Il se modèle aux formes anatomiques répartissant le poids du corps sur une large surface, ce qui soulagera les pressions sur les articulations. Ce matelas convient particulièrement aux chiens de grande taille ou âgés souffrant de dysplasie du coude ou de la hanche, d'arthrose, ou de problèmes articulaires.

| DÉSIGNATION                           | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------------------|-----------|--------|
| Gris - 100 x 70 cm<br>Hauteur 10 cm   | 100 23 10 | 76,97  |
| Gris - 120 x 100 cm<br>Hauteur 10 cm  | 824 85 38 | 102,38 |
| Camel - 100 x 70 cm<br>Hauteur 10 cm  | 100 23 00 | 76,97  |
| Camel - 120 x 100 cm<br>Hauteur 10 cm | 100 23 30 | 102,38 |



## HARNAS HANDY CANIS

Harnais de maintien destiné à soulager les chiens et chats souffrant d'une paralysie du train arrière légère ou sévère, permanente ou temporaire. En néoprène élastique très résistant et entièrement lavable. Bandes velcro et sangles ajustables. Dégagement au niveau des parties génitales.

| DÉSIGNATION                             | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------------------|-----------|-------|
| PATTES ARRIÈRES                         |           |       |
| XS (Yorkshire et Chihuahua)             | 838 36 38 | 39,78 |
| S (Teckel)                              | 838 36 44 | 42,31 |
| M (Basset)                              | 838 36 50 | 47,39 |
| L (Golden Retriever et Berger Allemand) | 838 36 67 | 47,82 |
| XL (St Bernard et Terre-neuve)          | 838 36 73 | 55,62 |



## RAMPE PLIABLE

Rampe plastique d'accès au véhicule pliable. Rails de sécurité latéraux recouverts d'anti-dérapants. Facile à nettoyer. Poids : 4,5 kg. Supporte jusqu'à 90 kg.

| DÉSIGNATION                     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------|-----------|-------|
| Largeur 46 cm - Longueur 156 cm | 102 84 10 | 45,23 |



| Code      | Hauteur<br>Largeur<br>Cant. | Modèle | Capacité<br>max. 90 kg | Longueur<br>min. 40 cm | Hauteur<br>min. 80 cm |
|-----------|-----------------------------|--------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 105 38 44 | XS                          | Petit  | 400 max                | 900/940 mm             | 110/120 mm            |
| 105 38 60 | S                           | Moyen  | 600 max                | 250/260 mm             | 240/260 mm            |
| 105 38 70 | M                           | Moyen  | 600 max                | 250/260 mm             | 240/260 mm            |
| 105 38 80 | L                           | Grand  | 800 max                | 350/360 mm             | 400/460 mm            |
| 105 38 90 | XL                          | Grand  | 800 max                | 350/360 mm             | 400/460 mm            |

## CANIS-MOBILE AVEC HARNAIS HANDY

Chariot à roulettes pour supporter les membres postérieurs des chiens et des chats en cas de perte de mobilité partielle ou totale.

- Châssis en métal zingué et en aluminium soudé
- Hauteur et longueur réglables. Roues en caoutchouc souple.
- Sangles ajustables
- Fourrures synthétiques de protection, amovibles pour le lavage
- Arceau de renfort pour soulever l'animal et l'aider à franchir les trottoirs
- Essieu déporté pour permettre une mobilité sur la patte valide.

Indications :

- Paralysie ou parésie des membres postérieurs des chiens et des chats
- Rééducation fonctionnelle suite à une hernie discale
- Immobilisation temporaire des membres postérieurs suite à une intervention chirurgicale, une blessure, la pose d'un plâtre ou d'une attelle.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------|-----------|--------|
| PETIT MODÈLE    |           |        |
| Avec harnais XS | 105 38 40 | 230,47 |
| Avec harnais S  | 105 38 60 | 236,62 |
| MOYEN MODÈLE    |           |        |
| Avec harnais S  | 105 38 70 | 249,50 |
| Avec harnais M  | 105 38 80 | 251,42 |



## ÉCLAIRAGE



## LAMPE LOUPE OPTICLUX LED

**Robuste et ergonomique, pour éclairer les détails avec une extrême précision.**

Champ lumineux homogène et clair, qualité lumière du jour. Gradable en continu.

- Rendu des couleurs exceptionnel : IRC > 95, R9 > 90, R13 > 95.
- Température de couleur : blanc lumière du jour 6500 K.
- 6000 Lux à 0,15 m.
- Diamètre de la lampe : 16 cm.
- Grossissement 1,9x.
- Lentille en verre acrylique de 3,5 dioptries.
- Fixation universelle diamètre 16 mm.
- Module LED.

Articulations de bras ergonomiques éprouvées qui permettent une manipulation intuitive. Positionnement flexible : long bras offrant une grande amplitude de mouvements allant jusqu'à 142 cm.

Garantie 2 ans.

| DÉSIGNATION                       | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------------|-----------|--------|
| Lampe loupe Opticlux sans support | 108 39 00 | 622,49 |
| <b>SYSTÈME DE FIXATION</b>        |           |        |
| Pied à roulettes                  | 816 87 04 | 132,75 |
| Étau pour table                   | 824 23 46 | 23,01  |
| Fixation murale                   | 108 39 20 | 39,57  |



## LAMPE LOUPE WOOD OPTICLUX LED

**Opticlux a tout d'une lampe à loupe moderne :**

une loupe robuste offrant un grossissement de x 1,9, des modules LED les plus récents, des articulations de bras ergonomiques éprouvées et une manipulation intuitive. Les grands plus de cette loupe sont le grand champ éclairé de qualité lumière du jour, les caractéristiques de rendu des couleurs exceptionnelles et une longue durée de vie sans entretien.

Opticlux Wood possède un éclairage blanc lumière du jour et un éclairage avec lumière de Wood. Contrairement aux lamps classiques et grâce aux LED BLB très puissantes, l'assombrissement de la pièce est inutile.

- Loupe 1,9x, lentille 3,5x.
  - 6 000 lx à 0,15 m.
  - Température de couleur : 6500 k.
  - IRC : 93.
  - Longueur du 1<sup>er</sup> bras : 60 cm - 2<sup>e</sup> bras : 48 cm
  - Tête : d. 22 cm.
- Garantie 2 ans.

| DÉSIGNATION                       | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------------|-----------|--------|
| Lampe loupe Wood Opticlux - Seule | 108 99 80 | 909,29 |
| <b>SYSTÈME DE FIXATION</b>        |           |        |
| Fixation murale                   | 830 06 70 | 34,06  |
| Étau pour table                   | 824 23 46 | 23,01  |
| Pied à roulettes                  | 816 87 04 | 132,75 |

## LAMPE DE WOOD AVEC LOUPE



**Lampe de dermatologie de type wood.**

Projetée de la lumière à ultraviolets.

Tête plastique compacte avec loupe verre 3 dioptries 30 x 100 mm.

Interrupteur marche/arrêt sur la lampe.

Tube 9 W UV fluorescent d'environ 360 mm de longueur d'onde.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------|-----------|--------|
| Lampe de Wood | 102 78 10 | 380,71 |



## AMPOULES DIVERSES

| DÉSIGNATION                                     | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------------------------|-----------|--------|
| 1 - Ampoule 22,8 V - 40 W Heidelberg, Oslo      | 822 80 10 | 28,54  |
| Ampoule 22,8 V - 50 W Série 2000 - Culot G 6,35 | 838 23 43 | 213,42 |
| 2 - Ampoule 24 V - 120 W - Angénieux            | 829 80 74 | 61,25  |
| Ampoule 220 V 50 W - Palma                      | 838 23 08 | 195,25 |

## À savoir

**Kelvin (K) = température de couleur**

- 3 000 K = jaune orangé
- 6 000 K = bleu

**Indice de rendu des couleurs (IRC) =**  
valeur maximale 100

À 100, toutes les couleurs de l'objet sont rendues de la même manière que sous une lumière du jour optimale.

**Lux = intensité lumineuse**

C'est la quantité de lumière sur une surface.

Le soleil au zénith dégage 100 000 Lux.



## Éclairage de chirurgie et d'examen

### LEXIQUE :

- **Focalisable**: Diamètre du champ d'éclairage réglable
- **Gradable**: Luminosité réglable
- **Déclinaisons gamme Waldmann** :
  - Gradable
  - Gradable + focus
  - Gradable + T°couleur variable
  - Gradable + T°couleur variable + Focus
- **IRC** : Indice de rendus des couleurs-A 100, le rendu est proche de celui sous une lumière du jour optimale.
- **Puissance absorbée** : puissance réellement consommée par la lampe en fonctionnement
- **Température de couleur** : K(kelvin)- 3 000°k= jaune orangée - 6 000°k =bleu
- **Lux** : intensité lumineuse. Le soleil au zénith dégage 100 000 LUX



1

| Référence              | Désignation                      | Salle            | Marque         | Version                                                                                                     | LUX         | Distance | IRC | Diamètre champs                   |
|------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----|-----------------------------------|
| Éclairage de chirurgie |                                  |                  |                |                                                                                                             |             |          |     |                                   |
| 114 14 00              | HYLED 580 sur pied + batterie    | Chirurgie        | Mindray animal | Sur pied                                                                                                    | 160 000     | 100 cm   | 96  | 22 cm                             |
| 114 14 10              | HYLED 580 plafond simple*        | Chirurgie        | Mindray animal | Plafond                                                                                                     | 160 000     | 100 cm   | 96  | 22 cm                             |
| 114 14 20              | HYLED 580 plafond duo*           | Chirurgie        | Mindray animal | Plafond                                                                                                     | 2 x 160 000 | 100 cm   | 96  | 22 cm                             |
| 108 99 50              | TRIANGO 100 - 1W murale          | Chirurgie        | Waldmann       | Murale                                                                                                      | 100 000     | 100 cm   | 95  | 18 cm                             |
| 114 11 10              | TRIANGO 100 - 1W murale + focus  | Chirurgie        | Waldmann       | Murale                                                                                                      | 100 000     | 100 cm   | 95  | Valeur modifiable 18 / 23 / 28 cm |
| 115 90 00              | TRIANGO 100 - 3W murale          | Chirurgie        | Waldmann       | Murale                                                                                                      | 100 000     | 100 cm   | 95  | Valeur modifiable 18 / 23 / 28 cm |
| 108 99 20              | TRIANGO 100 - 1C plafond         | Chirurgie        | Waldmann       | Plafond                                                                                                     | 100 000     | 100 cm   | 95  | 18 cm                             |
| 108 99 40              | TRIANGO 100 - 1C plafond + focus | Chirurgie        | Waldmann       | Plafond                                                                                                     | 100 000     | 100 cm   | 95  | Valeur modifiable 18 / 23 / 28 cm |
| 112 75 70              | TRIANGO 100 - 3C plafond         | Chirurgie        | Waldmann       | Plafond                                                                                                     | 100 000     | 100 cm   | 95  | Valeur modifiable 18 / 23 / 28 cm |
| 114 11 30              | TRIANGO 100 - 3C duo plafond     | Chirurgie        | Waldmann       | Plafond-double                                                                                              | 100 000     | 100 cm   | 95  | Valeur modifiable 18 / 23 / 28 cm |
| 108 99 70              | TRIANGO 100 - 1F sur pied        | Chirurgie        | Waldmann       | Sur pied                                                                                                    | 100 000     | 100 cm   | 95  | 18 cm                             |
| Éclairage d'examen     |                                  |                  |                |                                                                                                             |             |          |     |                                   |
| 111 38 80              | HYLED 180VET sur pied + batterie | Examen           | Mindray animal | Sur pied                                                                                                    | 70 000      | 100 cm   | 96  | 17 cm                             |
| 110 92 60              | HALUX N30 - 1 seule (*)          | Examen           | Wadmann        | (*)Choisir le support<br>816 87 04 - Pied seul<br>830 06 70 - Fixation murale<br>824 23 46 - Fixation table | 30 000      | 50 cm    | 94  | 18 cm                             |
| 108 99 10              | VISIANO 10 seule (*)             | Examen           | Wadmann        | (*)Choisir le support<br>816 87 04 - Pied seul<br>830 06 70 - Fixation murale<br>824 23 46 - Fixation table | 50 000      | 50 cm    | 93  | 18 cm                             |
| 827 91 54              | VISIANO 20 plafond               | Examen           | Wadmann        | Plafond                                                                                                     | 60 000      | 50 cm    | 95  | 21 cm                             |
| 827 91 60              | VISIANO 20 seule (*)             | Examen           | Wadmann        | (*)Choisir le support<br>816 87 04 - Pied seul<br>830 06 70 - Fixation murale<br>824 23 46 - Fixation table | 60 000      | 50 cm    | 95  | 21 cm                             |
| 115 61 10              | TRIANGO 60 - 1C plafond          | Examen/opérateur | Wadmann        | Plafond                                                                                                     | 60 000      | 100 cm   | 94  | 18 cm                             |
| 116 72 70              | TRIANGO 60 - 3C plafond          | Examen/opérateur | Wadmann        | Plafond                                                                                                     | 60 000      | 100 cm   | 94  | 18 cm                             |
| 115 61 30              | TRIANGO 60 - 1F sur pied         | Examen/opérateur | Wadmann        | Sur pied                                                                                                    | 60 000      | 100 cm   | 94  | 18 cm                             |
| 115 61 20              | TRIANGO 60 - 1W murale           | Examen/opérateur | Wadmann        | Murale                                                                                                      | 60 000      | 100 cm   | 94  | 18 cm                             |
| 111 93 90              | TRIANGO 80 murale                | Examen/opérateur | Wadmann        | Murale                                                                                                      | 80 000      | 100 cm   | 95  | 18 cm                             |
| 111 93 80              | TRIANGO 80 plafond               | Examen/opérateur | Wadmann        | Plafond                                                                                                     | 80 000      | 100 cm   | 95  | 18 cm                             |
| 111 94 00              | TRIANGO 80 sur pied              | Examen/opérateur | Wadmann        | Sur pied                                                                                                    | 80 000      | 100 cm   | 95  | 18 cm                             |

\*Tubes à choisir selon la hauteur sous plafond (114 14 30 / 114 14 50 / 114 14 90 / 114 15 00)

| Accessoires      |                                          |         |
|------------------|------------------------------------------|---------|
| Référence        | Désignation                              | PU € HT |
| <b>830 06 70</b> | Fixation Murale                          | 34,06   |
| <b>824 23 46</b> | Etau pour rail en aluminium anodisé      | 23,01   |
| <b>816 87 04</b> | Piètement à roulettes blanc et gris      | 132,75  |
| <b>114 17 80</b> | Poignée autoclavable HYLED 580 / 180 Vet | 54,14   |
| <b>109 15 60</b> | Poignée autoclavable TRIANGO 100         | 33,33   |



10



11

12



| Modification de la couleur   | Gradable | Focalisable | Puissance absorbée | Nombre LEDs | Tube                                                                                                                                                                                                        | PU € HT  |
|------------------------------|----------|-------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Fixe - 4350° K               | Oui      | Non         | NC                 | 18          |                                                                                                                                                                                                             | 3 276,00 |
| Fixe - 4350° K               | Oui      | Non         | NC                 | 18          | Choisir la longueur du tube en fonction de la hauteur sous plafond<br>114 15 00 0,4 m - 2,5 - 2,78 m<br>114 14 90 0,6 m - 2,78 - 2,98 m<br>114 14 50 0,8m - 2,5 - 2,68 m<br>114 14 30 1,20m - 2,88 - 2,30 m | 3 074,40 |
| Fixe - 4350° K               | Oui      | Non         | NC                 | 2 x 18      |                                                                                                                                                                                                             | 5 510,40 |
| Fixe - 4300° K               | Oui      | Non         | 40 W               | 9           |                                                                                                                                                                                                             | 3 212,08 |
| Fixe - 4300° K               | Oui      | Oui         | 40 W               | 9           | Tube sécable                                                                                                                                                                                                | 3 974,89 |
| Variable 2700°/4300°/4700° K | Oui      | Oui         | 40 W               | 9           |                                                                                                                                                                                                             | 3 740,63 |
| Fixe - 4300° K               | Oui      | Non         | 40 W               | 9           | Tube sécable                                                                                                                                                                                                | 3 212,08 |
| Fixe - 4300° K               | Oui      | Oui         | 40 W               | 9           | Tube sécable                                                                                                                                                                                                | 3 572,91 |
| Variable 2700°/4300°/4700° K | Oui      | Oui         | 40 W               | 9           | Tube sécable                                                                                                                                                                                                | 4 265,46 |
| Variable 3700°/4300°/4700° K | Oui      | Oui         | 2 x 40 W           | 2 x 9       | Tube sécable                                                                                                                                                                                                | 7 136,76 |
| Fixe - 4300° K               | Oui      | Non         | 40 W               | 9           | Tube sécable                                                                                                                                                                                                | 3 509,45 |
| Fixe - 4350° K               | Oui      | Non         | NC                 | 6           |                                                                                                                                                                                                             | 1 480,00 |
| Fixe - 4400° K               | Oui      | Non         | 8 W                | 1 module    | Tube sécable                                                                                                                                                                                                | 510,90   |
| Fixe - 4400° K               | Oui      | Non         | 13 W               | 2 module    | Tube sécable                                                                                                                                                                                                | 529,45   |
| Variable 3500° /4500° K      | Oui      | Non         | 21 W               | 16          | Tube sécable                                                                                                                                                                                                | 1 533,97 |
| Variable 3500° /4500° K      | Oui      | Non         | 21 W               | 16          | Tube sécable                                                                                                                                                                                                | 950,12   |
| Fixe - 4700° K               | Oui      | Non         | < 30 W             | 6           | Tube sécable                                                                                                                                                                                                | 2 265,27 |
| Variable 3700°/4300°/4700° K | Oui      | Non         | < 30 W             | 6           |                                                                                                                                                                                                             | 2 444,49 |
| Fixe - 4700° K               | Oui      | Non         | < 30 W             | 6           |                                                                                                                                                                                                             | 2 378,29 |
| Fixe - 4700° K               | Oui      | Non         | < 30 W             | 6           |                                                                                                                                                                                                             | 2 265,27 |
| Fixe - 4500° K               | Oui      | Non         | 30 W               | 7           |                                                                                                                                                                                                             | 2 522,16 |
| Fixe - 4500° K               | Oui      | Non         | 30 W               | 7           | Tube sécable                                                                                                                                                                                                | 2 522,16 |
| Fixe - 4500° K               | Oui      | Non         | 30 W               | 7           |                                                                                                                                                                                                             | 2 599,22 |



16



## Tables d'examen &amp; mixtes

| Référence    | Désignation                                                                                             | Type                     | Électrique<br>Pneumatique<br>Hydraulique<br>Batterie<br>ou Fixe | Proclive-<br>déclive<br>électrique | Plateau<br>plat                     | Plateau<br>creux |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1 115 94 60  | Table consultation pied X plateau. Tapis et cadre. Colonne électrique                                   | Examen                   | E                                                               | ✗                                  | ✓<br>Cadre / Tapis                  | ✗                |
| 2 113 55 80  | Table consultation électrique ELITE plateau plat INOX                                                   | Examen                   | E                                                               | ✗                                  | ✓                                   | ✗                |
| 3 113 73 00  | Table consultation électrique ELITE plateau plat INOX avec pesée                                        | Examen                   | E                                                               | ✗                                  | ✓                                   | ✗                |
| 4 111 80 60  | Table consultation électrique ELITE tapis et cadre (bleu foncé)                                         | Examen                   | E                                                               | ✗                                  | ✓<br>Cadre / Tapis bleu foncé       | ✗                |
| 5 111 97 30  | Table consultation électrique ELITE tapis et cadre avec pesée (Gris Chiné clair)                        | Examen                   | E                                                               | ✗                                  | ✓<br>Cadre / Tapis gris chiné clair | ✗                |
| 6 804 95 20  | Table consultation plateau plat INOX                                                                    | Examen                   | F                                                               | ✗                                  | ✓                                   | ✗                |
| 7 804 95 37  | Table consultation tapis et cadre                                                                       | Examen                   | F                                                               | ✗                                  | ✓<br>Cadre / Tapis gris chiné clair | ✗                |
| 8 114 50 70  | Table consultation plateau plat INOX 4 roues Ø100 (dont 2 avec frein)                                   | Examen                   | F                                                               | ✗                                  | ✓                                   | ✗                |
| 9 114 09 70  | Table consultation tapis et cadre 4 roues Ø100 (dont 2 avec frein)                                      | Examen                   | F                                                               | ✗                                  | ✓<br>Cadre / Tapis                  | ✗                |
| 10 106 29 00 | Table consultation plateau inox chat rabattable                                                         | Examen                   | F                                                               | ✗                                  | ✓                                   | ✗                |
| 11 111 37 70 | Table d'examen murale pliante Peninsula                                                                 | Examen                   | F                                                               | ✗                                  | ✓                                   | ✗                |
| 12 804 95 43 | Table consultation électrique plateau plat INOX                                                         | Examen                   | E                                                               | ✗                                  | ✓                                   | ✗                |
| 13 804 95 72 | Table consultation électrique plateau plat INOX avec pesée                                              | Examen                   | E                                                               | ✗                                  | ✓                                   | ✗                |
| 14 804 95 95 | Table consultation électrique tapis et cadre avec pesée (Gris chiné clair)                              | Examen                   | E                                                               | ✗                                  | ✓<br>Cadre / Tapis gris chiné clair | ✗                |
| 15 804 95 66 | Table consultation électrique tapis et cadre (Gris chiné clair)                                         | Examen                   | E                                                               | ✗                                  | ✓<br>Cadre / Tapis gris chiné clair | ✗                |
| 16 114 15 90 | Table mixte batterie ALTRA en Korian bleu                                                               | Examen<br>Dentisterie    | B                                                               | ✗                                  | ✓                                   | ✗                |
| 17 114 16 30 | Table mixte électrique SHONA                                                                            | Examen<br>Dentisterie    | E<br>Commande manuelle<br>filaire                               | ✗                                  | ✓                                   | ✗                |
| 114 17 10    | plateau dentaire                                                                                        |                          |                                                                 |                                    |                                     |                  |
| 18 105 67 60 | Table mixte électrique EASY LIFT                                                                        | Examen<br>Chirurgie      | E                                                               | Option                             | ✗                                   | ✓                |
| 101 93 30    | Table mixte batterie EASY LIFT                                                                          |                          | B                                                               | Option                             | ✗                                   | ✓                |
| 19 105 65 10 | Table mixte inox LIFT SCISSOR                                                                           | Examen<br>Chirurgie      | E<br>B (option)                                                 | Option                             | ✓                                   | ✗                |
| 105 65 60    | Option pesée                                                                                            |                          |                                                                 |                                    |                                     |                  |
| 20 827 47 54 | Table mixte batterie MALT                                                                               | Examen<br>Brancard       | B                                                               | ✗                                  | ✗                                   | ✓                |
| 21 111 92 90 | Table mixte d'examen et de transport                                                                    | Examen<br>Brancard       | H                                                               | ✗                                  | ✓                                   | ✗                |
| 111 93 00    | Tapis caoutchouc gris                                                                                   |                          |                                                                 |                                    |                                     |                  |
| 22 111 34 70 | Table de consultation brancard ELITE télécommande et batterie (Usage Extérieur et Intérieur)            | Examen<br>Brancard       | B<br>avec télécommande                                          | ✗                                  | ✓                                   | ✗                |
| 23 111 34 60 | Table de consultation brancard ELITE avec batterie (Usage Extérieur et Intérieur)                       | Examen<br>Brancard       | B                                                               | ✗                                  | ✓                                   | ✗                |
| 24 111 34 90 | Table de consultation brancard ELITE radiologie télécommande et batterie (Usage Extérieur et Intérieur) | Examen<br>Brancard       | B<br>avec télécommande                                          | ✗                                  | ✓                                   | ✗                |
| 25 111 34 80 | Table de consultation brancard ELITE radiologie avec batterie (Usage Extérieur et Intérieur)            | Examen<br>Brancard       | B                                                               | ✗                                  | ✓                                   | ✗                |
| 26 838 80 38 | Table brancard plateau inox                                                                             | Brancard                 | F                                                               | ✗                                  | ✓                                   | ✗                |
| 110 30 40    | Table mixte plateau V TARA                                                                              |                          | E                                                               | ✓                                  | ✗                                   | ✗                |
| 110 31 20    | Extension de Table pour chirurgie - Plateau en V                                                        |                          |                                                                 |                                    |                                     |                  |
| 110 31 60    | Système d'attache au rail Clamcleat, type taquet à bateau                                               |                          |                                                                 |                                    |                                     |                  |
| 27 110 31 30 | Plateau à Instruments et Bras                                                                           | Dentisterie<br>Chirurgie |                                                                 |                                    |                                     |                  |
| 110 31 50    | Bras de Moniteur avec Connexion VESA                                                                    |                          |                                                                 |                                    |                                     |                  |
| 110 30 60    | Plateau dentaire avec grille en demi-lune                                                               |                          |                                                                 |                                    |                                     |                  |
| 110 30 70    | Bras pour unité dentaire                                                                                |                          |                                                                 |                                    |                                     |                  |



| Plateau en V | Plateau chauffant | Plateau radiologie | 3 <sup>e</sup> sens | Pesée  | Dimensions Plateau mm | Hauteur                  | Évacuations            | Roues  | Structure           | Charge maximale espèces | PU € HT  |
|--------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------|---------------------|-------------------------|----------|
| ✗            | ✗                 | ✗                  | ✗                   | ✗      | 1 250 x 600           | Variable 68 à 108 cm     | ✗                      | ✗      | Colonne centrale    | NC                      | 1 989,4  |
| ✗            | ✗                 | ✗                  | ✗                   | ✗      | 1250 x 600            | Variable 24 à 98 cm      | ✗                      | ✗      | En Z                | 100 kg                  | 2 872,23 |
| ✗            | ✗                 | ✗                  | ✗                   | ✓      | 1250 x 600            | Variable 31,7 à 102,3 cm | ✗                      | ✗      | En Z                | 100 kg                  | 3 861,11 |
| ✗            | ✗                 | ✗                  | ✗                   | ✗      | 1250 x 600            | Variable 24 à 98 cm      | ✗                      | ✗      | En Z                | 100 kg                  | 2 872,23 |
| ✗            | ✗                 | ✗                  | ✗                   | ✓      | 1250 x 600            | Variable 31,7 à 102,3 cm | ✗                      | ✗      | En Z                | 100 kg                  | 3 861,11 |
| ✗            | ✗                 | ✗                  | ✗                   | ✗      | 1250 x 600            | 90 cm                    | ✗                      | ✗      | En Z                | NC                      | 408,57   |
| ✗            | ✗                 | ✗                  | ✗                   | ✗      | 1250 x 600            | 90 cm                    | ✗                      | ✗      |                     | NC                      | 408,57   |
| ✗            | ✗                 | ✗                  | ✗                   | ✗      | 1250 x 600            | 90 cm                    | ✗                      | ✓      |                     | NC                      | 571,31   |
| ✗            | ✗                 | ✗                  | ✗                   | ✗      | 1250 x 600            | 90 cm                    | ✗                      | ✓      |                     | NC                      | 579,83   |
| ✗            | ✗                 | ✗                  | ✗                   | ✗      | 700 x 500             | Variable                 | ✗                      | ✗      | Murale / Rabattable | Chat                    | 408,57   |
| ✗            | ✗                 | ✗                  | ✗                   | ✗      | 1117,6 x 558,8        | Variable                 | ✗                      | ✗      | Murale / Rabattable | Chat                    | 2 036,04 |
| ✗            | ✗                 | ✗                  | ✗                   | ✗      | 1250 x 600            | Variable 37 à 100 cm     | ✗                      | ✗      | En croix            | 100 kg                  | 2 409,85 |
| ✗            | ✗                 | ✗                  | ✗                   | ✓      | 1250 x 600            | Variable 37 à 100 cm     | ✗                      | ✗      | En croix            | 100 kg                  | 3 188,75 |
| ✗            | ✗                 | ✗                  | ✗                   | ✓      | 1250 x 600            | Variable 37 à 100 cm     | ✗                      | ✗      | En croix            | 100 kg                  | 3 188,75 |
| ✗            | ✗                 | ✗                  | ✗                   | ✗      | 1250 x 600            | Variable 37 à 100 cm     | ✗                      | ✗      | En croix            | 100 kg                  | 2 409,85 |
| ✗            | ✗                 | ✗                  | ✗                   | ✗      | 1300 x 600            | Variable 35 à 110 cm     | ✗                      | ✓      | En croix            | 150 kg                  | 7 764,94 |
| ✗            | ✗                 | ✗                  | ✗                   | ✗      | 1 200 x 600           | Variable 53 à 110 cm     | ✗                      | ✓      | Colonne             | 170 kg                  | 2 630,22 |
|              |                   |                    |                     |        |                       |                          |                        |        |                     |                         | 769,48   |
| ✗            | ✗                 | ✗                  | ✗                   | ✗      | 1300 x 600            | Variable 54 à 100 cm     | 1                      | Option | En Z                | 120 kg                  | 2 579,78 |
| ✗            | ✗                 | ✗                  | ✗                   | ✗      | 1300 x 600            | Variable 54 à 100 cm     | 1                      | Option | En Z                | 120 kg                  | 3 003,85 |
| ✗            | ✗                 | ✗                  | ✗                   | Option | 1 300 x 600           | Variable 28 à 105 cm     | 1                      | Option | En croix            | 100 kg                  | 3 837,75 |
|              |                   |                    |                     |        |                       |                          |                        |        |                     |                         | 1 263,07 |
| ✗            | ✗                 | ✗                  | ✗                   | ✗      | 1 130 x 508           | Variable 27 à 95 cm      | ✗                      | ✓      | En croix            | 90,7 kg                 | 4 009,00 |
| ✗            | ✗                 | ✗                  | ✗                   | ✗      | 1 220 x 600           | Variable 49,5 à 98 cm    | ✗                      | ✓      | En Z                | 100 kg                  | 2 533,68 |
|              |                   |                    |                     |        |                       |                          |                        |        |                     |                         | 125,67   |
| ✗            | ✗                 | ✗                  | ✗                   | ✗      | 1290 x 600            | Variable 24 à 98 cm      | ✗                      | ✓      | En Z                | 100 kg                  | 3 577,26 |
| ✗            | ✗                 | ✗                  | ✗                   | ✗      | 1290 x 600            | Variable 24 à 98 cm      | ✗                      | ✓      | En Z                | 100 kg                  | 3 577,26 |
| ✗            | ✗                 | ✓                  | ✗                   | ✗      | 1290 x 600            | Variable 24 à 98 cm      | ✗                      | ✓      | En Z                | 100 kg                  | 3 776,55 |
| ✗            | ✗                 | ✓                  | ✗                   | ✗      | 1290 x 600            | Variable 24 à 98 cm      | ✗                      | ✓      | En Z                | 100 kg                  | 3 776,55 |
| ✗            | ✗                 | ✗                  | ✗                   | ✗      | 1 250 x 600           | 90 cm                    | ✗                      | ✓      |                     | Chiens / Chats          | 798,36   |
| ✓            | ✗                 | ✗                  | ✗                   | ✗      | 1 200 x 600           | Variable 59 à 115 cm     | zone de collecte d'eau | ✓      | Colonne centrale    | 160 kg                  | 6 304,89 |
|              |                   |                    |                     |        |                       |                          |                        |        |                     |                         | 1 248,33 |
|              |                   |                    |                     |        |                       |                          |                        |        |                     |                         | 100,43   |
|              |                   |                    |                     |        |                       |                          |                        |        |                     |                         | 1 189,78 |
|              |                   |                    |                     |        |                       |                          |                        |        |                     |                         | 800,85   |
|              |                   |                    |                     |        |                       |                          |                        |        |                     |                         | 1 649,8  |
|              |                   |                    |                     |        |                       |                          |                        |        |                     |                         | 487,55   |

VETINOX

SHOR-LINE

VETINOX

IM3

SHOR-LINE

VETINOX

IM3



## Tables de chirurgie

| Référence    | Désignation                                                                                                                | Électrique<br>Pneumatique<br>Hydraulique<br>Batterie<br>ou Fixe | Proclive-déclive<br>électrique | Plateau<br>plat     | Plateau<br>creux |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|
| 1 804 96 78  | Table chirurgie plateau 2 évacuations 1400 x 530 (Proclive - déclive électrique)                                           | E                                                               | ✓                              | ✗                   | ✓                |
| 2 112 74 90  | Table chirurgie plateau plat 4 roues 1400 x 530 (Proclive - déclive électrique)                                            | E                                                               | ✓                              | ✓                   | ✗                |
| 3 111 89 00  | Table chirurgie plateau 2 évacuations 4 roues 1400 x 530 (Proclive - déclive électrique)                                   | E                                                               | ✓                              | ✗                   | ✓                |
| 4 113 92 00  | Table chirurgie plateau 2 évacuations 1400 x 530 (Proclive - déclive électrique)-inclinaison 3° sens                       | E                                                               | ✓                              | ✗                   | ✓                |
| 5 837 67 85  | Table chirurgie plateau 2 évacuations 4 roues 1400 x 530 (Proclive - déclive électrique)<br>inclinaison 3° sens            | E                                                               | ✓                              | ✗                   | ✓                |
| 6 111 80 50  | Table chirurgie plateau chauffant plat 1400 x 530 (Proclive - déclive électrique)                                          | E                                                               | ✓                              | ✓                   | ✗                |
| 7 823 68 83  | Table chirurgie plateau chauffant 2 évacuations 1400 x 530 (Proclive - déclive électrique)                                 | E                                                               | ✓                              | ✗                   | ✓                |
| 8 116 70 10  | Table chirurgie plateau chauffant 2 évacuations 4 roues 1400 x 530 (Proclive - déclive électrique)                         | E                                                               | ✓                              | ✗                   | ✓                |
| 9 116 18 30  | Table chirurgie plateau Radiologie 1 évacuation 1400 x 530 (Proclive - déclive électrique)                                 | E                                                               | ✓                              | ✓                   | ✗                |
| 10 116 82 20 | Table chirurgie plateau Radiologie 1 évacuation 4 roues 1400 x 530 (Proclive - déclive électrique)<br>inclinaison 3° sens  | E                                                               | ✓                              | ✓<br>Cadre<br>Tapis | ✗                |
| 11 117 16 90 | Table chirurgie plateau Radiologie 2 évacuations 4 roues 1400 x 530 (Proclive - déclive électrique)<br>inclinaison 3° sens | E                                                               | ✓                              | ✓                   | ✗                |
| 12 113 97 30 | Table chirurgie plateau 1 évacuation 1400 x 530 (Proclive - déclive électrique) inclinaison 3° sens                        | E                                                               | ✓                              | ✗                   | ✓                |
| 13 113 98 60 | Table chirurgie plateau chauffant 1 évacuation 4 roues 1400 x 530 (Proclive - déclive électrique)<br>inclinaison 3° sens   | E                                                               | ✓                              | ✗                   | ✓                |
| 14 115 52 90 | Table chirurgie plateau plat 4 roues 1400 x 530 (Proclive - déclive électrique) inclinaison 3° sens                        | E                                                               | ✓                              | ✓                   | ✗                |
| 15 115 89 70 | Table chirurgie petits animaux plateau 1 évacuation (1000 x 460) H de 750 à 1200                                           | P                                                               | ✗                              | ✗                   | ✓                |
| 16 804 96 55 | Table chirurgie plateau plat 1400 x 530 (Proclive - déclive électrique)                                                    | E                                                               | ✓                              | ✓                   | ✗                |
| 17 826 02 03 | Table chirurgie électrique plateau plat inox (1500 x 600) pour veaux (Sans option)                                         | E                                                               | ✗                              | ✓                   | ✗                |
| 116 70 30    | Kit de 2 profilés en V amovible pour un meilleur maintien de l'animal                                                      |                                                                 |                                |                     |                  |
| 116 70 40    | Kit de 4 fixations pour tige de contention dans les angles                                                                 |                                                                 |                                |                     |                  |
| 116 70 60    | Tige de contention renforcée, hauteur 400 mm avec crochet d'attache                                                        |                                                                 |                                |                     |                  |
| 18 829 30 65 | Table chirurgie petits animaux plateau plat inox (1000 x 460) H de 750 à 1200                                              | P                                                               | ✓<br>Manuel                    | ✓                   | ✗                |
| 19 116 64 80 | Table chirurgie ELITE plateau en V 1400 x 530 colonne centrale électrique (Proclive -déclive électrique)                   | E                                                               | ✓                              | ✗                   | ✗                |
| 20 115 68 30 | Table HEDO 39 x 134 cm                                                                                                     | E                                                               | ✓                              | ✓                   | ✗                |
| 21 804 35 00 | Table plateau plat hydraulique 152 x 56 cm                                                                                 | H                                                               | ✓<br>+ Rotation à 360°         | ✓                   | ✗                |
| 22 804 34 86 | Table plateau V hydraulique 143 x 48 cm                                                                                    | H                                                               | ✓<br>+ Rotation à 360°         | ✗                   | ✗                |
| 23 822 44 20 | Table électrique 130 x 60 cm                                                                                               | E                                                               | Manuel                         | ✗                   | ✓                |
| 833 66 91    | Étau attache bateau                                                                                                        |                                                                 |                                |                     |                  |
| 24 115 07 10 | Table chirurgie murale NAC                                                                                                 | F                                                               | ✗                              | ✓                   | ✗                |





| Plateau en V | Plateau chauffant | Plateau radiologie | 3 <sup>e</sup> sens | Pesée | Dimensions Plateau mm                     | Hauteur                 | Évacuations | Roues | Structure           | Charge maximale/Espèces | PU € HT   |
|--------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------|---------------------|-------------------------|-----------|
| ×            | ×                 | ×                  | ×                   | ×     | 1400 x 530                                | Variable 58 à 115 cm    | 2           | ×     | En Z                | 100 kg                  | 3 377,92  |
| ×            | ×                 | ×                  | ×                   | ×     | 1400 x 530                                | Variable 58 à 115 cm    | ×           | ✓     | En Z                | 100 kg                  | 3 962,52  |
| ×            | ×                 | ×                  | ×                   | ×     | 1400 x 530                                | Variable 58 à 115 cm    | 2           | ✓     | En Z                | 100 kg                  | 3 754,28  |
| ×            | ×                 | ×                  | ✓                   | ×     | 1400 x 530                                | Variable 58 à 115 cm    | 2           | ×     | En Z                | 100 kg                  | 4 199,45  |
| ×            | ×                 | ×                  | ✓                   | ×     | 1400 x 530                                | Variable 58 à 115 cm    | 2           | ✓     | En Z                | 100 kg                  | 4 548,14  |
| ×            | ✓                 | ×                  | ×                   | ×     | 1400 x 530                                | Variable 58 à 115 cm    | ×           | ✓     | En Z                | 100 kg                  | 3 661,2   |
| ×            | ×                 | ×                  | ×                   | ×     | 1400 x 530                                | Variable 58 à 115 cm    | 2           | ×     | En Z                | 100 kg                  | 3 681,02  |
| ×            | ×                 | ×                  | ×                   | ×     | 1400 x 530                                | Variable 58 à 115 cm    | 2           | ✓     | En Z                | 100 kg                  | 4 398,48  |
| ×            | ×                 | ✓                  | ×                   | ×     | 1400 x 530                                | Variable 58 à 115 cm    | 1           | ×     | En Z                | 100 kg                  | 3 857,75  |
| ×            | ×                 | ✓                  | ✓                   | ×     | 1400 x 530                                | Variable 58 à 115 cm    | 1           | ✓     | En Z                | 100 kg                  | 4 877,34  |
| ×            | ×                 | ✓                  | ✓                   | ×     | 1400 x 530                                | Variable 58 à 115 cm    | 2           | ✓     | En Z                | 100 kg                  | 4 886,24  |
| ×            | ×                 | ×                  | ×                   | ×     | 1400 x 530                                | Variable 58 à 115 cm    | 1           | ×     | En Z                | 100 kg                  | 4 173,08  |
| ×            | ✓                 | ×                  | ✓                   | ×     | 1400 x 530                                | Variable 58 à 115 cm    | 1           | ✓     | En Z                | 100 kg                  | 7 437,11  |
| ×            | ×                 | ×                  | ✓                   | ×     | 1400 x 530                                | Variable 58 à 115 cm    | ×           | ✓     | En Z                | 100 kg                  | 4 495,72  |
| ×            | ×                 | ×                  | ×                   | ×     | 1000 x 460                                | Variable 75 à 120 cm    | 1           | ×     | Colonne centrale    | Petits animaux          | 1 489,55  |
| ×            | ×                 | ×                  | ×                   | ×     | 1400 x 530                                | Variable 58 à 115 cm    | ×           | ×     | En Z                | 100 kg                  | 3 519,89  |
| ×            | ×                 | ×                  | ×                   | ×     | 1500 x 600                                | Variable 44 à 92 cm     | ×           | ✓     | En Z                | Veaux Moutons           | 3 776,55  |
|              |                   |                    |                     |       |                                           |                         |             |       |                     |                         | 586,33    |
|              |                   |                    |                     |       |                                           |                         |             |       |                     |                         | 231,13    |
|              |                   |                    |                     |       |                                           |                         |             |       |                     |                         | 49,09     |
| ×            | ×                 | ×                  | ×                   | ×     | 1000 x 460                                | Variable 75 à 120 cm    | ×           | ×     | Colonne centrale    | Petits animaux          | 1 305,56  |
| ✓            | ×                 | ×                  | ✓                   | ×     | 1400 x 530                                | Variable 24 à 98 cm     | ×           | ×     | Colonne centrale    | 100 kg                  | 3 491,05  |
| ×            | ×                 | ✓                  | ✓                   | ×     | 1 340 x 390                               | Variable 72,5 à 92,5 cm | ×           | ✓     | Horizontale         | 150 kg                  | 10 249,17 |
| ×            | ×                 | ×                  | ×                   | ×     | 1 524 x 558,8                             | Variable 73 à 99,69 cm  | ×           | ✓     | Colonne centrale    | 136 kg                  | 4 328,89  |
| ✓            | ×                 | ×                  | ×                   | ×     | 1 473 x 482,6                             | Variable 77,47 à 104 cm | ×           | ×     | Colonne centrale    | 136 kg                  | 4 985,40  |
| ×            | ×                 | ×                  | ×                   | ×     | 1 300 x 600                               | Variable 70 à 110 cm    | ×           | ×     | Colonne centrale    |                         | 3 187,20  |
|              |                   |                    |                     |       |                                           |                         |             |       |                     |                         | 70,37     |
| ×            | ×                 | ×                  | ×                   | ×     | 900 x 600<br>Panneau mural<br>1 250 x 600 |                         | ×           | ×     | Murale avec panneau | NAC                     | 285,66    |

VETINOX

SHOR-LINE

VETINOX





## TABLE DE CHIRURGIE MURALE NAC VETINOX

Table chirurgie murale rabattable en acier inoxydable idéale pour petits animaux.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------|-----------|--------|
| 60 x 125 x 90 cm | 115 07 10 | 285,66 |



## TABLE DE CHIRURGIE POUR VEAUX, MOUTONS

Table de chirurgie en inox adaptée aux grands animaux tels que les veaux ou les moutons.

- Taille du plateau de la table : 1500 x 600 cm.
- Hauteur variable de 37 cm à 100 cm.
- Plateau plat en inox.
- Silencieuse et sans secousse.
- Montée et descente électrique par commande au pied.

Garantie 5 ans corrosion, 2 ans électrique.

| DÉSIGNATION                    | RÉFÉRENCE | € HT     |
|--------------------------------|-----------|----------|
| Table plateau plat 150 x 60 cm | 826 02 03 | 3 776,55 |



## TABLE DENTISTERIE NAC

Table de contention équipée d'une potence à double barres permettant de maintenir ouverte la bouche de l'animal.

| DÉSIGNATION                                                         | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 1 - Table inox<br>l 13,5 x l 24 x ép 2,3 cm<br>Hauteur maxi : 24 cm | 834 61 69 | 343,85 |
| <b>TABLE ÉCONOMIQUE</b>                                             |           |        |
| 2 - Table avec tapis silicone                                       | 102 03 80 | 175,01 |
| <b>ACCESSOIRES</b>                                                  |           |        |
| Tapis silicone                                                      | 825 43 78 | 18,73  |



### TABLES

### Préparation



## TABLE DE PRÉPARATION BAIGNOIRE

Table baignoire à forme ergonomique pour vous assurer un grand confort d'utilisation.

La forme sabot permet de placer un tabouret. Table en inox brossé équipée d'un robinet mélangeur avec douchette.

Plateau amovible à barreaux et évacuation centrale. Pieds fixes à cheiller au sol.

Dimensions : L.140 x l.60 x h.90 cm.

Profondeurs : 40 et 16 cm. Poids : 50 kg.

Garantie corrosion 5 ans.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT     |
|----------------------|-----------|----------|
| Table de préparation | 804 96 26 | 1 294,98 |



## TABLE DE PRÉPARATION - AVEC PORTE ET TIROIRS

Table de préparation vétérinaire en acier inoxydable, équipée d'un plateau avec barreaux ainsi que d'un robinet mélangeur avec douchette.

Pratique, la table dispose d'un habillage avec une porte et trois tiroirs permettant le rangement de matériel.

Plateau à barreaux amovible, diam. 30 mm, espacés de 10 mm, ou perforé (trous 8 mm, espacés de 60 mm). Évacuation centrale.

Hauteur idéale pour travailler assis.

Dimensions de la table : 140 x 60 x 90 cm.

Profondeur : 40 cm.

Structure inox garantie 5 ans.

| DÉSIGNATION                       | RÉFÉRENCE | € HT     |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| Table 140 x 60 cm - Hauteur 90 cm | 115 27 90 | 2 888,36 |

## TABLES

## Accessoires



## CHARIOT DENTAIRE LIA

## La table dentaire pour tous !

Ce chariot permet de transformer n'importe quelle table en table de dentisterie. Chariot entièrement inox avec roulettes médicales à freins. Hauteur ajustable. Plateau récupérateur de liquide en demi-lune avec grille amovible. Bras déporté avec plateau porte-instruments. Repose pied très pratique.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT     |
|----------------------|-----------|----------|
| Chariot dentaire Lia | 110 31 70 | 1 528,57 |



## COSYPAD

## Tapis maillé à partir d'une matière issue du milieu médical utilisée comme anti-escarre.

Le Cosypad® offre confort, hygiène et facilité d'entretien. Il remplit toutes les conditions pour le confort des animaux et un gain de temps pour les professionnels.

- Alternative de choix aux caillebotis, aux alèses et autres litières.
  - Prévention des escarres.
  - Hygiénique : les liquides sont évacués au travers du tapis laissant l'animal au sec.
  - Très résistant, imputrescible et isolant.
- Lavable en machine à laver à 40°C avec une pastille d'eau de Javel ou au jet avec désinfection par trempage dans une solution appropriée. Séchage rapide.
- Utilisations : dans les cages d'hospitalisation, sur les tables de consultation, au bloc opératoire, pendant la phase de réveil post-opératoire, pour le détartrage, dans les chenils...

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------|-----------|-------|
| T1 - 33 x 50 cm  | 104 55 30 | 46,50 |
| T2 - 39 x 71 cm  | 104 55 40 | 57,86 |
| T3 - 55 x 71 cm  | 104 55 50 | 65,12 |
| T4 - 60 x 115 cm | 104 55 60 | 87,21 |

MATELAS CHAUFFANT  
CARBON TECH

Carbon Tech intègre un tissu carbone haute densité spécialement conçu pour diffuser la chaleur de façon homogène.

Sa structure souple épouse parfaitement la forme de l'animal et lui apporte ainsi un maximum de confort.

Une fois branché, Carbon Tech atteint sa température de régulation en moins de 5 min. Extra plat, le tissu Carbon Tech ne stocke pas de chaleur, évitant ainsi tout risque de brûlure. Son revêtement est conçu pour résister aux griffures et aux morsures et garantit une parfaite étanchéité.

Alimentation : 220 V / 24 V.

Garantie 5 ans contre les griffures et morsures.



Matelas  
avec option



## MATELAS DENTODORM

Matelas d'aide au positionnement pour traitements dentaires, chirurgies et diagnostics radiographiques.

Léger, robuste et isolant en mousse expansée.

| DÉSIGNATION                             | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------------------|-----------|--------|
| 75 x 30 x 8 cm                          | 100 70 80 | 197,42 |
| OPTION                                  |           |        |
| Support de tête pour chien, chat ou NAC | 100 71 30 | 123,27 |

## MATELAS COQUILLE

Matelas de contention. Se rigidifie autour de l'animal lors de l'aspiration de l'air.

À utiliser avec la pompe.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| 60 x 30 cm  | 803 59 43 | 74,21  |
| 100 x 50 cm | 803 59 37 | 108,21 |
| ACCESSOIRE  |           |        |
| Pompe       | 803 59 66 | 31,90  |



| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------|-----------|--------|
| 52 x 62 cm - 25 W  | 108 54 50 | 598,47 |
| 52 x 112 cm - 50 W | 108 54 60 | 726,78 |

COUVERTURE  
UNIVERSELLE

Couverture universelle usage unique pour réchauffeur à air pulsé spécialement conçue pour un usage vétérinaire.

Surface en polyester poreux qui fournit un faible flux d'air uniformément réparti, un réchauffement efficace, réduisant le facteur de « refroidissement éolien » et minimisant la contamination par les poils.

Les couvertures sont codées par couleur, le côté blanc est toujours en contact avec le patient.

| DÉSIGNATION                   | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------|-----------|--------|
| POUR CAGE                     |           |        |
| Chat et petit chien - Par 10  | 111 19 30 | 277,89 |
| Chien moyen et grand - Par 10 | 111 19 40 | 277,89 |





## // RÉCHAUFFEUR MISTRAL-AIR

Générateur à air pulsé pour le réchauffement des patients et la gestion de l'hypothermie péri-opératoire.

Technologie brevetée basse pression pour une diffusion optimisée et homogène de l'air chaud sur toute la surface de la couverture. Mistral Air transfère le maximum d'énergie au patient afin de le maintenir en normothermie. Doté d'un filtre HEPA13 pour le maintien de la qualité de l'air.

- Faible niveau sonore : 44 dB.
- Dimensions (LxPxH) : 250 x 335 x 380 mm.
- Alimentation : 220-230 VAC.
- Puissance moyenne : 700 W.
- Poids : 5,8 kg.
- Longueur du tuyau : 1,8 m.
- Réglages de température : 32°, 38°, 43°C et température ambiante.
- Débit : 49 CFM (1,4 m³/minute).

Il peut être fixé sur un pied support (en option) ou sur un pied à perfusion.

Garantie 1 an.



| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT   | UV2 | € HT |
|----------------------------|-----------|--------|-----|------|
| Mistral Air seul           | 109 11 50 | 936,52 |     |      |
| <b>CONSOMMABLES</b>        |           |        |     |      |
| Couverture UU 127 x 64 cm  | 109 11 80 | 13,11  | 40  | 1,65 |
| Couverture UU 145 x 102 cm | 109 06 60 | 11,23  | 40  | 9,30 |
| Couverture UU 218 x 127 cm | 104 10 50 | 13,01  | 40  | 9,30 |
| <b>OPTIONS</b>             |           |        |     |      |
| Pied avec panier           | 109 11 60 | 436,69 |     |      |



## MATELAS VACUUMAT DE CONTENTION

Matelas de contention à vide d'air en polyuréthane extrêmement résistant.

Matière souple, agréable et très résistante, il est radiotransparent, facilement lavable. Sa grande capacité de microbilles permet de mieux épouser les formes de l'animal. Idéal à utiliser lors de radiographie, IRM, scanner, échographie ou encore en chirurgie grâce à un système d'aspiration de l'air qui permet d'immobiliser complètement l'animal dans la position désirée.

Isolant thermique. Valve de sécurité intégrée afin de maintenir le vide d'air au-delà de 72 h. Attention : ne pas utiliser avec un bistouri électrique.

Livré avec une pompe.

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------|-----------|--------|
| 40 x 60 cm                 | 107 14 50 | 62,39  |
| 60 x 100 cm                | 107 14 60 | 140,93 |
| <b>ÉLÉMENT DE RECHANGE</b> |           |        |
| Pompe                      | 107 14 70 | 12,97  |



## MATELAS VACUUMAT XXL À POIGNÉES

Matelas de contention à vide d'air avec des poignées pour une utilisation en brancard.

- Grande capacité de microbilles pour mieux épouser les formes de l'animal.
- Matière souple, agréable et très résistante.
- Idéal à utiliser lors de radiographie, échographie, IRM, scanner ou encore en chirurgie grâce à un système d'aspiration de l'air qui permet d'immobiliser complètement l'animal dans la position désirée.
- 4 poignées intégrées sur le dessous, confortables et très résistantes, pour faciliter le transport de l'animal immobilisé.
- Idéal pour les grands chiens. Peut supporter jusqu'à 100 kg.
- Valve de sécurité de haute qualité intégrée afin de maintenir le vide d'air au-delà de 72 h.

Livré à l'unité avec une pompe.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------|-----------|--------|
| XXL à poignées - 60 x 120 cm | 116 81 90 | 194,23 |



## BAC ROND

Bac en inox Ø 40 cm muni de 4 roulettes. Capacité 14 litres.

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------|-----------|--------|
| Bac rond - Diam. 40 cm | 804 98 33 | 150,97 |



## ÉTAU UNIVERSEL

Se fixe sur tous les supports (bord de table, rail de contention ovale, rond, plat) et permet l'attache de tige porte flacon, barres de contention. Ouverture maximum de 40 mm pour tige de 16 mm.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------|-----------|-------|
| Étau universel | 804 97 44 | 46,91 |



## TIGE PORTE-FLACON

Tige inox à fixer sur la table de chirurgie. Hauteur 1,5 m. Diamètre 16 mm. 2 crochets polyamide.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------|-----------|-------|
| Tige porte-flacon | 804 98 10 | 22,82 |



## PONT DE CONTENTION POUR TABLE DE CHIRURGIE

En inox. Diamètre : 16 mm. Largeur : 65 cm. Hauteur : 45 cm.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------|-----------|--------|
| Pont de contention | 805 50 41 | 152,64 |



## TAPIS POUR TABLE DE CONSULTATION

Tapis en PVC 3 mm d'épaisseur avec dessous en mousse compensée. Long. 125 x larg. 60 cm.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------|-----------|--------|
| Gris chiné       | 806 15 50 | 97,41  |
| Gris foncé chiné | 100 95 50 | 97,41  |
| Bleu horizon     | 838 31 82 | 97,41  |
| Dark blue        | 114 51 80 | 104,01 |



## TAPIS GOMME POUR TABLE GRIS

Tapis en caoutchouc pour table de chirurgie. Confortable pour le patient.

| DÉSIGNATION                                            | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Coins arrondis - 124,5 x 45 cm, pour table 130 x 50 cm | 111 24 60 | 76,68  |
| Coins arrondis - 124,5 x 55 cm, pour table 130 x 60 cm | 111 24 70 | 76,68  |
| Coins carrés - 124,5 x 55 cm, pour table 130 x 60 cm   | 112 80 30 | 104,84 |



## MATELAS POLYESTER POUR TABLE EXAMEN

Matelas de table robuste, en polyéthylène anti-rayures et anti-perforation. Il ne glisse pas sur les surfaces lisses, même avec des chiens lourds et agités. Agréable pour l'animal, il lui permet d'être moins stressé lors des examens et des traitements.

Matelas réversible, facile à nettoyer et désinfecter.

Attention : ne pas utiliser de désinfectants contenant du chlore.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------|-----------|--------|
| Noir - 125 x 55 cm | 111 25 00 | 339,71 |



## MOBILIER

### PETIT MOBILIER



## BALANCE NACELLE 20 KG/5 G

Balance de table pour petits animaux. Portée : 20 kg, précision : 5 g. Affichage LCD. Fonctionne avec 4 piles LR6 (fournies). Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION                             | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------------------|-----------|-------|
| Balance 20 kg - 5 g                     | 824 19 50 | 85,95 |
| <b>PILE DE RECHANGE</b>                 |           |       |
| Pile 1,5 V Alkaline - AA / LR06 - Par 4 | 111 86 70 | 4,14  |



## BALANCE NACELLE 20 KG/10 G

Balance à nacelle amovible pour petits animaux.

Usage simple avec une seule touche.

- Afficheur LCD. Lecture aisée grâce à la hauteur des chiffres de 13 mm
  - Fonction de tarage
  - Fonction hold : le poids reste affiché environ 10 secondes après avoir retiré l'animal
  - Fonction économie d'énergie avec extinction automatique
- Portée : jusqu'à 20 kg. Précision : 10 g. Fonctionne avec une pile 9 V incluse.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------|-----------|--------|
| Balance 20 kg / 10 g | 105 45 10 | 192,79 |



## BALANCE SPÉCIALE NAC

Balance compacte boîtier acier inoxydable.

Utilisation pratique par 3 touches marche/arrêt, tarage et changement d'unité kg/lb. Grand écran LCD- hauteur des chiffres 20 mm. Alimentation par batterie monobloc 9 V (non fournie). Fonction extinction automatique. Dimensions : 170 x 150 x 32 mm. Garantie 2 ans.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| Balance NAC - 5 kg / 1 g | 825 68 51 | 82,11 |
| Pile 9 V Alkaline - LR61 | 111 87 50 | 3,20  |

## PLATEAU DE PESÉE 200 KG / 50 G

**Grande plate-forme de pesée en acier inoxydable avec tapis en caoutchouc.** Utilisation rapide et facile grâce à 4 touches de fonction.

- Charge max. 200 kg – Précision 50 g.
- Écran LCD facile à lire avec des chiffres de 25 mm de haut.
- Fonction de tarage.
- Fonction Hold pour une meilleure lisibilité.
- Dimensions 900 x 600 x 40 mm.
- Fonction d'arrêt automatique pour économiser l'énergie.
- Fonctionnement sur piles ou alimentation électrique : 4 piles AA de 1,5 V ou alimentation électrique de 5 V en courant continu (Piles non comprises).
- Garantie 2 ans.



| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------|-----------|--------|
| Plateau de pesée avec tapis | 111 46 20 | 435,37 |
| Tapis                       | 826 93 51 | 32,08  |

## Tabouret Salli

Tabouret ergonomique et confortable.

|   |                | Selle                                      | Vérin | Embase | Couleur | Réglage Largeur | Oscillant | Assise | Charge maximale | Poids siège | Garantie | Référence | PU € HT  |
|---|----------------|--------------------------------------------|-------|--------|---------|-----------------|-----------|--------|-----------------|-------------|----------|-----------|----------|
| 1 | LIGHT LARGE    | Moulée en 1 seule pièce rainure au milieu  | Gaz   | PVC    | Noir    | Non             | Non       | Large  | 100 kg          | 5,9 kg      | 5 ans    | 113 99 90 | 326,67   |
|   | LIGHT SMALL    | Moulée en 1 seule pièce, rainure au milieu | Gaz   | PVC    | Noir    | Non             | Non       | Small  | 100 kg          | 5,9 kg      | 5 ans    | 114 22 40 | 326,67   |
| 2 | SWINGFIT NOIR  | Divisée, rembourrée similicuir             | Gaz   | Métal  | Noir    | Oui             | Oui       | Large  | 120 kg          | 10 kg       | 10 ans   | 114 22 10 | 799,41   |
|   | SWINGFIT SMALL | Divisée, rembourrée similicuir             | Gaz   | Métal  | Noir    | Oui             | Oui       | Small  | 120 kg          | 10 kg       | 10 ans   | 114 22 30 | 1 037,06 |



## TABOURET ERGONOMIQUE SD VET X

**La solution aux problèmes causés par la station debout prolongée.**

Nouvelle version brevetée au design améliorée, le SD-VET X aide à garder la position adéquate à tout moment, protège le dos des lésions posturales, repose et soulage les pieds, les jambes lourdes, le dos et le cou.

Augmente la concentration pendant le travail, facilite le changement de posture : debout-appuyé-assis.

L'utilisateur peut se tourner dans toutes les directions, se pencher en avant à tout moment et se déplacer dans la pièce sur le siège, sans avoir à utiliser ses mains.

Il offre au chirurgien une position stable pour un travail de précision tout en ayant une mobilité pratiquement illimitée.

Les utilisateurs peuvent alterner les positions debout et assis, ils retrouveront toujours leur siège SD-VET X dans la position dans laquelle ils l'ont laissé : il ne tourne, ni ne roule et ne bascule pas vers l'arrière.

Conception soignée, il peut être facilement déplacé grâce à sa poignée intégrée.

Matériau assise : polyuréthane technique, aux propriétés antibactériennes. Peut être facilement désinfecté.



Caractéristiques techniques :

- Réglage en hauteur en continu : 85 à 60 cm.
- Assise : 43 x 37 cm.
- Poids : 12 kg.
- Capacité de charge : 150 kg.
- Inclinaison vers l'avant jusqu'à 30°.
- Stabilité latérale et arrière.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------|-----------|--------|
| Siège SD VET X | 111 97 40 | 516,78 |



## GUÉRIDON

**Guéridon en acier inoxydable 18/10 avec 2 plateaux emboutis, équipé de roulettes Ø 75 mm.**

Hauteur : 82 cm. Pare-chocs en caoutchouc circulaire à chaque pied.

L'option galerie permet de rajouter des barres de protection au niveau de chaque plateau.

Pour faire le tour d'un plateau il faut 4 galeries (2 x 2 de chaque dimension) et 4 clips.

| DÉSIGNATION                    | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------------------|-----------|--------|
| 60 x 43 cm - 2 plateaux        | 805 52 71 | 241,57 |
| 75 x 50 cm - 2 plateaux        | 820 19 85 | 291,23 |
| <b>OPTIONS</b>                 |           |        |
| Galerie largeur 60 x 43 cm     | 820 16 89 | 5,84   |
| Galerie longueur 60 x 43 cm    | 820 16 95 | 7,42   |
| Galerie largeur 75 x 50 cm     | 820 19 91 | 5,96   |
| Galerie longueur 75 x 50 cm    | 820 20 16 | 7,56   |
| Clips de fixation pour galerie | 820 17 03 | 3,58   |

## TABOURET DE CONSULTATION

**Tabouret à 5 roulettes à piètement plastique, diamètre 60 cm.** Assise noire.  
Charge maximum 150 kg.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------|-----------|--------|
| Hauteur 53 à 70 cm | 103 02 50 | 139,45 |







## DESSERTTE

Mobile et multi-fonctions.

En plastique A.B.S. blanc, elle comporte 4 tiroirs, 2 plateaux et 4 niches, 4 roulettes.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------|-----------|--------|
| 40 x 40 x 94 cm | 838 28 57 | 418,81 |



## ASSISTANT MUET

Entièrement inox. Plateau à rebord.  
Réglable en hauteur de 75 à 120 cm.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| 60 x 40 cm  | 804 96 32 | 337,67 |



## TABLE PONT

Table à hauteur réglable maximum 120 cm, équipée de 4 roulettes. Plateau à 3 rebords vers le haut et un rebord vers le bas.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| 80 x 50 cm  | 804 96 49 | 803,63 |



## CHARIOT D'ANESTHÉSIE 4 PLATEAUX

Chariot anesthésie en acier inoxydable, disposant de quatre plateaux.

Le chariot est équipé de quatre roues, dont deux à freins, pour faciliter les déplacements.

| DÉSIGNATION                     | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------------|-----------|--------|
| 4 plateaux - 50 x 50 x h 150 cm | 103 53 20 | 466,81 |



## PORTE-SÉRUM

Pied polyamide, 5 roulettes. Deux crochets de sécurité. Réglage de 1,2 à 2 mètres.

| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------|-----------|-------|
| Modèle 2 crochets polyamide | 804 97 96 | 92,09 |
| Modèle 2 crochets inox      | 805 52 65 | 80,60 |



## PANIER PORTE-FLACON

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 250 ml      | 800 18 26 | 5,53 |
| 500 ml      | 800 18 32 | 5,90 |
| 1 l         | 800 17 95 | 6,76 |



## BRANCARD À ROULETTES POUR PETITS ANIMAUX

Structure légère et lavable en métal avec un tapis en nylon enduit de vinyl muni de deux sangles d'attache. Deux roues permettent à une personne seule de le déplacer. Livré avec deux sangles de maintien supplémentaires.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| 60 x 120 cm | 838 32 42 | 228,72 |



## CIVIÈRE

Civière rigide pour le transport d'animaux blessés ou anesthésiés.

- Structure tubulaire en aluminium diam. 25 mm avec toile vinyle lavable haute résistance.
- Roulettes.
- Poignées de transport.
- Sangles de maintien.
- Poids : 4,1 kg.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| 122 x 54 cm | 105 39 30 | 164,14 |



## PORTE-PERFUSION SUR RAIL

Système de rails muraux pour placer des pompes à perfusion ou autres appareils médicaux « légers » à une hauteur confortable. Discret, peu encombrant et efficace pour la pratique médicale journalière. En acier inoxydable de grande qualité.

- Bague de fixation empêchant la chute des appareils fixés.
- Longueur : 500 mm.
- Capacité de charge totale : 5 kg.

| DÉSIGNATION                      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------------|-----------|-------|
| Porte-perfusion sur rail - 50 cm | 115 57 70 | 93,24 |

## MOBILIER CONTENTION



### SARBACANE MINIJET

C'est le projecteur le plus simple et le moins onéreux, formé d'un tube en polycarbonate de 90 cm avec un embout caoutchouc. Poids : 90 g. Permet l'anesthésie des animaux à une distance de 5 à 7 m. Pour toute taille d'animaux, du pigeon aux ruminants.

Livrée avec : 2 cylindres de seringue 2 ml, 3 cylindres de seringue 3 ml, 1 cartouche de gaz, 3 canules 35 mm, 2 canules 25 mm, 2 stabilisateurs en laine et 4 canules à usage unique.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------|-----------|--------|
| Sarbacane MiniJet         | 803 64 34 | 216,59 |
| <b>PIÈCES DE RECHANGE</b> |           |        |
| Cylindre de seringue 2 ml | 803 64 40 | 13,75  |
| Cylindre de seringue 3 ml | 803 64 57 | 13,31  |
| Canule 25 mm              | 803 64 86 | 4,76   |
| Canule 35 mm              | 803 64 63 | 4,77   |
| Stabilisateur en laine    | 803 64 92 | 4,28   |
| Cartouche de gaz 65 ml    | 803 65 00 | 8,20   |



### CAGE DE CONTENTION CHAT INOX

Cage de contention en inox avec panneau amovible pour faciliter le soin.

Cage équipée d'un caillebotis et d'un bac de récupération. Ouverture de la cage sur le dessus.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------|-----------|--------|
| L 40 x l 30 x h 36 cm | 804 36 64 | 519,41 |



### SAC DE CONTENTION CHAT

Un sac multifonction et portable, conçu pour un usage intensif et adapté aux tâches quotidiennes : contention douce, pose de cathéter, examen, vaccination, administration de médicaments, empêche le chat de se gratter. Ouverture sur le dos du patient avec une fermeture auto-agrippante.

2 paires de zips (avant et arrière) pour accéder aux pattes.

Matériau : nylon résistant, résistant aux griffes et transparent aux rayons X.

| DÉSIGNATION                                             | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Bleu foncé - De 2 à 4 kg<br>L 35 cm x tour de cou 26 cm | 116 14 80 | 39,47 |
| Vert - De 4 à 6 kg<br>L 39 cm x tour de cou 29 cm       | 116 15 00 | 49,82 |
| Bleu clair - De 6 à 8 kg<br>L 46 cm x tour de cou 33 cm | 116 15 10 | 47,51 |



### CAGE DE CONTENTION CHAT EN ACIER PLASTIFIÉ

Cage de contention en acier gainé de plastique avec panneau amovible pour faciliter le soin. Poignée de transport.

| DÉSIGNATION                                              | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Ouvertures le dessus et le côté<br>L 44 x l 30 x h 29 cm | 833 58 75 | 88,12  |
| Ouverture sur le dessus<br>L 46 x l 29 x h 29 cm         | 805 01 96 | 130,37 |



### PINCE À CONTENTION POUR CHAT

En aluminium avec mors recouverts de plastique pour minimiser les traumatismes.

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------|-----------|--------|
| 70 cm                   | 804 40 20 | 73,34  |
| Modèle renforcé - 90 cm | 103 66 30 | 261,16 |



### COUVERTURE DE CONTENTION CHAT

Couverture de contention pour chats, reptiles, oiseaux.

Correspondant au niveau le plus élevé des normes de l'industrie, cette couverture possède une doublure en Pro-Tex, résistant aux entailles et à la pénétration.

Coupure : EN ISO 13997:1999 niveau 5 - ASTM F 1790-05 niveau 4.

Abrasion : EN 388:2003 niveau 4.

Lavage en machine, tolère le sèche-linge.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 65 x 44 cm  | 114 10 50 | 82,64 |



### CAPE DE CONTENTION POUR CHAT

Protection certifiée pour la manipulation des chats (et autres petits animaux).

La cape remplace l'utilisation d'une serviette éponge et garantit une protection contre les pattes et les griffes.

Doublure en Pro-Tex résistante aux coupures. Haute protection contre la pénétration.

Fabriquée avec un tissu résistant aux coupures Pro-Tex d'un côté et du polycoton doux de l'autre, la cape offre des niveaux exceptionnels de confort au chat et de protection à l'opérateur. Adaptée à la manipulation des chats (et autres petits animaux, animaux exotiques ou sauvages).

En forme de cape avec une encolure circulaire, elle peut être doucement drapée sur le cou et le dos du chat. L'excédent de tissu peut ensuite être replié sur les épaules de l'animal avec ses membres (pattes et griffes !) rangés en toute sécurité en dessous.

Lavable en machine et compatible sèche-linge.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------|-----------|--------|
| Cape de contention | 116 80 80 | 105,86 |



## TRAPPE À CHAT

Trappe métallique pour la capture des chats, avec entrée unique. Plateau se déclenchant par simple déséquilibre de la fermeture.

Porte basculante en acier. Porte coulissante amovible pour positionner la trappe et récupérer l'animal.

Poignée de transport. Maille : 2,5 x 2,5 cm en fil acier avec revêtement en peinture laquée de 2,5 mm de diamètre.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------|-----------|--------|
| 76 x 26 x 23 cm | 836 36 24 | 100,33 |



## CROCHET À SERPENT

Crochet télescopique réglable de 120 à 200 cm.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------|-----------|-------|
| Crochet à serpent | 824 30 21 | 84,35 |



## GANTS DE CONTENTION

La finesse et la souplesse du cuir permettent un bon maintien de l'animal. La résistance protège des griffades et morsures.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 30 cm       | 804 39 60 | 39,32 |



## GANTS DE PROTECTION

Gants cuir à manchette doublée de Kevlar. Longueur de la manchette 35 cm. La paire.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------|-----------|--------|
| Homme - Poids 875 g | 824 21 16 | 178,66 |
| Femme - 770 g       | 102 12 00 | 129,88 |



## MANCHETTES KEVLAR®

La manchette est en cuir vachette renforcée de Kevlar® et de Spectra®. Elle offre une grande résistance à la pénétration et à la coupure.

| DÉSIGNATION                       | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------------|-----------|--------|
| Manchette Kevlar Homme - La paire | 818 17 80 | 114,59 |



## LACETTE DE CONTENTION

Lacette tissu pour la contention canine.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| 50 m x 3 cm - Écru  | 804 39 77 | 12,96 |
| 100 m x 2 cm - Vert | 805 04 34 | 27,19 |
| 50 m x 3 cm - Vert  | 833 18 60 | 38,07 |



## LASSO DE CONTENTION POUR CHIENS

Lasso en aluminium. Câble robuste en acier recouvert de plastique.

| DÉSIGNATION                                                  | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Lasso 1,5 m acier gainé avec mécanisme pour libérer l'animal | 804 39 83 | 148,64 |
| Lasso 1,5 m acier gainé                                      | 804 40 08 | 118,71 |



## LASSO AVEC VERROUILLAGE

Lasso de contention pour chiens avec un nœud coulant simple sans mousqueton de largeur et une poignée de verrouillage anti-étranglement. Tube en aluminium anodisé avec poignées en matière plastique. Câble gainé en acier inoxydable. Poignée de verrouillage instantané.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| 1,5 m       | 102 40 00 | 134,32 |



## DISPOSITIF DE CONTENTION PET HOLDER

Pet Holder, dispositif de contention pour simplifier la vie et protéger la santé des vétérinaires praticiens.

Créé par une vétérinaire (la Dre Agatha Derrien) pour les vétérinaires, PET HOLDER est un ingénieux dispositif pour une meilleure contention des animaux sédatisés lors des clichés radio et pour une radioprotection optimale. PET HOLDER permet de réaliser les clichés radiographiques avec toutes les incidences voulues, en toute autonomie sans aide(s) pour la contention.

Convient à tous type de support lisse. Kit de 2 ventouses, couleur bleue.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|---------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| Kit de 2 ventouses - Bleu | 116 85 90 | 77,00 | 4   | 64,55 |



## MUSELIÈRE NYLON CHIEN

Muselière douille qui s'ajuste facilement. Fermeture par clip.

| DÉSIGNATION                                                | RÉFÉRENCE | € HT |
|------------------------------------------------------------|-----------|------|
| T 0 - Chiens nains, Yorkshire                              | 829 28 06 | 6,20 |
| T 1 - Whippet, Westie, Jack Russels, King Charles          | 829 28 12 | 6,20 |
| T 2 - Border Collie, Beagle, Springer, Cocker              | 829 28 29 | 6,20 |
| T 3 - Labrador, Setter, Retriever, Doberman                | 829 28 35 | 6,20 |
| T 4 - Grands chiens, Wolfhound                             | 829 28 41 | 6,20 |
| T 5 - Rottweiler                                           | 843 33 71 | 6,20 |
| T 6 - Chiens de très grande taille                         | 829 15 11 | 6,20 |
| T 7 - Chiens de très très grande taille                    | 843 35 08 | 6,20 |
| T 8 - Modèle spécial pour chiens brachycéphales type Boxer | 829 28 58 | 6,20 |





## MUSELIÈRE BASKERVILLE

Un moyen sûr et contrôlé d'éviter les morsures. Muselière plastique de conception légère, elle assure une protection complète, extrêmement solide, résistante et s'attache avec clips sécurisés derrière la tête, elle convient pour la plupart des races de chien. Cette muselière Baskerville lui permet toujours de haleter et boire sans restriction. Elle est confortable en période de forte chaleur et se lave facilement.

| DÉSIGNATION                                                  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| T1 - Longueur museau : 4 cm - Circonférence museau : 18 cm   | 117 07 40 | 6,37  |
| T2 - Longueur museau : 4 cm - Circonférence museau : 20 cm   | 112 68 20 | 7,30  |
| T3 - Longueur museau : 5 cm - Circonférence museau : 21 cm   | 112 68 30 | 7,05  |
| T4 - Longueur museau : 5 cm - Circonférence museau : 22 cm   | 112 68 40 | 7,50  |
| T5 - Longueur museau : 6 cm - Circonférence museau : 26 cm   | 112 68 50 | 8,58  |
| T6 - Longueur museau : 7 cm - Circonférence museau : 28 cm   | 112 68 60 | 9,74  |
| T7 - Longueur museau : 7 cm - Circonférence museau : 30 cm   | 112 68 70 | 7,51  |
| T8 - Longueur museau : 7,5 cm - Circonférence museau : 32 cm | 112 68 80 | 8,28  |
| T9 - Longueur museau : 8,5 cm - Circonférence museau : 34 cm | 112 69 00 | 11,89 |
| T10 - Longueur museau : 9 cm - Circonférence museau : 36 cm  | 112 69 10 | 12,51 |

## MUSELIÈRE ULTRA BASKERVILLE



La muselière Ultra Baskerville est conçue pour être facile à utiliser et confortable pour le chien. Le tour de cou est doté d'une connexion à clip pour faciliter un ajustement et un retrait rapides. Le serre-tête permet un ajustement facile et sans partie métallique, il est léger et confortable pour le chien. Fabriqué à partir de caoutchouc thermoplastique à haute résistance (TPR), le panier à muselière peut être chauffé et moulé pour offrir un ajustement plus adapté au chien.

| DÉSIGNATION                                           | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------|
| T1 - Longueur museau : 5 cm - Diamètre museau 22 cm   | 117 07 60 | 9,97  |
| T2 - Longueur museau : 6 cm - Diamètre museau 26 cm   | 117 07 70 | 11,81 |
| T3 - Longueur museau : 7 cm - Diamètre museau 28 cm   | 117 07 90 | 13,55 |
| T4 - Longueur museau : 8 cm - Diamètre museau 32 cm   | 117 08 00 | 15,30 |
| T5 - Longueur museau : 9,5 cm - Diamètre museau 36 cm | 117 08 20 | 17,03 |
| T6 - Longueur museau : 10 cm - Diamètre museau 42 cm  | 117 08 30 | 18,83 |

## MUSELIÈRE DE CONTENTION CHIEN BRACHYCÉPHALE

Muselière pour chien brachycéphale.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------|-----------|-------|
| Taille S rouge | 829 40 99 | 16,97 |
| Taille L vert  | 829 41 07 | 16,97 |



## ÉPUISETTE DE CAPTURE

Épuisette réglable en acier inoxydable pour la capture des petits animaux.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------|-----------|--------|
| 1 - Chat/ Oiseau | 828 17 77 | 141,96 |
| 2 - Reptiles     | 102 15 10 | 188,88 |

## CAGES

## À savoir

Il est possible de redonner à l'acier son aspect «brossé» avec un tampon récurant non métallique. Ne pas utiliser de produit chloré pour nettoyer les cages en inox.



## CAGE D'OXYGÉNOTHÉRAPIE MOBILE SHOR-LINE

Pour une visibilité et une surveillance maximales du patient dans n'importe quelle zone de la clinique.

Cage inox H.762 x l.914x p.781 mm sur châssis mobile. Le dessus de la cage fournit une surface de travail supplémentaire.

Porte en polycarbonate transparent de 9,5 mm d'épaisseur, totalement étanche grâce à un joint en mousse.

Ouvertures d'aération pour réduire la condensation à l'intérieur de la cage.

Roulettes 13 cm et poignée pour faciliter le déplacement.

Humidificateur et chambre en polycarbonate amovible pour chauffer (avec de l'eau chaude) ou refroidir (avec de la glace).

Indicateur numérique de température et humidité. En option :

- Compteur d'oxygène : idéal pour vérifier ponctuellement le % d'oxygène. Étalonnage et surveillance à une touche. Précision de pourcentage de O<sub>2</sub> +/- 3% . Affichage à trois chiffres, facile à lire.
- Tuyau et masque.

| DÉSIGNATION                                    | RÉFÉRENCE | € HT     |
|------------------------------------------------|-----------|----------|
| Cage d'oxygénothérapie H.762 x l.914x p.781 mm | 110 28 80 | 2 841,66 |
| <b>OPTIONS</b>                                 |           |          |
| Compteur O <sub>2</sub>                        | 110 28 90 | 637,36   |
| Kit masque + tuyau                             | 110 29 00 | 186,29   |
| Joint de porte                                 | 111 95 60 | 35,04    |

## CAGE PARVO SHOR-LINE

Cage en plastique composite polyéthylène résistant à la corrosion, solide et facile à nettoyer.

Caillebotis en acier recouvert d'une pellicule de protection. Afin de contenir tout rejet « explosif » le bas avant de la cage intègre une pièce en plastique, en U de façon à obtenir une barrière de rétention et d'écoulement à laquelle est associée une plaque de plexiglas de 25 cm de hauteur fixée à la porte. Évacuation vers l'arrière grâce à un tuyau en PVC qui permet de raccorder la cage au système de drainage de la salle. Sol de la cage en pente de l'avant vers l'arrière.

Hauteur de la cage : 788 mm.

Hauteur hors tout avec l'embase : 1220 mm.

Dimensions externes avec embase :

L 985 x H 1220 x P 864 mm.

Délai de livraison : 12 semaines.



| DÉSIGNATION                      | RÉFÉRENCE | € HT     |
|----------------------------------|-----------|----------|
| Ensemble de 2 cages avec châssis | 818 70 44 | 3 260,96 |
| Cage supérieure                  | 818 13 43 | 1 344,78 |

## CAGE D'HOSPITALISATION CAT CONDO SHOR-LINE

Cet ensemble mobile de deux cages en acier offre un espace de soins adapté aux chats.

Chaque cage est équipée d'un compartiment attenant pouvant servir de coin lit. L'animal peut circuler librement à travers les ouvertures circulaires ménagées dans les panneaux intérieurs de séparation. Ces panneaux sont en polyéthylène et peuvent être mis en place ou retirés sans ouvrir les portes.

Tous les accessoires type bol, porte-sérum, litière inox s'adaptent sur ces cages.

Dimensions totales :

h 1739,9 x l 1219,2 x p 717,7 mm

Dimensions d'une cage :

h 762 x l 914,4 x p 717,7 mm

Dimensions de la cage attenante (coin litière) :

h 762 x l 304,8 x p 717,7 mm

Délai de livraison 12 semaines.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT     |
|----------------|-----------|----------|
| Cage Cat condo | 823 98 35 | 4 824,70 |



## CAGE CAT CONDO SHOR-LINE - PORTE EN INOX

Cage de gardiennage Cat Condo avec porte en inox. Fabriqué à partir de panneaux de mousse rigide réticulée (assemblage en forme de treillis) à cellules fermées fines, solides et imperméables à l'humidité.

Structure des panneaux dits « sandwich » offrant une combinaison très recherchée de résistance, de rigidité et de poids minimal. Charnières en polymère thermoplastique renforcé de fibre de verre, moulé par injection.

| DÉSIGNATION                   | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------|-----------|--------|
| S - l.609 x h.762 x p. 698 mm | 110 62 20 | 881,67 |
| M - l.762 x h.762 x p.698 mm  | 110 62 30 | 952,11 |



## CAGE D'HOSPITALISATION POLYVET VETINOX

Ensemble de 3 cages d'hospitalisation en polyester, composé de :

- 1 Cage long séjour : h 670 x l 1466 x p 680 mm (Dim. int. : 610 x 1400 x 643 mm)
- 2 Cages court séjour : h 670 x l 737 x p 680 mm (Dim. int. : 604 x 670 x 643 mm)
- 1 Châssis

| DÉSIGNATION                   | RÉFÉRENCE | € HT     |
|-------------------------------|-----------|----------|
| Ensemble de 3 cages polyester | 115 89 40 | 5 153,65 |

## CAGE D'HOSPITALISATION SHOR-LINE

**Concept Shor-Line : des caillebotis surélevant l'animal évitent le contact avec l'urine et le froid de l'inox.**

Cages en inox de haute qualité, finition brossée lisse brillante. Assemblage en 2 parties seulement avec un nombre limité de soudures. Angles arrondis et soudures lisses pour un nettoyage aisé. Cadre de porte et barres de fixation d'un diamètre de 9,5 mm.

Porte réversible pour une ouverture droite ou gauche. Réglage aisé des charnières de portes. Extraction facile des portes pour un nettoyage complet. Ouverture facile au genou ou au coude. Embase mobile ou fixe.

L'ensemble 3 cages inclut : 1 embase mobile sur roulettes dont 2 à frein - 1 cage à 2 portes (en bas) L 1219 x h 762 x p 718 mm avec 1 séparateur - 2 cages (en haut) L 610 x h 610 x p 718 mm.

Délai de livraison pouvant aller jusqu'à 12 semaines.

| DÉSIGNATION                                           | RÉFÉRENCE | € HT     |
|-------------------------------------------------------|-----------|----------|
| <b>1 PORTE LARGEUR X HAUTEUR X PROFONDEUR - EN MM</b> |           |          |
| 457 x 457 x 457                                       | 804 19 90 | 709,90   |
| 457 x 457 x 610                                       | 804 23 86 | 983,80   |
| 457 x 457 x 718                                       | 837 91 92 | 851,51   |
| 457 x 610 x 457                                       | 804 20 09 | 800,79   |
| 457 x 610 x 610                                       | 804 24 00 | 1 012,24 |
| 457 x 610 x 718                                       | 837 92 00 | 894,48   |
| 610 x 457 x 457                                       | 804 20 15 | 800,79   |
| 610 x 457 x 610                                       | 804 24 17 | 1 440,58 |
| 610 x 457 x 718                                       | 837 92 17 | 894,48   |
| 610 x 610 x 457                                       | 804 20 21 | 824,79   |
| 610 x 610 x 610                                       | 804 24 23 | 1 092,22 |
| 610 x 610 x 718                                       | 837 92 23 | 943,72   |
| 610 x 762 x 610                                       | 804 24 46 | 1 174,36 |
| 610 x 762 x 718                                       | 837 92 46 | 988,67   |
| 762 x 610 x 610                                       | 804 24 52 | 1 174,36 |
| 762 x 610 x 718                                       | 837 92 52 | 1 027,34 |
| 762 x 762 x 718                                       | 837 92 69 | 1 154,51 |
| 762 x 914 x 718                                       | 837 92 75 | 1 308,35 |
| 914 x 610 x 718                                       | 837 92 81 | 1 292,23 |
| 914 x 762 x 610                                       | 804 24 69 | 1 429,66 |
| 914 x 762 x 718                                       | 837 92 98 | 1 316,09 |
| 914 x 914 x 718                                       | 837 93 06 | 1 401,24 |
| 1066 x 914 x 718                                      | 107 84 60 | 1 033,96 |
| 1219 x 762 x 718                                      | 837 93 12 | 1 178,06 |
| 1219 x 914 x 718                                      | 837 93 35 | 1 258,44 |
| <b>2 PORTES</b>                                       |           |          |
| 1219 x 762 x 610                                      | 804 24 75 | 2 167,52 |
| 1219 x 762 x 718                                      | 837 93 29 | 1 626,88 |
| 1219 x 914 x 718                                      | 837 93 41 | 1 709,70 |
| 1524 x 914 x 718                                      | 837 93 58 | 2 586,80 |
| 1829 x 914 x 718                                      | 837 93 64 | 2 856,78 |
| <b>ENSEMBLE DE CAGES</b>                              |           |          |
| Ensemble 3 cages inox                                 | 805 04 40 | 3 546,84 |



## CAGE CAT-CONDO SHOR LINE

**Cage idéale pour les chats avec porte en polycarbonate.**

La porte transparente combine la pureté optique et une grande résistance aux chocs. Matière synthétique pratiquement incassable : 250 fois plus solide qu'un verre de la même épaisseur.

Loquets à fermeture silencieuse pour réduire le stress. Charnières solides en polymère thermoplastique renforcé de fibre de verre moulé par injection.

Cage à structures sandwich rigides en mousse réticulée à cellules fermées pour un maximum d'étanchéité. Très fines, elles sont rigides et résistantes aux chocs et rigides. Excellentes propriétés chimiques et physiques : légères, durables, imputrescibles, étanches, non abrasives, non corrosives, non toxiques (sans CFC).

L'ensemble de 2 cages est monté sur un châssis à roulettes et intègre un placard à 2 portes.

Délai de livraison : 12 semaines minimum.

| DÉSIGNATION                             | RÉFÉRENCE | € HT     |
|-----------------------------------------|-----------|----------|
| S - I 609 x h 762 x p 698 mm            | 109 39 60 | 1 185,56 |
| M - I 762 x h 762 x p 698 mm            | 109 09 60 | 1 216,97 |
| L - I 1066 x h 762 x p 698 mm           | 109 39 70 | 1 313,08 |
| <b>Options</b>                          |           |          |
| Châssis mobile 762 mm                   | 109 93 20 | 486,58   |
| Placard 1 porte - S - I 609 mm          | 111 36 10 | 854,00   |
| Placard 1 porte - M - I 762 mm          | 111 36 20 | 1 135,27 |
| Placard 2 portes - L - I 1066 mm        | 111 36 30 | 1 340,53 |
| Tiroir - Pour cage M - 762 x 410 mm     | 110 85 90 | 1 226,49 |
| Tiroir double pour cage L 1066 x 410 mm | 110 86 00 | 1 538,20 |

## PORTE RUN SHOR-LINE - ENTIÈREMENT GRILLAGÉE

**Porte entièrement grillagée, sûre et robuste.**

- Cadre en inox 31.75 mm.

- Fil inox (d.6,35 mm) soudé à chaque intersection.

- Fermeture sécurisée et silencieuse. La barre de verrouillage permet d'ouvrir la cage avec l'avant-bras.

| DÉSIGNATION                    | RÉFÉRENCE | € HT     |
|--------------------------------|-----------|----------|
| I 762 x H 1981 mm - Réversible | 115 67 70 | 1 318,22 |
| I 914 x H 1981 mm              |           |          |
| Loquet à droite                | 112 47 10 | 1 353,50 |



Fabrique en  
FRANCE

## CAGE D'HOSPITALISATION VETINOX

**Cage en inox équipée de bac de récupération amovible et de caillebotis souples plastique.**

Angles arrondis pour faciliter le nettoyage.

Ouverture de porte réversible. Fond de cage incliné vers l'avant pour un meilleur écoulement. Les cages sont modulables et s'assemblent sans vis par emboîtement.

| DÉSIGNATION                                                                                                                                  | RÉFÉRENCE | € HT     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Ensemble 3 cages 100 cm : 1 cage double porte L 101 x h 99 x p 69 cm, 2 cages L 50,5 x h 54,5 x p 59 cm, 1 châssis à roulettes               | 829 50 35 | 3 281,42 |
| Ensemble 3 cages 140 cm : 1 cage double porte L 140,5 x h 83 x p 69 cm, 1 séparateur, 2 cages L 70,2 x h 74 x p 69 cm, 1 châssis à roulettes | 818 13 20 | 3 993,80 |
| Ensemble 3 cages 140 cm + porte O2 - composition identique à 8181320, mais une porte verre sur une cage 70,2 cm                              | 827 96 16 | 3 988,60 |
| <b>ÉLÉMENTS SÉPARÉS - DIMENSIONS EXTÉRIEURES LONGUEUR X HAUTEUR X PROFONDEUR</b>                                                             |           |          |
| 468 x 508 x 510 mm - Type A                                                                                                                  | 838 27 39 | 586,19   |
| 702 x 740 x 690 mm - Type B                                                                                                                  | 838 27 45 | 830,77   |
| 1405 x 830 x 690 mm - Type C                                                                                                                 | 838 27 51 | 1 701,65 |
| 505 x 545 x 590 mm - Type D                                                                                                                  | 838 27 16 | 610,61   |
| 1010 x 990 x 690 mm - Type E                                                                                                                 | 838 27 22 | 1 713,29 |
| Châssis mobile cage Type C                                                                                                                   | 843 12 25 | 270,50   |
| Châssis mobile cage Type E                                                                                                                   | 829 97 31 | 249,84   |
| Séparateur cage type C                                                                                                                       | 841 72 31 | 145,58   |
| Perchoir chat                                                                                                                                | 836 58 18 | 130,93   |
| Porte-étiquette                                                                                                                              | 114 33 30 | 22,38    |







## PORTE RUN SHOR-LINE - PARTIELLEMENT VITRÉE

Porte mi-grillagée et mi-vitrée, sûre et robuste.

- Cadre en inox 31.75 mm.
- Fil inox (d.6,35 mm) soudé à chaque intersection.
- Fermeture sécurisée et silencieuse. La barre de verrouillage permet d'ouvrir la cage avec l'avant-bras.

| DÉSIGNATION                          | RÉFÉRENCE | € HT     |
|--------------------------------------|-----------|----------|
| L 914 x H 1981 mm<br>Loquet à gauche | 113 90 40 | 1 452,69 |
| L 914 x H 1981 mm<br>Loquet à droite | 111 32 30 | 1 452,69 |

## CAGE PLIANTE DOG RESIDENCE

Cage de transport métallique, pouvant servir de cage d'appoint en cas de chenil encombré.

Deux portes d'accès : devant et au-dessus pour la cage 61 cm - devant et côté pour les cages 76, 91, 107 cm. Pieds support en caoutchouc. Poignées pour soulever la cage. Plateau en plastique facilement nettoyable.

| DÉSIGNATION                                     | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------------------------|-----------|--------|
| <b>CANICHE, BORDER COLLIE, SCOTTISH TERRIER</b> |           |        |
| P 76 x L 53 x H 61 cm - 2 poignées              | 833 30 08 | 79,33  |
| <b>BULLDOG, DALMATIEN, BULL TERRIER</b>         |           |        |
| P 91 x L 61 x H 71 cm - 2 poignées              | 833 30 14 | 103,31 |
| <b>LABRADOR, BOXER, SETTER</b>                  |           |        |
| P 107 x L 71 x H 81 cm - 4 poignées             | 833 30 20 | 139,87 |
| <b>DOBERMAN, TERRE-NEUVE, ROTTWEILER</b>        |           |        |
| P 118 x L 76 x H 82 cm - 4 poignées             | 836 23 17 | 168,86 |
| <b>CAGES POUR VÉHICULE (PAN INCLINÉ)</b>        |           |        |
| P 91 x L 61 x H 71 cm                           | 834 27 28 | 106,94 |
| <b>MATELAS</b>                                  |           |        |
| 76 cm                                           | 833 30 43 | 26,69  |
| 91 cm                                           | 833 30 66 | 35,06  |
| 107 cm                                          | 833 30 72 | 42,79  |
| 118 cm                                          | 833 67 16 | 52,27  |
| <b>BAC DE RECHANGE</b>                          |           |        |
| 76 cm                                           | 833 64 32 | 16,20  |
| 91 cm                                           | 833 64 49 | 20,85  |
| 107 cm                                          | 833 64 55 | 27,79  |
| <b>ROULETTES</b>                                |           |        |
| Jeu de 4                                        | 833 31 32 | 39,08  |
| <b>BIBERON</b>                                  |           |        |
| 1 l                                             | 833 31 84 | 6,91   |



## PORTE RUN SHOR-LINE - ENTièrement VITRÉE

Porte de chenil entièrement vitrée.

Cadre en inox 31,75 mm avec fermeture sécurisée et silencieuse. La barre de verrouillage permet d'ouvrir la cage avec l'avant-bras.

| DÉSIGNATION                          | RÉFÉRENCE | € HT     |
|--------------------------------------|-----------|----------|
| L 762 x H 1981 mm - Loquet à droite  | 112 47 20 | 1 182,66 |
| L 914 x H 1981 mm - Loquet à droite  | 115 67 90 | 1 214,19 |
| L 914 x H 1981 mm<br>Loquet à gauche | 115 68 00 | 1 214,19 |



## PORTE À OXYGÈNE SHOR-LINE (TYPE III)

Transformez votre cage d'hospitalisation Shor-Line\* en cage d'oxygénothérapie, en retirant simplement votre porte de chenil en acier inoxydable et en la remplaçant par une porte spéciale administration d'oxygène.

- Porte en plexiglas transparent de 9 mm d'épaisseur.
- Joint en mousse souple à cellules fermées, amovible et autoclavable autour de la porte pour maintenir les niveaux d'oxygène dans la cage.
- Évents rotatifs supérieurs et inférieurs à ouverture réglable, permettent d'ajuster le flux d'air et de limiter la condensation générée par la respiration, le réchauffement du patient et l'oxygène humidifié.
- Humification de l'oxygène assurée par un humidificateur.

La température des solutions en aérosol peut être augmentée ou diminuée en ajoutant de la glace ou de l'eau chauffée à la chambre amovible, fixée à la porte. Un affichage numérique surveille la température / humidité sans avoir à ouvrir la porte d'oxygène. Livrée avec flacon humidificateur, chambre de nébulisation, thermomètre/hygromètre et 2 évents réglables. En option : compteur d'oxygène.

Garantie 1 an.

(\*) Valable pour les cages Shor Line inox de 3<sup>e</sup> génération (type III).

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT     |
|---------------------|-----------|----------|
| 610 x 610 mm        | 111 14 30 | 947,64   |
| 610 x 762 mm        | 111 14 50 | 965,16   |
| 610 x 914 mm        | 111 14 60 | 984,52   |
| 762 x 762 mm        | 111 14 80 | 1 010,21 |
| 762 x 914 mm        | 111 14 90 | 1 038,10 |
| 914 x 610 mm        | 111 15 10 | 980,51   |
| 914 x 762 mm        | 111 15 20 | 1 038,96 |
| 914 x 914 mm        | 111 15 40 | 1 092,91 |
| Kit masque et tuyau | 110 29 00 | 186,29   |

embout 107 05 20

adaptateur 107 05 10



## AÉROSOL POUR PORTE O<sub>2</sub>

| DÉSIGNATION                         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------------|-----------|-------|
| Humidificateur - Livré sans raccord | 838 24 32 | 33,98 |
| <b>PIÈCE DE RECHANGE</b>            |           |       |
| Réservoir                           | 111 16 00 | 59,76 |



## THERMOMÈTRE - HYGROMÈTRE SHOR-LINE

Hygromètre et thermomètre pour porte à oxygène Shor-Line.

Affichage numérique de la température (centigrade ou Fahrenheit) et de l'humidité. Équipement standard sur toutes les portes à oxygène, mais peut également être acheté séparément.

Fonction de mémoire maximale et minimale.

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------|-----------|-------|
| Thermomètre hygromètre | 111 16 10 | 93,69 |



## THERMOMÈTRE HYGROMÈTRE

Thermomètre : - 6°C / 60°C.

Hygromètre : 0 à 100%.

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------|-----------|-------|
| Thermomètre hygromètre | 833 41 37 | 21,64 |



## BOUILLOTTE SNUGGLE SAFE

Disque chauffant spécial four micro-ondes.

Pour chiens, chats et NAC. Assure une température de 52°C pendant 5 heures.

Attention : ne pas l'utiliser en contact direct avec l'animal. Livrée avec sa housse amovible.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Bouillotte  | 807 12 35 | 38,05 |

## MATELAS CHAUFFANT CARBON TECH

Carbon Tech intègre un tissu carbone haute densité spécialement conçu pour diffuser la chaleur de façon homogène.

Sa structure souple épouse parfaitement la forme de l'animal et lui apporte ainsi un maximum de confort.

Une fois branché, Carbon Tech atteint sa température de régulation en moins de 5 min. Extra plat, le tissu Carbon Tech ne stocke pas de chaleur, évitant ainsi tout risque de brûlure.

Son revêtement est conçu pour résister aux griffures et aux morsures et garantit une parfaite étanchéité.

Alimentation : 220 V / 24 V.

Garantie 5 ans contre les griffures et morsures.



| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------|-----------|--------|
| 52 x 62 cm - 25 W  | 108 54 50 | 598,47 |
| 52 x 112 cm - 50 W | 108 54 60 | 726,78 |

## TAPIS CHAUFFANT

Tapis chauffant électrique en plastique flexible, étanche et résistant à l'utilisation de désinfectants. Température réglable de 35°C et 45°C pendant 1 à 9 heures. Une minuterie éteint le tapis une fois la durée choisie écoulée. Alimentation 12V / 3A / 36 W. Norme CE.

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------|-----------|--------|
| Tapis chauffant 40 x 30 cm | 836 59 36 | 151,67 |



## COSYPAD

Tapis maillé à partir d'une matière issue du milieu médical utilisée comme anti-escarre.

Le Cosypad® offre confort, hygiène et facilité d'entretien. Il remplit toutes les conditions pour le confort des animaux et un gain de temps pour les professionnels.

- Alternative de choix aux caillebotis, aux alèses et autres litières.
- Prévention des escarres.

- Hygiénique : les liquides sont évacués au travers du tapis laissant l'animal au sec.

- Très résistant, imputrescible et isolant.

Lavable en machine à laver à 40°C avec une pastille d'eau de Javel ou au jet avec désinfection par trempage dans une solution appropriée. Séchage rapide.

Utilisations : dans les cages d'hospitalisation, sur les tables de consultation, au bloc opératoire, pendant la phase de réveil post-opératoire, pour le détartrage, dans les chenils...



| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------|-----------|-------|
| T1 - 33 x 50 cm  | 104 55 30 | 46,50 |
| T2 - 39 x 71 cm  | 104 55 40 | 57,86 |
| T3 - 55 x 71 cm  | 104 55 50 | 65,12 |
| T4 - 60 x 115 cm | 104 55 60 | 87,21 |



## TAPIS VETBED

Tapis de protection pour intérieur de cages.  
Permet de maintenir la température corporelle.  
Lavable en machine et autoclavable.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| <b>GRIS</b> |           |       |
| 75 x 50 cm  | 116 94 20 | 15,18 |
| 100 x 75 cm | 116 94 30 | 20,59 |
| 150 x 75 cm | 116 94 40 | 30,05 |



## COUVERTURE DE SURVIE

Couverture de survie isothermique en polyester métallisé imperméable destinée à protéger un corps contre le froid, le chaud, la pluie, l'humidité ou le vent.

| DÉSIGNATION                       | RÉFÉRENCE | € HT |
|-----------------------------------|-----------|------|
| Couverture de survie 110 x 140 cm | 819 97 68 | 1,17 |



## BOL INOX SHOR-LINE

Bol avec support pour cage Shor-Line, robuste, facile à nettoyer, autoclavable.  
Résistance maximale aux bosses, à l'usure.  
Acier inoxydable poli qui facilite le nettoyage.  
Emboîtable pour le stockage.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------|-----------|-------|
| Bol 945 ml - Sans support | 115 68 50 | 7,64  |
| <b>OPTION</b>             |           |       |
| Support pour bol 945 ml   | 115 68 60 | 18,01 |



## PORTE-ÉTIQUETTE SHOR-LINE

Il permet d'identifier l'animal hospitalisé par son nom, son numéro.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------|-----------|-------|
| 7,6 x 12,7 cm  | 804 27 94 | 18,55 |
| 12,7 x 20,3 cm | 804 28 02 | 32,59 |



## CAILLEBOTIS PVC SHOR-LINE

Caillebotis métallique recouvert de PVC sans porosité ce qui évite que les bactéries ne s'y incrustent et facilite le nettoyage.

Élevés de 10 cm, ils permettent de nettoyer la niche en présence de l'animal. Il est impératif d'ôter les colliers pour éviter tout risque de strangulation.

Placer une alèse sous la tête d'un animal anesthésié afin que sa langue ne se coince pas dans les mailles.

Profondeur standard : 718 mm.

| DÉSIGNATION                      | RÉFÉRENCE | € HT     |
|----------------------------------|-----------|----------|
| Pour cage 457 mm                 | 804 26 47 | 195,32   |
| Pour cage 610 mm                 | 827 96 97 | 234,75   |
| Pour cage 762 mm                 | 804 26 82 | 281,89   |
| Pour cage 914 mm                 | 804 26 99 | 324,26   |
| Pour cage 1 porte - 1219 mm      | 804 27 07 | 451,63   |
| Pour cage double porte - 1219 mm | 804 27 13 | 539,80   |
| La paire                         |           |          |
| Pour cage double porte - 1524 mm | 804 27 36 | 695,32   |
| La paire                         |           |          |
| Pour cage double porte - 1829 mm | 804 27 42 | 1 182,60 |
| La paire                         |           |          |



## CAILLEBOTIS PVC

Caillebotis imputrescible, se lave facilement, se découpe au cutter à la dimension souhaitée.  
Latte supérieure rigide, latte inférieure souple reposant sur le sol par des plots carrés.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------|-----------|-------|
| Marron - H.1 m x long. 20 cm | 804 98 27 | 21,65 |
| Gris - H.70 cm x long. 20 cm | 823 92 61 | 14,44 |



## KAT KAVE SHOR-LINE

Support de repos pour les cages Cat Condos Shor-Line.

2 niveaux permettant aux chats, tout en étant en hauteur (355 mm), d'utiliser la partie supérieure concave (25,4 mm) pour s'y poser ou la partie inférieure, ouverte sur 1 côté comme un espace sécurisé pour s'y abriter, réduire leur stress et permettre le temps d'adaptation.  
En polyéthylène noir résistant et facile à nettoyer.

Léger (1,3 kg), empilable et facile à déplacer.  
Dimensions : largeur 527 x hauteur 355 x profondeur 374 mm.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| Kat Kave    | 109 93 30 | 112,18 |



## PERCHOIR SHOR-LINE

Le perchoir à chat permet de ménager un espace en hauteur, pour une hospitalisation plus confortable. Il est en inox, amovible et s'adapte aux cages de largeur 457,2 mm, 609,6 mm et 762 mm.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------|-----------|--------|
| Perchoir inox | 804 27 88 | 431,04 |



## CHÂSSIS ET SÉPARATEUR SHOR-LINE

Inox

| DÉSIGNATION                             | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------------------|-----------|--------|
| <b>CHÂSSIS FIXE - HAUTEUR : 23,5 CM</b> |           |        |
| 457 x 718 mm                            | 804 29 08 | 389,69 |
| 610 x 718 mm                            | 804 29 20 | 400,92 |
| 762 x 718 mm                            | 804 29 43 | 415,28 |
| 914 x 718 mm                            | 804 29 72 | 442,53 |
| 1219 x 718 mm                           | 804 30 03 | 463,47 |
| 1524 x 718 mm                           | 804 30 32 | 515,57 |
| 1829 x 718 mm                           | 804 30 55 | 680,83 |
| <b>CHÂSSIS MOBILE</b>                   |           |        |
| 457 x 610 mm                            | 111 15 80 | 219,92 |
| 457 x 718 mm                            | 804 28 83 | 440,16 |
| 610 x 610 mm                            | 111 15 90 | 228,71 |
| 610 x 718 mm                            | 804 29 14 | 400,92 |
| 762 x 718 mm                            | 804 29 37 | 415,28 |
| 914 x 718 mm                            | 804 29 66 | 442,53 |
| 1219 x 718 mm                           | 804 29 95 | 463,47 |
| 1524 x 718 mm                           | 804 30 26 | 515,57 |
| 1829 x 718 mm                           | 804 30 49 | 680,83 |
| <b>SÉPARATEUR ABS</b>                   |           |        |
| 762 x 718 mm                            | 106 54 20 | 195,59 |
| 914 x 718 mm                            | 106 54 30 | 226,33 |



## SUPPORT POMPE À PERFUSION SHOR-LINE

**Support stable pour pompe à perfusion.**  
Montage facile sur n'importe quelle porte de chenil Shor-Line. Tige porte sérum pour 2 poches. Le poids de la pompe et un fermoir rotatif verrouillent le support sur les barres de la porte.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------|-----------|--------|
| Support pompe à perfusion | 104 88 40 | 255,82 |



## PORTE-FLACON SHOR-LINE

**Réglable en hauteur, en inox.** Se fixe aisément sur la porte de la cage, et peut être déplacé d'une cage à l'autre.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| 49 cm       | 804 30 61 | 119,65 |
| 90 cm       | 804 30 78 | 144,00 |

## PORTE-SÉRUM POUR PORTE VERRE VETINOX

**Porte-flacon et porte pompe à perfusion pour cage avec porte en verre Vetinox.**  
2 crochets inox.

| DÉSIGNATION                        | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------------|-----------|--------|
| Tige porte-flacon pour porte verre | 116 45 50 | 109,97 |

## PORTE-FICHE SHOR-LINE

**Permet d'avoir le dossier médical hospitalisé du patient à portée de main.**  
Se fixe sur la porte. Inox.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 14 x 19 cm  | 804 28 19 | 35,65 |
| 23 x 30 cm  | 804 28 25 | 43,35 |



## PORTE-FICHE ET MÉDICAMENTS SHOR-LINE

**Porte fiche/médicaments en plastique transparent fixation ventouse pour porte en plexiglass et surfaces planes.**

En polycarbonate durable, résistant aux fissures et aux éclats, les dossiers et les médicaments seront maintenus solidement attachés à vos portes en plexi transparent.

Les ventouses en plastique fixent le support à des surfaces planes et une pince clip permet de maintenir une étiquette ou un document.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 14 x 27 cm  | 111 33 20 | 53,86 |
| 23 x 38 cm  | 111 33 10 | 65,12 |



## PORTE-FICHE À CLIP SHOR-LINE

**Porte fiche / médicament en plastique transparent fixation clips pour porte à barreaux.**

En polycarbonate durable, résistant aux fissures et aux éclats, les dossiers et les médicaments seront maintenus solidement attachés aux barreaux de cage.

Fixation par clips sécurisés : la méthode Twist and Turn permet de fixer facilement les supports aux barreaux horizontaux de la porte de cage.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 14 x 27 cm  | 827 54 17 | 48,52 |
| 23 x 38 cm  | 827 54 23 | 57,13 |

## À savoir

Les rideaux peuvent être nettoyés et désinfectés avec le Quinticare Plus (8337265).



## RIDEAU CAGE SHOR-LINE

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------|-----------|-------|
| 610 x 610 mm | 821 05 18 | 46,44 |
| 610 x 762 mm | 821 05 24 | 65,96 |
| 762 x 762 mm | 821 05 30 | 68,39 |
| 914 x 762 mm | 821 05 47 | 75,73 |



## GRILLE CONTENTION SHOR-LINE

Permet de traiter facilement et en toute sécurité les patients moins coopératifs. Se glisse simplement à l'arrière de la cage. Le système Push / Pull permet de dissimuler ou d'étendre les poignées en acier inoxydable à l'extérieur, à l'avant de la porte de la cage. Le mécanisme de compression est fabriqué dans le même style que les portes de cage standard.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------|-----------|--------|
| l.610 x h.457 mm | 111 33 30 | 705,03 |
| l.610 x h.610 mm | 111 33 40 | 825,47 |
| l.610 x h.762 mm | 111 33 60 | 844,87 |
| l.762 x h.762 mm | 111 33 70 | 911,86 |

## BAC À LITIÈRE SHOR-LINE

En inox, facile à nettoyer et autoclavable.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 32 x 26 cm  | 804 31 21 | 57,41 |



## KAT PORTAL - SHOR-LINE

Kat Portal permet de relier deux cages Cat Condo à l'horizontale ou une cage avec un espace litière. Dispositif en PVC Ø 20,32 cm, épaisseur bordure 24,13 cm. Il peut être ouvert ou fermé, l'empreinte de patte sur le verrou ABS permet de sécuriser l'ouverture grâce à une goupille.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| Kat Portal  | 110 62 00 | 168,43 |



## GAMELLE PLASTIQUE

Système démontable pour chiens conçu pour toutes les cages en fil.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------|-----------|-------|
| Crock Jumbo - 850 ml  | 836 30 73 | 10,10 |
| Crock Large - 1200 ml | 836 30 96 | 11,37 |



## SUPPORT POMPE PERFUSION POUR CAGE VETINOX

| DÉSIGNATION                         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------------|-----------|-------|
| Support pompe à perfusion pour cage | 112 76 00 | 88,25 |



## CHENIL



## SUPPORT DE LAMPE IR SHOR-LINE

Support livré avec 2 crochets : un à 10 cm et un à 40 cm. Protecteur de lampe non compris.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------|-----------|--------|
| Support de lampe IR | 806 32 53 | 100,24 |
| Protecteur de lampe | 842 70 57 | 10,83  |



## TUBE UVA UVB

Tube Reptisun 5.0 Tropical, 5% d'UVB et 30% d'UVA.

Il est recommandé de laisser 30 cm entre la lampe et l'animal. Pour caméléons, tortues, amphibiens, serpents.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------|-----------|-------|
| 45,7 cm - 15 W | 824 31 33 | 37,97 |



## AMPOULE CHAUFFANTE REPTILE

Ampoule chauffante avec réflecteur interne breveté focalisant la lumière et la production de chaleur sur un faisceau restreint.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------|-----------|-------|
| Ampoule 40 W  | 833 40 31 | 11,94 |
| Ampoule 60 W  | 833 40 48 | 11,94 |
| Ampoule 100 W | 833 40 54 | 11,37 |

### FOCUS SUR...

## // BIMOD VET® - CARDIAGS

Dispositif médical intelligent, mobile, connecté et sans fil pour la détection précoce et le suivi de pathologies cardiaques du chien. Solution brevetée.

Simplifie la détection, le suivi d'anomalies cardiaques et le partage d'informations avec des experts en cardiologie.

2 capteurs solidaires à positionner en regard de la zone du Cœur pour recueillir 2 signaux essentiels de la cardiologie ECG et PCG (phono cardiogramme, enregistrement des bruits cardiaques), en gardant leur synchronicité naturelle.

- Rapide : pas d'électrodes à poser, pas de tonte du chien, les signaux sont captés et interprétables en 60 secondes.
- Le tracé est visualisable sur un PC via une application à télécharger sur le site de CardiaGs (<https://cardiaGs.com/inscription/#veto>).
- Ergonomie : sans fil, 1 seule personne pour tenir l'animal, 1 seul bouton pour l'acquisition des signaux, 1 seul bouton pour le partage des données.
- Précision : signaux de 2 capteurs combinés. Dérivation par défaut : D2, autres dérivation en modifiant l'orientation.
- Filtrés intégrés dans l'électronique et le software pour éliminer les bruits secondaires à l'activité musculaire autre que cardiaque et aux interférences des appareils électriques.
- Auscultation cardiaque et pulmonaire et écoute sélective grâce à la fonction stéthoscope électronique.
- Analyse auditive, visuelle et automatique.
- Aide à la décision : algorithmes combinatoires inédits, facilitent l'interprétation.
- Performant : détection précoce d'un large spectre d'anomalies cardiaques.
- Suivi des paramètres ECG et PCG, Fréquence Cardiaque, Fréquence Respiratoire, régularité du rythme et analyse, Arythmie Sinusale Respiratoire, durée et analyse du QRS, suspicion de Fibrillation atriale, souffles systoliques ou diastoliques.
- Comparaison avec des enregistrements antécédents.
- Enregistrement des tracés. Partage de la totalité de l'examen : tracés + calculs + commentaires. Espace dédié pour la rédaction des observations et les échanges avec un expert. Document multimédia interactif à distance.
- Rapport et données, exportables en PDF ou imprimables sur du papier millimétré (par défaut en 25mm/s).
- Documentation disponible : mini guide d'installation, guide pour l'examen, manuel d'utilisation, vidéos d'installation, de l'utilisation, du partage, tutoriel de cas pratiques validés par des experts, une assistance téléphonique.

Dimensions : 145(L) x 90(W) x 90(H) mm,  
Poids : 225 g.

Garantie : 2 ans pour le matériel, 1 an pour le logiciel.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT     |
|----------------|-----------|----------|
| CardiaGs Bimod | 113 52 60 | 2 273,67 |



## ECG TÉLÉMÉTRIE BENEVISION TM80 VET

BeneVision TM80 Vet, moniteur patient de télémétrie intelligent, qui fournit des mesures précises et ininterrompues de l'ECG, de la respiration et de la SpO<sub>2</sub> en temps réel. Compact, puissant, et facile à utiliser.

Conçu pour répondre aux besoins cliniques en matière de télémétrie dans un environnement hospitalier à l'aide du logiciel de surveillance patient en réseau BeneVision™ CMS VET (option).

Technologie Mindray MWAN, sans fil afin de réduire au minimum les interruptions de connexion et de garantir que les patients sont constamment surveillés.

Le TM80 Vet peut fonctionner sans le CMS comme un moniteur patient pour un suivi post chirurgical.

- ECG à 3 dérivation.
- Calcul de synchronisation multi-dérivation.
- 25 types d'arythmie.
- Modèle ST/ST.
- QT/QTc en temps réel.
- Respiration : algorithme d'impédance.
- SpO<sub>2</sub> : plug & play, indice de perfusion.
- Poids (avec une batterie, sans module SpO<sub>2</sub>, fils de connexion ECG ni accessoires) : 229 g.
- Livré avec les accessoires ECG et SpO<sub>2</sub> sur le modèle spécial, 1 batterie rechargeable au lithium-ion. Chargeur vendu séparément.
- Garantie 2 ans.

| DÉSIGNATION                      | RÉFÉRENCE | € HT     |
|----------------------------------|-----------|----------|
| TM80 Vet - Sans SpO <sub>2</sub> | 114 01 10 | 2 596,86 |
| TM80 Vet - Avec SpO <sub>2</sub> | 114 01 20 | 3 428,89 |

| OPTION               |           |                |
|----------------------|-----------|----------------|
| CMS Vet              | 115 66 50 | nous consulter |
| Chargeur de batterie | 114 01 30 | 1 223,17       |

| HARNAIS               |           |        |
|-----------------------|-----------|--------|
| Taille L - 15 à 40 kg | 117 13 20 | 125,03 |

| ACCESSOIRES                            |           |       |
|----------------------------------------|-----------|-------|
| Électrode pour petits animaux - Par 10 | 114 01 60 | 11,95 |

| ÉLÉMENTS DE RECHANGE           |           |       |
|--------------------------------|-----------|-------|
| Câble ECG 3 dérivation - 91 cm | 114 01 80 | 50,13 |

| ÉLÉMENTS DE RECHANGE         |           |        |
|------------------------------|-----------|--------|
| Batterie rechargeable Li-ion | 114 03 10 | 150,39 |

## ECG BENEHEART R3 VET

Électrocardiographe BeneHeart R3 Vet, enregistreur 3 pistes de l'activité électrique du cœur pour le diagnostic ECG au repos.

Compact et puissant, sur batterie, le Beneheart R3 Vet est conçu pour une analyse vétérinaire fiable.

Affichage clair grâce à son écran couleur 5" haute résolution et des tracés en temps réel. Portabilité exceptionnelle avec un poids de seulement 1,2 kg (batterie comprise), il peut facilement être transporté.

Pratique, le papier d'impression peut aisément être déposé sur le panneau du dispositif pour faire des annotations.



Dimensions : 260 x 194 x 56 mm. Poids : 1,2 kg.  
Batterie lithium Li-ION rechargeable : autonomie 2 h en enregistrement continu ou 6 h de mesures sans enregistrement.  
Modes d'enregistrement : automatique, manuel, rythme.  
Livré avec le câble, 1 rouleau de papier, pinces ECG.  
Garantie 2 ans.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT     |
|------------------|-----------|----------|
| Beneheart R3 Vet | 114 40 80 | 1 118,00 |



## ECG TÉLÉMÉTRIE BENEVISION TMS30 VET

Système de surveillance par télémetrique, fournissant une surveillance en temps réel de l'ECG et de la SpO<sub>2</sub>.

Associé au système central de surveillance CMS, et couplé à un point d'accès numérique multifonctionnel (AP-4), les données peuvent être directement enregistrées dans le dossier des patients.

Idéal pour gagner du temps et coordonner les soins lors de surveillances continues de patients. Facile à porter et à utiliser Conception compacte et légère. Pochettes avec trois tailles pour s'adapter aux différentes morphologies animale.

Câbles dissimulés : les fils ne risquent ni d'être accrochés ni mâchouillés.

Points de fixation des électrodes pour un placement rapide et précis des dérivation ECG.

Conception d'électrodes combinées : aucun rasage nécessaire pour la surveillance ECG Écran couleur 1,54 pouce.

Affichage en temps réel Étanchéité IPX7.

Facile à nettoyer et à désinfecter.

Autonomie de 180 h.

Poids : 170 g.

Résistance aux chutes de 1,5 m.

Livré avec : avec accessoires ECG.

3 dérivation et SpO<sub>2</sub>.

Software en Anglais.

Chargeur vendu séparément.

Garantie : 2 ans.



| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT     | UV2 | € HT   |
|------------------------------|-----------|----------|-----|--------|
| TMS30 - Avec SpO2            | 117 12 60 | 1 755,35 |     |        |
| <b>HARNAIS</b>               |           |          |     |        |
| Taille S - 3 à 6 kg          | 117 13 00 | 90,56    | 2   | 85,48  |
| Taille M - 6 à 15 kg         | 117 13 10 | 105,02   | 2   | 99,73  |
| Taille L - 15 à 40 kg        | 117 13 20 | 125,03   | 2   | 118,73 |
| <b>ÉLÉMENT DE RECHANGE</b>   |           |          |     |        |
| Batterie rechargeable Li-ion | 117 12 90 | 150,03   |     |        |
| <b>OPTION</b>                |           |          |     |        |
| Chargeur de batterie         | 117 12 80 | 1 220,24 |     |        |



## PAPIER POUR ECG

Papier pour divers modèles d'ECG.

| DÉSIGNATION                              | RÉFÉRENCE | € HT |
|------------------------------------------|-----------|------|
| Papier ECG FX7202-FX8200<br>110 x 140 mm | 109 10 50 | 1,71 |
| Pour Beneheart R3 - 80 mm x 20 m         | 116 45 30 | 2,00 |



## GEL LUBRIFIANT K-Y

Gel lubrifiant K-Y stérile, non gras, transparent, soluble dans l'eau et non irritant.

Il est sans parfum, sans alcool et hypoallergénique. S'utilise aussi bien pour l'introduction de thermomètre que pour faciliter contact des électrodes ECG.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT |
|----------------|-----------|------|
| Gel K-Y - 82 g | 838 86 24 | 8,31 |



## STÉTHOSCOPE PULSE

Stéthoscope pour auscultation cardiaque et vasculaire.

Pavillon Ø 40 mm - Lyre longueur 55 cm.

Garantie 3 ans.

| DÉSIGNATION                       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------------|-----------|-------|
| Stéthoscope pulse simple pavillon | 819 37 54 | 33,79 |



## STÉTHOSCOPE GAMMA PULSE HEINE

Stéthoscope à pavillon plat massif en acier chromé pour une excellente restitution du son.

Membrane de qualité Ø 44 mm - Tubulure monocanal : 56 cm.

Garantie 5 ans.

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------|-----------|-------|
| Stéthoscope Gamma pulse | 825 68 97 | 53,53 |

### PIÈCES DE RECHANGE

|                                                   |           |      |
|---------------------------------------------------|-----------|------|
| Embouts auriculaires rigides<br>4,5 mm - La paire | 111 35 30 | 2,76 |
| Embouts auriculaires souples<br>La paire          | 102 09 20 | 9,69 |



## STÉTHOSCOPE LITTMANN LIGHTWEIGHT II

Le stéthoscope Littmann® Lightweight II est doté d'une membrane double fréquence et d'un double pavillon et ses performances acoustiques sont claires et fiables.

Poids : 118 g.

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------|-----------|-------|
| Littmann Lightweight II | 108 78 30 | 74,92 |

### PIÈCE DE RECHANGE

|                                                     |           |       |
|-----------------------------------------------------|-----------|-------|
| Kit avec embouts auriculaires,<br>membrane et bague | 108 78 40 | 30,81 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-------|

## DIAGNOSTIC - IDENTIFICATION

### STÉTHOSCOPE GAMMA ACOUSTIC HEINE

Pavillon combiné avec deux plages de fréquences différentes.

Membrane de qualité d'un côté pour d'excellentes performances acoustiques et une transmission optimale des sons et une cloche avec ouverture conique sur la chambre acoustique de l'autre. Garantie 5 ans.

| DÉSIGNATION                                                             | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Stéthoscope Gamma Acoustic Membrane 44 mm - Cloche 30 mm                | 825 68 80 | 69,71 |
| Stéthoscope Gamma Acoustic petits animaux - Membrane 31 mm Cloche 30 mm | 825 68 74 | 69,71 |
| <b>PIÈCES DE RECHANGE</b>                                               |           |       |
| Bague inférieure petits animaux                                         | 108 74 80 | 14,88 |
| Embouts auriculaires souples La paire                                   | 102 09 20 | 9,69  |
| Embouts auriculaires rigides 4,5 mm - La paire                          | 111 35 30 | 2,76  |



### STÉTHOSCOPE GRANDS ANIMAUX

Longueur du tube : 60 cm.  
Diamètre du pavillon : 65 mm.

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------|-----------|-------|
| Stéthoscope grands animaux | 836 40 26 | 95,93 |
| Embout auriculaire - Par 2 | 819 43 86 | 5,97  |



### STÉTHOSCOPE CARDIOPRESTIGE II SPENGLER

Stéthoscope Cardioprestige II double pavillon, la quintessence des nouvelles performances acoustiques.

Instrument d'exception pour les professionnels les plus pointus : pavillon haute-fidélité en acier inox, membrane flottante et large tubulure.

Un point rouge tout simple indique de façon immédiate et très lisible le côté actif du pavillon, adulte ou pédiatrique. Parfaitement isolé contre



les bruits parasites grâce à sa tubulure oversize et sa longueur réduite.

Embouts auriculaires en nano silicone.

Poids : 168 g. Diamètre des pavillons : 47,3 et 37,5 mm. Longueur totale : 71 cm.

Fourni avec 2 paires d'embouts auriculaires.

Garantie 7 ans : récepteur et lyre.

Garantie 1 an : embouts auriculaires, membrane et bague antifroid.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------|-----------|--------|
| Cardioprestige II | 115 49 60 | 147,19 |

### STÉTHOSCOPE TYPE RAPPAPORT

Stéthoscope de diagnostic complet. Double pavillon Ø 36 / 45 mm, double tubulure 50 cm, livré avec accessoires et étui.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Stéthoscope | 803 19 51 | 11,67 |



### STÉTHOSCOPE LITTMANN

Forme, taille et acoustique particulièrement perfectionnées pour l'auscultation des animaux. Tubulure 71 cm à simple conduit. Membrane suspendue.

Garantie 3 ans.

| DÉSIGNATION                                         | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------------------------------|-----------|--------|
| <b>GRANDS ANIMAUX</b>                               |           |        |
| Classic III - Diamètre 43/33 mm Noir - Tube : 69 cm | 106 95 70 | 141,87 |
| <b>PETITS ANIMAUX</b>                               |           |        |
| Classic II - Diamètre 26/36 mm Framboise            | 824 59 36 | 132,72 |
| Diamètre 36 mm - Noir Double pavillon               | 803 19 39 | 132,72 |
| <b>NAC</b>                                          |           |        |
| Stéthoscope Littman NAC Classic II - Pavillon 19/30 | 843 03 55 | 132,72 |
| <b>ACCESSOIRES</b>                                  |           |        |
| Embout auriculaire - Gris Par 2 paires              | 108 42 60 | 21,96  |
| Kit Classic II Pédi 36 mm : 1 membrane + 2 bagues   | 106 36 10 | 24,92  |
| Kit Master Noir 47 mm : 1 membrane + 2 bagues       | 106 05 80 | 40,50  |
| Kit Master Gris 47 mm : 1 membrane + 2 bagues       | 106 05 90 | 40,50  |
| Classic III Noir : 1 membrane + 2 bagues            | 115 74 70 | 30,41  |



### STÉTHOSCOPE LITTMANN CLASSIC II POUR NAC

Forme, taille, acoustique particulièrement perfectionnées pour l'auscultation des NAC. Tubulure simple conduit 71 cm.

Double pavillon en acier inoxydable.

Petit pavillon : 19 mm. Grand pavillon : 30 mm.

Membrane classique silicone. Poids : 95 g.

Garantie 3 ans.

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------|-----------|--------|
| Stéthoscope Littman NAC | 843 03 55 | 132,72 |

## PRESSION ARTÉRIELLE



## TENSIOMÈTRE VET HDO

Tensiomètre électronique pour chiens, chats. Méthode oscillométrique. Matériel validé par l'ACVIM (American College of Veterinary Internal Medicine) et l'ISFM (International Society of Feline Medicine).

Excellente corrélation avec la mesure de la pression invasive. Surveillance d'anesthésie et monitoring cardio-vasculaire possibles. Paramètres mesurés : fréquence cardiaque, pression artérielle systolique, diastolique et moyenne.

La visualisation de la courbe d'oscillométrie offre en plus, des indications précieuses sur le rythme cardiaque et l'élasticité artérielle.

- Utilisation intuitive.
- Détection automatique des brassards.
- Mesure rapide (8 - 15 sec chez le chat).
- Visualisation des mesures en temps réel sur PC (option).
- Détection et élimination des artefacts de mouvements.

Alimentation secteur 220 V - 6 V ou 4 piles AAA 1,5 V (non fournies) ou prise micro USB.

Livré avec 3 brassards (chat, petit chien, grand chien) et logiciel d'analyse (MDSWIN pour Windows).

Garantie 2 ans.

| DÉSIGNATION                        | RÉFÉRENCE | € HT     |
|------------------------------------|-----------|----------|
| <b>BLUETOOTH</b>                   |           |          |
| Vet HDO Bluetooth, sans adaptateur | 102 45 30 | 1 997,50 |
| <b>VERSION USB</b>                 |           |          |
| Vet HDO                            | 102 36 40 | 1 827,50 |
| Vet HDO avec tablette et clavier   | 102 45 50 | 2 280,00 |
| <b>BRASSARDS</b>                   |           |          |
| Chat - Moins de 8 kg               | 102 36 60 | 60,71    |
| Petit chien - 8 à 15 kg            | 102 36 80 | 60,71    |
| Grand chien - Plus de 15 kg        | 102 36 90 | 60,71    |



## DOPPLER VET BP

Monitoring grâce au doppler sonore pendant l'anesthésie ou la réanimation des animaux de compagnie.

Haute sensibilité pour un signal clair avec réglable du niveau sonore.

Fonctionne sur batterie avec témoin de charge.

Fréquence ultrason : 8 Mhz.

Dimensions : 175 x 80 x 25 mm.

Poids avec batteries : 300 g.

Livré avec 4 brassards (4-8, 6-11, 7-13, 8-15 cm), un sphygmomanomètre, 1 casque audio et un tube de gel. Sonde différente selon modèle.

Garantie 1 an.

Sonde œsophagienne : monitoring.

Sonde de pression artérielle : mesure de la pression artérielle.

Sonde stylo : doppler pour les NAC.

| DÉSIGNATION                                                 | RÉFÉRENCE | € HT     |
|-------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Avec sonde œsophagienne                                     | 828 90 81 | 1 847,39 |
| Avec sonde de pression artérielle                           | 104 00 80 | 1 324,60 |
| Avec sondes œsophagiennes et pression artérielle            | 828 90 98 | 2 350,03 |
| Avec sondes œsophagiennes, pression artérielle et stylo NAC | 828 91 06 | 2 852,67 |
| <b>PIÈCES DE RECHANGE</b>                                   |           |          |
| Brassard n°2 - 4 à 8 cm                                     | 822 47 91 | 37,10    |
| Brassard n°3 - 6 à 11 cm                                    | 102 34 30 | 37,10    |
| Brassard n°4 - 7 à 13 cm                                    | 106 21 40 | 37,10    |
| Brassard n°5 - 8 à 15 cm                                    | 102 34 50 | 37,10    |



## TENSIOMÈTRE PETMAP G3

PetMAP, spécialement conçu pour l'usage vétérinaire, permet la mesure de la pression artérielle sur chats et chiens de toutes tailles en diagnostic et en monitoring.

- Technologie PPO (Optimisation brevetée PetMAP), qui permet de sélectionner l'espèce (chat, chien) et l'endroit de mesure (patte avant, queue, patte arrière) améliorant la corrélation à la pression artérielle invasive.
- Mesures : pression artérielle systolique et diastolique, pression artérielle moyenne (MAP), Fréquence Cardiaque.
- Écran tactile pour une utilisation rapide et facile.

- Affichage en temps réel de « l'enveloppe » oscillométrique NSV (Valeur de Session Nominale) : calcul beaucoup plus précis qu'une simple moyenne. La NSV est la valeur la plus représentative de la pression artérielle pendant une session de multiples mesures.

- Affichage des moyennes expurgées des extrêmes sous forme de tableau.

- Possibilité d'insérer une carte mémoire SD pour la sauvegarde des mesures.

Dimensions : 15 x 8 x 3 cm - Poids : 460 g (piles comprises).

Piles : Graphic II = 4 piles AA / Graphic 3 = 4 piles AA rechargeables sur secteur.

Brassards inclus : 2 - 2,5 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5,5 cm.

Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION                              | RÉFÉRENCE | € HT     |
|------------------------------------------|-----------|----------|
| PetMAP G3 - Avec suivi de la température | 111 00 70 | 2 735,83 |
| PetMAP Graphic II                        | 827 90 94 | 2 464,49 |
| <b>BRASSARDS</b>                         |           |          |
| 2 cm                                     | 821 71 24 | 60,14    |
| 2,5 cm                                   | 821 71 53 | 60,14    |
| 3 cm                                     | 821 71 76 | 60,14    |
| 3,5 cm                                   | 821 71 82 | 60,14    |
| 4 cm                                     | 821 71 99 | 60,14    |
| 4,5 cm                                   | 821 72 07 | 60,14    |
| 5,5 cm                                   | 821 72 13 | 60,14    |
| 6,5 cm                                   | 821 72 36 | 71,35    |
| 8 cm                                     | 821 72 42 | 71,35    |
| 10 cm                                    | 821 72 59 | 71,35    |
| 13 cm                                    | 821 72 65 | 71,35    |



## DIAGNOSTIC - IDENTIFICATION

## OPHTALMOSCOPIE

## Ophtalmoscope



## COMBINÉ PRO-VET LED DE POCHE

Ensemble d'instruments d'examen à éclairage LED : otoscope, ophtalmoscope.

Trousse comprenant :

- 1 tête ophtalmoscope : lentilles correctrices de -20 à +20D, filtre polarisant.
- 1 tête ouverte d'otoscope avec 2 spéculums métal à baïonnette.
- 2 manches rechargeables à piles AA.

Garantie 5 ans.

| DÉSIGNATION                             | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------------------|-----------|--------|
| Combiné Pro-Vet LED de poche            | 103 24 50 | 510,66 |
| PILE                                    |           |        |
| Pile 1,5 V Alkaline - AA / LR06 - Par 4 | 111 86 70 | 4,14   |



## COMBINÉ PRO-VET LED RECHARGEABLE

Ensemble d'instruments d'examen à éclairage LED : otoscope, ophtalmoscope.

Trousse comprenant :

- 1 tête ophtalmoscope : lentilles correctrices de -25 à +40D, filtre polarisant.
- 1 tête ouverte d'otoscope avec 3 spéculums métal à baïonnette.
- 2 manches rechargeables à batterie lithium, avec chargeur de table.

Garantie 5 ans.

| DÉSIGNATION                      | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------------|-----------|--------|
| Combiné Pro-Vet LED rechargeable | 103 24 30 | 997,01 |



## OMEGA 600 LED HEINE

HEINE OMEGA 600 est le plus léger ophtalmoscope indirect haut de gamme, pour un diagnostic ultra précis jusque dans la périphérie extrême du fond de l'œil. Ce produit Heine fournit la meilleure optique, l'image la plus nette et des couleurs réalistes. Avec en plus, la possibilité d'examiner la rétine entière, y compris la périphérie extrême, en une seule fois. Ainsi, il est possible de décider des soins ou du traitement optimal pour le patient, sur la base d'un diagnostic aussi précis que possible.

Le diagnostic est nettement amélioré grâce au nouveau visionBOOST, il permet un examen fiable de patients présentant une opacité oculaire. Il améliore la visibilité de la rétine jusqu'à 20 %, même chez les patients atteints de cataracte.

La nouvelle batterie lithium-polymère, extrêmement compacte, est un véritable poids plume qui offre une performance de pointe absolue. Avec tous les câbles et l'électronique intégrés dans le nouveau bandeau, cet ophtalmoscope est à la pointe de la technologie. Un éclairage brillant et uniforme du fond de l'œil avec un rendu réaliste des couleurs grâce à l'éclairage LEDHQ – maintenant avec des couleurs encore plus naturelles.

Éclairage : 1380 Lux à 40 cm, 3000 K.

Durée de vie de la LED : 60000 h.

Poids sans batterie : 475 g.

Poids de la batterie : 21 g.

Consommation : 6 W.

Durée vie d'une charge : 4 h.

Temps de chargement : 1,5 h.

Livré avec batterie et oculaire +2D, bloc d'alimentation, oculaire OD.

Garantie 5 ans.

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT     |
|----------------------------|-----------|----------|
| Omega 600 LED Heine        | 113 52 20 | 3 541,88 |
| OPTIONS                    |           |          |
| Chargeur mural CW1         | 113 52 30 | 340,14   |
| Sac de transport Omega 600 | 113 52 40 | 181,78   |



## TÊTE OPHTALMOSCOPE HEINE BETA 200 LED

Ophtalmoscope direct avec une optique asphérique de pointe et un éclairage LED HQ pour une lumière performante et sans distorsion de couleur.

100 000 heures de travail sans changement d'ampoule.

Plage de correction : -35D à +40D.

Optique anti-reflets. Étanche à la poussière.

Fonctionne sur poignée rechargeable Beta NT4 (option).

Garantie 5 ans.

| DÉSIGNATION                     | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------------|-----------|--------|
| Tête ophtalmoscope Beta 200 LED | 103 49 40 | 492,92 |
| OPTIONS                         |           |        |
| Chargeur de table Beta NT4      | 102 66 70 | 318,95 |
| Manche rechargeable Beta 4NT    | 102 67 20 | 244,23 |
| Manche charge USB Beta4         | 104 02 70 | 333,44 |



## OPHTALMOSCOPE PANOPTIC WELCH ALLYN NOUVELLE GÉNÉRATION

Ophtalmoscope Panoptic avec poignée Welch Allyn.

Champ de vision de 25° par rapport aux 5° des ophtalmoscopes classiques.

Distance de travail plus grande pour un plus grand confort : 15 cm entre le vétérinaire et l'œil du patient.

Traversée rapide et facile des petites pupilles non dilatées.

| DÉSIGNATION                       | RÉFÉRENCE | € HT     |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| Ophtalmoscope complet Welch Allyn | 116 64 10 | 1 480,32 |
| Tête ophtalmoscope Panoptic       | 116 64 00 | 1 044,44 |



## Lentilles pour ophtalmologie indirecte

La face convexe de la lentille doit être positionnée du côté de de l'œil de l'opérateur, la face plate de la lentille du côté de l'oeil de l'animal.

|          | Référence        | Désignation                             | Champ de vision | Agrandissement de l'image | Grossissement du spot laser | Distance de travail | Indications                                                                                                                                                                                                                                               | PU € HT |
|----------|------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>1</b> | <b>116 86 40</b> | Loupe de VOLK 14D                       | 36° / 47°       | 4,30x                     | 0,23x                       | 75 mm               | Excellente imagerie de la macula et du disque optique<br>Idéale pour les examens détaillés et spécifiques de la rétine centrale et le dépistage du glaucome                                                                                               | 407,49  |
| <b>2</b> | <b>116 86 50</b> | Loupe MACULA 5.5 Ultra haute résolution | 36° / 43°       | 5.5x                      | 0.18x                       | 80 mm               | Idéale pour l'observation détaillée de la papille et du nerf optique<br>Excellente imagerie stéréo pour le diagnostic des anomalies maculaires                                                                                                            | 492,70  |
| <b>3</b> | <b>116 86 80</b> | Loupe de VOLK 20D                       | 46° / 60°       | 3.13x                     | 0.32x                       | 50 mm               | Idéale pour le diagnostic général<br>Champ de vision optimisé, image rétinienne complète<br>Détecte parfaitement les défauts rétiens périphériques                                                                                                        | 407,49  |
| <b>4</b> | <b>116 86 60</b> | Loupe de VOLK pan retinal 2.2           | 56° / 73°       | 2.68x                     | 0.37x                       | 40 mm               | Idéale pour tous les examens, y compris sur des patients non dilatés ou à faible dilatation<br>Identification aisée des déchirures rétiniennes périphériques, des hémorragies                                                                             | 407,49  |
| <b>5</b> | <b>116 86 90</b> | Loupe de VOLK 30D                       | 58° / 75°       | 2.15x                     | 0.47x                       | 30 mm               | Idéale pour les examens de petites pupilles<br>Détecte parfaitement les défauts rétiens périphériques tels que les déchirures et les décollements, ainsi que la néovascularisation                                                                        | 407,49  |
| <b>6</b> | <b>838 34 20</b> | Loupe de VOLK 3 miroirs                 | 60° / 66° / 76° | 1,06x                     | 0,94x                       | 15 mm               | Pour la visualisation et le traitement de la chambre antérieure, du fond d'œil central et périphérique<br>Élimination des espaces dans le fond d'œil visualisé<br>Observation directe de la partie centrale du pôle postérieur                            | 918,32  |
| <b>7</b> | <b>833 74 43</b> | LENTILLE KOEPPÉ 17MM                    | 160°            | 1,57x                     |                             | 17 mm               | Lentille de gonioscopie directe avec grossissement.<br>Examen de l'angle iridocornéen et diagnostic du glaucome primitif<br>Une source lumineuse, une loupe frontale ou un microscope est nécessaire pour obtenir la résolution et l'éclairage souhaités. | 599,20  |

## DIAGNOSTIC - IDENTIFICATION

## OPHTALMOSCOPIE

## Examen de l'œil



## LAMPE À FENTE SL280

## Lampe à fente portable LED SL280 2

**grossissements 10x et 16x robuste et légère.**

Un éclairage de plus de 6 heures d'utilisation continue, le must quotidien d'une lampe à fente.

- Optiques multicouches pour des images claires et lumineuses, sans distorsion.
  - Grossissement 10x et 16x par levier de sélection.
  - Éclairage LED haute puissance contrôlable par roue tournante.
  - Contrôle précis de l'éclairage de 1 000 lux à 40 000 lux.
  - Ouvertures - 1 x 1, 0,15, 0,5, 0,8, 1,6 et 12 mm.
  - Filtres : sans rouge, bleu cobalt, bleu neutre, densité neutre et transparent.
  - Bouton marche/arrêt automatique : l'appareil s'éteint lorsqu'il est placé sur la plaque de charge et s'allume automatiquement au dernier réglage utilisé lorsqu'il est retiré.
  - Chargement rapide : moins de 2 heures.
  - Autonomie : plus de 6 heures d'utilisation continue.
  - Poids : 880 g.
  - Convergence : 13°.
  - Angle de fente : +/- 60°.
  - Distance de travail : 10 x environ 90 mm, 16 x 72 mm.
  - Champ de vision : 10x environ 14 mm, 16 x 11 mm.
  - Portée PD : 50 à 78 mm.
  - Correction oculaire : +/- 7 dioptries.
  - Dimensions : 163 x 124 x 205 mm.
- Garanties : 5 ans de garantie physique sur le produit (y compris la pile au lithium) et 10 ans sur le LED.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT     |
|---------------------|-----------|----------|
| Lampe à fente SL280 | 110 28 40 | 3 742,19 |



1



2



3

## LAMPE À FENTE KOWA SL19

## Des optiques de précision pour la biomicroscopie.

L'examen à la lampe à fente ou au biomicroscope, communément appelé fond d'œil, est l'acte le plus pratiqué par l'ophtalmologiste.

La lampe à fente est l'équipement de référence pour l'observation de l'œil. Elle permet une visualisation directe et naturelle des structures de l'œil, du segment antérieur en avant du cristallin, au segment postérieur en arrière, grâce à l'utilisation de verres de traitement spécifiques à chaque zone anatomique. Elle est notamment très flexible et autorise une visualisation jusqu'aux zones d'extrême périphérie du fond d'œil.

Design plus arrondi par rapport aux anciennes versions, permettant une meilleure prise en main avec un accès facilité à la gâchette.

- Poignée à gâchette au diamètre optimisé.
  - Poids réduit qui minimise la fatigue de l'utilisateur.
  - Éclairage d'ambiance utilisable simultanément avec la lampe à fente.
  - Bouton d'activation de la lumière bleue facilement accessible sur la poignée.
  - Taille de la fente ajustable en continu (1,5 – 12 mm)
  - Autonomie : 360 minutes en continu (avec 3 piles AA Ni MH – 1900 mAh)
- Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION                      | RÉFÉRENCE | € HT     |
|----------------------------------|-----------|----------|
| 1 - Kowa SL19                    | 115 80 70 | 4 725,58 |
| 2 - Kowa SL19 - Coloris Rose     | 116 98 70 | 4 723,83 |
| 3 - Kowa SL19 Plus - Avec caméra | 116 98 50 | 8 603,85 |



## LAMPE À FENTE HSL 150 HEINE

## Pour l'examen du segment antérieur.

Fente réglable (largeur x hauteur) de 0,2 x 10 mm à 4 x 14 mm pour une illumination focale directe avec une section optique.

Grossissement 6x. Image grossie très détaillée avec peu de reflets.

Filtre interférentiel bleu pour examen de la cornée.

Optique réglable instantanément pour l'œil gauche ou droit. Distance de travail augmentée. Grand champ de vision.

Utilisable avec les manches Heine 3,5 V.

Livrée sans manche et sans loupe 10x.

Garantie 5 ans.

| DÉSIGNATION                     | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------------|-----------|--------|
| Lampe à fente 3,5 V à variateur | 806 78 54 | 838,63 |
| OPTIONS                         |           |        |
| Chargeur de table NT4           | 102 66 70 | 318,95 |
| Manche Beta NT4                 | 102 67 20 | 244,23 |
| Loupe grossissante 10x          | 829 48 92 | 181,78 |
| AMPOULE DE RECHANGE             |           |        |
| Ampoule 3,5 V - 099             | 807 25 94 | 39,11  |
| Ampoule 2,5 V - 098             | 838 87 36 | 39,11  |



## TONOVET

## Tonomètre pratique qui tient dans la main, spécialement conçu pour l'ophtalmologie vétérinaire.

Mesures rapides et précises de la pression intraoculaire. Le contact de la sonde avec la cornée est léger et rapide et ne provoque pas de réflexe cornéen : sédation ou anesthésique ne sont pas nécessaires. Sécurité microbiologique grâce à des sondes à usage unique. Livré dans un coffret avec 100 sondes jetables. Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION                             | RÉFÉRENCE | € HT     |
|-----------------------------------------|-----------|----------|
| Tono-Vet                                | 829 78 21 | 3 500,88 |
| CONSOMMABLES                            |           |          |
| Stylets UU - Par 100                    | 836 25 47 | 149,08   |
| Sonde UU - Par 100                      | 115 92 80 | 118,80   |
| Pile 1,5 V Alkaline - AA / LR06 - Par 4 | 111 86 70 | 4,14     |
| PIÈCE DÉTACHÉE                          |           |          |
| Support stylet                          | 115 64 20 | 67,78    |



## TONOVET PLUS



Mesure la pression intraoculaire pour chat, chien, cheval, lapin.

Interface utilisateur intuitive. Option de mesure automatique.

Voyants lumineux pour orienter la mesure sans se soucier de l'angle et viser le centre de la cornée : vert, le Tonovet Plus est prêt à mesurer et rouge, il est nécessaire de le repositionner avec un angle de 90° sur l'œil, et parallèlement au sol.

Une unique pression suffit pour 6 prises de mesures rapides successives avec une lecture moyenne finale de la pression intra oculaire (IOP).

- Plage de mesure : 10 - 60 mmHg.

- Précision : +/- 2,5 mmHg (10 - 30 mmHg) et +/- 10 % (> 30 - 60 mmHg).

- Répétabilité (coefficient de variation) : < 8 %.

- Précision de l'affichage : 1 mmHg.

- Poids : 140 g (sans piles) .

Livré avec 4 piles AA, 100 sondes UU, mallette en aluminium, 1 paquet IOP, nettoyant de sonde, poignée en silicone, base de sonde de rechange, manuels d'instructions sur clé USB.

Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION                             | RÉFÉRENCE | € HT     |
|-----------------------------------------|-----------|----------|
| Tonovet Plus                            | 106 03 40 | 2 923,40 |
| <b>CONSOMMABLES</b>                     |           |          |
| Stylets UU - Par 100                    | 836 25 47 | 149,08   |
| Sonde UU - Par 100                      | 115 92 80 | 118,80   |
| Pile 1,5 V Alkaline - AA / LR06 - Par 4 | 111 86 70 | 4,14     |
| <b>PIÈCE DÉTACHÉE</b>                   |           |          |
| Support stylet                          | 115 64 20 | 67,78    |



## LAMPE D'EXAMEN OPHTALMOLOGIQUE

Pour l'examen du segment antérieur de l'œil sous la lumière focalisée.

5 diaphragmes : fente, 3 diaphragmes circulaires de tailles différentes, filtre bleu pour examen par fluorescence. Focalisation précise des diaphragmes à une distance de 100 mm pour une utilisation en lampe à fente. Fonctionne sur poignée rechargeable Beta NT4 (option). Garantie 5 ans.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------|-----------|--------|
| Lampe d'examen 3,5 V         | 803 68 88 | 393,67 |
| <b>AMPOULE</b>               |           |        |
| Ampoule 3,5 V - 047          | 803 58 19 | 31,95  |
| <b>OPTIONS</b>               |           |        |
| Chargeur de table Beta NT4   | 102 66 70 | 318,95 |
| Manche rechargeable Beta 4NT | 102 67 20 | 244,23 |
| Manche charge USB Beta4      | 104 02 70 | 333,44 |



## LUNETTES LOUPE SUR MONTURE IM3

Lunettes loupes universelles ajustables iM3, pour un excellent confort de vision et de travail.

- Loupes rabattables réglables 2,5x.

- Distance interpupillaire (pont) réglable.

- Légères .

Livrées dans un étui de protection avec : couvre-objectif pour protéger de la poussière et des abrasions, chiffon de nettoyage, tournevis de réglage.

Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION                      | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------------|-----------|--------|
| Small                            |           |        |
| Distance de travail : 28 - 38 cm | 111 01 30 | 290,41 |
| Regular                          |           |        |
| Distance de travail : 36 - 46 cm | 111 01 20 | 290,41 |
| Large                            |           |        |
| Distance de travail : 44 - 54 cm | 110 64 20 | 290,41 |
| XLarge                           |           |        |
| Distance de travail : 50 - 60 cm | 111 01 50 | 290,41 |



## DIAPHANOSCOPE FINOFF

Pour la diaphanoscopie sclérale.

Fonctionne sur poignée rechargeable Beta NT4 (option). Garantie 5 ans.

| DÉSIGNATION                                   | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------------------------|-----------|--------|
| Diaphanoscope 3,5 V                           | 802 98 88 | 116,77 |
| <b>AMPOULE</b>                                |           |        |
| Module LED 3,5 V ophtalmoscope BETA 200 - 135 | 116 17 20 | 94,19  |
| <b>OPTIONS</b>                                |           |        |
| Chargeur de table Beta NT4                    | 102 66 70 | 282,38 |
| Manche rechargeable Beta 4NT                  | 102 67 20 | 195,01 |
| Manche charge USB Beta4                       | 104 02 70 | 244,73 |

## LAMPE FRONTALE HEINE ML4 LED

Lampe à éclairage coaxial LED ultralumineux.

Un diaphragme réglable en continu pour l'iris. Taille du champ lumineux réglable de manière entièrement progressive : de 30 à 80 mm (pour une distance de travail de 420 mm).

Alimentation modulaire :

- Liberté de mouvement grâce à l'alimentation intégrée dans le bandeau pour la version Unplugged.

- Autonomie avec le mPack clipsable à la ceinture.

Intensité : jusqu'à 50 000 lux à une distance de 25 cm - Température couleur : 4 500 K.

Le bandeau ML4 Professional s'adapte à chaque forme de tête et la garniture offre un confort idéal.

Garantie 5 ans.

| DÉSIGNATION                                           | RÉFÉRENCE | € HT     |
|-------------------------------------------------------|-----------|----------|
| <b>LAMPE ML4 UNPLUGGED</b>                            |           |          |
| 1 - ML4 Unplugged                                     | 828 86 15 | 1 968,33 |
| <b>LAMPE ML4 AVEC ACCU MPACK</b>                      |           |          |
| ML4 (sans MPack)                                      | 828 86 09 | 1 282,48 |
| Alimentation MPack 6 V                                | 833 89 74 | 592,17   |
| <b>OPTIONS</b>                                        |           |          |
| Loupes 2,5X - 420 mm                                  | 112 58 60 | 1 299,21 |
| Loupes 3,5X - 420 mm                                  | 112 58 70 | 1 580,24 |
| <b>LAMPE ML4 AVEC ACCU MPACK ET LOUPE BINOCULAIRE</b> |           |          |
| 2 - ML4 avec MPack, loupe 2,5x et protection S-Guard  | 102 58 80 | 3 188,36 |



## DIAGNOSTIC - IDENTIFICATION

## OTOSCOPE

VIDÉO OTOSCOPE  
FIREFLY

Vidéo otoscope sans fil pour faciliter la communication avec le propriétaire de l'animal et améliorer le diagnostic.

Très simple à installer, facile à utiliser.

Fonctionne sur PC (Windows 7, Vista et XP) ou Mac ou écran de télévision (Kit téléviseur en option).

Éclairage à LED, luminosité réglable.

Grossissement optique 15x-50x et grossissement digital 15x-150x. Durée de fonctionnement de la batterie : 3 heures.

Livré avec un récepteur pour PC, une housse en velours et 3 spéculums plastique (4, 5, 7 mm). Garantie 1 an.

**8256331 Kit de 168 spéculums plastique**

**jetables** : 64 x d.4 x 20 mm, 64 x d.5 x 20 mm, 40x d.7 x 50 mm.

**8256325 Kit de 6 spéculums aluminium**

**autoclavables** : d.8 mm x 7 cm à canal ouvert, d.7 mm x 7 cm à canal ouvert, d.7 mm x 7 cm, d.6 mm x 6 cm, d.5 mm x 6 cm, d.4 mm x 5 cm.

| DÉSIGNATION                               | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------------------|-----------|--------|
| Video otoscope sans fil                   | 825 63 60 | 585,75 |
| <b>OPTIONS</b>                            |           |        |
| Pince flexible à épillet - 16 cm          | 828 58 35 | 206,05 |
| Pince alligator 26 cm x d.1,5 mm          | 106 96 70 | 263,14 |
| Kit TV - Pour transmettre la vidéo sur TV | 825 63 48 | 144,57 |
| Récepteur USB                             | 825 63 54 | 136,66 |
| <b>PIÈCES DE RECHANGE</b>                 |           |        |
| Spéculum aluminium - Par 6                | 825 63 25 | 136,66 |

SET D'OTOSCOPE  
PRO-VET LED

Trousse otoscope à tête ouverte.

Livrée avec 3 spéculums à baïonnette en métal, un manche à batterie rechargeable, un câble USB pour manche, une trousse de rangement. Garantie 5 ans.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------------|-----------|--------|
| Set otoscope Pro-Vet LED | 103 24 00 | 787,12 |
| <b>PIÈCE DE RECHANGE</b> |           |        |
| Loupe de rechange        | 104 88 10 | 28,41  |

TÊTE OTOSCOPE  
FENDUE HEINE  
G100 LED

Tête fendue G 100 LED HEINE en métal robuste avec loupe pour un examen optimal, sans gêne. Loupe pivotante de haute qualité, résistante aux rayures grossissement de 1,6X. Éclairage LED HQ par fibre optique lumineux et homogène. Rendu fidèle des couleurs pour un diagnostic plus précis (IRC > 97).

Régulation en continue de la luminosité grâce aux bords arrondis, la tête se nettoie simplement avec les produits désinfectants couramment utilisés.

Compatible avec les poignées rechargeables BETA actuelles (BETA poignée à piles, BETA 4 USB, BETA 4 NT) et le transformateur mural EN 200.

Garantie 5 ans.

| DÉSIGNATION                   | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------|-----------|--------|
| Tête otoscope fendue G100 LED | 104 09 60 | 317,83 |
| <b>ÉLÉMENT DE RECHANGE</b>    |           |        |
| Ampoule LED HQ Heine - 133    | 116 17 20 | 94,19  |

SET D'OTOSCOPE  
PRO-VET LED MINI

Trousse otoscope à tête ouverte.

Livrée avec une tête otoscope ouverte, 2 spéculums métal à baïonnette, un manche à pile (AA), étui de rangement rigide. Garantie 5 ans.

| DÉSIGNATION                             | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------------------|-----------|--------|
| Set otoscope Pro-Vet LED mini           | 103 24 20 | 346,84 |
| <b>PILE</b>                             |           |        |
| Pile 1,5 V Alkaline - AA / LR06 - Par 4 | 111 86 70 | 4,14   |

TÊTE OTOSCOPE HEINE  
BETA 200 LED

**Précision, netteté, rendu des couleurs et luminosité avec l'éclairage LED haute qualité.**

Otoscope à boîtier métallique robuste et lentille résistante aux rayures spécialement développée pour le vétérinaire.

Distance focale conçue pour l'utilisation spéculums longs. Grossissement 2,5x.

Fibre optique distale avec un éclairage LED homogène. Régulation en continu de la luminosité jusqu'à 77 000 lux.

Garantie 5 ans.

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------|-----------|--------|
| Beta 200 LED | 102 90 80 | 298,87 |



## SPÉCULUM SANALON

**Spéculum Heine en plastique fermé pour la tête otoscope BETA 200.**

Surface lisse et densité de matière élevée, aucune pénétration de souillure.

Nettoyage facile.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 61 x 4 mm   | 803 01 24 | 9,81 |
| 61 x 6 mm   | 803 01 30 | 9,81 |
| 61 x 9 mm   | 803 01 47 | 9,81 |

## DIAGNOSTIC - IDENTIFICATION

## MANCHES

## ET TRANSFORMATEURS

SPÉCULUM SANALON  
TÊTE FENDUE

Spéculeum Heine en plastique pour la tête otoscope fendue.

Surface lisse et densité de matière élevée, aucune pénétration de saleté.

Nettoyage facile.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 40 x 2,2 mm | 803 01 01 | 11,72 |
| 40 x 2,8 mm | 803 00 93 | 11,72 |
| 40 x 3,5 mm | 803 00 29 | 11,72 |
| 40 x 4,5 mm | 803 00 12 | 11,72 |
| 40 x 5,5 mm | 803 01 18 | 11,72 |

SPÉCULUM MÉTAL  
FENDU

Spéculeum Heine en métal fendu adaptable sur la tête otoscope fendue.

Permet le passage d'instruments ou de sondes. Paroi interne mate.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 65 x 6 mm   | 803 00 41 | 64,13 |
| 90 x 7 mm   | 803 00 35 | 73,05 |

SPÉCULUM MÉTAL  
FERMÉ

Spéculeum métal fermé, adaptable sur la tête otoscope fendue.

Paroi interne mate.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 57 x 4 mm   | 803 00 70 | 62,45 |
| 65 x 6 mm   | 803 00 87 | 62,45 |
| 90 x 7 mm   | 803 00 64 | 68,59 |
| 150 x 10 mm | 838 11 83 | 57,99 |

ANSE AURICULAIRE  
SOUPLE

Pour retirer sans risque le cérumen ou autres débris du canal auriculaire.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| Pour chat ou petit chien | 820 94 03 | 48,50 |
| Pour chien               | 820 94 26 | 48,50 |

NÉCESSAIRE DE  
NETTOYAGE SQRUB  
POUR OTOSCOPE

Dispositif pour le nettoyage des spéculums d'otoscope, entre 3 et 9 mm.

Facile à utiliser, assemblage en moins de 15 secondes, conçu pour nettoyer les parties difficiles d'accès des spéculums auriculaires.

| DÉSIGNATION                   | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------|-----------|--------|
| Nécessaire de nettoyage Sqrub | 805 51 99 | 104,83 |
| PIÈCES DE RECHANGE            |           |        |
| Goupillon + joint             | 106 39 50 | 42,16  |



## PINCE DE HARTMANN

Pince à extraction des corps étrangers, épillets.

| DÉSIGNATION                      | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------------|-----------|--------|
| 11 cm - Fine - QM                | 803 77 93 | 32,96  |
| 14 cm - QM                       | 802 05 45 | 34,42  |
| 1 - 14 cm à ressort - QM         | 802 05 39 | 21,58  |
| Pour toutes tailles de spéculums |           |        |
| 17,5 cm - Ultra fine             | 829 87 72 | 126,01 |



## POIRE EFFILÉE

Poire effilée pour oreille. Polyéthylène bleu.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 27 ml       | 821 99 04 | 2,50 |
| 75 ml       | 821 99 27 | 3,55 |
| 135 ml      | 821 99 33 | 4,10 |

TRANSFORMATEUR  
MURAL HEINE EN200

Heine EN 200 se met en marche ou s'arrête automatiquement lors du retrait ou du retour de la poignée.

Lors du retrait, le dernier niveau de luminosité sélectionné s'active automatiquement. En cas de non-utilisation et à l'état non raccordé, l'éclairage s'éteint après 15 minutes.

Haute sécurité pour l'utilisateur : l'isolation galvanique intégrée protège les poignées contre les fluctuations électriques indésirables.

Faible consommation énergétique.

Pas d'interrupteur mécanique.

Compatible avec tous les instruments HEINE (LED ou XHL) avec raccord AV.

Garantie 5 ans.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------|-----------|--------|
| Transformateur EN200 | 104 09 90 | 506,30 |

MANCHE ET CHARGEUR  
HEINE NT4

Design innovant et compact.

Deux logements de charge indépendants.

Garantit une plus grande longévité de batteries.

Arrêt automatique.

Dimensions : l 142 x h 61 x p 66 mm.

Poids : 235 g.

Garantie 5 ans.

| DÉSIGNATION                                           | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Manche rechargeable Beta 4NT                          | 102 67 20 | 244,23 |
| Chargeur de table Beta NT4                            | 102 66 70 | 318,95 |
| PIÈCES DE RECHANGE                                    |           |        |
| Culot 4NT - Pour transformer un manche Beta200 en NT4 | 104 09 80 | 76,57  |
| Batterie rechargeable Li-Ion Beta NT4                 | 100 97 90 | 105,21 |



## DIAGNOSTIC - IDENTIFICATION



## MANCHE RECHARGEABLE HEINE USB BETA4

Poignée rechargeable Heine en métal de haute qualité équipée d'une batterie haute performance Li-ion sans effet mémoire, temps de recharge rapide (4 heures).

Indicateur d'état de charge : le voyant orange s'allume en cas de batterie faible, clignote vert pendant le chargement et s'allume vert en continu à la fin du chargement.

Chargement de la batterie sur connecteur USB ou toute autre source d'énergie USB.

Régulation en continu de la luminosité avec affichage de la puissance.

Livrée avec un câble USB et un bloc d'alimentation enfichable.

Compatible avec les instruments HEINE 3,5 V XHL et LED.

Garantie 5 ans.

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------|-----------|--------|
| Manche charge USB Beta4 | 104 02 70 | 333,44 |



## AMPOULES HEINE

| DÉSIGNATION                                          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>AMPOULE LED HQ</b>                                |           |       |
| Pour manche 3,5 V ophtalmoscope BETA 200 3,5 V - 135 | 116 17 10 | 94,19 |
| Pour manche 3,5 V otoscopes BETA 200/G100/K180 - 133 | 116 17 20 | 94,19 |
| Pour manche 2,5 V Beta 200 - 132                     | 116 18 10 | 94,19 |
| <b>AMPOULE</b>                                       |           |       |
| Ampoule 2,5 V - 035                                  | 840 13 36 | 25,34 |
| Ampoule 2,5 V - 037                                  | 804 88 39 | 22,59 |
| Ampoule 2,5 V - 038                                  | 838 11 25 | 31,40 |
| Ampoule 2,5 V - 084                                  | 804 88 51 | 31,95 |
| Ampoule 2,5 V - 098                                  | 838 87 36 | 39,11 |
| Ampoule 3,5 V - 044                                  | 838 14 09 | 31,95 |
| Ampoule 3,5 V - 046                                  | 803 48 66 | 31,95 |
| Ampoule 3,5 V - 047                                  | 803 58 19 | 31,95 |
| Ampoule 3,5 V - 062                                  | 802 97 47 | 31,95 |
| Ampoule 3,5 V - 086                                  | 838 11 31 | 35,25 |
| Ampoule 3,5 V - 099                                  | 807 25 94 | 39,11 |
| Ampoule 6 V Xenon - 014                              | 834 11 20 | 78,21 |
| Ampoule 6 V - 068                                    | 803 57 13 | 68,86 |
| Ampoule HK7000 - 102                                 | 829 11 90 | 27,54 |



## AMPOULES WELSH ALLYN

| DÉSIGNATION                       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------------|-----------|-------|
| Ampoule otoscope 2,5 V - 00200    | 835 91 72 | 43,41 |
| Ampoule ophtalmoscope 3,5 V 03100 | 840 10 00 | 69,39 |
| Ampoule ophtalmoscope 2,5 V 03900 | 835 52 57 | 67,17 |
| Ampoule ophtalmoscope 3,5 V 04900 | 835 26 61 | 78,16 |



## BATTERIES DIVERSES

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------|-----------|--------|
| Batterie 3,5 V - Welsh Allyn | 840 23 30 | 106,13 |
| Batterie 3,5 V - 315         | 114 42 30 | 94,74  |



## THERMOMÈTRES



## THERMOMÈTRE

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------|-----------|-------|
| Sans mercure | 109 90 10 | 10,60 |



## THERMOMÈTRE À SONDE FLEXIBLE

Thermomètre à embout flexible 32°C/ 42°C (+/- 0,1°C).

Mesure rapide en 10 secondes. Signal sonore automatique à la fin de la mesure et arrêt automatique.

Résiste à l'humidité. Livré avec une pile bouton 1,5 V (LR/SR-41).

| DÉSIGNATION                        | RÉFÉRENCE | € HT |
|------------------------------------|-----------|------|
| 1 - Thermomètre à sonde flexible   | 110 73 00 | 5,06 |
| 2 - Digiflash - 15 cm              | 821 55 33 | 9,30 |
| 3 - Digivet Genia - Petits animaux | 838 26 91 | 5,06 |



## THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE

Thermomètre digital étanche.

Plage : 32 à 42,9°C.

Un changement de pile ne garantit plus l'étanchéité du thermomètre.

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------------------|-----------|------|
| Électronique            | 803 19 80 | 4,26 |
| Digifix - 10 secondes   | 103 87 10 | 9,30 |
| <b>PILE DE RECHANGE</b> |           |      |
| Pile 1,5 V - V392/SR41  | 111 88 00 | 4,07 |

## IDENTIFICATION

### THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE GRANDS ANIMAUX

Thermomètre à affichage digital.  
Plage de 32° à 43,9°C. Réponse en moins de 30 secondes. Mémoire dernière lecture. Arrêt automatique. Longueur 18 cm.

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|-------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| Électronique étanche    | 836 27 31 | 12,06 | 10  | 11,79 |
| <b>PILE DE RECHANGE</b> |           |       |     |       |
| Pile 1,5 V - V392/SR41  | 111 88 00 | 4,07  |     |       |

### THERMOMÈTRE DIGIFARM - GRANDS ANIMAUX

Thermomètre digital pour grands animaux.  
Embout rigide monobloc fin.  
Longueur sonde : 15,3 cm.  
Longueur totale : 23 cm.  
Prise de température en 10 secondes :  
- Enregistrement de la dernière valeur.  
- Plage de prise de T° : 32,00 à 42,99°C / 89,60 à 109,38 °F.  
- Précision : 0,1°C / 0,20°F.  
- Signal sonore en fin de mesure.  
Indicateur de batterie faible.  
Coupe automatique.  
Étanchéité : IP56.  
Résistant aux chocs.  
Livré dans un étui en polycarbonate transparent.  
Pile incluse.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------|-----------|-------|
| Grands Animaux | 116 95 80 | 12,40 |

### PROTÈGE THERMOMÈTRE

Protège thermomètre non lubrifié.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Par 1000    | 824 53 79 | 40,25 |



### LECTEUR DE PUCE COMPACT MAX READER

Lecteur d'identification des chiens et chats, facile à manipuler et très léger (170 g).  
Distance de lecture : de 3 à 12 cm.  
Boîtier résistant à l'eau.  
Batterie rechargeable.  
Lecture des puces : FDX-B, FDX-A, Avid Encrypted.  
Dimensions : 16 x 8 x 2 cm.  
Garantie 2 ans.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------|-----------|--------|
| Compact Max Reader | 102 23 50 | 360,60 |



### DERMOGRAPHE YLG JUNIOR

Dermographe idéal pour tatouer les chats.  
Grande finesse du tatouage (monoaiguille).  
Simple, léger et confortable. Avec contacteur manuel sur le crayon. Il est alimenté soit par un transformateur mural 230 V, soit par 3 piles de 1,5 V (LR6 alcalines). Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION                               | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------------------|-----------|--------|
| Dermographe électrique                    | 805 12 38 | 250,86 |
| Aiguille mono brin - Par 5                | 842 69 74 | 23,76  |
| Aiguille YLG - faisceau 6 aiguilles Par 5 | 804 41 03 | 46,16  |
| <b>PIÈCES DÉTACHÉES</b>                   |           |        |
| Porte-aiguille - 2                        | 833 54 09 | 7,62   |
| Écrou de porte-aiguille - 3               | 833 53 90 | 7,16   |
| Amortisseur avant - 5                     | 840 08 51 | 1,30   |
| Coussinet de réglage - 11                 | 840 08 45 | 1,97   |
| Embout de protection de l'aiguille 12     | 841 22 22 | 36,78  |
| Clé de porte-aiguille - 25                | 833 53 84 | 5,51   |
| Axe fileté - 27                           | 833 54 15 | 8,20   |
| Ressort de rappel - 30                    | 841 68 52 | 5,09   |
| Circlips pour axe - 31                    | 833 54 21 | 0,31   |
| Transformateur 230/3 V                    | 834 95 70 | 103,19 |

### LECTEUR DE PUCE POCKET READER

Lecteur de puce sans fil FDX-B (ISO11784/85) pour petits animaux.  
Distance de lecture : de 2 à 5 cm.  
Écran LED. Bluetooth.  
Mémoire : 256 enregistrements.  
Chargement sur port USB. Batterie Li-ion 3.7V.  
Poids : 110 g. Dim.: 175 x 88 x 35 mm.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------|-----------|-------|
| Pocket Reader | 116 36 70 | 51,84 |



### DERMOGRAPHE YLG SENIOR

Aiguille à 6 pointes fines. Interrupteur par pédale. La pénétration du faisceau d'aiguilles est profonde et constante. Les caractères sont nets. La longévité du tatouage est assurée.  
Livré avec une aiguille. Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION                                         | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------------------------------|-----------|--------|
| Dermographe électrique                              | 805 45 73 | 465,02 |
| Aiguille YLG - faisceau 6 aiguilles Par 5           | 804 41 03 | 46,16  |
| <b>PIÈCES DÉTACHÉES</b>                             |           |        |
| Axe fileté - 1                                      | 818 24 89 | 8,20   |
| Porte-aiguille - 2                                  | 833 54 09 | 7,62   |
| Écrou de porte-aiguille - 3                         | 833 53 90 | 7,16   |
| Axe + porte-aiguille + écrou porte-aiguille - 1+2+3 | 840 19 97 | 21,69  |
| Amortisseur avant - 5                               | 840 08 51 | 1,30   |
| Amortisseur arrière - 6                             | 841 69 93 | 2,59   |
| Bague de maintien de l'axe - 7                      | 840 20 92 | 10,88  |
| Ressort d'équilibrage - 8 - Par 2                   | 841 67 40 | 2,85   |
| Manche - 10                                         | 843 01 77 | 30,58  |
| Coussinet de réglage - 11                           | 840 08 45 | 1,97   |
| Embout de protection aiguille - 12                  | 841 22 22 | 36,78  |
| Masselotte magnétique - 17                          | 841 22 97 | 62,16  |
| Lame de masselotte - 18                             | 841 16 65 | 4,67   |
| Rondelle de lame - 19a - Par 2                      | 834 95 64 | 5,19   |
| Vis de masselotte - 20 - Par 2                      | 829 74 13 | 0,94   |
| Rondelle frein de masselotte - 20a Par 2            | 829 74 36 | 1,56   |
| Clé de porte-aiguille - 25                          | 833 53 84 | 5,51   |
| Transformateur 230/12 V                             | 834 95 87 | 116,60 |





### DERMOGRAPHE MORIN

Aiguille à 4 pointes permettant un tracé fin et précis. Possibilité de régler la profondeur de pénétration. Interrupteur à pédale. Livré avec 3 aiguilles. Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION                               | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------------------|-----------|--------|
| Dermographe                               | 108 54 80 | 266,05 |
| Aiguille sans vis faisceau de 4 aiguilles | 805 03 97 | 7,73   |



### ENCRE À TATOUER

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|----------------------------|-----------|------|-----|------|
| 1 - 125 ml - Noire         | 804 41 49 | 9,55 |     |      |
| 2 - Avec applicateur Noire | 804 41 55 | 6,52 | 12  | 5,63 |



### PÂTE À TATOUER

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|--------------|-----------|------|-----|------|
| 60 g - Noire | 804 41 78 | 4,68 | 5   | 4,05 |



### ABAISSÉ-LANGUE

En bois.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| Par 100     | 803 23 76 | 1,75 |



### RUBAN DE MESURE GRADUÉ

Ruban en tissu souple avec système d'enroulement, retour automatique par pression bouton pour mesurer la circonférence du poitrail. Permet le suivi de l'amyotrophie/ musculature des chiens dans les processus douloureux chroniques. Graduation en centimètre et millimètre. Longueur : 200 cm.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 2 m         | 818 11 13 | 2,94 |



### MARTEAU À RÉFLEXES

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT |
|--------------------|-----------|------|
| Marteau à réflexes | 803 47 02 | 5,03 |



### TOISE EN BOIS

Toise en bois à plage de 100 cm. Graduation : 5 mm. Chiffre tous les 5 cm.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------|-----------|--------|
| Toise en bois | 108 06 20 | 107,28 |



### LAMPE STYLO LED

Ampoule LED pour 100 000 heures de lumière blanche intense. Corps en plastique grip anti-glisse.

| DÉSIGNATION                      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------------|-----------|-------|
| Lampe stylo LED                  | 820 96 27 | 10,37 |
| <b>PILE DE RECHANGE</b>          |           |       |
| Pile 1,5 V Alkaline - LR03 / AAA | 111 87 00 | 1,23  |





## ANALYSEURS

## RÉFRACTOMÈTRE - CHIEN/CHAT

Réfractomètre clinique FioniaVet, protéines sériques, 1080 sg, double échelle de densité spécifique (chien et chat), 1/pk

Densité spécifique de l'urine : une échelle pour les chiens, une pour les chats, pourquoi ?

Des études scientifiques ont montré que l'urine de chat a un indice de réfraction plus élevé que l'urine de chien. Ce modèle spécial dispose d'échelles pour chiens et chats et permet un résultat plus précis.

Les réfractomètres cliniques FioniaVet sont conçus pour mesurer les protéines sériques et la densité de l'urine.

Compensation automatique de la température.



| DÉSIGNATION                    | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------------------|-----------|--------|
| Réfractomètre 1080 SPG - 15 cm | 818 15 50 | 115,21 |

## RÉFRACTOMÈTRE DIGITAL À ÉCHELLE DE BRIX

Le réfractomètre 3 en 1.

1 - Évaluation de la qualité du colostrum.

Utilisation : entre 10 et 40°C, correction automatique de température. Lecture en 2 s. Calibration régulière à l'eau distillée.

Interprétation : si >22% teneur colostrum > 50 g/l : bon colostrum.

Sensibilité : 92% - Spécificité : 80%.

2 - Évaluation de la qualité du transfert de l'immunité passive. Permet d'évaluer la quantité d'IgG dans le sérum du veau de 1 à 5 j après prise de sang sur tube sec, centrifugation ou coagulation. Une valeur > 8,3% BRIX est prédictive d'une teneur en IgG sérique > 10 g/l.

3 - Évaluation en ferme de la concentration de la buvée des veaux. Elle doit se rapprocher de celle du lait entier : 12,5 à 13% de Matière sèche.

Livré avec une pile 9V AA.

Garantie 1 an.



## À savoir

Le réfractomètre avec échelle de Brix est utilisé pour quantifier le saccharose. Il existe cependant une forte corrélation entre le taux d'IGG et l'échelle de mesure de Brix. Cet instrument peut donc être utilisé pour déterminer la qualité du colostrum. Un pourcentage de 22% correspond à 50 mg/ml ce qui signifie qu'au-delà de 22% le colostrum peut être considéré comme de bonne qualité.



## RÉFRACTOMÈTRE À MAIN À ÉCHELLE DE BRIX

Permet la mesure de la qualité du colostrum lors de la première traite.

Réfractomètre avec système de compensation automatique de la température : valeur lue ramenée à 20°C. L'échantillon doit avoir une température située entre 10°C et 30°C.

Lecture entre 17 et 22% (50/100 g/l) : colostrum correct, > 27% (>100 g/l) : colostrum de bonne qualité.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------|-----------|--------|
| Réfractomètre digital | 828 61 19 | 183,10 |

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| Réfractomètre 0-32% | 109 24 20 | 54,75 |



### Centrifugeuses

Centrifugeuse pour micro ou macro tubes, pour tous types de pratiques vétérinaires.



|             | Modèle                      | Applications                                                            | Vitesse & Force centrifuge relative max (RFC)     | Minuterie                  | Capacité                                                                                                                                                                            | Descriptif                                                                                                                                                                                                                        | Référence        | PU € HT  |
|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| MACRO TUBES | <b>1</b> DIGITALE           | Suspensions cellulaires<br>Sérum/Plasma<br>Urine                        | 1 000-4 000 T/min<br>1790 g                       | 1-60 min<br>(pas de 1 min) | 6 x 15 ml (100 x 16 mm)<br>Options : adaptateurs pour tubes de 10 (103 59 60) ou de 5/7 ml (103 59 50)                                                                              | Applications de routine, compacte et stable. Régulation numérique de la vitesse et du temps de centrifugation. Arrêt automatique du moteur si le couvercle est ouvert.<br>Livrée avec rotor pour tubes de 15 ml.                  | <b>108 75 10</b> | 324,82   |
|             | <b>2</b> STANDARD           | Sérum/plasma                                                            | 0-4 500 T/min<br>2445 g                           | 1-60 min<br>(pas 1 min)    | 6 x 15 ml (100 x 16 mm)<br>Option : adaptateur pour tubes de 1,5/2 ml (104 56 20)                                                                                                   | Excellent rapport qualité-prix.<br>Loquet de sécurité arrête le moteur lorsque le couvercle est ouvert.<br>Livrée avec rotor pour tubes de 15 ml.                                                                                 | <b>104 53 40</b> | 580,71   |
|             | <b>3</b> EBA200             | Sang/Sérum/Urine                                                        | 6000 T/min<br>3461 g                              | 1 à 59 s<br>1 à 90 min     | 8 x 15 ml<br>8 x 10 ml<br>Options : adaptateurs pour tubes de 1,5/2 (110 13 00) , 5/7 ml (110 13 10)                                                                                | Petite centrifugeuse pratique permettant de traiter une quantité d'échantillon peu importante.<br>Livrée avec rotor pour tubes de 15 ml.                                                                                          | <b>110 12 90</b> | 1 438,94 |
|             | <b>4</b> DIGITALE ANGULAIRE | Sérum/Plasma<br>Concentration cellulaire.<br>Séparation de suspensions. | 4000 T/min<br>2300 g                              | 10 s - 99 min et 59 s      | 12 x 15 ml type Falcon (100 x 16 mm)<br>Option : adaptateur Vacutainer (13 x 75 mm)<br>Vacutainer sans bouchon (13 x 100 mm) (103 59 50)                                            | Moteur Induction (sans brosse). Livrée avec rotor pour tubes de 15 ml.                                                                                                                                                            | <b>111 34 50</b> | 601,69   |
| MICRO TUBES | <b>5</b> MINIFUGE           | Sérum/Plasma<br>Urine<br>Hématocrite                                    | 500 - 12 000 T/min<br>9660 g                      | 1-60 s<br>1-99 min         | 12 x hématocrites (40 x 1,5 mm)<br>4 x 12 tubes PCR 0,2 ml<br>12 x 1,5/2 ml ou 8 x 4 tubes PCR 0,2 ml<br>4 x 5 ml Eppendorf (59 x 17 mm) ou avec adaptateur 4 x 1,8 ml (58 x 16 mm) | Structure compacte et stable, grande polyvalence et accès facile.<br>Livrée avec 5 rotors interchangeables (type click) et adaptateurs                                                                                            | <b>109 89 40</b> | 394,41   |
|             | <b>6</b> MINISPIN           | Sérum/plasma                                                            | 13400 T/min<br>12100 g                            | 30 min                     | 12 x 1,5/2 ml                                                                                                                                                                       | Puissante et silencieuse (49 dB)                                                                                                                                                                                                  | <b>829 62 99</b> | 1 767,30 |
|             | <b>7</b> FUGEVE+            | Sérum / plasma<br>Hématocrite                                           | 4 000/7 000/<br>12 000 T/min<br>990/ 2910/ 5610 g |                            | 4 x 5 ml Cryotube<br>8 x 1,5 ml ou 4 x 2 ml Cryotube<br>8 x 0,5 ml<br>8 x 0,2 ml<br>12 x hématocrite                                                                                | Légère, ultra-silencieuse et stable<br>Livrée avec rotor 4 cryotubes (4 x 5 ml, 4 x 1,8 ml avec adaptateurs inclus), rotor 8 cryotubes (8 x 1,5/2 ml, 8 x 0,5 ml, 8 x 0,2 ml avec adaptateurs inclus.), rotor à bande 8 x 0,2 ml. | <b>103 80 30</b> | 338,01   |
|             | <b>8</b> MINI               | Sérum/ plasma                                                           | 7 000 T/min<br>3260 g                             |                            | 8 x 1,5/2 ml<br>8 x 0,5 ml<br>8 x 0,2 ml                                                                                                                                            | Livrée avec rotors et adaptateurs.                                                                                                                                                                                                | <b>109 89 50</b> | 173,23   |

## MICROSCOPES

## Microscope ELITE - MOTIC

Microscope de haute qualité alliant performance et évolutivité.

Livré avec des objectifs plans achromatiques CCIS®. Correction de l'aberration sphérique pour une planéité de champ et de résolution. Les lentilles ont un revêtement multicouche qui permet une meilleure reproduction des couleurs et une augmentation de la distance de travail.



|                                  | BA210E                                                         | BA310E           |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Tête</b>                      | Inclinée à 30°, orientable à 360°                              |                  |
| <b>Distance inter-pupillaire</b> | 55 - 75 mm                                                     |                  |
| <b>Occulaires</b>                | 10x (F.N.20), réglage dioptrie sur chaque œil                  |                  |
| <b>Tourelle</b>                  | 4 objectifs                                                    | 5 objectifs      |
| <b>Objectifs livrés</b>          | CCIS® 4x, 10x, 40x, 100x à immersion                           |                  |
| <b>Condenseur Abbe</b>           | O.N = 1.25                                                     | O.N = 0.9/1.25   |
| <b>Platine à courroies</b>       | 150 x 150 mm                                                   | 180 x 170 mm     |
| <b>Mouvement de platine</b>      | 80 x 30 mm                                                     | 80 x 55 mm       |
| <b>Mise au point</b>             | Course de 20 mm, mise au point 2 µm mini                       |                  |
| <b>Diaphragme à iris</b>         | Oui                                                            |                  |
| <b>Filtre</b>                    | Bleu                                                           |                  |
| <b>Éclairage</b>                 | 6 V - 20 W halogène<br>Module Led en option                    |                  |
| <b>Livré avec</b>                | Housse de protection, cordon d'alimentation, huile à immersion |                  |
| <b>Garantie</b>                  | 5 ans                                                          |                  |
| <b>Binoculaire</b>               | <b>110 96 60</b>                                               | <b>825 93 35</b> |
| <b>PU € HT</b>                   | 1 139,92                                                       | 1 505,95         |
| <b>Trinoculaire</b>              | <b>110 96 70</b>                                               | <b>825 93 41</b> |
| <b>PU € HT</b>                   | 1 349,08                                                       | 1 728,71         |
| <b>Option LED</b>                | <b>110 96 90</b>                                               | <b>825 93 58</b> |
| <b>PU € HT</b>                   | 51,48                                                          | 87,44            |

## À savoir

Pour adapter une caméra à un microscope trinoculaire, il est nécessaire de vous équiper d'un système optique complémentaire de l'objectif (bague C).



## OBJECTIF MOTIC

Objectifs plan achromatique CCIS pour BA210 et BA310.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------|-----------|--------|
| 4x               | 104 58 60 | 48,99  |
| 10x              | 104 58 70 | 57,63  |
| 20x              | 104 75 10 | 101,18 |
| 40x              | 104 58 80 | 101,18 |
| 100x à immersion | 104 59 00 | 143,78 |

## CAMÉRA MOTICAM 1080N

Caméra 1080 6MP HDMI & USB à monture C, nouvelle génération

Conçue pour la facilité d'utilisation et la capacité de produire des images rapides en direct, en Full HD (1920x1080 pixels), et affiche les images en direct sur l'écran en connectant la caméra via le port HDMI.

Grâce à son emplacement intégré pour carte micro SD, l'enregistrement et l'organisation des images et vidéos sont facilités car ils ne nécessitent pas d'ordinateur.

Le port USB permet la connexion à un ordinateur, même simultanément, et d'utiliser le logiciel Motic Images Plus.

Logiciel embarqué Motic Images Plus 3.1 pour Windows 7/8/10 et MAC OSX Linux ou plus - dualcore 2GHz, RAM memory 2GB

Compatible avec les microscopes MOTIC de la série BA avec l'adaptateur C 8188813

Livré avec : câble USB 2.0, câble HDMI, lame de calibration 4 points, Motic Image Plus 3.1, alimentation.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------|-----------|--------|
| Camera Moticam 108N | 116 86 30 | 959,60 |

## CAMÉRA MOTICAM S3



La caméra photo numérique couleur Moticam S3 permet de visualiser des images de qualité maximale, de capturer, d'éditer, de mesurer et de rapporter le résultat. Elle offre une résolution moyenne de 3MP et permet de garder un bon équilibre entre résolution et vitesse.

Le capteur sCMOS garantit des résultats d'imagerie de pointe pour un prix abordable.

- Logiciel Motic Images Plus 3.0 pour la capture d'images de qualité et leur traitement sur PC. Actualisations gratuites, téléchargeables pendant toute la durée de vie de la caméra.

- Résolution en temps réel : 3MP.

- Connexion sortie : USB 3.1.

- Appareil photo numérique amovible à monture C.

- Capteur : sCMOS.

- Glissière de calibration Motic 4 points.

- Système d'exploitation : Windows, OSX et Linux.

Montage conseillé sur microscope trinoculaire : BA210E (110 96 70) ou BA310E (825 93 41).

Monture bague C en option (raccord à prévoir selon le microscope).

Garantie 2 ans.

| DÉSIGNATION                                   | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------------------------|-----------|--------|
| Moticam S3                                    | 113 78 80 | 567,05 |
| <b>ACCESSOIRES DE RECHANGE</b>                |           |        |
| Bague C pour fixation caméra sur trinoculaire | 818 88 13 | 162,21 |



## CAMÉRA MOTIC 1080 INT

Caméra intermédiaire pour microscope de la série BA de Motic avec écran intégré.

Compacte, fonctionne sans ordinateur.

Logiciel intégré

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT     |
|----------------|-----------|----------|
| Caméra 1080INT | 105 79 00 | 1 576,67 |



## LABORATOIRE



### MICROSCOPE POUR ANALYSE DE LA SEMENCE MINITUBE

Microscope avec configuration spéciale pour l'analyse du sperme avec système de chauffage et unité de contrôle de la température pour un réglage individuel de la température.

- Objectifs : 10x, 40x, 100x.
- Excellent contraste de phase et optique de champ clair.
- Support de microscope robuste, mécanique bien conçue.
- Avec système de chauffage intégré et unité de contrôle pour le réglage de la température. Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION                                           | RÉFÉRENCE | € HT     |
|-------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Microscope à contraste de phase et platine chauffante | 114 42 00 | 3 646,11 |



### STÉRÉOMICROSCOPE SMZ-171

Loupe trinoculaire utilisée en parasitologie.

- Tête trinoculaire 45°, rotation 360°, réglage inter pupillaire 48-75 mm.
  - Oculaires grand champ 10x/23 mm avec objectifs zoom de 0,75 à 5x.
  - Éclairage incident 3 W LED pour la vision en relief.
  - Éclairage transmis 3 W LED comme en microscopie classique.
- Livré avec housse de protection. Garantie 5 ans.

| DÉSIGNATION                     | RÉFÉRENCE | € HT     |
|---------------------------------|-----------|----------|
| Stéréomicroscope SMZ-171-TP LED | 826 18 69 | 1 402,95 |



### BOÎTE DE RANGEMENT

Pour lames de microscope.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------|-----------|-------|
| Pour 25 lames | 803 05 61 | 28,06 |



### AMPOULES MICROSCOPES DIVERSES

| DÉSIGNATION                                               | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Ampoule 6 V - 20 W - Topic, BA200 Culot G4                | 803 47 77 | 3,17  |
| Ampoule 6 V - 30 W - BA300, BA310, BA210, CX31 - Culot G4 | 806 20 87 | 73,44 |

## LABORATOIRE

### ÉTUVE BACTÉRIOLOGIQUE MEMMERT

Étuve à convection naturelle avec régulateur.

- Affichage couleur de la température, du temps, de la vitesse du ventilateur et ouverture du clapet d'air
- Fonction SetpointWAIT (démarrage du décomptage de temps à l'atteinte de la consigne)
- Connexion Ethernet et logiciel AtmoCONTROL pour collecte de données
- Gamme de température : ambiance +5°C jusqu'à 80°C, stabilité <+/- 0,3°C à 37°C, homogénéité <+/- 0,6°C à 37°C

**Capacité 32 l :**

Dim. int. : L 40 x h 32 x p 25 cm. Dim. ext. : L 58,5 x h 71 x p 43,4 cm  
Puissance : 800 W. Poids : 44 kg.

**Capacité 53 l :**

Dim. int. : L 40 x h 40 x p 33 cm. Dim. ext. : L 58,5 x h 79 x p 51,4 cm  
Puissance : 1000 W. Poids : 55 kg.

Livré avec 1 clayette.

Garantie 3 ans.




| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT     |
|-------------------|-----------|----------|
| Étuve IN55 - 53 l | 828 99 39 | 1 842,52 |

### PORTOIR POUR TUBES

Portoir pour tubes.

Portoir pour 5 x 12 tubes diamètre maximum 16 mm en polypropylène 246 x 105 x H 72 mm Coloris : bleu

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|-------------|-----------|-------|-----|-------|
| Bleu        | 117 18 60 | 12,19 | 5   | 10,76 |



### MINI-INCUBATEUR

Idéal pour les petits laboratoires, simple d'utilisation et peu encombrant.

Gamme de température : préréglage usine à 35°C ou variable de 25°C à 45°C. Précision : +/- 1°C.

Capacité maximale (à titre indicatif) : 18 lames gélosées et 12 boîtes de Pétri.

Dim. ext. : h 155 x l 310 x p 168 mm. Dim. int. : h 120 x l 220 x p 150 mm.  
Poids : 1,1 kg.

Livré avec 1 multirack pour lames gélosées et 1 thermomètre.

Garantie 1 an.



| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------|-----------|--------|
| Incubateur 4 l | 834 70 45 | 384,45 |

## COMPTEUR D'IMPULSIONS

Compteur d'impulsions manuel à touche en métal chromé, 4 chiffres.



| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------|-----------|-------|
| Compteur d'impulsions | 108 42 80 | 21,67 |

## PIED À COULISSE DIGITAL

Pied à coulisse digital en acier inox 150 mm. Précision +/- 0,03 mm. Résolution 0,01 mm.



| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------|-----------|-------|
| Pied à coulisse digital | 102 28 00 | 30,39 |

## TUBE À ESSAI

Tube à essai à usage unique. Le tube sodo-calcique ne résiste pas à la flamme. Non autoclavable.



| DÉSIGNATION                         | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------------------------------|-----------|------|
| Tube sodocalcique 16 x 160 mm 20 ml | 803 51 33 | 0,38 |

## GOUPILLONS

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT |
|--------------------------|-----------|------|
| Soie 18 x 110 mm - 18 cm | 116 13 90 | 5,73 |



## MORTIER EN PORCELAINE

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------|-----------|--------|
| 650 ml       | 821 97 03 | 139,35 |
| Pilon 210 mm | 821 97 26 | 57,54  |



## BÉCHER

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT |
|---------------|-----------|------|
| POLYPROPYLENE |           |      |
| 400 ml        | 838 99 48 | 3,62 |



## PIPETTE DE TRANSFERT POLYÉTHYLÈNE

Pipettes de transfert en polyéthylène. Adaptées au stockage au froid et dans l'azote liquide.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------|-----------|-------|
| 1 ml - 21 gouttes/ml      | 115 41 50 | 52,24 |
| Sans graduation - Par 400 |           |       |
| 4 ml - 28 gouttes/ml      | 818 14 84 | 33,63 |
| Sans graduation - Par 500 |           |       |
| 5 ml - 22 gouttes/ml      | 834 19 01 | 42,28 |
| Graduation 2 ml - Par 500 |           |       |
| 5 ml - 23 gouttes/ml      | 836 41 73 | 23,93 |
| Graduation 1 ml - Par 500 |           |       |



## PIPETTE SÉROLOGIQUE POLYSTYRÈNE

Pipette 100% polystyrène haute transparence, graduées, stériles, apyrogène. Graduations jaugées pour une distribution précise à ± 3%, avec emplacement pour filtre.

| DÉSIGNATION                      | RÉFÉRENCE | € HT |
|----------------------------------|-----------|------|
| Pipette stérile 2 ml             | 834 12 26 | 0,19 |
| Pipette stérile 5 ml             | 834 12 32 | 0,42 |
| Pipette stérile 5 ml - Lot de 10 | 811 60 44 | 8,50 |
| Pipette stérile 10 ml            | 829 50 64 | 0,41 |



## ÉPROUVETTE PLASTIQUE

Éprouvette en polypropylène avec bec, graduations moulées.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 25 ml       | 807 03 07 | 4,95 |

## LABORATOIRE



## PIPETTE PASTEUR VERRE

Pipette Pasteur en verre, thermo stérile, à usage unique pour manipulation des liquides et bactériologie.

| DÉSIGNATION                     | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|---------------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| Pointe ouverte 270 mm - Par 250 | 116 21 10 | 33,91 | 4   | 30,83 |

## VERRE À URINE

Polyéthylène gradué de 10 en 10 ml.



| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 500 ml      | 843 06 97 | 6,71 |

## PISSETTE PLASTIQUE

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 100 ml      | 803 50 73 | 1,89 |
| 250 ml      | 803 50 96 | 2,84 |
| 500 ml      | 803 51 04 | 3,50 |



## ÉPROUVETTE INOX

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------|-----------|-------|
| DIAMÈTRE X HAUTEUR |           |       |
| 30 x 110 mm        | 804 04 82 | 41,59 |



## Nettoyeur à ultrasons

1



2



3



|                                | SONIC (1-2)                                                                                                                                       |                    | SONIC PRO (3)                                                                                                                      |                    |                    |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Matériau armature et couvercle | ABS                                                                                                                                               |                    | Inox                                                                                                                               |                    |                    |
| Fonctions                      | 4 phases de fonctionnement calibrées en fonction du cycle choisi.<br>3 températures                                                               |                    | Mode permanent et chauffage                                                                                                        |                    |                    |
| Contrôle                       | Panneau numérique                                                                                                                                 |                    | LED rétroéclairé                                                                                                                   |                    |                    |
| Minuterie                      | Numérique - 6 phases                                                                                                                              |                    | 1 à 60 mn - Fonctionnement continu                                                                                                 |                    |                    |
| Ergonomie                      | Poignées latérales.<br>Couvercle fumé indéformable avec système anti-gouttes.<br>Coupeure de l'alimentation en cas de manque d'eau ou de produit. |                    | Poignées latérales. Couvercle inox. Isolation phonique avec système anti-gouttes.<br>Protection contre surcharge. Protection IP32. |                    |                    |
| Réglage de température         | Option de température 3 groupes                                                                                                                   |                    | 20 à 80°C                                                                                                                          |                    |                    |
| Modèle                         | 3 L                                                                                                                                               | 6 L                | 6 L                                                                                                                                | 13 L               | 28 L               |
| Puissance                      | 170 W                                                                                                                                             | 300 W              | 570 W                                                                                                                              | 800 W              | 1240 W             |
| Fréquence ultrasonique         | 35 000 Hz                                                                                                                                         |                    | 37 000 Hz                                                                                                                          |                    |                    |
| Système oscillant              |                                                                                                                                                   |                    | 4 PZT                                                                                                                              | 5 PZT              | 8 PZT              |
| Vidange                        | Robinet d'évacuation latéral                                                                                                                      |                    | Robinet d'évacuation arrière                                                                                                       |                    |                    |
| Dimensions cuve                | 250 x 174 x 78 mm                                                                                                                                 | 323 x 205 x 99 mm  | 302 x 152 x 150 mm                                                                                                                 | 300 x 240 x 200 mm | 502 x 298 x 200 mm |
| Dimensions ext.                | 455 x 275 x 210 mm                                                                                                                                | 515 x 305 x 240 mm | 380 x 175 x 240 mm                                                                                                                 | 330 x 270 x 355 mm | 530 x 330 x 360 mm |
| Poids                          | 5,1 kg                                                                                                                                            | 7,5 kg             | 6,52 kg                                                                                                                            | 10,2 kg            | 13,2 kg            |
| Pays de fabrication            | Asie                                                                                                                                              |                    | Allemagne                                                                                                                          |                    |                    |
| Livré avec                     | Panier, couvercle, robinet et tuyau d'évacuation                                                                                                  |                    | Panier, couvercle, robinet et tuyau d'évacuation, 100 ml de nettoyant universel                                                    |                    |                    |
| Garantie                       | 2 ans                                                                                                                                             |                    | 2 ans                                                                                                                              |                    |                    |
| Référence                      | 115 69 90                                                                                                                                         | 115 70 00          | 115 69 10                                                                                                                          | 115 69 20          | 115 69 60          |
| PU € HT                        | 277,33                                                                                                                                            | 524,89             | 1 057,12                                                                                                                           | 1 650,92           | 2 372,09           |



## BROSSE À INSTRUMENTS - ACIER

À utiliser sur les striures des mors des pinces ou porte-aiguilles, en cas d'importants dépôts.

| DÉSIGNATION                       | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|-----------------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| Brosse en acier                   | 107 95 10 | 10,88 | 10  | 10,15 |
| Brosse acier pour grosses fraises | 107 10 70 | 27,02 |     |       |



## BROSSE À INSTRUMENTS - NYLON

Brosse en nylon pour le nettoyage minutieux des instruments de chirurgie.

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------|-----------|-------|
| Brosse nylon | 110 11 10 | 30,02 |



## BROSSE SIMPLE FACE

Brosse souple pour le nettoyage des ongles ou des instruments.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| Brosse      | 823 10 58 | 4,95 |





## CHAÎNE DE DÉCONTAMINATION

Ensemble d'équipements professionnels pour le nettoyage de votre instrumentation.

### - Bac de pré-désinfection 14,3 litres.

Monobloc en matériau composite.  
Livré avec le raccordement à l'évacuation.  
Dimensions ext. : L.47 x l.36 x P.23,5 cm.  
Dimensions int. : L.30 x l.33 x P.15 cm.

### - Cuve à ultrasons 14,3 litres.

Ajustement de la cavitation en fonction de la charge du panier. Coque intérieure en composite antibactérien. Couvercle de sécurité. Tableau de commande digitale.  
Livrée avec 2 paniers et raccordement à l'évacuation.

Dimensions ext. : L. 47 x l.36 x P.23,5 cm.  
Dimensions int. : L.30 x l.33 x P.15 cm.  
Garantie 3 ans.

### - Cuve à ultrasons 9,2 litres.

Boîtier en ABS insonorisant. Coque intérieure en composite antibactérien.

Commande digitale : 5, 7, 10 ou 12 minutes.  
Livrée avec 2 paniers et un becher pyrex.  
Dimensions ext. : L.54 x l.27 x H.22 cm.  
Dimensions int. : L.31 x l.21 x P.12 cm.  
Garantie 3 ans.

### - Bac de séchage Siroco.

Sécheur en composites antibactérien à temporisation digitale programmable et turbine tangentielle. Résistance chauffante 500/1000 W.

Livrée avec capot ABS fumé + panier fils inox.  
Dimensions : L.47 x l.36 x P.18 cm. Poids : 4 kg.  
Garantie 2 ans.

### - Alkionic : lessive en poudre pour cuve à ultrasons.

500 g équivalent à 5 litres de produit concentré.  
Livré avec dosette de 18 g (pour dilution dans 10 l d'eau) soit 270 litres de produit actif.

| DÉSIGNATION                                        | RÉFÉRENCE | € HT     |
|----------------------------------------------------|-----------|----------|
| <b>MATÉRIEL À POSER SUR PAILLASSE</b>              |           |          |
| Cuve à ultrasons 14,3 l                            | 821 06 71 | 1 735,00 |
| <b>MATÉRIEL ENCASTRABLE</b>                        |           |          |
| Bac pré-désinfection 14,3 l                        | 821 06 94 | 321,86   |
| Bac de rinçage avec bonde 35 x 35 x 15 cm - 14,3 l | 115 27 20 | 195,55   |
| Cuve à ultrasons 14,3 l                            | 822 05 86 | 2 102,50 |
| Sécheur Siroco                                     | 822 23 03 | 962,64   |
| <b>DÉTERGENT POUR CUVE À ULTRASONS</b>             |           |          |
| Alkionic poudre 500 g = 270 l de préparation       | 100 92 00 | 37,94    |
| <b>PIÈCE DE RECHANGE</b>                           |           |          |
| Panier inox 28 x 21 x 5,5 cm                       | 100 22 10 | 72,14    |
| Panier inox 33 x 30 x 15 cm                        | 110 95 80 | 120,85   |
| Panier inox 30,7 x 23,5 x 6 cm                     | 114 48 00 | 67,19    |



## INSTRUBAC

Bac de trempage spécialement conçu pour le nettoyage, la décontamination ou la stérilisation des instruments par l'action de trempage.

Le panier permet le ramassage et le transport de l'instrumentation souillée sans être en contact avec les mains.

Autoclavable à 134°C pendant 18 minutes.

| DÉSIGNATION                       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------------|-----------|-------|
| 2 l utiles - Couvercle avec fente | 828 98 85 | 56,71 |
| Panier L.23 x l.17 x h.9 cm       |           |       |

## APPAREILS DE STÉRILISATION

## FOCUS SUR...

### // AUTOCLAVE TOUCH PRO - CLASSE B

Fiable, abordable, sûr et esthétique. Formule « sérénité » : livraison, installation, mise en service, formation aux opérateurs par un technicien agréé.

Autoclave de classe B.

- Interface d'opération tactile et conviviale, affichage sur la porte en verre
- Enregistrement automatique des opérations : clé USB 8 GO
- Réservoir à grande capacité, facile à nettoyer, avec capteur de qualité d'eau intégré
- Système motorisé à double verrouillage pour plus de sécurité
- Support de plateau tournant à 90°, capacité jusqu'à 5 plateaux
- Générateur de vapeur externe à la chambre de stérilisation
- Double condensateur pour un refroidissement plus rapide et une durée de vie rallongée
- Disjoncteur en cas d'incident
- Filtre à air HEPA : pour éliminer les impuretés en suspension dans l'air et éviter les contaminations dans la chambre
- Soupape de sécurité : libère la surcharge de pression, rétablit la pression dans la chambre lors de surpression

Caractéristiques techniques :

- Tension : 200V/50 Hz - Courant nominal : 10 A

- Température de stérilisation : 121°C / 134°C

- Pression de stérilisation : 1,1 bar / 2,4 bar.

Charges maximales du 23 l, pour 1 cycle :

. instrumentation : 5,5 kg,

. tissus : 2,5 kg,

. paquet unique : 1,8 kg.

Charges maximales du 45 l, pour 1 cycle :

. instrumentation : 10,5 kg,

. tissus : 5 kg,

. paquet unique : 3 kg.

Livré avec un support + 3 plateaux, clé USB, tuyau d'évacuation, bac d'eau usée.

Garantie 3 ans. Cuve garantie 10 ans. Livré avec son déminéraliseur



| DÉSIGNATION                                      | RÉFÉRENCE | € HT     |
|--------------------------------------------------|-----------|----------|
| 23 l - Chambre : Ø 249 x 450 mm - 47 kg - 1800 W | 117 11 50 | 4 400,42 |
| 45 l - Chambre : Ø 319 x 620 mm - 96 kg - 3300 W | 117 11 60 | 5 993,83 |
| <b>OPTIONS</b>                                   |           |          |
| Imprimante Sea Touch                             | 112 58 20 | 271,78   |
| Plateau pour 23 l - 190 x 425 mm                 | 112 58 30 | 106,54   |
| Plateau pour 45 l - 300 x 565 mm                 | 112 58 40 | 170,67   |

## THERMOUSOUEUSE COMPACT SEAL PRO

Thermosoudeuse avec design innovant. Joint circulaire, parfaitement performant, température de scellage constant.

Buzz automatique et protection contre les surintensités.

Largeur de soudure : 12 mm.

Largeur de la zone de soudure : 300 mm.


Dimensions : l 545 x h 440 x p 340 mm.

Poids : 4,8 kg.

Tension d'alimentation : 200-240 V, 50/60 Hz.

Puissance absorbée : 100 W.

Garantie 2 ans.



| DÉSIGNATION                        | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------------|-----------|--------|
| Seal Pro - Avec rack porte rouleau | 114 03 20 | 386,90 |

## THERMOUSOUEUSE ROTATIVE SEAL PRO+

Thermosoudeuse rotative pour les structures nécessitant une grande quantité d'enveloppes à souder.

Elle valide les procédures de soudage et imprime sur l'enveloppe les informations propres au soudage, telles que sélectionnées par l'opérateur. Fonctionnement en cycle continu.

Tête d'impression directement installée sur la machine pour imprimer sur les enveloppes les informations relatives au soudage, telles que sélectionnées par l'opérateur, comme la date de production, la date d'expiration, le lot, le nom de l'opérateur, la température, la vitesse et la pression.

Port USB pour l'enregistrement des données, menu simple et intuitif.

Possibilité de régler la pression et la température de soudage, fonction stand-by qui s'active automatiquement lorsque la machine n'est pas utilisée.

Largeur de soudure : 12,5 mm.

Dimensions (lxhp) : l 560 x h 260 x p 220 mm.

Poids : 14 kg.

Tension d'alimentation : 200 - 240 V, 50/60 Hz.

Puissance absorbée : 500 W.

Garantie 2 ans



| DÉSIGNATION                      | RÉFÉRENCE | € HT     |
|----------------------------------|-----------|----------|
| Thermosoudeuse rotative Seal Pro | 114 05 40 | 2 862,57 |



## ÉTUVE POUPINEL CBM

Appareil de désinfection à chaleur sèche, en acier inoxydable.

Possède un électroventilateur automatique qui garantit une température uniforme et minimise l'inertie thermique. Température réglable de 140°C à 250°C. Le contrôle électronique de la température permet d'obtenir une température minimum de 140°C. Réglage du temps de cycle de 0 à 120 minutes ou continu (cycle infini).

Porte avec clé.

Dimensions intérieures :

L 50,5 x h 37 x p 31,5 cm, 58 l.

Dimensions extérieures :

H 70 x h 47 x p 45 cm.

Peut contenir trois plateaux.

Livrée avec 2 plateaux. Poids : 24,6 kg.

Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT     |
|------------------------|-----------|----------|
| Étuve Poupinel 58 l    | 805 90 85 | 1 034,94 |
| OPTION                 |           |          |
| Plateau supplémentaire | 823 74 86 | 52,32    |

## STÉRILISATEUR MEMMERT

Stérilisateur à convection naturelle Memmert, un gage de fiabilité : meilleure répartition de la chaleur haut / bas, température optimisée, poignée amovible.

Plage de température Min : 0°C - Max : 250°C.

Gamme de température affichable +20°C +250°C.

La fonction Setpoint WAIT veille à ce que la continuation du programme ne s'effectue qu'une fois que la température de consigne est atteinte. Alarme visuelle et sonore de température haute et basse.

Charge maximum / grille : 30 kg.

Dimensions extérieures :

L 585 x h 787 x p 514 mm / Dimensions

intérieures : L 400 x h 400 x p 330 mm.

Poids : 57 kg. Livré avec une grille, possibilité jusqu'à 4 grilles.

Garantie 2 ans.



| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT     |
|-------------|-----------|----------|
| SN55 - 53 l | 100 99 80 | 1 708,84 |

## SOLUTION DE NETTOYAGE POUR AUTOCLAVE

Solution de nettoyage à la vapeur pour autoclaves, à diluer.

Spécialement formulée pour l'entretien de tous les autoclaves de paillasse.

Une solution efficace qui fonctionne avec de la vapeur pour enlever la graisse et la saleté et prévenir la formation des dépôts de tartre.

Bidon d'1 litre pour 50 litres de solution.



| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 1 l         | 110 74 10 | 43,19 |

## CONSOMMABLES DE STÉRILISATION

## Tests de stérilisation

| Test              | Fonction                                                                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bowie Dick        | Valide l'efficacité de l'extrusion d'air de la cuve                                         |
| TST               | Valide temps/vapeur/température                                                             |
| Helix             | Contrôle la stérilité des corps creux                                                       |
| Rubans et sachets | Différencient les dispositifs passés à la chaleur.<br>Ne garantissent pas la stérilisation. |



## INDICATEUR DE STÉRILISATION AUTOCLAVE

Pour autoclave, pour s'assurer que la température s'est bien maintenue à 134°C pendant 18 min en conformité avec la lutte contre les agents transmissibles comme les prions.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Par 480     | 822 59 45 | 44,49 |



## TEST DE BOWIE DICK

Indicateur physico-chimique conçu pour vérifier la pénétration de vapeur dans les autoclaves.

Ce test de pénétration de vapeur est conforme à la norme EN 864-4.

L'encre chimique réagit aux 3 paramètres : temps, température, vapeur saturée.

Test à usage unique à placer dans un stérilisateur vide en partie basse, en position horizontale et à l'avant du stérilisateur à 134°C pendant 3,5 minutes.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT |
|-----------------|-----------|------|
| Test Bowie Dick | 828 20 09 | 6,16 |



## SACHET POUR AUTOCLAVE - NON ADHÉSIF

Sachet à souder ou fermer avec un adhésif spécial autoclave.

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------|-----------|-------|
| 100 x 250 mm - Par 100 | 114 20 40 | 10,37 |
| 150 x 300 mm - Par 100 | 114 20 70 | 19,16 |
| 150 x 350 mm - Par 100 | 114 20 60 | 22,33 |
| 200 x 400 mm - Par 100 | 114 20 90 | 32,87 |
| 250 x 450 mm - Par 100 | 114 21 00 | 46,92 |



## SACHET POUR AUTOCLAVE - ADHÉSIF

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------|-----------|--------|
| 130 x 250 mm - Par 200 | 848 73 49 | 44,96  |
| 190 x 400 mm - Par 200 | 848 73 32 | 95,46  |
| 305 x 500 mm - Par 200 | 848 73 55 | 166,99 |



## GAINE POUR AUTOCLAVE

Gaine pelable utilisée pour la stérilisation à la chaleur humide.

Une face en papier avec indicateur et une face en complexe transparent.

La fermeture se fait avec un ruban adhésif spécial autoclave ou avec une soudeuse (175°C - 185°C).

| DÉSIGNATION                                                | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 100 mm x 200 m                                             | 114 19 80 | 62,08  |
| 200 mm x 200 m                                             | 114 20 00 | 108,91 |
| 250 mm x 200 m                                             | 114 20 10 | 133,08 |
| 300 mm x 200 m                                             | 114 20 20 | 180,71 |
| 400 mm x 200 m - Ne convient pas à la soudure par soudeuse | 114 20 30 | 264,93 |



## FEUILLE DE STÉRILISATION

Feuille de stérilisation pour autoclave en papier crêpé 60g/m², renforcée d'élastomère.

Utiliser deux couches de papier ou une couche de papier associée à une gaine ou un sachet.

| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------|-----------|-------|
| 75 x 75 cm - Bleu - Par 125 | 116 33 40 | 54,73 |



## RUBAN ADHÉSIF POUR AUTOCLAVE

Ruban pour autoclave avec indicateur de passage à la stérilisation qui vire du blanc au noir.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT |
|------------------------------|-----------|-------|-----|------|
| 19 mm x 55 m avec indicateur | 109 90 40 | 7,10  |     |      |
| 24 mm x 55 m avec indicateur | 106 49 70 | 10,69 | 20  | 8,17 |



## RUBAN POUR INSTRUMENTS

Pour le marquage des instruments.

Résiste à l'autoclave.

Température maximum 134°C.

Longueur : 3 m.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Bleu        | 837 66 67 | 30,12 |
| Vert        | 837 67 04 | 30,12 |
| Rouge       | 837 66 96 | 30,12 |
| Jaune       | 837 66 73 | 30,12 |
| Blanc       | 824 23 98 | 30,12 |
| Marron      | 824 24 12 | 30,12 |
| Orange      | 824 24 29 | 30,12 |



# HYGIÈNE - STÉRILISATION



## GAINE POUR PUPINEL

**Gaine non pelable.** 2 faces en polyamide transparent incolore dont une avec indicateur de passage à la stérilisation qui vire du vert au brun. La fermeture se fait avec le ruban adhésif référence 109 90 50 ou avec la soudeuse.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------|-----------|--------|
| 15 cm x 100 m | 825 51 71 | 126,72 |
| 25 cm x 100 m | 825 51 94 | 146,88 |



## RUBAN INDICATEUR PUPINEL

**Ruban pour chaleur sèche Pupinel :** le ruban est conçu pour résister aux températures et son encre vire au bleu foncé dans les conditions suivantes : - 1h30 à 180° C - 2h00 à 160° C

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------|-----------|-------|
| 19 mm x 50 m | 109 90 50 | 27,46 |



## GANTS OPTIMO

**Gants étanches en élastomères synthétiques hypoallergéniques.**  
Revêtement intérieur en flocage de coton.  
Surface antidérapante sur la paume et les mains. Ne contient pas de latex.  
Conseillés pour la manipulation des détergents ménagers.  
Longueur toutes tailles : 31 cm.  
Épaisseur : 0,35 mm.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------|-----------|------|-----|------|
| T 6 - 6,5   | 101 40 20 | 4,68 | 5   | 3,77 |
| T 7 - 7,5   | 101 40 30 | 4,68 | 5   | 3,77 |
| T 8 - 8,5   | 101 40 50 | 4,68 | 5   | 3,77 |

## BOÎTES, PLATEAUX & TAMBOURS



## BOÎTE À COTON

Couvercle demi-lune à charnière pour coton et compresses.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| DIAMÈTRE X HAUTEUR  |           |       |
| 120 x 120 mm - Inox | 804 02 17 | 61,50 |



## TAMBOUR INOX

Pour la stérilisation à l'autoclave ou l'étuvage au pupinel.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------|-----------|-------|
| H 125 x d.125 mm | 108 71 20 | 47,22 |



## BOÎTE EN INOX

Pour l'étuvage au pupinel.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------|-----------|--------|
| LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR |           |        |
| 180 x 80 x 40 mm             | 804 03 35 | 22,38  |
| 200 x 100 x 50 mm            | 804 03 58 | 25,84  |
| 250 x 120 x 60 mm            | 804 03 64 | 57,06  |
| 280 x 140 x 60 mm            | 804 03 70 | 36,28  |
| 300 x 120 x 60 mm            | 804 03 87 | 55,94  |
| 300 x 150 x 70 mm            | 102 11 60 | 126,94 |
| 350 x 150 x 80 mm            | 804 03 93 | 50,79  |
| 400 x 200 x 90 mm            | 804 04 01 | 162,66 |



## BOÎTE EN ALUMINIUM

| DÉSIGNATION                            | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------------------|-----------|--------|
| 170 x 70 x 30 mm                       | 804 01 34 | 14,16  |
| 180 x 90 x 40 mm                       | 804 01 40 | 16,46  |
| 210 x 100 x 40 mm                      | 804 01 57 | 20,50  |
| 250 x 100 x 50 mm                      | 804 01 63 | 47,28  |
| BOITE DE COULEUR                       |           |        |
| 210 x 100 x 30 mm - Verte              | 103 49 70 | 16,11  |
| 210 x 100 x 30 mm - Jaune              | 103 49 50 | 16,11  |
| 210 x 100 x 50 mm - Rouge              | 103 49 60 | 21,88  |
| 210 x 100 x 50 mm - Bleu               | 103 49 80 | 21,88  |
| 210 x 100 x 50 mm                      | 804 01 28 | 130,87 |
| Par 5 : gris, bleu, rouge, vert, jaune |           |        |



## CUVETTE HARICOT

En inox

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 16 cm       | 104 51 30 | 4,62 |
| 25 cm       | 820 95 09 | 5,81 |



## PLATEAU EN INOX

Plateau à instruments.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------|-----------|-------|
| LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR |           |       |
| 170 x 110 x 25 mm            | 820 95 21 | 7,78  |
| 200 x 130 x 25 mm            | 820 95 15 | 9,09  |
| 220 x 150 x 30 mm            | 820 95 38 | 10,63 |
| 245 x 175 x 30 mm            | 804 05 42 | 13,93 |
| 280 x 180 x 30 mm            | 820 95 44 | 14,92 |
| 300 x 210 x 40 mm            | 820 95 50 | 18,14 |
| 350 x 260 x 40 mm            | 820 95 67 | 25,58 |
| 420 x 280 x 50 mm            | 804 05 88 | 47,35 |



## CUPULE INOX

Cupule à bec et fond plat.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------|-----------|-------|
| 60 ml - Diam 6 cm    | 820 95 73 | 4,32  |
| 310 ml - Diam 10 cm  | 820 95 96 | 5,51  |
| 1200 ml - Diam 16 cm | 820 96 04 | 16,30 |



## BOÎTE À FILTRE POUR AUTOCLAVE

Boîte en aluminium à clip de fermeture. Couvercle perforé avec porte- filtre. Filtre à usage unique. Joint silicone d'étanchéité.

| DÉSIGNATION                           | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------------------|-----------|--------|
| <b>AVEC CHEVALET 10 POSITIONS</b>     |           |        |
| 19 x 14 x 4 cm + chevalet             | 821 06 07 | 112,62 |
| <b>SANS CHEVALET</b>                  |           |        |
| 25 x 10 x 7 cm                        | 821 06 13 | 178,67 |
| <b>FILTRE PAPIER</b>                  |           |        |
| Pour boîte 19 x 14 x 4 cm - Par 100   | 821 06 42 | 47,68  |
| Pour boîte 25 x 10 x 7 cm - Par 100   | 821 06 59 | 46,21  |
| Pour boîte 25 x 15 x 8,5 cm - Par 100 | 821 06 65 | 50,44  |



## CASSETTE ERGO IM3

Cassette porte-instruments pour le rangement et la stérilisation de 5 luxateurs ou élévateurs Ergo. Autoclavable.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------|-----------|-------|
| Cassette Ergo iM3 | 113 02 40 | 78,34 |



## CASSETTE À INSTRUMENTS IM3

Grande cassette (boîte) porte-instruments en acier inoxydable très résistant avec fermeture et inserts en silicone.

Conçue pour sécuriser et stocker les instruments dentaires à stériliser à l'autoclave.

Elle peut recevoir 6 à 8 élévateurs ou une combinaison d'instruments tels qu'un set d'extraction de 13 pièces.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------|-----------|--------|
| Boîte inox 205 x 120 x 30 mm | 114 36 90 | 89,46  |
| Boîte inox 205 x 165 x 30 mm | 112 81 00 | 119,76 |



## PLATEAU POUR BROCHES

Plateau compartimenté pour rangement des broches.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------|-----------|--------|
| 17 x 9 x 2,5 cm | 806 17 16 | 221,04 |



## TAPIS SILICONE À PICOTS

Pour ranger les instruments fragiles dans les boîtes.

Stérilisation 120°C maximum.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 24 x 12 cm  | 802 37 79 | 87,81 |



## BOÎTE POUR ANCRES ET TUBES À SERTIR

Boîte pour ancrs et tubes à sertir.

| DÉSIGNATION                            | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------------------|-----------|-------|
| <b>POUR ANCRES DIAM. 2,7 ET 3,5 MM</b> |           |       |
| 70 x 45 x 8 mm - 1003                  | 837 30 77 | 37,53 |
| <b>POUR ANCRES DIAM. 4,5 MM</b>        |           |       |
| 80 x 42 x 8 mm - 1003BA                | 819 73 09 | 38,25 |



## BOÎTE À FILTRE TEXTILE POUR AUTOCLAVE

Réalisée en aluminium pour faciliter les échanges thermiques et réduire les phénomènes de condensation. Le filtre est conçu pour 30 cycles. Temps de conservation de la stérilité : 1 mois.  
Le filtre est à découper pour ajustement aux dimensions de la boîte utilisée.



| DÉSIGNATION                         | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------------|-----------|--------|
| <b>LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR</b> |           |        |
| 18 x 14 x 4 cm                      | 805 89 15 | 169,34 |
| 40 x 16 x 12 cm                     | 805 88 90 | 304,52 |
| 40,5 x 16 x 6 cm                    | 805 89 09 | 241,91 |

| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------|-----------|-------|
| <b>CONSOMMABLE</b>          |           |       |
| Filtre textile 120 x 100 cm | 838 81 85 | 69,84 |

## BOÎTE DE STÉRILISATION PETITS FRAGMENTS

La boîte peut contenir 3 plateaux au choix.

Plateaux pour vis avec couvercle pouvant contenir :

- Plateau Ø 1,5 mm : 5 vis de chaque longueur suivante 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 mm
- Plateau Ø 2,0 mm : 5 vis de chaque longueur suivante 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 mm
- Plateau Ø 2,4 mm : 5 vis de chaque longueur suivante 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 mm
- Plateau Ø 2,7 mm : 5 vis de chaque longueur suivante 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 mm
- Plateau Ø 3,5 mm : 5 vis de chaque longueur suivante 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 50 mm

| DÉSIGNATION                               | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------------------|-----------|--------|
| Boîte rouge 30,5 x 12 x 7,5 cm<br>SE 2872 | 838 94 92 | 188,84 |
| <b>PLATEAUX POUR VIS</b>                  |           |        |
| 1,5 mm - SE 2872-15                       | 838 95 00 | 153,50 |
| 2 mm - SE 2872-20                         | 838 95 17 | 153,50 |
| 2,4 mm - SE 2872-24                       | 838 95 23 | 153,50 |
| 2,7 mm - SE 2872-27                       | 838 95 46 | 153,50 |

| DÉSIGNATION                     | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------------|-----------|--------|
| 3,5 mm - SE 2872-35             | 838 95 52 | 153,50 |
| 4 mm - SE 2872 - 40             | 821 69 46 | 153,50 |
| 4,5 mm - SE 2872-45             | 822 81 22 | 153,50 |
| <b>PLATEAU POUR INSTRUMENTS</b> |           |        |
| 29 x 11 x 1,7 cm - SE2874       | 818 06 74 | 199,25 |



Plateau  
pour vis







## BOÎTE DE STÉRILISATION TTA ET TTA X-GEN

Boîte de stérilisation avec plateaux pour implants et instruments.

| DÉSIGNATION                                   | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------------------------|-----------|--------|
| <b>TTA X-GEN</b>                              |           |        |
| Boîte grand modèle - 34 x 15 x 10 cm - SE3095 | 818 27 85 | 730,05 |



## BOÎTE DE STÉRILISATION

Boîte en aluminium 34 x 15 x 10,5 cm.

Le plateau de la boîte bleue 837 77 96

peut contenir :

- 6 vis Ø 2 mm : Long. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 mm
- 8 vis Ø 2,7 mm : Long. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 mm
- 9 vis Ø 3,5 mm : Long. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55, 60 mm

| DÉSIGNATION                                             | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------------------------------------|-----------|--------|
| <b>AVEC PLATEAU À VIS 2 - 2,7 - 3,5 MM</b>              |           |        |
| Boîte bleue - 418                                       | 837 77 96 | 564,90 |
| <b>SANS PLATEAU À VIS, FOND À COMPARTIMENT AMOVIBLE</b> |           |        |
| Boîte bleue - 373                                       | 100 04 80 | 365,73 |
| Boîte rouge - 374                                       | 837 94 24 | 366,62 |

| DÉSIGNATION                         | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------------|-----------|--------|
| <b>PLATEAU SEUL</b>                 |           |        |
| Pour vis 2 - 2,7 - 3,5 mm - SE418-1 | 821 81 70 | 124,25 |
| 4,5 mm - SE 2872-45                 | 822 81 22 | 153,50 |



## PLATEAU PAX POUR VIS Ø 2,0 - 2,4 MM



| DÉSIGNATION                   | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------|-----------|--------|
| <b>PLATEAU</b>                |           |        |
| Plateau vis et plaques - 7001 | 820 01 64 | 365,82 |
| Plateau instruments - 7171    | 109 35 40 | 476,32 |
| Demi-plateau plaques - 7169   | 109 35 00 | 287,39 |
| Demi-plateau vis - 7170       | 109 35 20 | 287,39 |
| Insert plaque papillon - 7184 | 109 35 30 | 58,22  |
| <b>COUVERCLE</b>              |           |        |
| Couvercle complet - 7002      | 820 01 70 | 80,70  |
| Demi couvercle - 7183         | 109 35 10 | 40,55  |

## PLATEAU PAX POUR VIS Ø 2,7 - 3,5 MM



| DÉSIGNATION                                          | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------------------------------|-----------|--------|
| <b>Ø 2,7 MM</b>                                      |           |        |
| Plateau kit - 7058                                   | 820 07 73 | 365,82 |
| Plateau vis - 7258                                   | 820 08 10 | 88,23  |
| <b>Ø 3,5 MM</b>                                      |           |        |
| Plateau kit - 7158                                   | 820 07 96 | 365,82 |
| Plateau vis - 7358                                   | 820 08 27 | 88,23  |
| <b>Ø 2,7 / 3,5 MM</b>                                |           |        |
| Plateau plaques - 7172                               | 109 35 60 | 365,82 |
| Plateau vis - 7360                                   | 109 36 00 | 365,82 |
| Plateau instruments - 7174                           | 109 35 90 | 476,32 |
| Insert supplémentaire plaque pour 7172 - 7173        | 109 35 80 | 68,77  |
| Demi couvercle (pour 7360) - 4903                    | 109 36 10 | 46,18  |
| Couvercle complet pour 7058, 7158, 7172, 7174 - 7059 | 820 08 04 | 89,59  |



## CONTAINER ALUMINIUM NOVALIG NOVATEN

Container pour la stérilisation, le stockage et le transport.

En aluminium de haute qualité. Bleu.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------------|-----------|--------|
| Bleu - 325 x 195 x 70 mm | 112 25 20 | 260,31 |



# PHOVIA

Équipements

PHO589/0624

## LA LUMIÈRE AU SERVICE DE LA DERMATOLOGIE

GRÂCE À LA BIOMODULATION PAR FLUORESCENCE

PHOVIA™ est une combinaison unique composée d'un gel à base de chromophores et d'une lumière LED. PHOVIA™ permet de créer un environnement favorable aux mécanismes physiologiques de régénération cutanée et de réduire la durée des traitements conventionnels seuls.<sup>(1)</sup>

- **Réduction par deux** du temps de régénération cutanée.<sup>(1)</sup>
- **Complément non médicamenteux et non invasif** à la prise en charge des affections cutanées.
- **Amélioration de la qualité de vie** des animaux.<sup>(2)</sup>



(1) Marchegiani A, Spaterna A, Cerquetella M. Current Applications and Future Perspectives of Fluorescence Light Energy Biomodulation in Veterinary Medicine. Vet Sci. 2021 Jan 25;8(2):20. (2) Mosca, M., Briand, A., Carrasco, I., Luciani, L. and Fantini, O. (2023) Impact of Fluorescent Light Energy on the Quality of Life of Dogs with Dermatologic Disease and Their Owners. Open Journal of Veterinary Medicine, 13, 122-135.

## Instrumentation

|                      |     |
|----------------------|-----|
| • Chirurgie générale | 268 |
| • Ophtalmologie      | 275 |
| • Ostéosynthèse      | 279 |



## Les différentes qualités d'instruments

**QM = Qualité Médicale**

Instruments de qualité standard en acier inox non normalisé.

**QC = Qualité Chirurgicale**

Instruments en acier inox normalisé AFNOR. Matériel de haute qualité.

**TUNGSTÈNE**

Instruments de qualité chirurgicale sur lesquels on a ajouté une plaquette de carbure de tungstène, matériau très dur permettant une longévité exceptionnelle. Anneaux dorés.

**CRYOCOUCPE**

S'applique uniquement aux ciseaux. Instruments de qualité chirurgicale ayant subi un traitement thermique final à -210°C, qui uniformise les molécules et augmente la dureté des lames. Permet un tranchant plus précis et une meilleure glisse des lames l'une sur l'autre.

**FINE LINE**

S'applique uniquement aux ciseaux. Instruments de qualité Cryocoupe avec un contrôle final de l'affûtage et du montage de l'articulation au microscope.

Pour une coupe et une dissection délicate, précise et progressive. Anneaux bleus.

**UPCUT**

S'applique uniquement aux ciseaux. Instruments de qualité Cryocoupe avec une lame micro-dentée. Pour une meilleure accroche des tissus lors de la section. Anneaux noirs.

**CISEAUX MÉDECIN**

Pour tous les usages.

| DÉSIGNATION                                      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>MOUSSES DROITS</b>                            |           |       |
| 14 cm - QC                                       | 116 25 30 | 15,00 |
| 14 cm - QM                                       | 801 96 54 | 4,58  |
| 16 cm - QM                                       | 801 96 77 | 7,68  |
| 18 cm - QC                                       | 116 25 60 | 20,00 |
| <b>MOUSSES COURBES</b>                           |           |       |
| 14 cm - QC                                       | 116 24 90 | 16,00 |
| 14 cm - QM                                       | 801 96 02 | 4,56  |
| 16 cm - QC                                       | 116 25 00 | 18,75 |
| 16 cm - QM                                       | 806 17 39 | 8,34  |
| 18 cm - QC                                       | 116 25 20 | 21,50 |
| <b>DAUPHINS : UN BOUT MOUSSE, UN BOUT POINTU</b> |           |       |
| 16 cm - Droits - QC                              | 116 25 50 | 15,63 |
| 16 cm - Droits - QM                              | 801 97 14 | 6,56  |
| <b>POINTUS</b>                                   |           |       |
| 14 cm - Droits - QC                              | 116 25 40 | 15,63 |
| 14 cm - Droits - QM                              | 116 23 40 | 5,30  |

**CISEAUX DE MAYO**

Lames épaisses permettant la section des fils et fascia.

Préférez les lames droites pour la section et courbes pour la dissection.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------|-----------|--------|
| <b>DROITS</b>                |           |        |
| 15 cm - QM                   | 116 23 30 | 6,11   |
| 17 cm - QM                   | 801 95 88 | 8,18   |
| 15 cm - QC                   | 801 95 59 | 56,00  |
| 17 cm - QC                   | 801 95 42 | 50,34  |
| 15 cm - Cryocoupe            | 820 53 80 | 154,49 |
| 17 cm - Cryocoupe            | 801 94 53 | 170,92 |
| 17 cm - Fine line            | 801 94 76 | 127,74 |
| <b>COURBES</b>               |           |        |
| 14 cm - Tungstène            | 116 22 60 | 102,75 |
| 15 cm - QM                   | 116 23 10 | 6,11   |
| 18 cm - QM                   | 116 23 20 | 7,55   |
| 15 cm - QC                   | 801 95 13 | 59,15  |
| 17 cm - QC                   | 801 95 36 | 66,67  |
| 15 cm - Cryocoupe            | 848 39 20 | 151,21 |
| 17 cm - Fine line            | 801 94 82 | 147,20 |
| 17 cm - Aesculap - Tungstène | 109 88 50 | 133,35 |
| 17 cm - Cryocoupe            | 801 94 47 | 155,87 |

**CISEAUX DE MAYO CRANTÉS**

Ciseaux crantés en acier inoxydable satiné mat.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------|-----------|-------|
| <b>DROITS</b>  |           |       |
| 15 cm - QC     | 107 73 40 | 70,01 |
| 17 cm - QC     | 802 05 22 | 73,53 |
| <b>COURBES</b> |           |       |
| 15 cm - QC     | 102 91 10 | 76,25 |
| 17 cm - QC     | 829 81 28 | 75,95 |

**CISEAUX À FILS DE SPENCER**

Pour ôter les points de suture.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| 9 cm - Droits - QC  | 116 26 60 | 18,38 |
| 9 cm - Courbes - QC | 116 26 20 | 21,25 |
| 11 cm - Droits - QC | 116 26 30 | 19,13 |
| 11 cm - Coudés - QC | 834 56 49 | 63,44 |

**CISEAUX DE LEXER**

Ciseaux fins à disséquer.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------|-----------|-------|
| Droit - 16,5 cm - QC | 816 87 91 | 79,22 |

**CISEAUX DE FOMON**

Pour les chirurgies profondes. Sert à couper les ligaments ronds de tête de fémur et pour toutes les zones difficiles d'accès.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------|-----------|--------|
| 14 cm - Très courbes - QC | 806 92 15 | 142,16 |



## CISEAUX DE METZENBAUM

Ciseaux à lames fines pour la section d'organes creux (vessie, intestin).

Préférez les lames droites en section et courbes en dissection.

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------|-----------|--------|
| <b>DROITS</b>          |           |        |
| 12 cm Mini - Tungstène | 116 22 10 | 154,31 |
| 14,5 cm - QC           | 826 88 48 | 42,64  |
| 14 cm - Cryocoupe      | 838 58 67 | 123,98 |
| 15 cm - QC             | 116 26 40 | 19,13  |
| 15 cm - QM             | 801 91 63 | 6,93   |
| 18 cm - QC             | 110 51 80 | 41,65  |
| 18 cm - QM             | 801 91 86 | 9,70   |
| 18 cm - Cryocoupe      | 801 92 46 | 148,95 |
| 18 cm - Tungstène      | 116 26 10 | 72     |
| <b>COURBES</b>         |           |        |
| 14 cm - QM             | 801 90 97 | 8,18   |
| 14,5 cm - Fins - QC    | 816 88 16 | 54,21  |
| 14,5 cm - QC           | 104 54 80 | 49,32  |
| 14 cm - Cryocoupe      | 801 92 52 | 136,22 |
| 14 cm - Tungstène      | 109 88 60 | 104,81 |
| 15 cm - QC             | 116 25 70 | 19,50  |
| 18 cm - QM             | 801 91 92 | 10,22  |
| 18 cm - Courbes - QC   | 116 25 80 | 20,88  |
| 18 cm - Cryocoupe      | 824 00 40 | 181,65 |
| 18 cm - Fine Line      | 801 92 69 | 121,34 |
| 18 cm - Tungstène      | 116 26 00 | 76,25  |



## CISEAUX DE METZENBAUM - GAUCHER

Ciseaux dissecteurs pour gauchers.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------|-----------|-------|
| Droits - 15 cm - QC  | 102 10 50 | 16,97 |
| Droits - 18 cm - QC  | 108 15 80 | 17,59 |
| Courbes - 15 cm - QC | 102 10 30 | 17,28 |
| Courbes - 18 cm - QC | 108 16 00 | 17,88 |



## CISEAUX DE TYPE COUTURIÈRE

Pour tous les usages, chromés.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 18,5 cm     | 801 93 06 | 75,42 |



## CISEAUX DE LISTER


| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------|-----------|-------|
| 18 cm - QM                  | 801 93 35 | 10,08 |
| 14,5 cm - QC - Pour gaucher | 103 98 30 | 14,99 |



## CISEAUX UNIVERSELS

Pour tous les usages, auto-affûtables.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 18 cm       | 801 92 98 | 4,53 |



## COUPE-GRIFFES

| DÉSIGNATION                               | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------------------|-----------|-------|
| 1 - Ciseaux 7,5 cm - Standard inox        | 804 47 93 | 11,71 |
| 2 - 15 cm - Fort - Inox                   | 804 48 53 | 18,25 |
| 3 - À ressort et manche plastique 16,5 cm | 804 48 18 | 19,33 |
| 4 - Coupe-ongles Miller                   | 804 48 47 | 10,89 |
| 5 - Guillotine 13 cm - Qualité standard   | 804 48 24 | 5,52  |



## PINCE À DISSÉQUER BROWN

Pince en inox de qualité chirurgicale.

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------|-----------|-------|
| 15 cm - À griffes - QC | 816 88 39 | 38,37 |



## PINCE À DISSÉQUER STANDARD

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------|-----------|-------|
| <b>MORS FINS</b>          |           |       |
| 11 cm - Sans griffes - QC | 104 08 50 | 20,61 |
| 14 cm - À griffes - QM    | 802 07 52 | 3,64  |
| 14 cm - Sans griffes - QM | 802 07 46 | 3,64  |
| <b>MORS LARGES</b>        |           |       |
| 13 cm - Sans griffes - QC | 108 47 00 | 16,42 |
| 14 cm - À griffes - QM    | 802 06 63 | 3,46  |
| 14 cm - Sans griffes - QM | 802 06 92 | 3,46  |
| 16 cm - À griffes - QM    | 802 07 17 | 3,46  |
| 16 cm - Sans griffes - QM | 802 07 00 | 3,46  |
| 18 cm - À griffes - QM    | 802 06 86 | 3,46  |
| 18 cm - Sans griffes - QM | 802 07 23 | 3,46  |



## PINCE À DISSÉQUER ADSON

Pince à extrémités fines et assurant une bonne prise en main. La présence de griffes assure une parfaite préhension des tissus conjonctifs.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------|-----------|-------|
| 12 cm - À griffes - QC    | 116 27 70 | 14,88 |
| 12 cm - Sans griffes - QC | 116 27 80 | 14,88 |



## PINCE À DISSÉQUER ADSON MICRO

Pince à dissection en acier inoxydable satiné mat. Très fine.

| DÉSIGNATION                       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------------|-----------|-------|
| Micro - 12 cm - À griffes - QC    | 825 49 58 | 38,18 |
| Micro - 12 cm - Sans griffes - QC | 825 50 99 | 38,22 |



## PINCE À DISSÉQUER ADLERKREUTZ

2 x 3 griffes avec plateau strié.  
Pour intestins et tissus fragiles.

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------|-----------|-------|
| 14,5 cm - QC | 109 81 50 | 47,89 |



## PINCE À DISSÉQUER QUENU

4 x 5 griffes. Griffes plus fortes.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 15 cm - QM  | 116 24 40 | 12,23 |



## PINCE À DISSÉQUER DESGOUTTES

Pince à mors de 4 x 5 griffes fortes.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 20 cm - QM  | 116 24 30 | 31,14 |



## PINCE À DISSÉQUER PATTES DE VELOURS

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 15 cm - QM  | 802 07 75 | 17,97 |



## PINCE À DISSÉQUER DEBAKEY

Utilisation usuelle : préhension des structures délicates.  
Sans griffes, striures atraumatiques.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| 15 cm - QC  | 802 07 81 | 102,87 |



## PINCE DE LUCAE

Pince permettant l'extraction de corps étrangers. Typiquement ORL, elle peut entrer dans un otoscope ou un spéculum sans gêner le champ visuel de l'opérateur.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 16 cm - QM  | 802 05 51 | 7,89 |



## PINCE DE FEILCHENFELD

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 9 cm - QM   | 826 01 95 | 3,09 |



## PINCE DE BACKHAUS

Pince à fixation des champs opératoires sur la peau, elle peut également servir pour l'ancrage du fil de bistouri électrique ou du tuyau d'aspiration.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------|-----------|-------|
| 9 cm - QM        | 116 24 10 | 7,70  |
| 9 cm - Fine - QC | 116 23 00 | 15,81 |
| 12 cm - QM       | 802 06 11 | 9,43  |



## PINCE DE SCHAEDEL

Pince à champs en crabe.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 9 cm - QM   | 802 06 34 | 3,70 |



## PINCE DE JONES

Pince à champ inox coudée et à pointes acérées.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 5,5 cm - QC | 105 47 10 | 21,70 |



## PINCE DE KOCHER

Pince forte à griffes, évitant aux tissus de glisser. Pince à hémostase des vaisseaux et pédicules vasculaires.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------|-----------|-------|
| <b>DROITE</b> |           |       |
| 14 cm - QC    | 116 28 90 | 19,50 |
| 14 cm - QM    | 802 11 02 | 7,28  |
| 18 cm - QC    | 116 29 00 | 24,88 |
| 18 cm - QM    | 802 11 77 | 12,05 |
| 22 cm - QM    | 802 11 83 | 18,71 |
| 24 cm - QM    | 802 12 14 | 18,71 |
| <b>COURBE</b> |           |       |
| 14 cm - QC    | 116 28 60 | 19,75 |
| 14 cm - QM    | 802 11 19 | 8,43  |
| 18 cm - QC    | 116 28 70 | 23,75 |
| 18 cm - QM    | 802 11 60 | 10,66 |
| 22 cm - QM    | 802 12 08 | 17,19 |



## PINCE DE ROCHESTER PEAN OU KOCHER SANS GRIFFES

Pince hémostatique sans griffe pour gros vaisseaux et pédicules vasculaires.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------|-----------|-------|
| <b>DROITE</b> |           |       |
| 14 cm - QC    | 116 29 90 | 23,25 |
| 14 cm - QM    | 802 12 43 | 7,91  |
| 18 cm - QC    | 116 30 10 | 22,50 |
| 18 cm - QM    | 802 12 66 | 11,37 |
| 24 cm - QM    | 802 13 03 | 17,23 |
| <b>COURBE</b> |           |       |
| 14,5 cm - QC  | 116 29 60 | 17,25 |
| 18 cm - QC    | 116 29 80 | 22,38 |
| 18 cm - QM    | 802 12 95 | 11,07 |





## PINCE DE HALSTEAD

Pince fine pour hémostase des petits vaisseaux superficiels.

Les griffes évitent aux tissus de glisser.

| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------|-----------|-------|
| <b>DROITE</b>               |           |       |
| 12,5 cm - À griffes - QC    | 116 28 40 | 14,38 |
| 12,5 cm - Sans griffes - QC | 116 28 50 | 14,00 |
| 12,5 cm - À griffes - QM    | 802 09 76 | 7,43  |
| 12,5 cm - Sans griffes - QM | 825 59 46 | 7,43  |
| <b>COURBE</b>               |           |       |
| 12,5 cm - À griffes - QC    | 116 28 20 | 16,00 |
| 12,5 cm - Sans griffes - QC | 116 28 30 | 13,75 |
| 12,5 cm - À griffes - QM    | 802 10 07 | 7,43  |
| 12,5 cm - Sans griffes - QM | 825 59 52 | 7,43  |



## PINCE DE HALSTEAD MOSQUITO

Pince hémostatique en acier inoxydable satiné mat, de qualité chirurgicale.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------|-----------|-------|
| <b>DROITE</b>             |           |       |
| 12 cm - Sans griffes - QC | 838 74 12 | 34,39 |
| <b>COURBE</b>             |           |       |
| 12 cm - Sans griffes - QC | 838 27 97 | 44,67 |



## PINCE DE ROCHESTER-CARMALT

Pince à ligature de pédicules vasculaires.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------|-----------|--------|
| 16 cm - Droite - VWQC | 116 22 50 | 129,28 |



## PINCE DE CRILE

Pince hémostatique en acier inoxydable satiné mat, de qualité chirurgicale, branches passées. Garantie 2 ans.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| 14 cm - Droit - QC  | 838 28 28 | 29,88 |
| 14 cm - Courbe - QC | 837 89 27 | 30,36 |



## PINCE DE LERICHE

Pince fine hémostatique pour le plan moyen.

| DÉSIGNATION                   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------|-----------|-------|
| <b>DROITE</b>                 |           |       |
| 15 cm - À griffes - QC        | 116 29 30 | 21,63 |
| 15 cm - Sans griffes - QC     | 104 57 80 | 42,18 |
| 15 cm - À griffes - QM        | 802 10 59 | 10,89 |
| 15 cm - Sans griffes - QM     | 802 10 42 | 10,21 |
| <b>COURBE</b>                 |           |       |
| 15 cm - Courbe à griffes - QC | 116 29 10 | 22,38 |
| 15 cm - Sans griffes - QC     | 116 29 20 | 21,63 |
| 15 cm - À griffes - QM        | 802 10 13 | 10,89 |
| 15 cm - Sans griffes - QM     | 802 10 36 | 10,21 |



## PINCE DE KELLY

Pince hémostatique en acier inoxydable satiné mat, de qualité chirurgicale.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------|-----------|-------|
| <b>DROITE</b>             |           |       |
| 14 cm - Sans griffes - QC | 818 91 32 | 35,16 |



## PINCE DE HARTMANN À COPROSTASE

Clamp à occlusion temporaire du tube digestif.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| 19 cm - Droite - QC | 802 09 18 | 38,55 |



## PINCE DE DOYEN À COPROSTASE

Clamp intestinal souple atraumatique.


| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------|-----------|--------|
| <b>COURBE</b> |           |        |
| 24 cm - QC    | 105 34 10 | 114,10 |
| 23 cm - QM    | 802 08 70 | 30,18  |
| <b>DROITE</b> |           |        |
| 17 cm - QM    | 104 92 30 | 141,07 |
| 24 cm - QC    | 105 34 20 | 106,68 |
| 23 cm - QM    | 802 08 93 | 30,18  |



## PINCE DE DUVAL

Pince à mors en triangle pour la préhension des tissus mous.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 22 cm - QM  | 802 08 29 | 37,02 |



## PINCE D'ALLIS

Pince à préhension des tissus conjonctifs.

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------|-----------|--------|
| 15,5 cm - 4 x 5 dents - QC | 111 29 30 | 37,98  |
| 15,5 cm - 5 x 6 dents - QC | 833 98 44 | 42,15  |
| 19 cm - 5 x 6 dents - QM   | 802 08 41 | 14,20  |
| 25 cm - 5 x 6 dents - QC   | 115 36 10 | 103,55 |



## PINCE DE BABCKOK

Pince atraumatique pour la préhension des tissus fragiles : parois vésicales, intestinales.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 16 cm - QM  | 802 17 28 | 17,43 |



## PINCE MORS EN CŒUR

Pince à préhension des tissus mous.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 16 cm - QC  | 116 29 50 | 34,50 |



# CHIRURGIE GÉNÉRALE



## PINCE DE MUSEUX

Pince à 4 griffes très fortes.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 24 cm - QM  | 802 17 11 | 19,66 |



## PINCE TIRE-LANGUE DE YOUNG

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 18 cm - QM  | 802 03 96 | 16,10 |



## CONSTRICTEUR AMÉROÏDE

Dispositif stérile, utilisé exclusivement dans le traitement chirurgical des shunts hépatiques comme alternative à la ligature chirurgicale.

Le constricteur améroïde occlut progressivement le vaisseau sanguin concerné en l'encerclant pour permettre à la circulation de s'ajuster.

L'occlusion progressive du shunt réduit la probabilité de développer une hypertension portale aiguë et sévère, une complication fréquente de la ligature chirurgicale.

Les chiens présentant un shunt porto systémique extra hépatique congénital traité à l'aide d'un constricteur améroïde ont généralement un bon pronostic.

Composé d'une couche de caséine hygroscopique comprimée entourée d'une gaine en acier inoxydable. La caséine se dilate en absorbant du liquide au fil du temps, ce qui a pour effet de resserrer lentement le vaisseau sanguin à l'intérieur.

La gaine en acier inoxydable force la caséine à gonfler vers l'intérieur, ce qui finit par fermer l'anneau et oblitérer la dérivation.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| 3,5 mm      | 836 44 57 | 148,98 |
| 4 mm        | 115 27 60 | 283,40 |
| 5 mm        | 836 44 63 | 149,84 |
| 6 mm        | 115 27 70 | 180,66 |

## PORTE-AIGUILLES



## AIGUILLE DE REVERDIN

Aiguille en inox avec un gros manche et chas mobile.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| Courbe - 21 cm - QM | 114 09 90 | 29,98 |



## PORTE-AIGUILLE DE RYDER

Porte-aiguille recommandé pour les sutures avec des aiguilles et des fils fins (décimales inférieures à 3), notamment en microchirurgie et chirurgie vasculaire.

| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------|-----------|-------|
| 15 cm - Tungstène - QC      | 116 30 90 | 72,80 |
| Inox - Gaucher - 15 cm - QC | 108 73 20 | 57,76 |



## PORTE-AIGUILLE DE MAYO-HEGARD

Porte-aiguille de chirurgies courantes pour des aiguilles accompagnant des fils de calibre supérieur à USP 2/0 - Dec 3.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------|-----------|-------|
| 14 cm - QC                   | 116 30 70 | 19,90 |
| 15 cm - Tungstène            | 802 00 31 | 82,85 |
| 15 cm - Aesculap - Tungstène | 806 35 72 | 98,60 |
| 15 cm - QC                   | 116 30 80 | 20,50 |
| 16 cm - QM                   | 801 98 84 | 9,12  |
| 18 cm - QM                   | 801 98 90 | 11,77 |
| 18 cm - Tungstène            | 802 00 48 | 82,19 |
| 18 cm - Aesculap - Tungstène | 806 35 89 | 91,06 |

## PASSE-FIL D'O'SHAUGNESSY


| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------|-----------|-------|
| 14 cm - 90° - QC        | 104 25 00 | 52,22 |
| 24 cm - Courbe 45° - QC | 116 23 80 | 52,31 |
| 24 cm - Courbe 90° - QC | 116 24 00 | 52,25 |



## PORTE-AIGUILLE DE FINOCHIETTO

Porte-aiguille délicat.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 12 cm - QC  | 116 30 20 | 21,63 |



## PORTE-AIGUILLE DE HALSEY

Porte-aiguille à mors striés pour sutures fines.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------|-----------|-------|
| 12 cm - Tungstène | 116 30 40 | 62,38 |



## PORTE-AIGUILLE / CISEAUX DE MATHIEU

La combinaison de la fonction porte-aiguille et ciseaux représente un gain de temps appréciable pour le chirurgien sans aide opératoire. La crémaillère maintient la position.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------|-----------|--------|
| 17 cm - Tungstène | 801 99 38 | 104,41 |



## PORTE-AIGUILLE / CISEAUX DE GILLIES

Porte-aiguille à anneau décalé pour un dégagement rapide du pouce. Combinaison de la fonction porte-aiguille et ciseaux.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 16 cm - QC  | 801 99 96 | 32,82 |



## PORTE-AIGUILLE DE MATHIEU

Porte-aiguille à crémaillère permettant un maintien en position fermée.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------|-----------|--------|
| 14 cm - Tungstène            | 848 23 69 | 81,00  |
| 14 cm - QC                   | 104 57 60 | 163,43 |
| 15 cm - QC                   | 116 30 50 | 35,90  |
| 17 cm - QC                   | 104 08 60 | 161,03 |
| 17 cm - QM                   | 801 98 78 | 15,70  |
| 17 cm - Tungstène            | 801 99 21 | 97,35  |
| 17 cm - Aesculap - Tungstène | 806 35 43 | 186,47 |
| 20 cm - QC                   | 116 30 60 | 35,90  |



## PORTE-AIGUILLE / CISEAUX DE HEGARD-OLSEN

La combinaison de la fonction porte-aiguille et ciseaux représente un gain de temps appréciable pour le chirurgien sans aide opératoire.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------|-----------|--------|
| 14 cm - Génia - QC           | 801 99 44 | 93,78  |
| 14 cm - Génia - Tungstène    | 801 99 73 | 154,28 |
| 14 cm - Aesculap - Tungstène | 806 38 33 | 139,99 |
| 19 cm - Génia - Tungstène    | 801 99 67 | 143,16 |
| 17 cm - Aesculap - Tungstène | 806 35 66 | 158,29 |



## ÉCARTEURS PAS D'ÂNES



## LAME MALLÉABLE

Lame à rétraction et maintien des organes abdominaux.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 20 cm - QM  | 116 23 70 | 26,28 |



## ÉCARTEUR DE FARABEUF

Écarteur à rétraction des masses musculaires. La paire.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------|-----------|-------|
| LARGEUR X LONGUEUR |           |       |
| 12 cm - QC         | 116 27 20 | 10,60 |
| 1,3 x 12 cm - QM   | 802 02 03 | 6,02  |
| 1,6 x 15 cm - QM   | 802 02 26 | 7,14  |



## ÉCARTEUR DE SENN MILLER

Utilisation usuelle : rétraction de la peau et des muscles superficiels.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 16 cm - QC  | 116 27 60 | 19,20 |



## ÉCARTEUR DE VOLKMANN

Écarteur sur manche à 4 griffes.


| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------|-----------|-------|
| 22 cm - 3 griffes - QC | 116 22 80 | 14,25 |



## ÉCARTEUR DE WEITLANER

Écarteur à 3 x 4 griffes.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 13 cm - QC  | 116 22 90 | 61,32 |
| 13 cm - QM  | 803 65 75 | 59,65 |
| 16 cm - QM  | 803 65 81 | 40,24 |
| 20 cm - QM  | 803 65 98 | 62,86 |



## ÉCARTEUR DE GELPI

Écarteur multi-usages : neurochirurgie, orthopédie.


| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| 9 cm - Sécuros 1989 - QC | 838 51 17 | 48,14 |
| 14 cm - QM               | 116 27 30 | 69,25 |
| 18 cm - QM               | 116 27 50 | 84,25 |



## ÉCARTEUR DE GELPI ASYMÉTRIQUE

Écarteur asymétrique utilisé pour une approche dorsale de la colonne vertébrale. La partie longue s'étend profondément pour rétracter le muscle longissimus dorsi alors que la courte s'engage dans les structures axiales. Ils sont fournis par paires opposées afin de créer une fenêtre d'exposition rectangulaire.

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------|-----------|--------|
| 13 cm - La paire - QC   | 114 61 30 | 326,17 |
| 20,5 cm - La paire - QC | 114 61 40 | 326,17 |



## ÉCARTEUR DE GELPI PLAT

Écarteur idéal pour la rétraction dans et autour des petites articulations ou chez les très petits patients.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------|-----------|--------|
| 4,5 x 9 cm - QC | 113 17 00 | 158,32 |




# CHIRURGIE GÉNÉRALE



## ÉCARTEUR DE STIFLE

Écarteur conçu pour la chirurgie du genou. Lorsqu'elles sont fermées, les pointes de l'écarteur se chevauchent, les rendant atraumatiques lorsqu'elles pénètrent dans l'articulation.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| 19 cm - QC  | 113 17 10 | 195,57 |



## ÉCARTEUR DE LONE STAR

Écarteur vétérinaire en forme d'anneau, conçu pour être utilisé en chirurgie abdominale, neurologie, tissus mous, orthopédie et ophtalmologie. Il s'adapte à l'anatomie du site chirurgical par un ajustement simple, et permet d'effectuer une chirurgie sans avoir besoin d'un assistant. Les crochets de rétraction permettent de régler la tension sans obstruer le site opératoire. Stérile. Autoclavable 20 cycles. Cadre fourni sans crochet de rétraction.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------|-----------|--------|
| Cadre 14 x 14 cm | 828 85 61 | 228,93 |
| Cadre 25 x 14 cm | 828 85 55 | 228,93 |
| Crochet 5 mm     | 828 85 78 | 20,62  |



## ÉCARTEUR DE GOSSET

Écarteur abdominal à 2 valves.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| 17 cm - QC  | 110 52 00 | 172,55 |

## CROCHET À OVARIECTOMIE COVAULT

Crochet sans boule.



## ÉCARTEUR DE BALFOUR

Écarteur abdominal à 3 valves. La valve médiane permet une rétraction du diaphragme.

803 65 69 : valves latérales = 27 x 23 / 27 x 28 mm et valve centrale = 24 x 20 mm.  
802 31 74 : valves latérales = 70 x 35 mm et valve centrale = 45 x 80 mm.  
820 01 89 : valves latérales = 70 x 35 mm et valve centrale = 90 x 85 mm.

| DÉSIGNATION                                    | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------------------------|-----------|--------|
| 9 cm - QM<br>Cadre simple avec vis de serrage  | 803 65 69 | 138,29 |
| 18 cm - QM<br>Cadre double sans vis de serrage | 820 31 74 | 177,90 |
| 25 cm - QM<br>Cadre double sans vis de serrage | 802 01 89 | 203,90 |



## ÉCARTEUR DE SPAY

L'écarteur Spay Retractor® est l'outil idéal pour maintenir le ligament ovarien sans le déchirer et sans assistance.

Il permet une meilleure sécurité de la ligature et une chirurgie plus rapide. Il engendre moins de douleur post-opératoire, aucun dégât tissulaire et donc aucun risque de fuite des ligatures proximales. Livré complet avec 2 bras rétracteurs (petit et grand) et 3 protections de tissus.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------|-----------|--------|
| Écarteur Spay | 107 86 80 | 163,40 |



## CROCHET À OVARIECTOMIE

Crochet à boule.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 18 cm - QC  | 802 01 72 | 45,99 |



| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 16 cm - QM  | 848 24 58 | 8,98 |

## CURETTE DERMATOLOGIQUE

Curette en inox. Ovale fenêtrée.

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------|-----------|-------|
| 4 mm - 14 cm | 116 23 50 | 14,72 |



## CROCHET SPINAL

Crochet spinal utile pour la manipulation de la moelle épinière et des racines nerveuses lors de certaines chirurgies selon le Dr Damian Chase du Pride Veterinary Centre-EBVS®.

Spécialiste européen en chirurgie des petits animaux - Membre du Collège européen des chirurgiens vétérinaires.

| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------|-----------|-------|
| 8 mm - Décalé 90° - 14,5 cm | 115 27 50 | 69,67 |



## SPÉCULUM DE KILLIAN

Spéculum bi-valves à vis.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 30 mm       | 822 44 37 | 79,69 |
| 50 mm       | 803 24 88 | 79,69 |
| 75 mm       | 803 24 94 | 79,69 |



## SONDE CANNELÉE

Sonde à débridement des tissus.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT |
|---------------------|-----------|------|
| 1 - 14 cm - Nelaton | 802 04 56 | 2,67 |
| 2 - 14 cm           | 802 04 33 | 2,50 |



## PORTE-COTON

Tige inox à extrémité striée.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 16 cm - QM  | 806 19 81 | 3,05 |



## PLAQUE À PAUPIÈRE JAEGER

Pour stabiliser la paupière et protéger la cornée lors de l'incision palpébrale. Longueur 11 cm. 2,3 cm de large d'un côté et 2 cm de l'autre.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| Plaque à paupière Jaeger | 807 52 85 | 44,89 |



## BLEPHAROSTAT COLIBRI

Maintient l'écartement des paupières durant l'intervention.


| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------|-----------|-------|
| 5 mm - Écartement 2 cm    | 802 32 94 | 30,29 |
| 10 mm - Écartement 2,5 cm | 802 32 71 | 29,08 |
| 15 mm - Écartement 2,5 cm | 802 32 88 | 29,08 |



## RELEVEUR DESMARRES À PAUPIÈRE QUALITÉ CHIRURGICALE

Releveur, qualité chirurgicale.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------|-----------|-------|
| 9 x 12 mm - QC | 827 96 80 | 58,70 |



## PORTE-LAME DE CASTROVIEJO

Porte-lame pour briser les lames.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------|-----------|--------|
| 13 cm          | 802 36 67 | 337,56 |
| Lames - Par 10 | 802 36 73 | 17,55  |



## PINCE BULL-DOG

Permet de tenir les fils de traction de l'œil.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------|-----------|-------|
| 5 cm - Courbe | 802 35 84 | 72,62 |



## PINCE À CHALAZION DE DESMARRES

Pince à préhension lors de chirurgie palpébrale.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------|-----------|-------|
| Ø 20 mm - 9,5 cm | 802 34 95 | 99,45 |



## PINCE À CHALAZION HUNT

Pince à chalazion ronde.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------|-----------|--------|
| Ø 12 mm - Long 9,5 cm | 807 52 91 | 142,09 |



## LAME DE TRÉPAN BEAVER

Lame de trépan stérile et stérilisable.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| 5 mm        | 816 80 41 | 101,69 |
| 6 mm        | 106 35 00 | 101,69 |
| 7 mm        | 100 79 00 | 101,69 |
| 7,5 mm      | 106 35 10 | 101,69 |
| 8 mm        | 106 35 20 | 101,69 |
| 8,5 mm      | 108 62 60 | 101,69 |
| 9 mm        | 100 78 90 | 101,69 |



## CAUTÈRE OPHTHALMOLOGIQUE BEAVER

Cautère à usage unique.

Axe 12,7 mm à pointe fine.

| DÉSIGNATION                      | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|----------------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| Haute température : 813 - 1148°C | 828 80 87 | 41,04 | 10  | 38,32 |
| Basse température : 454 - 649°C  | 828 80 70 | 43,90 | 10  | 40,99 |



## LAME ET MANCHE DE BISTOURI SWANN-MORTON

Manche très fin en inox avec une mâchoire qui enserre la lame.

Lames stériles à double biseau, destinées aux interventions en sites opératoires restreints.

| DÉSIGNATION                           | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------------|-----------|-------|
| Manche pour lame SM 64 et SM 65       | 829 00 84 | 22,58 |
| Lame SM 64 - Extrémité carré Par 25   | 829 01 09 | 51,60 |
| Lame SM 65 - Extrémité pointue Par 25 | 829 00 90 | 51,60 |

## OPHTALMOLOGIE



## LAME MINIBLADE BV

Lames avec code couleur pour une identification rapide.

Instruments stériles. Grande qualité de coupe.

| DÉSIGNATION                                    | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------------------------|-----------|--------|
| Vert : pointe arrondie, tranchant sur une face | 828 80 12 | 13,80  |
| Orange : pointe recourbée                      | 828 80 29 | 9,25   |
| Bleu : droite double biseau                    | 828 80 35 | 18,12  |
| Noir : lamellaire 60° - Par 3                  | 105 44 60 | 114,62 |



## COUTEAU DE PAUFIQUE

Cliveur coudé pour le clivage de la cornée (amorcer la kératectomie).

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| Couteau de Paufigue | 802 34 43 | 52,83 |



## COUTEAU À CATARACTE BEAVER

Stérile. Grande qualité de coupe.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT |
|-------------|-----------|-------|-----|------|
| COUTEAU     |           |       |     |      |
| 30° - Noir  | 828 77 22 | 10,07 | 10  | 9,44 |
| 45° - Ocre  | 828 77 39 | 10,58 | 10  | 9,92 |



## SONDE QUEUE DE COCHON WORST

Sonde inox à pointe fine avec chas.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------|-----------|--------|
| Longueur 14 cm | 807 52 79 | 111,60 |



## LANCETTE OCULAIRE BEAVER

Pointe absorbante.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT |
|---------------------|-----------|------|
| CELLULOSE           |           |      |
| Bleu clair - Par 10 | 828 82 36 | 5,55 |

# OPHTALMOLOGIE

## DILATATEUR LACRYMAL

Pointe très fine.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------|-----------|-------|
| Ruedemann - 8 cm | 807 52 62 | 24,42 |

## SOLUTION SALINE BEAVER

Stérile.

| DÉSIGNATION                   | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT |
|-------------------------------|-----------|-------|-----|------|
| 25 ml                         | 828 82 71 | 7,90  | 2   | 6,32 |
| 500 ml<br>Bouteille plastique | 816 79 23 | 10,25 |     |      |
| 500 ml<br>Bouteille verre     | 816 79 17 | 12,03 |     |      |

## CATHÉTER LACRYMAL SILICONE

| DÉSIGNATION                         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------------|-----------|-------|
| d.int. 0,3 x d.ext. 0,64 mm - 50 cm | 833 36 46 | 16,82 |

## SONDE LACRYMALE STÉRILE

À usage unique.

| DÉSIGNATION                          | RÉFÉRENCE | € HT |
|--------------------------------------|-----------|------|
| d.int. 0,32 x d.ext. 0,46 mm - 76 mm | 820 79 99 | 4,61 |

## SONDE LACRYMALE INOX

Cathétérisme des canaux lacrymaux.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------|-----------|-------|
| Droite - 8 x 0,8 mm  | 802 37 04 | 12,84 |
| Courbe - 14 x 0,6 mm | 101 69 40 | 14,23 |
| Courbe - 14 x 0,8 mm | 802 36 96 | 12,68 |

## INSTRUMENTS STÉRILES BEAVER

Les instruments à usage unique Beaver Visitec permettent d'éviter les micro dépôts qui se forment au fil des cycles de stérilisation et qui peuvent se déposer ensuite dans l'œil au cours de la chirurgie.

| DÉSIGNATION                                           | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| <b>BLÉPHAROSTATS</b>                                  |           |       |     |       |
| Anses ouvertes - 14 mm - Écartement - 30 mm           | 828 76 85 | 10,88 |     |       |
| <b>CANULES</b>                                        |           |       |     |       |
| À irrigation - 22 x 0,6 mm                            | 828 78 40 | 22,22 | 10  | 20,73 |
| Charleux - 2,5 x 0,55 mm                              | 828 78 34 | 6,87  |     |       |
| Lacrymale droite - 12 x 0,6 mm                        | 828 78 11 | 26,11 | 3   | 24,40 |
| Lacrymale courbe - 28 mm                              | 828 78 28 | 3,76  | 10  | 3,53  |
| Rycoft - 22 x 0,33 mm - 45°                           | 828 78 57 | 8,23  |     |       |
| Sous ténonienne - 1,1 x 25 mm                         | 100 22 50 | 11,06 |     |       |
| <b>CISEAUX</b>                                        |           |       |     |       |
| À strabisme courbes - 10,5 cm                         | 828 79 46 | 27,82 |     |       |
| Vannas courbes - 9 cm                                 | 828 79 52 | 36,30 |     |       |
| <b>DILATATEUR</b>                                     |           |       |     |       |
| Khan - Instrument double : dilateur / sonde lacrymale | 828 77 51 | 42,92 |     |       |
| <b>PINCES</b>                                         |           |       |     |       |
| À fil courbe - 10,5 cm                                | 828 78 86 | 33,50 |     |       |
| Colibri 2 dents - 74 mm                               | 104 71 00 | 45,40 |     |       |
| Desmarres à chalazion - 15 x 23 mm 10,5 cm            | 828 76 91 | 31,50 |     |       |
| Paufique droite - 1 x 2 griffes - 8,5 cm              | 828 78 92 | 37,47 |     |       |
| <b>PORTE-AIGUILLE</b>                                 |           |       |     |       |
| Courbe sans arrêt - 10,5 cm                           | 828 79 81 | 36,66 |     |       |

## CANULE DE CHARLEUX

Canule pour le lavage ou l'aspiration.  
Arc de cercle, orifice terminal en biseau.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 13 x 0,6 mm | 802 33 25 | 20,85 |

## CANULE DE THERSON PAUFIQUE

Canule à injection d'air ou de liquide dans la chambre antérieure de l'œil.  
Droite, olivaire, orifice terminal.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 12 x 0,3 mm | 802 33 48 | 34,99 |

## CANULE DE RYCROFT

Canule à injection d'air ou de liquide dans la chambre antérieure de l'œil.  
Coudée, orifice terminal.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 18 x 0,3 mm | 802 33 31 | 11,43 |

## CANULE À INJECTION D'AIR ET DE LIQUIDE

Canule à injection d'air ou de liquide dans la chambre antérieure de l'œil.  
Coudée, orifice supérieur.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 28 x 0,5 mm | 802 33 19 | 45,35 |

## CANULE THX MODIFIÉE LAFORGE

Canule double courant. Maintient une pression constante lors de l'irrigation de la chambre antérieure de l'œil.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------|-----------|--------|
| D. extérieur 1,5 mm | 802 33 54 | 142,43 |



## SPATULE DE CLERC À CLIVAGE

Pour la kératectomie. À utiliser après le couteau de Paufigue.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Spatule     | 802 37 62 | 55,79 |

## SPATULE DE CULLER

Spatule à iris.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Spatule     | 803 66 64 | 47,38 |

## ANSE DE SNELLEN

Anse à cristallin.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Anse        | 848 03 82 | 49,71 |

## CROCHET STRABISME

Utilisé pour la chirurgie de la conjonctive oculaire.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------|-----------|-------|
| Crochet strabisme | 805 42 31 | 43,71 |

## CROCHET D'ARRUGA

Pour l'expulsion du cristallin par contre pression.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Droit       | 802 34 66 | 51,62 |
| Gauche      | 802 34 72 | 51,62 |

## PINCE DE ELSCHNIG

Pince à fixation sclérale 1 x 2 griffes.  
Largeur 0,9 mm.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------|-----------|--------|
| Droite - 11 cm | 802 35 32 | 107,34 |

## PINCE DE GRAEFFE

Pince à fixer le globe 6 x 7 griffes.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 11 cm - QC  | 802 35 26 | 59,47 |
| 11 cm - QM  | 824 39 37 | 46,29 |

## PINCE DE BONNACOLTO

Pince fine sans griffes pour annexes de l'œil.

| DÉSIGNATION                     | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------------|-----------|--------|
| Courbe largeur 0,5 mm - 10 cm   | 802 36 09 | 74,08  |
| Droite - mors quadrillé - 11 cm | 802 36 15 | 108,95 |

## PINCE À DISSÉQUER DEBAKEY

Utilisation usuelle : préhension des structures délicates.  
Sans griffes, striures atraumatiques.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------|-----------|--------|
| 15 cm - Génia - QC | 802 07 81 | 102,87 |

## PINCE À DISSÉQUER ADSON BROWN

Pince pour les annexes de l'œil.  
Très bonne tenue mais traumatisante.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 12 cm - QC  | 827 30 22 | 40,98 |

## PINCE DE BONN

Pince à iris et cornée.  
Corps rond. Mors 1 x 2 griffes largeur 0,12 mm et à plateaux 45°.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------|-----------|--------|
| 10 cm - Corps rond           | 802 35 90 | 304,42 |
| 10 cm - Qualité chirurgicale | 848 07 03 | 272,41 |

## PINCE COLIBRI

Pince à cornée. Mors 5 mm avec plateforme.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| 8,3 cm - QC | 835 61 79 | 179,68 |

## PINCE À IRIS

Pince fine 1 x 2 griffes.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------|-----------|-------|
| l. 0,5 mm - 10 cm | 802 35 61 | 79,49 |

## PINCE DE PAUFIQUE

Pince à sutures 1 x 2 griffes largeur 0,7 mm et à plateau 45°.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------|-----------|--------|
| QM                        | 824 39 20 | 59,93  |
| Mors 0,5 mm - 8,8 cm - QC | 828 92 82 | 270,81 |
| Mors 0,8 mm - 8,8 cm - QC | 802 36 21 | 208,50 |

## PINCE DE TROUTMAN

Pour sutures de 8/0 à 11/0.  
Longueur de la plateforme 6 mm.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------|-----------|--------|
| Courbe - 10 cm | 802 35 78 | 171,65 |

## PINCE DE CASTROVIEJO

Pince à suture. 1 x 2 dents 0.12 mm à 45°, plateforme 6 mm.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| 11 cm - QC  | 835 71 09 | 263,28 |

## PINCE UTRATA

Pince à capsulorhexis.  
Mors extra-fins coudés à plateau de 11 mm.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| 10,5 cm     | 835 38 09 | 350,29 |

## CISEAUX À ÉNUCLÉATION

Ciseaux courbes mousses.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------|-----------|-------|
| 13 cm - Génia - QC | 803 56 01 | 99,04 |

## CISEAUX À STRABISME

Ciseaux courbes destinés aux annexes de l'œil (paupières, conjonctive). Bouts mousses.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------|-----------|-------|
| 11 cm - Génia - QC | 801 94 01 | 73,01 |



## CISEAUX À IRIDECTOMIE

Ciseaux à iris pointus.

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------|-----------|-------|
| 10 cm - Droits - QC        | 116 22 00 | 35,24 |
| 11 cm - Droits - Tungstène | 116 24 80 | 38,25 |
| 10 cm - Courbes - QC       | 116 21 90 | 26,36 |
| 10,5 cm - Courbes - QC     | 111 40 60 | 53,77 |



## CISEAUX DE SEVRIN STEVENS

Ciseaux destinés aux annexes de l'œil (paupières, conjonctive).

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------|-----------|-------|
| Courbes - 10 cm - QC | 802 34 14 | 64,14 |
| Droits - 10 cm - QC  | 802 34 20 | 58,46 |



## CISEAUX DE CASTROVIEJO

Ciseaux à cornée, à corps plat.

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------|-----------|--------|
| Courbes sans arrêt - 12 cm | 802 33 60 | 147,73 |



## CISEAUX DE KATZIN

Ciseaux à cornée, à corps plat.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------|-----------|--------|
| À droite - 11 cm | 802 33 77 | 200,19 |
| À gauche - 11 cm | 802 33 83 | 200,19 |



## CISEAUX DE LAFORGE CORNIC

Ciseaux fins à capsule, à corps rond.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| Courbes     | 802 34 08 | 235,29 |



## CISEAUX DE VANNAS

Ciseaux à capsule, à corps rond.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| Courbes     | 802 34 37 | 245,70 |



## CISEAUX DE MICRO VANNAS POINTUS

Ciseaux utilisés pour couper les tissus pendant la chirurgie de la cataracte, du décollement de la rétine et le traitement d'un chalazion.

| DÉSIGNATION                               | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------------------|-----------|--------|
| Droits 10,5 cm - Lames pointues 8 mm - QC | 825 80 40 | 207,77 |

## BILLE SILICONE

Implant de silicone à utiliser lors d'énucléation.



| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| NOIR        |           |        |
| 14 mm       | 834 82 34 | 67,92  |
| 15 mm       | 834 96 47 | 48,62  |
| 16 mm       | 834 82 40 | 67,92  |
| 17 mm       | 802 32 59 | 67,92  |
| 18 mm       | 834 63 01 | 67,92  |
| 19 mm       | 834 63 18 | 67,92  |
| 20 mm       | 834 82 57 | 67,92  |
| 22 mm       | 833 56 51 | 67,92  |
| 24 mm       | 834 82 86 | 68,80  |
| 30 mm       | 829 86 48 | 84,45  |
| 38 mm       | 833 21 50 | 102,92 |
| 40 mm       | 833 21 67 | 102,92 |



## CISEAUX DE GILLS VANNAS

Ciseaux à capsulectomie, lames pointues de 7 mm de long.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------|-----------|--------|
| 8,2 cm - Courbes | 835 61 56 | 249,52 |



## PORTE-AIGUILLE DE CASTROVIEJO

À corps plat.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------|-----------|--------|
| Courbe avec arrêt - 15 cm | 803 56 76 | 284,80 |
| Courbe sans arrêt - 15 cm | 802 36 38 | 173,32 |



## PORTE-AIGUILLE TYPE BARRAQUER

Mors ultrafins, à corps rond.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------|-----------|--------|
| Courbe - 14 cm | 802 36 44 | 229,04 |



## PINCE À SUCRE

Pour poser les billes en silicone.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------|-----------|--------|
| Pince à sucre | 843 06 68 | 218,30 |



## SOLUTION VISCOÉLASTIQUE BEAVER

Solution dispersive à base de hyaluronate de sodium.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|----------------------|-----------|-------|-----|-------|
| Dispersive 2% - 2 ml | 828 82 65 | 32,69 | 2   | 30,61 |



## PORTE-AIGUILLE MICRO CASTROVIEJO

À corps plat.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------|-----------|--------|
| Courbes - 12,5 cm | 802 36 50 | 158,98 |



## ALGERBRUSH II

Pour le traitement des défauts cornéens chroniques par débridement.

Utile également pour retirer les fragments restants après kératectomie.

Sécuritaire : faible régime, arêtes émoussées de la fraise, cesse de fonctionner à la moindre résistance.

Pièce de serrage et la fraise peuvent être stérilisées.

Alimentation : 1 batterie AA (non fournie). Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION                          | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------------------------|-----------|--------|
| Set complet : moteur + fraise 3,5 mm | 828 80 93 | 131,56 |
| FRAISE DE RECHANGE                   |           |        |
| 2,5 mm                               | 828 81 01 | 72,58  |
| 3,5 mm                               | 828 81 18 | 72,58  |

## PLAQUES 1,5 - 2,0 mm

### Abréviations Securos

| ABRÉVIATION | SIGNIFICATION                                   |
|-------------|-------------------------------------------------|
| COMP        | Plaque à compression dynamique standard         |
| LCOMP       | Plaque à compression dynamique à faible contact |
| PAX         | Plaque et vis verrouillées                      |



### PLAQUE SÉCABLE POUR VIS Ø 1,5 MM

Ø 1,5

Épaisseur : 0,9 mm.  
Largeur : 3,8 mm.  
Distance des trous : 5 mm.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------------|-----------|--------|
| 20 trous - 100 mm - 1852 | 837 01 04 | 61,85  |
| 30 trous - 120 mm        | 116 64 90 | 156,83 |



### PLAQUE EN T POUR VIS Ø 1,5 MM

Ø 1,5

Épaisseur : 0,9 mm.  
Largeur de la tige : 3,8 mm.  
Distance des trous : 5 mm.

| DÉSIGNATION                                     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------------------------|-----------|-------|
| 9 trous - 49 mm<br>Tête à 3 trous - 12 mm - 628 | 837 03 34 | 47,42 |
| 9 trous - 49 mm<br>Tête à 4 trous - 16 mm - 630 | 837 03 40 | 47,42 |



### PLAQUE EN H POUR VIS Ø 1,5 MM

Ø 1,5

Épaisseur : 0,9 mm.  
Largeur : 8,2 mm.  
Distance des trous : 5 x 4,2 mm.

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------|-----------|-------|
| 4 trous - 9 mm - SE2501 | 837 03 28 | 47,42 |



### PLAQUE PAX EN T OBLIQUE POUR VIS Ø 1,5 MM

Ø 1,5

Plaque en titane.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------|-----------|-------|
| <b>DROITE</b>    |           |       |
| 6 trous - 800042 | 109 32 20 | 93,01 |
| 7 trous - 800043 | 109 32 70 | 99,31 |
| <b>GAUCHE</b>    |           |       |
| 6 trous - 800044 | 109 32 30 | 93,01 |
| 7 trous - 800045 | 109 33 10 | 99,31 |



### PLAQUE PAX DE RECONSTRUCTION POUR VIS Ø 1,5 MM

Ø 1,5

Plaque en titane.  
Largeur : 5,2 mm.  
Épaisseur : 1,6 mm.

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------|-----------|--------|
| 4 trous - 24 mm - 800024   | 109 37 60 | 85,92  |
| 5 trous - 30 mm - 800025   | 109 37 70 | 93,49  |
| 6 trous - 36 mm - 800026   | 109 37 80 | 98,43  |
| 7 trous - 42 mm - 800027   | 109 37 90 | 103,13 |
| 8 trous - 48 mm - 800028   | 109 38 00 | 107,75 |
| 9 trous - 54 mm - 800029   | 109 38 10 | 112,38 |
| 10 trous - 60 mm - 800030  | 109 38 20 | 117,40 |
| 20 trous - 120 mm - 800031 | 109 38 30 | 122,34 |



### PLAQUE PAX EN L POUR VIS Ø 1,5 MM

Ø 1,5

Plaque en titane.

| DÉSIGNATION                                      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>DROITE</b>                                    |           |       |
| 6 trous - 2 sur la tête,<br>4 sur la tige 800038 | 109 39 30 | 83,84 |
| 7 trous - 2 sur la tête,<br>5 sur la tige 800039 | 109 39 80 | 90,22 |
| <b>GAUCHE</b>                                    |           |       |
| 6 trous - 2 sur la tête,<br>4 sur la tige 800040 | 109 39 40 | 83,84 |
| 7 trous - 2 sur la tête,<br>5 sur la tige 800041 | 109 39 90 | 90,22 |



### PLAQUE PAX D'ALLONGEMENT POUR VIS Ø 1,5 MM

Ø 1,5

Plaque en titane.

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------|-----------|--------|
| 2/2 trous - 30 mm - 800032 | 109 39 10 | 129,19 |
| 2/2 trous - 36 mm - 800033 | 109 39 00 | 130,71 |
| 2/2 trous - 48 mm - 800034 | 109 38 80 | 132,54 |
| 3/3 trous - 54 mm - 800035 | 109 38 70 | 142,11 |
| 3/3 trous - 60 mm - 800036 | 109 38 50 | 144,89 |
| 3/3 trous - 66 mm - 800037 | 109 38 40 | 147,45 |

## OSTÉOSYNTHÈSE




### PLAQUE PAX EN T POUR VIS Ø 1,5 MM

Ø 1,5

Plaque en titane.

| DÉSIGNATION                                         | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------------------------------|-----------|--------|
| 2 trous sur la tête<br>4 trous sur la tige - 800046 | 109 33 50 | 86,24  |
| 2 trous sur la tête<br>5 trous sur la tige - 800047 | 109 33 90 | 92,37  |
| 3 trous sur la tête<br>4 trous sur la tige - 800048 | 109 73 60 | 98,83  |
| 3 trous sur la tête<br>5 trous sur la tige - 800049 | 109 73 70 | 103,93 |



### PLAQUE D'ARTHRODÈSE POUR VIS Ø 1,5 - 2 MM

Ø 1,5

Ø 2

| DÉSIGNATION                       | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------------|-----------|--------|
| <b>9 TROUS OVALES (4 - 1 - 4)</b> |           |        |
| Ø 1,5 / 2 mm - 54 mm - 1824       | 837 50 30 | 79,78  |
| Ø 2 / 2 mm - 58 mm - 1825         | 837 51 13 | 79,78  |
| Ø 2 / 2,7 mm - 76 mm - 1827       | 837 50 99 | 119,63 |
| <b>9 TROUS RONDS (4 - 1 - 4)</b>  |           |        |
| Ø 2 / 2,7 mm - 76 mm - 1826       | 837 51 07 | 79,78  |



### PLAQUE TARSIEUNE D'ARTHRODÈSE POUR VIS Ø 1,5 - 2 MM

Ø 1,5

Ø 2

Plaque pantarsale.  
Épaisseur : 2,5/3 mm.  
Nbre de trous : 9 (4 - 1 - 4).

| DÉSIGNATION                    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------|-----------|-------|
| <b>POUR VIS Ø 1,5 / 2,0 MM</b> |           |       |
| Gauche - 3528                  | 824 32 74 | 61,69 |
| Droite - 3527                  | 824 32 68 | 60,65 |
| <b>POUR VIS Ø 2 / 2,7 MM</b>   |           |       |
| 105 x 6/8 mm - Gauche - 601    | 838 30 41 | 58,98 |
| 105 x 6/8 mm - Droite - 602    | 838 30 64 | 58,98 |



# OSTÉOSYNTHÈSE



## PLAQUE COMP POUR VIS Ø 2 MM

Ø 2

Largeur : 5 mm.  
Distance des trous : 5 mm.  
Distance des trous centraux : 7 mm.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------|-----------|-------|
| <b>ÉPAISSEUR 0,9 MM</b>   |           |       |
| 4 trous - 22 mm - 1874    | 836 98 74 | 32,04 |
| 5 trous - 27 mm - 1875    | 836 98 80 | 34,83 |
| 6 trous - 32 mm - 1876    | 836 98 97 | 37,86 |
| <b>ÉPAISSEUR 1,5 MM</b>   |           |       |
| 6 trous - 32 mm - SE1877  | 836 99 05 | 38,73 |
| 7 trous - 37 mm - 2447    | 836 99 28 | 40,97 |
| 8 trous - 42 mm - 2448    | 836 99 40 | 43,85 |
| 9 trous - 47 mm - 2449    | 838 88 25 | 60,25 |
| 10 trous - 52 mm - SE2449 | 838 94 34 | 50,53 |



## PLAQUE LCOMP POUR VIS Ø 2 - 2,4 ET 2,7 MM

Ø 2 Ø 2,4 Ø 2,7

Plaque inox à compression dynamique et faible contact.  
Épaisseur : 1,5 mm.  
Largeur : 6,5 mm.  
Distance des trous : 8 mm.

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------|-----------|-------|
| 5 trous - 44 mm - 03628 | 825 28 24 | 64,80 |
| 6 trous - 52 mm - 03629 | 825 28 30 | 64,80 |
| 7 trous - 60 mm - 03630 | 825 28 47 | 75,00 |
| 8 trous - 68 mm - 03631 | 825 28 53 | 64,80 |
| 9 trous - 76 mm - 03819 | 825 28 76 | 84,24 |



## PLAQUE LCOMP POUR VIS Ø 2 MM

Ø 2

Épaisseur : 1 mm.  
Largeur : 5 mm.  
Distance des trous : 6 mm.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| 4 trous - 23 mm - 1867   | 837 52 54 | 44,79 |
| 5 trous - 29 mm - 1868   | 837 52 60 | 48,86 |
| 6 trous - 35 mm - 1869   | 837 52 77 | 48,86 |
| 7 trous - 41 mm - 1870   | 837 52 83 | 50,77 |
| 7 trous - 47 mm - 1871   | 837 53 08 | 50,77 |
| <b>SÉCABLE</b>           |           |       |
| 20 trous - 119 mm - 1872 | 837 53 14 | 64,72 |




## PLAQUE CHAÎNE POUR VIS Ø 2 MM

Ø 2

Épaisseur : 1 mm.  
Largeur : 5,2 mm.  
Distance des trous : 5 mm.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| 20 trous - 100 mm - 2813 | 836 96 15 | 56,43 |



## PLAQUE SÉCABLE POUR VIS Ø 2 MM

Ø 2

Épaisseur : 1,2 mm.  
Largeur : 5 mm.  
Distance des trous : 5 mm.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| 20 trous - 100 mm - 2480 | 837 01 10 | 61,37 |



## PLAQUE SÉCABLE POUR VIS Ø 2 ET 2,7 MM

Ø 2 Ø 2,7

Épaisseur : 1,5 mm.  
Largeur : 7 mm.  
Distance des trous : 6 mm.

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------|-----------|--------|
| 50 trous - Long. 30 cm | 837 78 85 | 116,58 |



## PLAQUE EN T POUR VIS Ø 2 MM

Ø 2

Largeur de la tige : 5 mm.  
Distance des trous :  
837 07 36 et 837 08 25 = 6 mm.  
837 07 71 et 837 07 88 = 5 mm.

| DÉSIGNATION                                                 | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| 2 trous - 18 mm - Tête 2 trous<br>11 mm - Ép. 1 mm - 1823   | 837 07 36 | 31,64 |
| 4 trous - 34 mm - Tête 2 trous<br>11 mm - Ép. 1,5 mm - 2508 | 837 08 25 | 72,61 |
| 9 trous - 50 mm - Tête 3 trous<br>15 mm - Ép. 1,2 mm - 6081 | 837 07 71 | 50,77 |
| 9 trous - 50 mm - Tête 4 trous<br>20 mm - Ép. 1,2 mm - 6082 | 837 07 88 | 50,77 |



## PLAQUE EN L POUR VIS Ø 2 MM

Ø 2

Plaque à 2 + 2 trous.  
Épaisseur : 0,9 mm.  
Largeur : 5 mm.  
Distance des trous : 6 mm.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------|-----------|-------|
| 18 mm - Gauche - 636         | 837 01 62 | 30,68 |
| 18 mm - Droite - 637         | 837 01 33 | 30,68 |
| 20 mm - Oblique Gauche - 638 | 837 02 16 | 30,60 |
| 20 mm - Oblique Droite - 639 | 837 01 85 | 30,60 |



## PLAQUE EN H POUR VIS Ø 2 MM

Ø 2

Épaisseur : 0,9 mm.  
Dimensions : 11 x 12 mm.  
Distance des trous : 7 x 6 mm

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| 4 trous - 12 mm - SE2500 | 837 01 27 | 49,10 |



## PLAQUE D'ALLONGEMENT VET POUR VIS Ø 2 MM

Ø 2

Épaisseur : 2,0 mm.  
Largeur : 5,3 mm.  
Distance des trous : 5 mm.

| DÉSIGNATION                       | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------------|-----------|--------|
| <b>12 TROUS</b>                   |           |        |
| 82 mm - Allong. 22 mm - SE40912   | 818 00 13 | 62,88  |
| 92 mm - Allong. 32 mm - SE409121  | 818 00 36 | 68,30  |
| 102 mm - Allong. 42 mm - SE409122 | 818 00 42 | 68,30  |
| 112 mm - Allong. 52 mm - SE409123 | 818 00 59 | 111,74 |
| <b>14 TROUS</b>                   |           |        |
| 92 mm - Allong. 22 mm - SE40914   | 818 00 65 | 68,30  |
| <b>16 TROUS</b>                   |           |        |
| 102 mm - Allong. 22 mm - SE40916  | 818 00 71 | 78,19  |



## PLAQUE FINE COMP POUR VIS Ø 2 MM

Ø 2

Largeur : 5 mm.  
Distance des trous : 6 mm.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| <b>ÉPAISSEUR 0,9 MM</b>  |           |       |
| 3 trous - 17 mm - 1873   | 837 00 50 | 29,57 |
| 4 trous - 23 mm - SE1874 | 837 00 67 | 29,81 |
| 5 trous - 29 mm - SE1875 | 837 00 73 | 29,81 |
| 6 trous - 35 mm - SE1876 | 837 00 96 | 30,13 |



## PLAQUE PAX POUR VIS Ø 2 MM

Ø 2

Plaque en titane pour vis verrouillée PAX.  
Épaisseur : 1,5 mm.  
Largeur : 6 mm.  
Distance entre les trous : 6 mm.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------------|-----------|--------|
| 5 trous - 34 mm - 7150   | 828 05 65 | 119,23 |
| 6 trous - 40 mm - 7151   | 828 05 71 | 121,54 |
| 7 trous - 46 mm - 7152   | 828 05 88 | 124,81 |
| 8 trous - 52 mm - 7153   | 828 05 94 | 130,39 |
| 9 trous - 58 mm - 7154   | 828 06 02 | 134,85 |
| 10 trous - 64 mm - 7155  | 828 06 19 | 140,03 |
| 20 trous - 128 mm - 7156 | 828 06 25 | 159,16 |



## PLAQUE ACÉTABULUM POUR VIS Ø 2 MM

Ø 2

**837 97 66 :**  
Largeur : 4 mm.  
Distance des trous : 5 mm.  
Espace central : 7 mm.  
**818 13 72 :**  
Largeur : 5 mm.  
Distance des trous : 5 mm.  
Espace central : 3,7 mm.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------|-----------|-------|
| <b>ÉPAISSEUR 1 MM</b>        |           |       |
| 4 trous - Corde 20 mm - 2515 | 837 97 66 | 63,29 |
| <b>ÉPAISSEUR 1,5 MM</b>      |           |       |
| 6 trous - Corde 25 mm - 2513 | 818 13 72 | 32,36 |



## PLAQUE ACÉTABULUM POUR VIS Ø 2 ET 2,7 MM

Ø 2

Ø 2,7

Épaisseur : 1,5 mm.  
Largeur : 6 mm.  
Distance des trous : 6 mm.  
Espace central : 11 mm.


| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------|-----------|-------|
| 6 trous - Corde 27 mm - 2516 | 818 13 66 | 68,70 |



## PLAQUE POUR OSTÉOTOMIE DISTALE DU FÉMUR POUR VIS Ø 2 MM

Ø 2

| DÉSIGNATION                                                    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| 11 trous - Gauche - Long 50<br>x larg 5,5 mm - Ép. 1 mm - 4071 | 837 53 66 | 89,66 |
| 11 trous - Droite - Long 50<br>x larg 5,5 mm - Ép. 1 mm - 4070 | 837 53 43 | 89,66 |



## PLAQUE PAX RECONSTRUCTION POUR VIS Ø 2 MM

Ø 2

Plaque en titane pour vis PAX.  
Largeur : 6 mm.  
Épaisseur : 1,5 mm.  
Distance des trous : 6 mm.

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------|-----------|--------|
| 3 trous - 18 mm - 7010  | 820 02 53 | 52,92  |
| 4 trous - 24 mm - 7011  | 820 02 76 | 70,53  |
| 5 trous - 30 mm - 7012  | 820 02 82 | 81,77  |
| 6 trous - 36 mm - 7013  | 820 02 99 | 85,52  |
| 7 trous - 42 mm - 7014  | 820 03 07 | 90,78  |
| 8 trous - 48 mm - 7015  | 820 03 13 | 96,84  |
| 9 trous - 54 mm - 7016  | 820 03 36 | 102,89 |
| 10 trous - 60 mm - 7017 | 820 03 42 | 108,95 |



## PLAQUE PAX EN H POUR VIS Ø 2 MM

Ø 2

Plaque titane pour vis verrouillée PAX.  
Épaisseur : 2 mm.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------|-----------|--------|
| 4 trous - L. 12 mm - 7145 | 825 42 14 | 103,13 |
| 4 trous - L. 14 mm - 7143 | 825 42 20 | 103,13 |
| 4 trous - L. 16 mm - 7144 | 825 42 37 | 103,13 |



## PLAQUE PAX EN T POUR VIS Ø 2 MM

Ø 2

Plaque en titane pour vis PAX.  
Épaisseur : 1,5 mm.  
Distance des trous : 6 mm.

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------|-----------|--------|
| 4 trous - 17 mm - 7027 | 820 04 48 | 70,53  |
| 5 trous - 23 mm - 7028 | 820 04 54 | 88,15  |
| 6 trous - 29 mm - 7029 | 820 04 60 | 105,76 |
| 7 trous - 35 mm - 7030 | 820 04 77 | 112,62 |
| 8 trous - 41 mm - 7031 | 820 04 83 | 120,03 |
| 9 trous - 47 mm - 7032 | 820 05 08 | 127,60 |



## PLAQUE PAX TPLO POUR VIS Ø 2,0 MM

Ø 2

Plaque TPLO en titane pour vis verrouillée.  
Largeur 5,5 mm.  
Épaisseur 2,3 mm.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------|-----------|--------|
| Droite - 5 trous - 062805 | 108 73 60 | 119,63 |
| Gauche - 5 trous - 062804 | 108 73 50 | 119,63 |



# OSTÉOSYNTHÈSE

PLAQUES 2,4 - 2,7 - 3,5 mm

## Abréviations Securos

| ABRÉVIATION | SIGNIFICATION                                   |
|-------------|-------------------------------------------------|
| COMP        | Plaque à compression dynamique standard         |
| LCOMP       | Plaque à compression dynamique à faible contact |
| PAX         | Plaque et vis verrouillées                      |



## PLAQUE COMP POUR VIS Ø 2,4 MM

Ø 2,4

Épaisseur : 2 mm.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------|-----------|-------|
| 9 trous - 66 mm - 04983   | 115 29 10 | 64,80 |
| 10 trous - 73 mm - 04984  | 115 29 00 | 64,80 |
| 11 trous - 80 mm - 04985  | 115 28 90 | 64,80 |
| 12 trous - 87 mm - 04986  | 115 28 80 | 64,80 |
| 13 trous - 94 mm - 04987  | 115 28 60 | 64,80 |
| 14 trous - 101 mm - 04988 | 115 28 50 | 64,80 |



## PLAQUE PAX POUR VIS Ø 2,4 MM

Ø 2,4

Plaque en titane pour vis verrouillée PAX.  
Largeur : 8 mm.  
Épaisseur : 2 mm.  
Distance entre les trous : 7,5 mm.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------------|-----------|--------|
| 5 trous - 42 mm - 7160   | 828 06 31 | 119,23 |
| 6 trous - 49 mm - 7161   | 828 06 48 | 121,54 |
| 7 trous - 57 mm - 7162   | 828 06 54 | 124,81 |
| 8 trous - 64 mm - 7163   | 828 06 60 | 130,39 |
| 9 trous - 71 mm - 7164   | 828 06 77 | 134,85 |
| 10 trous - 79 mm - 7165  | 828 06 83 | 140,03 |
| 12 trous - 94 mm - 7166  | 828 07 08 | 147,60 |
| 14 trous - 109 mm - 7167 | 828 07 14 | 153,98 |
| 20 trous - 154 mm - 7168 | 828 07 20 | 159,16 |



## PLAQUE PAX EN T POUR VIS Ø 2,4 MM AVEC CÂLE

Ø 2,4

Plaque en titane.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------|-----------|--------|
| 6 trous - SE7500 | 109 31 90 | 112,14 |



## PLAQUE PAX RECONSTRUCTION POUR VIS Ø 2,4 MM

Ø 2,4

Plaque en titane pour vis PAX.  
Largeur : 8 mm.  
Épaisseur : 2 mm.  
Distance des trous : 7,5 mm.

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------|-----------|--------|
| 4 trous - 24 mm - 7018  | 820 03 59 | 70,53  |
| 5 trous - 30 mm - 7019  | 820 03 65 | 81,77  |
| 6 trous - 36 mm - 7020  | 820 03 71 | 85,52  |
| 7 trous - 42 mm - 7021  | 820 03 88 | 90,78  |
| 8 trous - 48 mm - 7022  | 820 03 94 | 96,84  |
| 9 trous - 54 mm - 7023  | 820 04 02 | 102,89 |
| 10 trous - 60 mm - 7024 | 820 04 19 | 108,95 |
| 12 trous - 66 mm - 7025 | 820 04 25 | 134,21 |
| 14 trous - 72 mm - 7026 | 820 04 31 | 141,71 |



## PLAQUE PAX EN T POUR VIS Ø 2,4 MM

Ø 2,4

Largeur : 8 mm.  
Épaisseur : 2 mm.  
Distance des trous : 7,5 mm.

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------|-----------|--------|
| 4 trous - 17 mm - 7033 | 820 05 14 | 70,53  |
| 5 trous - 23 mm - 7034 | 820 05 20 | 88,15  |
| 6 trous - 29 mm - 7035 | 820 05 37 | 105,76 |
| 7 trous - 35 mm - 7036 | 820 05 43 | 112,62 |
| 8 trous - 41 mm - 7037 | 820 05 66 | 120,11 |
| 9 trous - 47 mm - 7038 | 820 05 72 | 127,60 |



## PLAQUE SÉCABLE POUR VIS Ø 2 ET 2,7 MM

Ø 2 Ø 2,7

Épaisseur : 1,5 mm.  
Largeur : 7 mm.  
Distance des trous : 6 mm.

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------|-----------|--------|
| 50 trous - Long. 30 cm | 837 78 85 | 116,58 |



## PLAQUE PAX TPLO POUR VIS Ø 2,4 MM

Ø 2,4

Plaque TPLO à vis verrouillée en titane.  
Largeur 6,5 mm.  
Épaisseur 2,3 mm.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------|-----------|--------|
| Gauche - 5 trous - 062802 | 108 73 70 | 125,93 |
| Droite - 5 trous - 062803 | 108 73 90 | 125,93 |



## PLAQUE LCOMP POUR VIS Ø 2 - 2,4 ET 2,7 MM

Ø 2 Ø 2,4 Ø 2,7

Plaque inox à compression dynamique et faible contact.  
Épaisseur : 1,5 mm.  
Largeur : 6,5 mm.  
Distance des trous : 8 mm.

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------|-----------|-------|
| 5 trous - 44 mm - 03628 | 825 28 24 | 64,80 |
| 6 trous - 52 mm - 03629 | 825 28 30 | 64,80 |
| 7 trous - 60 mm - 03630 | 825 28 47 | 75,00 |
| 8 trous - 68 mm - 03631 | 825 28 53 | 64,80 |
| 9 trous - 76 mm - 03819 | 825 28 76 | 84,24 |



## PLAQUE COMP POUR VIS Ø 2,7 MM

Ø 2,7

Épaisseur plaque 2 à 6 trous : 2 mm.  
Épaisseur plaque 7 à 12 trous : 2,5 mm.  
Largeur : 8 mm.  
Distance des trous : 9 mm.  
Distance entre trous centraux : 12 mm  
(excepté 836 96 44 = 16,8 mm).

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| 2 trous - 20 mm - SE2450 | 836 96 21 | 30,29 |
| 2 trous - 26 mm - SE2452 | 836 96 44 | 31,00 |
| 4 trous - 36 mm - 1648   | 836 96 67 | 32,36 |
| 5 trous - 44 mm - 1649   | 836 96 96 | 33,47 |
| 6 trous - 52 mm - 1650   | 836 97 10 | 34,59 |
| 7 trous - 60 mm - 1651   | 836 97 33 | 35,71 |
| 8 trous - 68 mm - 1652   | 836 97 62 | 36,82 |
| 9 trous - 76 mm - 1653   | 836 97 91 | 44,07 |
| 10 trous - 84 mm - 1654  | 836 98 22 | 45,19 |
| 11 trous - 92 mm - 2450  | 836 98 45 | 44,07 |
| 12 trous - 100 mm - 1655 | 836 98 51 | 46,31 |





## PLAQUE LCOMP POUR VIS Ø 2,7 MM

Ø 2,7

Épaisseur 2 mm : 4 à 6 trous.  
Épaisseur 2,5 mm : 7 à 12 trous.  
Largeur : 8 mm.  
Distance des trous : 8 mm.  
Distance des trous centraux : 11 mm.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| 4 trous - 36 mm - 1639   | 837 51 94 | 42,32 |
| 5 trous - 44 mm - 1640   | 837 52 02 | 44,15 |
| 6 trous - 52 mm - 1641   | 837 52 19 | 46,86 |
| 7 trous - 60 mm - 1642   | 837 52 25 | 47,98 |
| 8 trous - 68 mm - 1643   | 837 52 31 | 47,98 |
| 9 trous - 76 mm - 1644   | 837 52 48 | 46,07 |
| 10 trous - 84 mm - 1645  | 837 51 65 | 46,07 |
| 11 trous - 92 mm - 1646  | 837 51 71 | 48,86 |
| 12 trous - 100 mm - 1647 | 837 51 88 | 48,86 |



## PLAQUE DE RECONSTRUCTION POUR VIS Ø 2,7 MM

Ø 2,7

Épaisseur : 3,1 mm.  
Largeur : 8 mm.  
Distance des trous : 8 mm.

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------|-----------|-------|
| 5 trous - 40 mm - SE3114   | 837 06 24 | 45,19 |
| 6 trous - 48 mm - SE3105   | 837 04 23 | 45,19 |
| 8 trous - 64 mm - SE3107   | 837 04 69 | 50,85 |
| 10 trous - 80 mm - SE3108  | 837 05 06 | 56,43 |
| 12 trous - 96 mm - SE3109  | 837 05 29 | 62,17 |
| 14 trous - 112 mm - SE3110 | 837 05 35 | 67,75 |
| 16 trous - 128 mm - SE3111 | 837 05 58 | 73,40 |
| 18 trous - 144 mm - SE3112 | 837 05 70 | 79,06 |
| 20 trous - 160 mm - SE3104 | 837 05 87 | 84,72 |
| 24 trous - 192 mm - SE3113 | 837 06 18 | 95,96 |



## PLAQUE QUART DE TUBE POUR VIS Ø 2,7 MM

Ø 2,7

Épaisseur : 1 mm.  
Largeur : 7 mm.  
Distance des trous : 8 mm.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| 4 trous - 31 mm - SE2800 | 837 03 57 | 22,87 |



## PLAQUE EN T POUR VIS Ø 2,7 MM

Ø 2,7

Largeur : 7 mm.  
Épaisseur : 1,2 mm.  
Distance des trous : 8 mm.

| DÉSIGNATION                   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------|-----------|-------|
| 3 trous - 32 mm               | 837 06 99 | 38,65 |
| Tête 2 trous - 13,5 mm - 1822 |           |       |



## PLAQUE EN L POUR VIS Ø 2,7 MM

Ø 2,7

Plaque à 2 + 3 trous.  
Épaisseur : 1,2 mm.  
Largeur : 7 mm.  
Distance des trous : 8 mm.

| DÉSIGNATION                   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------|-----------|-------|
| 32 mm - Droite - 2477         | 837 01 56 | 31,80 |
| 32 mm - Gauche - 2476         | 837 01 79 | 31,80 |
| 34 mm - Oblique Droite - 2479 | 837 01 91 | 30,13 |
| 34 mm - Oblique Gauche - 2478 | 837 02 22 | 36,58 |



## PLAQUE ACÉTABULUM POUR VIS Ø 2 ET 2,7 MM

Ø 2 Ø 2,7

Épaisseur : 1,5 mm.  
Largeur : 6 mm.  
Distance des trous : 6 mm.  
Espace central : 11 mm.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------|-----------|-------|
| 6 trous - Corde 27 mm - 2516 | 818 13 66 | 68,70 |



## PLAQUE ACÉTABULUM POUR VIS Ø 2,7 MM

Ø 2,7

Épaisseur : 1,8 mm.  
Largeur : 8 mm.  
Distance des trous : 10 mm.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------|-----------|-------|
| 5 trous - Corde 35 mm - 2512 | 836 95 90 | 64,48 |



## PLAQUE TPLO PRÉCONTOURNÉE POUR VIS Ø 2,7 MM

Ø 2,7

| DÉSIGNATION                       | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------------|-----------|--------|
| <b>DROITE</b>                     |           |        |
| 6 trous - 38 mm - Ép. 2 mm - 1124 | 837 54 32 | 94,68  |
| 6 trous - Ép. 2,2 mm - 3244       | 104 14 00 | 94,67  |
| 7 trous - 47 mm - Ép. 2 mm - 3657 | 818 44 13 | 114,61 |
| <b>GAUCHE</b>                     |           |        |
| 6 trous - 38 mm - Ép. 2 mm - 1123 | 837 54 61 | 94,68  |
| 7 trous - 47 mm - Ép. 2 mm - 3658 | 818 44 07 | 114,61 |



## PLAQUE PAX POUR VIS Ø 2,7 MM

Ø 2,7

Plaque en titane.  
Largeur : 8,5 mm.  
Épaisseur : 2,5 mm.  
Distance des trous : 9 mm.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------------|-----------|--------|
| 4 trous - 39 mm - 4522   | 823 18 74 | 114,53 |
| 5 trous - 48 mm - 4523   | 823 18 80 | 120,03 |
| 6 trous - 57 mm - 4524   | 823 18 97 | 125,85 |
| 7 trous - 66 mm - 4525   | 823 19 05 | 130,07 |
| 8 trous - 75 mm - 4526   | 823 19 11 | 133,42 |
| 9 trous - 84 mm - 4527   | 823 19 28 | 134,85 |
| 10 trous - 93 mm - 4528  | 823 19 34 | 139,95 |
| 12 trous - 111 mm - 4529 | 823 19 40 | 147,60 |
| 14 trous - 129 mm - 4530 | 823 19 57 | 153,98 |
| 16 trous - 147 mm - 4531 | 823 19 63 | 159,08 |

# OSTÉOSYNTHÈSE



## PLAQUE PAX DE RECONSTRUCTION POUR VIS Ø 2,7 MM

Plaque en titane.  
Largeur : 9,5 mm.  
Épaisseur : 2,5 mm.  
Distance des trous : 9 mm.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------------|-----------|--------|
| 4 trous - 36 mm - 2804   | 820 08 91 | 77,63  |
| 5 trous - 45 mm - 2805   | 820 09 16 | 89,90  |
| 6 trous - 54 mm - 2806   | 820 09 22 | 94,05  |
| 7 trous - 63 mm - 2807   | 820 09 39 | 99,86  |
| 8 trous - 72 mm - 2808   | 820 09 45 | 106,56 |
| 9 trous - 81 mm - 2809   | 820 09 51 | 113,17 |
| 10 trous - 90 mm - 2810  | 820 09 68 | 119,87 |
| 12 trous - 108 mm - 2812 | 820 09 74 | 147,52 |
| 14 trous - 126 mm - 7067 | 820 09 80 | 155,81 |
| 16 trous - 144 mm - 7068 | 820 09 97 | 163,78 |



## PLAQUE PAX EN T POUR VIS Ø 2,7 MM

Plaque en titane.  
Largeur : 8,5 mm.  
Épaisseur : 2,5 mm.  
Distance entre les trous : 9 mm.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------|-----------|--------|
| 5 trous - SE7670 | 109 32 10 | 100,74 |



## PLAQUE POUR OSTÉOTOMIE DISTALE DU FÉMUR POUR VIS Ø 2,7 MM

| DÉSIGNATION                                                   | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 10 trous - Gauche<br>Long 72 x larg 8 mm<br>Ép. 1,5 mm - 2694 | 837 53 37 | 115,88 |
| 10 trous - Droite<br>Long 72 x larg 8 mm<br>Ép. 1,5 mm - 2695 | 837 53 20 | 115,88 |



## PLAQUE PAX TPLO POUR VIS Ø 2,7 MM

Plaque titane précontournée pour vis verrouillée.

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------|-----------|--------|
| <b>DROITE</b>          |           |        |
| 5 trous - 062801       | 108 74 10 | 132,22 |
| 6 trous - 34 mm - 4281 | 822 48 97 | 143,54 |
| 6 trous - 40 mm - 4280 | 822 48 68 | 143,54 |
| <b>GAUCHE</b>          |           |        |
| 5 trous - 062800       | 108 74 00 | 132,22 |
| 6 trous - 34 mm - 4282 | 822 48 80 | 143,54 |
| 6 trous - 40 mm - 4279 | 822 48 51 | 143,54 |



## PLAQUE D'ARTHRODÈSE POUR VIS Ø 2,7 - 3,5 MM

| DÉSIGNATION                        | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------------|-----------|--------|
| <b>9 TROUS OVALES (4 - 1 - 4)</b>  |           |        |
| Ø 2 / 2,7 mm - 76 mm - 1827        | 837 50 99 | 119,63 |
| Ø 2,7 / 3,5 mm - 104 mm - 1831     | 837 50 47 | 99,78  |
| Ø 2,7 / 3,5 mm - 120 mm - 1829     | 837 50 53 | 118,83 |
| <b>10 TROUS OVALES (4 - 1 - 5)</b> |           |        |
| Ø 3,5 / 3,5 mm - 140 mm - 1834     | 837 51 36 | 105,60 |
| <b>11 TROUS OVALES (5 - 1 - 5)</b> |           |        |
| Ø 3,5 / 3,5 mm - 152 mm - 1832     | 837 51 42 | 105,28 |
| <b>9 TROUS RONDS (4 - 1 - 4)</b>   |           |        |
| Ø 2 / 2,7 mm - 76 mm - 1826        | 837 51 07 | 79,78  |
| Ø 2,7 / 3,5 mm - 104 mm - 1830     | 837 50 76 | 79,78  |
| Ø 2,7 / 3,5 mm - 120 mm - 1828     | 837 50 82 | 91,63  |
| <b>10 TROUS RONDS (4 - 1 - 5)</b>  |           |        |
| Ø 3,5 / 3,5 mm - 140 mm - 1833     | 837 51 59 | 79,78  |



## PLAQUE COMP POUR VIS Ø 3,5 MM

Épaisseur : 3,3 mm.  
Largeur : 10,2 mm.  
Distance des trous : 12 mm.  
Distance des trous centraux : 16 mm.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| 2 trous - 26 mm - 2451   | 836 96 38 | 41,48 |
| 3 trous - 38 mm - SE2453 | 836 96 50 | 54,04 |
| 4 trous - 50 mm - 2111   | 836 96 73 | 44,63 |
| 5 trous - 62 mm - 2112   | 836 97 04 | 44,63 |
| 6 trous - 74 mm - 2113   | 836 97 27 | 47,42 |
| 7 trous - 86 mm - 2114   | 836 97 56 | 47,42 |
| 8 trous - 98 mm - 2115   | 836 97 79 | 47,42 |
| 9 trous - 110 mm - 2119  | 836 97 85 | 47,42 |
| 10 trous - 122 mm - 2117 | 836 98 16 | 59,30 |
| 11 trous - 134 mm - 2118 | 836 98 39 | 59,30 |
| 12 trous - 146 mm - 2116 | 836 98 68 | 64,56 |



## PLAQUE COMP LARGE POUR VIS Ø 3,5 MM

Épaisseur : 3,6 mm.  
Largeur : 12 mm.  
Distance des trous : 12 mm.  
Distance des trous centraux : 16 mm.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| 7 trous - 86 mm - 2120   | 836 99 11 | 47,42 |
| 8 trous - 98 mm - 2121   | 836 99 34 | 53,48 |
| 9 trous - 110 mm - 2122  | 836 99 57 | 53,48 |
| 10 trous - 122 mm - 2123 | 836 99 63 | 59,30 |
| 11 trous - 134 mm - 2124 | 836 99 86 | 59,30 |
| 12 trous - 146 mm - 2125 | 836 99 92 | 68,30 |
| 13 trous - 158 mm - 2126 | 837 00 09 | 68,30 |
| 14 trous - 170 mm - 2127 | 837 00 15 | 67,51 |
| 16 trous - 194 mm - 2128 | 837 00 21 | 64,80 |
| 18 trous - 218 mm - 2129 | 837 00 38 | 83,92 |
| 20 trous - 242 mm - 2130 | 837 00 44 | 78,35 |





## PLAQUE LCOMP POUR VIS Ø 3,5 MM

Ø 3,5

Épaisseur : 4 mm.  
Largeur : 11,5 mm.  
Distance des trous : 13 mm.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| 4 trous - 51 mm - 2102   | 837 02 68 | 56,35 |
| 5 trous - 64 mm - 2103   | 837 02 74 | 59,22 |
| 6 trous - 77 mm - 2104   | 837 02 80 | 64,80 |
| 7 trous - 90 mm - 2105   | 837 02 97 | 68,06 |
| 8 trous - 103 mm - 2106  | 837 03 05 | 72,53 |
| 9 trous - 116 mm - 2107  | 837 03 11 | 63,60 |
| 10 trous - 129 mm - 2108 | 837 02 39 | 85,52 |
| 11 trous - 142 mm - 2109 | 837 02 45 | 71,09 |
| 12 trous - 155 mm - 2110 | 837 02 51 | 71,73 |



## PLAQUE 1/3 DE TUBE POUR VIS Ø 3,5 MM

Ø 3,5

Épaisseur : 1,1 mm.  
Largeur : 9 mm.  
Distance des trous : 12 mm.  
Espace central : 16 mm.

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------|-----------|-------|
| 2 trous - 26 mm - SE2170   | 836 95 03 | 20,08 |
| 4 trous - 50 mm - SE2171   | 836 95 26 | 20,08 |
| 5 trous - 62 mm - SE2172   | 836 95 32 | 20,08 |
| 6 trous - 74 mm - SE2173   | 836 95 49 | 20,08 |
| 7 trous - 86 mm - SE2174   | 836 95 55 | 20,08 |
| 9 trous - 110 mm - SE2175  | 836 95 61 | 20,08 |
| 10 trous - 122 mm - SE2176 | 836 95 78 | 27,66 |
| 12 trous - 146 mm - SE2177 | 836 95 84 | 29,97 |



## PLAQUE EN T POUR VIS Ø 3,5 MM

Ø 3,5

Épaisseur : 1,2 mm.  
Tête angulée à 15°.

| DÉSIGNATION                                    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>TÊTE À 3 TROUS 24 MM</b>                    |           |       |
| 5 trous - 67 mm -<br>Largeur tige 10 mm - 1815 | 837 07 42 | 63,76 |
| <b>TÊTE À 4 TROUS 31 MM</b>                    |           |       |
| 4 trous - 56 mm -<br>Largeur tige 11 mm - 1814 | 837 07 13 | 44,23 |
| 6 trous - 78 mm -<br>Largeur tige 11 mm - 1816 | 837 07 65 | 63,76 |



## PLAQUE EN T VET POUR VIS Ø 3,5 MM

Ø 3,5

Distance des trous : 10 mm.  
Plaque épaisse : distance des trous 12 mm.

| DÉSIGNATION                                                 | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>TÊTE 2 TROUS 18 MM</b>                                   |           |       |
| 5 trous - 65 mm -<br>Ép. 3 mm - larg. 9,2 mm - 9942805      | 818 34 31 | 79,22 |
| 6 trous - 75 mm -<br>Ép. 3 mm - larg. 9,2 mm - 9942806      | 818 34 48 | 80,98 |
| <b>TÊTE À 3 TROUS 20 MM</b>                                 |           |       |
| 4 trous - 60 mm -<br>Ép. 3 mm - larg. 9 mm - 9942604        | 818 34 54 | 75,16 |
| 6 trous - 80 mm -<br>Ép. 3 mm - larg. 9 mm - 9942606        | 818 34 60 | 80,98 |
| <b>PLAQUE ÉPAISSE - TÊTE À 2 TROUS 22 MM</b>                |           |       |
| 8 trous - 106,5 mm -<br>Ép. 3,2 mm - larg. 12 mm - 9943008  | 818 34 77 | 83,84 |
| 10 trous - 130,5 mm -<br>Ép. 3,2 mm - larg. 12 mm - 9943009 | 818 34 83 | 87,03 |



## PLAQUE EN T OBLIQUE POUR VIS Ø 3,5 MM

Ø 3,5

Épaisseur : 1,5 mm.  
Largeur : 10 mm.

| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------|-----------|-------|
| <b>TÊTE À 3 TROUS 23 MM</b> |           |       |
| 3 trous - 52 mm - 1817      | 837 07 94 | 62,41 |
| 4 trous - 63 mm - 1818      | 837 08 02 | 62,41 |
| 5 trous - 74 mm - 1819      | 837 08 19 | 62,41 |



## PLAQUE TARSIEUNE D'ARTHRODÈSE POUR VIS Ø 2,7 - 3,5 MM

Ø 2,7 Ø 3,5

Plaque pantarsale.  
Épaisseur : 2,5/3 mm.  
Nbre de trous : 9 (4 - 1 - 4).

| DÉSIGNATION                    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------|-----------|-------|
| <b>POUR VIS Ø 2 / 2,7 MM</b>   |           |       |
| 105 x 6/8 mm - Gauche - 601    | 838 30 41 | 58,98 |
| 105 x 6/8 mm - Droite - 602    | 838 30 64 | 58,98 |
| <b>POUR VIS Ø 2,7 / 3,5 MM</b> |           |       |
| 145 x 8/10 mm - Gauche - 603   | 838 30 70 | 63,20 |
| 145 x 8/10 mm - Droite - 604   | 838 30 87 | 71,57 |

## OSTÉOSYNTHÈSE



## PLAQUE TPO POUR VIS Ø 3,5 MM

Ø 3,5

Plaque à 20°.  
Épaisseur : 3 mm.  
Largeur : 10 mm.  
Distance des trous : 5 mm.  
Espace central : 10 mm.

| DÉSIGNATION                     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------|-----------|-------|
| 5 trous - 63 mm - Droite - 1974 | 838 91 09 | 83,76 |
| 5 trous - 63 mm - Gauche - 1975 | 838 91 15 | 83,76 |
| 6 trous - 75 mm - Droite - 1976 | 818 28 45 | 83,76 |



## PLAQUE TPO TRIANGULAIRE POUR VIS Ø 3,5 MM

Ø 3,5

Plaque triangulaire à 6 trous.  
Épaisseur : 3 mm.  
Largeur : 17 mm.  
Longueur : 40 mm.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------|-----------|-------|
| <b>DROITE</b> |           |       |
| 20° - 361     | 837 54 90 | 86,71 |
| 30° - 359     | 837 55 15 | 86,71 |
| 40° - 4010    | 837 55 38 | 86,71 |
| <b>GAUCHE</b> |           |       |
| 20° - 360     | 837 55 09 | 86,71 |
| 30° - 358     | 837 55 21 | 86,71 |
| 40° - 4009    | 837 55 44 | 86,71 |



## PLAQUE DE RECONSTRUCTION COURBE POUR VIS Ø 3,5 MM

Ø 3,5

Épaisseur : 3,6 mm.  
Largeur : 10 mm.  
Distance des trous : 12 mm.  
Rayon de courbure : 104 mm.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------------|-----------|--------|
| 6 trous - 94 mm - 2696   | 837 06 47 | 90,38  |
| 8 trous - 70 mm - 2697   | 837 06 53 | 101,54 |
| 10 trous - 118 mm - 2698 | 837 06 30 | 112,93 |



## À savoir

Ne pas plier la plaque à plus de 15°.



## PLAQUE DE RECONSTRUCTION POUR VIS Ø 3,5 MM

Épaisseur : 2,8 mm.  
Largeur : 10 mm.  
Distance des trous : 12 mm.  
Ne pas plier la plaque à plus de 15°.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------------|-----------|--------|
| 5 trous - 58 mm - 3105   | 837 04 17 | 45,19  |
| 6 trous - 70 mm - 3106   | 837 04 46 | 50,85  |
| 7 trous - 82 mm - 3107   | 837 04 52 | 56,43  |
| 8 trous - 94 mm - 3108   | 837 04 75 | 62,17  |
| 9 trous - 106 mm - 3109  | 837 04 81 | 67,75  |
| 10 trous - 118 mm - 3101 | 837 04 98 | 73,40  |
| 12 trous - 142 mm - 3111 | 837 05 12 | 84,64  |
| 14 trous - 166 mm - 3112 | 837 05 41 | 95,96  |
| 16 trous - 190 mm - 2701 | 837 05 64 | 107,36 |
| 20 trous - 238 mm - 2703 | 837 05 93 | 118,59 |
| 22 trous - 262 mm - 2704 | 837 06 01 | 124,25 |



## PLAQUE POUR OSTÉOTOMIE DISTALE DU FÉMUR POUR VIS Ø 3,5 MM

| DÉSIGNATION                                               | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 7 trous Gauche<br>Long 85 x larg 10 mm<br>Ép. 4 mm 2692   | 837 53 89 | 122,18 |
| 7 trous Droite<br>Long 85 x larg 10 mm<br>Ép. 4 mm 2693   | 837 53 72 | 122,18 |
| 11 trous Gauche<br>Long 170 x larg 12 mm<br>Ép. 4 mm 4073 | 838 88 54 | 229,19 |
| 11 trous Droite<br>Long 170 x larg 12 mm<br>Ép. 4 mm 4072 | 838 88 60 | 229,22 |

## Abréviations Securos

| ABRÉVIATION | SIGNIFICATION                                   |
|-------------|-------------------------------------------------|
| COMP        | Plaque à compression dynamique standard         |
| LCOMP       | Plaque à compression dynamique à faible contact |
| PAX         | Plaque et vis verrouillées                      |



## PLAQUE D'ALLONGEMENT VET POUR VIS Ø 3,5 MM

Largeur : 11,5 cm.  
Épaisseur : 4,0 mm.  
Distance des trous : 12 mm.  
Distance entre trous centraux : 36 mm.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------|-----------|-------|
| 8 trous - 126 mm - SE482208  | 818 00 88 | 68,30 |
| 9 trous - 138 mm - SE482209  | 818 00 94 | 72,45 |
| 10 trous - 150 mm - SE482210 | 818 01 02 | 76,51 |
| 12 trous - 174 mm - SE482212 | 818 01 19 | 78,42 |



## PLAQUE PAX POUR VIS Ø 3,5 MM

Largeur : 11 mm.  
Épaisseur : 3,2 mm.  
Distance des trous : 6 mm.  
Les plaques comportant une référence Securos de type 4507 et suivantes sont des plaques renforcées, largeur 11 mm, épaisseur 3,3 mm et distance entre les centres des trous 12 mm.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------------|-----------|--------|
| 4 trous - 44 mm - 1941   | 820 10 05 | 81,13  |
| 4 trous - 50 mm - 4507   | 823 19 86 | 114,53 |
| 5 trous - 55 mm - 1942   | 820 10 11 | 93,97  |
| 5 trous - 62 mm - 4508   | 823 19 92 | 120,03 |
| 6 trous - 66 mm - 1943   | 820 10 28 | 98,27  |
| 6 trous - 74 mm - 4509   | 823 20 00 | 121,94 |
| 7 trous - 77 mm - 1944   | 820 10 34 | 104,41 |
| 7 trous - 86 mm - 4510   | 823 20 17 | 124,33 |
| 8 trous - 88 mm - 1945   | 820 10 40 | 111,42 |
| 8 trous - 98 mm - 4511   | 823 20 23 | 126,72 |
| 9 trous - 99 mm - 1946   | 820 10 57 | 117,56 |
| 9 trous - 110 mm - 4512  | 823 20 46 | 141,23 |
| 10 trous - 110 mm - 1947 | 820 10 63 | 125,29 |
| 10 trous - 122 mm - 4513 | 823 20 52 | 139,16 |
| 11 trous - 121 mm - 1948 | 820 10 86 | 142,98 |
| 11 trous - 134 mm - 4514 | 823 20 69 | 114,10 |
| 12 trous - 132 mm - 1949 | 820 10 92 | 154,30 |
| 12 trous - 146 mm - 4515 | 823 20 75 | 146,57 |
| 13 trous - 158 mm - 4516 | 823 20 81 | 158,05 |
| 14 trous - 154 mm - 7071 | 820 11 00 | 164,42 |
| 14 trous - 170 mm - 4517 | 823 20 98 | 164,34 |
| 15 trous - 165 mm - 7072 | 820 11 17 | 167,29 |
| 15 trous - 182 mm - 4518 | 823 21 06 | 169,68 |
| 16 trous - 176 mm - 7073 | 820 11 23 | 170,64 |
| 16 trous - 194 mm - 4519 | 823 21 12 | 177,09 |
| 18 trous - 198 mm - 7074 | 820 11 46 | 175,90 |
| 18 trous - 218 mm - 4520 | 823 21 29 | 190,80 |
| 20 trous - 220 mm - 7075 | 820 11 52 | 181,32 |
| 20 trous - 242 mm - 4521 | 823 21 35 | 202,28 |



## PLAQUE PAX EN T POUR VIS Ø 3,5 MM

Plaque en titane.  
Largeur : 8,5 mm.  
Épaisseur : 2,5 mm.  
Distance entre les trous : 9 mm.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------|-----------|--------|
| 7 trous - SE7780 | 109 32 50 | 107,04 |
| 9 trous - SE7790 | 109 32 60 | 113,33 |



## PLAQUE PAX DPO POUR VIS Ø 3,5 MM

Plaque triangulaire en titane à 7 trous pour vis PAX 3,5 mm.  
Épaisseur : 3 mm.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------|-----------|--------|
| <b>DROITE</b> |           |        |
| 20° - 7136    | 823 74 57 | 148,48 |
| 25° - 7138    | 109 32 90 | 148,48 |
| 30° - 7140    | 823 74 28 | 148,48 |
| 40° - 7142    | 109 33 00 | 148,48 |
| <b>GAUCHE</b> |           |        |
| 20° - 7135    | 823 74 40 | 148,48 |
| 25° - 7137    | 109 33 20 | 148,48 |
| 30° - 7139    | 823 74 34 | 148,48 |
| 40° - 7141    | 109 33 30 | 148,48 |



## PLAQUE PAX DPO ÉMOUSSÉE POUR VIS Ø 3,5 MM

Plaque triangulaire en titane à 8 trous aux bords émoissés pour vis PAX 3,5 mm.  
Épaisseur : 2,5 mm.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------|-----------|--------|
| <b>DROITE</b> |           |        |
| 25° - 7182    | 109 34 70 | 148,48 |
| 30° - 7147    | 109 34 50 | 148,48 |
| 35° - SE7147  | 109 34 90 | 148,48 |
| <b>GAUCHE</b> |           |        |
| 25° - 7181    | 109 34 60 | 148,48 |
| 30° - 7146    | 109 34 40 | 148,48 |
| 35° - SE7146  | 109 34 80 | 148,48 |



## PLAQUE PAX TPO 3+3 T POUR VIS Ø 2,7 ET 3,5 MM

Plaque en titane 6 trous.  
Épaisseur : 3 mm.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------|-----------|--------|
| <b>DROITE</b> |           |        |
| 20° - 7109    | 821 69 00 | 148,48 |
| 25° - 7111    | 109 34 10 | 148,48 |
| 30° - 7113    | 821 69 17 | 148,48 |
| 40° - 7115    | 109 34 20 | 148,48 |
| <b>GAUCHE</b> |           |        |
| 20° - 7108    | 821 68 92 | 148,48 |
| 25° - 7110    | 109 33 60 | 148,48 |
| 30° - 7112    | 821 69 23 | 148,48 |
| 40° - 7114    | 109 33 80 | 148,48 |



## PLAQUE TPLO PRÉCONTOURNÉE POUR VIS Ø 3,5 MM

| DÉSIGNATION                         | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------------|-----------|--------|
| <b>DROITE</b>                       |           |        |
| 6 trous - 61 mm - Ép. 2 mm - 1126   | 837 54 49 | 94,68  |
| 6 trous - Ép. 2,2 mm - 1130         | 104 14 30 | 94,67  |
| 8 trous - 76 mm - Ép. 2 mm - 1128   | 837 54 55 | 114,61 |
| <b>GAUCHE</b>                       |           |        |
| 6 trous - 61 mm - Ép. 2 mm - 1125   | 837 54 78 | 94,68  |
| 6 trous - Ép. 2,2 mm - 1129         | 104 14 20 | 97,67  |
| 8 trous - 76 mm - Ép. 2 mm - 1127   | 837 54 84 | 114,61 |
| 8 trous - 76 mm - Ép. 2,2 mm - 0776 | 104 14 40 | 94,68  |



## PLAQUE PAX TPLO POUR VIS Ø 3,5 MM

Plaque Titane précontournée.

| DÉSIGNATION                                     | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------------------------|-----------|--------|
| <b>DROITE</b>                                   |           |        |
| 6 trous - Ép. 3,7 mm - 062518                   | 108 74 20 | 144,81 |
| 8 trous - Larg. 13,5 mm -<br>Ép. 3,7 mm - 62880 | 108 74 60 | 151,11 |
| <b>GAUCHE</b>                                   |           |        |
| 6 trous - Ép. 3,7 mm - 062519                   | 108 74 30 | 144,81 |
| 8 trous - Larg. 13,5 mm -<br>Ép. 3,7 mm - 62879 | 108 74 50 | 151,11 |

## PLAQUES 4,5 mm



## PLAQUE COMP ÉTROITE POUR VIS Ø 4,5 MM

Épaisseur : 4 mm.  
Largeur : 12 mm.  
Distance des trous : 16 mm.  
Espace central : 25 mm.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| 4 trous - 71 mm - 2134   | 836 92 07 | 54,59 |
| 5 trous - 87 mm - 2135   | 836 92 13 | 54,59 |
| 6 trous - 103 mm - 2136  | 836 92 36 | 51,33 |
| 7 trous - 119 mm - 2137  | 836 92 42 | 51,33 |
| 8 trous - 135 mm - 2138  | 836 92 59 | 57,54 |
| 9 trous - 151 mm - 2139  | 836 92 65 | 57,54 |
| 10 trous - 167 mm - 2140 | 836 92 71 | 63,76 |
| 11 trous - 183 mm - 2141 | 836 92 88 | 54,59 |
| 12 trous - 199 mm - 2142 | 836 92 94 | 54,59 |
| 13 trous - 215 mm - 2143 | 836 93 02 | 56,91 |
| 14 trous - 231 mm - 2144 | 836 93 19 | 60,97 |
| 15 trous - 247 mm - 2145 | 836 93 25 | 61,37 |
| 16 trous - 263 mm - 2146 | 836 93 31 | 65,83 |
| 18 trous - 295 mm - 2147 | 836 93 48 | 75,87 |



## PLAQUE COMP LARGE POUR VIS Ø 4,5 MM

Épaisseur : 5 mm.  
Largeur : 16,2 mm.  
Distance des trous : 16 mm.  
Espace central : 25 mm.

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------|-----------|-------|
| 5 trous - 87 mm - SE2150   | 836 93 54 | 53,32 |
| 6 trous - 103 mm - 2151    | 836 93 60 | 53,32 |
| 7 trous - 119 mm - 2152    | 836 93 77 | 59,30 |
| 8 trous - 135 mm - 2153    | 836 93 83 | 59,30 |
| 9 trous - 151 mm - 2154    | 836 94 08 | 65,19 |
| 10 trous - 167 mm - 2155   | 836 94 14 | 65,19 |
| 11 trous - 183 mm - SE2155 | 836 94 20 | 71,09 |
| 12 trous - 199 mm - 2156   | 836 94 37 | 71,09 |
| 13 trous - 215 mm - SE2156 | 836 94 43 | 77,07 |
| 14 trous - 231 mm - 2157   | 836 94 66 | 77,07 |
| 15 trous - 247 mm - SE2157 | 836 94 72 | 82,97 |
| 16 trous - 263 mm - 2158   | 836 94 89 | 82,97 |
| 18 trous - 295 mm - 2159   | 836 94 95 | 88,87 |



## PLAQUE EN T POUR VIS Ø 4,5 MM

Épaisseur : 2 mm.  
Largeur : 17 mm.  
Distance des trous : 16 mm.  
Tête angulée à 15°.

| DÉSIGNATION                   | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------|-----------|--------|
| <b>TÊTE À 2 TROUS 32,7 MM</b> |           |        |
| 4 trous - 84 mm - 1810        | 837 07 07 | 82,57  |
| 6 trous - 116 mm - 1808       | 837 07 59 | 106,24 |



## PLAQUE D'ALLONGEMENT POUR VIS Ø 4,5 MM

Plaques à 8 trous.  
Distance des trous : 12 mm.  
Distance entre trous centraux : voir désignation.

| DÉSIGNATION                        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------------|-----------|-------|
| <b>LARGE 16,2 MM - EP. 5 MM</b>    |           |       |
| 145 mm - Esp. cent. 50 mm - SE2164 | 836 91 99 | 61,57 |
| <b>ÉTROITE 12 MM - EP. 4 MM</b>    |           |       |
| 135 mm - Esp. cent. 40 mm - SE2160 | 836 91 47 | 45,23 |
| 145 mm - Esp. cent. 50 mm - SE2161 | 836 91 53 | 49,18 |
| 155 mm - Esp. cent. 60 mm - SE2162 | 836 91 76 | 46,49 |
| 165 mm - Esp. cent. 70 mm - SE2163 | 836 91 82 | 48,29 |





|          | Ø 1,5                                                          | Ø 2                                                            | Ø 2,4                                        | Ø 2,4                                           | Ø 2,7                                                            | Ø 3,5                                                            | Ø 4,5                                                          | Ø 5,5                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Longueur | Inox<br>Ø filetage : 1,5 mm<br>Ø noyau : 1 mm<br>Ø tête : 3 mm | Inox<br>Ø filetage : 2 mm<br>Ø noyau : 1,3 mm<br>Ø tête : 4 mm | Inox<br>Ø tête : 4 mm                        | Titane                                          | Inox<br>Ø filetage : 2,7 mm<br>Ø noyau : 1,9 mm<br>Ø tête : 5 mm | Inox<br>Ø filetage : 3,5 mm<br>Ø noyau : 2,4 mm<br>Ø tête : 6 mm | Inox<br>Ø filetage : 4,5 mm<br>Ø noyau : 3 mm<br>Ø tête : 8 mm | Inox<br>Ø filetage : 5,5 mm<br>Ø noyau : 4 mm<br>Ø tête : 8 mm |
| 6 mm     | Securos : 1835<br><b>837 12 04</b><br>6,74 €                   | Securos : 1853<br><b>837 15 23</b><br>6,74 €                   | Securos : 2613<br><b>110 76 60</b><br>7,75 € | Securos : 2684<br><b>110 77 60</b><br>9,94 €    | Securos : 2540<br><b>837 13 39</b><br>6,18 €                     |                                                                  |                                                                |                                                                |
| 7 mm     | Securos : 1836<br><b>837 12 10</b><br>6,74 €                   |                                                                |                                              |                                                 |                                                                  |                                                                  |                                                                |                                                                |
| 8 mm     | Securos : 1837<br><b>837 12 27</b><br>6,74 €                   | Securos : 1854<br><b>837 15 46</b><br>6,74 €                   | Securos : 2614<br><b>110 76 70</b><br>9,94 € | Securos : 2685<br><b>110 77 80</b><br>9,94 €    | Securos : 1878<br><b>837 13 45</b><br>6,74 €                     |                                                                  |                                                                |                                                                |
| 9 mm     | Securos : 1839<br><b>837 12 33</b><br>6,74 €                   |                                                                |                                              |                                                 |                                                                  |                                                                  |                                                                |                                                                |
| 10 mm    | Securos : 1840<br><b>837 12 56</b><br>6,74 €                   | Securos : 1855<br><b>837 15 52</b><br>6,74 €                   | Securos : 1027<br><b>820 52 85</b><br>7,62 € | Securos : 1043<br><b>837 60 64</b><br>10,19 €   | Securos : 1879<br><b>837 13 51</b><br>6,74 €                     | Securos : 1885<br><b>837 16 93</b><br>6,74 €                     |                                                                |                                                                |
| 11 mm    | Securos : 2529<br><b>837 12 62</b><br>6,74 €                   |                                                                |                                              |                                                 |                                                                  |                                                                  |                                                                |                                                                |
| 12 mm    | Securos : 1841<br><b>837 12 79</b><br>7,14 €                   | Securos : 1856<br><b>837 15 69</b><br>6,74 €                   | Securos : 1028<br><b>820 52 91</b><br>7,62 € | Securos : 1044<br><b>837 60 70</b><br>10,19 €   | Securos : 1880<br><b>837 13 68</b><br>6,74 €                     | Securos : 1886<br><b>837 17 01</b><br>6,74 €                     |                                                                |                                                                |
| 14 mm    | Securos : 1842<br><b>837 12 85</b><br>7,14 €                   | Securos : 1857<br><b>837 15 75</b><br>6,74 €                   | Securos : 1029<br><b>820 53 16</b><br>7,62 € | Securos : 1045<br><b>837 60 87</b><br>10,19 €   | Securos : 1881<br><b>837 13 74</b><br>6,74 €                     | Securos : 1887<br><b>837 17 18</b><br>6,74 €                     | Securos : 1526<br><b>837 19 83</b><br>6,90 €                   |                                                                |
| 16 mm    | Securos : 1843<br><b>837 12 91</b><br>7,14 €                   | Securos : 1858<br><b>837 15 81</b><br>6,74 €                   | Securos : 1030<br><b>825 27 58</b><br>7,70 € | Securos : 1046<br><b>837 60 93</b><br>10,19 €   | Securos : 1882<br><b>837 13 80</b><br>6,74 €                     | Securos : 1888<br><b>837 17 24</b><br>6,74 €                     | Securos : 1527<br><b>837 20 08</b><br>7,14 €                   |                                                                |
| 18 mm    | Securos : 1844<br><b>837 13 16</b><br>7,06 €                   | Securos : 1859<br><b>837 15 98</b><br>6,98 €                   | Securos : 1031<br><b>825 27 64</b><br>7,70 € | Securos : 1047<br><b>837 61 01</b><br>10,19 €   | Securos : 1883<br><b>837 13 97</b><br>6,74 €                     | Securos : 1889<br><b>837 17 30</b><br>6,98 €                     | Securos : 1528<br><b>837 20 14</b><br>7,14 €                   |                                                                |
| 20 mm    | Securos : 1845<br><b>837 13 22</b><br>7,06 €                   | Securos : 1860<br><b>837 16 06</b><br>6,98 €                   | Securos : 1032<br><b>825 27 70</b><br>7,70 € | Securos : 1048<br><b>837 61 18</b><br>10,19 €   | Securos : 1630<br><b>837 14 05</b><br>6,74 €                     | Securos : 1890<br><b>837 17 47</b><br>6,98 €                     | Securos : 1529<br><b>837 20 20</b><br>7,14 €                   |                                                                |
| 22 mm    |                                                                | Securos : 1861<br><b>837 16 12</b><br>6,98 €                   | Securos : 1033<br><b>825 27 87</b><br>7,70 € | Securos : 1049<br><b>837 61 24</b><br>10,19 €   | Securos : 1631<br><b>837 14 11</b><br>6,74 €                     | Securos : 1891<br><b>837 17 53</b><br>6,98 €                     | Securos : 1530<br><b>837 20 37</b><br>7,14 €                   | Securos : 1600<br><b>818 54 24</b><br>11,15 €                  |
| 24 mm    |                                                                | Securos : 1862<br><b>837 16 29</b><br>6,98 €                   | Securos : 1034<br><b>825 27 93</b><br>7,70 € | Securos : 1050<br><b>837 61 30</b><br>10,19 €   | Securos : 1632<br><b>837 14 28</b><br>6,74 €                     | Securos : 1892<br><b>837 17 76</b><br>6,98 €                     | Securos : 1531<br><b>837 20 43</b><br>7,14 €                   | Securos : 2000<br><b>818 54 30</b><br>8,18 €                   |
| 26 mm    |                                                                | Securos : 1863<br><b>837 16 35</b><br>7,30 €                   | Securos : 1035<br><b>825 28 01</b><br>7,70 € | Securos : 1051<br><b>837 61 47</b><br>10,19 €   | Securos : 1633<br><b>837 14 34</b><br>6,74 €                     | Securos : 1893<br><b>837 17 82</b><br>7,14 €                     | Securos : 1532<br><b>837 20 66</b><br>7,46 €                   | Securos : 2001<br><b>818 54 47</b><br>8,18 €                   |
| 28 mm    |                                                                | Securos : 1864<br><b>837 16 41</b><br>7,30 €                   | Securos : 1036<br><b>825 28 18</b><br>7,70 € | Securos : 1052<br><b>837 61 53</b><br>10,19 €   | Securos : 1634<br><b>837 14 40</b><br>6,74 €                     | Securos : 1894<br><b>837 17 99</b><br>7,14 €                     | Securos : 1533<br><b>837 20 72</b><br>7,46 €                   | Securos : 2002<br><b>837 23 62</b><br>8,18 €                   |
| 30 mm    |                                                                | Securos : 1865<br><b>837 16 58</b><br>7,54 €                   | Securos : 1037<br><b>110 76 90</b><br>7,70 € | Securos : 1053<br><b>837 61 76</b><br>10,19 €   | Securos : 1635<br><b>837 14 57</b><br>6,98 €                     | Securos : 1895<br><b>837 18 07</b><br>7,14 €                     | Securos : 1534<br><b>837 20 89</b><br>7,46 €                   | Securos : 2003<br><b>112 95 60</b><br>8,18 €                   |
| 32 mm    |                                                                | Securos : 1866<br><b>837 16 64</b><br>7,54 €                   | Securos : 1038<br><b>110 77 00</b><br>7,70 € | Securos : 1054<br><b>837 61 82</b><br>10,19 €   | Securos : 1636<br><b>837 14 63</b><br>6,98 €                     | Securos : 1896<br><b>837 18 13</b><br>7,14 €                     | Securos : 1535<br><b>837 20 95</b><br>7,46 €                   | Securos : 2004<br><b>112 95 70</b><br>8,18 €                   |
| 34 mm    |                                                                | Securos : SE1867<br><b>837 16 70</b><br>7,94 €                 | Securos : 1039<br><b>110 77 10</b><br>7,70 € | Securos : 1055<br><b>837 61 99</b><br>10,19 €   | Securos : 2549<br><b>837 14 86</b><br>6,50 €                     | Securos : 1897<br><b>837 18 36</b><br>7,30 €                     | Securos : 1536<br><b>837 21 03</b><br>7,46 €                   | Securos : 2005<br><b>837 23 79</b><br>8,18 €                   |
| 36 mm    |                                                                | Securos : SE1868<br><b>837 16 87</b><br>8,34 €                 | Securos : 1040<br><b>110 77 20</b><br>7,70 € | Securos : 1056<br><b>837 62 07</b><br>10,19 €   | Securos : 2550<br><b>837 14 92</b><br>7,14 €                     | Securos : 1898<br><b>837 18 42</b><br>7,30 €                     | Securos : 1537<br><b>837 21 26</b><br>7,46 €                   | Securos : 2006<br><b>837 23 85</b><br>8,18 €                   |
| 38 mm    |                                                                |                                                                | Securos : 1041<br><b>110 77 30</b><br>7,70 € | Securos : 1057<br><b>837 62 13</b><br>10,19 €   | Securos : 3554<br><b>837 15 00</b><br>7,14 €                     | Securos : 1899<br><b>837 18 59</b><br>7,30 €                     | Securos : 1538<br><b>837 21 32</b><br>7,78 €                   | Securos : 2007<br><b>837 23 91</b><br>8,18 €                   |
| 40 mm    |                                                                |                                                                | Securos : 1042<br><b>110 77 50</b><br>7,70 € | Securos : 1058<br><b>837 62 36</b><br>10,19 €   | Securos : 2551<br><b>837 15 17</b><br>7,14 €                     | Securos : 2101<br><b>837 18 65</b><br>7,78 €                     | Securos : 1539<br><b>837 21 49</b><br>7,78 €                   | Securos : 2008<br><b>837 24 16</b><br>8,58 €                   |
| 42 mm    |                                                                |                                                                |                                              |                                                 |                                                                  | Securos : 4470<br><b>104 14 70</b><br>7,54 €                     | Securos : 1540<br><b>837 21 55</b><br>7,78 €                   | Securos : 2009<br><b>837 24 22</b><br>8,58 €                   |
| 44 mm    |                                                                |                                                                |                                              |                                                 |                                                                  | Securos : 4471<br><b>104 14 80</b><br>7,54 €                     | Securos : 1541<br><b>837 21 61</b><br>7,78 €                   | Securos : 2010<br><b>837 24 39</b><br>8,58 €                   |
| 45 mm    |                                                                |                                                                |                                              | Securos : 1058.1<br><b>824 37 13</b><br>11,15 € | Securos : 2552<br><b>112 96 10</b><br>6,50 €                     | Securos : 2593<br><b>837 18 71</b><br>7,78 €                     |                                                                |                                                                |
| 46 mm    |                                                                |                                                                |                                              |                                                 |                                                                  |                                                                  | Securos : 1542<br><b>837 21 78</b><br>7,78 €                   | Securos : 2011<br><b>837 24 45</b><br>8,58 €                   |
| 48 mm    |                                                                |                                                                |                                              |                                                 |                                                                  |                                                                  | Securos : 1543<br><b>837 21 84</b><br>7,78 €                   | Securos : 2012<br><b>837 24 51</b><br>8,58 €                   |
| 50 mm    |                                                                |                                                                |                                              | Securos : 1058.2<br><b>824 37 36</b><br>11,15 € | Securos : 2553<br><b>112 96 20</b><br>6,50 €                     | Securos : 2592<br><b>837 18 88</b><br>7,54 €                     | Securos : 1544<br><b>837 21 90</b><br>8,82 €                   | Securos : 2013<br><b>837 24 68</b><br>9,06 €                   |
| 52 mm    |                                                                |                                                                |                                              |                                                 |                                                                  |                                                                  | Securos : 1545<br><b>837 22 09</b><br>8,82 €                   | Securos : 2014<br><b>837 24 74</b><br>9,06 €                   |
| 54 mm    |                                                                |                                                                |                                              |                                                 |                                                                  |                                                                  | Securos : 1546<br><b>837 22 15</b><br>8,82 €                   | Securos : 2015<br><b>837 65 90</b><br>14,20 €                  |
| 55 mm    |                                                                |                                                                |                                              |                                                 |                                                                  | Securos : 2594<br><b>837 18 94</b><br>8,34 €                     |                                                                |                                                                |
| 56 mm    |                                                                |                                                                |                                              |                                                 |                                                                  |                                                                  | Securos : 1547<br><b>837 22 21</b><br>8,82 €                   | Securos : 2016<br><b>837 66 09</b><br>10,11 €                  |
| 58 mm    |                                                                |                                                                |                                              |                                                 |                                                                  |                                                                  | Securos : 1548<br><b>837 22 38</b><br>8,82 €                   | Securos : 2017<br><b>112 95 80</b><br>14,20 €                  |
| 60 mm    |                                                                |                                                                |                                              |                                                 |                                                                  | Securos : 2595<br><b>837 19 02</b><br>8,34 €                     | Securos : 1549<br><b>837 22 44</b><br>8,82 €                   | Securos : 2018<br><b>837 24 80</b><br>9,06 €                   |
| 62 mm    |                                                                |                                                                |                                              |                                                 |                                                                  |                                                                  | Securos : SE4000<br><b>837 22 50</b><br>7,78 €                 |                                                                |



## Vis à corticale autotaraudante (suite)




|          | Ø 3,5                                                            | Ø 4,5                                                          | Ø 5,5                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Longueur | Inox<br>Ø filetage : 3,5 mm<br>Ø noyau : 2,4 mm<br>Ø tête : 6 mm | Inox<br>Ø filetage : 4,5 mm<br>Ø noyau : 3 mm<br>Ø tête : 8 mm | Inox<br>Ø filetage : 5,5 mm<br>Ø noyau : 4 mm<br>Ø tête : 8 mm |
| 64 mm    |                                                                  | Securos : 4001<br><b>837 22 67</b><br>9,14 €                   | Securos : 2020<br><b>837 24 97</b><br>9,06 €                   |
| 65 mm    | Securos : 2596<br><b>837 19 19</b><br>11,39 €                    | Securos : 1550<br><b>837 22 73</b><br>9,14 €                   |                                                                |
| 66 mm    |                                                                  |                                                                | Securos : 2022<br><b>837 66 15</b><br>14,20 €                  |
| 68 mm    |                                                                  | Securos : 4002<br><b>837 22 96</b><br>9,14 €                   |                                                                |
| 70 mm    | Securos : SE2597<br><b>837 19 25</b><br>11,39 €                  | Securos : 1551<br><b>837 23 04</b><br>9,14 €                   | Securos : 2024<br><b>837 66 21</b><br>14,20 €                  |
| 72 mm    |                                                                  | Securos : SE4003<br><b>837 23 10</b><br>7,78 €                 |                                                                |
| 74 mm    |                                                                  |                                                                | Securos : 2026<br><b>837 66 38</b><br>14,20 €                  |
| 75 mm    | Securos : SE2598<br><b>837 19 31</b><br>8,90 €                   | Securos : 1552<br><b>837 23 27</b><br>8,90 €                   |                                                                |
| 76 mm    |                                                                  |                                                                | Securos : 2028<br><b>837 66 44</b><br>14,20 €                  |
| 80 mm    | Securos : SE2599<br><b>837 19 48</b><br>8,90 €                   | Securos : 1553<br><b>837 23 33</b><br>9,78 €                   | Securos : 2029<br><b>837 25 05</b><br>14,20 €                  |
| 85 mm    | Securos : SE2600<br><b>837 19 54</b><br>10,67 €                  | Securos : 1557<br><b>837 23 56</b><br>8,90 €                   | Securos : 2030<br><b>837 66 50</b><br>14,20 €                  |
| 90 mm    | Securos : SE2601<br><b>837 19 60</b><br>10,67 €                  | Securos : 1558<br><b>837 78 27</b><br>8,66 €                   | Securos : 2031<br><b>837 25 11</b><br>9,46 €                   |
| 95 mm    | Securos : SE2602<br><b>837 19 77</b><br>10,75 €                  |                                                                | Securos : 2032<br><b>112 95 90</b><br>16,10 €                  |
| 100 mm   |                                                                  |                                                                | Securos : 2033<br><b>112 96 00</b><br>16,10 €                  |

## Vis verrouillée PAX


Vis titane autotaraudante. Empreinte : Stardrive

| Longueur | Ø 1,5                                           | Ø 2                                           | Ø 2,4                                         | Ø 2,7                                         | Ø 3,5                                         |
|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 4 mm     | Securos : 800003<br><b>109 30 00</b><br>21,02 € |                                               |                                               |                                               |                                               |
| 5 mm     | Securos : 800004<br><b>109 30 10</b><br>21,02 € |                                               |                                               |                                               |                                               |
| 6 mm     | Securos : 800005<br><b>109 30 20</b><br>21,02 € | Securos : 7039<br><b>820 05 89</b><br>23,99 € | Securos : 7047<br><b>820 06 78</b><br>23,99 € |                                               |                                               |
| 7 mm     | Securos : 800006<br><b>109 30 30</b><br>21,02 € |                                               |                                               |                                               |                                               |
| 8 mm     | Securos : 800007<br><b>109 30 40</b><br>21,02 € | Securos : 7040<br><b>820 05 95</b><br>23,99 € | Securos : 7048<br><b>820 06 84</b><br>23,99 € | Securos : 2485<br><b>818 51 34</b><br>23,99 € | Securos : 7081<br><b>820 13 53</b><br>23,99 € |
| 9 mm     | Securos : 800008<br><b>109 30 60</b><br>21,02 € |                                               |                                               |                                               |                                               |
| 10 mm    | Securos : 800009<br><b>109 30 70</b><br>21,02 € | Securos : 7041<br><b>820 06 03</b><br>23,99 € | Securos : 7049<br><b>820 06 90</b><br>23,99 € | Securos : 2486<br><b>818 51 40</b><br>23,99 € | Securos : 7082<br><b>820 13 76</b><br>23,99 € |
| 11 mm    | Securos : 800010<br><b>109 30 90</b><br>21,02 € |                                               |                                               |                                               |                                               |
| 12 mm    | Securos : 800011<br><b>109 31 00</b><br>21,02 € | Securos : 7042<br><b>820 06 26</b><br>23,99 € | Securos : 7050<br><b>820 07 09</b><br>23,99 € | Securos : 2487<br><b>818 51 57</b><br>23,99 € | Securos : 7083<br><b>820 13 82</b><br>23,99 € |
| 13 mm    | Securos : 800012<br><b>109 31 20</b><br>21,02 € |                                               |                                               |                                               |                                               |
| 14 mm    | Securos : 800013<br><b>109 31 30</b><br>21,02 € | Securos : 7043<br><b>820 06 32</b><br>23,99 € | Securos : 7051<br><b>820 07 15</b><br>23,99 € | Securos : 2488<br><b>818 51 63</b><br>23,99 € | Securos : 7084<br><b>820 13 99</b><br>23,99 € |
| 15 mm    | Securos : 800014<br><b>109 31 50</b><br>21,02 € |                                               |                                               |                                               |                                               |
| 16 mm    | Securos : 800015<br><b>109 31 60</b><br>21,02 € | Securos : 7044<br><b>820 06 49</b><br>23,99 € | Securos : 7052<br><b>820 07 21</b><br>23,99 € | Securos : 2489<br><b>818 51 86</b><br>23,99 € | Securos : 7085<br><b>820 14 07</b><br>23,99 € |
| 18 mm    | Securos : 800016<br><b>109 31 70</b><br>21,02 € | Securos : 7045<br><b>820 06 55</b><br>23,99 € | Securos : 7053<br><b>820 07 38</b><br>23,99 € | Securos : 2490<br><b>818 51 92</b><br>23,99 € | Securos : 7086<br><b>820 14 13</b><br>23,99 € |
| 20 mm    | Securos : 800017<br><b>109 31 80</b><br>19,59 € | Securos : 7046<br><b>820 06 61</b><br>23,99 € | Securos : 7054<br><b>820 07 44</b><br>23,99 € | Securos : 2491<br><b>818 52 00</b><br>23,99 € | Securos : 7087<br><b>820 14 36</b><br>23,99 € |
| 22 mm    |                                                 |                                               | Securos : 7055<br><b>820 07 50</b><br>23,99 € | Securos : 2492<br><b>818 52 17</b><br>23,99 € | Securos : 7088<br><b>820 14 42</b><br>23,99 € |
| 24 mm    |                                                 |                                               | Securos : 7056<br><b>820 07 67</b><br>23,99 € | Securos : 2493<br><b>818 52 23</b><br>23,99 € | Securos : 7089<br><b>820 14 59</b><br>23,99 € |
| 26 mm    |                                                 |                                               |                                               | Securos : 2494<br><b>818 52 46</b><br>23,99 € | Securos : 7090<br><b>820 14 65</b><br>23,99 € |
| 28 mm    |                                                 |                                               |                                               | Securos : 2495<br><b>818 52 52</b><br>23,99 € | Securos : 7091<br><b>820 14 71</b><br>23,99 € |
| 30 mm    |                                                 |                                               |                                               | Securos : 2496<br><b>818 52 69</b><br>23,99 € | Securos : 7092<br><b>820 14 88</b><br>23,99 € |
| 32 mm    |                                                 |                                               |                                               | Securos : 2497<br><b>818 52 75</b><br>23,99 € | Securos : 7093<br><b>820 14 94</b><br>23,99 € |
| 34 mm    |                                                 |                                               |                                               | Securos : 2498<br><b>818 52 81</b><br>23,99 € | Securos : 7094<br><b>820 15 02</b><br>23,99 € |
| 36 mm    |                                                 |                                               |                                               | Securos : 2499<br><b>818 52 98</b><br>23,99 € | Securos : 7095<br><b>820 15 19</b><br>23,99 € |
| 38 mm    |                                                 |                                               |                                               | Securos : 7077<br><b>820 13 18</b><br>23,99 € | Securos : 7096<br><b>820 15 25</b><br>23,99 € |
| 40 mm    |                                                 |                                               |                                               | Securos : 7078<br><b>820 13 24</b><br>23,99 € | Securos : 7097<br><b>820 15 31</b><br>23,99 € |
| 42 mm    |                                                 |                                               |                                               |                                               | Securos : 7098<br><b>820 15 48</b><br>23,99 € |
| 44 mm    |                                                 |                                               |                                               |                                               | Securos : 7099<br><b>820 15 54</b><br>23,99 € |
| 45 mm    |                                                 |                                               |                                               | Securos : 7079<br><b>820 13 30</b><br>23,99 € |                                               |
| 46 mm    |                                                 |                                               |                                               |                                               | Securos : 7100<br><b>820 15 60</b><br>23,99 € |
| 48 mm    |                                                 |                                               |                                               |                                               | Securos : 7101<br><b>820 15 77</b><br>23,99 € |
| 50 mm    |                                                 |                                               |                                               | Securos : 7080<br><b>820 13 47</b><br>23,99 € | Securos : 7102<br><b>820 15 83</b><br>23,99 € |
| 52 mm    |                                                 |                                               |                                               |                                               | Securos : 7103<br><b>820 16 08</b><br>23,99 € |
| 54 mm    |                                                 |                                               |                                               |                                               | Securos : 7104<br><b>820 16 14</b><br>23,99 € |
| 56 mm    |                                                 |                                               |                                               |                                               | Securos : 7105<br><b>820 16 20</b><br>23,99 € |



## Vis à spongieuse autotaraudante

À empreinte hexagonale.



| Longueur | Inox<br>Ø filetage : 4 mm<br>Ø noyau : 1,9 mm<br>Ø tête : 6 mm | Inox<br>Ø filetage : 4 mm<br>Ø noyau : 1,9 mm<br>Ø tête : 6 mm | Inox<br>Ø filetage : 6,5 mm<br>Ø noyau : 3 mm<br>Ø tête : 8 mm | Inox<br>Ø filetage : 6,5 mm<br>Ø noyau : 3 mm<br>Ø tête : 8 mm |
|----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 10 mm    | Securos : 1579<br><b>837 25 34</b>                             | Securos : 1562<br><b>837 25 28</b>                             |                                                                |                                                                |
| PU HT    | 7,30 €                                                         | 6,74 €                                                         |                                                                |                                                                |
| 12 mm    | Securos : 1580<br><b>837 25 57</b>                             | Securos : 1563<br><b>837 25 40</b>                             |                                                                |                                                                |
| PU HT    | 7,54 €                                                         | 6,74 €                                                         |                                                                |                                                                |
| 14 mm    | Securos : 1581<br><b>837 25 63</b>                             | Securos : 1564<br><b>837 78 10</b>                             |                                                                |                                                                |
| PU HT    | 7,54 €                                                         | 6,74 €                                                         |                                                                |                                                                |
| 16 mm    | Securos : 1582<br><b>837 25 92</b>                             | Securos : 1565<br><b>837 25 86</b>                             |                                                                |                                                                |
| PU HT    | 7,54 €                                                         | 6,74 €                                                         |                                                                |                                                                |
| 18 mm    | Securos : 1583<br><b>837 26 17</b>                             | Securos : 1566<br><b>837 26 00</b>                             |                                                                |                                                                |
| PU HT    | 8,74 €                                                         | 8,02 €                                                         |                                                                |                                                                |
| 20 mm    | Securos : 1584<br><b>837 26 46</b>                             | Securos : 1567<br><b>837 26 23</b>                             |                                                                |                                                                |
| PU HT    | 8,74 €                                                         | 8,02 €                                                         |                                                                |                                                                |
| 22 mm    | Securos : 1585<br><b>837 26 69</b>                             | Securos : 1568<br><b>837 26 52</b>                             |                                                                |                                                                |
| PU HT    | 8,74 €                                                         | 8,02 €                                                         |                                                                |                                                                |
| 24 mm    | Securos : 1586<br><b>837 26 81</b>                             | Securos : 1569<br><b>837 26 75</b>                             |                                                                |                                                                |
| PU HT    | 8,74 €                                                         | 8,02 €                                                         |                                                                |                                                                |
| 25 mm    |                                                                |                                                                | Securos : SE1800<br><b>837 28 82</b>                           |                                                                |
| PU HT    |                                                                |                                                                | 11,95 €                                                        |                                                                |
| 26 mm    | Securos : 1587<br><b>837 27 06</b>                             | Securos : 1570<br><b>837 26 98</b>                             |                                                                |                                                                |
| PU HT    | 8,74 €                                                         | 8,02 €                                                         |                                                                |                                                                |
| 28 mm    | Securos : 1588<br><b>837 27 29</b>                             | Securos : 1571<br><b>837 27 12</b>                             |                                                                |                                                                |
| PU HT    | 8,74 €                                                         | 8,02 €                                                         |                                                                |                                                                |
| 30 mm    | Securos : 1589<br><b>837 27 41</b>                             | Securos : 1572<br><b>837 27 35</b>                             | Securos : SE1801<br><b>837 29 07</b>                           |                                                                |
| PU HT    | 8,74 €                                                         | 8,02 €                                                         | 11,95 €                                                        |                                                                |
| 35 mm    | Securos : 1591<br><b>837 27 64</b>                             | Securos : 1573<br><b>837 27 58</b>                             | Securos : SE1802<br><b>837 29 36</b>                           |                                                                |
| PU HT    | 8,74 €                                                         | 8,02 €                                                         | 13,07 €                                                        |                                                                |
| 40 mm    | Securos : 1594<br><b>837 27 87</b>                             | Securos : 1574<br><b>837 27 70</b>                             | Securos : SE1803<br><b>837 29 59</b>                           |                                                                |
| PU HT    | 8,66 €                                                         | 8,02 €                                                         | 13,07 €                                                        |                                                                |
| 45 mm    | Securos : 1595<br><b>837 28 01</b>                             | Securos : 1575<br><b>837 27 93</b>                             | Securos : SE1804<br><b>837 29 88</b>                           | Securos : SE1704<br><b>16 mm - 837 29 65</b>                   |
| PU HT    | 8,66 €                                                         | 8,02 €                                                         | 13,23 €                                                        | 10,35 €                                                        |
| 50 mm    | Securos : 1596<br><b>837 28 24</b>                             | Securos : 1576<br><b>837 28 18</b>                             | Securos : SE1806<br><b>837 30 19</b>                           | Securos : SE1604<br><b>32 mm - 837 29 71</b>                   |
| PU HT    | 8,66 €                                                         | 8,02 €                                                         | 14,20 €                                                        | 12,67 €                                                        |
| 55 mm    | Securos : 1597<br><b>837 28 47</b>                             | Securos : 1577<br><b>837 28 30</b>                             |                                                                | Securos : SE1705<br><b>16 mm - 837 29 94</b>                   |
| PU HT    | 8,66 €                                                         | 8,02 €                                                         |                                                                | 11,23 €                                                        |
| 60 mm    | Securos : 1598<br><b>837 28 76</b>                             | Securos : 1578<br><b>837 28 53</b>                             | Securos : SE1807<br><b>837 30 48</b>                           | Securos : SE1706<br><b>16 mm - 837 30 02</b>                   |
| PU HT    | 8,82 €                                                         | 8,02 €                                                         | 14,20 €                                                        | 11,23 €                                                        |
| 65 mm    |                                                                |                                                                | Securos : SE1808<br><b>837 30 60</b>                           |                                                                |
| PU HT    |                                                                |                                                                | 15,00 €                                                        |                                                                |



## RONDELLE ET ÉCROU

| DÉSIGNATION                          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------------|-----------|-------|
| <b>RONDELLE PLATE INOX</b>           |           |       |
| Pour vis Ø 1,5 et 2 mm - 2439        | 837 08 77 | 5,37  |
| Pour vis Ø 3,5 et 4 mm - SE2440      | 837 08 83 | 5,30  |
| Pour vis Ø 4,5 et 6,5 mm - SE2441    | 837 09 08 | 5,51  |
| <b>ÉCROU INOX</b>                    |           |       |
| Pour vis corticale Ø 4,5 mm - SE4100 | 836 82 83 | 16,18 |



## RONDELLE À POINTE

En inox.

| DÉSIGNATION                      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------------|-----------|-------|
| Pour vis Ø 3,5 et 4 mm - 2441    | 837 09 20 | 22,62 |
| Pour vis Ø 4,5 et 6,5 mm - 2442  | 837 09 37 | 14,86 |
| <b>SPÉCIFIQUE POUR LIGAMENTS</b> |           |       |
| Pour vis Ø 2,7 mm - 1884         | 837 09 14 | 31,70 |
| Pour vis Ø 3,5 mm - 1656         | 838 88 31 | 44,13 |



## VIS TTA Ø 3,5 MM TITANE

Vis à corticale autotaraudante,  
tête hexagonale.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------|-----------|-------|
| Long. 8 mm - 2614    | 824 37 07 | 10,50 |
| Long. 10 mm - 1075   | 837 64 14 | 9,66  |
| Long. 12 mm - 1076   | 837 64 20 | 9,57  |
| Long. 14 mm - 1077   | 837 64 37 | 9,57  |
| Long. 16 mm - 1078   | 837 64 43 | 9,57  |
| Long. 18 mm - 1079   | 837 64 66 | 9,57  |
| Long. 20 mm - 1080   | 837 64 72 | 9,57  |
| Long. 22 mm - 1081   | 837 64 89 | 9,57  |
| Long. 24 mm - 1082   | 837 64 95 | 9,57  |
| Long. 26 mm - 1083   | 837 65 03 | 9,57  |
| Long. 28 mm - 1084   | 837 65 26 | 9,57  |
| Long. 30 mm - 1085   | 837 65 32 | 9,57  |
| Long. 32 mm - 1086   | 837 65 49 | 9,66  |
| Long. 34 mm - 1087   | 837 65 55 | 9,66  |
| Long. 36 mm - 1088   | 837 65 61 | 9,66  |
| Long. 38 mm - 1089   | 837 65 78 | 12,45 |
| Long. 40 mm - 1090   | 837 65 84 | 12,45 |
| Long. 45 mm - 1058.1 | 824 37 13 | 11,15 |
| Long. 50 mm - 1058.2 | 824 37 36 | 11,15 |



## PLAQUE COMP ALCYON POUR VIS Ø 2,7 MM

Ø 2,7

Épaisseur jusqu'à 6 trous : 2 mm.  
Épaisseur de 7 à 12 trous : 2,5 mm.  
Largeur : 8 mm.  
Distance des trous : 9 mm.  
Distance des trous centraux : 12 mm.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------|-----------|-------|
| 2 trous - 20 mm   | 836 69 99 | 22,24 |
| 4 trous - 36 mm   | 836 70 07 | 27,31 |
| 5 trous - 44 mm   | 836 70 13 | 28,39 |
| 6 trous - 52 mm   | 836 70 36 | 29,55 |
| 7 trous - 60 mm   | 836 70 42 | 32,74 |
| 8 trous - 68 mm   | 836 70 59 | 34,15 |
| 9 trous - 76 mm   | 836 70 65 | 35,48 |
| 10 trous - 84 mm  | 836 70 71 | 36,89 |
| 11 trous - 92 mm  | 836 70 88 | 38,21 |
| 12 trous - 100 mm | 836 70 94 | 39,45 |



## PLAQUE COMP ALCYON POUR VIS Ø 3,5 MM

Ø 3,5

Épaisseur : 3,4 mm.  
Largeur : 10,2 mm.  
Distance des trous : 12 mm.  
Distance des trous centraux : 16 mm.



## PLAQUE COMP LARGE ALCYON

Ø 3,5


Épaisseur : 3,6 mm.  
Largeur : 12 mm.  
Distance des trous : 12 mm.  
Distance des trous centraux : 16 mm.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------|-----------|-------|
| 7 trous - 86 mm   | 836 72 20 | 39,26 |
| 8 trous - 98 mm   | 836 72 37 | 44,41 |
| 9 trous - 110 mm  | 836 72 43 | 44,41 |
| 10 trous - 122 mm | 836 72 66 | 49,05 |
| 11 trous - 134 mm | 836 72 72 | 49,05 |
| 12 trous - 146 mm | 836 72 89 | 56,61 |
| 13 trous - 158 mm | 836 72 95 | 56,61 |
| 14 trous - 170 mm | 836 73 03 | 69,47 |
| 16 trous - 194 mm | 836 73 26 | 73,70 |
| 18 trous - 218 mm | 836 73 32 | 83,50 |
| 20 trous - 241 mm | 836 73 49 | 93,13 |

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------|-----------|-------|
| 2 trous - 26 mm   | 836 71 02 | 31,45 |
| 3 trous - 38 mm   | 836 71 19 | 31,45 |
| 4 trous - 50 mm   | 836 71 25 | 33,64 |
| 5 trous - 62 mm   | 836 71 31 | 33,64 |
| 6 trous - 74 mm   | 836 71 48 | 35,59 |
| 7 trous - 86 mm   | 836 71 54 | 35,59 |
| 8 trous - 98 mm   | 836 71 60 | 37,93 |
| 9 trous - 110 mm  | 836 71 77 | 37,93 |
| 10 trous - 122 mm | 836 71 83 | 44,47 |
| 11 trous - 134 mm | 836 72 08 | 44,40 |
| 12 trous - 146 mm | 836 72 14 | 44,47 |

## Vis à corticale ALCYON

Vis inox à empreinte hexagonale.  
À utiliser avec un taraud.



Ø 2,7

Ø 3,5

| Longueur | Ø filetage : 2,7 mm<br>Ø noyau : 1,9 mm<br>Ø tête : 6 mm | Ø filetage : 3,5 mm<br>Ø noyau : 2,4 mm<br>Ø tête : 6 mm |
|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 6 mm     | 836 73 55                                                |                                                          |
| PU HT    | 5,01 € x 10 : 4,71 €                                     |                                                          |
| 8 mm     | 836 73 61                                                |                                                          |
| PU HT    | 5,01 € x 10 : 4,71 €                                     |                                                          |
| 10 mm    | 836 73 78                                                | 836 75 56                                                |
| PU HT    | 4,93 € x 10 : 4,64 €                                     | 5,23 € x 10 : 4,92 €                                     |
| 12 mm    | 836 73 84                                                | 836 75 62                                                |
| PU HT    | 4,93 € x 10 : 4,64 €                                     | 5,23 € x 10 : 4,92 €                                     |
| 14 mm    | 836 73 90                                                | 836 75 79                                                |
| PU HT    | 4,93 € x 10 : 4,64 €                                     | 5,23 € x 10 : 4,92 €                                     |
| 16 mm    | 836 74 09                                                | 836 75 85                                                |
| PU HT    | 4,93 € x 10 : 4,64 €                                     | 5,23 € x 10 : 4,92 €                                     |
| 18 mm    | 836 74 15                                                | 836 75 91                                                |
| PU HT    | 5,79 € x 10 : 5,44 €                                     | 5,00 € x 10 : 4,71 €                                     |
| 20 mm    | 836 74 21                                                | 836 76 16                                                |
| PU HT    | 5,79 € x 10 : 5,44 €                                     | 5,18 € x 10 : 4,88 €                                     |
| 22 mm    | 836 74 38                                                | 836 76 22                                                |
| PU HT    | 5,79 € x 10 : 5,44 €                                     | 5,18 € x 10 : 4,88 €                                     |
| 24 mm    | 836 74 44                                                | 836 76 39                                                |
| PU HT    | 5,31 € x 10 : 4,99 €                                     | 5,18 € x 10 : 4,88 €                                     |
| 26 mm    | 836 74 50                                                | 836 76 45                                                |
| PU HT    | 5,31 € x 10 : 4,99 €                                     | 4,99 € x 10 : 4,70 €                                     |
| 28 mm    | 836 74 67                                                | 836 76 51                                                |
| PU HT    | 5,31 € x 10 : 4,99 €                                     | 4,99 € x 10 : 4,70 €                                     |
| 30 mm    | 836 74 73                                                | 836 76 68                                                |
| PU HT    | 5,15 € x 10 : 4,84 €                                     | 5,17 € x 10 : 4,86 €                                     |
| 32 mm    | 836 74 96                                                | 836 76 74                                                |
| PU HT    | 5,15 € x 10 : 4,84 €                                     | 5,17 € x 10 : 4,86 €                                     |
| 34 mm    | 836 75 04                                                | 836 76 80                                                |
| PU HT    | 5,15 € x 10 : 4,84 €                                     | 5,08 € x 10 : 4,79 €                                     |
| 36 mm    | 836 75 10                                                | 836 76 97                                                |
| PU HT    | 5,13 € x 10 : 4,82 €                                     | 4,74 € x 10 : 4,47 €                                     |
| 38 mm    | 836 75 27                                                | 836 77 05                                                |
| PU HT    | 5,13 € x 10 : 4,82 €                                     | 5,08 € x 10 : 4,79 €                                     |
| 40 mm    | 836 75 33                                                | 836 77 11                                                |
| PU HT    | 5,13 € x 10 : 4,82 €                                     | 5,08 € x 10 : 4,79 €                                     |
| 45 mm    |                                                          | 836 77 28                                                |
| PU HT    |                                                          | 5,81 € x 10 : 5,52 €                                     |
| 50 mm    |                                                          | 836 77 34                                                |
| PU HT    |                                                          | 5,81 € x 10 : 5,52 €                                     |
| 55 mm    |                                                          | 836 77 40                                                |
| PU HT    |                                                          | 5,29 € x 10 : 5,02 €                                     |
| 60 mm    |                                                          | 836 77 57                                                |
| PU HT    |                                                          | 5,29 € x 10 : 5,02 €                                     |
| 65 mm    |                                                          | 836 77 63                                                |
| PU HT    |                                                          | 5,74 €                                                   |
| 70 mm    |                                                          | 836 77 86                                                |
| PU HT    |                                                          | 5,53 €                                                   |
| 75 mm    |                                                          | 836 77 92                                                |
| PU HT    |                                                          | 5,53 €                                                   |
| 80 mm    |                                                          | 836 78 00                                                |
| PU HT    |                                                          | 5,53 €                                                   |
| 85 mm    |                                                          | 836 78 17                                                |
| PU HT    |                                                          | 6,88 €                                                   |
| 90 mm    |                                                          | 836 78 23                                                |
| PU HT    |                                                          | 6,88 €                                                   |
| 95 mm    |                                                          | 836 78 46                                                |
| PU HT    |                                                          | 6,88 €                                                   |





# OSTÉOSYNTÈSE

PAX

1,5 - 2,0 - 2,4 mm

## Système PAX

### Pour un traitement optimal des fractures :

- Vis à verrouillage poly-axial de + ou - 10°
- Implants en titane
- Propriétés de compression unique



## PAX KIT COMPLET POUR VIS Ø 1,5 MM

Ø 1,5

### Kit composé de :

- Plateau et couvercle
- 60 vis, soit 5 de longueur 4 à 15 mm
- 8 plaques de reconstruction
- 6 plaques d'allongement
- 4 plaques en L
- 4 plaques en T obliques
- 4 plaques en T
- Guide mèche et mèche d.1,1 mm
- Poignée AO
- Pince porte plaque
- Jauge et tournevis pour vis 1,5 - 2,0 - 2,4 mm

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT     |
|-------------------------|-----------|----------|
| PAX kit 1,5 mm - 800000 | 109 75 50 | 4 594,91 |



## PAX KIT COMPLET POUR VIS

Ø 2 - 2,4 MM

Ø 2 Ø 2,4

### Kit composé de :

- 1 plateau 7001
- 1 couvercle 7002
- 1 poignée verrouillage rapide 1917
- 2 tournevis amovible 7004
- 1 guide mèche 7005
- 1 pincette pour plaque 7006
- 1 mèche 1,3 mm 7007
- 1 mèche 1,7 mm 7008
- 1 jauge 7009
- 5 plaques droites pour vis de 2 mm (5 à 9 trous)
- 6 plaques en T pour vis de 2 mm
- 5 plaques droites pour vis de 2,4 mm (5 à 9 trous)
- 6 plaques en T pour vis de 2,4 mm
- 44 vis de 2 mm (6 à 20 mm)
- 48 vis de 2,4 mm (6 à 20 mm)

| DÉSIGNATION                           | RÉFÉRENCE | € HT     |
|---------------------------------------|-----------|----------|
| Kit complet pour vis de 2/2,4 mm 7000 | 821 15 29 | 4 769,19 |



## PLATEAU PAX POUR KIT Ø 1,5 MM

Ø 1,5

| DÉSIGNATION                      | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------------|-----------|--------|
| Plateau pour kit 1,5 mm - 800001 | 109 75 60 | 365,82 |
| Couvercle complet - 800002       | 109 75 70 | 80,70  |



## PLATEAU PAX POUR VIS Ø 2,0 - 2,4 MM

Ø 2 Ø 2,4

| DÉSIGNATION                   | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------|-----------|--------|
| <b>PLATEAU</b>                |           |        |
| Plateau vis et plaques - 7001 | 820 01 64 | 365,82 |
| Plateau instruments - 7171    | 109 35 40 | 476,32 |
| Demi-plateau plaques - 7169   | 109 35 00 | 287,39 |
| Demi-plateau vis - 7170       | 109 35 20 | 287,39 |
| Insert plaque papillon - 7184 | 109 35 30 | 58,22  |
| <b>COUVERCLE</b>              |           |        |
| Couvercle complet - 7002      | 820 01 70 | 80,70  |
| Demi couvercle - 7183         | 109 35 10 | 40,55  |



## GUIDE-MÈCHE PAX POUR VIS Ø 1,5 MM

Ø 1,5

| DÉSIGNATION                                 | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------------------|-----------|-------|
| Guide mèche 1,1 mm pour vis 1,5 mm - 800018 | 109 89 60 | 90,14 |



## GUIDE-MÈCHE PAX POUR VIS Ø 2 - 2,4 MM

Ø 2 Ø 2,4

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------|-----------|-------|
| Pour vis Ø 2 / 2,4 mm | 820 02 01 | 88,15 |



## JAUGE PAX POUR VIS Ø 1,5 - 2,0 - 2,4 MM

Ø 1,5 Ø 2 Ø 2,4

| DÉSIGNATION                        | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------------|-----------|--------|
| Pour vis Ø 1,5 / 2 / 2,4 mm - 7009 | 820 02 47 | 133,34 |



## POIGNÉE AO PAX

Poignée à encliquetage rapide.

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------|-----------|--------|
| Small - 7179 | 109 37 00 | 215,15 |
| Large - 7180 | 109 37 10 | 225,97 |



## TOURNEVIS AMOVIBLE PAX POUR VIS Ø 1,5 - 2,0 - 2,4 MM

Ø 1,5 Ø 2 Ø 2,4

| DÉSIGNATION                          | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------------------------|-----------|--------|
| <b>TOURNEVIS</b>                     |           |        |
| Pour vis Ø 1,5 / 2,0 / 2,4 mm - 7004 | 820 01 93 | 25,19  |
| <b>POIGNÉE EN RÉSINE</b>             |           |        |
| Pour tournevis PAX - 7003            | 820 01 87 | 100,74 |




## TOURNEVIS TORQUE PAX POUR VIS Ø 2,7 - 3,5 MM

Ø 2,7 Ø 3,5

Tournevis torque pour vis PAX.

| DÉSIGNATION                         | RÉFÉRENCE | € HT     |
|-------------------------------------|-----------|----------|
| 1,5 Nm - Pour vis 2,7/3,5 mm SE7225 | 109 37 40 | 1 424,72 |





## GUIDE-MÈCHE COMP PAX POUR VIS

Ø 2 - 2,4 mm



Guide-mèche pour pose de vis PAX en compression.

| DÉSIGNATION                              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------------------|-----------|-------|
| Mèche 1,3 mm -<br>Pour vis 2,0 mm - 7175 | 109 36 50 | 88,15 |
| Mèche 1,7 mm -<br>Pour vis 2,4 mm - 7176 | 109 36 70 | 88,15 |



## BRUCELLE AUTO-SERRANTE PAX

| DÉSIGNATION                                 | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------------------|-----------|-------|
| Pincette pour plaque<br>1,5 à 3,5 mm - 7006 | 820 02 18 | 75,56 |



## PINCE À COURBER PAX

Pince à courber dans les 2 plans, pour plaque de 2,0 / 2,4 / 2,7 / 3,5 mm.

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------|-----------|--------|
| Pince à courber - 7185 | 109 37 50 | 753,17 |



## MÈCHE PAX POUR VIS Ø 2,0 - 2,4 mm



| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------|-----------|-------|
| Ø 1,3 mm - 7007 | 820 02 24 | 33,87 |

PAX

2,7 - 3,5 mm



## PAX KIT COMPLET POUR VIS

Ø 2,7 - 3,5 mm



Kit composé de :

- 1 plateau à vis 2,7 mm 7058
- 1 plateau à vis 3,5 mm 7358
- 1 plateau pour plaques 2,7 mm 7258
- 1 plateau pour plaques 3,5 mm 7158
- 2 couvercles 7059 pour vis de 2,7/3,5mm
- 2 tournevis amovibles 2,7/3,5 mm 7061
- 1 poignée à verrouillage rapide 1917
- 1 guide mèche 7062
- 1 pince pour plaque 7006
- 1 mèche 2 mm x 100 mm 1018
- 1 mèche 2,5 mm x 110 mm 1019
- 1 jauge 7066
- 5 plaques pour vis 2,7 mm (5 à 9 trous),  
5 plaques pour vis 3,5 mm (5 à 9 trous)
- 30 vis de 2,7 mm (18 à 28 mm),  
55 vis de 3,5mm (18 à 40 mm)

| DÉSIGNATION                          | RÉFÉRENCE | € HT     |
|--------------------------------------|-----------|----------|
| Kit complet pour vis 2,7/3,5 mm 7057 | 821 15 35 | 3 950,56 |

## PAX SET COMPLÉMENTAIRE RECONSTRUCTION

Ø 2,7 ET 3,5 mm



Set complémentaire au kit 2,7 / 3,5 mm composé de :

- 3 plaques de reconstruction d. 2,7 mm
- 3 plaques de reconstruction d. 3,5 mm
- 35 vis d. 2,7 mm
- 40 vis d. 3,5 mm

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT     |
|---------------------------|-----------|----------|
| Set reconstruction - 7116 | 109 35 50 | 2 593,02 |



## JAUGE PAX POUR VIS Ø 2,7 - 3,5 mm



| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------|-----------|--------|
| Pour vis Ø 2,7 / 3,5 mm | 820 08 85 | 100,74 |



## PAX KIT DE PLAQUES D'EXTENSION

Kit PAX composé de :

- Plateau SE75570
- Couvercles (par 2) SE7557C
- Plaques Titane 1,5 mm, 1 de chaque :  
2/2 trous - 30 mm - SE7544  
2/2 trous - 36 mm - SE7545  
2/2 trous - 48 mm - SE7546  
3/3 trous - 54 mm - SE7547  
3/3 trous - 60 mm - SE7548  
3/3 trous - 66 mm - SE7549
- Plaques Titane 2 mm, 1 de chaque :  
4 trous - 52 mm - SE7550  
6 trous - 64 mm - SE7551  
6 trous - 88 mm - SE7551L
- Plaques Titane 2,4 mm, 1 de chaque :  
6 trous - 64 mm - SE7552  
6 trous - 79 mm - SE7553  
6 trous - 94 mm - SE7554  
6 trous - 109 mm - SE7554L  
6 trous - 124 mm - SE7554XL
- Plaques Titane 2,7 mm, 1 de chaque :  
6 trous - 75 mm - SE7555  
6 trous - 93 mm - SE7556  
6 trous - 111 mm - SE7557  
6 trous - 129 mm - SE7557L  
6 trous - 147 mm - SE7557XL
- Plaques Titane 3,5 mm, 1 de chaque :  
6 trous - 122 mm - SE7558  
6 trous - 156 mm - SE7559  
6 trous - 170 mm - SE7559L  
6 trous - 194 mm - SE7559XL

| DÉSIGNATION                         | RÉFÉRENCE | € HT     |
|-------------------------------------|-----------|----------|
| Kit plaques extension PAX - SE75500 | 114 45 20 | 3 774,94 |



## TOURNEVIS AMOVIBLE PAX POUR VIS Ø 2,7 - 3,5 mm



| DÉSIGNATION                    | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------------------|-----------|--------|
| <b>TOURNEVIS</b>               |           |        |
| Pour vis Ø 2,7 / 3,5 mm - 7061 | 820 08 56 | 25,19  |
| <b>POIGNÉE EN RÉSINE</b>       |           |        |
| Pour tournevis PAX - 7003      | 820 01 87 | 100,74 |

# OSTÉOSYNTHÈSE

## MÈCHE PAX POUR VIS Ø 2,7 - 3,5 MM

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------|-----------|-------|
| Ø 1,7 mm - 7008 | 820 02 30 | 33,87 |



## GUIDE-MÈCHE COMP PAX POUR VIS Ø 2,7 / 3,5 MM

Guide-mèche pour pose de vis PAX en compression.

| DÉSIGNATION                                  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------------------------|-----------|-------|
| Mèche 2,0 mm -<br>Pour vis 2,7 mm - 7177     | 109 36 80 | 88,15 |
| Mèche 2,5 mm -<br>Pour vis 2,7/3,5 mm - 7178 | 109 36 90 | 88,15 |



## GUIDE-MÈCHE PAX POUR VIS Ø 2,7 - 3,5 MM

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------|-----------|-------|
| Pour vis Ø 2,7 / 3,5 mm | 820 08 62 | 88,15 |



## POIGNÉE AO PAX

Poignée à encliquetage rapide.

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------|-----------|--------|
| Small - 7179 | 109 37 00 | 215,15 |
| Large - 7180 | 109 37 10 | 225,97 |



## PINCE À COURBER PAX

Pince à courber dans les 2 plans, pour plaque de 2,0 / 2,4 / 2,7 / 3,5 mm.

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------|-----------|--------|
| Pince à courber - 7185 | 109 37 50 | 753,17 |



## BRUCELLE AUTO-SERRANTE PAX

| DÉSIGNATION                              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------------------|-----------|-------|
| Pincette pour plaque 1,5 à 3,5 mm - 7006 | 820 02 18 | 75,56 |



## PLATEAU PAX POUR VIS Ø 2,7 - 3,5 MM

| DÉSIGNATION                                           | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Ø 2,7 MM                                              |           |        |
| Plateau kit - 7058                                    | 820 07 73 | 365,82 |
| Plateau vis - 7258                                    | 820 08 10 | 88,23  |
| Ø 3,5 MM                                              |           |        |
| Plateau kit - 7158                                    | 820 07 96 | 365,82 |
| Plateau vis - 7358                                    | 820 08 27 | 88,23  |
| Ø 2,7 / 3,5 MM                                        |           |        |
| Plateau plaques - 7172                                | 109 35 60 | 365,82 |
| Plateau vis - 7360                                    | 109 36 00 | 365,82 |
| Plateau instruments - 7174                            | 109 35 90 | 476,32 |
| Insert supplémentaire plaque pour 7172 - 7173         | 109 35 80 | 68,77  |
| Demi couvercle (pour 7360) - 4903                     | 109 36 10 | 46,18  |
| Couvercle complet pour 7058, 7158, 7172 - 7174 - 7059 | 820 08 04 | 89,59  |




## PLATEAU PAX TPLO POUR VIS Ø 2,7 - 3,5 MM

| DÉSIGNATION                   | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------|-----------|--------|
| Plateau TPLO - 7400           | 109 36 20 | 300,10 |
| Couvercle plateau TPLO - 7401 | 109 36 40 | 42,53  |





## IMPLANTS ET INSTRUMENTS VERROUILLÉS POUR VIS STAR




### PLAQUE VERROUILLÉE POUR VIS STAR

Ø 2,0 MM

Plaque inox.  
Largeur : 5,6 mm.  
Épaisseur : 1,3 mm.

Ø 2

| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------|-----------|--------|
| 4 trous - 31 mm - SE20004   | 109 40 20 | 52,76  |
| 5 trous - 38 mm - SE20005   | 109 40 30 | 56,11  |
| 6 trous - 45 mm - SE20006   | 109 40 40 | 59,78  |
| 7 trous - 52 mm - SE20007   | 109 40 50 | 63,44  |
| 8 trous - 59 mm - SE20008   | 109 40 60 | 68,46  |
| 10 trous - 73 mm - SE20010  | 109 40 70 | 78,03  |
| 12 trous - 87 mm - SE20012  | 109 40 80 | 84,24  |
| 14 trous - 101 mm - SE20014 | 109 41 00 | 93,09  |
| 16 trous - 115 mm - SE20016 | 109 41 10 | 101,94 |
| 18 trous - 129 mm - SE20018 | 109 41 20 | 115,25 |
| 20 trous - 143 mm - SE20020 | 109 41 30 | 129,35 |




### PLAQUE VERROUILLÉE POUR VIS STAR

Ø 2,4 MM

Plaque inox.

Ø 2,4

| DÉSIGNATION                           | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------------|-----------|-------|
| LARGEUR : 6,5 MM - ÉPAISSEUR : 1,7 MM |           |       |
| 4 trous - 36 mm - SE24004             | 109 41 40 | 52,76 |
| 5 trous - 44 mm - SE24005             | 109 41 60 | 56,11 |
| 6 trous - 52 mm - SE24006             | 109 41 70 | 59,78 |
| 7 trous - 60 mm - SE24007             | 109 41 90 | 63,44 |
| 8 trous - 68 mm - SE24008             | 109 42 00 | 68,46 |
| LARGEUR : 6,5 MM - ÉPAISSEUR : 2,0 MM |           |       |
| 9 trous - 76 mm - SE24009             | 109 42 20 | 73,16 |
| 10 trous - 84 mm - SE24010            | 109 42 30 | 78,03 |
| 12 trous - 100 mm - SE24012           | 109 42 50 | 84,24 |
| 14 trous - 116 mm - SE24014           | 109 42 60 | 93,09 |



### GUIDE-MÈCHE VERROUILLÉE STAR

Inox.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------|-----------|-------|
| 2 mm - SE50020   | 109 67 80 | 99,78 |
| 2,4 mm - SE50021 | 109 67 90 | 99,78 |
| 2,7 mm - SE50022 | 109 68 00 | 99,78 |
| 3,5 mm - SE50023 | 109 68 10 | 99,78 |



### PLAQUE VERROUILLÉE POUR VIS STAR

Ø 2,7 MM

Plaque inox.  
Largeur : 7,5 mm.  
Épaisseur : 2,7 mm.

Ø 2,7

| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------|-----------|-------|
| 4 trous - 40 mm - SE27004   | 109 42 70 | 55,39 |
| 5 trous - 49 mm - SE27005   | 109 42 80 | 58,74 |
| 6 trous - 58 mm - SE27006   | 109 42 90 | 62,41 |
| 7 trous - 67 mm - SE27007   | 109 43 10 | 66,07 |
| 8 trous - 76 mm - SE27008   | 109 43 20 | 71,09 |
| 9 trous - 85 mm - SE27009   | 109 43 30 | 75,79 |
| 10 trous - 94 mm - SE27010  | 109 43 40 | 80,66 |
| 11 trous - 103 mm - SE27011 | 109 43 50 | 84,00 |
| 12 trous - 112 mm - SE27012 | 109 43 60 | 86,87 |
| 13 trous - 121 mm - SE27013 | 109 43 70 | 91,34 |
| 14 trous - 130 mm - SE27014 | 109 43 90 | 95,72 |



### PLAQUE VERROUILLÉE POUR VIS STAR

Ø 3,5 MM

Plaque inox.  
Largeur : 11 mm.  
Épaisseur : 3,3 mm.

Ø 3,5

| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------|-----------|--------|
| 4 trous - 59 mm - SE35004   | 109 44 00 | 58,74  |
| 5 trous - 72 mm - SE35005   | 109 44 10 | 62,09  |
| 6 trous - 85 mm - SE35006   | 109 44 20 | 65,75  |
| 7 trous - 98 mm - SE35007   | 109 44 30 | 69,42  |
| 8 trous - 111 mm - SE35008  | 109 44 50 | 74,44  |
| 9 trous - 124 mm - SE35009  | 109 44 60 | 79,14  |
| 10 trous - 137 mm - SE35010 | 109 44 80 | 84,00  |
| 11 trous - 150 mm - SE35011 | 109 44 90 | 88,47  |
| 12 trous - 163 mm - SE35012 | 109 45 10 | 91,34  |
| 13 trous - 176 mm - SE35013 | 109 45 20 | 95,72  |
| 14 trous - 189 mm - SE35014 | 109 45 40 | 100,18 |
| 16 trous - 215 mm - SE35016 | 109 45 50 | 111,98 |
| 18 trous - 241 mm - SE35018 | 109 45 60 | 101,94 |



### TOURNEVIS STAR


Tournevis sur manche.



### TOURNEVIS STAR AMOVIBLE

Tournevis à encliquetage rapide.

| DÉSIGNATION                        | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------------|-----------|--------|
| Pour vis de 2,0 mm - SE10620       | 109 66 80 | 110,86 |
| Pour vis de 2,4 - 2,7 mm - SE10824 | 109 66 90 | 110,86 |
| Pour vis de 3,5 mm - SE11535       | 109 67 10 | 110,86 |
| Pour vis de 4,5 mm - SE12540       | 109 67 20 | 110,86 |



### PLAQUE VERROUILLÉE LCOMP LARGE POUR VIS STAR Ø 3,5 MM

Largeur : 13,5 mm.  
Épaisseur : 4,2 mm.

Ø 3,5

| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------|-----------|--------|
| 7 trous - 94 mm - SE35017   | 109 45 70 | 95,32  |
| 8 trous - 107 mm - SE35018  | 109 45 80 | 121,94 |
| 9 trous - 120 mm - SE35019  | 109 45 90 | 108,63 |
| 10 trous - 133 mm - SE35110 | 109 46 00 | 117,48 |
| 11 trous - 146 mm - SE35111 | 109 46 10 | 124,09 |
| 12 trous - 159 mm - SE35112 | 109 46 20 | 130,79 |
| 13 trous - 172 mm - SE35113 | 109 46 30 | 137,40 |
| 14 trous - 185 mm - SE35114 | 109 46 40 | 144,10 |
| 15 trous - 198 mm - SE35115 | 109 46 50 | 150,71 |
| 16 trous - 211 mm - SE35116 | 109 46 60 | 157,41 |
| 17 trous - 224 mm - SE35117 | 109 46 80 | 164,02 |
| 18 trous - 237 mm - SE35118 | 109 46 90 | 170,64 |
| 20 trous - 263 mm - SE35120 | 109 47 00 | 195,11 |



### PLAQUE VERROUILLÉE LCOMP POUR VIS STAR

Ø 4,0 - 5,0 MM

Plaque à faible contact, large.  
Largeur : 17,5 mm.  
Épaisseur : 5,2 mm.

Ø 4 Ø 5

| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------|-----------|--------|
| 6 trous - 116 mm - SE45006  | 109 47 10 | 97,55  |
| 7 trous - 134 mm - SE45007  | 109 47 20 | 104,17 |
| 8 trous - 152 mm - SE45008  | 109 47 40 | 113,01 |
| 9 trous - 170 mm - SE45009  | 109 47 50 | 119,71 |
| 10 trous - 188 mm - SE45010 | 109 47 70 | 126,32 |
| 11 trous - 206 mm - SE45011 | 109 47 80 | 135,25 |
| 12 trous - 216 mm - SE45012 | 109 47 90 | 141,87 |

| DÉSIGNATION                        | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------------|-----------|--------|
| Pour vis de 2,0 mm - SE20620       | 109 67 40 | 190,64 |
| Pour vis de 2,4 - 2,7 mm - SE20824 | 109 67 50 | 190,64 |
| Pour vis de 3,5 mm - SE21535       | 109 67 60 | 190,64 |

## Vis verrouillée Star

Vis titane autotaraudante. Empreinte compatible Synthèse.



| Longueur | Ø 1,5                                 | Ø 2                                   | Ø 2,4                                 | Ø 2,7                                 | Ø 3,5                                 | Ø 4                                   | Ø 5                                   |
|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 6 mm     | Securos : SE11506<br><b>109 48 00</b> | Securos : SE12006<br><b>109 49 80</b> | Securos : SE12406<br><b>109 52 00</b> | Securos : SE12706<br><b>109 54 70</b> |                                       |                                       |                                       |
| PU HT    | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 16,52 €                               |                                       |                                       |                                       |
| 7 mm     | Securos : SE11507<br><b>109 48 10</b> | Securos : SE12007<br><b>109 50 00</b> | Securos : SE12407<br><b>109 52 10</b> |                                       |                                       |                                       |                                       |
| PU HT    | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 16,52 €                               |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 8 mm     | Securos : SE11508<br><b>109 48 30</b> | Securos : SE12008<br><b>109 50 10</b> | Securos : SE12408<br><b>109 52 20</b> | Securos : SE12708<br><b>109 54 90</b> |                                       |                                       |                                       |
| PU HT    | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 16,52 €                               |                                       |                                       |                                       |
| 9 mm     | Securos : SE11509<br><b>109 48 40</b> | Securos : SE12009<br><b>109 50 30</b> | Securos : SE12409<br><b>109 52 30</b> |                                       |                                       |                                       |                                       |
| PU HT    | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 16,52 €                               |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 10 mm    | Securos : SE11510<br><b>109 48 50</b> | Securos : SE12010<br><b>109 50 40</b> | Securos : SE12410<br><b>109 52 40</b> | Securos : SE12710<br><b>109 55 00</b> | Securos : SE13510<br><b>109 57 00</b> |                                       |                                       |
| PU HT    | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 16,52 €                               |                                       |                                       |
| 11 mm    | Securos : SE11511<br><b>109 48 60</b> | Securos : SE12011<br><b>109 50 60</b> | Securos : SE12411<br><b>109 52 60</b> |                                       |                                       |                                       |                                       |
| PU HT    | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 16,52 €                               |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 12 mm    | Securos : SE11512<br><b>109 48 70</b> | Securos : SE12012<br><b>109 50 70</b> | Securos : SE12412<br><b>109 52 70</b> | Securos : SE12712<br><b>109 55 10</b> | Securos : SE13512<br><b>109 57 10</b> |                                       |                                       |
| PU HT    | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 16,52 €                               |                                       |                                       |
| 13 mm    |                                       | Securos : SE12013<br><b>109 50 80</b> | Securos : SE12413<br><b>109 52 90</b> |                                       |                                       |                                       |                                       |
| PU HT    |                                       | 16,52 €                               | 16,52 €                               |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 14 mm    | Securos : SE11514<br><b>109 48 80</b> | Securos : SE12014<br><b>109 50 90</b> | Securos : SE12414<br><b>109 53 00</b> | Securos : SE12714<br><b>109 55 20</b> | Securos : SE13514<br><b>109 57 20</b> | Securos : SE14014<br><b>109 60 20</b> | Securos : SE15014<br><b>109 63 30</b> |
| PU HT    | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 25,34 €                               | 25,34 €                               |
| 16 mm    | Securos : SE11516<br><b>109 48 90</b> | Securos : SE12016<br><b>109 51 00</b> | Securos : SE12416<br><b>109 53 20</b> | Securos : SE12716<br><b>109 55 30</b> | Securos : SE13516<br><b>109 57 30</b> | Securos : SE14016<br><b>109 60 30</b> | Securos : SE15016<br><b>109 63 40</b> |
| PU HT    | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 25,34 €                               | 25,34 €                               |
| 18 mm    | Securos : SE11518<br><b>109 49 00</b> | Securos : SE12018<br><b>109 51 20</b> | Securos : SE12418<br><b>109 53 30</b> | Securos : SE12718<br><b>109 55 50</b> | Securos : SE13518<br><b>109 57 40</b> | Securos : SE14018<br><b>109 60 40</b> | Securos : SE15018<br><b>109 63 60</b> |
| PU HT    | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 25,34 €                               | 25,34 €                               |
| 20 mm    | Securos : SE11520<br><b>109 49 10</b> | Securos : SE12020<br><b>109 51 30</b> | Securos : SE12420<br><b>109 53 50</b> | Securos : SE12720<br><b>109 55 60</b> | Securos : SE13520<br><b>109 57 50</b> | Securos : SE14020<br><b>109 60 50</b> | Securos : SE15020<br><b>109 63 70</b> |
| PU HT    | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 25,34 €                               | 25,34 €                               |
| 22 mm    | Securos : SE11522<br><b>109 49 20</b> | Securos : SE12022<br><b>109 51 40</b> | Securos : SE12422<br><b>109 53 60</b> | Securos : SE12722<br><b>109 55 80</b> | Securos : SE13522<br><b>109 57 60</b> | Securos : SE14022<br><b>109 60 70</b> | Securos : SE15022<br><b>109 63 90</b> |
| PU HT    | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 25,34 €                               | 25,34 €                               |
| 24 mm    | Securos : SE11524<br><b>109 49 30</b> | Securos : SE12024<br><b>109 51 50</b> | Securos : SE12424<br><b>109 53 70</b> | Securos : SE12724<br><b>109 55 90</b> | Securos : SE13524<br><b>109 57 80</b> | Securos : SE14024<br><b>109 60 80</b> | Securos : SE15024<br><b>109 64 00</b> |
| PU HT    | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 25,34 €                               | 25,34 €                               |
| 26 mm    | Securos : SE11526<br><b>109 49 40</b> | Securos : SE12026<br><b>109 51 60</b> | Securos : SE12426<br><b>109 53 80</b> | Securos : SE12726<br><b>109 56 10</b> | Securos : SE13526<br><b>109 57 90</b> | Securos : SE14026<br><b>109 61 00</b> | Securos : SE15026<br><b>109 64 20</b> |
| PU HT    | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 25,34 €                               | 25,34 €                               |
| 28 mm    | Securos : SE11528<br><b>109 49 50</b> | Securos : SE12028<br><b>109 51 70</b> | Securos : SE12428<br><b>109 53 90</b> | Securos : SE12728<br><b>109 56 20</b> | Securos : SE13528<br><b>109 58 00</b> | Securos : SE14028<br><b>109 61 10</b> | Securos : SE15028<br><b>109 64 30</b> |
| PU HT    | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 25,34 €                               | 25,34 €                               |
| 30 mm    | Securos : SE11530<br><b>109 49 70</b> | Securos : SE12030<br><b>109 51 80</b> | Securos : SE12430<br><b>109 54 10</b> | Securos : SE12730<br><b>109 56 40</b> | Securos : SE13530<br><b>109 58 10</b> | Securos : SE14030<br><b>109 61 30</b> | Securos : SE15030<br><b>109 64 50</b> |
| PU HT    | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 16,52 €                               | 25,34 €                               | 25,34 €                               |
| 32 mm    |                                       |                                       | Securos : SE12432<br><b>109 54 20</b> | Securos : SE12732<br><b>109 56 50</b> | Securos : SE13532<br><b>109 58 20</b> | Securos : SE14032<br><b>109 61 40</b> | Securos : SE15032<br><b>109 64 60</b> |
| PU HT    |                                       |                                       | 18,77 €                               | 18,77 €                               | 18,77 €                               | 25,34 €                               | 25,34 €                               |
| 34 mm    |                                       |                                       | Securos : SE12434<br><b>109 54 30</b> | Securos : SE12734<br><b>109 56 60</b> | Securos : SE13534<br><b>109 58 40</b> | Securos : SE14034<br><b>109 61 60</b> | Securos : SE15034<br><b>109 64 70</b> |
| PU HT    |                                       |                                       | 18,77 €                               | 18,77 €                               | 18,77 €                               | 25,34 €                               | 25,34 €                               |
| 36 mm    |                                       |                                       | Securos : SE12436<br><b>109 54 40</b> | Securos : SE12736<br><b>109 56 70</b> | Securos : SE13536<br><b>109 58 50</b> | Securos : SE14036<br><b>109 61 70</b> | Securos : SE15036<br><b>109 64 80</b> |
| PU HT    |                                       |                                       | 18,77 €                               | 18,77 €                               | 18,77 €                               | 25,34 €                               | 25,34 €                               |
| 38 mm    |                                       |                                       | Securos : SE12438<br><b>109 54 50</b> | Securos : SE12738<br><b>109 56 80</b> | Securos : SE13538<br><b>109 58 70</b> | Securos : SE14038<br><b>109 61 80</b> | Securos : SE15038<br><b>109 64 90</b> |
| PU HT    |                                       |                                       | 18,77 €                               | 18,77 €                               | 18,77 €                               | 25,34 €                               | 25,34 €                               |
| 40 mm    |                                       |                                       | Securos : SE12440<br><b>109 54 60</b> | Securos : SE12740<br><b>109 56 90</b> | Securos : SE13540<br><b>109 58 80</b> | Securos : SE14040<br><b>109 61 90</b> | Securos : SE15040<br><b>109 65 10</b> |
| PU HT    |                                       |                                       | 18,77 €                               | 18,77 €                               | 18,77 €                               | 25,34 €                               | 25,34 €                               |

| Longueur | Ø 3,5                                 | Ø 4                                   | Ø 5                                   |
|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 42 mm    | Securos : SE13542<br><b>109 58 90</b> | Securos : SE14042<br><b>109 62 00</b> | Securos : SE15042<br><b>109 65 20</b> |
| PU HT    | 18,77 €                               | 25,34 €                               | 25,34 €                               |
| 44 mm    | Securos : SE13544<br><b>109 59 00</b> | Securos : SE14044<br><b>109 62 20</b> | Securos : SE15044<br><b>109 65 30</b> |
| PU HT    | 18,77 €                               | 25,34 €                               | 25,34 €                               |
| 45 mm    | Securos : SE13545<br><b>109 59 10</b> |                                       |                                       |
| PU HT    | 20,29 €                               |                                       |                                       |
| 46 mm    | Securos : SE13546<br><b>109 59 30</b> | Securos : SE14046<br><b>109 62 30</b> | Securos : SE15046<br><b>109 65 40</b> |
| PU HT    | 20,29 €                               | 25,34 €                               | 25,34 €                               |
| 48 mm    | Securos : SE13548<br><b>109 59 40</b> | Securos : SE14048<br><b>109 62 40</b> | Securos : SE15048<br><b>109 65 50</b> |
| PU HT    | 20,29 €                               | 25,34 €                               | 25,34 €                               |
| 50 mm    | Securos : SE13550<br><b>109 59 50</b> | Securos : SE14050<br><b>109 62 50</b> | Securos : SE15050<br><b>109 65 60</b> |
| PU HT    | 20,29 €                               | 25,34 €                               | 25,34 €                               |
| 52 mm    | Securos : SE13552<br><b>109 59 60</b> | Securos : SE14052<br><b>109 62 60</b> |                                       |
| PU HT    | 20,29 €                               | 25,34 €                               |                                       |
| 54 mm    | Securos : SE13554<br><b>109 59 70</b> | Securos : SE14054<br><b>109 62 70</b> |                                       |
| PU HT    | 20,29 €                               | 25,34 €                               |                                       |
| 55 mm    | Securos : SE13555<br><b>109 59 80</b> |                                       | Securos : SE15055<br><b>109 65 70</b> |
| PU HT    | 20,29 €                               |                                       | 25,34 €                               |
| 56 mm    | Securos : SE13556<br><b>109 59 90</b> | Securos : SE14056<br><b>109 62 80</b> |                                       |
| PU HT    | 20,29 €                               | 25,34 €                               |                                       |
| 58 mm    | Securos : SE13558<br><b>109 60 00</b> | Securos : SE14058<br><b>109 63 00</b> |                                       |
| PU HT    | 20,29 €                               | 25,34 €                               |                                       |
| 60 mm    | Securos : SE13560<br><b>109 60 10</b> | Securos : SE14060<br><b>109 63 10</b> | Securos : SE15060<br><b>109 65 90</b> |
| PU HT    | 20,29 €                               | 25,34 €                               | 25,34 €                               |
| 62 mm    |                                       | Securos : SE14062<br><b>109 63 20</b> |                                       |
| PU HT    |                                       | 25,34 €                               |                                       |
| 65 mm    |                                       |                                       | Securos : SE15065<br><b>109 66 00</b> |
| PU HT    |                                       |                                       | 25,34 €                               |
| 70 mm    |                                       |                                       | Securos : SE15070<br><b>109 66 10</b> |
| PU HT    |                                       |                                       | 34,23 €                               |
| 75 mm    |                                       |                                       | Securos : SE15075<br><b>109 66 20</b> |
| PU HT    |                                       |                                       | 34,23 €                               |
| 80 mm    |                                       |                                       | Securos : SE15080<br><b>109 66 30</b> |
| PU HT    |                                       |                                       | 34,23 €                               |
| 85 mm    |                                       |                                       | Securos : SE15085<br><b>109 66 50</b> |
| PU HT    |                                       |                                       | 34,23 €                               |
| 90 mm    |                                       |                                       | Securos : SE15090<br><b>109 66 60</b> |
| PU HT    |                                       |                                       | 34,23 €                               |

## INSTRUMENTS



### BOÎTE DE STÉRILISATION

Boîte en aluminium 34 x 15 x 10,5 cm.

Le plateau de la boîte bleue 837 77 96 peut contenir :

- 6 vis Ø 2 mm : Long. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 mm.
- 8 vis Ø 2,7 mm : Long. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 mm.
- 9 vis Ø 3,5 mm : Long. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55, 60 mm.

| DÉSIGNATION                                             | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------------------------------------|-----------|--------|
| <b>AVEC PLATEAU À VIS 2 - 2,7 - 3,5 MM</b>              |           |        |
| Boîte bleue - 418                                       | 837 77 96 | 564,90 |
| <b>SANS PLATEAU À VIS, FOND À COMPARTIMENT AMOVIBLE</b> |           |        |
| Boîte bleue - 373                                       | 100 04 80 | 365,73 |
| Boîte rouge - 374                                       | 837 94 24 | 366,62 |
| <b>PLATEAU SEUL</b>                                     |           |        |
| Pour vis 2 - 2,7 - 3,5 mm - SE418-1                     | 821 81 70 | 124,25 |
| 4,5 mm - SE 2872-45                                     | 822 81 22 | 153,50 |



### GONIOMÈTRE

En plastique pour mesurer les angles articulaires.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| Goniomètre  | 831 04 21 | 7,02 |



### RÈGLE INOX

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------|-----------|-------|
| Règle 15 cm - 1475 | 837 95 07 | 10,53 |



### BOÎTE DE STÉRILISATION PETITS FRAGMENTS

La boîte peut contenir 3 plateaux au choix.

Plateaux pour vis avec couvercle pouvant contenir :

- Plateau Ø 1,5 mm : 5 vis de chaque longueur suivante 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 mm.
- Plateau Ø 2,0 mm : 5 vis de chaque longueur suivante 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 mm.
- Plateau Ø 2,4 mm : 5 vis de chaque longueur suivante 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 mm.
- Plateau Ø 2,7 mm : 5 vis de chaque longueur suivante 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 mm.
- Plateau Ø 3,5 mm : 5 vis de chaque longueur suivante 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 50 mm.

| DÉSIGNATION                            | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------------------|-----------|--------|
| Boîte rouge 30,5 x 12 x 7,5 cm SE 2872 | 838 94 92 | 188,84 |
| <b>PLATEAUX POUR VIS</b>               |           |        |
| 1,5 mm - SE 2872-15                    | 838 95 00 | 153,50 |
| 2 mm - SE 2872-20                      | 838 95 17 | 153,50 |
| 2,4 mm - SE 2872-24                    | 838 95 23 | 153,50 |
| 2,7 mm - SE 2872-27                    | 838 95 46 | 153,50 |
| 3,5 mm - SE 2872-35                    | 838 95 52 | 153,50 |
| 4 mm - SE 2872-40                      | 821 69 46 | 153,50 |
| 4,5 mm - SE 2872-45                    | 822 81 22 | 153,50 |
| <b>PLATEAU POUR INSTRUMENTS</b>        |           |        |
| 29 x 11 x 1,7 cm - SE2874              | 818 06 74 | 199,25 |

## OSTÉOSYNTHÈSE



### DOUBLE GUIDE-MÈCHE

| DÉSIGNATION                             | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------------------|-----------|--------|
| 1,1 / 1,5 mm pour vis Ø 1,5 mm - 2066   | 836 84 61 | 134,42 |
| 1,5 / 2 mm pour vis Ø 2 mm - 2067       | 836 84 84 | 134,42 |
| 2 / 2,7 mm pour vis Ø 2,7 mm - 1022     | 836 84 78 | 134,42 |
| 2,5 / 3,5 mm pour vis Ø 3,5 mm - 1023   | 836 84 90 | 134,42 |
| 3,2 / 4,5 mm pour vis Ø 4,5 mm - SE1905 | 836 85 09 | 162,12 |



### AGRAFE INOX

Pour le rangement des petites plaques.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Long. 30 mm | 836 81 07 | 12,20 |



### BRUCELLE AUTO-SERRANTE

Pour retirer les vis du plateau.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------|-----------|-------|
| Brucelle - 1922 | 836 81 36 | 40,73 |



### RUBAN POUR INSTRUMENTS

Pour le marquage des instruments.

Résiste à l'autoclave.  
Température maximum 134°C.  
Longueur : 3 m.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Bleu        | 837 66 67 | 30,12 |
| Vert        | 837 67 04 | 30,12 |
| Rouge       | 837 66 96 | 30,12 |
| Jaune       | 837 66 73 | 30,12 |
| Blanc       | 824 23 98 | 30,12 |
| Marron      | 824 24 12 | 30,12 |
| Orange      | 824 24 29 | 30,12 |



# OSTÉOSYNTHÈSE



## DOUILLE DE CENTRAGE

| DÉSIGNATION                             | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------------------|-----------|-------|
| 3,5 / 2,5 pour vis Ø 3,5 mm - 1901      | 836 82 54 | 46,78 |
| 4,5 / 3,2 mm pour vis Ø 4,5 mm - SE1902 | 836 82 60 | 52,84 |



## GUIDE-MÈCHE COMP

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------------|-----------|--------|
| Pour vis Ø 2 mm - 1902   | 836 85 21 | 253,54 |
| Pour vis Ø 2,7 mm - 1903 | 836 85 38 | 253,54 |
| Pour vis Ø 3,5 mm - 1904 | 836 85 44 | 253,54 |



## GUIDE-MÈCHE UNIVERSEL

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------|-----------|--------|
| Pour vis Ø 3,5 mm - SE1910 | 836 85 96 | 253,54 |



## TRIPLE VISEUR ET GUIDE-MÈCHE

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------|-----------|--------|
| Pour mèche 2 mm - 1900 | 837 11 96 | 133,74 |



## MÈCHE

Pour chaque référence sont indiquées la longueur totale et la longueur utile.

| DÉSIGNATION                                           | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>POUR MANDRIN À CLÉ</b>                             |           |       |
| Ø 1,1 mm - Long. 45 mm<br>Long. utile 20 mm - 2034    | 836 86 85 | 18,65 |
| Ø 1,5 mm - Long. 70 mm<br>Long. utile 28 mm - 2035    | 836 87 45 | 19,90 |
| Ø 2 mm - Long. 85 mm<br>Long. utile 35 mm - 2036      | 836 88 05 | 18,65 |
| Ø 2,5 mm - Long. 95 mm<br>Long. utile 50 mm - 2037    | 836 88 34 | 19,90 |
| Ø 2,7 mm - Long. 85 mm<br>Long. utile 32 mm - 2038    | 836 88 92 | 19,90 |
| Ø 3,2 mm - Long. 130 mm<br>Long. utile 40 mm - 2039   | 836 89 23 | 19,90 |
| Ø 3,2 mm - Long. 180 mm<br>Long. utile 45 mm - SE2047 | 836 89 52 | 19,90 |
| Ø 3,5 mm - Long. 95 mm<br>Long. utile 38 mm - 2040    | 836 89 75 | 27,02 |
| Ø 3,5 mm - Long. 180 mm<br>Long. utile 50 mm - SE2049 | 836 89 98 | 19,90 |
| Ø 4 mm - Long. 130 mm - 2041                          | 838 43 07 | 26,68 |
| Ø 4,5 mm - Long. 130 mm<br>Long. utile 55 mm - 2042   | 836 90 29 | 19,90 |
| Ø 4,5 mm - Long. 180 mm<br>Long. utile 50 mm - SE2052 | 836 90 41 | 19,90 |
| <b>POUR VERROUILLAGE RAPIDE</b>                       |           |       |
| Ø 1,1 mm - Long. 60 mm<br>Long. utile 18 mm - 2043    | 836 86 91 | 27,02 |
| Ø 1,5 mm - Long. 85 mm<br>Long. utile 15 mm - 2044    | 836 87 51 | 27,02 |
| Ø 1,5 mm - Long. 110 mm<br>Long. utile 25 mm - SE2045 | 836 87 68 | 25,31 |
| Ø 2 mm - Long. 100 mm<br>Long. utile 20 mm - 1018     | 836 88 11 | 27,02 |
| Ø 2 mm - Long. 125 mm<br>Long. utile 27 mm - SE1019   | 836 88 28 | 27,02 |
| Ø 2,5 mm - Long. 110 mm<br>Long. utile 30 mm - 1019   | 836 88 40 | 30,24 |
| Ø 2,5 mm - Long. 180 mm<br>Long. utile 45 mm - SE1020 | 836 88 57 | 27,02 |
| Ø 2,7 mm - Long. 100 mm<br>Long. utile 27 mm - 2045   | 836 89 00 | 27,02 |
| Ø 2,7 mm - Long. 125 mm<br>Long. utile 30 mm - SE2046 | 836 89 17 | 27,02 |
| Ø 3,2 mm - Long. 145 mm<br>Long. utile 42 mm - 2046   | 836 89 46 | 27,02 |
| Ø 3,2 mm - Long. 195 mm<br>Long. utile 45 mm - SE2048 | 836 89 69 | 27,02 |
| Ø 3,5 mm - Long. 110 mm<br>Long. utile 40 mm - 2047   | 836 89 81 | 27,02 |
| Ø 3,5 mm - Long. 195 mm<br>Long. utile 45 mm - SE2050 | 836 90 06 | 27,02 |
| Ø 4 mm - Long. 197 mm - SE2051                        | 836 90 12 | 27,02 |
| Ø 4,5 mm - Long. 145 mm<br>Long. utile 45 mm - 2048   | 836 90 35 | 27,02 |
| Ø 4,5 mm - Long. 195 mm<br>Long. utile 50 mm - SE2053 | 836 90 58 | 27,02 |
| Ø 5,5 mm - Long. 195 mm<br>Long. utile 52 mm - 367    | 836 90 64 | 30,24 |



## TARAU POUR VIS CORTICALE

Pour chaque référence sont indiquées la longueur totale et la longueur utile.  
Les vis corticales Séculos sont autotaraudantes.

| DÉSIGNATION                                        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------------------------------|-----------|-------|
| Ø 2,7 - Long. 100 mm<br>Long. utile 33 mm - 1908   | 837 10 49 | 41,28 |
| Ø 2,7 - Long. 125 mm<br>Long. utile 38 mm - SE1911 | 837 10 55 | 41,28 |
| Ø 3,5 - Long. 110 mm<br>Long. utile 50 mm - 1909   | 837 10 61 | 41,28 |
| Ø 3,5 - Long. 175 mm<br>Long. utile 48 mm - SE1912 | 837 10 78 | 41,28 |
| Ø 4,5 - Long. 125 mm<br>Long. utile 58 mm - 1910   | 837 10 90 | 41,28 |
| Ø 4,5 - Long. 175 mm<br>Long. utile 50 mm - SE1913 | 837 11 09 | 56,11 |
| Ø 5,5 - Long. 135 mm<br>Long. utile 58 mm - 2500   | 837 11 15 | 49,81 |
| <b>POUR MANDRIN TYPE DENTAIRE</b>                  |           |       |
| Ø 1,5 - Long. 50 mm<br>Long. utile 20 mm - 1906    | 837 10 03 | 41,28 |
| Ø 2 - Long. 52 mm<br>Long. utile 25 mm - 1907      | 837 10 26 | 41,28 |
| Ø 2 - Long. 100 mm<br>Long. utile 35 mm - SE1909   | 837 10 32 | 41,28 |



## TARAU POUR VIS SPONGIEUSE

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------|-----------|-------|
| Ø 4 mm x 110 mm - 1911 | 837 10 84 | 40,49 |
| Ø 6,5 x 197 mm - 2503  | 837 11 21 | 56,11 |



## FRAISE À CHAMBRER

| DÉSIGNATION                    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------|-----------|-------|
| Pour vis Ø 1,5 / 2,0 mm - 1912 | 836 83 72 | 68,57 |
| Pour vis Ø 2,7 mm - 1913       | 836 83 89 | 60,31 |
| Pour vis Ø 3,5 mm - 1914       | 836 83 95 | 60,31 |






## POIGNÉE À VERROUILLAGE RAPIDE

| DÉSIGNATION                                                                    | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 1 - Droite inox pour $\varnothing$ 1,1 / 2,7 mm - 2505                         | 837 08 31 | 161,31 |
| 2 - Droite QC pour $\varnothing$ 2,7 / 4,0 mm (autoclavable uniquement) - 1917 | 837 08 48 | 125,85 |
| 3 - Poignée en T Vis 2,7 à 6,5 mm - 1918                                       | 837 08 54 | 170,24 |



## TOURNEVIS HEXAGONAL

| DÉSIGNATION                                             | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------------------------------------|-----------|--------|
| <b>TOURNEVIS À POIGNÉE RÉSINE AVEC DOUILLE PINCETTE</b> |           |        |
| Pour vis $\varnothing$ 1,5 / 2 mm - 2504 (1)            | 838 43 13 | 141,95 |
| Pour vis $\varnothing$ 2,7 / 3,5 / 4,0 mm - 1024        | 837 11 73 | 141,95 |
| <b>TOURNEVIS À POIGNÉE RÉSINE SANS DOUILLE PINCETTE</b> |           |        |
| Pour vis $\varnothing$ 4,5 / 5,5 / 6,5 mm - 1920        | 837 11 38 | 307,64 |
| <b>DOUILLE PINCETTE (2)</b>                             |           |        |
| 4,5 / 5,5 / 6,5 mm SE19201                              | 818 22 13 | 173,43 |



## TOURNEVIS HEXAGONAL AMOVIBLE

| DÉSIGNATION                                         | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------------------------------|-----------|--------|
| <b>1 - TOURNEVIS AMOVIBLE SANS DOUILLE PINCETTE</b> |           |        |
| Pour vis $\varnothing$ 1,5 / 2 mm - 1919            | 837 11 44 | 100,12 |
| Pour vis $\varnothing$ 2,7 / 3,5 / 4,0 mm - 1025    | 837 11 50 | 48,02  |
| Pour vis $\varnothing$ 4,5 / 5,5 / 6,5 mm - 1921    | 837 11 67 | 48,02  |
| <b>2 - DOUILLE PINCETTE</b>                         |           |        |
| 1,5 / 2,0 mm SE25041                                | 818 21 99 | 52,04  |
| 2,7 / 3,5 / 4,0 mm SE10241                          | 818 22 07 | 52,04  |
| 4,5 / 5,5 / 6,5 mm SE19201                          | 818 22 13 | 173,43 |



## JAUGE DE LONGUEUR

| DÉSIGNATION                                    | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------------------------|-----------|--------|
| Pour vis $\varnothing$ 1,5 / 2 mm - 2049       | 836 86 27 | 284,19 |
| Pour vis $\varnothing$ 2,7 / 3,5 / 4 mm - 1020 | 836 86 33 | 284,19 |
| Pour vis $\varnothing$ 4,5 / 6,5 mm - 2050     | 836 86 56 | 284,19 |



## GABARIT DE PLIAGE

| DÉSIGNATION                             | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------------------|-----------|-------|
| 87 mm pour plaque 2,7 et 3,5 mm - 2051  | 836 84 03 | 16,82 |
| 114 mm pour plaque 2,7 et 3,5 mm - 2052 | 836 84 26 | 18,33 |
| 120 mm pour plaque 3,5 et 4,5 mm - 2053 | 836 84 32 | 16,82 |
| 155 mm pour plaque 3,5 et 4,5 mm - 2054 | 836 84 49 | 18,33 |
| 210 mm pour plaque 3,5 et 4,5 mm - 2055 | 836 84 55 | 20,32 |



## FER À CINTRER POUR PLAQUE

| DÉSIGNATION                                                           | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 1 - Pour mini plaque $\varnothing$ 1,5 / 2 mm 2056                    | 836 83 08 | 85,63  |
| 2 - Pour plaque $\varnothing$ 2,7 / 3,5 mm gauche - 2057              | 836 83 20 | 85,63  |
| 3 - Pour plaque $\varnothing$ 2,7 / 3,5 mm droit 2058                 | 836 83 14 | 85,63  |
| 4 - Pour plaque $\varnothing$ 4,5 mm - SE2060                         | 836 83 66 | 181,63 |
| 5 - Pour plaque de reconstruction $\varnothing$ 2,7 / 3,5 mm - SE2058 | 836 83 37 | 263,56 |
| Pour plaque de reconstruction $\varnothing$ 3,5 / 4,5 mm - SE2059     | 836 83 43 | 263,56 |



## ÉCARTEUR HOMANN À OS

Écarteurs droits.

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------|-----------|-------|
| Larg. 6 mm - Long. 160 mm  | 836 78 52 | 39,56 |
| Larg. 8 mm - Long. 160 mm  | 836 78 69 | 30,00 |
| Larg. 17 mm - Long. 220 mm | 116 22 70 | 52,00 |
| Larg. 43 mm - Long. 240 mm | 836 78 98 | 58,53 |



## PRESSE À COURBER LES PLAQUES

Dimensions : 43 x 8 x 16 cm.

| DÉSIGNATION                         | RÉFÉRENCE | € HT     |
|-------------------------------------|-----------|----------|
| Presse à courber les plaques - 2065 | 837 08 60 | 1 536,59 |



## PINCE À COURBER

| DÉSIGNATION                            | RÉFÉRENCE | € HT     |
|----------------------------------------|-----------|----------|
| Médium pour plaque 2,7 / 3,5 mm - 2063 | 838 24 90 | 1 319,02 |
| Large pour plaque 2,7 / 4,5 mm - 2064  | 836 91 24 | 1 807,69 |



## PINCE COUPE-PLAQUE

Qualité chirurgicale.

Longueur : 23,5 cm.

Épaisseur de coupe : 1,5 mm max.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------|-----------|--------|
| Pince coupe-plaque | 818 25 03 | 561,60 |

# OSTÉOSYNTHÈSE



## DAVIER RÉDUCTEUR À POINTES

Crémaillère à crans.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------|-----------|--------|
| Étroit 13 cm - 1924 | 836 82 25 | 49,13  |
| Large 18 cm - 1925  | 836 82 19 | 106,89 |
| 19 cm - 1926        | 836 82 31 | 106,89 |

## DAVIER RÉDUCTEUR À MORS DENTÉS

Avec arrêt fileté.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------|-----------|--------|
| À VIS DE SERRAGE |           |        |
| 15 cm - 3065     | 836 82 02 | 163,64 |
| 18 cm - 840329   | 109 85 30 | 245,51 |
| 19 cm            | 115 80 90 | 131,54 |
| 22 cm - 1689     | 836 81 94 | 202,77 |
| À CRÉMAILLÈRE    |           |        |
| 14 cm - 840334   | 109 85 20 | 99,86  |



## DAVIER RÉDUCTEUR À POINTES - GAUCHER

Pince petits fragments spéciale gaucher.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| 13,5 cm     | 115 81 10 | 157,16 |



## DAVIER AUTO-CENTREUR

Davier à vis, pour une fermeture progressive.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------|-----------|--------|
| AVEC ARRÊT FILETÉ |           |        |
| 15 cm - 1789      | 836 81 59 | 126,71 |
| 19 cm - 1791      | 836 81 65 | 145,68 |
| 24 cm - 1790      | 836 81 71 | 145,68 |



## DAVIER RÉDUCTEUR COURBE

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| Courbe 14 cm - 1787 | 838 89 72 | 49,13 |



## DAVIER PRÉHENSEUR DE VERBRUGGE

Davier autocentreur pour une réduction temporaire de la fracture.  
2 mors dentés préhenseurs.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| 15 cm - QM  | 109 97 00 | 75,15  |
| 16 cm - QC  | 116 22 30 | 277,84 |
| 18 cm - QM  | 802 28 57 | 105,24 |



## DAVIER KERN

À crémaillère.

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------|-----------|--------|
| 15 cm - 1793 | 837 38 12 | 163,22 |
| 21 cm - 1794 | 837 38 29 | 181,60 |



## DAVIER MINI POUR PETITS OS

Pince dentelée à os de petite taille. Pour prise de 3 mm.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| 14 cm       | 115 81 00 | 121,67 |



## DAVIER DINGMAN

À os et cartilage.

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------|-----------|-------|
| 19 cm - 1777 | 837 38 06 | 48,45 |



## DAVIER LOWMAN

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------|-----------|--------|
| MORS MOBILE                |           |        |
| 2 x 2 dents - 12 cm - 1780 | 837 38 41 | 136,88 |
| MORS FIXES                 |           |        |
| 2 x 2 dents - 12 cm - 1782 | 837 38 58 | 271,04 |



## DAVIER POUR ROTULE

Avec arrêt fileté.

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------|-----------|--------|
| 17 cm - 2162 | 836 82 48 | 136,79 |



## ÉLÉVATEUR À PÉRIOSTE

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------------|-----------|--------|
| MANCHE EN RÉSINE         |           |        |
| 3 mm - 1931              | 837 38 87 | 143,06 |
| 6 mm - 1932              | 837 38 93 | 131,51 |
| MANCHE EN INOX           |           |        |
| Bord rond - 6 mm - 19 cm | 109 85 10 | 81,77  |



## ÉLÉVATEUR FREER DOUBLE

Élévateur à périoste.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| 4 mm - 19 cm - 1764 | 838 76 88 | 33,79 |



## OSTÉOTOME

Lame d'ostéotomie inox.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------|-----------|-------|
| 4 mm - 13 cm - 1981  | 836 90 70 | 18,28 |
| 6 mm - 13 cm - 1982  | 109 96 20 | 18,90 |
| 8 mm - 13 cm - 1983  | 109 96 30 | 22,60 |
| 10 mm - 13 cm - 1984 | 836 90 87 | 18,80 |
| 15 mm - 13 cm - 1986 | 109 96 40 | 40,68 |





## CISEAU À LAMES INTERCHANGEABLES

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------|-----------|--------|
| Manche             | 837 67 62 | 187,07 |
| Lame largeur 5 mm  | 837 67 10 | 21,27  |
| Lame largeur 10 mm | 837 67 27 | 21,27  |
| Lame largeur 16 mm | 837 67 33 | 21,27  |
| Lame largeur 25 mm | 837 67 56 | 21,27  |
| Clé pour manche    | 837 78 04 | 48,14  |



## RUGINE

| DÉSIGNATION                                            | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|
| <b>LAME DROITE</b>                                     |           |        |
| 17 cm - Tranchant droit<br>Larg. 6 mm - 1769           | 837 09 72 | 70,21  |
| 20 cm - Tranchant rond<br>Larg. 14 mm - 1773           | 837 09 89 | 70,21  |
| <b>LAME COURBE</b>                                     |           |        |
| 19 cm - Tranchant légèrement rond<br>Larg. 6 mm - 1765 | 837 09 66 | 82,80  |
| 20 cm - Tranchant ovale<br>Larg. 14 mm - 1774          | 837 09 43 | 102,81 |



## RUGINE DE FARABEUF

Dépériostage de l'os afin de détacher les masses musculaires.

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------|-----------|-------|
| 8 mm x 15 cm - Droite - QC | 110 51 70 | 34,94 |



## MAILLET

Maillet inox pour utilisation avec divers instruments : ostéotome, ciseau, gouge ou agrafes.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------|-----------|-------|
| 500 g - 24 cm | 116 31 20 | 75,68 |



## MAILLET LUCAE

Maillet inox.


| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------|-----------|-------|
| 260 g - 19,7 cm | 109 85 40 | 90,54 |



## SERRE-FIL DE LOUTE

Pour fil jusqu'à 1 mm.

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------|-----------|--------|
| Serre-fil de Loute - QM | 802 20 99 | 169,23 |



## PINCE GOUGE DE LUER FRIEDMAN

Simple articulation.

| DÉSIGNATION                         | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------------|-----------|--------|
| 1 - 14 cm - Courbe - QM             | 116 28 10 | 73,75  |
| 2 - 16 cm - Courbe QC - Mors 2,2 mm | 829 87 66 | 108,15 |



## PINCE GOUGE DE LEMPERT

Simple articulation. Mors de 2 mm.

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------|-----------|-------|
| 2 mm - courbe - 19 cm - QC | 116 27 90 | 80,00 |



## PINCE GOUGE DE BEYER

Mors de 3 mm.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| 18 cm       | 109 89 10 | 186,03 |



## RONGEUR KERISSON

Pour laminectomie.  
Coudé à 40° vers le haut.  
Longueur : 20 cm.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| Coupe 2 mm  | 818 27 91 | 656,08 |
| Coupe 3 mm  | 818 28 16 | 424,64 |
| Coupe 4 mm  | 818 61 51 | 424,64 |



## CURETTE DE VOLKMAN

Curetage des lésions osseuses.  
Prélèvement de moelle osseuse.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------|-----------|-------|
| 17 cm x 14 mm - QC | 116 63 90 | 16,23 |
| 18 cm x 4 mm - QC  | 116 26 70 | 21,40 |
| 18 cm x 6 mm - QC  | 116 26 90 | 21,40 |
| 18 cm x 8 mm - QC  | 116 27 00 | 21,40 |
| 28 cm x 8 mm - QC  | 116 63 50 | 41,89 |
| 28 cm x 10 mm - QC | 116 63 60 | 41,89 |
| 28 cm x 12 mm - QC | 116 63 70 | 41,89 |
| 28 cm x 14 mm - QC | 116 63 80 | 41,89 |



## SCIE PATELLA

Pour la luxation de la rotule, ostéotomie de la trochlée.  
Montage et démontage rapide de la lame.  
Autoclavable.

| DÉSIGNATION                         | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------------|-----------|--------|
| Scie patella avec lame 25 mm - 1009 | 822 82 40 | 160,60 |
| <b>LAMES DE RECHANGE</b>            |           |        |
| Lame de 25 mm - 1011                | 822 82 63 | 27,17  |
| Lame 15 mm - 1010                   | 822 82 57 | 27,17  |



## SCIE-FIL DE GIGLI

Scie-fil d'ostéotomie utilisée notamment pour les voies d'abord de «Gorman» pour l'acétabulum et de «Motosky» pour les condyles huméraux.

| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------|-----------|-------|
| Scie-fil - 30 cm - D.1,5 mm | 116 24 60 | 8,33  |
| Poignée - 1696 - Par paire  | 837 55 50 | 34,98 |

# OSTÉOSYNTHÈSE




## COUTEAU DE SMILLIE

Méniscotome 17 cm.

1 - 1797 : largeur de coupe 18 mm, longueur 22 mm.

2 et 3 - 1799 et 1800 : largeur de coupe 4 mm, haut. 17 mm.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------|-----------|-------|
| Courbe droite - 1799 | 837 37 75 | 89,02 |



## RÂPE À OS

| DÉSIGNATION                                                       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| 1 - Double courbe - 6 x 170 mm 2173                               | 837 55 67 | 49,04 |
| 2 - Fomon double - 220 mm - 1659                                  | 837 55 73 | 65,05 |
| 3 - Râpe Putti - double - lame ronde et demi ronde - 30 cm - 1660 | 837 55 96 | 56,83 |



## RÂPE TROCHLÉAIRE SECUROS

Râpe trochléaire à pointe conique, pour les chirurgies sur la trochlée.

Pour exciser une fine couche d'os sur chacune des lèvres de la trochlée.

En inox, pointe de 8 mm, longueur 17 cm.

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------|-----------|--------|
| 8 mm x 17 cm | 111 95 80 | 239,28 |



## CISEAUX À PLÂTRE DE SEUTIN

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 22 cm - QM  | 801 93 29 | 50,65 |



## CANULE D'ASPIRATION EN INOX

| DÉSIGNATION                          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------------|-----------|-------|
| Frazier - Coudée - d. 2,7 mm - 18 cm | 109 85 60 | 33,86 |
| Frazier - Coudée - d. 3,3 mm - 18 cm | 109 92 10 | 31,80 |
| Poole - Droite - d. 10 mm - 22,2 cm  | 109 85 70 | 33,13 |



## CISAILLE À PLÂTRE DE BRUN

Lames dentelées.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 22 cm - QM  | 801 93 12 | 44,61 |



## CIMENT OSSEUX

Ciment vétérinaire osseux radio opaque constitué d'un copolymère de pointe pour améliorer la résistance mécanique.

Ce produit n'est pas l'équivalent à un ciment osseux standard utilisé en humaine.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------|-----------|-------|
| Ciment - 20 g | 833 32 09 | 49,08 |



## GLASSBONE

GlassBONE est une biocéramique constituée d'éléments naturels (Ca, Na, Si, P).

Sa composition est semblable à celle des tissus osseux. Le GlassBONE est hydrophile, biocompatible, bioactif et antibactérien.

Il est parfaitement bien toléré par l'organisme et ne provoque aucune réaction de rejet ou d'inflammation.

GlassBONE est totalement ostéo-intégré en 6 mois environ. Il se résorbe

proportionnellement à la minéralisation de l'os qu'il induit et a la capacité de créer un lien chimique fort à l'interface substitut/os.

En se résorbant, GlassBONE stimule la prolifération des ostéoblastes, et donc la régénération osseuse.

Livré stérile sous double emballage, prêt à l'emploi. sa date de péremption est de 5 ans (après la date de stérilisation).

GlassBONE est un produit Noraker distribué en exclusivité dans le domaine vétérinaire par Novetech Surgery.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------|-----------|--------|
| <b>GRANULES</b> |           |        |
| 1 cc - 0,5-1 mm | 109 07 20 | 100,25 |
| 5 cc - 0,5-1 mm | 109 07 30 | 131,94 |
| 5 cc - 1-3 mm   | 109 07 40 | 131,94 |
| 10 cc - 1-3 mm  | 109 07 50 | 166,22 |
| 16 cc - 1-3 mm  | 109 07 60 | 221,29 |
| <b>PUTTY</b>    |           |        |
| Seringue 1 cc   | 109 07 70 | 166,21 |
| Seringue 2,5 cc | 109 07 80 | 217,98 |
| Seringue 10 cc  | 109 08 10 | 433,47 |



## TPLO

Les plaques **SECUROS TPLO** (Tibial Plateau Leveling Osteotomy ou Ostéotomie de Nivellement du Plateau Tibial) sont conçues de manière unique avec un profil anatomique façonné qui simplifie le contournage.

En acier inoxydable, elles sont certifiées 100% qualité médicale, complètement usinées, non moulées, d'une rigidité accrue et d'un contact limité avec l'os cortical.

Leur faible épaisseur rend la fermeture des couches tissulaires plus aisée et améliore le résultat esthétique.

La plaque TPLO réalise facilement la compression, n'occasionne pas de stress supplémentaire sur l'os et les trous échelonnés améliorent la tenue de l'ostéotomie.

Elles sont également disponibles en version pré contournée afin de réduire la durée de la chirurgie et en version avec vis verrouillée PAX.



## PLATEAU PAX TPLO POUR VIS Ø 2,7 - 3,5

| DÉSIGNATION                   | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------|-----------|--------|
| Plateau TPLO - 7400           | 109 36 20 | 300,10 |
| Couvercle plateau TPLO - 7401 | 109 36 40 | 42,53  |



## PLAQUE PAX TPLO POUR VIS Ø 2,0

Plaque TPLO en titane pour vis verrouillée.  
Largeur 5,5 mm.  
Épaisseur 2,3 mm.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------|-----------|--------|
| Droite - 5 trous - 062805 | 108 73 60 | 119,63 |
| Gauche - 5 trous - 062804 | 108 73 50 | 119,63 |



## PLAQUE PAX TPLO POUR VIS Ø 2,4

Plaque TPLO à vis verrouillée en titane.  
Largeur 6,5 mm.  
Épaisseur 2,3 mm.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------|-----------|--------|
| Gauche - 5 trous - 062802 | 108 73 70 | 125,93 |
| Droite - 5 trous - 062803 | 108 73 90 | 125,93 |



## PLAQUE PAX TPLO POUR VIS Ø 2,7

Plaque titane précontournée pour vis verrouillée.

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------|-----------|--------|
| <b>DROITE</b>          |           |        |
| 5 trous - 062801       | 108 74 10 | 132,22 |
| 6 trous - 34 mm - 4281 | 822 48 97 | 143,54 |
| 6 trous - 40 mm - 4280 | 822 48 68 | 143,54 |
| <b>GAUCHE</b>          |           |        |
| 5 trous - 062800       | 108 74 00 | 132,22 |
| 6 trous - 34 mm - 4282 | 822 48 80 | 143,54 |
| 6 trous - 40 mm - 4279 | 822 48 51 | 143,54 |



## PLAQUE PAX TPLO POUR VIS Ø 3,5

Plaque Titane précontournée.

| DÉSIGNATION                                   | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------------------------|-----------|--------|
| <b>DROITE</b>                                 |           |        |
| 6 trous - Ép. 3,7 mm - 062518                 | 108 74 20 | 144,81 |
| 8 trous - Larg. 13,5 mm<br>Ép. 3,7 mm - 62880 | 108 74 60 | 151,11 |
| <b>GAUCHE</b>                                 |           |        |
| 6 trous - Ép. 3,7 mm - 062519                 | 108 74 30 | 144,81 |
| 8 trous - Larg. 13,5 mm<br>Ép. 3,7 mm - 62879 | 108 74 50 | 151,11 |

## OSTÉOSYNTHÈSE



## PLAQUE TPLO PRÉCONTOURNÉE POUR VIS Ø 2,7

| DÉSIGNATION                       | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------------|-----------|--------|
| <b>DROITE</b>                     |           |        |
| 6 trous - 38 mm - Ép. 2 mm - 1124 | 837 54 32 | 94,68  |
| 6 trous - Ép. 2,2 mm - 3244       | 104 14 00 | 94,67  |
| 7 trous - 47 mm - Ép. 2 mm - 3657 | 818 44 13 | 114,61 |
| <b>GAUCHE</b>                     |           |        |
| 6 trous - 38 mm - Ép. 2 mm - 1123 | 837 54 61 | 94,68  |
| 7 trous - 47 mm - Ép. 2 mm - 3658 | 818 44 07 | 114,61 |



## PLAQUE TPLO PRÉCONTOURNÉE POUR VIS Ø 3,5

| DÉSIGNATION                         | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------------|-----------|--------|
| <b>DROITE</b>                       |           |        |
| 6 trous - 61 mm - Ép. 2 mm - 1126   | 837 54 49 | 94,68  |
| 6 trous - Ép. 2,2 mm - 1130         | 104 14 30 | 94,67  |
| 8 trous - 76 mm - Ép. 2 mm - 1128   | 837 54 55 | 114,61 |
| <b>GAUCHE</b>                       |           |        |
| 6 trous - 61 mm - Ép. 2 mm - 1125   | 837 54 78 | 94,68  |
| 6 trous - Ép. 2,2 mm - 1129         | 104 14 20 | 94,67  |
| 8 trous - 76 mm - Ép. 2 mm - 1127   | 837 54 84 | 114,61 |
| 8 trous - 76 mm - Ép. 2,2 mm - 0776 | 104 14 40 | 94,68  |



# OSTÉOSYNTHÈSE



## FER À CINTRER TPLO

Pour plaque de 2,7/3,5 mm.

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------|-----------|--------|
| 23 cm - La paire - 1142 | 116 14 40 | 361,50 |



## BROCHE DE POSITIONNEMENT TPLO

Longueur 12 cm.

| DÉSIGNATION                     | RÉFÉRENCE | € HT |
|---------------------------------|-----------|------|
| 2 mm - 2986                     | 837 31 08 | 5,82 |
| 3,2 mm - 3099                   | 837 30 83 | 5,82 |
| Filetage distal - 3,2 mm - 2985 | 837 31 14 | 6,38 |



## GUIDE TPLO

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------|-----------|--------|
| Guide TPLO - 2310 | 838 47 21 | 647,72 |

## TTA & TTA X-GEN



## KIT TTA X-GEN

Le kit de base comprend :

- Les instruments de pose : 1 mèche, 1 fer à cintrer, 1 manche en T, 3 gabarits, 1 tournevis hexagonal.
- 32 vis Ø 2,4 mm hexagonales en titane long. 10 à 40 mm.
- 18 cages en titane.
- 12 plaques en titane.

Le kit complet comprend :

- Les instruments de pose : 1 mèche, 2 guide-mèche doubles, 1 fer à cintrer, 1 manche en T, 3 gabarits, 1 jauge, 2 tournevis hexagonaux, 1 davier, 2 mèches pour mandrin à clé.
- 64 vis Ø 2,4 mm hexagonales en titane long. 10 à 40 mm.
- 14 vis Ø 2,7 mm hexagonales en titane long. 14 à 26 mm.
- 16 vis Ø 3,5 mm hexagonales en titane long. 16 à 30 mm.
- 18 cages en titane.
- 12 plaques en titane.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT     |
|--------------------|-----------|----------|
| Kit complet - 3443 | 838 89 95 | 3 544,76 |
| Kit de base - 3441 | 838 90 03 | 2 164,85 |



## MATÉRIEL DE POSE TTA & TTA X-GEN

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------------|-----------|--------|
| 1 - Fer à cintrer - 3095 | 837 58 11 | 98,99  |
| 2 - Manche en T - 1014   | 837 59 75 | 150,35 |
| 3 - Gabarit 3 mm - 723   | 838 20 82 | 18,74  |
| Gabarit 6 mm - 2930      | 837 59 00 | 18,74  |
| Gabarit 9 mm - 2931      | 837 59 17 | 18,74  |
| Gabarit 12 mm - 2932     | 837 58 92 | 18,74  |

## À savoir

Toutes les vis corticales TTA sont utilisables sur les plaques TTA X-GEN



## PLAQUE TTA X-GEN

Plaques en titane : crête tibiale à 2 trous et partie diaphysaire à 2 ou 3 trous. Pose plus rapide. L'espacement des trous proximal/distal offre plus de possibilités de placement sur la tubérosité. Plus besoin d'utiliser de fourche, ce qui rend la plaque plus adaptable. Plus de pose en force. Moins de trous dans l'os.

| DÉSIGNATION                          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------------|-----------|-------|
| <b>PARTIE DIAPHYSAIRE À 2 TROUS</b>  |           |       |
| Taille 1 - Longueur 40 mm - 590028   | 113 15 30 | 26,38 |
| Taille 3 - Longueur 42 mm - 590001   | 838 86 30 | 26,30 |
| Taille 4 - Longueur 51 mm - 590003   | 838 86 47 | 26,30 |
| Taille 5 - Longueur 65 mm - 590005   | 838 86 53 | 26,30 |
| <b>PARTIE DIAPHYSAIRE À 3 TROUS</b>  |           |       |
| Taille 5 - Longueur 65 mm - 590005/1 | 818 46 43 | 26,30 |
| Taille 6 - Longueur 78 mm - 590007   | 838 86 76 | 36,82 |
| Taille 7 - Longueur 90 mm - 590009   | 838 86 82 | 36,82 |
| Taille 8 - Longueur 104 mm - 590011  | 838 89 89 | 36,82 |
| TTA PLAQUE XGEN TITANE 3-2T 590030   | 114 33 40 | 26,38 |



## DAVIER RÉDUCTEUR FILETÉ - TTA

Davier réducteur à arrêt fileté pour technique TTA.

L'augmentation de la stabilité de la réparation et la réduction du temps de cicatrisation peuvent être obtenues par compression de la tubérosité tibiale distale sur la diaphyse tibiale. Le davier est de la bonne taille et a le bon degré d'écartement pour la plupart des procédures TTA.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| 18 cm       | 115 81 20 | 193,43 |

## À savoir

Les vis et tournevis sont utilisables pour les plaques TTA et TTA X-GEN



### VIS CORTICALE AUTOTARAUDANTE Ø 2,4 MM TITANE

Vis à corticale en titane, tête hexagonale. Auto taraudante.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------|-----------|-------|
| 6 mm - 2684    | 110 77 60 | 9,94  |
| 8 mm - 2685    | 110 77 80 | 9,94  |
| 10 mm - 1043   | 837 60 64 | 10,19 |
| 12 mm - 1044   | 837 60 70 | 10,19 |
| 14 mm - 1045   | 837 60 87 | 10,19 |
| 16 mm - 1046   | 837 60 93 | 10,19 |
| 18 mm - 1047   | 837 61 01 | 10,19 |
| 20 mm - 1048   | 837 61 18 | 10,19 |
| 22 mm - 1049   | 837 61 24 | 10,19 |
| 24 mm - 1050   | 837 61 30 | 10,19 |
| 26 mm - 1051   | 837 61 47 | 10,19 |
| 28 mm - 1052   | 837 61 53 | 10,19 |
| 30 mm - 1053   | 837 61 76 | 10,19 |
| 32 mm - 1054   | 837 61 82 | 10,19 |
| 34 mm - 1055   | 837 61 99 | 10,19 |
| 36 mm - 1056   | 837 62 07 | 10,19 |
| 38 mm - 1057   | 837 62 13 | 10,19 |
| 40 mm - 1058   | 837 62 36 | 10,19 |
| 45 mm - 1058.1 | 824 37 13 | 11,15 |
| 50 mm - 1058.2 | 824 37 36 | 11,15 |



### VIS TTA Ø 2,7 MM TITANE

Vis à corticale autotaraudante, tête hexagonale.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------|-----------|-------|
| Long. 10 mm - 1059 | 837 62 42 | 10,76 |
| Long. 12 mm - 1060 | 837 62 59 | 10,76 |
| Long. 14 mm - 1061 | 837 62 65 | 10,76 |
| Long. 16 mm - 1062 | 837 62 71 | 10,76 |
| Long. 18 mm - 1063 | 837 62 88 | 10,76 |
| Long. 20 mm - 1064 | 837 62 94 | 10,76 |
| Long. 22 mm - 1065 | 837 63 02 | 10,76 |
| Long. 24 mm - 1066 | 837 63 19 | 10,76 |
| Long. 26 mm - 1067 | 837 63 25 | 10,76 |
| Long. 28 mm - 1068 | 837 63 31 | 10,76 |
| Long. 30 mm - 1069 | 837 63 48 | 10,76 |
| Long. 32 mm - 1070 | 837 63 54 | 10,76 |
| Long. 34 mm - 1071 | 837 63 60 | 10,76 |
| Long. 36 mm - 1072 | 837 63 77 | 10,76 |
| Long. 38 mm - 1073 | 837 63 83 | 10,76 |
| Long. 40 mm - 1074 | 837 64 08 | 10,76 |
| Long. 45 mm - 3196 | 823 35 54 | 12,10 |

### VIS TTA Ø 3,5 MM TITANE

Vis à corticale autotaraudante, tête hexagonale.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------|-----------|-------|
| Long. 8 mm - 2614    | 824 37 07 | 10,50 |
| Long. 10 mm - 1075   | 837 64 14 | 9,66  |
| Long. 12 mm - 1076   | 837 64 20 | 9,57  |
| Long. 14 mm - 1077   | 837 64 37 | 9,57  |
| Long. 16 mm - 1078   | 837 64 43 | 9,57  |
| Long. 18 mm - 1079   | 837 64 66 | 9,57  |
| Long. 20 mm - 1080   | 837 64 72 | 9,57  |
| Long. 22 mm - 1081   | 837 64 89 | 9,57  |
| Long. 24 mm - 1082   | 837 64 95 | 9,57  |
| Long. 26 mm - 1083   | 837 65 03 | 9,57  |
| Long. 28 mm - 1084   | 837 65 26 | 9,57  |
| Long. 30 mm - 1085   | 837 65 32 | 9,57  |
| Long. 32 mm - 1086   | 837 65 49 | 9,66  |
| Long. 34 mm - 1087   | 837 65 55 | 9,66  |
| Long. 36 mm - 1088   | 837 65 61 | 9,66  |
| Long. 38 mm - 1089   | 837 65 78 | 12,45 |
| Long. 40 mm - 1090   | 837 65 84 | 12,45 |
| Long. 45 mm - 1058.1 | 824 37 13 | 11,15 |
| Long. 50 mm - 1058.2 | 824 37 36 | 11,15 |



### TOURNEVIS TTA À EMPREINTE HEXAGONALE

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| Pour vis Ø 2,4 mm - 3237 | 838 64 47 | 95,48 |



### CAGE TTA SÉCABLE

| DÉSIGNATION                     | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------------|-----------|--------|
| TITANE                          |           |        |
| 4,5/16 mm - 5051                | 827 94 50 | 45,28  |
| 6/22 mm - 3739                  | 820 00 75 | 56,46  |
| 7,5/23 mm - 4448                | 822 87 48 | 56,46  |
| 9/25 mm - 3740                  | 820 00 81 | 56,46  |
| 10,5/26 mm - 4464               | 822 87 54 | 64,56  |
| 12/282 mm - 3741                | 820 00 98 | 66,42  |
| 13,5/28 mm - 5063               | 828 09 38 | 67,28  |
| 16/28 mm - 3787                 | 820 01 06 | 67,28  |
| INOX                            |           |        |
| 6/22 mm - 3736                  | 820 01 12 | 48,44  |
| 9/25 mm - 3737                  | 820 01 29 | 58,82  |
| 12/282 mm - 3738                | 820 01 35 | 64,56  |
| 16/28 mm - 3788                 | 820 01 41 | 66,13  |
| PINCE COUPANTE                  |           |        |
| Pince coupe cage - 16 cm - 3742 | 820 01 58 | 149,44 |

## OSTÉOSYNTHÈSE



### CAGE TTA

Cale ou entretoise en titane.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------|-----------|-------|
| 3/13 mm - 720     | 818 04 50 | 40,27 |
| 3/16 mm - 721     | 818 04 67 | 40,27 |
| 3/19 mm - 722     | 818 04 73 | 40,27 |
| 6/13 mm - 5053    | 828 10 33 | 47,07 |
| 6/16 mm - 1624    | 837 57 45 | 47,07 |
| 6/19 mm - 1625    | 837 57 51 | 47,07 |
| 6/22 mm - 1626    | 837 57 68 | 47,07 |
| 7,5/16 mm - 4445  | 822 86 94 | 47,07 |
| 7,5/19 mm - 4446  | 822 87 02 | 56,46 |
| 7,5/22 mm - 4447  | 822 87 19 | 47,07 |
| 9/19 mm - 1627    | 837 57 74 | 56,46 |
| 9/22 mm - 1628    | 837 57 80 | 56,46 |
| 9/25 mm - 1629    | 837 57 97 | 56,46 |
| 10,5/19 mm - 4457 | 823 31 52 | 56,46 |
| 10,5/22 mm - 4462 | 822 87 25 | 56,46 |
| 10,5/25 mm - 4463 | 822 87 31 | 56,46 |
| 12/22 mm - 1101   | 837 57 16 | 60,47 |
| 12/25 mm - 1102   | 837 57 22 | 60,47 |
| 12/28 mm - 1103   | 837 57 39 | 60,47 |
| 13,5/22 mm - 5057 | 828 10 91 | 61,33 |
| 15/25 mm - 5065   | 828 11 39 | 64,63 |
| 15/31 mm - 5067   | 828 11 51 | 64,63 |



### PLAQUE TTA POUR FOURCHE

En titane.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------|-----------|-------|
| 3 trous - 1097 | 837 59 98 | 18,65 |
| 4 trous - 1098 | 837 60 06 | 18,65 |
| 5 trous - 1099 | 837 60 12 | 18,65 |
| 6 trous - 1100 | 837 60 29 | 26,06 |
| 7 trous - 1601 | 837 60 35 | 26,06 |
| 8 trous - 1602 | 837 60 41 | 26,06 |



### GONIOMÈTRE

En plastique pour mesurer les angles articulaires.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| Goniomètre  | 831 04 21 | 7,02 |

# OSTÉOSYNTHÈSE

## INSERT POUR FOURCHE TTA

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------|-----------|--------|
| Insert TTA - 2069 | 837 59 69 | 155,05 |



## GUIDE-MÈCHE TTA POUR FOURCHE

| DÉSIGNATION                                 | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------------------------|-----------|--------|
| Guide-mèche 4 trous - 724                   | 838 39 63 | 141,91 |
| Guide-mèche 8 trous - 1015                  | 837 59 52 | 164,53 |
| Douille pour mèche Ø 1,8 mm<br>2920 - Par 2 | 837 59 23 | 18,74  |
| Douille pour mèche Ø 2 mm<br>2921 - Par 2   | 837 59 46 | 18,74  |
| Guide-mèche 1,8 mm - 3824                   | 821 48 41 | 154,08 |
| Mèche Ø 1,8 mm - 395                        | 837 94 47 | 48,55  |
| Mèche pour mandrin à clé<br>Ø 1,8 mm - 1017 | 818 74 75 | 41,64  |



## FOURCHE TTA

En titane.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------|-----------|-------|
| <b>EN TITANE</b> |           |       |
| 3 dents - 1609   | 837 58 28 | 23,80 |
| 4 dents - 1610   | 837 58 34 | 23,80 |
| 5 dents - 1611   | 837 58 40 | 23,80 |
| 6 dents - 1612   | 837 58 57 | 31,76 |
| 7 dents - 1613   | 837 58 63 | 31,76 |
| 8 dents - 1614   | 837 58 86 | 31,85 |



## CALE PLX

Utilisé pour corriger une luxation médiale ou latérale de la Patella.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------|-----------|--------|
| <b>TITANE</b>         |           |        |
| 2 mm - 4330           | 821 52 95 | 24,34  |
| 4 mm - 4332           | 821 53 26 | 26,58  |
| 6 mm - 4334           | 821 53 49 | 26,58  |
| Kit de 6 cales - 4363 | 821 53 61 | 151,54 |



## BOÎTE DE STÉRILISATION TTA ET TTA X-GEN

Boîte de stérilisation avec plateaux pour implants et instruments.

| DÉSIGNATION                                    | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------------------------|-----------|--------|
| <b>TTA X-GEN</b>                               |           |        |
| Boîte grand modèle<br>34 x 15 x 10 cm - SE3095 | 818 27 85 | 730,05 |



## GLASSBONE

**GlassBONE est une biocéramique constituée d'éléments naturels (Ca, Na, Si, P).**

Sa composition est semblable à celle des tissus osseux. Le GlassBONE est hydrophile, biocompatible, bioactif et antibactérien. Il est parfaitement bien toléré par l'organisme et ne provoque aucune réaction de rejet ou d'inflammation.

GlassBONE est totalement ostéo-intégré en 6 mois environ. Il se résorbe proportionnellement à la minéralisation de l'os qu'il induit et a la capacité de créer un lien chimique fort à l'interface substitut/os. En se résorbant, GlassBONE stimule la prolifération des ostéoblastes, et donc la régénération osseuse.

Livré stérile sous double emballage, prêt à l'emploi. sa date de péremption est de 5 ans (après la date de stérilisation).

GlassBONE est un produit Noraker distribué en exclusivité dans le domaine vétérinaire par Novetech Surgery.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------|-----------|--------|
| <b>GRANULES</b> |           |        |
| 1 cc - 0,5-1 mm | 109 07 20 | 100,25 |
| 5 cc - 0,5-1 mm | 109 07 30 | 131,94 |
| 5 cc - 1-3 mm   | 109 07 40 | 131,94 |
| 10 cc - 1-3 mm  | 109 07 50 | 166,22 |
| 16 cc - 1-3 mm  | 109 07 60 | 221,29 |
| <b>PUTTY</b>    |           |        |
| Seringue 1 cc   | 109 07 70 | 166,21 |
| Seringue 2,5 cc | 109 07 80 | 217,98 |
| Seringue 10 cc  | 109 08 10 | 433,47 |



## VELOCITY

**Velocity Ortho est un substitut osseux pour une régénération rapide de l'os.**

Matière bioactive 100 % synthétique composé d'éléments naturellement présents dans le corps : oxydes de silicium, sodium, calcium et phosphore. Velocity est capable de régénérer l'os existant en déclenchant une stimulation cellulaire.

| DÉSIGNATION                    | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------------------|-----------|--------|
| Ortho Putty - 2,5 cc - 3756    | 820 77 17 | 70,77  |
| Ortho Putty - 2,5 cc x 2 - 841 | 838 87 07 | 101,14 |





La réparation de la rupture du ligament croisé antérieur est le problème orthopédique le plus courant chez le chien. SECUROS offre des produits orthopédiques innovants afin d'améliorer cette chirurgie et ses résultats.  
Les mors de la pince à sertir, les sutures et les tubes à sertir SECUROS sont calibrés de telle sorte que vous puissiez les utiliser sans forcer tout en évitant de sectionner les sutures.

## KIT CLR POWER X

Kit CLR Power X 40# - 4341 comprend :

- 1 pince Power X - 4033
- 1 monofilament nylon #40 - 1199
- 1 dispositif de tension - 1144
- 15 tubes à sertir 40# (x15) - 4351
- 1 boîte inox 65 x 42 x 8mm - 1003
- 1 CD-ROM - 1164

Kit CLR Power X 80# - 4340 comprend :

- 1 pince Power X - 4033
- 1 Monofilament nylon #80 - 1004
- 1 dispositif de tension - 1144
- 15 tubes à sertir #80 - 4352
- 1 boîte inox 65 x 42 x 8mm - 1003
- 1 CD-ROM - 1164

Kit CLR Power X Orthofibre - 4569 comprend :

- 1 pince Power X - 4033
- 1 dispositif de tension - 1144
- 15 tubes à sertir orthofibre - 4559
- 12 orthofibres aiguille médium stérile - 371
- 1 boîte inox 65 x 42 x 8mm - 1003
- 1 CD-ROM - 1164



| DÉSIGNATION                       | RÉFÉRENCE | € HT     |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| Kit complet 40# - 4341            | 822 52 47 | 723,00   |
| Kit complet 80# - 4340            | 822 52 53 | 762,72   |
| Kit Orthofibre Aig. Médium - 4569 | 822 52 76 | 1 198,11 |



## À savoir

- 40# pour chiens de 0 à 16 kg
- 80# pour chiens de 16 à 34 kg
- 100# pour chiens de 34 à 45 kg



## CLR POWER X - PINCE ET TUBES À SERTIR

Pince ergonomique à double articulation permettant de sertir en une seule au lieu de trois. Plus rapide et un résultat précis. Cette pince s'utilise uniquement avec des tubes à sertir en titane.

- 40# pour chiens de 0 à 16 kg
- 80# pour chiens de 16 à 34 kg
- 100# pour chiens de 34 à 45 kg

| DÉSIGNATION                                              | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Pince à sertir - 4033                                    | 822 46 09 | 374,19 |
| <b>TUBES TITANE POWER X</b>                              |           |        |
| Tube 40# ou Orthofibre pour pince 1143 - 800052 - Par 15 | 110 37 50 | 66,66  |
| <b>PACK STÉRILE POWER X</b>                              |           |        |
| 3 tubes 40# + 1 suture 76 cm - 800054                    | 110 37 70 | 28,95  |
| 3 tubes 100# + 1 suture 76 cm - 66052                    | 108 14 30 | 29,67  |



## CLR SUTURES

L'Orthofibre est une tresse de nylon enduit. Ce fil doit être sertir avec un tube spécial Orthofibre.

Le nylon est un monofilament.

| DÉSIGNATION                                                                       | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| <b>ORTHOFIBRE - NYLON TRESSÉ</b>                                                  |           |        |
| Brin stérile 91,5 cm - Par 12 - 1104                                              | 837 37 23 | 526,20 |
| Brin stérile 91,5 cm - Aiguille double courbe 45 mm / droite 60 mm - Par 12 - 370 | 837 32 32 | 574,88 |
| Brin stérile 91,5 cm - Aiguille double courbe 62 mm / droite 60 mm - Par 12 - 371 | 837 32 26 | 570,33 |
| <b>NYLON EN BOBINE 91 M - NON STÉRILE</b>                                         |           |        |
| 10 kg / 20# - 1198                                                                | 837 36 40 | 24,41  |
| 20 kg / 40# - 1199                                                                | 835 62 39 | 37,19  |
| 25 kg / 50# - 1200                                                                | 837 36 57 | 44,02  |
| 27 kg / 60# - 2073                                                                | 837 36 63 | 54,94  |
| 35 kg / 80# - 1004                                                                | 837 36 86 | 75,88  |
| 45 kg / 100# - 1106                                                               | 837 36 34 | 97,09  |
| <b>NYLON 40# - STÉRILE</b>                                                        |           |        |
| Sur aiguille T.Mini - Fil 76 cm - Par 6 - 372                                     | 837 34 33 | 73,19  |
| Sur aiguille T.S - Fil 76 cm - Par 6 - 1178                                       | 837 34 79 | 73,19  |
| Sur aiguille T.M - Fil 76 cm - Par 6 - 1177                                       | 837 34 10 | 73,19  |
| Sur aiguille T.S - Double fil 76 cm - Par 6 - 1184                                | 837 34 56 | 91,70  |
| Sur aiguille T.M - Double fil 76 cm - Par 6 - 1183                                | 837 33 96 | 91,70  |
| Sur aiguille double (droite et courbe) T.S - Fil 75 cm - Par 6 - 1190             | 837 33 09 | 85,61  |
| Sur aiguille double (droite et courbe) T.M - Fil 75 cm - Par 6 - 1186             | 837 32 61 | 85,61  |
| Sur aiguille double (droite et courbe) T.S - Double fil 72 cm - Par 6 - 1189      | 837 33 21 | 101,98 |
| Sur aiguille double (droite et courbe) T.M - Double fil 72 cm - Par 6 - 1185      | 837 32 78 | 101,98 |
| <b>NYLON 80# - STÉRILE</b>                                                        |           |        |
| Sur aiguille T.S - Fil 75 cm - Par 6 - 1176                                       | 837 34 85 | 73,19  |
| Sur aiguille T.M - Fil 75 cm - Par 6 - 1175                                       | 837 34 27 | 73,19  |
| Sur aiguille T.L - Fil 75 cm - Par 6 - 1174                                       | 837 33 73 | 73,19  |
| Sur aiguille T.S - Double fil 76 cm - Par 6 - 1182                                | 837 34 62 | 91,70  |
| Sur aiguille T.M - Double fil 76 cm - Par 6 - 1181                                | 837 34 04 | 91,70  |
| Sur aiguille T.L - Double fil 76 cm - Par 6 - 1180                                | 837 33 67 | 91,70  |
| Sur aiguille double (droite et courbe) T.S - Fil 75 cm - Par 6 - 1192             | 837 33 15 | 85,61  |
| Sur aiguille double (droite et courbe) T.M - Fil 75 cm - Par 6 - 1188             | 837 32 90 | 85,61  |
| Sur aiguille double (droite et courbe) T.L - Fil 75 cm - Par 6 - 1194             | 837 32 49 | 89,30  |
| Sur aiguille double (droite et courbe) T.S - Double fil 72 cm - Par 6 - 1191      | 837 33 38 | 127,52 |
| Sur aiguille double (droite et courbe) T.M - Double fil 72 cm - Par 6 - 1187      | 837 32 84 | 125,21 |
| Sur aiguille double (droite et courbe) T.L - Double fil 72 cm - Par 6 - 1193      | 837 32 55 | 125,21 |

# OSTÉOSYNTHÈSE



## AIGUILLE CLR

Aiguille pour orthofibre et monofilament.

| DÉSIGNATION                        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------------|-----------|-------|
| <b>AIGUILLE COURBE</b>             |           |       |
| Taille Mini - 20 # - 1172 - Par 6  | 837 35 45 | 21,51 |
| Taille S - 40 # - 1171 - Par 6     | 837 35 51 | 21,43 |
| Taille M - 50/60 # - 1170 - Par 6  | 837 35 39 | 21,51 |
| Taille L - 80/100 # - 1169 - Par 6 | 837 35 22 | 21,51 |
| <b>AIGUILLE DROITE</b>             |           |       |
| Long. 76 mm - 1195 - Par 6         | 837 33 50 | 21,51 |
| Long. 101 mm - 1196 - Par 6        | 837 33 44 | 21,60 |



## TUBE À SERTIR CLR

| DÉSIGNATION                                                      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>TUBE POUR NYLON À SERTIR AVEC LA PINCE 1143 - NON STÉRILE</b> |           |       |
| Tube à sertir 40# ou Orthofibre 800052 - Par 15                  | 110 37 50 | 66,66 |
| 80# - 1145 - Par 15                                              | 835 62 51 | 66,66 |
| 100# - 1107 - Par 15                                             | 837 37 46 | 66,66 |
| <b>PACK STÉRILE</b>                                              |           |       |
| 3 tubes 40# + 1 suture 76 cm 800054                              | 110 37 70 | 28,95 |
| 3 tubes 80# + 1 suture 76 cm 66051                               | 108 14 10 | 28,95 |
| 3 tubes 100# + 1 suture 76 cm 66052                              | 108 14 30 | 29,67 |



## PORTE-AIGUILLE CLR

En tungstène.

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------|-----------|--------|
| 18 cm - 1314 | 837 37 00 | 129,43 |



## SET D'ANCRES DE DÉMARRAGE CLR

Le set d'ancres de démarrage comprend :

- 1 sac de rangement - 1008
- 1 mandrin à clé avec rallonge - 1479
- 1 mèche Ø 2,4 mm - 1361
- 1 mèche Ø 3,2 mm - 1362
- 2 boîtes inox pour ancres - 1003
- 2 ancres Ø 2,7 mm - 1165
- 2 ancres Ø 3,5 mm - 1166
- 2 ancres Ø 4,5 mm - 1167

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------|-----------|--------|
| Set de démarrage - 1168 | 837 35 68 | 854,96 |



## ANCRE CHIRURGICALE

| DÉSIGNATION                                | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>INOX</b>                                |           |       |
| Ø 2,7 mm<br>Long. du filetage 12 mm - 1165 | 835 87 87 | 28,85 |
| Ø 3,5 mm<br>Long. du filetage 15 mm - 1166 | 835 87 93 | 28,85 |
| Ø 4,5 mm<br>Long. du filetage 18 mm - 1167 | 835 88 01 | 36,90 |
| <b>TITANE</b>                              |           |       |
| Ø 2,7 mm<br>Long. du filetage 12 mm - 3524 | 818 43 76 | 34,99 |
| Ø 3,5 mm<br>Long. du filetage 15 mm - 3525 | 818 43 82 | 35,39 |
| Ø 4,5 mm<br>Long. du filetage 18 mm - 3526 | 818 43 99 | 43,60 |



## DISPOSITIF DE TENSION CANINE

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------|-----------|--------|
| 17 cm - 1144 | 837 35 80 | 209,29 |



## BOÎTE POUR ANCRES ET TUBES À SERTIR

Boite pour ancres et tubes à sertir.

| DÉSIGNATION                            | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------------------|-----------|-------|
| <b>POUR ANCRES DIAM. 2,7 ET 3,5 MM</b> |           |       |
| 70 x 45 x 8 mm - 1003                  | 837 30 77 | 37,53 |
| <b>POUR ANCRES DIAM. 4,5 MM</b>        |           |       |
| 80 x 42 x 8 mm - 1003BA                | 819 73 09 | 38,25 |



## MANDRIN À CLÉ CLR

Livré avec clé et rallonge.

| DÉSIGNATION                          | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------------------------|-----------|--------|
| Mandrin à clé avec rallonge CLR 1479 | 838 24 84 | 470,79 |
| Clé pour mandrin                     | 828 95 43 | 60,81  |



## PASTILLE CHIRURGICALE

| DÉSIGNATION                                   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------------------------|-----------|-------|
| Bouton en titane Ø 15 mm<br>Ép. 2 mm - 590015 | 818 35 20 | 22,40 |
| <b>PASTILLE NYLON</b>                         |           |       |
| Diam. 8 mm - Par 6                            | 803 73 10 | 15,07 |
| Diam. 15 mm - Par 6                           | 803 73 27 | 15,47 |



## PINCE BRAND

Pince à tunneler les tendons.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------|-----------|-------|
| Courbe - 15 cm - 1779 | 837 50 24 | 87,29 |



## PINCE À MÉNISQUE

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------|-----------|-------|
| Long. 13 cm - 1315 | 835 62 16 | 43,80 |



## SONDE À MÉNISQUE Ø 2,5 mm

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------|-----------|-------|
| Sonde à ménisque - 2481 | 838 87 88 | 67,63 |



## COUTEAU DE SMILLIE

Méniscotome 17 cm.

1 - 1797 : largeur de coupe 18 mm, longueur 22 mm.  
2 et 3 - 1799 et 1800 : largeur de coupe 4 mm, haut. 17 mm.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------|-----------|-------|
| Courbe droite - 1799 | 837 37 75 | 89,02 |



## ÉCARTEUR WALLACE

Spécifique aux techniques CLR.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------|-----------|--------|
| Pour genoux - 1313 | 835 88 18 | 109,43 |

## CLM

Matériel SECUROS de réparation de la luxation coxofémorale de la hanche.



## MATÉRIEL LUXATION COXOFÉMORE - CLM

| DÉSIGNATION                          | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------------------------|-----------|--------|
| Guide avec guide-mèche 3,2 mm 1513   | 837 31 95 | 191,28 |
| <b>MÈCHE À POINTE</b>                |           |        |
| Ø 1,5 mm - Long. 14 cm - 1359        | 837 42 95 | 28,85  |
| Ø 2,4 mm - Long. 14 cm - 1358        | 837 43 03 | 28,85  |
| <b>DOUILLE POUR GUIDE-MÈCHE</b>      |           |        |
| Ø 1,5 mm - 2359                      | 838 20 76 | 71,62  |
| Ø 2,4 mm - 1230                      | 837 97 20 | 71,17  |
| <b>MATÉRIEL DE POSE</b>              |           |        |
| Insert pour bâtonnet 3,2 mm - 1514   | 837 32 03 | 140,38 |
| Bâtonnet 3,2 mm - 1517               | 837 31 43 | 20,74  |
| Chasse nylon - 1515                  | 837 31 72 | 93,24  |
| Anneau - 02327                       | 108 63 00 | 1,18   |
| Brin stérile 91,5 cm - Par 12 - 1104 | 837 37 23 | 526,20 |



## CUILLÈRE HATT

Curetage des lésions osseuses et prélèvement de moelle osseuse.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------|-----------|--------|
| Cuillère 1520 | 837 31 89 | 123,24 |

## OSTÉOSYNTHÈSE



## KIT CLM

Comprend :

- 1 guide avec guide-mèche 3,2 mm - 1513.
- 1 chasse nylon - 1515.
- 1 insert pour bâtonnet - 1514.
- 2 packs de 6 anneaux - 1516.
- 1 mèche 3,2 mm - 1357.
- 6 bâtonnets 3,2 mm - 1517.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| Kit - 4011  | 838 46 26 | 553,02 |



## BÂTONNET CLM

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------|-----------|-------|
| Bâtonnet 3,2 mm - 1517    | 837 31 43 | 20,74 |
| Bâtonnet 6,5 mm - 2329    | 837 31 37 | 18,17 |
| Bâtonnet 4 x 20 mm - 2331 | 837 31 66 | 15,51 |



# OSTÉOSYNTHÈSE

## ESF

Le système de fixation externe SECUROS est une méthode éprouvée qui maintient fermement la fracture tout en assurant un environnement biologique favorable à la guérison. SECUROS offre aux vétérinaires une variété d'outils de très bonne qualité pour simplifier la pose des fixateurs et réduire les complications.



### KIT TITANE SMALL ESF

Kit Titane Small 437 comprend :

- 1 guide de fixation Titane Small 1,5 / 2,4 / 3,2 mm - 2360.
  - 12 coaptateurs simples Titane Small - 2356.
  - 8 barres en carbone Ø 6,3 mm.
  - 3 mèches Ø 1,5 mm, 2,4 mm, 3,2 mm.
  - 20 broches de différents diamètres : Ø 1,6 mm, 2,4 mm, 3,2 mm.
  - 1 clé plate 5/16 - 1/4 (8 / 4 cm) - 1221.
- À utiliser sur chiens de 10 à 20 kg.

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT     |
|------------------------|-----------|----------|
| Kit Titane Small - 437 | 838 45 72 | 1 705,47 |

### À savoir

Le fixateur en titane est plus léger, plus solide et radiotransparent.



### KIT TITANE LARGE ESF

Kit Titane Large 1390 comprend :

- 1 guide de fixation Ø 3,2 et 4 mm - 1365.
  - 12 coaptateurs simples Titane - 1368.
  - 8 barres en carbone Ø 9,5 mm.
  - 2 mèches Ø 3,2 mm et Ø 4 mm.
  - 20 broches de différents diamètres : Ø 4 mm et Ø 3,2 mm.
  - 1 clé plate 5/16 - 1/4 (8/4 cm) - 1221.
- À utiliser sur chiens de plus de 20 kg.

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT     |
|-------------------------|-----------|----------|
| Kit Titane Large - 1390 | 838 45 66 | 1 992,83 |



### KIT INOX SMALL ESF

Kit Inox Small 1391 comprend :

- 1 guide de fixation Small Guide Ø 2,4 mm - 1364.
  - 20 coaptateurs simples Small - 1369.
  - 6 barres en inox Ø 3,2 mm.
  - 2 mèches Ø 1,5 mm et 2,4 mm.
  - 12 broches Ø 2,4 mm.
  - 1 clé plate 5/16 - 1/4 (8 / 4 cm) - 1221.
  - 1 sac de rangement Small ESF - 1395.
  - 1 CD ESF - 1386.
- À utiliser sur des animaux de 2 à 15 kg.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT     |
|-----------------------|-----------|----------|
| Kit Inox Small - 1391 | 838 47 15 | 1 685,60 |



### KIT INOX MÉDIUM-LARGE ESF

Kit Inox Médium - Large 1387 comprend :

- 1 guide fixation Ø 2,4 et 3,2 mm - 1363.
  - 20 coaptateurs simples larges - 1366.
  - 6 barres en inox Ø 4,7 mm.
  - 2 guide-mèches Ø 2,4 mm et 3,2 mm.
  - 1 mèche Ø 3,2 mm.
  - 12 broches Ø 3,2 mm.
  - 1 clé plate 5/16 - 1/4 (8 / 4 cm) - 1221.
  - 1 clé dynamométrique - 1222.
  - 1 sac de rangement - 1393.
  - 1 CD ESF - 1386.
- À utiliser sur les chiens de 15 à 30 kg.

| DÉSIGNATION                    | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------------------|-----------|--------|
| Kit Inox Médium - Large - 1387 | 818 24 95 | 972,65 |



### GUIDE FIXATION EXTERNE ESF

| DÉSIGNATION                                                      | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Guide fixation Ø 1,5 / 2,4 / 3,2 mm pour kit Titane Small - 2360 | 837 42 89 | 584,27 |
| Guide fixation Ø 3,2 / 4 mm pour kit Titane Large - 1365         | 837 42 72 | 358,91 |
| Guide fixation Ø 1,5 / 2,4 mm pour kit Inox Small - 1364         | 837 42 66 | 338,00 |
| Guide fixation Ø 2,4 / 3,2 mm pour kit Inox Médium-Large - 1363  | 837 42 43 | 350,11 |



### BROCHE FIXATION EXTERNE ESF

À filetage positif.

| DÉSIGNATION                                           | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Ø 1,6 mm - Filet. distal Ø 2 mm Lg. 9 cm - 1396       | 100 88 00 | 29,71 |
| Ø 1,6 mm - Filet. central Ø 2 mm Lg. 12,5 cm - 1397   | 837 95 36 | 34,28 |
| Ø 2,4 mm - Filet. distal Ø 3,3 mm Lg. 9 cm - 1801     | 837 95 42 | 28,72 |
| Ø 2,4 mm - Filet. central Ø 3,3 mm Lg. 12,5 cm - 1802 | 837 95 59 | 35,72 |
| Ø 3,2 mm - Filet. distal Ø 4 mm Lg. 12 cm - 1398      | 838 43 88 | 27,91 |
| Ø 3,2 mm - Filet. central Ø 4 mm Lg. 18 cm - 1399     | 838 43 94 | 27,73 |
| Ø 4 mm - Filet. distal Ø 4,8 mm Lg. 18 cm - 1803      | 837 95 65 | 18,31 |
| Ø 4 mm - Filet. central Ø 4,8 mm Lg. 20,5 cm - 1804   | 837 95 71 | 48,91 |



### PLATEAU POUR BROCHES

Plateau compartimenté pour rangement des broches.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------|-----------|--------|
| 17 x 9 x 2,5 cm | 806 17 16 | 221,04 |



## COAPTEUR ESF

Coapteurs ou coaptateurs.

| DÉSIGNATION                              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>EN INOX</b>                           |           |       |
| Simple Small pour Ø 3,2 mm - 1369        | 837 42 14 | 46,62 |
| Simple Large pour Ø 4,7 mm - 1366        | 837 42 08 | 71,25 |
| Double Small pour Ø 3,2 mm - 1370        | 837 41 83 | 30,92 |
| Double Large pour Ø 4,7 mm - 1367        | 837 41 77 | 33,00 |
| <b>EN TITANE</b>                         |           |       |
| Simple Titane Small pour Ø 6,3 mm - 2356 | 837 42 37 | 37,38 |
| Simple Titane Large pour Ø 9,5 mm - 1368 | 837 42 20 | 71,65 |



## BOULON DE DYNAMISATION

Uniquement pour les barres en inox.

| DÉSIGNATION                                | RÉFÉRENCE | € HT |
|--------------------------------------------|-----------|------|
| Small pour coaptateur simple small - 1384  | 837 41 54 | 6,06 |
| Médium pour coaptateur simple large - 1383 | 837 41 48 | 6,06 |



## CLÉ ESF

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------|-----------|--------|
| <b>CLÉ PLATE</b>           |           |        |
| 5/16 - 1/4 (8/4 cm) - 1221 | 837 94 30 | 141,20 |



## BARRE FIXATION EXTERNE ESF

| DÉSIGNATION                                       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>BARRE CARBONE Ø 6,3 MM POUR TITANE SMALL</b>   |           |       |
| Long. 50 mm - 2351                                | 838 43 36 | 3,59  |
| Long. 100 mm - 2352                               | 838 43 42 | 6,54  |
| Long. 150 mm - 2353                               | 838 43 59 | 7,89  |
| Long. 200 mm - 2354                               | 838 43 65 | 11,08 |
| Long. 250 mm - 2355                               | 838 43 71 | 14,03 |
| <b>BARRE CARBONE Ø 9,5 MM POUR TITANE LARGE</b>   |           |       |
| Long. 50 mm - 2212                                | 837 41 31 | 4,94  |
| Long. 100 mm - 2213                               | 837 40 71 | 6,22  |
| Long. 150 mm - 2214                               | 837 40 88 | 11,88 |
| Long. 200 mm - 2215                               | 837 40 94 | 15,86 |
| Long. 250 mm - 2216                               | 837 41 02 | 19,69 |
| Long. 300 mm - 2217                               | 837 41 19 | 23,67 |
| Long. 350 mm - 2218                               | 837 41 25 | 27,66 |
| <b>BARRE INOX Ø 3,2 MM POUR INOX SMALL</b>        |           |       |
| Long. 50 mm - 1806                                | 837 95 88 | 3,50  |
| Long. 75 mm - 1807                                | 837 95 94 | 3,50  |
| Long. 100 mm - 2178                               | 837 96 02 | 3,50  |
| Long. 125 mm - 2097                               | 837 96 19 | 8,62  |
| Long. 150 mm - 2098                               | 837 96 25 | 4,67  |
| Long. 200 mm - 2099                               | 837 96 31 | 5,56  |
| Long. 250 mm - 2100                               | 837 96 48 | 4,67  |
| <b>BARRE INOX Ø 4,7 MM POUR INOX MÉDIUM-LARGE</b> |           |       |
| Long. 100 mm - 2201                               | 837 96 54 | 3,59  |
| Long. 150 mm - 2202                               | 837 96 60 | 4,67  |
| Long. 200 mm - 2203                               | 837 96 77 | 4,94  |
| Long. 250 mm - 2204                               | 837 96 83 | 5,65  |
| Long. 300 mm - 2205                               | 837 97 08 | 6,28  |
| Long. 350 mm - 2206                               | 837 97 14 | 7,00  |



## MÈCHE À POINTE

| DÉSIGNATION                     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------|-----------|-------|
| <b>MANDRIN À CLÉ</b>            |           |       |
| Ø 1,5 mm - Long. 14 cm - 1359   | 837 42 95 | 28,85 |
| Ø 2,4 mm - Long. 14 cm - 1358   | 837 43 03 | 28,85 |
| Ø 3,2 mm - Long. 16,5 cm - 1357 | 837 43 26 | 28,85 |
| Ø 4 mm - Long. 16,5 cm - 1360   | 837 43 32 | 29,01 |
| <b>VERROUILLAGE RAPIDE</b>      |           |       |
| Ø 1,5 mm - Long. 14 cm - 643    | 837 43 49 | 39,05 |
| Ø 2,4 mm - Long. 14 cm - 1361   | 837 43 55 | 35,79 |
| Ø 3,2 mm - Long. 16,5 cm - 1362 | 837 43 61 | 35,79 |
| Ø 4 mm - Long. 16,5 cm - 644    | 837 43 78 | 35,87 |

## DOUILLE POUR GUIDE-MÈCHE ESF

| DÉSIGNATION                     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------|-----------|-------|
| <b>DOUILLE POUR GUIDE-MÈCHE</b> |           |       |
| Ø 1,5 mm - 2359                 | 838 20 76 | 71,62 |
| Ø 2,4 mm - 1230                 | 837 97 20 | 71,17 |
| Ø 3,2 mm - 1232                 | 837 97 37 | 70,09 |
| Ø 4 mm - 1234                   | 837 97 43 | 71,62 |



## COAPTEUR DU DOCTEUR MEYNARD

| DÉSIGNATION                            | RÉFÉRENCE | € HT |
|----------------------------------------|-----------|------|
| <b>DIAM. 12</b>                        |           |      |
| Barre 2 mm - broche 1 mm               | 827 78 53 | 4,02 |
| Barre 2 mm - broche 1,2 mm             | 823 94 62 | 4,02 |
| Barre 2 mm - Broche 1,5 mm             | 827 78 47 | 4,02 |
| <b>DIAM. 16</b>                        |           |      |
| Barre 4 mm - broche 3 mm               | 836 63 09 | 4,89 |
| Barre 4 mm - broche 2 mm               | 836 62 90 | 4,88 |
| <b>DIAM. 24</b>                        |           |      |
| Barre 6 mm - broche 4 mm               | 836 63 15 | 9,07 |
| <b>VIS</b>                             |           |      |
| Vis pour coaptateur d. 12 - 14 - 16 mm | 802 27 80 | 1,43 |
| Vis pour coaptateur d. 24 mm           | 803 73 04 | 1,34 |



## BARRE DE FIXATION

En inox.  
Longueur : 50 cm.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| Ø 2 mm      | 838 03 73 | 1,35 |
| Ø 3 mm      | 838 03 96 | 1,73 |
| Ø 4 mm      | 838 04 04 | 2,75 |
| Ø 6 mm      | 838 04 10 | 6,35 |

# OSTÉOSYNTHÈSE



## PÂTE À FIXATION RAPIDE

Polymère pouvant remplacer un coaptateur. Idéal pour les fractures de mâchoires. Se rigidifie en 15 min.

| DÉSIGNATION                   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------|-----------|-------|
| Pâte à fixation rapide - 2219 | 837 50 18 | 12,39 |



## GABARIT DE MESURE POUR BROCHES

Gabarit pour broches Sécuros en acier inoxydable. Indications en deux unités de mesures métriques : pouce (inch) et cm.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| Gabarit pour broche | 105 64 50 | 51,65 |



## BROCHE 1 POINTE TROCART FILETAGE POSITIF

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| FILETAGE CENTRAL         |           |       |
| Ø 1,5 mm - Long. 12 cm   | 838 04 33 | 33,88 |
| Ø 2 mm - Long. 15 cm     | 838 05 22 | 33,88 |
| Ø 2,5 mm - Long. 15 cm   | 838 05 16 | 33,88 |
| Ø 3 mm - Long. 12 cm     | 838 04 56 | 33,88 |
| Ø 3 mm - Long. 15 cm     | 838 05 45 | 33,88 |
| Ø 3,5 mm - Long. 15 cm   | 838 05 39 | 33,88 |
| Ø 4 mm - Long. 15 cm     | 838 05 51 | 33,88 |
| FILETAGE DISTAL          |           |       |
| Ø 2 mm - Long. 10 cm     | 838 06 05 | 33,88 |
| Ø 2 mm - Long. 12 cm     | 838 05 80 | 33,88 |
| Ø 2,4 mm - Long. 10 cm   | 838 05 68 | 33,88 |
| Ø 2,5 mm - Long. 12 cm   | 838 05 74 | 33,88 |
| Ø 2,8 mm - Long. 16,5 cm | 838 06 34 | 33,88 |
| Ø 3 mm - Long. 12 cm     | 838 05 97 | 33,88 |
| Ø 3 mm - Long. 15 cm     | 838 06 28 | 33,88 |
| Ø 3,5 mm - Long. 15 cm   | 838 06 11 | 33,88 |



## BROCHE 2 POINTES TROCART

Broche inox fabriquée en Allemagne, selon les standards humains les plus exigeants (1.4441 / 316 LVM).

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------|-----------|-------|
| LONG. 12 CM      |           |       |
| Ø 0,8 mm - Par 5 | 837 98 55 | 8,56  |
| Ø 1 mm - Par 5   | 837 98 61 | 8,56  |
| Ø 1,2 mm - Par 5 | 837 98 78 | 8,56  |
| Ø 1,5 mm - Par 5 | 837 98 84 | 9,01  |
| Ø 1,8 mm - Par 5 | 837 98 90 | 9,01  |
| Ø 2 mm - Par 5   | 837 99 09 | 9,57  |
| Ø 2,2 mm - Par 5 | 837 99 15 | 10,25 |
| Ø 2,5 mm - Par 5 | 837 99 21 | 11,04 |
| Ø 3 mm - Par 5   | 837 99 38 | 16,78 |
| LONG. 20 CM      |           |       |
| Ø 1 mm - Par 5   | 837 99 44 | 9,24  |
| Ø 1,2 mm - Par 5 | 837 99 50 | 9,24  |
| Ø 1,5 mm - Par 5 | 837 99 67 | 9,35  |
| Ø 1,8 mm - Par 5 | 837 99 73 | 9,57  |
| Ø 2 mm - Par 5   | 837 99 96 | 9,80  |
| Ø 2,2 mm - Par 5 | 838 02 26 | 10,82 |
| Ø 2,5 cm - Par 5 | 838 00 02 | 11,94 |
| Ø 3 mm - Par 5   | 838 00 19 | 17,78 |
| LONG. 25 CM      |           |       |
| Ø 4 mm - Par 5   | 838 00 25 | 27,15 |
| Ø 5 mm - Par 5   | 838 00 31 | 39,51 |
| Ø 6 mm - Par 5   | 838 00 48 | 54,21 |
| Ø 7 mm - Par 5   | 838 00 54 | 58,14 |
| LONG. 30 CM      |           |       |
| Ø 1 mm - Par 5   | 838 00 60 | 9,24  |
| Ø 1,2 mm - Par 5 | 838 02 55 | 9,24  |
| Ø 1,5 mm - Par 5 | 838 00 77 | 9,35  |
| Ø 1,8 mm - Par 5 | 838 00 83 | 9,57  |
| Ø 2 mm - Par 5   | 838 01 08 | 9,80  |
| Ø 2,2 mm - Par 5 | 838 01 14 | 10,93 |
| Ø 2,5 mm - Par 5 | 838 01 20 | 11,94 |
| Ø 3 mm - Par 5   | 838 01 37 | 18,81 |



## BROCHE 1 POINTE TROCART

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------|-----------|-------|
| LONG. 7 CM        |           |       |
| Ø 0,6 mm - Par 5  | 838 02 61 | 8,11  |
| Ø 0,8 mm - Par 5  | 838 02 90 | 8,11  |
| LONG. 15 CM       |           |       |
| Ø 1 mm - Par 5    | 838 03 09 | 8,11  |
| Ø 1,25 mm - Par 5 | 838 03 15 | 8,11  |
| Ø 1,6 mm - Par 5  | 838 03 21 | 8,56  |
| Ø 2 mm - Par 5    | 838 03 38 | 9,24  |
| Ø 2,5 mm - Par 5  | 838 03 44 | 10,48 |
| Ø 3 mm - Par 5    | 838 03 67 | 16,21 |
| LONG. 20 CM       |           |       |
| Ø 2 mm - Par 5    | 838 01 43 | 8,78  |
| Ø 2,5 mm - Par 5  | 838 01 66 | 11,38 |
| Ø 3 mm - Par 5    | 838 01 89 | 18,13 |
| Ø 3,5 mm - Par 5  | 838 01 72 | 20,28 |
| Ø 4 mm - Par 5    | 838 01 95 | 27,82 |
| Ø 6 mm - Par 5    | 838 02 03 | 56,56 |



## BROCHE 2 POINTES TROCART FILETÉE

Filetage distal neutre.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------|-----------|-------|
| LONGUEUR 20 CM   |           |       |
| Ø 1,5 mm - Par 5 | 837 97 95 | 17,14 |
| Ø 1,8 mm - Par 5 | 837 98 03 | 24,71 |
| Ø 2 mm - Par 5   | 837 98 26 | 25,25 |
| Ø 3 mm - Par 5   | 837 98 32 | 33,02 |
| Ø 4 mm - Par 5   | 837 98 49 | 36,73 |



## BROCHE 2 POINTES CONCAVE CUT

Biseau à forme concave qui évite l'échauffement.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------|-----------|-------|
| LONGUEUR 20 CM   |           |       |
| Ø 1 mm - Par 5   | 838 06 57 | 11,77 |
| Ø 1,2 mm - Par 5 | 838 06 63 | 11,77 |
| Ø 1,5 mm - Par 5 | 838 06 86 | 11,90 |
| Ø 1,8 mm - Par 5 | 838 06 92 | 12,42 |
| Ø 2 mm - Par 5   | 838 07 00 | 12,80 |
| Ø 2,5 mm - Par 5 | 838 07 17 | 15,37 |
| Ø 3 mm - Par 5   | 838 07 23 | 24,19 |



## BROCHE 1 POINTE TROCART - FILETAGE POSITIF - GENIA

Broche inox Genia, 1 pointe trocart à filetage positif.

| DÉSIGNATION                                   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------------------------|-----------|-------|
| 1,2 x 120 mm<br>Filetage en extrémité - Par 3 | 114 44 40 | 26,02 |
| 2 x 120 mm<br>Filetage en extrémité - Par 3   | 103 54 90 | 29,83 |
| 2,5 x 250 mm<br>Filetage central - Par 3      | 114 44 30 | 38,69 |



## BROCHE 1 POINTE LANCÉOLÉE

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------|-----------|-------|
| LONGUEUR 15 CM               |           |       |
| Ø 1 mm - SE603410 - Par 10   | 818 34 25 | 33,77 |
| Ø 1,2 mm - SE603412 - Par 10 | 818 24 72 | 33,77 |
| Ø 1,5 mm - SE603415 - Par 10 | 818 10 47 | 33,77 |
| Ø 1,8 mm - SE6034 - Par 10   | 819 07 38 | 33,77 |
| Ø 2 mm - SE603420 - Par 10   | 818 10 30 | 33,77 |





## CLOU STEINMANN

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------|-----------|-------|
| Ø 4,0 x 200 mm | 836 79 41 | 10,41 |
| Ø 4,5 x 180 mm | 836 79 58 | 16,09 |
| Ø 5,0 x 150 mm | 836 79 70 | 14,51 |
| Ø 5,0 x 180 mm | 836 79 87 | 19,09 |
| Ø 5,0 x 250 mm | 836 80 01 | 27,13 |



## SAC DE RANGEMENT

Autoclavable. Sacs livrés sans instruments.

| DÉSIGNATION                      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------------|-----------|-------|
| Small ESF - 1395                 | 837 43 90 | 57,86 |
| Médium / Large ESF - 1394        | 837 43 84 | 57,86 |
| Pour instruments d'ancres - 1008 | 837 37 17 | 63,99 |
| Pour broches - 11 poches - 1488  | 837 56 04 | 62,65 |



## FIL INOX DE CERCLAGE

Fil en acier inoxydable biocompatible.  
Rouleau de 10 m.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 0,4 mm      | 802 19 70 | 7,62  |
| 0,5 mm      | 802 19 87 | 8,40  |
| 0,6 mm      | 802 19 93 | 9,99  |
| 0,7 mm      | 802 20 01 | 13,67 |
| 0,8 mm      | 802 20 18 | 15,86 |
| 0,9 mm      | 802 20 24 | 18,00 |
| 1,0 mm      | 802 20 30 | 18,94 |
| 1,2 mm      | 802 20 47 | 24,85 |



## FIL INOX À ŒILLETS

| DÉSIGNATION                     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------|-----------|-------|
| Ø 0,8 x 280 mm - 2982 - Par 10  | 837 78 33 | 49,52 |
| Ø 1 x 280 mm - 2981 - Par 10    | 837 78 56 | 51,94 |
| Ø 1,25 x 280 mm - 2980 - Par 10 | 837 78 62 | 54,28 |



## CISEAUX COUPE-FILS MÉTALLIQUE

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------|-----------|-------|
| 12,5 cm - QM | 116 24 70 | 24,00 |



## INSTRUMENT À COURBER LES BROCHES

| DÉSIGNATION                          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------------|-----------|-------|
| Pour broche Ø 0,8 / 1,2 mm<br>SE2061 | 836 86 04 | 61,35 |
| Pour broche Ø 1,6 / 2 mm - 2062      | 836 86 10 | 45,92 |



## PINCE À COURBER LES FILS

| DÉSIGNATION                     | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------------|-----------|--------|
| Pince à courber les fils - 2060 | 836 91 30 | 322,96 |



## PINCE TIRE-BROCHE VERROUILLABLE

Spécialement conçue pour les petites incisions et pour minimiser les traumatismes.  
Le système de verrouillage facilite l'extraction, en maintenant fermement les broches.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| 17,5 cm     | 829 87 20 | 110,92 |



## PINCE MORS STRIÉS

Pour la préhension et le serrage des fils métalliques.

| DÉSIGNATION                           | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------------|-----------|-------|
| 17 cm - Mors plats carrés<br>Aesculap | 802 20 82 | 88,09 |



## PINCE COUPE-BROCHE

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------|-----------|--------|
| (1) BROCHE DE 1,6 MM MAXIMUM |           |        |
| 18 cm - QC - 1453            | 838 85 58 | 196,06 |
| (2) BROCHE DE 2,5 MM MAXIMUM |           |        |
| 20 cm - QC                   | 802 26 04 | 323,27 |
| 22 cm - QM                   | 101 16 30 | 223,39 |
| (3) BROCHE DE 6 MM MAXIMUM   |           |        |
| 47 cm - QC - 1458            | 838 53 99 | 448,23 |



## COUPE BROCHE SÉCURITÉ

Pour une coupe nette de vos broches, sans aucun effort.  
Idéal pour les fixateurs externes.  
Longueur 31 cm.  
Pour des broches jusqu'à 4 mm.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------|-----------|--------|
| Coupe broche sécurité | 829 87 37 | 446,55 |

## OSTÉOSYNTHÈSE



### PINCE PLATE PARALLÈLE

Pour torsader les fils.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| 18 cm - QC  | 836 81 13 | 177,37 |



### AIGUILLE DE DESCHAMPS

Aiguille passe-fils.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------|-----------|-------|
| 21,5 cm - Droite | 116 21 70 | 63,66 |
| 21,5 cm - Gauche | 116 21 80 | 63,66 |



### PASSE-FIL DE CERCLAGE

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------|-----------|-------|
| Long. 15 cm - 1462 | 837 50 01 | 39,22 |



### SERRE-FIL DE LOUTE

Pour fil jusqu'à 1 mm.

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------|-----------|--------|
| Serre-fil de loute - QM | 802 20 99 | 169,23 |



### SERRE-FIL À CLÉ

Pour fil de cerclage.

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------|-----------|--------|
| Serre-fil à clé - 1704 | 837 09 95 | 216,57 |



### CHASSE-CLOU

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------|-----------|-------|
| 15 cm x 4 mm | 802 25 44 | 13,40 |
| 15 cm x 6 mm | 802 25 50 | 16,23 |

## MOTEURS



### SCIE TPLO ÉLECTRIQUE SECUROS

Scie électrique oscillante pour les ostéotomies de nivellement du plateau tibial TPLO SECuros®.

- Coupe par rotation ou vibration plutôt que par sciage (la scie coupe tandis que le moteur électrique de la poignée fait osciller la lame).
  - Interrupteur marche / arrêt et réglage de vitesse (fréquence d'oscillation) sur la pièce à main.
  - Pédale pour contrôler la vitesse de la scie lorsqu'elle est connectée.
  - Fonctionnement en continu maximum 8 min.
  - Temps de refroidissement de 30 à 40 minutes.
  - Conception étanche avec structure scellée (pas de ventilation) pour une stérilisation aisée.
  - Tension : 110-240 Volt, 50/60 Hz.
  - Puissance : 105 W.
  - Oscillations : ca. 9000 - 14000 min -1 / rpm.
  - Poids : 0,7 kg.
  - Décibels : 50-60 dB (A).
- Livrée avec 1 pédale, 1 console électrique, 1 câble, 1 vis de moyeu.
- Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT     |
|----------------------|-----------|----------|
| Scie TPLO électrique | 111 76 40 | 3 262,87 |



### LAME POUR SCIE TPLO SÉCUROS

Lame fixe.

Épaisseur : 0,6 mm.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------|-----------|--------|
| Rayon 12 mm - 4781 | 827 80 19 | 286,02 |
| Rayon 15 mm - 5318 | 827 80 25 | 286,02 |
| Rayon 18 mm - 3913 | 104 13 70 | 286,02 |
| Rayon 21 mm - 5071 | 102 48 50 | 286,02 |
| Rayon 24 mm - 3912 | 102 10 70 | 286,02 |
| Rayon 27 mm - 4244 | 102 10 80 | 290,07 |
| Rayon 30 mm - 3993 | 104 13 80 | 296,35 |



### PERCEUSE ARBUTUS

Perceuse DeWalt® combinée à une housse de stérilisation 100% étanche, pour un outil unique en vitesse, en ergonomie et en puissance.

Perceuse 220 V sur batterie lithium rechargeable 12 V.

Vitesse variable de la vitesse : 0-1050 t/min.

Couple de serrage maxi 3,1 N. Poids : 2 kg.

Grâce à une housse de stérilisation HexLite hautement étanche et réutilisable, vous pouvez enchaîner vos interventions chirurgicales sans vous soucier de la stérilisation de votre équipement.

Lavage manuel de la housse avant le passage en autoclave à 134°C/3 min. ou 121°C/30 min.

Conservation de l'étanchéité prévue pour 75 cycles.

Livrée avec mandrin, clé, housse, batterie et chargeur.

Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT     |
|-------------------|-----------|----------|
| Perceuse complète | 107 91 70 | 1 262,54 |
| PIÈCE DE RECHANGE |           |          |
| Housse            | 107 91 80 | 376,12   |



## Moteur SECUROS

### SMARTDRIVER DUO - SUR BATTERIE

| Désignation                 | Code Securos | Quantité | Référence        | € HT     |
|-----------------------------|--------------|----------|------------------|----------|
| Moteur                      | 6643         | 1        | <b>100 75 70</b> | 6 878,78 |
| Batterie                    | 6640-710     | 2        | <b>100 75 50</b> | 294,76   |
| Mandrin broche 0,7-1,6 mm   | 6643-045     | 1        | <b>100 75 90</b> | 846,62   |
| Mandrin broche 1,7-3,2 mm   | 6643-050     | 1        | <b>100 75 80</b> | 846,62   |
| Embout scie sagittale       | 6672         | 1        | <b>100 76 40</b> | 2 332,65 |
| Mandrin de jacob            | 6680         | 1        | <b>100 76 00</b> | 635,60   |
| Mandrin encliquetage rapide | 6690         | 1        | <b>100 76 10</b> | 434,75   |
| Chargeur batterie           | 7500-700     | 1        | <b>100 76 30</b> | 3 817,57 |

Total € HT **16 087,35**



### SMARTDRIVER ÉLECTRIQUE

| Désignation                   | Code Securos | Quantité | Référence        | € HT     |
|-------------------------------|--------------|----------|------------------|----------|
| Console électrique            | 5025         | 1        | <b>110 20 70</b> | 4 730,04 |
| Câble moteur série 5000       | 5006-5000    | 1        | <b>110 20 80</b> | 1 044,40 |
| Moteur électrique smartdriver | 5641         | 1        | <b>110 20 90</b> | 5 243,94 |
| Mandrin broche 0,7-1,6mm      | 5641-045     | 1        | <b>110 21 10</b> | 681,59   |
| Mandrin broche 1,7-3,2mm      | 5641-050     | 1        | <b>110 21 20</b> | 681,59   |
| Mandrin de jacob              | 6680         | 1        | <b>100 76 00</b> | 635,60   |
| Mandrin encliquetage rapide   | 6690         | 1        | <b>100 76 10</b> | 434,75   |
| Scie sagittale                | 6672         | 1        | <b>100 76 40</b> | 2 332,65 |

Total € HT **15 784,56**



### SÉRIE 5000 ÉLECTRIQUE - PETITS FRAGMENTS

| Désignation                       | Code Securos | Quantité | Référence        | € HT     |
|-----------------------------------|--------------|----------|------------------|----------|
| Moteur avec variateur à main      | 5000ET       | 1        | <b>110 21 30</b> | 3 445,27 |
| Console électrique                | 5025         | 1        | <b>110 20 70</b> | 4 730,04 |
| Câble                             | 5006-5000    | 1        | <b>110 20 80</b> | 1 044,40 |
| Mandrin de jacob                  | 5980         | 1        | <b>110 21 40</b> | 2 483,77 |
| Mandrin encliquetage rapide       | 5990         | 1        | <b>110 21 50</b> | 2 483,77 |
| Embout micro moteur               | 5930         | 1        | <b>110 21 60</b> | 2 097,54 |
| Scie sagittale sans clé type hall | 5950         | 1        | <b>110 21 70</b> | 2 483,77 |

Total € HT **18 768,56**



### SMARTDRIVER PNEUMATIQUE

| Désignation                 | Code Securos | Quantité | Référence        | € HT     |
|-----------------------------|--------------|----------|------------------|----------|
| Moteur                      | 6640-100     | 1        | <b>110 22 00</b> | 4 048,28 |
| Mandrin de jacob            | 6680         | 1        | <b>100 76 00</b> | 635,60   |
| Mandrin encliquetage rapide | 6690         | 1        | <b>100 76 10</b> | 434,75   |
| Scie sagittale              | 6672         | 1        | <b>100 76 40</b> | 2 332,65 |
| Mandrin broche 0,7-1,6mm    | 6645         | 1        | <b>110 22 10</b> | 681,59   |
| Mandrin broche 1,7-3,2mm    | 6650         | 1        | <b>110 22 20</b> | 681,59   |
| Tuyau                       | 9000-000     | 1        | <b>110 22 30</b> | 409,02   |

Total € HT **9 223,48**



### SÉRIE 5000 PNEUMATIQUE - PETITS FRAGMENTS

| Désignation                       | Code Securos | Quantité | Référence        | € HT     |
|-----------------------------------|--------------|----------|------------------|----------|
| Moteur avec variateur à main      | 5000-100     | 1        | <b>110 22 50</b> | 2 483,77 |
| Mandrin de jacob                  | 5980         | 1        | <b>110 21 40</b> | 2 483,77 |
| Mandrin encliquetage rapide       | 5990         | 1        | <b>110 21 50</b> | 2 621,97 |
| Embout micro moteur               | 5930         | 1        | <b>110 21 60</b> | 2 097,54 |
| Scie sagittale sans clé type hall | 5950         | 1        | <b>110 21 70</b> | 2 483,77 |
| Tuyau                             | 9000-000     | 1        | <b>110 22 30</b> | 409,02 € |

Total € HT **13 436,36**





## COMPRESSEUR SILENT HURRICANE IM3

**Compresseur Silent hurricane IM3, sans huile.**

Monté sur un support mobile en acier inoxydable avec roulettes de qualité hospitalière de grand diamètre pour en faciliter le déplacement.

Technologie sans huile, élimine le risque que des contaminants d'huile pénètrent dans l'alimentation en air de la machine.

Sans entretien (voir conseil), fiable, le moteur sans huile génère moins de chaleur que les compresseurs à huile conventionnels.

Conçu pour faciliter le nettoyage.

Technologie unique, l'air du compresseur est refroidi tout le long de son trajet.

Le côté du compresseur est laissé ouvert pour permettre une ventilation adéquate.

Ce compresseur peut fonctionner avec plusieurs équipements en même.

Il peut être mis dans une autre pièce et alimenter plusieurs appareils avec les câblages adaptés.

- Réservoir : 7 l.

- Dimensions : h.61 x l.53 x p.53 cm.

- Puissance : 900 W - 220-240 V - 50Hz.

- Pression de fonctionnement maximale 110 psi (770KPa).

- Bruit : 54 db.

Garantie 5 ans.



| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT     |
|----------------------------|-----------|----------|
| Compresseur sans huile iM3 | 109 09 90 | 2 255,94 |

## À savoir

Un plâtre non sec ou collant encore à la peau ne doit pas être scié pour éviter les risques de coupure.



## COMPRESSEUR POUR MOTEUR PNEUMATIQUE

**Compresseur électrique à piston de 0 à 8 bars.**

- Intègre un filtre de 5 microns plus un filtre de 0,01 micron et un déshumidificateur.

Filtres lavables.

- Niveau sonore : 45 dB.

- Volume aspiré 50 l/min.

- Débit de sortie 34 l/min à 7 bars, 32 l/min à 8 bars.

- Réservoir 24,5 l.

Poids : 30 kg.

Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION                    | RÉFÉRENCE | € HT     |
|--------------------------------|-----------|----------|
| Compresseur                    | 803 76 52 | 2 978,33 |
| Huile pour compresseur - 0,5 l | 805 91 39 | 65,65    |



## SCIE À PLÂTRE

**Permet une coupe rapide et efficace des appareils de contention les plus épais.**

La poignée striée à proximité de la lame de scie assure contrôle et maniabilité.

- Puissance : 110 W.

- Vitesse : 14000 oscillations/min.

- Voltage : 230 V.

- Poids : 1,3 kg.

- Niveau acoustique : 70 dB (A).

- Longueur : 333 mm.

Livrée avec une lame.

Garantie 1 an.



| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT     |
|--------------------|-----------|----------|
| Scie à plâtre      | 818 56 25 | 1 346,09 |
| <b>CONSOMMABLE</b> |           |          |
| Lame 64 mm         | 818 60 56 | 27,71    |

## LIGAMENT ET TENDON ARTIFICIELS

INSTRUMENTS  
DE POSE NOVALIG  
NOVATEN

Instruments spécifiquement développés pour la pose des implants Novaten et Novalig.

| DÉSIGNATION                                         | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------------------------------|-----------|--------|
| Tournevis hexagonal amovible 2,5 mm - Canulé 1,2 mm | 110 22 90 | 197,88 |
| Poignée à encliquetage Canulation 1,2 mm            | 110 16 10 | 434,07 |
| Viseur : manche                                     | 110 16 20 | 961,63 |
| Viseur : douille de visée                           | 110 16 30 | 442,53 |
| Viseur : crochet de hanche                          | 110 16 40 | 558,28 |
| Viseur : crochet fémoral                            | 110 16 50 | 657,12 |
| Tambour inox 35 x 38 cm                             | 110 17 00 | 214,76 |

VIS D'INTERFÉRENCE  
NOVALIG NOVATEN

Vis d'interférence en titane pour la fixation en chirurgie ligamentaire ou tendineuse.

- Excellente biocompatibilité
- Anodisé en couleur par diamètre
- Fixation mécanique forte et immédiate.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------|-----------|-------|
| D.3,0 x 11 mm | 112 25 70 | 27,47 |
| D.3,5 x 11 mm | 112 25 90 | 27,47 |
| D.4,0 x 13 mm | 112 26 00 | 27,47 |
| D.4,5 x 15 mm | 112 26 20 | 27,47 |
| D.4,5 x 20 mm | 112 26 30 | 27,47 |
| D.5,0 x 15 mm | 112 26 50 | 27,47 |
| D.5,0 x 20 mm | 112 26 60 | 27,47 |
| D.5,0 x 25 mm | 112 26 70 | 27,47 |
| D.6,0 x 15 mm | 112 26 80 | 27,47 |
| D.6,0 x 20 mm | 112 26 90 | 27,47 |
| D.6,0 x 25 mm | 112 27 10 | 27,47 |



## NOVALIG

**NOVALIG** ligament synthétique, permet de remplacer ou de renforcer les ligaments des animaux.

Fibre UHMWPE de grade médical à forte résistance à l'abrasion et porosité favorisant la colonisation tissulaire, développée principalement pour le traitement de la rupture du ligament croisé crânial chez le chien en chirurgie mini-invasive.

Peut être utilisé pour le traitement d'autres traumatismes ligamentaires.

Résistance de près de 8000 Newton, au-delà de celle du ligament originel.

Ancillaire de pose nécessaire (instrumentation et vis d'interférence).

| DÉSIGNATION                                      | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------------------------------------|-----------|--------|
| Novalig 4000 N - 1.4 mm - Tunnel osseux : 3,0 mm | 109 86 80 | 270,75 |
| Novalig 8000 N - 1.8 mm - Tunnel osseux : 3,6 mm | 109 86 90 | 270,75 |

## NOVATEN

**NOVATEN** tendon synthétique, il permet de remplacer ou de renforcer les tendons des animaux.

Fibre UHMWPE de grade médical à forte résistance à l'abrasion et porosité favorisant la colonisation tissulaire, développée principalement pour la rupture du tendon d'achille chez le chien en chirurgie mini-invasive. Peut également être utilisé pour le traitement d'autres traumatismes tendineux.

Ancillaire de pose nécessaire (instrumentation et vis d'interférence).

| DÉSIGNATION                                    | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------------------------|-----------|--------|
| Novaten 2000 N - 1.2 mm Tunnel osseux : 2,5 mm | 112 25 60 | 270,75 |
| Novaten 4000 N - 1.4 mm Tunnel osseux : 3,0 mm | 109 87 10 | 270,75 |
| Novaten 8000 N - 1.8 mm Tunnel osseux : 3,6 mm | 109 87 20 | 270,75 |

TARAUD NOVALIG  
NOVATEN

Taraud canulé à encliquetage rapide.


| DÉSIGNATION                     | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------------|-----------|--------|
| D.3,0 x 11 mm Canulation 0,9 mm | 112 27 20 | 177,46 |
| D.3,5 x 11 mm Canulation 0,9 mm | 112 27 30 | 177,46 |



## NOVALIG PLATINE

**NOVALIG® Platine** est un ligament synthétique vétérinaire pré-assemblé sur un bouton cortical, aux propriétés biomécaniques uniques. Il permet la reconstruction ou le renfort de plusieurs ligaments chez les animaux de compagnie.

| DÉSIGNATION                                                        | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Novalig 2000 Newton Largeur : 2 mm Diamètre tunnel osseux : 2,5 mm | 112 27 50 | 314,84 |
| Novalig 4000 Newton Largeur : 4 mm Diamètre tunnel osseux : 3,0 mm | 112 27 60 | 314,84 |

CONTAINER  
ALUMINIUM NOVALIG  
NOVATEN

Container pour la stérilisation, le stockage et le transport.

En aluminium de haute qualité.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------------|-----------|--------|
| Bleu - 325 x 195 x 70 mm | 112 25 20 | 260,31 |

**IPALIGO®**  
**VEAU**



## REDONNER UN GAIN D'ENERGIE !

**IPALIGO VEAU®, le plein de vie dès la naissance.**

Un aliment complémentaire pour veaux d'élevage  
sous alimentation lactée



ACO 585/0624



## Équine

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| • Dentisterie                            | 320 |
| • Maréchalerie                           | 323 |
| • Castration                             | 326 |
| • Insémination artificielle              |     |
| Transfert embryon                        | 327 |
| • Gynécologie - Urologie                 | 328 |
| • Digestif                               | 330 |
| • Respiratoire                           | 332 |
| • Imagerie                               | 333 |
| • Chirurgie - Anesthésie -<br>Monitoring | 336 |
| • Diagnostique - Laboratoire             | 339 |
| • Ophtalmologie                          | 341 |
| • Contention - Protection                | 342 |
| • Hygiène et soins                       | 343 |

## À savoir

Le système de corde réglable et de taquet doit être aussi près du pont du nez que possible afin qu'il reste suffisamment de hauteur verticale pour soulever la tête du cheval et visualiser l'intervention.



## LICOL DENTAIRE POWERFLOAT

Pour un accès dentaire sans effort.

Licol à sangles en nylon tissé corde de yacht résistant, conçu pour s'adapter à toutes les tailles de chevaux de grandes races de trait à des chevaux miniatures.

Réglable et facilement ajustable à la tête du cheval pour une position confortable et sans assistance.

Le système de cordes et taquets avec fonction de dégagement rapide est un gage de sécurité. La bande de nez peut être ajustée sur le cheval en cas d'intervention dans des espaces exigus. Support du menton en matériau composite de haut poids moléculaire recouvert de tuyaux renforcés.

Supports de fixation en matériau composite, 2 000 kg de charge maximum. Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| Licol       | 103 85 40 | 275,20 |



## PAS-D'ÂNE DE CLIMAX

En acier inox, lanières en cuir réglables.

Crémaillère 5 crans. Livré avec une paire de plaques standard et une paire de plaques gainées de cuir pour un appui sur les barres.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------|-----------|--------|
| Pas-d'âne complet | 829 31 25 | 468,58 |



## PLAQUE CLIMAX

Plaques de rechange pour incisive ou pour barres, à adapter sur le pas-d'âne.

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------|-----------|--------|
| Moyen modèle - La paire | 833 23 51 | 146,75 |
| Barre plate - La paire  | 833 23 74 | 200,43 |



## SOURCE DE LUMIÈRE POWERLITE LED

Source de lumière LED haute technologie fonctionnant sur batterie pour une illumination parfaite et sans encombrement de la cavité buccale.

Design compact, résistante à l'eau fiable et pratique. Conçue pour se fixer à la plaque incisive supérieure d'un pas d'âne.

Son aimant puissant garantit un «verrouillage» maximal de la position. La lumière peut être concentrée sur une zone de la cavité buccale. Le bloc d'alimentation, sur batterie, peut être clipsé pour une liberté totale.

Livré avec étui en néoprène, adaptateurs pour plaques incisives non ferreuses, piles 6AA non fournies.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| Powerlite   | 103 73 80 | 454,54 |



## LAMPE FRONTALE LED

Lampe frontale puissante à technologie LED, très longue durée d'utilisation grâce à une consommation d'énergie faible.

Angle lumineux réglable individuellement, réglable sur différents niveaux de luminosité.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT |
|--------------------|-----------|------|
| Lampe frontale LED | 113 80 20 | 8,59 |

## RÂPE À DENTS SWISSFLOAT SLIMLINE

Instrument rotatif le plus fin du marché pour la dentisterie équine de routine, idéal pour le traitement dentaire avec ou sans vision directe de la partie à traiter.

Puissant moteur KRESS complètement isolé, muni d'un régulateur de tours à paliers pour permet un travail optimal. Une prise de terre confère une sécurité supplémentaire.

Grâce à sa tête de meulage lisse et plate : 22 mm seulement, disque inclus, toutes les surdents, les crochets, les excroissances sont accessibles et peuvent être traitées aisément ainsi que la dernière molaire chez les minis, shetland, ânes, camélidés et équidés à petit crâne.

Ailerons de protection à double fonction, protéger la muqueuse d'éventuelles blessures d'une part et guider la tête sur les dents et l'empêcher de glisser, d'autre part.

Commutateur de marche progressif 0 à 3200 tr/min.

Livré dans une mallette avec 1 disque diamanté D2.

Dimensions : L. 84,5 x l. 6,5 x h. 25 cm.

Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION                     | RÉFÉRENCE | € HT     |
|---------------------------------|-----------|----------|
| Râpe à dent Swissfloat Slimline | 113 94 30 | 1 811,99 |
| DISQUE DE RECHANGE              |           |          |
| Disque diamant D2               | 113 94 40 | 300,99   |





1



2

## FRAISE ET LAME POWERFLOAT

| DÉSIGNATION                                                                                                | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| <b>1 - MEULE DIAMANT</b>                                                                                   |           |        |
| Disque en acier inoxydable avec des diamants de grain moyen                                                | 103 71 90 | 132,34 |
| <b>2 - FRAISE CHANFREIN DIAMANTÉE : POUR RÉDUIRE LES POINTES. REBORD CONÇU POUR PROTÉGER LES MUQUEUSES</b> |           |        |
| Pour cheval                                                                                                | 103 72 10 | 159,81 |



## EXTENSION POWERFLOAT

| DÉSIGNATION                                                                     | RÉFÉRENCE | € HT     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| <b>EXTENSION 33 CM - 90° - POUR LIMER LES POINTES D'ÉMAIL - SANS PROTECTEUR</b> |           |          |
| Livré avec fraise chanfrein                                                     | 103 74 10 | 1 989,31 |
| <b>1 - EXTENSION 33 CM - AVEC PROTECTEUR DES MUQUEUSES</b>                      |           |          |
| Livré avec 3 fraises : bobine petit modèle, bobine grand modèle, rectangulaire  | 103 71 50 | 1 681,40 |
| <b>2 - EXTENSION 33 CM - 90° - AVEC PROTECTEUR DES MUQUEUSES</b>                |           |          |
| Livré avec 1 disque                                                             | 103 71 70 | 1 989,31 |
| <b>3 - EXTENSION 13,5 CM - 90° - AVEC PROTECTEUR DES MUQUEUSES</b>              |           |          |
| Livré avec 1 disque                                                             | 103 71 80 | 1 624,91 |



2



3



1

## TROUSSE DENTS DE LOUP 4 TÊTES

Un set pratique de 4 embouts de qualité à monter sur le manche en S (inclus). Il permet une bonne prise en mains et un abord plus aisé des dents de loup. Livré avec tige coulissante pour déboucher.



| DÉSIGNATION                   | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------|-----------|--------|
| Trousse dents de loup 4 têtes | 834 61 23 | 219,78 |

## RÂPE À DENTS ARTICULÉE

Manche d'une seule pièce sur lequel se monte une lame. Tête orientable. Poids 615 g.



| DÉSIGNATION                          | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------------------------|-----------|--------|
| 64 cm                                | 802 44 54 | 110,58 |
| <b>LAME DE RECHANGE AU TUNGSTÈNE</b> |           |        |
| Incurvée                             | 802 44 60 | 51,00  |



3

1

## RÂPE À DENTS EQUIVET MAG FLOATS

Pour un changement de lame très facile, les lames sont ajustées à la râpe par de puissants aimants.

L'extraction de la lame se fait avec le pousse-lame en «T». Épaisseur de la tête de chaque râpe : 8,3 mm.

Accès facile à toute l'arcade dentaire.

La tige de la râpe en inox, à section ovale, est légère et confortable d'utilisation.

À noter : la râpe de 52 cm 8362688, à 3 aimants, s'équipe de la lame spéciale convexe 20 x 60 mm pour les surfaces de mastication. Les autres râpes s'équipent à l'aide de 2 aimants et de lames 19 x 55 mm à structure moyenne ou fine.

Râpe livrée sans lame.

| DÉSIGNATION                                                           | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| <b>RÂPES SANS LAME</b>                                                |           |        |
| 1 - Incisive inférieure et supérieure, canines (1-4) - 25 cm          | 836 26 59 | 101,34 |
| 3 - Molaire supérieure et inférieure (6-11) pour lame convexe - 52 cm | 836 26 88 | 101,34 |
| Molaire supérieure - 55 cm                                            | 828 25 29 | 101,34 |
| <b>LAMES</b>                                                          |           |        |
| Lame carbone fine - 19 x 55 mm                                        | 836 27 02 | 119,55 |
| Lame carbone medium - 19 x 55 mm                                      | 836 27 19 | 119,55 |
| Lame carbone convexe - 20 x 60 mm                                     | 836 27 25 | 252,36 |

## RÂPE À DENTS STELZER



Une râpe de précision développée par le Dr Peter Stelzer. La poignée asymétrique permet de visualiser l'angle de travail de l'extérieur de la bouche.

| DÉSIGNATION                   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------|-----------|-------|
| <b>LAMES</b>                  |           |       |
| Lame droite - 30 x 55 mm      | 834 60 63 | 59,61 |
| Lame coudée haut - 30 x 70 mm | 826 95 69 | 65,11 |
| Lame coudée bas - 30 x 60 mm  | 834 60 92 | 62,16 |





## ÉLÉVATEUR DENTAIRE ÉQUINE

Comprend 4 élévateurs : pour paroi antérieure, latérale, médiane et postérieure. Tige 45 cm avec poignée en T.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| Jeu de 4    | 834 76 60 | 199,65 |



## ÉLÉVATEUR DENTAIRE

Lame réglable en longueur avec arrêt par vis.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------|-----------|-------|
| Élévateur dentaire - 7 mm | 802 45 66 | 79,45 |



## ÉLÉVATEUR DE RACINE

Instrument robuste pour une section précise du ligament périodontal des dents de loup. Tranchant fin et acéré.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Élévateur   | 834 61 46 | 39,51 |



## DAVIER À INCISIVES ET DENTS DE LOUP

Davier pour extraction des dents frontales. La forme en S facilite l'intervention. Mors fins et articulation robuste.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 27 cm       | 109 88 30 | 61,88 |



## DAVIER UNIVERSEL POUR CHEVAL

Peut être utilisé pour ôter le tartre.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 17 cm       | 806 31 06 | 47,66 |



## PINCE EXTRACTION DE MOLAIRE

Un mors pivotant à stries longitudinales et un mors fixe à stries verticales assurent une fixation aisée de ce davier.

Vis à verrouillage avec pas de vis ultra-rapide pour sécuriser la prise.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------------|-----------|--------|
| Pince extraction molaire | 834 61 17 | 392,58 |



## AIRGID - ÉPONGE DENTAIRE IM3

Airgid IM3, éponge de gélatine et collagène à action hémostatique additionnée de 5 % d'argent colloïdal.

Utilisée pour prévenir l'infection de la plaie et contrôler les saignements post-extraction : primaires, réactionnels et secondaires. La présence d'argent contribue à fournir une activité antibactérienne pendant toute la durée d'absorption. Structure en mousse uniformément poreuse qui absorbe plusieurs fois son propre poids de sang et favorise l'agrégation des thrombocytes. Le bouchon formé remplit et s'adapte parfaitement à la cavité de la plaie et stabilise le coagulum sanguin.

Libération des ions d'argent au fur et à mesure de la résorption de l'éponge pour prolonger l'effet anti bactérien. Résorption complète en 3-4 semaines.

Airgid peut être coupé sur mesure pour s'adapter parfaitement à la cavité alvéolaire mais ne doit pas être compressé. Si nécessaire, la plaie peut être suturée avec Airgid en place.

Durée de conservation de 3 ans au sec, à l'abri de la lumière et de tout contact avec du peroxyde d'hydrogène.



## GOUGE

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------|-----------|-------|
| 18 cm x 6 mm  | 837 70 81 | 41,87 |
| 18 cm x 8 mm  | 837 70 98 | 41,87 |
| 18 cm x 12 mm | 837 71 12 | 41,87 |



| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------|-----------|--------|
| 10 x 10 mm - Par 20 | 112 80 60 | 20,80  |
| 20 x 20 mm - Par 20 | 112 80 70 | 143,98 |



## TABLIER DE MARÉCHAL EN CUIR MV

Tablier en cuir renforcé, souple et résistant. Indispensable pour l'examen et les soins du pied.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| Tablier de maréchal | 802 47 73 | 92,27 |



## TABLIER ANTI COUP DE PIED

Tablier amortissant les chocs liés aux coups de pied imprévisibles des bovins, équins.

Les chocs seront amortis de façon à la fois verticale et horizontale grâce à la combinaison de boudins verticaux de très forte densité et d'un épais feutre intérieur permettant de répartir et de lisser l'impact.

Il a également été conçu dans des matériaux techniques modernes alliant une extrême robustesse, une grande résistance aux impacts et déchirures et une légèreté n'entravant pas les mouvements. Enfin, et pour un transport aisé, il est repliable grâce à son système auto-agrippant.

Tablier avec bretelles croisées dans le dos pour un maintien parfait et la libération des mouvements des opérateurs.

Protège de l'estomac au mollet.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| Tablier     | 101 05 20 | 353,84 |



## COUTEAU ANGLAIS

Lame en acier au carbone, qualité vétérinaire.

Lames pleines, rivetées sur un manche en plastique. Lames avec courbure peu prononcée et gorges standard.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| Double tranchant - Droit | 802 72 28 | 14,31 |
| Petite lame - Droit      | 802 72 05 | 11,64 |
| Petite lame - Gauche     | 802 72 11 | 11,65 |
| Grande lame - Droit      | 802 72 40 | 12,45 |
| Grande lame - Gauche     | 802 72 63 | 12,45 |



## COUTEAU ANGLAIS HAUPTNER

Lame étroite.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------|-----------|-------|
| Couteau - Droit  | 803 30 45 | 26,62 |
| Couteau - Gauche | 803 30 39 | 26,62 |



## RÉNETTE SIMPLE COUPE VICTORIA

Lame acier carbone de qualité. Poids 85 g.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Droite      | 803 30 16 | 21,61 |
| Gauche      | 803 30 22 | 22,83 |



## RÉNETTE DROITE

Lame en acier au carbone, manche plastique.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------|-----------|-------|
| 17 cm - Double tranchant n°6 | 802 74 06 | 14,09 |
| 17 cm - Double tranchant n°8 | 802 74 12 | 14,09 |

## MARÉCHALERIE



## RÉNETTE EN ANNEAU HALL MV

Lame en anneau en acier plié. Deux modèles selon la taille de l'anneau grand ou moyen.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------|-----------|-------|
| 1 - Moyen modèle | 806 33 88 | 41,49 |
| 2 - Grand modèle | 806 33 94 | 46,61 |



## AFFILOIR DIAMANT MV

Outil diamanté cylindrique, à l'extrémité amincie pour aiguiser parfaitement la gouge des rénettes les plus fines et l'intérieur des rénettes en anneau.

Longueur diamantée 100 mm.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Affiloir    | 807 12 87 | 40,32 |



## AIGUSEUR POUR COUTEAU ANGLAIS MV

Affiloir diamant pour rafraîchir le fil des rénettes. La section ovale permet d'affûter dans la gouge. Grains très fins. Longueur diamantée 120 mm. Poids 73 g.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Aiguteur    | 803 30 68 | 63,21 |



## ROGNE-PIED MUSTAD

Rogne pied poli servant à couper la corne.

Lame fortement alliée et forgée de Suède extrêmement solide avec une bonne netteté de base.

Il est recommandé d'utiliser un marteau doux en plastique, en bois ou en cuir lors de la coupe de la corne. L'utilisation d'un marteau métallique peut provoquer des éclats de métaux dangereux.

Manche en plastique large et confortable, réduisant les chocs et vibrations.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 30 cm       | 115 32 80 | 23,10 |



## ROGNE-PIED MV

Lame type baïonnette. Peut être utilisée avec une frappe métallique. Poids 200 g.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 30 cm       | 802 46 84 | 22,52 |



## BANDE À PIEDS

Sparadrap grande longueur. Tous usages (pansement des pieds des grands animaux).

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------|-----------|-------|
| 5 cm x 25 m  | 113 74 10 | 12,60 |
| 5 cm x 50 m  | 800 70 13 | 16,41 |
| 10 cm x 50 m | 826 39 57 | 31,65 |



## BANDE ADHÉSIVE VOT

Ruban adhésif imperméable offrant une bonne durabilité et une excellente résistance à l'eau. Pose rapide et sûre.

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT |
|--------------|-----------|------|
| 50 mm x 50 m | 108 70 30 | 7,40 |
| 75 mm x 50 m | 108 70 40 | 9,53 |



## BANDE DE TOILE LAMINÉE

Imperméable, inextensible, se déchire manuellement. Protection des pansements de pied.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 50 m x 5 cm | 833 48 41 | 15,20 |



## DISQUE ABRASIF POUR SABOTS

Disques spécialement élaborés pour le soin des onglons.

Incrustation de pastilles de Téflon pour augmenter la longévité. S'utilise avec le moteur pour rogne-pied.

- Standard : 115 mm de diamètre avec une surface ondulée et des grains SC16.
- Tungstène : 115 mm de diamètre avec une densité forte et un grainage de 30. Recommandé lors de parage d'onglons durs et secs (animaux en pâture).
- Densité moyenne : 125 mm de diamètre avec un grainage de 30.

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------|-----------|-------|
| 1 - Standard 115 mm    | 802 73 00 | 2,66  |
| 2 - Tungstène 115 mm   | 803 52 51 | 32,57 |
| Densité moyenne 125 mm | 806 28 97 | 32,08 |



## FRAISE À PARER MV

Fraise à parer avec quatre plaquettes de carbure de tungstène réversibles et interchangeables. Coupe progressive et sans vibration. Diamètre 115 mm, alésage intérieur 22,5 mm. Poids 590 g.

| DÉSIGNATION                   | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------|-----------|--------|
| 115 mm                        | 829 20 02 | 689,92 |
| <b>PIÈCE DE RECHANGE</b>      |           |        |
| Plaquette carbure de rechange | 835 31 00 | 7,68   |



## PINCE À SONDER GRAND MODÈLE - MV

Grand modèle de pince à large ouverture permettant de tester de sensibilité du pied. Outil de qualité en acier inoxydable, bénéficiant d'un très beau design et d'une très belle finition. Poids : 1,3 kg.

| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------|-----------|--------|
| Pince à sonder grand modèle | 112 59 30 | 102,73 |



## PINCE À SONDER AJUSTABLE MV

Mâchoires ajustables pour sonder tous types de pieds, du poney au cheval de trait.

Réglage au plus petit : ouverture jusqu'à 155 mm. Réglage au plus grand : ouverture jusqu'à 230 mm.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------|-----------|--------|
| Pince ajustable | 104 05 90 | 195,59 |



## PINCE À PARER MV

Pince à parer en acier forgé. Qualité exceptionnelle. Poids 905 g.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| 38 cm       | 803 30 51 | 130,32 |





## RÂPE À CORNE AVEC SOIE MV

- **Râpe à corne** : denture mordante. Épaisseur 5 mm, avec soie. Poids 590 g. Livrée sans manche.
- **Manche plastique se vissant sur les râpes à corne** : confortable, sûr et démontable. Poids 100 g.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------|-----------|-------|
| 1 - Râpe à corne 35,5 cm     | 803 30 80 | 27,25 |
| OPTIONS                      |           |       |
| 2 - Manche plastique vissant | 803 30 97 | 4,38  |



## RÂPE SAVE EDGE MV

Râpe à corne dotée d'excellente coupe, douce et durable. Poids 590 g.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------|-----------|-------|
| 1 - Râpe 36 cm               | 112 59 50 | 51,91 |
| OPTIONS                      |           |       |
| 2 - Manche plastique vissant | 803 30 97 | 4,38  |



## DÉRIVOIR MV

Pour redresser ou couper les rivets des clous. Outil de qualité en acier forgé, bénéficiant d'un très beau design et d'une très belle finition. Utilisation ambidextre. Poids 300 g.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Dérivoir MV | 113 50 00 | 21,78 |



## PINCE ARRACHE-CLOUS MV

Permet un travail en finesse pour déferer un cheval aux parois fragiles ou pour retirer quelques clous seulement. Poids 600 g.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------|-----------|-------|
| Pince arrache-clou | 108 95 30 | 51,99 |



## TRICOISE À TALON MV

Acier forgé haute qualité. Poids 760 g.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Tricoise    | 802 47 15 | 70,74 |



## TRICOISE À DÉFERRER MV

Pince avec une grande ouverture et de larges mors pour déferer facilement et proprement tous types de fers. Permet également de couper les clous. Outil de qualité en acier inoxydable, bénéficiant d'un très beau design et d'une très belle finition.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------|-----------|-------|
| 36,5 cm - 780 g | 113 49 80 | 54,31 |



## MAILLOCHE NYLON MV

Mailloche s'utilisant avec les rognés-pieds, dérivours et dégorgeoirs sans les détériorer. Manche bois, deux têtes en nylon 3,5 cm de diamètre. Poids 420 g.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Mailloche   | 802 47 09 | 20,36 |



## BROSSE NYLON

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 17,5 cm     | 833 36 98 | 5,29 |



## FILM PLASTIQUE ÉTIRABLE

Idéal pour maintenir les résines et les silicones lors de la mise en place et du séchage.

Film d'épaisseur 23 microns. Livré sans manche.

| DÉSIGNATION                     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------|-----------|-------|
| Film plastique - 125 mm x 100 m | 836 33 05 | 12,54 |



## ATELLE MONKEY SPLIT

Immobilisation rapide et solide du canon et du pied associée à une surélévation de la partie arrière du sabot.

| DÉSIGNATION                                              | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Moyen modèle - H totale : 450 cm, larg. interne : 140 mm | 803 33 35 | 362,99 |
| Grand modèle - H totale : 450 cm, larg. interne : 160 mm | 802 48 79 | 362,99 |



## BOTTE DAVIS

Véritable «botte» de protection pour les pansements, indiquée en cas d'abcès, fourchettes abîmées, clous de rue. La botte Davis soulage également la pression en cas de contusion ou de sensibilité de la corne et d'ulcère. Texture souple (polyvinyle), résistante et confortable, fermeture par une lanière et un velcro.

| DÉSIGNATION                   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------|-----------|-------|
| T 1 - larg. 13,5 x H 14,4 cm  | 837 70 52 | 61,53 |
| T 2 - larg. 14,42 x H 15,7 cm | 838 94 63 | 61,53 |

## CASTRATION



### PINCE DE REIMERS

Avec système de coupe indépendant et double écraseur. Bras de coupe affûté. Permet la compression et la coupe du cordon dans un second temps.

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------|-----------|--------|
| Qualité supérieure - 30 cm | 802 48 91 | 655,08 |



### PINCE DE SAND MODIFIÉE

Pince courbée pour permettre un meilleur abord lors de castration de cheval debout.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| 31 cm       | 837 71 87 | 226,76 |



### PINCE DE SERRA

À crémaillère. Pour utilisation avec une seule main. Écrasante et coupante.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| 36 cm       | 806 31 12 | 425,95 |



### PINCE DE SAND

Cette pince permet uniquement la **compression**. Les mâchoires concentriques évitent les glissements. La crémaillère maintient la pince fermée.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| 31 cm       | 802 48 85 | 223,63 |



### ÉTAU POUR PINCE À CASTRER

Cet outil permet d'assister l'effort nécessaire lors de la castration.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| Étau        | 819 43 28 | 143,59 |



### CASSEAUX

Casseaux pour castration des équidés.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------|-----------|-------|
| DROITS - LA PAIRE  |           |       |
| 20 cm              | 802 49 39 | 7,54  |
| 24 cm              | 802 49 45 | 8,26  |
| COURBES - LA PAIRE |           |       |
| 24 cm              | 802 49 22 | 13,33 |



## RÉCOLTE DE LA SEMENCE

### Récolte de la semence

| Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Référence        | PU € HT  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| <b>Vagins artificiels</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |          |
| MISSOURI : Vagin artificiel complet                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>822 46 73</b> | 503,87   |
| COLORADO : Capote transparente x25                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>108 52 00</b> | 113,25   |
| COLORADO : Flacon de récolte semence 200 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>828 66 68</b> | 9,04     |
| <b>Accessoires pour la récolte de la semence</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |          |
| Vaseline 1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>847 21 87</b> | 11,76    |
| Explogel lubrifiant 1 L non spermicide                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>821 00 62</b> | 5,41     |
| Explogel lubrifiant 5 L non spermicide                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>823 69 37</b> | 22,01    |
| Lubrifiant soluble reprojetly Bidon 3 L.<br>Équivalent au gel priority care.<br>Même pression osmotique que les spermatozoïdes.                                                                                                                                                                                                  | <b>828 67 34</b> | 43,76    |
| Protège queue x50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>803 32 17</b> | 6,28     |
| Thermomètre 100°C gradué 0,1°C pour vagin artificiel                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>828 67 05</b> | 18,16    |
| <b>Examen et traitement de la semence</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |          |
| <b>Équipement de laboratoire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |          |
| Centrifugeuse digitale MEDIBAS 4000 t/mn                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>109 89 20</b> | 2 300,27 |
| Tube conique centrifugeuse 50 ml x25                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>828 69 06</b> | 22,06    |
| Microscope à contraste de phase et platine chauffante                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>114 42 00</b> | 3 208,58 |
| Lame verre rodée dépolie 76 x 26 mm x50                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>803 05 90</b> | 5,55     |
| Lamelle couvre objet 20 x 20 mm x200                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>803 06 15</b> | 4,07     |
| Cellule de comptage THOMA 0,1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>828 65 62</b> | 64,28    |
| Photomètre SDM1 ÉQUIN (recommandée pour semence entière, non diluée. Ne pas utiliser si paillette décongelée).<br>Pour déterminer la concentration de la semence équine.<br>La concentration de la semence est indiquée en millions de spermatozoïdes/ml. Logiciel multi-espèces (chien, porc, vache, mouton, cheval) 107 73 80. | <b>828 66 80</b> | 2 231,46 |
| Micro cuvette pour photomètre SDM1 X100<br>Remplissage avec une pipette.                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>828 67 28</b> | 90,84    |
| Compteur d'impulsions manuel en métal                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>108 42 80</b> | 21,67    |
| Étuve universelle memmert UN55 53 L                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>827 82 84</b> | 1 792,47 |
| <b>Colorants</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |          |
| Éosine RAL 555 1 L. Coloration spermatozoïdes morts ou vivants.                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>833 68 57</b> | 69,27    |
| Balance 2 kg précision 0,1 g.<br>Pour la détermination du volume de l'éjaculat et le poids précis des ATB ou du dilueur en poudre.                                                                                                                                                                                               | <b>828 65 91</b> | 396,81   |
| <b>Pipettes compte gouttes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |          |
| Pipette UU 1 ML - 20 gouttes/ml sans graduation x400                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>115 41 50</b> | 52,24    |
| Pipette UU 4 ML - 28 gouttes/ml sans graduation x500                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>818 14 84</b> | 33,63    |
| Pipette UU 5 ML - 22 gouttes/ml avec graduation 2 ml x500                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>834 19 01</b> | 42,28    |
| Pipette UU 5 ML - 23 gouttes/ml avec graduation 1 ml x500                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>836 41 73</b> | 23,93    |
| <b>Dilueurs</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |          |
| Dilueur INRA 96 200 ml. Semence fraîche.<br>Milieu de conservation de la semence d'étalon aux températures de 4° et 15°C en vue d'insémination artificielle. Maintient le potentiel de fertilité jusqu'à 48 h.                                                                                                                   | <b>820 38 20</b> | 26,48    |
| Dilueur EQUIPLUS 100 ml liquide. Prêt à l'emploi, avec antibiotiques.                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>828 68 23</b> | 13,08    |
| Eau bidistillée pour dilueur de semence.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>828 68 52</b> | 5,92     |
| Tube à semence 13 ml fond arrondi.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>828 68 69</b> | 11,56    |
| Bouchon pour tube semence 13 ml blanc.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>828 68 75</b> | 7,33     |

### Insémination

| Désignation                                                                                                                                                                                                                           | Référence        | PU € HT |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| <b>Décongélation semence</b>                                                                                                                                                                                                          |                  |         |
| Décongélateur paillettes avec adaptateur                                                                                                                                                                                              | <b>104 67 40</b> | 297,58  |
| <b>Examens, lavage et consommables</b>                                                                                                                                                                                                |                  |         |
| Gant d'insémination orange                                                                                                                                                                                                            | <b>803 85 22</b> | 12,76   |
| Seringue INJEKT 20 ml LUER excentrée x100 non spermicide                                                                                                                                                                              | <b>824 33 57</b> | 13,71   |
| Aspism pour remplissage SER UU x 100                                                                                                                                                                                                  | <b>824 58 24</b> | 48,72   |
| Bouchon seringue LUER x100                                                                                                                                                                                                            | <b>822 82 92</b> | 8,78    |
| Chemise sanitaire IA et TE 53 cm x80                                                                                                                                                                                                  | <b>115 37 10</b> | 8,35    |
| Sonde utérine flushing silicone 65 cm                                                                                                                                                                                                 | <b>806 33 65</b> | 171,06  |
| Sonde utérine flushing silicone 11 mm x 135 cm                                                                                                                                                                                        | <b>806 33 71</b> | 218,92  |
| Bock à lavement 2 l                                                                                                                                                                                                                   | <b>833 37 29</b> | 15,39   |
| Protège-sonde échographie boîte distributrice de 500                                                                                                                                                                                  | <b>833 68 28</b> | 133,62  |
| <b>Contrôles sanitaires</b>                                                                                                                                                                                                           |                  |         |
| Écouvillon stérile pour jument 70 cm                                                                                                                                                                                                  | <b>837 73 71</b> | 3,81    |
| Écouvillon avec milieu de transport amies                                                                                                                                                                                             | <b>802 41 58</b> | 1,20    |
| Écouvillon sec                                                                                                                                                                                                                        | <b>803 44 41</b> | 0,34    |
| Mini incubateur 4 l                                                                                                                                                                                                                   | <b>834 70 45</b> | 384,45  |
| Cyto brosse non stérile sans embout protecteur x100                                                                                                                                                                                   | <b>820 84 38</b> | 42,40   |
| <b>Sondes d'inséminations</b>                                                                                                                                                                                                         |                  |         |
| Pipette d'insémination universelle 57 cm x5 (semence liquide ou décongelée en paillettes)                                                                                                                                             | <b>827 89 99</b> | 4,58    |
| Pipette d'insémination universelle 75 cm IA profonde stérile x5 (gaine très flexible)                                                                                                                                                 | <b>827 90 07</b> | 3,29    |
| Pistolet d'insémination flexible pour pipettes 75 cm IA profonde (semence congelée)                                                                                                                                                   | <b>827 90 36</b> | 69,49   |
| Pipette d'insémination universelle 65 cm x5 (semence liquide ou décongelée en paillettes)                                                                                                                                             | <b>827 94 96</b> | 4,58    |
| Pipette d'insémination universelle IA profonde stérile (gaine très flexible)                                                                                                                                                          | <b>827 95 04</b> | 3,29    |
| Pistolet d'insémination flexible pour pipettes 65 cm IA profonde (semence congelée)                                                                                                                                                   | <b>827 95 10</b> | 69,49   |
| Sonde intra utérine jument stérile IA profonde (semence paillettes ou fraîche) pour l'utilisation avec semence paillettes, utiliser le mandrin pour sonde intra utérine.                                                              | <b>823 31 17</b> | 2,35    |
| Mandrin pour sonde intra utérine.<br>À utiliser avec la sonde intra utérine lors d'IA avec de la semence paillettes.                                                                                                                  | <b>837 74 54</b> | 66,10   |
| Sonde stérile d'insémination artificielle avec chemise sanitaire x50 IMV (semence fraîche ou réfrigérée). Souple et flexible, pour passer dans le tractus sans lésion grâce extrémité de silicone. Peut être connecté à une seringue. | <b>802 41 64</b> | 65,07   |





# INSÉMINATION ARTIFICIELLE - TRANSFERT EMBRYON

## Transfert d'embryons

| Collecte d'embryons - Lavage utérin jument                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| L'embryon est récolté à J7 ou J8 (J0 = jour de l'ovulation de la donneuse) par 3 ou 4 siphonnages successifs de l'utérus de la donneuse avec un milieu tampon. Les milieux sont conditionnés en bouteille ou en poche. Le liquide une fois récupéré est souvent filtré directement derrière la jument ou alors par d'autres techniques dans le laboratoire. Une recherche de l'embryon est ensuite effectuée à la loupe binoculaire dans les milieux récupérés. Les opérations sont réalisées au laboratoire sous une hotte à flux laminaire qui permet de manipuler l'embryon dans une ambiance la plus stérile possible. |           |          |
| Sonde lavage/ collecte embryon CH32 90 cm. En silicone autoclavable, stérile, ballonnet 100 ml. Adaptée poney ou aux juments de petits modèle type pur sang arabe. Transfert et lavage thérapeutique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 828 69 35 | 49,79    |
| Sonde lavage/collecte embryon CH36 90 cm. En silicone autoclavable, stérile, ballonnet 100 ml. Transfert et lavage thérapeutique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 828 69 41 | 54,32    |
| Sonde collecte embryon 120 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 802 41 70 | 289,75   |
| Tuyau de jonction en Y et raccord en pointe. Pour raccordement à la sonde de lavage/collecte et au filtre sans adaptateur. Haut Débit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110 04 00 | 29,32    |
| Filtre EMSAFE récolte embryon avec boîte de pétri à grille quadrillée intégrée. Pore 65µ, stérile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 828 83 31 | 25,90    |
| Milieu collecte pour embryons EMXCELL IMV. Milieu de conservation et de collecte des embryons, sans éléments d'origine animale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 828 66 22 | 14,32    |
| Milieu collecte embryon EUROFLUSH 4 x 1 l. Milieu de protection des embryons avec un détecteur de pH changeant de couleur lors de chaque changement de pH et une formule unique d'antibiotiques - contient de la BSA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 819 06 61 | 79,29    |
| Pince biopsie utérine 54 cm mors 4 griffes 3 x 17 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 802 41 93 | 424,94   |
| Plaque stérilisée 12 puits x5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 827 64 11 | 36,92    |
| Manipulation et conditionnement des embryons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |          |
| Micro pipette pour embryomanipulation avec molette. Pipetage facile et précis par roulette tourneuse, pour toutes tailles de tubes capillaires jusqu'à 1 ml ou pour stérépettes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 828 83 48 | 96,20    |
| SER UU 1 ml LUER lock.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 820 28 32 | 2,39     |
| Plaque stérilisée 12 puits x5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 827 64 11 | 36,92    |
| Milieu de rinçage et conservation equiflush pva 2 l. Il faut 4 litres pour 1 utérus équin. Ce produit a pour avantage de ne pas faire de bulles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 828 83 25 | 43,27    |
| Milieu conservation embryon 20 ml x 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 115 44 50 | 8,81     |
| Équine VIT-KIT. Kit pour la vitrification de 3 embryons équins. Contient : milieux d'équilibration, 3 dilueurs, 3 seringues UU 1 ml, 3 pointes de pipettes, 4 x 5 boîtes de culture, 10 paillettes stériles 0,25 ml, 10 paillettes stériles 0,5 ml, 3 joncs d'identification, 10 panier à gobelet 10 mm, 3 gobelets 10 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 828 83 60 | 119,83   |
| Transplantation des embryons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |          |
| Gaine te diam 3 mm ST + chemise sanitaire x10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 827 64 28 | 2,96     |
| Paillette te fine souple 133 mm stérile x5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 828 65 10 | 7,63     |
| Paillette te fine cristal 133 mm stérile x5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 828 65 27 | 7,83     |
| Transplantation des embryons à J-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |
| Paillette J8 0,5 ml moyenne - Par 8 packs de 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 116 15 70 | 20,99    |
| Gaine non fendue TE J8 x10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 828 65 04 | 33,00    |
| Équipement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |
| Stéréomicroscope SMZ-171-TLED.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 826 18 69 | 1 402,95 |

## GYNÉCOLOGIE-UROLOGIE

### SONDE DE FOLEY LATEX RUSCH

Sonde à ballonnet. Latex siliconé. Extrémité fermée arrondie. Simple courant. Stérile.

| DÉSIGNATION                               | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------------------|-----------|-------|
| 2,7 mm (CH8) x 30 cm<br>Ballonnet 3 ml    | 114 54 70 | 5,03  |
| 3,3 mm (CH10) x 30 cm<br>Ballonnet 3 ml   | 827 35 59 | 5,03  |
| 4 mm (CH12) x 40 cm<br>Ballonnet 10 ml    | 805 02 79 | 1,97  |
| 4,66 mm (CH14) x 40 cm<br>Ballonnet 10 ml | 110 03 00 | 1,97  |
| 6 mm (CH18) x 40 cm<br>Ballonnet 15 ml    | 805 02 85 | 1,79  |
| 8 mm (CH24) x 40 cm<br>Ballonnet 15 ml    | 101 76 90 | 1,79  |
| 10 mm (CH30) x 40 cm<br>Ballonnet 15 ml   | 816 88 80 | 2,00  |
| ACCESSOIRES                               |           |       |
| Poche à urine 2 l - Par 10                | 100 94 80 | 20,28 |

### SONDE DE FOLEY MILA

Sonde silicone stérile radio opaque, livrée avec guide.

| DÉSIGNATION                                                                                          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| AVEC STYLET, AILETTES AMOVIBLES, SUTURE, RACCORD SAPIN/EMBOUT FEMELLE LL, BOUCHON, GEL LUBRIFIANT, G |           |       |
| CH10 (3,3 mm) - 45 cm<br>Ballonnet 5 cc                                                              | 822 57 73 | 57,90 |
| AVEC STYLET, RACCORD SAPIN/EMBOUT FEMELLE LL, BOUCHON                                                |           |       |
| CH12 (4 mm) - 30 cm<br>Ballonnet 10 cc                                                               | 822 57 96 | 53,72 |
| CH16 (5,3 mm) - 55 cm<br>Ballonnet 20 cc                                                             | 822 58 10 | 53,72 |
| CH24 (8 mm) - 42 cm<br>Ballonnet 30 cc                                                               | 827 98 98 | 79,62 |
| CH24 (8 mm) - 150 cm<br>Ballonnet 30 cc                                                              | 114 10 70 | 79,62 |
| POCHE À URINE                                                                                        |           |       |
| Poche à urine 2 l - Par 10                                                                           | 100 94 80 | 20,28 |

### SONDE DE FOLEY SILICONE RUSCH

Bout fermé.  
Ballonnet distal pour maintien de la sonde.  
Stérile.

| DÉSIGNATION                            | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------------------|-----------|-------|
| 2 mm (CH6) x 31 cm<br>Ballonnet 1,5 ml | 114 54 60 | 14,50 |

### SONDE FLUSHING

Sonde de lavage vaginal ou utérin pour jument.  
Tube 190 cm équipé d'un perforateur métal et d'un clamp. Bout arrondi et 4 trous latéraux.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------|-----------|------|-----|------|
| 190 cm      | 109 22 90 | 1,43 | 10  | 1,35 |



## PINCE À BIOPSIE UTÉRINE

Mors à 4 griffes pour une excellente accroche,  
biopsie de 3 x 17 mm.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------|-----------|--------|
| Mors 3 mm - 54 cm | 802 41 93 | 424,94 |



## TEST DE POULINAGE MERCKOQUANT

Grâce à la bandelette-test de dureté totale,  
vous pouvez déterminer la montée de la teneur  
en ions calcium et magnésium dans  
le pré-colostrum de la jument, cette montée  
apparaît juste avant le poulinage. Dilution du  
petit lait au 1:6 (1 volume d'échantillon pour  
5 volumes d'eau distillée). Dans le cas du virage  
au rouge-violet de 3 à 4 zones de réaction de  
la bandelette, il est très probable que la jument  
pouline dans les prochaines 24 heures.

| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------|-----------|-------|
| Merckoquant 3-21° - Par 100 | 834 41 47 | 59,90 |



## LACS DE POULINAGE

Boucle formée par épissure plate.  
Longueur 2 m.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|--------------------|-----------|------|-----|------|
| <b>DIAM. 6 MM</b>  |           |      |     |      |
| Bleu               | 802 86 01 | 4,39 |     |      |
| Blanc              | 803 54 69 | 4,39 |     |      |
| Rouge              | 803 54 75 | 4,39 |     |      |
| <b>DIAM. 8 MM</b>  |           |      |     |      |
| Bleu               | 802 86 18 | 4,77 | 6   | 4,22 |
| Blanc              | 803 54 81 | 4,80 | 6   | 4,22 |
| Rouge              | 803 54 98 | 4,77 | 6   | 4,22 |
| <b>DIAM. 10 MM</b> |           |      |     |      |
| Blanc              | 803 55 06 | 6,00 | 6   | 4,95 |



## RÉFRACTOMÈTRE À COLOSTRUM JUMENT

Détermine la quantité d'immunoglobuline  
dans le colostrum de la jument pour assurer un  
approvisionnement suffisant pour le poulain  
nouveau-né.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------|-----------|-------|
| Réfractomètre | 107 86 70 | 92,56 |



## CLAMP OMBILICAL

Pince à usage unique pour l'hémostase.

| DÉSIGNATION                     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------|-----------|-------|
| Longueur utile : 45 mm - Par 50 | 843 30 75 | 19,75 |



## SONDE VÉSICALE POUR CHEVAL

En PVC.

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------|-----------|--------|
| 7,3 mm x 135 cm - Par 5 | 103 50 10 | 121,42 |



## SONDE VÉSICALE POUR JUMENT

En PVC.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------|-----------|-------|
| 8,6 mm x 60 cm | 806 25 26 | 39,77 |



## SONDE UTÉRINE FLUSHING

En silicone, diamètre extérieur 11 mm.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| 65 cm       | 806 33 65 | 171,06 |
| 135 cm      | 806 33 71 | 218,92 |



## BOCK À LAVEMENT

En plastique.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------|-----------|-------|
| 2 l - Complet | 833 37 29 | 15,39 |

## À savoir

Un nettoyage après chaque utilisation et une lubrification régulière sont indispensables pour assurer un bon fonctionnement de la pompe.



## SELEKT POMPE DRENCHÉUR ET COLLECTEUR

**Efficace et sûre pour la fluidothérapie.** Corps en inox, joints en téflon. Débit important, contrôle total de l'administration pendant toute la durée de l'intervention.

Drencheur pour veaux : tuyau renforcé de 3,4 m, diam. interne 15 mm, diam. externe : 23 mm. Spéculum de 365 mm avec verrou excentrique permettant de bloquer le tuyau en position. Mouchette intégrée.

| DÉSIGNATION                                     | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------------------------|-----------|--------|
| Pompe drencheur et collecteur                   | 461 02 44 | 150,63 |
| <b>ACCESSOIRES</b>                              |           |        |
| Drencheur Junior veau 150/400 kg                | 102 03 60 | 222,30 |
| Mini drencheur petits ruminants et petits veaux | 102 67 30 | 85,95  |
| Extension drencheur                             | 461 02 50 | 208,06 |
| Extension collecteur                            | 461 02 67 | 380,84 |
| Sonde naso-œsophagienne 17 mm x 300 cm          | 433 26 15 | 67,96  |
| <b>PIÈCES DÉTACHÉES</b>                         |           |        |
| Joint de piston                                 | 826 37 04 | 5,40   |
| Piston                                          | 826 98 59 | 13,33  |
| Tuyau pour pompe                                | 825 86 95 | 82,43  |



## POMPE POUR SONDE NASO-ŒSOPHAGIENNE

Pour l'administration d'huile de paraffine sous pression par la sonde naso-œsophagienne. Livrée avec raccord.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| Pompe       | 802 43 07 | 109,81 |



## SONDE NASO-ŒSOPHAGIENNE PVC

Sonde transparente permettant le contrôle des liquides infusés.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------|-----------|-------|
| 2,7 m x 16 mm | 802 42 47 | 59,88 |



## SONDE NASO-ŒSOPHAGIENNE POLYURÉTHANE

2 œils latéraux en plus de l'orifice terminal, extrémité arrondie côté animal. Embout opposé légèrement évasé. Sonde polyuréthane transparente, souple, identique quelle que soit la température.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------|-----------|-------|
| 2,6 m x 9 mm         | 833 22 27 | 53,32 |
| 3,2 m x 13 mm        | 833 22 33 | 51,90 |
| 3,6 m x 16 mm        | 833 22 56 | 63,16 |
| 3,6 m x 19 mm        | 833 22 62 | 66,76 |
| <b>ACCESSOIRE</b>    |           |       |
| Entonnoir pour sonde | 833 23 16 | 39,75 |



## SONDE NASO-ŒSOPHAGIENNE JUPITER

Uréthane, matériau supérieur au caoutchouc et PVC. Ne durcit pas au froid. Ne ramollit pas à la chaleur. Surface très lisse. Sans œil.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------|-----------|--------|
| <b>LONGUEUR 3,7 M</b> |           |        |
| Diam. extérieur 14 mm | 806 30 46 | 125,59 |
| Diam. extérieur 16 mm | 806 30 23 | 141,03 |



## SONDE NASO-ŒSOPHAGIENNE POLYURÉTHANE MILA

Sonde polyuréthane non irritante, radiopaque, avec mandrin pour le dégazage et l'alimentation.

Peut également être placée chirurgicalement en sonde de jejunostomie.

Sonde graduée avec raccord en Y. Bout fermé. 2 œils latéraux.

| DÉSIGNATION                        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------------|-----------|-------|
| CH6 (2 mm) x 55 cm                 | 106 08 00 | 28,88 |
| CH8 (2,67 mm) x 108 cm             | 106 08 10 | 29,26 |
| CH14 (4,6 mm) x 125 cm             | 837 76 84 | 50,28 |
| Longueur ajustable - Avec ailettes |           |       |
| CH18 (6 mm) x 250 cm               | 115 33 30 | 54,86 |



## SONDE NASO-ŒSOPHAGIENNE STOMAFLEX

Sonde silicone rouge pour chevaux et bovins. Embout arrondi avec un orifice latéral.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------|-----------|--------|
| 13 mm x 2 m    | 824 52 09 | 50,34  |
| 16 mm x 2,25 m | 822 47 10 | 65,22  |
| 19 mm x 3 m    | 824 01 75 | 101,45 |



## SONDE NASOFLEX

Sondes naso-œsophagiennes en PVC transparent pour chevaux.

Un embout arrondi ouvert avec deux orifices latéraux. Une extrémité évasée pour pompe ou entonnoir. Bonne flexibilité été comme hiver, atraumatiques et indéformables. Introduction aisée.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------|-----------|-------|
| 16 mm x 3,4 m | 824 51 84 | 24,25 |





## SONDE NASO-GASTRIQUE POULAIN

Sonde en polyuréthane, radio-opaque, pour nourrir et administrer des médicaments. Longueur réglable et ailes pour suture.

| DÉSIGNATION                       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------------|-----------|-------|
| CH14 (4,6 mm) x 125 cm            | 837 76 84 | 50,28 |
| Longeur ajustable - Avec ailettes |           |       |



## SONDE ENDOSCOPE

Sondes stériles Ø 2,3 mm.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------------|-----------|------|
| Gastrique 320 cm  | 836 38 60 | 7,67 |
| Pulmonaire 220 cm | 836 38 77 | 7,01 |



## TROCART À CAECUM

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------|-----------|-------|
| Diam. 4.5 mm - Long. 17 cm | 802 50 63 | 22,14 |



## AÉROHIPPIUS

La chambre d'inhalation équine AeroHippus est conçue pour être utilisée avec un aérosol-doseur pressurisé (inhalateur) pour administrer des médicaments en aérosol aux chevaux souffrant de maladies inflammatoires des voies aériennes ou d'obstruction récurrente des voies respiratoires.

Une fois reliée à l'inhalateur, l'AeroHippus permet au cheval de respirer normalement et d'inhaler le médicament en aérosol. Indicateur de débit inspiratoire révolutionnaire Flow-Vu pour une bonne étanchéité du masque.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| AéroHippus  | 105 55 40 | 116,57 |



## NÉBULISEUR HORSENEB

Nébuliseur adapté aux besoins des chevaux en traitement. Robuste, de petite taille, emploi facile. Débit important permettant une nébulisation rapide et de bonne qualité. Compatible avec les médicaments sous forme liquide. Permet de nébuliser 2 produits non miscibles.

Taille des particules : 3,6 µ.  
Débit en charge : 11,5 ml/min.  
Livré avec 1 compresseur, 2 Tops-Masks, 2 jeux de capsules, un jeu de tubulures et un jeu de filtres.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT   | UV2 | € HT |
|---------------------------|-----------|--------|-----|------|
| Nébuliseur                | 794 43 59 | 374,87 |     |      |
| <b>CONSOMMABLES</b>       |           |        |     |      |
| Jeu de filtres            | 836 35 70 | 16,35  |     |      |
| Capsule de recharge       | 836 35 87 | 3,50   | 5   | 3,29 |
| Tubulure de recharge      | 836 35 93 | 19,23  |     |      |
| Masque gonflable Top Mask | 452 74 60 | 24,34  |     |      |

## RESPIRATOIRE



## AÉROSOL TOP SPACER

Pour l'administration de médicaments en spray. S'adapte à tous les aérosols-doseurs de médicaments humains.

| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------|-----------|-------|
| Aérosol doseur - Top Spacer | 794 43 65 | 21,53 |



## KIT LARYNGOPLASTIE TIE-BACK

Kit prothétique pour laryngoplastie.

Simplifie l'écartement et le maintien du cartilage aryénoïde à l'aide du dispositif de tension et de sertissage, et le remplacement du muscle paralysé par un fil.

Le kit CLR Power X Large 80# contient : 1 pince à sertir Power X 04033, 1 dispositif de tension large 01327, 6 packs stériles sutures nylon + aiguille 1/2 ronde 01326, 15 tubes à sertir en titane 80# 04352, 1 boîte inox pour la stérilisation des tubes à sertir 1003, 1 CD-Rom de présentation 01164.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT     |
|------------------------------|-----------|----------|
| <b>KIT COMPLET</b>           |           |          |
| Kit large 80# - 01324        | 825 90 74 | 1 090,68 |
| <b>ÉLÉMENTS DE RECHANGE</b>  |           |          |
| Pince à sertir - 4033        | 822 46 09 | 374,19   |
| Dispositif de tension - 1327 | 837 35 97 | 450,46   |
| 80# - 1326 - Par 6           | 837 35 16 | 80,22    |
| 80# - 4352 - Par 15          | 822 46 21 | 60,20    |
| 70 x 45 x 8 mm - 1003        | 837 30 77 | 37,53    |
| CD-ROM - 1164                | 837 35 74 | 20,00    |



## PINCE POUR LARYNX ÉQUINE STORZ

Pince rigide et courbe à crémaillère, gaine de diamètre 2,5 mm, largeur des mâchoires 4 mm, longueur 60 cm.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT     |
|-------------------|-----------|----------|
| Pince pour larynx | 824 42 56 | 1 092,53 |



## CATHÉTER D'ASPIRATION ENDOSCOPIQUE MILA

Cathéter simple lumière avec raccord Luer Lock femelle, pour administration de substance ou aspiration. Stérile.

| DÉSIGNATION                   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------|-----------|-------|
| D. ext. 2,3 mm x Long. 190 cm | 112 04 30 | 18,52 |

## CANULE DE TRACHÉOTOMIE

Tube trachéotomie en acier inoxydable, adapté aux chevaux.  
Insertion facile grâce à sa forme anatomique.  
Utilisation sur court ou long terme.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------|-----------|-------|
| Diamètre intérieur 9,6 mm | 101 44 30 | 86,65 |

## CANULE DE TRACHÉOTOMIE

Inox.  
Hauteur : 5,2 cm. Diamètre extérieur : 28 mm.  
Diamètre intérieur : 22 mm.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------|-----------|--------|
| Canule trachéale | 806 32 82 | 111,47 |



## KIT DE LAVAGE TRANSTRACHÉAL

| DÉSIGNATION                        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------------|-----------|-------|
| 1,65 x 700 mm - G16 - Pour poulain | 837 76 61 | 39,62 |
| 2,25 x 700 mm - G12                | 837 76 78 | 53,34 |



## SONDE POCHES GUTTURALES MILA

Sonde pour lavage pulmonaire ou pour rinçage des poches gutturales.

| DÉSIGNATION                                                                     | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 2,8 mm x 135 cm - Mila<br>Kit cathéter spiralé, introducteur, raccord Luer-Lock | 822 47 56 | 103,62 |

## À savoir

Des lavages répétés des poches gutturales, au moyen d'une mise en place à demeure d'une sonde de Foley d'une longueur de 35 cm avec un ballonnet de 30 ml, est le traitement de choix lors d'empyème des poches gutturales.

La mise en place du cathéter est facilitée par l'utilisation d'un stylet. Le liquide de lavage le plus couramment utilisé est du NaCl isotonique ou une solution polyionique. Il convient d'effectuer ces lavages chez un cheval tranquilisé afin qu'il baisse la tête au cours de la procédure pour faciliter le drainage du liquide purulent par les naseaux.

Certains praticiens préfèrent un lavage des poches gutturales sous guidage endoscopique. Il est possible, dans ce cas, d'utiliser une pompe d'aspiration fixée à l'endoscope pour aider à l'élimination du liquide.



## SONDE BRONCHO-ALVÉOLAIRE

Sonde en silicone pour lavage broncho-alvéolaire.

D. intérieur : 2,5 mm - D. extérieur : 10 mm.  
Sans robinet.


| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------|-----------|--------|
| Sonde Kruuse - Long. 240 cm | 806 31 87 | 211,77 |
| <b>ACCESSOIRE</b>           |           |        |
| Robinet 3 voies Kruuse      | 823 64 17 | 1,05   |



## SONDE DE FOLEY LATEX RUSCH

Sonde à ballonnet. Latex siliconé. Extrémité fermée arrondie. Simple courant. Stérile.

| DÉSIGNATION                               | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------------------|-----------|-------|
| 2,7 mm (CH8) x 30 cm<br>Ballonnet 3 ml    | 114 54 70 | 5,03  |
| 3,3 mm (CH10) x 30 cm<br>Ballonnet 3 ml   | 827 35 59 | 5,03  |
| 4 mm (CH12) x 40 cm<br>Ballonnet 10 ml    | 805 02 79 | 1,97  |
| 4,66 mm (CH14) x 40 cm<br>Ballonnet 10 ml | 110 03 00 | 1,97  |
| 6 mm (CH18) x 40 cm<br>Ballonnet 15 ml    | 805 02 85 | 1,79  |
| 8 mm (CH24) x 40 cm<br>Ballonnet 15 ml    | 101 76 90 | 1,79  |
| 10 mm (CH30) x 40 cm<br>Ballonnet 15 ml   | 816 88 80 | 2,00  |
| <b>ACCESSOIRES</b>                        |           |       |
| Poche à urine 2 l - Par 10                | 100 94 80 | 20,28 |



## SONDE DE FOLEY MILA

Sonde silicone stérile radio opaque, livrée avec guide.

| DÉSIGNATION                                                                                                  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>AVEC STYLET, AILETTES AMOVIBLES, SUTURE, RACCORD SAPIN/EMBOUIT FEMELLE LL, BOUCHON, GEL LUBRIFIANT, G</b> |           |       |
| CH10 (3,3 mm) - 45 cm<br>Ballonnet 5 cc                                                                      | 822 57 73 | 57,92 |
| <b>AVEC STYLET, RACCORD SAPIN/EMBOUIT FEMELLE LL, BOUCHON</b>                                                |           |       |
| CH12 (4 mm) - 30 cm<br>Ballonnet 10 cc                                                                       | 822 57 96 | 53,72 |
| CH16 (5,3 mm) - 55 cm<br>Ballonnet 20 cc                                                                     | 822 58 10 | 53,72 |
| CH24 (8 mm) - 42 cm<br>Ballonnet 30 cc                                                                       | 827 98 98 | 79,62 |
| CH24 (8 mm) - 150 cm<br>Ballonnet 30 cc                                                                      | 114 10 70 | 79,62 |
| <b>POCHE À URINE</b>                                                                                         |           |       |
| Poche à urine 2 l - Par 10                                                                                   | 100 94 80 | 20,28 |



## SONDE DE FOLEY SILICONE RUSCH

Bout fermé. Ballonnet distal pour maintien de la sonde. Stérile.

| DÉSIGNATION                            | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------------------|-----------|-------|
| CH6 (2 mm) - 31 cm<br>Ballonnet 1,5 ml | 114 54 60 | 14,50 |



## CAPTEUR PLAN CÉSIMUM ÉQUINE - AVEC TABLETTE

Capteur plan césium Thales®, solution dédiée pour l'activité équine.

Fonctionne en auto détection, en synchronisation avec le générateur.

Batterie intégrée dans le détecteur.

- Performant : une image de très grande qualité en temps réel.
  - Flux de patient élevé : sans fil, ultraléger, 8 heures d'autonomie pour optimiser le flux du travail.
  - Mode autonome avec mémoire jusqu'à 200 images.
  - Logiciel spécifique équine.
  - Tablette informatique.
  - Valise de transport à roulettes avec port de charge intégré.
  - Deux dimensions de capteur : 24 x 30 cm ou 35 x 43 cm.
  - Adapté aux environnements exigeants : étanchéité et résistance (IP67).
- Logiciels et outils : traitement d'images IFV IntechForView®, capture d'images IFC IntechForCaption®.
- Livré avec : 1 capteur, logiciels dédiés à l'activité équine, batterie, valise à roulettes, tablette.
- Garantie capteur : 2 ans - Garantie tablette : 3 ans.

| DÉSIGNATION                        | RÉFÉRENCE | € HT      |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| Capteur 35 x 43 cm - Avec tablette | 111 95 40 | 30 739,50 |



## BORNE DE SIGNALISATION

Panneau de signalisation indiquant la présence d'une source de rayons X.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------|-----------|-------|
| Borne de signalisation RX | 822 54 77 | 72,84 |



## CLIP RAYONS X D'IDENTIFICATION

Identification (dénomination internationale) des 4 membres.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Clip X-Ray  | 837 73 36 | 67,57 |



## SAVON PÂTE PIED DE CHEVAL

Permet de boucher les aspérités des sabots.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 1 kg        | 833 44 10 | 18,93 |



## PORTE-CASSETTE CR PODOHOLDER

Peut être utilisé en combinaison avec le Podoblock, protège la cassette argentique ou CR.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| 25 x 30 cm  | 828 97 50 | 190,40 |



## CALE PODOBLOCK

Bloc aluminium, hauteur 120 mm.

Système de support cassette main libre.

Câle supérieure interchangeable. Le support peut être placé dans les fentes du podoblock en « mains libres ». Visuel : cale présentée avec un support topblock et un podoholder (vendus séparément).

| DÉSIGNATION                         | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------------|-----------|--------|
| Cale Podoblock avec 1 support       | 821 11 33 | 711,00 |
| <b>SUPPORT TOPBLOCK DE RECHANGE</b> |           |        |
| 60°                                 | 821 12 16 | 208,25 |



## Radio portable

Générateur de rayons X portable sur secteur ou batterie, pour applications radiographiques des équidés.



|                          | MEX+20 LITE                | VET-60                      |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Espèce visée             | Équine                     | Équine/Canine               |
| <b>Sortie</b>            |                            |                             |
| Tube Vol. / Courant      | 90 kV / 20 mA              | 100 kV / 60 mA              |
| Plage de tension         | 50 - 90 kV par pas de 1 kV | 40 - 100 kV par pas de 1 kV |
| mAs Plage                | 0,4 mAs - 20 mAs 25 pas    | 0,4 mAs - 100 mAs 25 pas    |
| Max. puissance           | 1,6 kW à 80 kV             | 3,2 kW à 80 kV              |
| <b>Tube à RayonsX</b>    |                            |                             |
| Application Toshiba      | OX / 70 CEI                | Toshiba D - 205B            |
| Focal Spot               | 1,2 mm                     | 2,0 mm                      |
| Capacité                 | 10 kHU                     | 40 kHU                      |
| Taux de refroidissement  |                            | 378 HU / sec                |
| <b>Collimateur</b>       |                            |                             |
| Champ lumineux minimum   | 5 x 5 cm @ 1 m SID         | 5 x 5 cm @ 1 m SID          |
| Champ lumineux max       | 35 x 35 cm @ cm SID        | 35 x 35 cm @ 65 cm SID      |
| Lampe                    | LED                        | LED                         |
| Pointeur                 | Faisceau laser intégré     | Faisceau laser intégré      |
| Minuterie automatique    |                            | 30 secondes                 |
| Longueur échelle SID     |                            | 2 m                         |
| <b>Puissance</b>         |                            |                             |
| Entrée                   | 110-220 V                  | 220-240 V                   |
| Fréquence / phase        | 50/60 Hz, monophasé        | 50/60 Hz, monophasé         |
| Compensation de tension  | ± 10%                      | ± 10%                       |
| <b>Caractéristiques</b>  |                            |                             |
| Mémoire PROM             | 15 APR                     | 8 APR                       |
| Poids                    | 7,2 kg                     | 14,6 kg                     |
| Dimensions               | 203 x 174 x 307 mm         | ± 250 x 195 x 355 mm        |
| <b>Batterie</b>          |                            |                             |
| Type                     | Lithium Polymère           |                             |
| Capacité (mAh)           | 4 800                      |                             |
| Exposition pleine charge | Max 560 à 80 kV / 2 mAs    |                             |
| Temps de charge          | 4 heures                   |                             |
| Garanties                |                            | 1 an                        |
| <b>Référence</b>         | <b>110 48 80</b>           | <b>106 70 40</b>            |
| <b>PU € HT</b>           | 9 405,03                   | 9 613,80                    |



## CALE SKYLINE

Cale polycarbonate 10 mm d'épaisseur avec tapis adhérent. Angle 5°. Après le tir du cliché, il est possible de retirer la cassette sans déplacer le cheval. Convient aux cassettes analogiques ou CR.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| 24 x 30 cm  | 821 14 23 | 505,75 |



## COUSSIN PAD

Coussin PAD, conçu pour être utilisé dans le cadre d'échographies équinées, il possède des propriétés acoustiques uniques pour l'amélioration des images échographiques.

Il est également possible de l'utiliser pour les échographies de petits animaux, en particulier la sonde linéaire pour le diagnostic abdominal, pour l'intestin grêle et le rein chez les chats.

Épaisseur des côtés : 7 mm.

Épaisseur du fond : 12 mm.

Le PAD Podoblock possède des propriétés acoustiques uniques pour améliorer mes images échographiques. Je recommande vivement ce dispositif pour améliorer les examens échographiques chez les chevaux.

Dr. J.M. Denoix, PhD, Président de l'ISELP, Assoc. LA-ECVDI, DACVSMR

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------|-----------|--------|
| 10 mm - L 80 x l 25     | 101 65 10 | 330,74 |
| Épaisseur talon : 12 mm |           |        |



## TABOURET SCANDROID

Tabouret transportable ajustable à 3 hauteurs, idéal pour réaliser les échographies.

Hauteur mini : 23 cm.

Hauteur moyenne : 40 cm.

Hauteur maxi : 50 cm.

Poids : 8 kg.

Espace de rangement disponible dans le socle.

La rehausse permet la pratique de la dentisterie équine.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| Tabouret    | 103 55 30 | 739,29 |



## CALE EXTENSION

Coin en caoutchouc très résistant, pour mettre le pied en extension.

Angle 20°. Dimensions : 180 x 150 x 65 mm.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| Cale 20°    | 827 58 60 | 119,85 |



## CALE POUR RADIOGRAPHIE DU PIED

En bois et polycarbonate très résistants.

Angle de 60°. Peut recevoir une grille et des cassettes 18 x 24 cm.

Dim. : 25 x 40 cm.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| Cale        | 807 74 10 | 194,55 |



## GUÉRIDON SCANSTER

Guéridon portable et pliable, la solution idéale pour supporter un échographe jusqu'à 15 kg ou un système DR. Hauteur réglable sur 4 positions : 25, 40, 80 et 110 cm. Le chariot comprend deux supports pour sondes.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT     |
|-------------------|-----------|----------|
| Guéridon Scanster | 822 86 65 | 1 570,99 |



## PROTÈGE-SONDE

Protège-sonde en polyéthylène. Embout largeur utile à plat 47 mm, longueur utile à plat 120 mm, longueur hors tout 980 mm, longueur utile 800 mm. Conçue pour être adaptable aux sondes endorectales et sectorielles.

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------|-----------|--------|
| Boîte distributrice de 500 | 833 68 28 | 133,62 |

## À savoir

Il est déconseillé de nettoyer vos sondes avec de l'alcool ou des produits en contenant, cela endommage le matériau qui recouvre les sondes.

## GEL ÉCHOGRAPHIQUE AQUASOUND

Haute viscosité. Hypoallergénique.



| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 250 ml      | 824 20 62 | 1,47  |
| 5 l         | 824 20 79 | 13,29 |

## BROSSE À CYTOLOGIE POUR FIBROSCOPE

Brosse à cytologie souple.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------|-----------|--------|
| BROSSE CYTOLOGIE     |           |        |
| D.2,45 mm x L.230 cm | 106 12 60 | 123,68 |



## SONDE ENDOSCOPE

Sondes stériles Ø 2,3 mm.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------------|-----------|------|
| Gastrique 320 cm  | 836 38 60 | 7,67 |
| Pulmonaire 220 cm | 836 38 77 | 7,01 |



## CATHÉTER D'ASPIRATION ENDOSCOPIQUE MILA

Cathéter simple lumière avec raccord Luer Lock femelle, pour administration de substance ou aspiration. Stérile.

| DÉSIGNATION                   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------|-----------|-------|
| D. ext. 2,3 mm x Long. 190 cm | 112 04 30 | 18,52 |



## LINGETTES DE DÉSINFECTION

Lingettes de désinfection des sondes d'échographie sans alcool. Dimensions : 172 x 152 mm.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Par 50      | 823 89 07 | 18,85 |



## SPRAY DÉSINFECTANT BACOBAN

Spray désinfectant pour sondes.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 500 ml      | 823 89 13 | 12,83 |



Retrouvez les vidéoscopes Ambu au chapitre Équipement en pages 180 et 181

## FOCUS SUR...



## // MONITEUR EPM12M VET

La simplicité à portée de main. Moniteur modulaire, intelligent, simple et performant.

- Écran tactile Haute définition 12"
  - Large angle de visualisation
  - Paramètres précis et fiables : les fausses alertes sont réduites grâce à la technologie innovante Crozfusion
  - Rétro-éclairage automatique
  - Évolutif et modulaire Plug & Play
  - Algorithmes précis
  - Sans ventilateur, pour éviter que les poils ne pénètrent dans l'appareil
  - Respiration : 0-200 RPM
  - Fréquence cardiaque : 15-350 BPM
  - CO<sub>2</sub> : Sidestream Artema
  - PNI : algorithme vétérinaire de tolérance aux signaux faibles et aux interférences
  - ECG : algorithme d'analyse multi-électrodes (Brevet exclusif Mindray), déclenchement intelligent et alarme visible. Analyses d'arythmie, du segment ST, QT
  - SpO<sub>2</sub> : algorithme de faible perfusion et anti-mouvements
  - Température : sonde rectale ou œsophagienne, 0-50°C
  - Export et import des données via clé USB
  - Mémoires : 101 données, 120 h de tendances, 1000 événements et formes d'onde relatives, résultat de la mesure NIBP de 1000 groupes
- Livré avec : tuyau PNI, 4 brassards, sonde SpO<sub>2</sub>, sonde de température, ligne échantillon avec piège à eau, câble ECG et 5 pinces crocodile, module CO<sub>2</sub> Sidestream ou module multigaz avec CO<sub>2</sub>.  
Garantie 2 ans, hors accessoires.

| DÉSIGNATION                                              | RÉFÉRENCE | € HT     |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------|
| ePM12M Vet - Sidestream, sans imprimante                 | 112 46 60 | 5 043,58 |
| ePM12 Vet - Sidestream, avec imprimante                  | 114 10 20 | 5 798,38 |
| ePM12M Vet - Multigaz, imprimante                        | 112 46 70 | 9 957,20 |
| <b>OPTIONS</b>                                           |           |          |
| Chariot avec panier                                      | 104 09 40 | 332,19   |
| Bras mural pour moniteur - 24 cm                         | 110 56 60 | 277,44   |
| Plaque d'adaptation pour montage moniteur sur bras mural | 108 93 10 | 35,25    |
| <b>ACCESSOIRES DE RECHANGE</b>                           |           |          |
| Capteur SpO <sub>2</sub>                                 | 826 69 67 | 113,09   |
| Câble SpO <sub>2</sub> - 2,5 m                           | 826 69 50 | 34,10    |
| Sonde de température                                     | 826 69 73 | 50,13    |
| Câble ECG 3 fils                                         | 115 81 30 | 37,10    |
| Extension câble ECG                                      | 826 69 38 | 45,09    |
| Pince crocodile Mindray - À l'unité                      | 826 69 44 | 7,32     |
| Tuyau PANI équin - 3 m                                   | 107 10 50 | 30,74    |
| Brassard PANI 19 - 25 cm                                 | 116 93 60 | 24,00    |
| Brassard PANI 24 - 32 cm                                 | 116 93 70 | 24,00    |
| Brassard PANI 32 - 42 cm                                 | 116 93 80 | 24,00    |
| Brassard PANI 42 - 50 cm                                 | 116 93 90 | 24,00    |
| Piège à eau - Animal > 10 kg                             | 112 21 40 | 22,37    |
| Adaptateur voies respiratoires coudé                     | 101 93 20 | 9,26     |

## SONDE ENDOTRACHÉALE SILICONE ÉQUINE

Sonde équine souple et flexible en silicone transparente. Permet la détection de sang / mucus pendant l'utilisation. Ballonnet gonflable par une valve anti-retour. Raccord universel connectable sur toutes les tailles. Stérilisable à 115°C pendant 20 min. maximum.

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------|-----------|--------|
| <b>SONDE ENDOTRACHÉALE</b> |           |        |
| Diam. int : 16 mm - 70 cm  | 836 45 52 | 211,42 |
| Diam. int : 18 mm - 75 cm  | 836 45 69 | 211,28 |
| Diam. int : 20 mm - 90 cm  | 836 45 75 | 239,23 |
| Diam. int : 22 mm - 90 cm  | 805 26 28 | 241,43 |
| Diam. int : 24 mm - 90 cm  | 805 26 40 | 242,05 |
| Diam. int : 26 mm - 100 cm | 836 45 81 | 273,82 |
| Diam. int : 28 mm - 100 cm | 836 45 98 | 372,88 |



## BALLON D'ANESTHÉSIE CAOUTCHOUC ÉQUINE

Ballon en caoutchouc noir, antistatique, avec anneau de suspension.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------|-----------|--------|
| <b>RACCORD 22 FEMELLE</b> |           |        |
| 30 l                      | 111 51 70 | 465,21 |



## RÉANIMATEUR IM3 - POULAIN, VEAU, GRAND CHIEN

Pour la respiration artificielle d'urgence, ce ballon est idéal pour administrer de l'oxygène pur (en connectant le dispositif à une source d'oxygène) ou de l'air ambiant à un chien ou un chat. Il peut être utilisé avec une sonde endotrachéale standard ou un masque anesthésique. Le ballon est muni d'un clapet anti-retour.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| Réanimateur grand modèle | 112 18 10 | 44,93 |



## À savoir



Contre-indications :

- N'utilisez pas le PT-3010 en même temps que des appareils haute fréquence tels que les téléphones portables
- N'utilisez pas le PT-3010 en cas d'arythmie cardiaque, gestation, maladies de la peau, tumeurs malignes présentes dans zone de traitement, ou autour de la tête

## VALVE D'OXYGÉNOTHÉRAPIE À LA DEMANDE ÉQUINE

Valve d'oxygénothérapie à la demande adaptée à la pratique équine. Dispositif robuste et compact qui offre une assistance précieuse après l'anesthésie, ainsi qu'une administration d'oxygène d'urgence rapide et facile. La valve fournit un soutien inestimable à la récupération post-anesthésie.

Caractéristiques techniques :

- Pression d'entrée : 50 à 75 psi (50 psi pour fournir un débit d'oxygène de 160 l/min par simple pression sur un bouton ou à la demande du cheval).
- Pression de livraison : 0 à 40 mmHg.
- Effort inspiratoire à 50 psi : 0 à 2,5 cmH<sub>2</sub>O pour démarrer le débit.
- Débit maximum : 160 l/min.
- Filtration : 4 microns.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------|-----------|--------|
| Valve - Équine | 117 19 00 | 992,38 |

## DÉBITMÈTRE ROTAMÈTRE OXYGÈNE - 15 L

Débitmètre permettant de régler le débit d'oxygène médical ou d'air devant être administré aux patients par voies respiratoires à partir d'une prise crantée normalisée.

Adapté à la pratique équine : 0 à 15L/min. Muni d'un embout verrouillable permettant le branchement à une source murale de gaz sous pression. Le débitmètre doit être positionné à la verticale. Lorsque le dispositif est raccordé, ouvrir lentement le robinet de réglage jusqu'à ce que la bille indique le débit choisi, la lecture s'effectuant au milieu de la bille. Le matériel est livré sans tétine de sortie (olive). La tétine permet le raccordement d'un tuyau à un masque à oxygène. Il peut également être équipé d'un humidificateur à usage unique, un raccord spécifique est nécessaire afin de raccorder le débitmètre

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------|-----------|-------|
| DÉBITMÈTRE 02 - 0-15 L/MIN | 117 12 30 | 83,48 |
| <b>ACCESSOIRES</b>         |           |       |
| Raccord à olive            | 115 37 60 | 4,90  |
| Humidificateur 250 ml      | 115 45 30 | 32,23 |



## ÉLECTROSTIMULATEUR PT3010P

Appareil d'électrothérapie pour traiter les douleurs aiguës et chroniques sans besoin de tondre ou raser l'animal.

Basé sur la stimulation nerveuse électrique transcutanée (TENS) et la stimulation musculaire électrique (EMS).

3 programmes de fréquence individuels pour le traitement des douleurs aiguës, chroniques ou mixtes : massage, TAB et vibrations.

5 programmes standards de renforcement musculaire et d'endurance : P4 à P8, développés par un spécialiste pour des traitements et zones spécifiques, non modifiables individuellement.

Intensité réglable pour chaque programme.

Programmes fournis sur une carte SD.

- Alimentation : 3 piles LR03 AAA 1,5 V.

- Dimensions : L 62 x H 175 x P 20 mm.

- Poids : 120 g.

Livré avec : électrostimulateur, électrodes lavables small et large, bandes Velcro élastiques pour la fixation des électrodes, 2 poches chaud/froid.

Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION                      | RÉFÉRENCE | € HT     |
|----------------------------------|-----------|----------|
| Électrostimulateur PT3010P       | 112 66 50 | 1 118,26 |
| <b>ACCESSOIRES</b>               |           |          |
| Électrode T S sans câble - Par 2 | 112 66 80 | 72,68    |
| Électrode T L sans câble - Par 2 | 112 66 70 | 72,68    |
| Câble pour électrode             | 112 67 00 | 8,30     |



## TONDEUSE AESCULAP BOVIN ÉQUIN

Tondeuse puissante 200 W spécialement recommandée pour sa grande vitesse de coupe.

Coupe constante et durable grâce à des peignes de qualité. Force d'entraînement élevée. Commande électronique du démarrage et fusible de surcharge intégré. Les peignes en acier spécial peuvent être réaffûtés à plusieurs reprises.

Livrée avec un peigne bovin.

Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------|-----------|--------|
| Tondeuse GT474               | 805 87 89 | 410,45 |
| <b>PIÈCES DE RECHANGE</b>    |           |        |
| Peigne 31 dents GT502        | 807 82 08 | 28,91  |
| Contre-peigne 15 dents GT501 | 807 82 14 | 24,34  |



## TONDEUSE HEINIGER XPLORER À BATTERIE

Tondeuse pour bovin sans fil permettant une grande aisance de mouvement lors de la tonte.

- 2450 t/min. Batterie Li-Ion 2600 mAh.

- Autonomie 60 minutes.

- Poids : 990 g. Bruit : 65 dB.

Livrée en coffret avec moteur, batterie, chargeur, un jeu de peignes de 21/23 dents.

Garantie 2 ans.

| DÉSIGNATION                                                                 | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Tondeuse sur batterie                                                       | 828 99 16 | 452,58 |
| <b>POUR TONTE CLASSIQUE TOUT BOVIN</b>                                      |           |        |
| Peigne et contre-peigne 23 - 21 dents                                       | 829 93 75 | 44,31  |
| <b>SPÉCIAL CHAROLAIS</b>                                                    |           |        |
| Peigne et contre-peigne 18 - 15 dents                                       | 834 41 01 | 47,92  |
| <b>CHEVAL. PERMET DES FINITIONS SOIGNÉES POUR CONCOURS ET PRÉSENTATIONS</b> |           |        |
| Peigne et contre-peigne 15 - 31 dents                                       | 833 38 30 | 43,99  |



## TONDEUSE HEINIGER SAPHIR

**Une tondeuse puissante et novatrice.**

Une fois utilisée, la Saphir devient un outil de travail indispensable pour la tonte professionnelle des petits animaux. Moteur 35 W à aimants permanents, silencieux et puissant. Station de recharge de qualité supérieure avec un dock supplémentaire pour une deuxième batterie, et avec indicateur de charge. Deux batteries hautement performantes conçues avec la technologie la plus récente (lithium ion), permettant une tonte de plus de 120 min pour moins de 60 min de chargement.

- Vitesse moteur : 2650 t/min.

- Puissance : 35 W.

- Temps de charge : 60 min.

- Poids : 425 g.

- Dimensions LxIxH : 204 x 50 x 41 mm.

Livrée avec peignes 1.5 mm, station de recharge, 2 batteries, huile, brosse et mode d'emploi.

Garantie 2 ans.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------|-----------|--------|
| Tondeuse Saphir       | 106 39 70 | 298,33 |
| <b>TÊTE DE TONTE</b>  |           |        |
| N°10 - Hauteur 1,5 mm | 828 63 26 | 42,80  |



## TONDEUSE AVALON

**Tondeuse de précision pour pose de cathéters.**

- Batterie Ni-MH : autonomie / 2h30.

- Temps de recharge : 2h30.

- Vitesse de 3000 mov/min.

- Puissance : 80 W.

- Poids : 580 g avec câble et tête.

Livrée avec une mallette d'accessoires : une ceinture, une brosse, un cure pied et une tête de coupe.

Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------|-----------|--------|
| Tondeuse                | 824 21 22 | 281,04 |
| <b>TÊTE DE RECHANGE</b> |           |        |
| Tête de coupe 2,5 mm    | 823 15 32 | 64,03  |



## À savoir

Après chaque tonte, lubrifier la tête de tonte. Nettoyer le filtre à air régulièrement.



## LUBRIFIANT POUR TÊTE DE COUPE

| DÉSIGNATION                                     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------------------------|-----------|-------|
| Burette 90 ml                                   | 804 47 70 | 6,03  |
| Clipper Spray - Avec germicide 300 ml           | 804 47 87 | 11,15 |
| Spray lubrifiant réfrigérant - 500 ml           | 823 15 49 | 8,04  |
| Spray lubrifiant réfrigérant Blade Ice - 400 ml | 102 25 40 | 8,09  |



## KIT LARYNGOPLASTIE TIE-BACK

**Kit prothétique pour laryngoplastie.**

Simplifie l'écartement et le maintien du cartilage aryénoïde à l'aide du dispositif de tension et de sertissage, et le remplacement du muscle paralysé par un fil.

**Le kit CLR Power X Large 80# contient :**

- 1 pince à sertir Power X 04033.

- 1 dispositif de tension large 01327.

- 6 packs stériles sutures nylon + aiguille 1/2 ronde 01326.

- 15 tubes à sertir en titane 80# 04352.

- 1 boîte inox pour la stérilisation des tubes à sertir 1003.

- 1 CD-Rom de présentation 01164.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT     |
|------------------------------|-----------|----------|
| <b>KIT COMPLET</b>           |           |          |
| Kit large 80# - 01324        | 825 90 74 | 1 090,68 |
| <b>ÉLÉMENTS DE RECHANGE</b>  |           |          |
| Pince à sertir - 4033        | 822 46 09 | 374,19   |
| Dispositif de tension - 1327 | 837 35 97 | 450,46   |
| 80# - 1326 - Par 6           | 837 35 16 | 80,22    |
| 80# 4352 - Par 15            | 822 46 21 | 60,20    |
| 70 x 45 x 8 mm - 1003        | 837 30 77 | 37,53    |
| CD-ROM - 1164                | 837 35 74 | 20,00    |



## SUPPORT À PERFUSION 5 POCHES

**Support inox à perfusion 5 poches.**

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------|-----------|--------|
| Support perfusion 5 poches | 833 37 12 | 285,54 |

## MÈCHE ÉQUINE

Diamètre 6,25 mm.

Longueur des cannelures 60 mm.

Longueur totale : 196,85 mm.

| DÉSIGNATION                                     | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------------------------|-----------|--------|
| Pour mandrin à clé de 4,5 / 5,5 / 6,2 mm - 2975 | 837 49 93 | 106,04 |



## BANDE ESMARCH

Bande latex permettant de réaliser un garrot.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 6 cm x 5 m  | 803 65 23 | 47,82 |
| 10 cm x 5 m | 803 65 46 | 58,54 |

## MASQUE PROTÈGE-ŒIL ÉQUIVET

Protège l'œil du cheval et le soulage de la douleur en conservant la possibilité de contrôler régulièrement l'évolution de la blessure.

Prévient l'aggravation de problèmes oculaires mineurs et évite de suturer. Permet la ventilation de l'œil et procure un haut niveau hygiénique.

**Le kit comprend :**

- 1 masque avec coque de protection droite ou gauche.
- 3 rondelles fourrées avec boutons pression.
- 2 tampons pour absorber les sécrétions.
- 15 tampons de gaze stériles 10 x 10 cm.
- 1 coque de protection ventilée.

| DÉSIGNATION                        | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------------|-----------|--------|
| Droit - Petit modèle - 18 cm       | 836 32 22 | 115,88 |
| Gauche - Moyen modèle - 21 cm      | 836 32 39 | 115,88 |
| Droit - Moyen modèle - 21 cm       | 836 32 45 | 115,88 |
| Gauche - Grand modèle - 24 cm      | 836 32 51 | 136,32 |
| Droit - Grand modèle - 24 cm       | 836 32 68 | 136,32 |
| Gauche - Très grand modèle - 26 cm | 836 32 74 | 136,32 |
| Droit - Très grand modèle - 26 cm  | 836 32 80 | 136,32 |



## DIAGNOSTIC - LABORATOIRE

### PLATEAU DE PESÉE 1 500 KG / 500 G

Plateau de pesée grands animaux, portée 1 500 kg, précision 500 g.

En tôle antidérapante, infrastructure en acier, facile à nettoyer.

- Quatre capteurs de pesage, quatre pieds réglables et deux poignées
- Trois boîtiers de raccordement, indice de protection IP 65
- Fonctions : pesage, tarage, hold
- Indicateur de niveau de batterie faible
- Fonction économie d'énergie avec extinction automatique

Fonctionnement sur piles avec quatre piles 1,5 V AA (livrées avec). Alimentation sur secteur en option. Interface série RS 232 et USB (câble de données en option).

Dimensions : 2087 x 1010 x 63 mm.

Poids : 112 kg. Graduation : 500 g.

Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT     |
|--------------------------|-----------|----------|
| Plateau de pesée 1500 kg | 111 90 10 | 1 407,17 |



### PLATEAU DE PESÉE 500 KG / 200 G

La balance simple, confortable et précise.

Elle se distingue par son installation et son utilisation très facile et n'exige pratiquement pas d'entretien.

Livrée avec 4 piles 1,5 V - AAA Alcaline et bloc d'alimentation.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------------|-----------|--------|
| 500 kg - Précision 200 g | 111 97 60 | 870,50 |

## TENSIOMÈTRE VET HDO ÉQUINE

Tensiomètre par oscillométrie nouvelle génération. Prise de tension, surveillance d'anesthésie, monitoring cardio-vasculaire.

Mesures : systolique, diastolique, MAP, fréquence cardiaque. Excellente corrélation avec la mesure de la pression invasive. Contrôle des arythmies (PWA) en temps réel. Visualisation des mesures en temps réel sur PC via port USB. Prises de mesures à la base de la queue sans rasage. Le câble est suffisamment long pour permettre la mesure en toute sécurité.

Alimentation : 220 V / 6 V ou 4 piles AA 1,5 V (non fournies).

Livré avec 1 brassard, câble USB 2.0 3 m.

Garantie 2 ans.

| DÉSIGNATION                                       | RÉFÉRENCE | € HT     |
|---------------------------------------------------|-----------|----------|
| Vet HDO équine avec tablette et adaptateur BT1000 | 102 36 50 | 2 552,00 |
| Brassard équine                                   | 102 37 00 | 101,18   |

## STÉTHOSCOPE LITTMANN GRANDS ANIMAUX

Forme, taille et acoustique particulièrement perfectionnées pour l'auscultation des animaux.

Membrane suspendue.

Garantie 3 ans.



| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------|-----------|--------|
| Diamètre 43/33 mm - Noir  | 106 95 70 | 141,87 |
| Tube : 69 cm              |           |        |
| <b>ACCESSOIRES</b>        |           |        |
| Embout auriculaire - Gris | 108 42 60 | 21,96  |
| Par 2 paires              |           |        |





## THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE GRANDS ANIMAUX

Thermomètre à affichage digital. Plage de 32°C à 43,9°C. Réponse en moins de 30 secondes. Mémoire dernière lecture. Arrêt automatique. Longueur 18 cm.

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|-------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| Électronique étanche    | 836 27 31 | 12,06 | 10  | 11,79 |
| <b>PILE DE RECHANGE</b> |           |       |     |       |
| Pile 1,5 V V392/SR41    | 111 88 00 | 4,07  |     |       |



## THERMOMÈTRE DIGIFARM - GRANDS ANIMAUX

Thermomètre digital pour grands animaux.

- Embout rigide monobloc fin. Longueur sonde : 15,3 cm. Longueur totale : 23 cm.
- Prise de température en 10 secondes.
- Enregistrement de la dernière valeur.
- Plage de prise de T° : 32,00 à 42,99°C / 89,60 à 109,38 °F.
- Précision : 0,1°C / 0,20°F.
- Signal sonore en fin de mesure.
- Indicateur de batterie faible.
- Coupure automatique.
- Étanchéité : IP56.
- Résistant aux chocs.

Livré dans un étui en polycarbonate transparent. Pile incluse.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------|-----------|-------|
| Grands Animaux | 116 95 80 | 12,40 |



## PROTÈGE THERMOMÈTRE

Protège thermomètre non lubrifié.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Par 1000    | 824 53 79 | 40,25 |



## LECTEUR HEMOGOLD

Lecteur d'Hémoglobine et d'Hématocrite. Plus besoin de pipette ni de cônes. Il suffit d'approcher la bandelette de l'échantillon de sang pour une absorption par capillarité. Résultats en 5 secondes. Gamme de mesure : 4-24 g/dL. Type d'échantillon : sang capillaire ou veineux. Volume d'échantillon : 1 µL. Température de fonctionnement : 10-40°C. Mémoire : 100 résultats horodatés. Bandelettes emballées individuellement. Fonctionne avec 2 piles AAA non fournies.

| DÉSIGNATION                      | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------------|-----------|--------|
| Lecteur Hemogold                 | 104 53 50 | 211,45 |
| <b>CONSOMMABLES</b>              |           |        |
| Bandelette Hemogold              | 104 53 60 | 35,27  |
| Emballage individuel - Par 25    |           |        |
| Pile 1,5 V Alkaline - LR03 / AAA | 111 87 00 | 1,23   |



## LECTEUR ACCUTREND PLUS

Détermine le taux de lactate, cholestérol et glucose. La mesure par photométrie de réflectance est réalisée à partir de bandelettes réactives spécifiques. Mémoire disponible : 100 mesures. Dimensions : 154 x 81 x 30 mm. Poids : 140 g. Alimentation : 4 piles alcalines AAA -1,5 V (non fournies). Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION                                          | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Lecteur Accutrend Plus Glucose Cholestérol - Lactate | 838 37 56 | 352,95 |
| <b>CONSOMMABLES</b>                                  |           |        |
| Test lactate - Par 25                                | 805 95 24 | 227,42 |
| Pile 1,5 V Alkaline - LR03 / AAA                     | 111 87 00 | 1,23   |



## LECTEUR DE LACTATE EDGE

Appareil ultra compact mesurant le lactate dans le sang en moins de 45 secondes. Très simple d'utilisation, analyse possible à partir d'une goutte de sang capillaire. Jusqu'à 300 analyses mémorisables. Connexion informatique possible. Livré avec : housse de transport, stylo autopiqueur, 5 bandelettes réactives, 5 lancettes, 1 pile CR2032, bistouris, puce de calibration et notice. Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------|-----------|--------|
| Lecteur de lactate Edge   | 824 33 11 | 257,02 |
| <b>CONSOMMABLES</b>       |           |        |
| Pile 3 V Lithium - CR2032 | 111 88 90 | 6,57   |



## TOISE TÉLESCOPIQUE

Toise de 60 cm. Ruban permettant une mesure maximale de 3,65 m. Double système de mesure : métrique et anglo-saxon.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------|-----------|-------|
| Toise équine télescopique | 807 06 32 | 90,58 |



## TROCAR À SAIGNER

Trocart à saigner en acier inoxydable avec manche-étui se vissant sur le trocart.

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------|-----------|-------|
| Diam. 6 mm - Long. 8 cm | 800 19 73 | 33,76 |



## BROSSE À CYTOLOGIE POUR FIBROSCOPE

Brosse à cytologie souple.

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------|-----------|--------|
| <b>BROSSE CYTOLOGIE</b> |           |        |
| D.2,45 mm x L.230 cm    | 106 12 60 | 123,68 |

## TONOVET

Tonomètre pratique qui tient dans la main, spécialement conçu pour l'ophtalmologie vétérinaire.

Mesures rapides et précises de la pression intraoculaire. Le contact de la sonde avec la cornée est léger et rapide et ne provoque pas de réflexe cornéen : sédation ou anesthésique ne sont pas nécessaires. Sécurité microbiologique grâce à des sondes à usage unique. Livré dans un coffret avec 100 sondes jetables. Garantie 1 an.



| DÉSIGNATION                             | RÉFÉRENCE | € HT     |
|-----------------------------------------|-----------|----------|
| Tono-Vet                                | 829 78 21 | 3 500,88 |
| <b>CONSOUMMABLES</b>                    |           |          |
| Stylets UU - Par 100                    | 836 25 47 | 149,08   |
| Sonde UU - Par 100                      | 115 92 80 | 118,80   |
| Pile 1,5 V Alkaline - AA / LR06 - Par 4 | 111 86 70 | 4,14     |
| <b>PIÈCE DÉTACHÉE</b>                   |           |          |
| Support stylet                          | 115 64 20 | 67,78    |



## TONOVET PLUS

Mesure la pression intraoculaire pour chat, chien, cheval, lapin.

Interface utilisateur intuitive.

Option de mesure automatique.

Voyants lumineux pour orienter la mesure sans se soucier de l'angle et viser le centre de la cornée : vert, le Tonovet Plus est prêt à mesurer et rouge, il est nécessaire de le repositionner avec un angle de 90° sur l'œil, et parallèlement au sol.

Une unique pression suffit pour 6 prises de mesures rapides successives avec une lecture moyenne finale de la pression intra oculaire (IOP).

- Plage de mesure : 10 - 60 mmHg
- Précision : +/- 2,5 mmHg (10 - 30 mmHg) et +/- 10 % (> 30 - 60 mmHg)
- Répétabilité (coefficient de variation) : < 8 %
- Précision de l'affichage : 1 mmHg
- Poids : 140 g (sans piles)

Livré avec 4 piles AA, 100 sondes UU, mallette en aluminium, 1 paquet IOP, nettoyant de sonde, poignée en silicone, base de sonde de rechange, manuels d'instructions sur clé USB. Garantie 1 an.

1060340 Tonovet Plus from Votre vétérinaire on Vimeo.

| DÉSIGNATION                             | RÉFÉRENCE | € HT     |
|-----------------------------------------|-----------|----------|
| Tonovet Plus                            | 106 03 40 | 2 923,40 |
| <b>CONSOUMMABLES</b>                    |           |          |
| Stylets UU - Par 100                    | 836 25 47 | 149,08   |
| Sonde UU - Par 100                      | 115 92 80 | 118,80   |
| Pile 1,5 V Alkaline - AA / LR06 - Par 4 | 111 86 70 | 4,14     |
| <b>PIÈCE DÉTACHÉE</b>                   |           |          |
| Support stylet                          | 115 64 20 | 67,78    |

## LAMPE À FENTE SL280

Lampe à fente portable LED SL280 2 grossissements 10x et 16x robuste et légère.

Un éclairage de plus de 6 heures d'utilisation continue, le must quotidien d'une lampe à fente.

- Optiques multicouches pour des images claires et lumineuses, sans distorsion
  - Grossissement 10x et 16x par levier de sélection
  - Éclairage LED haute puissance contrôlable par roue tournante
  - Contrôle précis de l'éclairage de 1 000 lux à 40 000 lux
  - Ouvertures - 1 x 1, 0,15, 0,5, 0,8, 1,6 et 12 mm
  - Filtres : sans rouge, bleu cobalt, bleu neutre, densité neutre et transparent
  - Bouton marche/arrêt automatique : l'appareil s'éteint lorsqu'il est placé sur la plaque de charge et s'allume automatiquement
  - Chargement rapide : moins de 2 heures
  - Autonomie : plus de 6 heures d'utilisation continue
  - Poids : 880 g
  - Convergence : 13°
  - Angle de fente : +/- 60°
  - Distance de travail : 10x environ 90 mm, 16x 72 mm
  - Champ de vision : 10x environ 14 mm, 16x 11 mm
  - Portée PD : 50 à 78 mm
  - Correction oculaire : +/- 7 dioptries
  - Dimensions : 163 x 124 x 205 mm
- Garanties : 5 ans de garantie physique sur le produit (y compris la pile au lithium) et 10 ans sur le LED.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT     |
|---------------------|-----------|----------|
| Lampe à fente SL280 | 110 28 40 | 3 742,19 |

## LAMPE À FENTE HSL 150 HEINE

Pour l'examen du segment antérieur.

Fente réglable (largeur x hauteur) de 0,2 x 10 mm à 4 x 14 mm pour une illumination focale directe avec une section optique. Grossissement 6x. Image grossie très détaillée avec peu de reflets.

Filtre interférentiel bleu pour examen de la cornée. Optique réglable instantanément pour l'œil gauche ou droit. Distance de travail augmentée. Grand champ de vision.

Utilisable avec les manches Heine 3,5 V. Livrée sans manche et sans loupe 10x. Garantie 5 ans.



| DÉSIGNATION                     | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------------|-----------|--------|
| Lampe à fente 3,5 V à variateur | 806 78 54 | 838,63 |
| <b>OPTIONS</b>                  |           |        |
| Chargeur de table NT4           | 102 66 70 | 318,95 |
| Manche Beta NT4                 | 102 67 20 | 244,23 |
| Loupe grossissante 10x          | 829 48 92 | 181,78 |
| <b>AMPOULE DE RECHANGE</b>      |           |        |
| Ampoule 3,5 V - 099             | 807 25 94 | 39,11  |
| Ampoule 2,5 V - 098             | 838 87 36 | 39,11  |



## RÉTRACTEUR IM3

Pince à double usage : rétracteur à lèvres en pratique canine et releveur de paupière en médecine équine.

Mors recouvert de plastique pour minimiser les traumatismes. Autoclavable.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------|-----------|-------|
| Rétracteur iM3 | 828 15 47 | 26,11 |



## SONDE DE LAVAGE OCULAIRE EQUIVET

Ce kit comprend :

- 1 cathéter subpalpébral en silicone Ø int. 1,5 mm, Ø ext. 2,5 mm et longueur 90 cm
- 1 trocart pour la mise en place du cathéter
- 1 aiguille émoussée 16G x 1
- 1 site d'injection avec capsule de protection

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 5 Fr        | 101 76 40 | 75,10 |
| 8 Fr        | 834 77 14 | 75,10 |

## CONTENTION - PROTECTION

### COLLIER EN BOIS POUR CHEVAL



Pour immobilisation du cou.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------|-----------|-------|
| Collier en bois | 806 31 93 | 42,92 |

### TORD NEZ

Pour la contention des grands animaux.



| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------|-----------|-------|
| Manche plastique | 802 47 96 | 30,03 |
| Manche bois      | 819 04 54 | 37,60 |



### PLATE-LONGE

Intérieur nylon doux.

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------|-----------|-------|
| 4 cm x 8,5 m | 802 48 10 | 33,94 |



### LONGE BULL SNAP

Longe à très grosse section : 20 mm, anti-glisse. Mousqueton très solide.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 2,3 m       | 825 02 97 | 8,27 |



### ENTRAVON RÉGLABLE

Entraves renforcées, grande résistance grâce à un tissage spécial. Grosse épaisseur pour usage extrême.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Entravon    | 827 83 44 | 13,31 |



### MUSELIÈRE CHEVAL

Muselière panier en nylon, renforcée dans la zone du museau. Empêche le cheval de manger trop rapidement en pâturage. Facile à poser.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------|-----------|-------|
| 16 cm - Poulain | 820 71 37 | 18,97 |
| 20 cm - Poney   | 820 71 20 | 18,97 |
| 23 cm - Cheval  | 820 71 14 | 16,58 |



### SUPERMASK

Masque de protection très résistant à l'abrasion et aux déchirures, contre les mouches, le soleil et la poussière.

Ne gêne pas la vision, excellente tenue. Les tailles horse et arabe correspondent à des chevaux < 1,60 m. La taille yearling est destinée à des poulains et poneys. La taille foal/poney aux très petits poneys. Matière : mailles filet bordé mouton synthétique pour plus de confort. Ce masque possède une large ouverture au niveau des oreilles et du toupet, il s'ajuste sous la gorge pour assurer un confort sans frottement. Lavable en machine.

| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------|-----------|-------|
| <b>MODÈLE AVEC OREILLES</b> |           |       |
| Taille Arabe                | 838 58 96 | 49,51 |
| Taille XL                   | 107 36 60 | 49,99 |
| <b>MODÈLE SANS OREILLE</b>  |           |       |
| Taille Foal / Poney         | 838 59 10 | 35,64 |
| Taille Horse                | 107 36 80 | 35,64 |
| Taille Arabe                | 107 36 70 | 35,64 |
| Taille Yearling             | 836 20 04 | 35,13 |



### COUVERTURE ANTI-MOUCHES CHEVAL

Couverture légère, solide et agréable pour le pré et le paddock.

La matière brillante et respirante, ainsi que la couleur claire protège de la chaleur, le polyester souple à mailles serrées offre une protection optimale contre les mouches et les insectes. Courroies de cuisse amovibles et élastiques empêchant la couverture de glisser. Encolure amovible à fixer avec des fermetures velcro. Lavable en machine à 30°C.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 125 cm      | 104 32 00 | 38,84 |
| 135 cm      | 104 32 10 | 38,84 |
| 145 cm      | 104 31 60 | 38,84 |
| 155 cm      | 104 31 80 | 38,84 |
| 165 cm      | 104 31 90 | 38,84 |



### GUÊTRE DE TRANSPORT

Extérieur néoprène pour une bonne protection contre les chocs, intérieur textile détachable et lavable doublé de microfibre polyester et de feutre anti-peeling. Fixation par velcro pour un bon maintien.

| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------|-----------|-------|
| <b>GUÊTRES</b>              |           |       |
| Taille M - Pur sang - Par 4 | 825 03 05 | 56,58 |
| Taille L - Selle - Par 4    | 825 03 11 | 57,69 |







## SHAMPOOING EKINAT

Ce shampoing Universel pour chevaux Ekinat se compose d'excipients, d'une base lavante d'origine naturelle, d'huiles essentielles de romarin (issu de l'agriculture biologique) et pin, d'un neutralisateur naturel d'odeur, de provitamine B5 et de conservateurs. Le romarin revitalise la robe et la peau et le pin a un effet purifiant.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 400 ml      | 113 78 40 | 6,34 |



## DÉMÊLANT EKINAT

La lotion super démêlante Ekinat permet un démêlage rapide et sans effort de la queue et de la crinière. Il apporte aussi de la brillance aux crins du cheval. Ce produit se compose d'excipients, de protéine de riz, d'extraits d'avoine (issu de l'agriculture biologique), des conditionneurs, de parfum et de conservateur. Le lait d'avoine hydrate et facilite le démêlage. De plus, la protéine de riz hydrate, fortifie la robe et apporte du volume.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 500 ml      | 113 78 50 | 11,29 |

## COFFRE DE PANSAGE

Complet avec compartiment amovible comprenant : étrille caoutchouc ovale, cure-pieds, éponge viscosse, brosse à crinière standard petite, étrille PVC, brosse et peigne à crinière sans manche.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------|-----------|-------|
| Coffre 7 pièces | 825 03 40 | 30,28 |



## ÉTRILLE OSTER CHEVAL

Pour décrassage et massage. Poignée caoutchouc « control touch » à forme ergonomique pour un travail agréable.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------|-----------|-------|
| Petits picots | 818 20 35 | 10,29 |



## CURE-PIED OSTER

Acier de haute qualité.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| Cure pied   | 835 77 76 | 4,77 |



## HYGIÈNE ET SOINS



## ATTRAPE MOUCHE

Bande collante pour écurie avec agent appétant intégré dans la colle. Les insectes sont attirés par les phéromones et restent englués. Sans produit chimique, ni insecticide. Largeur : 30 cm. Longueur : 9 m.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Le rouleau  | 835 99 30 | 12,97 |



## BAC RANGEMENT PLASTIQUE

Bac de rangement multifonctions. L 38 x l 25 x h 11,5 cm.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT |
|--------------------------|-----------|------|
| Coloris suivant arrivage | 833 36 81 | 5,45 |





## FACILE DE FAIRE DE LA BACTERIO QUAND IL Y A LE BON OUTIL À LA FERME

Pathogène identifié :  
STREPTOCOCCUS



MAST547 / 0324



### FACILE

Analyseur simple  
d'utilisation et sans  
contraintes



### RAPIDE

Résultats avec  
antibiogramme en  
moins de 24h



### POLYVALENT

Détection des bactéries  
lors des mammites  
cliniques et subcliniques



### CONNECTÉ

Lien direct et continu entre  
le vétérinaire et l'éleveur  
pour un meilleur suivi

## Rurale

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| • Injection                          | 346 |
| • Gynécologie                        | 351 |
| • Contention                         | 360 |
| • Soin du pied                       | 363 |
| • Écornage                           | 366 |
| • Digestif                           | 367 |
| • Drogage                            | 369 |
| • Marquage                           | 371 |
| • Tonte                              | 374 |
| • Volailles                          | 375 |
| • Diagnostic et locaux<br>d'élevages | 375 |



## INJECTION

### SERINGUES



### SERINGUE BOVIVET

Seringue en plexiglas, embout luer-lock en métal. Incassable, stérilisable.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT |
|---------------------|-----------|------|
| 10 ml               | 833 79 40 | 4,20 |
| 20 ml               | 833 79 57 | 4,24 |
| 30 ml               | 833 79 63 | 4,26 |
| 50 ml               | 833 79 86 | 5,46 |
| <b>JOINT</b>        |           |      |
| Pour seringue 10 ml | 102 08 80 | 1,00 |
| Pour seringue 30 ml | 103 91 50 | 1,00 |



### SERINGUE ELPLEX

Seringue en plastique moulé très résistant avec graduations indélébiles.


| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------|-----------|------|-----|------|
| 10 ml       | 800 36 24 | 3,30 | 10  | 3,19 |
| 20 ml       | 800 36 30 | 3,64 | 10  | 3,48 |
| 30 ml       | 800 36 47 | 4,19 | 10  | 3,99 |
| 50 ml       | 800 36 76 | 4,10 |     |      |



### SERINGUE GENIAPLEX RALLONGÉE

Seringue hypodermique rallongée 65 cm. Plexiglas tourné dans la masse et traité pour éviter les déformations et les craquelures. Piston, axe, bécuille en acier inoxydable et chapeau en zamac chromé. Joint plat en silicone, biseauté, très résistant, hydrophobe, anti-adhérent, assurant une étanchéité parfaite et un glissement léger du piston. Résistante à l'ébullition ou à l'autoclave jusqu'à 125°C (30@min - 1,3 bars), mais non à l'alcool.

| DÉSIGNATION                      | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------------|-----------|--------|
| 5 ml - Court - Graduation 0,5 ml | 836 50 72 | 110,23 |
| 30 ml - Court - Graduation 2 ml  | 836 50 89 | 115,14 |
| 50 ml - Court - Graduation 2 ml  | 818 18 63 | 132,65 |
| <b>PIÈCES DÉTACHÉES</b>          |           |        |
| Cuve/corps 20 ml rallongée       | 100 79 60 | 27,78  |



### SERINGUE GENIAPLEX

Seringue hypodermique en plexiglas pour professionnels et usages intensifs. Pièces métalliques en inox et en laiton chromé. Le joint plat siliconé et biseauté est très résistant et assure une étanchéité parfaite de même qu'un glissement léger du piston. Livrée avec joint supplémentaire et un flacon d'huile silicone.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT   | UV2 | € HT  |
|---------------|-----------|--------|-----|-------|
| 2 ml - Long   | 800 36 82 | 37,87  | 10  | 36,36 |
| 5 ml - Court  | 800 37 07 | 38,28  | 10  | 37,39 |
| 5 ml - Long   | 800 37 13 | 41,49  | 10  | 40,84 |
| 10 ml - Court | 800 37 36 | 39,91  | 10  | 38,37 |
| 20 ml - Court | 800 37 65 | 44,27  | 10  | 43,79 |
| 30 ml - Court | 800 37 88 | 51,12  | 10  | 50,11 |
| 30 ml - Long  | 800 37 94 | 55,62  | 10  | 54,74 |
| 50 ml - Court | 800 38 02 | 65,42  | 10  | 62,35 |
| 50 ml - Long  | 800 38 19 | 66,55  |     |       |
| 60 ml - Court | 800 38 25 | 103,12 |     |       |
| 60 ml - Long  | 800 38 31 | 102,06 |     |       |
| 100 ml - Long | 800 37 59 | 91,65  |     |       |

| <b>PIÈCES DÉTACHÉES</b>                                        |           |       |  |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-------|--|--|
| 1 - Axe long 80 mm p/ 2-3 ou 5 ml court                        | 801 58 05 | 3,16  |  |  |
| 1 - Axe long 125 mm p/ 30 ml long - 60 ml court - 100 ml court | 801 62 07 | 3,35  |  |  |
| 1 - Axe court 50 ml                                            | 801 62 59 | 3,63  |  |  |
| 1 - Axe long 150 mm p/ 50 ml long                              | 801 62 94 | 4,21  |  |  |
| 1 - Axe long 175 mm p/ 60 ml long et 100 ml long               | 801 63 77 | 4,05  |  |  |
| 2 - Chapeau p/ 2 - 3 ou 5 ml long                              | 801 58 11 | 6,03  |  |  |
| 2 - Chapeau p/ 5 ml court et 10 ml                             | 801 59 00 | 8,68  |  |  |
| 2 - Chapeau p/ 20 ml et 30 ml long                             | 801 61 24 | 9,60  |  |  |
| 2 - Chapeau p/ 30 ml court - 50 ml long et 60 ml long          | 801 61 76 | 11,87 |  |  |
| 2 - Chapeau p/ 50 ml court - 60 ml court et 100 ml long        | 801 62 65 | 15,02 |  |  |



### BÂTON INJECTION À DISTANCE

Rallonge légère et rigide de 70 cm pour injections à distance.

0,80 m de tuyau armé entre la seringue et la rallonge. S'adapte sur tous types de seringues Génia. Aluminium anodisé. Tuyau armé : permet l'injection de produits épais. Embase Luer-Lock monobloc. Poignée en plastique. Longueur totale du tuyau : 1,50 m (volume 19 ml).

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| 70 cm                    | 800 40 03 | 37,67 |
| <b>PIÈCE DE RECHANGE</b> |           |       |
| Raccord à olive          | 822 01 03 | 10,26 |

| DÉSIGNATION                                           | RÉFÉRENCE | € HT   | UV2 | € HT |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------|-----|------|
| 2 - Chapeau p/ 100 ml court                           | 801 60 35 | 12,92  |     |      |
| 3 - Piston p/ 2 - 3 ou 5 ml long                      | 801 58 34 | 4,40   |     |      |
| 3 - Piston p/ 5 ml court et 10 ml                     | 801 59 23 | 4,61   |     |      |
| 3 - Piston p/ 20 ml et 30 ml long                     | 801 61 47 | 5,09   |     |      |
| 3 - Piston p/ 30 ml court et 50 ml long et 60 ml long | 801 61 99 | 8,20   |     |      |
| 3 - Piston 100 ml court                               | 801 60 58 | 12,92  |     |      |
| 4 - Bécuille                                          | 840 23 82 | 8,12   |     |      |
| 4 - Joint 5-10 ml court Par 6                         | 800 51 90 | 5,09   | 3   | 4,16 |
| 4 - Joint 20 ml court, 30 ml long - Par 6             | 800 52 09 | 4,98   | 3   | 4,45 |
| 4 - Joint 30 ml court, 50-60 ml long - Par 6          | 800 52 15 | 7,95   | 3   | 7,09 |
| 4 - Joint 50-60 ml court, 100 ml long - Par 6         | 800 52 38 | 10,38  |     |      |
| 4 - Joint 100 ml court Par 6                          | 801 57 51 | 13,38  |     |      |
| 5 - Cuve/corps 2 ml                                   | 801 58 28 | 24,61  |     |      |
| 5 - Cuve/corps 3 ml                                   | 801 58 63 | 45,60  |     |      |
| 5 - Cuve/corps 5 ml long                              | 801 59 69 | 32,09  |     |      |
| 5 - Cuve/corps 5 ml court                             | 801 52 60 | 27,47  |     |      |
| 5 - Cuve/corps 10 ml                                  | 801 60 06 | 29,19  |     |      |
| 5 - Cuve/corps 20 ml excentrée                        | 801 61 30 | 33,73  |     |      |
| 5 - Cuve/corps 30 ml long                             | 801 62 36 | 53,94  |     |      |
| 5 - Cuve/corps 30 ml court                            | 801 61 82 | 42,16  |     |      |
| 5 - Cuve/corps 50 ml long                             | 801 63 19 | 60,34  |     |      |
| 5 - Cuve/corps 50 ml court                            | 801 62 71 | 56,17  |     |      |
| 5 - Cuve/corps 60 ml long                             | 801 64 08 | 103,41 |     |      |
| 5 - Cuve/corps 60 ml court                            | 801 63 54 | 97,84  |     |      |
| 5 - Cuve/corps 100 ml long                            | 801 60 87 | 89,31  |     |      |
| 5 - Cuve/corps 100 ml court                           | 801 60 41 | 75,86  |     |      |
| 5 - Cuve/corps 300 ml avec joint et huile             | 106 21 70 | 29,91  |     |      |



### SERINGUE METALPLEX RALLONGÉE

Rallonge rigide en aluminium anodisé. Longueur totale 65 cm. Embase Luer-Lock monobloc, centrée.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 10 ml       | 823 96 28 | 62,57 |
| 30 ml       | 819 83 78 | 56,90 |
| 50 ml       | 821 22 33 | 57,44 |



## SERINGUE METALPLEX

Seringue autoclavable en plastique moulé avec graduations indélébiles. Piston, chapeau et axe en laiton nickelé, démontables. Joint en silicone. Embout Luer-Lock.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|-------------|-----------|-------|-----|-------|
| 5 ml        | 800 38 48 | 8,69  | 10  | 8,57  |
| 10 ml       | 800 38 54 | 9,63  | 10  | 9,17  |
| 20 ml       | 800 38 60 | 10,75 | 10  | 10,21 |
| 30 ml       | 800 38 77 | 11,43 | 10  | 11,15 |
| 50 ml       | 800 38 83 | 12,64 | 10  | 12,31 |

### PIÈCES DÉTACHÉES

|                                           |           |       |   |      |
|-------------------------------------------|-----------|-------|---|------|
| 1 - Cuve/corps 5 ml                       | 801 64 66 | 2,79  |   |      |
| 1 - Cuve/corps 10 ml                      | 801 65 03 | 2,17  |   |      |
| 1 - Cuve/corps 20 ml                      | 801 65 49 | 3,04  |   |      |
| 1 - Cuve/corps 50 ml                      | 801 66 09 | 4,39  |   |      |
| 2 - Piston 5 ml                           | 801 64 72 | 1,68  |   |      |
| 2 - Piston 10 ml                          | 801 65 26 | 2,42  |   |      |
| 2 - Piston 20 ml                          | 801 65 55 | 3,31  |   |      |
| 2 - Piston 30 ml                          | 801 65 84 | 4,10  |   |      |
| 2 - Piston 50 ml                          | 833 44 27 | 6,12  |   |      |
| 3 - Axe 5 / 10 / 20 / 30 / 50 ml          | 801 64 37 | 2,71  |   |      |
| 4 - Béquille                              | 840 23 82 | 8,12  |   |      |
| Joint 5-10 ml court - Par 6               | 800 51 90 | 5,09  | 3 | 4,16 |
| Joint 20 ml court, 30 ml long - Par 6     | 800 52 09 | 4,98  | 3 | 4,45 |
| Joint 50-60 ml court, 100 ml long - Par 6 | 800 52 38 | 10,38 |   |      |



## SERINGUE AUTOMATIQUE FERROMATIC

Seringue de référence pour l'injection de fer, graduée par 0,5 ml.

Support pour les doigts pour une plus grande facilité d'emploi.

Modèle 91.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 3 ml        | 107 39 40 | 99,03 |
| 5 ml        | 106 34 70 | 89,32 |

### PIÈCES DÉTACHÉES

|                                                             |           |       |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| 2 - Écrou 5 ml                                              | 838 85 93 | 15,36 |
| 3 - Cylindre en verre 3 ml                                  | 835 56 65 | 6,49  |
| 3 - Cylindre en verre 5 ml                                  | 829 14 22 | 5,43  |
| 10 - Rondelle 10 ml                                         | 819 86 80 | 2,94  |
| 10 - Rondelle 5 ml                                          | 819 80 88 | 3,58  |
| 11 - Soupape avec rondelle                                  | 819 64 80 | 4,01  |
| 12 - Ressort à pression                                     | 819 94 78 | 1,62  |
| 13 - Embout luer lock                                       | 819 65 05 | 20,53 |
| 13 - Embout à vis                                           | 818 75 58 | 28,74 |
| 14 - Rondelle                                               | 820 58 94 | 1,13  |
| 21 - Rondelle                                               | 819 89 41 | 2,76  |
| 24 - Soupape en caoutchouc                                  | 820 26 02 | 6,47  |
| 25 - Ressort à pression                                     | 819 94 61 | 1,90  |
| 26 - Ressort à pression                                     | 818 57 20 | 1,61  |
| Set de pièces de rechange 3 ml (10, 11, 16, 21, 24, 25, 26) | 835 56 59 | 19,94 |
| Set de pièces de rechange 5 ml (10, 11, 16, 21, 24, 25, 26) | 801 50 53 | 18,20 |
| Aiguille plongeuse 9 cm                                     | 801 49 93 | 9,62  |
| Tube silicone diam. 3 x 7 mm                                | 800 55 11 | 3,68  |



## SERINGUE AUTOMATIQUE ECO-MATIC

Seringue entièrement en plastique de première qualité avec cylindre haute résistance.

Réglage du dosage précis et en continu.

Grande précision de dosage spécialement pour les petites quantités, tolérance <1%.

Embase Luer-lock en métal inusable.

| DÉSIGNATION                                                         | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----|------|
| 1 - AVEC ADAPTATEUR BOUTEILLE (100 ML MAXI) ET PANIER DE PROTECTION |           |      |     |      |

2 ml - Réglage de 0,2 à 2 ml par 0,1 ml

|  |           |       |
|--|-----------|-------|
|  | 833 77 33 | 21,45 |
|--|-----------|-------|

2 - AVEC 3 BAGUES POUR FLAcons (10-500 ML ET PLUS)

|        |           |       |   |       |
|--------|-----------|-------|---|-------|
| 0,3 ml | 828 91 87 | 25,24 | 5 | 24,34 |
| 1 ml   | 828 91 93 | 24,55 | 5 | 23,68 |
| 2 ml   | 828 92 01 | 22,16 | 5 | 21,03 |
| 5 ml   | 828 92 18 | 22,16 | 5 | 21,03 |

### 3 - AVEC TUBE PLONGEUR

|                  |           |       |
|------------------|-----------|-------|
| 2 ml             |           |       |
| Réglage à 0,2 ml | 833 77 10 | 20,58 |
| 5 ml             |           |       |
| Réglage à 0,5 ml | 833 77 56 | 21,27 |

### PIÈCES DÉTACHÉES

|                    |           |       |
|--------------------|-----------|-------|
| Cylindre 2 ml      | 820 51 15 | 11,68 |
| Kit joints         |           |       |
| Pour seringue 2 ml | 818 29 28 | 1,84  |
| Bouteille          |           |       |
| Kit joints         |           |       |
| Pour seringue 5 ml | 818 29 34 | 2,22  |
| Bouteille          |           |       |

## SERINGUE AUTOMATIQUE FLAMATIC

Seringue en plastique moulé indéformable. Aspiro-injecteur avec billes et ressorts en inox. Graduons du réservoir indélébiles. Entièrement démontable. Blocage de l'aiguille sur embase Luer-lock par un capuchon avec surface plane. S'utilise directement avec le flacon de médicament.


| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|------------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| 2 ml - Graduation au 1/10 ml | 800 35 35 | 59,74 | 3   | 56,10 |
| 5 ml - Graduation au 1/2 ml  | 117 18 40 | 47,86 |     |       |

### PIÈCES DÉTACHÉES

|                                                              |           |      |   |      |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------|---|------|
| 3 - Ressort d'injection inox                                 | 818 56 31 | 2,87 |   |      |
| 3 bis - Ressort d'injection inox côté tuyau (spires serrées) | 818 91 55 | 1,88 |   |      |
| 6 - Joint 5-10 ml court - Par 6                              | 800 51 90 | 5,09 | 3 | 4,16 |
| 7 - Cuve 2 ml                                                | 829 36 51 | 3,63 |   |      |
| 7 - Cuve 5 ml                                                | 838 93 68 | 5,41 |   |      |
| 17 - Patins de glissement                                    | 838 39 57 | 2,79 |   |      |
| 18 - Joint de siège d'aspiro injecteur arrière - Par 6       | 841 09 44 | 2,60 |   |      |



## INJECTION



### SERINGUE AUTOMATIQUE VET-MATIC

Seringue automatique pour préparation pharmaceutique.

- Alimentation par tube plongeur.
- Démontage et entretien très facile.
- Dosage précis et réglable.
- Double embout de canules.

Livrée avec tuyau et tube ascendant.



| DÉSIGNATION                                                 | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| 5 ml - Réglable à 0,5 ml                                    | 800 35 93 | 60,49 | 2   | 59,67 |
| <b>PIÈCES DÉTACHÉES</b>                                     |           |       |     |       |
| 3 - Cylindre verre 5 ml                                     | 801 50 76 | 5,51  |     |       |
| 3 - Cylindre 10 ml                                          | 821 10 15 | 6,08  |     |       |
| 5 - Ressort de pression                                     | 821 21 09 | 1,90  |     |       |
| 10 - Rondelle 5 ml                                          | 819 80 88 | 3,58  |     |       |
| 11 - Soupape avec rondelle                                  | 819 64 80 | 4,01  |     |       |
| 26 - Ressort à pression                                     | 818 57 20 | 1,61  |     |       |
| 16 - Tube à l'ascension                                     | 838 80 73 | 16,92 |     |       |
| Tube silicone diam. 3 x 7 mm                                | 800 55 11 | 3,68  |     |       |
| Aiguille plongeuse 9 cm                                     | 801 49 93 | 9,62  |     |       |
| Set de pièces de rechange 5 ml (10, 11, 16, 21, 24, 25, 26) | 801 50 53 | 18,20 |     |       |

### SERINGUE AUTOMATIQUE OVIJECTOR

Pour animaux de basse-cour.

Livrée avec 1 aiguille.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------|-----------|--------|
| 1 ml - Réglable à 1/10 ml | 800 34 17 | 113,17 |
| 2 ml - Réglable à 1/4 ml  | 805 43 08 | 112,68 |
| Kit de réparation MK1     | 829 14 39 | 10,73  |
| Kit de réparation MK2     | 829 14 51 | 10,73  |



### SERINGUE AUTOMATIQUE SOCOREX

Seringue à remplissage automatique, réglage du volume par vis micrométrique.

Le modèle avec tuyau plongeur est destiné à la vaccination en grande série.

Le modèle avec porte-flacon s'utilise pour la vaccination des porcelets.

| DÉSIGNATION                         | RÉFÉRENCE | € HT   | UV2 | € HT   |
|-------------------------------------|-----------|--------|-----|--------|
| <b>SERINGUE AVEC PORTE-FLACON</b>   |           |        |     |        |
| 0,3 ml                              | 821 85 08 | 163,05 | 3   | 146,61 |
| Réglable à 0,025 ml                 |           |        |     |        |
| 0,5 ml                              | 818 66 07 | 160,21 |     |        |
| Réglable à 0,1 ml                   |           |        |     |        |
| 1 ml -                              | 800 35 58 | 112,68 |     |        |
| Réglable à 0,05 ml                  |           |        |     |        |
| 2 ml                                | 800 35 64 | 112,42 |     |        |
| Réglable à 0,1 ml                   |           |        |     |        |
| 5 ml                                | 800 35 70 | 116,11 |     |        |
| Réglable à 0,5 ml                   |           |        |     |        |
| <b>SERINGUE AVEC TUYAU PLONGEUR</b> |           |        |     |        |
| 0,3 ml                              | 821 17 42 | 132,19 | 3   | 122,23 |
| Réglable à 0,025 ml                 |           |        |     |        |
| 0,5 ml                              | 837 80 28 | 124,81 |     |        |
| Réglable à 0,1 ml                   |           |        |     |        |
| 1 ml                                | 806 15 96 | 112,39 |     |        |
| Réglable à 0,05 ml                  |           |        |     |        |
| 2 ml                                | 806 15 73 | 133,93 |     |        |
| Réglable à 0,1 ml                   |           |        |     |        |
| 5 ml                                | 805 39 06 | 132,58 |     |        |
| Réglable à 0,5 ml                   |           |        |     |        |
| 10 ml                               | 843 11 07 | 161,47 |     |        |
| Réglable à 1 ml                     |           |        |     |        |



| DÉSIGNATION                                     | RÉFÉRENCE | € HT   | UV2 | € HT  |
|-------------------------------------------------|-----------|--------|-----|-------|
| <b>SERINGUE DOUBLE</b>                          |           |        |     |       |
| 0,5 ml                                          | 820 41 85 | 297,38 |     |       |
| Réglable à 0,1 ml                               |           |        |     |       |
| 1 ml                                            | 836 47 76 | 305,96 |     |       |
| Réglable à 0,05 ml                              |           |        |     |       |
| 2 ml                                            | 818 18 57 | 303,17 |     |       |
| Réglable à 0,1 ml                               |           |        |     |       |
| <b>PIÈCES DÉTACHÉES MODÈLE PORTE-FLACON</b>     |           |        |     |       |
| 2 - Ressort seringue 0,5 ml                     | 826 37 62 | 5,34   |     |       |
| 2 - Ressort seringue 2 ml                       | 818 87 24 | 9,84   |     |       |
| 6 - Piston 0,5 ml                               | 820 80 36 | 18,56  |     |       |
| 6 - Piston 1 ml                                 | 835 83 04 | 28,66  |     |       |
| 6 - Piston 2 ml                                 | 838 82 16 | 34,38  |     |       |
| 6 - Piston 5 ml                                 | 838 82 22 | 41,77  |     |       |
| 7 - Cylindre verre 0,5 ml                       | 837 79 51 | 33,45  |     |       |
| 7 - Cylindre verre 1 ml                         | 801 57 74 | 16,09  |     |       |
| 7 - Cylindre verre 2 ml                         | 801 57 80 | 17,63  |     |       |
| 7 - Cylindre verre 5 ml                         | 801 57 97 | 23,60  |     |       |
| 7 - Cylindre verre 10 ml                        | 829 20 25 | 24,36  |     |       |
| 7 - Cylindre verre 20 ml                        | 823 43 29 | 117,61 |     |       |
| 8 - Corps 0,5 ml                                | 820 67 87 | 128,08 |     |       |
| Rallonge rigide 30 cm                           | 838 55 25 | 87,39  |     |       |
| <b>PIÈCES DÉTACHÉES MODÈLE AVEC TUYAU</b>       |           |        |     |       |
| 13 - Rondelle                                   | 818 59 96 | 2,29   |     |       |
| 14 - Embout                                     | 835 07 80 | 27,15  |     |       |
| 17 - Bille de soupape                           | 818 87 82 | 2,48   |     |       |
| 24 - Suceur                                     | 825 57 80 | 19,29  |     |       |
| 41 - Poignée                                    | 818 66 71 | 48,15  |     |       |
| 48 - Poignée double 2 ml                        | 106 21 30 | 35,08  |     |       |
| 52 - Aiguille porte-flacon                      | 835 56 36 | 26,24  |     |       |
| 54 - Bague porte-flacon                         | 838 98 36 | 9,03   |     |       |
| 55 - Étrier porte-flacon                        | 836 43 22 | 10,21  |     |       |
| 56 - Rondelle étanchéité                        | 818 88 42 | 2,89   |     |       |
| Tuyau silicone 1 m                              | 112 99 70 | 11,09  |     |       |
| <b>KIT ACCESSOIRES (N° 12, 13, 17)X2 + N°15</b> |           |        |     |       |
| Pour seringue 0,5 ml                            | 838 24 49 | 12,08  |     |       |
| Pour seringue 1 ml                              | 801 50 18 | 17,36  | 3   | 13,03 |
| Pour seringue 2 ml                              | 835 26 32 | 17,98  |     |       |
| Pour seringue 5 ml                              | 829 45 09 | 18,88  |     |       |




### EMBOUT MÉTALLIQUE

Embout de rechange pour les seringues Metalpex, Geniaplex et Flamatic.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT |
|---------------|-----------|------|
| 1 - Luer-Lock | 801 54 55 | 4,73 |
| 2 - Luer      | 801 54 49 | 2,96 |





## SERINGUE AUTOMATIQUE UNI-MATIC

Conception innovante et ergonomique permettant un travail sans fatigue. Seringue Luer-lock automatique de référence pour les injections à faible volume. Cylindre en verre, graduation 0,1 ml. Utilisable avec porte-flacon ou tuyau.

| DÉSIGNATION                                          | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|------------------------------------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| 2 ml                                                 | 833 77 79 | 95,53 | 2   | 90,68 |
| <b>PIÈCES DÉTACHÉES</b>                              |           |       |     |       |
| 6 - Tube 1 et 2 ml                                   | 819 85 04 | 9,99  |     |       |
| 11 - Rondelle 1 ml                                   | 820 21 63 | 1,80  |     |       |
| 11 - Rondelle 2 ml                                   | 820 21 86 | 3,83  |     |       |
| 12 - Ressort à pression                              | 819 94 78 | 1,62  |     |       |
| 17 - Cylindre verre 1 ml                             | 838 53 18 | 9,50  |     |       |
| 17 - Cylindre verre 2 ml                             | 835 57 54 | 11,41 |     |       |
| 17 - Cylindre verre 5 ml                             | 824 50 08 | 9,04  |     |       |
| Cylindre verre 2ml 35 mm - Ancien modèle             | 836 54 39 | 7,64  |     |       |
| 21 - Rondelle                                        | 819 89 41 | 2,76  |     |       |
| 22 - Goupille                                        | 818 75 64 | 2,35  |     |       |
| 26 - Ressort à pression                              | 818 57 20 | 1,61  |     |       |
| Set pièces de rechange (2, 3, 4, 11, 12, 13, 18, 24) | 838 38 74 | 12,72 |     |       |
| Aiguille plongeuse 9 cm                              | 801 49 93 | 9,62  |     |       |
| Tube silicone diam. 3 x 7 mm                         | 800 55 11 | 3,68  |     |       |



## AIGUILLE PLONGEUSE

Aiguille à double paroi pour prise d'air.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 9 cm        | 801 49 93 | 9,62 |
| 20 cm       | 800 33 86 | 9,97 |



## SERINGUE À TUBERCULINER MUTO

Cylindre en plexiglas gradué, corps en métal.

| DÉSIGNATION                                | RÉFÉRENCE | € HT   | UV2 | € HT  |
|--------------------------------------------|-----------|--------|-----|-------|
| 5 ml - Réglable à 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 ml | 821 70 12 | 153,07 |     |       |
| <b>AIGUILLE DELVO</b>                      |           |        |     |       |
| 4 mm x 7/10 - Par 12                       | 800 25 30 | 17,22  | 6   | 17,03 |
| <b>PIÈCES DÉTACHÉES</b>                    |           |        |     |       |
| Embase Luer filetée                        | 822 79 21 | 11,26  |     |       |
| Raccord Luer Lock                          | 822 79 38 | 2,02   |     |       |
| Embout Luer Lock                           | 822 01 32 | 4,45   |     |       |
| Joint piston                               | 822 79 44 | 6,73   |     |       |
| Rondelle, joint, piston - 5 ml             | 100 53 10 | 2,54   |     |       |
| Vis de tension                             | 822 79 50 | 4,97   |     |       |
| Ressort de poignée                         | 822 79 67 | 2,62   |     |       |
| Vis cliquet                                | 822 79 73 | 2,02   |     |       |
| Cliquet                                    | 822 79 96 | 4,64   |     |       |
| Ressort cliquet                            | 822 80 04 | 1,63   |     |       |
| Vis de blocage                             | 821 02 92 | 2,29   |     |       |



## SERINGUE SEMI-AUTOMATIQUE ROUX GÉNIA

Seringue semi-automatique administrant une dose fixe.

Graduations de 1/4 à 5 ml en fonction des modèles.

Cuve en verre et joint en silicone. Embase Luer-Lock.

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------|-----------|--------|
| 30 ml                  | 101 00 40 | 44,51  |
| <b>MODÈLE RALLONGÉ</b> |           |        |
| 50 ml                  | 829 08 71 | 104,58 |



## TUBE SILICONE VERSILIC

Pour seringues automatiques.

| DÉSIGNATION                       | RÉFÉRENCE | € HT |
|-----------------------------------|-----------|------|
| Tube silicone 3 x 7 mm - Le mètre | 800 55 11 | 3,68 |
| Tube silicone 4 x 8 mm - Le mètre | 801 49 12 | 4,08 |



## SERINGUE SEMI-AUTOMATIQUE ROUX

Seringue Luer Lock en métal nickelé. Cylindre en verre. Se remplit par aspiration par l'aiguille comme une seringue hypodermique. Injection en série de doses prédéterminées.

| DÉSIGNATION                                                              | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----|-------|
| 10 ml - Réglable à 0,25 - 0,5 - 1ml                                      | 800 39 08 | 51,56 | 3   | 45,03 |
| 30 ml - Réglable de 1 à 5 ml                                             | 800 39 14 | 48,92 | 3   | 43,39 |
| 50 ml - Réglable de 1 à 5 ml                                             | 800 39 20 | 34,95 |     |       |
| <b>PIÈCES DÉTACHÉES</b>                                                  |           |       |     |       |
| 2 - Poignée                                                              | 818 54 76 | 16,92 |     |       |
| 3 - Vis de fixation                                                      | 818 57 66 | 4,97  |     |       |
| 7 - Vis                                                                  | 818 57 43 | 2,20  |     |       |
| 8 - Bouton                                                               | 838 80 67 | 5,69  |     |       |
| 10 - Rondelle 10 ml                                                      | 819 86 80 | 2,94  |     |       |
| 10 - Rondelle 30 et 50 ml                                                | 818 75 70 | 1,28  |     |       |
| 11 - Tube métal 30 ml                                                    | 840 65 52 | 8,74  |     |       |
| 11 - Tube métal 50 ml                                                    | 840 65 00 | 31,59 |     |       |
| 12 - Cylindre verre 10 ml                                                | 801 52 02 | 2,77  |     |       |
| 12 - Cylindre verre 30 ml                                                | 801 51 88 | 3,09  |     |       |
| 12 - Cylindre verre 50 ml                                                | 801 51 94 | 3,09  |     |       |
| 13 - Tige piston 50 ml                                                   | 835 56 71 | 7,01  |     |       |
| 13 - Tige piston pour rallonge 30 ml                                     | 821 98 67 | 12,24 |     |       |
| 13 - Tige piston pour rallonge 50 ml                                     | 821 98 73 | 7,68  |     |       |
| 14 - Tige à tirer 10 ml                                                  | 821 68 57 | 5,55  |     |       |
| 14 - Tige à tirer 30 ml                                                  | 835 56 94 | 3,64  |     |       |
| 14 - Tige à tirer 50 ml                                                  | 835 56 88 | 3,86  |     |       |
| 15 - Disque de piston 10 ml                                              | 818 94 80 | 2,34  |     |       |
| 15 - Disque de piston 30 et 50 ml                                        | 829 98 43 | 1,55  |     |       |
| 16 - Piston 10 ml                                                        | 818 94 97 | 0,27  |     |       |
| 16 - Piston 30 et 50 ml                                                  | 801 51 59 | 2,30  |     |       |
| 17 - Rondelle plate 30 et 50 ml                                          | 818 10 82 | 3,19  |     |       |
| 18 - Embout luer lock 10 ml                                              | 801 51 36 | 7,14  |     |       |
| 18 - Embout luer lock 30 et 50 ml                                        | 801 51 42 | 7,99  |     |       |
| 18 - Embout à vis 30 et 50 ml                                            | 818 53 35 | 19,31 |     |       |
| 19 - Ressort loquet                                                      | 829 98 20 | 1,56  |     |       |
| 20 - Vis                                                                 | 829 98 37 | 1,64  |     |       |
| 21 - Cliquet d'avancement                                                | 840 55 35 | 6,54  |     |       |
| 32 - Tige piste crantée 30 ml                                            | 829 50 29 | 5,45  |     |       |
| Kit joints 10 ml : 1 joint blanc, 1 joint rouge, 1 joint de piston       | 801 51 65 | 3,15  |     |       |
| Kit joints 30 et 50 ml : 1 joint blanc, 1 joint rouge, 1 joint de piston | 801 51 71 | 2,12  |     |       |
| Joint arrière 50 ml                                                      | 841 10 33 | 2,15  |     |       |

## INJECTION

### SERINGUE À TUBERCULINER MCLINTOCK


**Seringue à tuberculiner 2 ml pour l'administration précise de 20 doses de 0,1 cc.**  
Conçue pour une vaccination précise et rapide.  
Gâchette en métal. Coffret contenant lubrifiant et pièces de rechange.

| DÉSIGNATION                               | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------------------|-----------|--------|
| Seringue McIntock à l'unité               | 821 85 66 | 247,22 |
| Seringue McIntock - Coffret de 2          | 821 74 08 | 475,39 |
| Ceinture pour 2 seringues                 | 822 88 20 | 49,28  |
| <b>AIGUILLES</b>                          |           |        |
| Aiguille Record - 0,7 x 4 mm - Par 12     | 821 85 95 | 29,66  |
| Aiguille Schimmel - 0,7 x 8 mm - Par 20   | 821 74 14 | 29,24  |
| Aiguille Schimmel - 0,7 x 9,5 mm - Par 20 | 821 85 89 | 29,62  |
| <b>PIÈCES DÉTACHÉES</b>                   |           |        |
| 1 - Levier pression metal                 | 821 93 47 | 24,61  |
| 2 - Vis levier pression                   | 821 93 53 | 6,08   |
| 3 - Bouton tige crantée                   | 821 93 76 | 4,76   |
| 4 - Ressort tige crantée                  | 821 93 82 | 2,06   |
| 6 - Bouton repose pouce rouge             | 821 94 07 | 3,53   |
| 6 - Bouton repose pouce bleu              | 826 35 84 | 3,53   |
| 7 - Piston                                | 821 94 13 | 37,74  |
| 8 - Barre de maintien                     | 821 94 36 | 14,77  |
| 9 - Cliquet simple                        | 821 94 42 | 23,80  |
| 10 - Cliquet double                       | 821 94 59 | 19,70  |
| 11 - Rivet cliquet n°11 par 2             | 821 94 65 | 2,30   |
| 12 - Vis barre maintien                   | 821 94 71 | 1,72   |
| 13 - Ressort rivet par 2                  | 821 94 88 | 2,30   |
| 14 - Joint                                | 821 94 94 | 2,06   |
| 16 - Cylindre                             | 821 95 02 | 22,97  |
| 17 - Adaptateur Schimmel court            | 821 95 19 | 3,44   |
| 18 - Adaptateur Schimmel long             | 821 95 25 | 3,44   |
| 20 - Anneau                               | 821 95 48 | 1,97   |
| 21 - Buse Schimmel                        | 821 95 54 | 5,25   |
| 22 - Rondelle aiguille                    | 821 95 60 | 2,06   |
| 23 - Rondelle aiguille record             | 821 95 77 | 2,95   |
| 25 - Buse record                          | 821 95 83 | 8,69   |
| 26 - Fixation pour buse record n°26       | 821 96 08 | 5,59   |
| 27 - Clé hexagonale                       | 821 96 14 | 5,74   |
| 28 - Tommy barre par 2                    | 821 96 20 | 1,97   |
| Nez de seringue                           | 823 68 31 | 17,23  |

### À savoir

Les seringues Mc Lintock sont vendues avec les embouts pour 2 types d'aiguilles: Schimmel ou Record.

L'aiguille Record est recommandée pour la tuberculination.



### À savoir

La lubrification régulière du joint de seringue est fondamentale et doit se faire avec une huile silicone spécialement dédiée à cet effet pour assurer un bon coulisement du piston.



### HUILE SILIGLISS

Cette huile de silicone épaisse répond aux normes médicales et alimentaires, résiste à une température de 150°C. Permet, entre autre, de lubrifier les joints des seringues et des pistolets drogueurs.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT |
|-----------------|-----------|------|
| Flacon de 30 ml | 800 33 92 | 3,31 |

### SERINGUE AUTOMATIQUE INJECTMASTER®

**Seringue automatique en plastique moulé.**

- Stérilisation : résistante à l'eau bouillante.
- Embase Luer-Lock monobloc plastique ou métal.
- Ergonomie étudiée pour réduire l'effort de l'utilisateur et pour limiter les troubles musculo-squelettiques. Réduit le risque de tendinites dans le cadre d'une utilisation intensive.
- Réglage de la dose rapide et précis grâce au système de mollette « un cran-une dose » (pour les modèles réglables).
- Poignée avant avec surface antidérapante.
- Clapets en silicone et ressorts en acier inoxydable interchangeable.
- Lubrification aisée du joint du piston en déposant la cuve.
- Matériaux techniques, neutres aux produits pharmaceutiques courants.

- Plastique résistant de qualité supérieure.
  - Porte-flacon à l'arrière pour un meilleur appui, une bonne maniabilité et l'utilisation de flacons lourds (de 250 et 500 mL, par exemple). Cette disposition innovante assure souplesse et liberté du geste.
  - Coque plastique protège flacon pour stabiliser et éviter le risque de casse durant la manipulation.
  - Modèle avec embase plastique pour utilisation possible avec les systèmes de protection d'aiguille type Sterimatic.
- Livré sous sachet polyéthylène avec une notice d'utilisation, un sachet de clapets, ressorts, joints et tétine, un flacon d'huile silicone 10 mL.



| DÉSIGNATION                                                        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Dose réglable porte-flacon - Capacité : 5 ml - Graduation : 0,5 ml | 104 38 80 | 18,54 |

GYNÉCOLOGIE - VÊLAGE



## VÊLEUSE VINK A 600


Réservée aux vaches laitières jusqu'à 600 kg.  
Mécanisme à traction alternée.

Tête démontable.

En acier inoxydable, longueur : 1,80 m.

Poids : 8 kg.

| DÉSIGNATION                               | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------------------|-----------|--------|
| Vêreuse Vink A 600                        | 805 85 36 | 334,48 |
| <b>ACCESSOIRES</b>                        |           |        |
| Lacs nylon 1 rouge et 1 bleu - diam 12 mm | 836 37 71 | 9,37   |
| <b>PIÈCES DÉTACHÉES</b>                   |           |        |
| Embout vêreuse A 600                      | 843 14 03 | 13,73  |
| Plaquette A 600                           | 835 57 83 | 5,61   |
| Ressort mécanique                         | 835 57 77 | 2,17   |



## VÊLEUSE HK 2020

Vêreuse pour vaches de races légères pesant moins de 500 kg. Mécanisme avec 3 crochets permettant une traction simultanée ou alternée. Déblocage instantané par action du cliquet latéral. Appui PVC robuste avec ailettes latérales.

Tube acier cranté de 1,80 m, démontable en deux parties pour faciliter le transport.

Tête démontable. Poids : 6 kg.

| DÉSIGNATION                           | RÉFÉRENCE | € HT   | UV2 | € HT   |
|---------------------------------------|-----------|--------|-----|--------|
| Vêreuse HK 2020                       | 807 56 41 | 207,71 | 3   | 201,61 |
| <b>ACCESSOIRES</b>                    |           |        |     |        |
| Lacs de vêreuse - Diam. 8 - La paire  | 802 83 34 | 4,83   |     |        |
| Rallonge 30 cm                        | 803 39 15 | 58,98  |     |        |
| <b>TÊTES POUR ÉVOLUTION DU MODÈLE</b> |           |        |     |        |
| Tête race laitière                    | 836 13 12 | 99,91  |     |        |
| Tête race viande                      | 836 13 29 | 94,42  |     |        |
| <b>PIÈCES DÉTACHÉES</b>               |           |        |     |        |
| 21 - Ailettes de maintien La paire    | 803 38 90 | 12,55  |     |        |
| 20 - Axe fixation Vêreuse             | 820 23 35 | 6,02   |     |        |
| 12 + 14 - Cliquet + ressort chariot   | 833 93 82 | 25,54  |     |        |
| 7 - Raccord fileté Vêreuse            | 838 47 38 | 16,54  |     |        |
| 14 - Ressort + axe 14 Vêreuse         | 835 02 48 | 5,54   |     |        |



## VÊLEUSE VINK A 800

Très robuste, elle est utilisable pour des vaches pesant jusqu'à 900 kg.

Mécanisme à traction alternée. Force maximale de 500 kg.

En acier inoxydable, longueur : 1,80 m.

Tube carré 30 mm. Poids : 11 kg.

Tête démontable.

| DÉSIGNATION                              | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------------------|-----------|--------|
| Vêreuse Vink A 800                       | 803 34 82 | 462,22 |
| <b>ACCESSOIRES</b>                       |           |        |
| Lacs de vêreuse blancs - La paire        | 804 18 37 | 10,78  |
| Lacs nylon 1 rouge et 1 bleu diam. 12 mm | 836 37 71 | 9,37   |
| <b>PIÈCES DÉTACHÉES</b>                  |           |        |
| Embout vêreuse A 800                     | 843 13 95 | 16,36  |
| Plaquettes avant & arrière A 800         | 835 43 87 | 24,77  |
| Ressort mécanique                        | 835 57 77 | 2,17   |
| Cliquet + axe + 2 entretoises A 800      | 818 75 41 | 68,40  |



## VÊLEUSE HK 2020 PLUS

Traction simultanée ou alternée grâce à 3 crochets.

Ce modèle peut assurer sans problème des vêlages délicats. Il est débrayable même sous forte tension. Le manche est identique sur chacun des deux modèles, seule la tête change (démontable). Tube cranté renforcé 180 cm démontable en 2 parties.

Ouverture de la tête race laitière :

52 cm - Ø 25 mm.

Ouverture de la tête race à viande :

57 cm - Ø 30 mm.

| DÉSIGNATION                          | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------------------------|-----------|--------|
| 1 - Vêreuse pour race laitière       | 836 13 35 | 255,84 |
| 2 - Vêreuse pour race à viande       | 836 13 41 | 248,80 |
| <b>ACCESSOIRE</b>                    |           |        |
| Lacs de vêreuse - Diam. 8 - La paire | 802 83 34 | 4,83   |
| <b>PIÈCE DÉTACHÉE</b>                |           |        |
| 19+20 - Ressort +axe                 | 835 02 48 | 5,54   |



## VÊLEUSE HK 2060 PLUS

Vêreuse avec appui flexi de 57 cm pour une sécurité optimale et une utilisation facile.

Tube cranté de 1,80 m démontable en 2 parties. Mécanisme 2060 : gestion réglable de la puissance de traction. Poignée en D pour une meilleure prise, 2 crochets latéraux pour traction simultanée, mécanisme débrayable. Tête démontable.

| DÉSIGNATION                        | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------------|-----------|--------|
| Vêreuse HK 2060 Plus Race à viande | 821 19 20 | 405,02 |
| <b>PIÈCE DÉTACHÉE</b>              |           |        |
| 19+20 - Ressort +axe               | 835 02 48 | 5,54   |



## GYN STICK

Pour faciliter la manipulation lors de torsion utérine.

La torsion utérine est une cause courante de dystocie. Le choix classique de traitement est la rotation manuelle, mais quand le veau est en position antérieur par la tête, il est difficile et fatigant d'appliquer la force suffisante pour la rotation. Le Gyn Stick va faciliter cette manipulation, grâce notamment à l'espace qu'il y a entre l'animal et le praticien.

Le Gyn Stick est également utilisé pour le remplacement d'un membre du veau.

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------|-----------|--------|
| Gyn Stick                  | 824 23 52 | 306,25 |
| <b>ÉLÉMENT DE RECHANGE</b> |           |        |
| Lacs rouge et noir         | 108 44 70 | 34,41  |

## POIGNÉE DE VÊLAGE



| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Par 2       | 820 24 82 | 27,24 |



## GYNÉCOLOGIE



### LACS DE POULINAGE

Boucle formée par épissure plate.  
Longueur 2 m.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|--------------------|-----------|------|-----|------|
| <b>DIAM. 6 MM</b>  |           |      |     |      |
| Bleu               | 802 86 01 | 4,39 |     |      |
| Blanc              | 803 54 69 | 4,39 |     |      |
| Rouge              | 803 54 75 | 4,39 |     |      |
| <b>DIAM. 8 MM</b>  |           |      |     |      |
| Bleu               | 802 86 18 | 4,77 | 6   | 4,22 |
| Blanc              | 803 54 81 | 4,80 | 6   | 4,22 |
| Rouge              | 803 54 98 | 4,77 | 6   | 4,22 |
| <b>DIAM. 10 MM</b> |           |      |     |      |
| Blanc              | 803 55 06 | 6,00 | 6   | 4,95 |

### LACS À ANNEAU

Lacs de vèlage nylon avec anneau métal.  
Longueur corde totale : environ 128 cm, diamètre : 8 mm.



| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|-------------|-----------|-------|-----|-------|
| La paire    | 101 49 40 | 11,32 | 6   | 10,82 |



### MENOTTES DE VÊLAGE

En coton très doux qui évite le cisaillement, avec anneaux.

| DÉSIGNATION                         | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------------------------------|-----------|------|
| Bracelet 55 cm - Ø 12 mm - La paire | 819 79 82 | 8,04 |
| Bracelet 80 cm - Ø 8 mm - La paire  | 836 19 44 | 9,14 |



### PALAN DE VÊLAGE

Trois réas.  
Pour 125 kg.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| Palan       | 836 44 34 | 239,63 |



### LASSO EN PLASTIQUE D'AGNELAGE

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| Lasso       | 848 50 37 | 3,95 |



### EXPLOGEL

Gel lubrifiant et protecteur pour examens vaginaux, rectaux, manipulations obstétricales et examens échographiques.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------|-----------|-------|
| 500 ml                       | 821 00 56 | 3,63  |
| 1 l                          | 821 00 62 | 5,41  |
| 5 l                          | 823 69 37 | 22,01 |
| Pompe doseuse pour bidon 5 l | 823 71 21 | 6,00  |



### VETGEL

Gel de lubrification des mains et des bras.  
N'altère pas le sperme.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 1 l         | 838 78 14 | 5,62 |



### GEL LUBRIFIANT BOVIVET

Ce gel lubrifiant s'utilise sur les instruments ou sur les bras et les mains au moment des mises bas et constitue un film de protection.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 500 ml      | 112 30 10 | 3,58  |
| 1 l         | 112 30 20 | 5,39  |
| 5 l         | 112 30 30 | 23,14 |



### GEL LUBRIFIANT

Gel lubrifiant et protecteur pour examens vaginaux et rectaux, manipulations gynécologiques obstétricales et échographiques. Fabriqué en France.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 1 l         | 116 17 60 | 4,93  |
| 5 l         | 116 17 70 | 22,50 |



### LAMPE FRONTALE LED

Lampe frontale puissante à technologie LED, très longue durée d'utilisation grâce à une consommation d'énergie faible.  
Angle lumineux réglable individuellement, réglable sur différents niveaux de luminosité.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT |
|--------------------|-----------|------|
| Lampe frontale LED | 113 80 20 | 8,59 |



### PASSE-LACS INOX

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------|-----------|-------|
| Passe-lacs inox | 802 86 99 | 19,66 |



### ÉPINGLE À BOUCLEMENT QUALITÉ MÉDICALE

| DÉSIGNATION                   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------|-----------|-------|
| 8 cm - Petit modèle - Par 10  | 802 85 58 | 10,80 |
| 10 cm - Moyen modèle - Par 10 | 802 85 41 | 12,91 |
| 13 cm - Grand modèle - Par 10 | 802 85 35 | 12,08 |



## ÉPINGLE À BOUCLEMENT QUALITÉ CHIRURGICALE

Très bonne pique, qualité chirurgicale.  
Affûtées manuellement.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------|-----------|-------|
| Petit modèle - Par 10 | 829 31 60 | 11,16 |
| Moyen modèle - Par 10 | 829 31 54 | 13,57 |
| Grand modèle - Par 10 | 829 31 48 | 17,83 |



## PINCE HÉMOSTATIQUE HÉMORRAGIE UTÉRINE

Pince inox courbe.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 30 cm       | 110 77 90 | 43,56 |



## PLANCHE À MATRICE

Planche en bois de retournement de matrice.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------|-----------|--------|
| 75 x 35 x 1 cm | 819 97 45 | 111,72 |



## SUTURE POUR PROLAPSUS UTÉRIN

| DÉSIGNATION                     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------|-----------|-------|
| <b>POUR BOVINS</b>              |           |       |
| 30 cm - Aiguille Buhner         | 802 82 74 | 20,58 |
| 30 cm - Aiguille Buhner effilée | 821 57 34 | 47,58 |
| 4,5 m x 6,5 mm - Bande Buhner   | 802 84 75 | 7,88  |
| <b>POUR BREBIS</b>              |           |       |
| 15 cm - Aiguille Buhner         | 802 82 80 | 20,23 |
| 5 m x 2,5 mm - Bande Buhner     | 803 38 32 | 6,81  |



## BANDAGE À PROLAPSUS BREBIS

Bandage prolapsus en nylon livré avec pessaire pour ovin (en plastique résistant à la chaleur), permet de maintenir l'appareil utérin en place en cas de prolapsus.

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------|-----------|-------|
| Bandage à prolapsus brebis | 826 89 08 | 21,73 |



## BANDAGE PROLAPSUS

Prévient les prolapsus chroniques.  
Nylon et cuir.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------|-----------|-------|
| Bandage prolapsus | 829 08 88 | 43,27 |



## TABLE À CÉSARIENNE BREBIS

Table de chirurgie vétérinaire en acier inoxydable, adaptée aux opérations de césarienne pour brebis.

Cette table est pliante afin de simplifier son déplacement et son rangement.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------|-----------|--------|
| Table à césarienne brebis | 114 03 30 | 559,49 |



## PESSAIRE

Dispositif en matière plastique pour prévenir le prolapsus chez la brebis. Avec ficelle d'attache.

| DÉSIGNATION                      | RÉFÉRENCE | € HT |
|----------------------------------|-----------|------|
| Pessaire plastique               | 820 71 43 | 2,47 |
| Pessaire avec lien Genia - Par 6 | 113 99 00 | 8,76 |



## RÉANIMATEUR POUR VEAU

Réanimateur permettant d'intervenir en cas d'insuffisance ou d'incapacité respiratoire des veaux à la naissance.

Le réanimateur est composé d'un masque d'aspiration du mucus et d'un masque de réanimation permettant d'insuffler de l'air. Livré avec une Mallette de rangement en plastique. Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------|-----------|--------|
| Réanimateur veau | 821 32 67 | 203,12 |



## UTÉROTOME

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 1 - Par 10  | 821 86 03 | 37,23 |
| 2 - Par 10  | 822 49 28 | 46,68 |



## EMBRYOTOME DE THYGESSEN

Modèle nickelé avec poignée de fixation pour la chaîne de vêlage.

| DÉSIGNATION                               | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------------------|-----------|--------|
| 1 - 1 m - sans accessoires                | 802 85 29 | 341,37 |
| 2 + 3 - Passe fil droit 85 cm avec brosse | 825 87 61 | 33,88  |
| 2 - Passe scie-fil droit 1 m              | 802 84 98 | 48,84  |
| 4 - Passe scie-fil courbe à boule         | 803 38 55 | 38,33  |
| Poignée                                   | 848 42 04 | 62,12  |
| Embout de rechange                        | 848 41 73 | 28,04  |

## EMBRYOTOME DE LINDE

Poignée répondant à la forme de la main, 1 anneau.




| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------|-----------|-------|
| Embryotome de Linde 10,5 cm | 829 02 85 | 79,53 |



## CROCHET DE VÊLAGE

Bout mousse.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------|-----------|-------|
| Crochet de vêlage | 802 85 06 | 16,14 |



## PINCE À CÉSARIENNE

S'utilise comme forcipresseur lors de perforation vaginale.

Peut rester en place 10 à 12 heures. 28 cm.

| DÉSIGNATION                                                       | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 1 - Avec mors caoutchouc courbe<br>Qualité chirurgicale           | 803 55 29 | 164,16 |
| 2 - Avec mors caoutchouc<br>légèrement courbe<br>Qualité médicale | 805 39 29 | 45,11  |
| Mors caoutchouc                                                   | 848 42 10 | 12,93  |



## PINCE À CÉSARIENNE À CROCHET

Pince droite à crochet en inox avec mors carrés. Cette pince habituellement utilisée en chirurgie digestive peut également servir lors des césariennes. Le crochet permet à un opérateur seul de soulever l'utérus. Longueur 20 cm.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------|-----------|-------|
| Pince à césarienne à crochet | 833 72 13 | 91,35 |

## AGRAFE ET PINCE À CÉSARIENNE



| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| Hauptner 33 mm - Par 100 | 822 41 82 | 11,12 |
| Inox n°4 - Par 100       | 802 82 22 | 11,96 |
| Pince à césarienne       | 802 87 59 | 4,94  |



## RÉANIMATEUR IM3 - GRAND CHIEN, POULAIN, VEAU

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| Réanimateur grand modèle | 112 18 10 | 44,93 |

## SONDE VÉSICALE INOX

Sonde pour bovins. Extrémité fermée arrondie, 2 œils latéraux. Embase luer-lock.

| DÉSIGNATION                    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------|-----------|-------|
| 5 mm x 53,5 cm - Courbe - Inox | 803 52 68 | 48,81 |
| 5 mm x 54 cm - Droite - Inox   | 803 52 74 | 48,81 |



## INSÉMINATION



## GANTS D'EXAMEN VINYLE NON POWDRÉS

Gants ambidextres vinyles non-poudrés, non-spermicides.

Épaisseur du doigt : 0,10 mm.

Épaisseur de la paume : 0,11 mm.

Épaisseur manchette : 0,09 mm.

Allongement avant rupture : 350 %.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT |
|-----------------|-----------|------|
| T 6/7 - Par 100 | 806 93 56 | 5,43 |
| T 7/8 - Par 100 | 806 93 62 | 5,43 |
| T 8/9 - Par 100 | 806 93 79 | 5,43 |

## LUBRIFIANT ASEPTI-FLUIDE

Asepti-fluide permet de lubrifier la sonde, en particulier sur les cochettes. Il est non spermicide.



| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| Lubrifiant  | 805 49 98 | 6,78 |

## SONDE INSÉMINATION OU LAVAGE UTÉRIN

Sonde légèrement flexible pour vache ou jument : insémination, lavage et soins utérin.

Cathéter terminé par un embout luer flexible 5 mm. Extrémité arrondie atraumatique.

| DÉSIGNATION                    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------|-----------|-------|
| Stérile - 53,5 cm - Par 25     | 109 22 50 | 14,15 |
| Non stérile - 53,5 cm - Par 25 | 109 22 60 | 9,36  |



## CHEMISES SANITAIRES

Protège les sondes d'insémination lors de leur mise en place. Pour bovins.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT |
|----------------------|-----------|------|
| 54 cm - Bobine de 80 | 803 20 92 | 7,87 |





## SONDE D'INSÉMINATION - BOVIN

Sonde pour bovins très flexible avec embout Luer. Non stérile.

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|--------------|-----------|------|-----|------|
| 5 mm x 60 cm | 803 52 80 | 0,63 | 25  | 0,59 |



## GAINE D'INSÉMINATION ALPHA BOVINE

Gaine d'insémination bovine conçue pour faciliter et améliorer l'insémination. Elle permet de combiner sécurité, bien-être animal et gain de temps, grâce à un passage facilité du col et des anneaux, permis par sa tête sphérique polie et sa fabrication en plastique cristallin ultra-lisse.

Ses deux sorties latérales assurent le dépôt de la semence et améliorent l'hygiène en évitant les reflux. La gaine d'insémination Alpha est optimisée pour une utilisation avec notre pistolet Kombicolor.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| Par 1500    | 827 03 54 | 260,38 |



## PISTOLET KOMBICOLOR BOVIN

Pistolet d'insémination universel destiné aux bovins, facile d'utilisation.

Il permet d'inséminer avec rapidité et précision, et maintient parfaitement la gaine.

4 cm plus long qu'un pistolet standard.

Un anneau de couleur plus grand permet un placement confortable et précis des doigts.

Compatible avec les gaines non fendues.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Bleu        | 116 73 50 | 48,89 |
| Vert        | 116 73 60 | 48,89 |
| Rouge       | 116 73 90 | 48,89 |

## MATERNITÉ



## TAPIS DE MISE BAS ECONID

La plaque de mise bas biodégradable est un carton en relief biodégradable, qui s'utilise en tant que tapis de mise bas à placer derrière la truie ou en tant que base de sol dans un nid à porcelets.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------|-----------|-------|
| 80 x 50 cm - Par 100 | 836 65 97 | 38,94 |



## MEULE À DENTS AKKU PROPIG

Meule à dents fonctionnant sur batterie, se compose du moteur, de la meule et de la batterie rechargeable avec sangles.

Batterie 18 V - 1,5 A, durée de recharge 3 heures. Chargeur avec sacoche.

Meule livrée en coffret de transport.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------|-----------|--------|
| Meule à dents AKKU Propig | 834 44 66 | 193,28 |
| <b>PIÈCE DE RECHANGE</b>  |           |        |
| Tête - Diam. 4 mm         | 833 18 83 | 20,36  |



## MEULE À DENTS PREMIUM

Pour limer les dents des porcelets. Qualité supérieure.

| DÉSIGNATION                    | RÉFÉRENCE | € HT   | UV2 | € HT   |
|--------------------------------|-----------|--------|-----|--------|
| Meule à dents Premium complète | 833 50 71 | 143,09 | 2   | 133,25 |
| Tête 7 mm, embout 3 mm         | 833 19 20 | 19,61  |     |        |



## PINCE COUPE-QUEUE

Pince droite.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| Qualité standard - 19 cm | 802 59 62 | 16,28 |



## ANNEAU GOMME ET PINCE

Anneau en caoutchouc.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|---------------------------|-----------|------|-----|------|
| Anneau gomme Par 100      | 802 58 15 | 2,86 | 6   | 2,20 |
| Pince en acier inoxydable | 802 59 79 | 5,90 |     |      |



Pince à usage unique pour l'hémostase.

| DÉSIGNATION                     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------|-----------|-------|
| Longueur utile : 45 mm - Par 50 | 843 30 75 | 19,75 |



## COUPE-QUEUE À GAZ

Pour une coupe rapide et sans douleur des queues des porcelets.

Il coupe et cautérise en une seule action, ce qui réduit les risques d'infection.

Avec un chargeur, on peut couper jusqu'à 120 queues de porcelets. Toutes les parties métalliques sont en acier inoxydable.

Livré avec une recharge de gaz de 200 ml.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| Coupe-queue              | 802 71 97 | 58,55 |
| <b>PIÈCE DE RECHANGE</b> |           |       |
| Gaz 200 ml               | 826 93 16 | 4,77  |



## COUPE-QUEUE ÉLECTRIQUE

Coupe et cautérise en même temps.  
Utilisable par une seule personne.

| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT   | UV2 | € HT   |
|-----------------------------|-----------|--------|-----|--------|
| Coupe-queue électrique      | 829 16 98 | 143,88 | 2   | 132,56 |
| <b>PIÈCE DE RECHANGE</b>    |           |        |     |        |
| Lame coupe-queue électrique | 829 79 79 | 15,71  |     |        |



## PINCE COUPE-DENTS POUR PORCELET

La pince en inox qualité supérieure est très robuste et ne rouille pas.

| DÉSIGNATION                      | RÉFÉRENCE | € HT |
|----------------------------------|-----------|------|
| Pince qualité supérieure - 15 cm | 805 37 28 | 6,30 |

## AMPOULE IR PHILIPS

Durée d'utilisation : 5 000 h.  
Verre trempé : plus de chaleur et de diffusion grâce au double déflecteur.  
Socle et ampoule solidement vissés et soudés.  
600 W / m² à 60 cm de haut.  
Version économique : économisez jusqu'à 30% d'énergie par rapport aux ampoules usuelles.



| DÉSIGNATION                                | RÉFÉRENCE | € HT   | UV2 | € HT |
|--------------------------------------------|-----------|--------|-----|------|
| <b>VERRE TREMPÉ</b>                        |           |        |     |      |
| Rouge - 150 W                              | 842 70 86 | 5,95   | 12  | 5,71 |
| Rouge - 250 W                              | 842 70 92 | 5,42   | 12  | 5,20 |
| Blanc - 250 W                              | 806 27 27 | 5,25   | 12  | 5,07 |
| <b>ÉCONOMIQUE - 30% D'ÉNERGIE EN MOINS</b> |           |        |     |      |
| Blanc - 175 W - Par 12                     | 829 17 06 | 104,60 |     |      |
| Rouge - 175 W                              | 806 27 10 | 8,89   | 12  | 8,51 |

## PROTECTEUR AMPOULE IR

Protecteur en aluminium : Ø 21 cm avec 8 fentes d'aération pour une bonne circulation d'air.  
Chaîne de suspension : maxi. 20 kg.  
Cordon d'alimentation : 2,5 m.  
Le modèle « Indus » possède une alimentation avec prise de terre.



| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------|-----------|-------|
| Protecteur de lampe       | 842 70 57 | 10,83 |
| Protecteur de lampe indus | 824 31 10 | 14,81 |



## COUVERTURE POUR VEAUX

Couverture pour veau en polyester.  
Évite le stress de température du veau nouveau-né. Lavable en machine à 30°C.  
Imperméabilité : 3 000 mm.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Dos : 70 cm | 821 65 38 | 20,28 |



## MANTEAU VEAU

Manteau en polyester haute ténacité doublé de polaire épais. À utiliser sur les veaux de la naissance jusqu'à 3 à 4 semaines. Ce manteau permet de maintenir l'animal au chaud et d'assurer une régulation thermique.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------|-----------|-------|
| Longueur dos : 50 cm | 821 66 04 | 46,51 |



## ATTELLE POUR VEAU

Attelle spécifiquement conçue pour les veaux souffrant d'une flexion des articulations des pâturons.

La fixation de l'articulation permet au mollet d'être maintenu et au veau de se tenir droit sur les pattes avant et de se déplacer librement. Laisser en place pendant 2 à 4 semaines minimum.  
Nylon robuste lavable et ABS moulée durable. Rembourrage interne. Fixations de sécurité Velcro. Traitement sans plâtre et bandages.  
Poids : 70 g.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------|-----------|-------|
| Longueur : 22 cm | 113 77 40 | 42,51 |

## TRUSTI COLOSTRUM BAG



Les sacs de colostrum permettent de développer et renforcer l'immunité des veaux des leur naissance. Ils disposent d'une grande ouverture pour faciliter le remplissage et le nettoyage et ont une capacité de 4 litres répondant ainsi aux besoins d'alimentation des veaux.

Ces sacs peuvent être congelés à plat pour préserver dans la durée les qualités nutritives qui compose le colostrum. Il est recommandé d'enlever l'air du sac avant de le congeler. Le sac transparent permet de voir le niveau de remplissage de la poche.

Les poches de colostrum sont réutilisables de par leur conception (durabilité et facilité de nettoyage). Attention le nombre de ré-utilisations dépend de l'entretien du sac. Fourni avec un embout et un tube pour faciliter le drençage. Les tétines sont de haute qualité pour favoriser la prise du colostrum par le veau.

| DÉSIGNATION                        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------------|-----------|-------|
| 4 l - Avec tétine et sonde - Par 4 | 113 77 30 | 66,80 |



## COLOSTROSTART

Dispositifs permettant le stockage et la distribution du colostrum.

Les poches en aluminium sont faciles à remplir et peuvent être pasteurisées, congelées et également réchauffées. Pour pouvoir l'administrer, il suffit de visser la tétine ou la sonde de drençage.

| DÉSIGNATION                                        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------------------------------|-----------|-------|
| Kit : 50 poches, 3 tétines et 3 sondes de drençage | 105 59 00 | 87,49 |

## PESON

Pour une estimation rapide d'un poids, contrôle d'une quantité d'aliments.

Vitre plexi et boîtier robuste.  
Livré avec crochets.



| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------|-----------|-------|
| 5 kg - Graduée par 20 g    | 807 06 26 | 23,13 |
| 10 kg - Graduée par 50 g   | 843 11 65 | 23,54 |
| 25 kg - Graduée par 100 g  | 806 27 91 | 22,22 |
| 100 kg - Graduée par 500 g | 843 11 88 | 22,11 |

## À savoir

Le réfractomètre avec échelle de Brix est utilisé pour quantifier le saccharose. Il existe cependant une forte corrélation entre le taux d'IGG et l'échelle de mesure de Brix. Cet instrument peut donc être utilisé pour déterminer la qualité du colostrum. Un pourcentage de 22% correspond à 50 mg/ml ce qui signifie qu'au delà de 22% le colostrum peut être considéré comme de bonne qualité.



## RÉFRACTOMÈTRE DIGITAL À ÉCHELLE DE BRIX

Le réfractomètre 3 en 1.

- 1 - Évaluation de la qualité du colostrum. Utilisation : entre 10 et 40°C, correction automatique de température. Lecture en 2 s. Calibration régulière à l'eau distillée. Interprétation : si >22% teneur colostrum >50 g/l : bon colostrum. Sensibilité : 92% - Spécificité : 80%.
  - 2 - Évaluation de la qualité du transfert de l'immunité passive. Permet d'évaluer la quantité d'IgG dans le sérum du veau de 1 à 5 j après prise de sang sur tube sec, centrifugation ou coagulation. Une valeur > 8.3% BRIX est prédictive d'une teneur en IgG sérique > 10 g/l.
  - 3 - Évaluation en ferme de la concentration de la buvée des veaux. Elle doit se rapprocher de celle du lait entier : 12,5 à 13% de Matière Sèche.
- Livré avec une pile 9V AA.  
Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------|-----------|--------|
| Réfractomètre digital | 828 61 19 | 183,10 |



## RÉFRACTOMÈTRE À MAIN À ÉCHELLE DE BRIX

Permet la mesure de la qualité du colostrum lors de la première traite.  
Réfractomètre avec système de compensation automatique de la température : valeur lue ramenée à 20°C. L'échantillon doit avoir une température située entre 10°C et 30°C. Lecture entre 17 et 22% (50/100 g/l) : colostrum correct, >27% (>100 g/l) : colostrum de bonne qualité.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| Réfractomètre 0-32% | 109 24 20 | 54,75 |

## SONDE PÉLICAN POUR AGNEAU

Permet de faire avaler les liquides tels que le colostrum ou médicaments aux agneaux nouveau-nés.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT |
|------------------|-----------|------|
| Canule plastique | 806 27 33 | 8,19 |



## SERINGUE ALIMENTATION AGNEAU

Seringue à usage unique d'alimentation pour agneaux avec une embase centrée recevant une sonde d'alimentation de 6 mm de diamètre et d'une longueur de 31 cm.

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT |
|------------------------|-----------|------|
| 50 ml avec sonde 31 cm | 836 56 81 | 2,40 |

## BIBERON POUR AGNEAU

Biberon de 8 litres en matière plastique alimentaire avec 6 tétines. Livré complet avec support tétines et valves.



| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------|-----------|-------|
| 8 l                | 802 89 08 | 14,80 |
| Clapet pour tétine | 802 89 20 | 0,69  |
| Tétine latex       | 802 89 89 | 0,42  |

## TÉTINE POUR AGNEAU

S'adapte sur une bouteille.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------|-----------|------|-----|------|
| 8 cm        | 802 89 72 | 1,10 | 12  | 0,90 |

## TÉTINE POUR VEAU

En latex, elle est parfaitement adaptable sur les bouteilles.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT |
|----------------|-----------|------|
| Tétine - Latex | 802 90 55 | 1,37 |



## SEAU D'ALLAITEMENT

Seau en plastique livré avec une tétine.



| DÉSIGNATION                                    | RÉFÉRENCE | € HT |
|------------------------------------------------|-----------|------|
| Gris 8 l                                       | 802 89 14 | 5,95 |
| <b>PIÈCES DE RECHANGE</b>                      |           |      |
| Support biberon veau pour seau de 8 l          | 818 95 11 | 1,46 |
| Tétine caoutchouc rouge Qualité super - 125 mm | 802 90 90 | 0,80 |



## BIBERON SPEEDY FEEDER

Biberon à 3 vitesses, robinet doseur intégré dans la poignée. Livré avec tétine.



| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------|-----------|-------|
| Biberon 2,5 l     | 805 87 14 | 22,98 |
| Biberon 4 l       | 105 59 40 | 31,95 |
| Tétine caoutchouc | 806 93 85 | 11,32 |

## TÉTINE FLOTTANTE

Tétine flottante, embase plastique.



| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------|-----------|------|-----|------|
| Tétine      | 823 22 47 | 7,46 | 20  | 6,22 |



### GOBELET DE TREMPAGE

Gobelet avec bord de protection contre les projections et sortie d'écoulement vers une chambre de trop-plein, évitant le débordement et le gaspillage du produit de trempage. Il convient également à des produits de trempage visqueux grâce à son large tuyau d'aspiration. Réservoir gradué. Muni d'un crochet de ceinture pour éviter l'encombrement.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 300 ml      | 805 41 42 | 3,78 |



### GOBELET TREMPAGE

Gobelet de trempage. Pour le trempage des trayons. L'anti retour permet d'éviter un retour du produit dans le bas de gobelet, ce qui limite les contamination croisée. Gobelet muni d'un crochet de suspension.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------|-----------|-------|
| Gobelet trempage | 189 37 70 | 13,09 |



### PALETTE À COUPELLES

Palette testeur 4 cupules. Mettre du lait de chaque quartier dans chacune des coupelles. Au moment où le réactif est ajouté, la lecture du résultat est presque immédiate.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| Palette     | 806 05 62 | 5,57 |

### CMT TEST LIQUIDE

Permet la détection rapide des infections du pis dans le lait de vache, de chèvre et de brebis.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 1 l         | 114 04 10 | 8,72 |



### LANCE MOUSSE

Lance mousse. Lance mousse avec réservoir de 2L, compatible avec la haute pression 60-220 Bar et possède un débit maximale de 25L/min. Grâce à sa molette, il est possible de régler la concentration du produit appliqué. La température maximale de la solution doit être de 60°C. Équipé d'un raccord fileté mâle 3/8" et d'une buse de 1.5mm

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------|-----------|--------|
| Lance mousse | 189 37 40 | 125,61 |



### GOBELET MOUSSE

Gobelet mousse. Gobelet de trempage permettant de générer une mousse. La création de la mousse se fait par la compression du bas de gobelet. Gobelet muni d'un crochet de suspension.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------|-----------|-------|
| Gobelet mousse | 189 37 60 | 13,09 |



### PAPIER DE DÉTECTION DES MAMMITES

Pour le diagnostic rapide des mammites. Le papier coloré réagit en présence de lait contaminé.

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|----------------------------|-----------|------|-----|------|
| Papier de détection Par 25 | 802 83 40 | 5,98 | 20  | 5,66 |



### BOL À FOND NOIR

Examen des premiers jets de lait lors de la traite.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT |
|-----------------|-----------|------|
| Bol à fond noir | 802 83 11 | 5,73 |



### DILATATEUR DE PIS BOVIVET

Dilatateur emballé individuellement et conditionné dans un tube contenant un gel lubrifiant.

| DÉSIGNATION                       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------------|-----------|-------|
| Diam. 5,5 mm x 35 mm - Par 5 x 10 | 101 33 00 | 27,02 |



### SONDE DE DILATATION

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------|-----------|-------|
| 5 cm - Par 20 | 802 84 23 | 13,30 |



### SONDE TRAYEUSE ACIER

En acier inoxydable. Extrémité boutonnée avec 2 œils latéraux.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------------|-----------|------|-----|------|
| 6 cm - Luer-Lock  | 802 83 92 | 1,71 | 12  | 1,50 |
| 8 cm - Luer-Lock  | 802 84 00 | 2,09 | 12  | 1,79 |
| 10 cm - Luer-Lock | 802 84 17 | 2,11 | 12  | 1,94 |





### SONDE TRAYEUSE AVEC VASELINE

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT |
|---------------|-----------|------|
| 5 cm - Par 10 | 100 20 90 | 8,17 |
| 7 cm - Par 10 | 100 21 00 | 8,23 |



### SONDE TRAYEUSE

Utilisée pour vider le lait, rincer les trayons et introduire des médicaments.

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------|-----------|-------|
| Sonde trayeuse - Par 20 | 806 04 73 | 27,94 |



### TRAYONOTOME DANOIS

Lame cachée.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 19,5 cm     | 802 84 52 | 23,65 |



### TRAYONOTOME TRIANGULAIRE

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| Trayonotome triangulaire | 802 84 46 | 54,21 |



### SONDE STREIBEL

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------|-----------|-------|
| 3 mm - 17 cm | 824 24 64 | 22,93 |



### PINCE À CASTRER PORC

Double fonction : pince et bistouri.

| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------|-----------|-------|
| Pince à castrer et bistouri | 806 94 39 | 97,30 |



### ANNEAU GOMME ET PINCE

Anneau en caoutchouc.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|---------------------------|-----------|------|-----|------|
| Anneau gomme - Par 100    | 802 58 15 | 2,86 | 6   | 2,20 |
| Pince en acier inoxydable | 802 59 79 | 5,90 |     |      |

## AIGUILLON ÉLECTRIQUE ADVANCE

Forme originale et pratique, l'aiguillon Advance a été élaboré avec les recommandations d'organismes gérant le bien-être des animaux, la qualité des viandes et celles des cuirs. Fonctionne avec une forte tension et une faible intensité (6 piles LR14). Livré sans rallonge. Garantie 1 an.



## AIGUILLON ÉLECTRIQUE KAWA

Ce modèle est conforme aux nouvelles directives de protection animale lors des transports ou dans les abattoirs. S'active uniquement au contact de la peau de l'animal (pas d'interrupteur). Très résistant, sa forme cylindrique est pratique pour une bonne préhension. Fonctionne avec 2 piles LR 20 1,5 V non fournies.

| DÉSIGNATION                    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------|-----------|-------|
| Aiguillon électrique           | 802 53 18 | 51,39 |
| ACCESSOIRES                    |           |       |
| Rallonge 75 cm                 | 802 57 49 | 23,09 |
| Pile 1,5 V Alkaline - LR20 / D | 111 87 40 | 2,92  |

| DÉSIGNATION                     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------|-----------|-------|
| 6000 V - Sans impulsion - 25 cm | 805 99 32 | 91,14 |
| ACCESSOIRES                     |           |       |
| Rallonge 1 m                    | 805 99 26 | 21,98 |
| Pile 1,5 V Alkaline - LR14      | 111 87 30 | 1,69  |



## AIGUILLON ÉLECTRIQUE VILLETTE

Envoie des impulsions sous forte tension et faible intensité.

Ne provoque pas de brûlure ou d'hématome, laisse les cuirs indemnes et ne modifie pas le pH de la viande. Fonctionne avec 1 pile LR 61 9 V non livrée. Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| Aiguillon électrique     | 802 53 30 | 70,24 |
| PILE                     |           |       |
| Pile 9 V Alkaline - LR61 | 111 87 50 | 3,20  |



## CONTENTION

### AIGUILLON TORERO

Qualité robuste.  
Livré avec pile 4,5 V.  
Fabriqué en Allemagne.



| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| Aiguillon électrique     | 820 70 31 | 20,46 |
| <b>PILE</b>              |           |       |
| Pile 9 V Alkaline - LR61 | 111 87 50 | 3,20  |



### TORD NEZ

Pour la contention des grands animaux.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------|-----------|-------|
| Manche plastique | 802 47 96 | 30,03 |
| Manche bois      | 819 04 54 | 37,60 |



### PINCE MOUCHETTE À COULANT

Pince modèle de Harms à coulant, en acier trempé.

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------|-----------|-------|
| 19 cm - Inox | 802 56 72 | 17,37 |



### PINCE MOUCHETTE À COULANT FORGÉ

Les deux boules assurent une prise parfaite dans les naseaux. Acier forgé nickelé. 19 cm.


| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------|-----------|-------|
| Pince mouchette à coulant | 836 61 95 | 11,55 |



### PINCE MOUCHETTE À RESSORT

Avec douille permettant une prise et une relâche facile.

| DÉSIGNATION                        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------------|-----------|-------|
| Grand modèle - Acier forgé nickelé | 836 62 26 | 24,62 |



### PINCE MOUCHETTE EN S

Assure une très bonne contention atraumatique.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 46 cm       | 802 56 89 | 33,93 |



### PINCE-NEZ À CHAÎNE

Résistante et très pratique, se pose d'une seule main. Plus l'animal résiste, plus la pression des mors sur la cloison nasale augmente.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------|-----------|-------|
| Pince nez à chaîne | 802 56 95 | 22,89 |



### PINCE POUR ANNEAU TAUREAU

La pince permet le passage des anneaux sans pré-perçage des naseaux. Vis autocassante.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------|-----------|-------|
| Pince pour anneau 52 - 54 mm | 807 01 41 | 25,17 |
| Anneau inox 52 - 54 mm       | 821 93 18 | 5,91  |



### ANNEAU TAUREAU NICKEL

Cet anneau se pose sans pince. Affûtage auto-perçant. Ouverture plane des branches.  
Livré avec vis auto-cassante.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 70 mm       | 837 91 05 | 9,43 |
| 80 mm       | 833 75 49 | 5,61 |
| 90 mm       | 109 18 00 | 5,66 |
| 100 mm      | 834 39 00 | 5,59 |



### ANNEAU TAUREAU HAUPTNER

Anneau à ouverture en S.  
De qualité supérieure.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------|-----------|--------|
| <b>PINCE</b>        |           |        |
| 55 mm               | 803 33 93 | 229,33 |
| <b>ANNEAU ACIER</b> |           |        |
| 55 mm - Par 6       | 836 27 48 | 82,54  |
| 65 mm - Inox        | 829 46 91 | 17,44  |
| 65 mm - Par 6       | 829 96 94 | 87,61  |
| 80 mm - Inox        | 835 80 43 | 15,56  |



### ANNEAU PORC TRIANGULAIRE

La vis permet de bloquer le serrage à la dimension voulue.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT |
|------------------------------|-----------|------|
| 35 mm - Anneau n°4 - Par 100 | 803 40 27 | 6,62 |

### ANNEAU PORC EN ACIER

En acier.



| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| Pince à anneau porc | 821 56 68 | 13,07 |
| 30 mm - Par 10      | 803 40 62 | 10,85 |



### MUSELIÈRE POUR VEAU À BRIDE

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT |
|---------------------|-----------|------|
| Muselière pour veau | 802 55 83 | 8,18 |





## ANNEAU ANTI-TÊTE RÉGLABLE

Réglable avec vis papillon.

| DÉSIGNATION                   | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------------------------|-----------|------|-----|------|
| Anneau anti-tête en aluminium | 802 54 42 | 3,95 | 10  | 3,06 |



## ANNEAU ANTITÉTEUR

Anneau Müller avec une palette anti-retournement.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|---------------------|-----------|------|-----|------|
| Petit modèle rouge  | 821 80 75 | 3,75 | 6   | 3,49 |
| Modèle moyen orange | 821 81 06 | 3,78 | 6   | 3,51 |
| Grand modèle bleu   | 821 81 12 | 3,75 | 6   | 3,49 |



## PINCE ET ANNEAU ANTI-TÊTE

Véritable pince Legeard pour poser et retirer les anneaux en acier. De bonne qualité, les anneaux possèdent des bouts arrondis qui évitent l'irritation nasale.

| DÉSIGNATION                                           | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------|-----|------|
| Pince Legeard                                         | 802 57 03 | 31,61 |     |      |
| Anneau 1 jour - De 1 jour à 3 mois - Par 5            | 802 53 99 | 4,66  | 2   | 4,42 |
| Anneau petit modèle 60 P - De 4 mois à 9 mois - Par 5 | 802 54 36 | 4,66  | 2   | 4,42 |
| Anneau moyen modèle - 60 A - Après 9 mois - Par 5     | 802 54 13 | 4,66  | 2   | 4,42 |
| Anneau grand modèle - 60 B - Pour adulte - Par 2      | 802 54 07 | 3,12  |     |      |



## ENTRAVE DE MEMBRES NYLON

Évite l'écartement des pattes arrières notamment après des vêlages difficiles. Sangle nylon 40 mm renforcée.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------|-----------|-------|
| Écartement 50 cm | 823 30 28 | 15,80 |



## ENTRAVE DE MEMBRES À CHAÎNE

Très robustes, facilitent de travail de relevage de la vache après vêlage.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Entrave     | 821 79 05 | 16,68 |

## SANGLE POUR MEMBRES POSTÉRIEURS

Pour bovins.

| DÉSIGNATION                     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------|-----------|-------|
| Sangle pour membres postérieurs | 802 57 78 | 47,54 |



## ENTRAVON RÉGLABLE

Entraves renforcées, grande résistance grâce à un tissage spécial. Grosse épaisseur pour usage extrême.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Entravon    | 827 83 44 | 13,31 |



## SANGLE SECURITEX ANTI-COUP DE PIED

Sangle en matière plastique permettant l'immobilisation de n'importe quel bovin et facile à poser.

Deux mousquetons et huit points d'ancrage permettent d'adapter la sangle à toutes les situations.

4 m de longueur, 5 cm de largeur.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| Sangle anti-coup de pied | 829 25 22 | 40,38 |



## ENTRAVE-FLANC

En acier zingué avec embouts en caoutchouc.

Permet le blocage de la patte arrière au moment de la traite ou pour les soins vétérinaires. Appareil réglable.

| DÉSIGNATION                      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------------|-----------|-------|
| Entrave-flanc                    | 802 55 31 | 6,47  |
| Entrave-flanc Qualité supérieure | 834 57 09 | 20,91 |
| <b>PIÈCES DÉTACHÉES</b>          |           |       |
| Kit (2 ressorts + 2 embouts)     | 802 57 61 | 3,84  |



## PLATE-LONGE

Intérieur nylon doux.

| DÉSIGNATION                        | RÉFÉRENCE | € HT |
|------------------------------------|-----------|------|
| Pour jeunes animaux et gros bétail | 108 87 30 | 6,71 |
| Pour gros bétail                   | 108 87 40 | 6,08 |

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------|-----------|-------|
| 4 cm x 8,5 m | 802 48 10 | 33,94 |

## SERRE-JARRET DE BRON

Il bloque le jarret des vaches lors de la traite. Inoffensif pour la peau et l'articulation. Sécurisant pour les soins et le parage des onglons.

| DÉSIGNATION                               | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------------------|-----------|-------|
| Ouverture max 17 cm<br>Qualité supérieure | 802 58 09 | 53,29 |



## ÉLEVATEUR DAISY

Pour bovins jusqu'à 1000 kg.  
Sans point de compression du fait de sa large assise, il est réglable pour diverses tailles par un système de sangle à tendeur.

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------|-----------|--------|
| Modèle Daisy | 838 24 55 | 262,19 |



## ÉLEVATEUR POUR BOVINS

Permet de maintenir debout un animal faible.

| DÉSIGNATION                                              | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 1 - Pour races laitières jusqu'à 900 kg                  | 840 87 23 | 112,05 |
| 2 - Pour races jusqu'à 1500 kg<br>Écartement maxi 110 cm | 802 55 19 | 147,46 |



## LICOL BOVIN

Licol en nylon réglable.

| DÉSIGNATION                               | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------------------|-----------|-------|
| 35 mm - Longueur tête : 100 cm<br>Génisse | 805 40 99 | 16,02 |
| 35 mm - Longueur tête : 120 cm            | 102 10 60 | 18,94 |
| 40 mm - Longueur Tête : 145 mm            | 805 40 82 | 25,46 |



## LICOL BREBIS

Licol pour brebis réglable et très robuste.  
Jugulaire ajustable.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| Rouge       | 104 62 80 | 9,27 |



## LESSO PORC

Incassable.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| Lasso - 30 cm            | 802 55 54 | 26,88 |
| Lasso - 60 cm avec frein | 806 94 45 | 17,21 |



## CROCHET DE BERGER

En aluminium malléable afin de ne pas blesser les animaux. La poignée est en caoutchouc pour une bonne prise en main.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 135 cm      | 805 88 32 | 16,23 |



## ACCESSOIRES POUR PROJECTEUR DISTINCT SON

| DÉSIGNATION                                | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------------------|-----------|-------|
| Seringue UU 3 ml - Aiguille 20 mm<br>Par 4 | 102 46 20 | 88,22 |
| Seringue UU 3 ml - Aiguille 30 mm<br>Par 4 | 102 46 10 | 88,52 |
| <b>1 - AIGUILLE À OLIVE</b>                |           |       |
| 28 mm - NM 1                               | 803 63 39 | 11,12 |
| 38 mm - NM 3                               | 803 63 45 | 11,26 |
| <b>AIGUILLE À ARDILLON</b>                 |           |       |
| 19 mm - NC 1                               | 803 64 28 | 10,15 |
| 28 mm - NC 2                               | 803 64 11 | 10,23 |
| 41 mm - NC 3                               | 803 64 05 | 9,73  |
| <b>2 - CYLINDRE MÉTAL</b>                  |           |       |
| 3 ml - 3023                                | 803 61 44 | 11,93 |
| 5 ml - 3025                                | 803 62 85 | 12,98 |
| 7 ml - 3027                                | 803 63 68 | 14,00 |
| 10 ml - 3030                               | 803 63 74 | 15,46 |
| 15 ml - 3035                               | 803 63 80 | 18,29 |
| <b>3 - PISTON ET STABILISATEUR</b>         |           |       |
| Piston                                     | 803 63 22 | 3,86  |
| Stabilisateur                              | 803 63 51 | 24,09 |
| <b>4 - AMORCE</b>                          |           |       |
| Pour seringue 3 à 5 ml - 2006<br>Par 10    | 803 62 27 | 34,92 |
| Pour seringue 7 à 10 ml - 2007<br>Par 10   | 803 62 33 | 34,54 |
| Pour seringue 15 ml - 2008 - Par 10        | 803 62 56 | 35,31 |
| <b>6 - CARTOUCHE PROPULSIVE</b>            |           |       |
| Jaunes - 0 à 25 m - Par 20                 | 803 62 62 | 39,63 |
| Brunes - 20 à 30 m - Par 20                | 803 62 79 | 39,73 |
| Blanches - 20 à 50 m - Par 20              | 803 62 91 | 39,70 |
| <b>BÂTON GRAISSAGE</b>                     |           |       |
| Bâton graissage                            | 106 17 00 | 16,61 |



## TABLIER ANTI COUP DE PIED

Tablier amortissant les chocs liés aux coups de pied imprévisibles des bovins, équins. Les chocs seront amortis de façon à la fois verticale et horizontale grâce à la combinaison de boudins verticaux de très forte densité et d'un épais feutre intérieur permettant de répartir et de lisser l'impact. Il a également été conçu dans des matériaux techniques modernes alliant une extrême robustesse, une grande résistance aux impacts et déchirures et une légèreté n'entravant pas les mouvements. Enfin, et pour un transport aisé, il est repliable grâce à son système auto-agrippant. Tablier avec bretelles croisées dans le dos pour un maintien parfait et la libération des mouvements des opérateurs. Protège de l'estomac au mollet.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| Tablier     | 101 05 20 | 353,84 |



## RÉNETTE ANNULAIRE VET

Lame en acier traité. Poignée ergonomique.

| DÉSIGNATION                                              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Rénette annulaire<br>Noir / Bleu - Lame en acier traité. | 836 62 32 | 29,69 |



## RÉNETTE ANNULAIRE

Pour bovins et chevaux.  
Lame en acier au carbone.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------|-----------|-------|
| Rénette annulaire | 802 73 75 | 14,67 |



## RÉNETTE SURGIFAR

Couteau anglais avec lame en inox, manche en hêtre.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------|-----------|-------|
| Grande lame - Droit  | 834 17 52 | 20,98 |
| Grande lame - Gauche | 834 17 69 | 21,36 |



## COUTEAU ANGLAIS

Lame en acier au carbone, qualité vétérinaire. Lames pleines, rivetées sur un manche en plastique. Lames avec courbure peu prononcée et gorges standard.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| Double tranchant - Droit | 802 72 28 | 14,31 |
| Petite lame - Droit      | 802 72 05 | 11,64 |
| Petite lame - Gauche     | 802 72 11 | 11,65 |
| Grande lame - Droit      | 802 72 40 | 12,45 |
| Grande lame - Gauche     | 802 72 63 | 12,45 |



## RÉNETTE DROITE

Lame en acier au carbone, manche plastique.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------|-----------|-------|
| 17 cm - Double tranchant n°6 | 802 74 06 | 14,09 |
| 17 cm - Double tranchant n°8 | 802 74 12 | 14,09 |



## FEUILLE DE SAUGE

Lame en acier carbone, double tranchant.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Lame double | 802 73 17 | 26,06 |



## KIT AFFÛTAGE

Le kit d'affûtage comprend :  
- Une pierre demi-ronde permettant d'aiguiser les gorges.  
- Une pierre conique pour les perceuses et turbines.

| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------|-----------|-------|
| Kit affûtage | 802 73 46 | 16,49 |

## PIERRE À AIGUISER

Pierre pour aiguiser les couteaux et rénettes.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------------|-----------|------|
| Pierre à aiguiser | 802 73 69 | 3,48 |



## COUPE-ONGLONS FELCO OVINS

La qualité des lames Felco, associée à un montage robuste, avec de plus une poignée rotative, permet un usage facile, sûr et moins fatigant pour le poignet de l'utilisateur.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------|-----------|-------|
| Coupe-onglons Felco ovins | 829 19 88 | 88,15 |



## COUPE-ONGLONS OVINS

Cisaille pour mouton.

| DÉSIGNATION                         | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------------------------------|-----------|------|
| Lame standard 26 cm<br>Non dentelée | 802 71 68 | 8,37 |
| Lame cranté 26 cm - Dentelée        | 802 71 80 | 7,09 |



## COUPE-ONGLONS BOVINS

Coupe-onglons spécial bovins, à lames interchangeables.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------|-----------|-------|
| 41 cm - Pour bovins       | 802 71 74 | 43,19 |
| <b>PIÈCES DE RECHANGE</b> |           |       |
| Lame                      | 803 38 26 | 10,89 |



## SOIN DU PIED

### FRAISE À PARER MV

Fraise à parer avec quatre plaquettes de carbure de tungstène réversibles et interchangeables.

Coupe progressive et sans vibration.

Diamètre 115 mm, alésage intérieur 22,5 mm.

Poids 590 g.



| DÉSIGNATION                   | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------|-----------|--------|
| 115 mm                        | 829 20 02 | 689,92 |
| <b>PIÈCE DE RECHANGE</b>      |           |        |
| Plaquette carbure de rechange | 835 31 00 | 7,68   |



1



2

### DISQUE ABRASIF POUR SABOTS

Disques spécialement élaborés pour le soin des onglons.

Incrustation de pastilles de Téflon pour augmenter la longévité.

S'utilise avec le moteur pour rogne-pied.

- Standard : 115 mm de diamètre avec une surface ondulée et des grains SC16.

- Tungstène : 115 mm de diamètre avec une densité forte et un grainage de 30. Recommandé lors de parage d'onglons durs et secs (animaux en pâture).

- Densité moyenne : 125 mm de diamètre avec un grainage de 30.

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------|-----------|-------|
| 1 - Standard 115 mm    | 802 73 00 | 2,66  |
| 2 - Tungstène 115 mm   | 803 52 51 | 32,57 |
| Densité moyenne 125 mm | 806 28 97 | 32,08 |



### BAUME CICATRISANT CICABOM®

Cicatrisation rapide des plaies grâce aux bienfaits de l'onguent noir.

Qualités antiseptique, bactéricide et insecticide + propriétés tonifiantes et revitalisantes.

Composition : vaseline, baume du Pérou, oxyde de zinc, huile de foie de morue, goudron de Norvège.

Indications : gerçures, abcès, coupures, irritations, soins des pieds.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------|-----------|-------|
| Pot de 200 ml | 708 13 84 | 26,45 |
| Pot de 500 ml | 818 91 49 | 40,72 |

### PANSEMENT BOVIVET PODODERMATITE

Chaussette élastique hydrofuge avec ouate cousue à l'intérieur qui s'enfile sur les deux onglons.

Mise en place et retrait facile et rapide. Épouse et protège parfaitement la plaie à soigner.

Possibilité de vérifier l'état de la plaie juste après le traitement sans défaire le pansement en baissant le haut de la chaussette.



| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------|-----------|-------|
| Taille L - Par 10 | 822 40 58 | 31,83 |



### HOOF GEL 38%

Dosage facile de l'acide salicylique, très économique par traitement, pas de risque d'inhalation.

Plus facile à poser que l'acide en poudre.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------|-----------|-------|
| Flacon 500 ml | 822 54 60 | 28,69 |



### CHAUSSEON POUR ONGLONS SHOOF

En polyuréthane ultra robuste, ce chausson a été élaboré pour protéger les blessures.

Développé pour les soins des blessures aux sabots et onglons en stabulation ou sur sols durs. Évite les souillures et les bactéries.

Prévient les infections.

| DÉSIGNATION                    | RÉFÉRENCE | € HT |
|--------------------------------|-----------|------|
| <b>KIT = 1 BANDE + 1 LACET</b> |           |      |
| Kit de rechange                | 818 36 61 | 6,01 |

### BANDE À PIED KROMBERG

Bandage auto adhésif noir. Longueur 25 m.



| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------|-----------|-------|
| Bande à pied Kromberg | 833 73 77 | 10,97 |

### BANDE DE TOILE LAMINÉE

Imperméable, inextensible, se déchire manuellement.

Protection des pansements de pied.



| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 50 m x 5 cm | 833 48 41 | 15,20 |

### BANDE À PIEDS

Sparadrap grande longueur.

Tous usages (pansement des pieds des grands animaux).



| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------|-----------|-------|
| 5 cm x 25 m  | 113 74 10 | 12,60 |
| 5 cm x 50 m  | 800 70 13 | 16,41 |
| 10 cm x 50 m | 826 39 57 | 31,65 |



### COUPEAU À BANDAGE

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| Couteau sur manche 80 cm | 113 17 20 | 31,00 |



### DEMOTEC EASY BLOC EXPRESS

Une solution simple et efficace du traitement des onglons.

Manipulation facile et adhésion rapide (2 à 3 mn) même à basse température.

Semelle renforcée pour davantage de stabilité et une durée de vie prolongée.

Longueur extérieure : 13 cm, intérieure : 11 cm.

Mallette comprenant : sabots, liquide et poudre, spatules.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------|-----------|--------|
| 4 Traitements       | 106 66 80 | 66,88  |
| 12 Traitements      | 106 66 90 | 150,27 |
| <b>CONSOMMABLES</b> |           |        |
| Liquide 250 ml      | 106 51 20 | 45,83  |
| Poudre 500 g        | 106 51 30 | 70,32  |



## PÉDILUVE SEPTICARE

Grand modèle. Haut de gamme. L'ensemble de l'onglon est traité grâce à l'épaisseur du tapis. Capacité : 120 - 160 litres.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------|-----------|--------|
| 180 x 90 x 10 cm | 822 00 43 | 199,38 |



## TECHNOVIT 2 BOND

Colle à 2 composants à séchage rapide.

Adhère fortement et durablement sur les blocs de bois ou de caoutchouc. Facile à utiliser, pas de mélange, pas de déchets. Utilisation sans odeur et sans risque, même à l'intérieur des locaux. Conservation longue durée quelle que soit la température de stockage.

**Kit contenant :** 1 cartouche de 160 ml avec colle, 10 blocs de bois, 10 canules mélangeuses et 1 pistolet de dosage.

| DÉSIGNATION                                         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------------------------------|-----------|-------|
| Cartouche 160 ml + 10 blocs + 10 canules + pistolet | 824 30 67 | 87,73 |
| <b>CONSOMMABLES</b>                                 |           |       |
| Canule - Par 25                                     | 111 00 60 | 13,26 |
| Colle - 160 ml                                      | 824 51 61 | 31,59 |
| Semelle bois - Normal - 112 mm                      | 802 75 24 | 1,18  |
| Semelle bois - XL - 130 mm                          | 820 97 51 | 1,43  |



## TECHNOVIT

Semelle en bois à coller sous l'onglon grâce à une résine synthétique à durcissement très rapide permettant de réduire de 50% le temps de séchage. Se place sous l'onglon sain.

| DÉSIGNATION                    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------|-----------|-------|
| Technovit - 10 traitements     | 802 75 47 | 95,03 |
| <b>CONSOMMABLES</b>            |           |       |
| Semelle bois - Normal - 112 mm | 802 75 24 | 1,18  |
| Semelle bois - XL - 130 mm     | 820 97 51 | 1,43  |
| Liquide 0,5 l                  | 802 75 53 | 34,43 |
| Poudre 1 kg                    | 802 75 76 | 64,78 |
| Accélérateur 70 ml             | 818 13 08 | 27,71 |
| Gobelet                        | 838 81 91 | 1,07  |

## SEMELLE CAOUTCHOUC

Semelle orthopédique à placer sous l'onglon sain du bovin.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------|-----------|--------|
| Semelle et clous - Par 10 | 802 75 18 | 113,71 |
| Clous - Par 7             | 803 34 47 | 4,52   |



## À savoir

Utilisez impérativement des gants en nitrile ou PVC, lors de l'application de la colle.



## SABOTTINES

Sabot orthopédique à poser sur l'onglon sain.

| DÉSIGNATION                         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------------------|-----------|-------|
| <b>MODÈLE STANDARD</b>              |           |       |
| 2 droites 2 gauches - 4 traitements | 802 74 87 | 45,38 |
| Gauche - 12 traitements             | 806 50 80 | 69,75 |
| Droite - 12 traitements             | 806 50 97 | 69,75 |
| <b>MODÈLE XL</b>                    |           |       |
| Droite - 10 traitements             | 828 69 58 | 81,10 |
| Gauche - 10 traitements             | 828 69 64 | 81,10 |
| <b>CONSOMMABLES</b>                 |           |       |
| Solvant 180 ml                      | 843 06 51 | 41,15 |
| Poudre 40 g                         | 806 26 67 | 6,98  |

## WALKEASE

Bloc à onglon en polyuréthane avec colle instantanée.

- Rapide : l'onglon peut à nouveau être sollicité au bout de 15 secondes.
- Économique : quelques gouttes de colle suffisent pour une prise sûre.
- Confortable : pas de mélange de liquides et de poudres.
- Simple : traiter l'onglon nettoyé avec une râpe spéciale, appliquer la colle sur le bloc, appuyer pendant près de 15 secondes.

| DÉSIGNATION                                | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------------------|-----------|-------|
| Kit de parage : 10 traitements<br>Taille M | 101 12 80 | 71,68 |
| <b>CONSOMMABLES</b>                        |           |       |
| Semelle T.S - Par 10                       | 108 41 90 | 41,77 |
| Semelle T.M - Par 10                       | 108 42 10 | 41,77 |
| Semelle T.L - Par 10                       | 115 35 90 | 42,17 |
| Colle 20 ml                                | 105 82 10 | 2,24  |





## À savoir

### ÉCORNAGE

La réglementation qui entoure l'écornage des bovins repose principalement sur les recommandations du Comité de la Convention européenne du 21 octobre 1988. L'article 17 précise que les opérations entraînant la perte d'une quantité significative de tissu ou la modification de la structure osseuse des bovins doivent être interdites.

Cependant, des exceptions à ces interdictions peuvent être faites pour les opérations réalisées dans l'intérêt des animaux ou pour la protection des personnes en contact direct avec eux. Les dernières recommandations issues des études sur le bien-être animal encadrent cette pratique.

En France, l'éleveur doit pratiquer l'écornage des veaux durant les 4 premières semaines de vie du veau, au-delà de ces 4 semaines, l'intervention doit être pratiquée par un vétérinaire.

## ÉCORNEUR À GAZ ARCOS

Écorneur Express a montée rapide en température : 700°C en moins de 3 minutes.

Léger : 470 g. Sans fil/Autonomie. Allumage Piezo intégré.

- Sécurité : position « Verrouillage », position « Fonctionnement ».
- Facile à manier : poignée bimatière antidérapante. Forme pistolet assurant une bonne prise en main.
- Embout réversible Ø int. 17 et 19 mm, permet de s'adapter au mieux aux différentes races de veaux.
- Auto-maintenance : changement de la gâchette/Piezo et de l'injecteur, sans outil.

Livré en mallette avec une cartouche.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------|-----------|--------|
| Écorneur à gaz Arcos | 108 56 60 | 172,37 |
| <b>CONSOMMABLE</b>   |           |        |
| Cartouche 60 g       | 108 56 50 | 7,07   |



## SCIE-FIL ET POIGNÉE

Scie-fil pour embryotomie et écornage.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------|-----------|-------|
| <b>POIGNÉE</b>            |           |       |
| Poignée simple - La paire | 802 62 23 | 4,33  |
| <b>SCIE-FIL</b>           |           |       |
| 1,2 mm x 10 m - Français  | 835 26 78 | 13,81 |
| 1,2 mm x 3,6 m - Bovivet  | 802 66 31 | 7,18  |
| 1,2 mm x 10 m - Bovivet   | 802 65 07 | 17,46 |
| 1,4 mm x 3,6 m - Jacovet  | 802 66 48 | 12,62 |
| Qualité supérieure        |           |       |



## SCIE-FIL LA SUÉDOISE

Scie-fil de qualité suédoise fine et robuste pour embryotomie et écornage.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------|-----------|-------|
| 10 m - Ø 1,6 mm - En rouleau | 820 71 66 | 14,39 |

## SCIE-FIL

Pour la coupe de dent ou de corne.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| Diam. : 1 mm - 10 m | 108 33 00 | 21,23 |

## POIGNÉE DE SCIE-FIL

Poignées pour scie-fil.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------|-----------|-------|
| Fine - La paire | 822 47 33 | 10,09 |



## ÉCORNEUR BUDDLEX À BATTERIE

Technique Buddex éprouvée au design ergonomique !

La tête céramique et sa résistance permettent un écornage fiable dans le respect de l'animal. Jusqu'à 40 veaux par charge de batterie.

- Température sur l'embout : 700 °C en 4 secondes sur l'anneau, pour un écornage rapide.

- La pression contre la corne déclenche la montée en température pour réduire le risque de brûlure de l'utilisateur.

- Batterie pour une parfaite autonomie.

Livré avec adaptateur secteur 230 V et embout de recharge d.18 mm.

Garantie 2 ans, sauf brûleur et batterie.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------|-----------|--------|
| Buddex à batterie | 112 41 60 | 182,48 |



## GEL À ÉCORNER SH PLUS

S'utilise sur les jeunes bovins (entre 8 et 21 jours) pour l'écornage grâce à l'application d'une simple goutte sur l'amorce du cornillon dès qu'il est palpable. L'applicateur de 45 g permet d'écorner 30 veaux.

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------|-----------|-------|
| 1 applicateur | 792 43 51 | 10,74 |



## CRAYON À ÉCORNER ET CAUTÉRISER

Crayon acide permettant l'écornage des veaux âgés de 1 à 4 semaines.

| DÉSIGNATION                    | RÉFÉRENCE | € HT |
|--------------------------------|-----------|------|
| Crayon à écorner et cautériser | 802 61 86 | 4,91 |





## DÉTECTEUR DE CORPS ÉTRANGER C-SCOPE SD100

Détecteur de métaux particulièrement performant.

Réglages par bouton :

- Sensibilité normale pour une utilisation courante.
  - Sensibilité « haute alerte » pour optimiser la gamme de détection pour les petits objets.
- Poids : 400 grammes.  
Fonctionne sur pile type 6LR61.

| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------|-----------|--------|
| Détecteur de corps étranger | 829 01 15 | 148,87 |
| <b>ACCESSOIRES</b>          |           |        |
| Batterie et chargeur        | 829 01 21 | 29,79  |
| Pile 9 V Alkaline - LR61    | 111 87 50 | 3,20   |



## AIMANT CAGE

Permet la capture de tout résidu métallique et son stockage dans la cage.

Force magnétique 1598 gauss.

| DÉSIGNATION                              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------------------|-----------|-------|
| 1 - Diam. 35 mm x Long. 100 mm<br>Par 10 | 826 32 36 | 14,61 |
| 2 - Cap-Super Medvet                     | 833 18 54 | 8,74  |



## AIMANT CAGE ECOMAG

Force magnétique : 1060 gauss.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------|-----------|-------|
| Diam. 32 x L. 90 mm - Par 12 | 826 29 75 | 13,75 |



## AIMANT NU

L'aimant permet de prévenir les accidents par ingestion de corps étrangers.

Force magnétique 1300 gauss.

| DÉSIGNATION                          | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|--------------------------------------|-----------|------|-----|------|
| 60 x 20 x 15 mm - Par 12             | 802 69 96 | 5,78 | 5   | 5,55 |
| 60 x 20 x 15 mm - Labelvage - Par 12 | 111 94 40 | 7,60 |     |      |



## LANCE BOLUS INOX

Lance bolus ergonomique, en inox, pour l'administration de gros bolus ou d'aimants cages.

| DÉSIGNATION                                                   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| L 570 mm - L chambre : 65 mm<br>Diam. int. chambre : 31/22 mm | 102 44 90 | 41,49 |
| L 760 mm - L chambre : 120 mm<br>Diam. int. chambre : 40,5 mm | 100 64 70 | 53,06 |
| L 800 mm - L chambre : 170 mm<br>Diam. int. chambre : 28,5 mm | 825 27 41 | 53,08 |
| L 880 mm - L chambre : 205 mm<br>Diam. int. chambre : 40,5 mm | 828 16 71 | 57,70 |



## LANCE-BOLUS OLIGOVET

Pour administrer des médicaments.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------|-----------|-------|
| <b>POUR VEAU</b>             |           |       |
| 19/21 mm - l 49 cm           | 104 25 80 | 81,85 |
| Caoutchouc rechange 19/21 mm | 104 50 50 | 6,55  |
| <b>POUR GÉNISSE</b>          |           |       |
| 24/30 mm - l 71 cm           | 104 26 00 | 81,85 |
| <b>POUR OVIN</b>             |           |       |
| 16/18 mm - l 31 cm           | 104 26 10 | 81,85 |
| <b>POUR VACHE</b>            |           |       |
| 32/35 mm                     | 827 35 71 | 81,85 |



## SONDE NASO-ŒSOPHAGIENNE STOMAFLEX

Sonde silicone rouge pour chevaux et bovins. Embout arrondi avec un orifice latéral.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------|-----------|--------|
| 13 mm x 2 m    | 824 52 09 | 50,34  |
| 16 mm x 2,25 m | 822 47 10 | 65,22  |
| 19 mm x 3 m    | 824 01 75 | 101,45 |



## SONDE NASO-ŒSOPHAGIENNE POLYURÉTHANE

2 œils latéraux en plus de l'orifice terminal, extrémité arrondie côté animal.

Embout opposé légèrement évasé.

Sonde polyuréthane transparente, souplesse identique quelle que soit la température.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------|-----------|-------|
| 2,6 m x 9 mm         | 833 22 27 | 53,32 |
| 3,2 m x 13 mm        | 833 22 33 | 51,90 |
| 3,6 m x 16 mm        | 833 22 56 | 63,16 |
| 3,6 m x 19 mm        | 833 22 62 | 66,76 |
| <b>ACCESSOIRE</b>    |           |       |
| Entonnoir pour sonde | 833 23 16 | 39,75 |





## SONDE ŒSOPHAGIENNE INOX

Sonde sans embout en acier inoxydable.  
L'anse coupante se place à l'extrémité de la sonde pour l'extraction de corps étrangers.

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------|-----------|--------|
| Ø 12 mm x 1,2 m         | 835 42 17 | 97,98  |
| Ø 18 mm x 1,8 m         | 835 42 00 | 124,92 |
| <b>EMBOUT CONIQUE</b>   |           |        |
| Petit modèle pour vache | 835 42 23 | 33,35  |
| Grand modèle pour vache | 835 42 46 | 39,76  |
| Modèle pour veau        | 835 42 52 | 27,94  |
| <b>ANSE COUPANTE</b>    |           |        |
| Modèle pour vache       | 835 42 69 | 78,60  |
| <b>ÉCOUVILLON</b>       |           |        |
| Écouvillon - 1,9 m      | 819 97 51 | 23,20  |



## TAMIS PENNSTATE

La longueur des particules de fourrage est essentielle en matière de nutrition animale. Ce séparateur de particules, mis au point par l'université de Pennsylvanie, permet d'analyser le fourrage avec précision.  
Le tamis supérieur est percé de trous de 19 mm de diamètre, le tamis du milieu percé de trous de 8 mm et le tamis inférieur a un quadrillage de 1,18 x 1,18 mm.

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------|-----------|--------|
| Tamis Pennstate triple | 818 36 49 | 691,93 |



## AIGUILLE À RUMEN

En acier inoxydable, qualité vétérinaire.  
Triple biseau, contre-affûtage, talon arrondi.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------|-----------|-------|
| 40/10 x 160 mm | 802 69 15 | 14,04 |



## TROCART À RUMEN

Trocart et canule avec collerette en acier inoxydable. Manche en plastique.

| DÉSIGNATION                            | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------------------|-----------|-------|
| Ø 11 / 12 mm<br>Longueur canule 190 mm | 802 70 91 | 41,52 |
| Ø 9 / 10 mm<br>Longueur canule 162 mm  | 802 71 45 | 27,59 |
| Ø 5 / 6 mm<br>Longueur canule 112 mm   | 802 71 39 | 22,12 |



## TROCART À RUMEN À VIS

En plastique de qualité alimentaire.  
2 trous au niveau de la collerette pour le fixer.  
Soulage l'animal en météorisation chronique.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT |
|-----------------|-----------|------|
| Trocart à Rumen | 802 71 51 | 6,44 |



## NÉCESSAIRE POUR OPÉRATION DE LA CAILLETTE

Bâtonnets en acier inoxydable avec fils de suture de 30 cm pour fixation de la caillette dans le flanc droit par omentopexie, suivant la méthode de GRYMER.

Le nécessaire comprend : 12 bâtonnets métalliques 5 x 30 mm, pastilles en plastique (6 rondes et 6 longues), trocart à manche plastique et canule avec collerette en acier inoxydable.

| DÉSIGNATION                                    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------------------------|-----------|-------|
| Nécessaire 12 bâtonnets métal avec fil - Génia | 834 32 77 | 47,87 |
| Nécessaire 12 bâtonnets métal avec fil         | 802 70 62 | 78,92 |
| <b>PIÈCES DE RECHANGE</b>                      |           |       |
| Pastilles plastique 6 rondes et 6 longues      | 802 70 79 | 20,22 |






## À savoir

Un nettoyage après chaque utilisation et une lubrification régulière sont indispensables pour assurer un bon fonctionnement de la pompe.

## Calf Drencher

**Méthode sûre et rapide de drogage des veaux.**  
Le bidon se vide par la sonde très rapidement et la forme de l'embout évite les fausses déglutitions.

| DÉSIGNATION                          | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------------------------|-----------|--------|
| Bidon 2 l avec tube flexible         | 802 70 10 | 14,82  |
| Bidon 4 l avec tube flexible - Par 5 | 101 04 60 | 118,01 |
| <b>PIÈCES DE RECHANGE</b>            |           |        |
| Sonde flexible                       | 835 06 79 | 11,50  |
| Sonde rigide                         | 836 08 73 | 5,86   |



## SELEKT POMPE DRENCHER ET COLLECTEUR


**Efficace et sûre pour la fluidothérapie.**  
Corps en inox, joints en téflon. Débit important, contrôle total de l'administration pendant toute la durée de l'intervention.  
Drencheur pour veaux : tuyau renforcé de 3,4 m, diam. interne 15 mm, diam. externe 23 mm.  
Spéculum de 365 mm avec verrou excentrique permettant de bloquer le tuyau en position. Mouchette intégrée.

| DÉSIGNATION                                     | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------------------------|-----------|--------|
| Pompe drencheur et collecteur                   | 461 02 44 | 150,63 |
| <b>ACCESSOIRES</b>                              |           |        |
| Drencheur Junior veau 150/400 kg                | 102 03 60 | 222,30 |
| Mini drencheur petits ruminants et petits veaux | 102 67 30 | 85,95  |
| Extension drencheur                             | 461 02 50 | 208,06 |
| Extension collecteur                            | 461 02 67 | 380,84 |
| Sonde naso œsophagienne 17 mm x 300 cm          | 433 26 15 | 67,96  |
| <b>PIÈCES DÉTACHÉES</b>                         |           |        |
| Joint de piston                                 | 826 37 04 | 5,40   |
| Piston                                          | 826 98 59 | 13,33  |
| Tuyau pour pompe                                | 825 86 95 | 82,43  |

## BIBERON SPEEDY DRENCHER

**Biberon avec vanne à 3 niveaux et poignée ergonomique.**  
Idéal pour le démarrage des veaux, base large pour grande stabilité.  
Sonde 48 cm.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------|-----------|-------|
| 2,5 l                    | 103 79 80 | 25,09 |
| 4 l                      | 822 94 98 | 30,97 |
| <b>PIÈCE DE RECHANGE</b> |           |       |
| Sonde avec couvercle     | 824 49 60 | 16,32 |



## TRUSTI TUBER

**Méthode sûre, rapide et facile pour alimenter le veau sans stress.**  
Tube flexible et doux avec marqueur de taille du veau. Bidon de 4 litres, ergonomique pour un meilleur écoulement tout en sécurité du colostrum.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------|-----------|-------|
| Trusti Tuber 4 l | 106 19 10 | 66,29 |

## PISTOLET DROGUEUR AUTOMATIQUE GENIA - PISTOLMATIC

**Pistolet drogueur en plastique avec aspiro-injecteur avant et arrière en aluminium.**  
Entièrement démontable pour un nettoyage aisé.  
Cuve transparente, stérilisable à l'eau bouillante, avec graduation indélébile en relief. Joint silicone.  
Réglage précis grâce à l'écrou arrière.  
Livré avec canule longue et tuyau.

| DÉSIGNATION                                                        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| 20 ml, graduation 1 ml<br>Pour agneau                              | 802 52 29 | 39,09 |
| 50 ml, graduation 2 ml<br>Pour mouton                              | 802 52 35 | 41,79 |
| 70 ml, graduation 5 ml<br>Pour mouton et veau                      | 802 52 41 | 43,87 |
| <b>PIÈCES DÉTACHÉES</b>                                            |           |       |
| 1 - Canule 105 mm.<br>Diam. 6 mm - 20 ml                           | 803 35 13 | 4,67  |
| 1 - Canule 105 mm.<br>Diam. 10 mm - 50/70 ml                       | 803 35 36 | 6,63  |
| 4 - Joint d'embase pour aiguilles<br>Par 6                         | 819 93 43 | 2,67  |
| 6 - Réducteur pour embase<br>d'aiguilles                           | 848 06 14 | 3,32  |
| 11 - Joint torique R12 noir<br>d'aspiro-injecteur avant et arrière | 820 30 91 | 4,15  |
| 12 - Bouchon d'aspiro-injecteur<br>avant                           | 834 95 06 | 9,37  |
| 22 - Corps d'aspiro-injecteur arrière                              | 819 32 40 | 9,84  |
| 23 - Ressort d'aspiro-injecteur<br>arrière                         | 819 32 57 | 2,81  |
| 25 - Bouchon d'aspiro-injecteur<br>arrière olive                   | 834 94 98 | 9,04  |
| Réducteur + joint pour embase<br>d'aiguille                        | 821 61 94 | 12,33 |



## DROGAGE



### DRENCH BAG

Sac de drenchage transparent pour l'administration de liquides et d'électrolytes aux veaux, doté d'un zip pour faciliter le remplissage et le nettoyage. Sonde flexible et tuyau inclus, avec collier de serrage du tuyau pour réguler le débit d'absorption et obturer le tuyau.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------|-----------|-------|
| 2,5 l - Avec sonde | 113 77 60 | 13,14 |



### PISTOLET AUTOMATIQUE NJ PHILLIPS OVIN

Pistolet drogueur automatique métal NJ Phillips avec réservoir de 2,5 litres. Dosage par 1 ml. Construction robuste, facile à démonter et à nettoyer.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------|-----------|-------|
| Pistolet drogueur | 825 65 55 | 98,33 |



### PISTOLET DROGUEUR MANUEL

Cuve incassable. Livré avec canule drogueuse.

| DÉSIGNATION                              | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------------------|-----------|-------|
| 70 ml - Canule 12,5 cm                   | 803 33 70 | 18,83 |
| 200 ml - Canule 19 cm                    | 802 52 12 | 27,97 |
| 300 ml - Canule 19 cm                    | 805 87 72 | 54,59 |
| 500 ml - Canule 19 cm                    | 102 31 20 | 57,46 |
| <b>PIÈCES DÉTACHÉES</b>                  |           |       |
| Réducteur + joint pour embase d'aiguille | 821 61 94 | 12,33 |
| 5 - Joint de piston 300 ml               | 829 11 49 | 1,99  |
| Joint de piston 200 ml x 2               | 803 36 60 | 3,78  |



### PISTOLET DROGUEUR MANUEL GENIA - PISTOLMAN

En plastique incassable et indéformable, entièrement démontable pour un nettoyage aisé. Cuve transparente, résistante à l'eau bouillante, avec graduations indélébiles en relief. Joint silicone. Réglage précis grâce à l'écrou arrière. Livré complet avec une canule longue.

| DÉSIGNATION                                 | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------------------|-----------|-------|
| 20 ml, grad 1 ml - Pour agneau              | 802 51 46 | 17,67 |
| 50 ml, grad 2 ml - Pour mouton              | 802 51 52 | 20,50 |
| 70 ml, grad 5 ml - Pour mouton et veau      | 802 51 75 | 20,84 |
| 150 ml, grad 10 ml - Pour bovin             | 802 51 81 | 25,13 |
| 250 ml, grad 25 ml, canule 18 mm Pour bovin | 819 34 35 | 38,13 |
| 250 ml, grad 25 ml, canule 12 mm Pour bovin | 802 52 06 | 30,18 |



### SERINGUE DROGUEUSE LABELVAGE

Pour l'administration des vermifuges, calcium, compléments alimentaires, ... Utile pour les lavements utérins avant insémination. Embase filetée pour canule (livrée). Graduation 10 ml. Stérilisation 120° C à l'autoclave.

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------|-----------|-------|
| 250 ml                     | 816 84 20 | 24,84 |
| 600 ml, graduation 50 ml   | 807 07 67 | 48,51 |
| <b>PIÈCES DÉTACHÉES</b>    |           |       |
| Canule pour 200 ml         | 822 97 65 | 7,33  |
| Canule 600 ml              | 100 86 10 | 25,61 |
| Cylindre pistolet - 300 ml | 821 64 55 | 11,35 |
| Joint piston 600 ml        | 807 07 50 | 3,19  |



### CANULE DROGUEUSE LUER LOCK

S'adapte sur les seringues hypodermiques. Longueur 12 cm. Pour mouton et chèvre.

| DÉSIGNATION      | RÉFÉRENCE | € HT |
|------------------|-----------|------|
| Canule drogueuse | 802 51 23 | 4,31 |

| DÉSIGNATION                                                     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>CANULE DE RECHANGE</b>                                       |           |       |
| 1 - Canule 105 mm. Diam. 6 mm - 20 ml                           | 803 35 13 | 4,67  |
| 1 - Canule 105 mm. Diam. 10 mm - 50/70 ml                       | 803 35 36 | 6,63  |
| 1 - Canule 180 mm. Diam. 10 mm - 150 ml                         | 803 35 42 | 11,15 |
| 1 - Canule 180 mm. Diam. 12 mm - 250 ml                         | 834 95 35 | 13,71 |
| Réducteur + joint pour embase d'aiguille                        | 821 61 94 | 12,33 |
| <b>PIÈCES DÉTACHÉES</b>                                         |           |       |
| 4 - Joint d'embase pour aiguilles Par 6                         | 819 93 43 | 2,67  |
| 6 - Réducteur pour embase d'aiguilles                           | 848 06 14 | 3,32  |
| 11 - Joint torique R12 noir d'aspiro-injecteur avant et arrière | 820 30 91 | 4,15  |
| 12 - Bouchon d'aspiro-injecteur avant                           | 834 95 06 | 9,37  |
| 14 - Piston non perforé pour manuel 20ml                        | 841 48 82 | 3,63  |
| 14 - Piston non perforé pour manuel 50ml                        | 841 49 42 | 4,05  |
| 14 - Piston non perforé pour manuel 70ml                        | 841 49 59 | 4,67  |
| 14 - Piston non perforé pour manuel 150ml                       | 841 49 65 | 4,67  |
| 15 - Joint de piston - 20 ml                                    | 803 35 59 | 2,69  |
| 15 - Joint de piston - 50 ml                                    | 803 35 65 | 3,72  |
| 15 - Joint de piston - 70 ml                                    | 803 35 71 | 4,36  |
| 15 - Joint de piston - 150 ml                                   | 803 35 88 | 10,28 |
| 15 - Joint de piston - 250 ml                                   | 803 35 94 | 14,12 |
| Aspiro injecteur                                                | 848 46 41 | 26,86 |



### SERINGUE DROGUEUSE GENIA - SYRMAN

En plastique moulé avec des graduations indélébiles en relief. Démontable. Résistante à l'eau bouillante. Livrée avec canule.

| DÉSIGNATION                       | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------------|-----------|-------|
| 300 ml - Graduation 10 ml         | 802 52 93 | 23,05 |
| <b>PIÈCES DÉTACHÉES</b>           |           |       |
| Canule 180 mm. Diam. 10 mm 150 ml | 803 35 42 | 11,15 |
| Joint de piston 300 ml            | 803 37 66 | 7,99  |



### SERINGUE DROGUEUSE ELPLEX

Spécialement conçue pour les ovins, cette seringue en plastique moulé a une contenance de 50 ml. Les pistons, chapeaux et bécilles sont en plastique. La canule courte (12 cm) est en laiton.

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------|-----------|-------|
| 50 ml - Graduation 5 ml | 803 54 23 | 10,60 |



## BRACELET PVC

Bracelet neutre en PVC pour marquage à réouverture facile.

Pour différencier les vaches dans les stabulations.  
Longueur environ : 37 cm.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------|-----------|-------|
| Rouge - Par 10  | 106 51 00 | 15,52 |
| Orange - Par 10 | 106 50 90 | 14,88 |
| Jaune - Par 10  | 106 50 80 | 15,52 |
| Bleu - Par 10   | 106 50 70 | 15,52 |
| Vert - Par 10   | 106 51 10 | 15,52 |



## BRACELET VELCRO

Bracelet réglable utilisable pour distinguer les vaches dans différentes situations : identification, traitement à la pénicilline, rationnement, tarissement...

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT |
|------------------------|-----------|------|
| Bleu - 30 cm - Par 10  | 802 78 43 | 3,81 |
| Jaune - 30 cm - Par 10 | 802 78 66 | 3,81 |
| Rouge - 30 cm - Par 10 | 802 78 72 | 3,81 |



## BRACELET AVEC ANNEAU

Bracelet velcro avec passant.  
L. 40 x 1,4 cm.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT |
|----------------|-----------|------|
| Rouge - Par 10 | 108 80 10 | 8,05 |
| Bleu - Par 10  | 108 80 00 | 8,05 |
| Vert - Par 10  | 108 80 30 | 7,30 |



## CRAYON RAIDEX PLASTIQUE

Ces crayons sont utilisés pour le marquage de courte durée, spécialement pour les ovins, bovins et porcsins.

Pigments d'excellente qualité afin de garantir un éclat exceptionnel des couleurs. Résistant à la température, le marquage reste lisible sur la croupe des bovins et ovins pendant près de 4 semaines.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------|-----------|------|-----|------|
| Bleu        | 105 78 60 | 1,17 | 10  | 1,11 |
| Rouge       | 105 78 80 | 1,17 | 10  | 1,11 |
| Vert        | 105 78 90 | 1,17 | 10  | 1,11 |



## CRAYON PENMARK

Pour le marquage rapide des animaux.  
Avancement par vis.

| DÉSIGNATION                                | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|--------------------------------------------|-----------|------|-----|------|
| Bleu                                       | 802 80 15 | 1,17 | 10  | 1,09 |
| Rouge                                      | 802 80 21 | 1,17 | 10  | 1,09 |
| Vert                                       | 802 80 38 | 1,17 | 10  | 1,09 |
| Violet                                     | 802 80 44 | 1,17 | 10  | 1,09 |
| Noir                                       | 829 95 01 | 1,17 | 10  | 1,09 |
| Kit 4 couleurs : bleu, rouge, violet, vert | 816 85 61 | 6,80 |     |      |



## BOMBE À MARQUER TOPMARKER

Spray pour le marquage des bovins, chèvres et porcs. Marquage de couleur intense à séchage rapide d'excellente qualité.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT |
|----------------|-----------|------|
| Vert - 400 ml  | 113 57 50 | 4,14 |
| Bleu - 400 ml  | 113 57 60 | 4,14 |
| Rouge - 400 ml | 113 57 40 | 4,14 |



## BOMBE À MARQUER BOVIN / PORC IDENTIX SPRAY

Cette bombe garantit le marquage pendant au moins 3 semaines.

La couleur sèche rapidement et ne coule pas.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-------------|-----------|------|-----|------|
| 200 ML      |           |      |     |      |
| Rouge       | 802 77 83 | 3,73 | 12  | 3,56 |
| 400 ML      |           |      |     |      |
| Bleu        | 802 78 14 | 4,02 | 12  | 3,80 |
| Rouge       | 802 78 20 | 4,02 | 12  | 3,76 |
| Vert        | 802 78 37 | 4,02 | 12  | 3,76 |



## BOMBE À MARQUER OVIN

Raidex.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| 500 ML      |           |      |
| Rouge       | 103 54 70 | 6,72 |
| Bleu        | 103 54 40 | 6,72 |
| Vert        | 103 54 60 | 6,72 |

## PEINTURE À MARQUER

La peinture s'applique avec un numéro à marquer.

Sa formulation spécifique respecte les toisons. Entièrement lavable, elle ne laisse pas de résidu dans la laine.



| DÉSIGNATION  | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------|-----------|-------|
| 4 kg - Bleu  | 802 81 27 | 26,77 |
| 4 kg - Rouge | 802 81 33 | 26,58 |



## PÂTE À TATOUER

| DÉSIGNATION   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------|-----------|-------|
| 600 g - Noire | 802 80 67 | 16,34 |

## MARQUAGE

### ENCRE À TATOUEUR QUALITÉ SUPÉRIEURE



Elle s'applique avec une petite base sur la partie à tatouer ou sur le coussin encreur pour l'utilisation de frappes à porcs. Excellente qualité.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|-------------|-----------|-------|-----|-------|
| 1 l - Noire | 805 49 69 | 16,20 | 12  | 12,22 |

### ENCRE À TATOUEUR RAIDEX



Lavable, très lisible.  
Agréée qualité alimentaire.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|----------------|-----------|-------|-----|-------|
| 500 ml - Noire | 802 79 26 | 11,62 | 10  | 10,27 |
| 1 l - Noire    | 802 79 32 | 14,61 | 6   | 12,88 |



### HARNAIS MARQUEUR

Complet, avec lanières en nylon de bonne qualité réglables par une boucle.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------|-----------|-------|
| <b>HARNAIS</b>       |           |       |
| Harnais pour bœuf    | 802 79 55 | 10,22 |
| <b>BLOC MARQUEUR</b> |           |       |
| Bleu                 | 802 77 48 | 3,76  |
| Rouge                | 802 77 54 | 3,76  |
| Vert                 | 802 77 60 | 3,76  |

### PINCE À ENCOCHER

En V.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Pince       | 802 81 56 | 10,61 |



### PINCE ALLFLEX

Pour la pose des boucles d'identification Allflex.

| DÉSIGNATION                        | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|------------------------------------|-----------|------|-----|------|
| <b>PIÈCE DE RECHANGE</b>           |           |      |     |      |
| Pointeau pince Allflex             | 807 06 49 | 3,64 | 5   | 3,27 |
| Pointeau pince Allflex - Porcelets | 116 66 50 | 4,41 |     |      |



### PINCE À BOUCLE ALLFLEX - UTT3S

Simple, souple et sûre, la nouvelle pince UTT3S dispose de mécanismes innovants réduisant considérablement la force d'application. Avec sa conception ergonomique unique, l'UTT3S fait partie des pinces haut de gamme. Elle simplifie la pose des boucles et permet de fixer les dispositifs d'identification visuelle, d'identification électronique et de monitoring pour beaucoup d'espèces animales.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------|-----------|-------|
| UTT3S - 27 cm   | 115 77 50 | 38,89 |
| UTT3S Porcelets | 116 17 90 | 34,80 |

### BOUCLE ALLFLEX JUNIOR

Boucle pour bovins et porcs.  
L'inscription sur les boucles se fait à l'aide d'un feutre.



| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|-----------------------|-----------|-------|-----|-------|
| <b>FEMELLE</b>        |           |       |     |       |
| Blanche nue Par 100   | 805 84 30 | 26,99 |     |       |
| Jaune nue Par 100     | 805 84 47 | 31,40 | 5   | 28,75 |
| <b>MÂLE</b>           |           |       |     |       |
| Blanche nue Par 100   | 805 84 53 | 33,02 |     |       |
| Jaune nue Par 100     | 805 84 76 | 30,55 |     |       |
| <b>FEMELLE + MÂLE</b> |           |       |     |       |
| Parme - Par 100       | 823 23 36 | 59,13 |     |       |
| Rouge - Par 100       | 822 81 51 | 52,43 |     |       |

### BOUCLE ALLFLEX SENIOR

Boucle vierge pour bovins et porcs.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT |
|-----------------|-----------|------|
| Femelle - Jaune | 806 21 01 | 0,37 |
| Mâle - Jaune    | 806 21 18 | 0,39 |



### PINCE ET BOUCLE OVINS TIP TAG

Boucle spécialement adaptée aux ovins.  
Pince spéciale, très pratique pour poser les boucles TIP TAG et OVITAG.

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT |
|----------------------------|-----------|-------|-----|------|
| Pince Tip Tag Métal        | 827 95 62 | 17,13 |     |      |
| <b>TIP TAG</b>             |           |       |     |      |
| Boucle nue jaune - Par 100 | 836 08 21 | 4,95  |     |      |
| <b>BOUCLES</b>             |           |       |     |      |
| Boucle nue rouge - Par 100 | 836 34 17 | 4,95  | 5   | 4,35 |



### PINCE AXA

Pour la pose des boucles d'identification Axa.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Pince AXA   | 830 04 11 | 23,93 |



### BOUCLE D'IDENTIFICATION AXA BABY

Spéciale porcelets. Diamètre 20 mm.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT |
|-----------------------|-----------|------|
| Bleue nue - Par 100   | 833 11 85 | 9,16 |
| Jaune nue - Par 100   | 833 11 91 | 9,03 |
| Blanche nue - Par 100 | 833 11 79 | 9,03 |
| Rouge nue - Par 100   | 833 12 16 | 9,03 |
| Vert nue - Par 100    | 833 12 22 | 9,03 |



## BOUTON MÂLE À FÛT LONG

Bouton mâle à fût long pour boucle d'identification.

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT |
|------------------------|-----------|------|
| Bouton mâle à fût long | 823 75 00 | 0,28 |

### À savoir

Les boucles numérotées sont disponibles sur commande en contactant le service matériel au 04 72 26 24 20 (option 2).

## BOUCLE PENTAG

Boucle pour porcs reproducteurs.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------|-----------|-------|
| <b>MÂLE + FEMELLE</b> |           |       |
| Vert - Par 100        | 834 28 75 | 48,09 |
| Bleue - Par 100       | 823 61 62 | 48,09 |

## BOUCLE PORCITECH

Boucle PORCITECH pour identification des porcs. Boucle femelle, nue. Coloris rouge. Par 100.

| DÉSIGNATION     | RÉFÉRENCE | € HT |
|-----------------|-----------|------|
| Rouge - Par 100 | 116 77 50 | 5,04 |
| Blanc - Par 100 | 117 18 10 | 5,04 |
| Bleu - Par 100  | 115 88 30 | 5,62 |

## BOUCLE PORCINA

Boutons mâle + femelle pour porcelet, présentant une bonne tenue et pouvant se poser précocement au moyen d'une pince. Diamètre 28mm.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT |
|-----------------------|-----------|------|
| Rouge - Nue - Par 100 | 819 30 04 | 9,90 |

## BOÎTE À ENCRER

Pour marteau.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT |
|---------------------------|-----------|------|
| Boîte à encre             | 834 27 57 | 4,44 |
| Mousse pour boîte à encre | 818 56 83 | 1,63 |

### À savoir

Les caractères (alphabet et chiffres) pour marteau à tatouer sont disponibles sur commande en contactant le service matériel au 04 72 26 24 20 (option 2).

## MARTEAU À TATOUER PIGFRAP

Marteau à 7 caractères de 30 mm pour l'identification des porcs à la sortie de l'engraissement.

| DÉSIGNATION                                                      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Marteau Pigfrap orange                                           | 834 75 42 | 43,32 |
| <b>CARACTÈRES : ALPHABET ET CHIFFRES DISPONIBLES SUR DEMANDE</b> |           |       |
| Monogramme FR - 30 mm                                            | 834 28 98 | 6,88  |

## MARTEAU À TATOUER PORCIFRAP

Pour le marquage des porcelets à l'entrée à l'engraissement.

Marteau pouvant contenir 7 caractères de 15 mm, en ligne. S'utilise avec de l'encre à tatouer. Le tatouage doit être réalisé à l'arrière de l'épaule.

| DÉSIGNATION                                                      | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Marteau Porcifrap bleu                                           | 834 75 36 | 41,40 |
| <b>CARACTÈRES : ALPHABET ET CHIFFRES DISPONIBLES SUR DEMANDE</b> |           |       |
| Monogramme FR - 15 mm                                            | 834 28 81 | 6,30  |

## FEUTRE NOIR POUR BOUCLE PLASTIQUE

Marqueur noir.

| DÉSIGNATION        | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|--------------------|-----------|------|-----|------|
| Feutre noir fin    | 828 59 76 | 4,92 | 10  | 4,87 |
| Feutre noir normal | 110 30 10 | 5,92 |     |      |

## FEUTRE TAG-PEN

| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT | UV2 | € HT |
|-----------------------------|-----------|------|-----|------|
| Feutre tag pen pointe large | 834 29 29 | 6,23 | 10  | 5,57 |

## ESTROTECT

Identification des animaux en chaleur.

Autocollant de détection activé par friction, facile à poser, très visible, précis et efficace par tous les temps. La couleur fluorescente apparaît après plusieurs chevauchements, détectant ainsi les chaleurs avec grande précision. Différentes couleurs pour gérer des groupes d'animaux ou identifier les retours en chaleur.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------|-----------|-------|
| Bleu - Par 10  | 836 03 82 | 22,16 |
| Rouge - Par 10 | 829 25 39 | 22,52 |

## KAMAR TEST

Détecteur de chevauchement disposant d'un système unique sensible à la pression.

Collé au sacrum des vaches ou génisses, une pression d'environ 3 secondes permet au détecteur de virer du blanc au rouge, après une monte avérée.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------|-----------|-------|
| Kamar - Par 12 | 834 57 67 | 50,79 |

## TONTE



### TONDEUSE HEINIGER XPLOER À BATTERIE

Tondeuse pour bovin sans fil permettant une grande aisance de mouvement lors de la tonte.

- Vitesse moteur : 2450 t/min.
- Batterie Li-Ion 2600 mAh.
- Autonomie 60 minutes.
- Poids : 990 g.
- Bruit : 65 dB.

Livrée en coffret avec moteur, batterie, chargeur, un jeu de peignes de 21/23 dents. Garantie 2 ans.

| DÉSIGNATION                                                                 | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Tondeuse sur batterie                                                       | 828 99 16 | 452,58 |
| <b>POUR TONTE CLASSIQUE TOUT BOVIN</b>                                      |           |        |
| Peigne et contre-peigne 23 - 21 dents                                       | 829 93 75 | 44,31  |
| <b>SPÉCIAL CHAROLAIS</b>                                                    |           |        |
| Peigne et contre-peigne 18 - 15 dents                                       | 834 41 01 | 47,92  |
| <b>CHEVAL. PERMET DES FINITIONS SOIGNÉES POUR CONCOURS ET PRÉSENTATIONS</b> |           |        |
| Peigne et contre-peigne 15 - 31 dents                                       | 833 38 30 | 43,99  |

### TONDEUSE HEINIGER SAPHIR

Une tondeuse puissante et novatrice.

Une fois utilisée, la Saphir devient un outil de travail indispensable pour la tonte professionnelle des petits animaux.

Moteur 35 W à aimants permanents, silencieux et puissant. Station de recharge de qualité supérieure avec un dock supplémentaire pour une deuxième batterie, et avec indicateur de charge. Deux batteries hautement performantes conçues avec la technologie la plus récente (lithium ion), permettant une tonte de plus de 120 min pour moins de 60 min de chargement.

- Vitesse moteur : 2650 t/min.
  - Puissance : 35 W.
  - Temps de charge : 60 min.
  - Poids : 425 g.
  - Dimensions LxIxH : 204 x 50 x 41 mm.
- Livrée avec peignes 1.5 mm, station de recharge, 2 batteries, huile, brosse et mode d'emploi. Garantie 2 ans.

| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------|-----------|--------|
| Tondeuse Saphir       | 106 39 70 | 298,33 |
| <b>TÊTE DE TONTE</b>  |           |        |
| N°10 - Hauteur 1,5 mm | 828 63 26 | 42,80  |



### TONDEUSE MANUELLE

Tondeuse en métal pour ovins.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------|-----------|-------|
| Tondeuse métal | 803 54 52 | 15,69 |



### TONDEUSE AESCULAP BOVIN ÉQUIN

Tondeuse puissante 200 W spécialement recommandée pour sa grande vitesse de coupe.

Coupe constante et durable grâce à des peignes de qualité. Force d'entraînement élevée.

Commande électronique du démarrage et fusible de surcharge intégré. Les peignes en acier spécial peuvent être réaffûtés à plusieurs reprises.

Livrée avec un peigne bovin.

Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------|-----------|--------|
| Tondeuse GT474               | 805 87 89 | 410,45 |
| <b>PIÈCES DE RECHANGE</b>    |           |        |
| Peigne 31 dents GT502        | 807 82 08 | 28,91  |
| Contre-peigne GT505          | 836 52 96 | 23,32  |
| Contre-peigne 15 dents GT501 | 807 82 14 | 24,34  |



### TONDEUSE AESCULAP ECONOM BOVIN

Tondeuse sans fil pour bovins. Pourvue d'une batterie lithium-ion autorisant une autonomie de 70 minutes de tonte en continu avec la même puissance qu'une tondeuse sur secteur. Tête de coupe en acier de qualité premium. Système d'arrêt automatique au bout d'une heure sans usage pour économiser la batterie. Indicateur de niveau de batterie. 70 dB, 2750 oscillations/minute.

Livrée avec une batterie, chargeur, tête de coupe 3 mm, un tournevis, un flacon d'huile. Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION                  | RÉFÉRENCE | € HT   |
|------------------------------|-----------|--------|
| Tondeuse Econom GT804        | 826 66 54 | 600,50 |
| <b>PIÈCES DE RECHANGE</b>    |           |        |
| Peigne 31 dents GT502        | 807 82 08 | 28,91  |
| Contre-peigne 15 dents GT501 | 807 82 14 | 24,34  |



### FORCE TONDRE

Destinée au soin des ovins. Affûtage de qualité.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT |
|----------------|-----------|------|
| 27 cm - Courbe | 802 79 49 | 8,30 |



### TONDEUSE CONSTANTA 4 OVINS

Grâce à une technologie de moteur éprouvée, la Constanta 4 bénéficie d'une énorme puissance de pénétration.

Les nouveaux peignes Premium pénètrent sans efforts ni perte de puissance, même dans les fourrures feutrées et encroûtées.

Un système spécial de ventilation a été mis au point en coopération avec l'université de Munich afin que le moteur garde la tête « froide », même dans les conditions les plus difficiles. Le poids, le centre de gravité et la forme ont été conçus pour permettre de travailler sans fatigue.

- Puissance : 400 W.
  - Poids sans câble : 1490 g.
  - Bruit : 87 dB.
  - Oscillations/min : 2400.
  - Longueur du câble : 3 m.
- Livré en mallette avec jeu de peigne 4/13 dents. Garantie 2 ans.

| DÉSIGNATION                         | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------------------------|-----------|--------|
| Tondeuse Constanta 4                | 823 02 02 | 359,07 |
| <b>PIÈCES DE RECHANGE</b>           |           |        |
| Jeu peigne/contre-peigne 4/13 dents | 823 02 48 | 43,03  |

## À savoir

Après chaque tonte, lubrifier la tête de tonte. Nettoyer le filtre à air régulièrement.



### LUBRIFIANT POUR TÊTE DE COUPE

| DÉSIGNATION                                   | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-----------------------------------------------|-----------|-------|
| Burette 90 ml                                 | 804 47 70 | 6,03  |
| Clipper Spray - Avec germicide 300 ml         | 804 47 87 | 11,15 |
| Spray lubrifiant réfrigérant 500 ml           | 823 15 49 | 8,04  |
| Spray lubrifiant réfrigérant Blade Ice 400 ml | 102 25 40 | 8,09  |



## MANGEOIRE À TRÉMIE ANTI-NUISIBLE

Mangeoire pour poules à système d'ouverture-fermeture révolutionnaire qui évite de laisser les nuisibles d'accéder à la nourriture. Cette mangeoire poule anti-nuisible protège la nourriture des intempéries, évitant ainsi de jeter de la nourriture non utilisée.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| 20 kg       | 107 34 70 | 72,36 |



## PINCE COUPANTE CANARD

Pour ébecquer les canards.

| DÉSIGNATION         | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------|-----------|-------|
| 15 cm - Fort - Inox | 804 48 53 | 18,25 |



## PINCE À SACRIFIER LES VOLAILLES

Lame en acier inoxydable, poignée aluminium, ressort spirale.

| DÉSIGNATION                     | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------------|-----------|-------|
| Pince à sacrifier les volailles | 806 96 00 | 20,39 |



## SPRAY NO BITE

Spray anti-cannibalisme pour porcins et volailles.

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT |
|------------------------|-----------|------|
| Spray no bite - 400 ml | 807 00 00 | 5,89 |



## ÉCARTEUR À CHAPONNAGE

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Écarteur    | 806 24 95 | 19,79 |

## DIAGNOSTIC ET LOCAUX D'ÉLEVAGES



## PLATEAU DE PESÉE 500 KG / 200 G

La balance simple, confortable et précise. Elle se distingue par son installation et son utilisation très facile et n'exige pratiquement pas d'entretien. Livrée avec 4 piles 1,5 V - AAA Alcaline et bloc d'alimentation.

| DÉSIGNATION              | RÉFÉRENCE | € HT   |
|--------------------------|-----------|--------|
| 500 kg - Précision 200 g | 111 97 60 | 870,50 |



Fabrique en  
FRANCE

## TABLE DE CHIRURGIE POUR VEAUX, MOUTONS

Table de chirurgie en inox adaptée aux grands animaux tels que les veaux ou les moutons.

- Taille du plateau de la table : 1500 x 600 cm.
- Hauteur variable de 37 cm à 100 cm.
- Plateau plat en inox.
- Silencieuse et sans secousse.
- Montée et descente électrique par commande au pied.
- Garantie 5 ans corrosion, 2 ans électrique.

| DÉSIGNATION                    | RÉFÉRENCE | € HT     |
|--------------------------------|-----------|----------|
| Table plateau plat 150 x 60 cm | 826 02 03 | 3 776,55 |



## INCUBATEUR DELVOTEST

Incubateur pour ampoule Delvotest +64°C +/- 0,5°C.

Le Delvotest est un test microbiologique permettant de détecter la présence de substances antibactériennes dans le lait.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------|-----------|--------|
| Incubateur Mini S    | 828 15 53 | 397,99 |
| <b>CONSOMMABLES</b>  |           |        |
| Témoin négatif 15 ml | 824 49 83 | 14,56  |



## PIED À COULISSE DIGITAL

Pied à coulisse digital en acier inox 150 mm. Précision +/- 0,03 mm. Résolution 0,01 mm.

| DÉSIGNATION             | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------------------|-----------|-------|
| Pied à coulisse digital | 102 28 00 | 30,39 |





## ÉTUVE BACTÉRIOLOGIQUE MEMMERT

Étuve à convection naturelle avec régulateur.

- Affichage couleur de la température, du temps, de la vitesse du ventilateur et ouverture du clapet d'air.
- Fonction SetpointWAIT (démarrage du décompte de temps à l'atteinte de la consigne).
- Connexion Ethernet et logiciel AtmoCONTROL pour collecte de données.
- Gamme de température : ambiance +5°C jusqu'à 80°C, stabilité <+/- 0,3°C à 37°C, homogénéité <+/- 0,6°C à 37°C.

Capacité 32 l :

- Dim. int. : L 40 x h 32 x p 25 cm.
- Dim. ext. : L 58,5 x h 71 x p 43,4 cm.
- Puissance : 800 W. Poids : 44 kg.

Capacité 53 l :

- Dim. int. : L 40 x h 40 x p 33 cm.
  - Dim. ext. : L 58,5 x h 79 x p 51,4 cm.
  - Puissance : 1000 W. Poids : 55 kg.
- Livré avec 1 clayette.  
Garantie 3 ans.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT     |
|-------------------|-----------|----------|
| Étuve IN55 - 53 l | 828 99 39 | 1 842,52 |

## PH MÈTRE THERMOMÈTRE ÉTANCHE

Compact, précis, robuste et étanche, ce testeur de poche possède des fonctions pratiques : indicateur de chargement de piles, étalonnage automatique, indicateurs de stabilité et de compensation de température, mémorisation de mesure et système d'électrode remplaçable simple et rapide. Idéal pour toute application où l'humidité est importante. Précision de 0,1 unité de pH. Fourni avec 4 piles de 1,5 V (sans solution pH). Garantie 1 an.



| DÉSIGNATION           | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------|-----------|--------|
| pH mètre électronique | 807 59 83 | 204,17 |

## À savoir

Pour adapter une caméra à un microscope trinoculaire, il est nécessaire de vous équiper d'un système optique complémentaire de l'objectif (bague C).



## STÉRÉOMICROSCOPE SMZ-171

Loupe trinoculaire utilisée en parasitologie.

- Tête trinoculaire 45°, rotation 360°, réglage inter pupillaire 48-75 mm.
  - Oculaires grand champ 10x/23 mm avec objectifs zoom de 0,75 à 5X.
  - Éclairage incident 3 W LED pour la vision en relief.
  - Éclairage transmis 3 W LED comme en microscopie classique.
- Livré avec housse de protection.  
Garantie 5 ans.

| DÉSIGNATION                     | RÉFÉRENCE | € HT     |
|---------------------------------|-----------|----------|
| Stéréomicroscope SMZ-171-TP LED | 826 18 69 | 1 402,95 |



## STÉTHOSCOPE GRANDS ANIMAUX

Longueur du tube 60 cm, diamètre du pavillon 65 mm.

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------|-----------|-------|
| Stéthoscope grands animaux | 836 40 26 | 95,93 |
| Embout auriculaire - Par 2 | 819 43 86 | 5,97  |



## THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE GRANDS ANIMAUX

Thermomètre à affichage digital.

- Plage de 32°C à 43,9°C.
- Réponse en moins de 30 secondes.
- Mémoire dernière lecture.
- Arrêt automatique.
- Longueur 18 cm.

| DÉSIGNATION          | RÉFÉRENCE | € HT  | UV2 | € HT  |
|----------------------|-----------|-------|-----|-------|
| Électronique étanche | 836 27 31 | 12,06 | 10  | 11,79 |
| PILE DE RECHANGE     |           |       |     |       |
| Pile 1,5 V V392/SR41 | 111 88 00 | 4,07  |     |       |



## THERMOMÈTRE DIGIFARM - GRANDS ANIMAUX

Thermomètre digital pour grands animaux.

- Embout rigide monobloc fin. Longueur sonde : 15,3 cm. Longueur totale : 23 cm.
  - Prise de température en 10 secondes.
  - Enregistrement de la dernière valeur.
  - Plage de prise de T° : 32,00 à 42,99°C / 89,60 à 109,38 °F.
  - Précision : 0,1°C / 0,20°F.
  - Signal sonore en fin de mesure.
  - Indicateur de batterie faible.
  - Coupure automatique.
  - Étanchéité : IP56.
  - Résistant aux chocs.
- Livré dans un étui en polycarbonate transparent. Pile incluse.

| DÉSIGNATION    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------|-----------|-------|
| Grands Animaux | 116 95 80 | 12,40 |



## THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE

Thermomètre digital étanche.

- Plage : 32 à 42,9°C.
- Un changement de pile ne garantit plus l'étanchéité du thermomètre.

| DÉSIGNATION            | RÉFÉRENCE | € HT |
|------------------------|-----------|------|
| Électronique           | 803 19 80 | 4,26 |
| Digifix - 10 secondes  | 103 87 10 | 9,30 |
| PILE DE RECHANGE       |           |      |
| Pile 1,5 V - V392/SR41 | 111 88 00 | 4,07 |



## ENREGISTREUR DE TEMPÉRATURE

Enregistreur de température pour assurer la traçabilité de vos transports ainsi que pour les mesures de température dans les réfrigérateurs, les congélateurs, les chambres froides. Simplement placé à proximité des produits, l'enregistreur contrôle la température en permanence de façon sûre et discrète. Son logiciel gratuit permet une programmation rapide de l'enregistreur et une analyse simple.

- Transfert rapide des données via interface USB
  - Température d'utilisation : -30°C à 70°C
  - Cadence de mesure réglable de 1 minute à 24 h
  - Affichage digital de la température
  - Alarmes à l'écran
  - Autonomie 500 jours (avec une cadence de 15 mn à +25 °C)
  - Haute sécurité des données, même pile vide
  - Mémoire 16 000 valeurs
  - Étanche selon IP65, conforme EN12830
- Dimensions : 60 x 38 x 18,5 mm.  
Livré avec support de fixation murale, piles (2x CR2032) et protocole d'étalonnage.  
Garantie 2 ans.

| DÉSIGNATION                 | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-----------------------------|-----------|--------|
| Enregistreur de température | 822 02 15 | 223,30 |
| Sonde supplémentaire        | 822 02 38 | 122,62 |
| Pile 3 V Lithium - CR2032   | 111 88 90 | 6,57   |



## TROUSSE CONTRÔLE CHLORE

Ensemble composé d'un flacon de réactif, d'une éprouvette et d'une carte colorimétrique.

Le principe consiste à ajouter 4 gouttes de réactif dans les 5 ml d'eau contenus dans l'éprouvette et comparer la couleur obtenue avec celles de la carte colorimétrique (le résultat doit être inférieur ou égal à 0,3 mg à l'arrivée du point de consommation).

Ce test doit être effectué de manière hebdomadaire, selon le mode d'emploi, au point de consommation le plus éloigné du point de traitement.

| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT  |
|----------------------------|-----------|-------|
| Trousse de contrôle chlore | 809 40 35 | 50,09 |



## HYGROMÈTRE ET THERMOMÈTRE D'AMBIANCE

Thermomètre maxi-mini.

| DÉSIGNATION                        | RÉFÉRENCE | € HT  |
|------------------------------------|-----------|-------|
| Thermomètre mini-maxi sans mercure | 820 53 51 | 7,65  |
| Thermomètre mini-maxi électronique | 823 14 66 | 10,69 |



## PROTÈGE THERMOMÈTRE

Protège thermomètre non lubrifié.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Par 1000    | 824 53 79 | 40,25 |



## LECTEUR DE LACTATE EDGE

Appareil ultra compact mesurant le lactate dans le sang en moins de 45 secondes.

Très simple d'utilisation, analyse possible à partir d'une goutte de sang capillaire.

Jusqu'à 300 analyses mémorisables.

Connexion informatique possible.

Livré avec : housse de transport, stylo auto-piqueur, 5 bandelettes réactives, 5 lancettes, 1 pile CR2032, bistouris, puce de calibration et notice.

Garantie 1 an.

| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT   |
|---------------------------|-----------|--------|
| Lecteur de lactate Edge   | 824 33 11 | 257,02 |
| <b>CONSOMMABLES</b>       |           |        |
| Pile 3 V Lithium - CR2032 | 111 88 90 | 6,57   |

## KETO TEST

Test rapide visant à surveiller la cétose de manière proactive au sein du troupeau.

La détection de la cétose subclinique ne prend qu'une minute et ne requiert que quelques gouttes de lait. Le test mesure la concentration en bêta-hydroxybutyrate.

Plus la couleur violette est prononcée, plus le risque de cétose est grand.



| DÉSIGNATION               | RÉFÉRENCE | € HT  |
|---------------------------|-----------|-------|
| Keto test Cétose - Par 20 | 115 65 60 | 67,81 |



## TEST NITRITE

Test urinaire monovalent pour détecter les infections urinaires chez les truies.

Permet de vérifier sur site la présence de nitrites dans les urines. Interprétation du résultat en moins d'une minute.

Languette réactive et comparateur de couleur.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT  |
|-------------|-----------|-------|
| Par 100     | 834 43 77 | 12,74 |

## LECTEUR FREESTYLE OPTIUM NEO H

Lecteur pour mesure de la cétonémie sur sang capillaire ou veineux. Résultat en 10 secondes. Mesure simple et rapide en 2 étapes : insérez l'électrode dans le lecteur, déposez la goutte de sang sur la zone de dépôt blanche. Échantillon sanguin : seulement 1,5 µL.



| DÉSIGNATION                    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------|-----------|-------|
| Lecteur Freestyle Optium Neo H | 106 54 40 | 44,95 |
| <b>CONSOMMABLES</b>            |           |       |
| Test cétone - Par 50           | 822 96 47 | 49,53 |

## DISQUE FILTRE WHATMAN

Pour prélèvement Aujeszky sur porcs. Utilisation : 1 disque par animal.



| DÉSIGNATION                    | RÉFÉRENCE | € HT  |
|--------------------------------|-----------|-------|
| 55 mm - n° 1 - Par 100         | 800 40 32 | 14,98 |
| 55 mm - n° 3 (Elisa) - Par 100 | 837 68 51 | 29,49 |

## TAMIS D'ANALYSE INOX

Tamis d'analyse en inox pour coproscopie. Grande résistance à la corrosion. Nettoyage à l'eau ou avec des solvants possible. Diamètre 100 mm. Maille 0,400 mm.



| DÉSIGNATION                | RÉFÉRENCE | € HT   |
|----------------------------|-----------|--------|
| D.100 mm - Maille 0,400 mm | 807 03 13 | 131,12 |



## CUTIMÈTRE À CADRAN

Il sert à mesurer le gras dorsal. Pratique et très précis.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------|-----------|--------|
| Cutimètre   | 800 40 26 | 163,78 |



## CUTIMÈTRE DIGITAL C41

Cutimètre digital, lecture par affichage cristaux liquides. Touche du zéro flottant. Livré dans sa boîte de rangement avec mousse de protection.



| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------|-----------|--------|
| Cutimètre digital | 100 03 60 | 154,79 |



## CUTIMÈTRE DIGITAL

Cutimètre digital : mesure rapide et précise du gras dorsal. Sa poignée revolver facilite son ergonomie. Cadran protégé de l'humidité.

| DÉSIGNATION       | RÉFÉRENCE | € HT   |
|-------------------|-----------|--------|
| Cutimètre digital | 826 37 79 | 228,40 |



## MÈTRE RUBAN ZOOMORPHIQUE RONDO

Pour une évaluation approximative des animaux sur pieds (bovins et porcs). Enrouleur automatique en plastique. La circonférence du thorax est mesurée juste à l'arrière des pattes avant.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| Mètre ruban | 841 25 29 | 7,43 |

## CRAIES BLANCHES

Craies de qualité supérieure, elles conviennent pour l'écriture sur tableaux noirs ou ardoise. Elles s'accommoderont parfaitement avec la brosse pour tableaux noirs. Ne crissent pas et ne salissent pas les doigts. Traitées anti-poussière.



| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
| Par 100     | 834 29 58 | 5,28 |



## PHARMACIE DE VOITURE

Caisson BRAVEUR® 6 tiroirs. Châssis tubulaire en aluminium anodisé. Panneaux composite aluminium. Façade PVC thermoformée gris anthracite. Fermeture automatique et décrochage aisé des tiroirs. Tiroirs sur coulisses invisibles.

| DÉSIGNATION                                        | RÉFÉRENCE | € HT     |
|----------------------------------------------------|-----------|----------|
| Caisson Braveur 6 tiroirs l.910 x h.614 x p.600 mm | 827 81 14 | 1 854,32 |

### RANGEMENTS PÉRIPHÉRIQUES

|                  |           |        |
|------------------|-----------|--------|
| Galerie basse    | 827 81 66 | 120,40 |
| Galerie haute    | 827 81 72 | 183,40 |
| Poubelle galerie | 827 81 95 | 166,38 |

### AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

|                                                     |           |        |
|-----------------------------------------------------|-----------|--------|
| Tablette d'écriture coulissante et amovible         | 827 81 20 | 51,23  |
| Ensemble de 3 casiers avec séparations              | 826 14 50 | 226,26 |
| 2 poubelles pour tiroir avec couvercles et supports | 827 81 37 | 167,28 |

### ACCESSOIRES

|                                                       |           |        |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Rampe LED 12 V                                        | 827 82 03 | 224,19 |
| Kit comprenant 2 tendeurs, 2 équerres, 4 vis et 1 clé | 824 19 21 | 34,15  |



## PHARMACIE DE VOITURE CRAFT

Châssis tubulaire en aluminium anodisé. Coulisses sortie totale, charge 90 kg. Fermeture par loquet. Fixation du châssis au plancher par vissage. Plancher CAREFIXE®. 3 niveaux de bacs, 2 profondeurs de bacs.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | € HT |
|-------------|-----------|------|
|-------------|-----------|------|

|                                                  |           |          |
|--------------------------------------------------|-----------|----------|
| Avec bloc tiroir l.995 x p.876 x h.1044 mm       | 103 37 80 | 1 843,61 |
| Avec galerie supérieure l.995 x p.876 x h.877 mm | 103 37 60 | 1 590,84 |

### CASIER LATÉRAL

|                |           |        |
|----------------|-----------|--------|
| l.28 x p.70 cm | 104 07 10 | 330,96 |
|----------------|-----------|--------|

### ÉTAGÈRE ARRIÈRE

|                             |           |        |
|-----------------------------|-----------|--------|
| 3 niveaux - l.119 x p.25 cm | 104 07 20 | 474,38 |
|-----------------------------|-----------|--------|



# Index

## A

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Abaisse-langue                                            | 252       |
| Aérosol                                                   | 235       |
| Aérosol doseur                                            | 331       |
| Affiloir                                                  | 323       |
| Agrafe                                                    | 297       |
| Agrafe à césarienne                                       | 354       |
| Agrafeuse à sutures                                       | 57 à 58   |
| Aiguille à biopsie                                        | 109 à 110 |
| Aiguille à prélèvement                                    | 55        |
| Aiguille à rumen                                          | 368       |
| Aiguille à sutures                                        | 74 à 75   |
| Aiguille acupuncture & Disque de protection à Moxa & Moxa | 37        |
| Aiguille de Deschamps                                     | 314       |
| Aiguille hypodermique                                     | 33 à 36   |
| Aiguille irrigation endodontie                            | 201       |
| Aiguille plongeuse                                        | 349       |
| Aiguille ponction lombaire                                | 110       |
| Aiguillon électrique                                      | 359 à 360 |
| Aiguiser pour couteau                                     | 323       |
| Aimant                                                    | 367       |
| Alèse                                                     | 89        |
| Ampoule chauffante                                        | 239       |
| Ampoule IR                                                | 356       |
| Ampoules Heine                                            | 250       |
| Ampoules lampes et microscopes                            | 217       |
| Ampoules microscopes                                      | 256       |
| Ampoules Welsh Allyn                                      | 250       |
| Ancre chirurgicale                                        | 308       |
| Anneau anti-tête                                          | 360 à 361 |
| Anneau gomme                                              | 355, 359  |
| Anneau porc                                               | 360       |
| Anneau taureau                                            | 360       |
| Anse auriculaire                                          | 249       |
| Anse Snellen                                              | 277       |
| Anticancéreux                                             | 53        |
| Anticoagulant                                             | 52        |
| Applicateur dentaire                                      | 204       |
| Aspirateur chirurgical                                    | 214       |
| Assistant muet                                            | 229       |
| Assouplissant                                             | 136       |
| Attelle                                                   | 29        |
| Attelle protection cathéter                               | 49        |
| Attelle veau                                              | 356       |
| Attrape mouche                                            | 343       |
| Autoclave                                                 | 259       |
| Autolaveuse                                               | 133       |

## B

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Bac à chaud          | 151       |
| Bac de rangement     | 343       |
| Bac de trempage      | 259       |
| Bac rond             | 226       |
| Balai                | 132 à 133 |
| Balance              | 227 à 228 |
| Balayette            | 133       |
| Ballon d'anesthésie  | 157       |
| Bandage prolapsus    | 353       |
| Bande à pied         | 324       |
| Bande adhésive       | 12 à 13   |
| Bande cohésive       | 14 à 17   |
| Bande de crêpe       | 17        |
| Bande de gaze        | 17        |
| Bande élastique      | 17        |
| Bande immobilisation | 18        |
| Bande plâtrée        | 18        |
| Barre de fixation    | 311       |
| Bâton injection      | 346       |
| Bâtonnet CLM         | 309       |
| Batterie             | 250       |
| Baume cicatrisant    | 364       |
| Beaver               | 276       |
| Bécher               | 257       |

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Biberon                                   | 357, 369       |
| Bille Silicone                            | 278            |
| Bistouri                                  | 89             |
| Bistouri à ultra son                      | 210            |
| Bistouri chirurgical                      | 275            |
| Blépharostat                              | 275            |
| Blouse de visite                          | 104 à 105      |
| Bock à lavement                           | 329            |
| Body                                      | 20 à 21        |
| Boîte à coton                             | 262            |
| Boîte à encre                             | 373            |
| Boîte à prélèvement                       | 111            |
| Boîte autoclave                           | 263 à 264      |
| Boîte d'expédition                        | 56, 83         |
| Boîte de Pétri                            | 107            |
| Boîte de rangement                        | 256, 262, 265  |
| Boîte de stérilisation                    | 262, 264 à 265 |
| Boîte de stérilisation - Plateau pour vis | 297            |
| Boîte en plastique                        | 111            |
| Boîte pour ancrs                          | 263            |
| Boîte pour fèces                          | 108            |
| Bol à fond noir                           | 358            |
| Bombe à marquer                           | 371            |
| Botte Davis                               | 325            |
| Bottes                                    | 106            |
| Bottes chien                              | 20             |
| Bouchon obturateur                        | 46             |
| Boucle d'identification                   | 372 à 373      |
| Boule radio                               | 173            |
| Boulon de dynamisation                    | 311            |
| Bracelet de marquage                      | 371            |
| Brancard à roulettes                      | 229            |
| Broche                                    | 310, 312       |
| Broche TPLO                               | 304            |
| Brosse                                    | 140            |
| Brosse à instruments                      | 249, 258       |
| Brosse cheval                             | 325            |
| Brosse chirurgicale                       | 91             |
| Brosse endoscope                          | 340            |
| Brosse endoscope & Cyto brosse            | 335            |
| Brucelle auto-serrante                    | 293 à 294, 297 |

## C

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Cage à induction                    | 156         |
| Cage à oxygène                      | 164         |
| Cage d'hospitalisation              | 233 à 234   |
| Cage de contention                  | 230         |
| Cage de transport                   | 235         |
| Cage TTA                            | 305         |
| Cages hospitalisation - Accessoires | 237 à 239   |
| Caillebotis                         | 237         |
| Cale échographie                    | 334         |
| Cale radio équine                   | 333 à 334   |
| Cale TTA                            | 306         |
| Calot                               | 101, 103    |
| Caméra microscope                   | 255         |
| Canule d'aspiration                 | 214         |
| Canule d'ophtalmologie              | 276         |
| Canule drogueuse                    | 370         |
| Capillaire hématocrite              | 107         |
| Capteur plan                        | 169         |
| Carcan                              | 29 à 33     |
| Casaque de chirurgie                | 102 à 103   |
| Casaque de vélage                   | 104 à 105   |
| Casseaux                            | 326         |
| Cataplasme                          | 24 à 25, 28 |
| Cathéter                            | 43 à 46     |
| Cathéter équin                      | 45 à 46     |
| Cathéter lacrymal                   | 276         |
| Cautère électrique                  | 211         |
| Cellule de Mac Master               | 108         |
| Cellule de Malassez                 | 107         |
| Cellule de Thoma                    | 83, 107     |
| Chaîne de décontamination           | 259         |
| Champ de soins                      | 87          |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Champ de table                  | 87        |
| Champ opératoire                | 86 à 88   |
| Chaponnage                      | 375       |
| Chargeur - Manche Heine         | 249 à 250 |
| Chariot de lavage               | 133       |
| Chariot dentaire                | 225       |
| Charlotte                       | 103, 105  |
| Chasse-clou                     | 314       |
| Chassis - Séparateur pour cages | 238       |
| Chaussants                      | 102       |
| Chaussette pododermatite        | 364       |
| Chausson Shoof                  | 364       |
| Chaux sodée                     | 150       |
| Chemise sanitaire               | 354       |
| Ciment dentaire                 | 202 à 203 |
| Ciment osseux                   | 302       |
| Circuit d'anesthésie            | 151 à 152 |
| Circuit de Bain                 | 151 à 152 |
| Cire à os                       | 57        |
| Cisaille à plâtre               | 302       |
| Ciseau lame interchangeable     | 301       |
| Ciseaux à fils                  | 268       |
| Ciseaux à pansements            | 269       |
| Ciseaux coupe-fil métallique    | 313       |
| Ciseaux couturière              | 269       |
| Ciseaux de Lexer                | 268       |
| Ciseaux de Mayo                 | 268       |
| Ciseaux de médecin              | 268       |
| Ciseaux de Metzbaum             | 269       |
| Ciseaux Fomon                   | 268       |
| Ciseaux ophtalmologie           | 277 à 278 |
| Clamp ombilical long            | 329       |
| Clé ESF                         | 311       |
| Clip rayons X                   | 333       |
| Clips vasculaires               | 58        |
| Clou Steinmann                  | 313       |
| CLR Aiguille                    | 308       |
| CLR Power X                     | 307       |
| CLR sutures                     | 307       |
| Coapteur                        | 311       |
| Colle chirurgicale              | 57        |
| Colle tissulaire                | 57        |
| Collecteur d'aiguilles          | 35        |
| Collecteur urine                | 79        |
| Collier en bois cheval          | 342       |
| Colorant                        | 108 à 109 |
| Combinaison de visite           | 104       |
| Composite                       | 204       |
| Composite dentaire              | 203       |
| Compresse cicatrisante          | 23        |
| Compresse de gaze               | 22 à 23   |
| Compresse en non tissé          | 23        |
| Compresse hémostatique          | 25        |
| Compresseur                     | 158       |
| Compteur d'impulsions           | 257       |
| Concentrateur oxygène           | 144       |
| Condenseur                      | 201       |
| Connecteur                      | 41, 51    |
| Contention                      | 172       |
| Contre-angle                    | 188       |
| Contrôle des odeurs             | 128 à 129 |
| Cordon bipolaire                | 212       |
| Coton                           | 24 à 25   |
| Coton-tige                      | 24, 109   |
| Coupe-broche                    | 313       |
| Coupe-onglons                   | 363       |
| Coupe-queue                     | 355 à 356 |
| Couteau à bandage               | 364       |
| Couteau anglais                 | 323       |
| Couteau de Paufigue             | 275       |
| Couteau ophtalmologie           | 275       |
| Couvercle - Plateau PAX         | 265       |
| Couverture                      | 356       |
| Couverture chauffante           | 167       |
| Couverture cheval               | 342       |
| Couverture de contention        | 230 à 231 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Couverture de survie   | 237       |
| Craies                 | 378       |
| Crayon à écorner       | 366       |
| Crayon marqueur        | 371       |
| Crochet                | 274       |
| Crochet à ovariectomie | 274       |
| Crochet à serpent      | 231       |
| Crochet d'Arruga       | 277       |
| Crochet de berger      | 362       |
| Crochet de vêlage      | 354       |
| Crochet strabisme      | 277       |
| Cryochirurgie          | 211 à 212 |
| Cupule inox            | 263       |
| Cure-pied              | 343       |
| Curette                | 301, 309  |
| Curette à détartre     | 200       |
| Curette alvéolaire     | 199       |
| Curette dermatologique | 110       |
| Cutimètre              | 378       |
| Cuve anesthésie        | 144 à 145 |
| Cuvette haricot        | 262       |

## D

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Davier à os                                | 300, 304       |
| Davier d'osseuse                           | 300            |
| Davier dentisterie                         | 199 à 200      |
| Davier dentisterie équine                  | 322            |
| Débitmètre                                 | 150            |
| Décongélateur paillettes                   | 85             |
| Défibrillateur                             | 145            |
| Démêlant cheval                            | 343            |
| Dentisterie - Accessoires                  | 186 à 187, 192 |
| Dérivator                                  | 325            |
| Dermographe électrique                     | 251 à 252      |
| Dermojet                                   | 36             |
| Dérouleuse film plastique & Film plastique | 325            |
| Désinfectant instruments                   | 136            |
| Désinfectant multi-usage                   | 119 à 120      |
| Désinfectant sanitaires                    | 129            |
| Désinfectant surfaces                      | 117            |
| Desserte                                   | 229            |
| Détachant                                  | 135            |
| Détartrant                                 | 130            |
| Détartreur                                 | 185            |
| Détartreur - Polisseur                     | 185            |
| Détecteur                                  | 367            |
| Diaphanoscope Finoff                       | 247            |
| Dilatateur lacrymal                        | 276            |
| Dilueur                                    | 83             |
| Dispositif anti-pincement                  | 49             |
| Dispositif de tension                      | 308            |
| Dispositif injection                       | 41             |
| Dispositif intranasal                      | 37             |
| Disque abrasif sabot                       | 324            |
| Disque filtre Whatman                      | 378            |
| Distracteur                                | 173            |
| Doppler                                    | 243            |
| Douille de centrage                        | 298            |
| Drain chirurgical                          | 81 à 82        |
| Drain pleural                              | 80 à 81        |
| Drain thoracique                           | 79 à 81        |
| Drap d'examen                              | 88             |
| Drencher                                   | 369 à 370      |
| Drencheur                                  | 330            |

## E

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Écarteur                  | 273 à 274 |
| Écarteur à os             | 299, 309  |
| Écarteur de joue          | 192       |
| Écarteur dentaire         | 193       |
| ECG - Télémétrie          | 240 à 241 |
| Échographie               | 176 à 177 |
| Écorneur                  | 366       |
| Écouvillon                | 109       |
| Électrode bistouri        | 212       |
| Électrostimulateur        | 215       |
| Élévateur à périoste      | 300       |
| Élévateur dentaire        | 195, 198  |
| Élévateur dentaire        | 198       |
| Élévateur dentaire équine | 322       |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Élévateur pour bovins       | 362            |
| Embout                      | 348            |
| Embryotome                  | 353 à 354      |
| Encre à tatouer             | 252            |
| Endoscopie                  | 179            |
| Enregistreur de température | 133            |
| Enregistreur température    | 377            |
| Entraîne                    | 342            |
| Entretien sondes            | 335            |
| Épicrânien                  | 42             |
| Épingle à bouclage          | 352 à 353      |
| Éponge                      | 132            |
| Éponge dentaire             | 25             |
| Éponge ophtalmique          | 24             |
| Éprouvette                  | 257            |
| Essuie-mains                | 88             |
| Essuyage                    | 125 à 126, 128 |
| Étau pour pince à castrer   | 326            |
| Étau universel              | 226            |
| Étrille                     | 343            |
| Étuve                       | 256            |
| Excision sac anal           | 82             |

## F

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Fer à cintrer            | 299, 304  |
| Feuille de Sauge         | 363       |
| Feuille de stérilisation | 261       |
| Feutre - Marqueur        | 373       |
| Fil inox de cerclage     | 313       |
| Fil inox dentaire        | 201       |
| Filet                    | 20        |
| Filtre anesthésie        | 154, 158  |
| Filtre narcotique        | 158       |
| Filtre sanguin           | 52        |
| Flacon                   | 111 à 112 |
| Force à tondre           | 374       |
| Fourche TTA              | 306       |
| Fraise à chambre         | 298       |
| Fraise à cornée          | 278       |
| Fraise à parer           | 324       |
| Fraise dentaire          | 189, 191  |
| Fraise dentisterie       | 321       |
| Fusil hypodermique       | 362       |

## G

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Gabarit                | 299            |
| Gabarit & Règle inox   | 312            |
| Gaine d'insémination   | 355            |
| Gant d'examen          | 94 à 96        |
| Gant d'examen rurale   | 97             |
| Gant de chirurgie      | 91             |
| Gants d'examen         | 94 à 96        |
| Gants d'examen rurale  | 97 à 98        |
| Gants de chirurgie     | 91 à 93, 98    |
| Gants de contention    | 231            |
| Gants de nettoyage     | 262            |
| Gants de protection    | 231            |
| Gants ménage           | 132            |
| Garrot                 | 53             |
| Gel à écorner          | 366            |
| Gel de mordantage      | 202 à 203      |
| Gel ECG                | 241            |
| Gel échographie        | 176            |
| Gel hydroalcoolique    | 140 à 141      |
| Gel lubrifiant         | 352, 354       |
| Gel pour doppler       | 162            |
| Gélose                 | 108            |
| Gobelet de trempage    | 358            |
| Goniomètre             | 216            |
| Gouge                  | 322            |
| Goupillon              | 257            |
| Groupage sanguin       | 112            |
| Guéridon               | 176            |
| Guêtré                 | 342            |
| Guide Fixation externe | 310            |
| Guide TPLO             | 304            |
| Guide-mèche            | 292, 297 à 298 |
| Guide-mèche ESF        | 311            |
| Guide-mèche PAX        | 292 à 294      |
| Guide-mèche Star       | 295            |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Guide-mèche TTA | 306 |
| Gyn Stick       | 351 |

## H

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Harnais de maintien | 216 |
| Harnais marqueur    | 372 |
| Huile à immersion   | 108 |
| Huile de silicone   | 350 |
| Hygromètre          | 377 |

## I

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Identification chaleur      | 373       |
| Incubateur                  | 256       |
| Indicateur stérilisation    | 261       |
| Inhalateur                  | 164, 331  |
| Insert TTA                  | 306       |
| Inserts pour détartreur     | 187       |
| Instrument à courber        | 313       |
| Instrument dentaire NAC     | 194, 199  |
| Instrument dents de loup    | 321       |
| Instruments Dentanomic      | 196 à 197 |
| Instruments endoscopie      | 179 à 181 |
| Instruments Novalig Novaten | 317       |

## J

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Jauge de longueur | 292 à 293, 299 |
| Jerrican          | 112            |
| Jersey            | 20             |

## K

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Kit affûtage                | 363 |
| Kit de lavage transtrachéal | 332 |
| Kit de pansage              | 343 |
| Kit endodontie              | 201 |
| Kit ESF                     | 310 |
| Kit TTA X-GEN               | 304 |

## L

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Lacette de contention            | 231       |
| Lacs de poulinage                | 329       |
| Lacs de vêlage                   | 352       |
| Lame malléable                   | 273       |
| Lames de bistouri                | 89 à 90   |
| Lames et lamelles                | 107 à 108 |
| Lames et lamelles de verre       | 83        |
| Lampe à fente                    | 246       |
| Lampe à polymériser              | 203       |
| Lampe d'examen ophtalmologique   | 247       |
| Lampe de Wood                    | 217       |
| Lampe équine                     | 320       |
| Lampe frontale                   | 247       |
| Lampe IR                         | 216       |
| Lampe loupe                      | 217       |
| Lampe stylo                      | 252       |
| Lance bolus                      | 367       |
| Lance-bolus                      | 367       |
| Lancette prise de sang           | 56        |
| Laryngoplastie équine            | 331, 338  |
| Laryngoscope                     | 157       |
| Lasso agnelage                   | 352       |
| Lasso contention chien           | 231       |
| Lasso porc                       | 362       |
| Lave-bottes                      | 106       |
| Lavette microfibre               | 132       |
| Lecteur de puces                 | 251       |
| Lecteur Hb -Hct & Test analyseur | 340       |
| Lessive                          | 134 à 135 |
| Licol                            | 362       |
| Licol dentaire                   | 320       |
| Ligature                         | 211 à 212 |
| Lime dentaire                    | 201 à 202 |
| Lingettes                        | 335       |
| Lingettes nettoyantes            | 173       |
| Liquide CMT                      | 358       |
| Liquide vaisselle                | 131       |
| Litière à prélèvement            | 79        |
| Longe                            | 342       |
| Loupe binoculaire                | 256       |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Lubrifiant             | 83        |
| Luminothérapie         | 216       |
| Lunettes de protection | 101       |
| Lunettes loupe         | 247       |
| Lunettes O2            | 158       |
| Luxateur dentaire      | 194 à 195 |
| Luxation coxofémorale  | 309       |

## M

|                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Machine d'anesthésie                                                  | 145                 |
| Maillet                                                               | 301                 |
| Mailloche nylon                                                       | 325                 |
| Manche bistouri                                                       | 89                  |
| Manchette à pression                                                  | 51                  |
| Mandrin à clé                                                         | 308                 |
| Mangeoire                                                             | 375                 |
| Manteau                                                               | 356                 |
| Marqueur chirurgical                                                  | 211                 |
| Marqueur radio                                                        | 172 à 173           |
| Marteau à réflexes                                                    | 252                 |
| Masque                                                                | 103                 |
| Masque anti-mouche                                                    | 342                 |
| Masque d'anesthésie                                                   | 153                 |
| Masque protège-œil équin                                              | 339                 |
| Masques & Élastique & Masque & Masque chirurgie & Masque de chirurgie | 101                 |
| Matelas chauffant                                                     | 225, 236            |
| Matelas contention                                                    | 172                 |
| Matelas d'échographie                                                 | 176                 |
| Matelas de contention                                                 | 225 à 226           |
| Matelas échographie                                                   | 176                 |
| Matelas mémoire de forme                                              | 216                 |
| Matelas pour table                                                    | 227                 |
| Mèche                                                                 | 293 à 294, 298, 311 |
| Mèche de gaze                                                         | 82                  |
| Mèche équine                                                          | 339                 |
| Méniscotome                                                           | 302, 309            |
| Menottes                                                              | 352                 |
| Mètre ruban                                                           | 378                 |
| Meule à dents                                                         | 355                 |
| Microscope                                                            | 83                  |
| Microtube                                                             | 54                  |
| Milieu de conservation                                                | 83                  |
| Miroir dentaire                                                       | 193                 |
| Moniteur multiparamétrique                                            | 159 à 162           |
| Mortier en porcelaine                                                 | 257                 |
| Muselière cheval                                                      | 342                 |
| Muselière chien                                                       | 231 à 232           |
| Muselière veau                                                        | 360                 |

## N

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Nébuliseur                         | 164 à 165 |
| Nécessaire à caillette             | 368       |
| Nettoyant autoclave                | 260       |
| Nettoyant instruments              | 136       |
| Nettoyant machines et accessoires  | 138       |
| Nettoyant multi-usage              | 118 à 119 |
| Nettoyant sanitaires               | 129 à 130 |
| Nettoyant sol                      | 116       |
| Nettoyant surfaces                 | 116       |
| Nettoyant vitres                   | 118       |
| Nettoyant désinfectant instruments | 136 à 137 |
| Nettoyant désinfectant multi-usage | 121 à 124 |
| Nettoyant désinfectant surfaces    | 117       |
| Numériseur dentaire                | 169       |

## O

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Objectifs              | 255       |
| Obturateur             | 200       |
| Ophtalmoscope          | 244       |
| Ophtalmoscope - Oscope | 244       |
| Orthèse                | 215       |
| Orthofibre             | 308       |
| Oses                   | 107       |
| Ostéotome              | 300       |
| Ote-agrafs             | 57        |
| Otoscope               | 248       |
| Ouate                  | 18        |
| Ouvre bouche           | 192       |
| Oxymètre               | 161 à 162 |

## P

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Palan de vélage                      | 352                 |
| Palette à coupelles                  | 358                 |
| Panier porte-flacon                  | 229                 |
| Pansement                            | 17, 19              |
| Pansement absorbant                  | 23, 26 à 27         |
| Pansement cicatrisant                | 25 à 28             |
| Pansement liquide                    | 25                  |
| Papier détection mammites            | 358                 |
| Papier ECG                           | 241                 |
| Papier toilette                      | 130                 |
| Pas-d'âne                            | 192                 |
| Passe-fil                            | 272, 314            |
| Passe-lacs                           | 352                 |
| Pâte à fixation                      | 312                 |
| Pâte à polir                         | 188                 |
| Pâte de scellement                   | 108                 |
| Pâte hydroxyde                       | 203                 |
| PAX Kit complet                      | 292 à 293           |
| Pédiluve                             | 365                 |
| Peinture à marquer                   | 371                 |
| Perceuse sans fil                    | 314                 |
| Perfuseur                            | 47 à 51             |
| Périotome                            | 184                 |
| Peson                                | 356                 |
| Pessaie                              | 353                 |
| PH mètre-thermomètre                 | 376                 |
| Pharmacie de voiture                 | 378                 |
| Phaseal                              | 52                  |
| Photomètre                           | 83                  |
| Pièce à main                         | 186 à 188           |
| Pied à coulisse                      | 257                 |
| Pierre à aiguiser                    | 198                 |
| Pince à biopsie utérine              | 329                 |
| Pince à capsulorhexis & Pince Utrata | 277                 |
| Pince à castrer                      | 326                 |
| Pince à césarienne                   | 354                 |
| Pince à chalazion                    | 275                 |
| Pince à champs                       | 270                 |
| Pince à contention chat              | 230                 |
| Pince à coprostase                   | 271                 |
| Pince à cornée                       | 277                 |
| Pince à courber                      | 293 à 294, 299, 313 |
| Pince à disséquer                    | 200                 |
| Pince à disséquer & Pince à suture   | 277                 |
| Pince à ébecquer                     | 375                 |
| Pince à échardes                     | 270                 |
| Pince à encoche                      | 372                 |
| Pince à iris                         | 277                 |
| Pince à ménisque                     | 309                 |
| Pince à parer                        | 324                 |
| Pince à préhension                   | 331                 |
| Pince à sacrifier les volailles      | 375                 |
| Pince à sonder                       | 324                 |
| Pince à sucre                        | 278                 |
| Pince Adson Brown                    | 277                 |
| Pince Allis                          | 271                 |
| Pince arrache-clous                  | 325                 |
| Pince Babcock                        | 271                 |
| Pince Bonn                           | 277                 |
| Pince Bonnacolto                     | 277                 |
| Pince Brand                          | 309                 |
| Pince Bull-Dog                       | 275                 |
| Pince coupe-broche                   | 313                 |
| Pince coupe-dents                    | 356                 |
| Pince coupe-griffe                   | 269                 |
| Pince coupe-plaque                   | 299                 |
| Pince coupe-queue                    | 355                 |
| Pince d'extraction                   | 200                 |
| Pince de Troutman                    | 277                 |
| Pince Doyen                          | 271                 |
| Pince Duval                          | 271                 |
| Pince Elschmig                       | 277                 |
| Pince en cœur                        | 271                 |
| Pince extraction molaire             | 322                 |
| Pince gouge                          | 301                 |
| Pince Graeffe                        | 277                 |
| Pince Halstead                       | 271                 |
| Pince Hartmann                       | 249                 |
| Pince hémostatique                   | 271                 |
| Pince Kocher                         | 270                 |

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Pince Leriche                             | 271                           |
| Pince Lucae                               | 270                           |
| Pince mors striés & Pince tord-fil        | 313                           |
| Pince mouchette                           | 360                           |
| Pince Museux                              | 272                           |
| Pince Paufigue                            | 277                           |
| Pince plate parallèle & Pince tord-fil    | 314                           |
| Pince pose boucle                         | 372                           |
| Pince Rochester Pean                      | 270                           |
| Pince Rochester-Carmalt                   | 271                           |
| Pince tire-broche                         | 313                           |
| Pince tire-langue                         | 272                           |
| Pipette                                   | 107                           |
| Pipette IA                                | 83                            |
| Pissette plastique                        | 257                           |
| Pistolet d'insémination                   | 85                            |
| Pistolet drogueur                         | 369 à 370                     |
| Planche à matrice                         | 353                           |
| Plaque à paupière                         | 274                           |
| Plaque acétabulum                         | 281, 283                      |
| Plaque allongement                        | 280, 286 à 287                |
| Plaque arthrodèse                         | 279, 284 à 285                |
| Plaque COMP                               | 280                           |
| Plaque droite                             | 282                           |
| Plaque LCOMP                              | 280, 282 à 283, 285           |
| Plaque ostéotomie                         | 281, 284, 286                 |
| Plaque PAX                                | 279, 281 à 282, 284, 286, 293 |
| Plaque PAX & Plaque TPLO                  | 282                           |
| Plaque PAX OPO                            | 286                           |
| Plaque PAX TPLO                           | 303                           |
| Plaque PAX TPO                            | 287                           |
| Plaque pour vis                           | 279 à 287, 291                |
| Plaque radio dentaire                     | 169                           |
| Plaque sécable                            | 279 à 280, 282                |
| Plaque Star                               | 295                           |
| Plaque TPLO                               | 281, 283, 287                 |
| Plaque TPLO précontournée                 | 303                           |
| Plaque TPO                                | 285                           |
| Plaque TTA                                | 304 à 305                     |
| Plaque verrouillée Star                   | 295                           |
| Plate-longe                               | 342                           |
| Plateau à fraises                         | 189                           |
| Plateau à instruments                     | 195, 198                      |
| Plateau de pesée                          | 339                           |
| Plateau instruments                       | 263                           |
| Plateau PAX TPLO                          | 294, 303                      |
| Plateau pour broches                      | 263                           |
| Plateau rectangulaire inox                | 262                           |
| Poche à sang                              | 52                            |
| Poche à urine                             | 79                            |
| Poche colostrum                           | 356                           |
| Poche de froid                            | 28                            |
| Poignée PAX                               | 294                           |
| Poignée vélage                            | 351                           |
| Poignée verrouillage rapide               | 299                           |
| Poignée verrouillage rapide & Poignée PAX | 292                           |
| Poire effilée                             | 249                           |
| Polisseur                                 | 184 à 185, 189                |
| Pompe à eau                               | 187                           |
| Pompe à perfusion                         | 165 à 166                     |
| Pompe naso-œsophagienne                   | 330                           |
| Pont de contention                        | 227                           |
| Porte à oxygène                           | 235                           |
| Porte de chenil                           | 234 à 235                     |
| Porte perfusion                           | 229                           |
| Porte-aiguille                            | 200                           |
| Porte-aiguille CLR                        | 308                           |
| Porte-aiguille ophtalmologie              | 278                           |
| Porte-cassette                            | 333                           |
| Porte-coton                               | 274                           |
| Porte-fraises                             | 189                           |
| Porte-lame de Castroviejo                 | 275                           |
| Porte-sérum                               | 229                           |
| Porte-tubes                               | 256                           |
| Portoir tubes                             | 56                            |
| Pots à prélèvement                        | 111                           |
| Poubelle                                  | 131                           |
| Poupinel                                  | 260                           |
| Pousse seringue                           | 165                           |
| Pousse-seringue                           | 166                           |
| Presse à courber                          | 299                           |
| Prolongateur pour perfuseur               | 50                            |



|                        |     |
|------------------------|-----|
| Protège aisselle ..... | 105 |
| Pulvérisateur .....    | 132 |
| Punch à biopsie .....  | 110 |

## R

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Raccord .....                   | 51             |
| Raccords anesthésie .....       | 152            |
| Raclette .....                  | 133            |
| Radio dentaire .....            | 170 à 171, 173 |
| Radio numérique .....           | 168            |
| Radioprotection .....           | 172, 174 à 175 |
| Rampe .....                     | 216            |
| Râpe à dents .....              | 321            |
| Râpe à dents électrique .....   | 320 à 321      |
| Râpe à os .....                 | 302            |
| Râpes à corne .....             | 325            |
| Rasoir .....                    | 90             |
| Réanimateur .....               | 336            |
| Réanimation .....               | 150 à 151      |
| Réchauffeur air pulsé .....     | 167            |
| Réchauffeur perfusion .....     | 167            |
| Récolte sperme .....            | 83             |
| Réfractomètre .....             | 253            |
| Réfractomètre à colostrum ..... | 329            |
| Régénérateur d'os .....         | 306            |
| Règle inox .....                | 297            |
| Régulateur de débit .....       | 50             |
| Releveur .....                  | 275            |
| Rénette .....                   | 323            |
| Résine dentaire .....           | 202            |
| Respirateur artificiel .....    | 145            |
| Rétracteur .....                | 193            |
| Rétracteur dentisterie .....    | 341            |
| Robinet 3 voies .....           | 51, 81         |
| Rogne-pied .....                | 323 à 324      |
| Rondelle .....                  | 290            |
| Rongeur Kerisson .....          | 301            |
| Ruban de mesure .....           | 216            |
| Ruban de stérilisation .....    | 261 à 262      |
| Ruban marquage .....            | 261            |
| Rugine .....                    | 301            |

## S

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Sabot .....                     | 364 à 365   |
| Sabottines .....                | 365         |
| Sac DASRI .....                 | 131         |
| Sac de contention .....         | 230         |
| Sac de rangement .....          | 313         |
| Sac immobilisation .....        | 172         |
| Sac poubelle .....              | 131         |
| Sachet pour stérilisation ..... | 261 à 262   |
| Sangle de sécurité .....        | 361         |
| Sarbacane .....                 | 230         |
| Savon mains désinfectant .....  | 139 à 140   |
| Savon mains doux .....          | 138 à 139   |
| Savon pâte pied de cheval ..... | 333         |
| Scie à plâtre .....             | 316         |
| Scie Patella .....              | 301         |
| Scie TPLO .....                 | 314         |
| Scie-fil .....                  | 200         |
| Seau .....                      | 112         |
| Semelle caoutchouc .....        | 365         |
| Séparateur particules .....     | 368         |
| Seringue .....                  | 346 à 347   |
| Seringue à tuberculer .....     | 349 à 350   |
| Seringue à usage unique .....   | 37 à 38, 40 |
| Seringue automatique .....      | 347 à 350   |
| Seringue avec aiguille .....    | 40          |
| Seringue d'alimentation .....   | 357         |
| Seringue de gavage .....        | 40          |

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Seringue drogueuse .....               | 370            |
| Seringue insuline .....                | 40 à 41        |
| Seringue luer-lock .....               | 40             |
| Seringue semi-automatique .....        | 349            |
| Seringue tuberculine .....             | 40             |
| Serre-fil .....                        | 301, 314       |
| Serre-jarret .....                     | 362            |
| Set de suture .....                    | 57             |
| Set de transfert .....                 | 51 à 52        |
| Shampooing cheval .....                | 343            |
| Shunt .....                            | 272            |
| Solution saline .....                  | 276            |
| Solvant .....                          | 13             |
| Sonde à ménisque .....                 | 309            |
| Sonde à poches gutturales .....        | 332            |
| Sonde alimentaire oiseaux .....        | 76             |
| Sonde broncho-alvéolaire .....         | 332            |
| Sonde cannelée .....                   | 274            |
| Sonde d'aspiration .....               | 332, 335       |
| Sonde d'insémination .....             | 85             |
| Sonde de Foley .....                   | 78             |
| Sonde de Levin .....                   | 76             |
| Sonde de Streibel .....                | 359            |
| Sonde dentaire .....                   | 193 à 194      |
| Sonde endoscope .....                  | 331, 335       |
| Sonde endotrachéale .....              | 336            |
| Sonde Flushing .....                   | 328            |
| Sonde insémination .....               | 85             |
| Sonde lacrymale .....                  | 276            |
| Sonde lavage utérin .....              | 354            |
| Sonde naso-œsophagienne .....          | 76             |
| Sonde œsophagienne .....               | 368            |
| Sonde œsophagostomie .....             | 76             |
| Sonde Pélican .....                    | 357            |
| Sonde queue de cochon .....            | 275            |
| Sonde stomacale .....                  | 76             |
| Sonde trachéale .....                  | 154, 156 à 157 |
| Sonde trayeuse .....                   | 358 à 359      |
| Sonde urolithiase .....                | 187            |
| Sonde utérine .....                    | 329            |
| Sonde vésicale .....                   | 77 à 78        |
| Soudeuse sachets .....                 | 260            |
| Sparadrap .....                        | 19             |
| Spatule .....                          | 200            |
| Spéculum .....                         | 248 à 249      |
| Spéculum de Killian .....              | 274            |
| Spray adhésif .....                    | 87             |
| Spray no bite .....                    | 375            |
| Spray silicone .....                   | 158            |
| Stéthoscope .....                      | 241 à 242      |
| Stéthoscope œsophagien .....           | 161            |
| Substituts osseux .....                | 302, 306       |
| Surchaussures .....                    | 103, 105       |
| Suture irrésorbable - Aiguillée .....  | 69 à 71        |
| Suture prolapsus utérin .....          | 353            |
| Suture résorbable - Aiguillée .....    | 58 à 69        |
| Sutures irrésorbables - Dévidoir ..... | 73             |
| Sutures résorbables - Dévidoir .....   | 72 à 73        |
| Syndesmotome .....                     | 199            |

## T

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Table d'examen .....            | 220 à 221 |
| Table d'examen NAC .....        | 224       |
| Table de chirurgie .....        | 184       |
| Table de chirurgie veaux .....  | 224       |
| Table de préparation .....      | 224       |
| Table dentisterie NAC .....     | 224       |
| Table pont .....                | 229       |
| Tablier anti coup de pied ..... | 323       |
| Tablier de maréchal .....       | 323       |
| Tabouret .....                  | 228       |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Tamis d'analyse .....        | 378              |
| Tapis .....                  | 225, 236 à 237   |
| Tapis chauffant .....        | 236              |
| Tapis pour table .....       | 227              |
| Taraut .....                 | 298              |
| Tatouage .....               | 371 à 373        |
| Technovit .....              | 365              |
| Tensiomètre .....            | 162 à 163        |
| Test analyseur .....         | 340              |
| Test Bowie Dick .....        | 261              |
| Test ophtalmologie .....     | 112              |
| Test Poulinage .....         | 329              |
| Tête de coupe .....          | 209              |
| Thermomètre .....            | 250 à 251        |
| Thermomètre hygromètre ..... | 236              |
| Thermosoudeuse .....         | 260              |
| Tige porte flacon .....      | 227              |
| Tire-nerf .....              | 201              |
| Toise .....                  | 252              |
| Toise radio .....            | 340              |
| Tondeuse .....               | 205 à 208        |
| Tondeuse manuelle .....      | 374              |
| Tonomètre .....              | 246 à 247        |
| Torchon .....                | 132              |
| Tord-nez .....               | 342              |
| Tournevis hexagonal .....    | 299              |
| Tournevis PAX .....          | 292 à 293        |
| Tournevis Star .....         | 295              |
| Tournevis TTA .....          | 305              |
| Trayonotomes .....           | 359              |
| Treillis .....               | 82               |
| Trépan ophtalmique .....     | 275              |
| Tricoise .....               | 325              |
| Trocart à cæcum .....        | 331              |
| Trocart à rumen .....        | 368              |
| Trocart à saigner .....      | 340              |
| Trousse arthroscopie .....   | 88               |
| Trousse chlore .....         | 377              |
| Trousse de laparotomie ..... | 88               |
| Trousse dentisterie .....    | 194              |
| Trousse orthopédique .....   | 88               |
| Tube à centrifugation .....  | 108              |
| Tube à essai .....           | 108              |
| Tube à sertir .....          | 308              |
| Tube aspirateur .....        | 214              |
| Tube de prélèvement .....    | 54 à 56, 79, 109 |
| Tube de trachéotomie .....   | 332              |
| Tube Multivette .....        | 53               |
| Tube silicone Versilic ..... | 349              |
| Tuyau évacuation gaz .....   | 158              |
| Tuyau patient .....          | 153              |

## U

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Unités dentaires ..... | 184 |
| Utérctome .....        | 353 |

## V

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Valve de Heimlich .....         | 81       |
| Valve oxygénothérapie .....     | 150      |
| Véleuse .....                   | 351      |
| Verre à urine .....             | 257      |
| Vêtements de chirurgie .....    | 104      |
| Vêtements de consultation ..... | 99 à 101 |
| Vêtements de rurale .....       | 105      |
| Vidéo-otoscope .....            | 248      |
| Vis à corticale TTA .....       | 305      |
| Vis corticale TTA .....         | 290, 305 |
| Viscoélastique .....            | 278      |

Retrouvez nos CGV en scannant le QR code ci-contre  
ou rendez-vous sur [alcyon.com](http://alcyon.com)



**MOVOFLEX®**  
SOFT CHEWS

## Une nouvelle génération de chondroprotecteur en bouchée

Membrane de  
coquille d'œuf

Farine de krill


Acide hyaluronique

Astaxanthine

Une association unique  
d'ingrédients d'origine  
naturelle aux actions  
synergiques<sup>1,2</sup>

1- Chitchumroonchokchai, C. et Falty, M.L., (2017), Bioaccessibility and intestinal cell uptake of astaxanthin from salmon and commercial supplements, Food research international (Ottawa, Ont.), 99(Pt 2), 936-943.  
2- Huang, S. L., Ling, P. X., & Zhang, T. M. Oral absorption of hyaluronic acid and phospholipids complexes in rats. World journal of gastroenterology, February 2007, 13(6), 945-949

*everyday*  
**CARE**

  
**FABRIQUÉ EN FRANCE**



Façonnons l'avenir  
de la santé animale

**Virbac**

# Déployez la prise en charge mensuelle et durable de l'arthrose



**LIBRELA et SOLENSIA soulagent efficacement la douleur associée à l'arthrose<sup>1</sup>.**



**Leur mode d'action unique par anticorps monoclonal cible spécifiquement le NGF\*, un acteur clé de la douleur arthrosique<sup>2,3</sup>.**



**Leur forme injectable mensuelle favorise la bonne observance du traitement.**



**Leur profil d'innocuité validé<sup>1</sup> permet un traitement bien toléré et l'injection mensuelle permet un suivi médical rapproché.**



**LIBRELA et SOLENSIA améliorent la mobilité et la qualité de vie des chiens et chats et apportent une pleine satisfaction à leurs propriétaires.**



## Changeons nos modes d'action

**Librela** | **Solensia**  
Bedinvetmab | Frunvetmab

\*NGF : Nerve Growth Factor, Facteur de Croissance Nerveuse 1. Dossier AMM. 2. Epstein ME. Anti-nerve growth factor monoclonal antibody: a prospective new therapy for canine and feline osteoarthritis. Vet Rec. 2019;184(1):20-22. 3. Enomoto, M., Mantyh, P.W., Murrell, J., Innes, J.F., Lascelles, B.D.X., 2019. Anti-nerve growth factor monoclonal antibodies for the control of pain in dogs and cats. Veterinary Record 184, 1–14.

**LIBRELA 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg / 30 mg, solution injectable pour chiens** **COMPOSITION** : Chaque flacon de 1ml contient : Bedinvetmab\* 5 mg- 10 mg - 15 mg - 20 mg - 30 mg. \*anticorps monoclonal canin exprimé par des techniques de recombinaison dans des cellules d'ovaires de hamster chinois (OHC). **INDICATIONS** : Soulagement de la douleur associée à l'arthrose chez le chien. **CONTRE-INDICATIONS** : Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients. Ne pas utiliser chez les chiens de moins de 12 mois. Ne pas utiliser chez les animaux destinés à la reproduction. Ne pas utiliser chez les animaux gestants ou allaitants. **EFFETS INDÉSIRABLES** : Réaction au site d'injection (par exemple gonflement du site d'injection, chaleur au niveau du site d'injection), bénigne : peu fréquent. Ataxie (incluant l'ataxie proprioceptive) : rare. Polyurie, incontinence urinaire : rare. Anorexie (souvent liée à une réduction transitoire de l'appétit), léthargie, polydipsie : rare. Réaction d'hypersensibilité (anaphylaxie, gonflement de la face, prurit) : très rare (si de telles réactions apparaissent, un traitement symptomatique approprié doit être administré). Anémie hémolytique à médiation immunitaire, thrombocytopénie à médiation immunitaire : très rare. **CATÉGORIE** : Médicament vétérinaire soumis à ordonnance. Pour une information complète, consulter la notice. Zoetis Assistance 0800 73 00 65.

**SOLENSIA 7 mg/ml, solution injectable pour chats** **COMPOSITION** : Chaque ml de solution contient 7 mg de frunvetmab\*. Excipients QSP 1ml. \*Le frunvetmab est un anticorps monoclonal (mAb) félin exprimé par des techniques de recombinaison dans des cellules d'ovaire de hamster chinois (OHC). **INDICATIONS** : Soulagement de la douleur associée à l'arthrose chez le chat. **CONTRE-INDICATIONS** : Ne pas utiliser chez les animaux de moins de 12 mois et/ou de moins de 2,5 kg. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients. Ne pas utiliser chez les animaux destinés à la reproduction. Ne pas utiliser chez les animaux gestants ou allaitants. **EFFETS INDÉSIRABLES** : Réactions cutanées localisées (par exemple alopecie, dermatite, prurit) : fréquent. Réaction légère au site d'injection (par exemple douleur et alopecie) : rare. Anaphylaxie (si de telles réactions apparaissent, un traitement symptomatique approprié doit être administré) : très rare. **CATÉGORIE** : Médicament vétérinaire soumis à ordonnance. Pour une information complète, consulter la notice. Zoetis Assistance : 0800 73 00 65.