



Lecteurs de puces VIRBAC :

F1 reader

MODELE DE BASE

Le plus petit de tous les lecteurs

Surtout pour les petits animaux

Durable, batterie rechargeable au lithium

Lit HDX et FDX-B (ISO11784/5)

Distance de lecture : 12 cm

Peut enregistrer 940 codes

Lumière LED pour l'examen ophtalmologique



Compact Max

MODELE AVANCE : écran couleur, solide, plus d'options,...

Petit et léger

Surtout pour les petits animaux

Durable, batterie rechargeable au lithium

Lit les transpondeurs ISO11784/5 (FDX-B) et FDX-A (Fecava)

Peut enregistrer 4000 codes de microchip

Transfert des codes à l'ordinateur par câble usb



Omni Max

Léger et portable

Utilisable chez les chevaux et les petits animaux

Distance de lecture long: 20 cm (FDX-B)

Durable, batterie rechargeable au lithium

Transfert des codes à l'ordinateur par câble usb

Lit les transpondeurs FDX-B, FDX-A, Avid encrypted, HDX et trovan

Option bluetooth possible

Contient une carte mémoire de 2GB pour des millions de codes ID avec date et heure

