

Nos fils

monofilaments résorbables

■ FASTFIL

Fil synthétique **MONOFILAMENT** à résorption rapide, violet, monté sur une aiguille en acier inoxydable de très haute qualité. À usage unique.

• **Composition : PGCL** – poly(glycolide-co-caprolactone).

• Tolérance : excellente, aucun effet mèche.

• Glisse : excellente.

• Souplesse : bonne.

• Tenue des nœuds : bonne.

• Temps de résistance à la tension : **7 jours** (70 %).

• Temps de résorption : **90 jours**.

• Aiguille en acier inoxydable et **sertissage de qualité supérieure**. Aiguille siliconée pour une meilleure glisse.



• Indications : chirurgies des tissus mous, organes creux. Idéal pour les surjets intradermiques, le tissu sous-cutané ou la cavité buccale.

• Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

• Conditionnement : support « **race track** » garantissant un déroulement du fil sans nœud et avec moins d'effet mémoire ; emballé dans une pochette aluminium individuelle avec ouverture facile et rapide.

• Conservation : 5 ans. Usage immédiat après ouverture.

Livré par boîte de 12 sachets. Longueur de fil 90 cm.



Aiguille à section triangulaire (reverse cutting) ▼

Code	EP	USP	Courbure aiguille		Longueur aiguille
			1/2	3/8	
346270	2	3/0		x	24 mm
346280	2	3/0	x		26 mm
346285	3	2/0		x	24 mm
346295	3	2/0		x	30 mm
346300	3.5	0		x	30 mm
346305	4	1	x		36 mm

Aiguille à section ronde (taper cutting) 📍

Code	EP	USP	Courbure aiguille		Longueur aiguille
			1/2	3/8	
346240	1	5/0		x	13 mm
346245	1.5	4/0	x		18 mm
346250	1.5	4/0		x	18 mm
346255	1.5	4/0	x		22 mm
346260	2	3/0		x	20 mm
346265	2	3/0	x		22 mm
346275	2	3/0	x		26 mm
346290	3	2/0	x		26 mm