

FICHE TECHNIQUE

La solution ergonomique et design pour optimiser
vos soins au quotidien

Cette **table de préparation vétérinaire VETINOX** combine design moderne et fonctionnalité professionnelle. **Son meuble mélaminé hydrofuge blanc soie, associé à une cuve en inox, crée un look élégant qui change du tout inox traditionnel, tout en offrant robustesse et hygiène.**

Conçue pour un usage quotidien, elle offre un espace de travail ergonomique avec plateau amovible et rangement intégré. **L'espace genoux déporté** permet de travailler confortablement en position assise.

CARACTÉRISTIQUES

- Design moderne et esthétique : mix de bois mélaminé blanc soie et cuve inox
- Ergonomie optimale : espace genoux déporté (400 mm) pour travailler assis
- Hygiène professionnelle : cuve inox et surfaces hydrofuges
- Rangement fonctionnel : tiroirs pleine profondeur et porte latérale
- Plateau modulable :
Plateau à barreaux : idéal pour drainage des liquides (toilette, rinçage)
Plateau perforé : meilleure stabilité pour petits animaux
- Durabilité professionnelle : coulisses testées 100 000 cycles

STRUCTURE ET MATERIAUX :

- Meuble inférieur : mélaminé hydrofuge blanc soie (19 mm)
- Plan supérieur : cuve inox intégrée
- Finition : stratifié blanc hydrofuge
- Matériaux robustes pour un usage intensif

PLATEAU DE TRAVAIL :

- Amovible, facile à nettoyer
- Plateau à barreaux (diamètre de 30 mm, espacés chacun de 10 mm) ou perforé (trous de diamètre 8 mm, espacés chacun de 60 mm) amovible

EQUIPEMENT SANITAIRE :

- Robinet mélangeur avec douchette
- Évacuation centrale
- Cuve profondeur : 190 mm

MEUBLE ET RANGEMENT :

- 1 porte côté douchette
- 3 tiroirs pleine profondeur (450 mm)
- Coulisses : Tandembox Antaro
- Charnières : Blum Blumotion
- Poignées : inox 304L brossé, courbe Open Line, entraxe 128 mm
- Coulissement ultra-léger



TA170550

Rangement modulable :

- configuration 2 portes
- ou 1 porte + 3 tiroirs

Dimensions :


- pour flexible : 12/17 (3/8)
- pour siphon évier : 1" 1/2 (40 mm)



DIMENSIONS :

- Longueur 1400 mm x largeur 600 mm
- Hauteur table : 900 mm
- Hauteur du bac : 190 mm
- Espace genoux avec un déport de 400 mm
- Dimensions et configuration adaptables selon les besoins de votre établissement

Vue en coupe de la cuve et dimensions



Code	Désignation
TA170540	Table préparation avec Meuble Hydro Plateau perforé / à barreaux (2 portes)
TA170550	Table préparation avec Meuble Hydro Plateau perforé / à barreaux (1 porte + 3 tiroirs)