

GANTS D'EXPLORATION



injection



chirurgie



orthopédie



hospitalisation



capture



protection



hygiène



rurale



toiletage

génia

POLYGAN

NOUVEAU

Gant d'exploration à usage unique en polyéthylène (24 µm).

- Haut de gant étirable pour éviter le glissement.
- Bonne sensibilité tactile.
- De couleur orange.
- Bon compromis résistance/sensibilité tactile.

Livré par boîte de 100.




Code x 100	Modèle	Longueur
307634	S	87 cm
307636	M	90 cm
307638	L	95 cm

Surconditionnement :
carton de 10 boîtes

RÉSISTANCE

3/4




PROTECTION

3/4

SENSIBILITÉ

TACTILE

3/4



ECOGAN

Gant d'exploration à usage unique en polyéthylène (25 µm).

- Sensibilité tactile standard.
- De couleur verte.

Livré par boîte de 100.




Code x 100	Longueur
307650	95 cm

Surconditionnement :
carton de 10 boîtes

RÉSISTANCE

2/4



PROTECTION

2/4

SENSIBILITÉ

TACTILE

2/4

EXPLOGAN®

Gant d'exploration à usage unique en polyéthylène (30 µm).

- Lien incorporé à passer autour du cou pour éviter le glissement du gant.
- Bonne sensibilité tactile.
- De couleur orange.
- Excellent compromis résistance / sensibilité tactile.


Livré par boîte de 100 ou sachets de 50.



Code	Longueur	Cond.	S/Cond.
307611	95 cm	x 100	x 10
307613	95 cm	x 50	x 50

RÉSISTANCE

3/4



PROTECTION

3/4

SENSIBILITÉ

TACTILE

3/4



PROTECTION

■ SENSIGAN®

Gant d'exploration à usage unique en polyéthylène (28 µm).

- Lien incorporé à passer autour du cou pour éviter le glissement du gant.
- Surface soyeuse pour une excellente sensibilité tactile.
- Transparent.

Livré par boîte de 100.



Code x 100 Longueur
307610 95 cm

Surconditionnement :
carton de 10 boîtes

RÉSISTANCE

3/4

SENSIBILITÉ
TACTILE

4/4

PROTECTION
3/4

■ PROGAN®

Gant de délivrance à usage unique en polyéthylène (30 µm).

- Haut de gant étirable pour éviter le glissement.
- Bonne sensibilité tactile.
- De couleur jaune.
- Matière très résistante à la déchirure.
- Soudure fine et très résistante.

Livré par boîte de 100.



Code x 100	Modèle	Longueur
307626	S	87 cm
307627	M	90 cm
307629	L	95 cm

Surconditionnement :
carton de 10 boîtes

RÉSISTANCE

4/4

SENSIBILITÉ
TACTILE

3/4

GANTS POUR
LA DÉLIVRANCE

PROTECTION
3/4

■ AISOGAN®

Gant d'exploration à usage unique en polyéthylène (25 µm).

- Protège aisselle comportant un passage pour la tête.
- Excellente sensibilité tactile, idem Sensigan®.
- Transparent.
- Protection maximum.

Livré par boîte de 50.



Code x 50 Longueur
307620 124 cm

Surconditionnement :
carton de 10 boîtes

RÉSISTANCE

3/4

SENSIBILITÉ
TACTILE

4/4

PROTECTION
4/4

■ MAXOGAN

Gant d'exploration à usage unique en polyéthylène (25 µm).

- Protège aisselle comportant un passage pour la tête.
- Sensibilité tactile standard, idem Ecogan.
- De couleur verte.

Livré par boîte de 50.



Code x 50 Longueur
307623 120 cm

Surconditionnement :
carton de 10 boîtes

RÉSISTANCE

2/4

SENSIBILITÉ
TACTILE

2/4

PROTECTION
4/4



