



Aesculap Vega II

Tondeuse sans fil pour vétérinaires

Aesculap : Tondeuse sur batterie Vega II

Entièrement repensée, la tondeuse vétérinaire Vega II à 3 niveaux de vitesse séduit à la fois par une nouvelle batterie performante, dont l'autonomie atteint jusqu'à 3 heures, et par une commande électronique de puissance « Speed Control » procurant des résultats fiables même dans le cas des pelages difficiles à tondre.

- très bonne performance de tonte grâce à la tête de coupe en alliage d'acier spécial (acier inoxydable)
- tient parfaitement dans la main grâce à sa forme effilée
- fonctionne silencieusement et sans vibration
- également utilisable avec le câble de charge raccordé
- nettoyage facile de la tête de coupe amovible sans outil
- tête de coupe de précision à dents fines avec réglage de la hauteur de coupe intégré sur 3 niveaux (0,5 / 1,5 / 2,5 mm)

Speed Control : régulation électronique de la vitesse en fonction du poil, pour une cadence de tonte régulière

Pièces fournies : 1 x tondeuse à batterie, 1 tête de coupe (GT606), 1 brosse, 1 x chargeur, 1 x flacon d'huile Aesculap (GT604), 1 x mode d'emploi

Caractéristiques techniques	GT412
Système de tête de coupe	Aesculap spécial
Motorisation	Moteur CC
Nombre d'oscillations	environ 5.500 tr/min / environ 6.000 tr/min / environ 6.500 tr/min
Type de batterie	Li-Ion
Capacité batterie	3.200 mAh
Autonomie de la batterie	180 min
Durée de recharge	130 min
Largeur de tonte	40 mm
Hauteur de coupe	0,5 mm / 1,5 mm / 2,5 mm
Niveaux de vitesse	3 vitesses
Niveau sonore	60 dB
Affichage de charge de la batterie	5 réglages
Dimensions	17 cm x 4,6 cm x 4,6 cm
Poids	250 g

Réf.	Largeur de tonte			€
GT412	40 mm	1/8	180	

Réf.	Description		€
GT606	Tête de coupe de rechange pour Akkurata/Vega	1/10/120	
GT606D	Tête de coupe de rechange DLC pour Akkurata/Vega	1/10/120	

