


ALCYON BELUX VOUS PRÉSENTE:

Les Tables & Lampes

UNE GAMME EXCLUSIVE



ALCYON BELUX VOUS PRÉSENTE:

Les Tables & Lampes

TABLE DES MATIÈRES:

PAGE 3 | CK- TABLES MST 2200

PAGE 4 | CK- ACCESSOIRES

PAGE 5 | CK- TABLES DCT 2200

PAGE 6 | VETINOX - TABLE MURALE
& DE CONSULTATION

PAGE 7 | VETINOX- TABLE ELITE

PAGE 8 | DIVERS - TABLE PONT, CHARIOT,...

PAGE 9 | VETINOX - TABLE BAIGNOIRE
SHORLINE


PAGE 10 | DIVERS - ACCESSOIRES

PAGE 11 | SCORE - TABOURETS

PAGE 12 | WALDMANN - LAMPES
MINDRAY

PAGE 13 | DR. MACH - LAMPES

CK - TABLES MST 2200



Large gamme adaptative

La MST 2200 est une table parfaitement adaptée à l'examen et aux soins des petits animaux. La superficie de travail de 130 x 60 cm offre suffisamment de place pour le patient et le personnel soignant. La capacité de charge de 100 kg ainsi qu'une position inférieure de seulement 30 cm de hauteur permettent de manipuler même les plus grandes races de chiens. La position haute, quant à elle de 105 cm, vous permet de travailler confortablement sur de très petits animaux. La table est fournie avec un entraînement électrique commandé par pédale ou un entraînement hydraulique, selon les options choisies. De base, la table est montée sur pieds réglables en hauteur. Ces derniers peuvent être remplacés par des roues avec freins afin d'obtenir une table mobile.

Outre une large gamme d'accessoires, vous pourrez choisir une table avec plateau plat ou creux.

**Balance optionnelle
sur plateau plat**
Augmentation de 5cm de la
position basse de la table



CK - ACCESSOIRES MST 2200



Extension dentaire
(plateau plat ou creux)



Roues avec freins
(x4 pièces)



Extension plate
(plateau plat ou creux)



Bac de récupération

Possibilité d'ajout d'un moteur
(supportant jusqu'à 150 kg)




Porte sérum
(seul ou avec clip)

Balance incorporée


Prises incorporées
(x2 pièces)



Clips de fixation
(x4 pièces)



Batterie Linak



Tapis
(plateau plat ou creux)

CK - TABLES DCT 2200

Quatre directions



Multidirectionnelle
Adaptez la position de la table dans 4 directions !

La table d'opération

La DCT 2200 est une table d'opération vétérinaire avec plan de travail à hauteur variable de 73 à 113 cm. L'inclinaison du plan de travail est sécurisée par un entraînement électrique à commande manuelle.

Le plan de travail est assemblé avec trois plaques en acier inoxydable, dont deux sont réglables manuellement en continu entre 0 et 28° longitudinalement et $\pm 40^\circ$ latéralement.

La taille du plan de travail est de 130 x 52 cm (en option : 60 cm) et est équipé d'Eurorails de 25 x 10 mm. La version standard est montée sur pieds réglables qui peuvent être remplacés par des roues avec freins afin d'obtenir une table mobile. Cette table peut supporter une charge maximale allant jusqu'à 120 kg.





TABLE MURALE & DE CONSULTATION



La table de chirurgie NAC

Pour vos opérations sur NAC's, découvrez cette table avec plateau en inox rabattable à hauteur réglable. Ses dimensions sont de 60x125x90 cm.



La table de consultation chat

Cette table de consultation rabattable est idéale pour la consultation des chats. Elle mesure 70x50 cm et est équipée d'un plateau en inox.



La table de dentisterie NAC en inox

Cette table en inox est équipée d'une potence à double barres permettant de maintenir la bouche de l'animal ouverte durant votre consultation de dentisterie. L'inclinaison de la table est réalisable par un vérin à vis.



La table de consultation

Cette table à hauteur fixe de 90 cm est parfaitement adaptée à la consultation de petits comme de grands animaux.

Son plateau plat en inox de 60 x 125 cm vous garantit un espace de travail confortable. Il peut être accessoirisé d'un cadre, d'un tapis, d'une évacuation voire d'un plateau de pesée.

Sous ce plateau se trouvent des crochets d'attache.

La table est livrée avec des verins de stabilité, mais elle peut être équipée de roulettes.

Avec ou sans roues

Configurez votre table selon vos besoins !

VETINOX

EQUIPEMENT VETERINAIRE

TABLE ELITE



La table Elite - consultation

Les nouvelles tables vétérinaires de consultation ELITE, entièrement en acier inoxydable 304L, vous permettent d'allier confort et performance avec son plateau de 60 x 125 cm.

Grace à un système de conception unique, la table se baisse électriquement et offre un chargement à une hauteur de 23,9 cm. Ce système extra plat permet de faire monter les animaux sans effort, et préserve ainsi votre dos.

La table ELITE permet également de soulever sans difficulté jusqu'à une hauteur de 97,7 cm, grâce à une commande au pied, les animaux volumineux pesant jusqu'à 100 kg. Elle est disponible avec différentes options (balance, cadre, tapis,...), ainsi que sur-mesure. La table est équipée d'un plateau plat en inox.



La table Elite - chirurgie

Cette table de chirurgie, entièrement en acier inoxydable, se baisse et se monte électriquement grâce à une pédale au pied. En position basse, elle descend jusqu'à une hauteur de 58 cm et monte, en position haute, jusqu'à 115 cm.

La table est disponible avec différentes options, ainsi que sur-mesure.



La table Elite - brancard

Polyvalente et innovante, la table de consultation brancard ELITE est à la fois une table de consultation, une table élévatrice, ainsi qu'un chariot de transport.

Véritable révolution dans le milieu vétérinaire, sa hauteur variable de 22.5 à 96.5 cm facilite à la fois la montée des animaux, ainsi que les consultations des professionnels. Elle permet également de soulever sans difficulté les animaux volumineux pesant jusqu'à 100 kg. Son châssis repose sur 4 roues autoguidées qui permettent de transporter les animaux d'un endroit à un autre, rapidement et sans effort. La table est disponible avec différentes options, ainsi que sur-mesure.

TABLES PONT, CHARIOTS, PONTS DE CONTENTION,...

La table pont - Vetinox

Cette table pont est faite en acier inoxydable respectant les normes d'hygiène pratiquées en bloc opératoire ou en clinique vétérinaire.

Ses 4 roues (dont 2 à freins) facilitent les déplacements. Ses dimensions de 80 x 50 x 120 cm et les bords relevés du plateau permettent d'y disposer divers outils.



Pont de contention - Vetinox

S'adaptant au moyen de 2 étaux universels à toutes les tables ayant une épaisseur de 4 cm et une largeur de 70 cm au maximum, ce pont de contention, aux tiges de 16mm de diamètre, est fait d'acier inoxydable.



Trolley Vetconsult

Choisissez et accessorisez votre trolley selon vos besoins ! La conception de la surface de travail vous permet de déplacer le chariot sans avoir besoin de la poignée de poussée. Le côté gauche est disponible pour le montage des accessoires. Capacité de charge 100 kg par roue.



Chariot pour appareils médicaux

Élément indispensable dans votre cabinet, ces chariots ont une grande capacité de support pour vos appareils. Ils sont faciles à utiliser, durables et fonctionnels.



Gueridon inox

Fait de tubes d'acier inoxydable 18/10 avec 2 plateaux emboutis, équipé de roulettes Ø 75 mm. Hauteur : 82 cm. Pare-chocs en caoutchouc circulaire à chaque pied. L'option galerie permet de rajouter des barres de protection au niveau de chaque plateau.



SHOR-LINE
SINCE 1927
QUALITY EQUIPMENT...ENHANCING ANIMAL CARE

TABLE BAIGNOIRE

La table de préparation Vetinox

Cette table est équipée d'un plateau amovible à barreaux de 30 mm de diamètre espacés chacun de 10 mm, ainsi que d'un robinet mélangeur avec douchette et d'une évacuation centrale.

Elle mesure 60 x 140 x x90 cm et est profonde de 40 cm. Sa hauteur est idéale pour un travail assis.

La table est en acier inoxydable et est disponible avec de nombreuses options (plateau perforé, sabot de 16 cm de profondeur, meuble,...).



La table de préparation Shor-Line

Cette table baignoire est un modèle siège avec des portes ou tiroirs en mélaminé blanc recouverts de PVC résistant à l'humidité.

Elle fournit de larges espaces de rangement pour accessoires dentaires ou autres et est équipée d'une grille en acier.

Il existe différentes dimensions pour ce meuble modulable et adaptable selon vos besoins (portes, tiroirs, à gauche ou à droite,...)

La robinetterie est à commander en complément de ce meuble baignoire.

ACCESSOIRES

Seaux de contenances différentes

Accessoire indispensable pour votre table avec évacuation. Ce seau est disponible en 5,7l, 8,5l et 12,3l. Il est en acier inoxydable avec polissage brillant intérieur et extérieur.



Lacettes de contention

Les lacettes de contention sont disponibles en diverses dimensions: 2 cm x 100 m (verte) - 3 cm x 50 m (écru).



Mistral Air

Générateur à air pulsé pour le réchauffement des patients et la gestion de l'hypothermie péri-opératoire.

Technologie brevetée basse pression pour une diffusion optimisée et homogène de l'air chaud sur toute la surface de la couverture. Mistral Air transfère le maximum d'énergie au patient afin de le maintenir en normothermie. Doté d'un filtre HEPA13 pour le maintien de la qualité de l'air.

Matelas chauffant Carbon Tech

Ce matelas chauffant existe en 2 tailles différentes. Il est basé sur une technologie révolutionnaire au service du bien être animal.

Grâce à son revêtement de tissus carbone haute densité, en plus d'être sûr, résistant et confortable, il est naturel, durable et recyclable.





TABOURETS



Tabouret selle Polo

Ce tabouret fixe vous permet de bouger dans toutes les directions de manière fluide. De par sa petite taille et sa légèreté, vous pourrez aisément le déplacer. Son revêtement 100% imperméable à l'eau résiste aux tâches d'urine, de sang, de sueur, de moisissure et se lave simplement à l'eau et au savon.



Tabouret selle Amazone - Jumper Ajustable ou Balance

Les tabourets Amazone et Jumper sont tous deux des tabourets selles réglables permettant une assise plus dynamique.

Suivant vos préférences au niveau du confort, il vous est possible de choisir une selle de 34 cm (Amazone) ou de 44 cm de large (Jumper).

Les deux modèles sont disponibles en version Ajustable (réglage de la hauteur) ou Balance (réglage de la hauteur et de la mobilité de l'assise).

Leur revêtement imperméable et anti-tâche est simple d'entretien et résiste aux tâches de sang, d'urine, de moisissure,...

Ces tabourets peuvent être accessorisés (dossier, roulettes,...).



Tabouret Médical 6100

Ce tabouret réglable en hauteur vous assurera un grand confort d'assise et une position droite au niveau du dos.

Sa surface plane permet un nettoyage facile et efficace du revêtement imperméable et anti-tâches.



Tabouret medical ergo shape

Presque identique au tabouret medical 6100, ce modèle a été conçu avec 2 découpes au niveau des points de pression entre le tabouret et les cuisses.




ENGINEER OF LIGHT.

LAMPES

Lampe Visiano 20 - Waldmann

La Visiano garantit des conditions d'examen optimales. La tête de lampe concave avec des réflecteurs diamants et des LED Premium, offre un champ éclairé homogène, une puissance lumineuse élevée et sans ombres. Elle est équipée de 4 niveaux de gradation et d'un revêtement antimicrobien. Elle permet une rotation de la tête à 360°.

- 60 000 Lux / 0,5 m.
- Champ d'éclairement : 21 cm / 0,5 m.
- 2 Températures de couleur : 3500/4500 K. IRC > 95.
- Poids 2 kg.
- Puissance absorbée 21 W.
- Lampe livrée sans support (en option - mur, table, plafond et pied à roulettes).


**Lampe HyLed 580 - Mindray**

Cette lampe, adaptable sur pied ou au plafond, vous assurera un éclairage optimal grâce à sa capacité de réglage sur 10 niveaux d'intensité (jusqu'à 160 000 Lux / 1 m).

Son design antibactérien vous aidera à réduire les risques d'infections secondaires.

Les lampes mobiles montées sur pied sont équipées d'une batterie vous offrant une autonomie allant jusqu'à 10h de fonctionnement en continu. Les lampes LED n'ayant qu'une très faible consommation énergétique, la longévité de vos ampoules en sera prolongée.

Lors d'une configuration plafond, il vous sera également possible de choisir un support permettant une double lampe.





LAMPES

Lampe LED 130

Cette lampe d'examen à couleur unique de 60.000 Lux peut être montée sur pied, plafonnier ou fixée au mur.

Lampe LED 130F

Cette lampe d'examen à couleurs multiples (4300 kelvin dimable de 50 à 100%) de 70.000 Lux peut être montée sur pied, plafonnier ou fixée au mur. Elle permet de réaliser un focus très simplement.

Lampe LED 150FP

Cette lampe d'examen à couleur unique de 130.000 Lux peut être montée sur pied, plafonnier ou fixée au mur. Elle permet de réaliser un focus en un tournemain.

Plafonnier Idoo suspension Led


Ce plafonnier LED (4000 kelvin) de 7.000 Lumen vous offre deux zones d'éclairage. Une partie directe, avec technologie Edgelight et Lightguide pour un éclairage homogène. Et une partie indirecte avec diffuseur Batwing pour un éclairage large.

Lampe LED 2SC

Cette lampe d'examen à couleur unique de 115.000 Lux peut être montée sur pied, plafonnier ou fixée au mur. Grâce à son focus spécial, vous pourrez ajuster la zone éclairée selon vos besoins.

Combinez deux lampes en version plafonnier

Couplez les avantages de ces deux lampes en version plafonnier afin d'obtenir une lampe multi usage qui ne laissera pas de zone d'ombre sur votre zone de travail.



NOTES



ALCYON
BELUX

POUR TOUTE QUESTION OU INFORMATION

*Notre équipe se tient
à votre service !*

VINCENT DELFOSSE: 0474/83.01.48

FABRICE HEYMANN : 0470/32.04.11

RUDY NEIRYNCK : 0496/54.55.30

RAYMOND PIRARD : 0475/36.57.24

ALCYON
BELUX

Rue le Marais 17 - 4530 Villers-Le-Bouillet