


ALCYON BELUX PRESENTEERT U:

Tafels & Lampen

EEN EXCLUSIEF ASSORTIMENT



ALCYON BELUX PRESENTEERT U:

Tafels & Lampen

INHOUDSOPGAVE:

PAGINA 3 | CK- MST 2200 TAFELS

PAGINA 4 | CK- ACCESSOIRES

PAGINA 5 | CK- DCT 2200 TAFELS

PAGINA 6 | VETINOX - WANDTAFELS
& CONSULTATIE TAFEL

PAGINA 7 | VETINOX- ELITE TAFELS

PAGINA 8 | DIVERSE - BRUGTAFEL, KARRETJE,...

PAGINA 9 | VETINOX - KUIPTAFEL
SHORLINE


PAGINA 10 | DIVERSE - ACCESSOIRES

PAGINA 11 | SCORE - KRUKKEN

PAGINA 12 | WALDMANN - LAMPEN
MINDRAY

PAGINA 13 | DR. MACH - LAMPEN

CK - MST 2200 TAFELS



Breed adaptief gamma

De MST 2200 is een tafel die perfect geschikt is voor het onderzoeken en verzorgen van kleine dieren. Het werkblad van 130 x 60 cm biedt voldoende ruimte voor de patiënt en het verplegend personeel. Het laadvermogen van 90 kg en een lage positie van slechts 30 cm maken het mogelijk om zelfs de grootste hondenrassen te kunnen behandelen. Door de hoge stand van inmiddels 105 cm werkt U comfortabel aan zeer kleine dieren. Afhankelijk van de gekozen opties wordt de tafel geleverd met een elektrische aandrijving d.m.v. pedaal of een hydraulische aandrijving. In principe is de tafel op stelpoten gemonteerd. Deze kunnen worden vervangen door wielen met rem.

Naast een uitgebreid gamma van accessoires kunt u kiezen voor een tafel met een vlak of diep blad.

Optionele weegschaal enkel op tafel met vlak tafelblad

de laagste stand van de
tafel zal 5cm verhoogd zijn




CK - MST 2200 ACCESSOIRES



Verlenging dentaal
(vlak of diep blad)



Wielen met remmen
(x4 stukken)



Verlenging
(Vlak of diep blad)



Opvangbak

Mogelijkheid om een motor
toe te voegen
(tot 150kg)


Ingebouwde
weegschaal

Bevestigingsclips
(x4 stukken)


Ingebouwde stopcontact
(x2 stukken)



Serum drager
(alleen of met clip)



Linak Batterijen



Tapijt
(Vlak of diep blad)


CK - DCT 2200 TAFELS

Vier richtingen



Multidirectioneel

Pas de positie van de tafel in 4 richtingen aan!



Operatietafel

De DCT 2200 is een veterinaire operatietafel met een werkblad met variabele hoogte van 73 tot 113 cm. De helling van het werkblad wordt beveiligd door een elektrische aandrijving met handmatige bediening.

Het werkblad is gemonteerd met drie inox platen waarvan er twee handmatig traploos verstelbaar zijn tussen 0 en 28° in lengterichting en $\pm 40^\circ$ lateraal.

De afmetingen van het werkblad zijn 130 x 52 cm (optioneel: 60 cm) en er zijn rails voorzien van 25 x 10 mm. De standaardversie is op stelpoten gemonteerd die door wielen met remmen kunnen worden vervangen om een verrijdbare tafel te verkrijgen.

Deze tafel kan een maximale belasting tot 120 kg dragen.




WAND- & CONSULTATIE TAFELS



De operatie tafel voor knaagdieren - vogels

Ontdek deze tafel met opklapbaar inox blad dat in hoogte verstelbaar is.
De afmetingen zijn 60x125x90 cm.



De katten consultatie tafel

Deze opklapbare consultatietafel is ideaal voor het consulteren van katten.
Deze meet 70x50 cm en is voorzien van een inox blad.



Tafel tandgeneeskunde knaagdieren inox

Deze inox tafel is uitgerust met een galg met dubbele spijl om de boven en onderkaak van het dier tijdens uw werk open te houden. De helling van de tafel kan door een vijzel worden geregeld.



De consultatie tafel

Deze tafel met een vaste hoogte van 90 cm is perfect geschikt voor het consulteren van kleine en grote dieren.

Het vlakke inox blad van 60 x 125 cm garandeert een comfortabele werkruimte. Het kan worden uitgerust met een frame, een mat, een evacuatie of zelfs een schaal.

Onder het tafelblad zitten bevestigingshaken.

De tafel wordt geleverd met stabiliteitskrikken, maar kan met wielen uitgerust worden.

Met of zonder wielen

Stel uw tafel samen volgens uw behoeften!



ELITE TAFELS



Elite tafel - consultatie

Met de nieuwe ELITE tafels voor dierenartsen, volledig in inox, kunt u comfort en prestaties combineren dankzij het tafelblad van 60 x 125 cm. Dankzij een uniek designsysteem is de tafel elektrisch neerklapbaar en kan tot een hoogte van 23,9 cm beladen worden. Dit extra platte systeem zorgt ervoor dat dieren moeiteloos kunnen worden opgeheven en beschermt u zo uw rug.

De ELITE tafel maakt het ook mogelijk om grote dieren met een gewicht tot 100 kg gemakkelijk op te tillen tot een hoogte van 97,7 cm, dankzij een voetbediening. Die is verkrijgbaar met verschillende opties (schaal, frame, mat, ...), en kan op maat besteld worden. De tafel is voorzien van een vlak inox blad.



Elite tafel - chirurgie

Deze chirurgietafel, geheel in inox, kan met een voetpedaal elektrisch neergelaten en opgeheven worden. In de lage stand daalt zij af tot een hoogte van 58 cm en in de hoge stand gaat zij tot 115 cm.

De tafel is met verschillende opties en op maat verkrijgbaar.



Elite tafel - brancard

Veelzijdig en innovatief, de ELITE brancard consultatietafel is zowel een consultatietafel, een heftafel als een brancard.

Een echte revolutie op veterinair gebied, de variabele hoogte van 22,5 tot 96,5 cm vergemakkelijkt zowel het opstappen van dieren als het gebruik door professionals. Het maakt het ook gemakkelijk om grote dieren met een gewicht tot 100 kg op te tillen. Het chassis is gebaseerd op 4 zelfgeleide wielen waarmee dieren snel en moeiteloos van de ene plaats naar de andere kunnen worden vervoerd. De tafel is verkrijgbaar met verschillende opties en op maat.

BRUGTAFEL, KARRETJE, FIXEERBRUG,...

Brugtafel - Vetinox

Deze brugtafel is van roestvrij staal gemaakt en voldoet aan de hygiënenormen die in de operatiekamer of dierenkliniek toegepast worden.

De 4 wielen (waarvan 2 met rem) vergemakkelijken de verplaatsingen. Door zijn afmetingen van 80 x 50 x 120 cm en de opstaande randen van de bak kunnen er verschillende instrumenten in geplaatst worden.



Fixeerbrug - Vetinox

Deze fixeerbrug, met staven van 16 mm diameter, is van roestvrij staal gemaakt en is aanpasbaar aan alle tafels met een maximale dikte van 4 cm en een breedte tot 70 cm door middel van 2 universele bankschroeven.



Trolley Vetconsult

Kies de verschillende opties en accessoires voor uw trolley volgens uw behoeften! Dankzij het ontwerp van het werkoppervlak kunt u de trolley gemakkelijk verplaatsen. De linkerkant is beschikbaar voor het afbouwen van verschillende accessoires. Draagvermogen 100 kg per wiel.

Karetje voor medische apparaten

Essentieel element in uw praktijk, deze karetjes hebben een grote ondersteuningscapaciteit voor uw apparaten. Ze zijn gebruiksvriendelijk, duurzaam en functioneel.

Inox karetje

Van 18/10 roestvrij staal gemaakt met 2 vaste trays, voorzien van Ø 75 mm wielen. Hoogte: 82cm. Ronde rubberen bumpers op elke voet. Met de galerijoptie kunt u op elk niveau beveiligingsbalken toevoegen.



SHOR-LINE
SINCE 1927
QUALITY EQUIPMENT...ENHANCING ANIMAL CARE

WASTAFEL

Voorbereidingstafel - Vetinox

Deze tafel is met een afneembaar blad met spijlen van 30 mm diameter elk en een onderlinge afstand van 10 mm uitgerust, evenals een mengkraan met handdouche en centrale afvoer. Deze meet 60 x 140 x x 90 cm en is 40 cm diep. De hoogte is ideaal voor zittend werk. De tafel is van roestvrij staal gemaakt en is verkrijgbaar met vele opties (geperforeerd blad, 16 cm diepe schoen, kast, ...).



Voorbereidingstafel - Shor-Line

Deze voorbereidingstafel is een zitmodel met witte melamine deuren of lades bekleed met vochtbestendig PVC.

Ze biedt voldoende opbergruimte voor tandheelkundige en andere accessoires en is uitgerust met een inox rooster.

Er zijn verschillende afmetingen voor dit modulaire en aanpasbare meubel volgens uw behoeften (deuren, lades, links of rechts, ...)

De kranen zijn naast dit badmeubel te bestellen.

ACCESSOIRES

Emmers met verschillende volumes

Onmisbaar accessoire voor uw tafel met afvoer. Deze emmers zijn in 5,7l, 8,5l en 12,3l verkrijgbaar. Ze zijn van roestvrij staal met heldere polijsten van binnen en van buiten gemaakt.



Dwanglint

De dwanglinten zijn in verschillende maten beschikbaar : 2 cm x 100 m (Groen) - 3 cm x 50 m (ecru).



Mistral Air

Pulserende luchtgenerator voor het verwarmen van patiënten en het beheersen van perioperatieve hypothermie.

Gepatenteerde lagedruktechnologie voor een optimale en homogene verdeling van warme lucht over het gehele oppervlak van de deken. Mistral Air geeft zoveel mogelijk energie af aan de patiënt om hem in normothermie te houden. Uitgerust met een HEPA13-filter om de luchtkwaliteit te garanderen.



Warmtemat Carbon Tech

Deze warmtemat is in 2 verschillende maten verkrijgbaar. Ze is gebaseerd op revolutionaire technologie ten dienste van het dierenwelzijn.

Dankzij de coating van koolstofvezels met een hoge dichtheid is het niet alleen veilig, resistent en comfortabel, maar ook natuurlijk, duurzaam en recycleerbaar.





KRUKKEN



Zadel kruk Polo

Met deze vaste zadel kruk kunt U soepel alle kanten op bewegen.

Door zijn klein formaat en lichtheid kunt U hem gemakkelijk verplaatsen.

De 100% waterdichte coating is bestand tegen urine-, bloed-, zweet- en schimmel-vlekken en is gemakkelijk af te wassen met water en zeep.



Zadel kruk Amazone - Jumper Reglbaar of Balance

De Amazone en Jumper krukken zijn beide verstelbare zadel krukken om dynamischer te zitten.

Afhankelijk van uw comfort-voorkeuren kunt U kiezen voor een 34 cm (Amazon) of 44 cm breed (Jumper) zadel.

Beide modellen zijn in Regelbaar (hoogteverstelling) of Balance (hoogteverstelling en stoelmobiliteit) verkrijgbaar.

Hun waterdichte en vlekbestendige coating is gemakkelijk te onderhouden en bestand tegen bloed, urine, schimmel, enz.

Deze krukken kunnen met accessoires (rugleuning, wielen, ...) worden uitgerust.



Medical Ergo Shape kruk

Bijna identiek aan de Medical 6100 kruk, dit model is ontworpen met 2 sneden op de drukpunten tussen de kruk en de dijen. Met rugleuning.

Medical 6100 kruk

Deze in hoogte verstelbare kruk biedt U veel zitcomfort en een rechte rugligging.

Het vlakke oppervlak maakt een gemakkelijke en efficiënte reiniging van de waterdichte en vlekbestendige coating mogelijk.





ENGINEER OF LIGHT.


LAMPEN

Visiano 20 lamp - Waldmann

De Visano garandeert optimale onderzoeks-omstandigheden.

De concave lampkop met diamantreflectoren en Premium LED's biedt een homogeen lichtveld, hoge lichtopbrengst en zonder schaduwen. Hij is van 4 dimniveaus voorzien en een antimicrobiële coating. Het maakt 360 ° rotatie van de lamp mogelijk.

- 60.000 Lux / 0,5 mtr.
- Verlichtingsveld: 21 cm / 0,5 m.
- 2 Kleurtemperaturen: 3500/4500 K. CRI >95.
- Gewicht 2kg.
- Stroomverbruik 21 W.
- Lamp geleverd zonder steun (wand, tafel, plafond, rolvoet - optioneel).




HyLed 580 lamp - Mindray

Deze lamp, die op een statief of aan het plafond kan gemonteerd worden, zal u een optimale verlichting bieden dankzij de 10 intensiteitsniveaus (tot 160.000 Lux / 1 m) aan te passen.

Het antibacteriële ontwerp helpt u het risico op secundaire infecties te verminderen.

De mobiele lampen die op een statief zijn gemonteerd, zijn uitgerust met een batterij die u een autonomie van maximaal 10 uur ononderbroken werking biedt. Omdat LED-lampen een zeer laag energieverbruik hebben, wordt de levensduur van uw lampen verlengd.

Met een plafondconfiguratie kunt u ook een steun kiezen die een dubbele lamp toelaat.





LAMPEN

LED 130 lamp

Deze eenkleurige onderzoekslamp van 60.000 Lux kan op een statief, aan het plafond of aan de muur worden gemonteerd.

LED 130F lamp

Deze 70.000 Lux meerkleurige (4300 Kelvin dimbare 50 tot 100%) onderzoekslamp kan op een statief, plafond of wand gemonteerd worden.

Het maakt het mogelijk om heel eenvoudig een focus te bereiken.

LED 150FP lamp

Deze eenkleurige onderzoekslamp van 130.000 Lux kan op een statief, aan het plafond of aan de muur worden gemonteerd.

Het maakt het mogelijk om heel eenvoudig een focus te bereiken.

Plafondlamp Idoo suspension Led

Deze LED plafondlamp (4000 Kelvin) van 7.000 Lumen biedt U twee lichtzones. Een direct onderdeel, met Edgelight en Lightguide technologie voor homogene verlichting. En een indirect deel met Batwing diffuser voor brede verlichting.

LED 2SC lamp

Deze eenkleurige onderzoekslamp van 115.000 lux kan op een vloerstand, aan het plafond of aan de muur worden gemonteerd.

Dankzij de speciale focus kunt u het verlichte gebied aanpassen aan uw behoeften.

Combineer twee lampen in plafondmontage

Combineer de voordelen van twee lampen in een plafondversie om een multifunctionele lamp te krijgen die geen schaduw achterlaat in uw werkgebied.



NOTAS







ALCYON
BELUX

HEEFT U EEN VRAAG? OF INFORMATIE NODIG?

*Ons team staat
voor u klaar !*

VINCENT DELFOSSE: 0474/83.01.48

FABRICE HEYMANN : 0470/32.04.11

RUDY NEIRYNCK : 0496/54.55.30

RAYMOND PIRARD : 0475/36.57.24

ALCYON
BELUX

Rue le Marais 17 - 4530 Villers-Le-Bouillet