


POLYPROPYLENE

BLUE



Type	Monofilament
Composition	Polypropylène, un polymère de propylène
Enduit	Aucun
Couleur	Bleu
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	Non résorbable
Présentation	Boîte de 12 pochettes

*For quality
&
safety*

smi

www.sutures.be

POLYPROPYLENE

BLUE

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Résistance à la traction élevée, non résorbable
- ✓ Résistance aux pliages répétés
- ✓ Synthétique
- ✓ Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme
- ✓ Pliabilité et souplesse
- ✓ Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

- Soutien tissulaire permanent
- Utilisation en chirurgie cardiovasculaire (prothèses valvulaires cardiaques et anastomoses)
- Réaction tissulaire minimale
- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
- Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)
- Nouage excellent
- Bonne maniabilité
- Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds
- Étanchéité et stérilité des produits garanties

- INDICATIONS** rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature spécialement
- Chirurgie cardiovasculaire
 - Neurochirurgie
 - Chirurgie ophtalmologique
 - Microchirurgie
 - Chirurgie plastique
 - Fermeture de peau
 - Chirurgie orthopédique
 - Cure de hernie (aussi en tant que treillis)
 - Chirurgie gastro-intestinale
 - Chirurgie générale
 - Gynécologie
 - Obstétrique

Round bodied taper point




1/2 Circle



			Metric	USP	Length		Order number
	HR 10 mm		0.5	7/0	45 cm	blue	5050110
			0.7	6/0	75 cm	blue	5070110
	HR 15 mm		0.7	6/0	75 cm	blue	5070115
			1	5/0	75 cm	blue	5100115
			1.5	4/0	75 cm	blue	5150115
	HR 17 mm		1	5/0	75 cm	blue	5100117
			2	3/0	75 cm	blue	5200117
	HR 20 mm		1	5/0	75 cm	blue	5100120
			1.5	4/0	75 cm	blue	5150120
	HR 25 mm		2	3/0	75 cm	blue	5200120
			1	5/0	75 cm	blue	5100125
			1.5	4/0	75 cm	blue	5150125
			2	3/0	75 cm	blue	5200125
			3	2/0	75 cm	blue	5300125
			3.5	0	75 cm	blue	5350125
			4	1	75 cm	blue	5400125
	HR 30 mm		2	3/0	75 cm	blue	5200130
			3	2/0	75 cm	blue	5300130
			3.5	0	75 cm	blue	5350130
			4	1	75 cm	blue	5400130
	HR 35 mm		3	2/0	75 cm	blue	5300135
			3.5	0	75 cm	blue	5350135
	HR 40 mm		4	1	75 cm	blue	5400135
			3.5	0	75 cm	blue	5350140
			4	1	90 cm	blue	5400140
			5	2	75 cm	blue	5500140

Round bodied taper point double armed




1/2 Circle




			Metric	USP	Length		Order number
	2 x HR 8 mm		0.4	8/0	60 cm	blue	5040108-2
			0.5	7/0	60 cm	blue	5050108-2
			0.7	6/0	60 cm	blue	5070108-2
	2 x HR 10 mm		0.5	7/0	60 cm	blue	5050110-2
			0.7	6/0	60 cm	blue	5070110-2
			1	5/0	60 cm	blue	5100110-2

Round bodied taper point double armed



			Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle 	2 x HR 13 mm		0.5	7/0	60 cm	blue	5050113-2
			0.7	6/0	60 cm	blue	5070113-2
			1	5/0	75 cm	blue	5100113-2
	2 x HR 15 mm		1.5	4/0	90 cm	blue	5150115-2
	2 x HR 16 mm		1	5/0	90 cm	blue	5100116-2
			1.5	4/0	90 cm	blue	5150116-2
			2	3/0	90 cm	blue	5200116-2
	2 x HR 20 mm		1	5/0	90 cm	blue	5100120-2
			1.5	4/0	90 cm	blue	5150120-2
			2	3/0	90 cm	blue	5200120-2
	2 x HR 25 mm		1.5	4/0	90 cm	blue	5150125-2
			2	3/0	90 cm	blue	5200125-2
			3	2/0	90 cm	blue	5300125-2
	2 x HR 30 mm		2	3/0	90 cm	blue	5200130-2
			3	2/0	90 cm	blue	5300130-2
	2 x HR 35 mm		3	2/0	90 cm	blue	5300135-2
	HR 15 mm HR 30 mm		2	3/0	90 cm	blue	5200115-30

Round bodied taper point double armed



			Metric	USP	Length		Order number
3/8 Circle 	2 x DR 8 mm		0.4	8/0	45 cm	blue	5040208-2
			0.5	7/0	60 cm	blue	5050208-2
	2 x DR 10 mm		0.7	6/0	60 cm	blue	5070210-2
	2 x DR 13 mm		0.7	6/0	60 cm	blue	5070213-2
	2 x DR 18 mm		1	5/0	90 cm	blue	5100218-2
			1.5	4/0	90 cm	blue	5150218-2

Round bodied taper point loop



Metric

USP

Length

Order number

1/2 Circle



HR 40 mm



3

2/0

150 cm

blue

5300940

Reverse cutting



Metric

USP

Length

Order number

3/8 Circle



DS 10 mm



0.7

6/0

45 cm

blue

5071510

0.5

7/0

45 cm

blue

5051512

DS 12 mm



0.7

6/0

45 cm

blue

5071512

1

5/0

45 cm

blue

5101512

1.5

4/0

75 cm

blue

5151512

DS 12 mm
Easy Pass



0.7

6/0

50 cm

blue

5071512P

1

5/0

50 cm

blue

5101512P

DS 16 mm



0.7

6/0

45 cm

blue

5071516

1

5/0

45 cm

blue

5101516

1.5

4/0

75 cm

blue

5151516

2

3/0

75 cm

blue

5201516

DS 16 mm
Easy Pass



0.7

6/0

50 cm

blue

5071516P

1

5/0

50 cm

blue

5101516P

1.5

4/0

50 cm

blue

5151516P

DS 19 mm



0.7

6/0

75 cm

blue

5071519

1

5/0

75 cm

blue

5101519

1.5

4/0

45 cm

blue

5151519-45

1.5

4/0

75 cm

blue

5151519

2

3/0

45 cm

blue

5201519-45

2

3/0

75 cm

blue

5201519

3

2/0

75 cm

blue

5301519

3.5

0

75 cm

blue

5351519

DS 19 mm
Easy Pass



1

5/0

50 cm

blue

5101519P

1.5

4/0

50 cm

blue

5151519P

2

3/0

50 cm

blue

5201519P

3

2/0

50 cm

blue

5301519P

Reverse cutting



3/8 Circle



		Metric	USP	Length		Order number
DS 24 mm		1.5	4/0	75 cm	blue	5151524
		2	3/0	45 cm	blue	5201524-45
		2	3/0	75 cm	blue	5201524
		3	2/0	45 cm	blue	5301524-45
		3	2/0	75 cm	blue	5301524
		3.5	0	75 cm	blue	5351524
		4	1	75 cm	blue	5401524
	DS 24 mm Easy Pass	2	3/0	50 cm	blue	5201524P
		3	2/0	50 cm	blue	5301524P
	DS 26 mm	3	2/0	45 cm	blue	5301526-45
		3	2/0	75 cm	blue	5301526
	DS 30 mm	2	3/0	75 cm	blue	5201530
		3	2/0	75 cm	blue	5301530
		3.5	0	75 cm	blue	5351530
		4	1	75 cm	blue	5401530
	DS 36 mm	2	3/0	75 cm	blue	5201536
		3	2/0	75 cm	blue	5301536
		3.5	0	75 cm	blue	5351536
		4	1	75 cm	blue	5401536
	DS 40 mm	2	3/0	75 cm	blue	5201540
		3	2/0	75 cm	blue	5301540
		3.5	0	75 cm	blue	5351540
		4	1	90 cm	blue	5401540
		5	2	90 cm	blue	5501540
	DS 45 mm	4	1	90 cm	blue	5401545
	DS 90 mm	4	1	90 cm	blue	5401590

Reverse cutting



1/2 Circle



		Metric	USP	Length		Order number
HS 22 mm		2	3/0	45 cm	blue	5201422
HS 24 mm		3	2/0	75 cm	blue	5301424

Cutting 			Metric	USP	Length		Order number
Straight 	GS 40 mm 		3	2/0	75 cm	blue	5302140
			1.5	4/0	90 cm	blue	5152160
	GS 60 mm 		2	3/0	75 cm	blue	5202160
			3	2/0	75 cm	blue	5302160
	GS 75 mm 		3	2/0	75 cm	blue	5302175
Round bodied tapercut point double armed 			Metric	USP	Length		Order number
3/8 Circle 	2 x DRT 12 mm 		0.7	6/0	75 cm	blue	5070412-2
Round bodied tapercut point 			Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle 	HRT 10 mm 		0.7	6/0	75 cm	blue	5070510
	HRT 25 mm 		3	2/0	75 cm	blue	5300525
Round bodied tapercut point double armed 			Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle 	2 x HRT 16 mm 		1	5/0	75 cm	blue	5100516-2
	2 x HRT 22 mm 		1.5	4/0	90 cm	blue	5150522-2
	2 x HRT 25 mm 		1.5	4/0	90 cm	blue	5150525-2
			2	3/0	90 cm	blue	5200525-2
			3	2/0	90 cm	blue	5300525-2
	2 x HRT 30 mm 		2	3/0	90 cm	blue	5200530-2
			3	2/0	90 cm	blue	5300530-2

Soft cutting point coronary double armed



3/8 Circle



2 x CC 8 mm



Metric

USP

Length

Order number

0.4

8/0

60 cm

blue

5042608-2

0.5

7/0

75 cm

blue

5052608-2

0.7

6/0

75 cm

blue

5072608-2

2 x CC 10 m



0.5

7/0

75 cm

blue

5052610-2

0.7

6/0

75 cm

blue

5072610-2

2 x CC 13 mm



0.5

7/0

75 cm

blue

5052613-2

0.7

6/0

75 cm

blue

5072613-2

1

5/0

75 cm

blue

5102613-2

Soft cutting point coronary black double armed



3/8 Circle



2 x CC 8 mm black



0.4

8/0

60 cm

blue

5042608-2VB

0.5

7/0

75 cm

blue

5052608-2VB

0.7

6/0

75 cm

blue

5072608-2VB

2 x CC 13 mm black



0.7

6/0

75 cm

blue

5072613-2VB

1

5/0

75 cm

blue

5102613-2VB