

SMI Spon

COMPOSITION:


Gélatine de première qualité hautement purifiée

INDICATIONS:

Pour usage dans diverses procédures chirurgicales. Prévue pour être utilisée à des fins hémostatiques par application sur une surface hémorragique. Non pyrogène et biocompatible.

ÉPONGE DE GÉLATINE RÉSORBABLE

		Unité	Référence
standard	80 x 50 x 10 mm	10 pc.	ZHG805010
special	80 x 50 x 1 mm	20 pc.	ZHG805001
regular	70 x 50 x 10 mm	10 pc.	ZHG705010
tampon	80 x 30 mm diamètre	6 pc.	ZHG8030
dental cube	10 x 10 x 10 mm	32 pc.	ZHG101010



SMI-CEL

Hémostatique résorbable - cellulose régénérée oxydée

COMPOSITION:

Textile tricoté résorbable et stérile, préparé par oxydation contrôlée de cellulose régénérée

INDICATIONS:

Utilisés dans les procédures chirurgicales comme adjuvant pour contrôler les hémorragies des capillaires, des veines ou des petites artères.

Biocompatible, entraînant une hémostase rapide et résorbée par le corps dans les 7 à 14 jours.

SMI-CEL STANDARD

		Unité	Référence
1.25 cm x 5 cm	blanc	12 pc.	ZHCS012050
5 cm x 7.5 cm	blanc	12 pc.	ZHCS050075
5.1 cm x 35.6 cm	blanc	12 pc.	ZHCS051356
7.5 cm x 10 cm	blanc	12 pc.	ZHCS075100
10 cm x 20 cm	blanc	12 pc.	ZHCS100200

SMI-CEL KNIT

		Unité	Référence
2.6 cm x 2.6 cm	blanc	12 pc.	ZHCK026026
7.6 cm x 10.2 cm	blanc	12 pc.	ZHCK076102
15.2 cm x 22.9 cm	blanc	12 pc.	ZHCK152229
10.2 x 10.2 cm	blanc	12 pc.	ZHCK102102

SMI-CEL FIBRIL

		Unité	Référence
2.6 cm x 5.1 cm	blanc	10 pc.	ZHCF026051
5.1 cm x 10.2 cm	blanc	10 pc.	ZHCF051102
10.2 cm x 10.2 cm	blanc	10 pc.	ZHCF102102

