


STEEL

MONOFILAMENT



Type	Monofilament
Composition	Alliage de fer, nickel et chrome
Enduit	Aucun
Couleur	Métallique
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	Non résorbable
Présentation	Boîte de 12 pochettes

*For quality
&
safety*



www.sutures.be

STEEL

MONOFILAMENT

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Résistance à la traction élevée, non résorbable
- ✓ Synthétique
- ✓ Ductile et malléable
- ✓ Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme
- ✓ Emballage fermé hermétiquement

INDICATIONS Fermeture de sternotomie
Chirurgie orthopédique
Fermeture de la paroi abdominale et cures de hernies

AVANTAGES

Soutien tissulaire permanent

Réaction tissulaire minimale

Bonne maniabilité

Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)
Nouage excellent

Étanchéité et stérilité des produits garanties




CONTRE-INDICATIONS Sensibilisation ou allergie connue à l'acier inoxydable ou à l'un des constituants du fil tel que le chrome ou le nickel

Round bodied tapercut point



1/2 Circle








HRT 40 mm		6	3&4	4 x 45 cm	ST45
HRT 48 mm		7	5	4 x 45 cm	ST55
		8	6	4 x 45 cm	ST65
HRT 54 mm		7	5	1 x 75 cm	ST54




Reverse cutting






1/2 Circle



Cutting		Metric	USP	Length	Order number
HS 25 mm		3.5	0	4 x 45 cm	ST01
HS 40 mm		4	1	1 x 45 cm	ST11-1
		4	1	4 x 45 cm	ST11
		5	2	4 x 45 cm	ST21
HS 48 mm		6	3&4	4 x 45 cm	ST41
HS 50 mm		7	5	1 x 75 cm	ST53
		7	5	4 x 45 cm	ST51
		8	6	4 x 45 cm	ST61
HS 58 mm		7	5	4 x 45 cm	ST52
		8	6	4 x 45 cm	ST62

Cutting 		Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle 	 NHS 48 mm	7	5	4 x 45 cm	ST56
		8	6	4 x 45 cm	ST63
		9	7	4 x 45 cm	ST72

Patella Set

Cutting 		Metric	USP	Length	Order number
1/2 Circle 	 NHS 120 mm	9	7	60 cm	ST75