


SURGICRYL[®]

910

POLYGLACTINE



Type	Multifilament tressé et enduit
Composition	Polyglactine 910, un copolymère fait de 90% de glycolide et 10% de L-lactide
Enduit	Poly-glycolide-co-L-lactide et stéarate de calcium (<1%)
Couleur	Violet
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 56 à 70 jours. 40 % - 50% de la résistance à la traction persistent après 21 jours.
Présentation	Boîte de 12 pochettes



*For quality
&
safety*

smi

www.sutures.be



CARACTÉRISTIQUES

- ☒ Résistance à la traction élevée
- ☒ Synthétique
- ☒ Résorption par hydrolyse
- ☒ Structure tressée
- ☒ Multifilament enduit
- ☒ Emballage fermé hermétiquement

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature

spécialement Chirurgie générale
Fermeture de peau
Chirurgie gastro-intestinale
Chirurgie plastique
Chirurgie ophtalmologique
Gynécologie
Obstétrique
Chirurgie orthopédique
Urologie

AVANTAGES

Soutien tissulaire excellent

Réaction tissulaire minimale

Taux de résorption prévisible

Propriétés de manipulation excellentes
Grande flexibilité
Résistance à la traction élevée
Excellente sécurité des noeuds

Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
Action capillaire réduite


Étanchéité et stérilité des produits garanties

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie


Suture résorbable, ne pas utiliser si un rapprochement prolongé de tissus est nécessaire

À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire)

RÉSISTANCE À LA TRACTION



RÉSORPTION



Without needle



Metric USP Length Order number

1.5	4/0	150 cm	<i>violet</i>	15150015
2	3/0	150 cm	<i>violet</i>	15200015
3	2/0	150 cm	<i>violet</i>	15300015
3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	15350015
4	1	150 cm	<i>violet</i>	15400015
5	2	150 cm	<i>violet</i>	15500015
3	2/0	3 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045-3
3.5	0	3 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045-3
2	3/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15200045-6
3	2/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045-6
3.5	0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045-6
1.5	4/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15150045
2	3/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15200045
3	2/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045
3.5	0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045
4	1	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15400045
5	2	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15500045
2	3/0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15200070-2
3	2/0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15300070-2
3.5	0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15350070-2
4	1	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15400070-2
5	2	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15500070-2
4	1	7 x 75 cm	<i>violet</i>	15400075

Without needle



Ligapack



Metric USP Length Order number

2	3/0	250 cm	<i>violet</i>	15200025
3	2/0	250 cm	<i>violet</i>	15300025
3.5	0	250 cm	<i>violet</i>	15350025
4	1	250 cm	<i>violet</i>	15400025
5	2	250 cm	<i>violet</i>	15500025

Round bodied taper point



1/2 Circle



		Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle	HR 13 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	15070113
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100113
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150113
	HR 17 mm	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150117
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200117
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300117
	HR 22 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150122
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200122
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300122
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400122
	HR 26 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150126
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200126
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300126
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350126
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400126
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	15500126
	HR 30 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200130
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300130
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350130
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400130
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500130
	HR 36 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200136
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300136
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350136
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400136
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500136
	HR 40 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200140
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300140
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350140-75
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350140
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400140-75
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400140
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	15500140-75
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500140
	HR 45 mm	5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500145

Round bodied taper point 		Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle 	HR 48 mm 	3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15300148
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350148
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400148
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500148
	HR 60 mm 	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350160
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400160
	HR 65 mm 	3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15300165
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350165

Round bodied taper point loop 		Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle 	HR 45 mm 	3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	15350945

Round bodied taper point double armed 		Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle 	2 x HR 26 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200126-2

Round bodied taper point heavy needle 		Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle 	HR 36 mm 	4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400136-H

Round bodied taper point



5/8 Circle



FR 27 mm



Metric

USP

Length

Order number

3

2/0

75 cm

violet

15300327

3.5

0

75 cm

violet

15350327

Round bodied taper point



3/8 Circle



DR 17 mm



1.5

4/0

45 cm

violet

15150217

DR 22 mm



1.5

4/0

75 cm

violet

15150222

2

3/0

75 cm

violet

15200222

DR 30 mm



4

1

75 cm

violet

15400230

Reverse cutting



1/2 Circle



HS 12 mm



0.7

6/0

45 cm

violet

15071412

HS 17 mm



1

5/0

75 cm

violet

15101417

1.5

4/0

75 cm

violet

15151417

HS 22 mm



2

3/0

75 cm

violet

15201422

HS 23 mm



5

2

90 cm

violet

15501423

HS 26 mm



2

3/0

75 cm

violet

15201426

3

2/0

75 cm

violet

15301426

3.5

0

75 cm

violet

15351426

4

1

75 cm

violet

15401426

HS 30 mm



2

3/0

75 cm

violet

15201430

HS 36 mm



3

2/0

75 cm

violet

15301436

3.5

0

90 cm

violet

15351436

4

1

90 cm

violet

15401436

5

2

90 cm

violet

15501436

HS 40 mm



2

3/0

90 cm

violet

15201440

3

2/0

90 cm

violet

15301440

3.5

0

90 cm

violet

15351440

4

1

90 cm

violet

15401440

5

2

90 cm

violet

15501440

Reverse cutting



1/2 Circle



		Metric	USP	Length		Order number
HS 45 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401445
HS 48 mm		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351448
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401448
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501448
HS 60 mm		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351460

Reverse cutting



3/8 Circle




		Metric	USP	Length		Order number
DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071512
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	15101512
		1.5	4/0	45 cm	<i>violet</i>	15151512
DS 16 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071516
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101516
		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	15101516U
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151516
		2	3/0	45 cm	<i>violet</i>	15201516-45
DS 16 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	15201516UP
DS 19 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151519
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	15151519UP
		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	15201519UP
DS 24 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151524
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201524
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301524
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351524
DS 24 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	15201524UP
DS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201526
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301526
		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15301526-90

Reverse cutting



3/8 Circle




			Metric	USP	Length		Order number
	DS 26 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	undyed	15201526UP
	DS 30 mm		2	3/0	75 cm	violet	15201530
			3	2/0	75 cm	violet	15301530
			3.5	0	75 cm	violet	15351530
	DS 30 mm Easy Pass		3	2/0	75 cm	undyed	15301530UP-75
	DS 36 mm		3	2/0	75 cm	violet	15301536
			3.5	0	75 cm	violet	15351536
			4	1	75 cm	violet	15401536
	DS 36 mm Easy Pass		2	3/0	75 cm	violet	15201536P
	DS 40 mm		3.5	0	75 cm	violet	15351540
			4	1	75 cm	violet	15401540
	DS 45 mm		3	2/0	75 cm	violet	15301545

Round bodied tapercut point



1/2 Circle



			Metric	USP	Length		Order number
	HRT 13 mm		1.5	4/0	75 cm	violet	15150513
	HRT 26 mm		1.5	4/0	75 cm	violet	15150526
			2	3/0	75 cm	violet	15200526
			3	2/0	75 cm	violet	15300526
	HRT 30 mm		3	2/0	75 cm	violet	15300530
			3.5	0	75 cm	violet	15350530
			4	1	75 cm	violet	15400530
	HRT 36 mm		3	2/0	90 cm	violet	15300536
			3.5	0	90 cm	violet	15350536
			4	1	90 cm	violet	15400536
	HRT 40 mm		3.5	0	90 cm	violet	15350540
			4	1	90 cm	violet	15400540
			5	2	90 cm	violet	15500540
	HRT 48 mm		8	6	150 cm	violet	15800548

Round bodied tapercut point 		Metric	USP	Length	Order number	
3/8 Circle 	DRT 17 mm		1.5	4/0	75 cm	violet 15150417
Round bodied tapercut point 		Metric	USP	Length	Order number	
3/8 Circle 	DRT 13 mm		1	5/0	75 cm	violet 15100530-0413
	1/2 Circle 					
Cutting 		Metric	USP	Length	Order number	
Straight 	GS 60 mm	2	3/0	75 cm	violet	15202160
		3	2/0	75 cm	violet	15302160
Blunt 		Metric	USP	Length	Order number	
1/2 Circle 	HRB 36 mm	3.5	0	90 cm	violet	15351836
		4	1	90 cm	violet	15401836
	HRB 45 mm	5	2	90 cm	violet	15501845
Blunt		Metric	USP	Length	Order number	
3/8 Circle 	DRB 63 mm	4	1	100 cm	violet	15401963
	DRB 85 mm	5	2	75 cm	violet	15501985