


SURGICRYL[®]

MONOFILAMENT

POLYDIOXANONE



Type	Monofilament
Composition	Polydioxanone, un polymère fait de polyester poly (p-dioxanone)
Enduit	Aucun
Couleur	Violet
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 180 à 210 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persiste après 42 jours.
Présentation	Boîte de 12 pochettes



*For quality
&
safety*

smi

www.sutures.be

SURGICRYL[®]

MONOFILAMENT

POLYDIOXANONE

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Résistance à la traction élevée et durable
- ✓ Synthétique
- ✓ Résorption par hydrolyse
- ✓ Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme
- ✓ Pliabilité et souplesse
- ✓ Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

- Persistence exceptionnelle de la résistance à la traction pour un soutien prolongé de la plaie
- Réaction tissulaire minimale
- Taux de résorption prévisible
- Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
- Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)
- Nouage excellent
- Bonne maniabilité
- Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds
- Étanchéité et stérilité des produits garanties

INDICATIONS

Rapprochement et soutien des tissus mous en général
 spécialement Chirurgie générale
 Chirurgie gastro-intestinale
 Chirurgie ophtalmologique
 Chirurgie orthopédique
 Fermeture de la paroi abdominale
 Gynécologie
 Chirurgie plastique
 Urologie


CONTRE-INDICATIONS

Chirurgie cardiovasculaire
 Neurochirurgie
 Prothèses


Suture résorbable, ne pas utiliser lorsqu'un rapprochement de tissus de plus de 6 semaines est requis

À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire).

RÉSISTANCE À LA TRACTION



RÉSORPTION



Without needle



Metric

USP

Length

Order number

5

2

150 cm

violet

13500015

6

3&4

150 cm

violet

13600015

Round bodied taper point



Metric

USP

Length

Order number

HR 13 mm



0.7

6/0

75 cm

violet

13070113

HR 17 mm



0.7

6/0

75 cm

violet

13070117

1

5/0

75 cm

violet

13100117

1.5

4/0

75 cm

violet

13150117

2

3/0

75 cm

violet

13200117

HR 22 mm



1.5

4/0

75 cm

violet

13150122

2

3/0

75 cm

violet

13200122

HR 26 mm



1.5

4/0

75 cm

violet

13150126

2

3/0

75 cm

violet

13200126

3

2/0

75 cm

violet

13300126

3.5

0

75 cm

violet

13350126

4

1

90 cm

violet

13400126

HR 30 mm



2

3/0

75 cm

violet

13200130

3

2/0

75 cm

violet

13300130

3.5

0

75 cm

violet

13350130

HR 36 mm



3

2/0

75 cm

violet

13300136

3.5

0

90 cm

violet

13350136

4

1

90 cm

violet

13400136

HR 40 mm



3

2/0

75 cm

violet

13300140

3.5

0

90 cm

violet

13350140

4

1

90 cm

violet

13400140

5

2

90 cm

violet

13500140

HR 48 mm



3.5

0

90 cm

violet

13350148

4

1

90 cm

violet

13400148

5


2

90 cm

violet

13500148

1/2 Circle



Blunt loop



Metric

USP

Length

Order number

1/2 Circle



HRB 50 mm



4

1

150 cm


violet

13401850

Round bodied taper point loop



1/2 Circle



		Metric	USP	Length		Order number
	HR 40 mm	3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	13350940
		4	1	150 cm	<i>violet</i>	13400940
	HR 50 mm	3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	13350950
		4	1	150 cm	<i>violet</i>	13400950
		5	2	150 cm	<i>violet</i>	13500950
	HR 65 mm	4	1	150 cm	<i>violet</i>	13400965

Reverse cutting



3/8 Circle



		Metric	USP	Length		Order number
	DS 12 mm	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	13071512
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	13101512
	DS 16 mm	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13101516
	DS 19 mm	1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	13101519
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13101519-75
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151519
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13201519
	DS 24 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151524
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13201524
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301524
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13351524
	DS 26 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13201526
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301526
	DS 30 mm	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301530
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13351530
	DS 40 mm	4	1	90 cm	<i>violet</i>	13401540
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	13501540

Reverse cutting			Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle 	HS 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301436
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13351436
			4	1	75 cm	<i>violet</i>	13401436
	HS 48 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i>	13401448