

SURGICRYL[®]

PGA

POLYGLYCOLIC ACID



Type	Multifilament tressé et enduit
Composition	Acide polyglycolique
Enduit	Polycaprolactone et calcium stéarate (1%)
Couleur	Violet / Beige - non coloré
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 60 à 90 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persistent après 21 jours.
Présentation	Boîte de 12 pochettes



*For quality
&
safety*

smi

www.sutures.be

SURGICRYL[®]

PGA

POLYGLYCOLIC ACID

CARACTÉRISTIQUES

- ☒ Résistance à la traction élevée
- ☒ Synthétique
- ☒ Résorption par hydrolyse
- ☒ Structure tressée
- ☒ Multifilament enduit
- ☒ Emballage fermé hermétiquement

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature

spécialement Chirurgie générale
Fermeture de peau
Chirurgie gastro-intestinale
Gynécologie
Obstétrique
Chirurgie plastique
Urologie
Chirurgie ophtalmologique
Chirurgie orthopédique

AVANTAGES

Soutien tissulaire excellent

Réaction tissulaire minimale

Taux de résorption prévisible

Propriétés de manipulation excellentes
Grande flexibilité
Résistance à la traction élevée
Excellente sécurité des noeuds

Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
Action capillaire réduite


Étanchéité et stérilité des produits garanties

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie


Suture résorbable, ne pas utiliser si un rapprochement prolongé de tissus est nécessaire

À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire)

RÉSISTANCE À LA TRACTION



RÉSORPTION



Without needle



Metric	USP	Length		Order number
2	3/0	150 cm	<i>violet</i>	11200015
3	2/0	150 cm	<i>violet</i>	11300015
3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	11350015
4	1	150 cm	<i>violet</i>	11400015
5	2	150 cm	<i>violet</i>	11500015
6	3&4	150 cm	<i>violet</i>	1160 0015
7	5	150 cm	<i>violet</i>	1170 0015
8	6	150 cm	<i>violet</i>	11800015
1.5	4/0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11150050
2	3/0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11200050
3	2/0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11300050
3.5	0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11350050
4	1	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11400050
5	2	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11500050
2	3/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11200045
3	2/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11300045
3.5	0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11350045
4	1	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11400045
5	2	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11500045
1.5	4/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11150045-6
2	3/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11200045-6
3	2/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11300045-6
3.5	0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11350045-6
4	1	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11400045-6
5	2	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11500045-6
2	3/0	10 x 60 cm	<i>violet</i>	11200060
3	2/0	10 x 60 cm	<i>violet</i>	11300060
3.5	0	10 x 60 cm	<i>violet</i>	11350060
4	1	10 x 60 cm	<i>violet</i>	11400060
5	2	10 x 60 cm	<i>violet</i>	11500060
2	3/0	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11200070
3	2/0	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11300070
3.5	0	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11350070
4	1	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11400070
5	2	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11500070

Without needle



Ligapack



Metric USP Length Order number

1.5	4/0	250 cm	violet	11150025
2	3/0	250 cm	violet	11200025
3	2/0	250 cm	violet	11300025
3.5	0	250 cm	violet	11350025
4	1	250 cm	violet	11400025
5	2	250 cm	violet	11500025
6	3&4	250 cm	violet	11600025

Round bodied taper point



Metric USP Length Order number

1/2 Circle



HR 13 mm



0.7	6/0	75 cm	violet	11070113
1	5/0	75 cm	violet	11100113
1.5	4/0	75 cm	violet	11150113

HR 17 mm



0.7	6/0	75 cm	violet	11070117
1	5/0	75 cm	violet	11100117
1.5	4/0	75 cm	violet	11150117
2	3/0	75 cm	violet	11200117
3	2/0	75 cm	violet	11300117

HR 22 mm



1.5	4/0	75 cm	violet	11150122
2	3/0	75 cm	violet	11200122
2	3/0	75 cm	undyed	11200122U
3	2/0	75 cm	violet	11300122

HR 26 mm



1.5	4/0	75 cm	violet	11150126
2	3/0	75 cm	violet	11200126
2	3/0	75 cm	undyed	11200126U
3	2/0	75 cm	violet	11300126
3	2/0	75 cm	undyed	11300126U
3.5	0	75 cm	violet	11350126
4	1	75 cm	violet	11400126

HR 30 mm



2	3/0	75 cm	violet	11200130
3	2/0	75 cm	violet	11300130
3	2/0	75 cm	undyed	11300130U
3.5	0	75 cm	violet	11350130
4	1	75 cm	violet	11400130

HR 36 mm



2	3/0	75 cm	violet	11200136
3	2/0	75 cm	violet	11300136
3.5	0	90 cm	violet	11350136
4	1	90 cm	violet	11400136

Round bodied taper point 		Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle 	HR 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300140
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350140
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400140-75
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400140
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	11500140
	HR 48 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300148
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350148
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400148
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	11500148
		6	3&4	90 cm	<i>violet</i>	11600148

Round bodied taper point 		Metric	USP	Length		Order number
3/8 Circle 	DR 17 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150217
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200217
	DR 25 mm 	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11350225
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400225

Round bodied taper point 		Metric	USP	Length		Order number
5/8 Circle 	FR 27 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200327
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300327

Round bodied taper point 		Metric	USP	Length		Order number
J-needle 	JR 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11303036
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11353036

Round bodied taper point 		Metric	USP	Length		Order number
5/8 Circle 	JR 36 mm  FR 27 mm 	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11353036-0327
J-needle 						

Round bodied taper point loop		Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle						
	HR 50 mm		4	1	150 cm	<i>violet</i> 11400950

Round bodied tapercut point			Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle 	HRT 26 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300526
	HRT 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300530
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11350530
			4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400530
	HRT 36 mm		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	11300536
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350536
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400536
	HRT 40 mm		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350540
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400540
			5	2	90 cm	<i>violet</i>	11500540
	HRT 48 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400548

Round bodied tapercut point			Metric	USP	Length	Order number	
J-needle							
	JRT 31 mm		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11403131

Reverse cutting 		Metric	USP	Length		Order number
3/8 Circle 	DS 12 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	11071512
		0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	11071512U
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	11101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151512

Reverse cutting



			Metric	USP	Length		Order number
3/8 Circle 	DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	undyed	11071512UP
			1	5/0	50 cm	undyed	11101512UP
			1.5	4/0	50 cm	undyed	11151512UP
	DS 16 mm		0.7	6/0	75 cm	violet	11071516
			1	5/0	75 cm	violet	11101516
			1	5/0	75 cm	undyed	11101516U
			1.5	4/0	75 cm	violet	11151516
			1.5	4/0	75 cm	undyed	11151516U
			2	3/0	75 cm	violet	11201516
	DS 16 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	undyed	11151516UP
	DS 19 mm		1	5/0	75 cm	violet	11101519
			1.5	4/0	75 cm	violet	11151519
			1.5	4/0	75 cm	undyed	11151519U
			2	3/0	75 cm	violet	11201519
			2	3/0	75 cm	undyed	11201519U
			3	2/0	75 cm	violet	11301519
	DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	undyed	11151519UP
			2	3/0	50 cm	undyed	11201519UP
			3	2/0	50 cm	undyed	11301519UP
	DS 24 mm		2	3/0	75 cm	violet	11201524
			2	3/0	75 cm	undyed	11201524U
			3	2/0	75 cm	violet	11301524
			3	2/0	75 cm	undyed	11301524U
			3.5	0	75 cm	violet	11351524
			3.5	0	75 cm	undyed	11351524U
	DS 24 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	undyed	11201524UP
			3	2/0	50 cm	undyed	11301524UP
	DS 30 mm		1.5	4/0	75 cm	violet	11151530
			2	3/0	75 cm	violet	11201530
			3	2/0	75 cm	violet	11301530
			3	2/0	75 cm	undyed	11301530U
			3.5	0	75 cm	violet	11351530
			4	1	75 cm	violet	11401530
			5	2	75 cm	violet	11501530

Reverse cutting 		Metric	USP	Length		Order number
3/8 Circle 	DS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301536
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351536
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11401536
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	11501536
	DS 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301540
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351540
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11401540
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	11501540

Reverse cutting 		Metric	USP	Length		Order number
1/2 Circle 	HS 22 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201422
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11201422U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301422
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11301422U
	HS 26 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151426
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201426
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301426
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351426
	HS 30 mm 	5	2	90 cm	<i>violet</i>	11501430
	HS 36 mm 	3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	11301436
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11351436
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11401436
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	11501436
	HS 40 mm 	3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	11301440
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11351440
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11401440
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	11501440
	HS 48 mm 	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11351448
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11401448
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	11501448
		6	3&4	90 cm	<i>violet</i>	11601448

Cutting 		Metric	USP	Length		Order number
Straight 	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11202160
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11202160U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11302160

Cutting 		Metric	USP	Length		Order number
3/8 Circle 	NDS 16 mm 	1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	11101716