

ALCYON BELUX VOUS PRÉSENTE:

Tensiomètre



TENSIOMÈTRE OSCILOMÉTRIQUE POUR CHIENS ET CHATS

- ◆ Modèle de base du tensiomètre PetPro
- ◆ 590 gr (met batterij); 15,9cm x 12,7cm x 13,3cm
- ◆ Ecran LCD couleur haute résolution
- ◆ L'application est disponible pour mesurer et enregistrer les données avec un téléphone mobile ou une tablette.
- ◆ Grande précision pour les animaux silencieux et en mouvement ;
- ◆ Brassards standard de différentes tailles ;
- ◆ Multilingue
- ◆ Prise en charge de 50 ID, chaque ID pouvant stocker 200 données. La surveillance continue peut conserver 1000 données ;
- ◆ batterie rechargeable au lithium ;

Configuration standard :

1 moniteur de pression artérielle avec batterie intégrée / 1 câble d'extension / 1 jeu de brassards PNI / 1 indicateur de brassard

Spécifications techniques :

Display

Type	4,3" IPS touch screen
Alarm Indication	Audible, Visual

Non-Invasive Blood Pressure

Technique	Oscillimetric
Parameters	Systolic Pressure, Diastolic Pressure, Mean Arterial Pressure, Heart Rate
Range	Systolic: 40 to 270 mmHg, Diastolic: 10 to 210 mmHg, Mean Arterial Pressure: 20 to 300mmHg
Resolution & Accuracy	Resolution: 1mmHg, Accuracy: 3mmHg or $\pm 2\%$ of reading

Heart(Pulse) Rate

Range	25 to 300 bpm
Resolution & Accuracy	Resolution: 2 bpm, Accuracy: 2bpm or $\pm 2\%$ of reading

Record

Data Storage	1000 measurements
Data Output	USB, Bluetooth

Power, Environment

Supply Voltage (Recharge)	100 to 240 VAC, 47/63 HZ, Recharge time 7hrs
Battery Specification	Lithium battery
Power Saving Mode	Automatic Power Off without measurement in 10 minutes
Operating & Storage Temp	Operating: 5°C to 45°C, Storage: -10°C to 50°C
Operating Humidity	15% to 90% non-condensing

- **[10011061] TENSIOMETRE ALCYON BLEU AVEC BRASSARDS**